



071-00001 Rev 21

Instructions for Use
Cordis S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System

MODE D'EMPLOI
Endoprothèse vasculaire Cordis S.M.A.R.T.® Flex

GEBRAUCHSANWEISUNG
Cordis S.M.A.R.T.® Flex Gefäß-Stentsystem

ISTRUZIONI PER L'USO
Sistema di stent vascolare Cordis S.M.A.R.T.® Flex

INSTRUCCIONES DE USO
Sistema de endoprótesis vascular Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Instruções de Utilização
Sistema de Stent Vascular Cordis S.M.A.R.T.® Flex

GEbruiksaanwijzing
Cordis S.M.A.R.T.® Flex stentsysteem voor vasculaire toepassing

Brugsanvisning
Cordis S.M.A.R.T.® Flex vaskulære stentsystem

Käyttöohjeet
Cordis S.M.A.R.T.® Flex -verisuonistenttijärjestelmä

Bruksanvisning
Cordis S.M.A.R.T.® Flex vaskulärt stentsystem

Bruksanvisning
Cordis S.M.A.R.T.® Flex vaskulært stentsystem

Οδηγίες χρήσης
Σύστημα Αγγειακού Στεντ Cordis S.M.A.R.T.® Flex

NÁVOD K POUŽITÍ
Systém vaskulárního stentu Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Használati utasítás
Cordis S.M.A.R.T.® Flex vaskuláris sztentrendszer

SPOSÓB UŻYCIA
System stentów naczyniowych Cordis S.M.A.R.T.® Flex

NÁVOD NA POUŽITIE
Vaskulárny stentovací systém Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Инструкции за употреба
Васкуларна стент система Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Instrucţiuni de utilizare
Sistem Cordis S.M.A.R.T.® Flex cu stent vascular

Kasutusjuhend
Cordis S.M.A.R.T.® Flexi vaskulaarne stentsüsteem

Lietošanas instrukcija
Cordis S.M.A.R.T.® Flex asinsvadu stenta sistēma

Naudojimo instrukcijos
„Cordis S.M.A.R.T.® Flex“ kraujagyslių stentavimo sistema

Kullanma Talimatı
Cordis S.M.A.R.T.® Flex Vasküler Stent Sistemi

Инструкция по применению
Система стентирования сосудов Cordis S.M.A.R.T.® Flex

使用说明
Cordis S.M.A.R.T.® Flex 血管支架系统

使用说明
Cordis S.M.A.R.T.® Flex 血管支架套装

사용 지침
Cordis S.M.A.R.T.® Flex 혈관 스텐트 시스템

การแนะนำการใช้
ชุดขดลวดค้ำยันทางหลอดเลือด Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Petunjuk Penggunaan
Sistem Penyangga Vaskuler Cordis S.M.A.R.T.® Flex


Upute za upotrebu
Sustav za primjenu vaskularnog stenta Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Navodila za uporabo
Sistem vaskularnega stenta Cordis S.M.A.R.T.® Flex


DOLPH McGRATH,
1, Old Waterford Road,
Cionmel,
CO. TIPPERARY, IRELAND
Notary Public for the
County of Tipperary.
Commissioned for Life.

DOLPH McGRATH
15th July 2016





Signed on behalf of Cordis Cashel
Nicola Parry
QA/RA Lead

Cordis Cashel,
Cahir Road, Cashel,
Co. Tipperary, Ireland.
Registration No. 424180

Content / Table des matières / Inhalt / Contenido / Contenido / Conteudo / Inhoud / Innhald / Sisallus / Innehåll / Innhold / Περιεχόμενα / Obsah / Spis treści / Obsah / Съдържание / Cuprins / Sadržaj / Tarkib / Saturs / Turmyn / İçindekiler / Содержание / 目录 / 目錄 / 目録 / 目次 / Isi / Sadržaj / Vsebina	
English	Page
Français	Page
Deutsch	Seite
Italiano	Pagina
Español	Página
Português	Página
Nederlands	Pagina
Dansk	Side
Suomi	Sivu
Svenska	sid
Norsk	Side
Ελληνικά	Σελίδα
Cestina	Strana
Magyar	Oldal
Polski	Strona
Slovensky	Strana
Български	Страница
România	Pagina
Eesti	Lk
Latviešu	lpp
Lietuvių k	P
Türkçe	Sayfa
Pyjama	ᲞᲠᲣᲚᲘᲗ
ភាសាខ្មែរ	ទំព័រ
ភាសាខ្មែរ	ទំព័រ
ភាសាខ្មែរ	ទំព័រ
Bahasa Indonesia	Halaman
Hrvatski	Stranica
Slovensčina	Strana

[illegible]

Figure 1 - S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System / Figure 1 - Système d'endoprothèse vasculaire S.M.A.R.T.® Flex / Abbildung 1 - S.M.A.R.T.® Flex-Stentssystem für Gefäße / Figura 1 - Sistema stent vascolare S.M.A.R.T.® Flex / Figura 1: Sistema de stent vascular S.M.A.R.T.® Flex / Figure 1: Sistema de stent vascular S.M.A.R.T.® Flex / Abeefteling 1 - S.M.A.R.T.® Flex vasculair systeem / Figure 1 - S.M.A.R.T.® Flex vaskulär stentsystem / Kuva 1 - S.M.A.R.T.® Flex-verisuontenstijärjestelmä / Fig. 1 - S.M.A.R.T.® Flex vaskulær stentsystem / Figure 1 - S.M.A.R.T.® Flex vaskulært stentsystem / Ekvivo 1 - Συστήμα αγγειοκάθετην S.M.A.R.T.® Flex / Ölsbräck 1 - System cívlného stentu S.M.A.R.T.® Flex / 1. ábra - S.M.A.R.T.® Flex vaskuláris stentszűrrendszere / Rysunek 1 - System naczyńnowej stentu S.M.A.R.T.® Flex / Obrazok 1 - Vaskulyarny stentovyy sistem S.M.A.R.T.® Flex / Dnyrnyia 1 - Cúdovalno stentno sústema S.M.A.R.T.® Flex / Figura 1 - Sistemul de stent vascular S.M.A.R.T.® Flex / Joons1 - S.M.A.R.T.® Flex vaskulaare stendisüsteem / Silika 1 - Sistem vaskularnega stenta S.M.A.R.T.® Flex / 1. attels - S.M.A.R.T.® Flex vaskulara stenta silika / 1 pav. - Kraujagimiai stento sistema S.M.A.R.T.® Flex / Şekil 1 - S.M.A.R.T.® Flex Vasküler Stent Sistemi / Pvc. 1 - Набор для установки сосудистых стентов S.M.A.R.T.® Flex / figo 1 - S.M.A.R.T.® Flex 血管支架系统 / 圖 1 - S.M.A.R.T.® Flex 血管支架系統 / 그림 1 - S.M.A.R.T.® 플렉스 혈관 스텐트 시스템 / yslr1 - S.M.A.R.T.® Flex Vaskulær Stent System / Gambar 1 - S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System / Слика 1 - Васкуларни систем за стент S.M.A.R.T.® Flex



- [illegible]

English

Stent: Manufactured by ethylene oxide gas. Do not use if package is opened or damaged. For single use only. Re-use may increase the risk of injury, inadequate performance, and infection. Non-pyrogenic. Radiopaque. MR Conditional.

These recommendations are designed to serve only as a general guideline. They are not intended to supersede institutional protocols or professional clinical judgment concerning patient care.

Stent Implant Patient Information Card

Designed for the patient to carry in their wallet for reference along with their healthcare cards. This patient information card provides information pertaining to the stent including the model and lot number of the stent, the date of the procedure and the location of the stent in their leg. The card also provides manufacturing information and MR Conditions.

INTENDED USE

The stent is intended as a treatment for atherosclerotic peripheral femoral artery lesions and proximal popliteal lesions.

CONTRAINDICATIONS

- Inability to tolerate antithrombotic or antiplatelet therapies
- Pregnancy
- Hypercoagulable state
- 100% occluded superficial femoral artery that can not be successfully crossed
- Not intended for use in lesions that cannot be pre-dilated
- Not intended for use in a perforated vessel

WARNINGS

- Persons allergic to nickel (nickel titanium) may suffer an allergic reaction to this implant.
- Appropriate antiplatelet/anticoagulant therapy should be administered pre and post procedure.
- The long term outcome of repeated dilation of endovascularized stents is unknown at present.
- When multiple stents are used resulting in stent-to-stent contact, they should be of similar composition.

PRECAUTIONS

- This product should only be used by physicians trained and experienced in diagnostic and interventional vascular techniques. Standard techniques for interventional vascular procedures should be employed.
- Use of the S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System requires fluoroscopic control.
- Do not use power injection systems with the delivery system.
- Use in patients with a history of contrast sensitivity is not recommended unless the patient can be adequately pre-medicated.
- The effect of heating in the MRI environment for overlapping stents or stents with fractured struts is not known.
- Safety and effectiveness has not been demonstrated in:
 - Lesions that are either totally or densely calcified
 - Pediatric patients

System Handling - Precautions

- Do not attempt to remove the stent from the delivery system before use.
- Store at ambient room conditions out of direct sunlight.
- Do not use beyond the "Use By" date.
- Do not use if the system appears to be damaged.
- Do not expose the delivery system to organic solvents.
- Do not use if the outer sheath of the device cannot be flushed.
- Do not use if the inner lumen of the guidewire tube cannot be flushed.

Stent Placement - Precautions

- Use caution when crossing a deployed stent with any adjunct device.
- If resistance is encountered at any time during the insertion procedure, do not force passage. Resistance may cause damage to stent or system.
- If resistance occurs during movement through the sheath, carefully withdraw the stent system.
- Once stent deployment has begun, the stent must be fully deployed. The system is not designed for stent repositioning or recapturing.
- If resistance is felt when initially retracting the outer deployment sheath, do not force deployment. Carefully withdraw the stent system without deploying the stent.

POTENTIAL ADVERSE EVENTS - Potential hazards and side effects include, but are not limited to:

- Abrupt stent closure
- Allergic reaction to nitinol
- Anginal/coronary ischemia
- Aneurysm or Pseudoaneurysm in vessel or vessel access site
- Arrhythmia
- Atheroembolization (Blue Toe Syndrome)
- AV fistula formation
- Death
- Embolization (air, plaque, thrombus, device or other)
- Hematomas/Hemorrhage
- Hypotension/hypertension
- Infection and/or pain at the access site
- Infection secondary to contamination of the stent may lead to sepsis and hemodynamic instability
- Intimal injury/dissection
- Ischemia requiring intervention (bypass or amputation of toe, foot or leg)
- Limb loss
- Myocardial infarction (MI)
- Overstretching the artery may result in rupture
- Renal insufficiency or failure
- Restenosis of the stented segment
- Septicemia/bacteremia
- Stent malapposition/migration
- Stent structure fracture
- Stroke
- Thrombosis/thrombus
- Tissue necrosis
- Vasospasm
- Vessel perforation or rupture
- Worsened claudication/rest pain

DEVICE DESCRIPTION

The S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System is a self-expanding stent (S.M.A.R.T.® Flex Stent) pre-mounted and delivered with a simple retractable sheath over the wire delivery system. The S.M.A.R.T.® Flex Stent is a nearly fully connected stent made from superelastic nitinol tubing and is constructed through the integration of helically wound struts with helical flexible coils. Both the strut elements and the helical coils provide radial stiffness and an expansion mechanism. The S.M.A.R.T.® Flex Stent is very bendable and will conform with minimal to no fish scaling. Upon deployment, the stent achieves its predetermined diameter and exerts a constant, gentle outward force to maintain an unobstructed lumen.

The S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System, as shown in Figure 1, is composed of a 6F outer sheath (1) and a coaxial inner shaft. The inner shaft is composed of a pusher tube (2) and a guidewire tube (7). The pusher tube (2) axially abuts the proximal end of the stent (9) and the guidewire tube (7) is coaxial to the stent (9) and pusher tube (2). The guidewire tube (7) terminates distally in a catheter tip (8) and originates proximally in a Luer hub (6) designed to accept a 0.035" guidewire. The lumen created by the inside diameter of the guidewire tube (7) is flushed prior to the procedure by injecting fluid via the proximal Luer hub (6). The 6F outer sheath (1) connects proximally to a handle (3) that has a Y connection with female luer (4) and a Tuohy Borsst valve (5) at the proximal portion of the pusher tube (2). The self-expanding stent (9) is constrained within the space between the outer sheath (1) and the guidewire tube (7). This space is flushed prior to the procedure by injecting fluid via the Y connection with female luer (4).

Stent positioning about the target lesion is achieved prior to deployment utilizing the distal stent markers (10) and the proximal placement marker (12). These sets of markers indicate the approximate position of the stent after deployment. The proximal stent markers (11) are proximal to the proximal placement marker (12) and indicate the amount the stent will shorten during deployment. The stent system is designed to shorten from proximal to distal during deployment, such that once the distal portion of the stent has been placed at the target location, it will not move during the remainder of the stent deployment and most stent shortening occurs from the proximal end. The distal and proximal radiopaque stent markers (10 and 11) are attached to each end of the stent. The proximal placement marker (12) is a radiopaque band attached to the guidewire tube (7).

For stent deployment, the Tuohy Borsst valve (5) must be loosened to allow free movement of the pusher tube (2). To retract the outer sheath (1) and deploy the stent (9), remove any slack in the system, grip the outer sheath (1) and handle (3) with one hand and the pusher tube (2) with the other. Move the outer sheath (1) proximally relative to the pusher tube (2), while holding the pusher tube (2) in a fixed position. The delivery system has a certain amount of compliance and there may be some lag between the proximal movement of the outer sheath (1) / handle (3) and the retraction of the outer sheath (1) at the distal end of the stent (9). The position of the delivery system may need to be adjusted to keep the distal stent markers (10) at the target site during this lag period. Once the distal end of the stent (9) starts to deploy continue to retract the proximal outer sheath (1) and handle (3) while holding the pusher tube (2) still until the stent (9) is fully deployed and the proximal stent markers (11) have expanded. Note: The proximal placement marker (12) may move during the stent deployment and may not coincide with the location of the proximal stent markers (11).

PROCEDURE

- The percutaneous placement of the stent should be done in an angiography procedure room under fluoroscopic guidance. Diagnostic angiography should be performed to map out the extent of the lesion and the collateral flow and measure the length of the target lesion and diameters of the reference vessel (proximal and distal to the lesion). Patient preparation and sterile precautions should be the same as for any angioplasty procedure.
- Select a stent size diameter according to the reference vessel diameter measured and the stent size selection table below.

Stent Diameter (mm)	Reference Vessel Diameter (mm)
3	3.5-4.5
4	4.5-5.5
5	5.5-6.5
6	6.5-7.5

- Select Stent Length - Measure the length of the target lesion to determine the length of stent required. Select a stent length that allows for the proximal and distal aspects of the stent to cover the entire target lesion.
 - The Maximum Constrained Length is the length of the stent in at the smallest indicated reference vessel diameter. This length is indicated on the system with the proximal placement marker (see (12) in Fig. 1).
 - The Minimum Constrained Length is the length of the stent in at the largest indicated reference vessel diameter.

Labeled Stent Length (mm)	Maximum Constrained Length (mm) Per Proximal placement marker	Minimum Constrained Length (mm)
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

- Access the treatment site utilizing the appropriate accessory equipment. The stent delivery system is compatible with a 6F (or larger) introducer sheath.

- Introduce an appropriate 035" guidewire through the access catheter or introducer across the distal segment of the target lesion. It is recommended to use a sheath to cross over the aortic bifurcation. It is recommended that the patient will receive a therapeutic dose of heparin such that the ACT is greater than 250.
- Pre-Dilate the Lesion - Using standard balloon angioplasty techniques dilate the lesion to a size equivalent to the reference vessel diameter. Remove the balloon catheter from the patient maintaining lesion access with the guidewire.
- Prepare Stent Delivery System
 - Open the outer box to reveal the pouch containing the stent and delivery catheter.
 - After careful inspection of the pouch, looking for damage to the sterile barrier, carefully peel open the outer pouch and extract the inner pouch. Carefully peel open the inner pouch and remove the backboard with carrier tube which holds the stent delivery system. **Warning: DO NOT use if pouch is opened or damaged.**
 - Set the backboard with carrier tube on a flat surface. Remove the stent/delivery system from the carrier tube. Examine the device for damage. If it is suspected that the sterility has been compromised or the device is damaged do not use the device.
 - If the distal tip (8) is not seated in the outer sheath (1), loosen the Tuohy Borsst valve (5) on the handle (3) and retract the pusher tube (2) such that the distal tip (8) will seat in the outer sheath (1). Tighten the Tuohy Borsst valve by rotating the valve hub clockwise.
 - Check to ensure that the Tuohy Borsst valve (5) on the handle is tightened on the pusher tube (2).
 - Use a 3-10 cc syringe to flush the outer sheath (1) with sterile heparinized saline through the female luer (4) on the handle. Flush until only a few drops of saline exit the distal end of the outer sheath. Complete system flushing may require 2-3 flushings with a 1cc syringe. **Warning: If the outer sheath (1) cannot be flushed do not use the device.**
 - Use a 3-10 cc syringe to flush the inner lumen of the guidewire tube with sterile heparinized saline through the proximal Luer hub (6) attached to the pusher tube (2), until saline flows out of the guidewire lumen at the distal tip. **Warning: If the inner lumen of the guidewire tube (7) cannot be flushed do not use the device.**
- Introduce the Stent Delivery System
 - Advance the device over the guidewire and through the introducer to the target site. If resistance is met during delivery system introduction, the system should be withdrawn and another system used.
 - Under fluoroscopic guidance, position the distal stent markers (10) distal to the target lesion and proximal placement marker (12) proximal to the target lesion.
 - Straighten the proximal part of the delivery system as much as possible and keep the handle in a stable position.
 - The Tuohy Borsst valve (5) on the handle (3) must be loosened to allow free movement of the pusher tube (2).
- Deploy the Stent
 - Stent deployment must be performed under fluoroscopic guidance.
 - Grip the outer sheath (1) and handle (3) with one hand and the pusher tube (2) with the other.
 - Move the outer sheath (1) proximally relative to the pusher tube (2), while holding the pusher tube (2) in a fixed position.
 - The position of the delivery system may need to be adjusted to keep the distal stent markers (10) at the appropriate location.
 - Once the distal end of the stent (9) starts to deploy continue to retract the proximal outer sheath (1) and handle (3) while holding the pusher tube (2) still until the stent (9) is fully deployed and the proximal stent markers (11) have expanded.
- Note: The proximal placement marker (12) may move during the stent deployment and may not coincide with the location of the proximal stent markers (11) after deployment.
- If resistance is felt during retraction of the outer sheath (1), do not force deployment. Carefully withdraw the stent system without deploying the stent.
- Under fluoroscopic guidance, withdraw the entire delivery system as one unit, over the guidewire while keeping the guidewire in position, and out of the body. Remove the delivery device from the guidewire. **Warning: Do not forcefully remove delivery system from introducer/ sheath - If resistance is met, remove sheath and delivery system as a unit.**
- Perform an arterial angiogram to verify full deployment. If incomplete expansion exists within the stent at any point along the lesion, post deployment balloon dilation can be performed at the discretion of the physician. Remove the balloon from the patient.
- When clinically appropriate, remove the guidewire, sheath, and any other accessory equipment from the body and achieve hemostasis of the access site.

MR COMPATIBILITY INFORMATION
The S.M.A.R.T.® Flex Stent (IMPLANT) was determined to be MR-Conditional according to the terminology specified in the American Society for Testing and Materials (ASTM) International, Designation: F2503-05, Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment. ASTM International, 100 Bar Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 19428

Non-clinical testing demonstrated that the IMPLANT is MR Conditional. A patient with this implant can be scanned safely immediately after placement under the following conditions:

Static Magnetic Field

- Static magnetic field of 3-Tesla or less
- Highest spatial gradient magnetic field of 720-Gauss/cm

MR-Related Heating

In non-clinical testing of 8x150 and 8x200mm samples, the S.M.A.R.T.® Flex Stent produced the following maximum temperature rises and specific absorption rate (SAR) measurement using calorimetry during MRI performed for 15-min of scanning (i.e. per pulse sequence) in 1.5-Tesla/64-MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Software: Magnets4, Version Syngo MR 2002B DHMS Active-shielded, horizontal field scanner) and 3-Tesla/128-MHz (Excite, HDx, Software: 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR systems:

Maximum Measurement	1.5-T	3-T
MR system reported, whole body averaged SAR	3.8-W/kg	1.0-W/kg
Calorimetry measured values, whole body averaged SAR	3.1-W/kg	2.8-W/kg
Highest temperature change	2.7°C	4.4°C

Artifact Information

MR image quality may be compromised if the area of interest is in the exact same area or relatively close to the position of the S.M.A.R.T.® Flex Stent. Therefore, optimization of MR imaging parameters to compensate for the presence of this device may be necessary. The maximum artifact size (i.e. as seen on the gradient echo pulse sequence) extends approximately 10-mm relative to the size and shape of this implant.

Pulse Sequence	T1 SE	T1 SE	GRE	GRE
Signal Void Size	2792	102	4254	302
Plane Orientation	Parallel	Perpendicular	Parallel	Perpendicular

WARRANTY DISCLAIMER

Although this product has been manufactured under carefully controlled conditions, Cordis Catheter has no control over the conditions under which this product is used. Cordis Catheter therefore disclaims all warranties, both express and implied, with respect to the product including, but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Cordis Catheter shall not be liable to any person or entity for any medical expenses or any direct, indirect, or consequential damages caused by any use, defect, failure or malfunction of the product, whether a claim for such damages is based upon warranty, contract, tort or otherwise. No person has any authority to bind Cordis Catheter to any representation or warranty with respect to the product. The exclusions and limitations set out above are not intended to and should not be construed so as to contravene mandatory provisions of applicable law. If any part or term of this Disclaimer of Warranty is held to be illegal, unenforceable or in conflict with applicable law by a court of competent jurisdiction, the validity of the remaining portions of this Disclaimer of Warranty shall not be affected, and all rights and obligations shall be construed and enforced as if this Disclaimer of Warranty did not contain the particular part or term held to be invalid.

Français

Stérile : stérilisé à l'oxyde d'éthylène gazeux. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. À usage unique. Une réutilisation peut augmenter les risques de lésion, de performances inadéquates et d'infection. Apyrogène. Radio-opaque. Compatible avec l'IRM sous certaines conditions.

Ces recommandations sont fournies uniquement à titre de directive générale. Elles ne doivent en aucun cas remplacer les protocoles hospitaliers ou le discernement clinique professionnel en termes de soins aux patients.

Carte de porteur d'endoprothèse

Conçue pour être portée dans le portefeuille du patient aux fins de référence, à côté des autres cartes de soins de santé. Cette carte d'informations du patient comporte des informations relatives à l'endoprothèse, notamment son modèle et son numéro de lot, la date d'intervention et l'emplacement de l'endoprothèse dans la jambe. Elle fournit aussi des informations sur la fabrication et les conditions d'IRM.

USAGE PRÉVU

L'endoprothèse est indiquée comme traitement pour les lésions athérosclérotiques des artères fémorales superficielles et poplitée proximale.

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance aux traitements antithrombotiques ou antiplaquettaires
- Grossesse
- État hypercoagulable
- Artère fémorale superficielle 100% occlusée et impossible à franchir
- Non prévue pour une utilisation dans des lésions ne pouvant pas être préalablement dilataées
- Non prévue pour une utilisation dans un vaisseau perforé.

AVERTISSEMENT

- Les personnes allergiques au titane (alliage nickel-titane) peuvent souffrir d'une réaction allergique à cet implant.
- Il convient d'administrer au patient un traitement anticoagulant/antiplaquettaire adéquat avant et après la procédure.
- Le résultat à long terme d'une dilatation répétée d'endoprothèses endovascularisées est inconnu à ce jour.
- En cas d'utilisation de plusieurs endoprothèses entrant en contact les unes avec les autres, celles-ci doivent être de composition similaire.

PRÉCAUTIONS

- Ce produit ne doit être utilisé que par des médecins formés et expérimentés connaissant les techniques vasculaires interventionnelles et diagnostiques. Il convient de suivre des techniques standard de procédures vasculaires interventionnelles.
- L'utilisation du système d'endoprothèse vasculaire S.M.A.R.T.® Flex nécessite une surveillance radioscopique.
- Ne pas utiliser de système d'injection sous pression avec le système d'introduction.

- L'utilisation chez des patients ayant des antécédents de sensibilité au produit de contraste n'est pas recommandée, sauf si le patient peut préalablement être médicamenté de manière adéquate.
- L'effet d'un réchauffement dans un environnement d'IRM sur des endoprothèses superposées ou des endoprothèses comportant un treillage fracture n'est pas connu.
- La sécurité et l'efficacité n'ont pas été démontrées dans les situations suivantes :
 - o lésions entièrement ou densément calcifiées ;
 - o patients pédiatriques.

Manipulation du système - Précautions

- Ne pas essayer de retirer l'endoprothèse du système d'introduction avant utilisation.
- Conserver à température ambiante et à l'abri du soleil.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Ne pas utiliser si le système semble endommagé.
- Ne pas exposer le système d'introduction à des solvants organiques.
- Ne pas utiliser si la gaine externe du dispositif ne peut pas être rincée.
- Ne pas utiliser si la lumière interne du tube du guide ne peut pas être rincée.

Mise en place de l'endoprothèse - Précautions

- La prudence est de mise lors du passage d'un dispositif anneau dans une endoprothèse déployée.
- Ne jamais forcer le passage en cas de résistance pendant la procédure d'introduction. La résistance risque d'endommager l'endoprothèse ou le système.
- En cas de résistance au déplacement dans la gaine, retirer délicatement le système d'endoprothèse.
- Lorsque le déploiement a été amorcé, l'endoprothèse doit être entièrement déployée. Le système n'est pas prévu pour un repositionnement ou une reprise de l'endoprothèse.
- Ne pas forcer le déploiement en cas de résistance au moment de rétracter initialement la gaine de déploiement externe. Retirer délicatement le système d'endoprothèse sans déployer l'endoprothèse.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES POSSIBLES - Les risques

- Effets indésirables potentiels incluent, notamment :
 - o Occlusion soudaine de l'endoprothèse
 - o Réaction allergique au nitinol
 - o Angor/ischémie coronaire
 - o Anévrysme ou pseudo-anévrysme d'un vaisseau ou d'un site d'accès à un vaisseau
 - o Arythmie
 - o Athéro-embolie (syndrome des oreilles bleues)
 - o Formation d'une fistule AV
 - o Décès
 - o Embolisation (air, plaque, thrombus, dispositif ou autre)
 - o Filéme
 - o Hématome/hémorragie
 - o Hypotension/hypertension
 - o Infection et/ou douleur au site d'accès
 - o Infection secondaire à une contamination de l'endoprothèse pouvant conduire à une septicémie et une instabilité hémodynamique
 - o Lésion/désection intinale
 - o Ischémie nécessitant une intervention (pontage ou amputation d'un orteil, d'un pied ou d'une jambe)
 - o Perte d'un membre
 - o Infarctus du myocarde (IM)
 - o Étirement excessif de l'artère pouvant produire une rupture
 - o Insuffisance ou défaillance rénale
 - o Résistance du segment comportant l'endoprothèse
 - o Septicémie/bactériémie
 - o Mauvaise position/migration de l'endoprothèse
 - o Rupture de la structure de l'endoprothèse
 - o AVC
 - o Thrombose/thrombus
 - o Nécrose tissulaire
 - o Spasme vasculaire
 - o Perforation ou rupture du vaisseau
 - o Aggravation de la claudication/douleur au repos

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le système d'endoprothèse vasculaire S.M.A.R.T.® Flex est une endoprothèse auto-expandible (l'endoprothèse S.M.A.R.T.® Flex) préalablement montée et fournie avec un système d'introduction simple sur guide à simple gaine rétractable. L'endoprothèse S.M.A.R.T.® Flex est une endoprothèse entièrement connectée fabriquée à partir d'une tubulure en nitinol très élastique intégrant un treillage à enroulement hélicoïdal avec des spires hélicoïdales souples. La rigidité radiale et le mécanisme d'expansion sont assurés par ce treillage et des spires hélicoïdales. L'endoprothèse S.M.A.R.T.® Flex est très souple et se conforme avec une décohésion nulle ou minime. Lors de son déploiement, l'endoprothèse atteint son diamètre prédéfini et exerce une force constante et délicate vers l'extérieur pour que la lumière restée ouverte sans obstruction.

Le système d'endoprothèse vasculaire S.M.A.R.T.® Flex, tel qu'illustré dans la Figure 1, se compose d'une gaine externe de 6 Fr (1) avec une tige interne coaxiale. La tige interne se compose d'un tube poussoir (2) et d'un tube de guide (7). Le tube poussoir (2) buse également contre l'extrémité proximale de l'endoprothèse (9), et le tube de guide (7) est coaxial par rapport à l'endoprothèse (9) et au tube poussoir (2). L'extrémité distale du tube de guide (7) se termine par un embout cathéter (8) et son extrémité proximale comporte une embase Luer (6) compatible avec des guides de 0,035 po. (0,89 mm). La lumière créée par le diamètre intérieur du tube de guide (7) est mise avant l'intervention en injectant un liquide par l'embase Luer proximale (6). L'extrémité proximale de la gaine externe de 6 Fr (1) est fixée à une poignée (3) munie d'un raccord en Y à Luer femelle (4) et d'une valve Tuohy-Borst (5) au niveau de la partie proximale du tube poussoir (2). L'endoprothèse auto-expandible (9) est contrainte dans l'espace entre la gaine externe (1) et le tube de guide (7). Avant l'intervention, cet espace est rincé en injectant un liquide par le raccord en Y à Luer femelle (4).

Le positionnement de l'endoprothèse au niveau de la lésion cible est obtenu avant le déploiement en utilisant les repères distaux d'endoprothèse (10) et le repère proximal de mise en place (12). Ces repères indiquent la position approximative de l'endoprothèse après le déploiement. Les repères d'endoprothèse proximaux (11) se situent en aval du repère proximal de mise en place (12) et indiquent le degré de raccourcissement de l'endoprothèse pendant le déploiement.

Le système d'endoprothèse est conçu de manière à pouvoir se raccourcir longitudinalement (proximal à distal) pendant le déploiement, de sorte que l'endoprothèse ne bouge pas une fois que la partie distale est en place au niveau du site cible et que l'essentiel du raccourcissement se produise à partir de l'extrémité proximale. Les repères radio-opaques d'endoprothèse distaux et proximaux (10 et 11) sont fixés à chaque extrémité de l'endoprothèse. Le repère proximal de mise en place (12) est une bague radio-opaque fixe sur le tube de guide (7).

Pour déployer l'endoprothèse, la valve Tuohy-Borst (5) doit être desserrée pour permettre un mouvement libre du tube poussoir (2). Pour rétracter la gaine externe (1) et déployer l'endoprothèse (9), éliminer tout mou dans le système, saisir d'une main la gaine externe (1) et la poignée (3), et de l'autre saisir le tube poussoir (2). Déplacer la gaine externe (1) en amont du tube poussoir (2) sans déplacer ce dernier. Le système d'introduction comporte une certaine souplesse et il peut exister un délai entre le mouvement proximal de la gaine externe (1) et le retrait de la gaine externe (1) à l'extrémité distale de l'endoprothèse (9). Il peut être nécessaire d'ajuster la position du système d'introduction afin de maintenir la position des repères distaux d'endoprothèse (10) au niveau du site cible pendant ce délai. Lorsque l'extrémité distale de l'endoprothèse (9) commence à se déployer, continuer à rétracter la gaine externe proximale (1) et la poignée (3) tout en gardant le tube poussoir (2) immobile jusqu'à ce que l'endoprothèse (9) soit entièrement déployée et que les repères proximaux d'endoprothèse (11) soient en expansion. Remarque : le repère proximal de mise en place (12) peut se déplacer pendant le déploiement de l'endoprothèse et ne pas coïncider avec l'emplacement des repères proximaux d'endoprothèse (11).

PROCÉDURE

1. La mise en place percutanée de l'endoprothèse doit être réalisée en salle d'angiographie sous guidage radioscopique. Une angiographie diagnostique doit être effectuée pour évaluer l'ampleur de la lésion et le flux collatéral et pour mesurer la longueur de la lésion cible ainsi que les diamètres du vaisseau de référence (en amont et en aval de la lésion). La préparation du patient et les précautions d'asepsie sont identiques à celles d'une angioplastie.
2. Sélectionner un diamètre d'endoprothèse en fonction du diamètre mesuré du vaisseau de référence en consultant le tableau de sélection de taille d'endoprothèse ci-dessous.

Diamètre de l'endoprothèse (mm)	Diamètre du vaisseau de référence (mm)
5	3,5 - 4,5
6	4,5 - 5,5
7	5,5 - 6,5
8	6,5 - 7,5

3. Sélectionner la longueur de l'endoprothèse : Mesurer la longueur de la lésion cible pour déterminer la longueur nécessaire de l'endoprothèse. Choisir une longueur d'endoprothèse qui permette aux parties proximale et distale de l'endoprothèse de couvrir l'ensemble de la lésion cible.
 - a. La longueur contrainte maximum correspond à la longueur de l'endoprothèse dans le diamètre le plus petit indiqué pour le vaisseau de référence. Cette longueur est indiquée sur le système par le repère proximal de mise en place (voir la Figure 1).
 - b. La longueur contrainte minimum correspond à la longueur de l'endoprothèse dans le diamètre le plus gros indiqué pour le vaisseau de référence.

Longueur d'endoprothèse étiquetée (mm)	Longueur contrainte maximum (mm) Selon le repère proximal de mise en place	Longueur contrainte minimum (mm)
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

4. Accéder au site de traitement avec l'équipement accessoire approprié. Le système d'introduction de l'endoprothèse est compatible avec une gaine d'introduction de 6 Fr (ou plus grande).
5. Introduire un guide de 0,035 po. (0,89 mm) appropié par le cathéter ou l'introduit d'accès dans le segment distal de la lésion cible. Il est recommandé d'utiliser une gaine pour franchir la fourche aortique. Il est préconisé d'administrer au patient une dose thérapeutique d'héparine pour amener le TCA au-dessus de 250.
6. Dilater au préalable la lésion - en suivant des techniques classiques d'angioplastie par ballonnet, dilater la lésion jusqu'à obtention d'un diamètre égal à au moins celui du vaisseau de référence. Retirer le cathéter à ballonnet du patient en conservant l'accès à la lésion à l'aide du guide.
7. Préparation du système d'introduction de l'endoprothèse
 - a. Ouvrir la boîte d'emballage pour accéder à la pochette contenant l'endoprothèse et le cathéter de pose.
 - b. Après une inspection soignée de la pochette à la recherche d'une éventuelle rupture de la barrière stérile, ouvrir délicatement la pochette extérieure et en sortir la pochette intérieure. Ouvrir délicatement la pochette intérieure et sortir le support avec le tube porteur qui contient le système d'introduction de l'endoprothèse. Avertissement : NE PAS utiliser si la pochette est ouverte ou endommagée.
 - c. Poser le support avec le tube porteur sur une surface plane. Retirer le système d'endoprothèse/ d'introduction du tube porteur. Examiner le dispositif pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de suspicion de perte de la stérilité ou de dommages sur le dispositif, ne pas utiliser ce dernier.

- d. Si l'extrémité distale (8) n'est pas en place dans la gaine externe (1), desserrer la valve Tuohy-Borst (5) sur la poignée (3) et rétracter le tube poussoir (2) jusqu'à ce que l'extrémité distale (8) se mette en place dans la gaine externe (1). Serrer la valve Tuohy-Borst en tournant son embase dans le sens horaire.
- e. Vérifier que la valve Tuohy-Borst (5) sur la poignée est serrée sur le tube poussoir (2).
- f. Rincer la gaine externe (1) avec une seringue de 1 à 3 mL de solution saline stérile heparinée par le raccord Luer femelle (4) de la poignée. Rincer jusqu'à ce que seulement quelques gouttes de solution saline séculent de l'extrémité distale de la gaine externe. Le rinçage total du système peut nécessiter 2 à 3 rinçages avec une seringue de 1 mL. Avertissement : ne pas utiliser le dispositif si la gaine externe (1) ne peut pas être rincée.
- g. Utiliser une seringue de 3 à 10 mL pour rincer la lumière interne du tube de guide avec une solution saline heparinée par le raccord Luer proximal (6) fixe au tube poussoir (2), jusqu'à ce que la solution saline sécoule de la lumière du guide à l'extrémité distale. Avertissement : ne pas utiliser le dispositif si la lumière interne du tube de guide (7) ne peut pas être rincée.

8. Introduction du système d'introduction de l'endoprothèse

Avancer le dispositif sur le guide et par l'introducteur jusqu'au site cible. Si une résistance est ressentie pendant l'introduction du système d'introduction, retirer le système et en utiliser un autre.

9. Sous guidage radioscopique, placer les repères distaux de l'endoprothèse (10) en aval de la lésion cible et le repère d'emplacement proximal (12) en amont de la lésion cible.
10. Redresser autant que possible la partie proximale du système d'introduction et garder la poignée en position stable.
11. La valve Tuohy-Borst (5) sur la poignée (3) doit être desserrée pour permettre au tube poussoir (2) de bouger librement.
12. Déploiement de l'endoprothèse

- a. Le déploiement de l'endoprothèse doit être réalisé sous guidage radioscopique.
- b. Saisir la gaine externe (1) et la poignée (3) d'une main et le tube poussoir (2) de l'autre.
- c. Desserrer la gaine externe (1) en amont du tube poussoir (2) sans déplacer ce dernier.
- d. Il peut être nécessaire d'ajuster la position du système d'introduction afin de maintenir les repères distaux (10) d'endoprothèse à leur emplacement approprié.
- e. Lorsque l'extrémité distale de l'endoprothèse (9) commence à se déployer, continuer à rétracter la gaine externe proximale (1) et la poignée (3) tout en gardant le tube poussoir (2) immobile jusqu'à ce que l'endoprothèse (9) soit entièrement déployée et que les repères proximaux d'endoprothèse (11) soient en expansion.

Remarque : le repère proximal de mise en place (12) peut se déplacer pendant le déploiement de l'endoprothèse et ne pas coïncider avec l'emplacement des repères proximaux de l'endoprothèse (11) après le déploiement.

- f. Ne pas forcer le déploiement en cas de résistance au moment du retrait de la gaine externe (1). Retirer avec précaution le système d'endoprothèse sans déployer l'endoprothèse.

13. Sous guidage radioscopique, retirer d'un seul tenant l'ensemble du système d'introduction au-dessus du guide, tout en gardant le guide en place en dehors du corps. Retirer le dispositif d'introduction du guide. Avertissement : ne pas employer de force lors du retrait du système d'introduction de l'introducteur/ de la gaine. En cas de résistance, retirer la gaine et le système d'introduction ensemble.
14. Effectuer une angiographie artérielle pour confirmer le déploiement complet. Si l'expansion de l'endoprothèse est incomplète en un point de la lésion, il est possible de réaliser une dilatation post-déploiement par ballonnet à la discrétion du médecin. Retirer le ballonnet du corps du patient.
15. Après cliniquement indiqué, retirer le guide, la gaine et tout autre équipement du patient et réaliser l'hémostase du site d'accès.

INFORMATIONS RELATIVES À LA COMPATIBILITÉ AVEC L'IRM

L'endoprothèse S.M.A.R.T.® Flex (l'IMPLANT) a été classée « MR-Conditional » (Compatible avec l'IRM sous certaines conditions) selon la terminologie précisée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM) International dans sa désignation : F2503-05 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Méthode standard pour le marquage de dispositifs médico-chirurgicaux et autres éléments de sécurité dans un environnement de résonance magnétique). ASTM International, 100 Bar Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, États-Unis 19428.

Des essais non cliniques ont démontré que l'IMPLANT est « MR Conditional » (Compatible avec l'IRM sous certaines conditions). Un patient, immédiatement après la pose de cet implant, peut être soumis en toute sécurité à un examen IRM dans les conditions suivantes :

Champ magnétique statique

- Champ magnétique statique égal ou inférieur à 3 teslas
- Champ magnétique à gradient spatial de 720 gauss/cm ou moins.

Réchauffement lié à l'IRM

Au cours d'essais non cliniques d'échantillons de 8x50 mm et 8x200 mm, l'endoprothèse S.M.A.R.T.® Flex a produit les élévations maximales de température suivantes et les mesures DAS à l'aide d'une calorimétrie pendant une IRM de 15 minutes (c.-à-d. par séquence d'impulsion) à 1,5 tesla/64 MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, logiciel Numaris4, Version Syngo MR 2002B D945, Active-shielded, horizontal field scanner) et à 3 teslas/720 MHz (Eclair, HDx, logiciel 1.4X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) comme suit :

Mesure maximale	1,5 tesla	3 teslas
DAS moyen corps entier, rapporté par un système IRM	3,8 W/kg	3,0 W/kg
DAS moyen corps entier, valeur de calorimétrie	3,1 W/kg	2,8 W/kg
Changement maximal de température	2,7 °C	4,4 °C

Informations sur l'artefact

La qualité de l'image IRM peut être compromise si la zone d'intérêt est exactement la même ou relativement proche de la position de l'endoprothèse S.M.A.R.T.® Flex. Il peut donc être nécessaire d'optimiser les paramètres d'imagerie IRM pour compenser la présence de ce dispositif. La taille maximale de l'artefact (c.-à-d. comme observé lors de la séquence d'impulsion à écho du gradient) s'étend à environ 10 mm par rapport à la taille et à la forme de cet implant.

Séquence d'impulsion	T1-ES	T1-ES	GRE	GRE
Taille d'absence de signal	2 792 mm²	102 mm²	4 254 mm²	302 mm²
Orientations des axes	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire

EXONÉRATION DE GARANTIE

Bien que ce produit ait été fabriqué dans des conditions soigneusement contrôlées, Cordis Cashel n'exerce aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles il est utilisé. Cordis Cashel rejette par conséquent toute garantie, explicite ou implicite, se rapportant au produit, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. Cordis Cashel ne pourra être tenu responsable par une personne ou une entité de toute dépense médicale ou tout dommage, qu'il soit direct, indirect ou consécutif résultant de l'utilisation, d'un défaut, d'une défaillance ou d'un dysfonctionnement du produit, que la revendication de ces dommages soit fondée sur la garantie, le contrat, un délit ou autre. Personne n'a autorité pour lier Cordis Cashel à des propositions ou garanties relatives au produit. Les exclusions et limites définies ci-dessus ne sont pas destinées à être contraignantes aux dispositions impératives de la loi en vigueur et ne doivent pas être interprétées comme telles. Si une partie ou une condition de cette exonération de garantie est considérée par un tribunal de juridiction compétente comme illégale, inexécutable ou en conflit avec la loi en vigueur, la validité de la partie restante de l'exonération de garantie ne sera pas affectée et tous les droits et obligations seront interprétés et exécutés comme si cette exonération de garantie ne contenait pas la partie ou la condition particulière considérée comme non valide.

Deutsch

Stentfil mit Ethylenoxidgas sterilisiert. Nicht verwenden, falls die Packung offen oder beschädigt ist. Nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko der Verletzung, unzureichenden Produktleistung und Infektion. Nicht pyrogen. Röntgengicht. Bedingt MR-sicher.

Die folgenden Empfehlungen gelten lediglich als allgemeine Leitlinien. Sie sollen bestehende institutionelle Protokolle oder fachliche klinische Entscheidungen über die Patientenversorgung nicht ersetzen.

Patientenauswahl für Stentimplantation

Diese Karte wird Patienten zur Verfügung gestellt und sollte zusammen mit anderen Patientenausweisen stets mitgeführt werden. Der Patientenausweis enthält u. a. die folgenden Angaben zum Stent-Modell- und Chargennummer des Stents, Datum des Eingriffs und genaue Position des Stents im Bein. Die Karte enthält daneben auch Angaben zum Hersteller und zu den MRT-Bedingungen.

VERWENDUNGSSZWECK

Der Stent ist zur Behandlung von atherosklerotischen Läsionen der A. femoralis superficialis und der proximalen Poplitea indiziert.

KONTRAINDIKATIONEN

- Unverträglichkeit gegenüber Antrithrombika oder Thrombozytenaggregationshemmern
- Schwangerschaft
- Hyperkoagulämie
- 100%iger Verschluss der A. femoralis superficialis, der nicht erfolgreich überwunden werden kann
- Nicht zum Einsatz bei Läsionen vorgesehen, die nicht vorverwettert werden können
- Nicht zum Einsatz in perforierten Gefäßen vorgesehen.

WARNHINWEISE

- Personen mit einer Allergie gegen Nitinol (Nickel-Titan) können eine allergische Reaktion auf dieses Implantat erleben.
- Vor und nach dem Eingriff sollten geeignete aggregationshemmende bzw. gerinnungshemmende Medikamente verabreicht werden.
- Die langfristigen Ergebnisse bei wiederholter Dilatation endovaskulärer Stents sind derzeit unbekannt.
- Wenn mehrere Stents verwendet werden und dies dazu führt, dass Stents untereinander in Kontakt stehen, sollten sie aus einem ähnlichen Material bestehen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Diese Produkt sollte nur von Ärzten verwendet werden, die in diagnostischen und interventionellen Gefäßverfahren geschult und erfahren sind. Standardverfahren für interventionelle Gefäßeingriffe sind zu befolgen.
- Das S.M.A.R.T.® Flex-Stentssystem für Gefäße darf nur unter Röntgenkontrolle eingesetzt werden.
- Das Applikationssystem ist nicht in Verbindung mit elektrisch angetriebenen Injektionssystemen zu verwenden.

- Von der Anwendung bei Patienten, bei denen es in der Vergangenheit zu Überempfindlichkeitsreaktionen auf Kontrastmittel gekommen ist, wird abgesehen, außer wenn der Patient auf geeignete Weise medikamentös vorbereitet werden kann.
- Die Erwärmungswirkung unter MRI von überlappenden Stents oder Stents mit gebrochenen Streben ist unbekannt.
- In den folgenden Fällen könnte die Sicherheit und Wirksamkeit nicht belegt werden:
 - o Vollständig oder dicht kalzinisierte Läsionen
 - o Padiatriepatienten

- Umgang mit dem System – Vorsichtsmaßnahmen**
- Der Stent darf vor Gebrauch nicht vom Applikationssystem abgenommen werden.
 - Bei normalen Raumbedingungen und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
 - Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
 - Nicht verwenden, wenn das System beschädigt zu sein scheint.
 - Das Applikationssystem nicht mit organischen Lösungsmitteln in Kontakt bringen.
 - Nicht verwenden, wenn der Außenkatheter der Vorrichtung nicht gespült werden kann.
 - Nicht verwenden, wenn das innere Lumen des Führungsdrahtschlauchs nicht gespült werden kann.

- Stentplatzierung – Vorsichtsmaßnahmen**
- Beim Durchqueren eines gesetzten Stents mit anderen Vorrichtungen vorsichtig vorgehen.
 - Stent nicht mit Gewalt vorschieben, wenn während des Einführvorgangs Widerstand auftritt. Der Stent oder das System können dadurch beschädigt werden.
 - Wenn während des Vorschubs durch die Hülle Widerstand auftritt, ziehen Sie das System vorsichtig zurück.
 - Nach Beginn des Expansionsvorgangs muss der Stent vollständig expandiert werden. Das System ist nicht darauf ausgelegt, den Stent zu verschieben oder wieder herauszunehmen.
 - Wenn zu Beginn des Zurückziehens der äußeren Applikationshülle ein Widerstand zu spüren ist, die Expansion nicht mit Gewalt einleiten. Ziehen Sie das System vorsichtig zurück, ohne den Stent zu expandieren.

- POTENZIELLE NEGATIVE FREIGABEN** – Potenzielle Gefahren und Nebenwirkungen sind u. a., aber nicht beschränkt auf:
- Abrupter Stentverschluss
 - Allergische Reaktion auf Nitinol
 - Angina/Koronarschämie
 - Aneurysma verum oder Aneurysma falsum an Gefäß oder Gefäßzugangsstelle
 - Arrhythmie
 - Arterielle Embolie
 - Entstehung arteriovenöser Fisteln
 - Bluthrombus
 - Embolie (Luft, Plaque, Thrombus, Gerat oder anderweitig)
 - Fieber
 - Blutung/Hämatom
 - Arterielle Hypotonie/Hypertonie
 - Infektion und/oder Schmerzen an der Zugangsstelle
 - Infektion infolge einer Kontamination des Stents kann zu Sepsis und hämodynamischer Instabilität führen
 - Verletzung/Dissektion der inneren Gefäßwand
 - Einen Eingriff erfordernde Ischämie (Bypass oder Amputation von Zeh, Fuß oder Bein)
 - Verlust von Gliedmaßen
 - Myokardinfarkt (MI)
 - Übermäßiges Dehnen der Arterie kann zu Ruptur führen
 - Teilweises oder vollständiges Nierenversagen
 - Erschlagenanfall
 - Thrombose/Thrombus
 - Gewebebrüche
 - Vasospasmus
 - Gefäßperforation oder -ruptur
 - Verschärfung des Hinkens/der Ruheschmerzen

PRODUKT-BESCHREIBUNG
Das S.M.A.R.T.® Flex-Stent-System für Gefäße ist ein selbstexpandierendes Stent (S.M.A.R.T.® Flex-Stent), der komplett zusammengebaut mit einem Führungsdraht-Applikationssystem mit einfacher Rückziehhülse geliefert wird. Der S.M.A.R.T.® Flex-Stent ist eine fast vollständig verformbare Stentstruktur aus hochelastischem Nitinol, dessen Konstruktion auf einer Kombination von spiralförmigen Streben mit flexiblen spiralförmigen Spulen beruht. Sowohl die Streben als auch die spiralförmigen Spulen sorgen für radiale Steifigkeit und den Expansionsmechanismus des Produkts. Der S.M.A.R.T.® Flex-Stent ist hochflexibel und passt sich jeder Form ohne oder fast ohne „fish scaling“ an. Nach dem Setzen dehnt sich der Stent auf seinen vorbestimmten Durchmesser auf und übt konstant eine sanfte Kraft nach außen aus, um so den Gefäßhohlraum offen zu halten.

Das S.M.A.R.T.® Flex-Stent-System für Gefäße besteht aus einem Außenkatheter der Größe 6F (1) und einem koaxialen inneren Schaft. Der innere Schaft besteht aus einem Einführschlauch (2) und einem Schlauch für den Führungsdraht (7). Der Einführschlauch (2) schließt axial an das proximale Ende des Stents (9) an und der Schlauch für den Führungsdraht (7) verläuft koaxial zum Stent (9) und dem Einführschlauch. Der Schlauch für den Führungsdraht (7) endet distal in einer Katheterspitze (8) und sitzt proximal auf einer Luer-Kupplung (6), auf die einen Führungsdraht mit einem Durchmesser von 0,035 Zoll (0,889 mm) aufnehmen kann. Der Hohlraum im Inneren des Schlauchs für den Führungsdraht (7) wird vom Eingriff durch Injektion einer Flüssigkeit über die proximale Luer-Kupplung (6) gespült. Der 6F-Außenkatheter (1) ist proximal mit einem Griff (3) verbunden, der eine Y-Kupplung mit einer Luer-Buchse (4) und einem Tuohy-Borst-Ventil (5) am proximalen Teil des Einführschlauchs (2) aufweist. Der selbstexpandierende Stent (9) befindet sich in dem Raum zwischen dem Außenkatheter (1) und dem Schlauch für den Führungsdraht (7). Dieser Raum wird vom Eingriff durch Injektion von Flüssigkeit durch die Luer-Buchse (4) an der Y-Kupplung gespült.

Die Positionierung des Stents über der zu behandelnden Läsion wird vor dem Freisetzen mithilfe der distalen Stentmarker (10) und dem proximalen Platzierungsmarker (12) erreicht. Diese Marker zeigen die annäherungsweise Position des Stents nach der Freisetzung an. Die proximalen Stentmarker (11) befinden sich proximal zum proximalen Platzierungsmarker (12) und zeigen an, wie stark sich der Stent nach der Freisetzung verformt. Das Stentensystem ist dazu ausgelegt, sich bei der Freisetzung von proximal nach distal zu verkürzen. Dadurch ist sichergestellt, dass die distale Teil des Stents sich nach der Platzierung an der Zielstelle für den Rest des Eingriffs nicht mehr bewegt und der Großteil der Stentverkürzung am proximalen Ende erfolgt. Die distalen und proximalen röntgengedichteten Stentmarker (10 und 11) sind an den beiden Enden des Stents befestigt. Der proximale Platzierungsmarker (12) ist ein röntgengedichteter Band am Schlauch für den Führungsdraht (7).

Zur Freisetzung des Stents muss das Tuohy-Borst-Ventil (5) gelöst werden, um die freie Beweglichkeit des Einführschlauchs (2) zu ermöglichen. Zum Herausziehen des Außenkatheters (1) und zur Freisetzung des Stents (9), straffen Sie das System soweit möglich und ergreifen Sie den Außenkatheter (1) und den Griff (3) mit einer Hand und den Einführschlauch (2) mit der anderen Hand. Bewegen Sie den Außenkatheter (1) proximal zum Einführschlauch (2), während Sie den Einführschlauch (2) in einer festen Position halten. Das Einführsystem hat eine gewisse Dehnbarkeit und es kann u. U. eine Verzögerung zwischen der proximalen Bewegung des Außenkatheters (1) und dem Griff (3) und dem Abzug des Außenkatheters (1) vom distalen Ende des Stents (9) eintreten. Die Position des Applikationssystems muss ggf. korrigiert werden, um die distalen Stentmarker (11) während dieser Verzögerung an der Zielposition zu halten. Sobald das distale Ende des Stents (9) die Freisetzung beginnt, ziehen Sie den proximalen Außenkatheter (1) und den Griff (3) weiter zurück, während Sie den Einführschlauch (2) ruhig halten, bis der Stent (9) vollständig freigesetzt ist und die proximalen Stentmarker (11) sich erweitert haben. Hinweis: Der proximale Platzierungsmarker (12) kann sich während der Stentfreisetzung verschieben und stimmt möglicherweise nicht mit der Position der proximalen Stentmarker (11) überein.

VORGANGSWEISE

- Die perkutane Platzierung des Stents sollte in einem Angiographieraum unter Röntgenkontrolle stattfinden. Es sollte ein diagnostisches Angiogramm erstellt werden, aus dem das Ausmaß der Läsion und der Kollateralfloss ersichtlich sind und mit dem die Länge der zu behandelnden Läsion und die Durchmesser der Referenzgefäße (proximal und distal von der Läsion) gemessen werden können. Die Vorbereitung des Patienten und die Sterilisierungsmaßnahmen sollten die gleichen wie bei jeder Angioplastie sein.
- Wählen Sie den geeigneten Stentdurchmesser gemäß dem gemessenen Durchmesser der Referenzgefäße und der folgenden Stentgrößenwahltafel aus.

Stentdurchmesser (mm)	Durchmesser der Referenzgefäße (mm)
5	3,5 – 4,5
6	4,5 – 5,5
7	5,5 – 6,5
8	6,5 – 7,5

- Auswahl der Stentlänge** – Messen Sie die Länge der zu behandelnden Läsion, um die nötige Stentlänge zu bestimmen. Wählen Sie die Stentlänge so aus, dass der Stent vom proximalen bis zum distalen Ende der Länge der gesamten zu behandelnden Läsion entspricht.
 - Die **maximale komprimierte Länge** ist die Länge des Stents im kleinsten angegebenen Durchmesser des Referenzgefäßes. Diese Länge wird auf dem System mit dem proximalen Platzierungsmarker (siehe 12) in Abb 1 angegeben.
 - Die **minimale komprimierte Länge** ist die Länge des Stents im größten angegebenen Durchmesser des Referenzgefäßes.

- | Stent-Nennlänge (mm) | Maximale komprimierte Länge (mm) nach proximalem Platzierungsmarker | Minimale komprimierte Länge (mm) |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 30 | 33 | 32 |
| 40 | 45 | 42 |
| 60 | 66 | 63 |
| 80 | 88 | 84 |
| 100 | 110 | 104 |
| 120 | 132 | 126 |
| 150 | 165 | 157 |
| 200 | 210 | 200 |
- Schaffen Sie mithilfe geeigneter Instrumente einen Zugang zum Situs. Das Stentapplikationssystem ist mit einer Einführschleuse der Größe 6F (oder größer) kompatibel.
 - Führen Sie einen geeigneten Führungsdraht der Größe 0,035 Zoll (0,889 mm) durch den Zugangskatheten bzw. die Einführschleuse und durch den distalen Teil der zu behandelnden Läsion. Es wird empfohlen, die Abweichung der Aorta unter Verwendung einer Schleuse zu überqueren. Der Patient sollte eine therapeutische Dosis Heparin erhalten, sodass die aktivierte Koagulationszeit (ACT-Wert) größer als 250 ist.
 - Verbreitern der Läsion – Erweitern Sie die Läsion mithilfe der üblichen Ballon-Angioplastieverfahren mindestens auf eine Größe, die dem Durchmesser des Referenzgefäßes entspricht. Bei der Entnahme des Ballonkatheters bleibt der Führungsdraht liegen, damit der Zugang zur Läsion weiterhin gegeben ist.
 - Vorbereitung des Stentapplikationssystems**
 - Öffnen Sie die Außenverpackung und entnehmen Sie den Beutel mit dem Stent und dem Applikationskatheter.

- Überprüfen Sie den Beutel sorgfältig auf eine mögliche Beschädigung der Sterilität. Öffnen Sie dann vorsichtig den äußeren Beutel und ziehen Sie den inneren Beutel heraus. Öffnen Sie vorsichtig den inneren Beutel und ziehen Sie die Trägerplatte mit dem Tragerschlauch heraus, an der das Stentapplikationssystem befestigt ist. **Achtung: NICHT verwenden, falls der Beutel offen oder beschädigt ist.**

- Legen Sie die Platte mit dem Tragerschlauch auf eine flache Arbeitsfläche. Entnehmen Sie den Stent/ das Applikationssystem aus dem Tragerschlauch. Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen. Bei Verdacht auf eine Beeinträchtigung der Sterilität oder Beschädigung darf die Vorrichtung nicht verwendet werden.
- Wenn die distale Spitze (8) nicht im Außenkatheter (1) sitzt, das Tuohy-Borst-Ventil (5) am Griff (3) lösen und den Einführschlauch (2) zurückziehen, bis die distale Spitze (8) im Außenkatheter (1) sitzt. Das Tuohy-Borst-Ventil feststellen, indem Sie die Ventilnabe im Uhrzeigersinn drehen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Tuohy-Borst-Ventil (5) am Griff sicher am Einführschlauch (2) befestigt ist.
- Verwenden Sie eine 1- bis 3-ml-Spritze, um den Außenkatheter (1) über die Luer-Buchse (4) am Griff mit steriler Kochsalzlösung mit Heparinzusatz zu durchspülen. Setzen Sie die Spulung fort, bis nur ein paar Tropfen Kochsalzlösung distal aus dem Außenkatheter austreten. Wird eine 1-ml-Spritze verwendet, muss das System u. U. 2-3 Mal gespült werden. **Achtung: Falls der Außenkatheter (1) nicht gespült werden kann, darf das Produkt nicht verwendet werden.**
- Verwenden Sie eine 3- bis 10-ml-Spritze, um das Lumen des Schlauchs für den Führungsdraht über die proximale Luer-Kupplung (6), die mit dem Einführschlauch verbunden ist, mit steriler Kochsalzlösung mit Heparinzusatz zu spülen, bis am distalen Ende Kochsalzlösung aus dem Führungsdrahtlumen austritt. **Achtung: Falls das Lumen des Schlauchs für den Führungsdraht (7) nicht gespült werden kann, darf das Produkt nicht verwendet werden.**

- Einführung des Stentapplikationssystems
Schieben Sie die Vorrichtung über den Führungsdraht und durch die Einführschleuse bis zum Situs vor. Wenn beim Einführen des Applikationssystems ein Widerstand auftritt, ziehen Sie das System wieder heraus und verwenden Sie ein anderes System.
- Positionieren Sie die distalen Stentmarker (10) unter Röntgenkontrolle distal von der zu behandelnden Läsion und den proximalen Platzierungsmarker (12) proximal von der zu behandelnden Läsion.
- Richten Sie den proximalen Teil des Applikationssystems so gerade wie möglich aus und halten Sie den Griff möglichst ruhig.
- Das Tuohy-Borst-Ventil (5) am Griff (3) muss gelöst werden, damit der Einführschlauch (2) sich frei bewegen kann.
- Freisetzung des Stents
 - Die Freisetzung des Stents muss unter Röntgenkontrolle erfolgen.
 - Greifen Sie den Außenkatheter (1) und den Griff (3) mit einer Hand und den Einführschlauch (2) mit der anderen Hand.
 - Ziehen Sie den Außenkatheter (1) proximal zum Einführschlauch (2) und halten Sie den Einführschlauch (2) in seiner Position fest.
 - Die Position des Applikationssystems muss ggf. korrigiert werden, um die distalen Stentmarker (10) an der richtigen Stelle zu halten.
 - Sobald das distale Ende des Stents (9) die Freisetzung beginnt, ziehen Sie den proximalen Außenkatheter (1) und den Griff (3) unter Aufrechterhaltung der Position des Einführschlauchs (2) weiter heraus, bis der Stent vollständig freigesetzt ist und sich die proximalen Stentmarker (11) ausgedehnt haben.
Hinweis: Der proximale Platzierungsmarker (12) kann sich während der Stentfreisetzung verschieben und stimmt möglicherweise nicht mit der Position der proximalen Stentmarker (11) überein.
 - Die Freisetzung des Stents nicht mit Gewalt erzwingen, wenn Sie beim Zurückziehen des Außenkatheters (1) Widerstand spüren. Ziehen Sie das System vorsichtig zurück, ohne den Stent abzusetzen.

- Ziehen Sie das gesamte Platzierungssystem über den Führungsdraht als eine Einheit unter Röntgenkontrolle so aus dem Körper des Patienten, dass der Führungsdraht sich nicht bewegt. Entfernen Sie die Applikationsvorrichtung vom Führungsdraht. **Achtung: Ziehen Sie das Applikationssystem nicht mit Gewalt aus der Schleuse – wenn Widerstand spürbar ist, entnehmen Sie die Schleuse und das Applikationssystem als eine Einheit.**
- Erstellen Sie ein Arterien-Angiogramm, um die volle Freisetzung des Stents zu verifizieren. Sollte der Stent an einer Stelle entlang der Läsion nicht vollständig erweitert sein, kann nach Ermessen des Arztes eine nachträgliche Ballondilatation durchgeführt werden. Ziehen Sie den Ballon aus dem Körper des Patienten.
- Entfernen Sie bei entsprechender klinischer Indikation den Führungsdraht, die Schleuse und alle sonstigen Hilfsvorrichtungen aus dem Körper des Patienten, gefolgt von Blutstillung an der Zugangsstelle.

ANGABEN ZUR MR-KOMPATIBILITÄT
Der S.M.A.R.T.® Flex Stent (IMPLANTAT) gilt gemäß der Klassifizierung der American Society for Testing and Materials (Amerikanische Gesellschaft für Tests und Material ASTM) International unter der Bezeichnung F2503-05; Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment, ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 19428 als **bedingt MR-sicher**.

Nichtklinische Tests haben ergeben, dass das IMPLANTAT bedingt MR-sicher ist. Patienten mit diesem Implantat können unter folgenden Bedingungen sofort nach dem Setzen sicher gescannt werden.

Statisches Magnetfeld

- Statisches Magnetfeld mit einer Stärke von höchstens 3,0 Tesla
- Raumgradient des Magnetfelds 720 Gauß/cm oder geringer

Wärmebildung bei MRT

In nichtklinischen Tests von Proben der Größe 81,50 mm und 8x200 mm bewirkte der S.M.A.R.T.® Flex-Stent bei einer 15-minütigen MRT-Untersuchung mit einem 1,5 Tesla /64 MHz MRT-System (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA; Software Numaris/4, Version Syngo MR 2002B DHHS Actiview/selected Horizontal/fields) bzw. einem 3 Tesla /128 MHz MRT-System (Excite, HDx, Software 14X.MS, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) die folgende maximale Temperaturerhöhung und spezifische Absorptionsrate (SAR), gemessen mit Kalorimeter während 15 Minuten des MRT-Scans (d.h. während der Pulsequenz):

Höchster Messwert	1,5 T	3 T
Messung des MRT-Systems, durchschnittliche Ganzkörper-SAR	3,8 W/kg	3,0 W/kg
Messung mit Kalorimeter, durchschnittliche Ganzkörper-SAR	3,1 W/kg	2,8 W/kg
Höchster Temperaturanstieg	2,7°C	4,4°C

Angaben zu Artefakten

Die Qualität der MRT-Bildgebung kann beeinträchtigt werden, wenn der Auswertungsbereich genau mit der Position des S.M.A.R.T.® Flex-Stents übereinstimmt oder diesem sehr nahe ist. Die MRT-Bildgebungsparameter müssen dann ggf. optimiert werden, um die Gegenwart des Implantats zu kompensieren. Die maximale Artefaktgröße (d.h. die Größe gemäß Gradientenchoseque[nz] betragt ca. 10 mm je nach Größe und Form dieses Implantats).

Impulsfolge	TI-SE	TI-SE	GRE	GRE
Signalfeld	2792 mm²	102 mm²	4254 mm²	302 mm²
Bildebene	parallel	senkrecht	parallel	senkrecht

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Produkt wurde unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen hergestellt. Cordis Cathel hat jedoch keine Kontrolle über die Bedingungen, unter denen dieses Produkt verwendet wird. Cordis Cathel gewährt daher weder ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistungen in Bezug auf dieses Produkt, d. h. u. a. keine Gewährleistungen in Bezug auf stillschweigende Garantien der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Cordis Cathel übernimmt weder die Haftung für medizinische Kosten von Personen oder Einrichtungen noch für direkte, Neben- oder Folgeschäden, die durch die Verwendung, einen Schaden, das Versagen oder die Fehlfunktion des Produkts entstehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schadensersatzansprüche aufgrund einer Garantie, eines vertraglichen Abkommens, einer gerichtlichen Klage oder anderweitig entstanden sind. Cordis Cathel kann zu keinerlei weiteren Aussagen oder Erklärungen im Bezug auf das Produkt verpflichtet werden. Die oben angeführten Ausschlüsse und Einschränkungen sollen die verbindlichen Bestimmungen geltenden Rechts nicht verletzen und sollten auch nicht dahingehend ausgelegt werden. Sollte ein Gericht mit der entsprechenden Zuständigkeit feststellen, dass eine Bestimmung oder ein Begriff dieses Haftungsausschlusses unwirksam oder nicht durchsetzbar ist, oder dem geltenden Recht widerspricht, so sind die restlichen Teile des Haftungsausschlusses davon nicht betroffen. In diesem Fall sind alle Rechte und Pflichten so ausulegen und durchzusetzen, als enthalte der Haftungsausschluss den als unwirksam erachteten Teil oder Begriff nicht.

Italiano

Sterile: sterilizzato con ossido di etilene. **Non usare se la confezione è stata aperta o danneggiata. Dispositivo monouso. Il riutilizzo potrebbe aumentare il rischio di lesioni, prestazioni inadeguate e infezioni. Aprirogeno. Radiopaco. Compatibilità RM condizionata.**

Queste raccomandazioni devono essere considerate come linee guida generali. Esse non hanno lo scopo di sostituire i protocolli istituzionali o giudizi clinici professionali relativi al trattamento del paziente.

Essere dati paziente portatore di stent
Creata per essere tenuta nel portafoglio del paziente insieme ad altre schede sanitarie per consultazione. Questa scheda contiene i dati pertinenti allo stent, come il numero di modello e di lotto, la data della procedura e l'esatta ubicazione dello stent nella gamba. La scheda inoltre fornisce le informazioni di fabbricazione e le condizioni della Risonanza Magnetica.

USO PREVENTIVO

Lo stent è previsto come trattamento per lesioni arteriose femorali superficiali aterosclerotiche e lesioni poplitee prossimali.

CONTRINDICAZIONI

- Incapacità di tollerare terapie antitrombotiche o antiplastriche
- Gravidanza
- Stato ipercalcemico
- Arteria femorale superficiale occlusa al 100% che non può essere trattata con successo
- Non adatto all'uso nelle lesioni che non possono essere pre-dilatate
- Non adatto all'uso in vasi perforati.

AVVERTENZE

- I soggetti allergici al nitinol (nichel-titanio) potrebbero avere una reazione allergica a questo impianto.
- Prima e dopo la procedura deve essere somministrata una terapia antiaggregante/anticoagulante.
- I risultati a lungo termine seguenti la dilatazione ripetuta degli stent sottoposti a endotelizzazione e attualmente sconosciuta.
- Quando vengono utilizzati diversi stent con conseguente contatto fra uno stent e l'altro, la composizione deve essere simile.

PRECAUZIONI

- Questo prodotto deve essere usato esclusivamente da medici esperti e competenti nelle tecniche di diagnostica e di chirurgia vascolare. Devono essere impiegate tecniche standard di procedure chirurgiche vascolari.
- L'uso del sistema di stent vascolare S.M.A.R.T.® Flex richiede il controllo fluoroscopico.
- Non usare sistemi di iniezione alimentari con il sistema di erogazione.
- È sconsigliato l'uso su pazienti con una comprovata sensibilità al contrasto, a meno che il paziente possa essere adeguatamente premedicato.
- L'effetto del riscaldamento in ambiente RM per stent sovrapposti o stent con punti fratturati non è noto.
- La sicurezza e l'efficacia non sono state dimostrate in:
 - Lesioni completamente o densamente calcificate
 - Pazienti pediatrici

Manipolazione del sistema - Precauzioni

- Non tentare di rimuovere lo stent dal sistema di erogazione prima dell'uso.
- Conservare a temperatura ambiente lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non usare il sistema se appare danneggiato.
- Non esporre il sistema di erogazione a solventi organici.
- Non usare il dispositivo se la guaina esterna non può essere lavata.
- Non usare il dispositivo se il lume interno del tubo guida non può essere lavato.

Posizionamento dello stent - Precauzioni

- Fare attenzione nel caso in cui uno stent applicato incroci un altro dispositivo già in uso.
- Se si avverte resistenza in qualsiasi momento durante la procedura di inserimento, non forzare il passaggio. La resistenza potrebbe causare danni allo stent o al sistema.
- Se si avverte resistenza quando si inizia il rilascio dello stent, ritirare con prudenza il sistema di erogazione dello stent.
- Una volta iniziata l'applicazione dello stent, l'operazione deve essere completata. Il sistema non è progettato per il riposizionamento o il recupero dello stent.
- Se si avverte resistenza durante il ritiro iniziale della guaina di applicazione esterna, non forzare l'applicazione. Ritirare con attenzione il sistema dello stent senza distenderlo.

POSSIBILI EVENTI AVVERSI - Potenziali pericoli ed effetti collaterali comprendono, a titolo esemplificativo:

- Chiusura improvvisa dello stent
- Reazione allergica al nitrilo
- Ischemia coronarica/angina
- Aneurisma o pseudoaneurisma ai vasi o all'accesso ai vasi
- Autemia
- Ateroembolizzazione (sindrome del dito blu)
- Formazione di fistola artero-venosa
- Decesso
- Embolizzazione (aria, placche, trombi, dispositivi o altro)
- Febbre
- Ematoma ed emorragia
- Ipotensione e ipertensione
- Infezione e/o dolore al punto di accesso
- Infezione derivata dalla contaminazione dello stent può comportare sepsi e instabilità emodinamica
- Dilatazione e lesione intinale
- Ischemia che richiede intervento chirurgico (bypass o amputazione di dita, piede o gamba)
- Perdita dell'arto
- Infarto del miocardio (IM)
- Eccessivo stiramento dell'arteria potrebbe comportare una stenosi
- Insufficienza o blocco renale
- Restenosi del segmento con stent
- Setticemia e batteriemia
- Migrazione e posizionamento errato dello stent
- Rottura della struttura dello stent
- Krus
- Trombo e trombosi
- Necrosi del tessuto
- Vasospasmo
- Perforazione o rottura di vaso
- Aggravamento della claudicazione e dolore a riposo

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il sistema stent vascolare autoespandibile S.M.A.R.T.® Flex è uno stent autoespandibile (Stent S.M.A.R.T.® Flex) preimpostato e applicato con un semplice sistema di posizionamento a guaina retrattile over-the-wire. Lo stent S.M.A.R.T.® Flex è uno stent quasi completamente collegato costituito da un tubo di nitrilo superelastico ed è stato realizzato mediante l'integrazione di elementi elicoidali con ponti flessibili elicoidali. Entrambi gli elementi montati e le bobine elicoidali forniscono forza radiale e un meccanismo di espansione. Lo stent S.M.A.R.T.® Flex è altamente flessibile ed adattabile con un effetto "fish tail" minimo se non addirittura nullo. Al momento del posizionamento, lo stent raggiunge il diametro prestabilito ed esercita una forza verso l'esterno delicata e costante per mantenere un lume senza ostruzioni.

Il sistema stent vascolare autoespandibile S.M.A.R.T.® Flex, come illustrato nella Figura 1, è costituito da una guaina esterna 6F (1) e da un tubo interno coassiale. Lasta interna è costituita da uno stantuffo (2) e da un tubo del filo guida (7). Lo stantuffo (2) assialmente si trova a ridosso dell'estremità prossimale dello stent (9) e il tubo del filo guida (7) è coassiale allo stent (9) e allo stantuffo (2). Il tubo del filo guida (7) termina distalmente in una punta di catetere (8) e origina prossimalmente in un raccordo luer (6) creato per accettare un filo guida da 0.035 pollici. Il lume creato dal diametro interno del tubo del filo guida (7) viene irrigato prima della procedura inserendo un fluido tramite il raccordo del luer prossimale (6). La guaina esterna 6F (1) si collega prossimalmente a un'impugnatura (3) dotata di una connessione a T con il luer femmina (4) e di una valvola Tuohy Borst (5) alla porzione prossimale dello stantuffo (2). Il sistema di posizionamento (9) è forzato nello spazio tra la guaina esterna (1) e il tubo del filo guida (7). Questo spazio viene irrigato prima della procedura inserendo un fluido attraverso la connessione a T con il luer femmina (4).

Il posizionamento dello stent sulla lesione target si ottiene prima dell'inserimento utilizzando il marker dello stent distale (10) e il marker di collocazione prossimale (12). Questa serie di marker indica l'ubicazione approssimativa dello stent dopo il posizionamento. I marker dello stent prossimale (11) sono prossimali al marker di collocazione prossimale (12) e indicano la porzione di stent che si accorcerà durante l'inserimento. Il sistema stent è stato creato per consentire l'accorciamento dal prossimale al distale durante l'inserimento, in modo che una volta che la porzione distale dello stent sia stata collocata nell'ubicazione target, non si sposti più per il resto dell'impiego dello stent e la maggior parte dell'accorciamento dello stent avvenga dall'estremità prossimale. I marker radiopachi dello stent distale e prossimale (10 e 11) sono attaccati su ciascuna estremità dello stent. Il marker di collocazione prossimale (12) è una banda radiopaca attaccata al tubo del filo guida (7).

Per l'inserimento dello stent, allentare la valvola Tuohy Borst (5) in modo da consentire il libero movimento dello stantuffo (2). Per ritirare la guaina esterna (1) e posizionare lo stent (9), rimuovere eventuali allentamenti del sistema, allentare la guaina esterna (1) e l'impugnatura (3) con una mano e lo stantuffo (2) con l'altra. Spostare la guaina esterna (1) prossimalmente rispetto allo stantuffo (2), tenendo lo stantuffo (2) in posizione fissa. Il sistema di posizionamento ha una certa compliance e potrebbe esserci un lieve ritardo tra il movimento prossimale di guaina esterna (1) e l'impugnatura (3) e la ritrazione della guaina esterna (1) all'estremità distale dello stent (9). La posizione del sistema potrebbe necessitare di una regolazione per tenere i marker dello stent distale (10) al sito target durante questo periodo di ritardo. Una volta che l'estremità distale dello stent (9) inizia a posizionarsi, continuare a ritirare la guaina esterna prossimale (1) e l'impugnatura (3) mantenendo lo stantuffo (2) fermo fino a quando lo stent (9) sia completamente posizionato e i marker dello stent prossimale (11) si siano estesi. Nota: il marker di collocazione prossimale (12) potrebbe spostarsi durante l'impiego dello stent e potrebbe non coincidere con l'ubicazione del marker dello stent prossimale (11).

PROCEDURA

- La collocazione percutanea dello stent deve essere fatta in una stanza per procedura angiografica sotto guida fluoroscopica. Occorre eseguire un'angiografia diagnostica per identificare l'ambito della lesione e del flusso collaterale e misurare la lunghezza della lesione target e i diametri del vaso di riferimento (prossimali e distali alla lesione). La preparazione del paziente e le precauzioni sterili devono essere le stesse utilizzate per qualsiasi procedura angioplastica.
- Selezionare il diametro dello stent secondo il diametro del vaso di riferimento misurato, come indicato dalla tabella seguente.

Diametro dello stent (mm)	Diametro del vaso di riferimento (mm)
5	3.5-4.5
6	4.5-5.5
7	5.5-6.5
8	6.5-7.5

- Selezione della lunghezza dello stent - Misurare la lunghezza della lesione target per stabilire la lunghezza necessaria dello stent. Selezionare una lunghezza dello stent che consenta, per gli aspetti prossimali e distali dello stent, di coprire l'intera lesione target.
 - La lunghezza vincolata massima è la lunghezza dello stent nel diametro di vaso indicato più piccolo possibile. Questa lunghezza è indicata sul sistema con il marker di collocazione prossimale (vedi (12) nella Fig. 1).
 - La lunghezza vincolata minima è la lunghezza dello stent nel diametro di vaso indicato più grande possibile.

Lunghezza libera dello stent (mm)	Lunghezza vincolata massima (mm) Come da marker di collocazione prossimale	Lunghezza vincolata minima (mm)
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

- Accedere al sito di trattamento utilizzando l'apparecchiatura accessoria appropriata. Il sistema di posizionamento stent è compatibile con un introduttore di 6 Fr (o di diametro maggiore).
- Introdurre un idoneo filo guida da 0.035 pollici attraverso il catetere d'accesso o l'introduttore lungo il segmento distale della lesione target. Si raccomanda l'uso di una guaina per attraversare la biforcazione aortica. Si raccomanda inoltre di somministrare al paziente una dose terapeutica di eparina in modo tale che l'ACT sia superiore a 250.
- Pre-dilatazione della lesione - Utilizzando tecniche standard di angioplastica tramite palloncino, dilatare la lesione fino a una dimensione equivalente al diametro del vaso di riferimento. Rimuovere il catetere con palloncino dal paziente mantenendo l'accesso alla lesione attraverso il filo guida.
- Preparare il sistema di posizionamento stent.
 - Aprire la scatola esterna per scoprire la busta contenente lo stent e il catetere.
 - Dopo un'attenta ispezione della busta, verificare l'eventuale presenza di danni alla barriera sterile, aprendo con attenzione la busta esterna ed estraendo la busta interna. Aprire con cautela la busta interna e rimuovere il cartone con l'introduttore in cui alloggia il sistema di posizionamento stent. **Avvertenza: NON usare se la confezione è stata aperta o danneggiata.**
 - Porre il cartone con l'introduttore su una superficie piana. Rimuovere stent/sistema di posizionamento dall'introduttore. Esaminare il dispositivo per individuare eventuali danni. Se si sospetta che sia stata compromessa la sterilità o il dispositivo sia stato danneggiato, non usare il dispositivo.

- Se la punta distale (8) non si trova nella guaina esterna (1), allentare la valvola Tuohy Borst (5) sull'impugnatura (3) e ritirare lo stantuffo (2) in modo che la punta distale (8) si trovi nella guaina esterna (1). Serrare la valvola Tuohy Borst ruotando il raccordo valvole in senso orario.
- Assicurarsi che la valvola Tuohy Borst (5) sull'impugnatura sia serrata sullo stantuffo (2).
- Usare una siringa da 1-3 cc per irrigare la guaina esterna (1) con soluzione fisiologica eparinizzata attraverso il luer femmina (4) sull'impugnatura. Irrigare fino a quando alcune gocce di soluzione fisiologica fuoriescono dall'estremità distale della guaina esterna. Per completare l'irrigazione del sistema potrebbero occorrere 2-3 irrigazioni con una siringa da 1 cc.
- Avvertenza: se la guaina esterna (1) non può essere irrigata, non usare il dispositivo.**
- Usare una siringa da 3-10 cc per irrigare il lume interno del tubo del filo guida con una soluzione fisiologica eparinizzata attraverso il raccordo luer prossimale (6) attaccato allo stantuffo (2), fino a quando la soluzione fisiologica esce dal tubo del filo guida alla punta distale. **Avvertenza: se il lume interno del tubo del filo guida (7) non può essere irrigato, non usare il dispositivo.**

- Introduzione del sistema di posizionamento stent. Far avanzare il dispositivo nel filo guida e attraverso l'introduttore al sito target. Se si incontra resistenza durante l'introduzione del sistema di posizionamento, ritirare il sistema e usare un altro.
- Sotto guida fluoroscopica, posizionare i marker dello stent distale (10) distalmente alla lesione target e i marker di collocazione prossimale (12) prossimalmente alla lesione target.

- Ridurre la parte prossimale del sistema di posizionamento il più possibile e tenere l'impugnatura in posizione stabile.
- La valvola Tuohy Borst (5) sul manico (3) deve essere allentata per consentire il libero movimento dello stantuffo (2).

Posizionamento dello stent

- Il posizionamento dello stent deve essere eseguito sotto guida fluoroscopica.
- Allentare la guaina esterna (1) e il manico (3) con una mano e lo stantuffo (2) con l'altra.
- Spostare la guaina esterna (1) prossimalmente in relazione allo stantuffo (2), tenendo lo stantuffo (2) in posizione fissa.
- La posizione del sistema di impianto potrebbe dover essere regolata per tenere i marker dello stent distale (10) al sito appropriato.
- Una volta che l'estremità distale dello stent (9) inizia a posizionarsi, continuare a ritirare la guaina esterna prossimale (1) e l'impugnatura (3) mantenendo lo stantuffo (2) fermo fino a quando lo stent (9) sia completamente posizionato e i marker dello stent prossimale (11) si siano estesi.
- Nota: il marker di collocazione prossimale (12) potrebbe spostarsi durante il posizionamento dello stent e potrebbe non coincidere con l'ubicazione del marker dello stent prossimale (11).**
- Se si avverte resistenza durante la ritrazione della guaina esterna (1), non forzare l'inserimento. Ritirare con cautela il sistema stent senza posizionarlo.
- Sotto guida fluoroscopica, ritirare l'intero sistema di posizionamento come una sola unità sul filo guida tenendo il filo guida in posizione e fuori dal corpo. **Avvertenza: non rimuovere con forza il sistema di posizionamento da introduttore/guaina - se si incontra resistenza, togliere guaina e sistema di posizionamento come una sola unità.**
- Eseguire un angiogramma arterioso per verificare il posizionamento completo. Se esiste un'espansione incompleta nello stent in qualsiasi punto lungo la lesione, è possibile eseguire una dilatazione a palloncino postposizionamento a discrezione del medico. Rimuovere il palloncino dal paziente.
- Se clinicamente appropriato, rimuovere il filo guida, la guaina e qualsiasi altra apparecchiatura accessoria dal corpo e praticare l'emostasi del sito di accesso.

INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ RM

È stato stabilito che lo stent S.M.A.R.T.® Flex (IMPIANTO) è compatibile RM condizionata, stando alla terminologia specificata dall'American Society for Testing and Materials (ASTM) internazionale nella designazione F750-05. Pratica ordinaria per la contrassegnazione di dispositivi e altri articoli medicali per la sicurezza in ambienti a risonanza magnetica. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 19428.

Test non clinici hanno dimostrato che l'IMPIANTO è a compatibilità RM condizionata. Un paziente può essere sottoposto a scansione in sicurezza immediatamente dopo aver subito l'impianto alle seguenti condizioni:

- Campo magnetico statico
- Campo magnetico statico di 3 Tesla o inferiore
- Gradiente spaziale di campo magnetico di 720-Gauss/cm o inferiore

Riscaldamento associato alla Risonanza Magnetica

In test non clinici su campioni di 8x150 e 8x200 mm, lo stent S.M.A.R.T.® Flex ha prodotto i seguenti aumenti massimi di temperatura e un tasso di assorbimento specifico (SAR) durante la RM eseguita per 15 minuti (per esempio sequenza di impulsi) a 1.5 Tesla/64 MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Software Numaris/4, versione Syngo MR 2002B DHHS) e con sistemi RM a 3 Tesla/128 MHz (Excite, Software G3.0-528, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI), come segue:

Misurazione massima	1.5T	3T
SAR medio a corpo intero riportato dal sistema RM	3.8-W/kg	3.0-W/kg
Valori calorimetrici, media SAR per l'intero corpo	3.1-W/kg	2.8-W/kg
Variazione maggiore di temperatura	2.7 °C	4.4 °C

Informazioni sugli artefatti

La qualità dell'immagine RM potrebbe essere compromessa se l'area di interesse si trova esattamente nello stesso punto o relativamente vicino alla posizione dello stent S.M.A.R.T.® Flex. Pertanto, potrebbe essere necessaria l'ottimizzazione di parametri di imaging RM per compensare la presenza di questo impianto. La dimensione massima dell'artefatto dell'RM (come mostrato dalla sequenza di impulsi gradient echo) si estende approssimativamente per 10 mm rispetto alla dimensione ed alla forma dell'impianto.

Sequenza di impulsi	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Dimensioni di vuoto di	2.792 mm	102 mm	4.254 mm	302 mm
Orientamento di piano	Parallelo	Perpendicolare	Parallelo	Perpendicolare

DECLINO DI GARANZIA

Benché questo prodotto sia stato fabbricato in condizioni accuratamente controllate, Cordis Cashel non ha controllo sulle condizioni nelle quali questo prodotto viene usato. Cordis Cashel pertanto declina tutte le garanzie, sia espresse che implicite, rispetto al prodotto, compresa, tra l'altro, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Cordis Cashel non è ritenuto responsabile verso qualsiasi persona o società per qualsiasi spesa medica e qualsiasi danno diretto, incidentale o consequenziale causato da qualsiasi uso, difetto, guasto o malfunzionamento del prodotto, se un reclamo per tali danni si basa su garanzia, contratto, illecito o altro. Nessuno ha alcuna autorità di vincolare Cordis Cashel a qualsiasi dichiarazione o garanzia rispetto al prodotto. Le esclusioni e limitazioni sopra indicate non sono intese né intendono essere interpretate come violazioni di disposizioni normative vigenti. Se qualsiasi parte o termine di questo declino di garanzia viene considerata illecita, inapplicabile o in conflitto con la normativa vigente da un foro di giurisdizione competente, la validità delle restanti porzioni di questo declino di garanzia non sarà condizionata e tutti i diritti e obblighi saranno interpretati e applicati come se questo declino di garanzia non contenesse la parte o il termine specifici ritenuti non validi.

Español

Estéril: esterilizado mediante óxido de etileno. No utilice el dispositivo si el envase está abierto o dañado. Para un sólo uso. La reutilización puede aumentar el riesgo de lesiones, funcionamiento incorrecto e infección. **Apriégelo.** Radiopaco. Compatible con resonancia magnética.

Estas recomendaciones están diseñadas para servir solamente de guía general. No pretenden sustituir protocolos interaccionales ni ningún juicio clínico profesional relativo al cuidado del paciente.

Objetivo de información del paciente con implante de stent Este diseñada para que el paciente la lleve en su cartera junto con sus tarjetas sanitarias. Esta tarjeta de información del paciente proporciona información referente al stent, incluido el modelo, el número de lote del stent, la fecha del procedimiento y la ubicación del stent en la pierna. La tarjeta también proporciona información de fabricación y compatibilidad con resonancia magnética (RM).

USO PREVISTO

El stent está indicado como sistema de tratamiento para lesiones ateroescleróticas en arterias femorales superficiales y lesiones ateroscleróticas proximales.

CONTRAINDICACIONES

- Incapacidad para tolerar tratamientos antitrombóticos o antiplaquetarios
- Embarazo
- Estado hipercalcémico
- Arteria femoral superficial ocluida al 100% que no se puede cruzar correctamente
- No está indicado para uso en lesiones que no puedan predilatare
- No está indicado para uso en un vaso perforado

ADVERTENCIAS

- Las personas alérgicas al nitrilo (alérgicas níquel-titanio) pueden sufrir una reacción alérgica a este implante.
- Debe tratarse al paciente con antiagregantes plaquetarios/antiagregantes adecuados antes y después del procedimiento.
- De momento se desconoce el resultado a largo plazo tras la dilatación repetitiva de stents endotelizados.
- Cuando se utilicen varios stents dando lugar a un contacto stent con stent, estos deberán ser de una composición semejante.

PRECAUCIONES

- Este producto solo lo deben utilizar médicos cualificados y experimentados en técnicas vasculares de diagnóstico e intervención. Se deben emplear técnicas estándar para los procedimientos vasculares de intervención.
- El uso del sistema de stent vascular S.M.A.R.T.® Flex requiere control radioscópico.
- No se deben utilizar sistemas de inyección mecánicos con el sistema introducido.
- No se recomienda su uso en pacientes con antecedentes de sensibilidad a medios de contraste, a menos que pueda premedicarse adecuadamente al paciente.
- No se conoce el efecto del calentamiento en un entorno de RM de stents superpuestos o stents con filamentos fracturados.
- No se han demostrado la seguridad y la eficacia en:
 - Lesiones totalmente o densamente calcificadas
 - Pacientes pediátricos

Manipulación del sistema - Precauciones

- No intente extraer el stent del sistema de implantación antes de su uso.
- Mantenga a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa.
- No utilice el dispositivo después de la fecha de caducidad.
- No lo utilice si el sistema parece estar dañado.
- No exponga el sistema introducido a disolventes orgánicos.

- **ООО ЦИПМИ** **INFO@CIRMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

- Hipertensão/hipertensão
- Infecção e/ou dor no local de acesso
- Uma infecção na sequência de contaminação do stent pode originar sepsis e instabilidade hemodinâmica
- Lesão da intima/dissecação
- Isquemia com necessidade de intervenção (desvio ou amputação do dedo, pé ou perna)
- Perda de membro
- Enfarte do miocárdio (EM)
- Esticar demasiado a artéria pode resultar em ruptura
- Insuficiência ou falência renal
- Restenose do segmento com stent
- Septicemia/bacteriemia
- Aposição incorreta/migração do stent
- Fractura da estrutura do stent
- Acidente vascular cerebral
- Trombose/trombo
- Necrose dos tecidos
- Vasoespasmo
- Perfuração ou ruptura do vaso
- Claudicação agravada/dor em repouso

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O sistema de stent vascular **S.M.A.R.T.® Flex** consiste num stent auto-expansível (stent **S.M.A.R.T.® Flex**) pré-montado e aplicado com um sistema simples de aplicação coaxial com bainha retráctil. O stent **S.M.A.R.T.® Flex** é um stent quase completamente ligado, fabricado a partir de tubos de nitinol super-elástico e formado através da integração de suportes enrolados helicoidalmente com espirais helicoidais flexíveis. Tanto os elementos de suporte como as espirais helicoidais proporcionam uma rigidez radial e um mecanismo de expansão. O stent **S.M.A.R.T.® Flex** é extremamente flexível e adapta-se com um efeito de escama mínimo a nulo. Após a aplicação, o stent adquire o respectivo diâmetro pré-determinado e exerce uma força centrífuga constante e suave de forma a manter um lumen desobstruído.

O sistema de stent vascular **S.M.A.R.T.® Flex** conforme ilustrado na Figura 1, é composto por uma bainha externa de 6F (1) e uma haste interna coaxial. A haste interna é composta por um tubo empurrador (2) e um tubo de fio-guia (7). O tubo empurrador (2) assenta axialmente na extremidade proximal do stent (9) e o tubo de fio-guia (7) é coaxial ao stent (9) e ao tubo empurrador (2). O tubo de fio-guia (7) termina distalmente numa ponta de cateter (8) e provém proximalmente de um conector Luer (6) concebido para aceitar um fio-guia de 0,889 mm (0,035"). O lumen criado pelo diâmetro interno do tubo de fio-guia (7) é irrigado antes do procedimento injetando líquido através do conector Luer proximal (6). A bainha externa de 6F (1) fixa-se proximalmente a um punho (3) com uma ligação em "Y" com Luer fêmea (4) e a uma válvula Tuohy-Borst (5) na parte proximal do tubo empurrador (2). O stent auto-expansível (9) está recolhido no espaço entre a bainha externa (1) e o tubo de fio-guia (7). Este espaço é irrigado antes do procedimento injetando líquido através da ligação em "Y" com Luer fêmea (4).

O posicionamento do stent sobre a lesão alvo obtém-se antes da aplicação utilizando os marcadores distais do stent (10) e o marcador de colocação proximal (12). Estes conjuntos de marcadores indicam a posição aproximada do stent após a aplicação. Os marcadores proximais do stent (11) são proximais ao marcador de colocação proximal (12) e indicam a quantidade de stent que será encurtada durante a aplicação. O sistema de stent foi concebido para encurtar o sentido proximal para a distal durante a aplicação, para que quando a parte distal do stent tiver sido colocada no local alvo, não se desloque durante o resto da aplicação do stent, ocorrendo a maior parte do encurtamento do stent a partir da extremidade proximal. Os marcadores distais e proximais do stent radiopaco (10 e 11) são encastados em cada extremidade do stent. O marcador de colocação proximal (12) consiste numa faixa radiopaca encastada no tubo de fio-guia (7).

Para aplicar o stent, é necessário desparar a válvula Tuohy-Borst (5) de forma a permitir o movimento do tubo empurrador (2). Para retirar a bainha externa (1) e aplicar o stent (9), elimine qualquer folga no sistema, segure na bainha externa (1) e no punho (3) com uma mão e no tubo empurrador (2) com a outra. Mova a bainha externa (1) proximalmente em relação ao tubo empurrador (2), mantendo este numa posição fixa. O sistema de aplicação tem um determinado grau de conformidade, podendo existir algum atrito entre o movimento proximal da bainha externa (1) e o punho (3) e a retração da bainha externa (1) na extremidade distal do stent (9). Poderá ser necessário ajustar a posição do sistema de aplicação para manter os marcadores distais do stent (10) no local alvo durante este período de atraso. Quando a extremidade distal do stent (9) iniciar a aplicação, continue a reair a bainha externa proximal (1) e o punho (3), mantendo o tubo empurrador (2) fixo até o stent (9) estar completamente aplicado e os marcadores proximais do stent (11) se terem expandido. Nota: o marcador de colocação proximal (12) pode mover-se durante a aplicação do stent, pelo que pode não coincidir com a localização dos marcadores proximais do stent (11).

PROCEDIMENTO

1. A colocação percutânea do stent deve ser efectuada numa sala para procedimentos angiográficos sob orientação fluoroscópica. A angiografia de diagnóstico deve ser efectuada para traçar a extensão da lesão e o fluxo colateral, e medir o comprimento da lesão alvo e os diâmetros do vaso de referência (proximal e distal à lesão). A preparação do doente e as precauções de esterilização devem ser idênticas às de qualquer procedimento de angioplastia.
2. Selecione um diâmetro para o tamanho do stent de acordo com o diâmetro do vaso de referência medido e a tabela de selecção de tamanhos de stent abaixo.

Diâmetro do stent (mm)	Diâmetro do vaso de referência (mm)
5	3,5-4,5
6	4,5-5,5
7	5,5-6,5
8	6,5-7,5

3. **Selecione o comprimento do stent** - Meça o comprimento da lesão alvo para determinar o comprimento de stent necessário. Selecione um comprimento de stent que permita que as faces proximal e distal do stent cubram toda a lesão alvo.

- a. O **Comprimento máximo recolhido** corresponde ao comprimento do stent no diâmetro mais pequeno do vaso de referência indicado. Retire o dispositivo de aplicação do fio-guia. **Aviso: não force a remoção do sistema de aplicação do introdutor/bainha - se sentir resistência, retire a bainha e o sistema de aplicação como uma só unidade.**
- b. O **Comprimento mínimo recolhido** corresponde ao comprimento do stent no diâmetro maior do vaso de referência indicado.

Comprimento do stent identificado (mm)	Comprimento máximo recolhido (mm)	Comprimento mínimo recolhido (mm)
	Por marcador de colocação proximal	
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

4. Aceda ao local de tratamento utilizando o equipamento acessório adequado. O sistema de aplicação de stent é compatível com uma bainha introdutora de 6F (ou maior).
5. Introduza um fio-guia de 0,889 mm (0,035") adequado pelo cateter de acesso ou introdutor ao longo do segmento distal da lesão alvo. Recomendase a utilização de uma bainha para atravessar a bifurcação aórtica. Recomendase que o doente receba uma dose terapêutica de heparina para que o nível de ACT seja superior a 250.
6. **Pré-dilate a lesão** - Utilizando técnicas padrão de angioplastia com balão, dilate a lesão até um tamanho equivalente ao diâmetro do vaso de referência. Retire o cateter com balão do doente mantendo o acesso à lesão.

- a. Abra a caixa exterior para retirar a bolsa que contém o stent e o cateter de aplicação.
- b. Depois de inspecionar atentamente a bolsa verificando se existem danos na barreira estéril, descole cuidadosamente a película da bolsa exterior e extraia a bolsa interior. Descole cuidadosamente a película da bolsa interior e retire a placa de apoio com o tubo transportador que suporta o sistema de aplicação de stent. **Aviso: NÃO utilize se a bolsa estiver aberta ou danificada.**
- c. Coloque a placa de apoio com tubo transportador numa superfície plana. Retire o sistema de stent/aplicação do tubo transportador. Examine o dispositivo quanto a danos. Caso se suspeite de que a esterilidade foi comprometida ou se o dispositivo estiver danificado, não o utilize.

- d. Se a ponta distal (8) não estiver encastada na bainha externa (1), desparar a válvula Tuohy-Borst (5) no punho (3) e retirar o tubo empurrador (2) para que a ponta distal (8) encaste na bainha externa (1). Aperte a válvula Tuohy-Borst rodando o respectivo conector no sentido dos ponteiros do relógio.

- e. Certifique-se de que a válvula Tuohy-Borst (5) do punho está apertada no tubo empurrador (2).
- f. Utilize uma seringa de 1-3 cc para irrigar a bainha externa (1) com solução salina heparinizada estéril através do Luer fêmea (4) existente no punho. Irrigue até saírem apenas algumas gotas de solução salina pela extremidade distal da bainha externa. A irrigação completa do sistema poderá exigir 2-3 irrigações com uma seringa de 1 cc. **Aviso: não utilize o dispositivo se não for possível irrigar a bainha externa (1).**

- g. Utilize uma seringa de 3-10 cc para irrigar o lumen interno do tubo de fio-guia com solução salina heparinizada estéril através do conector Luer proximal (6) encastado no tubo empurrador (2) até sair solução salina pelo lumen do fio-guia na parte distal. **Aviso: não utilize o dispositivo se não for possível irrigar o lumen interno do tubo de fio-guia (7).**

8. **Introduza o sistema de aplicação de stent** - Faça avançar o dispositivo pelo fio-guia e através do introdutor até ao local alvo. Se sentir resistência durante a introdução do sistema de aplicação, este deve ser retirado e substituído por outro sistema.

9. Sob orientação fluoroscópica, posicione os marcadores distais do stent (10) na lesão alvo e o marcador de colocação proximal (12) no sentido proximal à lesão alvo.
10. Endiente o mais possível a parte proximal do sistema de aplicação e mantenha o punho numa posição estável.
11. É necessário desparar a válvula Tuohy-Borst (5) do punho (3) de forma a permitir o movimento do tubo empurrador (2).

12. Aplique o stent

- a. A aplicação do stent deve ser efectuada sob orientação fluoroscópica.
- b. Segure na bainha externa (1) e no punho (3) com uma mão e no tubo empurrador (2) com a outra.
- c. Mova a bainha externa (1) proximalmente em relação ao tubo empurrador (2), enquanto mantém o tubo empurrador (2) numa posição fixa.
- d. Poderá ser necessário ajustar a posição do sistema de aplicação para manter os marcadores distais do stent (10) na localização adequada.
- e. Quando a extremidade distal do stent (9) iniciar a aplicação, continue a reair a bainha externa proximal (1) e o punho (3), mantendo o tubo empurrador (2) fixo até o stent (9) estar completamente aplicado e os marcadores proximais do stent (11) se terem expandido.

Nota: o marcador de colocação proximal (12) pode mover-se durante a aplicação do stent, pelo que pode não coincidir com a localização dos marcadores proximais do stent (11) após a aplicação.

- f. Se sentir resistência durante a retração da bainha externa (1), não force a colocação. Retire o sistema de stent com cuidado sem o aplicar.

13. Sob orientação fluoroscópica, retire o corpo todo o sistema de aplicação como uma só unidade pelo fio-guia, mantendo-o na respectiva posição. Retire o dispositivo de aplicação do fio-guia. **Aviso: não force a remoção do sistema de aplicação do introdutor/bainha - se sentir resistência, retire a bainha e o sistema de aplicação como uma só unidade.**
14. Efectue um angiograma arterial para verificar se foi completamente aplicado. Se existir em qualquer ponto ao longo da lesão uma expansão incompleta no stent, pode ser efectuada uma dilatação por balão pós-aplicação consoante o critério do médico. Retire o balão do doente.
15. Quando for clinicamente adequado, retire o fio-guia, a bainha e qualquer outro equipamento acessório do corpo e obtenha a hemostase do local de acesso.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À COMPATIBILIDADE COM RM
Determinou-se que o stent **S.M.A.R.T.® Flex (IMPLANTE)** é de RM condicionada de acordo com a terminologia especificada pela American Society for Testing and Materials (ASTM) International, Designation: F2503-05, Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment. ASTM International, 100 Bar Harbor Drive, PO Box C7000, West Conshohocken, Pennsylvania, 19428.

Testes não clínicos demonstraram que o IMPLANTE é de RM condicionada. Um doente com este implante pode ser examinado em segurança imediatamente após a aplicação mediante as seguintes condições:

- Campo magnético estático:
 - Campo magnético estático igual ou inferior a 3 Tesla
 - Campo magnético de gradiente espacial máximo igual ou inferior a 720 Gauss/cm

Aquecimento relacionado com RM

Em testes não clínicos de amostras de 8x150 e 8x200 mm, o stent **S.M.A.R.T.® Flex** produziu as seguintes leituras de aumentos de temperatura máxima e de taxa de absorção específica (SAR) utilizando calorimetria num exame de RM efectuado durante 15 minutos (ou seja, por sequência de impulsos) em sistemas de RM de 1,5 Tesla/64 MHz (scanner de campo horizontal com protecção activa Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris/4, Versão Syngo MR 2002B DHHS) e de 3 Tesla/128 MHz (Excite, HDX, Software 14XMS, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI).

Medida máxima	1,5T	3T
SAR média de corpo inteiro indicada pelo sistema de RM	3,8 W/kg	3,0 W/kg
SAR média de corpo inteiro, valores médios por calorimetria	3,1 W/kg	2,8 W/kg
Alteração máxima da temperatura	2,7 °C	4,4 °C

Informações sobre artefactos

A qualidade da imagem de RM pode ser comprometida se a área de interesse for exactamente a mesma ou uma área relativamente próxima da posição do stent **S.M.A.R.T.® Flex**. Consequentemente, poderá ser necessário optimizar parâmetros de imagem de RM para compensar a presença deste dispositivo. O tamanho máximo do artefacto (ou seja, conforme observado na sequência de impulsos de eco de gradiente) estende-se aproximadamente 10 mm em relação ao tamanho e formato deste implante.

Sequência de impulsos	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Tamanho da imagem	2792 mm²	102 mm²	4254 mm²	302 mm²
ausência de sinal				
Orientação	Paralela	Perpendicular	Paralela	Perpendicular

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE GARANTIA

Embora este produto tenha sido fabricado sob condições rigorosamente controladas, a Cordis Catheter não tem qualquer controlo sobre as condições em que este produto é utilizado. A Cordis Catheter renuncia assim a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, em relação ao produto, incluindo, entre outras, qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a um determinado fim. A Cordis Catheter não se responsabiliza perante pessoa ou entidade alguma por despesas médicas ou danos directos, acidentais ou consequenciais provocados por qualquer utilização, defeito, falha ou avaria do produto, quer tal reivindicação de danos se baseie em garantia, contrato, acto ilícito ou outro. Nenhuma pessoa dispõe de autoridade para vincular a Cordis Catheter a qualquer representação ou garantia relativamente ao produto. As exclusões e limitações acima não se destinam nem devem ser interpretadas de forma a contrariar as disposições obrigatórias da lei aplicável. Se alguma parte ou algum termo desta Declaração de Renúncia de garantia for considerado ilegal, inexecutável ou em conflito com a lei aplicável por um tribunal de jurisdição competente, a validade das restantes partes desta Declaração de Renúncia de garantia não será afectada, sendo todos os direitos e obrigações interpretados e aplicados como se esta declaração de renúncia de garantia não incluisse a parte o termo especificamente considerado inválido.

Nederlands

Starief: gesteriliseerd met ethyleenoxidegas. Niet gebruiken indien de verpakking geopend of beschadigd is. Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan het risico op letsel, slechte prestatie en infectie verhogen. Niet-pyrogen. Onoordringbaar voor röntgenstralen. MR-veilig onder voorwaarden.

Deze aanbevelingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn. Ze zijn niet bedoeld om de plaats in te nemen van institutionele protocollen of professionele klinische beoordeling aangaande patiëntenzorg.

Patienteninformatiekaart Stentimplantaat

Ontworpen voor de patiënt om streeks bij zich te hebben als referentie samen met de gezondheidszorgkaart. Deze patiënteninformatiekaart bevat informatie over de stent, inclusief het model en het partnummer van de stent, de datum van de procedure en de locatie van de stent in het been. De kaart bevat ook informatie over de fabricage en de MRI-voorwaarden.

BEODG GEBRUIK

De stent is bedoeld als een behandeling voor atherosclerotische laesies in de arteria Femoralis Superficialis (AFS) en proximale Arteria Poplitealis laesies.

CONTRA-INDICATIES

- Onvermogen om antitrombose- of antiplatelet-therapie te verdragen
- Zwangerschap
- Toestand van hypercoagulatie
- 100% occlusie van arteria Femoralis Superficialis (AFS) die niet succesvol kan worden doorkruist
- Niet bedoeld voor gebruik in laesies die niet voorgedilateerd kunnen worden
- Niet bedoeld voor gebruik in een geperforeerd vat

WAARSCHUWINGEN

- Personen die allergisch zijn voor nitinol (nikkel-titaan), kunnen allergisch reageren op dit implantaat.
- Vóór en na de procedure dient de patiënt met geschikte trombozytregulerende middelen anticoagulatie te worden behandeld.
- De gevolgen op lange termijn van herhaalde dilatatie van met endotheel beklede stents zijn op dit moment niet bekend.
- Als meerdere stents worden gebruikt die elkaar aanraken, dienen ze van hetzelfde materiaal vervaardigd te zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit product mag alleen worden gebruikt door artsen die zijn opgeleid in en ervaren hebben met diagnostische en interventionele vaattechnieken. Er moet gebruik worden gemaakt van standaardtechnieken voor interventionele vaatprocedures.
- Het **S.M.A.R.T.® Flex** stentsysteem voor vasculaire toepassing moet onder fluoroscopische geleiding worden gebruikt.
- Gebruik geen injectiepompstelsel met het plaatsingssysteem.
- Het gebruik bij patiënten met een voorgeschiedenis van gevoeligheid voor contrastmiddelen wordt afgeraden, tenzij de patiënt voldoende met premedicatie onder controle kan worden gehouden.
- Het effect van verhitting in de MRI-omgeving op overlappende stents of stents met gebroken stentbeentjes is onbekend.
- Veiligheid in werkzaamheid zijn niet aangetoond bij:
 - laesies die geheel of sterk gecalcificeerd zijn;
 - pediatrische patiënten.

Het systeem hanteren - Voorzorgsmaatregelen

- Probeer niet om de stent vóór gebruik uit het plaatsingssysteem te verwijderen.
- Bij kamertemperatuur buiten direct zonlicht bewaren.
- Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.
- Niet gebruiken als het systeem beschadigd lijkt.
- Het plaatsingssysteem niet blootstellen aan organische oplosmiddelen.
- Niet gebruiken als de buutenhuis van het hulpmiddel niet kan worden gespoeld.
- Niet gebruiken als het binnenlumen van de voederaadbus niet kan worden gespoeld.

De stent plaatsen - Voorzorgsmaatregelen

- Een gepaste stent dient voorzichtig te worden gepasseerd door andere hulpmiddelen.
- Als op enig moment tijdens het inbrengen weerstand wordt gevoeld, mag de doorgang niet worden geforceerd.
- Weerstand kan de stent of het systeem beschadigen.
- Als weerstand optreedt tijdens de verplaatsing door de huls, trek u het stentsysteem voorzichtig terug.
- Wanneer de stentontplooiing eenmaal in gang is gezet, moet de stent volledig worden ontplooid. Het systeem mag niet worden verplaatst of gereuceerd.
- Als weerstand wordt gevoeld wanneer de buutenste plaatsingshuls aanvaardelijk wordt teruggetrokken, mag de ontplooiing niet worden geforceerd. Trek het stentsysteem voorzichtig terug zonder de stent te ontploien.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN - Mogelijke risico's en bijwerkingen zijn:

- Maar beperken zich niet tot:
 - Acute stentafsluiting
 - Allergische reactie op nitinol
 - Angina/coronaire ischemie
 - Aneurysma of pseudoaneurysma in het vat of de toegangspiaats
 - Antrie
 - Athero-embolie (blauwe-tenensyndroom)
 - AV-fistelvorming
 - Overlijden
 - Embolisatie (luch, plaque, trombus, hulpmiddel of anderszins)
 - Kruisen
 - Hematoom/hemorragie
 - Hypertensie/hypertensie
 - Infectie en/of pijn op de toegangspiaats
 - Infectie secundair aan verontreiniging van de stent kan leiden tot sepsis en hemodynamische instabiliteit
 - Lersel of dissectie van de intima
 - Ischemie die interventie vereist (bypass of amputatie van een teen, voet of been)
 - Verlies van een ledemaat
 - Myocardinfarct (MI)
 - Sterke uitrekking van de slagader kan scheuren veroorzaken
 - Nierinsufficiënte of nierfalen
 - Restenose van gestent segment
 - Septikemie/bacteriëmie
 - Slechte prestatie of migratie van de stent
 - Breuk van de stentstructuur
 - Berorte
 - Trombose
 - Weefselnecrose
 - Vasoospasme
 - Perforatie of scheuring van het bloedvat
 - Verslechterde claudicatie/pijn in rust

BESCHRIJVING VAN HET INSTRUMENT

Het **S.M.A.R.T.® Flex** vasculair stentsysteem is een zelfexpanderende stent (**S.M.A.R.T.® Flex Stent**) die gemonteerd en geleverd is in een eenvoudig terugtrekbaar "over the wire" inbrengsysteem. Het **S.M.A.R.T.® Flex** Stent is een vrijwel volledig verbonden stent gemaakt van superelastisch nitinol en is vervaardigd door de integratie van spiraalvormig gebonden stenten met flexibele spiraalvormige windingen. Zowel de stenelementen als de spiraalvormige windingen voorzien in radiale stevigheid en een expansiemechanisme. De **S.M.A.R.T.® Flex** Stent is zeer buigzaam en zal zich aanpassen met minimale tot geen vorming van schubben. Na het inbrengen neemt de stent de voorgestelde diameter aan en oefent een constante en gemiddelde buitenwaartse kracht uit om een vrij lumen te behouden.

Het **S.M.A.R.T.® Flex** vasculair stentsysteem, zoals weergegeven in Afbeelding 1, bestaat uit een 6 F buitenste huls (1) en een coaxiale binnenste schacht. De binnenste schacht bestaat uit de dubwuis (2) en een voerdraad (3). De dubwuis (2) grenst axiaal aan het proximale uiteinde van de stent (9), en de voerdraad (3) ligt coaxiaal aan de stent (9) en de dubwuis (2). De voerdraad (3) eindigt distaal in een kathetertip (8) en begint proximaal in een Luer-huls (6) die ontworpen is voor een voerdraad van 0,035 inch (0,889 mm). Het lumen dat gevormd is door de binnenste diameter van de voerdraad (3) wordt door de procedure geopend door middel van het injecteren van vloeistof door de proximale Luer-huls (6). De 6 F buitenste huls (1) is proximaal verbonden aan een handgreep (3) die een Y-verbinding heeft met de vrouwelijke Luer (4) en een Tuohy-Borstklep (5) aan het proximale einde van de dubwuis (2). De zelfexpanderende stent (9) zit ingesloten in de ruimte tussen de buitenste huls (1) en de voerdraad (3). Voor de procedure wordt deze ruimte geopend door middel van het injecteren van vloeistof via de Y-verbinding met de vrouwelijke Luer (4).

Positionering van de stent nabij de doellaesie wordt voor de plaatsing voltooid door middel van de distale stentmarkeringen (10) en de proximale plaatsingsmarker (12). Deze markers geven bij benadering de positie van de stent na plaatsing aan. De proximale stentmarkeringen (11) liggen proximaal aan de proximale plaatsingsmarker (12) en geven aan hoeveel de stent zal inkrimpen tijdens het plaatsen. Het stentsysteem is ontworpen om te verkorten van proximaal naar distaal tijdens het ontplooiën, zodat zodra het distale deel van de stent op de doellaesie is geplaatst, deze zich niet zal verplaatsen tijdens de rest van de stentplaatsing, en de meeste inkrimping van de stent aan het proximale einde zal plaatsvinden. De distale en proximale radiopake stentmarkeringen (10 en 11) zijn bevestigd aan beide uiteinden van de stent. De proximale plaatsingsmarker (12) is een radiopake band die is bevestigd aan de voerdraad (3).

Voor het plaatsen van de stent dient de Tuohy-Borstklep (5) te worden ontspannen zodat de dubwuis (2) vrij kan bewegen. Verwijder eventuele speling in het systeem, pak de buitenste huls (1) en handgreep (3) in een hand vast en de dubwuis (2) in de andere hand om de buitenste huls (1) terug te trekken en de stent (9) te plaatsen. Beweeg de buitenste huls (1) proximaal in relatie tot de dubwuis (2) terwijl de dubwuis (2) op een vaste plaats wordt gehouden. Het inbrengsysteem heeft enige mate van elasticiteit en er kan enige vertraging zijn tussen de proximale beweging van de buitenste huls (1) en handgreep (3) en de terugtrekking van de buitenste huls (1) op het distale uiteinde van de stent (9). De positie van het inbrengsysteem dient mogelijk te worden aangepast om de distale stentmarkeringen (10) op het doeleinde te houden tijdens deze periode van vertraging. Ga, zodra het distale uiteinde van de stent (9) zich begint te ontplooiën, door met het terugtrekken van de proximale buitenste huls (1) en handgreep (3), terwijl de dubwuis (2) op zijn plaats wordt gehouden totdat de stent (9) volledig is ontplooid en de proximale stentmarkeringen (11) zijn geëxpandeerd. Opmerking: de proximale plaatsingsmarker (12) kan verschuiven tijdens de ontplooiing van de stent en valt mogelijk niet samen met de proximale stentmarkeringen (11).

PROCEDURE

- De percutane plaatsing van de stent dient te gebeuren in een ruimte voor angiografische procedures met behulp van fluoroscopie. Diagnostische angiografie dient te worden uitgevoerd om de omvang van de laesie en de collaterale doorbloeding in kaart te brengen en lengte van de doellaesie en de diameters van het referentievat te meten (proximaal en distaal van de laesie). Voorbereiding van de patiënt en steriele voorzorgsmaatregelen dienen dezelfde te zijn als bij elke andere angioplastische procedure.
- Selecteer de grootte van de stentdiameter volgens de diameter van het gemeten referentievat en de selectietabel voor stentgrootte hieronder.

Stentdiameter (mm)	Diameter referentievat (mm)
5	3,5-4,5
6	4,5-5,5
7	5,5-6,5
8	6,5-7,5

- Selecteer stentlengte** - meet de lengte van de doellaesie om de lengte van de benodigde stent te bepalen. Selecteer een stentlengte die de proximale en distale aspecten van de stent toelaat om de gehele doellaesie te beslaan.

- De Maximale Beperkte Lengte** is de lengte van de stent in de kleinste aangegeven diameter van het referentievat. Deze lengte is aangegeven op het systeem via de *proximale plaatsingsmarker* (zie 12) in Afbeelding 1.

- De Minimale Beperkte Lengte** is de lengte van de stent in de grootste aangegeven diameter van het referentievat.

Aangeduide Stentlengte (mm)	Maximale Beperkte Stentlengte (mm) volgens Proximale Plaatsingsmarker	Minimale Beperkte Stentlengte (mm)
30	33	32
40	45	43
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

- Benader de te behandelen locatie met de passende bijkomende apparatuur. Het inbrengsysteem van de stent is compatibel met een 6 Fr (of groter) introducer.
- Breng een passende voerdraad in van 0,035 inch (0,889 mm) door de toegangskatheter of introducer door het distale segment van de doellaesie. Het wordt aanbevolen om een cross-over introducer te gebruiken om de aorta bifurcatie te passeren. Het wordt aanbevolen dat de patiënt een therapeutische dosis heparine krijgt, zodanig dat de ACT groter is dan 250.
- Predilatatie van de laesie** - dilateer de laesie met behulp van standaardtechnieken met een angioplastiekballoon tot een grootte die overeenkomt met de diameter van het referentievat. Verwijder de ballonkatheter bij de patiënt, met behoud van toegang tot de laesie met de voerdraad.
- Bereid het inbrengsysteem van de stent voor**
 - Open de buitenverpakking en neem er de binnenverpakking met de stent en de inbrengkatheter uit.
 - Maak, na zorgvuldige inspectie van de zak op schade aan de stiele afsluiting, de buitenste enveloppe voorzichtig open en haal de binnenste enveloppe eruit. Open de binnenste enveloppe voorzichtig en verwijder de kaart met houder met daarin het inbrengsysteem van de stent. **Waarschuwing: NIET gebruiken indien de zak geopend of beschadigd is.**
 - Plaats de kaart met houder op een vlak oppervlak. Haal de stent/het inbrengsysteem uit de houder. Kijk het instrument na op schade. Gebruik het instrument niet indien vermoed wordt dat de steriliteit is aangetast.
 - Indien de distale tip (8) zich niet in de buitenste huls (1) bevindt, ontspan de Tuohy-Borstklep (5) op de handgreep (3) en trek de dubwuis (2) terug, zodanig dat de distale tip (8) binnen de buitenste huls komt (1). Span de Tuohy-Borstklep aan door de klep-huls met de klok mee te draaien.
 - Controleer of de Tuohy-Borstklep (5) op de handgreep goed vast zit aan de dubwuis (2).
 - Gebruik een 1-3 cc injectiespuit om de buitenste huls (1) te spoelen met steriele hepariniseerde fysiologische zoutoplossing door de vrouwelijke Luer (4) op de handgreep. Spoel totdat slechts enkele druppels fysiologische zoutoplossing uit het distale uiteinde van de buitenste huls komen. Voor een volledige spoelingspoeling kunnen 2 tot 3 spoelingen met een 1 cc injectiespuit nodig zijn. **Waarschuwing: indien de buitenste huls (1) niet gespoeld kan worden, gebruik het instrument dan niet.**
- Gebruik een 3-10 cc injectiespuit om het binnenste lumen van de voerdraad (3) te spoelen met steriele hepariniseerde fysiologische zoutoplossing, door de proximale Luer-huls (6) die is bevestigd aan de dubwuis (2), totdat de fysiologische zoutoplossing uit de voerdraadopening bij de distale tip (8) zichtbaar is. **Waarschuwing: indien het binnenlumen van de voerdraad (3) niet gespoeld kan worden, gebruik het instrument dan niet.**

- Plaats het inbrengsysteem van de stent**
Beweeg het instrument naar voren over de voerdraad en door de introducer naar de doellaesie. Indien weerstand wordt ondervonden tijdens de introductie van het inbrengsysteem dient het systeem te worden teruggetrokken en een ander systeem te worden gebruikt.
- Plaats de distale stentmarkeringen (10) onder fluoroscopische begeleiding distaal ten opzichte van de doellaesie, en de proximale plaatsingsmarker (12) proximaal ten opzichte van de doellaesie.
- Houd het proximale deel van het inbrengsysteem zo recht mogelijk en houd de handgreep in een stabiele positie.
- De Tuohy-Borstklep (5) op de handgreep (3) dient te worden ontspannen zodat de dubwuis (2) vrij kan bewegen.
- Ontplooi de stent**
 - Ontplooiing van de stent dient te worden uitgevoerd onder fluoroscopische begeleiding.
 - Pak de buitenste huls (1) en handgreep (3) vast met een hand en de dubwuis (2) met de andere hand.
 - Beweeg de buitenste huls (1) proximaal in relatie tot de dubwuis (2) terwijl de dubwuis (2) op een vaste plaats wordt gehouden.
 - De positie van het inbrengsysteem dient mogelijk te worden aangepast om de distale stentmarkeringen (10) op de passende locatie te houden.
 - Ga, zodra het distale uiteinde van de stent (9) zich begint te ontplooiën, door met het terugtrekken van de proximale buitenste huls (1) en handgreep (3), terwijl de dubwuis (2) op zijn plaats wordt gehouden totdat de stent (9) volledig is ontplooid en de proximale stentmarkeringen (11) zijn geëxpandeerd. **Opmerking: de proximale plaatsingsmarker (12) kan verschuiven tijdens de ontplooiing van de stent en valt mogelijk niet samen met de locatie van de proximale stentmarkeringen (11) na ontplooiing.**
 - Forcer de ontplooiing niet indien weerstand wordt ondervonden tijdens het terugtrekken van de buitenste huls (1). Trek het stentsysteem voorzichtig terug zonder de stent te ontplooiën.
- Verwijder het volledige inbrengsysteem als één geheel uit het lichaam, onder fluoroscopische begeleiding, over de voerdraad terwijl de voerdraad in positie wordt gehouden. Verwijder het inbrengsysteem van de voerdraad. **Waarschuwing: verwijder het inbrengsysteem niet met kracht uit de introducer - als weerstand wordt ondervonden, moeten de introducer en het inbrengsysteem als een eenheid worden verwijderd.**

- Maak een arteriële angiogram om volledige ontplooiing te bevestigen. Indien er ergens onvolledige expansie in de stent is langs de laesie, kan er nog ballon dilatatie uitgevoerd worden naar het onderdeel van de arts. Verwijder de ballon bij de patiënt.
- Wanneer klinisch verantwoord, verwijder de voerdraad, introducer en alle andere bijkomende instrumenten uit het lichaam en verkrijg hemostase bij het ingangspunt.

INFORMATIE MR-COMPATIBILITEIT

De **S.M.A.R.T.® Flex** Stent (IMPLANTAAT) werd vastgesteld als **MR-Conditionaal** (MR-veilig onder voorwaarden) volgens de terminologie zoals omschreven in de American Society for Testing and Materials (ASTM) International, Designation: F2503-05, Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment. (Standaardpraktijk voor het markeren van medische hulpmiddelen en andere artikelen wat betreft veiligheid in een MRI-omgeving) ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 19380.

Niet-klinische testen hebben aangetoond dat het IMPLANTAAT MR-veilig onder voorwaarden is. Een patiënt met dit implantaat kan veilig worden gescand direct na plaatsing onder de volgende voorwaarden:

Statisch magnetisch veld

- Statisch magnetisch veld van 3 Tesla of minder
- Grootste ruimtelijke gradient magnetisch veld van 720 Gauss/cm of minder

MRI-geleideerde opwarming

In niet-klinische testen op monsters van 8x150 en 8x200 mm geproduceerd de **S.M.A.R.T.® Flex** Stent de volgende calorimetrische bepaalde maximum temperatuurstijgingen en specifieke absorptiewaarden (SARs) gedurende MRI uitgevoerd gedurende 15 minuten scannen (d.w.z. per pulssequentie) in 1.5-Tesla/64-MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris4, Version Syngo MR 2002B DHFS Active-shielded, horizontale veldscanner) en in 3-Tesla/128-MHz (Excite, HDx, Software 14X MS, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR-systeem:

Maximumwaarde	1,5 T	3 T
MR-systeem gerapporteerde gemiddelde SAR-waarde voor gehele lichaam	3,8 W/kg	3,0 W/kg
Calorimetrisch gemeten waarden gemiddelde SAR-waarde voor gehele lichaam	3,1 W/kg	2,8 W/kg
Grootste temperatuurverandering	2,7 °C	4,4 °C

Artefactinformatie

De MRI-beeldkwaliteit kan verstoord raken indien het gebied van interesse zich bevindt in exact hetzelfde gebied of relatief dicht bij de locatie van de **S.M.A.R.T.® Flex** Stent. Het kan daarom nodig zijn om de MRI-parametris te optimaliseren om voor de aanwezigheid van dit implantaat te compenseren. De maximum artefactgrootte (d.w.z. zoals gezien op de gradient-echo pulssequenties) is ongeveer 10 mm groter dan de omvang en vorm van dit implantaat.

Pulssequentie	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Gebied zonder signaal	2792 mm²	102 mm²	4254 mm²	302 mm²
Vlakorientatie	Paralleel	Loodrecht	Paralleel	Loodrecht

GARANTIEDISCLAIMER

Hoewel dit product gefabriceerd is onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden heeft **Cordis Cashel** geen controle over de omstandigheden waaronder dit product wordt gebruikt. **Cordis Cashel** doet daarom afstand van alle garanties, uitdrukkelijk en impliciet, ten opzichte van het product inclusief, maar niet beperkt tot, garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doeleinde. **Cordis Cashel** zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van enige persoon of entiteit voor medische kosten of directe, indirecte of gevolgschade veroorzaakt door enig gebruik, defect, falen of slecht functioneren van het product, of deze eis tot schadevergoeding nu gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad of op een andere grond. Niemand heeft enige bevoegdheid om **Cordis Cashel** te binden aan enige claim of garantie met betrekking tot het product. De hierboven omschreven uitsluitingen en beperkingen zijn niet bedoeld om dwingende bepalingen in de geldende wetgeving te schenden en mogen niet als zodanig worden genterpreteerd. Indien enig deel of enige bepaling van deze garantiedisclaimer door een bevoegde rechtbank wordt aangemerkt als onwettig, onafdwingbaar of strijdig met de geldende wetgeving, blijven de overige delen van deze garantiedisclaimer van kracht, en worden alle rechten en verplichtingen genterpreteerd en afgewogen alsof deze garantiedisclaimer het/de desbetreffende als ongeldig aangemerkte deel of bepaling niet zou bevatten.

Dansak

Steril: Steriliseert met ethylenoxidgas. **Má** ikke bruges, hvis emballagen er åben eller beskadiget. Kun til engangsbrug. **Gebruik kan ege risikoen for personskade, utilfredstillende ydeevne og infektion. Ikke pyrogen. Røntgenfast. MR-betingset.**

Dise anbalningar er kun generelle retningslinjer. De er ikke ment som en erstatning for institutionsens protokoller eller for fagmæssig klinisk dømmekraft vedrørende patienters behandling.

Patientinformatie kort til implanteret stent

Bereget til af patienten kan opbevare dette i pungen til henvisning sammen med sgeskrivningen. Kortet med patientinformatie indeholder oplysninger om stenten, inklusive stentens model- og partnummer, proceduredato og stentanlægsstedet i benet. Kortet indeholder endvidere oplysninger om producent og MR-forhold.

BEREGNET BRUG

Stenten er beregnet til behandling af atherosklerotiske overfladiske læsioner af a femoralis og proximale læsioner af a poplitea.

KONTRAINDIKATIONER

- Tolerere ikke antitrombotiske eller antitrombocytebehandlinger
- Graviditet
- Hyperkoagulerende tilstand
- 100% okkluderet overfladisk a femoralis, der ikke kan krydes
- Ikke beregnet til brug i læsioner, der ikke kan prædiateres
- Ikke beregnet til brug i et perforeret kar

ADVARSEL

- Personer med nitinol-allergi (nikkel-titan) kan udvikle en allergisk reaktion over for dette implantaat.
- Passende antitrombocyte/antikoagulationsbehandling bør administreres før og efter proceduren.
- Resulaterne på lang sigt af gentaget dilatation af endoteliserede stenter kendes på nuværende tidspunkt ikke.
- Når flere stenter anvendes og det fører til kontakt mellem stenter, bør disse have den samme sammensætning

FORHOLDSREGLER

- Dette produkt må kun anvendes af læger med træning og erfaring i diagnostiske og interventionelle vaskulære teknikker. Standardteknikker til interventionelle vaskulære procedurer bør anvendes.
- Brug af **S.M.A.R.T.® Flex** vaskulært stentsystem kræver fluoroskopisk styring.
- Brug ikke elektriske injektionssystemer sammen med indfæringsstyret.
- Det findes at bruge produktet hos patienter med en anamnese der indeholder overflodsmænd over for kontrastof, medmindre patienten kan præmedicineres tilstrækkeligt.
- Effekten af opvarmning i MR-miljøet af overlappende stenter med knækkede afstivere kendes ikke.
- Sikkerhed og effektivitet er ikke påvist i forbindelse med:
 - Læsioner med total eller tæt forkalkning
 - Pædiatriske patienter

Håndtering af systemet - forholdsregler

- Forsøg ikke at jernne stenten fra indfæringsstyret før brug.
- Opbevar ved omgivende rumtemperatur og væk fra direkte sollys.
- Må ikke ændres efter udløb af "Anvendes inden" datoen.
- Må ikke bruges, hvis systemet viser tegn på beskadigelse.
- Indfæringsstyret må ikke eksponeres for organiske opløsningsmidler.
- Systemet må ikke bruges, hvis den udvendige sheath på anordningen ikke kan gennemskylles.
- Systemet må ikke bruges, hvis det indvendige lumen på guidewirenet ikke kan gennemskylles.

Stentplacering - forholdsregler

- Udvis forsigtighed ved krydsning af en anlagt stent med andet udstyr.
- Hvis der er noget udspat markeres modstand under indskrænkning, må der ikke bruges (væg). Enhver form for modstand kan beskadige stenter eller systemet.
- Hvis der mærkes modstand under bevægelsen gennem sheathen, skal stentsystemet trækkes forsigtigt ud.
- Når anlægges af stenten er påbegyndt, skal stenten anlægges fuldt ud. Systemet er ikke beregnet til omplacering eller ny anlægelse.
- Hvis der mærkes modstand, når den udvendige sheath først trækkes bagud, må anlægelsen ikke tvinges. Træk stentsystemet forsigtigt tilbage uden at anlægge stenten.

POTENTIELLE UØNSKEDE HÆNDELSER - Potentielle farer og bivirkninger inkluderer, men er ikke begrænset til:

- Pludselig lukning af stenten
- Allergisk reaktion over for nitinol
- Angina/hjertesvækkelse
- Aneurisme eller pseudoaneurisme i kar eller på karadgangstedet
- Arythmi
- Ateromemboliseret ("blå tær")
- Danneelse af AV fistler
- Død
- Embolisering (luft, plaque, trombe, anordning eller andet)
- Feber
- Hæmatom/hæmorage
- Hypotension/hypertension
- Infektion og/eller smerte på angangsstedet
- Infektion som følge af forurening af stenten kan medføre sepsis og hæmodynamiske ustabilitet
- Intimaskader-dissektion
- Ikke-til kræver intervention (hætte-lunge-indgreb eller amputation af tå, fod eller ben)
- Tab af lemmer
- Myokardieinfarkt (MI)
- Overstrækning af arterien kan medføre ruptur
- Nyrensufficiens eller -svigt
- Restenose af segmentet med stenten
- Sepsis/bakteriæmi
- Ukorrekt apposition/migration af stenten
- Fraktur på stentstrukturen
- Slagtilfælde
- Trombose/trombe
- Vævsnekrose
- Vasospasme
- Perforering eller ruptur af kar
- Forværet claudication/smerte ved hvile

BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN

S.M.A.R.T.® Flex vaskulært stentsystem er en selvexpanderende stent (**S.M.A.R.T.® Flex** Stent), der er formotormet og indføres vha. et letanvendeligt over-the-wire indfæringsystem med en sheath til tilbagetrækning. **S.M.A.R.T.® Flex** stenten er en næsten fuldt forbundet stent fremstillet af superelastisk nitinolarmmateriale og konstrueret via integration af spiralformede afstiverbånd med spiralformede fleksible spoler. Både afstiverlementerne og de spiralformede spoler sætter for radial styrhed og en ekspansionsmekanisme. **S.M.A.R.T.® Flex** er meget fleksibel og vil tilpasse sig med minimal til ingen dannelse af "fokuskabel". Efter anlægges på stenten sin forudfastlagte diameter og udøver en konstant, blød, udadrettet kraft til opretholdelse af et uhindret lumen.

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- 100

-

- 15

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Produkt został wytworzony pod szczególną kontrolą, jednak Cordis Cashel nie gwarantuje, że produkt jest wolny od wad. W związku z tym firma Cordis Cashel niniejszym wyłącza wszystkie gwarancje, zarówno wyrażone jak i domniemane w odniesieniu do produktu, w tym między innymi domniemaną implikację przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Firma Cordis Cashel nie jest odpowiedzialna wobec żadnej osoby ani podmiotu za jakiegokolwiek kosztu medyczne bądź szkodę bezpośrednią, pośrednią lub wynikającą spowodowaną zastosowaniem, usterką, awarią lub wadliwym działaniem produktu, niezależnie od faktu, czy rozwiązanie z tytułu takich szkód jest oparte na reklamie, umowie, delikcie bądź na innej podstawie. Żadna osoba nie jest uprawniona do składania w imieniu firmy Cordis Cashel oświadczeń i udzielenia gwarancji na niniejszy produkt. Wyłączenia i ograniczenia określone powyżej nie są i nie powinny być interpretowane jako naruszające obowiązujące przepisy stosownego prawa. W przypadku, gdy którekolwiek z części lub warunków tego Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji zostanie uznane przez właściwy sąd za niezgodną z prawem, niewykonana lub sprzeczna z obowiązującym prawem, całe wyłączenie odpowiedzialności pozostałych jego części, a wszystkie prawa i obowiązki należy interpretować i egzekwować tak, jakby niniejsze Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji nie zawierało części i warunków uznanych za nieważne.

Slovensky

Stručná informácia o sterilizácii produktom. Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený. Len na jednorazové použitie. Opakované použitie môže zvýšiť riziko zranenia, nedostatku výkonu a infekcie. Neprehybné. RTG-kontrastné. Podmienčne bezpečné v prostredí MR.

Tieto odporúčania majú slúžiť len ako všeobecný návod. Nemajú slúžiť ako náhrada za inštrukcie protokoly ani profesionálny klinický úsudok pri starostlivosti o pacientov. Kartička s informáciami o pacientovi s implantovaným stentom Určená na to, aby ju pacient nosil v penáženke ako referenciu spolu so svojimi zdravotnými kartičkami. Táto kartička s informáciami o pacientovi uvádza informácie týkajúce sa stentu, vrátane modelu a čísla série stentu, dátumu zároku a umiestnenia stentu v nohe. Táto kartička tiež obsahuje výrobné informácie a podmienky pre MRI.

URČENÉ POUŽITIE Tento stent je určený na liečbu aterosklerotických lézií na povrchoch femorálnej artérie a proximálnych popliteálnych lézií.

KONTRAIKINDIKÁCIE • Neschopnosť tolerovať antitrombotickú alebo antitrombotickú terapiu. • Tehotenstvo. • Sval hyperkoagulácie. • 100 % uzavretá povrchová femorálna artéria, cez ktorú nemožno úspešne prejsť. • Nie je určený na použitie v kŕčoch, ktoré nemožno predlžovať. • Nie je určený na použitie v perforovanej cievke.

VAROVANIA • Osoby alergické na nikel (nikel titán) môžu mať alergickú reakciu na tento implantát. • Pred zárukou a po - om sa musí podať vhodná antitrombotická terapia. • Dlhodobý výsledok po opakovanom dilatácii endovaskulárnymi stentmi v súčasnosti nie je známy. • Ak použijete viacerých stentov spôsobí konflikt jednotlivých stentov, musia mať podobné zloženie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA • Tento produkt môže používať len vyškolení lekári so skúsenosťami v diagnostických a intervenčných cievnych technikách. Musia sa používať štandardné techniky pre cievne intervenčné zákroky. • Použitie vaskulárneho stentu S.M.A.R.T.® Flex si vyžaduje fluoroskopickú kontrolu. • S aplikácnym systémom nepoužívajte elektrické vstrekovacie systémy. • Použitie u pacientov s anamnezou precitlivosti na kontrastnú látku sa neodporúča, ak pacienta nemožno primerane premedikovať. • Účinnosť zobrazenia prekrývajúcich sa stentov alebo stentov s prasknutými rozperami v prostredí MRI nie je známy. • Bezpečnosť a účinnosť neboli preukázané u: o leží, ktoré sú úplne alebo čiastočne kalcifikované o pediatrických pacientov

Manipulácia so systémom - bezpečnostné upozornenia • Nepokúšajte sa stent pred použitím vytiahnuť z aplikácného systému. • Uchovávajte pri izbovej teplote a mimo priameho slnečného žiarenia. • Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie. • Nepoužívajte, ak systém vyzerá poškodený. • Aplikácný systém nevystavujte žiadnym organickým rozpuštladlám. • Nepoužívajte, ak vonkajšie puzdro zariadenia nemožno vypláchnuť. • Nepoužívajte, ak vnútorný lúmen hadičky vodiaceho drôtu nemožno vypláchnuť.

Zavedenie stentu - bezpečnostné upozornenia • Pri prechode akéhokoľvek prídavného zariadenia cez rozvinutý stent postupujte opatrne. • Ak pokiaľkoľvek pri zavádzaní zároku narazíte na odpor, nerušajte násilím. Odpor môže spôsobiť poškodenie stentu alebo systému. • Ak vznikne odpor pri pohybe cez puzdro, stentový systém opatrne vytiahnite. • Keď sa rozvíja stent, stent sa potom musí úplne rozvinúť. Systém nie je skonštruovaný tak, aby bolo možné zmeniť polohu stentu alebo ho opakovanne zachytiť. • Ak ucítite odpor pri uvádzaní stentu vonkajšieho rozvíjacieho puzdra, nerušujte násilím. Stentový systém opatrne vytiahnite bez rozvinutia stentu.

MOŽNÉ NEŽIADUCE UDALOSTI - Medzi možné rizikové a vedľajšie účinky patria, okrem iného: • náhle uzavretie stentu • alergická reakcia na nikel • angína/koronárna ischémia • aneurizma alebo pseudoaneurizma v cieve alebo mieste prístupu do cievy • arytmia • aterosklerotizácia (syndróm modrých prstov na nohách) • vytvorenie AV fistuly • smrť • embólia (vzduch, plak, tromboza, zariadenie alebo ine) • hematom/krvácenie • hypotenzia/hypertenzia • infekcia s/alebo bolesť v mieste prístupu • infekcia spôsobená kontamináciou stentu môže viesť k sepsu a hemodynamicky nestabilite • zranenie/disekcia intímy • ischémia vyžadujúca zárok (bypass alebo amputáciu prsta na nohu, chodidla alebo nohy) • strata končatiny • infarkt myokardu (MI) • nadmerne natriahnutie artérie môže mať za následok jej prasknutie • renálna insuficiencia alebo zlyhanie • stenóza v stentovanom úseku • septicémia/bakteriemia • neúspešná poloha/použitie stentu • prasknutie kontraktívneho stentu • mrtvica • tromboza/trombus • nekroza tkaniva • cievny kŕč • prepichnutie alebo prasknutie cievy • zhoršenie krvného obehu v pľúcach

OPIS ZARIADENIA Vaskulárny stentový systém S.M.A.R.T.® je samorozvíjajúci stent (S.M.A.R.T.® Flex Stent), zariadený s dodaným s jednoducho aplikacným systémom ponád drôt so stiahnutým puzdrom. Systém S.M.A.R.T.® Flex Stent je takmer úplne pripojený stent tvorený superelastickou nitinolovou hadičkou a je skonštruovaný zložením špičiek zo zvinutých rozper so špičkovými prútmi cievkami. Prvý rozper je špičkový cievky zabezpečujúci radiačnú tuhosť a rozširovací mechanizmus. Systém S.M.A.R.T.® Flex Stent je veľmi ohybný a prispôbi sa s minimálnym alebo žiadnym odpušťaním šupín. Po rozvinutí stentu dosiahne svoj predurčený priemer a vytvára konštantnu, mieru silu smerom von na zabezpečenie priechodnosti lúmenu.

Vaskulárny stentový systém S.M.A.R.T.® Flex, zobrazený na obrázku 1, sa skladá z vonkajšieho puzdra veľkosti 6 F (1) a koaxiálneho vnútorného nádsady. Vnútorná nádsada sa skladá zo záťažacej rúrky (2) a hadičky vodiaceho drôtu (7). Záťažacia rúrka (2) začína priľahá k proximálnemu koncu stentu (9) a hadička vodiaceho drôtu (7) je koaxiálne k stentu (9) a záťažacej rúrke (2). Hadička vodiaceho drôtu (7) končí distálne v špičke katetru (8) a začína proximálne v lúmenovom hrdle (6), určenom na prijatie vodiaceho drôtu veľkosti 0,89 mm (0,035 palca). Lumen vytvorený vnútorným priemerom hadičky vodiaceho drôtu (7) sa pred zárokom vypláchnie vstrekutelnou tekutinou cez proximálne lúmenové hrdlo (6). Vonkajšie puzdro veľkosti 6 F (1) sa proximálne napája na rukoväť (3), ktorá má spoj v tvare Y so zasuvacím lúmenom (4) a venilom Tuohy Borst (5) v proximálnej časti záťažacej rúrky. Samozovňovací stent (11) je zvislý v priestore medzi vonkajším puzdrom (1) a hadičkou vodiaceho drôtu (7). Tento prístroj sa pred zárokom vypláchnie vstrekutelnou tekutinou cez spoj v tvare Y so zasuvacím lúmenom (4).

Polohovanie stentu v cievnej lézii sa dosiahne pred rozvinutím pomocou distálnych značiek na stente (10) a značky na proximálne zavedenie (12). Tieto súbory značiek označujú približnú polohu stentu po rozvinutí. Proximálne značky na stente (11) sú proximálne k značkám na proximálne zavedenie (12) a označujú dĺžku, o ktorú sa stent skráti počas rozvíjania. Stentový systém sa má skrátiť o proximálneho na distálny počas rozvíjania tak, že keď je distálna časť stentu umiestnená v cievnej lokalite, už sa nebude pohybovať počas zvyšného rozvíjania stentu, a väčšina skrátenia stentu nastane na proximálnom konci. Distálne a proximálne RTG-kontrastné značky na stente (10 a 11) sú pripravené na každý koniec stentu. Značka na proximálne zavedenie (12) je RTG-kontrastný knožok pripevnený na hadičku vodiaceho drôtu (7).

Pri rozvíjaní stentu musí byť ventil Tuohy Borst (5) uvoľnený, aby sa záťažacia rúrka (2) mohla voľne pohybovať. Na vytiahnutie vonkajšieho puzdra (1) a rozvinutie stentu (9) odstráňte akékoľvek uvoľnenie v systéme, jednou rukou uchopíte vonkajšie puzdro (1) a rukoväť (3) a druhou záťažaciu rúrku (2). Vonkajšie puzdro (1) posuňte proximálne voči záťažacej rúrke (2), pričom záťažacia rúrka (2) držíte v pevnej polohe. Aplikácný systém na určiť sťahovosť a medzi proximálnym pohybom vonkajšieho puzdra (1) a rukoväťou (3) a vŕtadlom vonkajšieho puzdra (1) na distálnom konci stentu (9) môže byť určité oneskorenie. Je možné, že bude potrebné upraviť polohu aplikácného systému, aby sa distálne značky na stente (10) udržali v cieľovom mieste počas tejto doby, oneskorenia. Keď sa distálny koniec stentu (9) začne rozvíjať, pokračujte vo vŕtadlovom proximálnom vonkajšom puzdre (1) a rukoväťou (3), pričom záťažaciu rúrku (2) držte dovedy, kým stent (9) nie je úplne rozvinutý a proximálne značky na stente (11) nie sú rozšírené. Poznámka: Značka na proximálne zavedenie (12) sa môže pri rozvíjaní stentu posunúť a nemusí sa zhodovať s polohou proximálnych značiek na stente (11).

POSTUP 1. Perkutánne zavedenie stentu sa musí robiť v miestnosti na angiografické zákroky pri fluoroskopickom navádzaní. Na zmapovanie rozsahu lézie a kolaterálneho toku a zmeranie dĺžky cieľovej lézie a priemerov rozvíjacieho cievy (proximálne a distálne od lézie) sa musí vykonať diagnostická angiografia. Príprava pacienta a sterility bezpečnostné opatrenia musia byť rovnaké ako pri zároku angioplastiky. 2. Veľkosť priemeru stentu zvolte podľa nameraného priemeru referenčnej cievy a následne tabuľky na výber veľkosti stentu.

Priemer stentu (mm)	Priemer referenčnej cievy (mm)
6	3,5 - 4,5
8	4,5 - 5,5
8	5,5 - 6,5
8	6,5 - 7,5

3. Zvoľte dĺžku stentu - Na zistenie potrebnej dĺžky stentu odmerajte dĺžku cieľovej lézie. Zvoľte dĺžku stentu, ktorá umožní, aby proximálny aj distálny koniec stentu pokryl celú oblasť cieľovej lézie. a. Maximálna zvinutá dĺžka je dĺžka stentu v priemere najmenej indikovanou referenčnou cievy. Táto dĺžka je označená v systéme zvislou na proximálnom zavedení (post 12) na obrázku 1). b. Minimálna zvinutá dĺžka je dĺžka stentu v priemere najmenej indikovanou referenčnou cievy.

Označená dĺžka stentu (mm)	Maximálna zvinutá dĺžka (mm) Podľa značky na proximálne zavedenie	Minimálna zvinutá dĺžka (mm)
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

4. Vytvorite prístup k miestu lézie pomocou primeraného dilatovacieho zariadenia. Aplikácný systém stentu je kompatibilný so zariadením puzdrom veľkosti 6 F (alebo väčším). Príprava vodiacej drôtu veľkosti 0,89 mm (0,035 palca) zasunie cez prístupový katetru alebo zavedie cez distálny segment cieľovej lézie. Na prechod ponad bifurkáciu aorty sa odporúča použitie puzdra. Odporuča sa, aby pacienti bola podaná terapeutická dávka heparínu tak, aby bola hodnota ACT vyššia než 250.

6. Predlžujte léziu - Pomocou štandardnej techniky balónikovej angioplastiky dilatujte léziu na rovnakú veľkosť ako priemer referenčnej cievy. Balónikový katetru vyberte z pacienta, pričom udržiavajte prístup do lézie pomocou vodiaceho drôtu.

7. Priprave stentu na aplikáciu stentu a. Otvorte vonkajšiu škatuľu, aby sa ukázalo vrecko obsahujúce stent a aplikácnu katetru.

b. Opatrne prezerajte vrecko, či nie je poškodená sterilná bariéra, opatrne rozlepte vrecko katetru a vyberte vnútorné vrecko. Vnútorné vrecko opatrne rozlepte a vyberte podložku s prenosnou rúbkou, v ktorej sa nachádza systém na aplikáciu stentu. Varovanie: NEPOUŽÍVAJTE, ak je vrecko otvorené alebo poškodené.

c. Podložku s prenosnou rúbkou položte na rovny povrch. Stent/aplikácný systém vytiahnite z prenosnej rúbky. Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Ak existuje podozrenie, že je poškodená sterilita alebo zariadenie je poškodené, zariadenie nepoužívajte. d. Ak distálna špička (8) nie je zasadená do vonkajšieho puzdra (1), uvoľnite ventil Tuohy Borst (5) na rukoväť (3) a záťažaciu rúrku (2) vŕtadlom tak, aby sa distálna špička (8) zasadila do vonkajšieho puzdra (1). Ventil Tuohy Borst uvoľnite ošacím hrdlom venulu v smere hodinových ručičiek.

e. Skontrolujte, či je ventil Tuohy Borst (5) na rukoväť uvoľnený na záťažacej rúrke (2). f. Vonkajšie puzdro (1) vypláchnite pomocou striekačky s objemom 1-3 ml sterilným heparinizovaným fyziologickým roztokom cez zasuvací lúmen uzáver (4) na rukoväť. Vypláchnite len dovedy, kým z distálneho konca vonkajšieho puzdra nevyjde niekoľko kvapiek fyziologického roztoku. Úplné vypláchnutie systému urobte vyžadovanú 2-3 vyplachy pomocou striekačky s objemom 1 ml. Varovanie: Zariadenie nepoužívajte, ak vonkajšie puzdro (1) nemožno zovrieť.

g. Na vypláchnutie vnútorného lúmenu hadičky vodiaceho drôtu sterilným heparinizovaným fyziologickým roztokom cez proximálne lúmenové hrdlo (6) pripravené k záťažacej rúrke (2) použite striekačku s objemom 3-10 ml, až kým fyziologický roztok nebude vytekať z distálnej špičky lúmenu vodiaceho drôtu. Varovanie: Zariadenie nepoužívajte, ak vnútorný lúmen hadičky vodiaceho drôtu (7) nemožno zovrieť.

8. Zavedie systém na aplikáciu stentu Zariadenie zasunajte ponad vodiaci drôt a cez zavedie do cieľového miesta. Ak pri zavádzaní systému narazíte na odpor, systém sa musí vytiahnuť a musí sa použiť iný systém.

9. Za fluoroskopického navádzania uistite distálne značky na stente (10) navádzajúce do cieľovej lézie a značky na proximálne zavedenie (12) proximálne k cieľovej lézii.

10. Proximálny časť aplikácného systému čo najviac vyvonnajte, a rukoväť držte v stabilnej polohe.

11. Ventil Tuohy Borst (5) na rukoväť (3) musí byť uvoľnený, aby sa záťažacia rúrka (2) mohla voľne pohybovať.

12. Rozvíj-te stent

a. Rozvinutie stentu sa musí vykonať za fluoroskopického navádzania b. Jednou rukou uchopíte vonkajšie puzdro (1) a rukoväť (3) a druhou záťažaciu rúrku (2).

c. Vonkajšie puzdro (1) posuňte proximálne voči záťažacej rúrke (2), pričom záťažaciu rúrku (2) držte v pevnej polohe.

d. Je možné, že bude potrebné upraviť polohu aplikácného systému, aby sa distálne značky na stente (10) udržali vo vhodnej polohe.

e. Keď sa distálny koniec stentu (9) začne rozvíjať, pokračujte vo vŕtadlovom proximálnom vonkajšom puzdre (1) a rukoväťou (3), pričom záťažaciu rúrku (2) držte dovedy, kým stent (9) nie je úplne rozvinutý a proximálne značky na stente (11) nie sú rozšírené.

Poznámka: Značka na proximálne zavedenie (12) sa môže pri rozvíjaní stentu posunúť a po rozvinutí sa nemusí zhodovať s polohou proximálnych značiek na stente (11).

f. Ak ucítite odpor pri vytahovaní vonkajšieho puzdra (1), nerušujte násilím. Stentový systém opatrne vytiahnite bez rozvinutia stentu.

13. Za fluoroskopického navádzania celý aplikácný systém vytiahnite ponad vodiaci drôt ako celok, pričom vodiaci drôt udržiavajte v správnej polohe a mimo tela. Aplikáčné zariadenie vyberte z vodiaceho drôtu. Varovanie: Aplikácný systém nevyberajte zo zavediaceho puzdra násilím - ak narazíte na odpor, puzdro a aplikácný systém vyberte ako celok.

14. Na kontrolu úplného rozvinutia vykonajte arteriálny angiogram. Ak stent existuje neúplne rozvinutý v kromolokve bude pozdĺž lézie. Lekár môže po rozvinutí znova vykonať balónikovú dilatáciu. Balónik vytiahnite z pacienta.

15. Ak je to klinicky vhodné, odstráňte vodiaci drôt, puzdro a všetko ostatné prídavné vybavenie z tela a v mieste prístupu vytvorte hemostázu.

INFORMÁCIE O KOMPATIBILITE S MRI Stent S.M.A.R.T.® Flex (IMPLANT) bol stanovený ako podmienčne bezpečný v prostredí MR podľa terminológie (špecifikované) americkou Spoločnosťou pre testovanie a materiály (American Society for Testing and Materials International, ASTM International), označenie: F2503-05, štandardná prax pri označovaní zdravotníckych pomôcok a iných položiek pre bezpečnosť v prostredí magnetického rezonancie (Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment). ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA, 19428.

Neklinické testy preukázali, že IMPLANTAT je podmienčne bezpečný v prostredí MR. Pacient s týmto implantátom môže byť bezpečne snímaný ihneď po implantácii za nasledujúcich podmienok:

Statické magnetické pole • Statické magnetické pole o sile 3 tesla alebo menej • Magnetické pole s najvyšším priestorovým gradientom 720 gauss/cm alebo menej

Zobrazovanie súvisiace s MRI Pri neklinických skúškach vzoriek 8 x 150 x 8 x 200 mm stent S.M.A.R.T.® Flex vyvolal nasledujúce maximálne zvýšenia teploty a špecifickú mieru absorpcie (SAR) meranú pomocou kalimetrickej pásy 15-minútového snímkovania MRI (t.j. na jednu pulznú sekvenciu) na systéme MRI o sile 1,5 tesla/64 MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Solvay Numeris/A, verzia Syngo MR 2002 DHHS, s aktívnym trítom a horizontálnym polom) a 3 tesla/28 MHz (Excite, HD, solvay 14X.MS, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI).

Maximálne meranie	1,5-T	3-T
Priemerná miera absorpcie celého tela (SAR), hlásena systémom MR	3,8 W/kg	3,0 W/kg
Priemerná miera absorpcie celého tela (SAR), hodnoty merané kalimetricky	3,1 W/kg	2,8 W/kg
Najvyššia zmena teploty	2,7°C	4,4°C

Informácie o artefaktoch Kvalita snímky MR môže byť horšia, ak oblasť záujmu leží v rovnakej oblasti ako je poloha stentu S.M.A.R.T.® Flex alebo v jeho relatívnej blízkosti. Na kompatibility pri tomto zariadení preto môže byť potrebná optimalizácia zobrazovacích parametrov MR. Maximálna veľkosť artefaktu (t.j. tak, ako sa zobrazuje v pulznej sekvencii gradientu echo) sa rozširuje približne o 10 mm podľa veľkosti a tvaru tohto implantátu.

Pulzná sekvencia	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
inverzná signálna medzery	2 792 mm ³	102 mm ³	4 254 mm ³	302 mm ³
Orientácia reťazí	paralelná	kolma	paralelná	kolma

ODOPRENIE ŽÁRUKY Hoci tento produkt bol vyrobený za pozorne kontrolovaných podmienok, spoločnosť Cordis Cashel nemá kontrolu nad podmienkami, za ktorých je tento produkt používaný. Spoločnosť Cordis Cashel preto s ohľadom na tento produkt odmieta zodpovednosť za všetky žánry, výnosné či rozrušenie, vrátane, okrem iného, akéhokoľvek narušenia žánru alebo škody spôsobenej touto vhodnosťou na konkrétny účel. Spoločnosť Cordis Cashel nebude zodpovedná voči žiadnej osobe ani subjektu za akékoľvek zdravotné výdavky alebo prídavky, náhodné či následné škody spôsobené akýmkoľvek použitím, zlyhaním alebo poruchou tohto produktu, či už je nárok na takéto škody založený na zánale, zmluve, umyselnom porušení práva alebo inak. Žiadna osoba nemá právo zavazovať spoločnosť Cordis Cashel k akémukoľvek garancii alebo zánale s ohľadom na tento produkt. Výskle uvedené výnosmi a obmedzenia nemajú za cieľ vyhlásiť sa povinnosťami vyplývajúcej z prírodných zákoných predpisov a ani by nemali byť tak chápané. Ak sú s príslušnou jurisdikciou rozhodné, že ktorakkoľvek časť alebo podmienka tohto odoprenia žánru je nelegálna, nevymáhateľná alebo v rozpore s príslušným zákonom, neoplyvni to platnosť ostatných častí tohto odoprenia žánru, a všetky práva a povinnosti sa budú interpretovať a presadzovať tak, ako keby toto odoprenie žánru neobsahovalo tu časť alebo podmienku, ktorá sa považuje za neplatnú.

- Инфекция или интоксикация в месте диссекции
- Инфекция на фоне загрязнения раны может привести к сепсису и некрозу тканей и окружающих тканей
- Повреждение диссекции интимы
- Ишемия: протрузия интимы в просвет сосуда (интрузия интимы) и/или интрузия интимы в просвет сосуда (интрузия интимы)
- Паттерн кровотечения
- Инфекция микробов
- Чрезмерное растяжение артерии может привести к ее разрыву
- Повреждение периферического
- Растяжение периферического сегмента
- Сегментация / блокировка
- Неправильное положение / повреждение стента
- Перфорация структуры стента
- Инсульт
- Тромбоз / тромб
- Некроз тканей
- Слизь сосуда
- Перфорация или разрыв сосуда
- Ухудшение качества мышечной ткани и спастический блок / боль в состоянии покоя

[illegible]

- показатель для анализа сходства строений **SMART-9 Flex**, как показано на рис. 1, состоит из внешней оболочки и размеров в фронте (1) и максимизации во внутреннем строении. Внутренние строения состоят из трубок палатки (2) и трубки проводки (3). Трубка палатки (4) фактически принимает и проецирует на плоскость между стеной (9), а трубка проводки (5) фактически проецирует на плоскости к стене (9) и трубку палатки (2). Трубка проводки (7) захватывает в дисбаланс координат к стене (8) и находится в дисбалансе с координатой к стене (9). Трубка палатки (6) и трубка проводки (8) имеют разницу в 0,885 м (0,035 диаметра). Простое сложение внутренних диаметров трубок проводки (7), промывание через проводку путем введения жидкости через промывальную трубку различия (6). Ветвление оболочки различия в фронте (9) совпадает промывальную с рукояткой (1), которая имеет полное совпадение с каналью Лизора (4), которая имеет полное совпадение с каналью Лизора (4). Между трубой Turbo (5) и промывальной стеной трубки палатки (2) находится трубка палатки (2) и трубка проводки (3). Это происходит, потому что промывание через проводку путем введения жидкости через трубу с соединением с каналью Лизора (4).

[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- 标准共振磁 (MRI) 兼容性信息
新国际标准的制订工作 (ASTM) 的国际委员会制定 F2503-05
标准旨在为大型设备 (如医疗设备) 的磁兼容性测试提供
指导。 S.M.A.R.T.® Flex 设备 (增大型) 被认证在特
定共振磁 (MRI) 条件下无危险的器材 ASTM International,
100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken,
Pennsylvania, 19428

小區建設進展快，商業發展快，紛紛制定招商政策條件下入市，雙龍湖區入市之際，也將制定以下條件，建成區與安全防護等問題。

- 蘇聯海軍實力多於對日或美國
- 蘇海空軍可同時發動進攻 720 萬空陸軍已準備

- 海核磁共振成像技术更加多样
- 在 Bat150 和 bat200 两大样本的临床试验中，在 1.5 和 3 T/64 通道 Magnetom 磁体阵列扫描中，则与有向多通道磁体阵列的 Siemens Medical Solutions 样本 Numaris/4 相比，接收力 3 通道 MR 2002B DHHS 主动磁共振技术扫描，较传统接收力 3 通道阵列 128 通道 Excite 磁体阵列扫描少 HDx 样本 14X.M5 样本 10 倍。而接收力 3 通道阵列的 General Electric Healthcare 接收力 3 通道阵列扫描，仅使用 15 分钟，即可扫描出 128 通道磁体阵列的 MRI 扫描图。S.M.A.R.T.® Flex 磁体阵列也因其最大的通道上情况，和扫描能力 (SAR) 增加。

- [illegible]

- [illegible]

- [繁體中文](#)

- 消毒：手罩一般半歲可消，如果包裝袋已被打刺或受損，則請勿使用。僅供單次使用，再使用可能會增加受傷、效能不足和感染之風險。更熱點，不盡封裝，在特定區域內僅供使用。

- 支票輸入憑者讀取卡
該卡若面向左對，可與舊的磁條卡一樣用磁條讀取器讀取。該卡若面向右對，則可用支票輸入器讀取。但該支票的號碼、日期、金額及支票號碼等，則需由輸入器讀取。

- 預期用途**
本品為醫藥用途之注射用聚醚醚酮，係供注射用之藥物製劑，
非口服藥。

- 無差別の混雑状況で混雑小惑の車
- 好意
- 高層ビル群
- 都市の繁華地帯に於ける交通状況

- ② 不适合日久穿孔血管。

- [illegible]

- 一國則：(3) 和位於雅基亞 (2) 附近的一處 Tuohy Borst 上
 司 (5) 一我填填支票 (9) 被刺死在泰國島 (1) 和羅林根 (7)
 實和實實，這便問問在何時由德魯魯 Luer (4) 的 Y 是，
 據工和德魯魯和德魯。

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- | | |
|-----------|-------------|
| 支架寬度 (公釐) | 射擊位置寬度 (公釐) |
|-----------|-------------|

- | | |
|---|---------|
| 5 | 3.5-4.5 |
| 6 | 4.5-5.5 |
| 7 | 5.5-6.5 |
| 8 | 6.5-7.5 |

3. 選擇支架長度……(2) 且帶固定部位的長度應有40cm 的支架長度, 以確保和針管齊平, 以便使針管的針頭和末端固定於針管上。

- a. 用大和乘模数 m 求出小数的由商和余数构成的序列在模 m 之前缀的循环长度 k (参见图1中的(12))。给出 k 的值。

- | 標記的支架
長度 (公釐) | 最大約束
長度 (公釐) | 最小約束
長度 (公釐) |
|------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|

- | | | |
|----|----|----|
| 30 | 33 | 32 |
| 40 | 45 | 42 |

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 60 | 66 | 63 |
| 80 | 88 | 84 |
| 100 | 110 | 105 |

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 120 | 132 | 126 |
| 150 | 165 | 157 |
| 200 | 210 | 200 |

4. 利用高斯消元法解线性方程组，要求输出结果。

- 或是引起阻塞性肺部血氣交換，建議使用一脈導和
串聯主氣管分支，應謹慎使用同一脈導，以免肺動
血氣測值(ACt)過高 250

- 痼疾癰腫膿血——使甲學思變毒血不成沙的腐敗變
而轉為粘膩對甲血和血皮的大、變腐蝕滋潤
病變口口處取法毒毒等

- a. 打開包裝箱以取出包裝夾束和輔助裝置的包裝夾束
- b. 將包裝箱包裝好，預裝夾束應是均等的並受到破壞

- 若內蓋已破裂或受損，則請勿使用。

2. 观察并记录叶片在显微镜下的形态特征。 (10分)

- d. 20 周或更久 (8) 及有 3 个或更多 (1) 中 1 例紅細胞子 (3) 以上; Tuohy Borst 計血圖 (5) 一直呈集塊者 (2) 以靜電

- e. 喉部：確定犯子 (3) Touhy Borst 止血器 (5) 已切裂。

-

9. Untuk pemasangan stent, pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar.
10. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar.
11. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar.
12. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar.
13. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar.
14. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar.
15. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar. Pastikan bahwa stent telah terpasang dengan benar.

Stent Model	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Stent Model	2792	102	4254	302
Stent Model	2792	102	4254	302

Cardis Cashel adalah stent yang terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Bahasa Indonesia

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Pemasangan Stent - Tindakan Pencegahan

- Berhati-hatilah saat memasang stent yang sudah dilapisi dengan perangsang tambahan.
- Jika ditemukan sumbatan kapan pun selama prosedur pemasangan, jangan membusunya dengan paksa. Sumbatan bisa menimbulkan kerusakan pada stent atau sistem.
- Jika terjadi sumbatan selama pergerakan melalui selubung, tarik sistem stent dengan hati-hati.
- Begini pelepasan stent dimulai, stent harus dilepas sepenuhnya. Sistem tidak dirancang untuk pemasangan ulang atau pengangkatan stent.
- Jika dirasa ada sumbatan saat pertama kali menarik kembali selubung pelepasan kuat, jangan melepasnya dengan paksa. Tarik sistem stent dengan hati-hati tanpa melepaskan stennya.

KEMUNGKINAN KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINKAN

- Kemungkinan bahaya dan efek samping mencakup tapi tidak terbatas pada:
 - Stent terlepas secara mendadak
 - Reaksi alergi terhadap nitinol
 - Angina/ischemia koroner
 - Aneurisma atau Pseudoaneurisma pada pembuluh darah atau lokasi akses pembuluh darah
 - Antima
 - Atheroembolisasi (Sindrom Jani Kaki Biru)
 - Infeksi sekunder terhadap nitinol
 - Embolisasi (udara, plak, trombus, perangsang atau lainnya)
 - Demam
 - Leban/Perdarahan
 - Tekanan darah rendah/tinggi
 - Infeksi dalam atau rasa sakit di lokasi akses
 - Infeksi sekunder akibat kontaminasi pada stent bisa menyebabkan sepsis dan ketidakstabilan hemodinamik
 - Cedera/robekan intima
 - Cedera yang mengharuskan dilakukannya intervensi (pemeriksaan atau amputasi jari, telapak kaki atau kaki)
 - Kehilangan anggota tubuh
 - Infark miokard (MI)
 - Melebarkan arteri secara berlebihan bisa menyebabkan pembuluh darah pecah
 - Payah atau gagal ginjal
 - Penyempitan abnormal berulang pada segmen yang dipasang stent
 - Septimie/bakteremia
 - Stent dipasang pada posisi yang salah/begeser
 - Stroke
 - Stroke
 - Trombosis/trombus
 - Nekrosis jaringan
 - Vasospasme
 - Pembuluh darah bocor atau pecah
 - Kejang/tesa sakit yang membara yang membunuh di kaki bagian bawah

PEMEKARAN PERANGKAT

S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System adalah stent yang bisa mengembang sendiri (S.M.A.R.T.® Flex Stent), yang sudah drakit terlebih dahulu dan disediakan dengan selubung yang dapat ditarik dengan mudah pada sistem pengantaran melalui selang. **S.M.A.R.T.® Flex Stent** adalah stent yang seluruhnya tersambung dan stennya terbuat dari nitinol superelastis serta terusan dan perpaduan penyanga lilin berbentuk ulir dengan kumpulan fleksibel berbentuk ulir. Baik elemen penyanga maupun kumpulan ulir memberikan kekuatan radial dan mekanisme perpanjangan. **S.M.A.R.T.® Flex Stent** sangat lentur dan dapat memperlebar atau menghilangkan keadaban beryanganya penyanga. Saat dilepas, stent akan mencapai diameter yang sudah ditentukan sebelumnya dan menghasilkan daya dorong yang konstan dan lembut untuk menjaga agar lumen tidak tersumbat.

S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1, terdiri dari sebuah selubung luar 6F (1) dan sebuah batang dalam bersambung sama. Batang dalam terdiri dari selang pendorong (2) dan selang pemandu (7). Selang pendorong (2) berbatasan langsung dengan titik terdekati dari ujung stent (9) pada sumbu dan selang pemandu (7) memiliki sumbu sama dengan stent (9) serta selang pendorong (2). Selang pemandu (7) berakhir di titik jauh dalam ujung kateter (8) dan dimulai di titik dekat di dalam hub luar (6) yang dirancang untuk menerima selang pemandu berukuran 0,889 mm (0,035 inci). Sebelum prosedur dimulai, rongga yang terpicu oleh diameter di dalam selang pemandu (7) dilubas dengan cara menyuntikkan cairan melalui titik dekat hub luar (6). Selubung luar 6F (1) terhubung dari titik dekat pada sebuah gagang (3) yang memiliki sambungan Y dengan konektor (4) dan katup Tuohy Bort (5) di titik dekat dari selang pendorong (2). Stent pemandu yang bisa mengembang sendiri (9) dibatasi dalam ruang antara selubung luar (1) dan selang pemandu (7). Sebelum dilakukannya prosedur apa pun, ruang ini harus dilubas dengan cara menyuntikkan cairan melalui sambungan Y dengan konektor (4).

Pemrosesan stent di sekitar lesi sasaran dicapai sebelum pelepasan menggunakan penanda stent (10) dan pendanda pelepasan titik dekat (12). Seperangkat penanda ini menyuntikkan penanda posisi stent pelepasan. Penanda titik dekat dari stent (11) adalah titik terdekati dari penanda pelepasan titik terdekati (12) dan menyuntikkan penanda titik terdekati (12) dan menyuntikkan penanda titik terdekati (12). Sebelum prosedur dimulai, sistem stent dirancang untuk dipendekkan dari titik terdekati ke titik terjauh selama pelepasan, sehingga begitu titik terjauh stent dipasang di lokasi sasaran, maka tidak akan bergerak selama pelepasan stent dan sebagian besar dari pemendekan stent terjadi dari ujung titik terdekati. Penanda stent titik terjauh dan terdekati yang tidak tembus sinar X atau radiasi lainnya (10 dan 11) terpasang pada setiap ujung stent. Penanda pelepasan titik terdekati (12) adalah pipa tidak tembus sinar X yang melekat pada selang pemandu (7).

Untuk melepas stent, katup Tuohy Bort (5) harus dilonggarkan agar selang pendorong (2) bebas bergerak. Untuk menarik selubung luar (1) dan melepas stent (9), kencangkan semua keenduran pada sistem, pegang selubung luar (1) dan gagang (3) dengan satu tangan dan selang pendorong (2) dengan tangan lainnya. Gerakan selubung luar (1) hingga relatif mendekati selang pendorong (2), sambil menahan selang pendorong (2) agar posisinya tidak bergeser. Sistem pengantaran memiliki sejumlah penyesuaian dan kemungkinan terdapat sejumlah masa jeda antara pergerakan titik terdekati selubung luar (1) / gagang (3) dan menarik selubung luar (1) di ujung jauh stent (9). Posisi sistem

pengantaran mungkin perlu disesuaikan agar ujung jauh penanda stent (10) tetap berada di lokasi sasaran selama masa jeda ini. Begitu ujung jauh stent (9) mulai lepas, lanjutkan untuk menarik ujung dekat selubung luar (1) dan gagang (3) secara perlahan selang pendorong (2) agar tidak bergerak hingga stent (9) benar-benar lepas dan penanda ujung dekat stent (11) telah berekspansi. Ingat: Penanda pelepasan di ujung dekat (12) bisa bergeser saat pelepasan stent dan mungkin tidak berimpitan dengan lokasi ujung dekat penanda stent (11).

PROSEDUR

1. Pemasangan stent melalui kuli harus dilakukan di ruang prosedur angiografi di bawah panduan fluoroskopi. Angiografi diagnostik harus dilakukan untuk memetakan luas lesi dan aliran kolateral darah serta mengukur panjang luka sasaran dan diameter pembuluh darah yang dijadikan rujukan (ujung dekat dan ujung jauh terhadap loka). Persiapan pasien dan tindakan pencegahan untuk menjaga kesterilan harus sama dengan prosedur angioplasti lain.
2. Pilih diameter stent sesuai dengan hasil penggambaran diameter pembuluh darah yang dijadikan rujukan dan tabel pilihan ukuran stent berikut ini.

Diameter Stent (mm)	Diameter Pembuluh Darah Rujukan (mm)
3	3,5-4,5
4	4,5-5,5
5	5,5-6,5
6	6,5-7,5

3. Pilih Panjang Stent - Ukur panjang lesi sasaran untuk menentukan panjang stent yang dibutuhkan. Pilih panjang stent yang memungkinkan aspek ujung dekat dan jauh dari stent untuk menutupi seluruh lesi sasaran.

Panjang Stent Berlabel (mm)	Panjang Terhambat Maksimum (mm)	Panjang Terhambat Minimum (mm)
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

4. Akses lokasi perawatan menggunakan peralatan pengkalip yang sesuai. Sistem pengantaran stent kompatibel dengan selang pembuka jalan 6F (atau lebih besar).
5. Masukkan selang pemandu berukuran 0,889 mm (0,035 inci) melintasi kateter akses atau alat pembuka jalan melintasi segmen ujung jauh dari lesi sasaran. Pastikan untuk menggunakan selang stent melintasi perabangan aorta. Diarankan agar pasien menerima dosis terapeutik heparin sehingga ACT lebih besar dari 250.
6. Dilatasi Perendukhuan pada Lesi - Dengan menggunakan teknik angioplasti balon standar, lakukan dilatasi luka hingga mencapai ukuran yang setara dengan diameter pembuluh darah rujukan. Lepas kateter balon dari pasien segera tercapai dengan akses lesi dengan selang pemandu.
7. Menyapkan Sistem Pemasangan Stent
 - a. Buka kardus luar untuk mengeluarkan kantung berisi stent dan kateter pengantaran.
 - b. Setelah memeriksa kantung dengan seksama, periksa apakah ada kerusakan pada pelindung stent. Buka kantung luar dengan hati-hati dan keluarkan kantung dalamnya. Buka kantung dalam dengan hati-hati dan lepaskan alas penyanga dengan selang pemandu yang menahan sistem pengantaran stent. **Peringatan: JANGAN gunakan jika kantung terbuka atau rusak.**
 - c. Letakkan alat penyanga dengan selang pemandu di atas permukaan yang datar. Lepas stent/sistem pengantaran dari selang pemandu. Periksa apakah ada kerusakan pada perangkat. Jika diduga tidak stent atau perangkat rusak, jangan gunakan perangkat.
 - d. Jika ujung distal (8) tidak terlekat pada selubung luar (1), longgarkan katup Tuohy Bort (5) pada gagang (3) lalu tarik selang pendorong (2) sehingga ujung distal (8) terlekat di selubung luar (1). Kencangkan katup Tuohy Bort dengan cara memutar klep hub searah jarum jam.
 - e. Pastikan bahwa katup Tuohy Bort (5) pada gagang sudah dikencangkan pada selang pendorong (2).
 - f. Gunakan alat suntik berukuran 1-3 cc untuk memblas selubung luar (1) dengan saline steril melalui konektor (4) pada gagang. Bilas hingga hanya terisa beberapa tetes saline yang keluar dari ujung jauh selubung luar. Pembilasan sistem sepenuhnya kemungkinan memerlukan 2-3 pembilasan dengan alat suntik 1 cc. Peringatan: Jika selubung luar (1) tidak bisa dilubas, jangan gunakan perangkat ini.
 - g. Gunakan alat suntik berukuran 3-10 cc untuk memblas lumen dalam selang pemandu dengan saline heparin steril melalui hub ujung dekat (6) yang menempel pada selang pendorong (2) hingga saline mengalir keluar dari ujung jauh lumen selang pemandu. Peringatan: Jika lumen dalam selang pemandu (7) tidak bisa dilubas, jangan gunakan perangkat ini.
8. Pemasangan sistem pengantaran stent
 - a. Dorong perangkat melalui selang pemandu dan alat pembuka jalan ke lokasi sasaran. Tarik sistem dan ganti dengan yang baru jika terjadi sumbatan saat memasukkan sistem pengantaran.
9. Di bawah panduan fluoroskopi, letakkan penanda ujung distal stent (10) menjauh dari lesi sasaran dan penanda pelepasan ujung proksimal (12) mendekati lesi sasaran.

Informasi Produk dan Layanan MRI

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent Model	1,5 Tesla	3 Tesla
SAR	3,8 W/kg	3,0 W/kg
Stent Model	3,1 W/kg	2,8 W/kg
Stent Model	3,1 W/kg	2,8 W/kg

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner. Stent ini terbuat dari logam yang dilapisi dengan polimer. Stent ini digunakan untuk mengobati penyakit jantung koroner.

10. Kencangkan bagian ujung proksimal sistem pengantaraan sebanyak mungkin dan jaga gagang dalam posisi stabil.
11. Katup Tuohy Bort (5) pada gagang (3) harus dilepaskan agar selang pendorong bisa bergerak bebas (2).
12. **Pembentangan stent**
 - a. Pembentangan stent harus dilakukan di bawah panduan fluoroskopi.
 - b. Genggam selubung luar (1) dan gagang (3) dengan satu tangan, dan selang pendorong (2) dengan tangan lainnya.
 - c. Gerakkan selubung luar (1) hingga relatif mendekati selang pendorong (2) agar posisinya tidak bergeser.
 - d. Kemungkinan posisi sistem pengantaraan harus disesuaikan untuk menjaga ujung distal stent (10) tetap berada di lokasi yang tepat.
 - e. Begitu ujung jauh stent (9) mulai lepas, lanjutkan untuk menarik ujung proksimal selubung luar (1) dan gagang (3) secara menahan selang pendorong (2) agar tidak bergerak hingga stent (9) benar-benar lepas dan penanda ujung proksimal stent (11) telah berekspansi lagi. **Penanda pelepasan di ujung proksimal (12) bisa bergeser saat pembentangan stent dan mungkin tidak berimpitan dengan lokasi ujung proksimal penanda stent (11) setelah stent dibentangkan.**
 - f. Jika terasa ada sumbatan selama proses penarikan selubung luar (1), jangan melepasnya secara paksa. Tarik sistem stent dengan hati-hati tanpa melepas stent itu sendiri.
13. Di bawah panduan fluoroskopi, tarik seluruh sistem pengantaraan melalui selang pemandu sebagai satu unit, seraya menggerakkan selang pemandu tetap berada di posisinya dan di luar tubuh. Lepas perangkat pengantaraan dari selang pemandu. **Peringatan: jangan tarik sistem pengantaraan secara paksa dari introduktori/selubung. Jika mengalami sumbatan, lepas selubung dan sistem pengantaraan sebagai satu unit.**
14. Lakukan angiogram arterial untuk memastikan bahwa perangkat sudah sepenuhnya terlepas. Jika ada ekspansi yang tidak lengkap dalam stent di titik mana pun sepanjang lesi, dilatasi balon setelah pemasangan alat bisa dilakukan sesuai pertimbangan dokter. Angkat balon dari pasien.
15. Jika sesuai secara klinis, lepas selang pemandu, selubung, dan semua peralatan pelengkap lain dari tubuh dan hentian perdarahan pada lokasi akses.

INFORMASI KOMPATIBILITAS MRI
S.M.A.R.T.® Flex Stent (IMPLANT) ditetapkan sebagai **Aman untuk MR dengan kondisi tertentu** sesuai dengan daftar istilah yang dijelaskan dalam American Society for Testing and Materials (ASTM) International (Perhimpunan Pengujian dan Bahan Baru Internasional Amerika), Penetapan F2503-05. Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Praktik Standar untuk Membuat Alat Kesehatan dan Barang-Barang Lain untuk Keselamatan di Lingkungan Resonansi Magnetik). ASTM International, 100 Bar Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 19380.

Pengujian non klinis menunjukkan bahwa IMPLANT ini Aman untuk MR dengan kondisi tertentu. Pasien yang dipasangi implan ini bisa dipindai dengan aman segera setelah pemasangan implan dalam kondisi berikut ini:

- Bedang Magnet Statis**
- Bedang magnet statis sebesar 3-Tesla atau kurang
 - Bedang magnet gradien spasial terkuat sebesar 720-Gauss/cm atau kurang

Pemantauan Terkini MRI
Dalam pengujian non-klinis pada sampel berukuran 8x150 dan 8x200mm, stent S.M.A.R.T.® Flex menghasilkan peningkatan suhu maksimum berikut ini dan pengukuran laju penyerapan spesifik (SAR) dengan menggunakan kalorimetri selula MRI yang dilakukan dalam bentuk pemindai selula 15 menit (yaitu, per unit denyut) dalam 1.5-Tesla/64-MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris/4, Version Syngo MR 2022b DWAS Active-shielded, pemindai bidang horizontal) dan sistem MR 3-Tesla/128-MHz (Excite, HDx, Software 14X MS, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI):

Pemantauan area sumbu	1.5-T	3-T
Sistem MR melaparkan, rerata SAR seluruh tubuh	1.8 W/kg	1.0 W/kg
SAR rerata dari kalorimetri, rerata SAR seluruh tubuh	1.1 W/kg	2.8 W/kg
Peningkatan suhu tertinggi	1.3°C	4.4°C

Informasi Alat
Kualitas pencitraan MR kemungkinan terganggu jika area yang dipindai sama atau relatif dekat dengan posisi stent S.M.A.R.T.® Flex. Oleh karena itu, kemungkinan diperlukan penyesuaian optimalisasi parameter pencitraan MR untuk mengkompensasi keberadaan perangkat ini. Ukuran maksimum alat (yaitu sebagaimana yang terlihat pada urutan denyut gambar gradien) diperpanjang sekitar 10-mm relatif terhadap ukuran dan bentuk implan ini.

Urutan Denyut	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Ukuran Rangka Singkal	2792 mm ³	102 mm ³	4254 mm ³	302 mm ³
Arah Bedang	Sejajar	Tegak lurus	Sejajar	Tegak lurus

PENAFIAN JAMINAN
Sekalipun produk ini diproduksi dalam kondisi yang dikendalikan dengan cermat, **Cordis Cashel** tidak memiliki kendali atas kondisi di mana produk ini digunakan. Oleh karena itu, **Cordis Cashel** menafikan semua garansi, baik yang terkait maupun tersirat, sehubungan dengan produk termasuk, namun tidak terbatas pada, segala jaminan yang tersirat atau daya jual atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. **Cordis Cashel** tidak bertanggung jawab pada individu atau entitas mana pun juga atas biaya medis atau kerusakan langsung, tidak langsung, atau kerusakan akibat penggunaan, cacat, rusak, atau tidak berfungsi produk, meskipun klaim atas kerusakan tersebut didasarkan atas garansi, kontrak, pernyataan, atau yang lainnya. Tidak ada satu orang

pun yang memiliki wewenang untuk mengikat **Cordis Cashel** pada representasi atau garansi apa pun sehubungan dengan produk ini. Pengecualan dan batasan yang ditetapkan di atas tidak ditujukan untuk, dan tidak dimaksudkan untuk, menentukan ketentuan jaminan ini yang terbukti ilegal, tidak bisa diberlakukan, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. **Cordis Cashel** tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan bagian-bagian lain Penafian Jaminan ini tidak akan terpengaruh, dan semua hak serta kewajiban harus diakui dan ditegakkan seolah-olah Penafian Jaminan ini tidak memuat bagian atau istilah tertentu yang dinyatakan tidak sah tersebut.

Hrvatski

Stafilino: sterilizirano etilen-oksidom. **Ne koristite ako je pakiranje oštećeno ili oštećeno. Samo za jednokratnu upotrebu. Ponovno korištenje može povećati rizik od oštećenja, neispravnog funkcioniranja i infekcije. Nepriprema. Nepriprema za rendgenske zrake. Uvjetno podnosi snimanje magnetskom rezonancijom.**

Ove su preporuke predviđene samo kao općenite namjere. One ne mogu zamijeniti protokole institucije ni stručni klinički procjenu kada je riječ o liječenju pacijenata.

Kartica s informacijama o pacijentu s implantiranim stentom

Pacijentima treba dati referencu za zdravstvenu iskaznicu u noćnomku. Kartica s podacima o pacijentu sadrži podatke koji se odnose na stent, uključujući model i serijski broj stenta, datum operacije i mjesto stenta u nozi. Kartica sadrži i podatke o proizvodnji te uvjete vezane uz snimanje magnetskom rezonancijom.

NAMJENA
Stent je namijenjen liječenju aterosklerotičkih površinskih lezija femoralne arterije i proksimalnih poplitealnih lezija.

KONTRAINDIKACIJE

- Nemogućnost toleriranja antitrombotičke ili antitrombotičke terapije
- Tromboza
- Povreda sklonost zgrušavanja
- 100-postotno zatvaranje površinske femoralne arterije koje nije moguće uspješno proći
- Nije predviđeno za upotrebu u lezijama koje nije moguće prethodno proširiti.
- Nije namijenjeno upotrebi u perforiranim žilama.

UPOTREBJA

- Osobe s alergijom na nitalin (legura nitala i titana) mogu imati alergijsku reakciju nakon ugradnje ovog implantata.
- Prije i nakon postavljanja potrebno je primijeniti odgovarajuću antikoagulacijsku/antitrombotičku terapiju.
- Trenutno nisu poznate dugoročne posljedice nakon postavljanja distalne endotelotomije stentom.
- Kada se upotrebljava veći broj stentova, pri čemu dolazi do njihovog međusobnog kontakta, stentom moraju biti sličnog sastava.

MJERE OPREZA

- Ovak proizvod smiju upotrebljavati samo liječnici koji su prošli obuku i imaju skupu s dijagnostičkim i intervencijskim vaskularnim tehnikama. Potrebno je primijeniti standardne tehnike za intervencijske vaskularne postupke.
- Priklon upotrebe sustava vaskularnog stenta S.M.A.R.T.® Flex potrebno je fluoroskopski kontrolirati.
- Nemojte upotrebljavati sustave za tlačno ubrizgavanje uz sustav za uvođenje.
- U pacijenata s povišenu osjetljivost na kontrastno sredstvo ne preporučuje se primjena ako stange nije moguće prethodno suzbiti lijekovima.
- Uklonite zagrijavanje u okruženju magnetske rezonancije za stentove koji se preklapaju i stentove s perimajernim porcijama nije poznat.
- Sigurnost i učinkovitost nisu utvrđene za:
 - o lezije koje su potpuno ili gusto kalcificirane
 - o pediatrske pacijente

Rukovanje sustavom - mjere opreza

- Ne pokušavajte uklanjati stent iz sustava za uvođenje prije upotrebe
- Čuvajte na sobnoj temperaturi izvan otvorene sunčeve svjetlosti
- Upotrijebite prije isteka roka upotrebe
- Nemojte upotrebljavati sustav ako ste čisti da je oštećen
- Sustav za uvođenje nemojte izlagati organskim otapalima
- Nemojte upotrebljavati ako vaskularni organski instrumenti nije moguće isprati.
- Nemojte upotrebljavati ako unutarnji lumen cijevi nije vodilice nije moguće isprati.

Postavljanje stenta - mjere opreza

- Budite pažljivi prilikom postavljanja preko ugrađenog stenta bilo kojim drugim instrumentom.
- Ako u bilo kojem trenutku postupa u smjeru osjetite otpor, nemojte postizati na silu. Otpor može oštetiti stent ili sustav.
- Ako osjetite otpor tijekom kretanja kroz oblogu, pažljivo izvucite sustav stenta.
- Kada započnete s uvođenjem stenta, morate ga ugraditi do kraja. Sustav nije predviđen za ponovno postavljanje ni za uvođenje stenta.
- Ako prilikom početnog uvođenja vaskularne obloge za ugradnju osjetite otpor, nemojte stent ugraditi na silu. Pažljivo izvucite sustav stenta bez ugradnje.

POTENCIJALNE NASUPOLJAVE - potencijalne opasnosti i nuspojave obuhvaćaju između ostalog vješede

- oštećenje zatvaranje stenta
- alergijsku reakciju na nitalin
- aneurizmu/koronarnu aneurizmu
- aneurizmu ili pseudoaneurizmu u žili ili na mjestu pristupa žili
- trombozu
- aterotrombolizaciju (sindrom plavih nogu nastajaju)
- stvaranje AV fistule
- embolizaciju (zrak, naslage, ugrušci, instrumenti ili drugo)
- embolizaciju
- hipertenziju/hipertenziju
- infekciju ulik bol na mjestu pristupa

- infekciju koja je posljedica kontaminacije stenta, a može uzrokovati sepsi ili hemodinamičku nestabilnost
- poremećaj funkcije mišića
- oštećenje kožne površine, otjecanje (premoćivanje) ili amputaciju nogu, stopala ili noge)
- gubitak uda
- infarkt miokarda
- prekomjerno istezanje arterije može uzrokovati puknuće
- insuficijenciju ili zatvaranje bubrega
- ponovnu stenozu dijela s ugrađenim stentom
- septikemiju/bakteremiju
- pogrešan položaj/pomicanje stenta
- lom strukture stenta
- modiranje uda
- tromboembolizaciju
- nekrozu tkiva
- vazospazam
- perforaciju ili puknuće žile
- porfornu klaudikaciju/bol prilikom odnosa

OPIS INSTRUMENTA

Sustav vaskularnog stenta S.M.A.R.T.® Flex samostalni je stent stent S.M.A.R.T.® Flex unaprijed postavljen i isporučan u jednostavnom sustavu za uvođenje preko žice s uvlačivom oblogom. Stent S.M.A.R.T.® Flex gotovo potpuno je povezani stent izrađen od superelastične nitioblike čelvi integracijom spirale namotanih potporu sa spiralnim fleksibilnim zavojicama. Elementi potporu i spirale zavojnice odlikuju se radijalnom krutosti i mehanizmom za širenje. Stent S.M.A.R.T.® Flex vrlo je savitljiv te na smanjenje reagira uz minimalne ili nikakve efekte "noble juxta" (engl. "fish scaling"). Nakon postavljanja, stent postaje svoj unaprijed određeni promjer i održava konstantnu, blagu silu prema van kako bi održao lumen prethodnom.

Sustav vaskularnog stenta S.M.A.R.T.® Flex, kao što je prikazano na Slici 1, sastoji se od vaskularne obloge 6 F (1) i koaksijalne unutarnje osvine. Unutarnja osovina sastoji se od cijevi za postizanje (2) i cijevi žice vodilice (7). Cijev za postizanje (2) aksijalno dodiruje proksimalni kraj stenta (9), a cijev žice vodilice (7) koaksijalna je u odnosu na stent (9) i cijev za postizanje (2). Cijev žice vodilice (7) završava distalno u vrhu katetera (8), a započinje proksimalno u luer priključku (6) predviđenom za prihvat žice vodilice od 0.889 mm (0.035 inč). Lumen koji stvara unutarnji promjer cijevi žice vodilice (7) sprege se prije postavljanja ubrizgavanjem tekućine putem proksimalnog luer priključka (6). Vaskularna obloga 6 F (1) povuče se proksimalno s ručicom (3) i Y spojem sa "ženskim" luer priključkom (4) i ventikom Tuohy Bort (5) na proksimalnom dijelu cijevi za postizanje (2). Samostalni stent (9) stegnut je između vaskularne obloge (1) i cijevi žice vodilice (7). Taj je prostor potrebno isprati prije postavljanja ubrizgavanjem tekućine putem Y spoja sa "ženskim" luer priključkom (4).

Stent se postavlja oko cijele lezije prije ugradnje korištenjem distalnih markera stenta (10) i proksimalnih markera za postavljanje (12). Ti skupovi markera označavaju približno mjesto stenta nakon ugradnje. Proksimalni marker stenta (11) proksimalno su u odnosu na proksimalni marker za postavljanje (12) te označavaju koliko se stent skraćuje tijekom ugradnje. Sustav stenta osmišljen je tako da se stent s proksimalnog na distalni kraj tijekom ugradnje, tako da se ne pomakne nakon što postavite distalni dio stenta na ciljno mjesto, odnosno prije ugradnje ostataka stenta. Stent se uglavnom skraćuje s proksimalnog kraja. Distalni i proksimalni marker stenta nepotpuno su rendgenske zrake (10 i 11) privlačni za rendgenske zrake (12) i vaskularne obloge (12) vrpca je neprimatna za rendgenske zrake privlačne najprije žice vodilice (7).

Ventil Tuohy Bort (5) mora biti olabavljen prilikom ugradnje stenta da bi se sigurno za postizanje mogla slobodno pomakati (2). Da biste izveli vaskularnu oblogu (1) i ugradili stent (9), dobro pripremite sustav, uštetite vaskularnu oblogu (1) i ručicu (3) jednom rukom, a cijev za postizanje (2) drugom. Vaskularnu oblogu (1) pomaknite proksimalno u odnosu na cijev za postizanje (2) dok cijev za postizanje (2) držite u fiksnoj položaju. Sustav za uvođenje u određenoj je mjeri rasteljiv tako da može doći do kašnjenja između proksimalnog kretanja vaskularne obloge (1) i ručice (3) poviđenja vaskularne obloge (1) na distalnom kraju stenta (9). Položaj sustava za uvođenje može je potrebno prilagoditi da bi distalni marker stenta (10) ostali na ciljnom mjestu tijekom tog razdoblja kašnjenja. Kada se distalni kraj stenta (9) počne ugraditi, nastavite uvlačiti proksimalnu vaskularnu oblogu (1) i ručicu (3) držeći mmo cijev za postizanje (2) sve dok stent (9) ne bude u potpunosti ugrađen, a proksimalni marker za postavljanje (12) prošire. Napomena: proksimalni marker za postavljanje (12) može se pomaknuti prilikom ugradnje stenta te neće odgovarati mjestu proksimalnih markera stenta (11).

POSTUPAK

1. Priklon postavljanje stenta mora se obaviti uz fluoroskopsko praćenje u prostoru predviđenom za angiografske postupke. Potrebno je obaviti dijagnostičku angiografiju radi lociranja i uvođenja vaskularne lezije i kolateralnog pristupa te radi procjene dužine lezije i promjera referentne žile (proksimalno i distalno u odnosu na leziju). Priprema pacijenta i sterilne mjere opreza trebaju biti iste kao i kod postupka angioplastike.
2. Odaberite promjer stenta u skladu s izmjerenim promjerom referentne žile i tablicom za odabir veličine stenta u nastavku.

Promjer stenta (mm)	Promjer referentne žile (mm)
5	3.5-4.5
6	4.5-5.5
7	5.5-6.5
8	6.5-7.5

3. Odaberite dužinu stenta - izmjerite dužinu cijele lezije da biste odredili potrebnu dužinu stenta. Odaberite dužinu stenta koja proksimalno i distalno apsolutno omogućuje prekrivanje cijele cijele lezije.

- a. **Maksimalna smanjena dužina** jest dužina stenta u namjenu označenom promjeru referentne žile. Ta je dužina naznačena na sustavu proksimalnim markerom za postavljanje (pogledajte 12) na Slici 1.
- b. **Minimalna smanjena dužina** jest dužina stenta u namjenu označenom promjeru referentne žile.

Označena dužina stenta (mm)	Maksimalna smanjena dužina po proksimalnom markeru za postavljanje	Minimalna smanjena dužina (mm)
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

4. Mjestu liječenja pristupite pomoću odgovarajuće dodatne opreme. Sustav za uvođenje stenta kompatibilan je s oblogom za uvođenje od 6 F (ili veći).
5. Uvedite odgovarajuću žicu vodilicu od 0.889 mm (0.035 inč) kroz pristupni kateter ili vodućku preko distalnog segmenta cijele lezije. Preporučuje se korištenje obloga za prelaženje preko bifurkacije aorte. Preporučuje se pacijentu dati terapeutičku dozu heparina tako da je ACT unad 250.
6. **Prethodno javljive lezije** - standardnim tehnikama balonske angioplastike proširite leziju na veličinu jednaku promjeru referentne žile. Uklonite balonski kateter iz pacijenta uz održavanje pristupa leziji žicom vodilicom.
7. **Pripremite sustav za uvođenje stenta**
 - a. Otvorite vaskularni pakiranje da biste izveli vrećicu sa stentom i kateterom za uvođenje.
 - b. Pažljivo pregledajte vrećicu, potražite oštećenja sterilne pregrade, pažljivo otvorite vaskularnu vrećicu i ugradite unutarnju vrećicu. **Upozorenje: Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno ili oštećeno.**
 - c. Potpuno potpuno sa zaštitom cijevi postavite na ramu poršurju. Izvadite stent/sustav za uvođenje iz zaštitne cijevi. Proverite je li instrument oštećen. Ako sumnjate da je sterilnost ugrožena ili da je instrument oštećen, nemojte ga upotrebljavati.
 - d. Ako distalni vrh (8) nije smješten u vaskularnu oblogu (1), olabavite ventil Tuohy Bort (5) na ručicu (3) i povucite cijev za postizanje (2) tako da distalni vrh (8) sjedne u vaskularnu oblogu (1). Proverite ventil Tuohy Bort zadržavajući vrpca ventilu u smjeru kazaljke na satu.
 - e. Proverite je li ventil Tuohy Bort (5) na ručici pritegnut za cijev za postizanje (2).
 - f. Upotrijebite trčaljku od 1 do 3 cm da biste vaskularnu oblogu (1) isprali sterilnom hepariniziranim fiziološkim otopinom kroz "ženski" luer priključak (4) na ručici, isprajte dok va fiziološka otopina ne izađe na distalnom kraju vaskularne obloge. Za potpuno ispranje vaskula možda ćete morati isprati dva do tri puta trčaljkom od 1 cm³. **Upozorenje:** ako vaskularnu oblogu (1) nije moguće isprati, nemojte upotrebljavati instrument.
 - g. Uz pomoć trčaljke od 3 do 10 cm³ isprajte unutarnji lumen cijevi žice vodilice sterilnom hepariniziranim fiziološkim otopinom kroz proksimalni luer priključak (6) privrčene na cijev za postizanje (2) sve dok fiziološka otopina ne izađe kroz lumen žice vodilice na distalnom vrhu. **Upozorenje:** ako unutarnji lumen cijevi žice vodilice (7) nije moguće isprati, nemojte upotrebljavati instrument.
8. **Umetnite sustav za uvođenje stenta**
Nastavite postizati instrument preko žice vodilice i kroz uvođenje do cijele lokacije. Ako tijekom uvođenja sustav osjetite otpor, sustav treba izvući i upotrijebiti neki drugi instrument.
9. Pod fluoroskopskim praćenjem postavite distalne markere stenta (10) distalno na ciljnu leziju te proksimalni marker za postavljanje (12) proksimalno u odnosu na ciljnu leziju.
10. Izvucite proksimalni dio sustava za uvođenje što je više moguće, a ručicu držite u stabilnom položaju.
11. Ventil Tuohy Bort (5) na ručici (3) mora biti olabavljen prilikom uvođenja stenta da bi se cijev za postizanje mogla slobodno pomakati (2).
12. **Ugradite stent**
 - a. Ugradnju stenta potrebno je izvršiti uz fluoroskopsko praćenje
 - b. Primite vaskularnu oblogu (1) i ručicu (3) jednom rukom, a cijev za postizanje (2) drugom.
 - c. Vaskularnu oblogu (1) pomaknite proksimalno u odnosu na cijev za postizanje (2) dok cijev za postizanje (2) držite u fiksnoj položaju.
 - d. Položaj sustava za uvođenje može treba prilagoditi da bi distalni marker stenta (10) ostali na odgovarajućem mjestu.
 - e. Kada se distalni kraj stenta (9) počne ugraditi, nastavite uvlačiti proksimalnu vaskularnu oblogu (1) i ručicu (3) držeći mmo cijev za postizanje (2) sve dok stent (9) ne bude u potpunosti ugrađen, a proksimalni marker za postavljanje (12) prošire.
 - f. Ako prilikom uvođenja vaskularne obloge (1) osjetite otpor, nemojte uvlačiti na silu. Pažljivo izvucite sustav stenta bez ugradnje.
13. Uz fluoroskopsko praćenje istovremeno izvucite cijeli sustav za uvođenje kao cjelinu preko žice vodilice (držeći žicu vodilicu na mjestu) i van iz tijela. Instrument za uvođenje uklonite sa žice vodilice. **Upozorenje:** sustav za uvođenje nemojte na silu vaditi iz vodućke/obloge - **ako osjetite otpor, oblogu i sustav za uvođenje istovremeno izvucite kao cjelinu.**
14. Arterijskim angiogramom proverite potpuno uvođenje. U slučaju nepotpunog proširivanja unutar stenta u bilo kojoj točki duž lezije, liječenje može naknadno odlučiti o balonskoj dilataciji nakon ugradnje. Izvucite balon iz pacijenta.
15. Kada je klinički prikladno, izvadite žicu vodilicu, oblogu i svoj ostalo dodatnu opremu iz tijela i izvršite hemostazu mjestu pristupa.

INFORMACIJE O KOMPATIBILNOSTI SA SNMANJEM MAGNETSKOM REZONANCIJOM

Utvrdjeno je da stent S.M.A.R.T.® Flex (IMPLANT) uvjetno podnosi snimanje magnetskom rezonancijom u skladu s terminologijom navedenom u standardu ASTM (American Society for Testing and Materials) International, Designation

F2503-05. Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 19428

Nekoliko ispitivanja pokazalo su da IMPLANTAT ugroženo podnosi snimanje magnetskog rezonancijom. Pacijenti s navedenim implantatom mogu se sigurno snimati odmah nakon ugradnje pod sledećim uvjetima:

Statično magnetsko polje

- Statično magnetsko polje od 3 T ili manje
- Magnetsko polje najviše prostornog gradijenta od 720 G/cm ili manje

Zagrijavanje priključnim snimanjem magnetskog rezonancijom
U nekoliko ispitivanja pokazalo se da dimenzija 8 x 150 i 8 x 200 mm stent S.M.A.R.T.® Flex je tijekom 15 minuta snimanja (odnosno po selvencij impulsa) sustava za magnetsku rezonanciju od 1,5 T/64 MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, sa softverom Numaris4, Nesson Syngo MR 2002B DHHS s aktivnom zadirkom, skener horizontalnog polja) i 3 T/128 MHz (Excite, HDx, sa softverom 14XMS, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) prikazao sledeći porast temperature i specifičnu brzinu ugradnje (SAR) putem kalorimetrije:

Maksimalna merjenje	1,5 T	3 T
MR sustav, SAR vrednost upotrebljena za cijelo tijelo	3,8 W/kg	3,0 W/kg
Vrednosti izmerjene kalorimetrijom, SAR vrednost upotrebljena za cijelo tijelo	3,1 W/kg	2,8 W/kg
Najveća promjena temperature	2,7 °C	4,4 °C

Prostori orijentacije

Kvaliteta snimanja magnetskog rezonancijom može biti ugrožena ako je primatno područje na istom mestu ili relativno blizu položaja stenta S.M.A.R.T.® Flex. Stoga može biti potrebna optimizacija parametara snimanja magnetskog rezonancijom radi kompenzacije prisutnosti ovog instrumenta. Maksimalna veličina artefakta (gledano na gradijentu) sekvenci impulsa odjekla pokriva otprilike 10 mm u odnosu na veličinu i oblik ovog implantata

Sekvencija impulsa	TI-SE	TI-SE	GRE	GRE
Velikost signala	2792 mm²	102 mm²	4254 mm²	302 mm²
Usmjerenje ravnine	Paralelno	Otkonito	Paralelno	Otkonito

ODRANJE DO JAMSTVA

Iako je ovaj proizvod proizveden u strogo kontroliranim uvjetima, Cordis Cashel nema kontrolu nad upotrebom u kojima se proizvod koristi. Cordis Cashel stoga se odriče svih jamstava, izričitih ili impliciranih, vezanih uz proizvod, uključujući, ali ne ograničavajući se na, svu impliciranu jamstvu prikladnosti za navedenu ili posebnu vrstu. Cordis Cashel nije odgovoran nijednoj privatnoj ni pravnoj osobi ni za kakve medicinske troškove ni ozranje, uključujući i posljedice iste nastale korištenjem, pogreškom ili zloupotrebom, neovisno o tome temelji li se zahtjev na jamstvu, ugovoru, kaznenom djelu ili nekoj drugoj osnovi. Nijedna osoba nema nikakvo ovlaštenje Cordis Cashel obavljati na bilo kakve izjave ili jamstva u odnosu na proizvod. Gore opisana izjava i ograničenja nisu zamisljena kao općeniti obvezni odredbama važećeg zakona i ne treba ih tako tumačiti. Ako bilo koji dio ovog Odranjanja od jamstva nadežni sud proglašio neispravnim, neopisanim ili u sukobu s važećim zakonom, to neće utjecati na valjanost preostalih dijelova ovog Odranjanja od jamstva te će se sva pravna obaveza tumačiti i provoditi kao da ovo Odranjanje od jamstva ne sadrži taj dio ili uvelj koji se smatra nezakonitim.

Slovenščina

Sterilno: sterilizirano s etilenoksidom. Ne uporabljajte, če je ovijena odprta ali poškodovana. Samo za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroči tveganje poškodbe, neustreznega delovanja in okužbe. Apatogeno, radioneprepustno. Ustrezno za MR pri določenih pogojih.

Ta priporočila so zasnovana samo kot splošna smernica. Njihov namen ni nadomestiti protokolov uporabe ali strokovne klinične presjede glede oskrbe bolnikov.

Bolnikova kartica z informacijami o vgraditvi stenta

Namerna bolnika, ki jo ima za referenco s svoji zdravstveni skupi z drugimi zdravstvenimi karticami. Ta bolnikova kartica vsebuje informacije o stentu, vključno z modelom in serijsko številko stenta, datumom posega ter mestom stenta v nogi. Kartica vsebuje tudi podatke o izdelavi in pogojih za MR.

PREDVIDENA UPORABA

Stent se uporablja kot zdravilne aterotektorske lezije v superficialni femoralni arteriji in proksimalnih lezijah v poplitealni arteriji.

KONTRAINDIKACIJE

- Intoleranca za antiaritmotične ali antiagregacijske terapije
- Nosilnost
- Stanje hiperkoagulacije
- 100-odstotno zaprtje superficialna femoralna arterija, skozi katero prehod ni mogoč
- Ne sme se uporabljati na lezijah, ki jih ni mogoče predhodno razčistiti
- Ne sme se uporabljati v prednji žili

OPAZILA

- Pri osebah, alergičnih na nikelj (in/ali titan), se lahko pojavi alergična reakcija na ta vadek.
- Pred posegom na njem je treba uporabiti ustrezno antiagregacijsko/antiaritmotično terapijo.
- Dolgotrajno zaprtje po večkratni dilataciji stentov, obraščanih z endotelijem, ni znan.
- Če je upravljenec brez stentov, ki se dotikajo med seboj, mora biti njihova sestava podobna.

PREDVIDENI UKREPI

- Izdelek smejo uporabljati samo zdravniki, usposobljeni za diagnostične in intervencijske žilne tehnike, ki imajo izkušnje s temi tehnikami. Uporabiti je treba standardne tehnike za intervencijske žilne posege.

- Sistem žilnega stenta S.M.A.R.T.® Flex je treba uporabljati pod fluoroskopskim nadzorom.
- Skupaj z uvaljalnim sistemom ne uporabljajte električnih sistemov za injiciranje.
- Uporabi pri bolnikih z občutljivostjo za kontrastno sredstvo v anamnezi ni priporočljiva, razen če je mogoče to preprečiti z dajanjem zdravil.
- Učinek segrevanja v okolju MR slikanja pri prekrivajočih se stenah ali stentih z zlomljenimi oporniki ni znan.
- Varnosti in učinkovitosti niso pokazali pri:
 - lezijah, ki so popolnoma ali gosto poasnele;
 - predstirnih bolnikih.

Ravnanje s sistemom - previdnostni ukrepi

- Pred uporabo stenta ne odstranite z uvaljalnega sistema.
- Shranjujte pri pogojih temperature okolja, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo.
- Ne uporabljajte po iztek datuma /Uporabno do.
- Ne uporabite, če je sistem videti poškodovan.
- Uvaljalnega sistema ne zlojavite organskim tekočinam.
- Ne uporabite, če zunanega tulca ni mogoče izprati.
- Ne uporabite, če notranjega tulca ni mogoče izprati.

Namestitev stenta - previdnostni ukrepi

- Ko s pomočjo pripomočka prehajate prek namestitvega sistema, bodite previdni.
- Če kadarkoli med vstavljanjem začutite upor, priporočamo, ne poskušate uvesti na silo. Upor lahko poškoduje stent ali sistem.
- Če se upor pojavi med premikanjem skozi tulec, previdno izvlecite sistem stenta.
- Ko se začne razpiranje stenta, ga je treba popolnoma razpriti. Sistem ni zasnovan za spreminjanje položaja stenta ali ponovni dostop do njega.
- Če upor začutite pri začetni odstranitvi zunanjega tulca za namestitve, namestitve ne poskušajte opraviti na silo. Previdno izvlecite sistem stenta, ne da bi ga namestili.

MOŽNI NEZELENI DOGODKI - možne nevarnosti in neželene učinki med drugim vključujejo:

- nenadno razpiranje stenta;
- alergično reakcijo na nikelj;
- angino/koronarno ishemijo;
- anevrizmo ali psevdooanevrizmo v žili ali na mestu dostopa do žile;
- aterotromboz (sindrom modrega prsta);
- tvorbo AV-fistule;
- smrt;
- embolizem (žilni, zaradi plaka, trombusa, pripomočka ali drugega);
- povišana telesna temperatura;
- hematom/krvavitev;
- hipotenzijo/hipertenzijo;
- okužbo in/ali bolečino na mestu dostopa;
- okužbo, ki je posledica kontaminacije stenta in lahko povzroči sepo ter hemodinamsko nestabilnost;
- poškodbo/disekcijo intime;
- ishemijo, ki zahteva intervencijo (bovnd ali amputacijo prsta na nogi, stopala ali noge);
- težubo okončin;
- miokardni infarkt (MI);
- čezmerno raztezanje arterije, ki lahko povzroči rupturo;
- ledvično insuficenco ali odpoved;
- ponovno stenozo segmenta z vsaj enim stentom;
- sepsitemijo/bakteremijo;
- malapostavo/imigracijo stenta;
- zlom strukture stenta;
- medialnega kapa;
- tromboz/trombus;
- nekrozo tkiva;
- vazospazem;
- perforacijo ali rupturo žile;
- poslabšano kladivacijo/bolečino pri mirovanju.

OPIS PRIPOMOČKA

Sistem žilnega stenta S.M.A.R.T.® Flex je samoraztezni stent (stent S.M.A.R.T.® Flex), ki je izdelan iz se dovode s preprostim uvaljalnim sistemom v vodilno žilo ter odstranitvijskim tulcem. Stent S.M.A.R.T.® Flex je skoraj popolnoma priključen stent, izdelan iz superelastičnega nikelinovega žice s pomočjo spiralnih opornikov s spiralnimi upogljivimi navoji. Oporni elementi in spiralni navoji omogočajo radnato togost in delovanje razteznega mehanizma. Stent S.M.A.R.T.® Flex je zelo upogljiv in se bo prilagajal brez ali skoraj brez navedenim opornikom (fish scaling). Pri namestitvi stent doseže svoj predhodno določen premer ter stalno in nežno izvaja pritisk navzven, kar vzdržuje prehodni lumen.

Sistem žilnega stenta S.M.A.R.T.® Flex, kot je prikazan na sliki 1, je sestavljen iz zunanjega tulca velikosti 6 F (1) in koaksialnega notranjega tulca. Notranji kanal vključuje potisno cevko (2) in cevko za vodilno žilo (7). Potisna cevka (2) je aksialno pripenjena na proksimalni konec stenta (9), cevka za vodilno žilo (7) pa je koaksialna na stent (9) in potisno cevko (2). Cevka za vodilno žilo (7) se distalno konča na koncu katetra (8), njen začetek pa je proksimalno v konusu Luer (6), ki je zasnovan za sprejem vodilne žice velikosti 0,889 mm (0,035 palca). Lumen, ki ga ustvarja notranji premer cevilke za vodilno žilo (7), se pred posegom odpre, tako da se skozi proksimalni konec Luer injicira tekočina. Zunanji tulec 6 F (1) je proksimalno priključen na držalo (3), ki vključuje priključek Y z ženskim priključkom Luer (4) in Tuohy-Borstovim ventilom (5) na proksimalnem delu potisne cevilke (2). Samoraztezni stent (9) je vpleč v prostor med zunanjim tulcem (1) in cevko za vodilno žilo (7). Ta prostor se pred posegom odpre z injiciranjem tekočine prek priključka Y z ženskim priključkom Luer (4).

Položaj stenta v ciljni cili je treba določiti pred namestitvijo, pri čemer se uporablja distalni označevalci stenta (10) in proksimalni označevalci za namestitve (12). Ti niti označevalci označujejo približen položaj stenta po namestitvi. Proksimalni označevalci stenta (11) so proksimalno na proksimalni označevalci za namestitve (12) in kažejo, za koliko se bo stent skrajšal med namestitvijo. Sistem stenta je zasnovan tako, da se med namestitvijo skrajša od proksimalnega proti distalnemu koncu, tako da se distalni del stenta po namestitvi na ciljno mesto ne bo premaknil med nadaljnjim nameščenjem stenta, kar pomeni, da se večina stenta skrajša na proksimalnem koncu. Na vsakem koncu stenta sta distalni in proksimalni radioneprepustni označevalci (10 in 11). Proksimalni označevalci za namestitve (12) je radioneprepustni trak, pritrjen na cevko za vodilno žilo (7).

Med namestitvijo stenta je treba Tuohy-Borstov ventil (5) spustiti, da omogočite prosto premikanje potisne cevilke (2). Da odstranite zunanji tulec (1) in razprete stent (9), odpravite kakršno koli ohlapnost sistema, primate zunanji tulec (1) in držalo (3) z eno roko ter potisno cevko (2) z drugo. Zunanji tulec (1) premaknite proksimalno glede na potisno cevko (2), medtem pa držite potisno cevko (2) v fiksnem položaju. Uvaljalni sistem je nekoliko upogljiv, zato lahko pride do majhne zakasnitve med proksimalnim premikanjem zunanjega tulca (1)/držala (3) in odstranitvijo zunanjega tulca (1) na distalnem koncu stenta (9). Morda bo treba prilagoditi položaj uvaljalnega sistema, da bodo med to zakasnitvijo distalni označevalci na stentu (10) ostali na ciljnem mestu. Ko se distalni konec stenta (9) začne razpirati, nadaljujte z odstranjevanjem proksimalnega zunanjega tulca (1) in držala (3), medtem ko držite potisno cevko (2) na mestu, dokler ni stent (11) ne razpiro. Med razpiranjem stenta se lahko proksimalni označevalci za namestitve (12) premakne, zato morda ne bo skladen z mestom proksimalnih označevalcev na stentu (11).

POSTOPEK

- Perkutano namestitev stenta je treba opraviti v sobi za angiografijo, posej pa je treba nadzorovati s fluoroskopom. Opravi je treba diagnostično angiografijo, da se določi obseg lezije in pretek v njej ter izmerijo dolžina ciljne lezije in premer referenčne žile (proksimalno in distalno na leziji). Priprava bolnika in stentni previdnostni ukrepi morajo biti enaki kot pri kateri koli angioplastiki.
- Izberite premer stenta skladno z izmerjenim premerom referenčne žile in spodnjo tabelo za izbiro velikosti stenta.

Premer stenta (mm)	Premer referenčne žile (mm)
5	3,5-4,5
6	4,5-5,5
7	5,5-6,5
8	6,5-7,5

- Izberite dolžino stenta - izmerite dolžino ciljne lezije, da določite dolžino potrebnega stenta. Izberite dolžino stenta, ki omogoča proksimalno in distalno prekrivanje celotne ciljne lezije s stentom.
 - Največja stisnjena dolžina je dolžina nerazpritega stenta pri najmanjšem navedenem premeru referenčne žile. Ta dolžina je navedena na sistemu s proksimalnim označevalcem za namestitve (glejte (12) na sliki 1).
 - Najmanjša stisnjena dolžina je dolžina nerazpritega stenta pri največjem navedenem premeru referenčne žile.

Navedena dolžina (mm)	Največja stisnjena dolžina (mm) glede na proksimalni označevalci za namestitve	Najmanjša stisnjena dolžina (mm)
30	33	32
40	45	42
50	66	63
60	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

- Do mesta zadržanja dostopite z ustrezno pomočjo oprema. Zadrževalni sistem za stent je združljiv z uvaljalnim tulcem velikosti 6 F (ali večjim).
- Prek dostopnega katetra ali uvalja uvedite vodilno žilo velikosti 0,889 mm (0,035 palca) čez distalni segment ciljne lezije. Priporočeno je, da za prehod prek bifurkacije aorte uporabite tulec. Priporočeno je, da bolnik prejme terapijski odmerek heparina, tako da je aktivni čas koagulacije (ACT) večji od 250.
- Predhodno razširite lezijo - s standardnimi tehnikami balončne angioplastike lezijo razširite na velikost, enako premeru referenčne žile. Odstranite balonski kateter iz bolnika, pri tem pa vzdržujte dostop do lezije z vodilno žilo.

Priprave uvaljalni sistem za stent

- Odprite zunanjo škatlo, v kateri je vrečka, ki vsebuje stent in uvaljalni kateter.
- Ko skrbno preverite, da stentna vrečka na vrečki ni poškodovana, previdno odprite zunanjo vrečko, tako da jo odprete, in iz nje vzemete notranjo vrečko. Previdno odprite notranjo vrečko, tako da jo odprete, in odstranite podporni karton z nosilno epruveto, ki vsebuje uvaljalni sistem za stent. **Opaznila: NE uporabljajte, če je vrečka odprta ali poškodovana.**
- Podporni karton z nosilno epruveto položite na ravno površino. Iz nosilne epruvete odstranite stent/uvaljalni sistem. Preverite, ali je pripomoček poškodovan. Če sumite, da je bila sterilnost ogrožena ali je pripomoček poškodovan, ga ne uporabite.
- Če distalna konica (8) ni nameščena v zunanji tulec (1), sprostite Tuohy-Borstov ventil (5) na držalo (3) in potisno cevko (2) povlecite nazaj, tako da bo distalna konica (8) nameščena v zunanji tulec (1). Prijemite Tuohy-Borstov ventil, tako da pesto ventila obrnete v smeri uninega kazalca.
- Preprijčajte se, da je Tuohy-Borstov ventil (5) na držalu pritrjen na potisno cevko (2).
- Z 1- do 3-mililitrsko brizgo prek ženskega priključka Luer (4) na držalu izprite zunanji tulec (1) s sterilno heparinizirano fiziološko raztopino. Izprite, dokler iz distalnega konca zunanjega tulca ne izstopi le nekaj kapljic fiziološke raztopine. Za popolno izpraznjo so lahko potrebne od 2 do 3 izpiranja z 1-mililitrsko brizgo. **Opaznila:** Če ni mogoče izprati zunanji tulec (1), pripomočka ne uporabite.
- S 3- do 10-mililitrsko brizgo in sterilno heparinizirano fiziološko raztopino opravite notranji volumen cevilke za vodilno žilo prek proksimalnega konusa Luer (6), priključenega na potisno cevko (2), dokler fiziološka raztopina ne izstopi iz kuma za vodilno žilo na distalnem koncu. **Opaznila:** Če notranjega kuma cevilke za vodilno žilo (7) ni mogoče izprati, pripomočka ne uporabite.

Uvedite uvaljalni sistem za stent

Pripomoček prek vodilne žice in uvalja potiskajte do angustije. Če med uvaljanjem uvaljalnega sistema začutite upor, izvlecite sistem in uporabite drugega.

- Pod fluoroskopskim nadzorom namestite distalne označevalce na stentu (10) distalno na ciljno lezijo. Proksimalni označevalci za namestitve (12) pa proksimalno na ciljno lezijo.
- Če ni bolj poznamate proksimalni del uvaljalnega sistema, držalo pa vzdržite v stabilnem položaju.
- Tuohy-Borstov ventil (5) na držalu (3) je treba sprostiti, da omogočite prosto premikanje potisne cevilke (2).
- Razpiranje stenta**
 - a. Razpiranje stenta je treba opraviti pod fluoroskopskim nadzorom.
 - b. Z eno roko primate zunanji tulec (1) in držalo (3), z drugo pa potisno cevko (2).
 - c. Zunanji tulec (1) premaknite proksimalno glede na potisno cevko (2), medtem pa držite potisno cevko (2) v fiksnem položaju.
 - d. Morda bo treba prilagoditi položaj uvaljalnega sistema, da bodo distalni označevalci na stentu (10) ostali na ustreznem mestu.
 - e. Ko se distalni konec stenta (9) začne razpirati, nadaljujte z odstranjevanjem proksimalnega zunanjega tulca (1) in držala (3), medtem ko držite potisno cevko (2) na mestu, dokler ni stent (9) popolnoma razprt in se proksimalni označevalci na stentu (11) ne razpiro.
- Opomba: Med razpiranjem stenta se lahko proksimalni označevalci za namestitve (12) premakne, zato morda po razpiranju ne bo skladen z mestom proksimalnih označevalcev na stentu (11).**
- Če med odstranjevanjem zunanjega tulca (1) začutite upor, namestitve ne poskušajte opraviti na silo. Previdno izvlecite sistem stenta, ne da bi ga namestili.
- Pod fluoroskopskim nadzorom celoten uvaljalni sistem prek vodilne žice izvlecite iz telesa kot enoto, pri čemer pa ohranite položaj vodilne žice. Uvaljalni pripomoček odstranite z vodilne žice. **Opaznila: Uvaljalnega sistema iz uvalja/tulca ne odstranite na silo - če začutite upor, odstranite tulec in uvaljalni sistem kot enoto.**
- Z arterijskim angiogramom preverite popolno razpiranje. Če prosti stentni lumen, kolikor toliko vsebuje lezijo in poplidenega razpira, se lahko po preostali zdravila opravi naknadna balonska dilatacija. Odstranite balon iz bolnika.
- Ko je klinično primerno, odstranite vodilno žilo, tulec in vsa pomočna oprema iz telesa ter na mestu dostopa vzpostavite hemostazo.

PODATKI O ZDRUŽLJIVOSTI S SLIKANJEM MR

Skladno s terminologijo, opredeljeno v standardu Ameriškega združenja za testiranje in materiale (American Society for Testing and Materials (ASTM) International, oznaka: F2503-05) Standardna praksa za označevanje medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov za varnost v magnetno resonančnem okolju (Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment, ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 19428), je bil stent (VSADCE) S.M.A.R.T.® Flex opredeljen kot **zdržljiv v slikanju MR pri določenih pogojih**.

Predklinično preskušanje je pokazalo, da je VSADCE združljiv z MR pri določenih pogojih. Pri bolniku s tem vadiom se lahko slikanje varno opravi (tako po namestitvi, če so izpolnjeni naslednji pogoji):

- Statično magnetsko polje**
 - statično magnetsko polje 3 tesle ali manj;
 - največje prostorsko stopnjsko magnetsko polje 720 gauss/cm ali manj

Segrevanje, povezano s slikanjem MR

V predkliničnem testiranju vzorcev velikosti 8 x 150 in 8 x 200 mm je stent S.M.A.R.T.® Flex povzročil naslednja povišanja največje temperature in mestne specifične hitrosti absorpcije (SAR) v uporabo kalorimetrije med slikanjem MR, opravljene za 15-minutno slikanje (tj. glede na pulzno frekvenco) s sistemom MR pri 1,5 tesle/64 MHz (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Programska oprema Numaris4, in/ali Syngo MR 2002B DHHS, skeneri vodilnega polja z aktivnim skeniranjem) in 3 teslah/128 MHz (Excite, HDx, programska oprema 14XMS, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI).

Največja arterijska	1,5 T	3 T
Poročana pri sistemu MR, SAR s povprečjem za celotno telo	3,8 W/kg	3,0 W/kg
S kalorimetrijem izmerjene vrednosti SAR s povprečjem za celotno telo	3,1 W/kg	2,8 W/kg
Največja temperaturna sprememba	2,7 °C	4,4 °C

Informacije o artefaktih

Kakovost slike MR se lahko poslabša, če je območje zanimanja na kakovostnem stent mestu stent S.M.A.R.T.® Flex ali v njegovi bližini. Torej bo morda treba optimizirati parametre slikanja MR, da se odpravijo težave zaradi prisotnosti tega pripomočka. Največja velikost artefakta (tj. kot je vidna na obstoječi putni sekvenci) sega približno 10 mm čez velikost in stopnjo vadija.

Pulzna sekvencija	TI-SE	TI-SE	GRE	GRE
Velikost brez signala	2792 mm²	102 mm²	4254 mm²	302 mm²
Usmjerenje ravnine	Vzporedno	Pravokotno	Vzporedno	Pravokotno

OMEJENO JAMSTVO

Cepar je bil izdelan izdelan pri skrajni razdvojenosti pogojih, družba Cordis Cashel nima nadzora nad pogoji, pri katerih se izdelek uporablja. Zato družba Cordis Cashel zavira vsa jamstva, eksplicitna in implicitna, povezana z izdelkom, vključno s tvevanjem ne omejeno na kakršni koli jamstvo glede premerov in posebej dele tega jamstva. Vse pravice in obveznosti se bodo tolmачile in envalje, kot da omejeno jamstvo ni vsebovalo takega neveljavnega dela ali traza.

PPE Specification
DWG-End Item
Specification for S.M.A.R.T.® Flex Stents (Edison)

100079984 | Rev:12
Released: 17 Mar 2015
CO: 100287946
Release Level: 4. Production



Cordis Cashel
Cahir Road
Cashel
Co Tipperary, Ireland

© Cordis Corporation, 2014

071-00001 Rev 21

S.M.A.R.T.® is a registered trademark of Cordis

2014-12-30

071-00001 Rev 21


Инструкция по применению

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex

Условные обозначения на этикетках и упаковке

	МР- совместимый
	Содержание упаковки
	Рабочая длина
	Диаметр
	Длина
	Производитель
	Номер по каталогу
	Номер партии
	Срок годности
	Повторная стерилизация запрещена
	Повторное использование запрещено
	Меры предосторожности см. в инструкции по применению
	Не подвергать воздействию солнечных лучей
	Беречь от влаги
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Апирогенно
	Стерилизовано этиленоксидом
	Стент предназначен для лечения атеросклеротических повреждений поверхностной бедренной артерии, а также проксимальных повреждений подколенной артерии
	Дата производства

Рис. 1 - Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex



- | | |
|----|---|
| 1 | наружная муфта 2,0 мм (6 Fr)/ 2.0 mm (6 Fr)
outer sheath |
| 2 | трубка толкателя/ pusher tube |
| 3 | Ручка/ handle |
| 4 | обжимающий люэровский коннектор/ female
luer |
| 5 | клапан Туохи-Борста/ Tuohy-Borst valve |
| 6 | люэровская втулка/ luer hub |
| 7 | трубка проволочного направителя/ guidewire
tube |
| 8 | наконечник катетера/ catheter tip |
| 9 | самораскрывающийся стент/ self-expanding stent |
| 10 | дистальные маркеры стента/ distal stent markers |
| 11 | проксимальные маркеры стента/ proximal stent
markers |
| 12 | проксимальный установочный маркер/ proximal
placement marker |

Стерильно: простерилизовано газообразной окисью этилена.

Не используйте, если упаковка вскрыта или повреждена. Только для одноразового использования. Повторное использование может увеличить риск получения травмы, неэффективной работы устройства и инфицирования. Апиrogenно. Рентгеноконтрастно. МР-совместимо.

Эти рекомендации служат только в качестве общего руководства.

Они не заменяют собой институциональных протоколов или профессионального суждения относительно клинического ухода за пациентами.

Личная карточка с имплантированным стентом

Предназначена для ношения пациентом в бумажнике в качестве справочного документа вместе с его медицинской карточкой. Эта личная карточка пациента содержит информацию о стенте, такую как модель и номер партии стента, дата выполнения процедуры и расположение стента в нижней конечности. Карточка также содержит техническую информацию и сведения о МР-совместимости.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стент предназначен для лечения атеросклеротических повреждений поверхностной бедренной артерии, а также проксимальных повреждений подколенной артерии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Непереносимость антитромботической или антитромбоцитарной терапии
- Беременность
- Состояние гиперкоагуляции
- 100%-ная окклюзия поверхностной бедренной артерии, которую невозможно успешно пересечь
- Устройство не предназначено для лечения повреждений, которые не могут быть предварительно расширены
- Не предназначено для использования в перфорированном сосуде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- У пациентов с аллергией на нитинол (никель-титановый сплав) может возникнуть аллергическая реакция на этот имплантат.
- До и после процедуры следует проводить соответствующую антитромбоцитарную/антикоагулянтную терапию.
- Отдаленный результат повторной дилатации эндотелиализированных стентов в настоящее время неизвестен.
- При использовании нескольких стентов, когда это приводит к их взаимному контакту, они должны быть аналогичны по составу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Этот продукт должен использоваться только врачами, получившими соответствующее образование и имеющими опыт проведения диагностических и интервенционных процедур на сосудах. Должны применяться стандартные интервенционные процедуры на сосудах.
- Систему стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex необходимо использовать под рентгеноскопическим контролем.
- Не используйте системы инъекции с инфузионным насосом совместно с системой доставки.
- Не рекомендуется использование у пациентов с чувствительностью к рентгеноконтрастным веществам в анамнезе, за исключением случаев, когда пациенту можно назначить соответствующую премедикацию.

- Тепловой эффект в условиях МРТ в случае перекрытия стентов или стентов со сломанным каркасом не известен.
- Безопасность и эффективность не доказана в следующих случаях:
 - Повреждения, которые либо полностью, либо плотно обызвествлены
 - Педиатрические пациенты

Обращение с системой – меры предосторожности

- Не пытайтесь извлекать стент из системы доставки перед использованием.
- Хранить при температурно-влажностном режиме помещения, защищенным от прямых солнечных лучей.
- Не используйте после окончания срока годности.
- Не используйте изделие при обнаружении повреждений.
- Не подвергайте систему доставки воздействию органических растворителей.
- Не используйте, если внешнюю оболочку устройства невозможно промыть.
- Не используйте, если внутренний просвет трубки проводника невозможно промыть.

Установка стента – меры предосторожности

- Соблюдайте осторожность при прохождении установленного стента любым вспомогательным устройством.
- Если во время процедуры введения ощущается сопротивление, не форсируйте прохождение. Преодоление сопротивления может привести к повреждению стента или системы.
- Если сопротивление ощущается при прохождении через оболочку, осторожно извлеките изделие для установки стента.
- Если установка стента уже начата, стент должен быть полностью установлен. Система не предназначена для перестановки или повторного захвата стента.
- Если при первоначальном втягивании внешней оболочки для установки ощущается сопротивление, не форсируйте установку стента. Осторожно извлеките изделие, не выполняя его установку.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Потенциальные опасности и побочные эффекты включают, среди прочего, следующее:

- Внезапное закрытие стента
- Аллергическая реакция на нитинол
- Стенокардия / коронарная ишемия
- Аневризма или псевдоаневризма в сосуде или в месте доступа к сосуду
- Аритмия
- Атероэмболия (синдром «синего пальца»)
- Образование АВ-фистулы
- Летальный исход
- Развитие эмболии (воздух, бляшка, тромб, устройство или другое)
- Лихорадочное состояние
- Гематома/ кровоизлияние
- Гипотония/ гипертония
- Инфекция и / или боль в месте доступа
- Инфекция на фоне загрязнения стента может привести к сепсису и нестабильности гемодинамики

- Повреждени / диссекция интимы
- Ишемия, требующая вмешательства (шунтирования или ампутации пальца стопы, стопы или нижней конечности)
- Потеря конечности
- Инфаркт миокарда
- Чрезмерное растяжение артерии может привести к ее разрыву
- Почечная недостаточность
- Рестеноз стентированного сегмента
- Септицемия / бактериемия
- Неправильное положение / перемещение стента
- Перелом структуры стента
- Инсульт
- Тромбоз/ тромб
- Некроз ткани
- Спазм сосудов
- Перфорация или разрыв сосуда
- Усугубление чувства мышечной слабости и спастических болей / боль в состоянии покоя

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex, в вариантах исполнения (далее по тексту «Система S.M.A.R.T. Flex») - самораскрывающийся стент, предварительно собранный и поставляющийся в комплекте с простой системой доставки по проводни-ку с выдвижной оболочкой.

Стент S.M.A.R.T. Flex является почти полностью связным стентом, изготовленным из сверхэластичной нитиноловой трубки и построенным на основе интеграции каркаса со спиральной намоткой и гибких спиральных катушек. Как элементы каркаса, так и спиральные катушки обеспечивают радиальную жесткость и представляют собой механизм расширения. Стент S.M.A.R.T. Flex очень гибкий и, в соответствии с требованиями, имеет минимальное количество или вообще не имеет чешуек. При установке стент раскрывается до заданного диаметра и оказывает на сосуд постоянное мягкое давление, направленное наружу, для поддержания его свободной проходимости.

Система S.M.A.R.T. Flex, согласно изображению на Рисунке 1, состоит из внешней муфты и коаксиального внутреннего стержня. Внутренний стержень состоит из трубки толкателя и трубки проволочного направителя. Ось трубки толкателя аксиально примыкает к установочному концу стента, а трубка проволочного направителя расположена коаксиально стенту и трубке толкателя. Трубка проволочного направителя заканчивается дистально наконечником катетера и начинается проксимально люэровской втулкой, предназначенной для установки в нее 0,89 мм (0,035-дюймового) проволочного направителя.

Канал, образуемый внутренним диаметром трубки проволочного направителя, промывается перед процедурой путем введения жидкости через проксимальную люэровскую втулку. Внешняя муфта диаметром 2,0 мм (6F) подсоединяется проксимально к ручке, оснащенной Y-коннектором с обжимающим люэром и клапаном Туохи-Борста в проксимальной части трубки толкателя. Самораскрывающийся стент сжат внутри пространства между внешней муфтой и трубкой проволочного направителя. Перед процедурой пространство промывается путем введения жидкости через Y-коннектор с обжимающим люэром.

Расположение стента под очагом поражения перед раскрытием достигается с использованием дистальных маркеров стента и проксимального установочного маркера. Эти наборы маркеров указывают приблизительную позицию стента после раскрытия. Проксимальные маркеры стента (11) являются проксимальными по отношению к проксимальному установочному маркеру (12) и указывают длину, на которую сократится стент во время установки. Система стентирования сосудов сконструирована так, что стент сокращается от проксимального конца к дистальному при установке, при этом, как только дистальная часть стента будет размещена в целевом местоположении, она не будет перемещаться до окончания установки, и сокращение стента произойдет, в основном, от проксимального конца.

Дистальный и проксимальный рентгено-контрастные маркеры стента прикреплены к каждому из концов стента. Проксимальный установочный маркер представляет собой рентгеноконтрастную полосу, прикрепленную к трубке проволочного направителя. Для раскрытия стента клапан Туохи-Борста необходимо ослабить для обеспечения свободного перемещения трубки толкателя. Чтобы втянуть внешнюю оболочку (1) и установить стент (9), устраните слабину в системе, возьмите внешнюю оболочку и рукоятку (3) одной рукой, а трубку толкателя (2) - другой. Перемещайте внешнюю муфту в проксимальном направлении относительно трубки толкателя, одновременно удерживая трубку толкателя в фиксированном положении. Система доставки обладает определенной пластичностью, поэтому может быть некоторое запаздывание между проксимальным перемещением внешней муфты, ручки и снятием внешней муфты с дистального конца стента. При расположении системы доставки может потребоваться ее корректировка для удерживания дистальных маркеров стента на целевой позиции во время этого запаздывания. Как только дистальный конец стента (9) начнет разворачиваться, продолжайте втягивать проксимальную внешнюю оболочку (1) и рукоятку (3), удерживая трубку толкателя до тех пор, пока стент (9) не будет полностью установлен, а проксимальные маркеры стента (11) не раскроются.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1. Чрескожное размещение стента должно выполняться в процедурном кабинете для ангиографии под рентгеноскопическим контролем. Диагностическую ангиографию нужно выполнять для оценки степени повреждения и коллатерального кровообращения и измерения длины поврежденной области сосуда и контрольных диаметров сосуда (проксимально и дистально по отношению к повреждению). Подготовка пациента и меры предосторожности для поддержания стерильности должны быть такими же, как и для любой процедуры ангиопластики.

2. Выберите диаметр стента в зависимости от измеренного контрольного диаметра сосуда, пользуясь приведенной ниже таблицей выбора размера стента.

Диаметр стента (мм)	Контрольный диаметр сосуда (мм)
5	3.5-4.5
6	4.5-5.5
7	5.5-6.5
8	6.5-7.5

3. **Выберите длину стента** – измерьте длину поврежденной области сосуда для определения необходимой длины стента. Выберите длину стента, которая позволит его проксимальной и дистальной сторонам полностью покрыть поврежденную область сосуда.

Маркированная длина – это естественная длина стента, являющаяся его минимальной длиной.

а. **Максимальная ограниченная длина** – это длина стента в сосуде с указанным минимальным контрольным диаметром.

б. **Минимальная ограниченная длина** – это длина стента в сосуде с указанным максимальным контрольным диаметром.

Маркированная длина стента (мм)	Максимальная ограниченная длина (мм) По проксимальному установочному маркеру	Минимальная ограниченная длина (мм)
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105
120	132	126
150	165	157
200	210	200

4. Обеспечьте доступ к месту лечения с помощью соответствующего вспомогательного оборудования. Система доставки стента совместима с направляющим катетером размера 2,0 мм (6 френчей) (или больше).

5. Установка соответствующего 0,89 мм (0,035") проволочного направителя для обеспечения доступа катетера или интро-дьюсера через дистальный сегмент пораженного участка.

Для прохождения бифуркации аорты рекомендуется использовать муфту. Рекомендуется ввести пациенту терапевтическую дозу гепарина в целях доведения АСТ (активированного времени свертывания) до значения выше 250.

6. **Предварительно расширьте повреждение** – с помощью стандартных процедур баллонной ангиопластики расширьте повреждение до размера, эквивалентного контрольному диаметру сосуда. Извлеките баллонный катетер из тела пациента, поддерживая доступ к повреждению с помощью проводника.

7. **Подготовьте систему доставки стента**

а. Откройте внешнюю коробку, чтобы достать мешочек, содержащий стент и катетер доставки.

б. После тщательного осмотра мешочка на наличие повреждений стерильного барьера осторожно снимите верхний слой с внешнего мешочка, чтобы его открыть, и извлеките внутренний мешочек. Осторожно снимите верхний слой с внутреннего мешочка, чтобы его открыть, и извлеките подложку с трубкой держателя, который удерживает систему доставки стента. Предупреждение.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если мешочек вскрыт или поврежден.

с. Установите подложку с трубкой держателя на плоской поверхности. Извлеките стент / систему доставки из трубки держателя. Проверьте устройство на наличие повреждений. Если есть подозрения, что стерильность была нарушена или устройство повреждено, не используйте его.

d. Если дистальный наконечник (8) не достигает внешней муфты (1), ослабьте клапан Туохи-Борста (5) на ручке (3) и потяните назад трубку толкателя (2) таким образом, чтобы установить дистальный наконечник (8) во внешнюю муфту (1). Затяните клапан Туохи-Борста поворотом втулки клапана по часовой стрелке.

e. Убедитесь в том, что клапан Туохи-Борста (5) ручки затянут на трубке толкателя (2).

f. С помощью шприца объемом 1-3 мл, промойте внешнюю муфту (1) стерильным гепаринизированным физиологическим раствором через обжимной коннектор (4), расположенный на ручке. Промывайте только до появления нескольких капель физиологического раствора из дистального конца внешней муфты. Для полного промывания системы может потребоваться 2 - 3 промывания с помощью шприца объемом 1 мл.

g. С помощью шприца объемом 3–10 мл промывайте внутренний просвет трубки проводника стерильным гепаринизированным солевым раствором через проксимальную люэровскую втулку (6), прикрепленную к трубке толкателя (2), пока солевой раствор не начнет вытекать из просвета проводника на дистальном конце. Предупреждение. Если внутренний просвет трубки проводника (7) невозможно промыть, не используйте устройство.

8. Введите систему доставки стента

Продвигайте устройство по проводнику и через направляющий катетер к целевому местоположению. Если при введении системы доставки ощущается сопротивление, систему нужно извлечь и использовать вместо нее другую.

9. Под рентгеноскопическим контролем расположите дистальные маркеры стента (10) дистальнее поврежденной области сосуда, а проксимальный установочный маркер (12) – проксимальнее поврежденной области.

10. Выпрямите проксимальную часть системы доставки, насколько возможно, и удерживайте рукоятку в устойчивом положении.

11. Клапан Туохи-Борста (5) на ручке (3) должен быть ослаблен для обеспечения свободного перемещения трубки толкателя (2).

12. Установите стент

a. Установка стента должна выполняться под рентгеноскопическим контролем.

b. Возьмите внешнюю муфту (1) и ручку (3) одной рукой, а трубку толкателя (2) – другой.

c. Переместите внешнюю муфту (1) проксимально относительно трубки толкателя (2), удерживая трубку толкателя (2) в фиксированном положении.

d. Положение системы доставки, возможно, потребует скорректировать, чтобы удержать дистальные маркеры стента (10) в соответствующем местоположении.

e. Как только дистальный конец стента (9) начнет разворачиваться, продолжайте втягивать проксимальную внешнюю муфту (1) и ручку (3), удерживая трубку толкателя

(2) до тех пор, пока стент (9) не будет полностью установлен, а проксимальные маркеры стента (11) не расширятся.

Примечание. Проксимальный установочный маркер (12) может перемещаться во время установки стента и может не совпадать с расположением проксимальных маркеров стента (11) после установки.

f. Если при втягивании внешней муфты (1) ощущается сопротивление, не форсируйте установку стента. Осторожно извлеките изделие, не выполняя установку стента.

13. Под рентгеноскопическим контролем извлеките всю систему доставки как единое целое через проводник из тела пациента, сохраняя неизменным положение проводника. Извлеките устройство для доставки из проводника.

Предупреждение. Не прилагайте усилий при извлечении системы доставки из направляющего катетера / оболочки – если будет ощущаться сопротивление, извлеките оболочку и систему доставки как единое целое.

14. Выполните артериальную ангиографию для проверки полного развертывания. Если стент расширился не полностью в какой-либо точке вдоль повреждения, то по усмотрению врача после установки стента может быть выполнена баллонная дилатация. Извлеките баллон из тела пациента.

15. При клинической необходимости извлеките проводник, оболочку и все прочее вспомогательное оборудование из тела пациента и обеспечьте гемостаз в месте доступа.

ИНФОРМАЦИЯ О МРТ-СОВМЕСТИМОСТИ

Стент **S.M.A.R.T.Flex** был отнесен к категории **МР-совместимых, согласно терминологии**, определенной международным Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM); под наименованием: F2503-05. Стандартная процедура маркировки медицинского оборудования и других предметов по степени безопасности в магнитной резонансной среде. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, 19428.

Доклинические исследования показали, что стент является МР-совместимым. Пациента с этим имплантатом можно безопасно сканировать сразу после размещения устройства при следующих условиях:

Статическое магнитное поле

- Статическое магнитное поле – 3 Тл или 1,5 Тл
- Наивысший пространственный градиент магнитного поля – 720 Гс/см или менее

Нагрев, связанный с МРТ

В доклинических исследованиях образцов размерами 8×150 мм и 8×200 мм на стенте **S.M.A.R.T. Flex** с использованием калориметрии были измерены следующие максимальные повышения температуры и удельная мощность поглощения во время МРТ с 15-минутным сканированием (в импульсном режиме) при параметрах МР-томографов 1,5 Тл/64 МГц (Magnetom, Siemens Medical Solutions, Малверн, Пенсильвания; программное обеспечение Numaris/4, версия Syngo MR 2002B DHHS; с активным экраном; сканер с горизонтальным полем) и 3 Тл/128 МГц (Excite, HDx; программное обеспечение 14X.M5; General Electric Healthcare, Милуоки, Висконсин):

Максимальные измеренные значения	1,5 Тл	3 Тл
Паспортные значения для МР-томографов: удельная мощность поглощения, усредненная по всему телу	3,8 Вт/кг	3,0 Вт/кг
Значения, измеренные калориметрией: удельная мощность поглощения, усредненная по всему телу	3,1 Вт/кг	2,8 Вт/кг
Наивысшее изменение температуры	2,7 °C	4,4 °C

Информация об артефактах

Качество изображения МРТ может ухудшиться, если зона интереса находится в той же зоне, где расположен стент **S.M.A.R.T.R Flex**, или относительно близко к ней. Поэтому может потребоваться оптимизация параметров МРТ, чтобы компенсировать наличие данного устройства. Граница максимального размера артефакта (т.е., как видно при последовательности импульсов градиент-эхо) проходит приблизительно в 10 мм по отношению к размеру и форме этого имплантата.

Импульсный режим	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Размер пробела сигнала	2792 мм ²	102 мм ²	4254 мм ²	302 мм ²
Ориентация плоскости	Параллельная	Перпендикулярная	Параллельная	Перпендикулярная

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

Хотя данное изделие было изготовлено в тщательно контролируемых условиях, компания **Cordis Cashel** не имеет никакого контроля над условиями, при которых используется данный продукт. Поэтому компания **Cordis Cashel** отказывается от всех гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в отношении продукта, включая, среди прочего, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Компания **Cordis Cashel** не несет ответственности перед любым лицом или организацией за любые медицинские расходы или любой прямой, случайный или косвенный ущерб, причиненный любым использованием, дефектом, отказом или неисправностью продукта, вне зависимости от того, основывается ли иск о возмещении таких убытков на гарантии, контракте, правонарушении или ином. Ни одно лицо не имеет полномочий связывать компанию **Cordis Cashel** с какими бы то ни было заверениями или гарантиями в отношении продукта. Исключения и ограничения, изложенные выше, не подразумевают такого толкования и не должны быть истолкованы таким образом, чтобы противоречить обязательным положениям действующего законодательства. Если какая-либо часть или условие этого Отказа от гарантии будут признаны незаконными, неисполнимыми в судебном порядке или противоречащими действующему законодательству судом компетентной юрисдикции, действительность остальных частей этого Отказа от гарантии не должна быть затронута, и все права и обязательства должны истолковываться и применяться, как если бы этот Отказ от гарантии не содержал определенной части или условия, признанных недействительными.

Перевод с английского языка на русский язык

Перевод печатей и штампов на инструкции по применению (Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex)

/на официальном бланке компании/

Кордис Кашел

/подпись/

Подписано от имени Кордис Кашел

Никола Парри

Руководитель отдела качества и нормоконтроля

/подпись/

15 июля 2016 г.

Штамп: ДОЛЬФ МакГРАС

1 Олд Вотерфорд Роуд,

Клонмел,

Графство Типперэри, Ирландия

Государственный нотариус

Графства Типперэри

Полномочия пожизненные

Печать: Дольф МакГрас, Государственный нотариус Графства Типперэри

Штамп: Кордис Кашел,

Кахир Роуд, Кашел,

Графство Типперэри, Ирландия

Регистрационный № 424180

Кордис Кашел, Кашир Роуд, Кашел, Ко., Типеррэри, Ирландия

ИНН: IE 9574526W, Регистрационный № 424180

Перевод выполнен переводчиком

Куриловой Светланой Леонидовной *



Город Москва.

Девятого августа две тысячи шестнадцатого года.

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Куриловой Светланой Леонидовной в моем присутствии. Личность её установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 11-34307

Взыскано госпошлины (по тарифу): 100 рублей

Нотариус:



Всего пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 27 листа (ов)

Нотариус:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the notary G. B. Akimov.



071-00010 Rev 06

Instructions for Use
Cordis S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System

MODE D'EMPLOI
Endoprothèse vasculaire Cordis S.M.A.R.T.® Flex

GEBRAUCHSANWEISUNG
Cordis S.M.A.R.T.® Flex-Stentsystem für Gefäße

ISTRUZIONI PER L'USO
Sistema di stent vascolare Cordis S.M.A.R.T.® Flex

INSTRUCCIONES DE USO
Sistema de stent vascular Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Instruções de Utilização
Sistema de Stent Vascular Cordis S.M.A.R.T.® Flex

GEbruIKSAANWIJZING
Cordis S.M.A.R.T.® Flex stentsysteem voor vasculaire toepassing

Brugsanvisning
Cordis S.M.A.R.T.® Flex vaskulære stentsystem

Käyttöohjeet
Cordis S.M.A.R.T.® Flex -verisuonistenttijärjestelmä

Bruksanvisning
Cordis S.M.A.R.T.® Flex vaskulärt stentsystem

Bruksanvisning
Cordis S.M.A.R.T.® Flex vaskulært stentsystem

Οδηγίες χρήσης
Σύστημα Αγγειακού Στεντ Cordis S.M.A.R.T.® Flex

NÁVOD K POUŽITÍ
Systém vaskulárního stentu Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Használati utasítás
Cordis S.M.A.R.T.® Flex vaskuláris sztentrendszer

SPOSÓB UŻYCIA
System stentów naczyniowych Cordis S.M.A.R.T.® Flex

NÁVOD NA POUŽITIE
Vaskulárny stentovací systém Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Инструкции за употреба
Васкуларна стент система Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Instrucţiuni de utilizare
Sistem Cordis S.M.A.R.T.® Flex cu stent vascular

Kasutusjuhend
Cordis S.M.A.R.T.® Flexi vaskulaarne stentsüsteem

Lietojanas instrukcija
Cordis S.M.A.R.T.® Flex asinsvadu stenta sistēma

Naudojimo instrukcijos
„Cordis S.M.A.R.T.® Flex“ kraujagyslių stentavimo sistema

Kullanma Talimatı
Cordis S.M.A.R.T.® Flex Vasküler Stent Sistemi

Инструкция по применению
Система стентирования сосудов Cordis S.M.A.R.T.® Flex

使用说明
Cordis S.M.A.R.T.® Flex 血管支架系统

使用說明
Cordis S.M.A.R.T.® Flex 血管支架套組

사용 지침
Cordis S.M.A.R.T.® Flex 혈관 스텐트 시스템

คำแนะนำการใช้งาน
ชุดขดลวดฝังขยายหลอดเลือด Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Petunjuk Penggunaan
Sistem Penyangga Vaskuler Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Upute za upotrebu
Sustav za primjenu vaskularnog stenta Cordis S.M.A.R.T.® Flex

Navodila za uporabo
Sistem vaskularnega stenta Cordis S.M.A.R.T.® Flex

DOLPH McGRATH,
1, Old Waterford Road,
Cionmel,
CO. TIPPERARY, IRELAND
Notary Public for the
County of Tipperary.
Commissioned for Life.

Dolph McGrath
25th July 2016

Nicola Parry
Signed on behalf of Cordis Cashel
Nicola Parry
QA/RA Lead




CE
0086

Cordis Cashel,
Cahir Road, Cashel,
Co. Tipperary, Ireland.
Registration No. 424180

English	Page	05
Français	Page	05
Deutsch	Seite	06
Italiano	Pagina	07
Español	Página	08
Português	Página	09
Nederlands	Pagina	09
Dansk	Side	10
Suomi	Sivu	11
Svenska	Sida	12
Norsk	Side	13
Ελληνικά	σελίδα	13
Čeština	Strana	14
Magyar	Oldal	15
Polski	Strona	16
Slovensky	Strana	17
Български	Страница	17
Romana	Pagina	18
Eesti	Lk	19
Latviešu	lpp	20
Lietuvių k	p	20
Türkçe	Sayfa	21
Русский	Страница	22
한국어	페이지	23
繁體中文	頁碼	24
한국어	페이지	24
ગુજરાતી	પૃષ્ઠા	25
Bahasa Indonesia	Halaman	26
Hrvatski	Stranica	27
Slovenščina	Stran	28

[illegible]

Figure 1 - S.M.A.R.T.® Flex 血管支架系統 / 図 1 - S.M.A.R.T.® Flex 血管支架系統 / 그림 1 - S.M.A.R.T.® 플렉스 혈관 스텐트 시스템 / รูปที่ 1 - ระบบหลอดเลือด S.M.A.R.T.® Flex / Gambar 1 - S.M.A.R.T.® Flex Vascular Stent System / Slika 1 - Sustav vaskularnog stenta S.M.A.R.T.® Flex / Slika 1 - Sistem žilnega stenta S.M.A.R.T.® Flex



- [illegible]

English

Sterile: Sterilized by ethylene oxide.

Do not resterilize - single use only. Re-use may increase the risk of injury, inadequate performance, and infection.

These recommendations are designed to serve only as a general guideline. They are not intended to supersede institutional protocols or professional clinical judgment concerning patient care.

DEVICE DESCRIPTION

The **S.M.A.R.T.® Flex** Vascular Stent System is a self-expanding stent (**S.M.A.R.T.® Flex Stent**) pre-mounted and delivered with a simple retractable sheath over-the-wire delivery system. The **S.M.A.R.T.® Flex Stent** is a fully connected stent made from superelastic nitinol tubing and is constructed through the integration of helically wound struts with helical flexible coils. Both the strut elements and the helical coils provide radial stiffness and an expansion mechanism. The **S.M.A.R.T.® Flex Stent** is very flexible and will conform with minimal to no fish scaling. Upon deployment, the stent achieves its predetermined diameter and exerts a constant, gentle outward force to maintain an unobstructed lumen.

INDICATIONS FOR USE

The **S.M.A.R.T.® Flex Stent** is intended for use in the common and external iliac arteries to improve luminal diameters in patients with symptomatic vascular stenotic and/or occlusive diseases.

CONTRAINDICATIONS

- Inability to tolerate antithrombotic or antiplatelet therapies
- Pregnancy
- Hypercoagulable state
- Not intended for use in lesions that cannot be pre-dilated
- Not intended for use in a perforated vessel

WARNINGS

- Persons allergic to nitinol (nickel titanium) may suffer an allergic reaction to this implant.
- Appropriate antiplatelet/anticoagulant therapy should be administered pre and post procedure.
- The long term outcome following repeat dilation of endothelialized stents is unknown at present.
- When multiple stents are used resulting in stent-to-stent contact, they should be of similar composition

PRECAUTIONS

- This product should only be used by physicians trained and experienced in diagnostic and interventional vascular techniques. Standard techniques for interventional vascular procedures should be employed.
- Use of the **S.M.A.R.T.® Flex** Vascular Stent System requires fluoroscopic control.
- Do not use power injection systems with the delivery system.
- Use in patients with a history of contrast sensitivity is not recommended unless the patient can be adequately pre-medicated.
- The effect of heating in the MRI environment for overlapping stents or stents with fractured struts is not known.
- Safety and effectiveness has not been demonstrated in:
 - Lesions that are either totally or densely calcified
 - Pediatric patients

System Handling - Precautions

- Do not attempt to remove the stent from the delivery system before use.
- Store at ambient room conditions out of direct sunlight.
- Do not use beyond the "Use By" date.
- Do not use if the system appears to be damaged.
- Do not expose the delivery system to organic solvents.
- Do not use if the outer sheath of the device cannot be flushed.
- Do not use if the inner lumen of the guidewire tube cannot be flushed.

Stent Placement - Precautions

- Use caution when crossing a deployed stent with any adjunct device.
- If resistance is encountered at any time during the insertion procedure, do not force passage. Resistance may cause damage to stent or system.
- If resistance occurs during movement through the sheath, carefully withdraw the stent system.
- Once stent deployment has begun, the stent must be fully deployed. The system is not designed for stent repositioning or recapturing.
- If resistance is felt when initially retracting the outer deployment sheath, do not force deployment. Carefully withdraw the stent system without deploying the stent.

POTENTIAL ADVERSE EVENTS Potential hazards and side effects include, but are not limited to:

- Abrupt stent closure
- Allergic reaction to nitinol
- Angina/coronary ischemia
- Aneurysm or Pseudoaneurysm in vessel or vessel access site
- Arrhythmia
- Atheroembolization (Blue Toe Syndrome)
- AV Fistula formation
- Death
- Embolization (air, plaque, thrombus, device or other)
- Fever
- Hematoma/Hemorrhage
- Hypotension/hypertension
- Infection and/or pain at the access site
- Infection secondary to contamination of the stent may lead to sepsis and hemodynamic instability
- Intimal injury/dissection
- Ischemia requiring intervention (bypass or amputation of toe, foot or leg)
- Limb loss
- Myocardial infarction (MI)
- Overstretching the artery may result in rupture
- Renal insufficiency or failure
- Restenosis of the stented segment
- Septicemia/bacteremia
- Stent malapposition/migration
- Stent structure fracture
- Stroke
- Thrombosis/thrombus
- Tissue necrosis
- Vasospasm
- Vessel perforation or rupture
- Worsened claudication/rest pain

MRI COMPATIBILITY INFORMATION

Non-clinical testing demonstrated that the IMPLANT is **MR Conditional**. A patient with this implant can be scanned safely immediately after placement under the following conditions:

- Normal operating mode of the MR system and use of whole body transmit coil.
- Maximum time for WB-SAR scan 15 min.
- 1.5-Tesla/64-MHz MR System reported whole body average SAR value of 3.8-W/kg was associated with a calculated whole body average SAR value of 3.1-W/kg
- 3-Tesla/128-MHz MR System reported whole body average SAR value of 3.0-W/kg was associated with a calculated whole body average SAR value of 2.8-W/kg
- Static magnetic field of 3-Tesla or 1.5-Tesla
- Spatial gradient magnetic field of 720-Gauss/cm or less

MRI-Related Heating

In non-clinical testing, the IMPLANT produced the following temperature rises during MRI performed for 15-min in 1.5-Tesla (1.5-Tesla/64-MHz, Magnetom; Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris4, Version Syngo MR 2002B DHHS) and 3-Tesla (3-Tesla/128-MHz, Excite, Software G3.0-0528, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR systems, as follows:

Highest Temperature Change	MRI Condition	Stent Configuration
+2.4°C	1.5-T/64-MHz	Single 10mm X 100mm
+3.5°C	3-T/128-MHz	Single 10mm X 100mm

Therefore, the MRI-related heating experiments for the IMPLANT at 1.5- and 3-Tesla using a transmit/receive RF body coil of MR system reported whole body averaged SARs of 3.8-W/kg (i.e., associated with a calorimetry value of 3.1-W/kg) and 3.0-W/kg (i.e., associated with a calorimetry value of 2.8-W/kg), respectively, indicated that the greatest amount of heating that occurred in association with these specific conditions was equal to or less than 3.5°C in the maximum size 10mm x 100mm single stent configuration. The effect of heating in the MRI environment for overlapping stents or stents with fractures is not known.

Artifact Information

MR image quality may be compromised if the area of interest is in the exact same area or relatively close to the position of the IMPLANT. Therefore, optimization of MR imaging parameters to compensate for the presence of this implant may be necessary.

Dimensions: IMPLANT, 8mm diameter, 150mm length

Pulse Sequence	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Signal Void Size	1,585 mm ²	76 mm ²	1,870 mm ²	95 mm ²
Plane Orientation	Parallel	Perpendicular	Parallel	Perpendicular

- The percutaneous placement of the stent should be done in an angiography procedure room under fluoroscopic guidance. Diagnostic angiography should be performed to map out the extent of the lesion and the collateral flow and measure the length of the target lesion and diameters of the reference vessel (proximal and distal to the lesion). Patient preparation and sterile precautions should be the same as for any angioplasty procedure.
- Select a stent size diameter according to the reference vessel diameter measured and the stent size selection table below.

Stent Diameter (mm)	Reference Vessel Diameter (mm)
	7.5-8.5
10	8.5-9.5

- Measure the length of the target lesion to determine the length of stent required. Select a stent length that allows for the proximal and distal aspects of the stent to cover the entire target lesion.
 - The **Maximum Constrained Length** is the length of the stent in the smallest indicated reference vessel diameter.
 - The **Minimum Constrained Length** is the length of the stent in the largest indicated reference vessel diameter.

Labeled Stent Length (mm)	Maximum Constrained Length (mm)	Minimum Constrained Length (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Access the treatment site utilizing the appropriate accessory equipment. The stent delivery system is compatible with a 6Fr (or larger) introducer sheath.
- Using a 6Fr (or larger) introducer sheath, introduce an appropriate .035" guidewire through the access catheter or introducer across the distal segment of the target lesion. It is recommended to use a sheath to cross over the aortic bifurcation. It is recommended that the patient will receive a therapeutic dose of heparin such that the ACT is greater than 250.
- Pre-dilate the lesion:** Using standard balloon angioplasty techniques dilate the lesion minimally to a size equivalent to the reference vessel diameter up to the labeled stent size. Remove the balloon catheter from the patient maintaining lesion access with the guidewire.
- Prepare the stent delivery system:**
 - Open the outer box to reveal the pouch containing the stent and delivery catheter.
 - After careful inspection of the pouch, looking for damage to the sterile barrier, carefully peel open the outer pouch and extract the inner pouch. Carefully peel open the inner pouch and remove the backboard with carrier tube which holds the stent delivery system. **Warning: DO NOT use if either the inner or outer pouch is opened or damaged.**

- Set the backboard with carrier tube on a flat surface.

Remove the stent/delivery system from the carrier tube. Examine the device for damage. If it is suspected that the stent has been compromised or the device is damaged, do not use the device.

- If the distal tip (8) is not seated in the outer sheath (1), loosen the Tuohy Bort valve (5) on the handle (3) and retract the pusher tube (2) such that the distal tip (8) will seat in the outer sheath (1). Tighten the Tuohy Bort valve by rotating the valve hub clockwise.
- Check to ensure that the Tuohy Bort valve (5) on the handle is tightened on the pusher tube (2) to prevent premature stent deployment and leakage during flushing.
- Use a 1-3 cc syringe to flush the outer sheath (1) with sterile heparinized saline through the female luer (4) on the handle. Flush until only a few drops of saline exit the distal end of the outer sheath. Complete system flushing may require 2-3 flushings with a 1cc syringe. **Warning: If the outer sheath (1) cannot be flushed do not use the device.**
- Use a 3-10 cc syringe to flush the inner lumen of the guidewire tube with sterile heparinized saline through the proximal luer hub (6) attached to the pusher tube (2), until saline flows out of the guidewire lumen at the distal tip. **Warning: If the inner lumen of the guidewire tube (7) cannot be flushed do not use the device.**

- Introduce the stent delivery system:** Advance the device over the guidewire and through the introducer to the target site. If resistance is met during delivery system introduction, the system should be withdrawn and another system used.

- Under fluoroscopic guidance, position the distal stent markers (10) distal to the target lesion and proximal placement marker (12) proximal to the target lesion.

- Straighten the proximal part of the delivery system to remove as much slack as possible and keep the handle in a stable position.

- The Tuohy Bort valve (5) on the handle (3) must be loosened to allow free movement of the pusher tube (2).

- Deploy the stent:**

- Stent deployment must be performed under fluoroscopic guidance.
- Grip the outer sheath (1) and handle (3) with one hand and the pusher tube (2) with the other.
- Move the outer sheath (1) proximally relative to the pusher tube (2), while holding the pusher tube (2) in a fixed position. **Warning: Do not move pusher tube (2) in distal direction to facilitate deployment.**
- The position of the delivery system may need to be adjusted to keep the distal stent markers (10) at the appropriate location.
- Once the distal end of the stent (9) starts to deploy continue to retract the proximal outer sheath (1) and handle (3) while holding the pusher tube (2) still until the stent (9) is fully deployed and the proximal stent markers (11) have expanded.

Note: The proximal placement marker (12) may move during the stent deployment and may not coincide with the location of the proximal stent markers (11) after deployment.

- If resistance is felt during retraction of the outer sheath (1), do not force deployment. Carefully withdraw the stent system without deploying the stent.

- Under fluoroscopic guidance, withdraw the entire delivery system over the guidewire as one unit, while keeping the guidewire in position and out of the body. Remove the delivery device from the guidewire.

Warning: Do not forcefully remove delivery system from introducer/sheath - if resistance is met, remove sheath and delivery system as a unit.

- Perform an arterial angiogram to verify full deployment. If incomplete expansion exists within the stent at any point along the lesion, post deployment balloon dilation can be performed at the discretion of the physician. Remove the balloon from the patient.

Warning: Do not attempt to reposition stent after start of deployment.

- When clinically appropriate, remove the guidewire, sheath, and any other accessory equipment from the body and achieve hemostasis at the access site.

Patient Materials

Designed for the patient to carry in their wallet for reference along with their healthcare cards. This patient information card provides information pertaining to the stent including the model and lot number of the stent, the date of the procedure, and the location of the stent in their leg. The card also provides manufacturing information and MR Conditions.

WARRANTY DISCLAIMER

Although this product has been manufactured under carefully controlled conditions, **Cordis Cashel** has no control over the conditions under which this product is used. **Cordis Cashel** therefore disclaims all warranties, both express and implied, with respect to the product including, but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. **Cordis Cashel** shall not be liable to any person or entity for any medical expenses or any direct, incidental or consequential damages caused by any use, defect, failure or malfunction of the product, whether a claim for such damages is based upon warranty, contract, tort or otherwise. No person has any authority to bind **Cordis Cashel** to any representation or warranty with respect to the product. The exclusions and limitations set out above are not intended to, and should not be construed so as to contravene mandatory provisions of applicable law. If any part or term of this Disclaimer of Warranty is held to be illegal, unenforceable or in conflict with applicable law by a court of competent jurisdiction, the validity of the remaining portions of this Disclaimer of Warranty shall not be affected, and all rights and obligations shall be construed and enforced as if this Disclaimer of Warranty did not contain the particular part or term held to be invalid.

Français

Sterile: stérilisé à l'oxyde d'éthylène gazeux.

Ne pas resteriliser - À usage unique exclusivement. Une réutilisation peut accroître le risque de lésion corporelle, d'efficacité insuffisante et d'infection.

Ces recommandations sont prévues pour donner des lignes directrices d'ordre général. Elles ne doivent en aucun cas remplacer les protocoles hospitaliers ou le discernement clinique professionnel en termes de soins aux patients.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le système d'endoprothèse vasculaire **S.M.A.R.T.® Flex** est une endoprothèse auto-expansible (l'endoprothèse **S.M.A.R.T.® Flex**, préalablement montée et fournie avec un système d'introduction sur guide à simple gaine rétractable. L'endoprothèse **S.M.A.R.T.® Flex** est une endoprothèse entièrement connectée fabriquée à partir d'une tubulure en nitinol très élastique intégrant un treillage à enroulement hélicoïdal avec des spires hélicoïdales souples. Tant les éléments de l'entretoise que les spires hélicoïdales confèrent une rigidité radiale et fournissent un mécanisme d'expansion. L'endoprothèse **S.M.A.R.T.® Flex** est très souple et se conforme avec une décohésion nulle ou minime. Lors de son déploiement, l'endoprothèse atteint son diamètre prédéfini et exerce une force constante et délicate vers l'extérieur pour que la lumière restreinte ouverte reste obstruée.

INDICATIONS

L'endoprothèse **S.M.A.R.T.® Flex** est prévue pour une utilisation dans les artères iliaques externe et primitive en vue d'augmenter le diamètre de la lumière chez des patients atteints de maladies symptomatiques avec sténose et/ou occlusion vasculaire.

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance aux traitements antithrombotiques ou antiplaquettaires
- Grossesse
- État hypercoagulable
- Non prévue pour une utilisation dans des lésions ne pouvant pas être préalablement dilatées
- Non prévue pas prévue pour une utilisation dans un vaisseau perforé.

AVERTISSEMENT

- Les personnes allergiques au nitinol (alliage nickel-titane) peuvent souffrir d'une réaction allergique à cet implant.
- Il convient d'administrer au patient un traitement anticoagulant/antiplaquettaire adéquat avant et après la procédure.
- Le résultat à long terme d'une dilatation répétée d'endoprothèses endothélialisées est inconnu à ce jour.
- En cas d'utilisation de plusieurs endoprothèses entrant en contact les unes avec les autres, celles-ci doivent être de composition similaire.

PRÉCAUTIONS

- Ce produit ne doit être utilisé que par des médecins formés et expérimentés connaissant les techniques vasculaires interventionnelles et diagnostiques. Il convient de suivre des techniques standard de procédures vasculaires interventionnelles.
- L'utilisation du système d'endoprothèse vasculaire **S.M.A.R.T.® Flex** nécessite une surveillance radioscopique.
- Ne pas utiliser de système d'injection sous pression avec le système d'introduction.
- L'utilisation chez des patients ayant des antécédents de sensibilité au produit de contraste n'est pas recommandée, sauf si le patient peut préalablement être médicamenté de manière adéquate.
- L'effet d'un réchauffement dans un environnement d'IRM sur des endoprothèses superposées ou des endoprothèses comportant un treillage fractionné n'est pas connu.
- La sécurité et l'efficacité n'ont pas été démontrées dans les situations suivantes:
 - lésions entièrement ou densément calcifiées;
 - patients pédiatriques.

Manipulation du système - Précautions

- Ne pas essayer de retirer l'endoprothèse du système d'introduction avant utilisation.
- Conserver à température ambiante et à l'abri du soleil.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Ne pas utiliser si le système semble endommagé.
- Ne pas exposer le système d'introduction à des solvants organiques.
- Ne pas utiliser si la gaine externe du dispositif ne peut pas être rincée.
- Ne pas utiliser si la lumière interne du tube de guide ne peut pas être rincée.

Mise en place de l'endoprothèse - Précautions

- La prudence est de mise lors du passage d'un dispositif annexé dans une endoprothèse déployée.
- Ne jamais forcer le passage en cas de résistance pendant la procédure d'introduction. La résistance risque d'endommager l'endoprothèse ou le système.
- En cas de résistance au déplacement dans la gaine, retirer délicatement le système d'endoprothèse.
- Lorsque le déploiement a été amorcé, l'endoprothèse doit être entièrement déployée. Le système n'est pas prévu pour un repositionnement ou une reprise de l'endoprothèse.
- Ne pas forcer le déploiement en cas de résistance au moment de rétracter initialement la gaine de déploiement externe. Retirer délicatement le système d'endoprothèse sans déployer l'endoprothèse.

ÉVÉNEMENTS INÉVITABLES POSSIBLES

- Les risques et effets indésirables potentiels incluent, notamment:
 - occlusion soudaine de l'endoprothèse
 - Réaction allergique au nitinol
 - Angor/ischémie coronarienne
 - Anévrisme ou pseudo-anévrisme d'un vaisseau ou d'un site d'accès à un vaisseau
 - Arrythmie
 - Athéro-embolie (syndrome des orteils bleus)
 - Formation d'une fistule AV
 - Décès
 - Embolisation (air, plaque, thrombus, dispositif ou autre)
 - Fièvre
 - Hématome/hémorragie
 - Hypertension/hypertension

- Infection et/ou douleur au site d'accès
- Infection secondaire à une contamination de l'endoprothèse pouvant conduire à une septicémie et une instabilité hémodynamique
- Lésion/disséction intinale
- Ischémie nécessitant une intervention (pontage ou amputation d'un orteil, d'un pied ou d'une jambe)
- Perte d'un membre
- Infarctus du myocarde (IM)
- Etirement excessif de l'artère pouvant produire une rupture
- Insuffisance ou défaillance rénale
- Resténose du segment comportant l'endoprothèse
- Septicémie/bactériémie
- Mauvaise position/migration de l'endoprothèse
- Rupture de la structure de l'endoprothèse
- AVC
- Thrombose/thrombus
- Nécrose tissulaire
- Spasme vasculaire
- Perforation ou rupture du vaisseau
- Aggravation de la claudication/douleur au repos

INFORMATIONS RELATIVES À LA COMPATIBILITÉ AVEC L'IRM

Des essais non cliniques ont montré que l'IMPLANT est compatible sous réserve avec la résonance magnétique. Un patient portant cet implant peut subir un examen IRM en toute sécurité immédiatement après la pose, dans les conditions suivantes :

- Mode de fonctionnement normal du système de RM et utilisation d'une antenne d'émission à corps entier.
- Temps maximum pour un examen WB-SAR : 15 min
- Une valeur de SAR moyenne corps entier signalée pour un système de RM de 1,5 Tesla/64 MHz de 3,8 W/kg a été associée à une valeur de SAR moyenne corps entier calculée de 3,1 W/kg
- Une valeur de SAR moyenne corps entier signalée pour un système de RM de 3 Tesla/128 MHz de 3,0 W/kg a été associée à une valeur de SAR moyenne corps entier calculée de 2,8 W/kg
- Champ magnétique statique de 3 Tesla ou 1,5 Tesla.
- Champ magnétique à gradient spatial de 720 gauss/cm ou moins.

Rechauffement à l'IRM

Lors d'essais non cliniques, l'IMPLANT a généré des élévations de température sous-jacentes pendant des IRM réalisées pendant 15 min dans des systèmes de RM de 1,5 Tesla (Magnetom 1,5 Tesla/64 MHz, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, logix et Numaris/4, Version Syngo MR 2002/ DHHS) et 3 Tesla (Excite, 3 Tesla/128 MHz, logiciel G3.0-0520, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI).

Changement de température le plus élevé	Conditions IRM	Configuration de l'endoprothèse
+2,4 °C	1,5 T/64 MHz	Unique 10 mm X 100 mm
+3,5 °C	3 T/128 MHz	Unique 10 mm X 100 mm

Par conséquent, les expériences sur le réchauffement liés à l'IRM de l'IMPLANT sont de 1,5 et 3 Tesla avec une antenne corps émettrice/réceptrice de RF d'un système de RM signalant des SAR moyennes corps entier de 3,8 W/kg (c.-à-d. pour une valeur calorimétrique de 3,1 W/kg) et de 3,0 W/kg (c.-à-d. pour une valeur calorimétrique de 2,8 W/kg) respectivement ont démontré que l'amplitude du réchauffement survenu dans ces conditions données était inférieure ou égale à 3,5 °C dans la configuration d'endoprothèse unique de taille maximale de 10 mm X 100 mm. L'effet d'un réchauffement dans un environnement d'IRM sur des endoprothèses superposées ou sur des endoprothèses comportant des fractures n'est pas connu.

Informations sur l'artefact

La qualité de l'image de RM peut être compromise si la région d'intérêt est exactement la même que celle où se trouve l'IMPLANT ou proche de ce dernier. Il peut donc être nécessaire d'adapter les paramètres de l'imagerie par RM pour tenir compte de la présence de cet implant.

Dimensions : IMPLANT, 8 mm de diamètre, 150 mm de long

Séquence d'impulsions	T1 SE	T1-SE	GRE	GRE
Taille d'absence de signal	1 585	76 mm²	1 870	95 mm²
Orientation des plans	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire

- La mise en place percutanée de l'endoprothèse doit être réalisée dans une salle d'angiographie sous guidage radioscopique. Il convient de réaliser une angiographie de diagnostic pour évaluer l'ampleur de la lésion et le flux collatéral et pour mesurer la longueur de la lésion cible ainsi que les diamètres du vaisseau de référence (en amont et en aval de la lésion). La préparation du patient et les précautions d'asepsie sont identiques à celles d'une angioplastie.
- Choisir le diamètre de l'endoprothèse en fonction du diamètre mesuré du vaisseau de référence à l'aide du tableau de sélection ci-dessous.

Diamètre de l'endoprothèse (mm)	Diamètre du vaisseau de référence (mm)
9	7,5-8,5
10	8,5-9,5

- Mesurer la longueur de la lésion cible pour déterminer la longueur nécessaire de l'endoprothèse. Choisir une longueur d'endoprothèse de manière à ce que ses parties proximale et distale couvrent l'ensemble de la lésion cible.
 - La longueur restreinte maximale est la longueur de l'endoprothèse dans le diamètre le plus petit du vaisseau de référence.
 - La longueur restreinte minimale est la longueur de l'endoprothèse dans le diamètre le plus grand du vaisseau de référence.

Longueur nominale de l'endoprothèse (mm)	Longueur restreinte maximale (mm)	Longueur restreinte minimale (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Accéder au site de traitement avec l'équipement accessoire approprié. Le système d'introduction d'endoprothèse est compatible avec une gaine d'introduction de 6 Fr (ou plus).
- Avec une gaine d'introduction de 6 Fr (ou plus), introduire un guide de 0,035 po adapté dans le cathéter d'accès ou l'introduit dans la partie distale de la lésion cible. Il est préconisé d'utiliser une gaine pour franchir la fourche aortique. Il est préconisé d'administrer au patient une dose thérapeutique d'héparine pour amener le TACT au-dessus de 250.
- Predilatation de la lésion :** en suivant des techniques classiques d'angioplastie par ballonnet, dilater la lésion jusqu'à obtention d'un diamètre égal à au moins celui du vaisseau de référence et au maximum au diamètre nominal de l'endoprothèse. Retirer le cathéter à ballonnet du patient en conservant l'accès à la lésion à l'aide du guide.
- Préparation du système d'introduction de l'endoprothèse :**
 - Ouvrir la boîte d'emballage pour accéder à la pochette contenant l'endoprothèse et le cathète de pose.
 - Après inspection approfondie de la pochette à la recherche d'une éventuelle rupture de la barrière stérile, ouvrir délicatement la pochette extérieure et sortir la pochette intérieure. Ouvrir délicatement la pochette intérieure et sortir le support avec le tube qui contient le système d'introduction de l'endoprothèse.

Avvertissement : NE PAS utiliser si la pochette interne ou externe a été ouverte ou endommagée.

- Poser le support avec le tube sur une surface plane. Sortir l'endoprothèse du système d'introduction du tube. Examiner le dispositif à la recherche d'éventuels dommages. En cas de suspicion de perte de la stérilité ou de dommages sur le dispositif, ne pas utiliser ce dernier.
- Si l'extrémité distale (8) n'est pas en place dans la gaine externe (1), desserrer la valve Tuohy Bort (5) sur la poignée (3) et rétracter le tube poussoir (2) de sorte que l'extrémité distale (8) se mette en place dans la gaine externe (1). Serrer la valve Tuohy Bort en faisant tourner son bouton dans le sens horaire.
- Vérifier que la valve Tuohy Bort (5) sur la poignée (3) est serrée sur le tube poussoir (2) pour éviter un déploiement prématuré de l'endoprothèse et une fuite au moment du rinçage.
- Rincer la gaine externe (1) avec une seringue de 1 à 3 mL de solution saline stérile héparinée par le raccord Luer femelle (4) de la poignée. Rincer jusqu'à ce que seulement quelques gouttes de solution saline s'écoulent de l'extrémité distale de la gaine externe. Le rinçage total du système peut nécessiter 2 à 3 rinçages avec une seringue de 1 mL. **Avvertissement : ne pas utiliser le dispositif si la gaine externe (1) ne peut pas être rincée.**
- Avec une seringue de 3 à 10 mL, pour rincer la lumière interne du tube du guide avec une solution saline héparinée par le raccord Luer proximal (2) du tube poussoir (2), jusqu'à ce que la solution saline s'écoule de la lumière du guide à l'extrémité distale. **Avvertissement : ne pas utiliser le dispositif si la lumière interne du tube du guide (7) ne peut pas être rincée.**

8. Introduction du système d'introduction de l'endoprothèse

- faire avancer le dispositif au-dessus du guide et dans l'introduit jusqu'à son site cible. En cas de résistance lors de l'introduction du système d'introduction, retirez le système et utilisez un autre.
- Sous guidage radioscopique, placer les repères distaux de l'endoprothèse (10) en aval de la lésion cible et le repère d'emplacement proximal (12) en amont de la lésion cible.
- Redresser la partie proximale du système d'introduction pour supprimer le plus possible le mou et garder la poignée dans une position stable.
- La valve Tuohy Bort (5) sur la poignée (3) doit être desserrée pour permettre au tube poussoir (2) de bouger librement.

12. Déploiement de l'endoprothèse

- Le déploiement doit être réalisé sous guidage radioscopique.
- Saisir la gaine externe (1) et la poignée (3) d'une main et le tube poussoir (2) de l'autre.
- Déplacer la gaine externe (1) en amont du tube poussoir (2) sans déplacer ce dernier.
- Avvertissement : ne pas déplacer le tube poussoir (2) en aval pour faciliter le déploiement.**
- Il peut être nécessaire d'ajuster la position du système d'introduction afin de maintenir les repères distaux (10) de l'endoprothèse à leur emplacement approprié.
- Lorsque l'extrémité distale de l'endoprothèse (9) commence à se déployer, continuer à rétracter la gaine externe proximale (1) et la poignée (3) tout en gardant le tube poussoir (2) immobile jusqu'à ce que l'endoprothèse (9) soit entièrement déployée et que les repères proximaux de l'endoprothèse (11) soient en expansion.

Remarque : le repère de l'emplacement proximal (12) peut se déplacer pendant le déploiement de l'endoprothèse et ne pas coïncider avec l'emplacement des repères proximaux de l'endoprothèse (11) après le déploiement.

- Ne pas forcer le déploiement en cas de résistance au moment du retrait de la gaine externe (1). Retirer délicatement le système d'endoprothèse sans déployer l'endoprothèse.
- Sous guidage radioscopique, retirer l'ensemble du système d'introduction en un seul morceau au-dessus du guide, tout en gardant le guide en place en dehors du corps. Retirer le dispositif d'introduction du guide. **Avvertissement : ne pas employer de force lors du retrait du système d'introduction de l'introduit/ de la gaine. En cas de résistance, retirer la gaine et le système d'introduction ensemble.**

- Réaliser un angiogramme artériel pour vérifier le déploiement total. Si l'expansion n'est pas complète à un point de la lésion, il est possible de réaliser une dilatation post-déploiement par ballonnet à la discrétion du médecin. Retirer le ballonnet du patient.

Avvertissement : ne pas essayer de repositionner l'endoprothèse une fois le déploiement commencé.

- Lorsque cliniquement indiqué, retirer le guide, la gaine et tout autre matériel accessoire du patient et réaliser l'hémostase du site d'accès.

Documents pour le patient

Ce document est prévu pour que le patient l'inclue dans son portefeuille, avec ses cartes de santé. Cette carte d'informations du patient comporte des informations relatives à l'endoprothèse, notamment son modèle et son numéro de lot, la date de l'intervention et l'emplacement de l'endoprothèse dans la jambe. Elle fournit aussi des informations relatives à sa fabrication et aux conditions de RM.

EXONÉRATION DE GARANTIE

Même si ce produit a été fabriqué dans des conditions soigneusement contrôlées, Cordis Cashel ne peut en aucun cas contrôler les conditions d'utilisation de ce produit. Cordis Cashel rejette par conséquent toute garantie, explicite ou implicite, se rapportant au produit, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. Cordis Cashel ne pourra être tenu responsable par une personne ou une entité de toute dépense médicale ou tout dommage, qu'il soit direct, indirect ou consécutif résultant de l'utilisation, d'un défaut, d'une défaillance ou d'un dysfonctionnement du produit, que la revendication de ces dommages soit fondée sur la garantie, le contrat, un delit ou autre. Personne n'a autorité pour lier Cordis Cashel à des propositions ou garanties relatives au produit. Les exclusions et limites définies ci-dessus ne sont pas destinées à être contraignantes aux dispositions impératives de la loi en vigueur et ne doivent pas être interprétées comme telles. Si une partie ou une condition de cette exonération de garantie est considérée par un tribunal de juridiction compétente comme illégale, inexécutable ou en conflit avec la loi en vigueur, la validité de la partie restante de l'exonération de garantie ne sera pas affectée et tous les droits et obligations seront interprétés et exécutés comme si cette exonération de garantie ne contenait pas la partie ou la condition particulière considérée comme non valide.

Deutsch

Stéril: Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.

Einmalgebrauch - nicht erneut sterilisieren.

Wiederverwendung kann das Risiko für Verletzungen, mangelhafte Leistung und Infektionen erhöhen.

Diese Empfehlungen sind lediglich dazu gedacht, als allgemeine Leitlinie zu dienen. Sie sind nicht dazu vorgesehen, Vorrang vor institutionellen Protokollen oder dem professionellen klinischen Urteilsvorgang bezüglich der Versorgung von Patienten zu haben.

BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNG

Der S.M.A.R.T.® Flex Stentsystem für Gefäße ist ein selbstexpandierender Stent (S.M.A.R.T.® Flex-Stent), der auf einem führungsdrahtgebundenen Applikationssystem mit einfacher Rückziehhülse vormontiert ist. Der S.M.A.R.T.® Flex-Stent ist eine vollständig verbundene Stentrohre aus superelastischem Nitinolrohr und besteht aus einer Kombination aus spiralförmigen Streben mit flexiblen Spiralen. Sowohl die Streben als auch die Spiralen sorgen für radiale Steifigkeit und einen Expansionsmechanismus. Der S.M.A.R.T.® Flex-Stent ist sehr flexibel und passt sich ohne Kraft an ein unbefestigtes Lumen zu erhalten.

INDIKATIONEN

Der S.M.A.R.T.® Flex-Stent ist zum Einsatz in der Arteria iliaca communis und der Arteria iliaca externa vorgesehen, um den Gefäßlumen durchmesser bei Patienten mit symptomatischer Gefäßstenose und/oder Gefäßokklusion zu erweitern.

KONTRAINDIKATIONEN

- Unverträglichkeit gegenüber Antithrombotika oder Thrombozytenaggregationshemmern
- Schwangerschaft
- Hyperkoagulämie
- Nicht zum Einsatz bei Läsionen vorgesehen, die nicht vorerweitert werden können
- Nicht zum Einsatz in perforierten Gefäßen vorgesehen.

WARNHINWEISE

- Personen mit einer Allergie gegen Nitinol (Nickel-Titan) können eine allergische Reaktion auf dieses Implantat erleiden.
- Vor und nach dem Eingriff sollten geeignete aggregationshemmende bzw. gerinnungshemmende Medikamente verabreicht werden.
- Die langfristigen Ergebnisse bei wiederholter Dilatation endovaskulärer Stents sind derzeit unbekannt.
- Wenn mehrere Stents verwendet werden und dies dazu führt, dass Stents untereinander in Kontakt stehen, sollten sie aus einem ähnlichen Material bestehen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Diese Produkt sollte nur von Ärzten verwendet werden, die in diagnostischen und interventionellen Gefäßverfahren geschult und erfahren sind. Standardverfahren für interventionelle Gefäßeingriffe sind zu befolgen.
- Das S.M.A.R.T.® Flex-Stentsystem für Gefäße darf nur unter Röntgenkontrolle eingesetzt werden.
- Das Applikationssystem ist nicht in Verbindung mit elektrisch angetriebenen Injektionssystemen zu verwenden.
- Von der Anwendung bei Patienten, bei denen es in der Vergangenheit zu Überempfindlichkeitsreaktionen auf Kontrastmittel gekommen ist, wird abgesehen, außer wenn der Patient auf geeignete Weise medikamentös vorbereitet werden kann.
- Die Erwärmungswirkung unter MRI von überlappenden Stents oder Stents mit gebrochenen Streben ist unbekannt.

- In den folgenden Fällen konnte die Sicherheit und Wirksamkeit nicht belegt werden:
 - Vollständig oder nicht kalzifizierte Läsionen
 - Padiatriepatienten

Umgang mit dem System - Vorsichtsmaßnahmen

- Der Stent darf vor Gebrauch nicht vom Applikationssystem abgenommen werden.
- Löschen Sie die Applikationssysteme in der richtigen Reihenfolge ab. Bei normalen Raumbedingungen und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
- Nicht nach dem Verschleiß zu verwenden.
- Nicht verwenden, wenn das System beschädigt zu sein scheint.
- Das Applikationssystem nicht mit organischen Lösungsmitteln in Kontakt bringen.
- Nicht verwenden, wenn der Außenkatheter der Vorrichtung nicht gespült werden kann.
- Nicht verwenden, wenn das innere Lumen des Führungsdrahtschlauchs nicht gespült werden kann.

Stentplatzierung - Vorsichtsmaßnahmen

- Beim Durchqueren eines gesetzten Stents mit anderen Vorrichtungen vorsichtig vorgehen.
- Stent nicht mit Gewalt vorschieben, wenn während des Einführvorgangs Widerstand auftritt. Der Stent oder das System können dadurch beschädigt werden.
- Wenn während des Vorschubs durch die Hülle Widerstand auftritt, ziehen Sie das Stentsystem vorsichtig zurück.
- Nach Beginn des Expansionsvorgangs muss der Stent vollständig expandiert werden. Das System ist nicht darauf ausgelegt, den Stent zu verschieben oder wieder herauszunehmen.
- Wenn zu Beginn des Zurückziehens der äußeren Applikationshülle ein Widerstand zu spüren ist, die Expansion nicht mit Gewalt einleiten. Ziehen Sie das Stentsystem vorsichtig zurück, ohne den Stent zu expandieren.

POTENZIELLE NEGATIVE EREIGNISSE - potenzielle Gefahren und Nebenwirkungen sind u. a., aber nicht beschränkt auf:

- Abstrupter Stentschluss
- Allergische Reaktion auf Nitinol
- Angina/Koronarschämie
- Aneurysma verum oder Aneurysma falsum an Gefäß oder Gefäßzugangsstelle
- Arrhythmie
- Arterielle Embolie
- Entstehung arteriovenöser Fisteln
- Ekstus
- Embolie (Luft, Plaque, Thrombus, Gerät oder anderweitig)
- Fieber
- Blutung/Hämatom
- Arterielle Hypotonie/Hypertonie
- Infektion und/oder Schmerzen an der Zugangsstelle
- Infektion infolge einer Kontamination des Stents kann zu Sepsis und hämodynamischer Instabilität führen
- Verletzung/Dissektion der inneren Gefäßwand
- Einen Eingriff erfordernde Ischämie (Bypass oder Amputation von Zeh, Fuß oder Bein)
- Verlust von Gliedmaßen
- Myokardinfarkt (MI)
- Übermäßiges Dehnen der Arterie kann zu Ruptur führen
- Teilweises oder vollständiges Nierenversagen
- Erneute Stenose des mit dem Stent behandelten Gefäßabschnitts
- Sepsis/Bakteriämie
- Malaposition/Migration des Stents
- Bruch der Stentstruktur
- Schlaganfall
- Thrombose/Thrombus
- Gewebsektrose
- Vasospasmus
- Gefäßperforation oder -ruptur
- Verschlimmerung des Hinkens/der Ruheschmerzen

ANGABEN ZUR MRI-KOMPATIBILITÄT

Nichtklinische Tests haben ergeben, dass das IMPLANTAT bedingt MR-geeignet ist. Patienten mit diesem Implantat können unter den folgenden Bedingungen sofort nach dem Setzen durchlieft werden.

- Normaler Betriebsmodus des MR-Systems und Gebrauch der Ganzkörper-Übertragungsspeule.
- Maximale Dauer der Erfassung der Ganzkörper-SAR 15 Min.
- Der bei einem MR-System mit 1,5 Tesla/64 MHz ausgewiesene durchschnittliche Ganzkörper-SAR-Wert von 3,8 W/kg war mit einem berechneten Ganzkörper-SAR-Wert von 3,1 W/kg verbunden.
- Der bei einem MR-System mit 3 Tesla/128 MHz ausgewiesene durchschnittliche Ganzkörper-SAR-Wert von 3,0 W/kg war mit einem berechneten Ganzkörper-SAR-Wert von 2,8 W/kg verbunden.
- Statisches Magnetfeld mit einer Stärke von 3,0 Tesla oder 1,5 Tesla.
- Raumgradient des Magnetfelds 720 Gauß/cm oder geringer

Wärmebildung bei MRI

In nichtklinischen Tests hat das IMPLANTAT bei einer 15-minütigen MRI-Untersuchung in MR-Systemen mit 1,5 Tesla (1,5 Tesla/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software: Numaris/4, Version Syngo MR 2002/ DHHS) und mit 3 Tesla (3 Tesla/128 MHz, Excite, Software: G3.0-0520, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) die folgenden Temperaturerhöhungen bewirkt:

Höchste Temperaturänderung	MRI-System	Stentkonfiguration
+ 2,4 °C	1,5 T/ 64 MHz	Einzelstent 10 mm X 100 mm
+ 3,5 °C	3 T/ 128 MHz	Einzelstent 10 mm X 100 mm

Daher ergaben die Wärmeexperimente im Zusammenhang mit MRI für das IMPLANTAT bei 1,5 und 3 Tesla unter Verwendung eines für die Sendeleistung-Hochfrequenz-Körperspeule im MR-System angegebenen durchschnittlichen Ganzkörper-SAR von 3,8 W/kg (d. h. verbunden mit einem Kalorimetrierwert von 3,1 W/kg) bzw. 3,0 W/kg (d. h. verbunden mit einem Kalorimetrierwert von 2,8 W/kg), dass die größte Erwärmung, zu der es unter diesen spezifischen Bedingungen kam, bei der Einzelstentkonfiguration mit der maximalen Größe, 10 mm x 100 mm, 3,5 °C oder weniger betrug. Die Erwärmungswirkung unter MRI bei überlappenden Stents oder Stents mit Bruchstellen ist unbekannt.

Angaben zu Artefakten

Die MR-Bildqualität kann beeinträchtigt werden, falls sich der interessierende Bereich genau im gleichen Bereich oder relativ nah zum IMPLANTAT befindet. Daher kann es nötig sein, die MR-Bildgebungsparameter zu optimieren, um für ein entsprechendes Implantat zu kompensieren.

Abmessungen: IMPLANTAT, 8 mm Durchmesser; 150 mm Länge

Impulsfolge	T1-SE	T2-SE	GRE	GRE
Signalfreier Bereich	1.585 mm ²	76 mm ²	1.870 mm ²	95 mm ²
Flächenausrichtung	parallel	senkrecht	parallel	senkrecht

- Die perkutane Platzierung des Stents sollte in einem Angiografieraum unter Röntgenkontrolle durchgeführt werden. Es sollte ein Angiogramm erstellt werden, aus dem das Ausmaß der Läsion und der Kollateralfuß ersichtlich sind und mit dem die Länge der zu behandelnden Läsion und die Durchmesser der Referenzgefäße (proximal und distal von der Läsion) gemessen werden können. Die Vorbereitung des Patienten und die Sterilisierungsmaßnahmen sollten die gleichen wie bei jeder Angioplastie sein.
- Wählen Sie einen Stentdurchmesser gemäß dem gemessenen Durchmesser der Referenzgefäße und der folgenden Stentgrößenauswahltafel aus

Stentdurchmesser (mm)	Durchmesser des Referenzgefäßes (mm)
•	7,5 - 8,5
10	8,5 - 9,5

- Messen Sie die Länge der zu behandelnden Läsion, um die nötige Stentlänge zu bestimmen. Wählen Sie die Stentlänge so aus, dass der proximale und distale Aspekt des Stents die gesamte zu behandelnde Läsion abdeckt.
 - Die **maximale komprimierte Länge** ist die Länge des Stents im kleinsten angegebenen Durchmesser des Referenzgefäßes.
 - Die **minimale komprimierte Länge** ist die Länge des Stents im größten angegebenen Durchmesser des Referenzgefäßes.

Stent-Nennlänge (mm)	Maximale komprimierte Länge (mm)	Minimale komprimierte Länge (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Öffnen Sie die Behandlungsstelle mithilfe geeigneter Instrumente. Das Stent-Anplikationssystem ist mit einer 6 Fr großen (oder größeren) Einführschleuse kompatibel.
- Führen Sie einen geeigneten Führungsdraht der Stärke 0,035 Zoll mithilfe einer Einführschleuse der Größe 6 Fr (oder größer) durch den Zugangskatheter bzw. die Einführschleuse und durch den distalen Abschnitt der zu behandelnden Läsion hindurch. Es wird empfohlen, die Abzweigung der Aorta unter Verwendung einer Hülle zu überqueren. Es wird empfohlen, dem Patienten eine therapeutische Dosis Heparin zu verabreichen, sodass der ACT größer als 250 ist.

- Vorverweiterung der Läsion:** Erweitern Sie die Läsion mithilfe üblicher Ballon-Angioplastieverfahren mindestens auf die Nenngröße des Stents auf, die dem Durchmesser des Referenzgefäßes entspricht. Ziehen Sie den Ballonkatheter aus dem Patienten heraus. Erhalten Sie dabei den Zugang zur Läsion mithilfe des Führungsdrahts.

Vorbereitung des Stent-Anplikationssystems

- Öffnen Sie die Außenverpackung und entnehmen Sie den Beutel, der den Stent und den Applikationskatheter enthält.
- Prüfen Sie den Beutel sorgfältig auf Schäden an der Sterilitätsbarriere. Öffnen Sie dann vorsichtig den Außenbeutel und nehmen Sie den Innenbeutel heraus. Öffnen Sie den Innenbeutel vorsichtig und nehmen Sie die Trägerplatte mit Halterung heraus, an dem das Stent-Anplikationssystem befestigt ist. **Achtung: NICHT verwenden, wenn Innen- oder Außenbeutel offen oder beschädigt sind.**

- Legen Sie die Trägerplatte mit Halterung auf eine flache Oberfläche. Entnehmen Sie das Stent-Anplikationssystem aus der Halterung. Prüfen Sie die Vorrichtung auf Schäden. Wenn zu vermuten ist, dass die Sterilität beeinträchtigt oder die Vorrichtung beschädigt ist, darf die Vorrichtung nicht verwendet werden.
- Wenn die distale Spitze (8) nicht im Außenkatheter (1) sitzt, das Tuohy Bors-Ventil (5) am Griff (3) lösen und den Schubschlauch (2) zurückziehen, bis die distale Spitze (8) im Außenkatheter (1) sitzt. Das Tuohy Bors-Ventil feststellen, indem Sie die Nabe des Ventils im Uhrzeigersinn drehen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Tuohy Bors-Ventil (5) am Griff den Schubschlauch (2) fest umschließt, um ein vorzeitiges Absetzen des Stents und Undichtigkeiten während des Spülens zu verhindern.

- Spülen Sie den Außenkatheter (1) durch die Luer-Kupplung (4) am Griff mithilfe einer 1-3 ml großen Spritze mit steriler Kochsalzlösung mit Heparinzusatz. Spülen Sie, bis nur ein paar Tropfen Kochsalzlösung am distalen Ende des Außenkatheters austreten.

Zum vollständigen Spülen des Systems können 2-3 Spülungen mit einer 1 ml großen Spritze nötig sein. **Achtung: Vorrichtung nicht verwenden, wenn der Außenkatheter (1) nicht gespült werden kann.**

- Spülen Sie das Innenlumen des Führungsdrahtschlauchs durch den proximalen Luer-Anschluss (6) am Schubschlauch (2) mithilfe einer 3-10 ml großen Spritze mit steriler Kochsalzlösung mit Heparinzusatz, bis am distalen Ende Kochsalzlösung aus dem Lumen des Führungsdrahts austritt. **Achtung: Nicht verwenden, wenn das innere Lumen des Führungsdrahtschlauchs (7) nicht gespült werden kann.**

- Einführen des Stent-Anplikationssystems:** Schieben Sie die Vorrichtung über den Führungsdraht und durch die Schleuse bis zur zu behandelnden Stelle. Wenn beim Einführen des Applikationssystems ein Widerstand auftritt, sollte das System herausgezogen und ein anderes System verwendet werden.

- Positionieren Sie die distalen Stentmarker (10) unter Röntgenkontrolle distal von der zu behandelnden Läsion und den proximalen Platzierungsmarker (12) proximal von der zu behandelnden Läsion.

- Stressen Sie den proximalen Teil des Applikationssystems, um so viel Spiel wie möglich zu eliminieren. Halten Sie den Griff dabei in seiner Position stabil.
- Das Tuohy Bors-Ventil (5) am Griff (3) muss gelöst werden, damit sich der Schubschlauch (2) frei bewegen kann.

12. Absetzen des Stents:

- Das Absetzen des Stents muss unter Röntgenkontrolle erfolgen.
- Greifen Sie den Außenkatheter (1) und den Griff (3) mit einer Hand und den Schubschlauch (2) mit der anderen.

- Schieben Sie den Außenkatheter (1) proximal relativ zum Schubschlauch (2) und halten Sie den Schubschlauch (2) dabei in seiner Position fest. **Achtung: Den Schubschlauch (2) nicht in distaler Richtung verschieben, um das Absetzen zu erleichtern.**

- Die Position des Applikationssystems muss möglicherweise korrigiert werden, um die distalen Stentmarker (10) an der richtigen Stelle zu halten.
- Sobald das distale Ende des Stents (9) mit dem Absetzen beginnt, ziehen Sie den proximalen Außenkatheter (1) und den Griff (3) unter Aufrechterhalten der Position des Schubschlauchs (2) weiter heraus, bis der Stent (9) vollständig abgesetzt ist und sich die proximalen Stentmarker (11) erweitert haben.

Hinweis: Der proximale Platzierungsmarker (12) kann sich während des Absetzens des Stents verschieben und fällt möglicherweise nicht mit der Stelle zusammen, an der sich die proximalen Stentmarker (11) nach dem Absetzen befinden.

- Das Absetzen nicht mit Gewalt erzwingen, wenn beim Zurückziehen des Außenkatheters (1) ein Widerstand zu spüren ist. Ziehen Sie das System vorsichtig zurück, ohne den Stent abzusetzen.

- Ziehen Sie das gesamte Applikationssystem über den Führungsdraht als eine Einheit unter Röntgenkontrolle zurück. Halten Sie den Führungsdraht dabei in Position und aus dem Körper heraus. Nehmen Sie die Applikationsvorrichtung vom Führungsdraht ab.

Achtung: Nehmen Sie das Applikationssystem nicht mit Gewalt aus der Schleuse/Hülle - entnehmen Sie die Schleuse und das Applikationssystem als eine Einheit, wenn ein Widerstand auftritt.

- Erstellen Sie ein Arterien-Angiogramm, um sich zu vergewissern, dass sich der Stent vollständig aufgeweitet hat. Wenn sich der Stent an irgendeiner Stelle entlang der Läsion unvollständig aufgeweitet hat, kann nach Ermessen des Arztes eine nachträgliche Aufweitung mithilfe eines Ballonkatheters vorgenommen werden. Ziehen Sie den Ballonkatheter aus dem Patienten.

Achtung: Nach Beginn des Aufweitungsvorgangs kann der Stent nicht mehr verschoben werden.

Wenn klinisch vertretbar, den Führungsdraht, die Schleuse und sonstige Zusatzvorrichtungen aus dem Körper entfernen und Blutung an der Zugangsstelle stillen.

Informationsmaterial für Patienten

Dazu gedacht, von Patienten zu Informationszwecken zusammen mit ihren Krankenversicherungskarten mitgeführt zu werden. Diese Patienteninformationskarte enthält Informationen über den Stent einschließlich Modellnummer und Chargennummer des Stents, Datum des Eingriffs und Platzierung des Stents im Bein. Darüber hinaus enthält die Karte Herstellungsdaten und MR-Bedingungen.

GARANTIEHINWEIS

Dieses Produkt wurde zwar unter sorgfältig geregelten Bedingungen hergestellt, aber **Cordis Cashel** hat keinerlei Kontrolle über die Bedingungen, unter denen dieses Produkt verwendet wird. **Cordis Cashel** gewährt daher keinerlei Garantien, weder ausdrückliche noch stillschweigende, bezüglich des Produkts, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. **Cordis Cashel** haftet weder natürlichen noch juristischen Personen gegenüber für medizinische Kosten oder direkte, zufällige oder Folgeschäden, die durch Gebrauch, Mangel, Versagen oder Fehlfunktion des Produkts verursacht werden, unabhängig davon, ob diese Schadensersatzansprüche aufgrund von Garantie, Vertrag, Delikt oder sonstigen Rechtstheorien geltend gemacht werden. Niemand ist bevollmächtigt, **Cordis Cashel** an Erklärungen oder Garantien bezüglich des Produkts zu binden. Die obigen Ausschlüsse und Einschränkungen zielen nicht darauf ab, obligatorische gesetzliche Bestimmungen zu verletzen und sollten nicht so interpretiert werden. Wenn von einem zuständigen Gericht festgestellt wird, dass Teile oder einzelne Bestimmungen dieses Garantieausschlusses rechtswidrig sind, nicht durchsetzbar und oder im Widerspruch zu geltendem Recht stehen, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teile dieses Garantieausschlusses davon unberührt. In diesem Fall sind alle Rechte und Pflichten so zu interpretieren und durchzusetzen, als ob dieser Garantieausschluss die für ungültig erachteten Teile oder Bestimmungen nicht enthalten würde.

Italiano

Sterile: sterilizzato con ossido di etilene. Esclusivamente monouso - Non sterilizzare. Il riutilizzo del prodotto può aumentare il rischio di lesioni, infezioni e prestazioni inadeguate.

Queste raccomandazioni costituiscono esclusivamente una linea guida generale. Non sostituiscono i protocolli istituzionali o il parere medico riguardo la cura del paziente.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il sistema di stent vascolare **S.M.A.R.T.® Flex** è uno stent autoespandibile (Stent **S.M.A.R.T.® Flex**) premonato e fornito con un semplice sistema di erogazione su filo guida con guaina retrattile. Lo stent **S.M.A.R.T.® Flex** è uno stent completamente collegato composto da un tubo in nitinol superelastico e fabbricato con l'integrazione di puntini avvolti in senso

elicoidale con bobine flessibili elicoidali. Sia i puntini, sia le bobine elicoidali offrono rigidità radiale e un meccanismo di espansione. Lo stent **S.M.A.R.T.® Flex** è molto flessibile e si adatta con precisione elevata evitando il cosiddetto "fish scaling". All'applicazione, lo stent raggiunge il suo diametro predeterminato ed esercita una forza leggera e costante verso l'esterno per mantenere il lume pulito.

INDICAZIONI PER L'USO

Lo stent vascolare **S.M.A.R.T.® Flex** è indicato per l'uso nelle arterie iliache esterne e comuni per migliorare il diametro lumenale nei pazienti affetti da malattia stenotica vascolare sintomatica e/o malattie occlusive.

CONTROINDICAZIONI

- Incapacità di tollerare terapie antitrombotiche o antiplatefinciche
- Gravidanza
- Stato ipercoagulabile
- Non adatto all'uso nelle lesioni che non possono essere pre-dilatate.
- Non adatto all'uso in vasi perforati.

AVVERTENZE

- I soggetti allergici al nitinol (nicel-titanio) potrebbero avere una reazione allergica a questo impianto.
- Prima e dopo la procedura deve essere somministrata una terapia antiaggregante/anticoagulante.
- I risultati a lungo termine seguenti la dilatazione ripetuta degli stent sottoposti a endotelizzazione e attualmente sconosciuta.
- Quando vengono utilizzati diversi stent con conseguente contatto fra uno stent e l'altro, la composizione deve essere simile.

PRECAUZIONI

- Questo prodotto deve essere usato esclusivamente da medici esperti e competenti nelle tecniche di diagnostica e di chirurgia vascolare. Devono essere impiegate tecniche standard di procedure chirurgiche vascolari.
- L'uso del sistema di stent vascolare **S.M.A.R.T.® Flex** richiede il controllo fluoroscopico.
- Non usare sistemi di iniezione alimentati con il sistema di erogazione.
- È sconsigliato l'uso su pazienti con una comprovata sensibilità al contrasto, a meno che il paziente possa essere adeguatamente premedicato.
- L'effetto del riscaldamento in ambiente RM per stent sovrapposti o stent con puntini fratturati non è noto.
- La sicurezza e l'efficacia non sono state dimostrate in:
 - Lesioni completamente o densamente calcificate
 - Pazienti pediatrici

Manipolazione del sistema - Precauzioni

- Non tentare di rimuovere lo stent dal sistema di erogazione prima dell'uso.
- Conservare a temperatura ambiente lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non usare il sistema se appare danneggiato.
- Non esporre il sistema di erogazione a solventi organici.
- Non usare il dispositivo se la guaina esterna non può essere lavata.
- Non usare il dispositivo se il lume interno del tubo guida non può essere lavato.

Posizionamento dello stent - Precauzioni

- Fare attenzione nel caso in cui uno stent applicato incroci un altro dispositivo aggiunto.
- Se si avverte resistenza in qualsiasi momento durante la procedura di inserimento, non forzare il passaggio. La resistenza potrebbe causare danni allo stent o al sistema.
- Se si avverte resistenza quando si inizia il rilascio dello stent, ritirare con prudenza il sistema di rilascio dello stent.
- Una volta iniziata l'applicazione dello stent, l'operazione deve essere completata. Il sistema non è progettato per il riposizionamento o il recupero dello stent.
- Se si avverte resistenza durante il ritiro iniziale della guaina di applicazione esterna, non forzare l'applicazione. Ritirare con attenzione il sistema dello stent senza distendersi.

POSSIBILI EVENTI AVVERSI - Potenziali pericoli ed effetti collaterali comprendono, a titolo esemplificativo:

- Chiusura improvvisa dello stent
- Reazione allergica al nitinol
- Ischemia coronarica/angina
- Aneurisma o pseudoaneurisma ai vasi o all'accesso ai vasi
- Artrite
- Ateromembolizzazione (sindrome del dito blu)
- Formazione di fistola arterio-venosa
- Decesso
- Embolizzazione (aria, placche, trombi, dispositivi o altro)
- Febbre
- Ematoma ed emorragia
- Ipotensione e ipertensione
- Infezione e/o dolore al punto di accesso
- L'infezione derivata dalla contaminazione dello stent può comportare sepsi e instabilità emodinamica
- Dissezione e lesione intinale
- Ischemia che richiede intervento chirurgico (bypass o amputazione di dita, piede o gamba)
- Perdita dell'arto
- Infarto del miocardio (IMI)
- L'eccessivo stiramento dell'arteria potrebbe comportare una rottura.
- Insufficienza o blocco renale
- Restenoio del segmento con stent
- Setticemia e batteriemia
- Migrazione e posizionamento errato dello stent
- Rottura della struttura dello stent
- Ictus
- Trombi e trombosi
- Necrosi del tessuto
- Vasospasmo
- Perforazione o rottura di vaso
- Aggravamento della claudicazione e dolore a riposo

INFORMAZIONI DI COMPATIBILITÀ CON RM

Test non-clinico hanno dimostrato che l'IMPIANTO è RM Condizionato. Un paziente con questo impianto può essere sottoposto senza problemi a scansioni immediatamente dopo il posizionamento dello stent nelle seguenti condizioni:

- Sistema RM in modalità operativa normale e uso di bobina a corpo intero per la trasmissione.
- Tempo massimo per scansione SAR a corpo intero, 15 minuti.

- Sistema RM 1,5 Tesla/64 MHz con un valore medio del SAR a corpo intero di 3,8 W/kg associato ad un valore SAR medio a corpo intero calcolato di 3,1 W/kg.
- Sistema RM 3 Tesla/128 MHz con un valore medio del SAR a corpo intero di 3,0 W/kg associato ad un valore SAR medio a corpo intero calcolato di 2,8 W/kg.
- Campo magnetico statico di 3 Tesla o 1,5 Tesla
- Campo magnetico a gradiente spaziale di 720 Gauss/cm o inferiore

Riscaldamento indotto da RM

In test non clinici, l'IMPIANTO ha generato i seguenti aumenti di temperatura durante una RM eseguita per 15 minuti nei sistemi per RM 1,5 Tesla (1,5 Tesla/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris4, Version Syngo RM 2002B (DHHS) e 3 Tesla (3 Tesla/128 MHz, Excite, Software G3, 0502B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI), come segue:

Temperatura maggiore di temperatura	Condizione RM	Configurazione stent
+2,4 °C	1,5 T/64 MHz	Singolo 10 mm x 100 mm
+3,5 °C	3 T/128 MHz	Singolo 10 mm x 100 mm

Quindi, gli esperimenti di riscaldamento alla RM per l'IMPIANTO a 1,5 e 3 Tesla usando una bobina a radiofrequenza per trasmissione/ricezione del sistema RM hanno riportato valori medi del SAR a corpo intero pari a 3,8 W/kg (associato a un valore calorimetrico di 3,1 W/kg), rispettivamente, e hanno indicato che la maggiore quantità di riscaldamento verificata in associazione a queste specifiche condizioni è stata uguale o minore di 3,5 °C. Nella configurazione stent singolo 10 mm x 100 mm di dimensioni massime, l'effetto del riscaldamento in ambiente RM per stent sovrapposti o stent con rotture non è noto.

Informazioni importanti

La qualità dell'immagine RM può essere compromessa se l'area di interesse si trova nella stessa area esatta o vicino alla posizione dell'IMPIANTO. Quindi, potrebbe essere necessario ottimizzare i parametri di RM da compensare per la presenza di questo impianto.

Dimensioni: IMPIANTO, diametro 8 mm; lunghezza 150 mm

Sequenza di impulsi	T1 SE	T2 SE	GRE	GRE
Misura dell'altezza di segnale	1.585 mm ²	76 mm ²	1.870 mm ²	95 mm ²
Orientamento piano	Parallelo	Perpendicolare	Parallelo	Perpendicolare

- Il posizionamento percutaneo dello stent deve essere eseguito in una sala angiografica sotto guida fluoroscopica. Per tracciare l'estensione della lesione e il flusso collaterale e misurare la lunghezza della lesione target e il diametro del vaso di riferimento (proximale e distale alla lesione), deve essere eseguita un'angiografia diagnostica. La preparazione del paziente e le precauzioni sterili devono essere le stesse per tutte le procedure di angioplastica.
- Selezionare il diametro dello stent in base al diametro del vaso di riferimento misurato e alla tabella per la scelta delle dimensioni dello stent qui sotto.

Diametro dello stent (mm)	Diametro del vaso di riferimento (mm)
9	7,5 8,5
10	8,5 9,5

- Misurare la lunghezza della lesione target per determinare la lunghezza dello stent necessario. Selezionare una lunghezza di stent che consenta al filo prossimale e distale dello stent di coprire l'intera lesione target.
 - La **lunghezza massima limitata** è la lunghezza dello stent nel diametro più piccolo del vaso di riferimento indicato.
 - La **lunghezza minima limitata** è la lunghezza dello stent nel diametro più esteso del vaso di riferimento indicato.

Lunghezza dello stent con etichetta (mm)	Lunghezza massima limitata (mm)	Lunghezza minima limitata (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Accedere al sito di trattamento tramite le apparecchiature accessorie adeguate. Il sistema di posizionamento dello stent è compatibile con un introduttore da 6 Fr (o più ampio).
- Tramite una guaina di introduzione da 6 Fr (o più ampia), introdurre un filo guida adeguato da 0,035" mediante l'introduttore o il catetere di accesso, lungo il segmento distale della lesione target. Si raccomanda di utilizzare una guaina per attraversare la biforcazione aortica. Si raccomanda inoltre di somministrare al paziente una dose terapeutica di epirina in modo che il tempo di coagulazione attivato sia superiore a 250.

- Predilatare la lesione:** adottando tecniche di angioplastica con palloncino, dilatare la lesione almeno a una dimensione equivalente al diametro del vaso di riferimento fino alle dimensioni dello stent con etichetta. Rimuovere il catetere a palloncino dal paziente mantenendo accesso alla lesione con il filo guida.
- Preparare il sistema di posizionamento dello stent:

- Aprire la confezione esterne per estrarre la busta contenente lo stent e il catetere di posizionamento.
- Dopo un'attenta ispezione dell'aspetto della busta, per verificare l'assenza di danni alla barriera sterile, sollevare e aprire con attenzione la busta esterna ed estraendo la busta interna. Aprire con cautela la busta interna e rimuovere il supporto con il tubo di sostegno che regge il sistema di posizionamento dello stent. **Avvertenza: NON utilizzare se la sacca interna o esterna è aperta o danneggiata.**

- c. Sistemare il vassoio con il tubo di sostegno su una superficie piana. Rimuovere il sistema di posizionamento/stent dal tubo di sostegno. Verificare che il dispositivo non presenti danni. Non utilizzare il dispositivo se si sospetta che la siringa sia stata compromessa o che sia stato danneggiato.
- d. Se la punta distale (8) non è in sede nella guaina esterna (1), allentare la valvola Tuohy Bort (5) sull'impugnatura (3) e ritirare il tubo di spinta (2) in modo che la punta distale (8) rientri nella guaina esterna (1). Serrare la valvola Tuohy Bort ruotando il relativo mozzo in senso orario.
- e. Verificare che la valvola Tuohy Bort (5) sull'impugnatura sia serrata sul tubo di spinta (2) per prevenire la distensione prematura dello stent e perdite durante l'irrigazione.
- f. Con una siringa da 3-10 cc. irrigare la guaina esterna (1) con soluzione fisiologica sterile eparinizzata attraverso il raccordo luer femmina (4) sull'impugnatura. Irrigare fino a quando dall'estremità distale della guaina esterna non fuoriescono solo poche gocce di soluzione fisiologica. Per completare l'irrigazione del sistema possono essere necessarie 2-3 irrigazioni con una siringa da 1 cc.
- Avvertenza: non utilizzare il dispositivo se non è possibile irrigare la guaina esterna (1).**
- g. Con una siringa da 3-10 cc., irrigare il lume interno del tubo del filo guida con soluzione fisiologica eparinizzata sterile mediante il mozzo luer prossimale (6) collegato al tubo di spinta (2), fino a quando la soluzione fisiologica non fuoriesce dal lume del filo guida alla punta distale. **Avvertenza: non utilizzare il dispositivo se non è possibile irrigare il lume interno del tubo del filo guida (7).**
8. **Introdurre il sistema di posizionamento dello stent.** Far avanzare il dispositivo sul filo guida e attraverso l'introduttore al sito target. Se si rileva resistenza durante l'introduzione del sistema di posizionamento, ritirare il sistema e utilizzarne un altro.
9. Sotto guida fluoroscopica, posizionare i contrassegni distali dello stent (10) in posizione distale rispetto alla lesione target e il contrasegno di posizionamento prossimale (12) in direzione prossimale rispetto alla lesione target.
10. Raddrizzare la porzione prossimale del sistema di posizionamento per rimuovere il più possibile l'allentamento e tenere l'impugnatura in posizione stabile.
11. La valvola Tuohy Bort (5) sull'impugnatura (3) deve essere allentata per agevolare la libertà di movimento del tubo di spinta (2).
12. **Distendere lo stent:**
- a. La distensione dello stent deve avvenire mediante guida fluoroscopica.
- b. Afferrare la guaina esterna (1) e l'impugnatura (3) con una mano e il tubo di spinta (2) con l'altra.
- c. Spostare la guaina esterna (1) in direzione prossimale rispetto al tubo di spinta (2), tenendo quest'ultimo in posizione fissa.
- Avvertenza: non spostare il tubo di spinta (2) in direzione distale per agevolare la distensione.**
- d. Potrebbe essere necessario regolare la posizione del sistema di posizionamento per preservare la posizione adeguata dei contrassegni distali dello stent (10).
- e. Quando l'estremità distale dello stent (9) comincia a distendersi, continuare a ritirare la guaina prossimale esterna (1) e l'impugnatura (3) tenendo fermo il tubo di spinta (2) fino a quando lo stent (9) è completamente disteso e i contrassegni prossimali dello stent (11) si sono espansi.
- Nota:** il contrasegno di posizionamento prossimale (12) può spostarsi durante la distensione dello stent e può non coincidere con la posizione dei contrassegni prossimali dello stent (11) dopo la distensione.
- f. Se durante la ritrazione della guaina esterna (1) si incontra resistenza, non forzare la distensione. Ritirare con attenzione il sistema dello stent senza distenderlo.
13. Mediante guida fluoroscopica, ritirare l'intero sistema di posizionamento sul filo guida come una singola unità, tenendo il filo guida in posizione fuori dal corpo. Rimuovere il dispositivo di posizionamento dal filo guida. **Avvertenza: non rimuovere il sistema di posizionamento in maniera forzata dall'introduttore/guaina. Se si incontra resistenza, rimuovere la guaina e il sistema di posizionamento come un'unità.**
14. Eseguire un angiogramma arterioso per verificare la completa distensione. In caso di espansione incompleta all'interno dello stent in un punto qualsiasi lungo la lesione, è possibile eseguire una dilatazione con palloncino dopo la distensione, a discrezione del medico. Rimuovere il palloncino dal paziente.
- Avvertenza: non tentare di riposizionare lo stent dopo l'inizio della distensione.**
15. Se approvato dal punto di vista clinico, rimuovere il filo guida, la guaina e le altre apparecchiature accessorie dal corpo e ottenere l'emostasi del sito di accesso.
- Materiali per il paziente**
- Progettato per il paziente, da tenere nel portafogli come riferimento insieme ai tesseri sanitari. Sulla presente scheda di informazioni per il paziente sono riportate informazioni relative allo stent, tra cui il numero di modello e il numero di lotto, la data della procedura e la posizione dello stent nella gamba. Sono riportate inoltre le informazioni di produzione e le condizioni RM.
- ESCLUSIONE DI GARANZIA**
- Sebbene il presente prodotto sia stato fabbricato in condizioni accuratamente controllate, Cordis Cashel non ha il controllo diretto sulle condizioni in cui viene utilizzato. Cordis Cashel pertanto rifiuta qualsiasi garanzia, esplicita o implicita, in relazione al prodotto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico. Cordis Cashel non sarà responsabile, nei confronti di alcuna persona o soggetto, di alcuna spesa medica o di alcun danno diretto, incidentale o consequenziale, causato da usi, difetti, guasti o malfunzionamenti del prodotto, indipendentemente dal fatto che una richiesta di rimborso per tali danni si basi sulla garanzia, su un contratto, su un torto o altrimenti. Nessuna persona ha alcuna autorità di vincolare Cordis Cashel a qualsiasi dichiarazione o garanzia in relazione al prodotto. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra non hanno l'intento e non vanno interpretate in modo da contravenire a disposizioni obbligatorie delle normative applicabili. Qualora un foro competente avente giurisdizione ritenesse una parte o una condizione della presente Esclusione di

garanzia illegale, non applicabile o in conflitto con le leggi vigenti, ciò non inciderà sulla validità della parte restante dell'Esclusione di garanzia e verranno pertanto imposti tutti i diritti e gli obblighi da essa previsti, come se la presente Esclusione di garanzia non contenesse la parte o condizione in questione ritenuta non valida.

Español

Estéril: esterilizado por gas óxido etileno.

No reesterilizar – un solo uso únicamente. La reutilización puede aumentar el riesgo de lesiones, un rendimiento inadecuado e infecciones.

Estas recomendaciones están diseñadas para servir solo como pauta general. No están concebidas para suplantar los protocolos institucionales ni el juicio clínico profesional acerca del cuidado del paciente.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El sistema de stent vascular **S.M.A.R.T.® Flex** es un stent autoexpandible (stent **S.M.A.R.T.® Flex**) premontado y liberado con un sencillo sistema de implantación sobre la guía con vaina retráctil. El stent **S.M.A.R.T.® Flex** es un stent totalmente conectado constituido por un tubo de nítinol superelástico y está construido a través de la integración de filamentos enrollados en forma helicoidal con espirales flexibles helicoidales. Tanto los filamentos como las espirales helicoidales aportan rigidez radial y un mecanismo de expansión. El stent **S.M.A.R.T.® Flex** es muy flexible y se amoldará con mínima a nula formación de escamas. Tras su despliegue, el stent alcanza su diámetro predeterminado y ejerce una fuerza constante y suave hacia fuera para mantener la luz sin obstrucciones.

INDICACIONES DE USO

El stent **S.M.A.R.T.® Flex** está indicado para uso en las arterias ilíacas primitiva y externa para mejorar los diámetros lumenales en pacientes con vasculopatías sintomáticas estenóticas y oclusivas.

CONTRAINDICACIONES

- Incapacidad para tolerar tratamientos antitrombóticos o antiplaquetarios
- Embarazo
- Estado hipercoagulable
- No está indicado para uso en lesiones que no puedan preclariarse
- No está indicado para uso en un vaso perforado

ADVERTENCIAS

- Las personas alérgicas al níquel (aleación níquel-titanio) pueden sufrir una reacción alérgica a este implante.
- Debe tratarse al paciente con antiagregantes plaquetarios/anticoagulantes adecuados antes y después del procedimiento.
- De momento se desconoce el resultado a largo plazo tras la dilatación repetitiva de stents endotelizados.
- Cuando se utilicen varios stents dando lugar a un contacto stent con stent, estos deberán ser de una composición semejante.

PRECAUCIONES

- Este producto solo lo deben utilizar médicos cualificados y experimentados en técnicas vasculares de diagnóstico e intervención. Se deben emplear técnicas estándar para los procedimientos vasculares de intervención.
- El uso del sistema de stent vascular **S.M.A.R.T.® Flex** requiere control radioscópico.
- No se deben utilizar sistemas de inyección mecánicos con el sistema introductor.
- No se recomienda su uso en pacientes con antecedentes de sensibilidad a medios de contraste, a menos que pueda premedicarse adecuadamente al paciente.
- No se conoce el efecto del calentamiento en un entorno de RM de stents superpuestos o calentados con filamentos fracturados.
- No se han demostrado la seguridad y la eficacia en:
 - o Lesiones totalmente o densamente calcificadas
 - o Pacientes pediátricos

Manipulación del sistema – Precauciones

- No intente extraer el stent del sistema de implantación antes de su uso.
- Almacene a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa.
- No utilice el dispositivo después de la fecha de caducidad.
- No lo utilice si el sistema parece estar dañado.
- No exponga el sistema introductor a disolventes orgánicos.
- No lo utilice si la vaina exterior del dispositivo no puede irrigarse.
- No lo utilice si la luz interna del tubo de guía no puede irrigarse.

Colocación del stent – Precauciones

- Tenga cuidado al cruzar el stent desplegado con cualquier otro dispositivo adjunto.
- Si se encuentra resistencia en cualquier momento durante el procedimiento de inserción, no fuerce el paso. La resistencia puede causar daños al stent o al sistema.
- Si la resistencia se produce durante el desplazamiento a través de la vaina, retire cuidadosamente el sistema de stent.
- Una vez comenzado el despliegue del stent, el stent debe desplegarse completamente. El sistema no está diseñado para volver a colocar o capturar el stent.
- Si se nota resistencia al retraer inicialmente la vaina exterior de despliegue, no fuerce el despliegue. Retire cuidadosamente el sistema de stent sin desplegarlo.

POSIBLES ACONTECIMIENTOS ADVERSOS – Los posibles peligros o efectos secundarios incluyen, entre otros, los siguientes:

- Cierre abrupto del stent
- Reacción alérgica al níquel
- Angina/isquemia coronaria
- Aneurisma o pseudoaneurisma en el vaso o lugar de acceso al vaso
- Arritmia
- Ateroembolización (síndrome de los dedos azules)
- Formación de fístula arteriovenosa
- Muerte
- Embolias (gaseosa, placa, trombo, dispositivo o de otro tipo)
- Fiebre
- Hematoma/hemorragia
- Hipotensión/hipertensión
- Infección y/o dolor en el punto de acceso

- Infección debida a la contaminación del stent que puede originar septicemia e inestabilidad hemodinámica
- Lesión/disección intimal
- Isquemia con necrosis de intervención (derivación vascular o amputación de dedo, pie o pierna)
- Pérdida de la extremidad
- Infarto de miocardio (IM)
- Dilatación excesiva de la arteria que puede provocar su ruptura
- Insuficiencia o fallo renal
- Reestenosis del segmento tratado con stent
- Septicemia/bacteremia
- Mala colocación/migración del stent
- Fractura de la estructura del stent
- Accidente cerebrovascular
- Trombosis/trombo
- Necrosis tisular
- Vasoespasmo
- Perforación o ruptura del vaso
- Empeoramiento de la claudicación/dolor en reposo

INFORMACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON RM

Las pruebas no clínicas han demostrado que el IMPLANTE es MR Condicional (apto para imágenes por resonancia magnética en determinadas condiciones). Un paciente con este implante puede ser sometido sin peligro a una exploración inmediatamente después de colocarse el dispositivo en las condiciones siguientes:

- Modo de funcionamiento normal del sistema de RM y uso de una espiral de transmisión de cuerpo entero.
- Tiempo máximo para una exploración SAR (tasa de absorción específica) promediada al cuerpo entero: 15 minutos.
- Un valor de SAR promediado al cuerpo entero (notificado por un sistema de RM de 1,5 tesla/64-MHz) de 3,8 W/kg se asoció con un valor de SAR promediado al cuerpo entero calculado de 3,1 W/kg.
- Un valor de SAR promediado al cuerpo entero (notificado por un sistema de RM de 3 teslas/128 MHz) de 3,0 W/kg se asoció con un valor de SAR promediado al cuerpo entero calculado de 2,8 W/kg.
- Campo magnético estático de 3 teslas o 1,5 tesla
- Campo magnético de gradiente espacial de 720 gauss/cm o menos

Calentamiento relacionado con RM

En pruebas no clínicas, el IMPLANTE produjo los siguientes aumentos de temperatura durante RM realizadas durante 15 minutos en sistemas de RM de 1,5 tesla (1,5 tesla/64-MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, software Numaris/4, versión Syngo MR 2002B DHHS) y de 3 teslas (3 teslas/128-MHz, Excite, software G3.0-0528, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI), según se indica a continuación:

Máximo cambio de temperatura	Condiciones de RM	Configuración del stent
+2,4 °C	1,5 T/64 MHz	Único 10 mm X 100 mm
+3,5 °C	3 T/128 MHz	Único 10 mm X 100 mm

Por consiguiente, los experimentos de calentamiento relacionado con las RM para el IMPLANTE a 1,5 y 3 teslas usando una espiral de cuerpo de transmisión/recepción de RF a valores de SAR promediada al cuerpo entero notificados por un sistema de RM de 3,8 W/kg (esto es, asociados con un valor de calorimetría de 3,1 W/kg) y de 3,0 W/kg (esto es, asociados con un valor de calorimetría de 2,8 W/kg), respectivamente, indicaron que la máxima cantidad de calentamiento que se produjo en asociación con estas condiciones específicas fue igual o inferior a 3,5 °C en la configuración de stent único de 10 mm x 100 mm de tamaño máximo. Se desconoce el efecto del calentamiento en el entorno de RM para stents superpuestos o stents con fracturas.

Información sobre artefactos

La calidad de las imágenes de RM podría verse afectada si el área de interés se encuentra exactamente en la misma área o relativamente cerca de la posición del IMPLANTE. Por consiguiente, podría ser necesario optimizar los parámetros de obtención de imágenes de RM para compensar la presencia de este implante.

Dimensiones: IMPLANTE, 8 mm de diámetro, 150 mm de longitud

Secuencia de impulsos	T1 SE	T1-SE	GRE	GRE
Tamaño de vacío de señal	1585 mm ²	76 mm ²	1870 mm ²	95 mm ²
Orientación del plano	Paralelo	Perpendicular	Paralelo	Perpendicular

1. La colocación percutánea del stent debe realizarse en una sala para procedimientos angiográficos bajo control radioscópico. Debe realizarse una angiografía de diagnóstico para averiguar la extensión de la lesión y el flujo colateral, y para medir la longitud de la lesión diana y los diámetros del vaso de referencia (proximal y distal a la lesión). La preparación del paciente y las medidas de precaución en cuanto a la esterilidad deben ser las mismas que las de cualquier procedimiento de angioplastia.
2. Seleccione un stent con un diámetro de tamaño acorde con el diámetro del vaso de referencia medido y la tabla de selección del tamaño del stent a continuación.

Diámetro del stent (mm)	Diámetro del vaso de referencia (mm)
↓	7,5-8,5
10	8,5-9,5

- a. Mida la longitud de la lesión diana para determinar la longitud que se requiere para el stent. Seleccione una longitud de stent que permita que las caras proximal y distal del stent cubran toda la lesión diana.
- a. La **máxima longitud constreñida** es la longitud del stent en el diámetro más pequeño indicado del vaso de referencia.
- b. La **mínima longitud constreñida** es la longitud del stent en el diámetro más grande indicado del vaso de referencia.

Longitud del stent etiquetada (mm)	Máxima longitud constreñida (mm)	Mínima longitud constreñida (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. Acceda al sitio de tratamiento utilizando el equipo auxiliar adecuado. El sistema de implantación del stent es compatible con una vaina introductora de 6 Fr (o mayor).
5. Usando una vaina introductora de 6 Fr (o mayor), introduzca una guía de 0,035 pulgada (0,89 mm) adecuada a través del catéter de acceso o introductor a través del segmento distal de la lesión diana. Se recomienda utilizar una vaina para atravesar la bifurcación aórtica. Se recomienda administrar al paciente una dosis terapéutica de heparina tal que el ACT (tiempo de coagulación activado) sea superior a 250.
6. **Predilate la lesión:** Usando técnicas de angioplastia de balón estándar, dilate la lesión mínimamente a un tamaño equivalente al diámetro del vaso de referencia hasta el tamaño del stent etiquetado. Retire el catéter de balón del paciente manteniendo el acceso a la lesión con la guía.
7. **Prepare el sistema de implantación del stent:**
 - a. Abra la caja exterior para dejar a la vista la bolsa que contiene el stent y el catéter de implantación.
 - b. Tras examinar detenidamente la bolsa en busca de posibles daños a la barrera estéril, abra con cuidado la bolsa exterior y extraiga la bolsa interior. Abra con cuidado la bolsa interior y extraiga el cartón de soporte con el tubo portador que sujeta el sistema de implantación del stent. **Advertencia: NO utilice el producto si las bolsas interior o exterior están abiertas o dañadas.**
 - c. Coloque el cartón de soporte con el tubo portador sobre una superficie plana. Retire el sistema de stent/implantación del tubo portador. Examine el dispositivo para ver si ha sufrido daños. Si se sospecha que la esterilidad está comprometida o que el dispositivo está dañado, no utilice el dispositivo.
 - d. Si la punta distal (8) no está asentada en la vaina exterior (1), afloje la valvola Tuohy Bort (5) en el mango (3) y retraiga el tubo empujador (2) de tal forma que la punta distal (8) quede asentada en la vaina exterior (1). Apriete la valvola Tuohy Bort girando el conector de la valvola en el sentido de las agujas del reloj.
 - e. Compruebe para asegurarse de que la valvola Tuohy Bort (5) en el mango este apretada en el tubo empujador (2) para impedir el despliegue prematuro del stent y las fugas durante el irrigación.
 - f. Utilice una jeringa de 1-3 cc para irrigar la vaina exterior (1) con solución salina heparinizada estéril a través del luer hembra (4) en el mango. Irrigue hasta que solamente salgan unas cuantas gotas de solución salina del extremo distal de la vaina exterior. El lavado completo del sistema podría requerir 2-3 irrigaciones con una jeringa de 1 cc.
- Advertencia: Si la vaina exterior (1) no puede irrigarse, no utilice el dispositivo.**
- g. Utilice una jeringa de 3-10 ml para irrigar la luz interior del tubo guía con solución salina heparinizada estéril a través del conector luer proximal (6) acoplado al tubo empujador (2), hasta que la solución salina salga de la luz de la guía por la punta distal. **Advertencia: si la luz interior del tubo guía (7) no puede irrigarse, no utilice el dispositivo.**
8. **Introduzca el sistema de implantación del stent:** Haga avanzar el dispositivo sobre la guía y a través del introductor hasta el sitio diana. Si se encuentra resistencia durante la introducción del sistema de implantación, el sistema debe extraerse y utilizarse uno nuevo.
9. Bajo control radioscópico, coloque los marcadores distales del stent (10) en posición distal a la lesión diana y el marcador de colocación proximal (12) en posición proximal a la lesión diana.
10. Enderece la parte proximal del sistema de implantación para eliminar el máximo de holgura y mantenga el mango en una posición estable.
11. La valvola Tuohy Bort (5) en el mango (3) debe aflojarse para permitir el libre movimiento del tubo empujador (2).
12. **Despliegue el stent:**
 - a. El despliegue del stent debe realizarse bajo control radioscópico.
 - b. Sujete la vaina exterior (1) y el mango (3) con una mano y el tubo empujador (2) con la otra.
 - c. Desplace la vaina exterior (1) proximalmente en relación con el tubo empujador (2), mientras sujeta este último (2) de forma que no se mueva.
- Advertencia: no mueva el tubo empujador (2) en dirección distal para facilitar el despliegue.**
- d. La posición del sistema de implantación necesita ajustarse para mantener los marcadores distales del stent (10) en el lugar adecuado.
- e. Una vez que el extremo distal del stent (9) comience a desplegarse, siga trayendo la vaina exterior proximal (1) y el mango (3) mientras sujeta el tubo empujador (2) de forma que no se mueva hasta que el stent (9) este totalmente desplegado y los marcadores proximales del stent (11) se hayan expandido.
- Nota: el marcador de colocación proximal (12) es posible que se mueva durante el despliegue del stent y podría no coincidir con el lugar de los marcadores proximales del stent (11) después del despliegue.**
- f. Si se nota resistencia durante la retracción de la vaina exterior (1), no fuerce el despliegue. Retire con cuidado el sistema de stent sin desplegar el stent.
13. Bajo control radioscópico, retire todo el sistema de implantación sobre la guía como una unidad, mientras mantiene la guía en posición y fuera del organismo. Retire el dispositivo de implantación de la guía.
- Advertencia: no retire por la fuerza el sistema de implantación del introductor/vaina. Si encuentra resistencia, retire la vaina y el sistema de implantación como una unidad.**
14. Realice una angiografía arterial para verificar el despliegue completo. Si existe una expansión incompleta en el interior del stent en cualquier punto o a lo largo de la lesión, puede realizarse una dilatación pos-despliegue del balón a criterio del médico. Retire el balón del paciente.

Advertencia: no intente reposicionar el stent después de iniciado el despliegue.

15. Si es adecuado desde el punto de vista clínico, retire la guía, la vaina y cualquier otro equipo auxiliar del organismo y consiga la hemostasia del sitio de acceso

Materiales para el paciente

Diseñada para que el paciente la lleve en su cartera para referencia junto con sus tarjetas médicas, esta tarjeta de información del paciente proporciona información relativa al stent, incluido el modelo y el número de lote del stent, la fecha del procedimiento y la localización del stent en su pierna. La tarjeta contiene también información sobre la fabricación y las condiciones de RM.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA

Si bien este producto ha sido fabricado bajo condiciones cuidadosamente controladas, Cordis Cashel no tiene ningún control sobre las condiciones bajo las que se utilizará este producto. Por consiguiente, Cordis Cashel niega todas las garantías, tanto expresadas como implícitas, con respecto al producto, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin particular. Cordis Cashel no será responsable ante ninguna persona o entidad por ningún gasto médico ni ningún daño directo, incidental o resultante, causado por cualquier uso, defecto, fallo o mal funcionamiento del producto, ya sea por la reclamación por dichos daños en garantía, contrato, responsabilidad extracontractual u otro tipo. Ninguna persona tiene autoridad para vincular a Cordis Cashel a ninguna declaración sobre la garantía con respecto al producto. Las exclusiones y limitaciones de disposiciones más arriba no están concebidas para contravenir las obligaciones obligatorias de la legislación pertinente, ni deben ser interpretadas de esta manera. Si alguna parte de este descargo de responsabilidad de garantía se considera que es ilegal, inejecutable o contraria a la legislación aplicable por un tribunal de jurisdicción competente, la validez de las partes restantes de este descargo de responsabilidad de garantía no se verá afectada, y todos los derechos y obligaciones se interpretarán como si este descargo de responsabilidad de garantía no contuviera la parte o el término particulares que se consideran no válidos.

Português

Estéril: esterilizado por gás de óxido de etileno.
Não reesterilize – apenas para uma única utilização. A reutilização pode aumentar o risco de lesões, desempenho inadequado e infecção.

Estas recomendações servem apenas de orientação geral. Não se destinam a substituir protocolos institucionais ou o parecer do profissional médico relativo a cuidados com os doentes.

DESCRIPÇÃO DO DISPOSITIVO

O sistema de stent vascular S.M.A.R.T.® Flex consiste num stent auto-expansível (stent S.M.A.R.T.® Flex) pre-montado e aplicado com um sistema simples de aplicação sobre o fio com bainha retrátil. O stent S.M.A.R.T.® Flex é um stent completamente ligado, fabricado a partir de tubos de nítio super-elástico e formado através da integração de suportes enrolados helicoidalmente com espirais helicoidais flexíveis. Tanto os elementos de suporte como as espirais helicoidais proporcionam uma rigidez radial e um mecanismo de expansão. O stent S.M.A.R.T.® Flex é extremamente flexível e adapta-se com um efeito de escama mínimo a nulo. Após a aplicação, o stent adquire o respectivo diâmetro predeterminado e exerce uma força centrífuga constante e suave de forma a manter um lumen desobstruído.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O stent S.M.A.R.T.® Flex destina-se a ser utilizado nas artérias ilíacas comuns e externas para melhorar diâmetros lúmenais em doentes com doenças vasculares sistémicas estenóticas e/ou oclusivas

CONTRA-INDICAÇÕES

- Intolerância a terapêuticas anti-trombóticas e anti-plaquetárias
- Gravidez
- Estado de hipercoagulabilidade
- Não se destina a ser utilizado em lesões sem possibilidade de pré-dilatação
- Não se destina a ser utilizado num vaso perfurado

AVISOS

- Pessoas com alergia ao nítio (níquel-titânio) podem sofrer uma reacção alérgica a este implante.
- Deverá ser administrada a terapêutica anti-plaquetária/ anticoagulante apropriada antes e após o procedimento.
- Desconhece-se actualmente o resultado a longo prazo da repetição de dilatações de stents endovascularizados.
- Quando se utilizam múltiplos stents em contacto entre si, a composição dos mesmos deve ser semelhante.

PRECAUÇÕES

- Este produto deve ser utilizado apenas por médicos com formação e experiência em técnicas vasculares de diagnóstico e intervenção. Devem ser empregues técnicas padrão para procedimentos vasculares de intervenção.
- A utilização do sistema de stent vascular S.M.A.R.T.® Flex requer controlo fluoroscópico.
- Não utilize sistemas de injeção automática com o sistema de aplicação
- Não se recomenda a utilização em doentes com história de sensibilidade a agentes de contraste, a menos que o doente possa ser adequadamente pré-medicado.
- Desconhece-se o efeito do aquecimento no ambiente de RM em stents sobrepostos ou com suportes fracturados.
- A segurança e eficácia não foram demonstradas em:
 - Lesões que estejam total ou parcialmente calcificadas
 - Doentes pediátricos

Manipulação do sistema – Precauções

- Não tente retirar o stent do sistema de aplicação antes da sua utilização.
- Conservar a temperatura ambiente e protegido de luz solar directa.
- Não utilize após o "Prazo de validade".
- Não utilize o sistema se apresentar sinais de danos.
- Não exponha o sistema de aplicação a solventes orgânicos.
- Não utilize o dispositivo se não for possível irrigar a bainha externa.
- Não utilize se não for possível irrigar o lumen interno do tubo de fio-guia

Colocação do stent – Precauções

- Tenha cuidado ao atravessar um stent aplicado com um dispositivo adjunto.
- Se sentir resistência em qualquer ponto do procedimento de introdução, não force a passagem. A resistência poderá danificar o stent ou o sistema.
- Se ocorrer resistência durante o movimento pela bainha, retire o sistema de stent com cuidado.
- Uma vez iniciada a aplicação, o stent deve ser aplicado na totalidade. O sistema não foi concebido para reposicionar ou recapturar stents.
- Se sentir resistência ao retirar inicialmente a bainha de aplicação externa, não force a colocação. Retire o sistema de stent com cuidado sem o aplicar.

POTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS

Os potenciais perigos e efeitos secundários incluem, entre outros, os seguintes:

- Fecho abrupto do stent
- Reacção alérgica ao nítio
- Angina/isquemia coronária
- Aneurisma ou pseudoaneurisma no vaso ou local de acesso ao vaso
- Aritmia
- Ateroembolização (síndrome do dedo azul)
- Formação de fístula AV
- Morte
- Embolização (ar, placa, trombo, dispositivo ou outro)
- Febre
- Hematoma/hemorragia
- Hipotensão/hipertensão
- Infecção e/ou dor no local de acesso
- Uma infecção na sequência de contaminação do stent pode originar sepsia e instabilidade hemodinâmica
- Lesão da íntima/dissecação
- Isquemia com necessidade de intervenção (desvio ou amputação do dedo, pe ou perna)
- Perda de membro
- Enfarte do miocárdio (EMI)
- Esticar demasiado a artéria pode resultar em ruptura
- Insuficiência ou falência renal
- Restenose do segmento com stent
- Septicemia/bacteriemia
- Apoiação incorrecta/migração do stent
- Fractura da estrutura do stent
- Acidente vascular cerebral
- Trombose/trombo
- Necrose dos tecidos
- Vasoespasm
- Perfuração ou ruptura do vaso
- Claudicação agravada/dor em repouso

INFORMAÇÕES

RELATIVAS À COMPATIBILIDADE COM RM

Testes não clínicos demonstraram que o IMPLANTE e de RM condicionada. Um doente com este implante pode ser examinado em segurança imediatamente após a aplicação mediante as seguintes condições:

- Modo de funcionamento normal do sistema de RM e utilização de espiral de transmissão de corpo inteiro.
- Tempo máximo para aquisição de SAR de corpo inteiro de 15 minutos.
- O valor de SAR média de corpo inteiro de 3,8 W/kg comunicado pelo sistema de RM de 1,5 Tesla/64 MHz foi associado a um valor de SAR média de corpo inteiro calculado de 3,1 W/kg.
- O valor de SAR média de corpo inteiro de 3,0 W/kg comunicado pelo sistema de RM de 3 Tesla/128 MHz foi associado a um valor de SAR média de corpo inteiro calculado de 2,8 W/kg.
- Campo magnético estático de 3 Tesla ou 1,5 Tesla
- Campo magnético de gradiente espacial igual ou inferior a 720 Gauss/cm

Aquecimento relacionado com RM

Em testes não clínicos, o IMPLANTE produziu os seguintes aumentos de temperatura num exame de RM efectuado durante 15 minutos em sistemas de RM de 1,5 Tesla Scanner Magnetom de 1,5 Tesla/64 MHz, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris/4, Versão Syngo MR 2002B DHHS e 3 Tesla Scanner Excite de 3 Tesla/128 MHz, Software G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI), conforme se segue:

Alteração máxima da temperatura	Condição de RM	Configuração do stent
+2,4 °C	1,5 T/64 MHz	Único 10 mm x 100 mm
+3,5 °C	3 T/128 MHz	Único 10 mm x 100 mm

Consequentemente, as experiências de aquecimento relacionadas com RM para o IMPLANTE a 1,5 e 3 Tesla utilizando uma espiral de corpo de RF de transmissão/recepção de sistema de RM que comunicaram SARs médias de corpo inteiro de 3,8 W/kg (ou seja, associadas a um valor de calorimetria de 3,1 W/kg) e 3,0 W/kg (ou seja, associadas a um valor de calorimetria de 2,8 W/kg), respectivamente, indicaram que a maior quantidade de aquecimento que ocorreu associada a estas condições foi igual ou inferior a 3,5 °C no tamanho máximo de configuração de stent único de 10 mm x 100 mm. Desconhece-se o efeito do aquecimento no ambiente de RM em stents sobrepostos ou com fracturas.

Informações sobre artefactos

A qualidade da imagem de RM pode ser comprometida se a área de interesse for exactamente a mesma ou uma área relativamente próxima da posição do IMPLANTE. Consequentemente, poderá ser necessário optimizar parâmetros da imagem de RM para compensar a presença deste implante.

Dimensões: IMPLANTE, 8 mm de diâmetro; 150 mm de comprimento

Sequência de impulsos	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Tamanho da ausência de sinal	1585 mm²	76 mm²	1870 mm²	95 mm²
Orientação do plano	Paralela	Perpendicular	Paralela	Perpendicular

- A colocação percutânea do stent deve ser efectuada numa sala para procedimentos angiográficos sob orientação fluoroscópica. A angiografia de diagnóstico deve ser efectuada para traçar a angiotomia da lesão e o fluxo colateral e medir o comprimento da lesão alvo e os diâmetros do vaso de referência (proximal e distal à lesão). A preparação do doente e as precauções de esterilização devem ser identicas as de qualquer procedimento de angioplastia.
- Selecione um diâmetro para o tamanho do stent de acordo com o diâmetro do vaso de referência medido e a tabela de selecção de tamanhos de stent abaixo.

Diâmetro do stent (mm)	Diâmetro do vaso de referência (mm)
9	7,5-8,5
10	8,5-9,5

- Meça o comprimento da lesão alvo para determinar o comprimento de stent necessário. Selecione um comprimento de stent que permita que as faces proximal e distal do stent cubram toda a lesão alvo.
- a. O **Comprimento máximo recolhido** corresponde ao comprimento do stent no diâmetro mais pequeno do vaso de referência indicado.
- b. O **Comprimento mínimo recolhido** corresponde ao comprimento do stent no diâmetro maior do vaso de referência indicado.

Comprimento do stent identificado (mm)	Comprimento máximo recolhido (mm)	Comprimento mínimo recolhido (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Aceda ao local de tratamento utilizando o equipamento acessório adequado. O sistema de aplicação de stent é compatível com uma bainha introdutora de 6 Fr (ou maior).
- Utilizando uma bainha introdutora de 6 Fr (ou maior), introduza um fio-guia de 0,889 mm (0,035") adequado pelo cateter de acesso ou introdutor ao longo do segmento distal da lesão alvo. Recomenda-se a utilização de uma bainha para atravessar a bifurcação aórtica. Recomenda-se que o doente receba uma dose terapêutica de heparina para que o nível de ACT seja superior a 250.
- Pré-dilate a lesão:** utilizando técnicas padrão de angioplastia com balão, dilate minimamente a lesão até um tamanho equivalente ao diâmetro do vaso de referência e o tamanho máximo identificado do stent. Retire o cateter com balão do doente mantendo o acesso à lesão com o fio-guia.
- Preparo o sistema de aplicação de stent:**
- a. Abra a caixa exterior para retirar a bolsa que contém o stent e o cateter de aplicação.
- b. Depois de inspecionar atentamente a bolsa verificando se existem danos na barreira estéril, descole cuidadosamente a película da bolsa exterior e extraia a bolsa interior. Descole cuidadosamente a película da bolsa interior e retire a placa de apoio com o tubo transportador que suporta o sistema de aplicação de stent. **AVISO: NÃO utilize se a bolsa interior ou exterior se estiver aberta ou danificada.**
- c. Coloque a placa de apoio com tubo transportador numa superfície plana. Retire o sistema de stent/aplicação do tubo transportador. Examine o dispositivo quanto a danos. Caso se suspeite de que a esterilidade foi comprometida ou se o dispositivo estiver danificado, não o utilize.
- d. Se a ponta distal (8) não estiver encaixada na bainha externa (1), desapeire a válvula Tuohy-Borst (5) no punho (3) e retraia o tubo empurrador (2) para que a ponta distal (8) encaixe na bainha externa (1). Aperte a válvula Tuohy-Borst rodando o respectivo conector no sentido dos ponteiros do relógio.
- e. Certifique-se de que a válvula Tuohy-Borst (5) do punho está apertada no tubo empurrador (2) para evitar a aplicação prematura do stent e fugas durante a irrigação.
- f. Utilize uma seringa de 1-3 cc para irrigar a bainha externa (1) com solução salina heparinizada estéril através do Luer Lemos (4) existente no punho. Irrigue até sair apenas algumas gotas de solução salina pela extremidade distal da bainha externa. A irrigação completa do sistema poderá exigir 2-3 irrigações com uma seringa de 1 cc. **AVISO:** não utilize o dispositivo se não for possível irrigar a bainha externa (1).
- g. Utilize uma seringa de 3-10 cc para irrigar o lumen interno do tubo de fio-guia com solução salina heparinizada estéril através do conector Luer proximal (6) encaixado no tubo empurrador (2) até sair solução salina pelo lumen do fio-guia na ponta distal. **AVISO:** não utilize o dispositivo se não for possível irrigar o lumen interno do tubo de fio-guia (7).

- Introduza o sistema de aplicação de stent: faça avançar o dispositivo sobre o fio-guia e através do introdutor até ao local alvo. Se sentir resistência durante a introdução do sistema de aplicação, este deve ser retirado e substituído por outro sistema.
- Sob orientação fluoroscópica, posicione os marcadores distais do stent (10) no sentido distal a lesão alvo e o marcador de colocação proximal (12) no sentido proximal à lesão alvo.
- Endireite o mais possível a parte proximal do sistema de aplicação para eliminar o máximo de foiga e mantenha o punho numa posição estável.
- É necessário desapeirar a válvula Tuohy-Borst (5) do punho (3) de forma a permitir o movimento do tubo empurrador (2).
- Aplicar o stent:**
- a. A aplicação do stent deve ser efectuada sob orientação fluoroscópica.
- b. Segure na bainha externa (1) e no punho (3) com uma mão e o tubo empurrador (2) com a outra.
- c. Mova a bainha externa (1) proximalmente em relação ao tubo empurrador (2), enquanto mantém o tubo empurrador (2) numa posição fixa. **AVISO: não mova o tubo empurrador (2) na direcção distal para facilitar a aplicação.**

- Poderá ser necessário ajustar a posição do sistema de aplicação para manter os marcadores distais do stent (10) na localização adequada.
- Quando a extremidade distal do stent (9) iniciar a aplicação, continue a retirar a bainha externa proximal (1) e o punho (3), mantendo o tubo empurrador (2) fixo até o stent (9) estar completamente aplicado e os marcadores proximais do stent (11) se terem expandido. **Note: o marcador de colocação proximal (12) pode mover-se durante a aplicação do stent, pelo que pode não coincidir com a localização dos marcadores proximais do stent (11) após a aplicação.**
- Se sentir resistência durante a retração da bainha externa (1), não force a colocação. Retire o sistema de stent com cuidado sem o aplicar.
- Sob orientação fluoroscópica, retire do corpo todo o sistema de aplicação como uma só unidade sobre o fio-guia, mantendo este na respectiva posição. Retire o dispositivo de aplicação do fio-guia.
- AVISO: não force a remoção do sistema de aplicação do introdutor/bainha – se sentir resistência, retire a bainha e o sistema de aplicação como uma só unidade.**
- Efectue um angiograma arterial para verificar se foi completamente aplicado. Se existir em qualquer ponto ao longo da lesão uma expansão incompleta no stent, pode ser efectuada uma dilatação por baixo pós-aplicação consoante o critério do médico. Retire o balão do doente. **AVISO: não tente reposicionar o stent depois de iniciar a aplicação.**
- Quando for clinicamente adequado, retire o fio-guia, a bainha e qualquer outro equipamento acessório do corpo e obtenha a hemostase do local de acesso.

Materiais do doente

Concedido para ser guardado na carteira do doente para referência, juntamente com os respectivos documentos de cuidados de saúde. Este cartão informativo do doente contém informações relativas ao stent, incluindo o modelo e número de lote do stent, a data do procedimento e a localização do stent na perna. O cartão também fornece informações de fabrico e condições de RM.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE GARANTIA

Embora este produto tenha sido fabricado sob condições rigorosamente controladas, a Cordis Cashel não tem qualquer controlo sobre as condições em que este produto é utilizado. A Cordis Cashel renuncia assim a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, em relação ao produto, incluindo, entre outras, qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação a um determinado fim. A Cordis Cashel não se responsabiliza perante pessoa ou entidade alguma por despesas médicas ou danos directos, acidentais ou consequenciais provocados por qualquer utilização, defeito, falha ou avaria do produto, quer tal reivindicação de danos se baseie em garantia, contrato, acto ilícito ou outro. Nenhuma pessoa dispõe de autoridade para vincular a Cordis Cashel a qualquer representação ou garantia relativamente ao produto. As exclusões e limitações acima não se destinam nem devem ser interpretadas de forma a contrariar as disposições obrigatórias da lei aplicável. Se alguma parte do algum termo desta declaração de renúncia de garantia for considerado ilegal, inexecutável ou em conflito com a lei aplicável por um tribunal de jurisdição competente, a validade das restantes partes desta Declaração de Renúncia de Garantia não será afectada, sendo todos os direitos e obrigações interpretados e aplicados como se esta Declaração de Renúncia de Garantia não incluisse a parte o termo especificamente considerado inválido.

Nederlands

Stierel: Gesteriliseerd met ethylenoxide.

Niet opnieuw steriliseren – uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan het risico verhogen van letsel, ontoereikende werking en infecties.

Alle aanbevelingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn. Ze zijn niet bedoeld ter vervanging van de protocollen van de instelling of van het professionele klinische oordeel met betrekking tot de behandeling van de patiënt.

BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL

Het S.M.A.R.T.® Flex vasculair stentsysteem is een zelf-expanderende stent (S.M.A.R.T.® Flex Stent) die is voorgeprogrammeerd op een woord geplaatst met een eenvoudige terugtrekbare over-de-draad hulptaaisingsysteem. De S.M.A.R.T.® Flex Stent is een volledig onderling verbonden stent van een superelastisch nítio buisje dat is vervaardigd door spiraalvormig gedraaide stentbeentjes te integreren met spiraalvormige flexibele coils. De stentbeentjes en de spiraalvormige coils zorgen voor radiale rigiditeit en een expansiemechanisme. De S.M.A.R.T.® Flex Stent is zeer flexibel en voegt zich met minimale tot geen overlapping. Na plaatsing bereikt de stent zijn vooraf vastgestelde diameter en oefent een constante, lichte radiale kracht uit zodat het lumen doorgankelijk blijft.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

De S.M.A.R.T.® Flex Stent stent is bedoeld voor gebruik in de arteria ilíaca communes en externa ter verbetering van de lumen diameter bij patiënten met een symptomatische stenotische en/of oclusieve vaatvernauwing.

CONTRA-INDICATIES

- Onvermogen om antitrombotische/antiplatelet-therapie te verdragen
- Zwangerschap
- Toestand van hypercoagulatie
- Niet bedoeld voor gebruik in laesies die niet voorgedilateerd kunnen worden
- Niet bedoeld voor gebruik in een geperforeerd vat

WAARSCHUWINGEN

- Patiënten die allergisch zijn voor nítio (nikkel/titaan), kunnen allergisch reageren op dit implantaat.
- Vóór en na de procedure dient de patiënt met geschikte trombocytenaggregatiethermiers/anticoagulantia te worden behandeld.
- De gevolgen op lange termijn van herhaalde dilatatie van met endotheel beklede stents zijn op dit moment niet bekend.
- Als meerdere stents worden gebruikt die elkaar aanraken, dienen ze van hetzelfde materiaal vervaardigd te zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit product mag alleen worden gebruikt door artsen die zijn opgeleid in en ervaring hebben met diagnostische en interventionele vaattechnieken. Er moet gebruik worden gemaakt van standaardtechnieken voor interventionele vaatprocedures.
- Het **S.M.A.R.T.® Flex** stentsysteem voor vasculaire toepassing moet uitsluitend geleid worden gebruikt.
- Gebruik geen injectiepompstelsel met het plaatsingsstelsel.
- Het gebruik bij patiënten met een voorgeschiedenis van gevoeligheid voor contrastmiddelen wordt afgeraden, tenzij de patiënt voldoende met premedicatie onder controle kan worden gehouden.
- Het effect van verhitte in de MRI-omgeving op overlappende stents of stents met gebroken stentbeentjes is onbekend.
- Veiligheid en werkzaamheid zijn niet aangetoond bij:
 - o laesies die geheel of sterk geacificeerd zijn;
 - o pediatrie patiënten

Het systeem hanteren - Voorzorgsmaatregelen

- Probeer niet om de stent vóór gebruik uit het plaatsingsstelsel te verwijderen.
- Bij kamertemperatuur buiten direct zonlicht bewaren.
- Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.
- Niet gebruiken als het systeem beschadigd lijkt.
- Het plaatsingsstelsel niet blootstellen aan organische oplosmiddelen.
- Niet gebruiken als de buitenhuls van het hulpmiddel niet kan worden gespoeld.
- Niet gebruiken als het binnenlumen van de voederaadbus niet kan worden gespoeld.

De stent plaatsen - Voorzorgsmaatregelen

- Een geplaatste stent dient voorzichtig te worden gepasseerd door andere hulpmiddelen.
- Als op enig moment tijdens het inbrengen weerstand wordt gevoeld, mag de doorgang niet worden geforceerd. Weerstand kan de stent of het systeem beschadigen.
- Als weerstand optreedt tijdens de verplaatsing door de huls, trek u het stentsysteem voorzichtig terug.
- Wanneer de stentontplooiing eenmaal in gang is gezet, moet de stent volledig worden ontplooid. Het systeem mag niet worden verplaatst of gerecupereerd.
- Als weerstand wordt gevoeld wanneer de buitenste plaatsingshuls aanvankelijk wordt teruggetrokken, mag de ontplooiing niet worden geforceerd. Trek het stentsysteem voorzichtig terug zonder de stent te ontplooiën.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN - Mogelijke risico's en bijwerkingen zijn, maar beperken zich niet tot:

- Acute stentafsluiting
- Allergische reactie op nitinol
- Angina/coronaire ischemie
- Aneurysma of pseudoaneurysma in het vat of de toegangspiaats
- Aritmie
- Athero-embolie (blauwe-tenensyndroom)
- AV-fistelvorming
- Overlijden
- Embolisatie (lucht, plaque, trombus, hulpmiddel of anderszins)
- Koorts
- Hematoom/hematomie
- Hypotensie/hypertensie
- Infectie en/of pijn op de toegangspiaats
- Infectie secundair aan verontreiniging van de stent kan leiden tot sepsis en hemodynamische instabiliteit
- Letsel of dissectie van de intima
- Ischemie die interventie vereist (bypass of amputatie van een teen, voet of been)
- Verlies van een lidmaat
- Myocardinfarct (MI)
- Sterke uitwerking van de slagader kan scheuren veroorzaken
- Niersufficiëntie of nierfalen
- Restenose van gestent segment
- Septikemie/bacteriëmie
- Slechte appositie of migratie van de stent
- Breuk van de stentstructuur
- Beroerte
- Trombose
- Weefselnecrose
- Vasospasme
- Perforatie of scheuring van het bloedvat
- Verslechterde claudicatie/pijn in rust

INFORMATIE OVER COMPATIBILITEIT MET MRI

Niet-klinische tests hebben aangetoond dat het IMPLANTAAT onder bepaalde omstandigheden MRI-veilig is. Een patiënt met dit implantaat kan onmiddellijk na plaatsing veilig worden gescand onder de volgende omstandigheden:

- Normale bedrijfsmodus van het MRI-systeem en gebruik van een zenderde lichaamsspoel.
- Maximale duur van SAR-scan van het hele lichaam is 15 minuten.
- De voor een MRI-systeem van 1,5 Tesla/64 MHz gerapporteerde specifieke absorptiewaarde (SAR) voor het gehele lichaam van 3,8 W/kg werd in verband gebracht met een berekende SAR-waarde voor het gehele lichaam van 3,1 W/kg.
- De voor een MRI-systeem van 3 Tesla/128 MHz gerapporteerde SAR-waarde voor het gehele lichaam van 3,0 W/kg werd in verband gebracht met een berekende SAR-waarde voor het gehele lichaam van 2,8 W/kg.
- Statisch magnetisch veld van 3 Tesla of 1,5 Tesla
- Spatiele gradient van magnetische veld van 720 Gauss/cm of minder

MRI-gerelateerde verwarming

In niet-klinische testen produceerde het IMPLANTAAT de volgende temperatuurstijgingen tijdens een MRI-procedure van 15 minuten bij MRI-systemen van 1,5 Tesla (1,5 Tesla/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris4, versie Syngo MR 2002B DHF5) en 3 Tesla (3 Tesla/128 MHz, Excite, Siemens G30-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI), als volgt:

Grootste temperatuurverandering	MRI voorwaarden	Stentconfiguratie
+2,4 °C	1,5 T/64 MHz	Enkel 10 mm X 100 mm
+3,5 °C	3 T/128 MHz	Enkel 10 mm X 100 mm

De MRI-gerelateerde verwarmingsexperimenten voor het IMPLANTAAT bij 1,5 Tesla en 3 Tesla met behulp van een RF-lichaamsspoel voor verzenden/ontvangen maakten melding van gemiddelde SAR-waarden voor het gehele lichaam van respectievelijk 3,8 W/kg (d.w.z. geassocieerd met een calorimetrische waarde van 3,1 W/kg) en 3,0 W/kg (d.w.z. geassocieerd met een calorimetrische waarde van 2,8 W/kg). Dit gaf aan dat de grootste hoeveelheid warmte die optrad in combinatie met deze specifieke omstandigheden gelijk was aan of minder dan 3,5 °C voor de maximale enkele-stentconfiguratie van 10 mm x 100 mm. Het effect van verhitting in de MRI-omgeving op overlappende stents of stents met gebroken stentbeentjes is onbekend.

Artefactinformatie

De kwaliteit van het MR-beeld kan nadelig worden beïnvloed als het doelgebied in precies hetzelfde gebied of relatief dicht bij het IMPLANTAAT ligt. Het kan daarom nodig zijn de MRI-beeldvormingsparameters aan te passen aan de aanwezigheid van dit implantaat.

Afmetingen: IMPLANTAAT, diameter van 8 mm, lengte van 150 mm

Proseguente	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Grootte: signaal/haat	1,585 mm ²	76 mm ²	1,870 mm ²	95 mm ²
Vlakorientatie	Parallel	Loodrecht	Parallel	Loodrecht

1. De percutane plaatsing van de stent moet onder röntgendoorlichting worden verricht in een procedurekamer voor angiografie. Diagnostische angiografie moet worden uitgevoerd om de omvang van de laesie en de collaterale flow in kaart te brengen en de lengte van de doellaesie en diameter van het referentievat (proximaal en distaal van de laesie) te meten. De voorbereiding van de patiënt en voorzorgsmaatregelen in verband met steriliteit dienen identiek te zijn aan die gebruikt voor angioplastiekprocedures.
2. Selecteer een stentdiameter die past bij de gemeten diameter van het referentievat en de selectie tabel voor stentafmetingen hieronder.

Stentdiameter (mm)	Diameter referentievat (mm)
9	7,5-8,5
10	8,5-9,5

3. Meet de lengte van de te behandelen laesie om de lengte van de te gebruiken stent te bepalen. Selecteer een stentlengte waarmee de proximale en distale aspecten van de stent de gehele doellaesie kunnen bedekken.
 - a. De **maximale beperkte lengte** is de lengte van de stent in de kleinste diameter van het referentievat.
 - b. De **minimale beperkte lengte** is de lengte van de stent in de grootste diameter van het referentievat.

Gelabelde stentlengte (mm)	Maximale beperkte lengte (mm)	Minimale beperkte lengte (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. Creëer toegang tnt de te behandelen plaats met de daartoe benodigde hulpinstrumenten van de juiste maat. Het stentplaatsingssysteem is compatibel met een inbrenghuls van 6 Fr (of groter).
5. Gebruik een inbrenghuls van 6 Fr (of groter) en breng via de toegangskatheter of introducer een geschikte voederaad in van 0,035 inch langs het distale segment van de doellaesie. Het verlies aan aanbeveling een huls te gebruiken om de aorta bifurcatie te passeren. Het verdient aanbeveling de patiënt een therapeutische heparinadosis te geven, zodat de ACT groter is dan 250.
6. **Voordielatere de laesie:** Gebruik standaardtechnieken voor ballonangioplastiek om de laesie minimaal te dilateren tot een omvang die overeenstemt met de diameter van het referentievat tot maximaal de gelabelde stentmaat. Verwijder de ballonkatheter uit de patiënt; houd daarbij de toegang tot de laesie in stand met de voederaad.

7. Prepareer het stentplaatsingssysteem:

- a. Open de buitenverpakking met de zak met de stent en de plaatsingskatheter.
- b. Inspecteer de stentelijke barrière van de buitenzijde zorgvuldig; trek de buitenzijde vervolgens zorgvuldig open en haal de binnenkant met inhoud eruit. Trek de binnenkant voorzichtig open en neem de stentplaat en vervoerskoker met het stentplaatsingssysteem eruit. **Waarschuwing: NIET gebruiken indien de binnen- of buitenzijde open of beschadigd is.**
- c. Leg de stentplaat met vervoerskoker op een vlakke ondergrond. Neem stent/plaatsingssysteem uit de vervoerskoker. Controleer of het hulpmiddel beschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat de stentlaesie is aangetast of het hulpmiddel beschadigd is, gebruik u het hulpmiddel niet.
- d. Als de distale tip (8) zich niet in de buitenhuls (1) bevindt, draait u de Tuohy-Borst-klep (5) op de handgreep (3) los en trek u de duwkatheer (2) zo terug dat de distale tip (8) in de buitenhuls (1) zit. Draai de Tuohy-Borst-klep vast door het aanzetstuk van de klep rechtom te draaien.
- e. Controleer om er zeker van te zijn dat de Tuohy-Borst-klep (5) op de handgreep vastgedraaid is op de duwkatheer (2) om te voorkomen dat de stent voortijdig wordt geplaatst en tijdens het spoelen lekt.
- f. Gebruik een spuit van 1-3 ml om de buitenhuls (1) te spoelen met steriele gehepariniseerde zuutoplossing via de inwendige luer aansluiting (4) op de handgreep. Spoel tot een paar druppels zuutoplossing uit het distale uiteinde van de buitenhuls tevoorschijn komen. Om het volledige systeem te spoelen, moet minstens 2-3 keer met een spuit van 1 ml worden gespoeld.

Waarschuwing: Als de buitenhuls niet kan worden gespoeld, mag u het hulpmiddel niet gebruiken.

- g. Gebruik een spuit van 3-10 ml om het binnenlumen van de voederaadkatheter te spoelen met steriele gehepariniseerde zuutoplossing via de proximale luer aansluiting (6) die is bevestigd aan de duwkatheer (2), tot zuutoplossing bij de distale tip uit het voederaadlumen komt. **Waarschuwing: Als het binnenlumen van de voederaadkatheter (7) niet kan worden gespoeld, mag u het hulpmiddel niet gebruiken.**

8. **Het stentplaatsingssysteem inbrengen:** Voer het hulpmiddel over de voederaad op en door de introducer naar de doellaesie. Als u weerstand ondervindt tijdens het inbrengen van het plaatsingsstelsel, dient u het systeem terug te trekken en een nieuw systeem te gebruiken.
9. Positioneer de distale stentmarkeringen (10) onder röntgendoorlichting van de doellaesie en de proximale plaatsingsmarkering (12) proximaal van de doellaesie.
10. Maak het proximale deel van het plaatsingsstelsel recht om zoveel mogelijk speling te verwijderen en houd de handgreep in een stabiele positie.
11. De Tuohy-Borst-klep (5) op de handgreep (3) moet worden losgedraaid zodat de duwkatheer (2) vrij kan bewegen.
12. **De stent ontplooiën:**

- a. De stent moet onder doorlichting worden ontplooid.
- b. Pak de buitenhuls (1) en handgreep (3) met de ene hand vast om de duwkatheer (2) met de andere.
- c. Breng de buitenhuls (1) proximaal ten opzichte van de duwkatheer (2), terwijl u de duwkatheer (2) op een vaste positie houdt. **Waarschuwing: Verplaats de duwkatheer (2) niet in distale richting om de ontplooiing te vergemakkelijken.**
- d. De positie van het plaatsingsstelsel moet misschien worden gewijzigd om de distale stentmarkeringen (10) op de juiste plaats te houden.
- e. Wanneer het distale uiteinde van de stent (9) begint te ontplooiën, trek u de proximale buitenhuls (1) en handgreep (3) verder terug terwijl u de duwkatheer (2) stil houdt tot de stent (9) volledig is ontplooid en de proximale stentmarkeringen (11) geëxpandeerd zijn. **NB: De proximale plaatsingsmarker (12) kan tijdens de stentontplooiing verplaatsen en valt na ontplooiing misschien niet samen met de locatie van de proximale stentmarkeringen (11).**
- f. Als weerstand wordt gevoeld wanneer de buitenhuls (1) wordt teruggetrokken, mag de ontplooiing niet worden geforceerd. Trek het stentsysteem voorzichtig terug zonder de stent te ontplooiën.

13. Trek het gehele plaatsingssysteem onder doorlichting als één geheel over de voederaad uit het lichaam terug terwijl u de voederaad in positie houdt. Verwijder het plaatsingssysteem voorzichtig van de voederaad. **Waarschuwing: Verwijder het plaatsingssysteem niet met kracht uit de introducer/huls - als weerstand wordt gevoeld, verwijdt u de huls en het plaatsingssysteem als een geheel.**
14. Voer een arterieel angiogram uit om te bevestigen dat de stent volledig is ontplooid. Als de stent op bepaalde plaatsen langs de laesie niet geheel is geëxpandeerd, kan naar goeddunken van de arts na plaatsing ballon dilatatie worden uitgevoerd. Verwijder de ballon uit het lichaam van de patiënt. **Waarschuwing: Probeer de stent na aanvang van de ontplooiing niet anders te positioneren.**
15. Wanneer dit klinisch aangewezen is, verwijdt u de voederaad, huls en andere hulpparaatuu uit het lichaam en brengt u hemostase van de toegangspiaats tot stand.

PATIENT DOCUMENTATIE

Het is de bedoeling dat de patiënt dit samen met de verzekeringskaart steeds bij zich draagt. Deze patiëntinformatiekaart bevat gegevens over de stent, met inbegrip van het model en lotnummer van de stent, de datum van de procedure en de locatie van de stent in het been. De kaart bevat tevens product-informatie en MR-voorwaarden.

GARANTIEVERKLARING:

Hoewel dit product onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden is vervaardigd, heeft Cordis Cashel geen controle over de omstandigheden waaronder dit product wordt gebruikt. **Cordis Cashel** verleent daarom geen enkele garantie, uitdrukkelijk en impliciet, met betrekking tot het product met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. **Cordis Cashel** is ten opzichte van geen enkele persoon of entiteit aansprakelijk voor medische kosten of directe, indirecte of gevolgschade veroorzaakt door gebruik, defecten, storingen of slechte werking van het product, ongeacht of de basis hiervoor een garantie, contract, onrechtmatige daad of anderszins. Niemand is bevoegd om **Cordis Cashel** aan enige verklaring of garantie betreffende het product te binden. De uitsluitingen en beperkingen die hierboven uiteengezet zijn, zijn niet bedoeld, en moeten niet geïnterpreteerd worden als een inbreuk op dwingende bepalingen van de van toepassing zijnde wet. Als een bepaling of voorwaarde van deze Afwijzing van garantie door een bevoegde rechtbank onwettig, ontoepasselijk of strijdig met de van toepassing zijnde wet wordt verklaard, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze Afwijzing van garantie onaangeroerd en moeten alle rechten en verplichtingen worden opgevat en toegepast alsof de Afwijzing van garantie de bepaling of voorwaarde die onwettig is verklaard, niet bevat.

Dansk

Sterit: Steriliseret med etylenoxidgas.

Må ikke resteriliseres - kun til engangsbrug. Genbrug kan øge risikoen for personskade, utilsigtede stillende ydveene og infektion.

Disse anbefalinger er kun generelle retningslinjer. De er ikke ment som en erstatning for institutionsnetts protokoller eller for fagmæssig klinisk dommeekraft vedrørende patienters behandling.

BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN

S.M.A.R.T.® Flex vaskulært stentsystem er en selvexpanderende stent (**S.M.A.R.T.® Flex** stent), der er formoteret og indføres vha. et letanvendt over-the-wire indføringsystem med en sheath til bilagetrækning. **S.M.A.R.T.® Flex** stenten er en fuldt forbundet stent fremstillet af superelastisk nitinolmateriale og konstrueret via

integration af spiralfornede afstvebånd med spiralfornede fleksible spoler. Både afstvelelementerne og de spiralfornede spoler sørger for radial stivhed og en ekspansionsmekanisme. **S.M.A.R.T.® Flex** stenten er meget fleksibel og vil tilpasse sig med minimal til ingen dænnelse af "bidskæle". Efter anlæggelse af stenten sin forudfastlagte diameter og udover en konstant, bild, uadæretet kraft til opretholdelse af et uhindret lumen.

INDIKATIONER

S.M.A.R.T.® Flex stenten er beregnet til brug i de almindelige og udvendige iliac arterier for at forbedre de lumenale diameter hos patienter med symptomatiske vaskulære stenotiske sygdomme.

KONTRAINDICATIONER

- Tolererer ikke antitrombotiske eller antitrombocyte behandling
- Graviditet
- Hyperkoagulerende tilstand
- Ikke beregnet til brug i læsioner, der ikke kan prædilateres
- Ikke beregnet til brug i et perforeret kar.

ADVARSLER

- Personer med nitinol-allergi (nikkel-titan) kan udvikle en allergisk reaktion over for dette implantaat.
- Passende antitrombocyt-/antikoagulationsbehandling bør administreres før og efter proceduren.
- Resultaterne på lang sigt af gentaget dilatation af endoteliserede stenter kendes på nuværende tidspunkt ikke.
- Når flere stenter anvendes og det fører til kontakt mellem stenter, bør disse have den samme sammensætning.

FORHOLDSREGLER

- Dette produkt må kun anvendes af læger med træning og erfaring i diagnostiske og interventionelle vaskulære teknikker. Standardteknikker til interventionelle vaskulære procedurer bør anvendes.
- Brug af **S.M.A.R.T.® Flex** vaskulært stentsystem kræver fluoroskopisk styring.
- Brug ikke elektriske injektionssystemer sammen med indføringsystemet.
- Det frarådes at bruge produktet hos patienter med en anamnese, der indeholder overfølsomhed over for kontraststof, medmindre patienten kan præmedicineres tilstrækkeligt.
- Effekten af opvarmning i MR miljøet af overlappende stenter med knækkede afstvele kendes ikke.
- Sikkerhed og effektivitet er ikke påvist i forbindelse med:
 - o Læsioner med total eller tærforkalkning
 - o Pædiatriske patienter

Håndtering af systemet - forholdsregler

- Forsøg ikke at fjerne stenten fra indføringsystemet før brug.
- Opbevarer ved omgivende rumtemperatur og væk fra direkte sollys.
- Må ikke anvendes efter udløb af "Anvendes inden" datoen.
- Må ikke bruges, hvis systemet viser tegn på beskadigelse.
- Indføringsystemet må ikke eksponeres for organiske opløsningsmidler.
- Systemet må ikke bruges, hvis den udvendige sheath på anordningen ikke kan gennemskyllles.
- Systemet må ikke bruges, hvis det indvendige lumen på guidewireet ikke kan gennemskyllles.

Stentplacering - forholdsregler

- Udvis forsigtighed ved krydsning af en anlagt stent med andet udstyr.
- Hvis der på noget tidspunkt mærkes vand, ender form for indsatningen, må der ikke bruges. Endver under for modstand kan beskadige stenten eller systemet.
- Hvis der mærkes modstand under bevægelsen igennem sheathen, skal stentsystemet trækkes forsigtigt ud.
- Når anlæggelse af stenten er påbegyndt, skal stenten ansluttes fuldt ud. Systemet er ikke beregnet til omplacering eller ny anlæggelse.
- Hvis der mærkes modstand, når den udvendige sheath først trækkes bagud, må anlæggelsen ikke tvinges. Træk stentsystemet forsigtigt tilbage uden at anlægge stenten.

POTENTIELLE UØNSKEDE HENDELSE

- **Potentielle farer:** Potentielle farer og bivirkninger inkluderer, men er ikke begrænset til:
 - Pludselig lukning af stenten
 - Allergisk reaktion over for nitinol
 - Angina/hjerteslæm
 - Aneurisme eller pseudoaneurisme i kar eller på karadgangsstedet
 - Aritmie
 - Atheroembolisering ("blå tæer")
 - Dænnelse af AV-fistler
 - Død
 - Embolisering (lufte, plaque, trombe, anordning eller andet)
 - Feber
 - Hæmatom/hæmorage
 - Hypotension/hypertension
 - Infektion og/eller smerte på adgangsstedet
 - Infektion som følge af forurening af stenten kan medføre sepsis og hemodynamisk ustabilitet
 - Intimaskade-dissektion
 - Iskæmi, der kræver intervention (hjerne-lunge-indgreb eller amputation af tå, fod eller ben)
 - Tab af lemme
 - Myokardieinfarkt (MI)
 - Overstrækning af arterien kan medføre ruptur
 - Nyrinsufficiens eller -svigt
 - Restenose af segmentet med stenten
 - Sepsis/bakteriæmi
 - Ukorrekt anordning/migration af stenten
 - Fraktur på stentstrukturen
 - Slagtilfælde
 - Trombose/trombe
 - Vævsnekrose
 - Vasospasme
 - Perforering eller ruptur af kar
 - Forværrer claudication/smerter ved hvile

OPLYSNINGER VEDRØRENDE MR-KOMPATIBILITET

Ikke kliniske tests har vist, at IMPLANTAATET er MR betinget. En patient med dette implantaat kan scannes sikkert umiddelbart efter anlæggelse af stenten på de følgende betingelser:

- Normal driftstilstand af MR-systemet og brug af sendespole for hele kroppen.
- Maks. scanningstid for WB-SAR 15 min.
- En gennemsnitlig specifik absorptionsstastighed (SAR) for hele kroppen på 3,8 W/kg rapporteret af et 1,5 Tesla/64 MHz MR-system var associeret med en beregnet gennemsnitlig SAR-værdi for hele kroppen på 3,1 W/kg.

- En gennemsnitlig specifik absorptionshastighed (SAR) for hele kroppen på 3,0 W/kg rapporteret af et 3 Tesla/128 MHz MR-system var associeret med en beregnet gennemsnitlig SAR-værdi for hele kroppen på 2,8 W/kg.
- Statisk magnetfelt på 3 Tesla eller 1,5 Tesla.
- Spatialt gradient magnetfelt på 720 Gauss/cm eller mindre.

MR-relateret opvarmning

Ikke-klinisk testning producerede IMPLANTATET følgende temperaturstigninger under MRI, der blev udført under 15 minutters scanning 1,5 Tesla (1,5 Tesla/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Software Numaris/4, Version Syngo MR 2002B DHHS) og 3 Tesla (3 Tesla/128 MHz, Excite, Software G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR-systemer som følger:

Største temperaturændring	MR-forhold	Stentkonfiguration
+2,4 °C	1,5-T/64-MHz	Enkelt, 10 mm x 100 mm
+3,5 °C	3-T/128-MHz	Enkelt, 10 mm x 100 mm

Derfor viste de MR-relaterede opvarmningseksperimentet med IMPLANTATET ved 1,5 og 3 Tesla og ved brug af MR-system med en sende/modtage højfrekvenskopspole, der rapporterede gennemsnitlige SAR-værdier for hele kroppen på hhv. 3,8 W/kg (dvs. associeret med en kalorigenitærværdi på 3,1 W/kg) og 3,0 W/kg (dvs. associeret med en kalorigenitærværdi på 2,8 W/kg), at den største opvarmning, der fandt sted i forbindelse med disse specifikke betingelser, svarede til eller lå under 3,5 °C i den største konfiguration for en enkelt stent på 10 mm x 100 mm. Effekten fra opvarmning i MR-miljøet af overlapende stenter eller stenter med brug kendes ikke.

Oplysninger om artefakter

MR-billedkvaliteten kan være kompromitteret, hvis interesseområdet ligger inden for nøjagtigt samme område eller forholdsvis tæt på positionen af IMPLANTATET. Derfor kan optimering af MR-billedparametre være nødvendig for at kompensere for tilstedeværelsen af dette implantat.

Dimensioner: IMPLANTAT, 8 mm i diameter, 150 mm i længde

Puls-sekvens	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Størrelse af signalområde	1.585 mm²	76 mm²	1.870 mm²	95 mm²
Planretning	Parallel	Lodret	Parallel	Lodret

1. Perikutan placering af stenten skal foretages i et rum beregnet til angiografiske indgreb under fluoroskopisk styring. Diagnostisk angiografi bør udføres for at kortlægge læsionens omfang og det kollaterale flow og for at måle længden af mallasionen og diameteren af referenceløbet (proksimalt og distalt for læsionen). Klargøringen af patienten og forholdsreglerne vedrørende stentillet bør være de samme som for enhver angioplastisk indgreb.
2. Vælg en stentdiameter iht. den målte diameter af referenceløbet og stentlængden i tabellen herunder.

Stentdiameter (mm)	Diameter af referenceløbet (mm)
•	7,5-8,5
•	8,5-9,5

1. Mål længden af mallasionen for at bestemme længden af den stent, der skal bruges. Vælg en stentlængde, der tager hensyn til stentens proksimale og distale aspekter for at dække hele mallasionen.
 - a. Den **maksimale indsnævrede længde** er længden af stenten ved den mindste angivne referencediameter for karret.
 - b. Den **minimale indsnævrede længde** er længden af stenten ved den største angivne referencediameter for karret.

Måret stentlængde (mm)	Maks. indsnævrede længde (mm)	Min. indsnævrede længde (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

1. Skaf adgang til behandlingsstedet ved brug af det passende hjælpemiddel. Stentindføringsystemet er kompatibel med en 6 Fr (eller større) introduktionsheath.
2. Brug en 6 Fr eller større introduktionsheath til at føre en passende 0,89 mm (0,035") guidewire igennem adgangsarteriet eller introduderen hen over det distale segment på mallasionen. Det anbefales at bruge en sheath til at krydse over bifurcation aortica. Det anbefales, at patienten får en dosis heparin, så aktiveret koagulationslignende (ACT) er større end 250.
3. **Prædilater læsionen:** Brug standard angioplastikknikker med ballon til at dilater læsionen minimalt til en størrelse svarende til referencelørets diameter op til den mærkede stentstørrelse. Fjern ballonkateret fra patienten, samtidig med at adgangen til læsionen opretholdes med guidewiren.
4. **Klargør stentindføringsystemet:**
 - a. Åbn den ydre æske for at synliggøre posen med stenten og indføringskateret.
 - b. Inspicér posen omhyggeligt, og se efter tegn på beskadigelse af den sterile barriere. Åbn derefter forsigtigt den ydre pose, og træk den indre pose ud. Åbn forsigtigt den indre pose, og fjern backerboardet med bærerøret, som holder stentindføringsystemet.
5. **Advarsel: Brug IKKE systemet, hvis den indre eller ydre pose er åbnet eller beskadiget.**
 - a. Sæt backerboardet med bærerøret på et fladt underlag.
 - b. Fjern stenten/indføringsystemet fra bærerøret. Inspicér anordningen for tegn på skader. Hvis der er mistanke om, at stentlæsten er kompromitteret, eller at anordningen er beskadiget, må anordningen ikke bruges.

- d. Hvis den distale spids (8) ikke sidder i den udvendige sheath (1), skal Tuohy-Borst-ventilen (5) løsnes på håndtaget (3). Træk skubberøret (2) bagud, så den distale spids (8) sidder inde i den udvendige sheath (1). Stram Tuohy-Borst-ventilen ved at dreje ventilknappen i urets retning.
- e. Kontroller, at Tuohy-Borst-ventilen (5) på håndtaget er spændt fast på skubberøret (2) for at forhindre for tidlig anlæggelse af stenten og lægning under gennemskyllningen.
- f. Brug en 1-3 ml sprøjte til gennemskyllning af den udvendige sheath (1) med steril, hepariniseret saltvand igennem hun-lueren (4) på håndtaget. Skyl, indtil der kun løber nogle få dråber saltvand ud af den distale ende af den udvendige sheath. Fuldstændig gennemskyllning af systemet kan kræve 2-3 gennemskyllninger med en 1 ml sprøjte. Advarsel: Hvis den udvendige sheath (1) ikke kan gennemskylls, må anordningen ikke bruges.
- g. Brug en 3-10 ml sprøjte til at gennemskyll de indvendige lumen på guidewiren med steril, hepariniseret saltvand gennem den proksimale luer-muffe (6), der er fastgjort på skubberøret (2), indtil der løber saltvand ud af guidewire-lumen ved den distale spids. Advarsel: Hvis det indre lumen på guidewiren (7) ikke kan gennemskylls, må anordningen ikke bruges.
- h. Indfør stentindføringsystemet. For anordningen frem over guidewiren og gennem introduderen til målstedet. Hvis der mærkes modstand under indførsen af indføringsystemet, bør systemet trækkes ud igen, og et andet system anvendes.
9. Placer under fluoroskopisk vejledning de distale stentmarkører (10) distalt for mallasionen og den proksimale placeringsmarkør (12) proksimalt for mallasionen.
10. Ret den proksimale del af indføringsystemet ud for at fjerne så meget slæk som muligt, og hold håndtaget i en stabil position.
11. Tuohy-Borst-ventilen (5) på håndtaget (3) skal løsnes for at tillade fri bevægelse af skubberøret (2).
12. **Anlæg stenten:**
 - a. Anlæggelsen skal ske under fluoroskopisk vejledning.
 - b. Tag fat i den udvendige sheath (1) og håndtaget (3) med den ene hånd og skubberøret (2) med den anden.
 - c. Bevæg den udvendige sheath (1) proksimalt i forhold til skubberøret (2), mens skubberøret (2) holdes fast.

- Advarsel: Skubberøret (2) må ikke bevæges i distal retning for at lette anlæggelsen.
- d. Positionen af indføringsystemet skal muligvis justeres, for at de distale stentmarkører (10) kan holdes korrekt på plads.
- e. Når den distale ende af stenten (9) begynder anlæggelsen, skal den proksimale udvendige sheath (1) og håndtaget (3) fortsat trækkes bagud, samtidig med at skubberøret (2) holdes i ro, indtil stenten (9) er anlagt helt, og de proksimale stentmarkører (11) er blevet uddelt.
- Bemærk: Den proksimale placeringsmarkør (12) kan bevæge sig under anlæggelsen af stenten og stenter muligvis ikke overens med placeringen af de proksimale stentmarkører (11) efter anlæggelsen.
- f. Hvis der mærkes modstand under tilbagetrækningen af den udvendige sheath (1), må anlæggelsen ikke tvinges. Træk stentsystemet forsigtigt tilbage uden at anlægge stenten.
13. Træk under fluoroskopisk vejledning hele indføringsystemet bagud over guidewiren som en enhed, samtidig med at guidewiren holdes på plads, og ud af kroppen. Fjern indføringsanordningen fra guidewiren.
- Advarsel: Brug ikke tvang ved fjernelse af indføringsystemet fra introduderen/sheathen. Hvis der mærkes modstand, skal sheathen og indføringsystemet fjernes som en enhed.
14. Udfør et arterielt angiogram for at bekræfte fuld anlæggelse. Hvis ekspansionen i stenten langs med læsionen ikke er fuldstændig, kan der udføres dilatation med ballon efter anlæggelsen, efter lægens skøn. Fjern ballonen fra patienten.
- Advarsel: Forsøg ikke at oplacere stenten efter påbegyndelse af anlæggelse.
15. Når det er klinisk relevant, fjernes guidewiren, sheathen og alt andet ekstraudstyr fra kroppen, og der opnås hæmostase på adgangsstedet.

Patientmateriale

Beregnet til at patienten kan opbevare dette i punge til henvisning sammen med sygeklipet. Kortet med patientinformation indeholder oplysninger om stenten, inklusive stentens model- og partnummer, proceduredata og stentanlægsstedet i benet. Karter indeholder endvidere oplysninger om producent og MR-forhold.

ANSVARSRASKRIVELSE

Selvom produktet er fremstillet under omhyggeligt kontrollerende forhold, har Cordis Cashed ingen kontrol over de vilkår, under hvilke produktet anvendes. Cordis Cashed fraskriver sig herved alle garantier, både udtrykkelige og underforståede, herunder hensyn til produktet, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti af salgbarehed eller egnethed til et bestemt formål. Cordis Cashed har ikke noget ansvar for nogen som helst person eller enhed for nogen som helst legeomkostning eller direkte, tilfældig eller følgeskade forårsaget af en hvilken som helst brug, defekt eller fejl eller svigt af produktet, uanset om et krav for sådanne tab er baseret på garanti, kontrakt, tort eller på anden vis, ingen person har autorisation til at binde Cordis Cashed til nogen som helst form for erklæring eller garanti vedrørende produktet. De ovenstående udtalelser og begrænsninger er ikke beregnet til, og må ikke fortolkes på en måde, der er i strid med ulovlige bestemmelser i den gældende lov. Hvis nogen som helst del eller betingelse i denne ansvarsfraskrivelse anses for at være ulovlig, ikke retsgyldig eller i modstrid med gældende lov, følger en kompetent domstol, vil gyldigheden af den resterende del af denne ansvarsfraskrivelse ikke være påvirket, og alle rettigeheder og forpligtelser skal fortolkes og opretholdes, som om denne ansvarsfraskrivelse ikke indeholdt den pågældende del eller betingelse, der anses for at være ugyldig.

Suomi

Sterilis

steriloitu eteenkiskidkassalla. Ei saa steriilata uudelleen – vain kertakäyttöön. Uudelleenkäyttö voi lisätä vamman, toiminnan heikkenemisen ja infektion vaaraa.

Nama suositukset on tarkoitettu vain yleisluotoisiksi ohjeiksi. Niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan lähtöksen ohjeita tai potilaan hoitoa koskevaa ammatillista kliinistä harkintaa.

LAITTEEN KUVUUS

S.M.A.R.T.* Flex -veisuonstenttijärjestelmä on itselägenävea stentti (S.M.A.R.T.* Flex -stentti), joka on esiasennettu ja joka asennetaan yhden pois vedettävän holkin avulla ohjainlanka pitkin -tyyppiellä asennusjärjestelmällä. **S.M.A.R.T.* Flex -stentti** on täysin liitetty stentti, joka on tehty superelastisesta nitinolielästusta ja jossa on sisäänrakennetut kierteiset tuet yhdessä joustavien kierukkarakenteiden kanssa. Sekä tukielementit että kierukkarakenteet antavat säteitäistä jähkkytystä ja laajennusmekanismiin. **S.M.A.R.T.* Flex** -stentti on hyvin talpuva ja mukautuu niin, että sen rakennosat eivät torota ulospäin tai törröittävä vain hyvin vahaa. Aseennuksen jälkeen stentti säuvtänee ennalaa määrän lapimittansa ja työntää jatkuvalla, hellävaraisella voimalla ulospäin piteän luumenin avoimaa.

KÄYTTÖOHJEET

S.M.A.R.T.* Flex -stentti on tarkoitettu käytettäväksi yhteisissä ja uulomissa lonkkavammoissa parantamaan luuminaalisia lapimittaa potillailla, joilla on symptomaattisia ahtauttavia ja/tai tukkeavia verisuonitautia.

VASTA-AIHHEET

- Jos potilas ei siedä antitromboottista tai antitrombosyyttihoidoa
- Raskaus
- Hyperkoaguloiva tila
- Ei ole tarkoitettu sellaisien leesoiden hoitoon, joita ei voida esiläajentaa
- Ei ole tarkoitettu käytettäväksi perforoituneissa suonissa.

VAROITUKSET

- Henkilöt, jotka ovat allergisia nitinolielle (nikkeli-titaani), voivat saada vasta implantin alaisen reaktion.
- Ennen toimenpidettä ja toimenpiteen jälkeen on annettava asianmukaista antitrombosyytti-/antikoagulanttihoidoa.
- Endoteelikuudosta sisältävien stenttien uudelleen laajennuksen pitkäaikaisvaikutusta ei tällä hetkellä tunneta.
- Kun käytetään useita stenttejä, mikä johtaa stenttien keskinäiseen kontaktiin, stenttien materiaalien tulee olla samankaltaisia.

VAROTOIMET

- Täätä tuotetta saavat käyttää vain lääkarit, joilla on diagnositia ja interventioonaalisia veisuonitekniikoita koskevaa koulutusta ja kokemusta. On sovellettava tavanomaisia tekniikoita, joita käytetään interventioonaalisia veisuonitoimenpiteissä.
- **S.M.A.R.T.* Flex** -veisuonstenttijärjestelmän käyttö edellyttää lapivalaisuväyystä.
- Aseennusjärjestelmän kanssa ei saa käyttää ruiskupumppulaitteita.
- Ei suositella käyttöä potillailla, joilla on ilmentynyt herkkyyttä varjoaineille, ellei potilaalle voida antaa riittävaa esiläajentaa.
- Magneettikuvasuunparistossa liittäisiin tai rikkoutuneisiin stentteihin (murtuneet tukiosat) liittyvasta kuumentumisesta ei ole olemassa tietoja.
- Turvallisuutta ja vaikutusta ei ole määritetty o leesioissa, jotka ovat joko kokonaan tai ihteasti kalkeittuneita o lapsipotillailla.

Järjestelmän käsittely – varotoimet

- Älä yritä irrottaa stenttiä aseennusjärjestelmästä ennen käyttöä.
- Älä yritä huoneolosuhteissa, suojattuna suoralla auringonvalolla.
- Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Ei saa käyttää, jos järjestelmä vaikuttaa vaurioituneelta.
- Älä istista aseennusjärjestelmää orgaanisille luottimille.
- Ei saa käyttää, jos ohjainlankaholkia ei voida huuhdella.
- Ei saa käyttää, jos ohjainlankaketun sisäluumenia ei voida huuhdella.

Stentin asentaminen – varotoimet

- Ole varovainen viedeissä jonkin apuvälineen asennettuna stenttiä läpi.
- Jos kohtaat vastusta milloin tahansa sisäänvientivaiheessa, älä käytä voimaa. Vastus voi vaurioittaa stenttiä tai järjestelmää.
- Jos vastusta ilmenee holkia läpi liikuttaessa, veda stenttijärjestelmää varovasti pois.
- Kun stentin asentaminen on alkanut, stentti täytyy asentaa täydellisesti. Järjestelmää ei ole suunniteltu stenttiä uudelleen sijoittamiseksi tai kiinni ottamiseksi varten.
- Jos alusta aseennuksen ulkoholkia pois vedettäessä tuntuu vastusta, älä asenna väkisin. Veda stenttijärjestelmää varovasti pois asentamatta stenttiä.

MAHDOLLISET HAITTATAPAHTUMAT

- Mahdollisia vaaroja ja sivuvaikutuksia ovat muun muassa:
 - akiliinen stenttiä sukkutuminen
 - allerginen reaktio nitinolielle
 - angina pectoris/dissektaalton iskemä
 - aneurysma tai valaueenlankaketun verisuonessa tai veisuonien sisäänpääsykohdassa
 - rytmihäiriö
 - aterioemboliaatio (sinivarusoireyhtymä)
 - Ateristelin muodostuminen
 - kuulema
 - emboliaatio (ilma, plakkia, trombi, laite tai muut)
 - kuume
 - hematoma/veren vuoto
 - hypotensio/hypertensio
 - infektiö ja/tai sisäänpääsykohdan kipu
 - stenttiä kontaminaation jälkeinen infektiö voi johtaa sepsikseen ja hemodynaamiseen epävakauteen
 - intiman vaurio/dissektaalton iskemä
 - interventioita vaativia iskemä (ohitusleikkaus tai varpaan, jalkaterän tai jalan amputointi)
 - raajan menetyt
 - sydäninfarkti
 - valtimon liika veritys voi johtaa repeamaan
 - stenttään segmentin restenioosi
 - septikemia/bakteremia
 - stenttiä virheasento/siirtäminen

- stenttiä rakenteen murtuminen
- alivahaus
- tromboosi/trombi
- kudoksen nekroosi
- vasospasmi
- suonien perforaatio tai repeama
- pahempi ontumien/leptolain kipu.

MAGNEETTIKUVUUSYhteensopivuustiedot

Ei-kliininen testaus osoitti, että IMPLANTTI on MRI-ehdollinen. Potilas, jolla on tämä implantti, voidaan kuvata heti sijoittamisen jälkeen turvallisesti seuraavissa olosuhteissa:

- Magneettikuvasuunjärjestelmän normaali käyttötapaa ja kokovartaloeläen käyttö
- WB-SAR-kuvauksen maksimimäärä 15 mW/kg
- 1,5 Tesla / 64 MHz:n magneettikuvasuunjärjestelmässä raportoitu koko kehon keskiarvostettu spesifinen absorptiopoeeus- eli SAR-arvo 3,8 W/kg liittyi laskettuun koko kehon keskiarvostettuun SAR-arvoon 3,1 W/kg
- 3 Tesla / 128 MHz:n magneettikuvasuunjärjestelmässä raportoitu koko kehon keskiarvostettu spesifinen absorptiopoeeus- eli SAR-arvo 3,0 W/kg liittyi laskettuun koko kehon keskiarvostettuun SAR-arvoon 2,8 W/kg
- Staattinen magneettikenttä on 3 Tesla tai 1,5 Tesla
- Spatiaalinen gradienttimagneettikenttä on korkeintaan 720 gauss/cm

Magneettikuvasuunjärjestelmän käyttäminen

Ei-kliinissä testauksessa IMPLANTTI tuotti seuraavat limmonnukset 15 minuutin MRI-kuvauksen aikana 1,5 Tesla (1,5 Tesla/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Ohjeisto Numaris/4, Versio Syngo MR 2002B DHHS) ja 3 Tesla (3 Tesla/128 MHz, Excite, ohjeisto G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MRI-järjestelmissä, seuraavasti:

Korkein lampotilamuutos	Magneettikuvasuun olosuhte	Stentti konfiguraatio
+2,4 °C	1,5 T / 64 MHz	Kytkittäinen, 10 mm x 100 mm
+3,5 °C	3 T / 128 MHz	Kytkittäinen, 10 mm x 100 mm

Näin ollen magneettikuvasuunjärjestelmän lampotilakokeet IMPLANTILLE 1,5 Tesla ja 3 Tesla kentsissä, käytettäessä lahetavassa ja vastaanottavassa radiotäaustavartaloeläen koko kehon keskiarvostetun spesifisen absorptiopoeeus (SAR) oileissa 3,8 W/kg (eli liittyi kalorimetrisen arvoon 3,1 W/kg) ja vastaavasti 3,0 W/kg (eli liittyi kalorimetrisen arvoon 2,8 W/kg), osoittivat, että suurin lampeneminen, joka tapahtui näihin erityisolosuhteisiin liittyen, vastasi korkeintaan arvoa 3,5 °C kytkittäisen stenttiä (10 mm x 100 mm) konfiguraatiossa. Liittämällä tai rikkoutuneisiin stentteihin mahdollisesti liittyvasta kuumentumisesta magneettikuvasuunparistossa ei ole olemassa tietoja.

Tietoja artefakteista

Magneettikuvasuun laatu saattaa heiketa, jos kuvattava alue on sama kuin IMPLANTIN sijaintikohda tai suhteellisen lähellä sitä. Näin ollen voi olla välttämätöntä optimoida magneettikuvasuunparametreja tämän implantin läsnäolon kompensoimiseksi.

Koot: IMPLANTTI, lapimittaa 8 mm; pituus 150 mm

Pulsisekvenssi	T1-SE	T1 SE	GRE	GRE
Tyhjän signaalin koko	1.585 mm²	76 mm²	1.870 mm²	95 mm²
Tason suunta	Rinnakkainen	Kohtisuora	Rinnakkainen	Kohtisuora

1. Stenttiä perukutaan asentaminen tulee tehdä angiografiatomennepidänoheussa lapivalaisuväyjuksessä. Diagnostinen angiografia on suoritettava leesion suuruuden ja samansuuntaisen virtauksen karottamiseksi ja kohdeleesion piirtämisen ja viiteuonien lapimittien mittaamiseksi (proksimaalisesti ja distaalisesti leesion suhteeseen). Potilaan valmistelu ja stenttien varoittaminen tulee olla samat kuin minkä tahansa angioplastiatomennepidänoheussa.
2. Valitse stenttikoon lapimittia mitätään viiteuonien lapimittaan ja alla olevan stenttikoon valintatäulikon mukaisesti.

Stenttiä lapimittia (mm)	Viiteuonien lapimittia (mm)
9	7,5-8,5
10	8,5-9,5

3. Mittaa kohdeleesion pituus ja määritä tarvittavan stenttiä pituus. Valitse stenttiä pituus, joka mahdollistaa sen, että stenttiä proksimaalinen ja distaalinen osa peittää koko kohdeleesion.
 - a. **Maksimi supistunut pituus** on stenttiä pituus pienimmassa ositetussa viiteuonien lapimittassa.
 - b. **Minimi supistunut pituus** on stenttiä pituus suurimmassa ositetussa viiteuonien lapimittassa.

Merkitty stenttiä pituus (mm)	Maksimi supistunut pituus (mm)	Minimi supistunut pituus (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. Mene hoitoalokkaan asianmukaisilla lisävalineilla. Stenttiä aseennusjärjestelmällä on yhteensopivia 6 Fr:n (tai suuremman) sisäänvientiväyjuksen kanssa.
5. Käytä 6 Fr:n tai suurempaa sisäänvientiväyjuksellä. Vie sopiva 0,035 tuuman ohjainlanka viiteuonien virtauksiteräin tai sisäänvientiväyjuksen läpi kohdeleesion distaalisen segmentin pitkin. Holkin käyttäminen on suositeltavaa aortan haarautumisen ylittämiseen. On suositeltavaa antaa potilaalle terapeuttinen annos hepariinia, niin että ACT on yli 250.
6. **Esiläajentaa leesiä:** Käytä tavanomaisia pallioangioplastiaa ja laajenna leesiä minimaalisesti kokoon, joka vastaa viiteuonien lapimittaa merkittynyt kokoon asti. Poista pallioateriä potilaasta ja pidä yhteyt leesiön ohjainlangalla

 ООО ЦИПМИ **INFO@CIRMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

Norsk

Steril: Sterilisert med etylenoksidgass.
Skal ikke resteriliseres – bare til engangsbruk. Gjenbruk kan øke risikoen for skade, mangelfull ytelse og infeksjon.

Disse anordningene er kun ment som generelle retningslinjer. De er ikke ment å erstatte institusjonelle protokoller eller profesjonelt klinisk dømmende pasientbehandling.

UTSTYRSBESKRIVELSE

S.M.A.R.T.® Flex vaskulært stentsystem er en selvekspanderende stent. **S.M.A.R.T.® Flex-stent** som forhåndsmonteres og leveres med en enkelt uttrekkbar hylse med et innsettssystem via valeren. **S.M.A.R.T.® Flex-stenten** er en fullt tilkoblet stent som er laget av et superelastisk nitinolrør og er konstruert med et spiralførmert avstiverbånd som integreres med fleksbroer. Både det spiralførmerte avstiverbåndet og fleksbroene gir radial stivhet og en ekspanderingsmekanisme. **S.M.A.R.T.® Flex-stenten** er svært fleksibel og vil tilpasse seg med minimal eller ingen «fleksjonskne». Ved innsettning oppnår stenten den forutbestemte diameteren og utøver en konstant, lett ytre kraft for å opprettholde et uhindret lumen.

BRUKSINDIKASJONER

S.M.A.R.T.® Flex-stent er beregnet bruk i vanlige og eksterne iliaakarterier for å forbedre lumen diameterne hos pasienter med symptomatisk karstenotose og/eller okklusive sykdommer.

KONTRAINDIKASJONER

- Manglende evne til å tolerere antitrombotiske eller antitrombolitikkbehandling
- Svangerskap
- Hyperkoagulabilitetslignende tilstand
- Ikke beregnet for bruk i lesjoner som ikke kan forhånds ekspanderes
- Ikke beregnet for bruk i et perforert kar.

ADVARSLER

- Personer som er allergiske mot nitinol (nikkel/titan), kan ha en allergisk reaksjon på dette implantatet.
- Hensiktsmessig plattemennende behandling / antikoagulantia-behandling bør gis før og etter prosedyren.
- Det langsiktige resultatet etter gjentatt ekspandering av endotelatiserte stenter er foreløpig ukjent.
- Når det benyttes flere stenter som fører til stent-til-stent-kontakt, bør de ha lik sammensetning.

FORHOLDSREGLER

- Dette produktet bør bare brukes av leger med opplæring og erfaring i diagnostiske og intervensjonelle karteknikker. Standardteknikker for intervensjonelle karprosedyrer bør benyttes.
- Bruk av **S.M.A.R.T.® Flex** vaskulært stentsystem krever fluoroskopisk kontroll.
- Ikke bruk kraftassisterte injeksjonssystemer sammen med innsettningssystemet.
- Bruk hos pasienter med en historie med falsk hornet overfor kontrastmidler anbefales ikke med mindre pasienten kan være tilstrekkelig premedisinert.
- Effekten av oppvarming i MR-miljøet på overlappende stenter eller stenter med brukte avstivere er ikke kjent.
- Sikkerhet og effektivitet er ikke påvist i:
 - o Lesjoner som er enten helt eller tett forkalkede
 - o Pediatriske pasienter

Systemhåndtering – Forholdsregler

- Ikke forsøk å fjerne stenten fra innsettningssystemet for bruk.
- Lagres ved vanlige romforhold vekk fra direkte sollys.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Skal ikke brukes dersom systemet ser ut til å være skadet.
- Ikke utsett innsettningssystemet for organiske løsemidler.
- Skal ikke brukes hvis den ytre hylsen på anordningen ikke kan spyles.
- Skal ikke brukes hvis det indre lumenet på ledevalerørret ikke kan spyles.

Stentplassering – Forholdsregler

- Vær forsiktig når du krysser en innsett stent med en hjelpanordning.
- Anordningen må ikke forsvares hvis det oppstår motstand i løpet av innsettningssystemet. Motstand kan forårsake skade på stenten eller systemet.
- Trekk stentsystemet forsiktig tilbake hvis det oppstår motstand under bevegelse gjennom hylsen.
- Når stentinnsettningen har begynt, må stenten bli fullstendig innsett. Systemet er ikke utformet for omplassering eller gjenninfanging av stenten.
- Ikke forsøk innsettningen hvis du kjenner motstand når du først trekker den ytre hylsen under den første bevegelsen. Trekk stentsystemet forsiktig tilbake uten innsettning av stenten.

MULIGE BIVIRKNINGER – Potensielle farer og bivirkninger inkluderer, men er ikke begrenset til:

- Brst stentlukking
- Allergisk reaksjon mot nitinol
- Angina/koronar iskemi
- Aneurisme eller pseudoaneurisme i kar eller kartilgasssted
- Arytmi
- Aterosembolisering (blå tå-syndrom)
- AV-fsteldannelse
- Død
- Embolisering (luft, forkalkning, trombe, utslytt eller andre)
- Feber
- Hematom/blødning
- Hypertensjon/hypertensjon
- Infeksjon og/eller smerte på tilgangsstedet
- Infeksjon sekundært til stentkontaminasjon kan føre til sepsis og hemodynamisk ustabilitet
- Initial skade/diskrejon
- Iskemi som krever intervensjon (bypass eller amputasjon av tå, fot eller ben)
- Tap til lem
- Myokardinfarkt (MI)
- Overstrøking av arterien kan medføre ruptur
- Nedsatt nyrefunksjon eller svikt
- Restenose av stentsegmentet
- Septikemi/bakteriemi
- Stentallergisjonn/migering
- Stentskrukturfraktur
- Slag
- Trombose/blodpropp
- Vevnekrose
- Vasospasme

- Karperforering eller ruptur
- Forverrede kramp/hvismerter

MR-KOMPATIBILITETSFORMLING

Ikke-klinisk testing viste at IMPLANTATET er MR-betinget. En pasient med dette implantatet kan trygt skannes umiddelbart etter plassering under følgende forutsetninger:

- Normal driftsmodus av MR-systemet og bruk av overføringspole på hele kroppen.
- Maksimal tid for WB-SAR-skanning 15 min.
- 1,5 tesla / 64 MHz MR-systemet som rapporterte en gjennomsnittlig SAR-verdi på 3,8 W/kg over hele kroppen, var forbundet med en beregnet gjennomsnittlig SAR-verdi på 3,1 W/kg over hele kroppen.
- 3 tesla / 128-MHz MR-systemet som rapporterte en gjennomsnittlig SAR-verdi på 3,0 W/kg over hele kroppen, var forbundet med en beregnet gjennomsnittlig SAR-verdi på 2,8 W/kg over hele kroppen.
- Statisk magnetfelt på 3 tesla eller 1,5 tesla.
- Spatialt gradient magnetfelt på 720 Gauss/cm eller mindre.

MR-relatert oppvarming

I ikke-klinisk testing produserte IMPLANTATET følgende temperaturøkninger under MR i 15 minutter ved 1,5-Tesla (1.5-Tesla/64-MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Programvare Numinis/4, versjon Syngo MR 2002B DHHS) og 3-Tesla (3-Tesla/128 MHz Excite, programvare G3.0-052B)/128-MHz Excite, programvare G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR-systemer:

Høyeste temperaturendring	MR-betingelse	Stentkonfigurasjon
+2,4 °C	1,5 tesla / 64 MHz	Enkel 10 mm X 100 mm
+3,5 °C	3 tesla / 128 MHz	Enkel 10 mm X 100 mm

Derfor rapporterte MR-relaterte oppvarmingseksperimenter for IMPLANTATET på 1,5 og 3 tesla ved hjelp av en sender/mottaker RF-kroppsspijal der MR-systemet som rapporterte en gjennomsnittlig SAR på henholdsvis 3,8 W/kg (dvs. forbundet med en kalormeterverd på 3,1 W/kg) og 3,0 W/kg over hele kroppen (dvs. forbundet med en kalormeterverd på 2,8 W/kg), at den største varmestegningen som oppsto i forbindelse med disse spesifikke betingelser, var lik eller mindre enn 3,5 °C i maksimal størrelse 10 mm x 100 mm enkeltstentkonfigurasjon. Effekten av varme i MR-miljøet for overlappende stenter eller stenter med frakturer er ikke kjent.

Artefaktinformasjon

MR-bildekvaliteten kan bli nedsatt hvis området av interesse er i nærheten samme område eller relativt nær IMPLANTATET'S posisjon. Derfor kan det være nødvendig med en optimalisering av MR-bildeparametre for å kompensere for tilstedeværelsen av dette implantatet.

Dimensjoner: IMPLANTAT, 8 mm, diameter; 150 mm lengde

Pulsskvens	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Størrelse på område uten signal	1 585	76 mm²	1 870	95 mm²
Planeretting	Parallell	Vinkelrett	Parallell	Vinkelrett

1. Den perkutane innsettningen av stenten bør gjøres i et rom for angiografiproedyrer under fluoroskopistyring. Diagnostisk angiografi bør utføres for å kartlegge størrelsen av lesjonen og den kollaterale flyten og måle lengden av lesjonen og diameterne til referansekarer (proksimalt og distalt for lesjonen). Klargjøring av pasienten og sterile forholdsregler bør være de samme som gjelder for alle angioplastikkprosedyrer.
2. Velg en stentstørrelsesdiameter i henhold til den målte referansekar diameteren og tabellen nedenfor med stentstørrelser som kan velges.

Stentdiameter (mm)	Referansekar diameter (mm)
•	7,5-8,5
10	8,5-9,5

3. Mål lengden til mållesjonen for å bestemme den nødvendige stentlengden. Velg en stentlengde som lar den proksimale og distale siden av stenten dekke hele mållesjonen.
 - a. Den **maksimale begrensede lengde** er stentlengden med den minste lengden indikert som referansekar diameteren.
 - b. Den **minimale begrensede lengde** er stentlengden med den største lengden indikert som referansekar diameteren.

Målt stentlengde (mm)	Maksimalt begrenset lengde (mm)	Minimale begrenset lengde (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. På tilgang til behandlingsstedet med passende tilbehør. Stenten er kompatibel med en 6 Fr (eller større) innføringshylse.
5. Ved hjelp av en 6 Fr eller større innføringshylse innføres en passende 0,889 mm (0,035") ledevaler gjennom tilgangskateetret eller innføringsanordning over det distale segmentet av mållesjonen. Det anbefales å bruke en hylse for å krysse over aortabifurkasjonen. Det anbefales at pasienten får en terapeutisk dose heparin slik at ACT er større enn 250.
6. **Forhånds ekspander lesjonen:** Ved hjelp av standardteknikker for ballongangioplastikk dilater lesjonen til en størrelse som tilsvare referansekar diameteren. Fjern ballongkateetret fra pasienten, og oppretthold lejonstilgangen med ledevaleren.
7. **Klargjør stentinnsettningssystemet:**
 - a. Åpne den ytre boksen for å se pasienten som inneholder stenten og innsettningsskateetret.
 - b. Etter nøye inspeksjon av posen etter skader på den sterile barrieren, åpne forsiktig den ytre posen og ta ut den indre posen. Åpne forsiktig den indre posen og ta ut støtplatelet med løserørret som holder stentinnsettningssystemet.

Advarsel: Skal IKKE brukes hvis enten den indre eller den ytre posen er åpen eller skadet.

- c. Sett støtplatelet med løserørret på en flat overflate. Fjern stenten/innsettningssystemet fra boksen.
- d. Undersøk anordningen for skader. Hvis det er mistanke om at stentiletten er blitt kompromittert eller anordningen er skadet, skal den ikke brukes.
- e. Hvis den distale spissen (8) ikke er plassert i den ytre hylsen (1), løsne Tuohy Burst-ventilen (5) på håndtaket (3) og trekk tilbake skyverørret (2) slik at den distale spissen (8) sitter inne i den ytre hylsen (1). Stram til Tuohy Burst-ventilen ved å rotere ventilmuffen med urviseren.
- f. Sjekk for å sikre at Tuohy Burst-ventilen (5) på håndtaket er festet på skyverørret (2) for å forhindre for tidlig stentutplassering og -lekkasje under spyling.
- g. Bruk en 1–3 ml sprøyte for å spyle den ytre hylsen (1) med sterilt heparinisert saltvann gjennom hulllueren (4) på håndtaket. Spyl inntil bare noen få dråper saltvann kommer ut av den distale enden av den ytre hylsen. Fullstendig systemspyling kan kreve 2–3 sprylinger med en 1 ml sprøyte. **Advarsel:** Bruk ikke anordningen hvis den ytre hylsen (1) ikke kan spyles. Bruk en 1–10 ml sprøyte for å spyle det indre lumenet til ledevalerørret med steril heparinisert saltvann gjennom den proksimale luermuffen (6) som er festet til skyverørret (2) inntil saltvann strømmer ut av ledevalerlumenet i den distale spissen. **Advarsel:** Ikke bruk anordningen dersom det indre lumenet i ledevalerørret (7) ikke kan spyles.
- h. Innføring av stentinnsettningssystemet: Før anordningen over ledevaleren og gjennom innføringsanordningen til målstedet. Systemet trekkes tilbake og et annet system skal brukes dersom det oppstår motstand under innføring av innsettningssystemet.
- i. Under fluoroskopistyring plasseres de distale stentmarkørene (10) distalt i forhold for mållesjonen, og den proksimale innsettningsskateen (12) plasseres proksimalt for mållesjonen.
- j. Rett ut den proksimale delen av innsettningssystemet for å fjerne så mye slakk som mulig og hold håndtaket i en stabil posisjon.
- k. Løsne Tuohy Burst-ventilen (5) på håndtaket (3) for at skyverørret (2) skal kunne bevege seg fritt.

2. Sette inn stenten

- a. Stentinnsettningen skal utføres under fluoroskopistyring.
- b. Grip den ytre hylsen (1) og håndtaket (3) med den ene hånden og skyverørret (2) med den andre.
- c. Flytt den ytre hylsen (1) proksimalt i forhold til skyverørret (2), mens du holder skyverørret (2) i en fast stilling. **Advarsel: Ikke bevege skyverørret (2) i distal retning for å forenkle innsettningen.**
- d. Posisjoneringen av innsettningssystemet må eventuelt justeres for å holde de distale stentmarkørene (10) på det aktuelle stedet.
- e. Etter at den distale enden av stenten (9) begynner å bli utplassert, skal du fortsette å trekke tilbake den proksimale ytre hylsen (1) og håndtaket (3) mens du holder skyverørret (2) fast inntil stenten (9) er fullstendig innsett, og de proksimale stentmarkørene (11) er ekspandert. **Merke:** Den proksimale innsettningsskateen (12) kan flytte seg under stentinnsettningen og vil kanskje ikke falle sammen med stedet der de proksimale markørene er (11) etter innsettningen.
- f. Hvis du kjenner motstand når du trekker den ytre hylsen (1) tilbake, må innsettningen ikke forsvares. Trekk stentsystemet forsiktig tilbake uten innsettning av stenten.
- g. Under fluoroskopistyring trekkes hele innsettningssystemet over ledevaleren som en enhet samtidig som ledevaleren holdes på plass og ut av kroppen. Fjern innsettningssystemet fra ledevaleren.
- h. **Advarsel: Ikke forsøk fjerningen fra innføringsanordningen/hylsen – hvis du mener motstand, skal hylsen og innsettningssystemet fjernes som én enhet.**
- i. Utfør arteriografi for å verifisere full stentinnsettning. Stent kan finnes fullstendig ekspansjon innenfor stenten på noe punkt langs lesjonen. Kan det utføres ballongdilatasjon etter innsettningen etter legens skjønn. Fjern ballongene fra pasienten.
- j. **Advarsel: Ikke prøv å repositionere stenten etter at innsettningen har begynt.**
- k. Når det er klinisk hensiktsmessig, fjernes ledevaleren, hylsen og alle tilbehør fra kroppen og hemostase av tilgangsstedet oppnås.

PASIENTMATERIALE

Dette pasientinformasjonskortet er utformet for at pasienten skal ha det i lommeboken som referanse sammen med helsejenestekort. Det gir informasjon om stenten, inkludert modell og stentens partnummer, dato for prosedyren og plassering av stenten. Kortet gir også produktinformasjon og MR-betingelser.

GARANTIFRASKRIVELSE

Selv om dette produktet er produsert under nøye kontrollerte forhold, har **Cordis Cashel** ingen kontroll over forholdene dette produktet brukes under. **Cordis Cashel** fraskriver seg derfor alle garantier, både uttrykte og underforståtte, med hensyn til produktet, inkludert, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. **Cordis Cashel** skal ikke være ansvarlig overfor noen person eller enhet for eventuelle medisinske utførelser eller eventuelle direkte, tilfelle eller indirekte skader som forårsakes av enhver bruk, defekt, svikt eller feil på produktet, om et krav for slike skader er basert på garanti, kontrakt, erstatning eller annet. Ingen person har noen myndighet til å binde **Cordis Cashel** til noen som helst garanti med hensyn til produktet. Undertakene og begrensningene ovenfor er ikke ment å, og bør ikke, tolkes slik at de strider mot uforkvinnelige bestemmelser i gjeldende lov. Hvis noen del eller betingelse i denne ansvarsfraskrivelsen av garantien anses å være ulovlig, ikke kan håndheves eller er i strid med gjeldende lovgivning av en kompetent domstol, skal gyldigheten til de gjenværende deler av denne garantifrasekrivelse ikke bli berørt og alle rettigheter og forpliktelser skal tolkes og håndheves som om denne garantifrasekrivelse ikke inneholdt den spesielle delen eller betingelsen som anses å være ulovlig.

Ελληνικά

Αποστερωμένο: Αποστειρωμένο με αεριο αβιοεξοζείδιο. **Μην επαναποστειρώνετε – για μία χρήση μόνο.** Η επαναχρησιμοποίηση ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού, ανεπαρκούς αποδόσης και μόλυνσης.

Αυτές οι συστάσεις έχουν σχεδιαστεί να εξυπηρετούν μόνο τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές. ❖ προορίζονται για να αντικαταστήσουν το πρωτόκολλο του ιδρυματός ή την επαγγελματική κλινική κρίση όσον αφορά την περιβαλλήση ασθενών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΗΣ

Το σύστημα **S.M.A.R.T.® Flex** είναι ένα αυτοδιατεταμένο στέντ (στέντ **S.M.A.R.T.® Flex**) το οποίο είναι προ-προσάρτημένο και χορηγείται με ένα σπλο σύστημα παροχής με ανασυρόμενο θηκάρι πάνω από το σπλο. Το στέντ **S.M.A.R.T.® Flex** είναι ένα πλήρως αυτοδιατεταμένο στέντ κατασκευασμένο από υπερελαστικό νιτινολ και έχει κατασκευαστεί με την ενσωμάτωση ενός ελακτικού μανιάν στρίψης με ελακτικές εκκαμμένες σπείρες. Ταοτα στοιχεία έχουν τη δυνατότητα να ελακτοποιούνται και να μην μηχανισμύ εκκρίσης. Το στέντ **S.M.A.R.T.® Flex** είναι πολύ ευκαμπτό και προσαρμόζεται στη θέση του με ελακτικές εως καθόλου υπερελακτικές ("fish scaling"). Κατά την επέμβαση, το στέντ επιτοχγεται την προκαθορισμένη διάμετρο του κα σκεύει μια σύγχρη, απλή δύναμη προς τα ❖❖❖ για να διατηρήσει τον αυλό βάρτο, ❖❖❖ στενωσής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το στέντ **S.M.A.R.T.® Flex** προορίζεται για χρήση στην κοινή και τις εξωτερικές λαγόνες αρτηρίες, για τη βελτίωση των αυλικών διαμέτρων σε ασθενείς με συμπτωματικές αγγειακές στενώσεις και ή αποφρακτικές παθήσεις.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Έλλειψη άνοξης σε αντιθρομβωτικές ή αντιαιμοπεταλιακές αγωγές
- Εγκυμοσύνη
- Υπερτηκτική κατάσταση
- Δεν προορίζεται για χρήση σε βλάβες που δεν είναι δυνατό να προσδιαστούν
- Δεν προορίζεται για χρήση σε διατηρήση αγγείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ατομα με αλλεργικές αντιδράσεις στη νιτινολή (κράμα νικελίου-πτασίου) μπορεί να εκδηλώσουν αλλεργική αντίδραση σε αυτό το εμφύτευμα.
- Πρέπει να χορηγηθεί κατάλληλη αναισθησιολογία/αναισθητική αγωγή πριν και μετά την επέμβαση
- Η μακροπρόθεσμη εκκρίση μετά από επανελακτική διαστολή ενδοθηλιοποίησης στέντ είναι άγνωστη προς το παρόν.
- Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλά στέντ με αποτέλεσμα την επαφή μεταξύ των στέντ, αυτό μπορεί να έχουν παρόμοια σπασμό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί να εκδηλώσουν αλλεργική αντίδραση σε αυτό το εμφύτευμα.
- Πρέπει να χορηγηθεί κατάλληλη αναισθησιολογία/αναισθητική αγωγή πριν και μετά την επέμβαση
- Η μακροπρόθεσμη εκκρίση μετά από επανελακτική διαστολή ενδοθηλιοποίησης στέντ είναι άγνωστη προς το παρόν.
- Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλά στέντ με αποτέλεσμα την επαφή μεταξύ των στέντ, αυτό μπορεί να έχουν παρόμοια σπασμό.
- Πρέπει να χορηγηθεί κατάλληλη αναισθησιολογία/αναισθητική αγωγή πριν και μετά την επέμβαση
- Η μακροπρόθεσμη εκκρίση μετά από επανελακτική διαστολή ενδοθηλιοποίησης στέντ είναι άγνωστη προς το παρόν.
- Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλά στέντ με αποτέλεσμα την επαφή μεταξύ των στέντ, αυτό μπορεί να έχουν παρόμοια σπασμό.

Χειρισμός συστήματος – Προφυλάξεις

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το στέντ από το σύστημα παροχής πριν από τη χρήση.
- Αποθηκεύστε σε συνθήκες με θερμοκρασία δωματίου, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν το σύστημα παρουσιάζει οπτικές ζημιές
- Μην εκθέτετε το σύστημα παροχής σε οργανικούς διαλύτες
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν το εξωτερικό θηκάρι της συσκευής δεν είναι δυνατό να εκλυθεί.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν ο εσωτερικός αυλός του σωλήνα οδηγού σπασμού δεν είναι δυνατό να εκλυθεί

Τοποθέτηση Στέντ – Προφυλάξεις

- Προσέχετε κατά τη διάσπαση ενός εκτυπωμένου στέντ με οποιαδήποτε βλάβη ή συσκευή
- Εάν ανακαλύψετε αντίδραση σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία εισαγωγής, μην ελκονομάζετε την προσέλαση. Η αντίσταση μπορεί να αποτελείται από την προέλαση ζημιάς στο στέντ ή στο σύστημα.
- Εάν ανακαλύψετε αντίδραση κατά τη διάρκεια της κίνησης, διαμέσου του θηκαρίου, αποσυρτε προσεκτικά το σύστημα στο στέντ
- Μόλις αρχίσει η εκτύπωση του στέντ, το στέντ πρέπει να εκτυπώνεται πλήρως. Το σύστημα δεν είναι σχεδιασμένο για επανατοποθέτηση ή επανασύλληψη του στέντ.
- Εάν αισθανθείτε αντίδραση κατά την αρχική αποσυρση του εξωτερικού θηκαρίου εκτύπωσης, μην ελκονομάζετε την εκτύπωση. Αποσυρτε προσεκτικά το σύστημα στέντ χωρίς να εκτυπώσετε το στέντ.

ΠΙΘΑΝΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

- Οι πιθανοί κίνδυνοι και οι παρενέργειες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα εξής:
 - Αλλοιότητα συνήθως του στέντ
 - Αλλεργική αντίδραση στη νιτινολή
 - Στεφανίωση Στεφανίωση ισχαιμία
 - Δηλητηρίαση αναισθησιολογίας ή φαρμακολογικής αναισθησίας ή σε θέση προσέλασης αγγείου
 - Αρρυθμία
 - Αθηροεμβολία (σύνδρομο κυανού δακτύλου του ποδιού)
 - Σχηματισμός αρτηριοφλεβικού σπινθρίου
 - Βλάβες
 - Εμβολή (αέρας, πλάκα, θρόμβος, συσκευή ή άλλα)
 - Πυρετό

- ООО ЦРПИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Slovensky

Sterilné: Sterilizované etylénoxidovým plynom.
Nezrýchlyce opakovane - len na jednorazové použitie.
Opakované použitie môže zvýšiť riziko poranenia, nedostatočnej funkčnosti a infekcie.

Tieto odporúčania majú slúžiť len ako všeobecný návod. Nemajú slúžiť ako náhrada za inštitucionálne protokoly ani profesionálny klinický úsudok pri starostlivosti o pacientov.

OPIS ZARIADENIA

Systém vaskulárneho stentu **S.M.A.R.T.*** je samorozširovací stent (**S.M.A.R.T.* Flex Stent**), zasadený a doručený s jednoduchým aplikácnym systémom ponad drôt so stiahnuteľným puzdrom. Systém **S.M.A.R.T.* Flex Stent** je plne pripojený stent tvorený superelastickou nitrínovou hadičkou a je skonštruovaný zlučiteľným špirálovou zvinutým rozper so špirálovými priamymi cievkami. Príslušný rozper a špirálové cievky zabezpečujú radiaľnu tuhosť a rozširovací mechanizmus. Systém **S.M.A.R.T.* Flex Stent** je veľmi pružný a prispôbi sa s minimálnym alebo žiadnym odlupovaním šúpn. Po rozvinutí stent dosahne svoj predurčený priemer a vytvára konštantnu, mieru silu smerom von na zabezpečenie priechodnosti lúmenu.

INDIKÁCIE NA POUŽITIE

Stent **S.M.A.R.T.* Flex** je určený na použitie v spoločných a vonkajších ilakčných artériách na zväčšenie priemerov lúmenu u pacientov so symptomatickými cievnyimi stenotickými a/alebo okluzívnymi chorobami.

KONTRAINDIKÁCIE

- Neschopnosť tolerovať antitrombotickú alebo antitrombocytovú terapiu.
- Tehotnosť.
- Stav hyperkoagulácie.
- Nie je určený na použitie v léziách, ktoré nemožno predilatovať.
- Nie je určený na použitie v perforovanej cieve.

VAROVANIA

- Osoby alergické na nitrín (nikel/titan) môžu mať alergickú reakciu na tento implantát.
- Pred zakrokom a po ňom sa musí podať vhodná antitrombocytová/antitrombotická terapia.
- Dlhodobý výsledok po opakovanej dilatácii endovaskulárnymi stentmi v súčasnosti nie je známy.
- Ak použijete viacerých stentov spôsobí kontakt jednotlivých stentov, musia mať podobné zloženie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Tento produkt môže používať len vyškolený lekár so skúsenosťami v diagnostických a intervenčných cievnych technikách. Musia sa používať štandardné techniky pre cievne intervenčné zákroky.
- Použitie vaskulárneho stentu **S.M.A.R.T.* Flex** si vyžaduje fluoroskopickú kontrolu.
- Fluoripatickým systémom nepoužívajte elektrické vstrekyvacie systémy.
- Použitie u pacientov s amnéziou precitlivosťou na kontrastnú látku sa neodporúča, ak pacienta nemožno primerane premedikovať.
- Účinné zohrievanie prekrvujúcich sa stentov alebo stentov s prasknutými rozperami v prostredí MRI nie je známy.
- Bezpečnosť a účinnosť neboli preukázané u:
 - lézií, ktoré sú úplne alebo husto kalcifikované
 - pediatrických pacientov

Manipulácia so systémom – bezpečnostné upozornenia

- Nepokúšajte sa stent pred použitím vytiahnuť z aplikáčnejho systému.
- Uchovávajte pri izbovej teplote a mimo priameho slnečného svetla.
- Nepoužívajte, keď uplynul dátum expirácie.
- Nepoužívajte, ak systém vyzerá poškodený.
- Aplikácky systém nevystavujte žiadnym organickým rozpúšťadlám.
- Nepoužívajte, ak vonkajšie puzdro zariadenia nemožno vypláchnuť.
- Nepoužívajte, ak vnútorný lumen hadičky vodiaceho drôtu nemožno vypláchnuť.

Zavedenie stentu – bezpečnostné upozornenia

- Pri prechode akéhokoľvek prídavného zariadenia cez rozvinutý stent postupujte opatrne.
- Ak kedykoľvek pri zasúvaní rozperu narazíte na odpor, nezasúvajte násilím. Odpor môže spôsobiť poškodenie stentu alebo systému.
- Ak vznikne odpor pri pohybe cez puzdro, stentový systém opatrne vytiahnite.
- Keď sa rozvíja stent začne, stent sa potom musí úplne rozvinúť. Systém nie je skonštruovaný tak, aby bolo možné zmeniť polohu stentu alebo ho opakovanne zachytiť.
- Ac učitie odpor pri úvodnom stahovaní vonkajšieho rozvíjacieho puzdra, nerozvíjajte násilím. Stentový systém opatrne vytiahnite bez rozvinutia stentu.

MOŽNÉ NEŽIADUCIE UDALOSTI

- Medzi možné rizikové a vedľajšie účinky patria, okrem iného:
 - náhle uzavretie stentu
 - alergická reakcia na nitrín
 - angína/koronárna ischémia
 - aneurizma alebo pseudoaneurizma v cieve alebo mieste prístupu do cievy
 - arytmia
 - ateroembolizácia (syndróm modrých prstov na nohách)
 - vytvorenie AV fistuly
 - smrť
 - embólia (vzduch, plak, tromboza, zariadenie alebo ine)
 - horúčka
 - hematóm/krvavanie
 - hypotenzia/hypertenzia
 - infekcia a/alebo bolesť v mieste prístupu
 - infekcia spôsobená kontamináciou stentu môže viesť k sepsise a hemodynamicky nestabilite
 - zranenie/diskusia intímy
 - ischémia vyžadujúca zákrok (bypass alebo amputáciu prsta na nohu, chodidla alebo nohy)
 - strata končatiny
 - infarkt myokardu (IMI)
 - nadmerné natiahnutie artérie môže mať za následok jej prasknutie
 - renálna insuficiencia alebo zlyhanie
 - resťenóza v stenovanom úseku
 - septikémia/bakteriémia
 - nesprávna poloha/posun stentu

- prasknutie konštrukcie stentu
- mrháva
- tromboza/trombus
- nekroza tkaniva
- cievny kŕč
- prechod alebo prasknutie cievy
- zhoršené krvácanie/bolesť v pokoji

INFORMÁCIE O KOMPATIBILITE S MRI

Neklinické testy preukázali, že IMPLANTAT je podmienene bezpečný v prostredí MR. Pacient s týmto implantátom môže byť bezpečne sňatý ihneď po implantácii za nasledujúcich podmienok:

- Normálny prevádzkový režim systému MR a použitie vysielacej celotelovej cievy.
- Maximálny čas snímania WB-SAR 15 minút.
- Systémom MR 1,5 tesla/64 MHz hlásena priemerná hodnota SAR celého tela 3,8 W/kg bola spájaná s vypočítanou priemernou hodnotou SAR celého tela 3,1 W/kg.
- Systémom MR 3 tesla/128 MHz hlásená priemerná hodnota SAR celého tela 3,0 W/kg bola spájaná s vypočítanou priemernou hodnotou SAR celého tela 2,8 W/kg.
- Statické magnetické pole sily 3 tesla alebo 1,5 tesla.
- Magnetické pole s priestorovým gradientom 720 gauss/cm alebo menej.

Zohrievanie súvisiace s MRI

V neklinických testoch IMPLANTATU dosia k nasledujúcim nárastom teploty počas snímania MR, vykonávaných 15 minút v MR systémech o sile 1,5 tesla (1,5 tesla/64 MHz; Magnetom; Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris/4, Version Syngo MR 2002B DHHS) a 3 tesla (3 tesla/128 MHz; Excite; Software G3.0-0528, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI):

Najvyššia zmena teploty	Podmienky	Konfigurácia stentu
+ 2,4 °C	1,5 T/64-MHz	jednotlivý 10 mm x 100 mm
+ 3,5 °C	3 T/128-MHz	jednotlivý 10 mm x 100 mm

Z toho dôvodu experimenty so zohrievaním súvisiacim s MRI pre IMPLANTAT o sile 1,5 a 3 tesla pomocou RF vysielacej prijímajúcej teploty cievy pri priemerných hodnotách celého tela (SAR) 3,8 W/kg hlásenej systémom MR (t.j. vzťahujúce sa na kalorimetrickú hodnotu celého tela 3,1 W/kg) a 3,0 W/kg (t.j. vzťahujúce sa na kalorimetrickú hodnotu celého tela 2,8 W/kg) ukazujú, že najvyšší nárast teploty, ktorý vznikol v spojitosti s týmto špecifickým podmienkami, bol + 3,5 °C alebo menej pri konfigurácii jednotlivého stentu veľkosti 10 mm x 100 mm. Účinné zohrievanie prekrvujúcich sa stentov alebo stentov s prasklinami v prostredí MRI nie je známy.

Informácie o artefaktoch

Kvalita snímky MR môže byť horšia, ak oblasť záujmu leží v rovnakej oblasti ako je poloha tohto IMPLANTATU alebo v relatívnej blízkosti. Na kompenzáciu prítomnosti tohto implantátu preto môže byť potrebná optimalizácia zobrazovacích parametrov MR.

Rozmery, IMPLANTAT, 8 mm priemer, 150 mm dĺžka

Pulzná sekvenčia	T1 SE	T1-SE	GRE	GRE
Veľkosť signálnej medzery	1585 mm²	76 mm²	1870 mm²	95 mm²
Orientácia roviny	paralelná	kolmá	paralelná	kolmá

- Perkutánné zavedenie stentu sa musí robiť v miestnosti na angiografické zákroky pri fluoroskopickom navádzaní. Na zmapovanie rozsahu lézie a kolaterálneho toku a zmeranie dĺžky cieľovej lézie a priemerov referenčnej cievy (proximálne a distálne od lézie) sa musí vykonať diagnostická angiografia. Príprava pacienta a sterilita bezpečnostné opatrenia musia byť rovnaké ako pri zákroku angioplastiky.
- Veľkosť priemeru stentu zvolte podľa nameraného priemeru referenčnej cievy a nižšie uvedenej tabuľky na výber veľkosti stentu.

Priemer stentu (mm)	Priemer referenčnej cievy (mm)
9	7,5 – 8,5
10	8,5 – 9,5

- Na zistenie potrebnej dĺžky stentu odmerajte dĺžku cieľovej lézie. Zvoľte dĺžku stentu, ktorá umožňuje, aby proximálny aj distálny koniec stentu pokrýval celú oblasť cieľovej lézie.
 - a. Maximálna zvinutá dĺžka** je dĺžka stentu v priemere najmenej indikovanej referenčnej cievy.
 - b. Minimálna zvinutá dĺžka** je dĺžka stentu v priemere najvyššej indikovanej referenčnej cievy.

Označená dĺžka stentu (mm)	Maximálna zvinutá dĺžka (mm)	Minimálna zvinutá dĺžka (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Vytvorte prístup k miestu lézie pomocou primeraného doplnkového vybavenia. Aplikácky systém stentu je kompatibilný so zavádzacím puzdrom veľkosti 6 F (alebo väčším).
- Pomocou zavádzacieho puzdra veľkosti 6 F (alebo väčšieho) zasunúť primeraný vodič drôtu veľkosti 0,89 mm (0,035 palca) cez prístupový katéter alebo zavádzač, cez distálny segment cieľovej lézie. Na prechod ponad bifurkáciu aorty sa odporúča použitie puzdra. Odporúča sa, aby pacientovi bola podaná terapeutická dávka heparínu tak, aby bola hodnota ACT vyššia než 250.
- Predilatujte léziu:** Pomocou štandardnej techniky balónkovej angioplastiky dilatujte léziu na minimálne rovnakú veľkosť ako priemer referenčnej cievy až po označenú veľkosť stentu. Balónkový katéter vyberte z pacienta, pričom udržiavajte prístup do lézie pomocou vodiaceho drôtu.

7. Pripravte systém na aplikáciu stentu:

- Otvorte vonkajšiu skafulu, aby sa ukázalo vrecko obsahujúce stent a aplikácky katéter.
- Opatrne prezrite vrecko, či nie je poškodená sterilná bariéra, opatrne rozložte vonkajšie vrecko a vyberte vnútorné vrecko. Vnútorné vrecko opatrne rozložte a vyberte podložku s prenosnou trubicou, v ktorej sa nachádza systém na aplikáciu stentu. **Varovanie: NEPOUŽÍVAJTE, ak je vnútorný alebo vonkajší obal otvorený alebo poškodený.**
- Podložku s prenosnou trubicou položte na roviny povrch. Stent/aplikácky systém vytiahnite z prenosnej trubice. Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Ak existuje podozrenie, že je porušená sterilita alebo toto zariadenie je poškodené, zariadenie nepoužívajte.
- Ac distálna špička (8) nie je zasadená do vonkajšieho puzdra (1), uvoľnite ventil Tuohy Borst (5) na rukoväti (3) a zatlačte záčku (2) vtiahnúť tak, aby sa distálna špička (8) zasadila do vonkajšieho puzdra (1). Ventil Tuohy Borst uvoľnite otačením ošacím ventilu v smere hodinových ručičiek.
- Skontrolujte, či je ventil Tuohy Borst (5) na rukoväti utiahnutý na zatlačiacu rúrku (2), aby nedošlo k predčasnému rozvinutiu stentu a presakovaniu počas výplachu.
- Vonkajšie puzdro (1) vypláchnite pomocou striekačky s objemom 1-3 ml sterilným heparinizovaným fyziologickým roztokom, cez zasúvací luerov úžav (4) na rukoväti. Výplachujte len dovtedy, kým z distálneho konca vonkajšieho puzdra nevysije niekoľko kvapiek fyziologického roztoku. Úplne vypláchnutie systému si môže vyžadovať 2-3 výplachy pomocou striekačky s objemom 1 ml. **Varovanie: Zariadenie nepoužívajte, ak vonkajšie puzdro (1) nemožno zarovnať.**
- Ac vnútorný lumen lúmenu hadičky vodiaceho drôtu stentilným heparinizovaným fyziologickým roztokom cez proximálne luerovo hrdlo (6) pripojené k zatlačiacu rúrku (2) použite striekačku s objemom 3-10 ml, až kým fyziologický roztok nebude vytekať z distálnej špičky lúmenu vodiaceho drôtu. **Varovanie: Zariadenie nepoužívajte, ak vnútorný lumen hadičky vodiaceho drôtu (7) nemožno zarovnať.**

- Zavedte systém na aplikáciu stentu:** Zariadenie zasúvajte ponad vodič drôtu a cez zaväzák do cieľového miesta. Ak pri zavádzaní systému narazíte na odpor, systém sa musí vytiahnuť a musí sa použiť iný systém.
- Za fluoroskopického navádzania umiestnite distálne značky na stente (10) distálne od cieľovej lézie a proximálne značky na stente (12) proximálne k cieľovej lézii.
- Proximálnu časť aplikáčnejho systému vyrovnajte tak, aby sa čo najviac odstránilo uvoľnenie, a rukoväť držte v stabilnej polohe.
- Ventil Tuohy Borst (5) na rukoväti (3) musí byť uvoľnený, aby sa zatlačiacia rúrka (2) mohla voľne pohybovať.
- Rozvinutie stentu:**
 - Rozvinutie stentu sa musí vykonať za fluoroskopického navádzania.
 - Jednou rukou uchopte vonkajšie puzdro (1) a rukoväť (3) a druhou zatlačiacu rúrku (2).
 - Vonkajšie puzdro (1) posuňte proximálne voči zatlačiacu rúrku (2), pričom zatlačiacu rúrku (2) držte v pevnej polohe.
 - Varovanie: Zatlačiacu rúrku (2) neposúvajte distálnym smerom na uľahčenie rozvíjania.**
 - Je možné, že bude potrebné upraviť polohu aplikáčnejho systému, aby sa distálne značky na stente (10) udržali vo vhodnej polohe.
 - Keď sa distálny koniec stentu (9) začne rozvíjať, pokračujte vo vyhovávaní proximálneho vonkajšieho puzdra (1) a rukoväť (3), pričom zatlačiacu rúrku (2) držte dovtedy, kým stent (9) nie je úplne rozvinutý a proximálne značky na stente (11) nie sú rozšírené. **Poznámka: Značka na proximálne zavedenie (12) sa môže pri rozvíjaní stentu posunúť a po rozvinutí sa nemusí zhodovať s polohou proximálnych značiek na stente (11).**
 - Ac oštiepí odpor pri vyhovávaní vonkajšieho puzdra (1), nerozvíjajte násilím. Stentový systém opatrne vytiahnite bez rozvinutia stentu.
- Za fluoroskopického navádzania celý aplikácky systém vytiahnite ponad vodič drôtu a celok, pričom vodič drôtu udržiavajte v správnej polohe a mimo tela. Aplikácke zariadenie vyberte z vodiaceho drôtu. **Varovanie: Aplikácky systém nevyberajte zo zavádzacieho puzdra násilím - ak narazíte na odpor, puzdro a aplikácky systém vyberte ako celok.**

- Na kontrolu úplného rozvinutia vykonajte artériálny angiogram. Ak v stente existuje neúplné rozvinutie v ktoromkoľvek bode pozdĺž lézie, lekár môže po rozvinutí zväziť vykonanie balónkovej dilatácie. Balónik vytiahnite z pacienta.

Varovanie: Keď sa rozvíjanie začne, nepokúšajte sa stent premiesť.

15. Ac je to klinicky vhodné, odstráňte vodič drôtu, puzdro a všetko ostatné prídavné vybavenie z tela a v mieste prístupu vytvorte hemostázu.

MATERIÁL PRE PACIENTA

Určené na to, aby ich pacient nosil v peňaženke ako referenciu spolu so svojimi zdravotnými kartami. Tato kartička s informáciami pre pacienta udržiava informácie týkajúce sa stentu, vrátane modelu a čísla sáze stentu, dátumu zákroku a umiestnenia stentu v nohe. Táto kartička tiež obsahuje výrobné informácie a podmienky pre MRI.

ODOPRENIE ZARUKY

Hoci tento produkt bol vyrobený za pozorne kontrolovaných podmienok, spoločnosť **Cordis Cashel** nemá kontrolu nad podmienkami, za ktorých je tento produkt používaný. Spoločnosť **Cordis Cashel** nepre ošladiť na tento produkt odmieta zodpovednosť za všetky zranenia, výslovné či naznačené, vrátane, okrem iného, akéhokoľvek naznačeného zranenia obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť **Cordis Cashel** nebude zodpovedná voči žiadnej osobe ani subjektu za akéhokoľvek zdravotné výdavky alebo príjmy, náklady či následné škody spôsobené akýmkoľvek použitím, zlyhaním alebo poruchou tohto produktu, či už je nárok na takéto škody založený na zranení, zmluve, umyšľanom porušení práva alebo inak. Žiadna osoba nemá právo zaväzovať spoločnosť **Cordis Cashel** k akémukoľvek garancii alebo záruke s ohľadom na tento produkt. Vyššie uvedené výsledky a obmedzenia nemajú za cieľ vyvolať sa povinnosťami

vyplývajúcim z príslušných zákonných predpisov a ani by nemali byť tak chápané. Ak súd s príslušnou jurisdikciou rozhodne, že ktorákolvek časť alebo podmiňka tohto uverejnenia zraníky je neplatná, neumateľná alebo v rozpore s príslušným zákonom, neoplynie to platnosť ostatných častí tohto odoprenia záruky, a všetky práva a povinnosti sa budú interpretovať a presadzovať tak, ako keby toto odoprenie záruky neobsahovalo tu časť alebo podmienku, ktorá sa považuje za neplatnú.

Български

Стерилизиран с газ от етиленов окис.
Не стерилизирайте повторно. Предназначен само за еднократна употреба. Повторната употреба може да увеличи риска от нараняване, непълноценно функциониране, и инфекция.

Тези препоръки са само общи насоки. Те не са предназначени да заместят протоколите с инструкции или професионалното лекарско становище за грижите за пациента.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Създава стент система **S.M.A.R.T.*** представлява саморазширяващ се стент (**S.M.A.R.T.* Flex Stent**), предимно монтиран върху система за въвеждане с телен водач и доставен с обикновен прибиращ се маншон. Стентът **S.M.A.R.T.*** е напълно свързан стент, изработен от супереластична нитинолния тръба и конструиран чрез интегриране на спираловидно навити укрепителни елементи със спираловидни "гъвкави" намотки. Като укрепяващи елементи, така и спираловидните намотки осигуряват радиална твърдост и механизъм за разширяване. Стентът **S.M.A.R.T.* Flex** е много гъвкав и се обвива при минимално или никакво отъвяване. След поставяне, стентът постига предварително определен диаметър и упръжвава постоещи лек натиск навън за поддържане на лумена без обструкция.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Стентът **S.M.A.R.T.* Flex** е предназначен за използване в общи и външни илчични артерии за поддържане на лумен и/или диаметри при пациенти със симптоматична съдова стеноза и/или оклузивни заболявания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Непонишност към антиромбична или антиромбична терапия
- Бременност
- Състояние на хиперкоагулация
- Не е предназначен за употреба при лезии, които не могат да се разширят преди това
- Не е предназначен за употреба в перфорирани съд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Алергичните към нитинол (никел/титаниева сплав) пациенти може да получат алергична реакция към този имплант.
- Преди и след процедурата трябва да се приложи подходяща антиромбична и антикоагулантна терапия
- Дълготрайният резултат след продължителна дилатация на ендотелиалния стентове не е известен.
- Когато се използват повече от един опиращи се един до друг стентове, те трябва да имат подобен състав.
- ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**
 - Този продукт трябва да се използва само от обучени лекари, с опит в прилагането на методи за съдова диагностика и интервенция. За интервенционалните съдови процедури трябва да се използват стандартни методи
 - Използването на създава стент система **S.M.A.R.T.* Flex** изисква контролиране с флуороскопия
 - Не използвайте силовы инъекционни системи със система за въвеждане
 - Не се препоръчва използване на системата при пациенти с чувствителност към контрастни вещества, освен ако пациентът не е получил поддържащо лекарство преди това.
 - Ефекти на загряване в условията на магнитен резонанс при засъщяване с стентове или с стентове с пропускливи бразди не е известен.
 - Не е установена безопасност и ефективност при:
 - Лезии, които са напълно или почти калцифицирани
 - Педиатрични пациенти

Боравене със системата - Предпазни мерки

- Не се опитвайте да взидте стента от системата за въвеждане преди употреба.
- Да се съхранява при стабилна температура и да се пази от пряка слънчева светлина.
- Да не се използва след изтичане на срока на годност.
- Да не се използва, ако системата изглежда повредена.
- Не излагайте системата за въвеждане на въздействието на органични разтворители.
- Да не се използва, ако възникнат маншон на устройството не може да се промие.
- Да не се използва, ако възникнат лумен на тръбата на теления водач не може да се промие.

Поставяне на стента - Предпазни мерки

- Внимавате, когато прокарвате спомагателно устройство през поставен стент.
- Ако срещнете съпротивление по което и да било време при въвеждането, не използвайте сила за въвеждане. Съпротивлението може да причини увреждане на стента или на системата.
- Ако се получи съпротивление при движението през маншона, внимателно и изтеглете цялата система.
- След като започнете поставянето на стента, той трябва да бъде изцяло поставен. Системата не е предназначена за повторно позициониране или улавяне на стента.
- Ако по-уваствате съпротивление при първоначалното изтеглете на външния въвеждащ маншон, не упръжжавате сила за поставянето. Внимателно изтеглете цялата система, без да поставяте стента

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

- Рискове и странични ефекти включват:
 - Внезапно утруднение на дъх
 - Алергична реакция към нитинол
 - Ангин/сърдечна исхемия
 - Аневризъм или псевдоаневризъм в съда, или на мястото на въвеждането
 - Литмия
 - Атеромемия (синдром на синия палец на крака)
 - Образуване на артериовенозна фистула

- Смерт
- Емболия (въздух, плака, тромб, устройство или други)
- Температура
- Хематом/Кровоизлив
- Хипотония, хипертензия
- Инфекция или болва на мястото за достъп
- Инфекция вследствие на замърсяване на стента, която може да доведе до сепсис и хемодинамична нестабилност
- Интимално нараняване/дисекция
- Искемия, изскачване интервенция, байпас или ампутиране на пръсти, долната или горната част на крака)
- Загуба на крак/ик
- Микродисекция (МИ)
- Прекомерното разтягане на артерията може да доведе до разкъсване
- Бъбречна недостатъчност
- Респиозна на чакърта със стент
- Септицемия, бактериемия
- Неправилно поставяне/миграция на стента
- Фрактура на конструкцията на стента
- Инсулт
- Тромбоза/тромб
- Некроза на тъканите
- Вазоспазъм
- Перфорация или разкъсване на съда
- Влошена клаудикация, болка в покой

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ С МАГНИТНО РЕЗОНАНСНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (MRI)

Неклинични изследвания показват, че ИМПЛАНТЪТ е безопасен при МР при определени условия. Пациент с този имплант може да бъде безопасно сканиран непосредствено след поставяне при следните условия:

- Нормален режим на работа на МР-система и използване на цялото тяло като предпазвателна бобина
- Максимално време за сканиране със средно специфично ниво на абсорбция на цялото тяло (WB-SAR) - 15 mW/kg
- 1.5-Tesla/64-MHz МР-система доклада, че средното специфично ниво на абсорбция (SAR) за цялото тяло от 3.8-W/kg е свързано с изчисленото средно специфично ниво на абсорбция (SAR) за цялото тяло от 3.1-W/kg
- 3-Tesla/128-MHz МР-система доклада, че средното специфично ниво на абсорбция (SAR) за цялото тяло от 3.0-W/kg е свързано с изчисленото средно специфично ниво на абсорбция (SAR) за цялото тяло от 2.8-W/kg
- Статично магнитно поле от 3-Tesla или 1.5-Tesla
- Пространствен градиент на магнитното поле от 720-Gauss/cm или по-малко

Загряване свързано с MRI

Извънклиничните изследвания показват, че ИМПЛАНТЪТ предизвиква следното максимално повишаване на температурата по време на МР сканиране за 15-мин в 1.5-Tesla (1.5-Tesla/64-MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris4, Version Syngo MR 2002B DHHS) и 3-Tesla (3-Tesla/128-MHz, Excite, Software G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) МР системи, както следва:

Най-висока температурна промяна	Условия за MRI	Конфигурация на стента
+2.4°C	1.5-T/64-MHz	Единичен 10mm X 100mm
+3.5°C	3-T/128-MHz	Единичен 10mm X 100mm

Поради това, експериментите с MRI загряване за ИМПЛАНТА при 1.5- и 3-Tesla, използвайки приемно-предавателна бобина RF на МР-система доклават средно специфично ниво на абсорбция (SAR) за цялото тяло от 3.8-W/kg (свързано с калиметрична стойност от 3.1-W/kg) и 3.0-W/kg (свързано с калиметрична стойност от 2.8-W/kg), което показва, че най-голямото загряване получено във връзка с тези конкретни условия е равно или по-малко от 3.5°C при максимален размер на конфигурацията на единичен стент 10mm X 100mm. Ефектът на загряване в средата на магнитен резонанс при настъпващи състоите или стентове с фрактури не е известен

Информация за продукта

Качеството на магнитно резонансния образ може да бъде нарушено ако изследваното място е същото или се намира сравнително близо до ИМПЛАНТА. Затова може да се наложи оптимизиране на МР-обрани параметри за компенсация на присъствието на този имплант

Размери: ИМПЛАНТ - 8mm диаметър, 50mm дължина

Поредния номер на импланта	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Размер на участъка без сигнал	1 585	76	1 870	95
Ориентация на рамката	Паралелна	Перпендикулярна	Паралелна	Перпендикулярна

1. Подкожното поставяне на стента трябва да се извърши в зал за ангиография с насочване - флуороскоп. С помощта на диагностична ангиография трябва да се предпазват редицата стента на уверение и потока свързан с него, и да се измери дължината на набелязаната лезия и диаметрите - а референция (проксимално и дистално спрямо лезията). Подготовката на пациента и стерилитетът предпазват мерки за събитие като за всяка ангиопластика процедура.
2. От таблицата с размери на стентове по-долу изберете диаметъра на стента според диаметъра на референтния съд.

Диаметър на стента (mm)	Диаметър на референтния съд (mm)
10	7.5-8.5
	8.5-9.5

3. Измерете дължината на целевата лезия за да определите необходимата дължина на стента. Изберете дължина на стента, която позволява проксималните и дистални аспекти на стента да покриват цялата лезия.

а. Минималната ограничена дължина - дължината на стента в най-малкия диаметър на обозначения референтен съд

б. Минималната ограничена дължина е дължината на стента в най-големия диаметър на обозначения референтен съд

Обозначена дължина на стента (mm)	Минимална ограничена дължина (mm)	Минимална ограничена дължина (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. С помощта на подходящо оборудване проникнете в участъка за лечение. Системата за въвеждане на стента е съвместима с маншон на въвеждащото устройство с размер 6F (или по-голям)
5. Спомощта на въвеждащ маншон с размер 6F (или по-голям), въведете поддържащ телен водач с диаметър 0.889 mm (0.035") през катетъра за достъп или въвеждащото устройство и през дисталния сегмент на целевата лезия. За преминаване през разклонения на аортата се препоръчва използването на маншон Препоръчва се, пациентът да получи терапевтична доза хепарин, така че активираното време на съсирване (ACT) да е по-голямо от 250.

6. Разширете лезията предварително: С помощта на стандартни техники с балонна ангиопластика разширете лезията минимално до размер, равен на диаметъра на референтния съд, до размера обозначен на стента. Извадете катетър-балон от пациента, поддържащ достъп до лезията и теления водач
7. Подгответе системата за въвеждане на стента:
 - а. Отворете външната кутия, за да видате торбичката със стента и катетъра за поставяне
 - б. След внимателна проверка на торбичката за напуване на стерилната преграда, отлепете внимателно външната торбичка и извадете вътрешната торбичка. Отлепете внимателно външната торбичка и извадете тавичката с транспортната торбичка, която съдържа системата за въвеждане на стента. **Предупреждение: НЕ използвайте продукта, ако вътрешната или външната торбичка е разпачетана или повредена.**
 - в. Поставете тавичката с транспортната торбичка върху саван-поверхност. Извадете стента/системата за въвеждане от транспортната торбичка. Отледайте прибора за наличие на повреди. Ако имате съмнение, че стерилността е нарушена или устройството е повредено, не използвайте устройството

- г. Ако дисталният край (8) не е положен във външния маншон (1), разпакуйте калпана Туом-Борст (5) на дръжката (3) и изгледете избувващата торбичка (2), така че дисталният край (8) да влезе във външния маншон (1). Загнетете калпана Туом-Борст чрез завъртане на главината на калпана по часовниковата стрелка.

- д. Проверете дали калпана Туом-Борст (5) на дръжката е здраво затегнат върху избувващата торбичка (2) за да предотвратите преждевременно поставяне на стента и изтичане на течност по време на промиване.
- е. С помощта на спринцовка с вместимост 1-3 куб. см. (cc) промийте външния маншон (1) със стерилен хепаринизиран физиологичен разтвор през женския лунг (4) на дръжката. Промийте само докато няколко капки физиологичен разтвор излязат от дисталния край на външния маншон. Пълното промиване на системата може да изисква 3-промивания със спринцовка с вместимост 1 куб. см. (cc). **Предупреждение:** Не използвайте устройството, ако външният маншон (1) не може да се промие

- ж. Използвайте 3-10 куб. см. (cc) спринцовка за промиване на вътрешния лунг на торбата на теления водач със стерилен хепаринизиран физиологичен разтвор през близката лунг главина (6), закрепена към избувващата торбичка (2), докато физиологичен разтвор потече от лунгата на теления водач в дисталния накрайник. **Предупреждение:** Ако вътрешният лунг на торбата на теления водач (7) не може да се промие, не използвайте продукта

8. Въвеждане на системата за поставяне на стента. Придържете устройството по теления водач и през въвеждащото устройство до мястото където трябва да се постави. Ако срещнете съпротивление по време на въвеждане на системата за поставяне, системата трябва да се извади и да се използва друг систем
9. Спомощта на флуороскоп, поставете дисталните маркери на стента (10) дистално спрямо целевата лезия и проксимални маркери за позициониране (12), проксимално спрямо целевата лезия
10. Изправете проксималната част на системата за поставяне, за да намалите максимално пубта и дръжте дръжката в стабилно положение.

11. Калпана Туом-Борст (5) на дръжката (3) трябва да се разхлаби за да позволи свободно движение на избувващата торбичка (2).
12. Поставяне стента:
 - а. Поставянето на стента трябва да се извърши с помощта на флуороскоп.
 - б. Хвалете външния маншон (1) и дръжката (3) с една ръка, а избувващата торбичка (2) - другата
 - в. Преместете външния маншон (1) проксимално спрямо избувващата торбичка (2), като дръжте избувващата торбичка (2) във фиксирано положение

Предупреждение: За улесняване на поставянето на стента и избувващата торбичка (2) в дистална посока. Може да се наложи положението на системата за въвеждане да бъде коригирано с цел поддържане на дисталните маркери на стента (10) в определени участък

- д. След като дисталният край на стента (9) започне да се поставя, продължете да изтеглите проксималния външен маншон (1) и дръжката (3), като дръжте избувващата торбичка (2) неподвижно, докато външният поставянето на стента (9) и проксималните маркери (11) се разширят

Бележка: Проксималният маркер за позициониране (12) може да се измести по време на поставянето на стента и може да не съвпадне с положението на проксималните маркери на стента (11) след поставяне.

- е. Ако почувствате съпротивление при изтегляне на външния маншон (1), не упражнявайте сила за поставяне. Внимателно изтеглете цялата система, без да поставяте стента.
13. С помощта на флуороскоп, извадете цялата въвеждаща система по теления водач, като дръжте теления водач на място и извад тялото. Отстранете прибора за поставяне от теления водач
- Предупреждение: Не изваждайте въвеждащата система от въвеждащото устройство/маншонна принудително - ако срещнете съпротивление, извадете заедно маншонна и въвеждащата.**
14. Направете артериална ангиограма за да потвърдите пълното поставяне. Ако има непълно разширяване на стента в някоя точка по лезията, по пречена на лезията пикар може да се извърши разширяване с балон след поставянето. Извадете балона от пациента. **Предупреждение: Не се опитвайте да смените положението на стента след започване на поставянето.**
15. Когато е уместно от клинична гледна точка, отстранете теления водач, маншонна и всяко друго оборудване от тялото и направете активна хемостаза на мястото на въвеждане

Материали за пациента

Предназначена да се носи от пациента в портфейла за справка, заедно с другите адвизори карти. Картата с информация за пациента дна информация за стента, включително модела и номера на партидата, датата на производство и местоположението на стента в кръва на пациента. Картата дава също информация за производството и условията за МР

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Въпреки, че продуктът е произведен при внимателно контролирани условия, **Cordis Cashel** няма контрол върху условията, при които той се използва. Поради това, **Cordis Cashel** отказва всякакви гаранции, явни и подразбирани се, по отношение на продукта, включително и каквито и да било подразбирани се гаранции за годност за продажба или годност за определена цел. **Cordis Cashel** не носи отговорност към никое физическо или юридическо лице за каквито и да било медицински разходи или всякакви преки, случайни или последиателни щети, причинени при употреба, в резултат на дефект, повреда или неправилно функциониране на продукта, независимо от това дали искът за тези щети е основан на гаранция, договор, закононарушение или нещо друго. Никой няма право да обявява **Cordis Cashel** каквито и да било извления или гаранции по отношение на продукта. Изложението по-горе заключения и ограничения, не са в противоречие и не трябва да се тълкуват като противоречие със задължителните разпоредби на приложимия закон. Ако някоя част или условие от този отказ от гаранция се обяви за неважност, неприложима или в противоречие с приложимия закон от съд с компетентна юрисдикция, валидността на останалите части на този отказ от гаранция няма да бъдат засегнати и всички права и задължения ще се тълкуват и прилагат, ас едно че отказът от гаранция не съдържа конкретна част или условие, които се считат за невалидни

Роман

Steril: Sterilizat cu oxid de etilena gazos.

A nu se steriliza - dispozitiv de unica utilizare.

Realizarea post-mortem riscul de vătămare, performanța necespus-tatoare și infecție.

Аесте recomandati trebuie sa serveasca numai ca indicati generale. Ele nu sunt menite sa inlocuiasca protocoloalele institutiilor sau hotararile clinice profesionale in privinta ingrijirii pacientului.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Sistemul de stent vascular **S.M.A.R.T.* Flex** este un stent autoexpandabil (Stent **S.M.A.R.T.* Flex**) montat in prealabil și livrat cu ajutorul unui sistem simplu de livrare peste firul de ghidaj cu tesca retractabila. Stentul **S.M.A.R.T.* Flex** este un stent aproape in intregime conectat, din tub de nitinol supraelastic, construit prin integrarea barelor impletite elicoidale cu spirale flexibile elicoidale. Atât barele cât și spiralele elicoidale oferă o flexibilitate radială și un mecanism de expansiune. Stentul **S.M.A.R.T.* Flex** este foarte flexibil și se va adapta cu deteriorare minima sau inexistenta. Dupa aplicare, stentul ajunge la diametrul sau predefinit și exercita o forță constantă, usoră, către exterior pentru a menține lumenul liber.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Stentul **S.M.A.R.T.* Flex** Stent este destinat utilizării în artera iliacă comună și externă pentru a îmbunătăți diametrul lumenal la pacienții cu stenoze și/sau occluzii vasculare simptomatice.

CONTRAINDICAȚII

- Intoleranța la tratamentul cu anti trombotice sau antiplachetare
- Sarcină
- Stare de hipercoagulabilitate
- Nu este destinat utilizării în lununi care nu pot fi creditalitate
- Nu este destinat utilizării într-un vas perforat

AVERTISMENTE

- Persoane alergice la nitinol (nichel titaniu) pot avea o reacție alergică la acest implant.
- Inainte și dupa efectuarea procedurii, se va administra terapia corespunzătoare cu antiplachetare/anticoagulate.
- Nu se cunoaște efectul pe termen lung al dilatare repetate a stentului endotelializate.
- Când sunt folosite mai multe stenturi care conduc la contact între stenturi, acestea trebuie sa aiba o compozitie similară.

PRECAUȚII

- Acest produs trebuie utilizat numai de către medici cu experiență în diagnostice și tehnice de intervenție vasculară. Trebuie să fie folosite tehnice standard pentru procedurile de intervenție vasculară.

- Utilizarea sistemului de stent **S.M.A.R.T.* Flex** necesita control fluoroscopic.
- Nu utilizați sisteme electronice de injecție cu sistem de livrare.
- Nu se recomanda utilizarea la pacienți cu antecedente de sensibilitate la substanțe de contrast dect în cazul în care pacientului i se administrează premedicație corespunzătoare.
- Nu nu cunoaște efectul creșterii temperaturii în mediul IRM pentru stenturile suprapuse sau stenturi cu bare rupte
- Nu s-a demonstrat siguranța și eficiența pentru:
 - o Leziunile care sunt fie complete, fie dens calcificate
 - o Pacienți pediatrici

Manipularea sistemului - Precauții

- Nu încercați sa scoateți stentul din sistemul de livrare, înainte de utilizare
- A se păstra la temperatura camerei, ferit de lumina directă a soarelui
- Nu utilizați dispozitivul dupa data de expirare (a se utiliza până la)
- Nu utilizați sistemul dacă pare a fi deteriorat.
- Nu expuneți sistemul de livrare la solvenți organici.
- Nu utilizați sistemul dacă tesca exterioră a dispozitivului nu poate fi spalata.
- Nu poate fi spalata, dacă lumenul interior al tubului firului de ghidare nu poate fi spalati

Livrarea stentului - Precauții

- Atenție când traversați un stent aplicat cu un dispozitiv auxiliar.
- În cazul în care întâmpinați rezistență oriand în timpul procedurii de introducere, nu forțați trecerea. Rezistența poate provoca deteriorarea stentului sau sistemului.
- În cazul în care întâmpinați rezistență în timpul deplasării prin tesca, retrageți cu grijă sistemul de stent
- Odata ce a început aplicarea stentului, stentul trebuie e sa fie complet aplicat. Sistemul nu este destinat repositionării sau recaptării stentului.
- În cazul în care întâmpinați rezistență când retrageți inițial tesca de livrare exterioră, nu forțați aplicarea. Retrageți cu grijă sistemul de stent fara a aplica stentul.

POSIBILE EVENIMENTE ADVERSE - Posibilele pericole și efecte secundare induse, fara a se limita la:

- Închiderea brusca a stentului
- Reacție alergică la nitinol
- Angi/schismie coronariană
- Anevism sau pseudoanevrism în vas sau la locul de acces în vas
- Antimie
- Ateroembolism (Sindromul Vegetului Alabastru)
- Formarea de fistula artero-venoasă
- Deces
- Embolizare (ser, placă, tromb, dispozitiv sau altele)
- Febra
- Hematom/Hemoragie
- Hipertensiune/hipertensiune
- Infecție și/sau durere la locul de acces
- Infecție provocata de contaminarea stentului poate conduce la septicemie și instalatie hemodinamica
- Vătămare/disecte a intimei
- Ischemie care necesita intervenție (by-pass sau amputarea degetului, labele piciorului sau piciorului)
- Pierdere piciorului
- Infarct miocardic (IM)
- Întinderea exagerata a arterei poate provoca ruperea acesteia
- Insuficiență renală
- Retenția a segmentului unde este implantat stentul
- Septicemie/Bacteriemie
- Poziția greșită/migrarea stentului
- Ruperea structurii stentului
- Accident vascular cerebral
- Tromboza/Tromb
- Necroza testicului
- Spasm vascular
- Perforarea sau ruperea vasului
- Claudicație agravată/durere la repaus

INFORMAȚII PRIVIND COMPATIBILITATEA CU IRM

Testele neclinice au demonstrat ca ИМПЛАНТУЛ are o compatibilitate condiționată cu IRM. Un pacient cu acest implant poate fi scanat în siguranță imediat după aplicarea acestuia în următoarele condiții:

- Modul de funcționare normal al sistemului IRM și utilizarea bobinei de transmisie pentru întregul corp
- Durata maximă a timpului de absorbție specifică mediată pe întregul corp (WB-SAR), scaneare de 15 minute
- Valoarea ratei de absorbție specifică mediate pe întregul corp de 3.8 W/kg raportată de Sistemul RM 1.5 Tesla, 64 MHz a fost asociată cu o valoare medie a ratei de absorbție specifică mediate pe întregul corp calculate de 3.1 W/kg.
- Valoarea ratei de absorbție specifică mediate pe întregul corp de 3.0 W/kg raportată de Sistemul RM 3 Tesla/128 MHz a fost asociată cu o valoare medie a ratei de absorbție specifică mediate pe întregul corp calculate de 2.8 W/kg.
- Câmp magnetic static de 3 Tesla sau 1.5 Tesla
- Câmp magnetic cu gradient spațial maxim de 720 Gauss/cm sau mai puțin

Incălzire asociată cu IRM

În testele neclinice, ИМПЛАНТУЛ a produs următoarele creșteri de temperatură în timpul unei IRM efectuate timp de 15 minute în sisteme RM 1.5 Tesla (1.5 Tesla/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Software Numaris4, Versiunea Syngo MR 2002B DHHS) și 3 Tesla (3 Tesla/128 MHz, Excite, Software G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI):

Cea mai mare modificare de temperatură	Condiție IRM	Configurația stentului
+2.4°C	1.5 T/64 MHz	Unic 10 mm X 100 mm
+3.5°C	3 T/128 MHz	Unic 10 mm X 100 mm

Ca urmare, experiențele de creștere a temperaturii asociate cu IRM pentru ИМПЛАНТ la 1.5 și 3 Tesla, utilizând o bobină corp (body coil) емтател/рецептор de RF a sistemului RM a raportat valori ale ratei de absorbție specifică (SAR) mediate pe întregul corp de 3.8 W/kg (asociată cu o valoare calorimetrică de 3.1 W/kg) și 3.0 W/kg (asociată cu o valoare calorimetrică de 2.8 W/kg), respectiv, a indicat că cea mai mare creștere a temperaturii care s-a produs în aceste condiții specifice a fost egală cu sau mai mică de 3.5 °C la o configurație a stentului

unic cu marime maxima de 10 mm x 100 mm. Nu se cunoaste efectul cresterii temperaturii in mediul RM pentru stenturile suprapuse sau stenturi rupte.

Informații privind artefactele

Calitatea imaginii RM poate fi compromisă dacă zona de interes este exact în aceeași zonă sau relativ apropiată de poziția IMPLANTULUI. Astfel, poate fi necesară optimizarea parametrilor de explorare imagistică RM pentru a compensa prezența acestui implant.

Dimensiuni: IMPLANT; diametrul 8 mm; lungimea 150 mm

Secvența de impuls	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Marime vid semnal	1.585	76	1.870	95
Orientarea în plan	Paralel	Perpendicular	Paralel	Perpendicular

- Aplicarea percutanată a stentului trebuie să fie realizată într-o sală de angiografie sub control fluoroscopic. Trebuie efectuată o angiografie de diagnosticare pentru a trasa marea leziune și fluxul colateral și pentru a măsura lungimea leziunii-țintă și diametrul vasului de referință (în poziție proximală sau distală față de leziune). Pregătirea pacientului și măsurile de precauție stent trebuie să fie identice cu cele utilizate pentru orice procedură de angioplastie.
- Selecția marime diametrului stentului confirmă diametrului vasului de referință măsurat și tabelului de selecție a marime stentului de mai jos.

Diametrul stentului (mm)	Diametrul vasului de referință (mm)
9	7,5-8,5
10	8,5-9,5

- Măsurată lungimea leziunii-țintă pentru a determina lungimea stentului necesar. Selecția lungimea stentului care permite acoperirea completă a leziunii-țintă prin aspectul proximal și distal al stentului.

- Lungimea maxima constrânsă** reprezintă lungimea stentului la cel mai mic diametru al vasului de referință indicat.
- Lungimea minima constrânsă** reprezintă lungimea stentului la cel mai mare diametru al vasului de referință indicat.

Lungimea stentului etichetată (mm)	Lungimea maxima constrânsă (mm)	Lungimea minima constrânsă (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Accesați locul tratamentului, utilizând echipamentul auxiliar corespunzător. Sistemul de livrare cu stent este compatibil cu teaca de acces 6Fr (sau mai mare).
- Utilizați o teacă de acces 6Fr (sau mai mare), introduceți un fir de ghidare adecvat de 0,889 mm (0,035") prin catedrala de acces sau teacă de acces prin segmentul distal al leziunii-țintă. Se recomandă utilizarea unui tec pentru a trece prin bifurcația aortică. Este recomandat ca pacientul să primească o doză terapeutică de heparină astfel încât să se facă mai mare de 250.
- ADAPTAREA LEZIUNII** Utilizați tehnici de angioplastie cu balon standard. Înfilați leziunea cu pum până la o marime echivalentă cu diametrul vasului de referință până la marea stentului de pe etichetă. Scoateți catedrala cu balon din pacient, pastrand accesul la leziune cu ajutorul firului de ghidare.
- Pregătirea sistemului de livrare a stentului:**
 - Deschideți ambalajul exterior pentru a avea acces la punca care conține stentul și catedrala de livrare.
 - Dupa ce examinați punca cu atenție, caud și/orce deteriorare a barei stent, deschideți cu grija punca exterioră, scoateți punca interioară. Deschideți cu grija punca interioară și scoateți cartonul cu tubul de transport care conține sistemul de livrare a stentului.
 - Atenție: A NU se folosi dacă pe punca interioară, pe punca exterioră este deschisă sau deteriorată.**
 - Puneți cartonul cu tubul de transport pe o suprafață plană. Scoateți stentul/sistemul de livrare din tubul de transport. Examinați dispozitivul ca să nu fie deteriorat. Dacă se suspectează că a fost compromisă sterilitatea sau că dispozitivul este deteriorat, nu utilizați dispozitivul.
 - Dacă varful distal (8) nu se află în teacă exterioră (1), slăbiți valva Tuohy Bort (5) de pe mâner (3) și retrageți tubul de împingere (2) pentru ca varful distal (8) să stea în teacă exte oară (1). Strângeți valva Tuohy Bort rotind conectorul valvei în sensul acelor de ceasornic.
 - Verificați pentru a vă asigura că valva Tuohy Bort (5) de pe mâner este strâns pe tubul de împingere (2) pentru a împiedica aplicarea prematură a stentului și scurgerea în timpul spălării.
 - Folosiți o siringă de 1-3 cm³ pentru a spăla teacă exterioră (1) cu soluție salină sterilă heparinizată prin conectorul-mama luer (4) de pe mâner. Spălați până când numai câteva picături de soluție salină ies din capătul distal al țecii exte oare. O spălare completă a sistemului poate necesita 2-3 spălări cu o siringă de 1 cm³. Atenție: Dacă teacă exterioră (1) nu poate fi spălată, nu utilizați dispozitivul.
 - Folosiți o siringă de 3-10 cm³ pentru a spăla lumenul interior al tubului firului de ghidare cu soluție salină sterilă heparinizată prin conectorul proximal luer (6) atașat la tubul de împingere (2), până când soluția salină curge din lumenul firului de ghidare la varful distal. Atenție: Dacă lumenul interior al firului de ghidare (7) nu poate fi spălat, nu utilizați dispozitivul.

- Introduceți sistemul de livrare a stentului. Avansați dispozitivul peste firul de ghidare și prin teacă de acces spre locul vizat. Dacă întâmpinați rezistență în timpul introducerii sistemului de livrare, sistemul trebuie să fie retras și trebuie folosit alt sistem.

- Sub control fluoroscopic, poziționați markerii de stent distal (10) în poziție distală față de leziunea-țintă și markerul de amplasare proximal (12) în poziție proximală față de leziunea-țintă.
- Îndreptați partea proximală a sistemului de livrare cât mai mult posibil și mențineți manerul în poziție stabilă.
- Valva Tuohy Bort (5) de pe mâner (3) trebuie să fie slabă pentru a permite deplasarea liberă a tubului de împingere (2).
- Aplicarea stentului:**
 - Aplicarea stentului trebuie realizată sub control fluoroscopic.
 - Apucăți teacă exterioră (1) manerul (3) cu o mână, tubul de împingere (2) cu cealaltă mână.
 - Deplasați teacă exte oară (1) în poziție proximală față de tubul de împingere (2), în timp ce țineți tubul de împingere (2) în poziție fixă.
 - Atenție: Nu deplasați tubul de împingere (2) în direcție distală pentru a facilita aplicarea.**
 - Este posibil să fie necesară ajustarea poziției sistemului de livrare pentru a menține markerii de stent distali (10) la locul corespunzător.
 - Țineți capătul distal al stentului (9) în poziție fixă aplicat, continuați să retrageți teacă exte oară proximală (1) și manerul (3) în timp ce țineți tubul de împingere (2) nemişcat, până când stentul (9) este aplicat complet și markerii de stent proximali (11) s-au extins.
 - Nota: Markerul de amplasare proximal (12) se poate mișca în timpul aplicării stentului și este posibil să nu coincidă cu locul markerilor de stent proximali (11) după aplicare.**
 - Dacă întâmpinați rezistență în timpul retragerii țecii exterioră (1), nu forțați aplicarea. Retrageți cu grija sistemul de stent fără a aplica stentul.
- Sub control fluoroscopic, retrageți sistemul complet de livrare, ca ansamblu, peste firul de ghidare, în timp ce mențineți firul de ghidare nemişcat și în afara corpului. Scoateți dispozitivul de livrare de pe firul de ghidare.

Atenție: Nu scoateți cu forța sistemul de livrare din teacă de acces - dacă întâmpinați rezistență, scoateți teacă și sistemul de livrare împreună.

- Efectuați o angiogramă arterală pentru a verifica aplicarea completă. Dacă are loc o extindere incompletă în cadrul stentului în orice punct de-a lungul leziunii, poate fi efectuată o dilatare cu balon după aplicare, la discreția medicului. Scoateți balonul din pacient.
- Atenție: Nu încercați să repositionați stentul după ce a început aplicarea acestuia**
- Când este potrivit din punct de vedere clinic, scoateți firul de ghidare, teacă și orice alt echipament auxiliar din corp și realizați hemostază la locul de acces.

Materialele pacientului

Pacientul trebuie să poartă în portofel ca mijloc de referință imprimarea cu cardurile de inginerie a sanatații. Acest card cu informații pentru pacient include informații cu privire la stent, inclusiv modelul și numărul lotului stentului, data procedurii, aplicarea stentului în prior, Cardul oferă, de asemenea, informații despre producător și condițiile RM.

RENUNȚARE LA GARANȚIE

Deși acest produs a fost fabricat în condiții controlate cu grija, **Cordis Cashel** nu are niciun control asupra condițiilor în care este folosit acest produs. Prin urmare, **Cordis Cashel** renunță la toate garanțiile, atât exprese, cât și implicite, cu privire la acest produs inclusiv, dar fără a se limita la, orice garanție implicită de vânzabilitate sau adecvabilitate la un anumit scop. **Cordis Cashel** nu va fi responsabilă niciunei persoane sau entități pentru nicio chestiune medicală sau orice daune directe, neprevăzute sau secundare, provocate de nicio utilizare, defecțiune, avarie sau funcționare necorespunzătoare a produsului, indiferent dacă revendicarea acestor daune se bazează pe garanție, contract, daune sau orice altceva. Nicio persoană nu are autoritatea să oblige **Cordis Cashel** la nicio declarație sau garanție cu privire la acest produs. Excluderile și limitările prezentele mai sus nu au menirea și nu trebuie să fie interpretate astfel încât să contravina cu prevederile obligatorii ale legislației în vigoare. Dacă orice parte sau orice termen al acestei Renunțări la garanție este considerată ilegală, neexectabilă sau în conflict cu legislația în vigoare de către un tribunal cu jurisdicție competentă, valabilitatea porțiunii rămase din aceasta Renunțare la garanție nu va fi afectată și țecă de drepturi și obligații trebuie să fie interpretate și aplicate ca și cum această Renunțare la garanție nu a inclus acea parte sau acel termen considerate invalide.

Esti

Sterilizare: etileneoxid și gaze sterilizant.

Arge sterilizării: alnuit uhehordsk kasutelmeks. Korduskasutamine võib uurendada vigastuste, mittenuetkehohase toimimise ja infektsiooni ohtu.

Need soovitusi on koostetud usaldusväärselt. Nende eesmärk ei ole asendada asutuse protokolle ega professionaalseid kliinilisi otsuseid patsiendi eest hoolitsemisel.

SEADME KIRJELDUS

S.M.A.R.T.® Flex vaskulaarne stendissüsteem on iselähenet stent "S.M.A.R.T.® Flexi stent", mis on eelnevalt monteeritud ja tarnitakse lihtsasti tagastommatava, traati sisaldava umbrisega paigaldussüsteemiga. **S.M.A.R.T.® Flexi stent** on täielikult uhenud stent, mis on valmistatud eriti elastisest nitinolast ning mis koosneb omavahel uhenatud spiraalvarrest ja palinduvast spiraalmahist. Nii vadelemendid kui ka spiraalmahist tagavad radiaalse jalkuse ja toimivad laiendamismehhanismina. **S.M.A.R.T.® Flexi stent** on väga hästi paindud ning selle varstad tugiavad väljapoole minimaalselt või üldse mitte. Kohale asetamisel saavutab stent eelmaasitud labimöödu ning avaldab takistusteta valendiku salitamiseks pidevat, oma väljapoole suunatud jõudu.

KASUTUSNAIDUSTUSED

S.M.A.R.T.® Flexi stent on ette nähtud kasutamiseks hariliku ja valise niudearteri puhul, et suurendada sümptomaatilist vaskulaarset kitsenemist ja/või sulustust põhjustavate haigustega patsientide valendiku labimöödu.

VASTUNAIDUSTUSED

- Antitrombootilise või verehitakutevastase ravi talumatus
- Rõsedus
- Hüperkoagulatsioon seisund
- Ei ole ette nähtud kasutamiseks piirkonna puhul, mida ei saa eelnevalt dilateerida
- Ei ole ette nähtud kasutamiseks perforoeritud soones.

HOIATUS

- Nitinoole (nikkel-titaaniumile) allergilistel isikutel võib esineda selle implantaadi kasutamisel allergiline reaktsioon.
- Nii enne protseduuri kui ka pärast seda tuleb teha vastavad verehitakute vastast/antikoagulaatsiooni.
- Praeguse hetke seisuga ei ole äärmiselt vere- ja lümfisoonide katkedude: stentide kordusdilatatsiooniga kaasneva pikajärgelise mõju kohta.
- Kui mitme stendi kasutamisel puutuvad stendid omavahel kokku, peavad kasutatavad stendid olema sarnase ülesehitusega.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Toode on ette nähtud kasutamiseks veresoonte haiguste diagnostika ja intervetsioone tehnikates valjajõppe saanud ja kogunud arstidele. Tuleb kasutada veresoonte haiguste intervetsioone protseduure tavapraseid meetodeid.
- S.M.A.R.T.® Flexi** vaskulaarne stendissüsteem kasutamisel tuleb teha fluoroskoopilist kontrolli.
- Arge kasutage koos paigaldussüsteemiga automaatsustla süsteeme.
- Ei soovitata kasutada patsientidel, kel on varem esinenud kontrastaine tundlikkust ja kui patsienti ei ole eelnevalt asjakohaselt ravitud.
- MR-keskkonna kuumenemise mõju osaliselt kattuvate stentidele või moranend vardaga stentidele ei ole teada.
- Ohustat ja rõhustat ei ole tõendatud järgmistel juhtudel:
 - piirkonnad, mis soom on kas talleikult või tihedalt lubjastunud.
 - Pediaalsed patsiendid

Süsteemi kasutamine - ettevaatusabinõud

- Arge provigive stenti paigaldussüsteemist enne kasutamist eemaldada.
- Hoidnagude siseruumides ja eemal otsesest paikesvalgusest
- Arge kasutage pärast kolblikkujaga lõppu.
- Arge kasutage, kui süsteem näib olevat kahjustatud.
- Valitge paigaldussüsteemi kokkupuudet orgaaniliste lahustitega
- Arge kasutage, kui seadme valist ümbrist ei ole võimalik loputada.
- Arge kasutage, kui juhte traati toru sisemist valendikku ei ole võimalik loputada.

Stendi paigaldamine - ettevaatusabinõud

- Oige kohale asetatud stendi lisaseadmega ületamisel ettevaatlik.
- Kui sisestamisvõimingu kaigus esineb takistus, arge suruge seadet jõuga läbi. Takistus võib kahjustada stenti või süsteemi.
- Kui takistus esineb umbrise labimisel, tõmmake stendissüsteemi ettevaatlikult välja.
- Kui stendi kohale asetamist on alustatud, tuleb stent taies ulatuses kohale asetada. Süsteem ei ole ette nähtud stenti ümberasetamiseks ega uuesti asetamiseks
- Kui takistus esineb valise, kohale asetamise järgi tagasi tõmmamise, arge aida keha asetamisele jõuga kaasa. Tõmmake stendissüsteem ettevaatlikult välja ilma stenti kohale asetamata.

VOIMALIKUD EBAOOTSUSAD MÕJUD

- Voimalikud ohud ja korvalmõjud hõlmavad järgmist, kuid ei piirdu ainult alltooduga.
- Stendi akliline sulgumine
- Angiiline reaktsioon nitinoolele
- Allergiline/koronaarshemia
- Soone või soone juurdepaasukoha aneurüüm või pseudoneurüüm
- Ajutine korrapäratu südametegevus
- Arteriembolia (sisiste varaste sundroom)
- Arteriovenoosne fistuli teke
- Surm
- Emboolia (õhk, naast, tromb, seade või muu)
- Palavik
- Hematoom/verejooks
- Hüpotensioon/hüpertensioon
- Infektsioon ja/või valu juurdepaasupunkts
- Saastunud stendi tapajaril tekkinud infektsioon võib põhjustada sepsist ja hemodünaamilist ebastabiilsust
- Sisemine vigastus/dissektsioon
- Sekumist (šuntneerimist või varha, jalalaba või saare amputeerimist) vajav isheemia
- Jaseme kaotus
- Muokardinfarkt (MI)
- Arteri liigne laiendamine võib põhjustada arteri rebenemist
- Neerupuudulikkus või -haire
- Stenditud segmendi restenosis
- Vereurugi(stus/baktereemia
- Stendi vale asend/kohalt liikumine
- Stendi struktuuri murdamine
- Ajurasund
- Tromboos/tromb
- Koeneekroos
- Vasospasm
- Soone perforatsioon või rebenemine
- Klaudikaatsiooni/rahukehakuvalu süvenemine

TEAVE MRT-ÜHILDUVUSE KOHTA

Mittekliinilised testimised teostatakse näitavad, et IMPLANTAAT MR-tingimustel. Selle implantaadi patsienti võib ohutult skannida kohe pärast implantaadi paigutamist järgmistel tingimustel:

- MR-süsteemi tavaline tööreim ja kogu keha saatemahise kasutamine.
- Kogu keha erineeldumiskirusega (WB-SAR) skannimise maksimumaeg 15 min.
- 1,5-tesla / 64 MHz MR-süsteem järgi on kogu keha erineeldumiskiruse keskmine väärtus 3,0 W/kg seotud arvutatud kogu keha keskmise erineeldumiskiruse väärtusega 3,1 W/kg.
- 3-tesla / 128 MHz MR-süsteem järgi on kogu keha erineeldumiskiruse keskmine väärtus 3,0 W/kg seotud arvutatud kogu keha keskmise erineeldumiskiruse väärtusega 2,8 W/kg.
- Staatiline magnetvälja väärtusega 3 teslat või 1,5 teslat
- Ruumilise gradienti magnetvälja väärtusega kuni 720 gaussi cm kohta

MRT-ga seotud kuumenamine

Mittekliinilised testimised esimes IMPLANTAADI puhul järgmine temperatuuritõus MRT-ajal, mida tehti 15 min jooksul 1,5-tesla / 1,5 teslat / 64 MHz Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Software: Numaris4, Version Syngo MR 2002B (DHS) ja 3-tesla / 3-tesla / 28-MHz, Excto. Software: G3.0-0528, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR-süsteemi

Suurim temperatuurimuutus	MRT tingimused	Stendi konfiguratsioon
+2,4 °C	1,5 T / 64 MHz	Üksik, 10 mm x 100 mm
+3,5 °C	3 T / 128 MHz	Üksik, 10 mm x 100 mm

Seotutu selgub IMPLANTAADI MRT-seotud, väärtusel 1,5 teslat ja 3 teslat tehtud kuumatuseksperimentidest, mil kasutati MR-süsteemi saafja/vastuotja RF-kehamaist, et kogu keha keskmine erineeldumiskiruse 3,8 W/kg (st seotud kaloreimeteerilise väärtusega 3,1 W/kg) ja 3,0 W/kg (st seotud kaloreimeteerilise väärtusega 2,8 W/kg); viitab sellele, et vastavates tingimustes esinenud suurim kuumenamine oli vastavalt kuni 3,5 °C ühe stendi konfiguratsiooni, kuni stendi maksimaalses suurusos on 10 mm x 100 mm. MRT-keskkonna kuumenemise mõju osaliselt kattuvate stentidele või moranend stentidele ei ole teada.

Teave artefakti kohta

MR-kuubise kvaliteet võib olla ohustatud, kui hüvapakuv piirkond on täpselt IMPLANTAADI piirkonnas või selle asukohale suhteliselt lähedal. Seotutu võib implantaadi olemasolu kompensseerimiseks osutada väljapoole MR kuvamisparameetrite optimeerimine.

Mõõtm: IMPLANTAAT, labimoot 8 mm; pikkus 150 mm

Impulssjada	T1 SE	T1 SE	GRE	GRE
Signaali tühimiku suurus	1,585	76	1,870	95
Tasandi orientatsioon	Paralleelne	Vertikaalne	Paralleelne	Vertikaalne

- Stendi perkutaanne kohale asetamine tuleb teha angiograafia protseduuri ruumis fluoroskoopilise vaatluse all. Diagnostilist angiograafiat tuleb teha piirkonna ulatuses, sihtpiirkonna ulatuses mõõdetes (laius ja pikkus) ning referentssoone labimöödule (piirkonna suhtes proksimaalne ja distaalne) kaardistamiseks. Patsiendi ettevalmistamine ja steriilsuse tagamine ettevaatusabinõud on samad, mis iga teise angioplastilise protseduuri puhul.
- Valige stendi suurus labimoot vastavalt referentssoone mõõdetud labimöödule ja alltoodud stendi suuruse valiku tabelile.

Stendi labimoot (mm)	Referentssoone labimoot (mm)
9	7,5-8,5
10	8,5-9,5

- Mõõtkite ravitava sihtpiirkonna pikkus, et määrata vajaminev stendi pikkus. Valige stendi pikkus, mis võimaldab stendi proksimaalsel ja distaalsel aspektil katta kogu sihtpiirkonna.

- a. Maksimaalne piiratud pikkus** on stendi pikkus nimetatud referentssoone väiksema labimöödu puhul
- b. Minimaalne piiratud pikkus** on stendi pikkus nimetatud referentssoone suurima labimöödu puhul.

Margistatud stendi pikkus (mm)	Maksimaalne piiratud pikkus (mm)	Minimaalne piiratud pikkus (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Ravikohale juurde paasemiseks kasutage vastavaid lisaseadmeid. Stendi paigaldussüsteem ühitub 6 Fr (või suurem) sisestussüsteemiga.
- Sisestage 6 Fr (või suurem) sisestussüsteem kasutades sobiv 0,889 mm (0,035") juhtetraati labi juurdepaasukateeti või sisestussüsteemi üle sihtpiirkonna distaalse segmendi. Aordi bifurkatsiooni ületamiseks soovitate kasutada umbrist. Soovitatakse manustada patsiendile ravivõid hepariini, et aktiivsuse absoluutkalibratsiooni (ACT) väärtus oleks üle 250.
- Piirkonna eelnev dilateerimine** Dilateerige piirkonda standardseid ballooniga angiograafia tehnikaid kasutades, et piirkonna suurus oleks vähemalt referentssoone labimoot kuni margistatud stendi suurus. Eemaldage balloonikateeter patsiendilt, salitates juhtetraadi abil juurdepaasu vigastusele.
- Stendi paigaldussüsteemi ettevalmistamine**
 - Avage väliskarp, et naha tasku, kus on stent ja paigalduskateeter.
 - Parast tasku hoolikalt kontrollimist ja vaheseina võimaliku kahjustuse tuvastamist avage ettevaatlikult valine tasku ja tõmmake sisestasku välja. Avage sisestasku ettevaatlikult ja eemaldage tagaplaadiga transportitor, mis hoiab stendi paigaldussüsteemi paigal. **Hoiatus! ARGE kasutage, kui sisemine või valimine tasku on avatud või kahjustatud.**
 - Asetage tagaplaat koos transportitoruga tasasele pinnale. Eemaldage stendi/paigaldussüsteem transportitorist. Kontrollige seadet kahjustuste suhtes. Kui sterilisus on ohustatud või seade kahjustatud, arge kasutage seadet.
 - Kui distaalne ots (8) ei sobitu valise umbrisega (1), lõvendage Tuohy klapi adapterit (5) klapiemend (3) ja tõmmake tõuketoru (2) tagasi selleni, et distaalne ots (8) sobitu valise umbrisega (1). Pingutage Tuohy klapi adapterit klapi muhvi paripaeva keerates.
 - Veenduge, et klapiemendi ühe Tuohy klapi adapter (5) on kindlalt tõuketoru (2) külge keeratud, et vältida stendi enneaegset kohale asetamist ja leket loputamise ajal

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

KONTRAINDIKACIJOS

- Antitrombozinio arba trombotikų agregaciją slopinančio gydymo netoleravimas
- Nėštumas
- Padidėjęs kraujų krešėjimas
- Nėskirtas naudoti gydant pažeidimus, kurie negali būti praplešti
- Nėskirtas naudoti perforuotose kraujagyslėse.

[SPEJIMAI]

- Nitinolui (nikelio ir titano lydiniai) alergikiems asmenims šis implantas gali sukelti alerginę reakciją
- Po procedūros ir prieš procedūrą būtina skirti tinkamą trombocitų agregaciją / kraujo krešėjimą slopinančių gyvyjimą
- Kol kas nežinoma, ilgalaikio pakartotinio stentų pasidengusių endotelio, praplečimo pasekmės
- Jei naudojate kelis stentus ir jie vienas su kitu liečiasi, jie turi būti panaikinti sudėties.

ATSARGOS PRIEMONĖS

- Šį gaminią gali naudoti tik kvalifikuoti ir d. agnostiniai bei intervensciniai kraujagyslių sistemos tyrimų metodų taikymo patirties turintys gydytojai. Jei privalo laikytis standartinių kraujagyslių sistemos intervenscinių procedūrų metodų
- Naudojant kraujagyslių stentų sistemą **S.M.A.R.T.* Flex** būtina fluoroskopine kontrole
- Šu tinkamo sistemo nenaudokite automatinį įsivirkstimo sistemą
- Nėvokimendomyama naudoti pacientams, kurie yra įjautus kontrastinei medžiagai, išskyrus atvejus, kai jiems iš anksto paskiriama atitinkama vaistų
- Kaitimo MRT aplinkoje poveikis persiklopiantiems stentams ar stentams, kurių suklūžus parametris, nežinomas
- Sauga ir efektyvumas nenurodymais
 - o Esant visiška ir smarkiai kalcifikuotiems pažeidimams
 - o Vaikams

Darbas su sistema – atsargumo priemonės

- Prieš naudodami nenaudokite išimti stento iš tiekimo sistemos
- Laikykite kambario sąlygomis, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių
- Nenaudokite praėjus datai, nurodytai laukelyje „Tinka iki“
- Nenaudokite, jei sistema atrodo pažeista
- Saugokite tinkamo sistemo nuo organinių tirpalų
- Nenaudokite, jei negalima praplauti išorinio prietaiso apvalkalo
- Nenaudokite, jei negalima praplauti vidinio kreipiamojo įtaiso vamzdelio spindžio

Stento įstatymas – atsargumo priemonės

- Būkite atidūs, kai koki nors pagalbiniu prietaisu bandote kirsti išplėstą stentą
- Jei atliekant įterpimo procedūrą pajuntamas pasipriešinimas, neskubkite per jėgą. Del pasipriešinimo gali būti pasipriešinimas stentas arba sistema
- Jei pasipriešinimas jaučiamas judant apvalkalu, atsargiai ištraukite stentą į sistemą
- Pradėjęs plėstis stentas turi visiškai išsiplesti. Sistema nėra skirta stento padėčiai keisti ar sugrąžinti
- Jei pasipriešinimas jaučiamas, kai iš pradžių įtraukiamas išorinis išplėtimo apvalkalas, nespėkite per jėgą. Atsargiai ištraukite stentą į sistemą nespėkite stento

GALIMI NEPAVEIDAJIAMY VYKIAI. Be kitų, galimi tokie pavojai ir šalutiniai reiškiniai:

- Staigus stento užsiverimas
- Alerginė reakcija / nitinolų
- Angina / koronarinė išemija
- Kraujagyslių arba kraujagyslių praeigos vietas aneurizma arba pseudaneurizma
- Aritmija
- Ateromembolizacija (melyno kojos piršto sindromas)
- Arterinės-veninės fistulės susiformavimas
- Mirtis
- Embolizacija (oro, akmenų, trombo, prietaiso ar kt.)
- Karščiavimas
- Kraujosvėra / kraujavimas
- Sumažėjęs / padidėjęs kraujospūdis
- Infekcija (ir farba) skausmas prieigos vietoje
- Del infekcijos, sukeltos užsiterusio stento, gali užsikirsti kraujas ir atsirasti kraujagyslių pokyčių
- Intimos sužeidimas / prapjovimas
- Išemija, kuriai reikalinga intervencija (šuntas, kojos piršto, pėdos ar kojos amputacija)
- Galūnės netektis
- Miokardo infarktas (MI)
- Del per didelį įtampos gali traukti arteriją
- Inkstų nepakankamumas arba ve klos sutrikimas
- Pakartotinė dalies, kurioje yra stentas, stenozė
- Kraujo užkietimas / bakteremija
- Netinkama stento padėtis / judėjimas
- Stento struktūros lūžis
- Insultas
- Trombozė / trombas
- Audinių nekrozė
- Kraujagyslių spazmas
- Kraujagyslių perforacija arba trūkimas
- Sustiprėjęs šluobavimas / skausmas paliois metu

MRT SUDERINAMUMO INFORMACIJA

Nėklinikiniai bandymai parodė, kad IMPLANTAS yra sąlyginio **MRT tipo**. Vso įrodinys šio implantą pacientams gali būti saugiai skenuojamas toliau nurodytomis sąlygomis.

- Normalus MR sistemos veikimo režimas naudojant viso kūno suktuvus nę.
- Ilgiausia WB-SAR skenavimo trukmė – 15 min.
- 1.5 Teslos / 64 MHz MR sistemos pateikta vidutine viso kūno SAR vertė – 3.8 W/kg – buvo sureista su apskaičiuota vidutine viso kūno SAR vertė – 3.1 W/kg
- 3 Teslos / 128 MHz MR sistemos pateikta vidutine viso kūno SAR vertė – 3.0 W/kg – buvo sureista su apskaičiuota vidutine viso kūno SAR vertė – 2.8 W/kg
- Statinis magnetinis laukas – 3 arba 1.5 Teslos
- Erdvinis magnetinio lauko gradientas – 720 Gauss/cm arba mažesnis

MRT sukelto kaitimas

Nėklinikinio bandymuose IMPLANTO temperatūra, atliekant 15 min 1.5 Teslos MRT (1.5 Teslos / 64 MHz, „Magnetom“, Siemens Medical Systems* Maimen, PA, programine įranga „Nunar“ 4. versija; MR 2012B DHS) ir 3 Teslos MRT (3 Teslos / 128 MHz, „Excite“ programine įranga G3.0-D52B, „General Electric Healthcare“, Milwaukee, WI) MR sistemoje, pakilo iki tokių verčių:

Didžiausias temperatūros pokytis	MRT sąlygos	Stento konfigūracija
+2.4 °C	1.5 T / 64 MHz	Vienas 10 mm x 100 mm
+3.5 °C	3 T / 128 MHz	Vienas 10 mm x 100 mm

Todel su MRT susijusio IMPLANTO kaitimo eksperimentuose, esant 1.5 ir 3 Teslos, naudojant MR sistemos suktimo / gavimo RD kuno ritę, gautos vidutinės viso kūno SAR vertės – atitinkamai 3.8 W/kg (t. y. sureista su kalorimetrine 3.1 W/kg vertė) bei 3.0 W/kg (t. y. sureista su kalorimetrine 2.8 W/kg vertė) – parodė, kad didžiausias vieno didžiausio (10 mm x 100 mm) stento kaitimas, susijęs su šiomis specifinėmis sąlygomis, buvo ne didesnis kaip 3.5 °C. Kaitimo MRT aplinkoje poveikis persiklopiantiems stentams ar stentams, turintiems lūžį, nežinomas

Klaudingųjų rodmėnų informacija

MR vaizdų kokybė gali nukentėti, jei dominanti sritis yra IMPLANTO vietos srityje arba santykinai arti jos. Del to, kad būtų kompensuojamas vis implantų poveikis, gali prireikti optimizuoti MRT parametrus.

Matmenys: IMPLANTO – 8 mm skersmuo, 150 mm ilgis

Impulsių seka	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Tuščiojo signalo dydis	1585 mm²	76 mm²	1870 mm²	95 mm²
Plokštumos padėtis	Lygiagreti	Statmena	Lygiagreti	Statmena

1. Stentas po oda įstumamas angiografijos procedūrų kabinetė vadovaujantis fluoroskopija. Pažeidimo buklei ir šalutinei tekmei nustatyti ir tikslinio pažeidimo ilgį bei atskaitines kraujagysles skersmeniui (proksimalinę ir distalinę pusę nuo pažeidimo) išmatuoti atliekama diagnostinė angiografija. Pacientas parodijamas ir imamas sterilumu atsiargos pemonai lygtai taip pat, kaip prieš bet kokią angioplastinę procedūrą
2. Naudojami toliau pateikiama stentų dydžio pasirinkimo lentelė pagal išmatuotą atskaitos kraujagysles skersmenį pasirinkite stento skersmenį.

Stento skersmuo (mm)	Atskaitos kraujagysles skersmuo (mm)
9	7.5-8.5
10	8.5-9.5

3. Išmatuokite tikslinio pažeidimo ilgį, kad nustatytumėte reikalingą stento ilgį. Pasirinkite tokią ilgį stentą, kad jo proksimalinės ir distalinės pabaigos padengtų visą tikslinį pažeidimą.
 - a. Didžiausias ilgis suspaudus yra stento, įstatyto į mažiausio nurodyto skersmens atskaitos kraujagyslę, ilgis.
 - b. Mažiausias ilgis suspaudus yra stento, įstatyto į didžiausio nurodyto skersmens atskaitos kraujagyslę, ilgis.

Žymėjimas stento ilgis (mm)	Didžiausias ilgis suspaudus (mm)	Mažiausias ilgis suspaudus (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. Gydymo vietai pasiekti naudokite tinkamą papildomą įrangą. Stento tiekimo sistema suderinama su 6 Fr dar daugiau įstumiama apvalkalu.
5. Naudojami 6 Fr dar daugiau įstumiama apvalkalu, stumkite tinkamą 0.889 mm (0.035 col.) kreipiamąjį įtaisą per prieigos kateterį arba stumkite per distalinę tikslinio pažeidimo dalį. Aortos išsišakojimui kirsti rekomenduojama naudoti apvalkalą. Rekomenduojama pacientui skirti gydymą heparino doze, kad aktyvintų krešėjimo laikas (ACT) būtų lygines nei 250.
6. Prapieskite pažeidimą. Naudojami standartinius balionelį į anglioplastikos metodų prapieskite pažeidimą mažiausiu iki atskaitines kraujagysles skersmens, daugiausia iki žymiojo stento dydžio. Ištraukite balioninį kateterį iš paciento kūno, palikę prieigą prie pažeidimo per kreipiamąjį įtaisą.
7. Paruoškite stento tiekimo sistemą:
 - a. Atidarykite išorinę dėžutę, kurioje yra maišelis su stentu ir tiekimo kateteriu.
 - b. Knuopkiliai apžūryje maišeli, ar jame nėra sterilumo barjero pažeidimų, atsargiai prapieskite ir išimkite vidinį maišelį. Atsargiai prapieskite vidinį maišelį ir išimkite atitinkamą plokštelę su vamziniu deklui, kuriame yra stento tiekimo sistema. Įspėjimas. NENAUDOKITE, jei atidarytas arba pažeistas vidinis ar išorinis maišelis.
 - c. Padėkite atitinkamą plokštelę su vamziniu deklui ant plokščio paviršiaus. Išimkite stento / tiekimo sistemą iš vamzdinio deklui. Apžiūrėkite, ar prietaisas nepažeistas. Jei įtariate, kad pažeistas prietaiso stentumas ar pats prietaisas, nenaudokite jo.
 - d. Jei išoriniame apvalkale (1) nėra distalinio galiuko (8), atšaukite vožtuvą „Tuohy Bost“ (5), esantį ant rankenėlės (3), ir įtraukite stumimo vamzdelį (2) taip, kad distalinis galiukas (8) atsirastų. Įoriniame apvalkale (1). Pagal laikrodžio rodyklę sukdami vožtuvą movinę jungtį priveržkite vožtuvą „Tuohy Bost“.
 - e. Istikinkite, kad vožtuvas „Tuohy Bost“ (5), esantis ant rankenėlės, yra priveržtas prie stumimo vamzdelio (2), kad praplaunant stentas per anksti nesisplestų ir neprapliktų.
 - f. Naudojami 1–3 cm švirkštą steriliiu heparinuotu fiziologiniu tirpalu per lizdinę „Luer“ jungtį (4), esančią ant rankenėlės, praplaukite išorinį apvalkalą (1). Plaukite, kol per distalinę išorinio apvalkalo dalį išsėsavo vos keli fiziologinio tirpalo lašai. Sistemai visiškai išplauti gali prireikti 2 ar 3 praplovimų naudojant 1 cm³ švirkštą. Įspėjimas. Jei išorinio apvalkalo (1) praplauti negalima, prietaiso nenaudokite.

- g. Per proksimalinę „Luer“ movinę jungtį (6), pritvirtintą prie stumimo vamzdelio (2), 3–10 cm švirkštą praplaukite vidinį kreipiamąjį įtaisą vamzdelio spindžio steriliiu heparinuotu fiziologiniu tirpalu, kol fiziologinis tirpalas išsėks iš kreipiamojo įtaiso spindžio distalinėme gale. Įspėjimas. Jei vidinio kreipiamojo įtaiso vamzdelio (7) spindžio praplauti negalima, prietaiso nenaudokite.

8. Stumkite stento tiekimo sistemą įstikintę prietaisą į tikslinę vietą per kreipiamąjį įtaisą ir stumkite. Jei stumiant tiekimo sistemą pajuntamas pasipriešinimas, sistema reikia ištraukti ir pakesti kita sistema.
9. Vadovaudamiesi fluoroskopijos duomenimis nustatykite distalinę stento žymų (10) padėtį distalinėje pusėje nuo tikslinio pažeidimo, o proksimalinės padėties žymės (12) – proksimalinėje pusėje nuo tikslinio pažeidimo.
10. Kiek įmanoma, išteskite proksimalinę tiekimo sistemos dalį, kad būtų kuo mažiau laisvumo, ir laikykite rankenelę stabilioje padėtyje.
11. Vožtuvas „Tuohy Bost“ (5), esantis ant rankenėlės (3), turi būti atšauktas, kad stumimo vamzdelis (2) galėtų laisvai judėti.

12. Išplėskite stentą:

- a. Stentas turi būti išplėskiamas vadovaujantis fluoroskopijos duomenimis.
- b. Viena ranka tvirtai laikykite išorinį apvalkalą (1) ir rankenelę (3), o kita – stumimo vamzdelį (2).
- c. Patraukite išorinį apvalkalą (1) į proksimalinę pusę stumimo vamzdelio (2) atžvilgiu nejudindami iš vienos stumimo vamzdelio (2) išplėskiamos
- d. Tiekimo sistemos padėtį gali tekti reguliuoti, kad distalinės stento žymės (10) liktų tinkamoje vietoje
- e. Kai distalinis stento (9) galas pradeda plėstis, toliau traukite proksimalinę išorinio apvalkalo (1) dalį ir rankenelę (3) laikydami stumimo vamzdelį (2) vietoje, kol stentas (9) visiškai išsiskleis ir išsipleis jo proksimalinės žymės (11).

Pastaba. Stentui plėdantis proksimalinė padėties žymė (12) gali judėti ir, jam išsiplestus, gali nesutapti su proksimalinės stento žymėmis (11).

- f. Jei įtraukiant išorinį apvalkalą (1) jaučiamas pasipriešinimas, nespėkite per jėgą. Atsargiai ištraukite stento sistemą nespėkite stento.
13. Vadovaudamiesi fluoroskopijos duomenimis ištraukite iki karto visą tiekimo sistemą iš kreipiamojo įtaiso šio nejudindami, tada ištraukite ją iš kūno. Išimkite tiekimo prietaisą iš kreipiamojo įtaiso
 - Įspėjimas. Tiekimo sistema išimdami iš stumiklio / apvalkalo nenaudokite jėgos. Jei juntamas pasipriešinimas, kartu išimkite apvalkalą ir tiekimo sistemą.
 14. Atlikite artėnę angiogramą ir patikrinkite, ar stentas visiškai išplėstas. Jei stentas kuneje nors pažeidimo vietoje iki galo nesisplėstė, gydytojo sprendimu po išpletimo procedūros į galima prapleisti balioneliu. Ištraukite balionelį iš paciento kūno.
 - Įspėjimas. Nėvokdykite kelti pradejusio plėstis stento padėties.
 15. Jei klinikinė bukle tinkama, palalinkite kreipiamąjį įtaisą, apvalkalą ir visą kitą padangą įrangą iš kūno, kad prieigos vietoje būtų palaikoma hemostazė

Paciento medžiaga

Ji skirta pacientui nedelsiant pinigineje kartu su kitomis informacinėmis sveikatos priežiūros kortelėmis. Šioje paciento informacinėje kortelėje nurodoma informacija, susijusi su stentu, t. y. stento modelis, partijos numeris, procedūros data, stento vieta kotoje. Kortelėje taip pat nurodoma gamybos informacija ir MR sąlygos.

GARANTINĖS ATSAKOMYBĖS NEPRISIEMIMAS

Nors gaminytis pagamintas kruopščiai kontroliuojamomis sąlygomis, **Cordis Cashel** negali kontroliuoti sąlygų, kuriomis jis naudojamas. Del **Cordis Cashel** neprisima jokios išiektos ir nemanomos garantinės atsakomybės del gaminio, įskaitant, be kita ko, bet kokios nenumatomo, nenuspajamo ir netikamo tam tikram tikslui garantant atsakomybę. **Cordis Cashel** jokiam asmeniui ar subjektui neatka už jokias medicininės išlaidas ar tiesioginę, atsitiktinę ar pasekmę žalą, sukelgtą gaminio naudojimo, defekto, netinkamo veikimo ar gedimo, nesvarbu, ar reikiamos pretenzijos del tokios žalos pagrįstos garantija, sutartimi, deliktu ar kt. Joks asmuo neturi teisės įpareigoti **Cordis Cashel** kokiū nors būdu reprezentuoti gaminį ar teikti jam garantiją. Pirmau išdėstytos išimty ir apribojimai nėra skirti ir neturėtų būti interpretuojami kaip būtini prietaraujantys galiojantiems teisės aktams. Jei kunų nors garantinės atsakomybės neprisimimo dalį kompetentingas teismas laiko nelegalia, neginama teisimine tvarka ir neatitinkančia galiojančių teisės aktų, kitų šio garantinės atsakomybės neprisimimo dalių galy nepakintti, ir visos teisės bei įsipareigojimai interpretuojami ir taikomi taip, lyg šis garantinės atsakomybės neprisimimas neturėtų atitinkamos negaliojančios dalies ar termino.

Türkçe

Steril: Etlen oksit gazıyla sterilize edilmiştir.
Tektar sterilize etmeyin - sadece tek kullanımlıktır. Tekrar kullanılması yaralanma, yetersiz performans ve enfeksiyon riskini artırır.

Buradaki tavsiyeler sadece genel bir kılavuz niteliğindedir. Hasta bakımıyla ilgili kurumsal protokollerin veya profesyonel tibi kararlarnı yerini alması amaçlanmamıştır.

CHIAZ TANIMI

S.M.A.R.T.* Flex Vasküler Stent Sistemi kendiliğinden genişleyen stent (**S.M.A.R.T.* Flex**) stentinden monte edilmiş ve basit bir tel uzendiren geri çekilebilir kılıf iletim sistemiyle yerleştirilen, kendiliğinden genişleyen bir stenttir. **S.M.A.R.T.* Flex** Stent super elastik nitinol borudan yapılmış tam bağılı bir stenttir ve helikal rödlar desteklerin helikal esnek sarmallarla entegrasyonu oluşturmıştır. Hem destek unsurları hem helikal sarmalla radyal sertlik ve bir genişleme mekanizması sağlar. **S.M.A.R.T.* Flex** Stent çok esnek ve minimum vaza fali sür üstüne binmeye uyum sağlar. Yerine yerleştirildikten sonra stent önceden belirlenen capına ulaşır ve lümen açıldıkten devam ettirecek şekilde dışa doğru sabit ve hafif bir kuvvet uygular.

KULLANIM ENDİKASYONLARI

S.M.A.R.T.* Flex Stentinin semptomatik vasküler stenotik ve/veya oklüziv hastalıkları olan hastalarda lümenal çapları iyileştirmek amacıyla ana ve eksternal iliyak arterlerde kullanılması endikedir.

KONTRENDİKASYONLAR

- Antitrombotik veya antitrombosit tedavileri toler e edememe
- Hamilelik
- Hiperkoagulyasyon durumu
- Önceden dilate edilmeyen lezyonlarda kullanılmaz
- Perfore bir damarda kullanılmaz.

UYARILAR

- Nitinol (nikel titanyum) alerjisi olan kişiler bu implanta alerjik reaksiyon gösterebilir.
- İşlemden önce ve sonra uygun antitrombosit/antikoagulan tedavi uygulanmalıdır.
- Endotelialize stentlerin tekrarlardan dilatasyonunun uzun dönem sonuçları henüz bilinmemektedir.
- Stentten stent temas oluşturan çoklu stent kullanımında stentler benzer bileşimde olmalıdır.

ÖNLEMLER

- Bu ürün sadece diagnostik ve girişimsel vasküler teknikler konusunda eğitimli ve deneyimli doktorlar tarafından kullanılmalıdır. Girişimsel vasküler işlemler için standart teknikler kullanılmalıdır.
- **S.M.A.R.T.* Flex** Vasküler Stent Sisteminin kullanılması: floroskopik kontrol gerektirir.
- İletme (delivery) sistemiyle birlikte elektrikli enjeksiyon sistemleri kullanılmalıdır.
- Hastaya önceden yeterli medikasyon verilemeyecekte kontrast hassasiyeti yüksek olan hastalarda kullanımı önerilmez.
- MR ortamında ısınmanın üst üste binen stentler veya kılıfın destekleri olan stentler üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
- Güvenlik ve etkinlik şunlarda gösterilmektedir:
 - o Total olarak veya yoğun şekilde kalsifiye lezyonlar
 - o Pediatrik hastalar

Sistem Kullanma – Önemler

- Stenti kullanım öncesinde iletme sisteminden ayırma yapılmıştır.
- Oda ortamı koşullarında, dogrudan güneş ışısından uzaktaki ortamlar.
- “Son Kullanma” tarihinden sonra kullanmayın.
- Sistem hasarlı görünürsa kullanmayın.
- İletme sistemi organik solventlere maruz bırakmayın
- Çizim diğ kılıfından sıvı geçirilemiyorsa kullanmayın.
- Kılavuz tel tıpanun iç lümeninden sıvı geçirilemiyorsa kullanmayın.

Stent Yerleştirme – Önemler

- Yerine yerleştirilmiş bir stenti herhangi bir yardımcı cihazla geçerken dikkatli olun.
- İnseriyon işlemi sırasında herhangi bir zamanda direnç karşılaşırsa geçişi zorlamayın. Direnç, stent veya sistemde hasara yol açabilir.
- Kılıf içinde hareket sırasında direnç oluşursa stent sistemini dikkatle geri çekin.
- Stenti yerine yerleştirme işlemi başlandıktan sonra stent tam olarak yerine yerleştirilmelidir. Sistem, stentın tekrar konumlandırılması veya tekrar yakalanması için tasarlanmamıştır.
- Başlangıçta dış yerine yerleştirme kılıfını geri çekerek direnç hissediliirse yerine yerleştirme işlemi zorlamayın. Stent sistemini, stenti yerine yerleştirilmeden dikkatle geri çekin.

OLASI ADVERS OYLAR – Olası tehlikeler ve yan etkiler arasında yerlenilerle sınırlı olmak üzere şunlar vardır:

- Ani stent kaçması
- Nitinole karşı alerjik reaksiyon
- Angina/koronar iskem
- Damarda veya damar girişim yerinde Aneurizma veya Pseudoaneurizma
- Aritmi
- Ateromembolizasyon (Mavi Ayak Parmağı Sendromu)
- AV fistülü oluşumu
- Ölüm
- Embolizasyon (hava, plak, trombus, cihaz veya diğer)
- Ateş
- Hematom/Kanama
- Hipotansiyon/hipertansiyon
- Girişim yerinde enfeksiyon ve/veya ağrı
- Stent kontaminasyonu/oluşacak sekonder enfeksiyon sepsis ve hemodinamik instabiliteye neden olabilir
- İntima hasarı/diseksiyon
- Girişim (ayak parmağı, ayak veya bacakta bypass veya amputasyon) gerektiren iskem
- Uzun kalya
- Miyokard enfarktüsü (MI)
- Arterin fazla gerilmesi ruptüre sonuçlanabilir
- Bobrek yetmezliği veya yetersizliği
- Stentlenen segmentin restenozu
- Septisemi/bakteriyemi
- Stent yanalı apozisyonu/yer değıştirmesi
- Stent struktür kırığı
- İnme
- Tromboz/trombus
- Doku nekrozu
- Vazospazm
- Damar perforasyonu veya rupturu
- Kötüye gidem kildiasyonu/istrahate ağrı

MRG UYUMLULUK BİLGİSİ

Klinik olmayan testler IMPLANT'ın MR Koşullu olduğunu göstermiştir. Bu implantın oldugu bir hasta aşağıdaki koşullarda yerleştirilmeden hemen sonra güvenli taranabilir:

- MR sistemi normal çalışma modu ve tüm vücut verici sarmal kullanımı.
- WB-SAR taraması için maksimum süre 15 dk
- 1.5 Tesla/64 MHz MR Sistemi için bildirilen 3.8 W/kg tüm vücut ortalama SAR değeri, 3.1 W/kg hesaplanan tüm vücut ortalama SAR değeriyle iliklidir.
- 3 Tesla/128 MHz MR Sistemi için bildirilen 3.0 W/kg tüm vücut ortalama SAR değeri, 2.8 W/kg hesaplanan tüm vücut ortalama SAR değeriyle iliklidir.
- Statik manyetik alan 3 Tesla veya 1.5 Tesla.
- Uzaysal gradient manyetik alan 720 Gauss/cm veya altında.

MRG ile ilişkili sorunlar
Klinik olmayan testlerde IMPLANT 1,5 Tesla (1,5 Tesla/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Yazılım Numarası/4, Versiyon Syngo MR 2002B DHHS) ve 3 Tesla (3 Tesla/128-MHz, Excite, Yazılım G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR sistemlerinde 15 dakika yapılan MRG'de şu sıcağık yükselmelerine neden olmuştur

•

6. **Предварительно расширьте повреждение:** с помощью стандартных процедур баллонной ангиопластики, расширьте повреждение, как минимум до диаметра, эквивалентного контрольному диаметру сосуда, и, максимум, до маркированного размера стента. Извлеките баллонный катетер из тела пациента, поддерживая доступ к повреждению с помощью проводника.

7. **Подготовьте систему доставки стента:**

- Откройте внешнюю коробку, чтобы достать мешочек, содержащий стент и катетер доставки.
- После тщательного осмотра мешочка на наличие повреждений стерильного барьера осторожно снимите верхний слой с внешнего мешочка, чтобы его открыть, и извлеките внутренний мешочек. Осторожно снимите верхний слой с внутреннего мешочка, чтобы его открыть, и извлеките подложку с трубой держателя, который удерживает систему доставки стента. **Предупреждение. НЕ ИСПОЛЪЗУЙТЕ, если внутренний либо внешний мешочек вскрыт или поврежден.**

8. Установите подложку с трубой держателя на плоской поверхности. Извлеките стент с системы доставки из трубки держателя. Проверьте устройство на наличие повреждений. Если есть повреждения, что стерильность была нарушена или устройство повреждено, не используйте его.

9. Если дистальный конец (8) не находится во внешней оболочке (1), ослабьте клапан Tuohy Borst (5) на рукоятке (3) и вставьте трубку топкатель (2), чтобы дистальный конец (8) расположился во внешней оболочке (1). Затяните клапан Tuohy Borst, вращая разъем для клапана по часовой стрелке.

10. Убедитесь в том, что клапан Tuohy Borst (5) на рукоятке затянута на трубку топкатель (2), чтобы предотвратить преждевременное раскрытие стента и утечку при промывке.

11. С помощью шприца объемом 1–3 мл поместите внешнюю оболочку (1) стерильным гепаринизированным солевым раствором через проксимальный поперечный разрез (6). Для полной промывки системы может потребоваться 2–4 л промывки из шприца объемом 1 мл. **Предупреждение.** Если внешнюю оболочку (1) невозможно промыть, не используйте устройство.

12. С помощью шприца объемом 3–10 мл промывайте внутренний просвет трубки проводника стерильным гепаринизированным солевым раствором через проксимальный поперечный разрез (6), прикрепленный к трубе топкатель (2), пока солевой раствор не начнет вытекать из просвета проводника на дистальном конце. **Предупреждение.** Если внутренний просвет трубки проводника (7) невозможно промыть, не используйте устройство.

13. Введите систему доставки стента. Продвигайте устройство по проводнику и через направляющий катетер к целевому местоположению. Если при введении системы доставки ощущается сопротивление, систему нужно извлечь, и использовать вместо нее другую.

14. Под рентгенологическим контролем расположите дистальные маркеры стента (10) дистальнее поврежденной области сосуда, а проксимальный установочный маркер (12) – проксимальнее поврежденной области.

15. Выпрямите проксимальную часть системы доставки, чтобы, насколько возможно, устранить слабину, и удерживайте рукоятку в устойчивом положении.

16. Клапан Tuohy Borst (5) на рукоятке (3) должен быть ослаблен для обеспечения свободного перемещения трубки топкатель (2).

17. **Установка стента.**

- Установка стента должна выполняться под рентгенологическим контролем.
- Возьмите внешнюю оболочку (1) и рукоятку (3) одной рукой, а трубку топкатель (2) – другой.
- Переместите внешнюю оболочку (1) проксимально относительно трубки топкатель (2), удерживая трубку топкатель (2) в фиксированном положении. **Предупреждение. Не давите трубку топкатель (2) в дистальном направлении для облегчения развертывания.**

18. Поглощение системы доставки, возможно, потребует сгорректировать, чтобы удержать дистальные маркеры стента (10) в соответствующем местоположении.

19. Как только дистальный конец стента (9) начнет развертываться, продолжайте втягивать проксимальную внешнюю оболочку (1) и рукоятку (3), удерживая трубку топкатель (2) до тех пор, пока стент (9) не будет полностью установлен, а проксимальные маркеры стента (11) не раскроются. **Примечание.** Проксимальный установочный маркер (12) может перемещаться во время установки стента и может не совпадать с расположением проксимальных маркеров стента (11) после установки.

20. Если при втягивании внешней оболочки (1) ощущается сопротивление, не форсируйте установку стента. Осторожно извлеките набор для установки стента, не выполняя его установку.

21. Под рентгенологическим контролем извлеките всю систему доставки через просветник из тела пациента как единое целое, сохраняя неизменным положение проводника. Извлеките устройство для доставки из проводника.

Предупреждение. Не прилагайте усилий при извлечении системы доставки из направляющего катетера / оболочки – если будет ощущаться сопротивление, извлеките оболочку и систему доставки как единое целое.

22. Выполните артериальную ангиографию для проверки полного развертывания. Если стент расширился не полностью в какой-либо точке вдоль повреждения, то по усмотрению врача после установки стента может быть выполнена баллонная дилатация. Извлеките баллон из тела пациента.

Предупреждение. Не пытайтесь переместить стент после начала развертывания.

23. При клинической необходимости извлеките проводник, оболочку и все прочее вспомогательное оборудование из тела пациента и обеспечьте гемостаз в месте доступа.

Материалы для пациентов
Предназначен для ношения пациентом в бумажнике в качестве справочного документа вместе с его медицинской картой. Эта личная карточка пациента содержит информацию о стенте, такую как модель и номер партии стента, дата выполнения процедуры и расположение стента в нижней конечности. Карточка также содержит техническую информацию и сведения о МР-совместимости.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ
Хотя данное изделие было изготовлено в тщательном контролируемых условиях, компания **Cordis Cashel** не имеет никакого контроля над условиями, при которых используется данный продукт. Поэтому компания **Cordis Cashel** отказывается от всех гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в отношении продукта, включая, среди прочего, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Компания **Cordis Cashel** не несет ответственности перед любым лицом или организацией за любые медицинские расходы или любой прямой, случайный или косвенный ущерб, причиненный любым использованием, дефектом, отказом или несправностью продукта, вне зависимости от того, основывается ли риск о возмещении таким убытков на гарантии, контракте, правонарушении или ином. Ни одно лицо не имеет полномочий связывать компанию **Cordis Cashel** с какими бы то ни было заявлениями или гарантиями в отношении продукта. Исключения и ограничения, изложенные выше, не подразумевают такого толкования и не должны быть истолкованы таким образом, чтобы противоречить обязательным положениям действующего законодательства. Если какая-либо часть или условие этого Отказа от гарантии будут признаны незаконными, неисполнимыми в судебном порядке или противоречащими действующему законодательству судом компетентной юрисдикции, действительность остальных частей этого Отказа от гарантии не должна быть затронута, и все права и обязательства должны истекать и применяться, как если бы этот Отказ от гарантии не содержал определенной части или условий, признанных недействительными.

简体中文

消毒：以70%酒精消毒。
不可重复消毒灭菌：仅供单次使用。重复使用可造成感染风险。

使用前应仔细阅读说明，才能正确使用该系统并避免并发症和伤害。

装置说明
S.M.A.R.T.® Flex 支架系统由支架和导丝组成。支架由镍钛合金制成，具有超弹性。导丝由铂铱合金制成，具有超弹性。

S.M.A.R.T.® Flex 支架系统由支架和导丝组成。支架由镍钛合金制成，具有超弹性。导丝由铂铱合金制成，具有超弹性。

适应症
S.M.A.R.T.® Flex 支架系统适用于治疗冠状动脉狭窄。

禁忌症
S.M.A.R.T.® Flex 支架系统不适用于以下情况：

- 无法到达病变部位的导丝（即导丝无法通过病变部位）
- 导丝无法通过病变部位
- 导丝无法通过病变部位

警告
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

重要事项
• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

• 在安装支架前，应确保导丝已通过病变部位并到达远端。

可能的不良反应事件 – 支架可能引起以下不良事件：

- 支架移位
- 支架断裂
- 支架堵塞
- 支架血栓形成
- 支架再狭窄
- 支架破裂
- 支架穿孔
- 支架感染
- 支架过敏
- 支架出血
- 支架高血压/低血压
- 支架心律失常
- 支架心力衰竭
- 支架卒中
- 支架死亡

6Fr (或更大) 的导管系统

5. 使用 6Fr (或更大) 的导管系统 – 导管系统应使用 0.889 毫米 (0.035 英寸) 的导管插入导管，或插入导管前端的导管插入管。

6. 病变部位的扩张处理 – 使用导管系统扩张病变部位时，应使用导管系统扩张导管，或使用导管系统扩张导管。

7. 准备支架输送系统 – 打开并关闭支架输送系统，以准备支架输送系统。

a. 打开并关闭支架输送系统 – 打开并关闭支架输送系统，以准备支架输送系统。

b. 检查支架输送系统 – 检查支架输送系统，以确保支架输送系统正常工作。

c. 检查支架输送系统 – 检查支架输送系统，以确保支架输送系统正常工作。

d. 如果支架 (8) 不在导管 (1) 中 – 如果支架 (8) 不在导管 (1) 中，应使用支架 (8) 的导管插入管 (1)。

e. 检查以确定手柄 (3) 的 Tuohy Borst 阀 (5) 已正确关闭 – 检查以确定手柄 (3) 的 Tuohy Borst 阀 (5) 已正确关闭。

f. 使用 1-3 毫升注射器 – 使用 1-3 毫升注射器，将造影剂注入支架输送系统。

g. 使用 3-10 毫升注射器 – 使用 3-10 毫升注射器，将造影剂注入支架输送系统。

h. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

i. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

j. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

k. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

l. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

m. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

n. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

o. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

p. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

q. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

r. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

s. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

t. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

u. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

v. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

w. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

a. 最大支架长度应不超过导管系统长度的 50%

b. 最大支架长度应不超过导管系统长度的 50%

标记的支架长度 (毫米)	最大支架长度 (毫米)	最小支架长度 (毫米)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. 对支架的输送系统进行操作 – 支架输送系统应使用 6Fr (或更大) 的导管系统。

5. 使用 6Fr (或更大) 的导管系统 – 导管系统应使用 0.889 毫米 (0.035 英寸) 的导管插入导管，或插入导管前端的导管插入管。

6. 病变部位的扩张处理 – 使用导管系统扩张病变部位时，应使用导管系统扩张导管，或使用导管系统扩张导管。

7. 准备支架输送系统 – 打开并关闭支架输送系统，以准备支架输送系统。

a. 打开并关闭支架输送系统 – 打开并关闭支架输送系统，以准备支架输送系统。

b. 检查支架输送系统 – 检查支架输送系统，以确保支架输送系统正常工作。

c. 检查支架输送系统 – 检查支架输送系统，以确保支架输送系统正常工作。

d. 如果支架 (8) 不在导管 (1) 中 – 如果支架 (8) 不在导管 (1) 中，应使用支架 (8) 的导管插入管 (1)。

e. 检查以确定手柄 (3) 的 Tuohy Borst 阀 (5) 已正确关闭 – 检查以确定手柄 (3) 的 Tuohy Borst 阀 (5) 已正确关闭。

f. 使用 1-3 毫升注射器 – 使用 1-3 毫升注射器，将造影剂注入支架输送系统。

g. 使用 3-10 毫升注射器 – 使用 3-10 毫升注射器，将造影剂注入支架输送系统。

h. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

i. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

j. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

k. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

l. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

m. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

n. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

o. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

p. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

q. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

r. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

s. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

t. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

u. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

v. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

w. 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作 – 如果支架输送系统 (1) 无法正常工作，应使用支架输送系统 (1)。

[illegible]

消毒：僅能之殺菌殺菌。
不可重複消毒滅菌：僅供單次使用。再度使用可能會增加受
傷、效能不足和感染的風險。

此站除通過第一組路票，不取他是有關此處之車票的辦理
機械現往茂南安陸區判斷

S.M.A.R.T.* Flex 支架系統是一款凡安裝了簡易軌道之導軌系統及下列的自鎖緊系列：S.M.A.R.T.* Flex 支架、S.M.A.R.T.* Flex 夾緊、自鎖式增強的鋼柱盒及管等所組成。此系統可與各種機械裝置、輸送帶、捲揚機以及一般工業用途的起重、搬移和貯存設備配合而有最佳的運作表現，而無須任何工具。

S.M.A.R.T.* Flex 支架運行快速、簡單不會出現磨損現象。這套系統可以運到任何位置，而無須任何吊機，因此其力以作垂直升降貨物。

S.M.A.R.T.® Flex 支架平台用于常见及复杂静脉曲张疾病，通过帮助患者有效建立正确治疗计划，降低静脉曲张复发率，改善静脉曲张状况。

- 無菌培養抗血粒菌抗血小粒菌
- 妊娠
- 高凝血狀態
- 不適合用於輸血機器的血液製品

- 對除菌合劑(如藥水)過敏的人可能會對輸入物產生過敏反應。
- 在服用和注射血進行感染的抗生小瓶時要格外小心。
- 內皮紅支是重要輸血用的昆蟲藥。露日尚不得而知。
- 使用支是主要且支是前各藥物，應使血液能地變形。

[illegible]

- 請勿在乾草、紙屑等可燃物附近使用。
- 將本品存放於乾燥處下，避免受潮，光線直射。
- 請勿使用超過「停用期限」的塗漆。
- 請勿使用看起來已經變硬的塗漆。
- 請勿塗漆在木質材料表面有裂紋。
- 如果木質材料已經腐朽，則請勿使用此塗漆。
- 如果漆桶內有結塊，則去漆桶中取出，然後使用此塗漆。

- 在進入讀校前必須在轉校前進行訪談，以明確個人發展道路，努力向學校提供與課本不同的視角。
- 如果學生在未來能夠繼續執行上述活動和權力，請小心地與該企業聯繫。
- 一個更廣泛的問題是，社會如何安排完全平等？企業如何能與學校競爭？
- 如果企業與學校間關係的密切和有力，請特別注意學生，不要開玩笑，[http://www.100schools.com](#)。

可能的不利反應事件——空氣污染會導致到肺病和癌症等的危害和副作用。

- [illegible]

- 中風
- 血管阻塞/出血
- 痙攣癱瘓
- 遺尿障礙
- 血管穿孔或破裂
- 缺血性/缺血性神經病變

非臨床試驗證明植入物在特定種屬和種 (MR) 條件下無危險。患者有植入金屬之前，必須作以下檢查條件：金屬。

- 全球氣候系統的正常運作得以促進商業活動的範圍
- 觀察到足以造成冰河(WB-SAR)在目前的數十年間約 15 分鐘
- 1.5 度到 1.64 度熱帶地區和北半球其餘的年平均均溫造成冰河
- (SAR)值 3.8 兆元/年，預計世界平均的平均年氣溫造成
- (SAR)值 3.1 兆元/年
- 1.1 度到 1.28 度熱帶地區和北半球其餘的年平均均溫造成冰河
- (SAR)值 3.0 兆元/年，預計世界平均的平均年氣溫造成
- (SAR)值 2.8 兆元/年
- 靜態溫度為 3 或 1.5 兆元/年
- 空間溫度由海溫度或 720 兆元/年

在非洲測試中，使用15分鐘15萬單位，1.5萬單位/64非
Magnetom 核磁共振掃描器，製造商西德，Numaris4 核磁
Siemens Medical Solutions 核磁
Syngo MR 2002B DHHS 核磁
Excite 核磁共振掃描器，採用 G30-052B 和體，製造商
General Electric Healthcare 核磁
插入玻璃產生的高溫上升情況如下：

最高溫度變化	核磁共振成像條件	支架設定
攝氏 +2.4 °C	1.5 特納 64 非相	單一支架 10 公釐 X 100 公釐
攝氏 +3.5 °C	3 特納 128 非相	單一支架 10 公釐 X 100 公釐

因此，用 1.5 特斯拉和 3 特斯拉進行的插入物核磁共振感成或加熱試驗，發現核磁共振波譜的強度/吸收 RF 功率隨核質、磁場強度及插入物位置而變。(SAR) 分別為 3.8 W/kg，即與 3.1 W/kg 的核磁場有關) 和 3.0 W/kg (即與 2.8 W/kg 的核磁場有關)。一般來說，磁場強度在特定位置 (即最大電場大小為 10 公達 X 100 公達) 下所產生的最大的加熱量不會超過攝氏 3.5 度。多量實驗及計算分析在核磁共振波譜領域下的加熱結果目前尚不可得知。

如果目標區域正好位於或相鄰於最易進入的街道，檢出共居的品質可能變得更豐富。因此，可能有助於提高檢出共居的靈敏度，以減少漏檢的情況。

尺寸	桶入物	直径 8 公厘	长度 150 公厘		
脈衝序列	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE	
磁化時間	1,585	76	1,870	95	
重複時間	平方公厘	平方公厘	平方公厘	平方公厘	
平面定位	平行	垂直	平行	垂直	

1. 脾主运化的生理基础是脾主统血和脾主运化。脾主运化是指脾具有运化水谷精微和运化水湿的功能。脾主运化的生理基础是脾主统血和脾主运化。脾主运化的生理基础是脾主统血和脾主运化。
2. 脾主运化的生理基础是脾主统血和脾主运化。脾主运化的生理基础是脾主统血和脾主运化。脾主运化的生理基础是脾主统血和脾主运化。

支架直徑 (公釐)	對照血管直徑 (公釐)
9	7.5-8.5
10	8.5-9.5

3. 測量以確保支撐架的距離以維持平衡的支撐系統。選擇適當的支撐長度，以便使支撐的距離和垂直距離達到

標記的支架長度 (公釐)	最大的束長度 (公釐)	最小的束長度 (公釐)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- [illegible]

- [illegible]

備有書表為設計，可將醫療保健卡一紙放在信封內以備參考。這些表格資料可提供與生學有關的資料，包括支架的型號、批號、手術日期及總部支援信檔等。請與下列地址聯絡索取和詳閱書表的相關程序。

用而不在于 **Cordis Cashel** 的控制权之下。因此 **Cordis Cashel** 并非在行使该等商品的所有权或对该等商品的处置权。相反，它包括但不限於上述三項對特定用途的任兩項任意的附註，而註在兩項中某項對該商品的使用、裝載、裝箱或運輸的各種附註，亦包括成箱使用、裝箱及運往為其他用途。不過該等附註亦包括廣告、說明、及行為成為其他原因。**Cordis Cashel** 概不承擔任何責任。在別人無權從 **Cordis Cashel** 行使上述任何權利或對該等附註，上文所載的 **Cordis Cashel** 行使上述任何權利不得與該等附註所載的權利相沖突，如單項行使或該等附註所載的權利與該等附註內內容相沖，不能夠對該附註及該等附註作任何大意的解釋而無非該附註所載內容不可更改。因此任何單項行使該等權利及附註，對該等商品與該等附註所載內容及該等附註均無任何沖突。

열균: 산화에틸렌(EO) 가스로 멸균되었습니다.
재멸균하지 마십시오. 일회용. 재사용은 부실, 불완전 저하 및
감염의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

이 권장사항은 일반적인 안내사항으로만 제공됩니다. 환자
치료와 관련된 기관의 프로토콜이나 전문적인 임상적
판단을 대체하지 않습니다.

S.M.A.R.T.* 플렉스 스텐드 시스템은 간단한 설치 가능
시스 오버-더-와이어(OTW) 전달 시스템으로 사진 제작되고
전달되는 지가확장형 스텐드(S.M.A.R.T.* 플렉스 스텐드)
입니다. S.M.A.R.T.* 플렉스 스텐드는 조립식 네팅류입니다.

제작된 완전히 연결된 스텝으로써, 다선형으로 접근
바탕에 데이터 **컨볼** 코일을 통합하여 구성되어 있습니다.
버튼과 요소와 **클릭** 코일 두 가지 모두가 **가시성**에 중요한
확정 해커니즘을 제공해 줍니다. **S.M.A.R.T.** 플렉스 스텝트는
매우 유연하며 표의 버리현상이 거의 또는 전혀 일어나지
않습니다. 매치가 되면, 스텝트는 사전 지정된 직경에 이르러
종결되어 부드럽게 **스텝**을 하는 힘을 가하여 **해킹**하지
않는 내강을 유지합니다.

S.M.A.R.T.® 플렉스 콘택트는 외관심하중 및/또는 정맥내색증의 증상을 보이는 환자의 불필요 내경을 향상시키기 위해 총장굴동맥과 외장굴동맥에서 사용하기 위한 것입니다.

- 항정신병은 항정소판 치료를 감당할 수 없는 상태.
- 임신.
- 출고 항진 상태.
- 사지 척장을 할 수 없는 병변에 사용해서는 안 됩니다.
- 천공혈관에 사용해서는 안 됩니다.

- 니터놀(니켈 티타늄)에 알레르기 증상을 보이는 사람이 이 잇몸관통에 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다.
- 적절한 혈류량인 항응고 치료가 시술 전후 실시되어야 합니다.
- 내과질환 스텐트의 반복 확장에 따른 장기적인 효과는 현재 알려져 있지 않습니다.
- 여러 스텐트를 사용해 스텐트끼리 닿게 되는 경우에는 유사한 조직을 갖추어 줍니다.

- 이 방법은 반드시 철저한 **발행**과 **재출력**을 받고 검열이 있는 역사가 사용해야 합니다. **발행**과 **재출력**이 표준적인 기법을 이용하여 합니다.
- **S.M.A.R.T.**는 **블록**을 **시스템**의 **사육**을 무시, **조작**이 필요합니다.
- **시스템**을 **전용** 주시 **시스템**과 **합계** **사용**하지 않습니다.
- 대비감도 이익이 있는 한지들에게는 적절하지 미래 역출을 **투자**할 수 있는 경우가 아니라면 **사용**을 권장하지 않습니다.
- **종목**의 여러 **시스템** 또는 **규명**된 **버전**의 **시스템**에 대한 **MTI** **환경**에서의 **문도** **상충**효과는 **알려**지지 않았습니다.
- 다음의 경우 **안전성**과 **효과성**을 **임증**되지 않았습니다.
 - 선적으로 또는 **조밀**하게 **회피**한 **방안**
 - **추가**와 **한지**

- 사운드를 **오디오**로 전달 시스템에서 제거하고 하지 않습니다.
- 직사광선을 피해 **눈과 빛**에서 보호하십시오.
- "유기물질"이 아닌 세균을 사용하지 않습니다.
- 시스템에 **충돌**될 것처럼 보이는 **물**을 사용하지 않습니다.
- 온민시스템을 유기물질에 노출하지 않습니다.
- 장치의 외부 시스템을 **열**낼 수 없는 사용되지 않습니다.
- 가이더코어와 튜브의 내부 재질을 벗겨낼 수 없는 경우 사용하지 않습니다.

- ▶ 매지터 시스템은 부속지터와 교차시작 때는 주의하십시오.
- ▶ 심입 질자 **중개** 인제은 자청이 느껴지는 경우 판을 역으로 누르자 마십시오. 지터를 스텐드나 내강을 손상시작 후 있습니다.
- ▶ 시스를 통해 공지는 동만 자청이 생기면 스텐드 시스럼을 조절해서 해됩니다.
- ▶ **중개** 지터 매지터 시작되면 스텐드터 원천과 매지터이거 커기. 이 시스럼을 매지터터 재배치하거나 세기거나 지터를 생화되지 않습니다.
- ▶ **외부** 매지터 지스를 지을 집어넣을 때 자청이 느껴지면, 역으로 매지터지 마십시오. **스텐드**를 매지터지 않고 스텐드 지스럼을 조절해서 해됩니다.

잠재적인 부작용 - 잠재적인 위험과 부작용에는 다음이

- 모양과나 이아 **국**한되지 있습니다.
- **갑작스러**로 스탠드 해체
- 나리눌에 대한 알려기 반응
- **갑작을** **갑작적** **하**를
- 열과 또는 열과 **갑** 무의의 **동작** 또는 **가**전 동역학
- 부정맥
- **속** **갑**을 **갑**과기 **정적** **증후군**
- **갑**갑갑 **형**보
- 사망
- 복진술(곰기, 물라카, 알전, 잠치 또는 기타)
- 고열
- 열충/충혈
- **신**갑 **고**열갑
- 심근 부위의 갑열 및/또는 **동**충
- 스탠드 오일유로 인한 **이**자 **갑**을 **해**열충 및
혈류역동학을 일으킬 수 있습니다
- 열과 내역 손상/파리
- 종자 시술 불가리, 발 또는 다리 무히 열과 추를 또는
절단 이 불요한 하열
- 서지 **충**성
- 심근경색증(MI)
- 동맥의 파도한 **해**열충 **피**열을 일으킬 수 있습니다
- 신부전증

- 25

1.5. Fe^{2+} ionei în soluția de FeSO_4 au fost oxidate în Fe^{3+} în prezența KMnO_4 în soluție acidă. Pentru oxidarea a 20 ml din soluția de FeSO_4 s-a consumat 10 ml din soluția de KMnO_4 în care conținutul este 0.02 mol/l. Calculați concentrația molară a soluției de FeSO_4 .

10/1/08

Author	Year
--------	------

- 17

85-85

NO	10
----	----

- 1000

- subsequent studies

- WILLIAM H. HARRIS

- readily available.

- Shirley, 1997, p. 101)

- 1997

- ### Non-vascular and other causes

- ### Conclusions

kinerja tidak memadai, dan

...au personnel de la gestion

menyatakan bahwa daya dukung yang kecil
dari hutan lindung tidak dapat menjamin
kelestarian sumber daya alam.

2

continued from page 10

- menunjukkan hasil yang sama

it, maka tentukan terbuat d

MAN

- aya bersama der

Tindalian Pencegahan

- United Nations Development Programme

Indakan Pencegahan

- gaya berlatih tanpa menggunakan

DIAN YANG TIDAK DIINGINKAN

- dan berakutasi pada anemodi

- frequency band requires be-

from spatial between 720°-60°

[illegible]

5/12/2014	Tuesday 10:00
-----------	---------------

compensasi

compensasi

TH	SE	GRE	GRE
76	1.870	95	
mm ²	mm	mm	
Tegak lurus	Selajar	Tegak lurus	

- 1000

Diameter Pembuluh Darah Rujukan (mm)
7.5-8.5
8.5-9.5

- | | |
|-----|--|
| 110 | |
|-----|--|

5. Dengan menggunakan selubung introducer 6Fr (atau lebih besar), masukkan selang pemandu berukuran 0,889 mm (0,035 inci) melintasi kateter akses atau alat pembuka jalan melintasi segmen distal dari lesi sasaran. Disarankan untuk menggunakan selubung saat melintasi percabangan arteri. Disarankan agar pasien menerima dosis terapeutik heparin sehingga ACT lebih besar dari 250.

6. Dilatasi pendahuluan pada lesi: Dengan menggunakan teknik angioplasti balon standar, lakukan dilatasi lesi secara minimal hingga mencapai ukuran yang setara dengan diameter pemulih darah rujukan, hingga ukuran stent yang tertera pada label. Lepas kateter balon dari pasien seraya tetap menjaga akses lesi dengan selang pemandu.

7. Persiapan sistem pengantaran stent:

a. Buka kardus luar untuk mengeluarkan kantung berisi stent dan kateter pengantaran.

b. Setelah memeriksa kantung dengan saksama, memeriksa apakah ada kerusakan pada pelindung stent, buka kantung luar dengan hati-hati dan keluarkan kantung dalamnya. Buka kantung dalam dengan hati-hati dan lepaskan alas penyangga dengan selang pembawa yang menahan sistem pengantaran stent. **Peringatan: JANGAN gunakan jika kantung dalam atau kantung luar terbuka atau rusak.**

c. Letakkan alat penyangga dengan selang pembawa di atas permukaan yang datar. Lepas stent/sistem pengantaran dari selang pembawa. Periksa apakah ada kerusakan pada perangkat. Jika diduga tidak steril atau perangkat rusak, jangan gunakan perangkat.

d. Jika bagian distal (8) tidak terletak pada selubung luar (1), longgarkan katup Tuohy Bort (5) pada gagang (3) lalu tarik selang pendorong (2) sehingga bagian distal (8) terletak di selubung luar (1). Kencangkan katup Tuohy Bort dengan cara memutar klep hub searah jarum jam.

e. Pastikan bahwa katup Tuohy Bort (5) pada gagang sudah dikencangkan pada selang pendorong (2) untuk mencegah pelepasan stent sebelum waktunya dan terjadinya kebocoran selama pembilasan.

f. Gunakan alat suntik berukuran 1-3 cc untuk membilas selubung luar (1) dengan saline steril melalui konektor (4) pada gagang. Bilas hingga hanya tersisa beberapa tetes saline yang keluar dari distal selubung luar. Pembilasan sistem sepenuhnya kemungkinan memerlukan 2-3 pembilasan dengan alat suntik 1cc. Peringatan: Jangan gunakan bagian distal (8) yang rusak.

g. Gunakan alat suntik berukuran 3-10 cc untuk membilas lumen dalam selang pemandu dengan saline heparin steril melalui hub proksimal (6) yang menempel pada selang pendorong (2) hingga saline mengalir keluar dari ujung jauh lumen selang pemandu. Peringatan: Jika lumen dalam selang pemandu (7) tidak bisa dibilas, jangan gunakan perangkat ini.

h. Masukkan sistem pengantaran stent: Dorong perangkat melalui selang pemandu dan alat pembuka jalan ke lokasi sasaran. Tarik sistem dan ganti dengan yang baru jika terjadi sumbatan saat memasukkan sistem pengantaran.

9. Di bawah panduan fluoroskopi, letakkan penanda distal stent (10) menjangkau dari lesi sasaran dan penanda pelatikan proksimal (12) mendekati lesi sasaran.

10. Kencangkan bagian proksimal sistem pengantaran untuk menghilangkan kemungkinan selang mungkin akan jega bergerak dalam posisi stabil.

11. Katup Tuohy Bort (5) pada gagang (3) harus dilonggarkan agar selang pendorong bisa bergerak bebas (2).

12. Pembilasan stent:

a. Pembilasan stent harus dilakukan di bawah panduan fluoroskopi.

b. Genggamlah selubung luar (1) dan gagang (3) dengan satu tangan, (1a) selang pendorong (2) dengan tangan lainnya.

c. Gerakkan selubung luar (1) hingga relatif mendekati selang pendorong (2), sambil menahan selang pendorong (2) agar posisinya tidak bergeser.

Peringatan: Jangan pindahkan selang pendorong (2) ke arah ujung jauh untuk memudahkan pelepasan.

d. Kemungkinan posisi sistem pengantaran harus disesuaikan untuk menjangkau penanda bagian distal stent (10) tetap berada di lokasi yang tepat.

e. Begitu bagian distal stent (9) mulai membentang, lanjutkan untuk menarik proksimal selubung luar (1) dan gagang (3) seraya menahan selang pendorong (2) agar tidak bergerak hingga stent (9) benar benar membentang dan penanda proksimal stent (11) telah bereksansi.

Ingt: Penanda penempatan di proksimal (12) bisa bergeser saat pembentangan stent dan mungkin tidak berimpitan dengan lokasi penanda stent proksimal (11) setelah stent dibentangkan.

f. Jika terasa ada sumbatan selama proses penarikan selubung luar (1), jangan melepasnya secara paksa. Tarik sistem stent dengan hati-hati tanpa melepas stent itu sendiri.

13. Di bawah panduan fluoroskopi, tarik seluruh sistem pengantaran melalui selang pemandu sebagai satu unit, seraya mengga selang pemandu tetap berada di posisinya dari di luar tubuh. Lepas perangkat pengantaran dari selang pemandu.

Peringatan: Jangan tarik sistem pengantaran secara paksa dari pembuka jalan/selubung - jika menemui sumbatan, lepas selubung dan sistem pengantaran sebagai satu unit.

14. Lakukan angiogram arterial untuk memastikan bahwa perangkat sudah sepenuhnya terbentangi. Jika ada ekspansi yang tidak lengkap dalam stent di titik mana pun sepanjang lesi, dilatasi balon setelah pemasangan alat bisa dilakukan sesuai pertimbangan dokter. Angkat balon dari pasien.

Peringatan: Jangan mencoba mengubah posisi stent setelah dimulainya pembentangan.

15. Jika sesuai secara klinis, lepas selang pemandu, selubung, dan semua peralatan pelengkap lain dari tubuh dan henikan peredaran pada lokasi akses.

Materi untuk Pasien

Ditancang agar bisa dibawa pasien dalam dompet bersama dengan kartu perawatan kesehatan mereka. Kartu informasi pasien ini menyediakan informasi tentang stent termasuk model dan nomor lot stent, tanggal prosedur, dan lokasi stent di kaki mereka. Kartu ini juga mencantumkan informasi pembuatan dan Persyaratan MR.

PENAFIAN JAMINAN

Selapukan produk ini diproduksi dalam kondisi yang dikendalikan dengan cermat, **Cordis Cashel** tidak memiliki kendali atas kondisi di mana produk ini digunakan. Oleh karena itu, **Cordis Cashel** menafikan semua garansi, baik yang tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan produk termasuk, namun tidak terbatas pada, segala jaminan yang tersirat atas daya jual atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. **Cordis Cashel** tidak bertanggung jawab pada individu atau entitas mana pun juga atas biaya medis atau kerusakan langsung, tidak disengaja, atau kerusakan akibat penggunaan, cacat, rusak, atau tidak berfungsi produk, meskipun klaim atas kerusakan tersebut didasarkan atas garansi, kontrak, penyalahgunaan, atau yang lainnya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki wewenang untuk mengikat **Cordis Cashel** pada representasi atau garansi apa pun sehubungan dengan produk ini. Pengecualan dan batasan yang ditetapkan di atas tidak ditujukan, dan tidak ditafsirkan untuk menentang ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada bagian dari Penafian Jaminan ini yang terbukti ilegal, tidak bisa diberlakukan, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku keabsahan dari bagian lain Penafian Jaminan ini tidak akan terpengaruh, dan semua hak serta kewajiban harus ditafsirkan dan ditegakkan seolah-olah Penafian Jaminan ini tidak memuat bagian atau istilah tertentu yang dinyatakan tidak sah tersebut.

Hrvatski

Sterilno: sterilizirano etilen-oksidi.
Nemojte ponovno sterilizirati - samo za jednokratnu upotrebu. Ponovno korištenje može povećati rizik od ozljede, neispravnog funkcioniranja i infekcije.

Ove su preporuke predviđene samo kao općenite smjernice. One ne mogu zamijeniti protokole institucije ni stručni klinički procjenu kada je riječ o liječenju pacijenta.

OPIS INSTRUMENTA

Sustav vaskularnog stenta **S.M.A.R.T.® Flex** samodirigirajući stent **stent S.M.A.R.T.® Flex** unaprijed postavljen i ispušten s jednostavnim sustavom za uvođenje preko žice s uvlačivom oblogom. **Stent S.M.A.R.T.® Flex** potpuno je povezan stent izrađen od superelastične nitinolске cijevi integracijom spiralo namotanih potporja sa spiralnim fleksibilnim zavojnicama. Elementi potporja i spirale zavojnice odlikuju se radijalnom krutošću i mehanizmom za širenje. **Stent S.M.A.R.T.® Flex** vrlo je savitljiv te na savijanje reagira uz minimalne ili nikakve efekte "riblje luske" (engl. "fish scaling"). Nakon postavljanja, stent postaje svoj unaprijed određeni promjer i vrlo konstantnu, blagu silu prema van kako bi održao lumen prohodnim.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Stent S.M.A.R.T.® Flex namijenjen je upotrebi sa zajedničkim i vanjskim dijalektalnim arterijama radi poboljšanja lumenalnog promjera u pacijenata sa simptomatskim vaskularnim stenozom i/ili okluzivnim bolestima.

KONTRAINDIKACIJE

- Nemogućnost toleriranja antitrombotičke ili antitrombotičke terapije
- Trudnoća
- Povišena sklonost zgrušavanju
- Nije predviđeno za upotrebu s lezijama koje nije moguće prethodno proširiti
- Nije namijenjeno upotrebi u perforiranim žilama

UPOZORENJA

- Oboje s alergijom na nitalol (legura nika i titana) mogu imati alergijsku reakciju nakon ugradnje ovog implantata.
- Prije i nakon postupka potrebno je primijeniti odgovarajuću antikoagulacijsku/antitrombotičku terapiju
- Trenutno nisu poznate dugoročne posljedice nakon ponovljene dilatacije endoteliziranih stentova
- Kada se upotrebljava veći broj stentova, pri čemu dolazi do njihovog međusobnog kontakta, stentovi moraju biti sličnog sastava

MJERJE OPREZA

- Ovaj proizvod smiju upotrebljavati samo liječnici koji su prošli obuku i imaju iskustva s dijagnostičkim i intervencijskim vaskularnim tehnikama. Potrebno je primijeniti standardne tehnike za intervencijske vaskularne postupke.
- Prilikom upotrebe sustava vaskularnog stenta **S.M.A.R.T.® Flex** potrebna je fluoroskopska kontrola
- Nemojte upotrebljavati sustave za tlačno ulaganje uz sustav za uvođenje
- U pacijenata s povišenom osjetljivošću na kontrastno sredstvo ne preporučuje se primjena ako stanje nije moguće prethodno suzbiti lijekovima.
- Učinak zagrijavanja u okruženju magnetske rezonancije za stentove koji se preklapaju - stentove s prelomljenim potporjima nije poznat.
- Sigurnost i učinkovitost nisu utvrdene za:
 - lezijske koje su potpuno ili gusto kalcificirane
 - pedijatrijske pacijente

Rukovanje sustavom - mjere opreza

- Ne pokušavajte uklanjati stent iz sustava za uvođenje prije upotrebe
- Čuvajte na sobnoj temperaturi izvan od izravne sunčeve svjetlosti
- Upotrijebite prije isteka roka upotrebe
- Nemojte upotrebljavati sustav ako se čini da je oštećen
- Sustav za uvođenje nemojte izlagati organskim otapalima
- Nemojte upotrebljavati ako vanjsku oblogu instrumenta nije moguće isprati
- Nemojte upotrebljavati ako unutarnji lumen cijevi žice vodilice nije moguće isprati

Postavljanje sustava - mjere opreza

- Budite pažljivi prilikom prelaska preko ugrađenog stenta bilo kojim drugim instrumentom
- Ako u bilo kojem trenutku postupka umetanja osjetite otpor, nemojte potiskivati na silu. Otpor može oštetiti stent ili sustav
- Ako osjetite otpor tijekom kretanja kroz oblogu, pažljivo izvucite sustav stenta
- Kada započnete s uvođenjem stenta, morate ga ugraditi do kraja. Sustav nije predviđen za ponovno postavljanje ni zahvaćanje stenta
- Ako prilikom početnog uvlačenja vanjske obloge za ugradnju osjetite otpor, nemojte stent ugraditi na silu. Pažljivo izvucite sustav stenta bez ugradnje

POTENCIJALNE NUŠPOJAVE

- potencijalne opasnosti i nuspojave obuhvaćaju između ostalog sljedeće:
 - iznenadno zaustavljanje stenta
 - alergijsku reakciju na nitalol
 - angiogramu oblogu
 - aneurizmu ili pseudoaneurizmu u žili ili na mjestu pristupa žili
 - aritmiju
 - ateroembolizaciju (sindrom plavih nožnih prstiju)
 - stvaranje AV fistule
 - smrt
 - embolizaciju (zrak, naslage, ugrušci, instrument ili drugo)
 - vrucicu
 - hematom/krvarenje
 - hipertenziju/hipotenziju
 - infekciju i/ili bol na mjestu pristupa
 - infekciju koja je posljedica kontaminacije stenta, a može uzrokovati sepsi ili hemodinamiku nestabilnost
 - povredudislokaciju intime
 - ishemiju koja zahtijeva intervenciju (premošćivanje ili amputaciju nožnog prsta, stopala ili noge)
 - gubitak uda
 - infarkt miokarda
 - prekurnemo iskrvarenje arterije može uzrokovati puknuće i/ili infarkciju ili zatvaranje bubrega
 - ponovnu stenozu dijela s ugrađenim stentom
 - septikemiju/bakteremiju
 - pogoršanje položaja/pomicanje stenta
 - lom strukture stenta
 - moždani udar
 - tromboza/ugrusak
 - nekrozu tkiva
 - vazospazam
 - perforaciju ili puknuće žile
 - pogoršano klaudikaciju/bol prilikom odmora

INFORMACIJE O KOMPATIBILNOSTI SA

SNIMANJEM MAGNETSKOM REZONANCIJOM

Neklinički ispitivanja pokazala su da IMPLANTAT uvjetno podnosi snimanje magnetskom rezonancijom. Pacijenti s navedenim implantatom mogu se sigurno snimati odmah nakon ugradnje pod sljedećim uvjetima:

- Uobičajeni način rada MR sustava i upotreba odašiljačke zavojnice za cijelo tijelo
- Maksimalno vrijeme WB-SAR skeniranja 15 min.
- Prikazani prosječni SAR cijelog tijela od 3,8 W/kg za MR sustav od 1,5 T/64 MHz povezan je s prosječnom izračunatom SAR vrijednošću za cijelo tijelo od 3,1 W/kg
- Prikazani prosječni SAR cijelog tijela od 3,0 W/kg za MR sustav od 3 T/128 MHz povezan je s prosječnom izračunatom SAR vrijednošću za cijelo tijelo od 2,8 W/kg
- Statističko magnetsko polje od 3 T ili 1,5 T
- Magnetsko polje prostornog gradijenta od 720 G/cm ili manje

Zagrijavanje prilikom snimanja magnetskom rezonancijom

U nekliničkim ispitivanjima IMPLANTAT je tijekom 15 minuta snimanja sustavima za magnetsku rezonanciju od 1,5 T (1,5 T/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, sa softverom Naiman V4, Version Syngo MR 2002B DHHS) i 3 T (3 T/128 MHz, Excite, sa softverom G3.0-052B, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) prikazao sljedeći porast temperature:

Najveća promjena temperature	Vrijednosti MR-a	Konfiguracija stenta
+2,4 °C	1,5 T/64 MHz	Jedan, 10 mm X 100 mm
+3,5 °C	3 T/128 MHz	Jedan, 10 mm X 100 mm

Prema tome, pokusi zagrijavanja magnetskom rezonancijom za IMPLANTAT pri 1,5 T i 3 T uz primopredaju RF zavojnicu za tijelo u sustavu za magnetsku rezonanciju pokazali su prosječni SAR za cijelo tijelo od 3,8 W/kg (tj. povezano s kalorimetrijskom vrijednošću od 3,1 W/kg), odnosno 3,0 W/kg (tj. povezano s kalorimetrijskom vrijednošću od 2,8 W/kg). Što znači da je najveće zagrijavanje do kojeg je došlo u tim uvjetima bilo jednako ili manje od 3,5 °C u maksimalnoj veličini od 10 mm x 100 mm konfiguracije s jednim stentom. Učinak zagrijavanja u okruženju magnetske rezonancije za stentove koji se preklapaju i stentove s prijelomima nije poznat.

Podaci o artefaktima

Kvaliteta snimanja magnetskom rezonancijom može biti ugrožena ako je promatrano područje na istom mjestu ili relativno blizu položaja IMPLANTAT. Stoga može biti potrebna optimizacija parametara snimanja magnetskom rezonancijom radi kompenzacije prisutnosti ovog implantata.

Dimenzije: IMPLANTAT, promjer 8 mm, duljina 150 mm

Sekvenca impulsa	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Velicina signale praznine	1585 mm²	76 mm²	1870 mm²	95
Usmjerenje ravnine	Paralelno	Okomito	Paralelno	Okomito

- Perkutano postavljanje stenta mora se obaviti uz fluoroskopsko praćenje u pristojni predviđenoj za angiografske postupke. Dijagnostičku angiografiju treba obaviti radi lociranja i utvrđivanja veličine lezija i kolateralnog protoka te procjene duljine lezije i promjera referentne žile (proksimalno i distalno u odnosu na leziju). Priprema pacijenta i sterilne mjere opreza trebaju biti iste kao i kod postupka angioplastike
- Odaberite promjer stenta u skladu s izmjerenim promjerom referentne žile i tablicom za odabir veličine stenta u nastavku.

Promjer stenta (mm)	Promjer referentne žile (mm)
•	7.5-8.5
10	8.5-9.5

- Izmjerite duljinu ciljne lezije da biste odredili potrebnu duljinu stenta. Odaberite duljinu stenta koja proksimalnim i distalnim aspektima omogućuje prekrivanje cijele ciljne lezije.
 - a. Maksimalna smanjena duljina** jest duljina stenta u najmanjem označenom promjeru referentne žile.
 - b. Minimalna smanjena duljina** jest duljina stenta u najvećem označenom promjeru referentne žile.

Oznacena duljina stenta (mm)	Maksimalna smanjena duljina (mm)	Minimalna smanjena duljina (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. Mjestu liječenja pristupite uz pomoć odgovarajuće dodatne opreme. Sustav za uvođenje stenta kompatibilan je s oblogom za uvođenje od 6 Fr (ili veći).

5. Uz pomoć obloge za uvođenje od 6 Fr (ili veći) uvedite odgovarajuću žicu vodilicu od 0,889 mm (0,035 inča) kroz pristupni kateter ili uvodnicu preko distalnog segmenta ciljne lezije. Preporučuje se korištenje obloge za prelaženje prelo bifurkacije arterije. Preporučuje se pacijentu dati terapeutiku dozu heparina tako da je ACT iznad 250.

6. **Prethodno proširite leziju:** standardnim tehnikama balonske angioplastike proširite leziju minimalno na veličinu jednaku promjeru referentne žile do navedene veličine stenta. Uklonite balonski kateter iz pacijenta uz održavanje pristupa leziji žicom vodilicom

7. **Pripremite sustav za uvođenje stenta:**

a. Otvorite vaskulo pakiranje da biste izvadili vrećicu sa stentom i kateterom za uvođenje.

b. Pažljivo pregledajte vrećicu, potražite oštećenja stenine pregrade, pažljivo otvorite vaskularnu vrećicu i izvadite unutarnju vrećicu. Pažljivo otvorite unutarnju vrećicu i izvadite potpornu pločicu sa zaštitnom cijevi koja drži sustav za uvođenje stenta. **UPOZORENJE: NEMOJTE upotrijebiti ako je unutarnja ili vanjska vrećica otvorena ili oštećena.**

c. Potpornu pločicu sa zaštitnom cijevi postavite na ravnu površinu. Izvadite stent/sustav za uvođenje iz zaštitne cijevi. Provjerite je li instrument oštećen. Ako sumnjate da je sterilnost ugrožena ili da je instrument oštećen, nemojte ga upotrebljavati.

d. Ako distalni vrh (8) nije smješten u vaskulnoj oblogi (1), oblažite vrh (8) Tuohy Bort (5) na ručici (3) i povucite cijev za potiskivanje (2) tako da distalni vrh (8) sjedne u vaskularnu oblogu (1). Prategnite vrh (8) zakretanjem čvorista ventila u smjeru kazaljke na satu

e. Provjerite je li vrh (8) Tuohy Bort (5) na ručici (3) pritegnut za cijev za potiskivanje (2) da biste ispristili prerano postavljanje stenta i curenje tijekom ispiranja.

f. Upotrijebite strajkalicu od 1 do 3 cm da biste vanjsku oblogu (1) ispristite sterilnom hepariniranim fiziološkom otopinom kroz "ženski" luer priključak (4) na ručici.

Ispristite dok vna fiziološka otopina ne izide na distalnom kraju vaskularne obloge. Za potpuno ispiranje sustava možda ćete morati isprati dva do tri puta strajkalicom od 1 cm. **UPOZORENJE:** ako vaskularnu oblogu (1) nije moguće isprati, nemojte upotrebljavati instrument.

g. Uz pomoć strajkalice od 3 do 10 cm ispristite unutarnji lumen cijevi žice vodilice sterilnom hepariniranim fiziološkom otopinom kroz proksimalni luer priključak (6) pri vrhu stenta na cijev za potiskivanje (2) sve dok fiziološka otopina ne istekne kroz lumen žice vodilice na distalnom vrhu. **UPOZORENJE:** ako unutarnji lumen cijevi žice vodilice (7) nije moguće isprati, nemojte upotrebljavati instrument.

8. Umetnite sustav za uvođenje stenta: nastavite potiskivati instrument preko žice vodilice i uzvucite do ciljne lokacije. Ako tijekom uvođenja sustava osjetite otpor, sustav treba izvući i upotrijebiti neki drugi.

9. Pod fluoroskopskim upravljanjem postavite distalne markere stenta (10) distalno na ciljnu leziju te proksimalni marker za postavljanje (12) proksimalno u odnosu na ciljnu leziju.

10. Izvucite markere i uklonite dio sustava za uvođenje da bi bio što manje labav, a ručicu držite u stabilnom položaju

11. Vrh Tuohy Bort (5) na ručici (3) mora biti oblažen prilikom ugradnje stenta da bi se cijev za potiskivanje mogla slobodno pomicati (2).

12. Ugradite stent:

a. Ugradnju stenta potrebno je izvršiti uz fluoroskopsko praćenje.

b. Prihvatite vaskulo oblogu (1) i ručicu (3) jednom rukom, a cijev za potiskivanje (2) drugom

c. Vaskularnu oblogu (1) pomaknite proksimalno u odnosu na ručicu za potiskivanje (2) dok cijev za potiskivanje (2) drži u fiksnoj položaju.

UPOZORENJE: cijev za potiskivanje (2) nemojte pomicati u distalnom smjeru da biste pospješili ugradnju.

d. Položaj sustava za uvođenje možda treba prilagoditi da bi distalni markeri stenta (10) ostali na odgovarajućem mjestu.

e. Kada se distalni kraj stenta (9) počne ugradivati, navedite uvlačenje proksimalnu vaskularnu oblogu (1) i ručicu (3) držeći mirno cijev za potiskivanje (2) sve dok stent (9) ne bude u potpunosti ugrađen; a proksimalni se markeri stenta (11) ne prošire

Napomena: proksimalni marker za postavljanje (12) može se pomaknuti prilikom ugradnje stenta te neće odgovarati mjestu proksimalnih markera stenta (11) nakon ugradnje.

f. Ako stentova oblogu (1) vaskularne obloge (1) osjetite otpor, nemojte uvoditi na silu. Pažljivo izvucite sustav stenta bez ugradnje.

13. Uz fluoroskopsko praćenje istovremeno izvucite cijeli sustav za uvođenje kao ciljnu ploču žice vodilice (držite žicu vodilicu na mjestu) i van iz tijela. Instrument za uvođenje uklonite sa žice vodilice.

UPOZORENJE: sustav za uvođenje nemojte na silu vaditi iz uvodnice/obloge - ako osjetite otpor, oblogu i sustav za uvođenje istovremeno izvadite kao ciljnu.

14. Arterijskim angiogramom provjerite potpuno uvođenje. U slučaju nepotpunog proširivanja unutar stenta u bilo kojoj točki uzduž lezije, liječnik može naknadno odlučiti o balonskoj dilataciji nakon ugradnje. Izvucite balon iz pacijenta.

UPOZORENJE: nakon početka ugradnje nemojte pokušavati prestatiti stent.

15. Kada je klinički prikladno, izvadite žicu vodilicu, oblogu i svu ostalu dodatnu opremu iz tijela i izvršite hemostazu mjestu pristupa

Materijali za pacijenta

Pacijentima služi kao referenca uz zdravstveno izkaznico u novčanicu. Kartica s podacima o pacijentu sadrži podatke koji se odnose na stent, uključujući model i serijski broj stenta, datum operacije i mesto stenta u nosu. Kartica sadrži i podatke o proizvodnji i uvjete vezane uz snimanje magnetskom rezonancijom.

ODRICE DO JAMSTVA

Iako je ovaj proizvod proizveden u strogo kontroliranim uvjetima, **Cordis Cashel** nema kontrolu nad uvjetima u kojima se proizvod koristi. **Cordis Cashel** stoga se odriče svih jamstava, izričitih i impliciranih, vezanih uz proizvod, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sva implikacija jamstva prikladnosti za navedenu ili posebnu svrhu. **Cordis Cashel** nije odgovoran nijednoj privatnoj ni pravnoj osobi ni za kakve medicinske troškove ni zarave, slučajne ili posljedice štete nastale korištenjem, pogreškom ili kvarom proizvoda, neovisno o tome temelji li se zahtjev na jamstvu, ugovoru, kaznenom djelu ili nekoj drugoj osnovi. Nijedna osoba nema nikakvo ovlaštenje **Cordis Cashel** obvezati na bilo kakve izjave ili jamstva u odnosu na proizvod. Gore opisana izjava i ograničenja nisu zamišljena kao opreka obveznim odredbama važećeg zakona i ne treba ih tako tumačiti. Ako bilo koji dio ovog Odrice od jamstva nadležni sud proglasi nevažećom, nepravodilnom ili u sukobu s važećim zakonom, to neće utjecati na valjovitost preostalih dijelova ovog Odrice od jamstva te će se sva prava i obaveze tumačiti i provoditi kao da ovo Odrice od jamstva ne sadrži taj dio ili uvjet koji se smatra nezakonitim.

Slovenščina

Sterilno: sterilizirano s etilenoksidom.

Ne sterilizirajte ponovno – samo za enkratno uporabo.

Ponovna uporaba lahko poveča tveganje za poškodbe, neustreznega delovanja in okužbe.

Ta priporočila so zasnovana samo kot splošna smernica. Njihov namen ni nadomestiti protokolov ustanove ali strokovne klinične presoje glede oskrbe bolnikov.

OPIS PRIPOMOČKA

Sistem žilnega stenta **S.M.A.R.T.* Flex** je samoraztezni stent (**stent S.M.A.R.T.* Flex**), ki je že naložen in se dovode s preprostimi uvajalnimi sistemom z vodilno žico ter odstranitvenim tulcem. **Stent S.M.A.R.T.* Flex** je popolnoma priključen stent, izdelan iz superelastičnega nitinolnega cevja s pomočjo spiralnih oprnikov s spiralnimi upogljivimi navoji. Oporni elementi in spiralni navoji omogočajo radialno togost in delovanje razteznega mehanizma. Stent **S.M.A.R.T.* Flex** je zelo upogljiv in se bo prilagal brez ali skoraj brez navojen obremenjen oprnikov (fish scaling). Pri namestitvi stent doseže svoj predhodno določen premer ter stalno in nežno izvaja pritisk navzven, kar vzdržuje prehodni lumen.

INDIKACIJE ZA UPORABO

Stent **S.M.A.R.T.* Flex** je namenjen uporabi v skupnih in zunanjih ilialnih arterijah za razširitev premera lumna pri bolnikih s simptomatskimi žilnimi stenotičnimi in/ali okluzivnimi boleznimi.

KONTRAINDIKACIJE

- Intoleranca za antitrombotične ali antiagregacijske terapije
- Nosečnost
- Stanje hiperkoagulacije
- Ne sme se uporabljati na lezijah, ki jih ni mogoče predhodno razširiti
- Ne sme se uporabljati v predrti žili

OPOZORILO

- Pri osebah, alergičnih na nitinol (nikelj titan), se lahko pojavi alergijska reakcija na ta vsadek.
- Pred uporabo in po njej je treba uporabiti ustrezno antiagregacijsko/antikoagulacijsko terapijo.
- Dolgotrajni izid po večkratni dilataciji stentov, obraščenih z endotelijem, ni znan.
- Če je uporabljen več stentov, ki se dotikajo med seboj, mora biti njihova sestava podobna.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Ta izdelek smejo uporabljati samo zdravniki, usposobljeni za diagnostične in intervencijske žilne tehnike, ki imajo izkušnje s temi tehnikami. Uporabiti je treba standardne tehnike za intervencijske žilne posege.
- Sistem žilnega stenta **S.M.A.R.T.* Flex** je treba uporabljati pod fluoroskopskim nadzorom.
- Skupaj z uvajalnim sistemom ne uporabljajte električnih sistemov za injiciranje.
- Uporaba pri bolnikih z občutljivostjo za kontrastno sredstvo v anamnezi ni priporočljiva, razen če je mogoče to preprečiti z dajanjem zdravil.
- Učinek segrevanja v okolju MR slikanja pri prekrivajočih se stentih ali stentih z zlomljenimi oprniki ni znan.
- Varnost in učinkovitost niso pokazali pri:
 - lezijah, ki so popolnoma ali gosto poapnele;
 - o pediatrskih bolnikih

Ravnanje s sistemom – previdnostni ukrepi

- Pred uporabo stenta ne odstranite z uvajalnega sistema.
 - Shranjujte pri pogojih temperature okolja, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo.
 - Ne uporabljajte po izteku datuma »Uporabno do«.
 - Ne uporabite, če je sistem vidno poškodovan.
 - Uvajalnega sistema ne izpostavljajte organskim topilom.
 - Ne uporabite, če zunanega tulca ni mogoče izprati.
 - Ne uporabite, če notranjega lumna cevke za vodilno žico ni mogoče izprati.
- Namestitev stenta – previdnostni ukrepi**
- Ko s pomočjo pripomočka prehajate prek nameščenega stenta, bodite previdni.
 - Če kudar koli med vstavljanjem začutite upor, pripomočka ne poskušajte uvesti na silo. Upor lahko poškoduje stent ali sistem.
 - Če se upor pojavi med premikanjem skozi tulec, previdno izvlecite sistem stenta.
 - Ko se začne razpiranje stenta, ga je treba popolnoma razprsti. Stent ni zasnovan za spreminjanje položaja stenta ali ponovni dostop do njega.
 - Če upor začutite pri začetku odpiranja zunanega tulca za namestitev, namestitve ne poskušajte opraviti na silo. Previdno izvlecite sistem stenta, ne da bi ga namestili.

MOŽNI NEZELENI DOGODKI – možne nevarnosti in neželeni učinki med drugim vključujejo:

- nenadno zaprtje stenta;
- alergijsko reakcijo na nitinol;
- angino/koronarno ishemijo;
- anevrizmo ali psevdoanevrizmo v žili ali na mestu dostopa do žile;
- aritmijo;
- ateroembolizem (sindrom modrega prsta);
- tvorbo AV-fistule;
- smrt;
- embolizem (zračni, zaradi plaka, trombusa, pripomočka ali drugega);
- povišano telesno temperaturo;
- hematom/krvavitev;
- hipotenzijo/hipertenzijo;
- poškodbo in/ali bolečino na mestu dostopa;
- okužbo, ki je posledica kontaminacije stenta in lahko povzroči sepo ter hemodinamsko nestabilnost;
- poškodbo/dišanje intime;
- ishemijo, ki zahteva intervencijo (obvod ali amputacijo prsta na nogi, stopala ali noge);
- izgubo okončine;
- miokardni infarkt (MI);
- ledveno raztezanje arterij, ki lahko povzroči rupturo;
- ledčevno insuficienčno odprtje;
- ponovno stenozo segmenta z vsaj enim stentom;
- sepsitemijo/bakteriemijo;
- malpozicijo/migracijo stenta;
- zlom strukture stenta;
- možgansko kap;
- trombozo/trombus;
- nekrozo tkiva;
- vazospazem;
- perforacijo ali rupturo žile;
- poslabšano kladikacijo/bolečino pri mirovanju.

PODATKI O ZDRUŽLJIVOSTI S SLIKANJEM MR

Predklinično preiskovanje je pokazalo, da je VSADEK združljiv z MR pri določenih pogojih. Pri bolniku s tem vsadkom se lahko slikanje varno opravi takoj po namestitvi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- normalni način delovanja sistema MR in uporaba oddajne tuljave za celo telo;
- najdaljši čas slikanja WB-SAR 15 min.;
- pri sistemu MR z 1,5 tesle/64 MHz so poročali, da je bilo povprečne vrednosti SAR za celo telo 3,8 W/kg povezano z izračunano vrednostjo SAR za celotno telo 3,1 W/kg;
- pri sistemu MR s 3 teslami/128 MHz so poročali, da je bilo povprečne vrednosti SAR za celo telo 3,0 W/kg povezano z izračunano vrednostjo SAR za celotno telo 2,8 W/kg;
- statično magnetno polje 3 tesle ali 1,5 tesle;
- prostorsko stopensko magnetno polje 720 gauss/cm ali manj.

Segrevanje, povezano s slikanjem MR

V predkliničnem testiranju je VSADEK povzročil naslednja povišanja temperature med 15-minutnim slikanjem MR z 1,5 tesle (1,5 tesle/64 MHz, Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA, Programska oprema Numaris/4, in/aličica Syngo MR 2002B DHHS) in 3 teslah (3 teslah/128 MHz (Excite, programska oprema G3.0-0528, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI):

Največja temperaturna sprememba	Pogoj za slikanje MR	Konfiguracija stenta
+2,4 °C	1,5 T/64 MHz	Enojna 10 mm x 100 mm
+3,5 °C	3 T/128 MHz	Enojna 10 mm x 100 mm

Zato so preizkusi s slikanjem MR povezanega segrevanja za VSADEK pri 1,5 in 3 teslah, z uporabo oddajne/prejemne RF-tuljave za telo, pri hitrostih SAR s povprečjem za celo telo, poročanih pri sistemu MR, 3,8 W/kg (tj. povezanih s kalorimetrično vrednostjo 3,1 W/kg) oziroma 3,0 W/kg (tj. povezanih s kalorimetrično vrednostjo 2,8 W/kg), pokazali, da je bila največja količina segrevanja, povezanega s temi posebnimi pogoji, enaka ali manjša kot 3,5 °C pri največji enojni konfiguraciji stenta 10 mm x 100 mm. Učinek segrevanja v okolju MR slikanja pri prekrivajočih se stentih ali stentih z zlomi ni znan.

Informacije o artefaktih

Kakovost slike MR se lahko poslabša, če je območje zanimanja na popolnoma istem mestu kot VSADEK ali v njegovi bližini. Torej bo morda treba optimizirati parametre slikanja MR, da se odpravijo težave zaradi prisotnosti tega vsadka.

Mere: VSADEK, premer 8 mm, dolžina 150 mm

Pulzna sekvenca	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Velikost brez signala	1585 mm²	76 mm²	1870 mm²	95 mm²
Usmerjenost ravnine	Vzporedno	Pravokotno	Vzporedno	Pravokotno

- Perkutano namestitev stenta je treba opraviti v sobi za angiografijo, poseg pa je treba nadzorovati s fluoroskopijo. Opraviti je treba diagnostično angiografijo, da se določi obseg lezije in pretok v njej ter izmerijo dolžina ciljne lezije in premeri referenčne žile (proksimalno in distalno na lezijo). Priprava bolnika in sterilni previdnostni ukrepi morajo biti enaki kot pri kateri koli angioplastiki.
- Izberite premer stenta skladno z izmerjenim premerom referenčne žile in spodnjo tabelo za izbiro velikosti stenta.

Premer stenta (mm)	Premer referenčne žile (mm)
9	7,5-8,5
10	8,5-9,5

- Izmerite dolžino ciljne lezije, da določite dolžino potrebnega stenta. Izberite dolžino stenta, ki omogoča proksimalno in distalno prekrivanje celotne ciljne lezije s stentom.
 - Največja stisnjena dolžina** je dolžina nerazprtega stenta pri najmanjšem navedenem premeru referenčne žile.
 - Najmanjša stisnjena dolžina** je dolžina nerazprtega stenta pri največjem navedenem premeru referenčne žile.

Navedena dolžina stenta (mm)	Največja stisnjena dolžina (mm)	Najmanjša stisnjena dolžina (mm)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

- Do mesta zdravljenja dostopite z ustrezno pomožno opremo. Uvajalni sistem za stent je združljiv z uvajalnimi tulci velikosti 6 Fr (ali večji).
- S pomočjo uvajalnega tulca velikosti 6 Fr (ali večjega) prek dostopnega katetra ali uvajala uvedite primerno vodilno žico velikosti 0,889 mm (0,035 palca) čez distalni segment ciljne lezije. Priporočeno je, da za prehod prek bifurkacije aorte uporabite tulec. Priporočeno je, da bolnik prejme terapijski odmerek heparina, tako da je aktivirani čas koagulacije (ACT) večji od 250.
- Predhodno razširite lezijo:** S standardnimi tehnikami balonske angioplastike lezijo razširite najmanj na velikost, enako premeru referenčne žile, do navedene velikosti stenta. Odstranite balonski kateter iz bolnika, pri tem pa vzdržite dostop do lezije z vodilno žico.

7. Pripravite uvajalni sistem za stent:

- Odprite zunanjo škaflo, v kateri je vrečka, ki vsebuje stent in uvajalni kateter.
- Ko skrbno preverite, da sterilna pregrada na vrečki ni poškodovana, previdno odprite zunanjo vrečko, tako da jo odlepite, in iz nje vzemite notranjo vrečko. Previdno odprite notranjo vrečko, tako da jo odlepite, in odstranite podporni karton z nosilno epruveto, ki vsebuje uvajalni sistem za stent. **Opozorilo: NE uporabite, če je notranja ali zunanja vrečka odprta ali poškodovana.**
- Podporni karton z nosilno epruveto položite na ravno površino. Iz nosilne epruvete odstranite stent/uvajalni sistem. Preverite, ali je pripomoček poškodovan. Če sumite, da je bila sterilnost ogrožena ali je pripomoček poškodovan, ga ne uporabite.

- Če distalna konica (8) ni nameščena v zunanjem tulcu (1), sprostite Tuohy-Borstov ventil (5) na držalu (3) in potisnite cevko (2) povlecite nazaj, tako da bo distalna konica (8) nameščena v zunanjem tulcu (1). Privijte Tuohy-Borstov ventil, tako da pesto ventila obrnete v smeri urinega kazalca.

- Prepričajte se, da je Tuohy-Borstov ventil (5) na držalu privit na potisno cevko (2), da prepreči prezgodnje razpiranje stenta in puščanje med izpiranjem.

- Z 1 - do 3-mililitrsko brizgo prek ženskega priključka Luer (4) na držalu izperite zunanji tulec (1) s sterilno heparinirano fiziološko raztopino. Izpirajte, dokler iz distalnega konca zunanega tulca ne izstopi le nekaj kapljic fiziološke raztopine. Za popolno izpiranje so lahko potrebna od 2 do 3 mililitrsko brizgo.

- Opozorilo:** Če ni mogoče izprati zunanji tulec (1), pripomočka ne uporabite.

- S 3 - do 10-mililitrsko brizgo in sterilno heparinirano fiziološko raztopino izpirajte notranji volumen cevke za vodilno žico prek proksimalnega konusa Luer (6), priključenega na potisno cevko (2), dokler fiziološka raztopina ne izstopi iz lumna za vodilno žico na distalnem koncu. **Opozorilo:** Če notranjega lumna cevke za vodilno žico (7) ni mogoče izprati, pripomočka ne uporabite.

- Uvedite uvajalni sistem za stent. Pripomoček prek vodilne žice in uvajala potiskajte do ciljnega mesta. Če med uvajanjem uvajalnega sistema začutite upor, izvlecite sistem in uporabite drugega.

- Pod fluoroskopskim nadzorom namestite distalne označevalce na stentu (10) distalno na ciljno lezijo, proksimalni označevalce za namestitev (12) pa proksimalno na ciljno lezijo.

- Čim bolj poravnajte proksimalni del uvajalnega sistema, da odpravite ohlapnost, držalo pa vzdržujte v stabilnem položaju.

- Tuohy-Borstov ventil (5) na držalu (3) je treba sprostiti, da omogočite prosto premikanje potisne cevke (2).

- Razprite stent:**
 - Razpiranje stenta je treba opraviti pod fluoroskopskim nadzorom.
 - Z eno roko primite zunanji tulec (1) in držalo (3), z drugo pa potisno cevko (2).
 - Zunanji tulec (1) premaknite proksimalno glede na potisno cevko (2), medtem pa držite potisno cevko (2) v fiksnem položaju.

- Opozorilo: Pri razpiranju potisne cevke (2) ne premikajte v distalni smeri.**

- Morda bo treba prilagoditi položaj uvajalnega sistema, da bodo distalni označevalci na stentu (10) ostali na ustreznem mestu.

- Ko se distalni konec stenta (9) začne razpirati, nadaljujte z odstranjevanjem proksimalnega zunanega tulca (1) in držala (3), medtem ko držite potisno cevko (2) na mestu, dokler ni stent (9) popolnoma razprt in se proksimalni označevalci na stentu (11) ne razširijo.

- Opomba: Med razpiranjem stenta se lahko proksimalni označevalci za namestitev (12) premakne, zato morda po razpiranju ne bo skladen z mestom proksimalnih označevalcev na stentu (11).**

- Če med odstranjevanjem zunanega tulca (1) začutite upor, namestitve ne poskušajte opraviti na silo.

- Previdno izvlecite sistem stenta, ne da bi ga namestili.

- Pod fluoroskopskim nadzorom celoten uvajalni sistem prek vodilne žice izvlecite iz telesa kot enoto, pri čemer pa ohranite položaj vodilne žice. Uvajalni pripomoček odstranite z vodilne žice.

- Opozorilo: Uvajalnega sistema iz uvajala/tulca ne odstranite na silo – če začutite upor, odstranite tulec in uvajalni sistem kot enoto.**

- Z arterijskim angiogramom preverite popolno razprtje.

- Če znotraj stenta na kateri koli točki vzdolž lezije ni popolnega razprtja, se lahko po presoji zdravnika opravi naknadna balonska dilatacija. Odstranite balon iz bolnika.

- Opozorilo: Po začetku razpiranja ne spreminjajte položaja stenta.**

- Ko je klinično primerno, odstranite vodilno žico, tulec in vso pomožno opremo iz telesa ter na mestu dostopa vzpostavite hemostazo.

Materijali za bolnika

Namenjeni bolniku, ki jih ima za referenco v svoji denarnici, skupaj z drugimi zdravstvenimi karticami. Ta bolnikova kartica vsebuje informacije o stentu, vključno z mestom stenta in serijsko številko stenta, datum posega ter modelom stenta in nogi. Kartica vsebuje tudi podatke o izdelavi in pogoje za MR.

OMEJENO JAMSTVO

Cep rav se je izdelek izdelal pri skrbni nadzoru in pregledih, družba **Cordis Cashel** nima nadzora nad pogoji, pri katerih se izdelek uporablja. Zato družba **Cordis Cashel** zavrača vsa jamstva, eksplicitna in implicitna, povezana z izdelkom, vključno s (vendar ne omejeno na) kakršnim koli glede primernosti za prodajo ali ustreznosti za nek namen. Družba **Cordis Cashel** ne bo prevzela odgovornosti nobene fizične ali pravne osebe za kakršne koli zdravstvene poškodbe, ki jih povzroči kakršna koli uporaba, okvara, nepravilno delovanje ali okvara izdelka, ne glede na to, ali zahtevke za take poškodbe temelji na jamstvu, pogodbi, odškodninski ali drugem. Nobena oseba ni pooblaščenca, da družbo **Cordis Cashel** zaveže h kakršnemu koli zagotavljanju ali jamstvu za izdelek. Zgoraj navedene izjeme in omejitve se ne razlagajo kot kršitve obveznih predpisov veljavne zakonodaje in nimajo tega namena. Če pristojno sodišče meni, da je kateri koli del ali izraz tega omejenega jamstva nezakonit, neizpolnjen ali neskladen z veljavno zakonodajo, to ne bo vplivalo na preostale dele tega jamstva, vse pravice in obveznosti pa se bodo tolmačile in izvajale, kot da omejeno jamstvo ni vsebovalo takega neveljavnega dela ali izraza.



Cordis Cashel
Cahir Road
Cashel
Co Tipperary, Ireland

© Cordis Corporation, 2014

071-00010 Rev 06

S.M.A.R.T.® is a registered trademark of Cordis

2014-12-30


071-00010 Rev 06

Инструкция по применению Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex

Условные обозначения на этикетках и упаковке

	Стерилизовано этиленоксидом
	MP- совместимый
	Содержание упаковки
	Рабочая длина
	Диаметр
	Длина
	Производитель
	Номер по каталогу
	Номер партии
	Срок годности
	Повторная стерилизация запрещена
	Повторное использование запрещено
	Меры предосторожности см. в инструкции по применению
	Не подвергать воздействию солнечных лучей
	Беречь от влаги
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Апирогенно
	Дата производства
	Стент S.M.A.R.T.R Flex предназначен для использования в общей и наружной подвздошных артериях для увеличения диаметра просвета у пациентов с симптоматическими сосудистыми стенотическими и/или окклюзионными заболеваниями

Рис. 1 - Система стентирования сосудов Cordis S.M.A.R.T. Flex



- | | |
|----|---|
| 1 | наружная муфта 2,0 мм (6 Fr)/ 2.0 mm (6 Fr)
outer sheath |
| 2 | трубка толкателя/ pusher tube |
| 3 | Ручка/ handle |
| 4 | обжимающий люэровский коннектор/ female
luer |
| 5 | клапан Туохи-Борста/ Tuohy-Borst valve |
| 6 | люэровская втулка/ luer hub |
| 7 | трубка проволочного направителя/ guidewire
tube |
| 8 | наконечник катетера/ catheter tip |
| 9 | самораскрывающийся стент/ self-expanding stent |
| 10 | дистальные маркеры стента/ distal stent markers |
| 11 | проксимальные маркеры стента/ proximal stent
markers |
| 12 | проксимальный установочный маркер/ proximal
placement marker |

Стерильно: простерилизовано газообразной окисью этилена. **Не допускается повторная стерилизация – только для одноразового использования. Повторное использование может увеличить риск получения травмы, неэффективной работы устройства и инфицирования.**

Эти рекомендации служат только в качестве общего руководства. Они не заменяют собой институциональных протоколов или профессионального суждения относительно клинического ухода за пациентами.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex представляет собой самораскрывающийся стент (стент S.M.A.R.T. Flex), предварительно собранный и поставляющийся в комплекте с простой системой доставки по проводнику с выдвижной оболочкой. Стент S.M.A.R.T. Flex

является полносвязным стентом, изготовленным из сверхэластичной нитиноловой трубки и спроектированным на основе интеграции каркаса со спиральной намоткой и гибких спиральных катушек. Как элементы каркаса, так и спиральные катушки обеспечивают радиальную жесткость и представляют собой механизм расширения.

Стент S.M.A.R.T. Flex очень гибкий и, в соответствии с требованиями, имеет минимальное количество или вообще не имеет чешуек. При установке стент раскрывается до заданного диаметра и оказывает на сосуд постоянное мягкое давление, направленное наружу, для поддержания его свободной проходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стент S.M.A.R.T.R Flex предназначен для использования в общей и наружной подвздошных артериях для увеличения диаметра просвета у пациентов с симптоматическими сосудистыми стенотическими и/или окклюзионными заболеваниями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Непереносимость антитромботической или антитромбоцитарной терапии
- Беременность
- Состояние гиперкоагуляции
- Устройство не предназначено для лечения повреждений, которые не могут быть предварительно расширены
- Не предназначено для использования в перфорированном сосуде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- У пациентов с аллергией на нитинол (никель-титановый сплав) может возникнуть аллергическая реакция на этот имплантат.
- До и после процедуры следует проводить соответствующую антитромбоцитарную/антикоагулянтную терапию.
- Отдаленный результат повторной дилатации эндотелиализированных стентов в настоящее время неизвестен.
- При использовании нескольких стентов, когда это приводит к их взаимному контакту, они должны быть аналогичны по составу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Этот продукт должен использоваться только врачами, получившими соответствующее образование и имеющими опыт проведения диагностических и интервенционных процедур на сосудах. Должны применяться стандартные интервенционные процедуры на сосудах.
- Систему стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex необходимо использовать под рентгеноскопическим контролем.
- Не используйте системы инъекции с инфузионным насосом совместно с системой доставки.
- Не рекомендуется использование у пациентов с чувствительностью к рентгеноконтрастным веществам в анамнезе, за исключением случаев, когда пациенту можно назначить соответствующую премедикацию.
- Тепловой эффект в условиях MPT в случае перекрытия стентов или стентов со сломанным каркасом не известен.
- Безопасность и эффективность не доказана в следующих случаях:

- Повреждения, которые либо полностью, либо плотно обызвествлены
- Педиатрические пациенты

Обращение с системой – меры предосторожности

- Не пытайтесь извлекать стент из системы доставки перед использованием.
- Хранить при температурно-влажностном режиме помещения, защищенным от прямых солнечных лучей.
- Не используйте после окончания срока годности.
- Не используйте изделие при обнаружении повреждений.
- Не подвергайте систему доставки воздействию органических растворителей.
- Не используйте, если внешнюю оболочку устройства невозможно промыть.
- Не используйте, если внутренний просвет трубки проводника невозможно промыть.

Установка стента – меры предосторожности

- Соблюдайте осторожность при прохождении установленного стента любым вспомогательным устройством.
- Если во время процедуры введения ощущается сопротивление, не форсируйте прохождение. Преодоление сопротивления может привести к повреждению стента или системы.
- Если сопротивление ощущается при прохождении через оболочку, осторожно извлеките изделие.
- Если установка стента уже начата, стент должен быть полностью установлен. Изделие не предназначено для перестановки или повторного захвата стента.
- Если при первоначальном втягивании внешней оболочки для установки ощущается сопротивление, не форсируйте установку стента. Осторожно извлеките изделие для установки стента, не выполняя его установку.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Потенциальные опасности и побочные эффекты включают, среди прочего, следующее:

- Внезапное закрытие стента
- Аллергическая реакция на нитинол
- Стенокардия / коронарная ишемия
- Аневризма или псевдоаневризма в сосуде или в месте доступа к сосуду
- Аритмия
- Атероземболия (синдром «синего пальца»)
- Образование АВ-фистулы
- Летальный исход
- Развитие эмболии (воздух, бляшка, тромб, устройство или другое)
- Лихорадочное состояние
- Гематома/ кровоизлияние
- Гипотония/ гипертония
- Инфекция и / или боль в месте доступа
- Инфекция на фоне загрязнения стента может привести к сепсису и нестабильности гемодинамики
- Повреждение / диссекция интимы

- Ишемия, требующая вмешательства (шунтирования или ампутации пальца стопы, стопы или нижней конечности)
- Потеря конечности
- Инфаркт миокарда
- Чрезмерное растяжение артерии может привести к ее разрыву
- Почечная недостаточность
- Рестеноз стентированного сегмента
- Септицемия / бактериемия
- Неправильное положение / перемещение стента
- Перелом структуры стента
- Инсульт
- Тромбоз/ тромб
- Некроз ткани
- Спазм сосудов
- Перфорация или разрыв сосуда
- Усугубление чувства мышечной слабости и спастических болей / боль в состоянии покоя

ИНФОРМАЦИЯ О МРТ-СОВМЕСТИМОСТИ

Доклинические исследования показали, что стент является МР-совместимым. Пациента с этим имплантатом можно безопасно сканировать сразу после его размещения при следующих условиях:

- Нормальный режим работы системы МРТ и использование возбуждающей катушки для исследования всего тела.
- Максимальное время сканирования с удельной мощностью поглощения, усредненной по всему телу, – 15 мин.
- Паспортное значение удельной мощности поглощения, усредненной по всему телу, для МР-томографов на 1,5 Тл/64 МГц: 3,8 Вт/кг – было связано с расчетным значением этой же величины: 3,1 Вт/кг.
- Паспортное значение удельной мощности поглощения, усредненной по всему телу, для МР-томографов на 3 Тл/128 МГц: 3,0 Вт/кг – было связано с расчетным значением этой же величины: 2,8 Вт/кг.
- Статическое магнитное поле – 3 Тл или 1,5 Тл
- Пространственный градиент магнитного поля – 720 Гс/см или менее

Нагрев, связанный с МРТ

В доклинических исследованиях на устройстве IMPLANT были измерены следующие повышения температуры во время МРТ с 15-минутным сканированием при магнитной индукции МР-томографов: 1,5 Тл (1,5 Тл/64 МГц; Magnetom, Siemens Medical Solutions, Малверн, Пенсильвания; программное обеспечение Numaris/4, версия Syngo MR 2002B DHHS) и 3 Тл (3 Тл/128 МГц; Excite; программное обеспечение G3.0-052B; General Electric Healthcare, Милуоки, Висконсин):

Наивысшее изменение температуры	Условие МРТ	Конфигурация стента
+2,4 °C	1,5 Тл/64 МГц	Одинарный 10 мм × 100 мм
+3,5 °C	3 Тл/128 МГц	Одинарный 10 мм × 100 мм

Таким образом, в ходе испытания устройства IMPLANT на нагрев, связанный с МРТ, на МР-томографах с магнитной индукцией 1,5 и 3 Тл, использующих приемопередающую РЧ-катушку для всего тела, и паспортными значениями удельной мощности поглощения, усредненной по всему телу, 3,8 Вт/кг (т.е. связанного с калориметрическим значением 3,1 Вт/кг) и 3,0 Вт/кг (т.е. связанного с калориметрическим значением 2,8 Вт/кг), соответственно, было определено, что наибольший нагрев в данных конкретных условиях был равен или не превышал 3,5 °C при максимальном размере стента 10 мм × 100 мм в одинарной конфигурации. Тепловой эффект в условиях МРТ в случае перекрытия стентов или стентов с переломами не известен.

Информация об артефактах

Качество изображения МРТ может ухудшиться, если зона интереса находится в той же самой зоне, где расположен стент, или относительно близко к ней. Поэтому может потребоваться оптимизация параметров МРТ, чтобы компенсировать наличие данного имплантата.

Размеры: Стента, диаметр 8 мм; длина 150 мм

Импульсный режим	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Размер пробела сигнала	1585 мм ²	76 мм ²	1870 мм ²	95 мм ²
Ориентация плоскости	Параллельная	Перпендикулярная	Параллельная	Перпендикулярная

1. Чрескожное размещение стента должно выполняться в процедурном кабинете для ангиографии под рентгеноскопическим контролем. Диагностическую ангиографию нужно выполнять для оценки степени повреждения и коллатерального кровообращения и измерения длины поврежденной области сосуда и контрольных диаметров сосуда (проксимально и дистально по отношению к повреждению). Подготовка пациента и меры предосторожности для поддержания стерильности должны быть такими же, как и для любой процедуры ангиопластики.

2. Выберите диаметр стента в зависимости от измеренного контрольного диаметра сосуда, пользуясь приведенной ниже таблицей выбора размера стента.

Диаметр стента (мм)	Контрольный диаметр сосуда (мм)
9	7.5-8.5
10	8.5-9.5

3. Измерьте длину поврежденной области сосуда для определения необходимой длины стента. Выберите длину стента, которая позволит его проксимальной и дистальной сторонам полностью покрыть поврежденную область сосуда.

а. *Максимальная ограниченная длина* – это длина стента в сосуде с указанным минимальным контрольным диаметром.

б. *Минимальная ограниченная длина* – это длина стента в сосуде с указанным максимальным контрольным диаметром.

Маркированная длина стента (мм)	Максимальная ограниченная длина (мм)	Минимальная ограниченная длина (мм)
20	22	21
30	33	32
40	45	42
60	66	63
80	88	84
100	110	105

4. Обеспечьте доступ к месту лечения с помощью соответствующего вспомогательного оборудования. Система доставки стента совместима с направляющим катетером размера 2,0 мм (6 френчей) (или больше).

5. Установка соответствующего 0,89 мм (0,035") проволочного направителя для обеспечения доступа катетера или интродьюсера через дистальный сегмент пораженного участка. Для прохождения бифуркации аорты рекомендуется использовать муфту. Рекомендуется ввести пациенту терапевтическую дозу гепарина в целях доведения АСТ (активированного времени свертывания) до значения выше 250.

6. Предварительно расширьте повреждение: с помощью стандартных процедур баллонной ангиопластики, расширьте повреждение, как минимум, до размера, эквивалентного контрольному диаметру сосуда, и, максимум, до маркированного размера стента. Извлеките баллонный катетер из тела пациента, поддерживая доступ к повреждению с помощью проводника.

7. Подготовьте систему доставки стента:

а. Откройте внешнюю коробку, чтобы достать мешочек, содержащий стент и катетер доставки.

b. После тщательного осмотра мешочка на наличие повреждений стерильного барьера осторожно снимите верхний слой с внешнего мешочка, чтобы его открыть, и извлеките внутренний мешочек. Осторожно снимите верхний слой с внутреннего мешочка, чтобы его открыть, и извлеките подложку с трубкой держателя, который удерживает систему доставки стента. **Предупреждение. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если внутренний либо внешний мешочек вскрыт или поврежден.**

c. Установите подложку с трубкой держателя на плоской поверхности. Извлеките стент /систему доставки из трубки держателя. Проверьте устройство на наличие повреждений. Если есть подозрения, что стерильность была нарушена или устройство повреждено, не используйте его.

d. Если дистальный наконечник (8) не до-стигает внешней муфты (1), ослабьте клапан Туохи-Борста (5) на ручке (3) и потяните назад трубку толкателя (2) таким образом, чтобы установить дистальный наконечник (8) во внешнюю муфту (1). Затяните клапан Туохи-Борста поворотом втулки клапана по часовой стрелке.

e. Проверьте, чтобы убедиться, что клапан Туохи-Борста (5) ручки затянут на трубке толкателя (2).

f. С помощью шприца объемом 1–3 мл промойте внешнюю муфту (1) стерильным гепаринизированным физиологическим раствором через обжимной коннектор (4), расположенный на ручке. Промывайте только до появления нескольких капель физиологического раствора из дистального конца внешней муфты. Для полного промывания системы может потребоваться 2 - 3 промывания с помощью шприца объемом 1 мл. Предупреждение. Если внешнюю оболочку (1) невозможно промыть, не используйте устройство.

g. Используйте шприц, объемом 3-10 мл, для промывания внутреннего канала трубки проволочного направителя стерильным гепаринизированным физиологическим раствором через проксимальную люэровскую втулку (6), прикрепленную к трубке толкателя (2), до появления физиологического раствора из канала проволочного направителя в месте расположения дистального наконечника. Предупреждение: При невозможности промывания внутреннего канала трубки проволочного направителя (7) не используйте изделие.

8. Введите систему доставки стента: Продвигайте устройство по проводнику и через направляющий катетер к целевому местоположению. Если при введении системы доставки ощущается сопротивление, систему нужно извлечь и использовать вместо нее другую.

9. Под рентгеноскопическим контролем расположите дистальные маркеры стента (10) дистальнее поврежденной области сосуда, а проксимальный установочный маркер (12) – проксимальнее поврежденной области.

10. Выпрямите проксимальную часть системы доставки, чтобы, насколько возможно, устранить слабину, и удерживайте рукоятку в устойчивом положении.

11. Клапан Туохи-Борста (5) на ручке (3) необходимо ослабить для обеспечения свободного перемещения трубки толкателя (2).

12. Установите стент.

a. Установка стента должна выполняться под рентгеноскопическим контролем.

b. Возьмите внешнюю муфту (1) и ручку (3) одной рукой, а трубку толкателя (2) – другой.

c. Переместите внешнюю муфту (1) проксимально относительно трубки толкателя (2), удерживая трубку толкателя (2) в фиксированном положении. **Предупреждение. Не**

двигайте трубку толкателя (2) в дистальном направлении для облегчения развертывания.

d. Положение системы доставки, возможно, потребует скорректировать, чтобы удерживать дистальные маркеры стента (10) в соответствующем местоположении.

e. Как только дистальный конец стента (9) начнет развертываться, продолжайте втягивать проксимальную внешнюю муфту (1) и ручку (3), удерживая трубку толкателя (2) до тех пор, пока стент (9) не будет полностью установлен, а проксимальные маркеры стента (11) не раскроются.

Примечание. Проксимальный установочный маркер (12) может перемещаться во время установки стента и может не совпадать с расположением проксимальных маркеров стента (11) после установки.

f. Если при втягивании внешней оболочки (1) ощущается сопротивление, не форсируйте установку стента. Осторожно извлеките изделие, не выполняя установку стента.

13. Под рентгеноскопическим контролем извлеките всю систему доставки через проводник из тела пациента как единое целое, сохраняя неизменным положение проводника. Извлеките устройство для доставки из проводника.

Предупреждение. Не прилагайте усилий при извлечении системы доставки из направляющего катетера / оболочки – если будет ощущаться сопротивление, извлеките оболочку и систему доставки как единое целое.

14. Выполните артериальную ангиографию для проверки полного развертывания. Если стент расширился не полностью в какой-либо точке вдоль повреждения, то по усмотрению врача после установки стента может быть выполнена баллонная дилатация. Извлеките баллон из тела пациента.

Предупреждение. Не пытайтесь перемещать стент после начала развертывания.

15. При клинической необходимости извлеките проводник, оболочку и все прочее вспомогательное оборудование из тела пациента и обеспечьте гемостаз в месте доступа.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ПАЦИЕНТА С ИМПЛАНТИРОВАННЫМ СТЕНТОМ

Предназначена для ношения пациентом в бумажнике в качестве справочного документа вместе с его медицинской карточкой.

Эта личная карточка пациента содержит информацию о стенте, такую как модель и номер партии стента, дата выполнения процедуры и расположение стента в нижней конечности.

Карточка также содержит техническую информацию и сведения о МР-совместимости.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

Хотя данное изделие было изготовлено в тщательно контролируемых условиях, компания **Cordis Cashel** не имеет никакого контроля над условиями, при которых используется данный продукт. Поэтому компания **Cordis Cashel** отказывается от всех гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в отношении продукта, включая, среди прочего, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретных целей. Компания **Cordis Cashel** не несет ответственности перед любым лицом или организацией за любые медицинские расходы или любой прямой, случайный или косвенный ущерб, причиненный любым использованием, дефектом, отказом или неисправностью продукта, вне зависимости от того, основывается ли иск о возмещении таких убытков на гарантии, контракте, правонарушении или ином. Ни одно лицо не имеет полномочий связывать компанию **Cordis Cashel** с какими бы то ни было заверениями или гарантиями в отношении продукта.

Исключения и ограничения, изложенные выше, не подразумевают такого толкования и не должны быть истолкованы таким образом, чтобы противоречить обязательным положениям действующего законодательства. Если какая-либо часть или условие этого Отказа от гарантии будут признаны незаконными, неисполнимыми в судебном порядке или противоречащими действующему законодательству судом компетентной юрисдикции, действительность остальных частей этого Отказа от гарантии не должна быть затронута, и все права и обязательства должны истолковываться и применяться, как если бы этот Отказ от гарантии не содержал определенной части или условия, признанных недействительными.

Город Москва.

Девятого августа две тысячи шестнадцатого года.

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Куриловой Светланой Леонидовной в моем присутствии. Личность её установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *14-15582*

Взыскано госпошлины (по тарифу): 100 рублей

Нотариус:



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 26 листа (ов)
Нотариус:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the notary, G. B. Akimov.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Инструкции по применению

071-00010 Rev 06

медицинского изделия

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex

для подвздошной артерии

(Стенты диаметром 9-10 мм)

ADDENDUM

To Instruction for Use

071-00010 Rev 06

of medical device

S.M.A.R.T. Flex vascular stent system for
iliac artery

(Stent diameters 9-10 mm)



Dolph McGrath
DOLPH McGRATH,
1, Old Waterford Road,
Cionmel,
CO. TIPPERARY, IRELAND
Notary Public for the
County of Tipperary.
Commissioned for Life.

«Подтверждаю точность, правильность
и перевод на русский язык»

I hereby certify accuracy, correctness and
reliability of this document translated
into Russian

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

Cordis Cashel / Кордис Кашел

QRA HEAD

(должность/position)

Nicola PARRY

(имя/name)

Nicola PARRY

(подпись/signature)

«___» _____ 201_ г.
«день» месяц (цифрами) / «day» month
(numerals)

2016

CORDIS CASHEL, CAHIR ROAD, CASHEL, CO. TIPPERARY

REGISTRATION No. 424180

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
NAME OF THE MEDICAL DEVICE.....	3
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
MANUFACTURER OF THE MEDICAL DEVICE.....	4
ПОКАЗАНИЯ	4
INDICATIONS FOR USE	4
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	5
CONDITIONS OF USE.....	5
ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	5
ENVIRONMENT PROTECTION REQUIREMENTS	5
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
CONDITIONS OF TRANSPORTATION, STORAGE AND OPERATION.....	5
СРОК ГОДНОСТИ.....	6
SHELF LIFE	6
УТИЛИЗАЦИЯ	6
DISPOSAL.....	6

CORDIS CASHEL, CAHIR ROAD, CASHEL, CO. TIPPERARY

REGISTRATION No. 424180

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

NAME OF THE MEDICAL DEVICE

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex, в вариантах исполнения:

S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System, in the design styles:

I. Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex для подвздошной артерии в составе:

1. Система доставки длиной 80 см со стентом S.M.A.R.T. Flex следующих типоразмеров:
9 мм x 20 мм, 9 мм x 30 мм,
9 мм x 40 мм, 9 мм x 60 мм,
9 мм x 80 мм, 9 мм x 100 мм,
10 мм x 20 мм, 10 мм x 30 мм,
10 мм x 40 мм, 10 мм x 60 мм,
10 мм x 80 мм, 10 мм x 100 мм
– 1 шт.
2. Личная карточка пациента с имплантированным стентом – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex для подвздошной артерии в составе:

1. Система доставки длиной 120 см со стентом S.M.A.R.T. Flex следующих типоразмеров:
9 мм x 20 мм, 9 мм x 30 мм,
9 мм x 40 мм, 9 мм x 60 мм,
9 мм x 80 мм, 9 мм x 100 мм,
10 мм x 20 мм, 10 мм x 30 мм,
10 мм x 40 мм, 10 мм x 60 мм,
10 мм x 80 мм, 10 мм x 100 мм
– 1 шт.
2. Личная карточка пациента с имплантированным стентом – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

I. S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System, for ileal artery comprised of

1. 80 cm long stent delivery system with S.M.A.R.T. Flex stent of the following design styles:
9 mm x 20 mm, 9 mm x 30 mm,
9 mm x 40 mm, 9 mm x 60 mm,
9 mm x 80 mm, 9 mm x 100 mm, 10 mm x 20 mm,
10 mm x 30 mm, 10 mm x 40 mm, 10 mm x 60 mm,
10 mm x 80 mm, 10 mm x 100 mm – 1 pc.
2. Personal card of the patient with implanted stent - 1 pc.
3. Instructions for Use - 1 pc.

II. S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System, for ileal artery comprised of

1. 120 cm long stent delivery system with S.M.A.R.T. Flex stent of the following design styles:
9 mm x 20 mm, 9 mm x 30 mm,
9 mm x 40 mm, 9 mm x 60 mm,
9 mm x 80 mm, 9 mm x 100 mm, 10 mm x 20 mm,
10 mm x 30 mm, 10 mm x 40 mm, 10 mm x 60 mm,
10 mm x 80 mm, 10 mm x 100 mm – 1 pc.
2. Personal card of the patient with implanted stent - 1 pc.
3. Instructions for Use - 1 pc.

CORDIS CASHEL, CAHIR ROAD, CASHEL, CO. TIPPERARY

REGISTRATION NO. 424180

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ MANUFACTURER OF THE MEDICAL DEVICE

Производитель/Разработчик:

Cordis Cashel / Кордис Кашел,
Cahir Road, Cashel, Co.Tipperary, Ireland
(Ирландия)
тел.: + 353 62 70261;
факс: + 353 62 70001

Manufacturer/developer:

Cordis Cashel / Кордис Кашел,
Cahir Road, Cashel, Co.Tipperary, Ireland
(Ирландия)
Tel.: + 353 62 70261;
Fax: + 353 62 70001

Адрес места производства медицин- ского изделия:

Бурпи Матириэлс Текнолоджи Эл-Эл-СИ
(Burpee Materials Technology, LLC)
15 Christopher Way, Eatontown, New Jersey
07724, USA (США)

Address of Manufacturing Facilities:

Burpee Materials Technology, LLC
15 Christopher Way, Eatontown, New Jersey
07724, USA (США)

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Джонсон & Джонсон"
(ООО "Джонсон & Джонсон"),
Российская Федерация, 121614, г.
Москва, ул. Крылатская, дом 17, кор-
пус 2
Тел. + 7 (495) 580 77 77;
Факс + 7 (495) 580 78 78

Russian Federation Authorized Repre- sentative:

Johnson & Johnson LLC
Russian Federation, 17, Krylatskaya street
building 2, Moscow, 121614
Tel.: + 7 (495) 580 77 77;
Fax: + 7 (495) 580 78 78

ПОКАЗАНИЯ INDICATIONS FOR USE

*Система стентирования сосудов
S.M.A.R.T. Flex для подвздошной ар-
терии :*

- Предынфарктное состояние у пациен-
тов, которые выражают жалобы на
частые и интенсивные приступы сте-
нокардии.
- Тяжелый трансмуральный инфаркт,
представляющий угрозу для жизни.
- Поддержание искусственной системы
кровотока при ее склонности к суже-
нию
- Атеросклероз

*S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System
for ileal artery*

- Preinfarction angina in patients com-
plained for frequent and intensive attacks
of stenocardia.
- Severe transmural heart attack posing
threat for life.
- Maintenance of artificial system of blood
circulation with tendency for narrowing
- Atherosclerosis

CORDIS CASHEL, CAHIR ROAD, CASHEL, CO. TIPPERARY

REGISTRATION NO. 424180

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ CONDITIONS OF USE

Данное медицинское изделие применяется только в условиях лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом.

This medical device is used only in the conditions of medical and therapeutic institutions by qualified medical personnel.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ENVIRONMENT PROTECTION REQUIREMENTS

Система S.M.A.R.T. Flex при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду. Специальной защиты персонала и пациента при применении изделия не требуется.

The medical S.M.A.R.T. Flex not negatively affect humans and the environment during use, transportation, and storage through following the instructions for use. Special personnel protection and the patient in use of device it is not required.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ CONDITIONS OF TRANSPORTATION, STORAGE AND OPERATION

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида.

The medical device is transported using all available modes of transportation in the covered vehicles according to the transportation rules forced on each transportation mode.

Медицинское изделие хранится при комнатной температуре, в месте, защищенном от солнечных лучей.

Medical device is stored at a room temperature, at a place protected from direct sunlight.

Медицинское изделие транспортируется в прохладных, сухих, темных условиях, при температуре от -40°C до $+54^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 20% до 80% (без конденсации).

The medical device is transported in cool, dry, dark place, at temperature from -40°C to $+54^{\circ}\text{C}$ and air relative humidity from 20% to 80% (without condensation).

Система S.M.A.R.T. Flex при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов для температурного режима от $+32^{\circ}\text{C}$ до $+42^{\circ}\text{C}$, воздействию биологических жидкостей (крови).

S.M.A.R.T. Flex system in operation are stable against influence of climatic factors for temperature condition from $+32^{\circ}\text{C}$ to $+42^{\circ}\text{C}$ and to influence of biological liquids.

CORDIS CASHEL, CAHIR ROAD, CASHEL, CO. TIPPERARY

REGISTRATION No. 424180

**СРОК ГОДНОСТИ
SHELF LIFE**

Срок сохранения стерильности – 2 года.

Sterility maintaining term – 2 years.

**УТИЛИЗАЦИЯ
DISPOSAL**

После использования все используемые компоненты и упаковочные материалы могут быть потенциально биологически опасными. Обработка и утилизация проводится в соответствии с принятой медицинской практикой, а также в соответствии с местными, государственными и федеральными законами и положениями.

After use all used components and packing materials can be potentially biologically dangerous. Disposal is carried out according to the accepted medical practice, and also according to local, state and federal laws and provisions.

CORDIS CASHEL, CAHIR ROAD, CASHEL, CO. TIPPERARY

REGISTRATION No. 424180

Кордис Кашел

<Круглая рельефная печать зелёного цвета с зубчатыми краями:
Дольф МакГрат; Нотариус, графство Типперэри >

<подписано>
<Штамп: ДОЛЬФ МАКГРАТ
1, Олд Уотерфорд Роуд,
Клонмел,
ГРАФСТВО ТИППЕРЭРИ, ИРЛАНДИЯ
Нотариус
графства Типперэри
с пожизненными полномочиями >

2016 г.

«Кордис Кашел», Кахир Роуд, Кашел, графство Типперэри

Регистрационный №: 424180

Кашел


Российская Федерация, город Москва, двадцать пятое октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Атрахимович Татьяна Павловна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Костриковой Верой Сергеевной, в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 2-4-6985

Взыскано по тарифу: 100 руб


Нотариус:



Всего прошнуровано,
пронумеровано и склепено
печатью 7

листов.

Нотариус:



Город Москва

Двадцать пятого октября две тысячи шестнадцатого года

Я, Атрахимович Татьяна Павловна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре № N

Взыскано по тарифу

Нотариус



2-4-6986
80



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

листов.

Нотариус

Cordis Cashel

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Инструкции по применению
071-00001 Rev 21

медицинского изделия

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex
для бедренного и подколенного артериально-
го сегмента

(Стенты диаметром 5-8 мм)

ADDENDUM

To Instruction for Use

071-00001 Rev 21

of medical device

S.M.A.R.T. Flex vascular stent system for femoral
and popliteal arterial segments

(Stent diameters 5-8 mm)

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»


Cordis Cashel / Кордис Кашел

QRA LEAD

(должность/position)

Nicola PARRY

(имя/name)




(подпись/signature)

«Подтверждаю точность, правильность
и перевод на русский язык»I hereby certify accuracy, correctness and
reliability of this document translated
into Russian

« 10 » APRIL 2017 г.

«день» месяц (цифрами) / «day» month
(numerals)

2017

DOLPH McGRATH,
1, Old Waterford Road,
Cionnail.

Страница 1 из 7 / Page 1 of 7

CO. TIPPERARY, IRELAND
Notary Public for the
County of Tipperary.
Commissioned for Life.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
NAME OF THE MEDICAL DEVICE.....	3
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
MANUFACTURER OF THE MEDICAL DEVICE.....	4
ПОКАЗАНИЯ	5
INDICATIONS FOR USE	5
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	5
CONDITIONS OF USE.....	5
ДЕИМПЛАНТАЦИЯ	5
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	6
ENVIRONMENT PROTECTION REQUIREMENTS	6
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
CONDITIONS OF TRANSPORTATION, STORAGE AND OPERATION	6
СРОК ГОДНОСТИ.....	6
SHELF LIFE	6
УТИЛИЗАЦИЯ	6
DISPOSAL.....	6

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

NAME OF THE MEDICAL DEVICE

Система стентирования сосудов
S.M.A.R.T. Flex, в вариантах исполнения:

S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System,
in the design styles:

I. Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex для бедренного и подколенного артериального сегмента в составе:

1. Система доставки длиной 80 см со стентом S.M.A.R.T. Flex следующих типоразмеров:
5 мм x 30 мм, 5 мм x 40 мм, 5 мм x 60 мм, 5 мм x 80 мм, 5 мм x 100 мм, 5 мм x 120 мм, 5 мм x 150 мм, 6 мм x 30 мм, 6 мм x 40 мм, 6 мм x 60 мм, 6 мм x 80 мм, 6 мм x 100 мм, 6 мм x 120 мм, 6 мм x 150 мм, 7 мм x 30 мм, 7 мм x 40 мм, 7 мм x 60 мм, 7 мм x 80 мм, 7 мм x 100 мм, 7 мм x 120 мм, 7 мм x 150 мм, 7 мм x 200 мм, 8 мм x 30 мм, 8 мм x 40 мм, 8 мм x 60 мм, 8 мм x 80 мм, 8 мм x 100 мм, 8 мм x 120 мм, 8 мм x 150 мм, 8 мм x 200 мм – 1 шт.
2. Личная карточка пациента с имплантированным стентом – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex для бедренного и подколенного артериального сегмента в составе:

1. Система доставки длиной 120 см со стентом S.M.A.R.T. Flex следующих типоразмеров:
5 мм x 30 мм, 5 мм x 40 мм, 5 мм x 60 мм, 5 мм x 80 мм, 5 мм x 100 мм, 5 мм x 120 мм, 5 мм x 150 мм, 6 мм x 30 мм, 6 мм x 40 мм, 6 мм x 60 мм, 6 мм x 80 мм, 6 мм x 100 мм, 6 мм x 120 мм, 6 мм x 150 мм, 7 мм x 30 мм, 7 мм x 40 мм, 7 мм x 60 мм, 7 мм x 80 мм, 7 мм x 100 мм, 7 мм x 120 мм, 7 мм x 150 мм, 7 мм x 200 мм, 8 мм x 30 мм, 8 мм x 40 мм, 8 мм x 60 мм, 8 мм x 80 мм, 8 мм x 100 мм, 8 мм x 120 мм, 8 мм x 150 мм, 8 мм x 200 мм – 1 шт.

I. S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System, for femoral and popliteal arterial segment comprised of

1. 80 cm long stent delivery system with S.M.A.R.T. Flex stent of the following design styles:
5 mm x 30 mm, 5 mm x 40 mm, 5 mm x 60 mm, 5 mm x 80 mm, 5 mm x 100 mm, 5 mm x 120 mm, 5 mm x 150 mm, 6 mm x 30 mm, 6 mm x 40 mm, 6 mm x 60 mm, 6 mm x 80 mm, 6 mm x 100 mm, 6 mm x 120 mm, 6 mm x 150 mm, 7 mm x 30 mm, 7 mm x 40 mm, 7 mm x 60 mm, 7 mm x 80 mm, 7 mm x 100 mm, 7 mm x 120 mm, 7 mm x 150 mm, 7 mm x 200 mm, 8 mm x 30 mm, 8 mm x 40 mm, 8 mm x 60 mm, 8 mm x 80 mm, 8 mm x 100 mm, 8 mm x 120 mm, 8 mm x 150 mm, 8 mm x 200 mm – 1 pc.
2. Personal card of the patient with implanted stent - 1 pc.
3. Instructions for Use - 1 pc.

II. S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System, for femoral and popliteal arterial segment comprised of

1. 120 cm long stent delivery system with S.M.A.R.T. Flex stent of the following design styles:
5 mm x 30 mm, 5 mm x 40 mm, 5 mm x 60 mm, 5 mm x 80 mm, 5 mm x 100 mm, 5 mm x 120 mm, 5 mm x 150 mm, 6 mm x 30 mm, 6 mm x 40 mm, 6 mm x 60 mm, 6 mm x 80 mm, 6 mm x 100 mm, 6 mm x 120 mm, 6 mm x 150 mm, 7 mm x 30 mm, 7 mm x 40 mm, 7 mm x 60 mm, 7 mm x 80 mm, 7 mm x 100 mm, 7 mm x 120 mm, 7 mm x 150 mm, 7 mm x 200 mm, 8 mm x 30 mm, 8 mm x 40 mm, 8 mm x 60 mm, 8 mm x 80 mm, 8 mm x 100 mm, 8 mm x 120 mm, 8 mm x 150 mm, 8 mm x 200 mm – 1 pc.

Cordis Cashel

мм x 120 мм, 6 мм x 150 мм, 7
мм x 30 мм, 7 мм x 40 мм, 7
мм x 60 мм, 7 мм x 80 мм, 7
мм x 100 мм, 7 мм x 120 мм, 7
мм x 150 мм, 7 мм x 200 мм, 8
мм x 30 мм, 8 мм x 40 мм, 8
мм x 60 мм, 8 мм x 80 мм, 8
мм x 100 мм, 8 мм x 120 мм, 8
мм x 150 мм, 8 мм x 200 мм –
1 шт.

2. Личная карточка пациента с
имплантированным стентом –
1 шт.
3. Инструкция по применению – 1
шт.

mm, 6 mm x 150 mm, 7 mm x
30 mm, 7 mm x 40 mm, 7 mm x
60 mm, 7 mm x 80 mm, 7 mm x
100 mm, 7 mm x 120 mm, 7
mm x 150 mm, 7 mm x 200
mm,
8 mm x 30 mm, 8 mm x 40 mm,
8 mm x 60 mm, 8 mm x 80 mm,
8 mm x 100 mm, 8 mm x
120 mm, 8 mm x 150 mm,
8 mm x 200 mm – 1 pc.

2. Personal card of the patient with
implanted stent - 1 pc.
3. Instructions for Use - 1 pc.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ MANUFACTURER OF THE MEDICAL DEVICE

Производитель/Разработчик:

Cordis Cashel / Кордис Кашел,
3rd Floor Kilmore House, Park Lane,
Spencer Dock, Dublin 1, Ireland
(Ирландия)
тел.: +353 62 70261;
факс: +353 62 70001

Manufacturer/developer:

Cordis Cashel / Кордис Кашел,
3rd Floor Kilmore House, Park Lane,
Spencer Dock, Dublin 1, Ireland
Tel.: +353 62 70261;
Fax: +353 62 70001

Адрес места производства медицин- ского изделия:

Burpee Materials Technology, LLC
15 Christopher Way, Eatontown, New
Jersey 07724, USA (США)

Address of Manufacturing Facilities:

Burpee Materials Technology, LLC
15 Christopher Way, Eatontown, New
Jersey 07724, USA

Cordis Cashel

Cahir Road, Cashel, Co. Tipperary, Ire-
land (Ирландия)

Cordis Cashel

Cahir Road, Cashel, Co. Tipperary, Ire-
land

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Джонсон & Джонсон"
(ООО "Джонсон & Джонсон"),
Российская Федерация, 121614, г.
Москва, ул. Крылатская, дом 17, кор-
пус 2
Тел. +7 (495) 580 77 77;
Факс +7 (495) 580 78 78

Authorized Representative of the manufacturer in the Russian Feder- ation:

Johnson & Johnson LLC
Russian Federation, Krylatskaya street 17,
building 2, Moscow, 121614
Tel.: +7 (495) 580 77 77;
Fax: +7 (495) 580 78 78

ПОКАЗАНИЯ

INDICATIONS FOR USE

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex для бедренного и подколенного артериального сегмента:

- Острые и подострые тромбозы
- Тромбозы после хирургических операций
- Тромбозы после рентгенэндоваскулярного вмешательства
- Тромбозы диализных фистул

S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System for femoral and popliteal arterial segment:

- Acute and subacute thrombosis
- Thrombosis after surgeries
- Thrombosis after endovascular intervention
- Thrombosis of dialysis fistulas

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

CONDITIONS OF USE

Данное медицинское изделие применяется только в условиях лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом.

This medical device is used only in the conditions of medical and therapeutic institutions by qualified medical personnel.

ДЕИМПЛАНТАЦИЯ

DEIMPLANATION

В случае нежелательных событий, угрожающих жизни пациента, врач может принять решение об удалении (изъятии) продукта.

Деимплантация продукта осуществляется при помощи стандартных хирургических процедур.

In case of adverse events that threaten the patient's life, the physician may decide to remove the product.

Deimplantation of the product is carried out using standard surgical procedures.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

WARRANTIES

Производитель гарантирует соответствие данного медицинского изделия заявленным характеристикам в пределах сохранения срока его стерильности, при условии, что пользователь соблюдает требования, указанные к эксплуатационной документации производителя.

The manufacturer warrants conformance of this medical device with the declared characteristics within expiry term provided that all requirements of the manufacturer's use instructions are met.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ENVIRONMENT PROTECTION REQUIREMENTS

Система S.M.A.R.T. Flex при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду. Специальной защиты персонала и пациента при применении изделия не требуется.

The medical S.M.A.R.T. Flex not negatively affect humans and the environment during use, transportation, and storage through following the instructions for use. Special personnel protection and the patient in use of device it is not required.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ CONDITIONS OF TRANSPORTATION, STORAGE AND OPERATION

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида.

The medical device is transported using all available modes of transportation in the covered vehicles according to the transportation rules forced on each transportation mode.

Медицинское изделие хранится при комнатной температуре, в месте, защищенном от солнечных лучей.

Medical device is stored at a room temperature, at a place protected from direct sunlight.

Медицинское изделие транспортируется в прохладных, сухих, темных условиях, при температуре от -40°C до $+54^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 20% до 80% (без конденсации).

The medical device is transported in cool, dry, dark place, at temperature from -40°C to $+54^{\circ}\text{C}$ and air relative humidity from 20% to 80% (without condensation).

Система S.M.A.R.T. Flex при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов для температурного режима от $+32$ до $+42^{\circ}\text{C}$, воздействию биологических жидкостей (крови).

S.M.A.R.T. Flex system in operation are stable against influence of climatic factors for temperature condition from $+32^{\circ}\text{C}$ to $+42^{\circ}\text{C}$ and to influence of biological liquids.

СРОК ГОДНОСТИ SHELF LIFE

Срок сохранения стерильности – 2 года.

Sterility maintaining term - 2 years.

УТИЛИЗАЦИЯ DISPOSAL

После использования все используемые компоненты и упаковочные материалы могут быть потенциально биологически

After use all used components and packing materials can be potentially biologically dangerous. Disposal is carried out accord-

Cordis Cashel

опасными. Обработка и утилизация проводится в соответствии с принятой медицинской практикой, а также в соответствии с местными, государственными и федеральными законами и положениями.

ing to the accepted medical practice, and also according to local, state and federal laws and provisions.

Перевод с английского языка на русский язык

Перевод печатей и штампов на Приложении к Инструкции по применению 071-00010 Rev 06

Руководитель по качеству/нормативно-правовому регулированию

Никола Парри

/подпись/

10 апреля 2017 г.

/подпись/

Штамп: ДОЛЬФ МакГРАС

1 Олд Вотерфорд Роуд,

Клонмел,

Графство Типперэри, Ирландия


Государственный нотариус

Графства Типперэри

Полномочия пожизненные

Печать: Дольф МакГрас, Государственный нотариус Графства Типперэри

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Чимпоеш Еленой Анатольевной, паспорт: серия 4514 №743069, выдан Отделением УФМС России по городу Москве по району Солнцево 28.07.2014 года.



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого апреля две тысячи семнадцатого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы, Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Чимпоеш Елены Анатольевны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 14-140-11

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: — руб.00 коп.



Н.А. Мартынова



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 8 листа (ов)
ВРИО Нотариуса:



Российская Федерация
Город Москва

Двадцать четвертого апреля две тысячи семнадцатого года.

Я, Иванова Виктория Валерьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса
города Москвы Якушенко Евгении Александровны, свидетельствую верность копии
с представленного(й) мне _____

Зарегистрировано в реестре № _____

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): _____

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: _____

В.В. Иванова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 05 лист 06
ВРИО нотариуса

Cordis Cashel

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Инструкции по применению

071-00010 Rev 06

медицинского изделия

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex

для подвздошной артерии

(Стенты диаметром 9-10 мм)

ADDENDUM

To Instruction for Use

071-00010 Rev 06

of medical device

S.M.A.R.T. Flex vascular stent system for

iliac artery

(Stent diameters 9-10 mm)

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"


Cordis Cashel / Кордис Кашел

QRA LEAD

(должность/position)

NICOLA PARRY

(имя/name)



(подпись/signature)


«Подтверждаю точность, правильность
и перевод на русский язык»I hereby certify accuracy, correctness and
reliability of this document translated
into Russian

« 10 » APRIL

2017 г.

«день» месяц (цифрами) / «day» month
(numerals)

2017

DOLPH McGRATH,
1, Old Waterford Road,
Cionmel,CO. TIPPERARY, IRELAND
Notary Public for the
County of Tipperary.
Commissioned for Life.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
NAME OF THE MEDICAL DEVICE.....	3
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
MANUFACTURER OF THE MEDICAL DEVICE.....	4
ПОКАЗАНИЯ	4
INDICATIONS FOR USE	4
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	5
CONDITIONS OF USE.....	5
ДЕИМПЛАНТАЦИЯ	5
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	5
ENVIRONMENT PROTECTION REQUIREMENTS.....	5
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
CONDITIONS OF TRANSPORTATION, STORAGE AND OPERATION.....	6
СРОК ГОДНОСТИ.....	6
SHELF LIFE	6
УТИЛИЗАЦИЯ	6
DISPOSAL.....	6

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ NAME OF THE MEDICAL DEVICE

Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex, в вариантах исполнения:

S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System, in the design styles:

I. Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex для подвздошной артерии в составе:

1. Система доставки длиной 80 см со стентом S.M.A.R.T. Flex следующих типоразмеров:
9 мм x 20 мм, 9 мм x 30 мм,
9 мм x 40 мм, 9 мм x 60 мм,
9 мм x 80 мм, 9 мм x 100 мм,
10 мм x 20 мм, 10 мм x 30 мм,
10 мм x 40 мм, 10 мм x 60 мм,
10 мм x 80 мм, 10 мм x 100 мм
– 1 шт.
2. Личная карточка пациента с имплантированным стентом – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Система стентирования сосудов S.M.A.R.T. Flex для подвздошной артерии в составе:

1. Система доставки длиной 120 см со стентом S.M.A.R.T. Flex следующих типоразмеров:
9 мм x 20 мм, 9 мм x 30 мм,
9 мм x 40 мм, 9 мм x 60 мм,
9 мм x 80 мм, 9 мм x 100 мм,
10 мм x 20 мм, 10 мм x 30 мм,
10 мм x 40 мм, 10 мм x 60 мм,
10 мм x 80 мм, 10 мм x 100 мм
– 1 шт.
2. Личная карточка пациента с имплантированным стентом – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

I. S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System, for iliac artery comprised of

1. 80 cm long stent delivery system with S.M.A.R.T. Flex stent of the following design styles:
9 mm x 20 mm, 9 mm x 30 mm,
9 mm x 40 mm, 9 mm x 60 mm,
9 mm x 80 mm, 9 mm x 100 mm, 10 mm x 20 mm,
10 mm x 30 mm, 10 mm x 40 mm, 10 mm x 60 mm,
10 mm x 80 mm, 10 mm x 100 mm – 1 pc.
2. Personal card of the patient with implanted stent - 1 pc.
3. Instructions for Use - 1 pc.

II. S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System, for iliac artery comprised of

1. 120 cm long stent delivery system with S.M.A.R.T. Flex stent of the following design styles:
9 mm x 20 mm, 9 mm x 30 mm,
9 mm x 40 mm, 9 mm x 60 mm,
9 mm x 80 mm, 9 mm x 100 mm, 10 mm x 20 mm,
10 mm x 30 mm, 10 mm x 40 mm, 10 mm x 60 mm,
10 mm x 80 mm, 10 mm x 100 mm – 1 pc.
2. Personal card of the patient with implanted stent - 1 pc.
3. Instructions for Use - 1 pc.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ MANUFACTURER OF THE MEDICAL DEVICE

Производитель/Разработчик:

Cordis Cashel / Кордис Кашел,
3rd Floor Kilmore House, Park Lane,
Spencer Dock, Dublin 1, Ireland
(Ирландия)
тел.: + 353 62 70261;
факс: + 353 62 70001

Manufacturer/developer:

Cordis Cashel / Кордис Кашел,
3rd Floor Kilmore House, Park Lane,
Spencer Dock, Dublin 1, Ireland
Tel.: + 353 62 70261;
Fax: + 353 62 70001

Адрес места производства медицин- ского изделия:

Burpee Materials Technology, LLC
15 Christopher Way, Eatontown, New Jersey
07724, USA (США)

Address of Manufacturing Facilities:

Burpee Materials Technology, LLC
15 Christopher Way, Eatontown, New Jersey
07724, USA

Cordis Cashel

Cahir Road, Cashel, Co. Tipperary, Ireland
(Ирландия)

Cordis Cashel

Cahir Road, Cashel, Co. Tipperary, Ireland

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Джонсон & Джонсон"
(ООО "Джонсон & Джонсон"),
Российская Федерация, 121614, г.
Москва, ул. Крылатская, дом 17, кор-
пус 2
Тел. + 7 (495) 580 77 77;
Факс + 7 (495) 580 78 78

Authorized Representative of the manufacturer in the Russian Feder- ation:

Johnson & Johnson LLC
Russian Federation, Krylatskaya street 17,
building 2, Moscow, 121614
Tel.: + 7 (495) 580 77 77;
Fax: + 7 (495) 580 78 78

ПОКАЗАНИЯ INDICATIONS FOR USE

*Система стентирования сосудов
S.M.A.R.T. Flex для подвздошной ар-
терии:*

- Прединфарктное состояние у пациен-
тов, которые выражают жалобы на
частые и интенсивные приступы сте-
нокардии.
- Тяжелый трансмуральный инфаркт,
представляющий угрозу для жизни.
- Поддержание искусственной системы
кровотока при ее склонности к суже-
нию
- Атеросклероз

*S.M.A.R.T. Flex. Vascular Stent System
for iliac artery*

- Preinfarction angina in patients com-
plained for frequent and intensive attacks
of stenocardia.
- Severe transmural heart attack posing
threat for life.
- Maintenance of artificial system of blood
circulation with tendency for narrowing
- Atherosclerosis

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

CONDITIONS OF USE

Данное медицинское изделие применяется только в условиях лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом.

This medical device is used only in the conditions of medical and therapeutic institutions by qualified medical personnel.

ДЕИМПЛАНТАЦИЯ

DEIMPLANTATION

В случае нежелательных событий, угрожающих жизни пациента, врач может принять решение об удалении (изъятии) продукта.

Деимплантация продукта осуществляется при помощи стандартных хирургических процедур.

In case of adverse events that threaten the patient's life, the physician may decide to remove the product.

Deimplantation of the product is carried out using standard surgical procedures.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

WARRANTIES

Производитель гарантирует соответствие данного медицинского изделия заявленным характеристикам в пределах сохранения срока его стерильности, при условии, что пользователь соблюдает требования, указанные к эксплуатационной документации производителя.

The manufacturer warrants conformance of this medical device with the declared characteristics within expiry term provided that all requirements of the manufacturer's use instructions are met.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ENVIRONMENT PROTECTION REQUIREMENTS

Система S.M.A.R.T. Flex при использовании, транспортировке и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду. Специальной защиты персонала и пациента при применении изделия не требуется.

The medical S.M.A.R.T. Flex not negatively affect humans and the environment during use, transportation, and storage through following the instructions for use. Special personnel protection and the patient in use of device it is not required.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ CONDITIONS OF TRANSPORTATION, STORAGE AND OPERATION

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида.

The medical device is transported using all available modes of transportation in the covered vehicles according to the transportation rules forced on each transportation mode.

Медицинское изделие хранится при комнатной температуре, в месте, защищенном от солнечных лучей.

Medical device is stored at a room temperature, at a place protected from direct sunlight.

Медицинское изделие транспортируется в прохладных, сухих, темных условиях, при температуре от -40°C до $+54^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 20% до 80% (без конденсации).

The medical device is transported in cool, dry, dark place, at temperature from -40°C to $+54^{\circ}\text{C}$ and air relative humidity from 20% to 80% (without condensation).

Система S.M.A.R.T. Flex при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов для температурного режима от $+32^{\circ}\text{C}$ до $+42^{\circ}\text{C}$, воздействию биологических жидкостей (крови).

S.M.A.R.T. Flex system in operation are stable against influence of climatic factors for temperature condition from $+32^{\circ}\text{C}$ to $+42^{\circ}\text{C}$ and to influence of biological liquids.

СРОК ГОДНОСТИ SHELF LIFE

Срок сохранения стерильности – 2 года.

Sterility maintaining term – 2 years.

УТИЛИЗАЦИЯ DISPOSAL

После использования все используемые компоненты и упаковочные материалы могут быть потенциально биологически опасными. Обработка и утилизация проводится в соответствии с принятой медицинской практикой, а также в соответствии с местными, государственными и федеральными законами и положениями.

After use all used components and packing materials can be potentially biologically dangerous. Disposal is carried out according to the accepted medical practice, and also according to local, state and federal laws and provisions.

Перевод с английского языка на русский язык

Перевод печатей и штампов на Приложении к Инструкции по применению 071-00010 Rev 06

Руководитель по качеству/нормативно-правовому регулированию

Никола Парри

/подпись/

10 апреля 2017 г.

/подпись/

Штамп: ДОЛЬФ МакГРАС

1 Олд Вотерфорд Роуд,

Клонмел,

Графство Типперэри, Ирландия

Государственный нотариус

Графства Типперэри

Полномочия пожизненные

Печать: Дольф МакГрас, Государственный нотариус Графства Типперэри

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Чимпоеш Еленой Анатольевной, паспорт: серия 4514 №743069, выдан Отделением УФМС России по городу Москве по району Солнцево 28.07.2014 года.

**Российская Федерация
Город Москва**

Двадцать четвертого апреля две тысячи семнадцатого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы, Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Чимпоеш Елены Анатольевны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 4-14013.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: — руб. 00 коп.



Н.А. Мартынова



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 7 листа (ов)
ВРИО Нотариуса:

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать четвертого апреля две тысячи семнадцатого года.

Я, Иванова Виктория Валерьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса
города Москвы Якушенко Евгений Александровны, свидетельствую верность копий
с представленного(й) мне _____

Зарегистрировано в реестре: № _____ МОСКВА
Взыскано государственной пошлины (по тарифу) _____ руб.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: _____ руб.
В.В. Иванова



Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист
ВРИО нотариуса