

Medtronic


Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place, Memphis
TN 38132
USA
www.medtronic.com
tel 800 876 3133

As a responsible agent of Medtronic Sofamor Danek, I hereby certify that the IFU-leaflet for

Spinal Instrument Sets Capstone PMI, Peek Prevail, CD Horizon Longitude, METRX II

is a true and accurate copy of the original.

SIGNATURE: _____



DATE: _____

04 Aug 2017

Filsun Moussa
Sr. Regulatory Affairs Specialist
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.

Medtronic Sofamor Danek
1800 Pyramid Place
Memphis, Tennessee 38132
USA
www.medtronic.com
Phone: 800-876-3133
Fax: 901-346-9738

Stamp of the manufacturer:



ATTESTATION

As a registered Notary Public for the State of Tennessee, Shelby County, I hereby certify that this is a true and accurate copy of the original document.

COUNTY OF SHELBY

STATE OF TENNESSEE

SUBSCRIBED AND SWORN TO ME BEFORE THIS 4th DAY OF AUGUST 2017



NOT FOR DISTRIBUTION IN THE U.S.A. OR ITS TERRITORIES

Medtronic Reusable Instruments

M708348B571 Rev. C

2016-08-17



Medtronic



* M 7 0 8 3 4 8 B 5 7 1 - C *

IMPORTANT INFORMATION FOR MEDTRONIC REUSABLE INSTRUMENTS AND REUSABLE TRANSPORTATION/STERILIZATION CASSETTES

DESCRIPTION

Reusable instruments are manufactured from a variety of materials commonly used in orthopedic procedures, which meet applicable national and/or international standards. These instruments may be shipped in Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes. The Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are designed to be used in conjunction with a legally marketed and/or appropriate sterilization wrap, to allow steam sterilization of non-sterile devices.

Medtronic aluminum Transportation/Sterilization Cassettes include cases, trays, lids, caddies, modules, or brackets fabricated from a variety of materials, which meet national and international standards, and are commonly used to enclose, protect, and organize Medtronic orthopedic or neurological non-sterile devices.

INTENDED USE

Orthopedic surgical instruments are intended for use in surgical procedures to manipulate tissue, bone, or for use with other devices in orthopedic surgery. An instrument may incorporate a measuring function, which has uses as described on the label and the instrument.

Note: do not implant the instruments.

The Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are intended for use in healthcare facilities to organize, enclose, sterilize, transport, and store medical devices and other instrumentation between surgical and other medical uses. The Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are not intended on their own to maintain sterility; they are intended to be used in conjunction with a legally marketed and/or appropriate sterilization wrap.

Medtronic does not warrant the use of the instruments, Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes, or any of the component parts upon which repairs have been made or attempted, except as performed by Medtronic or an authorized Medtronic repair representative. Implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose or use are specifically excluded.

Caution: these instructions do not apply to single use devices. For non-sterile, single use instruments refer to the Medtronic non-reusable and non-sterile instruments IFU, M708348B359.

WARNINGS

- Breakage, slippage, misuse, or mishandling of instruments, such as on sharp edges, may cause injury to the patient, or surgical or reprocessing personnel.
- Improper maintenance, handling, or inadequate cleaning procedures can render the instrument unsuitable for its intended purpose and may present a danger to the patient, or surgical or reprocessing personnel.
- There are additional risks associated with instruments used for bending and cutting rods. Use of these types of instruments can cause injury to the patient by virtue of the extremely high forces required. Do not cut rods *in situ*. Any breakage of an instrument or the implant in this situation could be extremely hazardous. The physical characteristics required for many instruments do not permit them to be manufactured from implantable materials, and if any broken fragments of instruments remain in the body of a patient, there could be allergic or infectious consequences.
- The surgeon should use extreme caution when working in close proximity to vital organs, nerves or vessels. In addition, excessive force should not be used when positioning instruments or implants, since it could cause injury to the patient.
- Breakage, slippage, misuse, or mishandling of Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes, such as on sharp edges, may cause injury to the patient or operative and reprocessing personnel.
- Improper maintenance, handling, or poor cleaning procedures can render Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes unsuitable for their intended purpose, or can even be dangerous to the patient or surgical staff.
- Correct handling of the Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes is extremely important. Do not modify Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes. Do not notch or bend Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes. Notches, scratches, or other damage and/or wear in Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes occurring during surgery may contribute to breakage.

PRECAUTIONS

- Excessive force applied by instruments to implants can dislodge devices, particularly hooks.
- Instruments should not be exposed to temperatures in excess of 135°C (275°F). This level of heating may modify the physical characteristics. If uncertain if the instruments were exposed to temperatures in excess of 135°C (275°F), carefully inspect the instruments to ensure they still function as intended.
- Extreme care should be taken to ensure instruments remain in good working order. During the procedure, the proper functioning of these instruments is extremely important. Instruments should not be bent or damaged. Misuse of instruments, corrosion, "freezing-up", scratching, loosening, bending, or fracture of any or all components of the instrument may inhibit or prevent proper function.
- Do not use these instruments for any action for which they were not intended.
- Regularly review the operational state of all instruments and, if necessary, contact Medtronic or an authorized Medtronic repair representative. To avoid injury, the instrument should be carefully examined for functionality or damage prior to use. A damaged instrument should not be used. Additional back-up instruments should be available.
- Preoperative and operating procedures, including knowledge of surgical techniques, are important considerations in the successful use of the instruments by the surgeon. The proper selection and the compliance of the patient will greatly affect the results.
- Proper patient selection and operative care are critical to the success of the surgery and avoidance of injury during surgery. Read and follow all other product information supplied by the manufacturer of the implants or the instruments.
- Extra care should be taken when using instruments in pediatric patients, since these patients can be more susceptible to the stresses required in the use of the instruments.
- Ensure instruments with a measuring function are not worn and any surface engravings are clearly visible.
- Exposing Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes to temperatures in excess of 135°C (275°F) may modify the physical characteristics. If Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are exposed to temperature exceeding 135°C (275°F), perform an additional inspection to ensure they function as intended. See the EXAMINATION section for more information.
- Extreme care should be taken to ensure the Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes remain in good working order. During the procedure, proper use of Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes is extremely important. Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes should not be bent or damaged in any way. Misuse of Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes, resulting in corrosion, scratching, loosening, bending, or fracture of any or all sections may inhibit or prevent proper function.
- Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are subjected to repeated stresses related to routine transportation, cleaning, and sterilization processes. Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes should be carefully inspected before each use to ensure they are fully functional.
- Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are not to exceed a maximum weight and load distribution of 11.4kg/25lbs.
- Personnel should wear all appropriate Personal Protective Equipment (PPE) as recommended by sterilizer manufacturer.
- Dissimilar metals should be separated from direct contact during sterilization to resist corrosion. Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are designed with coated brackets or silicone to prevent contact of stainless steel instruments used in the Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

- Nerve damage, paralysis, pain, or damage to soft tissue, visceral organs, or joints.
- Infection, if instruments or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are not properly cleaned and sterilized.

- Pain, discomfort, or abnormal sensations resulting from the presence of the device.
- Nerve damage due to surgical trauma.
- Dural leak in cases of excessive load application.
- Impingement of close vessels, nerves, and organs by slippage or misplacement of the instrument.
- Damage due to spontaneous release of clamping devices or spring mechanisms of certain instruments.
- Cutting of skin or gloves of surgical or reprocessing personnel.
- Bony fracture in cases of deformed spine or weak bone.
- Tissue damage to the patient, physical injury to surgical personnel, and/or increased operating time that may result from the accidental disassembly of multi-component instruments occurring during surgery.
- The methods of use are determined by the user's experience and training in surgical procedures. A successful result is not always achieved in every surgical case. This fact is especially true in spinal surgery where other patient conditions may compromise the results.

Physician note: although the physician is the learned intermediary between the company and patient, the important medical information given in this document should be conveyed to the patient. These devices should be used only by physicians familiar with the devices, their intended use, any additional instrumentation, and any available surgical techniques. In addition, these devices should be used only by operators familiar with the device, its intended use, and reprocessing information.

PACKAGING

Instruments may be shipped in stand-alone packaging or in Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes. Stand-alone packaging, Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes, and the contained medical devices should be intact upon receipt. Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes and contained medical devices should be checked for completeness and signs of damage prior to use. Damaged packages, cassettes, or instruments should not be used and should be returned to Medtronic.

EXAMINATION

Instruments must always be examined by the user pre/post cleaning and prior to surgery. Examination should be thorough and must include a visual and functional inspection of the working surfaces, pivots, racks, spring or torsional operation, cleanliness of location holes or cannulations, and the presence of any cracks, bending, deformation, or distortion, and that all components are present. Never use instruments or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes with obvious signs of excessive wear, damage, or that are incomplete or otherwise non-functional.

Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes must be examined by the user prior to use. Examination should be thorough and must include a visual and functional inspection. Examination must also ensure the Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are complete. Do not proceed with reprocessing of a damaged Medtronic Transportation/Sterilization Cassette.

Visual Inspection

Ensure the following:

- Laser markings, engravings, and other markings are legible.
- No cracks, deformation, or distortion are present.
- No cracks are present in instrument handles or any part of the instrument.
- No discoloration, corrosion, stains, or rust are present. If present, wipe clean in accordance with the instructions in the REPROCESSING section of this document.
- There is no handle/shaft separation, and the handle-to-shaft connection is secure.
- No cuts or gouges in silicone, silicone brackets, or instrument handles are present.
- No cracks or peeling of nylon coating on metal brackets.
- There is no damage (cuts, tears, etc.) to the insulation.
- There is no damage to the working ends or tips. The working end should be free of cracks, gouges, and other damage. When applicable, the working end should be sharp.
- There is no damage to instrument threads.
- All parts are present and free of damage and deterioration. Examples of parts that may be missing, loose, or damaged include set screws, springs, curved springs, pins, and prongs.
- Mating ends are free of damage (nicks, gouges, bends, etc.) that would interfere with the mating function.
- Cannulated instruments with a guide wire or other insertion tool are visually checked.

Functional Inspection

As applicable, ensure the following:

- Any moving parts move freely, without sticking, binding, or grinding.
- Springs return the handle of the instrument to its original position.
- Retention tabs hold appropriate mating parts and are not damaged.
- The instrument will function as intended with the appropriate mating parts.
- Ball detents will hold mating parts and are free from damage.
- Sharp edges are sharp to the touch and are not dull, have no nicks, or any other damage.
- Tips meet when appropriate.
- Ratcheting mechanisms are functional. This includes handles, latches, and other mechanisms. All teeth should be present and functional.
- Driver tips are not worn beyond functional use. If necessary, mate the instrument with the appropriate part.
- Latches, caddies, modules, or lids, fit correctly.

REPROCESSING - GENERAL CONSIDERATIONS

Cleaning is the removal of organic soil. Effective cleaning:

- Avoids organic soil transfer from one patient to another.
- Allows for successful follow up sterilization. Adequate reprocessing is contingent upon the thoroughness of cleaning.

Cleaning is the initial step. Sterilization occurs later in reprocessing and is intended to kill microorganisms to reduce the likelihood of transmission and possibility of infection. To ensure acceptable reprocessing, there should be no delay between the steps in this document.

Instruments may be safely and effectively processed using manual or a combination of manual and automated washer- disinfectors (enzymatic or alkaline) cleaning procedures outlined in this document. Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes may be safely and effectively processed using manual or a combination of manual and automated washer- disinfectors (enzymatic) cleaning procedures outlined in this document.

The processor should comply with local laws and ordinances in countries where processing requirements are more stringent than those detailed in this document.

Bloodborne Pathogens

Universal precautions for handling this instrument after use should be observed by all hospital personnel according to OSHA Standard 29 CFR 1910.1030 regarding occupational exposure to bloodborne pathogens.

Cleaning Agents and Cleaning Tools

Instruments: The use of neutral detergents, enzymatic cleaners (7.0 – 8.0 pH), alkaline cleaning agents (8.0 – 11.0 pH), soft bristled brushes, and soft pipe cleaners are recommended. High alkaline cleaning agents (>11.0 pH) should not be used.

Note: alkaline cleaning agents may require neutralization following cleaning. Refer to manufacturer's instructions to determine if neutralization is required, and to follow manufacturer's instructions for neutralization. It is critical that alkaline cleaning solutions be properly neutralized and rinsed from instruments.

Aluminum Transportation/Sterilization Cassettes: the use of neutral detergents, enzymatic cleaners (7.0 – 8.0 pH) soft bristled brushes and soft pipe cleaners are recommended. Do not use alkaline cleaning agents as the alkaline cleaners will cause significant damage and render to the aluminum Transportation/Sterilization Cassettes unusable.

The following cleaning agents, solutions, or tools should not be used on the instruments or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes:

- Saline solution.
- Solutions containing chlorine (e.g. bleach) or aldehydes (e.g. glutaraldehyde).
- Formalin, mercury, chlorides, bromides, iodides, or Ringer's solution.
- Metal brushes or scouring pads.

Cleaning and Rinsing Water

If available, softened tap water should be used. Critical water should be used for the final rinse step to prevent mineral deposits on surfaces (de-ionized water is recommended). One or more of the following processes may be used to treat water defined as critical water: ultra-filter (UF), reverse osmosis (RO), de-ionized (DI), or equivalent. Use of hard water should be avoided.

Use of Mineral Oil or Silicone-Based Lubricants

Mineral Oil- or silicone-based lubricants should not be used as they may not be removed by these cleaning instructions. These types of lubricants may coat microorganisms, prevent direct contact of steam with instrument surfaces, and hinder sterilization.

Reprocessing Warnings/Cautions

- Do not allow soiled instruments or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes to dry after use and prior to cleaning. Cleaning and subsequent sterilization may be hindered when blood or bloody solutions are allowed to dry on instruments or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes.
- Medtronic reusable instruments are considered critical devices (i.e. critical contact) and must be thoroughly cleaned, then sterilized prior to initial use, or in adherence to these reprocessing instructions before reuse.
- Soiled or used instruments should not be loaded into the Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes for cleaning in an automated washer-disinfector. Soiled instruments must be processed separately from Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes.
- Aluminum Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes can only be cleaned utilizing enzymatic (neutral) cleaning solutions.
- Certain solutions, (i.e. alkaline based and/or containing bleach, glutaraldehyde or formalin) may significantly damage the Aluminum Transportation/Sterilization Cassettes. These solutions must not be used.
- Universal precautions should be observed by all health care facility personnel that work with contaminated or potentially contaminated instruments or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes. Caution should be exercised when handling instruments with sharp points or cutting edges.
- Appropriate PPE should be worn when handling or working with contaminated or potentially contaminated materials, devices and equipment. PPE includes gowns, masks, goggles, face shields, gloves, and shoe covers.
- Do not place heavy instruments on top of delicate instruments.
- Cool drafts from air ducts or other air currents should be avoided during the cooling phase to avoid post-sterilization moisture caused by rapid cooling.

Limitations on Reprocessing

- Repeated processing has minimal effect on these instruments or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes.
- End of life is determined by excessive wear and damage from normal use. Although the treatment of the instrument or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes, materials used, and details of cleaning and sterilization have an important effect, for all practical purposes, there is no limit to the number of times instruments and Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes can be reprocessed.
- See the EXAMINATION section of this document to determine if the device is at the end of its useful life.

INSTRUCTIONS - Instruments Only (Instructions for the aluminum Transportation/Sterilization Cassettes are included after the instructions for the instruments)																																											
Bringing a new instrument into service	• Instruments are provided non-sterile and must be thoroughly cleaned, then sterilized before the first use and any reuse. • Remove all packaging material prior to cleaning and sterilization.																																										
Point of use	• Remove all visible soil from instruments using non-shedding wipes. • Instruments should be thoroughly cleaned within 30 minutes of use to minimize the potential for drying. • If the instruments cannot be reprocessed immediately, keep the devices moist during transport. • Place instruments in a tray of softened tap water, if available, or cover with damp towels.																																										
Containment and transportation	• Immediately transport the tray containing the covered instruments to a work area dedicated for further reprocessing. • Soiled instruments should be transported separately from non-contaminated instruments to avoid contamination of personnel and surroundings.																																										
Preparation for cleaning	• Instruments that should be disassembled prior to cleaning and sterilization are provided with specific processing/disassembly/reassembly instructions. For additional details, refer to the specific processing/disassembly/reassembly instructions for the instrument. • Remove any occlusions prior to cleaning. Flush cannulated devices with tap or treated water to prevent the drying of soil and/or debris on the inside. • Instruments may be safely and effectively processed using manual or a combination manual and automated washer-disinfector (enzymatic or alkaline) cleaning procedures outlined in this document in Table 1 and Table 2.																																										
Automated cleaning: enzymatic or alkaline	1. Rinse, flush, and scrub instruments under running (cold) tap water at a temperature of <43°C (<110°F) for 30 seconds to 1 minute. Scrub instruments with appropriately-sized, soft bristle brushes to remove visible soil. Scrub inside any lumens or cavities and actuate device (if applicable). 2. Using tap water, prepare an enzymatic cleaning solution¹ (described after Table 1) or alkaline cleaning solution² (described after Table 2) according to the manufacturer's instructions, dilution recommendations and temperatures in an appropriately sized sonicator. 3. Place instruments in the enzymatic cleaner, submerge completely, and ultrasonicate at 40 – 50 kHz for a minimum of 15 minutes. Multiple ultrasonication cycles totaling a minimum of 15 minutes of ultrasonication time may be used. Ensure all surfaces, lumens, and components of the device are in contact with the cleaning solution. Note: ultrasonic cleaning is only effective if the surface to be cleaned is immersed in the cleaning solution. Air pockets will decrease the efficacy of the ultrasonic cleaning. Minimize air pockets or bubble formation by flushing lumens, cavities, crevices or springs with cleaning solution while the instrument is immersed in the ultrasonic tank. 4. Transfer the instruments to the automated washer-disinfector and program the washer-disinfector with the cycle parameters listed in Table 1 (enzymatic) or Table 2 (alkaline). Ensure instruments that are cannulated and/or have blind holes are positioned in the washer-disinfector to allow for proper drainage, and pooling of wash water does not occur. Ensure the cycle parameters in Table 1 or Table 2 are properly programmed. 5. Upon unloading, visually inspect instruments, including any lumens and cavities, to ensure all visible soil has been removed. If any soil is still present, repeat the cleaning process or contact Medtronic immediately to arrange for disposal or replacement. Do not proceed with reprocessing of a soiled instrument.																																										
Table 1: Enzymatic Cleaner (7.0 – 8.0 pH)																																											
<table><tr><th colspan="2">Cycle</th><th>Temperature set</th><th>Minimum time (min:s)</th><th>Concentration</th></tr><tr><td colspan="2">Pre-wash</td><td><43°C (<110°F) (Cold tap)</td><td>2:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td rowspan="2">Pulsed enzymatic wash</td><td>Wash</td><td>Hot tap</td><td>10:00</td><td>0.2 – 0.8 mL/liter</td></tr><tr><td>Rinse</td><td>Hot tap</td><td>≥00:15</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Detergent wash (Neutral pH)</td><td>65°C (149°F)</td><td>5:00</td><td>0.2 – 0.8 mL/liter</td></tr><tr><td colspan="2">Rinse</td><td>71°C (160°F)</td><td>15:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Thermal (disinfection) Rinse (de-ionized)</td><td>93°C (200°F)</td><td>5:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Dry</td><td>98.8°C (210°F)</td><td>≥30:00</td><td>N/A</td></tr></table>					Cycle		Temperature set	Minimum time (min:s)	Concentration	Pre-wash		<43°C (<110°F) (Cold tap)	2:00	N/A	Pulsed enzymatic wash	Wash	Hot tap	10:00	0.2 – 0.8 mL/liter	Rinse	Hot tap	≥00:15	N/A	Detergent wash (Neutral pH)		65°C (149°F)	5:00	0.2 – 0.8 mL/liter	Rinse		71°C (160°F)	15:00	N/A	Thermal (disinfection) Rinse (de-ionized)		93°C (200°F)	5:00	N/A	Dry		98.8°C (210°F)	≥30:00	N/A
Cycle		Temperature set	Minimum time (min:s)	Concentration																																							
Pre-wash		<43°C (<110°F) (Cold tap)	2:00	N/A																																							
Pulsed enzymatic wash	Wash	Hot tap	10:00	0.2 – 0.8 mL/liter																																							
	Rinse	Hot tap	≥00:15	N/A																																							
Detergent wash (Neutral pH)		65°C (149°F)	5:00	0.2 – 0.8 mL/liter																																							
Rinse		71°C (160°F)	15:00	N/A																																							
Thermal (disinfection) Rinse (de-ionized)		93°C (200°F)	5:00	N/A																																							
Dry		98.8°C (210°F)	≥30:00	N/A																																							
Note: cycle validated using Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner ¹ (1-4 mL/liter) for ultrasonication and Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner and Prolystica Neutral Detergent for washer-disinfector use.																																											
Table 2: Alkaline cleaning agent (8.0 – 11.0 pH)																																											
<table><tr><th colspan="2">Cycle</th><th>Temperature set</th><th>Minimum time (min:s)</th><th>Concentration</th></tr><tr><td colspan="2">Pre-wash</td><td><43°C (<110°F) (Cold tap)</td><td>2:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td rowspan="2">Pulsed alkaline wash</td><td>Wash</td><td>Hot tap</td><td>10:00</td><td>2 – 6 mL/liter</td></tr><tr><td>Rinse</td><td>Hot tap</td><td>≥00:15</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Alkaline detergent wash</td><td>60°C (140°F)</td><td>5:00</td><td>2 – 6 mL/liter</td></tr><tr><td colspan="2">Rinse</td><td>71°C (160°F)</td><td>15:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Thermal (disinfection) Rinse (de-ionized)</td><td>93°C (200°F)</td><td>5:00</td><td>N/A</td></tr></table>					Cycle		Temperature set	Minimum time (min:s)	Concentration	Pre-wash		<43°C (<110°F) (Cold tap)	2:00	N/A	Pulsed alkaline wash	Wash	Hot tap	10:00	2 – 6 mL/liter	Rinse	Hot tap	≥00:15	N/A	Alkaline detergent wash		60°C (140°F)	5:00	2 – 6 mL/liter	Rinse		71°C (160°F)	15:00	N/A	Thermal (disinfection) Rinse (de-ionized)		93°C (200°F)	5:00	N/A					
Cycle		Temperature set	Minimum time (min:s)	Concentration																																							
Pre-wash		<43°C (<110°F) (Cold tap)	2:00	N/A																																							
Pulsed alkaline wash	Wash	Hot tap	10:00	2 – 6 mL/liter																																							
	Rinse	Hot tap	≥00:15	N/A																																							
Alkaline detergent wash		60°C (140°F)	5:00	2 – 6 mL/liter																																							
Rinse		71°C (160°F)	15:00	N/A																																							
Thermal (disinfection) Rinse (de-ionized)		93°C (200°F)	5:00	N/A																																							

INSTRUCTIONS - Instruments Only (Instructions for the aluminum Transportation/Sterilization Cassettes are included after the instructions for the instruments)				
	Table 2: Alkaline cleaning agent (8.0 – 11.0 pH) (continued)			
	Cycle	Temperature set	Minimum time (min:s)	Concentration
	Dry	96.8°C (210°F)	≥30:00	N/A
Note: cycle validated using neodisher MediClean Forte ² (5-10mL/liter; ultrasonication; 2-6mL/liter; washer-disinfector). A neutralizing step is not required for neodisher MediClean Forte. However other alkaline cleaning agents may require this step. Refer to manufacturer's instructions to determine if neutralization is required.				
Note: due to the many variables involved with washer-disinfectors, each health care facility should properly install, calibrate, and verify the process (e.g. temperatures, times) used for their equipment. Washer-disinfector manufacturer recommendations should always be followed. When cleaning multiple devices in one cleaning cycle, ensure the manufacturer's maximum load is not exceeded. The cleaning validation was conducted using a full chamber load.				
Manual cleaning: enzymatic	1. Manually clean instruments only when an automated washer-disinfector is not available. 2. Disassemble instruments, if applicable. 3. Rinse, flush, and scrub instruments under running (cold) tap water at a temperature of <43°C (<110°F) for a minimum of 3 minutes. Scrub instruments with appropriately-sized, soft bristle brushes or pipe cleaners to remove visible soil. Scrub inside any lumens or cavities and actuate device (if applicable). 4. Scrub until all visible soil is removed. 5. Using tap water, prepare an enzymatic cleaning solution according to the manufacturer's instructions, dilution recommendations, and temperatures. 6. Place instruments in the enzymatic cleaner, submerge completely, and soak for 45 - 60 minutes. Ensure all surfaces, lumens, and components of the device are in contact with the cleaning solution. 7. Remove instruments from the enzymatic cleaning solution and flush under running (cold) tap water. Flush any lumens or cavities in the water stream. Rinse with (cold) tap water for a minimum of 3 minutes. 8. Using tap water, prepare a second enzymatic cleaning solution according to the manufacturer's instructions, dilution recommendations, and temperatures in an appropriately-sized sonicator. 9. Place the instruments in the enzymatic cleaning solution, submerge completely, and ultrasonicate at 40 – 50 kHz for a minimum of 45 minutes. Multiple ultrasonication cycles totaling a minimum of 45 minutes of ultrasonication time may be used. Ensure all surfaces, lumens, and components of the device are in contact with the cleaning solution. Note: ultrasonic cleaning is only effective if the surface to be cleaned is immersed in the cleaning solution. Air pockets will decrease the efficacy of the ultrasonic cleaning. Minimize air pockets or bubble formation by flushing lumens, cavities, crevices, or springs with cleaning solution while the instrument is immersed in the ultrasonic tank. 10. Remove the instruments from the sonicator and rinse using (cold) running tap water. Flush any lumens or cavities in the water stream. Rinse for a minimum of 3 minutes. 11. Repeat rinsing as in step 10, this time with de-ionized water for an additional 3 minutes. 12. Carefully visually inspect instruments, including any lumens and cavities, to ensure all visual soil has been removed. If any soil is still present, repeat the cleaning process or contact Medtronic immediately to arrange for disposal or replacement. Do not proceed with reprocessing of a soiled instrument.			
Disinfection: thermal	- Thermally decontaminate the devices by a thermal final rinse within an automated washer-disinfector at 93°C (200°F) for 5 to 10 minutes. - Disinfection with disinfectant solutions or chemicals is not required because the decontamination process includes cleaning followed by sterilization. - Thermal disinfection alone does not render the instruments safe for patient use.			
Drying: automated washer-disinfector	- Upon completion of washer-disinfector cycle perform a visual inspection for dryness. - If moisture is observed on instruments after the washer-disinfector cycle, dry using clean, absorbent, non-shedding wipes, forced (medical grade) air and/or dry heat oven at 118°C (≥245°F) for a minimum of 30 minutes. - For complex instruments (e.g. shaft-in sleeve, cannulation, and blind holes), a dry heat oven at ≥118°C (≥245°F) for a minimum of 30 minutes is required. Perform a visual inspection for dryness. - Instruments should be completely dry before they are packaged for sterilization.			
Drying: manual	- Dry the devices using clean, absorbent, non-shedding wipes and/or forced (medical grade) air and/or a dry heat oven. Perform a visual inspection for dryness, and repeat if necessary. - Instruments should be completely dry before they are packaged for sterilization.			
Inspection and reassembly	- If the instrument was disassembled prior to cleaning and sterilization, reassemble, if applicable. - Carefully inspect the instrument for damage by performing a thorough examination as referred to the EXAMINATION section of this document. - If the instrument is damaged, contact Medtronic immediately to arrange for disposal or replacement. Do not proceed with reprocessing of a damaged device.			
Packaging	- A standard non-woven/moisture resistant surgical sterilization wrap or equivalent must be used. - Individual instruments or dedicated sterilization trays must be double wrapped prior to sterilization. - Only instruments manufactured and/or distributed by Medtronic should be included. - Proceed to the Sterilization section.			

INSTRUCTIONS - Aluminum Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes Only (Instructions for reusable instruments are provided in the previous table)	
Bringing new Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes into service	- Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are provided non-sterile and must be thoroughly cleaned, then sterilized before the first use and any reuse. - Remove all packaging material prior to cleaning and sterilization.
Point of use	- Remove all visible soil from case and trays using non-shedding wipes. - Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes should be thoroughly cleaned immediately after use to minimize the potential for drying.
Containment and transportation	- If Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes cannot be reprocessed immediately, keep the devices moist during transport. - Use softened tap water on soiled Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes, if available, or cover with damp towels. - Immediately transport Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes to a work area dedicated to further reprocessing.
Preparation for cleaning	- Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes must be cleaned individually and not nested inside of one another. Case and module lids must be removed and cleaned separately or cleaned in the open position if removal is not applicable. - Cases and trays may be safely and effectively processed using manual or combination manual and automated washer-disinfector (enzymatic only for aluminum cases and trays) cleaning procedures outlined in this document. Do not use alkaline solutions on the aluminum Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes as these agents damage the aluminum Transportation/Sterilization Cassettes.
Automated cleaning: enzymatic	- Rinse, flush, and scrub cases and trays under (cold) tap water less than <43°C (110°F) for a minimum of 30 seconds. - Transfer the devices to the automated washer-disinfector and program the washer-disinfector with the cycle parameters listed in Table 3. Ensure case and trays are positioned in the washer-disinfector to allow proper drainage. Ensure the inner portions of the cassettes/modules are angled downward toward the sprayer arms and the cycle parameters in Table 3 are properly programmed. - Upon unloading, visually inspect devices, including any lumens and cavities/mated surfaces, to ensure all visual soil has been removed. If soil is still present, repeat the cleaning process or contact Medtronic to arrange for disposal or replacement. Do not proceed with reprocessing of a soiled device.

Table 3: Enzymatic (neutral) cleaner (7.0 – 8.0 pH)			
Cycle	Temperature set	Minimum time (min:s)	Concentration
Pre-wash	<43°C (<110°F) (Cold tap)	2:00	N/A

INSTRUCTIONS - Aluminum Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes Only (Instructions for reusable instruments are provided in the previous table)				
	Table 3: Enzymatic (neutral) cleaner (7.0 – 8.0 pH) (continued)			
	Pulsed enzymatic wash	Cycle	Temperature set	Minimum time (min:s)
		Wash	<60°C (<140°F) Hot tap	4:00
		Rinse	<60°C (<140°F) Hot tap	≥00:15
	Detergent wash (Neutral pH)		60°C (140°F)	5:00
	Rinse		71°C (160°F)	5:00
	Thermal (disinfection) Rinse (de-ionized)		90°C (194°F)	5:00
	Dry		98.8°C (210°F)	≥15:00
	Note: cycle validated using Stens Polystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner and Polystica Neutral Detergent for washer-disinfector use.			
	Note: due to the many variables involved with washer-disinfectors, each health care facility should properly install, calibrate, and verify the process (e.g. temperatures, times) used for their equipment. Washer-disinfector manufacturer recommendations should always be followed. When cleaning multiple devices in one cleaning cycle, ensure the manufacturer's maximum load is not exceeded. The cleaning validation was conducted using a full chamber load.			
Manual cleaning: enzymatic	1. Manually clean Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes when an automated washer-disinfector is not available. 2. Rinse, flush, and scrub Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes under cold tap water less than <43°C (110°F) for a minimum of 1 minute. 3. Scrub devices with appropriately-sized, soft bristle brushes or pipe cleaners to remove visible soil. Scrub inside any lumens or cavities and actuate device (if applicable). 4. Scrub until all visible soil is removed. 5. Using tap water, prepare an enzymatic cleaning solution according to the manufacturer's instructions, dilution recommendations, and temperatures. Place devices in the enzymatic cleaner, submerge completely, and soak for a minimum of 10 minutes. Ensure all surfaces, lumens, and components are in contact with the cleaning solution. 6. Remove devices from the enzymatic cleaning solution and flush under running (cold) tap water. Lumens or cavities must be flushed in the water stream. Rinse with cold tap water for a minimum of 1 minute. 7. Using tap water, prepare a second enzymatic cleaning solution according to the manufacturer's instructions, dilution recommendations and temperatures in an appropriately-sized sonicator. 8. Place the devices in the enzymatic cleaning solution, submerge completely, and ultrasonicate at 40 – 50 kHz for a minimum of 20 minutes. Multiple ultrasonication cycles totaling a minimum of 20 minutes of ultrasonication time may be used. Ensure all surfaces, lumens, and components are in contact with the cleaning solution. Note: ultrasonic cleaning is only effective if the surface to be cleaned is immersed in the cleaning solution. Air pockets will decrease the efficacy of the ultrasonic cleaning. Be sure to minimize air pockets or bubble formation by flushing lumens, cavities, crevices or springs with cleaning solution while the device is immersed in the ultrasonic tank. 9. Remove the devices from the sonicator and rinse using cold running tap water. Lumens or cavities must be flushed in the water stream. Rinse for a minimum of 10 minutes. Multiple cycles totaling a minimum of 10 minutes may be used. 10. Repeat rinsing as in step 9, this time with de-ionized water for an additional 10 minutes. Multiple cycles totaling a minimum of 10 minutes may be used. 11. Carefully visually inspect devices, including any lumens and cavities, to ensure all visible soil has been removed. If any soil is still present, repeat the cleaning process or contact Medtronic immediately to arrange for disposal or replacement. Do not proceed with reprocessing of a soiled device. Note: cycle validated using Polystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1 – 4mL/liter).			
Drying	Automated Washer-Disinfector ▪ Upon completion of washer-disinfector cycle perform visual inspection for dryness. ▪ If moisture is observed on the Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes, dry using clean, absorbent, non-shedding wipes, forced (medical grade) air until moisture is no longer present. Manual Dry the devices using clean, absorbent, non-shedding wipes and/or forced (medical grade) air. Perform a visual inspection for dryness, and repeat if necessary.			
Inspection and re-loading	• Inspect the transportation/sterilization cassettes for damage by performing a thorough examination as referred to the EXAMINATION section of this document. • If the Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes or modules are damaged, contact Medtronic immediately to arrange for disposal or replacement. • Load the Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes or modules with their applicable devices. • Proceed to the Sterilization section.			

STERILIZATION INSTRUCTIONS for both Instruments and Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes

Sterilization

1. Double wrap individual instruments and/or dedicated transportation/sterilization cassettes containing instruments with non-woven/ moisture resistant surgical sterilization wrap.
2. Inspect the packaging to ensure no rips, punctures, or seal failures are present in or on the packaging prior to loading into the sterilizer.
3. Load the instruments into the sterilizer by following the sterilizer manufacturer's recommended loading procedures and load configurations.
4. Follow the sterilizer manufacturer's recommended procedures to program the sterilizer with any one of the sets of sterilization cycle parameters in Table 4.

Table 4: Sterilization cycle parameters

Cycle	Temperature	Exposure time	Minimum dry time ³
Dynamic-air-removal (4 pre-conditioning pulses)	132°C (270°F)	4 Minutes	30 Minutes
Dynamic-air-removal (4 pre-conditioning pulses)	135°C (275°F)	3 Minutes	30 Minutes
Dynamic-air-removal (4 pre-conditioning pulses)	134°C (273°F)	4 Minutes	30 Minutes
Dynamic-air-removal (4 pre-conditioning pulses)	134°C (273°F)	20 Minutes	30 Minutes

³The minimum dry times were validated using sterilizers having vacuum drying capabilities. Drying cycles using ambient atmospheric pressure may require longer dry times. Refer to the sterilizer manufacturer's recommendations.

Chamber size and chamber load differences may exist between industrial and health care facility sterilizer models. The sterilization parameters listed in Table 4 can be achieved in both health care facility and larger, industrial sterilizer models. Because of the many variables involved in sterilization, each health care facility should calibrate and verify the sterilization process (e.g. temperatures, times) used for their equipment.

Note: steam for sterilization should be generated from water treated to remove total dissolved solids and non-condensable gases, filtered to remove contaminants and water droplets, and supplied via piping without dead legs or other stagnant zones where contamination may collect.

STERILIZATION INSTRUCTIONS for both Instruments and Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes	
	Caution: ethylene oxide (EO), gas plasma, gamma irradiation, chemical vapor, or dry heat sterilization methods are not recommended for sterilization of these devices. Steam/moist heat is the recommended method of sterilization.
Additional information	Immediately clean and re-sterilize all instruments used in surgery. Instruments should be thoroughly cleaned, inspected, and sterilized before being returned to Medtronic. Any medical device that has been in contact with a patient known to have or suspected to have a prion or prion-related disease, such as Creutzfeldt - Jakob disease, should not be returned to Medtronic and should be quarantined and processed per the guidelines for processing devices contaminated with high risk tissue at the health care facility. Contact Medtronic for information regarding proper disposal/destruction.

The cleaning and sterilization information provided is in accordance with AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2, and ISO 15883-5. The reprocessing instructions provided in this document have been validated as being capable of preparing instruments for reuse. The sterilization validation demonstrated a sterility assurance level of 10^{-6} . The sterilization parameters were performed with Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes. The sterilization validation was conducted using an empty chamber load. A double wrapped, "worst case" perforated tray configuration was used in the validation activities.

It remains the responsibility of the processor to ensure the processing is performed using validated equipment and trained personnel in the reprocessing facility in order to achieve the desired results. This normally requires validation and routine monitoring of the process. Any deviation by the processor from the instructions provided should be properly evaluated for effectiveness and potential adverse consequences. Some devices have specific disassembly/re-assembly instructions. In this case, refer to the instructions provided with the instrument for additional instructions. Users must establish appropriate reprocessing protocols for reusable medical devices used at their sites using the recommendations of the device manufacturer and cleaning agent manufacturer.

STORAGE AND SHELF LIFE

For non-sterile instruments and Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes: store in dry, clean conditions at ambient room temperature. Non-sterile instruments and Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are reusable and do not have a specified shelf life. End of life (shelf life) is determined by excessive wear and damage from normal use. Refer to the Limitations of Reprocessing section for more information.

For sterilized instruments and Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes: ensure the instruments and Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are dry before storing. Store in clean, dry conditions at ambient room temperature. Shelf-life of sterilized instruments and Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes are dependent upon the legally marketed sterilization wrap. The health care facility should establish a shelf life for sterilized instrumentation based upon the type of sterilization wrap used and the recommendations of the sterile wrap manufacturer.

PRODUCT COMPLAINTS

To report product problems, contact Medtronic.

MRI INFORMATION

Medtronic instruments are not intended to be used in the magnetic resonance (MR) environment. As such, Medtronic instruments have not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. Therefore, the safety of the Medtronic instruments in the MR environment is unknown.

FURTHER INFORMATION

If there is any doubt or uncertainty concerning the proper use of any Medtronic reusable instrument or reprocessing for the instruments or Medtronic Transportation/Sterilization Cassettes, contact Medtronic. In addition, any available surgical techniques will be provided at no charge.

©2015 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NÁSTROJÍCH MEDTRONIC PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ A OPAKOVANÉ POUŽITELNÝCH PŘEPRAVNÍCH/STERILIZAČNÍCH KAZETÁCH

POPIS

Nástroje pro opakované použití jsou vyrobeny z různých materiálů běžně používaných při ortopedických zákrocích, které splňují platné národní a/nebo mezinárodní normy. Tyto nástroje smí být přepravovány v přepravních/sterilizačních kazetách Medtronic. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic jsou navrženy pro použití spolu se sterilizačním obalem legálně uvedeným na trh a/nebo sterilizačním obalem umožňujícím práci s sterilizačními nesterilními zařízeními.

Hliníkové přepravní/sterilizační kazety Medtronic zahrnují pouzdra, podnoze, víčka, krabičky, moduly nebo konzole vyrobené z různých materiálů, které splňují národní a mezinárodní normy a jsou všeobecně používány k uzavření, ochraně a uspořádání ortopedických nebo neurologických nesterilních zařízení Medtronic.

URČENÉ POUŽITÍ

Ortopedické chirurgické nástroje jsou určeny k použití při chirurgických zákrocích k manipulaci s tkání, kostí nebo k použití s jinými zařízeními při ortopedických operacích. Nástroj může mít měřicí funkci, která se používá v souladu s popisem na sítku a nástroji.

Poznámka: tyto nástroje neimplantuje.

Přepravní/sterilizační kazety Medtronic jsou určeny k použití ve zdravotnických zařízeních k uspořádání, uzavření, sterilizaci, přepravě a uchování zdravotnických prostředků a jiných nástrojů na chirurgické a jiné zdravotnické použití. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic nejsou určeny k tomu, aby samy o sobě udržovaly sterilitu, mají být používány společně se sterilizačním obalem legálně uvedeným na trh a/nebo vhodným sterilizačním obalem.

Společnost Medtronic neručí za použití nástrojů, přepravních/sterilizačních kazet Medtronic, ani jakýchkoli součástí, na kterých byla provedena oprava nebo pokus o opravu nejméně jiným než společností Medtronic nebo autorizovaným servisním zástupcem společnosti Medtronic. Předpokládáme záruku prodejnosti výrobku a jeho vhodnosti pro konkrétní účel nebo použití jsou výslovně vyloučeny.

Upozornění: Tyto pokyny se netýkají zařízení určených k jednorázovému použití. Pokyny k nesterilním nástrojům určeným k jednorázovému použití naleznete v návodu k použití nesterilních nástrojů Medtronic na jedno použití (dokument M708348B359).

VAROVÁNÍ

- Zlomení, sklouznutí, nesprávné nebo nevhodné zacházení s nástroji, např. s ostrými hranami, může způsobit poranění pacienta nebo personálu, který provádí chirurgický zákrok či přípravu k opakovanému použití.
- Nesprávná údržba, manipulace nebo nedostatečné postupy čištění mohou zapříčinit, že nástroj nebude vhodný ke svému určenému účelu a může být nebezpečný pro pacienta nebo personál, který provádí chirurgický zákrok či přípravu k opakovanému použití.
- S nástroji používanými k ohybání a řezání jsou spojeny další rizika. Použití těchto typů nástrojů může způsobit zranění pacienta vzhledem k extrémně vysoké síle, kterou vyžadují. Neféze leže in situ. Jakékoli zlomení nástroje nebo implantátu by mohlo být v této situaci extrémně nebezpečné. Fyzikální vlastnosti vyžadované u mnohých nástrojů neumožňují, aby byly vyrobeny z implantovatelných materiálů, a pokud zůstanou v těle pacienta odlomene fragmenty nástrojů, mohly by způsobit alergické reakce nebo infekci.
- Při práci v těsné blízkosti životně důležitých orgánů, nervů či cév musí chirurg postupovat mimořádně opatrně. Navíc se při umísťování nástrojů nebo implantátu nesmí používat nadměrná síla, protože by to mohlo způsobit zranění pacienta.
- Zlomení, sklouznutí, nesprávné nebo nevhodné zacházení s přepravními/sterilizačními kazetami Medtronic, např. s ostrými hranami, může způsobit poranění pacienta nebo operujícího a personálu a personálu připravujícího nástroje k opakovanému použití.
- Nesprávná údržba, manipulace nebo nesprávné postupy čištění mohou zapříčinit, že přepravní/sterilizační kazety Medtronic nebudou vhodné pro další zamýšlené použití nebo dokonce mohou způsobit, že budou nástroje pro pacienta nebo chirurgický personál nebezpečné.
- Správná manipulace s přepravními/sterilizačními kazetami Medtronic je mimořádně důležitá. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic neupravuje. Na přepravních/sterilizačních kazetách Medtronic nevytvářejte výpny ani je neohybujte. Výpny, škrábance či jiné poškození a/nebo opotřebení přepravních/sterilizačních kazet Medtronic, k nemuž může dojít během operace, mohou přispět k jejich rozlomení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nadměrná síla vyvíjená nástroji na implantáty může uvolnit zdravotnické prostředky, zejména hačky.
- Nevystavujte nástroje teplotám nad 135 °C (275 °F). Tato úroveň zahřátí může změnit jejich fyzikální vlastnosti. Pokud si nejste jisti, zda nástroje byly vystaveny teplotám nad 135 °C (275 °F), pečlivě je zkontrolujte a ověřte, zda dosud fungují tak, jak mají.
- Je třeba venovat mimořádnou péči zabezpečení dobrého pracovního stavu nástrojů. V průběhu zákroku je správná funkce těchto nástrojů velmi důležitá. Nástroje nesmí být ohnuty nebo poškozeny. Nevhodné použití nástrojů, korozie, zaseknutí, poškrábání, uvolnění, ohnutí nebo zlomení některých nebo všech součástí nástroje může omezit nebo znemožnit správnou funkci nástroje.
- Nepoužívejte tyto nástroje pro jiný účel, než pro který jsou určeny.
- Pravidelně kontrolujte pracovní stav všech nástrojů a v případě potřeby kontaktujte společnost Medtronic nebo autorizovaného servisního zástupce společnosti Medtronic. Aby nedošlo ke zranění, je třeba před použitím důkladně ověřit funkčnost nástroje a nepřítomnost poškození. Poškozený nástroj se nesmí používat. K dispozici by měly být další náhradní nástroje.
- Předoperační a operační postupy, včetně znalosti chirurgické techniky, jsou pro chirurga důležitými předpoklady úspěšného použití těchto nástrojů. Velký vliv na výsledky má také správný výběr pacienta a dodržení pokynů pacientem.

- Správný výběr pacienta a operační peče jsou rozhodující pro úspěch chirurgického zákroku a vyvážení se zranění během provádění operace. Přečtěte si a dodržujte všechny další informace o výrobku dodané výrobcem implantátů nebo nástrojů.
- Při používání nástrojů u dětských pacientů je třeba postupovat obzvláště opatrně, protože tyto pacienti mohou být citlivější na zatížení nutné při použití těchto nástrojů.
- Ujistěte se, že nástroje opatřené funkcí měření nejsou žádným způsobem poškozeny a že všechny značky vyryté na jejich povrchu jsou jasně viditelné.
- Při vystavení přepravních/sterilizačních kazet Medtronic teplotám nad 135 °C (275 °F) se mohou změnit jejich fyzikální vlastnosti. Pokud byly přepravní/sterilizační kazety Medtronic vystaveny teplotám nad 135 °C (275 °F), znovu je prohleďte, abyste se ujistili o jejich správné funkci. Další informace jsou uvedeny v části KONTROLA.
- Je třeba vynaložit veškerou péči, aby přepravní/sterilizační kazety Medtronic zůstávaly v dobrém pracovním stavu. Je nesmírně důležité, aby během výkonu byly přepravní/sterilizační kazety Medtronic používány správně. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic se nesmí ohybat ani nijak poškodit. Nesprávné použití přepravních/sterilizačních kazet Medtronic vedoucí ke korozi, poškrábání, uvolnění, ohnutí nebo zlomení některých nebo všech částí může omezit nebo znemožnit správnou funkci nástroje.
- Přepravní/sterilizační kazety Medtronic jsou vystaveny opakovanému namáhání při běžné přepravě, čištění a sterilizaci. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic je třeba před každým použitím pečlivě prohlednout a ujistit se o jejich plné funkci.
- Maximální hmotnost přepravních/sterilizačních kazet Medtronic s rozloženým zatížením nesmí překročit 11,4 kg/25 liber.
- Personal by měl nosit všechny vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) doporučené výrobcem sterilizátoru.
- Odlišné kovové materiály musí být během sterilizace odděleny (nesmí být v přímém kontaktu), aby se zabránilo korozi. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic jsou opatřeny potaženými konzolami nebo silikonem, aby nedocházelo ke kontaktu s nástroji z nerezové oceli, pro které se přepravní/sterilizační kazety Medtronic používají.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- Poškození nervů, ochrnutí, bolest a poškození měkkých tkání, viscerálních orgánů nebo kloubů.
- Infekce, pokud nejsou nástroje nebo přepravní/sterilizační kazety Medtronic řádně vyčištěny a sterilizovány.
- Bolest, nepohodlí nebo abnormální pocity vyplývající z přítomnosti zařízení.
- Nervová poškození z důvodu chirurgického traumatu.
- Duralní únik v případě použití nadměrného zatížení.
- Poškození okolních cév, nervů a orgánů v důsledku sklouznutí nebo nevhodného umístění nástroje.
- Poškození způsobené samovolným uvolněním upínacího zařízení nebo pružinových mechanismů některých nástrojů.
- Pořezání kůže nebo rukavic personálu, který provádí chirurgický zákrok či přípravu k opakovanému použití.
- Zlomeniny kostí v případě deformované páteře nebo slabých kostí.
- Poškození tkáně pacienta, fyzické zranění personálu provádějícího chirurgický zákrok, a/nebo prodloužená doba operace, které mohou být důsledkem nahodného rozebrání vnošených nástrojů během operace.
- Metody použití jsou stanoveny zkušeností a zaškolením uživatele v chirurgických postupech. Ne každý chirurgický zákrok přináší úspěšné výsledky. To platí zejména pro operace páteře, kde výsledek může být nepříznivě ovlivněn jinými stavy přítomnými u daného pacienta.

Poznámka pro lékaře: Přestože je lékař kvalifikovaným prostředníkem mezi společností (výrobcem) a pacientem, musí být pacient seznámen s důležitými zdravotními informacemi obsaženými v tomto dokumentu.

Tyto nástroje by měly používat pouze lékaři, kteří jsou s nástroji obeznámeni, znají jejich zamýšlené použití, veškeré další nástroje a veškeré dostupné chirurgické postupy. Navíc by tato zařízení měli používat výhradně chirurgové obeznámení s daným zařízením, jeho zamýšleným použitím a s informacemi o přípravě k opakovanému použití.

BALENÍ

Nástroje mohou být přepravovány v samostatném obalu nebo v přepravních/sterilizačních kazetách Medtronic. Samostatný obal, přepravní/sterilizační kazety Medtronic a v nich umístěné zdravotnické prostředky musí být při převzetí neporušeny. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic a v nich umístěné zdravotnické prostředky je třeba před použitím zkontrolovat, zda jsou úplně a zda nejsou poškozeny. Poškozená balení ani poškozené kazety či nástroje se nesmějí používat a musejí být vráceny společnosti Medtronic.

KONTROLA

Uživatel musí nástroje vždy zkontrolovat před čištěním, po čištění a před chirurgickým zákrokem. Kontrola musí být důkladná a musí zahrnovat vizuální a funkční kontrolu pracovních ploch, šepů, ozubnic, funkce pružin nebo torzních prvků, čistoty pozitivních otvorů či kanylaci, kontrolu nepřítomnosti prasklin, ohnutí, deformace nebo zkřivení a kontrolu přítomnosti všech součástí. Nikdy nepoužívejte nástroje nebo přepravní/sterilizační kazety Medtronic se zjevnými známkami nadměrného opotřebení, poškození nebo neuplně či jinak nefunkční.

Přepravní/sterilizační kazety Medtronic musí uživatel před použitím prohlednout. Kontrola musí být důkladná a musí zahrnovat vizuální kontrolu a kontrolu funkce. Kontrola musí také zaručit, že přepravní/sterilizační kazety Medtronic jsou úplně. Neprovádějte přípravu poškozených přepravních/sterilizačních kazet Medtronic k dalšímu použití.

Vizuální kontrola

Ujistěte se o následujícím:

- Laserové značky, rytiny a další označení jsou čitelné.
- Nejsou přítomny praskliny, deformace ani pokrvení.
- Na rukojeti nebo jiných částech nástroje nejsou žádné praskliny.
- Nejsou přítomny změny barvy, koroze, skvrny nebo rez. Pokud jsou přítomny, pokuste se je otřít v souladu s pokyny v části PŘÍPRAVA K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ tohoto dokumentu.
- Nedošlo k rozpojení rukojeti a díku a toto spojení je bezpečné.
- Na silikonových částech, silikonových konzolách či rukojetích nástroje nejsou žádné škrábance nebo vrrpy.
- Na nylonovém potahu kovových konzol nejsou praskliny ani se neolupuje.
- Není poškozená izolace (nejsou přítomny řezy, trhliny atd.).
- Nejsou poškozeny pracovní konce ani hroty. Pracovní konec musí být bez prasklin, vrrpu a jiných poškození. Pokud je to vhodné, měl by být pracovní konec ostrý.
- Závit nástroje nejsou poškozeny.
- Žádná část nechybí, není poškozena a nevykazuje známky opotřebení. Mezi částí, které mohou chybět, byt uvolněno nebo poškozeno patří stavecí sroubky, pružiny, zahrnuté pružiny, kolíky a vidlice.
- Připojovací části nejeví známky poškození (vrrpy, vyhloubeniny, zohybání atd.), které by mohlo narušit připojení.
- Kanylovane nástroje s vodicím drátem nebo jiný zaváděcí nástroj jsou vizuálně zkontrolovány.

Kontrola funkčnosti

V případech, kdy je to důležité, se ujistete o následujícím:

- Všechny pohyblivé součásti se pohybují volně, bez zasekávání, drhnutí nebo tření.
- Pružiny vrací rukojeti nástroje do výchozí polohy.
- Uchytky drží příslušné připojované části a nejsou poškozeny.
- Nástroj bude fungovat, tak jak má, s odpovídajícími připojenými částmi.
- Kulíkové zapadky drží připojované části a nejsou poškozeny.
- Ostre hrany jsou ostre na dotek a nejsou tupe, nemají žádné vrrubky či jiné poškození.
- Hroty jsou naproti sobě v případě potřeby.
- Zapadkové mechanismy jsou funkční. Zahnují rukojeti, zapadky a jiné mechanismy. Žádné zuby nesmí chybět a všechny musí být funkční.
- Opoždění hroty pohonného systému neovlivňuje jejich funkční použití. Pokud je to nutné, spojte nástroj s odpovídající částí.
- Zapadky, krabičky, moduly či víčka správně dosedají.

PŘÍPRAVA K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ – VŠEOBECNÉ FAKTORY

Čištění znamená odstranění organických nečistot. Účinné čištění:

- Brání přenosu organických nečistot z jednoho pacienta na druhého.
- Umožňuje následné úspěšné provedení sterilizace. Dostatečná příprava k opakovanému použití závisí na důkladnosti čištění.

Čištění je první krok. Sterilizace se provádí až později během procesu přípravy k opakovanému použití. Jejím cílem je usmrcení mikroorganismů, aby se snížila pravděpodobnost jejich přenosu a možnost vzniku infekce. Aby byla zajištěna přijatelná příprava k opakovanému použití, mezi kroky popsany v tomto dokumentu by neměla být žádná prodleva.

Nástroje lze bezpečně a účinně ošetřit pomocí ručního nebo kombinovaného ručního a automatizovaného čištění v myčce/dezinfekčním zařízení (s použitím enzymatických nebo zásaditých čisticích prostředků) podle postupů čištění popsanych v tomto dokumentu. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic lze bezpečně a účinně ošetřit pomocí ručního nebo kombinovaného ručního a automatizovaného čištění v myčce/dezinfekčním zařízení (s použitím enzymatických čisticích prostředků) podle postupů čištění popsanych v tomto dokumentu.

Osoba provádějící přípravu by měla dodržovat místní zákony a předpisy platné v zemích, kde se provádí příprava k opakovanému použití, pokud jsou požadavky na ni přísnější, než je popsáno v tomto dokumentu.

Patogeny přenosné krví

Všechni pracovníci nemocnice musí dodržovat univerzální bezpečnostní opatření pro manipulaci s nástrojem po použití v souladu s normou OSHA 29 CFR 1910.1030 o profesní expozici patogenům přenosným krví.

Čistící prostředky a čistící nástroje

Nástroje: Doporučuje se používat neutrální čistící prostředky, enzymatické čistící prostředky (pH 7,0 – 8,0), zásadité čistící prostředky (pH 8,0 – 11,0), kartáčky s mekkými štětinami a měkké drátky na čištění dymek. Vysoce zásadité čistící prostředky (pH > 11,0) se nesmí používat.

Poznámka: Po použití zásaditých čistících prostředků může být po očištění nezbytna neutralizace. Zjistěte v pokynech výrobce, zda je potřebná neutralizace, a postupujte podle pokynů výrobce ohledně neutralizace. Je velmi důležité, aby zásadité čistící roztoky byly důkladně neutralizovány a opláchnuty z nástrojů.

Hliníkové přepravní/sterilizační kazety: Doporučuje se používat neutrální čistící prostředky, enzymatické čistící prostředky (pH 7,0 – 8,0), kartáčky s mekkými štětinami a měkké drátky na čištění dymek. Nepoužívejte zásadité čistící prostředky, protože zásadité čistící prostředky způsobují značné poškození hliníkových přepravních/sterilizačních kazet a mají za následek jejich nepoužitelnost.

Pro nástroje nebo přepravní/sterilizační kazety Medtronic se nesmí používat následující čistící prostředky, roztoky nebo nástroje:

- Fyziologický roztok.
- Roztoky obsahující chlor (např. bělidla) nebo aldehydy (např. glutaraldehyd).
- Formalin, rtuť, chloridy, bromidy, jodidy nebo Ringerův roztok.
- Kovové kartáče nebo drátenky.

Voda k čištění a oplachování

K čištění by se měla používat změkčená voda z vodovodu, pokud je k dispozici. K závěrečnému oplachování se doporučuje použít tzv. kritickou vodu, aby se zabránilo ukládání minerálních nánosů na povrchu (doporučuje se použití deionizované vody). K čištění vody definované jako kritická voda lze použít jeden nebo více z následujících procesů: ultrafiltrace (UF), reverzní osmóza (RO), deionizace (DI) nebo ekvivalentní postup. Vyvarujte se používání tvrdé vody.

Použití minerálního oleje nebo silikonových maziv

Minerální olej nebo silikonová maziva se nesmí používat, protože je nelze odstranit uvedenými pokyny pro čištění. Tyto typy maziv mohou obalit mikroorganismy, zabránit přímému kontaktu pary s povrchem nástrojů a zabránit sterilizaci.

Varování/upozornění ohledně přípravy k opakovanému použití

- Po použití a před čištěním nenechte znečištěné nástroje nebo přepravní/sterilizační kazety Medtronic zaschnout. Čištění a následná sterilizace mohou být ztíženy, pokud se krev nebo krevní roztoky nechají zaschnout na povrchu nástrojů nebo přepravních/sterilizačních kazet Medtronic.
- Nástroje Medtronic pro opakované použití jsou považovány za kritická zařízení (tj. zařízení s kritickým kontaktem) a musí být důkladně vyčištěny a potom sterilizovány před prvním použitím nebo po opakovaném použití v souladu s těmito pokyny pro přípravu k opakovanému použití.
- Znečištěné nebo použité nástroje se nesmějí vyladit do přepravních/sterilizačních kazet Medtronic určených k čištění v automatické myčce/dezinfekčním zařízení. Znečištěné nástroje musí být připraveny k použití odděleně od přepravních/sterilizačních kazet Medtronic.
- Hliníkové přepravní/sterilizační kazety Medtronic lze čistit vyhradně enzymatickými (neutrálními) čistícími roztoky.
- Některé roztoky (např. zásadité a/nebo obsahující bělidlo, glutaraldehyd nebo formalin) mohou hliníkové přepravní/sterilizační kazety významně poškodit. Tyto roztoky se nesmějí používat.
- Je třeba, aby všichni pracovníci zdravotnických zařízení dodržovali obecné platné bezpečnostní zásady při nakládání s kontaminovanými nebo potenciálně kontaminovanými nástroji nebo přepravními/sterilizačními kazetami Medtronic. Při manipulaci s nástroji s ostrými hroty nebo hranami je nutno postupovat opatrně.
- Při manipulaci nebo práci s kontaminovanými nebo potenciálně kontaminovanými materiály, zařízením a vybavením je nutno používat vhodné osobní ochranné prostředky (OOP). OOP zahrnují pláště, masky, ochranné brýle nebo obličejové štíty, rukavice a nácvky na boty.
- Na jemné nástroje nepokládejte těžké předměty.
- Během fáze chlazení je třeba zabránit proudění studeného vzduchu z vetracích sáček či jiným vzdušným proudům, aby nedocházelo ke sražení vlhkosti po sterilizaci v důsledku rychlého ochlazení.

Omezení pro přípravu k opakovanému použití

- Opakovaná příprava k opětovnému použití má na tyto nástroje nebo na přepravní/sterilizační kazety Medtronic minimální vliv.
- Konec jejich životnosti je určen nadměrným opotřebením v důsledku běžného použití. Přestože manipulace s nástroji nebo přepravními/sterilizačními kazetami Medtronic, použité materiály a podrobnosti čištění a sterilizace hrají významnou roli, v praxi neexistuje žádný limit počtu, kolikrát mohou být nástroje a přepravní/sterilizační kazety Medtronic připraveny k opakovanému použití.
- Dosažení konce životnosti zdravotnického prostředku se určuje podle části KONTROLA v tomto dokumentu.

POKYNY – Pouze nástroje

(Pokyny k hliníkovým přepravními/sterilizačním kazetám jsou uvedeny za pokyny k nástrojům)

Příprava nového nástroje k použití

- Nástroje jsou dodávány nesterilní a před prvním použitím i před jakýmkoli opakovaným použitím se musejí důkladně vyčistit a sterilizovat.
- Před čištěním a sterilizací odstraňte z výrobku všechny obalové materiály.

Místo použití

- Odstraňte všechny viditelné nečistoty z nástrojů pomocí utěrky nepouštějící vlákná.
- Nástroje je nutno důkladně vyčistit do 30 minut po použití, aby se minimalizovala možnost zaschnutí.
- Pokud nelze okamžitě provést přípravu nástrojů k opakovanému použití, uchovávejte je během přepravy vlhce.
- Vložte nástroje do podnosu se změkčenou vodou z vodovodu nebo je zakryjte vlhkými utěrkami.

Zabalení a přeprava

- Ihned přemístete podnos obsahující zakryté nástroje do pracovní oblasti vyhraděné pro další ošetření.
- Znečištěné nástroje musí být přepravovány odděleně od neznečištěných nástrojů, aby se zabránilo kontaminaci personálu a okolí.

Příprava k čištění

- K nástrojům pro opakované použití, které je třeba rozebrat před čištěním a sterilizací, jsou přiloženy specifické pokyny k přípravě k opakovanému použití, rozebrání a sestavení. Další podrobnosti viz specifické pokyny k přípravě k opakovanému použití, rozebrání a sestavení k příslušnému nástroji.
- Před čištěním zpružodnete uopane části. Kanylovana zařízení propláchněte vodou z vodovodu nebo ošetřenou vodou, abyste zabránili zasychání nečistoty a/ nebo zbytků tkání v jejich vnitřku.
- Nástroje lze bezpečně a účinně ošetřit pomocí ručního nebo kombinovaného ručního čištění a čištění v automatické myčce/dezinfekčním zařízení (s použitím enzymatických nebo zásaditých čistících prostředků) podle postupu čištění uvedených v tomto dokumentu v Tabulce 1 a Tabulce 2.

Automatizované čištění: s použitím enzymatických nebo zásaditých čistících prostředků

- Oplachujte, proplachujte a dříhnete nástroje pod tekoucí (studenou) vodou z vodovodu o teplotě <43 °C (<110 °F) po dobu 30 sekund až 1 minuty. Vydrhnete nástroje kartáčem s mekkými štětinami vhodné velikosti, abyste odstranili viditelné znečištění. Vydrhnete vnitřek všech lumen nebo dutin a zařízením (v případě potřeby) pohybuje.
- Z vody z vodovodu připravte enzymatický čistící roztok¹ (popsaný za Tabulkou 1) nebo zásaditý čistící roztok² (popsaný za Tabulkou 2) podle pokynů výrobce a doporučení ohledně ředění a teplot ve vhodné vaškem ultrazvukovém čistícím přístroji.
- Vložte nástroje do enzymatického čistícího prostředku, zcela je ponořte a čistěte ultrazvukem při 40 – 50 kHz nejmene po dobu 15 minut. Lze použít více cyklu ultrazvukového čištění, jejichž celková délka je minimálně 15 minut. Ujistěte se, že všechny povrchy, lumen a součásti zařízení jsou v kontaktu s čistícím roztokem.

Poznámka: Ultrazvukové čištění je účinné pouze tehdy, je-li čištěný povrch ponořen do čistícího roztoku. Vzdušné kapsy účinnost ultrazvukového čištění snižují. Minimalizujte tvorbu vzdušných kapes či bublin proplachováním lumen, dutin, štěrbin či pružin čistícím roztokem při nástroji ponořenem v ultrazvukové nádrži.

- Přeneste nástroje do automatické myčky/dezinfekčního zařízení a naprogramujte myčku/dezinfekční zařízení s použitím parametrů cyklu uvedených v Tabulce 1 (enzymatické čistící prostředky) nebo Tabulce 2 (zásadité čistící prostředky). Zajistěte, aby kanylovane nástroje a/nebo nástroje se slepými otvory byly v myčce/dezinfekčním zařízení umístěny tak, aby jejich umístění umožňovalo řádný odtok mycího roztoku a nedocházelo k jeho hromadění. Ujistěte se, že jsou správně naprogramovány parametry cyklu v Tabulce 1 nebo Tabulce 2.
- Po výmuti nástroje pečlivě zkontrolujte, včetně všech lumen a dutin, a ujistěte se, že bylo veskere viditelné znečištění odstraneno. Pokud jsou stále přítomny nečistoty, opakujte proces čištění nebo ihned kontaktujte společnost Medtronic a požádejte o likvidaci nebo výměnu. Nepokračujte v přípravě znečištěného nástroje k opakovanému použití.

Tabulka 1: Enzymatický čistící prostředek (pH 7,0 – 8,0)

Cyklus	Nastavení teploty	Minimální doba (min.:s)	Komentáře
Předběžné mytí	<43 °C (<110 °F) (Studená voda z vodovodu)	2:00	Nepoužíva se

POKYNY – Pouze hliníkové přepravní/sterilizační kazety Medtronic (Pokyny k nástrojům pro opakované použití jsou uvedeny v předchozí tabulce)																																											
Příprava nových přepravních/sterilizačních kazet Medtronic k použití	• Přepravní/sterilizační kazety Medtronic jsou dodávány nesterilní a před prvním použitím i před jakýmkoli opakovaným použitím se musí důkladně vyčistit a sterilizovat. • Před čištěním a sterilizací odstraňte z výrobku všechny obalové materiály.																																										
Místo použití	• Odstraňte všechny viditelné nečistoty z pouzder a podnosů pomocí utěrek nepouštějících vlákna. • Přepravní/sterilizační kazety Medtronic je nutno ihned po použití důkladně vyčistit, aby byla možnost zaschnutí co nejdříve.																																										
Zabalení a přeprava	• Pokud nelze okamžitě provést přípravu přepravních/sterilizačních kazet Medtronic k opakovanému použití, uchovávejte je během přepravy vlhke. • Odstráňte znečištěné přepravní/sterilizační kazety Medtronic pomocí změkčené vody z vodovodu, pokud je k dispozici, nebo je zakryjte vlhkými utěrkami. • Ihned přemístěte přepravní/sterilizační kazety Medtronic do pracovní oblasti vyhrazené pro další ošetření.																																										
Příprava k čištění	• Přepravní/sterilizační kazety Medtronic je nutno čistit jednotlivě a nekládat je jednu do druhé. Víška pouzder a modulů je nutno odstranit a vyčistit samostatně nebo je vyčistit v otevírací poloze, pokud je nelze odebrat. • Pouzdra a podnosy lze bezpečně a účinně ošetřit pomocí ručního nebo kombinovaného ručního čištění a čištění v automatické myčce/dezinfekčním zařízení (pouze s použitím enzymatických čistících prostředků v případě hliníkových pouzder a podnosů) podle postupů čištění popsanych v tomto dokumentu. Nepoužívejte zásadité roztoky na hliníkové přepravní/sterilizační kazety Medtronic, protože tyto prostředky poškozují hliníkové přepravní/sterilizační kazety.																																										
Automatizované čištění: s použitím enzymatických čistících prostředků	1. Oplachujte, proplachujte a drhněte pouzdra a podnosy pod (studenou) vodou z vodovodu o teplotě <43 °C (110 °F) po dobu nejméně 30 sekund. 2. Přeneste nástroje do automatické myčky/dezinfekčního zařízení a naprogramujte myčku/dezinfekční zařízení s použitím parametrů cyklu uvedených v Tabulce 3. Zajistěte, aby pouzdra a podnosy byly v myčce/dezinfekčním zařízení umístěny tak, aby jejich umístění umožňovalo řádný odtok. Ujistěte se, že vnitřní kazet/modulů jsou nasmerovány pod úhlem dolů k ramennímu trysek a že jsou správně naprogramovány parametry cyklu podle Tabulky 3. 3. Po vyjmutí zařízení pečlivě zkontrolujte, včetně všech lumen a dutin/matných povrchů, a ujistěte se, že bylo veškeré viditelné znečištění odstraněno. Pokud jsou stále přítomny nečistoty, opakujte proces čištění nebo kontaktujte společnost Medtronic a požádejte o likvidaci nebo výměnu. Nepokračujte v přípravě znečištěného zařízení k opakovanému použití. Tabulka 3: Enzymatický (neutrální) čistící prostředek (pH 7,0 – 8,0) <table><tr><th colspan="2">Cyklus</th><th>Nastavení teploty</th><th>Minimální doba (min:s)</th><th>Koncentrace</th></tr><tr><td colspan="2">Předbežné mytí</td><td><43 °C (<110 °F) (Studená voda z vodovodu)</td><td>2:00</td><td>Nepoužívá se</td></tr><tr><td rowspan="2">Mytí enzymatickým prostředkem v pulzním režimu</td><td>Mytí</td><td><50 °C (<140 °F) Horká voda z vodovodu</td><td>4:00</td><td>0,2 – 0,8 ml/litr</td></tr><tr><td>Oplachování</td><td><60 °C (<140 °F) Horká voda z vodovodu</td><td>≥00:15</td><td>Nepoužívá se</td></tr><tr><td colspan="2">Mytí detergentem (Neutrální pH)</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2 – 0,8 ml/litr</td></tr><tr><td colspan="2">Oplachování</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>5:00</td><td>Nepoužívá se</td></tr><tr><td colspan="2">Teplé čištění (dezinfekce) Oplachování (deionizovaná voda)</td><td>90 °C (194 °F)</td><td>5:00</td><td>Nepoužívá se</td></tr><tr><td colspan="2">Sušení</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥15:00</td><td>Nepoužívá se</td></tr></table> Poznámka: Cyklus validovaný při použití prostředku Steris Polystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner a Polystica Neutral Detergent určených k použití v myčce/dezinfekčním zařízení. Poznámka: Vzhledem k tomu, že s provozem myček/dezinfekčních zařízení je spojeno mnoho promenných, musí každé zdravotnické zařízení správně instalovat, kalibrovat a provést příslušný proces (např. teploty, casy), který pro své vybavení používá. Vždy je nutno dodržovat doporučení výrobce myčky/dezinfekčního zařízení. Při čištění více zařízení v jednom cyklu čištění zajistěte, aby nebyla překročena maximální napětí stanovená výrobcem. Čištění bylo validováno při plném zatížení komory.				Cyklus		Nastavení teploty	Minimální doba (min:s)	Koncentrace	Předbežné mytí		<43 °C (<110 °F) (Studená voda z vodovodu)	2:00	Nepoužívá se	Mytí enzymatickým prostředkem v pulzním režimu	Mytí	<50 °C (<140 °F) Horká voda z vodovodu	4:00	0,2 – 0,8 ml/litr	Oplachování	<60 °C (<140 °F) Horká voda z vodovodu	≥00:15	Nepoužívá se	Mytí detergentem (Neutrální pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2 – 0,8 ml/litr	Oplachování		71 °C (160 °F)	5:00	Nepoužívá se	Teplé čištění (dezinfekce) Oplachování (deionizovaná voda)		90 °C (194 °F)	5:00	Nepoužívá se	Sušení		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	Nepoužívá se
Cyklus		Nastavení teploty	Minimální doba (min:s)	Koncentrace																																							
Předbežné mytí		<43 °C (<110 °F) (Studená voda z vodovodu)	2:00	Nepoužívá se																																							
Mytí enzymatickým prostředkem v pulzním režimu	Mytí	<50 °C (<140 °F) Horká voda z vodovodu	4:00	0,2 – 0,8 ml/litr																																							
	Oplachování	<60 °C (<140 °F) Horká voda z vodovodu	≥00:15	Nepoužívá se																																							
Mytí detergentem (Neutrální pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2 – 0,8 ml/litr																																							
Oplachování		71 °C (160 °F)	5:00	Nepoužívá se																																							
Teplé čištění (dezinfekce) Oplachování (deionizovaná voda)		90 °C (194 °F)	5:00	Nepoužívá se																																							
Sušení		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	Nepoužívá se																																							
Ruční čištění: enzymatický prostředek	1. Přepravní/sterilizační kazety Medtronic čistěte ručně pouze v případě, že není k dispozici automatická myčka/dezinfekční zařízení. 2. Oplachujte, proplachujte a drhněte přepravní/sterilizační kazety Medtronic pod studenou vodou z vodovodu o teplotě <43 °C (110 °F) po dobu nejméně 1 minuty. 3. Vydrhněte zařízení kartáčem s mekkými štetinami vhodné velikosti nebo drátky na čištění dymek, abyste odstranili viditelné znečištění. Vydrhněte vnitřek všech lumen nebo dutin a zařízení (v případě potřeby) pohybujte. 4. Drhněte, dokud neodstraníte všechny viditelné nečistoty. 5. Z vody z vodovodu připravte enzymatický čistící roztok podle pokynů výrobce a doporučení ohledně poměrů ředění a teplot. Umístete nástroje do enzymatického čistícího prostředku, zcela je ponořte a namočte na dobu nejméně 10 minut. Ujistěte se, že všechny povrchy, lumen a součásti jsou v kontaktu s čistícím roztokem. 6. Vyjměte zařízení z enzymatického čistícího roztoku a opláchněte je pod tekoucí (studenou) vodou z vodovodu. Lumen či dutiny se musí propláchnout proudem vody. Oplachujte studenou vodou z vodovodu po dobu nejméně 1 minuty. 7. Z vody z vodovodu připravte ve vhodné velkém ultrazvukovém čistícím přístroji druhý enzymatický čistící roztok podle pokynů výrobce a doporučení ohledně poměrů ředění a teplot. 8. Vložte zařízení do enzymatického čistícího roztoku, zcela je ponořte a čistěte ultrazvukem při 40 – 50 kHz po dobu nejméně 20 minut. Lze použít více cyklů ultrazvukového čištění, jejichž celková délka je minimálně 20 minut. Ujistěte se, že všechny povrchy, lumen a součásti jsou v kontaktu s čistícím roztokem. Poznámka: Ultrazvukové čištění je účinné pouze tehdy, je-li čistěný povrch ponořen do čistícího roztoku. Vzdušné kapsy účinnost ultrazvukového čištění snižují. Zajistěte, aby k tvorbě vzdušných kapes či bublin při oplachování lumen, dutin, sterbín či pružin čistícím roztokem při zařízení ponořeném v ultrazvukové nádrži docházelo co nejméně. 9. Vyjměte jednotlivá zařízení z ultrazvukového čistícího přístroje a opláchněte je pod studenou tekoucí vodou. Lumen či dutiny se musí propláchnout proudem vody. Oplachujte minimálně po dobu 10 minut. Lze použít více cyklů, jejichž celková délka je minimálně 10 minut. 10. Zopakujte oplachování jako v kroku 9, tentokrát s deionizovanou vodou po dobu dalších 10 minut. Lze použít více cyklů, jejichž celková délka je minimálně 10 minut. 11. Pečlivě vizuálně zkontrolujte zařízení, a to včetně všech lumen a dutin, abyste se ujistili, že byly odstraněny veškeré nečistoty. Pokud jsou stále přítomny nečistoty, opakujte proces čištění nebo ihned kontaktujte společnost Medtronic a požádejte o likvidaci nebo výměnu. Nepokračujte v přípravě znečištěného zařízení k opakovanému použití. Poznámka: Cyklus validovaný při použití prostředku Polystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1 – 4 ml/litr).																																										
Sušení	Automatická myčka/dezinfekční zařízení ▪ Po dokončení cyklu v myčce/dezinfekčním zařízení proveďte vizuální kontrolu suchosti. ▪ Jestliže na přepravních/sterilizačních kazetách Medtronic pozorujete vlhkost, osušte je pomocí čistých savých utěrek nepouštějících vlákna anebo nucenou cirkulaci vzduchu (pro medicínské účely) až do vymizení vlhkosti. Ruční Osušte nástroje pomocí čistých savých utěrek nepouštějících vlákna anebo nucenou cirkulaci vzduchu (pro medicínské účely). Proveďte vizuální kontrolu suchosti a v případě potřeby postup zopakujte.																																										
Kontrola a opětovné naplnění	• Pečlivě zkontrolujte přepravní/sterilizační kazety, zda nejsou poškozeny, podle pokynů uvedených v části KONTROLA v tomto dokumentu. • Pokud jsou přepravní/sterilizační kazety nebo moduly Medtronic poškozeny, kontaktujte okamžitě společnost Medtronic a požádejte o likvidaci nebo výměnu. • Naplňte přepravní/sterilizační kazety nebo moduly Medtronic příslušnými zařízeními. • Pokračujte částí Sterilizace.																																										

POKYNY KE STERILIZACI pro nástroje i přepravní/sterilizační kazety Medtronic																						
Sterilizace	- Jednotlivé nástroje a/nebo speciální přepravní/sterilizační kazety obsahující nástroje zabalíte do dvojitého chirurgického sterilizačního obalu z neřezaných materiálů odolného proti vlhkosti. - Před vložením do sterilizátoru obal zkontrolujte a ověřte, zda nemá trhliny, není propíchnutý nebo nemá poškozené svary. - Vložte nástroje do sterilizátoru podle doporučeného postupu výrobce sterilizátoru pro vložení a uspořádání sterilizovaných předmětů. - Podle postupů doporučených výrobcem sterilizátoru naprogramujte sterilizátor na jakoukoli sestavu parametrů sterilizačního cyklu uvedenou v Tabulce 4.																					
	Tabulka 4: Parametry sterilizačního cyklu <table><tr><th>Cykly</th><th>Teplota</th><th>Doba působení</th><th>Minimální doba sušení³</th></tr><tr><td>Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)</td><td>132 °C (270 °F)</td><td>4 minuty</td><td>30 minut</td></tr><tr><td>Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)</td><td>135 °C (275 °F)</td><td>3 minuty</td><td>30 minut</td></tr><tr><td>Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>4 minuty</td><td>30 minut</td></tr><tr><td>Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>20 minut</td><td>30 minut</td></tr></table> ³ Minimální doby sušení byly validovány za použití sterilizačních přístrojů, které umožňují vakuové sušení. Sušicí cykly za okolního atmosférického tlaku mohou vyžadovat delší dobu sušení. Viz doporučení výrobce sterilizačního přístroje. Modely sterilizačních přístrojů pro průmyslová a zdravotnická zařízení se mohou lišit velikostí a kapacitou komory. Sterilizačních parametrů uvedených v Tabulce 4 je možno dosáhnout v modelech sterilizátorů určených pro zdravotnická zařízení i ve větších modelech průmyslových sterilizátorů. Protože sterilizace zahrnuje mnoho proměnných faktorů, každé zdravotnické zařízení musí kalibrovat a ověřit sterilizační proces (např. teplotu a čas), který pro své vybavení používá. Poznámka: Sterilizační páru je nutné vytvářet z vody, která byla ošetřena, aby neobsahovala pevné rozpustné látky a nekondenzovatelné plyny, filtrována za účelem odstranění kontaminantů a vodních kapek a je přiváděna pomocí hadic bez slepých obočků či jiných stagnačních zón, kde může dojít k akumulaci kontaminantů. Upozornění: Ke sterilizaci těchto zařízení se nedoporučuje používat ethylenoxid (EO), plynové plazma, gama záření, chemická para ani suché metody tepelné sterilizace. Doporučenou metodou je sterilizace parou/vlhkým teplem.			Cykly	Teplota	Doba působení	Minimální doba sušení ³	Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)	132 °C (270 °F)	4 minuty	30 minut	Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)	135 °C (275 °F)	3 minuty	30 minut	Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)	134 °C (273 °F)	4 minuty	30 minut	Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)	134 °C (273 °F)	20 minut
Cykly	Teplota	Doba působení	Minimální doba sušení ³																			
Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)	132 °C (270 °F)	4 minuty	30 minut																			
Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)	135 °C (275 °F)	3 minuty	30 minut																			
Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)	134 °C (273 °F)	4 minuty	30 minut																			
Dynamické odvzdušnění (4 přípravné pulzy)	134 °C (273 °F)	20 minut	30 minut																			
Další informace	Všechny nástroje použijte při chirurgickém zákroku vždy okamžitě očištěté a znovu sterilizujte. Před vrácením společnosti Medtronic je nutno nástroje důkladně vyčistit, prohlednout a sterilizovat. Jakýkoli zdravotnický prostředek, který byl v kontaktu s tělem pacienta, o němž je známo nebo u něhož je podezření na onemocnění vyvolané priony nebo související s priony, jako je například Creutzfeldt-Jakobova nemoc, nemá být vrácen společnosti Medtronic, nýbrž má být zařazen do karantény a zpracován ve zdravotnickém zařízení podle pokynů ohledně zpracování zdravotnických prostředků kontaminovaných vysoce rizikovými tkáněmi. Požádejte společnost Medtronic o informace o správné likvidaci/zničení.																					

Uvedené informace o čištění a sterilizaci jsou poskytovány v souladu s normami AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 a ISO 15883-3. Pokyny ohledně zpracování před opakovaným použitím uvedené v tomto dokumentu byly schváleny jako postupy vhodné k přípravě nástrojů k opakovanému použití. Validace sterilizace prokázala uroveň zajištění sterility 10⁻⁶. Parametry sterilizace byly získány při použití přepravních/sterilizačních kazet Medtronic. Validace sterilizace byla provedena s použitím prázdné komory. Při validačních činnostech byla použita konfigurace pro "nejhorší případ" s dvojitým obalem a perforovaným podnosem.

Osoba provádějící přípravu nástrojů k opakovanému použití je odpovědná za to, že tento postup je prováděn pomocí validovaného vybavení a proškoleným personálem v zařízení určeném k tomuto účelu tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. To obvykle vyžaduje validaci a rutinní monitorování procesu. Jakékoli odchylky zpracovatele od poskytnutých pokynů by mělo být ~~okamžitě~~ posouzeno s ohledem na účinnost a možné nežádoucí následky. K některým zařízením jsou přiloženy specifické pokyny ohledně rozebrání/opětovného sestavení. V takovém případě vyhledejte další pokyny v návodu, který byl dodán spolu s nástrojem. Uživatelé musí stanovit vhodné protokoly přípravy k opětovnému použití pro zdravotnické prostředky opakovaně používané na jejich pracovištích na základě doporučení výrobce zdravotnického prostředku a výrobce čisticích prostředků.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

Nesterilní nástroje a přepravní/sterilizační kazety Medtronic: Skladujte v suchém a čistém prostředí při pokojové teplotě. Nesterilní nástroje a přepravní/sterilizační kazety Medtronic jsou určeny k opakovanému použití a nemají stanovenou žádnou konkrétní dobu použitelnosti. Konec jejich životnosti (doba použitelnosti) je určen nadměrným opotřebením v důsledku běžného použití. Další informace viz část Omezení přípravy k opakovanému použití.

Sterilizované nástroje a přepravní/sterilizační kazety Medtronic: Před uskladněním zajistěte, aby nástroje a přepravní/sterilizační kazety Medtronic byly suché. Skladujte v čistém a suchém prostředí při pokojové teplotě. Doba životnosti sterilizovaných nástrojů a přepravních/sterilizačních kazet Medtronic závisí na sterilizačních obalech, které jsou legálně dostupné na trhu. Zdravotnické zařízení by mělo stanovit dobu použitelnosti sterilizovaných nástrojů na základě typu použitého sterilizačního obalu a doporučení výrobce sterilizačního obalu.

REKLAMACE VÝROBKŮ

Chcete-li nahlásit jakýkoli problém s výrobkem, kontaktujte společnost Medtronic.

INFORMACE O MAGNETICKÉ REZONANCI

Nástroje Medtronic nejsou určeny k použití v prostředí magnetické rezonance (MR). Z tohoto důvodu nebyly nástroje Medtronic posuzovány z hlediska bezpečnosti a vhodnosti pro prostředí magnetické rezonance. Proto je bezpečnost nástrojů Medtronic v prostředí magnetické rezonance neznáma.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud se vyskytnou jakékoli pochybnosti nebo nejistota týkající se správného použití jakýchkoli opakovaně použitelných nástrojů Medtronic nebo přípravy nástrojů k opakovanému použití nebo přepravních/sterilizačních kazet Medtronic, kontaktujte společnost Medtronic. Všechny dostupné operační techniky budou navíc poskytnuty bezplatně.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Všechna práva vyhrazena.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE GENANVENDELIGE INSTRUMENTER OG GENANVENDELIGE TRANSPORT-/STERILISERINGSKASSETTER FRA MEDTRONIC

BESKRIVELSE

Genanvendelige instrumenter er fremstillet af forskellige materialer, der er almindeligt anvendt til ortopædiske procedurer, og som opfylder nationale og/eller internationale standarder. Disse instrumenter kan sendes i transport-/steriliseringsskassetter fra Medtronic. Transport-/steriliseringsskassetter fra Medtronic er designet til at blive anvendt sammen med lovligt markedsførte og/eller passende steriliseringsmidler, som giver mulighed for dampsterilisering af ikke-sterile anordninger.

Transport-/steriliseringsskassetter af aluminium fra Medtronic indeholder kasser, bakker, låg, kabinetter, moduler eller beslag fremstillet af forskellige materialer, som opfylder nationale og internationale standarder, og som sædvanligvis anvendes til at omslutte, beskytte og organisere ortopædiske eller neurologiske, ikke-sterile anordninger fra Medtronic.

TILSIGTET BRUG

Ortopædiske kirurgiske instrumenter er beregnet til brug ved kirurgiske procedurer til at manipulere væv eller knogler eller til brug med andre anordninger under ortopædiske operationer. Et instrument kan indeholde en målefunktion, der kan anvendes som beskrevet på etiketten og instrumenterne.

Bemærk: Instrumenterne må ikke implanteres.

Transport-/steriliseringsskassetter fra Medtronic er beregnet til anvendelse i sundhedsinstitutioner til at organisere, omslutte, sterilisere, transportere og opbevare medicinske anordninger eller andre instrumenter mellem kirurgisk og anden medicinsk anvendelse. Transport-/steriliseringsskassetter fra Medtronic er ikke beregnet til at opretholde sterilitet alene. De er beregnet til at blive anvendt sammen med et lovligt markedsført og/eller relevant steriliseringsmiddel.

Medtronic kan ikke garantere for brugen af instrumenter, transport-/steriliseringsskassetter fra Medtronic eller nogen komponentdele, som er blevet repareret eller forsat repareret, medmindre disse reparationer er foretaget af Medtronic eller en autoriseret reparationsrepræsentant fra Medtronic. Der gives ingen underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til noget bestemt formål eller nogen bestemt anvendelse.

Forsigtig: Disse anvisninger gælder ikke for anordninger til engangsbrug. Hvad angår ikke-sterile instrumenter til engangsbrug, henvises til brugsanvisningen for ikke-genanvendelige og ikke-sterile instrumenter fra Medtronic, M708348B359.

ADVARSLER

- Brud på, skridning af eller forkert brug eller forkert håndtering af instrumenter, såsom på skarpe kanter, kan medføre, at patienten, operationspersonalet eller genbearbejdningsspersonalet kommer til skade.
- Forkert vedligeholdelse, håndtering eller utilstrækkelige rengøringsprocedurer kan gøre instrumentet uegnet til det tilsigtede formål og kan være til fare for patienten, operationspersonalet eller genbearbejdningsspersonalet.
- Der er yderligere risiko forbundet med brugen af instrumenter til bøjning og tilskæring af stænger. Brugen af disse typer instrumenter kan medføre, at patienten kommer til skade på grund af de ekstremt høje kraftpåvirkninger, der er påkrævede. Stænger må ikke tilskræres *in situ*. Ethvert brud på instrumenter eller implantater i denne situation kan være yderst farligt. De fysiske egenskaber, der er nødvendige for mange instrumenter, tillader ikke, at de fremstilles af implanterbare materialer, og hvis afbrækkede fragmenter fra instrumenter efterlades i patientens krop, kan patienten blive udsat for allergiske eller infektiøse følgevirkninger.
- Kirurgen skal udvise den yderste forsigtighed, når der arbejdes tæt på vitale organer, nerver eller blodkar. Endvidere bør der ikke anvendes store kraftpåvirkninger ved positionering af instrumenter eller implantater, da dette kan medføre, at patienten kommer til skade.
- Brud på, skridning af eller forkert brug eller forkert håndtering af transport-/steriliseringssætter fra Medtronic som f.eks. på skarpe kanter kan medføre, at patienten eller operations- eller genbearbejdningsspersonalet kommer til skade.
- Forkert vedligeholdelse, håndtering eller dårlige rengøringsprocedurer kan gøre transport-/steriliseringssætterne fra Medtronic uegnet til det tilsigtede formål eller kan endog gøre dem farlige for patienten eller operationspersonalet.
- Korrekt håndtering af transport-/steriliseringssætter fra Medtronic er yderst vigtig. Der må ikke foretages ændringer på transport-/steriliseringssætter fra Medtronic. Der må ikke laves hakker i transport-/steriliseringssætterne fra Medtronic, og de må ikke bøjes. Hakker, ridser eller anden beskadigelse og/eller slid på transport-/steriliseringssætter fra Medtronic, der forekommer under kirurgi, kan bidrage til brud.

FORHOLDSREGLER

- For stor kraftpåvirkning på implantater, forårsaget af instrumenter, kan løsne anordninger, især kroge.
- Instrumenter må aldrig udsættes for højere temperaturer end 135 °C (275 °F). Dette temperaturniveau kan ændre de fysiske karakteristika. Hvis det er usikkert, om instrumenterne er blevet udsat for højere temperaturer end 135 °C (275 °F), skal de efteres omhyggeligt for at sikre, at de stadig virker efter hensigten.
- Der skal udvises særlig omhu for at sikre, at instrumenter forbliver i god og brugbar stand. Det er meget vigtigt, at disse instrumenter fungerer korrekt under proceduren. Instrumenter må ikke bøjes eller beskadiges. Misbrug af instrumenter, korrosion, "fastfrysning", ridser, løsning, bøjning eller brud på en eller alle dele af instrumentet, kan hæmme eller forhindre korrekt funktion.
- Disse instrumenter må ikke bruges til andre handlinger end de tilsigtede.
- Kontroller regelmæssigt alle instrumenters funktionsdygtighed, og kontakt om nødvendigt Medtronic eller en autoriseret reparationsrepræsentant fra Medtronic. For at undgå personskade skal instrumentet undersages omhyggeligt for funktionalitet eller beskadigelse inden brug. Et beskadiget instrument må ikke bruges. Der skal være reservinstrumenter til rådighed.
- Præoperative og operative procedurer, herunder viden om kirurgiske teknikker, er vigtige faktorer, hvis kirurgens anvendelse af instrumenterne skal have et vellykket udfald. Det rigtige valg af patient og dennes compliance vil have stor indflydelse på resultaterne.
- Det rigtige valg af patient og operativ pleje er afgørende for et vellykket udfald af indgrebet og for at undgå personskade under operationen. Alle andre produktoplysninger fra implantat- eller instrumentfabrikanten skal læses og følges.
- Der skal udvises særlig forsigtighed, når instrumenterne bruges til pædiatriske patienter, da disse patienter kan være mere følsomme over for de belastninger, der er forbundet med brugen af instrumenterne.
- Det skal sikres, at instrumenter, der indeholder en målefunktion, ikke er slidte, og at alle overfladeindgraveringer kan ses tydeligt.
- Eksponering af transport-/steriliseringssætter fra Medtronic for temperaturer over 135 °C (275 °F) kan ændre de fysiske egenskaber. Hvis transport-/steriliseringssætter fra Medtronic udsættes for temperaturer over 135 °C (275 °F), skal der foretages en yderligere inspektion for at sikre, at de fungerer efter hensigten. Se afsnittet UNDERSØGELSE for yderligere information.
- Der skal udvises stor omhu for at sikre, at transport-/steriliseringssætter fra Medtronic forbliver i god tilstand. Under proceduren er korrekt håndtering af transport-/steriliseringssætter fra Medtronic yderst vigtig. Transport-/steriliseringssætter fra Medtronic må ikke bøjes eller beskadiges på nogen måde. Misbrug af transport-/steriliseringssætter fra Medtronic, der resulterer i korrosion, ridser, løsninger, bøjning eller brud på en eller alle dele, kan hæmme eller forhindre korrekt funktion.
- Transport-/steriliseringssætter fra Medtronic er udsat for gentagne belastninger i forbindelse med transport, rengøring og steriliseringsprocesser. Transport-/steriliseringssætter fra Medtronic bør efteres nøje før hver brug for at sikre, at de er fuldt funktionsdygtige.
- Transport-/steriliseringssætter fra Medtronic må ikke overskride en maks. vægt og belastningsfordeling på 11,4 kg/25 pund.
- Personalet skal bære alt hensigtsmæssigt personligt beskyttelsesudstyr (PPE) som anbefalet af producenten af steriliseringsudstyret.
- Forskellige metaller skal holdes adskilt fra direkte kontakt under steriliseringen for at undgå korrosion. Transport-/steriliseringssætter fra Medtronic er designet med beklædte beslag eller silikonelag for at forhindre kontakt med instrumenter af rustfrit stål, som anvendes i transport-/steriliseringssætter fra Medtronic.

MULIGE BIVIRKNINGER

- Nerveskade, paralyse, smerter eller beskadigelse af blødt væv, viscerale organer eller led.
- Infektion, hvis instrumenter eller transport-/steriliseringssætter fra Medtronic ikke rengøres og steriliseres korrekt.
- Smerter, ubehag eller unormale fornemmelser som følge af anordningens tilstedeværelse.
- Nerveskade, der skyldes kirurgisk traume.
- Duranitter i tilfælde af overdreven belastning.
- Berøring af nærliggende blodkar, nerver og organer, hvis instrumentet skider eller fejlplaceres.
- Skade, der skyldes spontan frigørelse af klemmeanordninger eller fjedermekanismer på visse instrumenter.
- Flånger i hud eller hænder hos operationspersonalet eller genbearbejdningsspersonalet.
- Knoglefraktur i tilfælde af deform rygskælle eller svage knogler.
- Skade på patientens væv, fysiske skader på operationspersonalet og/eller øget operationstid, hvilket kan skyldes utilsigtet adskillelse af instrumenter med flere komponenter under operationen.
- Anvendelsesmetoderne fastslås i henhold til brugerens erfaring og uddannelse inden for kirurgiske procedurer. Der opnås ikke altid et vellykket resultat ved hver enkelt operation. Dette forhold er især tilfældet ved spinalkirurgi, hvor andre patient sygdomme kan komplicere resultaterne.

Meddelelse til lægen: Selvom lægen er det kyndige mellemled mellem virksomheden og patienten, bør patienten modtage de vigtige oplysninger, der er indeholdt i dette dokument.

Disse anordninger bør kun anvendes af læger, der er bekendte med anordningerne, deres tilsigtede brug, eventuel yderligere instrumentering og alle tilgængelige, kirurgiske teknikker. Desuden bør disse anordninger kun anvendes af operatører, som er bekendt med anordningen, dens tilsigtede brug og genforarbejdningssinformation.

EMBALLERING

Instrumenter kan sendes i separat emballage eller i transport-/steriliseringssætter fra Medtronic. Separat emballage, transport-/steriliseringssætter fra Medtronic og de medsendte medicinske anordninger skal være intakte ved modtagelsen. Transport-/steriliseringssætter fra Medtronic og de medsendte medicinske anordninger bør efteres for fuldstændighed og tegn på beskadigelse før brug. Beskadiget emballage, kassetter eller instrumenter må ikke anvendes og skal returneres til Medtronic.

UNDERSØGELSE

Instrumenter skal altid undersøges af brugeren før/efter rengøring og før operationen. Undersøgelsen skal være omhyggelig og skal omfatte et visuelt og funktionelt eftersyn af arbejdsoverfladerne, drejelapper, tandsænger, fjeder- eller vindingsfunktion, placeringshullemes eller kanyleringernes renlighed og tilstedeværelsen af eventuelle revner, bøjninger, deformationer eller forvrængninger, og alle komponenter skal være til stede. Instrumenter eller transport-/steriliseringssætter fra Medtronic med tydelige tegn på kraftig slidtage eller beskadigelse, eller som ikke er intakte eller på anden måde ikke er funktionsdygtige, må ikke anvendes.

Transport-/steriliseringssætter fra Medtronic skal undersøges af brugeren før brug. Undersøgelsen skal være grundig og skal omfatte et visuelt og funktionelt eftersyn. Undersøgelsen skal også sikre, at transport-/steriliseringssætter fra Medtronic er intakte. Man må ikke fortsætte med genbearbejdning af en beskadiget transport-/steriliseringssætter fra Medtronic.

Visuelt eftersyn

Følgende skal sikres:

- At lasermærkninger, indgraveringer og andre mærkninger er tydelige.
- At der ikke er revner, deformation eller forvrængninger.
- At der ikke er revner i instrumenthåndtag eller nogen andre dele af instrumentet.
- At der ikke er misfarvning, korrosion, pletter eller rust. Hvis til stede, skal det tørres bort i overensstemmelse med vejledningen i afsnittet GENBEARBEJDNING i dette dokument.
- Ingen adskillelse mellem håndtag/skaft, og håndtag-til-skaft-forbindelsen er fastgjort.
- At der ikke er skår eller snit i silikonelag, silikonelag eller instrumenthåndtag.
- At der ikke er revner eller afskalning af nylonbelægningen på metalbeslagene.
- At der ikke er skader (flånger, rifter osv.) på isoleringen.
- At arbejdsendene eller spidserne ikke er beskadiget. Arbejdsenden skal være fri for revner, udhulninger og anden beskadigelse. Hvor det er relevant, skal arbejdsenden være skarp.
- At instrumenttrådene ikke er beskadiget.
- At alle dele er til stede og fri for skader og forringelse. Eksempler på dele, der kan mangle, være løse eller beskadigede omfatter sætskruer, fjedre, buede fjedre, stifter og spidsede dele.
- Matchende ender er fri for skader (hakker, udhulninger, bøjninger osv.), som kunne forstyrre matchingsfunktionen.

- At kanylerede instrumenter med en guidewire eller andet indføringsværktøj efterses visuelt.

Funktionelt eftersyn

Om relevant skal følgende sikres:

- Alle bevægelige dele kan bevæge sig frit uden at sidde fast, binde eller gribe.
- At fjedre returnerer instrumentets håndtag til dets oprindelige stilling.
- Fastholdelsesflapper holder relevante matchende dele fast og er ikke beskadigede.
- Instrumentet vil fungere efter hensigten med de relevante matchende dele.
- Kuglelejer vil fastholde matchende dele og er fri for skader.
- At skarpe kanter føles skarpe og ikke slæve, at de ikke har nogen hak eller andre skader.
- Spider mødes, når det er relevant.
- Justeringsmekanismer er funktionelle. Dette omfatter håndtag, låse og andre mekanismer. Alle tænder skal være til stede og funktionelle.
- Drejerspider ikke er mere slidte, end at de stadig fungerer. Match om nødvendigt instrumentet med den relevante del.
- Låse, kabinetter, moduler eller lag passer korrekt.

GENBEARBEJDNING - GENERELLE BETRAGTNINGER

Rengøring er fjernelse af organisk snavs. Effektiv rengøring:

- Undgår overførsel af organisk snavs fra en patient til en anden.
- Tillader vellykket opfølgingssterilisering. Tilstrækkelig genbearbejdning er kun mulig, hvis der foretages en grundig rengøring.

Rengøring er det første trin. Sterilisering sker senere i genbearbejdningen og er beregnet til at dræbe mikroorganismer for at reducere sandsynligheden for overførsel og muligheden for infektion. For at sikre acceptabel genbehandling må der ikke være nogen forsinkelse mellem trinene i dette dokument.

Instrumenter kan sikkert og effektivt bearbejdes ved hjælp af manuelle rengøringsprocedurer eller en kombination af manuelle rengøringsprocedurer og automatiserede rengøringsprocedurer i et vaske-desinfektionsapparat (enzymatisk eller basisk) som beskrevet i dette dokument. Transport-/steriliseringssæt fra Medtronic kan sikkert og effektivt bearbejdes ved hjælp af manuelle rengøringsprocedurer eller en kombination af manuelle rengøringsprocedurer og automatiserede rengøringsprocedurer i et vaske-desinfektionsapparat (enzymatisk) som beskrevet i dette dokument.

Bearbejderen skal overholde lokale love og bestemmelser i lande, hvor krav til bearbejdning er strengere end kravene beskrevet i dette dokument.

Blodbårne patogener

Universelle forholdsregler til håndtering af dette instrument efter brug skal overholdes af alt hospitalspersonale i henhold til OSHA-standard 29 CFR 1910.1030 vedrørende erhvervsmæssig eksponering over for blodbårne patogener.

Rengøringsmidler og -værktøjer

Instrumenter: det anbefales at bruge neutrale, enzymatiske rengøringsmidler (pH 7,0-8,0), basiske rengøringsmidler (pH 8,0-11,0) samt børster med bløde hår og bløde piberensere. Stærkt basiske rengøringsmidler (pH >11,0) bør ikke anvendes.

Bemærk: Ved brug af basiske rengøringsmidler kan neutralisering efter rengøring være påkrævet. Se fabrikantens vejledning for at finde ud af om neutralisering er påkrævet, og følg i givet fald fabrikantens vejledning om neutralisering. Det er meget vigtigt, at basiske rengøringsopløsninger bliver behørigt neutraliseret og fjernet fra instrumenter ved afskylling.

Transport-/steriliseringssæt af aluminium: det anbefales at bruge neutrale, enzymatiske rengøringsmidler (pH 7,0-8,0) børster med bløde hår og bløde piberensere. Undlad at bruge basiske rengøringsmidler, da basiske rengøringsmidler vil forårsage betydelig skade og gøre transport-/steriliseringssættene ubrugelige.

Følgende rengøringsmidler, opløsninger og værktøj bør ikke anvendes på instrumenter eller transport-/steriliseringssæt fra Medtronic.

- Saltvandsopløsning.
- Opløsninger der indeholder klorin (f.eks. blegemiddel) eller aldehyder (f.eks. glutaraldehyd).
- Formalin, kvikksølv, klordier, bromider, jodider eller isotoniske opløsninger.
- Metalbørster eller -skuresvampe.

Rengørings- og skyllevand

Om muligt skal der bruges blødgjort postevand. Der skal bruges kritisk vand til det afsluttende skylletrin for at forhindre mineralaflejringer på overfladerne (afioniseret vand anbefales). En eller flere af følgende processer kan anvendes til at behandle vand defineret som kritisk vand: ultrafilter (UF), omvendt osmose (RO), afionisering (DI) eller tilsvarende. Brug af hårdt vand bør undgås.

Brug af mineralolie- og silikonebaserede smøremidler

Smøremidler baseret på mineralolie eller silikone bør ikke bruges, da de eventuelt ikke vil kunne fjernes ved hjælp af disse rengøringsanvisninger. Disse typer smøremidler vil eventuelt dække mikroorganismer, forhindre damp i at få direkte kontakt med instrumentets overflader og hindre sterilisering.

Advarsler/forholdsregler ved genbearbejdning

- Undlad at lade snavsede instrumenter eller transport-/steriliseringssæt fra Medtronic tørre efter brug og før rengøring. Rengøring og efterfølgende sterilisering kan blive hindret, hvis blod eller blodige opløsninger får lov til at tørre på instrumenter eller på transport-/steriliseringssæt fra Medtronic.
- Medtronic genanvendelige instrumenter anses for kritiske anordninger (dvs. kritisk kontakt) og skal omhyggeligt rengøres og derefter steriliseres inden første brug, eller i overensstemmelse med disse genbearbejdningsejledninger, inden de bruges igen.
- Snavsede eller brugte instrumenter må ikke lægges i transport-/steriliseringssæt fra Medtronic med henblik på rengøring i et automatiseret vaske-desinfektionsapparat. Snavsede instrumenter skal bearbejdes på afstand af transport-/steriliseringssæt fra Medtronic.
- Transport-/steriliseringssæt fra Medtronic kan kun rengøres ved hjælp af enzymatiske (neutrale) rengøringsopløsninger.
- Visse opløsninger (dvs. basisk baserede og/eller indeholdende blegemiddel, glutaraldehyd eller formalin) kan beskadige transport-/steriliseringssættene af aluminium væsentligt. Disse opløsninger må ikke anvendes.
- Universelle forholdsregler skal iagttages af alt sundhedspersonale, som arbejder med kontaminerende eller muligvis kontaminerende instrumenter eller transport-/steriliseringssæt fra Medtronic. Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af instrumenter med skarpe spidser eller kanter.
- Der skal bruges passende personligt sikkerhedsudstyr (PPE) ved håndtering eller arbejde med kontaminerende eller muligvis kontaminerende materialer, instrumenter og udstyr. Personligt sikkerhedsudstyr omfatter forklæder, masker, sikkerhedsbriller, ansigtsskærme, handsker og skoovertræk.
- Anbring ikke lunge instrumenter oven på sætte instrumenter.
- Kold træk fra ventilationskanaler eller andre luftstrømme bør undgås i afkølingsfasen for at undgå dannelse af fugt efter steriliseringen som følge af hurtig afkøling.

Begrænsninger ved genbearbejdning

- Gentagen bearbejdning har minimal virkning på disse instrumenter eller på transport-/steriliseringssæt fra Medtronic.
- Ophør af levetiden bestemmes af kraftig slidage og beskadigelse efter normal brug. Selvom behandlingen af instrumentet eller transport-/steriliseringssæt fra Medtronic, anvendte materialer og rengørings- og steriliseringsopløsninger har en vigtig indvirkning, er der for alle praktiske forhold ingen begrænsning på det antal gange, instrumenterne og transport-/steriliseringssæt fra Medtronic kan genbearbejdes.
- Se afsnittet UNDERSØGELSE i dette dokument for at fastslå, om anordningen har nået slutningen af sin brugselevetid.

ANVISNINGER - kun for instrumenter (Anvisninger for transport-/steriliseringssæt af aluminium indgår efter anvisningerne for instrumenterne)	
Forberedelse af nye instrumenter til brug	▪ Instrumenter leveres ikke-sterile og skal omhyggeligt rengøres og derefter steriliseres inden første brug og inden de bruges igen. ▪ Fjern alle emballagematerialer, inden rengøringen og steriliseringen foretages.
Anvendelsessted	▪ Fjern alt synligt snavs fra instrumenterne ved hjælp af fugtfrige servietter. ▪ Instrumenter skal omhyggeligt rengøres inden for 30 minutter efter brug for at minimere sandsynligheden for, at de tørrer. ▪ Hvis instrumenterne ikke kan genbehandles øjeblikkeligt, skal anordningerne holdes fugtige under transport. ▪ Anbring instrumenterne i en bække med blødgjort vand, om muligt, eller tildæk dem med fugtige servietter.
Opbevaring og transport	▪ Transporter øjeblikkeligt bækken med de tildækkede instrumenter til et arbejdsområde, der er beregnet til yderligere genbearbejdning. ▪ Snavsede instrumenter bør transporteres adskilt fra ikke-kontaminerende instrumenter for at undgå kontaminering af personale og omgivelser.
Forberedelse til rengøring	▪ Instrumenter, der skal demonteres inden rengøring og sterilisering, leveres med specifikke anvisninger om bearbejdning/demontering/gensamling. Se venligst de specifikke vejledninger om bearbejdning/demontering/gensamling for instrumentet for nærmere oplysninger.

ANVSNINGER - kun for instrumenter (Anvisninger for transport-steriliseringssæt af aluminium indgår efter anvisningerne for instrumenterne)																																																																																		
		- Fjern eventuelle okklusioner før rengøring. Skyl kanylerede anordninger med postevand eller behandlet vand for at undgå udlørring af snavs og/eller debris på indersiden. - Instrumenter kan sikkert og effektivt bearbejdes ved hjælp af manuelle rengøringsprocedurer eller en kombination af manuelle rengøringsprocedurer og automatiserede rengøringsprocedurer i et vaske-desinfektionsapparat (enzymatisk eller basisk) som beskrevet i dette dokument i tabel 1 og tabel 2.																																																																																
Automatiseret rengøring: enzymatisk eller basisk		- Vask, skyl og skrub instrumenterne under rindende (koldt) postevand med en temperatur på <43 °C (<110 °F) i 30 sekunder til 1 minut. Instrumenterne skrubbes med en børste af en passende størrelse og med bløde hår for at fjerne synligt snavs. Skrub indvendigt i alle lumener eller hulrum, mens anordningen aktiveres (hvis relevant). - Klæber, ved hjælp af postevand, en enzymatisk rengøringsopløsning¹ (beskrevet efter Tabel 1) eller en basisk rengøringsopløsning² (beskrevet efter Tabel 2) i henhold til fabrikantens vejledning, fortyndingsanbefalinger og temperaturer i en sonikator af passende størrelse. - Anbring instrumenterne i det enzymatiske rengøringsmiddel, helt nedsænket, og ultralydsrens ved 40-50 kHz i mindst 15 minutter. Multiple cyklusser med ultralydsrensning på mindst 15 minutters ultralydsrensningstid i alt kan anvendes. Sørg for, at alle overflader, lumener og dele af anordningen er i kontakt med rengøringsopløsningen. Bemærk: Ultralydsrensning er kun effektiv, hvis den overflade, der skal renses, er nedsænket i rengøringsopløsningen. Lufttommer reducerer effekten af ultralydsrensningen. Minimer risikoen for dannelse af lufttommer eller luftbobler ved at skylle lumener, hulrum, sprækker eller fjedre med rengøringsopløsningen, mens instrumentet er nedsænket i ultralydstanken. - Overfør instrumenterne til det automatiserede vaske-desinfektionsapparat, og programmer vaske-desinfektionsapparatet med de cyklusparametre, der er anført i Tabel 1 (enzymatisk) eller Tabel 2 (basisk). Sørg for, at kanylerede instrumenter og/eller instrumenter med blinde huller anbringes i vaske-desinfektionsapparatet på en sådan måde, at der er tilstrækkeligt afløb og ikke dannes sig ansamlinger af vaskevand. Sørg for at cyklusparametrene i Tabel 1 eller Tabel 2 er indprogrammeret korrekt. - Ved udtagning efterses instrumenterne visuelt, herunder alle lumener og hulrum, for at sikre, at alt synligt snavs er blevet fjernet. Hvis der stadig er snavs til stede, skal rengøringsprocessen gentages, eller også skal Medtronic omgående kontaktes med henblik på bortskaffelse eller udskiftning. Genbearbejdningen må ikke fortsættes på et snavset instrument. Tabel 1: Enzymatisk rengøringsmiddel (pH 7,0-8,0) <table><tr><th colspan="2">Cyklus</th><th>Temperaturindstilling</th><th>Minimumstid (minutter:sekunder)</th><th>Koncentration</th></tr><tr><td colspan="2">Forvask</td><td><43 °C (<110 °F) (Postevand fra den kolde hane)</td><td>02:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td rowspan="2">Pulserende enzymatisk vask</td><td>Vask</td><td>Postevand fra den varme hane</td><td>10:00</td><td>0,2-0,8 ml/liter</td></tr><tr><td>Skyl</td><td>Postevand fra den varme hane</td><td>≥00:15</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Vask med rengøringsmidler (neutralt pH)</td><td>65 °C (149 °F)</td><td>05:00</td><td>0,2-0,8 ml/liter</td></tr><tr><td colspan="2">Skyl</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>15:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Termisk (desinfektion) Skyl (afioniseret)</td><td>93 °C (200 °F)</td><td>05:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Tør</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥30:00</td><td>Ikke relevant</td></tr></table> Bemærk: Cyklus med brug af Prolystica enzymatisk iblædnings- og rengøringsmiddel¹ (1-4 ml/liter) ved ultralydsrensning og Prolystica ultrakoncentrat enzymatisk rengøringsmiddel og Prolystica neutralt vaskemiddel ved brug af vaske-desinfektionsapparat er valideret. Tabel 2: Basisk rengøringsmiddel (pH 8,0-11,0) <table><tr><th colspan="2">Cyklus</th><th>Temperaturindstilling</th><th>Minimumstid (minutter:sekunder)</th><th>Koncentration</th></tr><tr><td colspan="2">Forvask</td><td><43 °C (<110 °F) (postevand fra den kolde hane)</td><td>02:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td rowspan="2">Pulserende basisk vask</td><td>Vask</td><td>Postevand fra den varme hane</td><td>10:00</td><td>2-6 ml/liter</td></tr><tr><td>Skyl</td><td>Postevand fra den varme hane</td><td>≥00:15</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Vask med basiske rengøringsmidler</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>05:00</td><td>2-6 ml/liter</td></tr><tr><td colspan="2">Skyl</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>15:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Termisk (desinfektion) Skyl (afioniseret)</td><td>93 °C (200 °F)</td><td>05:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Tør</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥30:00</td><td>Ikke relevant</td></tr></table> Bemærk: Cyklus med brug af neodisher MediClean Forte² (5-10 ml/liter, ultralydsrensning, 2-6 ml/liter: vaske-desinfektionsapparat) er valideret. Ved brug af neodisher MediClean Forte er et neutraliseringstrin ikke påkrævet. Ved brug af andre basiske rengøringsmidler kan dette trin dog være påkrævet. Se fabrikantens vejledning for at finde ud af, om neutralisering er påkrævet. Bemærk: På grund af de mange variable, der indgår i vaske-desinfektionsapparater, bør den enkelte sundhedsplejefacilitet behørigt installere, kalibrere og verificere den proces (f.eks. temperaturer, tidsintervaller), der anvendes til deres udstyr. anbefalinger fra fabrikanten af vaske-desinfektionsapparatet skal altid følges. Ved rengøring af flere anordninger i en rengøringscyklus skal det sikres, at fabrikantens maksimalbelastning ikke overskrides. Validering af rengøringen blev foretaget med fuld kammerbelastning.			Cyklus		Temperaturindstilling	Minimumstid (minutter:sekunder)	Koncentration	Forvask		<43 °C (<110 °F) (Postevand fra den kolde hane)	02:00	Ikke relevant	Pulserende enzymatisk vask	Vask	Postevand fra den varme hane	10:00	0,2-0,8 ml/liter	Skyl	Postevand fra den varme hane	≥00:15	Ikke relevant	Vask med rengøringsmidler (neutralt pH)		65 °C (149 °F)	05:00	0,2-0,8 ml/liter	Skyl		71 °C (160 °F)	15:00	Ikke relevant	Termisk (desinfektion) Skyl (afioniseret)		93 °C (200 °F)	05:00	Ikke relevant	Tør		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	Ikke relevant	Cyklus		Temperaturindstilling	Minimumstid (minutter:sekunder)	Koncentration	Forvask		<43 °C (<110 °F) (postevand fra den kolde hane)	02:00	Ikke relevant	Pulserende basisk vask	Vask	Postevand fra den varme hane	10:00	2-6 ml/liter	Skyl	Postevand fra den varme hane	≥00:15	Ikke relevant	Vask med basiske rengøringsmidler		60 °C (140 °F)	05:00	2-6 ml/liter	Skyl		71 °C (160 °F)	15:00	Ikke relevant	Termisk (desinfektion) Skyl (afioniseret)		93 °C (200 °F)	05:00	Ikke relevant	Tør		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	Ikke relevant
Cyklus		Temperaturindstilling	Minimumstid (minutter:sekunder)	Koncentration																																																																														
Forvask		<43 °C (<110 °F) (Postevand fra den kolde hane)	02:00	Ikke relevant																																																																														
Pulserende enzymatisk vask	Vask	Postevand fra den varme hane	10:00	0,2-0,8 ml/liter																																																																														
	Skyl	Postevand fra den varme hane	≥00:15	Ikke relevant																																																																														
Vask med rengøringsmidler (neutralt pH)		65 °C (149 °F)	05:00	0,2-0,8 ml/liter																																																																														
Skyl		71 °C (160 °F)	15:00	Ikke relevant																																																																														
Termisk (desinfektion) Skyl (afioniseret)		93 °C (200 °F)	05:00	Ikke relevant																																																																														
Tør		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	Ikke relevant																																																																														
Cyklus		Temperaturindstilling	Minimumstid (minutter:sekunder)	Koncentration																																																																														
Forvask		<43 °C (<110 °F) (postevand fra den kolde hane)	02:00	Ikke relevant																																																																														
Pulserende basisk vask	Vask	Postevand fra den varme hane	10:00	2-6 ml/liter																																																																														
	Skyl	Postevand fra den varme hane	≥00:15	Ikke relevant																																																																														
Vask med basiske rengøringsmidler		60 °C (140 °F)	05:00	2-6 ml/liter																																																																														
Skyl		71 °C (160 °F)	15:00	Ikke relevant																																																																														
Termisk (desinfektion) Skyl (afioniseret)		93 °C (200 °F)	05:00	Ikke relevant																																																																														
Tør		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	Ikke relevant																																																																														
Manuel rengøring: enzymatisk		- Manuel rengøring af instrumenter bør kun ske, hvis der ikke er adgang til et automatiseret vaske-desinfektionsapparat. - Demonter instrumenterne, hvis det er relevant. - Vask, skyl og skrub instrumenterne under rindende (koldt) postevand med en temperatur på <43 °C (<110 °F) i mindst 3 minutter. Instrumenterne skrubbes med en børste af en passende størrelse og med bløde hår eller piberensere for at fjerne synligt snavs. Skrub indvendigt i alle lumener eller hulrum, mens anordningen aktiveres (hvis relevant). - Der skal skrubbes, til alt synligt snavs er fjernet. - Klæber, ved hjælp af postevand, en enzymatisk rengøringsopløsning i henhold til fabrikantens vejledning, fortyndingsanbefalinger og temperaturer. - Anbring instrumenterne i det enzymatiske rengøringsmiddel, helt nedsænket, og lad dem ligge i blød i 45-80 minutter. Sørg for, at alle overflader, lumener og dele af anordningen er i kontakt med rengøringsopløsningen. - Tag instrumenterne op fra den enzymatiske rengøringsopløsning, og skyl dem under rindende (koldt) postevand. Skyl alle lumener eller hulrum under vandstrømmen. Skyl med (koldt) postevand i mindst 3 minutter. - Klæber, ved hjælp af postevand, endnu en enzymatisk rengøringsopløsning i henhold til fabrikantens vejledning, fortyndingsanbefalinger og temperaturer i en sonikator af passende størrelse. - Anbring instrumenterne i den enzymatiske rengøringsopløsning, helt nedsænket, og ultralydsrens ved 40-50 kHz i mindst 45 minutter. Multiple cyklusser med ultralydsrensning på mindst 45 minutters ultralydsrensningstid i alt kan anvendes. Sørg for, at alle overflader, lumener og dele af anordningen er i kontakt med rengøringsopløsningen.																																																																																

ANVISNINGER - kun for instrumenter (Anvisninger for transport-/steriliseringskassetter af aluminium indgår efter anvisningerne for instrumenterne)	
	Bemærk: Ultralydsrensning er kun effektiv, hvis den overflade, der skal renses, er nedsænket i rengøringsopløsningen. Luftlommer reducerer effekten af ultralydsrensningen. Minimer risikoen for dannelse af luftlommer eller luftbobler ved at skylle lumener, hulrum, sprækker eller fjedre med rengøringsopløsningen, mens instrumentet er nedsænket i ultralydstanken. 10. Tag instrumenterne ud af sonikoren, og skyl dem under (koldt) rindende postevand. Skyl alle lumener eller hulrum under vandstrømmen. Skyl i mindst 3 minutter. 11. Gentag skylningen som i trin 10, denne gang med afioniseret vand i yderligere 3 minutter. 12. Efterse instrumenterne omhyggeligt visuelt, herunder alle lumener og hulrum, for at sikre at alt synligt snavs er blevet fjernet. Hvis der stadig er snavs til stede, skal rengøringsprocessen gentages, eller også skal Medtronic omgående kontaktes med henblik på bortskaffelse eller udskiftning. Genbearbejdningen må ikke fortsættes på et snavset instrument.
Desinfektion: termisk	- Anordningerne dekontamineres termisk ved hjælp af en afsluttende termisk skylning i et automatiseret vaske-desinfektionsapparat ved 93 °C (200 °F) i 5 til 10 minutter. - Desinfektion med desinficerende opløsninger eller kemikalier er ikke påkrævet, da dekontamineringsprocessen omfatter rengøring efterfulgt af sterilisering. - Termisk desinfektion alene gør det ikke sikkert at bruge instrumenterne til patienter.
Tørring: automatiseret vaske-desinfektionsapparat	- Når en vaske-desinfektionscyklus er færdig, skal der foretages et visuelt eftersyn med henblik på tørhed. - Hvis der ses fugt på instrumenter efter vaske-desinfektionscyklussen, skal instrumenterne tørres ved brug af rene, absorberende og fugtfrugt servietter, forceret (medicinsk kvalitet) luft og/eller varmluftsovn ved $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) i mindst 30 minutter. - Hvis der er tale om komplekse instrumenter (f.eks. skaft i muffe, kanyleringer og blinde huller), er brug af varmluftsovn ved $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) i mindst 30 minutter påkrævet. Foretag et visuelt eftersyn med henblik på tørhed. - Instrumenter skal være helt tørre, før de pakkes med henblik på sterilisering.
Tørring: manuelt	- Tør anordningerne ved brug af rene, absorberende og fugtfrugt servietter og/eller forceret (medicinsk kvalitet) luft og/eller en varmluftsovn. Foretag et visuelt eftersyn med henblik på tørhed, og gentag om nødvendigt. - Instrumenter skal være helt tørre, før de pakkes med henblik på sterilisering.
Eftersyn og gensamling	- Hvis instrumentet blev demonteret inden rengøring og sterilisering, skal det gensamles, hvis det er relevant. - Instrumentet efterses omhyggeligt for skader ved at udføre en grundig undersøgelse, som der henvises til i afsnittet UNDERSØGELSE i dette dokument. - Hvis instrumentet er beskadiget, skal Medtronic straks kontaktes med henblik på bortskaffelse eller udskiftning. Genbearbejdningen af en beskadiget anordning må ikke fortsættes.
Emballering	- Et almindeligt ikke-vævet/fugtbestandigt kirurgisk steriliseringsomslag eller tilsvarende skal bruges. - De enkelte instrumenter, eller de dertil beregnede steriliseringsbakter, skal anbringes i et dobbelt omslag før steriliseringen. - Kun instrumenter, der er fremstillet og/eller distribueret af Medtronic, må medtages. - Fortsæt til afsnittet Sterilisering.

ANVISNINGER – kun for transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic (anvisning for genanvendelige instrumenter er givet i den forrige tabel)	
Sådan tages transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic i brug	- Transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic leveres ikke-sterile og skal rengøres grundigt og dernæst steriliseres før første anvendelse og før alle genanvendelser. - Fjern alle emballagematerialer, inden rengøringen og steriliseringen foretages.
Anvendelsestid	- Fjern alt synligt snavs fra kasse og bakker ved hjælp af fugtfrige servietter. - Transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic skal rengøres grundigt straks efter brug for at minimere risikoen for, at de tørrer.
Opbevaring og transport	- Hvis transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic ikke kan genbehandles øjeblikkeligt, skal anordningerne holdes fugtige under transport. - Anvend bløddigt postevand på snavsede transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic, hvis det er tilgængeligt, eller dæk dem med fugtige handklæder. - Transporter straks transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic til et arbejdsområde, som er beregnet til yderligere genbehandling.
Forberedelse til rengøring	- Transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic skal rengøres individuelt og ikke anbragt oven i hinanden. Kasse og modullæg skal fjernes og rengøres separat eller rengøres i åben position, hvis fjernelse ikke er relevant. - Kasse og bakker kan sikkert og effektivt bearbejdes ved hjælp af manuelle rengøringsprocedurer eller en kombination af manuelle rengøringsprocedurer og automatiserede rengøringsprocedurer i et vaske-desinfektionsapparat (kun enzymatisk hvad angår aluminiumskasser og -bakker), som beskrevet i dette dokument. Der må ikke anvendes basiske opløsninger på transport-/steriliseringskassetter af aluminium fra Medtronic, da disse midler beskadiger transport-/steriliseringskassetter af aluminium.
Automatiseret rengøring: enzymatisk	- Vask, skyl og skrub kasser og bakker under (koldt) postevand med en temperatur på mindre end <43 °C (110 °F) i mindst 30 sekunder. - Overfør anordningerne til det automatiserede vaske-desinfektionsapparat, og programmer vaske-desinfektionsapparatet med de cyklusparametre, der er anført i Tabel 3. Sørg for, at kasser og bakker er anbragt i vaske-desinfektionsapparatet, så der sikres korrekt afløb. Sørg for, at de indvendige dele af kassetternes/modulernes er vinklet nedad mod sprøjtearmene, og at cyklusparametrene i tabel 3 er korrekt programmeret. - Ved udtagning efterses anordningerne visuelt, herunder alle lumener og hulrum/tilstødende overflader, for at sikre, at alt synligt snavs er blevet fjernet. Hvis der stadig er snavs til stede, skal rengøringsprocessen gentages, eller også skal Medtronic kontaktes med henblik på bortskaffelse eller udskiftning. Fortsæt ikke genbearbejdningen af en snavset anordning.

Tabel 3: Enzymatisk (neutralt) rengøringsmiddel (pH 7,0-8,0)

Cyklus		Temperaturindstilling	Minimumstid (minutter:sekunder)	Koncentration
Forvask		<43 °C (<110 °F) (Postevand fra den kolde hane)	02:00	Ikke relevant
Pulserende enzymatisk vask	Vask	<60 °C (<140 °F) Postevand fra den varme hane	4:00	0,2-0,8 ml/liter
	Skyl	<60 °C (<140 °F) Postevand fra den varme hane	≥00:15	Ikke relevant
Vask med rengøringsmidler (neutralt pH)		60 °C (140 °F)	05:00	0,2-0,8 ml/liter
Skyl		71 °C (160 °F)	05:00	Ikke relevant
Termisk (desinfektion) Skyl (afioniseret)		90 °C (194 °F)	05:00	Ikke relevant
Tør		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	Ikke relevant

Bemærk: cyklus med brug af Steris Prolystica ultrakonzentreret enzymatisk rengøringsmiddel og Prolystica neutralt vaskemiddel ved brug af vaske-desinfektionsapparat er valideret.

Bemærk: På grund af de mange variable, der indgår i vaske-desinfektionsapparater, bør den enkelte sundhedsplejefacilitet behørigt installere, kalibrere og verificere den proces (f.eks. temperaturer, tidsintervaller), der anvendes til deres udstyr. Anbefalinger fra fabrikanten af vaske-desinfektionsapparatet skal altid følges. Ved rengøring af flere anordninger i en rengøringscyklus skal det sikres, at fabrikantens maksimalbelastning ikke overskrides. Validering af rengøringen blev foretaget med fuld kammerbelastning.

Manuel rengøring: enzymatisk	- Transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic skal rengøres manuelt, når der ikke er et automatiseret vaske-desinfektionsapparat til rådighed. - Vask, skyl og skrub transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic under koldt postevand med en temperatur på mindre end 43 °C (110 °F) i mindst 1 minut.
------------------------------	---

ANVISNINGER – kun for transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic (anvisning for genanvendelige instrumenter er givet i den forrige tabel)	
	3. Anordningerne skrubbes med en børste af en passende størrelse og med blødt eller piberensere for at fjerne synligt snavs. Skrub indvendigt i alle lumener eller hulrum, mens anordningen aktiveres (hvis relevant). 4. Der skal skrubbes, til alt synligt snavs er fjernet. 5. Klargør, ved hjælp af postevand, en enzymatisk rengøringsopløsning i henhold til fabrikantens vejledning, fortyndingsanbefalinger og temperaturer. Anbring anordningerne i det enzymatiske rengøringsmiddel, helt nedsænket, og lad dem ligge i blød i mindst 10 minutter. Sørg for, at alle overflader, lumener og dele er i kontakt med rengøringsopløsningen. 6. Tag anordningerne op af den enzymatiske rengøringsopløsning, og skyl dem under rindende (koldt) postevand. Lumener eller hulrum skal skylles under vandstrømmen. Skyl med (koldt) postevand i mindst 1 minut. 7. Klargør, ved hjælp af postevand, endnu en enzymatisk rengøringsopløsning i henhold til fabrikantens vejledning, fortyndingsanbefalinger og temperaturer i en sonikator af passende størrelse. 8. Anbring anordningerne i den enzymatiske rengøringsopløsning, helt nedsænket, og ultralydsrens ved 40-50 kHz i mindst 20 minutter. Multiple cyklusser med ultralydsrensning på mindst 20 minutters ultralydsrensningstid i alt kan anvendes. Sørg for, at alle overflader, lumener og dele er i kontakt med rengøringsopløsningen. Bemærk: Ultralydsrensning er kun effektiv, hvis den overflade, der skal renses, er nedsænket i rengøringsopløsningen. Luftlommer reducerer effekten af ultralydsrensningen. Sørg for at minimere risikoen for dannelse af luftlommer eller luftbobler ved at skylle lumener, hulrum, sprækker eller fjedre med rengøringsopløsningen, mens anordningen er nedsænket i ultralydsbassenen. 9. Fjern anordningerne fra sonikatoren, og skyl dem med rindende postevand. Lumener eller hulrum skal skylles under vandstrømmen. Skyl i mindst 10 minutter. Mange cyklusser på i alt mindst 10 minutter kan anvendes. 10. Gentag skyllingen som i trin 9. Denne gang med afioniseret vand i yderligere 10 minutter. Mange cyklusser på i alt mindst 10 minutter kan anvendes. 11. Undersøg anordningerne omhyggeligt visuelt, herunder lumener og hulrum for at sikre, at alt synligt snavs er fjernet. Hvis der stadig er snavs til stede, skal rengøringsprocessen gentages, eller også skal Medtronic omgående kontaktes med henblik på bortskaffelse eller udskiftning. Fortsæt ikke genbearbejdningen af en snavset anordning. Bemærk: cyklus med brug af Prolystica enzymatisk blødsætning og rengøringsmiddel¹ (1-4 ml/liter) er valideret.
Tørring	Automatiseret vaskeapparat/desinfektionsapparat • Når en vaske-desinfektionscyklus er færdig, skal der foretages et visuelt eftersyn med henblik på tørrhed. • Hvis der observeres fugt på transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic, skal de tørres af med rene, absorberende fugtfrige servietter, forceret luft (medicinsk kvalitet), indtil der ikke længere er fugt. Manuelt Tør anordningerne med rene, absorberende og fugtfrige servietter og/eller forceret luft (medicinsk kvalitet). Foretag et visuelt eftersyn med henblik på tørrhed, og gentag om nødvendigt.
Eftersyn og genmontering	• Transport-/steriliseringskassetterne efterses for skader ved at udføre en grundig undersøgelse, som der henvises til i afsnittet UNDERSØGELSE i dette dokument. • Hvis transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic eller moduler er beskadiget, skal Medtronic omgående kontaktes med henblik på bortskaffelse eller udskiftning. • Genmonter transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic eller moduler med deres relevante anordninger. • Fortsæt til afsnittet Sterilisering.

STERILISERINGSANVISNINGER for både instrumenter og transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic

Sterilisering

De anførte oplysninger om rengøring og sterilisering er i overensstemmelse med AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 og ISO 15883-5. Vejledningen i dette dokument om genbearbejdning er blevet valideret og fundet egnet til brug ved forberedelse af instrumenter til yderligere brug. Validering af steriliseringen udstviste et steriliseringsniveau på 10⁻⁶. Steriliseringsparametrene fremkom ved brug af transport-/steriliseringskassetter fra Medtronic. Validering af steriliseringen blev foretaget uden kammerbelastning. Ved valideringsaktiviteterne blev der brugt en konfiguration med den "værst tænkelige" huller bække og dobbelt omslag.

Det forbliver bearbejderens ansvar at sikre, at bearbejdningen foretages ved brug af valideret udstyr og oplært personale på genbejdningsfaciliteten, så de ønskede resultater opnås. Dette kræver normalt validering og rutinemæssig overvågning af processen. Enhver afvigelse fra den angivne vejledning fra bearbejderens side skal behørigt evalueres med hensyn til effektivitet og mulige negative konsekvenser. Til visse anordninger hører der specifikke vejledninger om demontering/gensamling. I en sådan situation se venligst de vejledninger, der følger med instrumentet, for yderligere oplysninger. Brugere skal udarbejde passende genbejdningsprotokoller for det genanvendelige medicinske udstyr, som anvendes på deres centre, ved at følge anbefalingerne fra fabrikanten af anordningerne og fabrikanten af rengøringsmidlerne.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Ikke-sterile instrumenter og transport-/steriliseringssæt fra Medtronic: opbevares under tørre, rene forhold ved stuetemperatur. Ikke-sterile instrumenter og transport-/steriliseringssæt fra Medtronic er genanvendelige og har ikke en specifik holdbarhed. Ophør af levetiden (holdbarhed) bestemmes af kraftig slitage og beskadigelse efter normal brug. Der henvises til afsnittet Begrænsninger for genbearbejdning for yderligere oplysninger.

Hvad angår steriliserede instrumenter og transport-/steriliseringssæt fra Medtronic: Sørg for at instrumenter og transport-/steriliseringssæt fra Medtronic er tørre før opbevaring. Opbevares under rene, tørre forhold og ved stuetemperatur. Holdbarheden for steriliserede instrumenter og transport-/steriliseringssæt fra Medtronic afhænger af det lovligt markedsførte steriliseringsomslag. Sundhedsinstitutionen bør fastslå holdbarheden for steriliseret instrumentering baseret på den anvendte type steriliseringsomslag og anbefalingerne fra producenten af det sterile omslag.

PRODUKTRELATEREDE KLAGER

Kontakt Medtronic, hvis du vil indrapportere problemer vedrørende produkter.

OPLYSNINGER OM MR-SCANNING

Medtronic instrumenter er ikke beregnet til brug i MR-miljøet. Som sådan er Medtronic instrumenter ikke blevet evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i MR-miljøet. Sikkerheden ved brug af Medtronic instrumenter i MR-miljøet kendes derfor ikke.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvis der er tvivl eller usikkerhed vedrørende korrekt brug af genanvendelige instrumenter fra Medtronic eller genbearbejdning af instrumenterne eller transport-/steriliseringssæt fra Medtronic, kan Medtronic kontaktes. Ydermere vil enhver tilgængelige, kirurgiske teknikker vil blive stillet til rådighed uden beregning.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR WIEDERVERWENDBARE INSTRUMENTE UND WIEDERVERWENDBARE TRANSPORT-/STERILISATIONSKASSETTEN VON MEDTRONIC

BESCHREIBUNG

Wiederverwendbare Instrumente werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, die gewöhnlich in orthopädischen Verfahren verwendet werden und die den geltenden nationalen und/oder internationalen Standards entsprechen. Diese Instrumente können in Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic verschickt werden. Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic kommen gemeinsam mit einem legal vermarkteten und/oder geeigneten Sterilisationsvlies zum Einsatz, das eine Dampfsterilisation nicht steriler Geräte ermöglicht.

Die Aluminium-Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic umfassen Kassetten, Ablagen, Deckel, Behälter, Module oder Halterungen aus einer Vielzahl von Materialien, die nationalen und internationalen Standards entsprechen, und werden üblicherweise für die geschlossene Aufbewahrung, den Schutz und die Organisation von nicht sterilen orthopädischen oder neurologischen Geräten von Medtronic verwendet.

VERWENDUNGSZWECK

Orthopädische chirurgische Instrumente sind zur Manipulation von Gewebe und Knochen bei chirurgischen Eingriffen oder zur Verwendung mit anderen Geräten in der orthopädischen Chirurgie vorgesehen. Ein Instrument kann eine Messfunktion besitzen, deren Verwendungsmöglichkeiten auf dem Etikett und dem Instrument beschrieben sind.

Hinweis: Die Instrumente nicht implantieren.

Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic werden in medizinischen Einrichtungen verwendet, wo sie für die Organisation, die geschlossene Aufbewahrung, die Sterilisation, den Transport und die Lagerung von medizinischen Geräten und anderen Instrumenten zwischen chirurgischen und sonstigen medizinischen Einsätzen verwendet werden. Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic reichen zur Aufrechterhaltung eines sterilen Zustands nicht aus, sondern kommen gemeinsam mit einem legal vermarkteten und/oder geeigneten Sterilisationsvlies zum Einsatz.

Medtronic übernimmt keine Garantie für den Gebrauch der Instrumente, der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic oder ihrer Komponenten nach Reparaturen oder Reparaturversuchen, die nicht von Medtronic oder einem autorisierten Reparaturvertreter von Medtronic vorgenommen wurden. Stillschweigende Garantien der Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Vorsicht: Die Anweisungen gelten nicht für Einweg-Produkte. Informieren Sie sich in der Gebrauchsanweisung für nicht wiederverwendbare und nicht sterile Instrumente von Medtronic, M708348B359, über nicht sterile Einweg-Instrumente.

WARNHINWEISE

- Bruch, Verrutschen, falscher Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung von Instrumenten, z. B. an scharfen Kanten, können zu Verletzungen des Patienten oder des Operations- bzw. Aufbereitungspersonals führen.
- Unsachgemäße Wartung und Handhabung oder ungeeignete Reinigungsverfahren können das Instrument für seinen vorgesehenen Zweck untauglich machen und sogar eine Gefahr für den Patienten oder das Operations- bzw. Aufbereitungspersonal darstellen.
- Der Einsatz von Instrumenten, die zum Verbiegen oder Schneiden von Stäben verwendet werden, ist mit weiteren Risiken verbunden. Die Verwendung dieser Art von Instrumenten kann aufgrund der erforderlichen extrem hohen Kräfte zu Verletzungen des Patienten führen. Stäbe nicht *in situ* schneiden. Jeder Bruch eines Instruments oder des Implantats könnte in dieser Situation extrem gefährlich sein. Die erforderlichen physikalischen Eigenschaften vieler Instrumente erlauben es nicht, diese mit implantierbaren Materialien herzustellen, und falls irgendwelche Bruchstücke des Instruments im Körper eines Patienten verbleiben, könnten diese allergische oder infektiöse Reaktionen hervorrufen.
- Der Chirurg sollte beim Operieren in unmittelbarer Nähe von lebenswichtigen Organen, Nerven oder Gefäßen große Vorsicht walten lassen. Darüber hinaus sollte bei der Positionierung der Instrumente oder Implantate keine übermäßige Kraft aufgewendet werden, da dies eine Verletzung des Patienten zur Folge haben könnte.
- Bruch, Verrutschen, falscher Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic, z. B. an scharfen Kanten, können zu Verletzungen des Patienten oder des Operations- bzw. Aufbereitungspersonals führen.
- Unsachgemäße Wartung und Handhabung oder mangelhafte Reinigungsverfahren können die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic für ihren vorgesehenen Zweck untauglich machen oder sogar eine Gefahr für den Patienten oder das Operationspersonal darstellen.
- Daher ist eine ordnungsgemäße Handhabung der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic äußerst wichtig. Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic nicht modifizieren. Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic nicht knicken oder verbiegen. Während der Operation auftretende Knicke, Kratzer oder andere Schäden und/oder Verschleißerscheinungen an den Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic können zu deren Brechen beitragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Übermäßiger Kraftaufwand der Instrumente auf die Implantate kann zur Positionsveränderung von Vorrichtungen, insbesondere von Haken, führen.
- Die Instrumente sollten keinen Temperaturen über 135 °C (275 °F) ausgesetzt werden. Hierdurch könnten die physikalischen Eigenschaften verändert werden. Sollte unklar sein, ob die Instrumente Temperaturen von über 135 °C (275 °F) ausgesetzt wurden, sind die Instrumente eingehend auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
- Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Instrumente in einem guten funktionstauglichen Zustand sind. Während des Eingriffs ist die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit dieser Instrumente extrem wichtig. Die Instrumente dürfen nicht verbogen oder beschädigt werden. Ein falscher Gebrauch der Instrumente, Korrosion, Blockieren, Verkratzen, Lockern, Verbiegen oder Brechen von einer oder allen Komponenten des Instruments kann die Funktionstüchtigkeit stören oder unterbinden.
- Diese Instrumente nicht für Tätigkeiten einsetzen, für die sie nicht vorgesehen sind.
- Regelmäßig die Funktionstüchtigkeit aller Instrumente überprüfen und bei Bedarf Medtronic oder einen autorisierten Reparaturvertreter von Medtronic kontaktieren. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Instrument vor der Verwendung sorgfältig auf Funktionalität oder Schaden untersucht werden. Beschädigte Instrumente dürfen nicht verwendet werden. Zusätzliche Ersatzinstrumente sollten bereitliegen.
- Präoperative Verfahren und Operationsverfahren, darunter die Kenntnis chirurgischer Techniken, sind wichtige Gesichtspunkte für den erfolgreichen Einsatz der Instrumente durch den Chirurgen. Die richtige Auswahl und Kooperation des Patienten beeinflussen die Ergebnisse maßgeblich.
- Eine korrekte Auswahl der Patienten und die operative Versorgung sind entscheidend für den Erfolg der Operation und die Vermeidung von Verletzungen während der Operation. Lesen und befolgen Sie alle anderen Produktinformationen des Herstellers der Implantate oder Instrumente.
- Beim Einsatz der Instrumente an pädiatrischen Patienten ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen, da diese Patienten empfindlicher auf die bei der Verwendung der Instrumente notwendigen Belastungen reagieren.
- Stellen Sie sicher, dass Instrumente mit Messfunktion nicht abgenutzt und alle Oberflächeneinstellungen gut sichtbar sind.
- Temperaturen über 135 °C (275 °F) können bei Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic eine Veränderung der physikalischen Eigenschaften bewirken. Werden Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic dennoch Temperaturen von mehr als 135 °C (275 °F) ausgesetzt, muss anhand einer zusätzlichen Kontrolle deren Funktionsfähigkeit überprüft werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt UNTERSUCHUNG.
- Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic in einem guten funktionstauglichen Zustand sind. Daher ist während des Eingriffs eine ordnungsgemäße Verwendung der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic äußerst wichtig. Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic sollten auf keinen Fall verbogen oder beschädigt werden. Ein falscher Gebrauch der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic kann zu Korrosion, Verkratzen, Lockern, Verbiegen oder Brechen eines oder aller Teile führen und die Funktionstüchtigkeit stören oder unterbinden.
- Aufgrund der routinemäßigen Transport-, Reinigungs- und Sterilisationsprozesse sind die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic wiederholten Belastungen ausgesetzt. Deshalb sollten die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic vor jedem Gebrauch sorgfältig inspiziert werden, um ihre volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

- Gewicht und Beladung der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic dürfen 11,4 kg (25 Pfund) nicht überschreiten.
- Die Mitarbeiter müssen die gesamte, vom Sterilisationsgerätehersteller empfohlene persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.
- Unterschiedliche Metalle sollten sich während der Sterilisation nicht berühren, um einer Korrosion vorzubeugen. Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic sind mit beschichteten Halterungen oder Silikon ausgestattet, um einen Kontakt der Edelstahl-Instrumente in den Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic zu verhindern.

MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE

- Nervenschäden, Lähmungen, Schmerzen oder Schäden des Weichgewebes, der viszeralen Organe oder Gelenke
- Infektionen, wenn die Instrumente oder Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic nicht ordnungsgemäß gereinigt und sterilisiert werden
- Schmerzen, Unbehagen oder abnorme Empfindungen durch das Vorhandensein der Vorrichtung
- Nervenschäden durch chirurgisches Trauma
- Duralack in Fällen von übermäßiger Lastaufbringung
- Impingement nahe beieinander liegender Gefäße, Nerven und Organe durch Verrutschen oder Fehlplatzierung des Instruments
- Schäden aufgrund eines plötzlichen Losens von Klemmvorrichtungen oder Spannmechanismen bestimmter Instrumente
- Einschnitte in der Haut oder in Handschuhen des Operations- oder Aufbereitungspersonals
- Knochenfraktur in Fällen von deformierter Wirbelsäule oder schwachen Knochen
- Gewebeschäden beim Patienten, Verletzungen des Operationspersonals und/oder längere Operationsdauer aufgrund der versehentlichen Demontage von mehrteiligen Instrumenten während der Operation
- Die Nutzungsverfahren werden von den Erfahrungen und der Ausbildung des Benutzers in chirurgischen Verfahren bestimmt. Ein erfolgreiches Resultat kann nicht in jedem Operationsfall erzielt werden. Dies gilt insbesondere für Wirbelsäulenoperationen, bei denen andere Erkrankungen des Patienten die Ergebnisse beeinträchtigen können.

Hinweis für den Arzt: Obwohl der Arzt der fachkundige Mittler zwischen dem Unternehmen und dem Patienten ist, sind die im vorliegenden Dokument enthaltenen wichtigen medizinischen Informationen an den Patienten weiterzugeben.

Diese Vorrichtungen dürfen nur von Ärzten verwendet werden, die sich mit den Vorrichtungen, deren Verwendungszweck, allen Zusatzinstrumenten und allen verfügbaren chirurgischen Techniken auskennen. Darüber hinaus sollten diese Vorrichtungen nur von Chirurgen eingesetzt werden, die mit der Vorrichtung, ihrem Verwendungszweck und den Wiederaufbereitungsinformationen vertraut sind.

VERPACKUNG

Instrumente können in Einzelverpackungen oder in Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic versandt werden. Einzelverpackungen, Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic und die darin enthaltenen medizinischen Vorrichtungen sollten beim Wareneingang intakt sein. Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic und die darin enthaltenen medizinischen Vorrichtungen sollten vor dem Gebrauch auf ihre Vollständigkeit und Anzeichen von Beschädigung kontrolliert werden. Beschädigte Verpackungen, Kassetten oder Instrumente sind nicht zu verwenden und sollten an Medtronic zurückgeschickt werden.

UNTERSUCHUNG

Vor und nach der Reinigung sowie vor der Operation muss der Benutzer stets alle Instrumente untersuchen. Die Untersuchung muss gründlich durchgeführt werden und sowohl Sichtprüfung als auch Funktionskontrolle von Arbeitsflächen, Drehgelenken, Gestellen, Federarbeit oder Torsionsfunktion, Sauberkeit der Bohrungen oder Kanülierungen und Vorhandensein von Rissen, Verbiegungen, Verformungen oder Verkümmungen beinhalten; außerdem muss sichergestellt werden, dass alle Komponenten vorhanden sind. Niemals Instrumente oder Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic mit sichtbaren Zeichen von Abnutzung oder Schäden sowie unvollständige oder anderweitig funktionsuntüchtige Instrumente benutzen.

Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic müssen vom Benutzer vor Gebrauch untersucht werden. Diese Untersuchung sollte gründlich sein und muss eine Sichtprüfung sowie eine Funktionskontrolle beinhalten. Zudem muss in der Untersuchung festgestellt werden, ob die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic vollständig sind. Führen Sie keine Wiederaufbereitung einer beschädigten Transport-/Sterilisationskassette von Medtronic durch.

Sichtprüfung

Folgendes sicherstellen:

- Lasermarkierungen, Gravuren und andere Markierungen sind lesbar.
- Keine Risse, Verformungen oder Verkümmungen sind vorhanden.
- Weder die Griffe noch andere Teile des Instruments weisen Risse auf.
- Keine Verfärbungen, Korrosion, Flecken oder Rost sind vorhanden. Andernfalls gemäß den Anweisungen im Abschnitt WIEDERAUFBEREITUNG dieses Dokuments sauber wischen.
- Griff und Schaft sind nicht getrennt und die Verbindung zwischen Griff und Schaft ist sicher.
- Keine Schnitte oder Furchen im Silikon, in den Silikonhalterungen oder an den Instrumentengriffen sind vorhanden.
- Keine Risse und kein Abblättern der Nylonbeschichtung an den Metallhalterungen.
- Die Isolierung weist keine Schäden (Einschnitte, Einrisse usw.) auf.
- Die Arbeitsenden oder Spitzen weisen keine Schäden auf. Das Arbeitsende sollte frei von Rissen, Furchen und anderen Schäden sein. Falls zutreffend, sollte das Arbeitsende spitz sein.
- Das Instrumentengewinde ist nicht beschädigt.
- Alle Teile sind vorhanden und frei von Schäden und Abnutzung. Beispiele für möglicherweise fehlende, lockere oder beschädigte Teile sind Stellschrauben, Federn, gekrümmte Federn, Stifte und Zinken.
- Die Verbindungsenden weisen keine Beschädigungen (Kerben, Furchen, Krümmungen usw.) auf, die die Verbindungsfunktion beeinträchtigen.
- Kanulierte Instrumente mit einem Führungsdraht oder anderen Einsetzinstrument werden einer Sichtprüfung unterzogen.

Funktionskontrolle

Sofern zutreffend, Folgendes sicherstellen:

- Alle beweglichen Teile sind ohne Festhalten, Festklemmen oder Schleifen frei beweglich.
- Die Federn bringen den Griff des Instruments wieder in die ursprüngliche Position.
- Rückhatalaschen halten die entsprechenden Kontaktteile und sind nicht beschädigt.
- Das Instrument funktioniert ordnungsgemäß mit den entsprechenden Kontaktteilen.
- Die Rastkugeln halten die Kontaktteile und sind nicht beschädigt.
- Scharfe Kanten sind tatsächlich scharf und nicht stumpf und weisen keine Kerben oder andere Schäden auf.
- Spitzen treffen ggf. aufeinander.
- Ratschenmechanismen funktionieren. Dies schließt Griffe, Riegel und andere Mechanismen ein. Alle Verzahnungen sollten vorhanden und funktionstüchtig sein.
- Die Schrauberspitzen sind nicht übermäßig abgenutzt. Ggf. das Instrument mit dem zugehörigen Teil verbinden.
- Riegel, Behälter, Module oder Deckel passen einwandfrei.

WIEDERAUFBEREITUNG – ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN

Reinigung bedeutet die Entfernung organischer Verunreinigungen. Effektive Reinigung:

- Verhindert die Übertragung organischer Verunreinigungen von einem Patienten auf den anderen.
- Ermöglicht den Erfolg der nachfolgenden Sterilisation. Eine angemessene Wiederaufbereitung ist abhängig von einer gründlichen Reinigung.

Die Reinigung ist der erste Schritt. Die Sterilisation erfolgt später in der Wiederaufbereitung und dient der Abtötung von Mikroorganismen, um die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung und die Möglichkeit einer Infektion einzuschränken. Um eine angemessene Wiederaufbereitung zu gewährleisten, sollte es zu keiner Verzögerung zwischen den in diesem Dokument angegebenen Schritten kommen.

Instrumente können sicher und effektiv, wie in diesem Dokument beschrieben, mit einem manuellen Reinigungsverfahren oder mit einer Kombination aus manueller Reinigung und Reinigung in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsanlage (enzymatisch oder alkalisch) aufbereitet werden. Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic können sicher und effektiv, wie in diesem Dokument beschrieben, mit einem manuellen Reinigungsverfahren oder mit einer Kombination aus manueller Reinigung und Reinigung in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsanlage (enzymatisch) aufbereitet werden.

Die die Aufbereitung ausführende Person sollte die örtlichen Gesetze und Verordnungen in Ländern einhalten, in denen die Anforderungen an die Aufbereitung strenger sind als die in diesem Dokument beschriebenen.

Hämatogene Krankheitserreger

Das gesamte Krankenhauspersonal sollte bei der Handhabung dieses Instruments nach dem Gebrauch die universellen Vorsichtsmaßnahmen gemäß OSHA-Standard 29 CFR Abschnitt 1910.1030 zum Schutz vor hämatogenen Erregern befolgen.

Reinigungsmittel und Reinigungswerkzeuge

Instrumente: Der Gebrauch von neutralen Reinigern, enzymatischen Reinigungsmitteln (pH 7,0–8,0), alkalischen Reinigungsmitteln (pH 8,0–11,0), weichen Bürsten und weichen Pfeifenreinigern wird empfohlen. Hochalkalische Reinigungsmittel (pH > 11,0) sollten nicht verwendet werden.

Hinweis: Nach der Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln kann eine Neutralisierung erforderlich sein. Informieren Sie sich in der Gebrauchsanweisung des Herstellers, ob eine Neutralisierung notwendig ist, und gehen Sie im Bedarfsfall entsprechend vor. Es ist wichtig, die alkalischen Reinigungslösungen ordnungsgemäß zu neutralisieren und von den Instrumenten abzuspülen. Transport-/Sterilisationskassetten aus Aluminium: Der Gebrauch von neutralen Reinigern, enzymatischen Reinigungsmitteln (pH 7,0–8,0), weichen Bürsten und weichen Pfeifenreinigern wird empfohlen. Keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden, da diese das Aluminium erheblich beschädigen und die Transport-/Sterilisationskassetten somit unbrauchbar machen können.

Folgende Reinigungsmittel, Lösungen oder Werkzeuge sollten nicht für die Instrumente oder Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic verwendet werden:

- Kochsalzlösung
- chlorhaltige Reinigungsmittel (z. B. Bleiche) oder Aldehyde (z. B. Glutaraldehyd)
- Formalin, Quecksilber, Chloride, Bromide, Jod oder Ringer-Lösung
- Metallbürsten oder Scheuerschwämme

Reinigungs- und Spülwasser

Falls verfügbar, sollte entkalktes Leitungswasser verwendet werden. Im letzten Spülgang sollte kritisches Wasser verwendet werden, um Mineralablagerungen auf den Oberflächen zu vermeiden (hierbei wird entionisiertes Wasser empfohlen). Einer oder mehrere der folgenden Prozesse können zur Behandlung von Wasser, das als kritisches Wasser definiert wird, verwendet werden. Ultra-Filter (UF), Umkehrosmose (RO), Entionisierung (DI) oder ein gleichwertiges Verfahren. Der Einsatz von hartem Wasser sollte vermieden werden.

Gebrauch von Mineralöl- oder Silikon-Schmiermitteln

Mineralöl- oder Silikon-Schmiermittel sollten nicht verwendet werden, da sie mithilfe dieser Reinigungsanweisungen eventuell nicht entfernt werden können. Diese Arten von Schmiermitteln könnten Mikroorganismen umschließen, den direkten Kontakt des Dampfes mit den Oberflächen des Instruments verhindern und die Sterilisation beeinträchtigen.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen zur Wiederaufbereitung

- Nach dem Gebrauch vorhandene Verunreinigungen an Instrumenten oder Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic keinesfalls bis zur Reinigung antrocknen lassen. Die Reinigung und nachfolgende Sterilisation könnten behindert werden, wenn Blut oder Blutlösungen an den Instrumenten oder Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic antrocknen.
- Die wiederverwendbaren Instrumente von Medtronic gelten als kritische Einrichtungen (d. h. kritischer Kontakt) und müssen vor dem erstmaligen Gebrauch oder unter Einhaltung dieser Wiederaufbereitungsanleitungen vor der Wiederverwendung gründlich gereinigt und dann sterilisiert werden.
- Verunreinigte oder gebrauchte Instrumente sollten für eine Reinigung in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsanlage nicht in die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic gelegt werden. Verunreinigte Instrumente müssen außerhalb der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic aufbereitet werden.
- Aluminium-Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic dürfen nur mit enzymatischen (neutralen) Reinigungslösungen gereinigt werden.
- Bestimmte Lösungen (z. B. auf alkalischer Grundlage und/oder mit Bleiche, Glutaraldehyd oder Formalin) können die Transport-/Sterilisationskassetten aus Aluminium schwer beschädigen. Diese Lösungen dürfen nicht verwendet werden.
- Universelle Vorsichtsmaßnahmen sollten vom gesamten Personal der Gesundheitseinrichtung beachtet werden, das mit kontaminierten oder potenziell kontaminierten Instrumenten oder Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic arbeitet. Beim Umgang mit Instrumenten mit scharfen Spitzen oder Schneiden sollte vorsichtig vorgegangen werden.
- Es sollte eine angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen werden, wenn mit kontaminierten oder potenziell kontaminierten Materialien, Vorrichtungen und Geräten umgegangen oder gearbeitet wird. Zur PSA gehören Kittel, Masken, Schutzbrillen, Gesichtsschutz, Handschuhe und Überschuhe.
- Keine schweren Instrumente auf empfindliche Instrumente legen.
- Kühle Luft aus Lüftungen und andere Luftströmungen sollten während der Kühlungsphase vermieden werden, damit sich durch die schnelle Abkühlung nach der Sterilisation keine Feuchtigkeit bildet.

Wiederaufbereitungsgrenze

- Eine wiederholte Aufbereitung hat nur minimale Auswirkungen auf die Instrumente oder Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic.
- Das Ende der Lebensdauer wird durch übermäßigen Verschleiß und Schäden aufgrund des normalen Gebrauchs bestimmt. Zwar spielen die Behandlung des Instruments oder der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic, die Art der verwendeten Materialien und die Details der Reinigung und Sterilisation eine wichtige Rolle, in der praktischen Anwendung gibt es jedoch keine Beschränkung bezüglich der Häufigkeit der Wiederaufbereitung der Instrumente und Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic.
- Siehe den Abschnitt UNTERSUCHUNG in diesem Dokument, um zu bestimmen, ob das Gerät noch weiter verwendet werden kann.

ANWEISUNGEN – nur Instrumente (Die Anweisungen für die Transport-/Sterilisationskassetten aus Aluminium folgen nach den Anweisungen für Instrumente)			
Inbetriebnahme eines neuen Instruments	• Die Instrumente werden unsteril geliefert und müssen daher gründlich gereinigt und anschließend sterilisiert werden, bevor der erste Einsatz und die weitere Verwendung möglich sind. • Vor dem Reinigen und Sterilisieren sind alle Verpackungsmaterialien zu entfernen.		
Ersetzen	• Alle sichtbaren Verunreinigungen mit fusselfreien Tüchern von den Instrumenten entfernen. • Die Instrumente sollten innerhalb von 30 Minuten nach dem Gebrauch gründlich gereinigt werden, um ein Antrocknen zu verhindern. • Wenn eine sofortige Aufbereitung des Instruments nicht möglich ist, ist dieses während des Transports feucht zu halten. • Die Instrumente in eine Ablage mit entkalktem Leitungswasser legen oder ggf. mit feuchten Handtüchern abdecken.		
Containment und Transport	• Die Ablage mit den abgedeckten Instrumenten sofort in einen zur weiteren Wiederaufbereitung der Instrumente vorgesehenen Arbeitsbereich transportieren. • Verunreinigte Instrumente sollten getrennt von nicht kontaminierten Instrumenten transportiert werden, um eine Übertragung auf das Personal und die Umgebung zu verhindern.		
Vorberatung auf die Reinigung	• Instrumente, die vor der Reinigung und Sterilisation zerlegt werden sollten, werden mit spezifischen Anweisungen zur Wiederaufbereitung, Demontage und Wiedermontage geliefert. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Anweisungen zur Wiederaufbereitung, Demontage und Wiedermontage des Instruments. • Vor der Reinigung alle Verstopfungen entfernen. Kanulierte Vorrichtungen mit Leitungswasser oder behandeltem Wasser spülen, um ein Antrocknen von Verunreinigungen und/oder Ablagerungen auf der Innenseite zu vermeiden. • Instrumente können sicher und effektiv, wie in diesem Dokument in Tabelle 1 und Tabelle 2 beschrieben, mit einem manuellen Reinigungsverfahren oder mit einer Kombination aus manueller Reinigung und Reinigung in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsanlage (enzymatisch oder alkalisch) aufbereitet werden.		
Automatisierte Reinigung: enzymatisch oder alkalisch	1. Die Instrumente 30 Sekunden bis 1 Minute lang unter fließendem (kaltem) Leitungswasser mit einer Temperatur von < 43 °C (< 110 °F) abspülen, ausspülen und abtrocknen. Die Instrumente mit Bürsten mit weichen Borsten und von geeigneter Größe abscrubben, um sichtbare Verunreinigungen zu entfernen. Alle Lumen und Kavitäten von innen ausbürsten und die Vorrichtung bewegen (wenn zutreffend). 2. Entsprechend den Anweisungen, Verdünnungs- und Temperaturempfehlungen des Herstellers mit Leitungswasser in einem Ultraschallbehandlungsgerät entsprechender Größe eine enzymatische Reinigungslösung¹ (beschrieben im Anschluss an Tabelle 1) oder eine alkalische Reinigungslösung² (beschrieben im Anschluss an Tabelle 2) zubereiten. 3. Die Instrumente vollständig in die enzymatische Reinigungslösung eintauchen und mindestens 15 Minuten lang bei 40–50 kHz mit Ultraschall behandeln. Es sind auch mehrere Ultraschallzyklen mit einer Gesamtdauer von 15 Minuten möglich. Dafür sorgen, dass alle Oberflächen, Lumen und Komponenten der Vorrichtung mit der Reinigungslösung in Kontakt sind. Hinweis: Eine Ultraschallreinigung ist nur dann wirkungsvoll, wenn die zu reinigende Oberfläche in die Reinigungslösung getaucht wird. Lufteinschlüsse mindern die Wirksamkeit der Ultraschallreinigung. Lufteinschlüsse oder Luftblasen lassen sich minimieren, indem Lumen, Kavitäten, Spalten oder Federn während des Eintauchens im Ultraschallbehälter mit Reinigungslösung gespült werden. 4. Die Instrumente in die automatisierte Wasch- und Desinfektionsanlage legen und diese mit den in Tabelle 1 (enzymatisch) oder Tabelle 2 (alkalisch) angegebenen Zyklusparametern programmieren. Sicherstellen, dass kanulierte und/oder mit Sacklochern versehene Instrumente so in der Wasch- und Desinfektionsanlage positioniert werden, dass ein rückstandsloses Abfließen des Waschwassers möglich ist. Auf eine korrekte Programmierung der Zyklusparameter aus Tabelle 1 oder Tabelle 2 achten. 5. Die Instrumente beim Herausnehmen einer eingehenden Sichtprüfung unterziehen, einschließlich aller Lumen und Kavitäten, um sicherzustellen, dass sämtliche sichtbaren Verunreinigungen entfernt wurden. Sollten immer noch Verunreinigungen vorhanden sein, den Reinigungsprozess wiederholen oder sofort Medtronic kontaktieren, um die Entsorgung oder den Ersatz zu veranlassen. Nicht mit der Wiederaufbereitung eines verunreinigten Instruments fortfahren.		
Tabelle 1: Enzymatisches Reinigungsmittel (pH 7,0–8,0)			
Zyklus	Temperatureinstellung	Mindestdauer (min.:s)	Konzentration
Vorwäsche	< 43 °C (< 110 °F) (kaltes Leitungswasser)	2:00	nicht zutreffend
Enzymatische Impulsspülung	Heißes Leitungswasser	19:00	0,2–0,8 mL/Liter

ANWEISUNGEN – nur Aluminium-Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic (Anweisungen für wiederverwendbare Instrumente befinden sich in der vorherigen Tabelle)																																		
Inbetriebnahme neuer Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic	- Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic werden unsteril geliefert und schon daher gründlich gereinigt und anschließend sterilisiert werden, bevor der erste Einsatz und die weitere Verwendung möglich sind. - Vor dem Reinigen und Sterilisieren sind alle Verpackungsmaterialien zu entfernen.																																	
Einsatzort	- Alle sichtbaren Verunreinigungen mit fusselfreien Tüchern von den Kassetten und Ablagen entfernen. - Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic sollten direkt nach dem Gebrauch gründlich gereinigt werden, um ein Antrocknen von Verunreinigungen zu vermeiden.																																	
Containment und Transport	- Wenn eine sofortige Aufbereitung der Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic nicht möglich ist, sind diese während des Transports feucht zu halten. - Verschmutzte Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic ggf. in enthärtetem Leitungswasser einweichen oder mit feuchten Handtuchern abdecken. - Danach die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic in einen Arbeitsbereich für die weitere Aufbereitung bringen.																																	
Vorbereitung auf die Reinigung	- Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic sind einzeln zu reinigen und dürfen nicht ineinander gestellt werden. Kassetten- und Moduldeckel müssen entfernt und separat gereinigt oder in geöffnetem Zustand gereinigt werden, wenn ein Entfernen nicht möglich ist. - Kassetten und Ablagen können sicher und effektiv, wie in diesem Dokument beschrieben, mit einem manuellen Reinigungsverfahren oder mit einer Kombination aus manueller Reinigung und Reinigung in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsanlage (nur enzymatisch bei Aluminiumkassetten und -ablagen) aufbereitet werden. Keine alkalischen Lösungen für Aluminium-Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic verwenden, da diese Reinigungsmittel die Transport-/Sterilisationskassetten aus Aluminium angreifen.																																	
Automatisierte Reinigung: enzymatisch	- Kassetten und Ablagen mindestens 30 Sekunden lang unter (kaltem) Leitungswasser mit einer Temperatur von < 43 °C (110 °F) abspülen, ausspülen und abbürsten. - Die Vorrichtungen in die automatisierte Wasch- und Desinfektionsanlage legen und diese mit den in Tabelle 3 angegebenen Zyklusparametern programmieren. Sicherstellen, dass die Kassetten und Ablagen so in der Wasch- und Desinfektionsanlage positioniert werden, dass ein rückstandsfreies Abfließen des Waschwassers möglich ist. Darauf achten, dass die Innenflächen der Kassetten/Module nach unten zu den Sprühdüsen zeigen und die Zyklusparameter in Tabelle 3 ordnungsgemäß programmiert werden. - Die Vorrichtungen beim Herausnehmen einer eingehenden Sichtprüfung unterziehen, einschließlich aller Lumen und Kavitäten/eng aneinander liegenden Flächen, um sicherzustellen, dass sämtliche sichtbaren Verunreinigungen entfernt wurden. Sollten immer noch Verunreinigungen vorhanden sein, den Reinigungsvorgang wiederholen oder Medtronic kontaktieren, um die Entsorgung oder den Austausch zu veranlassen. Nicht mit der Wiederaufbereitung einer verschmutzten Vorrichtung fortfahren. Tabelle 3: Enzymatisches (neutrales) Reinigungsmittel (pH 7,0–8,0) <table> <tr> <th>Zyklus</th><th>Temperatureinstellung</th><th>Minstdauer (min:s)</th><th>Konzentration</th></tr> <tr> <td>Vorwäsche</td><td>< 43 °C (< 110 °F) (kaltes Leitungswasser)</td><td>2:00</td><td>nicht zutreffend</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Enzymatische Impulsspülung</td><td>Waschen < 60 °C (< 140 °F) Heißes Leitungswasser</td><td>4:00</td><td>0,2–0,8 mL/Liter</td></tr> <tr> <td>Spülen < 60 °C (< 140 °F) Heißes Leitungswasser</td><td>≥ 00:15</td><td>nicht zutreffend</td></tr> <tr> <td>Reinigungsmittelwäsche (neutraler pH)</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2–0,8 mL/Liter</td></tr> <tr> <td>Spülen</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>5:00</td><td>nicht zutreffend</td></tr> <tr> <td>Thermisch (Desinfektion) Spülen (Deionat)</td><td>90 °C (194 °F)</td><td>5:00</td><td>nicht zutreffend</td></tr> <tr> <td>Trocknen</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥ 15:00</td><td>nicht zutreffend</td></tr> </table> Hinweis: Zyklus mit Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner und Prolystica Neutral Detergent für Wasch- und Desinfektionsanlagen validiert. Hinweis: Angesichts der vielen Variablen bei Wasch- und Desinfektionsanlagen sollte jede Gesundheitseinrichtung den für ihre Ausrüstung angemessenen Prozess (z. B. Temperaturen, Zeiten) ordnungsgemäß installieren, kalibrieren und überprüfen. Den Empfehlungen des Herstellers der Wasch- und Desinfektionsanlage sollte immer Folge geleistet werden. Bei der Reinigung mehrerer Vorrichtungen in einem Zyklus ist sicherzustellen, dass die vom Hersteller angegebene Höchstlast nicht überschritten wird. Die Reinigungsvalidierung wurde mit einer vollen Kammerladung durchgeführt.			Zyklus	Temperatureinstellung	Minstdauer (min:s)	Konzentration	Vorwäsche	< 43 °C (< 110 °F) (kaltes Leitungswasser)	2:00	nicht zutreffend	Enzymatische Impulsspülung	Waschen < 60 °C (< 140 °F) Heißes Leitungswasser	4:00	0,2–0,8 mL/Liter	Spülen < 60 °C (< 140 °F) Heißes Leitungswasser	≥ 00:15	nicht zutreffend	Reinigungsmittelwäsche (neutraler pH)	60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 mL/Liter	Spülen	71 °C (160 °F)	5:00	nicht zutreffend	Thermisch (Desinfektion) Spülen (Deionat)	90 °C (194 °F)	5:00	nicht zutreffend	Trocknen	98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	nicht zutreffend
Zyklus	Temperatureinstellung	Minstdauer (min:s)	Konzentration																															
Vorwäsche	< 43 °C (< 110 °F) (kaltes Leitungswasser)	2:00	nicht zutreffend																															
Enzymatische Impulsspülung	Waschen < 60 °C (< 140 °F) Heißes Leitungswasser	4:00	0,2–0,8 mL/Liter																															
	Spülen < 60 °C (< 140 °F) Heißes Leitungswasser	≥ 00:15	nicht zutreffend																															
Reinigungsmittelwäsche (neutraler pH)	60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 mL/Liter																															
Spülen	71 °C (160 °F)	5:00	nicht zutreffend																															
Thermisch (Desinfektion) Spülen (Deionat)	90 °C (194 °F)	5:00	nicht zutreffend																															
Trocknen	98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	nicht zutreffend																															
Manuelle Reinigung: enzymatisch	- Wenn keine automatisierte Wasch- und Desinfektionsanlage zur Verfügung steht, die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic von Hand reinigen. - Die Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic mindestens 1 Minute lang unter kaltem Leitungswasser mit einer Temperatur von < 43 °C (110 °F) abspülen, ausspülen und abbürsten. - Die Vorrichtungen mit Bürsten mit weichen Borsten und von geeigneter Größe oder mit Pfeifenreinigern abschrubben, um sichtbare Verschmutzungen zu entfernen. Alle Lumen und Kavitäten von innen ausbürsten und die Vorrichtung bewegen (wenn zutreffend). - Schrubben, bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt sind. - Entsprechend den Anweisungen, Verdünnungs- und Temperaturempfehlungen des Herstellers eine enzymatische Reinigungslösung unter Verwendung von Leitungswasser zubereiten. Die Vorrichtungen vollständig in die enzymatische Reinigungslösung eintauchen und mindestens 10 Minuten lang einweichen lassen. Dafür sorgen, dass alle Oberflächen, Lumen und Komponenten mit der Reinigungslösung in Kontakt sind. - Die Vorrichtungen aus der enzymatischen Reinigungslösung nehmen und unter fließendem (kaltem) Leitungswasser abspülen. Darauf achten, dass auch Lumen und Kavitäten im Wasserstrahl gespült werden. Mindestens 1 Minute lang mit kaltem Leitungswasser abspülen. - Entsprechend den Anweisungen, Verdünnungs- und Temperaturempfehlungen des Herstellers eine zweite enzymatische Reinigungslösung in einem Ultraschallbehandlungsgerät entsprechender Größe und unter Verwendung von Leitungswasser zubereiten. - Die Vorrichtungen vollständig in die enzymatische Reinigungslösung eintauchen und mindestens 20 Minuten lang bei 40–50 kHz mit Ultraschall behandeln. Es sind auch mehrere Ultraschallzyklen mit einer Gesamtdauer von 20 Minuten möglich. Dafür sorgen, dass alle Oberflächen, Lumen und Komponenten mit der Reinigungslösung in Kontakt sind. Hinweis: Eine Ultraschallreinigung ist nur dann wirkungsvoll, wenn die zu reinigende Oberfläche in die Reinigungslösung getaucht wird. Lufteinschlüsse mindern die Wirksamkeit der Ultraschallreinigung. Sicherstellen, dass Lufteinschlüsse oder Luftblasen minimiert werden, indem Lumen, Kavitäten, Spalten oder Federn während des Eintauchens im Ultraschallbehälter mit Reinigungslösung gespült werden. - Die Vorrichtungen aus dem Ultraschallbehandlungsgerät herausnehmen und unter kaltem Leitungswasser abspülen. Darauf achten, dass auch Lumen und Kavitäten im Wasserstrahl gespült werden. Mindestens 10 Minuten lang abspülen. Es sind auch mehrere Zyklen mit einer Gesamtdauer von mindestens 10 Minuten möglich. - Das Spülen wie in Schritt 9 weitere 10 Minuten lang wiederholen; diesmal mit entionisiertem Wasser. Es sind auch mehrere Zyklen mit einer Gesamtdauer von mindestens 10 Minuten möglich. - Prüfen Sie Geräte mit Lumen und Aushöhlungen sorgfältig per Augenschein, um sicherzustellen, dass sämtliche sichtbaren Verunreinigungen entfernt wurden. Sollten immer noch Verunreinigungen vorhanden sein, den Reinigungsprozess wiederholen oder sofort Medtronic kontaktieren, um die Entsorgung oder den Ersatz zu veranlassen. Nicht mit der Wiederaufbereitung einer verschmutzten Vorrichtung fortfahren. Hinweis: Zyklus mit Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1–4 mL/Liter) validiert.																																	
Trocknung	Automatisierte Wasch- und Desinfektionsanlage - Nach Abschluss des Reinigungszyklus in der Wasch- und Desinfektionsanlage den Trocknungszustand per Sichtprüfung kontrollieren. - Wenn noch Feuchtigkeit auf den Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic zu sehen ist, muss eine Trocknung mit sauberen, absorbierenden, fusselfreien Tüchern und/oder einem Luftgebläse medizinischer Güte durchgeführt werden, bis alle Feuchtigkeit abgelaufen ist. Manuell																																	

ANWEISUNGEN – nur Aluminium-Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic (Anweisungen für wiederverwendbare Instrumente befinden sich in der vorherigen Tabelle)	
	Die Vorrichtungen mit sauberen, absorbierenden, fusselfreien Tüchern und/oder einem Luftgebläse medizinischer Güte trocknen. Eine Sichtprüfung auf Trockenheit durchführen und Vorgang bei Bedarf wiederholen.
Inspektion und erneutes Beladen	- Die Transport-/Sterilisationskassetten auf Schaden untersuchen. Dazu eine gründliche Prüfung gemäß dem Abschnitt UNTERSUCHUNG in diesem Dokument durchführen. - Sollten die Transport-/Sterilisationskassetten oder Module von Medtronic beschädigt sein, sofort Medtronic kontaktieren, um die Entsorgung oder den Ersatz zu veranlassen. - Die Transport-/Sterilisationskassetten oder Module von Medtronic mit den entsprechenden Vorrichtungen beladen. - Fortfahren mit dem Abschnitt „Sterilisation“.

STERILISATIONSANWEISUNGEN für Instrumente und Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic				
Sterilisation	- Einzelne Instrumente und/oder die entsprechenden Transport-/Sterilisationskassetten, die Instrumente enthalten, doppelt in feuchtigkeitsbeständiges chirurgisches Sterilisationsvlies einwickeln. - Die Verpackung vor dem Beladen des Sterilisationsgeräts kontrollieren, um sicherzustellen, dass keine Risse, Punktionen oder schadhafte Falze in oder an der Verpackung vorhanden sind. - Die Instrumente den vom Hersteller empfohlenen Ladeverfahren und Ladekonfigurationen entsprechend in das Sterilisationsgerät laden. - Das Sterilisationsgerät den vom Hersteller des Sterilisationsgeräts empfohlenen Verfahren entsprechend auf einen der in Tabelle 4 angegebenen Parametersätze für den Sterilisationszyklus programmieren.			
	Tabelle 4: Parameter für den Sterilisationszyklus			
	Zyklus	Temperatur	Einwirkzeit	Mindesttrocknungszeit³
	Dynamische Luftentfernung (4 Vorkonditionierungsimpulse)	132 °C (270 °F)	4 Minuten	30 Minuten
	Dynamische Luftentfernung (4 Vorkonditionierungsimpulse)	135 °C (275 °F)	3 Minuten	30 Minuten
Dynamische Luftentfernung (4 Vorkonditionierungsimpulse)	134 °C (273 °F)	4 Minuten	30 Minuten	
Dynamische Luftentfernung (4 Vorkonditionierungsimpulse)	134 °C (273 °F)	20 Minuten	30 Minuten	
³Die Mindesttrocknungszeit wurde mit Sterilisationsgeräten mit Vakuumtrocknungsfähigkeiten validiert. Trocknungszyklen mit Umgebungsatmosphärendruck konnten längere Trocknungszeiten erfordern. In den Empfehlungen des Sterilisationsgeräteherstellers nachschlagen. Zwischen den Sterilisationsgerätemodellen für Industrie und Gesundheitseinrichtungen können Unterschiede hinsichtlich der Kammergröße und der Kammerbeladung bestehen. Die in Tabelle 4 angegebenen Sterilisationsparameter können mit den Sterilisationsgerätemodellen für Gesundheitseinrichtungen sowie mit größeren, industriellen Sterilisationsgerätemodellen erreicht werden. Aufgrund der zahlreichen Variablen bei der Sterilisation sollte jede Gesundheitseinrichtung das Sterilisationsverfahren (z. B. Temperaturen, Zeiten) für ihre Vorrichtungen kalibrieren und überprüfen. Hinweis: Für die Sterilisation verwendeter Dampf sollte mit Wasser erzeugt werden, dem gelöste Feststoffe und nichtkondensierbare Gase entzogen wurden. Weiterhin sollten Verunreinigungen und Wassertropfen ausgefiltert werden und der Dampf über Leitungen ohne Totbereiche und andere Stagnationsbereiche zugeführt werden, in denen sich Verunreinigungen ansammeln könnten. Vorsicht: Ethylenoxid (EO), Gasplasma, Gammastrahlen, chemische Dämpfe oder Trockenhitze-Sterilisationsmethoden werden zur Sterilisation dieser Vorrichtungen nicht empfohlen. Dampfgeachtete Hitze ist die empfohlene Sterilisationsmethode.				
Zusätzliche Informationen	Während der Operation verwendete Instrumente unmittelbar nach dem Gebrauch reinigen und erneut sterilisieren. Instrumente sollten vor der Rückgabe an Medtronic gründlich gereinigt, inspiziert und sterilisiert werden. Medizinische Vorrichtungen, die in Kontakt mit Patienten kamen, welche bekanntermaßen oder angeblich an prionenbedingten Erkrankungen (z. B. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit) leiden, dürfen nicht an Medtronic zurückgeschickt werden, sondern sollten in Quarantäne genommen werden und entsprechend den Richtlinien für den Umgang mit durch Hochrisikogewebe kontaminierte Vorrichtungen in der Gesundheitseinrichtung behandelt werden. Weitere Informationen bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung/Vernichtung erhalten Sie bei Medtronic.			

Die Angaben zur Reinigung und Sterilisation im vorliegenden Dokument sind im Einklang mit den folgenden Standards: AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 und ISO 15883-5. Die in diesem Dokument beschriebenen Wiederaufbereitungsanweisungen wurden als geeignet für die Vorbereitung von Instrumenten für den erneuten Einsatz validiert. Die Sterilisationsvalidierung ergab einen Sterilitätsicherheitsgrad von 10⁻⁶. Die Sterilisationsparameter wurden mit Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic durchgeführt. Die Sterilisationsvalidierung wurde mit einer leeren Kammer durchgeführt. Für die Validierung wurde eine doppelt eingewickelte, perforierte Ablage (Worst Case) verwendet.

Es bleibt in der Verantwortung der Aufbereitung ausführenden Person, sicherzustellen, dass die Aufbereitung in der Wiederaufbereitungseinrichtung mit validierten Geräten und geschultem Personal durchgeführt wird, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dies erfordert in der Regel die Validierung und Routineüberwachung der Aufbereitung. Alle Abweichungen von den gegebenen Anweisungen durch die Aufbereitung durchführende Person sollten sorgfältig auf ihre Wirksamkeit und mögliche unerwünschte Folgen überprüft werden. Einige Vorrichtungen verfügen über spezielle Anweisungen für die Demontage und Wiedermontage. Ziehen Sie in diesem Fall die mit dem Instrument gelieferten zusätzlichen Anweisungen zurate. Nutzer müssen angemessene Wiederaufbereitungsprotokolle für die an ihren Standorten eingesetzten wiederverwendbaren medizinischen Vorrichtungen erstellen, in denen die Empfehlungen des Geräteherstellers und des Reinigungsmittelherstellers enthalten sind.

AUFBEWAHRUNG UND LAGERUNGSDAUER

Nicht sterile Instrumente und Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic: An einem trockenen, sauberen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren. Nicht sterile Instrumente und Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic sind wiederverwendbar und unterliegen keiner bestimmten Lagerungsdauer. Das Ende der Lebensdauer (Lagerungsdauer) wird durch übermäßigen Verschleiß und Schaden aufgrund des normalen Gebrauchs bestimmt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt „Wiederaufbereitungsgrenze“.

Sterilisierte Instrumente und Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic: Darauf achten, dass die Instrumente und Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic vor der Lagerung trocken sind. An einem sauberen, trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren. Die Lagerungsdauer von sterilisierten Instrumenten und Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic hängt vom legal vermarkteten Sterilisationsvlies ab. Die Gesundheitseinrichtung sollte eine Lagerungsdauer für sterilisierte Instrumente festlegen, die dem eingesetzten Sterilisationsvlies und den Empfehlungen des Sterilisationsvlies-Herstellers entspricht.

PRODUKTREKLAMATIONEN

Wenden Sie sich bei Produktreklamationen an Medtronic.

MRT-INFORMATIONEN

Die Instrumente von Medtronic sind nicht für einen Einsatz in einer Magnetresonanztomographie (MR) vorgesehen. Daher wurden die Instrumente von Medtronic auch nicht im Hinblick auf Sicherheit und Kompatibilität in einer MR-Umgebung untersucht. Somit ist die Sicherheit der Instrumente von Medtronic in einer MR-Umgebung nicht bekannt.

WEITERE INFORMATIONEN

Wenden Sie sich an Medtronic, wenn es irgendwelche Bedenken oder Unsicherheiten im Hinblick auf den ordnungsgemäßen Gebrauch von wiederverwendbaren Medtronic Instrumenten oder der Wiederaufbereitung von Instrumenten oder Transport-/Sterilisationskassetten von Medtronic gibt. Darüber hinaus werden alle verfügbaren chirurgischen Techniken kostenlos zur Verfügung gestellt.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΗΣ MEDTRONIC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία κατασκευάζονται από μια ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ορθοπεδικές επεμβάσεις, τα οποία πληρούν τα ισχύοντα εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα. Αυτά τα εργαλεία μπορεί να αποστέλλονται σε κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic. Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic είναι σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα νομίμως διατιθέμενο στο εμπόριο ή/και κατάλληλο περιτύλιγμα αποστείρωσης, ώστε να επιτρέπουν την αποστείρωση, **μία** φορά, μη αποστειρωμένων προϊόντων.

Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης από αλουμίνιο της Medtronic περιλαμβάνουν θήκες, δίσκους, καλύμματα, καδούς, υπομονάδες ή βραχίονες κατασκευασμένα από μια ποικιλία υλικών, τα οποία πληρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και χρησιμοποιούνται συνήθως για τον εγκλεισμό, την προστασία και την οργάνωση ορθοπεδικών ή νευρολογικών μη αποστειρωμένων προϊόντων της Medtronic.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Τα εργαλεία ορθοπεδικών επεμβάσεων προορίζονται για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις για το χειρισμό ιστών, οστών **ή** για χρήση με άλλα προϊόντα στην ορθοπεδική χειρουργική. Ένα εργαλείο ενδέχεται να διαθεθεί ενσωματωμένη μια λειτουργία μέτρησης, η οποία έχει τις χρήσεις που περιγράφονται στη σήμανση και στο εργαλείο.

Σημείωση: μην εμψεύετε τα εργαλεία.

Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για την οργάνωση, τον εγκλεισμό, την αποστείρωση, τη μεταφορά και την αποθήκευση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων εργαλείων μεταξύ χειρουργικών και άλλων ιατρικών χρήσεων. Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic δεν προορίζονται από μόνες τους για διατήρηση της στεριότητας, προορίζονται για να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα νομίμως διατιθέμενο στο εμπόριο ή/και κατάλληλο περιτύλιγμα αποστείρωσης.

Η Medtronic δεν εγγυάται τη χρήση των εργαλείων, των κασέτων μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic ή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων σε μέρη των οποίων έχουν γίνει ή επιτηρείται επεκευές εκτός και εάν έχουν εκτελεστεί από τη Medtronic ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της Medtronic. Εξαιρούνται συγκεκριμένα οι σωτηριές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση.

Προσοχή: Οι παρούσες οδηγίες δεν ισχύουν για προϊόντα μίας χρήσης. Για μη αποστειρωμένα εργαλεία μίας χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (IFU) των μη επαναχρησιμοποιήσιμων και μη αποστειρωμένων εργαλείων της Medtronic, M708348B359.

ΠΡΟΕΙΔΟΥΣΙΕΣ

- Βράυση, ολίσθηση, ακατάλληλη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός των εργαλείων, όπως επάνω σε σχηματά ακρα, ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον ασθενή ή στο προσωπικό του χειρουργείου ή της επαντεξεργασίας.
- Ακατάλληλη συντήρηση, χειρισμός ή ανεπαρκείς διαδικασίες καθαρισμού μπορούν να καταστήσουν το εργαλείο ακατάλληλο για τον προοριζόμενο σκοπό του και ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τον ασθενή ή το προσωπικό του χειρουργείου ή της επαντεξεργασίας.
- Υπάρχουν προσθετικοί κίνδυνοι που συσχετίζονται με εργαλεία που χρησιμοποιούνται για κόμψη και κοπή ράβδων. Η χρήση των εργαλείων αυτού του τύπου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στον ασθενή λόγω των εξαιρετικά υψηλών δυνάμεων που απαιτούνται. Μην κοβείτε τις ράβδους *in situ*. Οποιαδήποτε βράυση ενός εργαλείου **ή** που εμψεύσματος σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Τα φυσικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για πολλά εργαλεία δεν επιτρέπουν την κατασκευή τους από εμψεύσιμα υλικά και εάν έχουν εκτελεστεί από τη Medtronic ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της Medtronic. Εξαιρούνται συγκεκριμένα οι σωτηριές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση.
- Ο χειρισμός θα πρέπει να ασκεί ακρα προσοχή όταν εργαζόμαστε σε στενή εγγύτητα με ζωτικά όργανα, νεύρα ή αγγεία. Επιπροσθέτως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπερβολική δύναμη κατά την τοποθέτηση εργαλείων ή εμψεύσματος, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό στον ασθενή.
- Βράυση, ολίσθηση, ακατάλληλη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός των κασέτων μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic, όπως επάνω σε σχηματά ακρα, ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον ασθενή ή στο προσωπικό του χειρουργείου και της επαντεξεργασίας.
- Ακατάλληλη συντήρηση, χειρισμός ή ανεπαρκείς διαδικασίες καθαρισμού μπορούν να καταστήσουν τις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic ακατάλληλες για τον προοριζόμενο σκοπό τους ή να αποβούν επικίνδυνες για τον ασθενή ή το προσωπικό του χειρουργείου.
- Ο σωστός χειρισμός των κασέτων μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic είναι εξαιρετικά σημαντικός. Μην τροποποιείτε τις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic. Μην χαράζετε και μην καίτε τις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic. Χαράζεις, γρατζουνιές ή άλλες ζημιές ή/και φθορές στις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επεμβάσης ενδέχεται να συμβάλλουν σε βράυση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Υπερβολική δύναμη που ασκείται από εργαλεία σε εμψεύσματα μπορεί να εκποστεί διαταξεί, ιδίως άγκιστρα.
- Τα εργαλεία δεν πρέπει να εκτίθενται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν των 135°C (275°F). Αυτό το επίπεδο θερμότητας ενδέχεται να τροποποιήσει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Εάν δεν έχετε βέβαιη για το εάν τα εργαλεία έχουν εκτεθεί σε θερμοκρασίες άνω των 135°C (275°F), επιθεωρήστε προσεκτικά τα εργαλεία για να διασφαλίσετε ότι εξακολουθούν να λειτουργούν όπως προορίζεται.
- Θα πρέπει να επιδεικνύεται ακρα προσοχή για να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία παραμένουν σε καλή λειτουργική κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η ορθή λειτουργία αυτών των εργαλείων είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα εργαλεία δεν θα πρέπει να καίγονται ή να υφίστανται ζημία. Η ακατάλληλη χρήση εργαλείων, διαβρωτική, «κόλληση», γρατζουνιές, χαλάρωση, κόμψη **ή** βράυση οποιωνδήποτε ή όλων των εξαρτημάτων του εργαλείου ενδέχεται να εμποδίσει ή να αποτρέψει την ορθή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία για οποιονδήποτε ενεργειακή για την οποία δεν προορίζονται.
- Να επιβεβαιώσετε τακτικά τη λειτουργική κατάσταση όλων των εργαλείων και, εν ανάγκη, επικοινωνήστε με τη Medtronic **ή** με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της Medtronic. Για την αποφυγή τραυματισμού, το εργαλείο θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά πριν από τη χρήση για λειτουργικότητα ή ζημιές. Ένα εργαλείο που έχει υποστεί ζημία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα προσθετικά εφεδρικά εργαλεία.
- Οι προαρχητικές και εγχειρητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης των χειρουργικών τεχνικών, είναι σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχή χρήση των εργαλείων από τον χειρουργό. Η κατάλληλη επιλογή και η συμμόρφωση του ασθενούς θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα.
- Η κατάλληλη επιλογή ασθενούς και η εγχειρητική μερίδα είναι στοιχεία κρίσιμα για την επιτυχία της χειρουργικής επεμβάσης και για την αποφυγή τραυματισμού κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επεμβάσης. Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις άλλες πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται από τον κατασκευαστή των εμψεύσμάτων ή των εργαλείων.
- Θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή **κατά τη** χρήση των εργαλείων σε παιδιατρικούς ασθενείς, καθώς αυτοί οι ασθενείς μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι στις καταπονήσεις που απαιτούνται κατά τη χρήση των εργαλείων.
- Διασφαλίστε ότι τα εργαλεία με λειτουργία μέτρησης δεν έχουν φθαρεί και ότι οποιεσδήποτε εγχωρητικές σημάνσεις στις επιφάνειες είναι εμφανώς ορατές.
- Η εκδότη των κασέτων μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic σε θερμοκρασίες άνω των 135°C (275°F) ενδέχεται να τροποποιήσει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Εάν οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic εκτεθούν σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 135°C (275°F), διεξαγάγετε επιπρόσθετη επιθεώρηση για να διασφαλίσετε ότι λειτουργούν όπως προορίζονται. Βλ. ενότητα «ΕΛΕΓΧΟΣ» για περισσότερες πληροφορίες.
- Θα πρέπει να επιδεικνύεται ακρα προσοχή για να διασφαλιστεί ότι οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic παραμένουν σε καλή λειτουργική κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της επεμβάσης, η ορθή χρήση των κασέτων μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic δεν θα πρέπει να καίγονται ή να υφίστανται ζημία με οποιονδήποτε τρόπο. Η ακατάλληλη χρήση των κασέτων μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic, που έχει ως αποτέλεσμα διαβρωτική, γρατζουνιές, χαλάρωση, κόμψη ή βράυση οποιωνδήποτε ή όλων των τμημάτων, ενδέχεται να εμποδίσει ή να αποτρέψει την ορθή λειτουργία.
- Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic υπόκεινται σε επανειλημμένες καταπονήσεις σχετιζόμενες με συνήθεις διαδικασίες μεταφοράς, καθαρισμού και αποστείρωσης. Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic θα πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά πριν από κάθε χρήση για να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως λειτουργικές.
- Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μέγιστη κατανομή βάρους και φορτίου των 11,4 kg/25 lbs.
- Το προσωπικό θα πρέπει να φοράει όλων των κατάλληλων προσωπικών προστατευτικών εξοπλισμών (PPE) όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του αποστειρωτή.
- Τα ανομια μέταλλα θα πρέπει να απομονώνονται από την άμεση επαφή κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης, ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση. Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic είναι σχεδιασμένες με επικαλυμμένους βραχίονες ή σπλήκων, ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα που χρησιμοποιούνται στις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- Βλάβη νευρών, παράλυση, άλγος ή **παρα**μάσκα του ιστού, σπληνικών οργάνων ή αρθρώσεων.
- Λοίμωξη, εάν τα εργαλεία ή οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic δεν έχουν καθαριστεί και αποστειρωθεί κατάλληλα.
- Άλγος, δυσφορία ή μη φυσιολογικές αισθήσεις που απορρέουν από την παρουσία του προϊόντος.
- Βλάβη νευρών λόγω χειρουργικού τραυματισμού.
- Διαρροή από τη σκληρή μεμβράνη σε περιπτώσεις εφαρμογής υπερβολικού φορτίου.
- Συνθλίψη κοινών αγγείων, νευρών και οργάνων λόγω ολίσθησης ή εσφαλμένης τοποθέτησης του εργαλείου.
- Βλάβη λόγω συνθλίψης της επένδυσης των διατάξεων σφυγής ή των μηχανισμών των ελατηρίων ορισμένων εργαλείων.
- Κοπή του δέρματος ή των γαντιών του προσωπικού του χειρουργείου ή της επαντεξεργασίας.
- Οστικό κάταγμα σε περιπτώσεις παραμορφωμένων σπονδυλικών στήλης ή αδυναμίας οστού.
- Βλάβη ιστών του ασθενούς, φυσικός τραυματισμός του προσωπικού του χειρουργείου ή/και αυξημένος χρόνος επεμβάσης που ενδέχεται να προκύψει από την ακουσία αποσυνομιλούμενων εργαλείων πολλών εξαρτημάτων που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επεμβάσης.
- Οι μέθοδοι χρήσης προσαρμόζονται από την εμπειρία και εκπαίδευση του χρήστη σε χειρουργικές διαδικασίες. Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα επιτυχές σε κάθε περίπτωση χειρουργικής επεμβάσης. Αυτό αλβάνει ιδιαίτερα στη χειρουργική επεμβάση σπονδυλικής στήλης όπου άλλες παθήσεις του ασθενούς ενδέχεται να διακυβεύουν τα αποτελέσματα.

Σημείωση για τον ιατρό: παρότι οι ιατροί είναι οι ενήμερωμένοι ενδιαμέσους μεταξύ της εταιρείας και του ασθενούς, οι σημαντικές ιατρικές πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο θα πρέπει να διαβιβάζονται στον ασθενή.

Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ιατρούς εξοικειωμένους με τα προϊόντα, την προοριζόμενη χρήση τους, οποιαδήποτε πρόσθετα εργαλεία και οποιεσδήποτε διδασκόμενες χειρουργικές τεχνικές. Επιπλέον, αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από χειριστές εξοικειωμένους με το προϊόν, την προοριζόμενη χρήση του και τις πληροφορίες επανεπεξεργασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα εργαλεία μπορεί να αποστέλλονται σε αυτόνομες συσκευασίες ή σε κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic. Οι αυτόνομες συσκευασίες, οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπεριέχονται θα πρέπει να είναι αθίκτα κατά την παραλαβή. Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπεριέχονται θα πρέπει να ελέγχονται προς την πληρότητα και για ενδείξεις ζημίας πριν από τη χρήση. Συσκευασίες, κασέτες ή εργαλεία που έχουν υποστεί ζημία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να επιστρέφονται στη Medtronic.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα εργαλεία πρέπει πάντα να ελέγχονται από τη χρήση πριν από τον καθαρισμό και πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι σχολαστικός και πρέπει να περιλαμβάνει οπτική και λειτουργική επιθεώρηση των λειτουργικών επιφανειών, των αξόνων περιστροφής, των οδοντωτών στοιχείων, της λειτουργίας των ελατηρίων ή της λειτουργίας στρέψης, της καθαριότητας των στύλων και των τοποθετήσεων και της παρουσίας οποιωνδήποτε ρωγμών, καμψών, παραμόρφωσης ή στρέβλωσης, καθώς και της παρουσίας όλων των εξαρτημάτων. Πότε μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic με εμφανείς ενδείξεις υπερβολικής φθοράς, ζημίας ή που είναι στελή ή κατα άλλων τροπο μη λειτουργικά.

Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic πρέπει να ελέγχονται από τον χρήστη πριν από τη χρήση. Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι σχολαστικός και πρέπει να περιλαμβάνει οπτική και λειτουργική επιθεώρηση. Ο έλεγχος πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic είναι πλήρεις. Μην προχωρήσετε στην επανεπεξεργασία μιας κασέτας μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic που έχει υποστεί ζημία.

Οπτική επιθεώρηση

Διασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Οι σημάνσεις με λείζερ, οι εγχρόακτες σημάνσεις και άλλες σημάνσεις είναι ευανάγνωστες.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές, παραμόρφωση ή αλλοίωση.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές στις λαβές των εργαλείων ή σε οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου.
- Δεν υπάρχουν αποσπασματισμοί, διάβρωση, κηλίδες ή σκουριά. Εάν υπάρχουν, καθαρίστε το εργαλείο ακουθίζοντας το σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» του παρόντος εγγράφου.
- Δεν υπάρχει διαχωρισμός λαβής/άξονα και η σύνδεση της λαβής με τον άξονα είναι ασφαλής.
- Δεν υπάρχουν κοψίματα ή εγκοπές στη σιλκόνη, στους βραχίονες σιλκόνης ή στις λαβές των εργαλείων.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή αποκόλληση της νάιλον επικάλυψης στους μεταλλικούς βραχίονες.
- Δεν υπάρχει καμία ζημία (κοψίματα, σχισίματα κ.λπ.) στη μόνωση.
- Δεν υπάρχει καμία ζημία στα λειτουργικά άκρα ή στις απολήξεις. Το λειτουργικό άκρο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από ρωγμές, εγκοπές και άλλες ζημιές. Όταν αρμόζει, το λειτουργικό άκρο θα πρέπει να είναι αιχμηρό.
- Δεν υπάρχει καμία ζημία στα στεπνιματά των εργαλείων.
- Όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα και ελεύθερα από ζημία και φθορά. Παραδείγματα εξαρτημάτων που μπορεί να λείπουν, να έχουν χαλαρώσει ή υποστεί ζημία, περιλαμβάνουν τους κοχλίες ρυθμίσεως, τα ελατήρια, τα κυριά ελατήρια, τις ακίδες και τις αιχμές («δόντια»).
- Τα συνταίριαζόμενα άκρα είναι ελεύθερα από ζημία (εντομές, εγκοπές, καμψές, κ.λπ.) που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία συνταίριασματος.
- Τα αυλωφωρα εργαλεία με οδηγό σύρμα ή άλλο εργαλείο εισαγωγής επιθεωρούνται οπτικά.

Λειτουργική επιθεώρηση

Κατά περίπτωση, διασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Οποιοδήποτε κίνητο εξάρτημα κινείται ελεύθερα, χωρίς να καλλουν, να φρακάρουν ή να τριβονται.
- Τα ελατήρια επαναφέρουν τη λαβή του εργαλείου στην αρχική της θέση.
- Τα περυνία συγκράτησης συγκρατούν τα κατάλληλα συνταίριαζόμενα εξαρτήματα και δεν έχουν υποστεί ζημία.
- Το εργαλείο θα λειτουργεί όπως προορίζεται με τα κατάλληλα συνταίριαζόμενα εξαρτήματα.
- Οι κυκλικές υποδοχές για τα σφαιρίδια θα συγκρατήσουν τα συνταίριαζόμενα εξαρτήματα και είναι ελεύθερες από ζημιές.
- Τα αιχμηρά άκρα είναι αιχμηρά στην σφή και δεν είναι αμβλυμένα, δεν έχουν εντομές ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.
- Οι απολήξεις συναντώνται όταν αρμολεί.
- Οι μηχανισμοί κασάνιας είναι λειτουργικοί. Αυτό περιλαμβάνει τις λαβές, τα μάνδαλα και άλλους μηχανισμούς. Όλα τα δόντια θα πρέπει να είναι παρόντα και λειτουργικά.
- Τα άκρα του οδηγού δεν έχουν φθαρεί πέρα από τη λειτουργική τους χρήση. Εάν είναι αναγκαίο, συνταίριαζε το εργαλείο με το κατάλληλο εξάρτημα.
- Τα μάνδαλα, οι κάδοι, οι υπομονάδες ή τα καλύμματα εφαρμόζουν σωστά.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Καθαρισμός» είναι η αφαίρεση οργανικών ακαθαρσιών. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός:

- Αποτρέπει τη μεταφορά οργανικών ακαθαρσιών από έναν ασθενή σε έναν άλλο.
- Επιτρέπει την επιτυχή επακόλουθη αποστείρωση. Η επαρκής επανεπεξεργασία εξαρτάται από τη σχολαστικότητα του καθαρισμού.

Ο καθαρισμός είναι το αρχικό βήμα. Η αποστείρωση λαμβάνει χώρα αργότερα στην επανεπεξεργασία και αποσκοπεί στη θανάτωση των μικροοργανισμών για τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης και της πιθανότητας λοίμωξης. Για τη διασφάλιση αποδεκτής επανεπεξεργασίας, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία καθυστέρηση μεταξύ των βημάτων στο παρόν έγγραφο.

Τα εργαλεία μπορούν να υποβληθούν σε ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία με τη χρήση μη αυτόματων ή συνδυασμού μη αυτόματων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών καθαρισμού (ενζυμικού ή αλκαλικού) με συσκευή πλύσης-απολύμανσης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic μπορούν να υποβληθούν σε ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία με τη χρήση μη αυτόματων ή συνδυασμού μη αυτόματων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών καθαρισμού (ενζυμικού) με συσκευή πλύσης-απολύμανσης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και διατάξεις στις χώρες όπου οι απαιτήσεις επεξεργασίας είναι πιο αυστηρές από αυτές που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Αιματογενώς μεταδιδόμενα παθογόνα

Οι γενικές προφυλάξεις για τον χειρισμό του παρόντος εργαλείου μετά τη χρήση του θα πρέπει να τηρούνται στο καθέ μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου, σύμφωνα με το Πρότυπο 29 CFR 1910.1030 της OSHA, σχετικά με την επαγγελματική έκθεση σε αιματογενώς μεταδιδόμενα παθογόνα.

Καθαριστικοί παράγοντες και καθαριστικά εργαλεία

Εργαλεία: Συνιστάται η χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών, ενζυμικών καθαριστικών (7,0 – 8,0 pH), αλκαλικών καθαριστικών παραγόντων (8,0 – 11,0 pH), βουρτσών με μαλακές τρίχες και μαλακών καθαριστικών σωληναρίων. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ισχυρών αλκαλικών καθαριστικών παραγόντων (>11,0 pH).

Σημείωση: οι αλκαλικοί καθαριστικοί παράγοντες ενδεχεται να απαιτούν ουδετεροποίηση μετά τον καθαρισμό. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για να προσδιορίσετε εάν απαιτείται ουδετεροποίηση και για να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την ουδετεροποίηση. Είναι ζωτικής σημασίας τα αλκαλικά καθαριστικά διαλύματα να ουδετεροποιηθούν και να εκπλυθούν καταλλήλως από τα εργαλεία.

Κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης από αλουμίνιο: Συνιστάται η χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών, ενζυμικών καθαριστικών (7,0 – 8,0 pH), βουρτσών με μαλακές τρίχες και μαλακών καθαριστικών σωληναρίων. Μη χρησιμοποιείτε αλκαλικούς καθαριστικούς παράγοντες, διότι τα αλκαλικά καθαριστικά θα προκαλέσουν σημαντική ζημία και θα καταστήσουν τις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης από αλουμίνιο μη χρησιμοποιήσιμες.

Οι ακόλουθοι καθαριστικοί παράγοντες, διαλύματα ή εργαλεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα εργαλεία ή στις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic:

- Φυσιολογικός ορός (αλατούχο διάλυμα).
- Διαλύματα που περιέχουν χλώριο (π.χ. λευκαντικό) ή αλδεΐδες (π.χ. γλυταράλδεϋδη).
- Φορμαλίνη, υδράργυρος, χλωρίδια, βρωμείδια, ιωδιείδια ή διάλυμα Riniger.
- Μεταλλικές βουρτσές ή συμπίετα σφουγγαράκια.

Νερό καθαρισμού και έκπλυσης

Εάν είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποσκληρωμένο νερό βρύσης. Για το τελικό βήμα έκπλυσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται κρύσιμο νερό, ώστε να αποτρεφονται οι εναποθέσεις μεταλλικών στοιχείων στις επιφάνειες (συνιστάται το απιοντισμένο νερό). Μία ή περισσότερες από τις παρακάτω διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία νερού που ορίζεται ως κρύσιμο νερό: υπερήχηση (UF: ultra-filler), αντίστροφη ώσμωση (RO: reverse osmosis), απιοντισμός (DI: de-ionized) ή ισοδυναμεί. Η χρήση σκληρού νερού θα πρέπει να αποφευχθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ - Εργαλεία μόνο (Οι οδηγίες για τις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης από αλουμίνιο περιλαμβάνονται μετά τις οδηγίες για τα εργαλεία)				
Πίν. 2: Αλκαλικός καθαριστικός παράγοντας (8,0 – 11,0 pH)				
Κύκλος		Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ελάχιστος χρόνος (min:s)	Συγκέντρωση
Πρόπλυση		<43°C (<110°F) (Κρύο νερό βρύσης)	2:00	Δεν ισχύει
Παλμική αλκαλική πλύση	Πλύση	Ζεστό νερό βρύσης	10:00	2 – 6 mL/λίτρο
	Εκπλύση	Ζεστό νερό βρύσης	≥00:15	Δεν ισχύει
Αλκαλική πλύση με απορρυπαντικό		60°C (140°F)	5:00	2 – 6 mL/λίτρο
Εκπλύση		71°C (160°F)	15:00	Δεν ισχύει
Θερμικός (απολύμανση) Εκπλύση (αποιντισμένο)		93°C (200°F)	5:00	Δεν ισχύει
Στείρωμα		98,8°C (210°F)	≥30:00	Δεν ισχύει
Σημείωση: πιστοποιημένος κύκλος με χρήση neodisher MediClean Forte[®] (5-10 mL/λίτρο: με υπερήχους, 2-6 mL/λίτρο: συσκευή πλύσης-απολύμανσης). Δεν απαιτείται βήμα ουδετεροποίησης για το neodisher MediClean Forte. Ωστόσο, άλλοι αλκαλικοί καθαριστικοί παράγοντες ενδέχεται να απαιτούν αυτό το βήμα. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για να προσδιορίσετε εάν απαιτείται ουδετεροποίηση. Σημείωση: λόγω των πολλών μεταβλητών που εμπλέκονται στις συσκευές πλύσης-απολύμανσης, κάθε εγκατάσταση υγειονομικής περιβάλλουσας θα πρέπει να εγκαθιστά, να βαθμονομεί και να επαληθεύει καταλλήλως τη διαδικασία (π.χ. θερμοκρασίες, χρόνους) που χρησιμοποιείται για τον εξοπλισμό της. Θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι υποδείξεις του κατασκευαστή της συσκευής πλύσης-απολύμανσης. Όταν καθαρίζετε πολλαπλά προϊόντα σε έναν κύκλο καθαρισμού, διασφαλίστε ότι δεν υπερβαίνεται το μέγιστο φορτίο του κατασκευαστή. Η πιστοποίηση του καθαρισμού διεξήχθη με τη χρήση πλήρους φορτίου θαλάμου.				
Μη αυτοματός καθαρισμός ενζυμικός	1. Να καθαρίζετε τα εργαλεία με μη αυτόματο τρόπο μόνο όταν δεν είναι διαθέσιμη αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης-απολύμανσης. 2. Αποσυναρμολογήστε τα εργαλεία, εάν είναι εφαρμόσιμο. 3. Εκπλύνετε, ξεπλύνετε και τρίψτε τα εργαλεία κάτω από τρεχούμενο (κρύο) νερό βρύσης σε θερμοκρασία <43°C (<110°F) για τουλάχιστον 3 λεπτά. Τρίψτε τα εργαλεία με μαλακές βούρτσες καταλλήλου μεγέθους ή με καθαριστικά σωληναρίων για να αφαιρέσετε τις εμφανείς ακαθαρσίες. Τρίψτε στο εσωτερικό οποιωνδήποτε αυλών ή κοιλότητων και ενεργοποιήστε το προϊόν (εάν είναι εφαρμόσιμο). 4. Τρίψτε έως ότου να έχουν αφαιρεθεί όλες οι εμφανείς ακαθαρσίες. 5. Χρησιμοποιώντας νερό βρύσης, παρασκευάστε ένα ενζυμικό καθαριστικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες, τις συστάσεις αραίωσης και τις θερμοκρασίες του κατασκευαστή. 6. Τοποθετήστε τα εργαλεία στο ενζυμικό καθαριστικό, εμβυθίστε πλήρως και επιπλέετε τα επί 45-60 λεπτά. Διασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες, αυλοί και εξαρτήματα του προϊόντος είναι σε επαφή με το διάλυμα καθαρισμού. 7. Αφαιρέστε τα εργαλεία από το ενζυμικό διάλυμα καθαρισμού και ξεπλύνετε τα κάτω από τρεχούμενο (κρύο) νερό βρύσης. Ξεπλύνετε κάθε αυλό ή κοιλότητα στη ροή του νερού. Εκπλύνετε με (κρύο) νερό βρύσης για τουλάχιστον 3 λεπτά. 8. Χρησιμοποιώντας νερό βρύσης, προετοιμάστε ένα δεύτερο ενζυμικό καθαριστικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες, τις συστάσεις αραίωσης και τις θερμοκρασίες του κατασκευαστή, σε έναν υπερηχητικό κατάλληλου μεγέθους. 9. Τοποθετήστε τα εργαλεία μέσα στο ενζυμικό διάλυμα καθαρισμού, εμβυθίστε πλήρως και επεξεργαστείτε με υπερήχους σε 40 – 50 kHz για τουλάχιστον 45 λεπτά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί κύκλοι επεξεργασίας με υπερήχους, με συνολική διάρκεια χρόνου επεξεργασίας με υπερήχους τουλάχιστον 45 λεπτών. Διασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες, αυλοί και εξαρτήματα του προϊόντος είναι σε επαφή με το διάλυμα καθαρισμού. Σημείωση: ο καθαρισμός με υπερήχους είναι αποτελεσματικός μόνο εάν η προς καθαρισμό επιφάνεια είναι βυθισμένη στο διάλυμα καθαρισμού. Οι θυλάκοι αέρα θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού με υπερήχους. Ελαχιστοποιήστε τους θυλάκους αέρα ή τον σχηματισμό φυσαλίδων ξεπλύνοντας αυλούς, κοιλότητες, σχισμές ή ελαττώματα με διάλυμα καθαρισμού ενώ το εργαλείο είναι βυθισμένο στη δέξαμενι υπερήχων. 10. Αφαιρέστε τα εργαλεία από τον υπερηχητή και εκπλύνετε χρησιμοποιώντας (κρύο) τρεχούμενο νερό βρύσης. Ξεπλύνετε κάθε αυλό ή κοιλότητα στη ροή του νερού. Εκπλύνετε για τουλάχιστον 3 λεπτά. 11. Επαναλάβετε την εκπλύση όπως στο βήμα 10, αυτή τη φορά με αποιντισμένο νερό για 3 λεπτά επιπλέον. 12. Επιθεωρήστε προσεκτικά τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αυλών και κοιλότητων, για να διασφαλίσετε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ορατές ακαθαρσίες. Εάν υπάρχουν ακόμα οποιεσδήποτε ακαθαρσίες, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού ή επικοινωνήστε αμέσως με τη Medtronic για να διευθετήσετε απόρριψη ή αντικατάσταση. Μη συνεχίσετε με την επανεπεξεργασία ενός ακαθάρτου εργαλείου.			
Απολύμανση: θερμική	• Απολύμανετε θερμικά τα προϊόντα με μια θερμική τελική εκπλύση μέσα σε αυτόματη συσκευή πλύσης-απολύμανσης στους 93°C (200°F) για 5 έως 10 λεπτά. • Δεν απαιτείται απολύμανση με απολυμαντικά διαλύματα ή χημικά επειδή η διαδικασία απολύμανσης περιλαμβάνει καθαρισμό ακολουθούμενο από αποστείρωση. • Η θερμική απολύμανση μόνη δεν καθιστά τα εργαλεία ασφαλή για χρήση στους ασθενείς.			
Στείρωμα: αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης-απολύμανσης	• Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου στη συσκευή πλύσης-απολύμανσης, πραγματοποιήστε μια οπτική επιθεώρηση για στεγνότητα. • Εάν παρατηρηθεί υγρασία πάνω στα εργαλεία μετά τον κύκλο στη συσκευή πλύσης-απολύμανσης, στεγνώστε χρησιμοποιώντας καθαρά, απορροφητικά πανάκια που δεν αφήνουν χνούδι, εξαναγκασμένο (ιατρικού βαθμού) αέρα ή/και φούρνο ήλξης θερμότητας σε ≥118°C (≥245°F) για τουλάχιστον 30 λεπτά. • Για περίπλοκα εργαλεία (π.χ. χητίνιο με εσωτερικό αέρα, κανάλια και τυφλές οπές) απαιτείται φούρνος ήλξης θερμότητας στους ≥118°C (≥245°F) για τουλάχιστον 30 λεπτά. Πραγματοποιήστε οπτική επιθεώρηση για στεγνότητα. • Τα εργαλεία θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν συσκευαστούν για αποστείρωση.			
Στείρωμα: μη αυτόματο	• Στεγνώστε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας καθαρά, απορροφητικά πανάκια που δεν αφήνουν χνούδι ή/και εξαναγκασμένο (ιατρικού βαθμού) αέρα ή/και φούρνο ήλξης θερμότητας. Πραγματοποιήστε οπτική επιθεώρηση για στεγνότητα και επαναλάβετε εάν είναι αναγκαίο. • Τα εργαλεία θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν συσκευαστούν για αποστείρωση.			
Επιθεώρηση και επανασυναρμολόγηση	• Εάν το εργαλείο αποσυναρμολογήθηκε πριν τον καθαρισμό και την αποστείρωσή του, επανασυναρμολογήστε το, εάν είναι εφαρμόσιμο. • Επιθεωρήστε προσεκτικά το εργαλείο για τυχόν ζημιά πραγματοποιώντας έναν σχολαστικό έλεγχο όπως αναφέρεται στην ενότητα «ΕΛΕΓΧΟΣ» του παρόντος εγγράφου. • Εάν το εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με τη Medtronic για να διευθετήσετε την απόρριψη ή αντικατάστασή του. Μην προχωρήσετε στην επανεπεξεργασία ενός προϊόντος που έχει υποστεί ζημιά.			
Συσκευασία	• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα τυπικό μη υφαντό/ανθεκτικό στην υγρασία χειρουργικό περιτυλιγμένο αποστείρωσης ή ισοδύναμο. • Τα μεμονωμένα εργαλεία ή οι αποκλειστικοί δίσκοι αποστείρωσης πρέπει να περιτυλιχθούν διπλά πριν από την αποστείρωση. • Μόνο εργαλεία που κατασκευάζονται ή/και διανέμονται από τη Medtronic θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. • Προχωρήστε στην ενότητα «Αποστείρωση».			

ΟΔΗΓΙΕΣ - Κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης από αλουμίνιο της Medtronic μόνο (Οι οδηγίες για τα επανασυναρμολογούμενα εργαλεία παρέχονται στον προηγούμενο πίνακα)	
Θέση νέων κασετών μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic σε λειτουργία	• Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic παρέχονται με αποστειρωμένες και πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και μετά να αποστειρωθούν πριν από την πρώτη χρήση και οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίηση. • Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας πριν από τον καθαρισμό και την αποστείρωση.
Σημείο χρήσης	• Αφαιρέστε όλες τις εμφανείς ακαθαρσίες από τη θήκη και τους δίσκους χρησιμοποιώντας πανάκια που δεν αφήνουν χνούδι. • Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά αμέσως μετά τη χρήση για να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο να στεγνώσουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ - Κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης στο αλουμίνιο της Medtronic μόνο (Οι οδηγίες για τα επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία παρέχονται στον προηγούμενο πίνακα)																																		
Περιορισμός και μεταφορά	- Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση επανεπεξεργασία των κασέτων μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic, διατηρήστε τα προϊόντα υγρό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. - Σε ακαθάρτες κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic χρησιμοποιήστε αποστειρωμένο νερό βρύσης, εάν είναι διαθέσιμο, και καλύψτε τις με νοτισμένες πετσέτες. - Μεταφέρετε αμέσως τις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic σε χώρο εργασίας που είναι αποκλειστικά για περαιτέρω επανεπεξεργασία.																																	
Προετοιμασία για καθαρισμό	- Οι κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic πρέπει να καθαρίζονται μεμονωμένα και να μην τοποθετούνται η μία μέσα στην άλλη. Τα καλύμματα των θηκών και των υπομοναδίων πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται ξεχωριστά και να καθαρίζονται στην ανοικτή θέση εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση. - Οι θήκες και οι δίσκοι μπορούν να υποβληθούν σε ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία με τη χρήση μη αυτόματων ή συνδυασμού μη αυτόματων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών καθαρισμού (ενζυματικού μόνο για θήκες και δίσκους από αλουμίνιο) με συσκευή πλύσης-απολύμανσης που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Μη χρησιμοποιείτε αλκαλικά διαλυτικά στις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης από αλουμίνιο της Medtronic, διότι αυτοί οι παράγοντες προκαλούν ζημία στις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης από αλουμίνιο.																																	
Αυτοματοποιημένος καθαρισμός ενζυματικός	- Εκπλύνετε, ξεπλύνετε και τρίψτε τις θήκες και τους δίσκους σε (κρύο) νερό βρύσης κάτω των <43°C (110°F) για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. - Μεταφέρετε τα προϊόντα στην αυτόματη συσκευή πλύσης-απολύμανσης και προγραμματίστε τη συσκευή πλύσης-απολύμανσης με τις παραμέτρους κύκλου που παρτίθενται στον Πίνακα 3. Διασφαλίστε ότι οι θήκες και οι δίσκοι είναι τοποθετημένοι στη συσκευή πλύσης-απολύμανσης έτσι ώστε να είναι δυνατή κατάλληλη αποστράγγιση. Διασφαλίστε ότι τα εσωτερικά τμήματα των κασέτων/υπομοναδίων βρίσκονται υπό γωνία προς τα κάτω προς τους βραχίονες ψεκασμού και ότι οι παράμετροι κύκλου στον Πίνακα 3 είναι προγραμματισμένες καταλλήλως. - Κατά την εκφόρτωση, επιθεωρήστε οπτικά τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αυλών και κοιλοτήτων/συντηριαζόμενων επιφανειών, για να διασφαλίσετε ότι όλες οι ορατές ακαθαρσίες έχουν αφαιρεθεί. Εάν υπάρχουν ακόμα ακαθαρσίες, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού ή επικοινωνήστε με τη Medtronic για να διευθετήσετε απόρριψη ή αντικατάσταση. Μην προχωρήσετε με την επανεπεξεργασία ενός ακαθάρτου προϊόντος. Πιν. 3: Ενζυματικό (ουδέτερο) καθαριστικό (7,0 – 8,0 pH) <table> <tr> <th>Κυκλος</th><th>Ρυθμισή θερμοκρασίας</th><th>Ελάχιστος χρόνος (min:s)</th><th>Συγκέντρωση</th></tr> <tr> <td>Πρόπλυση</td><td><43°C (<110°F) (Κρύο νερό βρύσης)</td><td>2:00</td><td>Δεν ισχύει</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Πολυμερή ενζυματική πλύση</td><td>Πλύση</td><td><60°C (<140°F) Ζεστό νερό βρύσης</td><td>4:00</td></tr> <tr> <td>Εκπλύση</td><td><60°C (<140°F) Ζεστό νερό βρύσης</td><td>≥00:15</td></tr> <tr> <td>Πλύση με απορρυπαντικό (Ουδέτερο pH)</td><td>60°C (140°F)</td><td>5:00</td><td>0,2 – 0,8 mL/λίτρο</td></tr> <tr> <td>Εκπλύση</td><td>71°C (160°F)</td><td>5:00</td><td>Δεν ισχύει</td></tr> <tr> <td>Θερμικός (απολύμανση) Εκπλύση (αποντισμένο)</td><td>90°C (194°F)</td><td>5:00</td><td>Δεν ισχύει</td></tr> <tr> <td>Στέγνωμα</td><td>98,8°C (210°F)</td><td>≥15:00</td><td>Δεν ισχύει</td></tr> </table> Σημείωση: πιστοποιημένος κύκλος με χρήση Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner και Prolystica Neutral Detergent για χρήση σε συσκευή πλύσης-απολύμανσης. Σημείωση: λόγω των πολλών μεταβλητών που εμπλεκονται στις συσκευές πλύσης-απολύμανσης, κάθε εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εγκαθιστά, να βαθμονομεί και να επιθεωρεί κατάλληλως τη διαδικασία (π.χ. θερμοκρασίες, χρόνους) που χρησιμοποιείται για τον εξοπλισμό της. Θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι υποδείξεις του κατασκευαστή της συσκευής πλύσης-απολύμανσης. Όταν καθαρίζετε πολλαπλά προϊόντα σε έναν κύκλο καθαρισμού, διασφαλίστε ότι δεν υπερβαίνει το μέγιστο φορτίο του κατασκευαστή. Η πιστοποίηση του καθαρισμού διεξήχθη με τη χρήση πλήρους φορτίου θαλάμου.			Κυκλος	Ρυθμισή θερμοκρασίας	Ελάχιστος χρόνος (min:s)	Συγκέντρωση	Πρόπλυση	<43°C (<110°F) (Κρύο νερό βρύσης)	2:00	Δεν ισχύει	Πολυμερή ενζυματική πλύση	Πλύση	<60°C (<140°F) Ζεστό νερό βρύσης	4:00	Εκπλύση	<60°C (<140°F) Ζεστό νερό βρύσης	≥00:15	Πλύση με απορρυπαντικό (Ουδέτερο pH)	60°C (140°F)	5:00	0,2 – 0,8 mL/λίτρο	Εκπλύση	71°C (160°F)	5:00	Δεν ισχύει	Θερμικός (απολύμανση) Εκπλύση (αποντισμένο)	90°C (194°F)	5:00	Δεν ισχύει	Στέγνωμα	98,8°C (210°F)	≥15:00	Δεν ισχύει
Κυκλος	Ρυθμισή θερμοκρασίας	Ελάχιστος χρόνος (min:s)	Συγκέντρωση																															
Πρόπλυση	<43°C (<110°F) (Κρύο νερό βρύσης)	2:00	Δεν ισχύει																															
Πολυμερή ενζυματική πλύση	Πλύση	<60°C (<140°F) Ζεστό νερό βρύσης	4:00																															
	Εκπλύση	<60°C (<140°F) Ζεστό νερό βρύσης	≥00:15																															
Πλύση με απορρυπαντικό (Ουδέτερο pH)	60°C (140°F)	5:00	0,2 – 0,8 mL/λίτρο																															
Εκπλύση	71°C (160°F)	5:00	Δεν ισχύει																															
Θερμικός (απολύμανση) Εκπλύση (αποντισμένο)	90°C (194°F)	5:00	Δεν ισχύει																															
Στέγνωμα	98,8°C (210°F)	≥15:00	Δεν ισχύει																															
Μη αυτόματος καθαρισμός ενζυματικός	- Καθαρίστε με μη αυτόματο τρόπο τις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη αυτόματη συσκευή πλύσης-απολύμανσης. - Εκπλύνετε, ξεπλύνετε και τρίψτε τις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic σε κρύο νερό βρύσης κάτω των <43°C (110°F) για τουλάχιστον 1 λεπτό. - Τρίψτε τα προϊόντα με βουρτσές κατάλληλου μεγέθους με μαλακές τρίχες ή με καθαριστικά σωληναρίων για να αφαιρέσετε τις εμφανείς ακαθαρσίες. Τρίψτε στο εσωτερικό οποιωνδήποτε αυλών ή κοιλοτήτων και ενεργοποιήστε το προϊόν (εάν είναι εφαρμόσιμο). - Τρίψτε έως ότου να έχουν αφαιρεθεί όλες οι εμφανείς ακαθαρσίες. - Χρησιμοποιώντας νερό βρύσης, παρασκευάστε ένα ενζυματικό καθαριστικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες, τις συστάσεις αραίωσης και τις θερμοκρασίες του κατασκευαστή. Τοποθετήστε τα προϊόντα στο ενζυματικό καθαριστικό, εμβυθίστε πλήρως και εμποτίστε τα για τουλάχιστον 10 λεπτά. Διασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες, οι αυλοί και τα εξαρτήματα είναι σε επαφή με το καθαριστικό διάλυμα. - Αφαιρέστε τα προϊόντα από το ενζυματικό καθαριστικό διάλυμα και ξεπλύνετε τα κάτω από τρεχούμενο (κρύο) νερό βρύσης. Οι αυλοί ή οι κοιότητες πρέπει να ξεπλύνουν στη ροή του νερού. Εκπλύνετε με κρύο νερό βρύσης για τουλάχιστον 1 λεπτό. - Χρησιμοποιώντας νερό βρύσης, παρασκευάστε ένα δεύτερο ενζυματικό καθαριστικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες, τις συστάσεις αραίωσης και τις θερμοκρασίες του κατασκευαστή, σε έναν υπερηχητή κατάλληλου μεγέθους. - Τοποθετήστε τα προϊόντα μέσα στο ενζυματικό καθαριστικό διάλυμα, εμβυθίστε πλήρως και επεξεργαστείτε με υπερήχους σε 40 – 50 kHz για τουλάχιστον 20 λεπτά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί κύκλοι επεξεργασίας με υπερήχους, με συνολική διάρκεια χρόνου επεξεργασίας με υπερήχους τουλάχιστον 20 λεπτών. Διασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες, οι αυλοί και τα εξαρτήματα είναι σε επαφή με το καθαριστικό διάλυμα. Σημείωση: ο καθαρισμός με υπερήχους είναι αποτελεσματικός μόνο εάν η προς καθαρισμό επιφάνεια είναι βυθισμένη στο διάλυμα καθαρισμού. Οι θυλακοί αέρα θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού με υπερήχους. Βεβαιωθείτε ότι ελαχιστοποιείτε τους θυλακούς αέρα ή τον σχηματισμό φυσαλίδων ξεπλύνοντας αυλούς, κοιλότητες, σχισμές ή ελαττώματα με καθαριστικό διάλυμα ενώ το προϊόν είναι βυθισμένο στη δεξαμενή υπερήχων. - Αφαιρέστε τα προϊόντα από τον υπερηχητή και εκπλύνετε χρησιμοποιώντας κρύο τρεχούμενο νερό βρύσης. Οι αυλοί ή οι κοιλότητες πρέπει να ξεπλύνουν στη ροή του νερού. Εκπλύνετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί κύκλοι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών. - Επαναλάβετε την εκπλύση όπως στο βήμα 9, αυτή τη φορά με αποντισμένο νερό για 10 λεπτά επιπλέον. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί κύκλοι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών. - Επιθεωρήστε προσεκτικά τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αυλών και κοιλοτήτων, για να διασφαλίσετε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ορατές ακαθαρσίες. Εάν υπάρχουν ακόμα οποιεσδήποτε ακαθαρσίες, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού ή επικοινωνήστε αμέσως με τη Medtronic για να διευθετήσετε απόρριψη ή αντικατάσταση. Μην προχωρήσετε με την επανεπεξεργασία ενός ακαθάρτου προϊόντος. Σημείωση: πιστοποιημένος κύκλος με τη χρήση Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1 – 4 mL/λίτρο).																																	
Στέγνωμα	Αυτόματη συσκευή πλύσης-απολύμανσης - Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου στη συσκευή πλύσης-απολύμανσης, πραγματοποιήστε οπτική επιθεώρηση για στεγνότητα. - Εάν παρατηρηθεί υγρασία στις κασέτες μεταφοράς/αποστείρωσης της Medtronic, στεγνώστε χρησιμοποιώντας καθαρά, απορροφητικά πανάκια που δεν αφήνουν χνούδι ή/και εξαναγκασμένο (ιστρικού βαθμού) αέρα μέχρι να μην υπάρχει πλέον υγρασία. Μη αυτόματο Στεγνώστε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας καθαρά, απορροφητικά πανάκια που δεν αφήνουν χνούδι ή/και εξαναγκασμένο (ιστρικού βαθμού) αέρα. Πραγματοποιήστε οπτική επιθεώρηση για στεγνότητα και επαναλάβετε εάν είναι αναγκαίο.																																	

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE INSTRUMENTOS REUTILIZABLES Y CASETES DE TRANSPORTE/ESTERILIZACIÓN REUTILIZABLES DE MEDTRONIC

DESCRIPCIÓN

Los instrumentos reutilizables están fabricados con distintos materiales que se utilizan habitualmente en intervenciones ortopédicas y que cumplen las normas nacionales e internacionales correspondientes. Estos instrumentos pueden enviarse en casetes de transporte/esterilización de Medtronic. Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic se han diseñado para utilizarse junto con un envoltorio de esterilización apropiado o comercializado legalmente que permita la esterilización por vapor de dispositivos no estériles.

Los casetes de transporte/esterilización de aluminio de Medtronic incluyen carcasas, bandejas, tapas, soportes, módulos o abrazaderas fabricados con diversos materiales que cumplen las normas nacionales e internacionales y que se utilizan habitualmente para contener, proteger y organizar dispositivos ortopédicos o neurológicos no estériles de Medtronic.

USO PREVISTO

Los instrumentos para cirugía ortopédica están destinados a usarse en intervenciones quirúrgicas para manipular tejidos y hueso o para utilizarse con otros dispositivos durante la cirugía ortopédica. Es posible que algún instrumento incorpore una función de medición, cuyos usos vendrán descritos en la etiqueta y en el instrumento.

Nota: No implante los instrumentos.

Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic se han concebido para su uso en centros de salud para que puedan organizar, guardar, esterilizar, transportar y almacenar dispositivos médicos y otros instrumentos entre cirujanos y otros usos médicos. No está previsto que los casetes de transporte/esterilización de Medtronic mantengan la esterilidad por sí mismos, se deben utilizar junto con envoltorios de esterilización apropiados o comercializados legalmente.

Medtronic no garantiza el uso de los instrumentos, de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic, ni de ninguno de los componentes que hayan sido reparados o cuya reparación se haya intentado, excepto si dicha reparación ha sido realizada por Medtronic o por un servicio de asistencia técnica autorizado por Medtronic. Las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un propósito o uso determinado quedan específicamente excluidas.

Precaución: Estas instrucciones no son aplicables a los dispositivos válidos para un solo uso. Para los instrumentos no estériles válidos para un solo uso, consulte el manual de instrucciones de uso para instrumentos no reutilizables y no estériles de Medtronic, M708348B359.

ADVERTENCIAS

- La rotura, el deslaminamiento, el uso indebido o la manipulación incorrecta de instrumentos, por ejemplo, sobre bordes cortantes, pueden causar lesiones al paciente, al personal de quirófano y al personal encargado del reprocesamiento del instrumental.
- El mantenimiento y la manipulación incorrectos y los procedimientos de limpieza inadecuados pueden inutilizar el equipo para su propósito previsto y pueden suponer un peligro para el paciente, para el personal de quirófano y para el personal encargado del reprocesamiento del instrumental.
- Existen otros riesgos asociados a los instrumentos que se utilizan para doblar y cortar varillas. El uso de estos tipos de instrumentos puede causar lesiones al paciente debido a las enormes fuerzas necesarias al utilizarlos. No corte los vástagos en el lugar de la operación. Cualquier rotura de un instrumento o del implante en estas circunstancias puede resultar extremadamente peligrosa. Las características físicas exigidas por un gran número de instrumentos no permiten su fabricación con materiales implantables, y si cualquier fragmento fruto de la rotura de un instrumento se aloja en el cuerpo del paciente, podrían producirse reacciones alérgicas o infecciones.
- El cirujano debe tener extremo cuidado al trabajar cerca de órganos vitales, nervios o vasos. Además, no debe usarse una fuerza excesiva al colocar los instrumentos o los implantes, ya que podrían causarse lesiones al paciente.
- La rotura, el deslaminamiento, el uso indebido o la manipulación incorrecta de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic, por ejemplo, sobre bordes cortantes, pueden causar lesiones al paciente o al personal de quirófano y de reprocesamiento.
- El mantenimiento o la manipulación incorrectos, o los procedimientos de limpieza inadecuados pueden inutilizar los casetes de transporte/esterilización de Medtronic para su propósito, pudiendo convertirlos en un peligro para el paciente o para el personal de quirófano.
- La manipulación correcta de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic es extremadamente importante. No modifique los casetes de transporte/esterilización de Medtronic. No haga muescas en los casetes de transporte/esterilización de Medtronic ni los doble. Las muescas, arañazos u otros daños o el desgaste en los casetes de transporte/esterilización de Medtronic que se produzcan durante una cirugía pueden hacer que se rompa.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Si se aplica una fuerza excesiva a los implantes con los instrumentos puede provocarse el desprendimiento de los dispositivos, especialmente de los ganchos.
- No deben exponerse los instrumentos a temperaturas superiores a 135 °C (275 °F). Este nivel de calentamiento puede modificar las características físicas. Si no se está seguro de si se han expuesto los instrumentos a temperaturas superiores a 135 °C (275 °F), examine atentamente los instrumentos para confirmar que siguen funcionando conforme a lo previsto.
- Debe tenerse extremo cuidado para garantizar que se mantiene el buen estado funcional de los instrumentos. Durante la intervención, es extremadamente importante que estos instrumentos funcionen correctamente. Los instrumentos no deben doblarse ni dañarse. El uso indebido de los instrumentos, la corrosión, el bloqueo, los arañazos, el aflojamiento, la curvatura o la rotura de alguno o de todos los componentes del instrumento pueden impedir su correcto funcionamiento.
- No les de a estos instrumentos ningún uso para el que no hayan sido diseñados.
- Revise periódicamente el estado funcional de todos los instrumentos y, en caso necesario, póngase en contacto con Medtronic o con un servicio de asistencia técnica autorizado por Medtronic. Para evitar lesiones, debe examinarse atentamente el instrumento antes de su uso para comprobar su funcionamiento y descartar la presencia de daños. No debe utilizarse el instrumento si está dañado. Debe disponerse de otros instrumentos de repuesto.
- Los procedimientos preoperatorios e intraoperatorios, incluido el conocimiento de las técnicas quirúrgicas, son consideraciones importantes para que el cirujano pueda utilizar los instrumentos con éxito. La adecuada selección de los pacientes y el cumplimiento de las instrucciones por parte de los mismos influirán notablemente en los resultados.
- La selección adecuada de los pacientes y los cuidados operatorios son cruciales para el resultado satisfactorio de la intervención quirúrgica y para evitar lesiones durante la misma. Lea y siga el resto de la información sobre el producto que suministra el fabricante de los implantes o de los instrumentos.
- Debe tenerse extremo cuidado cuando se utilicen instrumentos en niños, ya que estos pueden ser más susceptibles a las fuerzas que exige el uso de los instrumentos.
- Asegúrese de que los instrumentos dotados de una función de medición no estén desgastados y de que toda inscripción que contengan pueda verse con claridad.
- Exponer los casetes de transporte/esterilización de Medtronic a temperaturas que superen los 135 °C (275 °F) puede modificar sus características físicas. Si los casetes de transporte/esterilización de Medtronic están expuestos a una temperatura superior a los 135 °C (275 °F), examínelos otra vez para asegurarse de que funcionan según lo previsto. Consulte el apartado "EXAMEN" para obtener más información.
- Deben extremarse las precauciones para garantizar que se mantenga el buen estado funcional de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic. Es extremadamente importante el uso correcto de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic durante el procedimiento. Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic no deben doblarse ni dañarse de ninguna manera. El uso indebido de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic que cause corrosión, arañazos, aflojamiento, dobleces o fractura de alguna o de todas sus partes puede impedir su correcto funcionamiento.
- Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic están sujetos a tensiones repetidas relacionadas con los procesos de transporte, limpieza y esterilización habituales. Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic deben inspeccionarse cuidadosamente antes de cada uso para garantizar que funcionen por completo.
- Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic no deben exceder un peso máximo y una distribución de carga de 11,4 kg/25 lb.
- El personal debe usar todo el equipo de protección personal (PPE) adecuado, tal y como lo recomienda el fabricante del esterilizador.
- Los metales distintos deben estar separados del contacto directo durante la esterilización para resistir la corrosión. Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic están diseñados con soportes recubiertos o silicona para impedir el contacto de los instrumentos de acero inoxidable que se utilizan en los casetes de transporte/esterilización de Medtronic.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- Lesiones nerviosas, parálisis, dolor o lesiones en tejidos blandos, vísceras o articulaciones.
- Infección, si los instrumentos o los casetes de transporte/esterilización de Medtronic no se han limpiado y esterilizado correctamente.
- Dolor, molestias o sensaciones anómalas causadas por la presencia del dispositivo.
- Lesiones nerviosas por traumatismo quirúrgico.
- Fugas durales en casos de aplicación de una carga excesiva.
- Compresión de vasos, nervios y órganos próximos por deslaminamiento o por colocación incorrecta del instrumento.
- Lesiones causadas por la liberación espontánea de los dispositivos de sujeción o de los mecanismos de resorte de algunos instrumentos.
- Corte de la piel o de los guantes del personal de quirófano o del personal encargado del reprocesamiento del instrumental.
- Fractura ósea en casos de deformidad de la columna o de fragilidad ósea.
- Lesiones de los tejidos del paciente, lesiones físicas del personal de quirófano y mayor duración de la operación como resultado del desmontaje accidental de instrumentos de componentes múltiples durante la intervención quirúrgica.
- El usuario deberá determinar los métodos de utilización conforme a su experiencia y a su formación en intervenciones quirúrgicas. No todas las intervenciones quirúrgicas obtienen un resultado satisfactorio. Esto es especialmente cierto en la cirugía de columna, en la que otras circunstancias del paciente pueden influir en los resultados.

Nota para el médico: Aunque el médico es el intermediario instruido entre la empresa y el paciente, deberá transmitirse al paciente la información médica importante incluida en este documento.

Estos dispositivos son para uso exclusivo de médicos que estén familiarizados con los mismos, su uso previsto, el instrumental complementario y toda técnica quirúrgica disponible. Además, estos dispositivos son para uso exclusivo de operadores que estén familiarizados con los mismos, su uso previsto y la información de reprocesamiento.

EMPAQUETADO

Los instrumentos pueden enviarse en un paquete independiente o en casetes de transporte/esterilización de Medtronic. El paquete independiente, los casetes de transporte/esterilización de Medtronic y los dispositivos médicos que contiene deben estar intactos en el momento de la recepción. Debe comprobarse que los casetes de transporte/esterilización de Medtronic y los dispositivos médicos que contienen estén completos y no presenten signos de daño antes de su uso. Los paquetes, casetes o instrumentos dañados no se deben utilizar y se deben devolver a Medtronic.

EXAMEN

El usuario debe examinar siempre los instrumentos antes y después de su limpieza y antes de la intervención quirúrgica. El examen debe ser minucioso e incluir una inspección visual y funcional de las superficies de trabajo, los pivotes, las barras dentadas, el funcionamiento de resorte o torsión, el estado de limpieza de los orificios de localización o cánulaciones y la posible presencia de grietas, curvaturas, deformaciones o distorsiones, así como la comprobación de que no falte ningún componente. No utilice nunca instrumentos o casetes de transporte/esterilización de Medtronic que presenten signos evidentes de desgaste excesivo, daños, que no estén completos o que no funcionen correctamente.

El usuario debe examinar los casetes de transporte/esterilización de Medtronic antes de su uso. El examen debe ser minucioso e incluir una inspección visual y funcional. El examen también debe garantizar que los casetes de transporte/esterilización de Medtronic estén completos. No continúe con el reprocesamiento de un casete de transporte/esterilización de Medtronic dañado.

Inspección visual

Compruebe lo siguiente:

- Los grabados con láser, las inscripciones y otras marcas son legibles.
- No hay grietas, deformación o distorsión.
- No hay grietas en los mangos del instrumento ni en ninguna otra parte de este.
- No hay decoloración, corrosión, manchas ni óxido. Si están presentes, elimínelos conforme a las instrucciones provistas en el apartado REPROCESAMIENTO de este documento.
- No hay separación entre el mango y el eje del instrumento y la conexión entre ambos es segura.
- No hay cortes ni hendiduras en la silicona, los soportes de silicona o los mangos del instrumento.
- No hay grietas ni descamación en el revestimiento de nailón de los soportes de metal.
- El material aislante no presenta daños (cortes, desgarros, etc.).
- Las puntas o extremos de trabajo no están dañados. El extremo de trabajo no debe presentar grietas, hendiduras ni ningún otro daño. Cuando proceda, el extremo de trabajo debe estar afilado.
- Las roscas del instrumento no están dañadas.
- No falta ninguna pieza y ninguna está dañada o deteriorada. Algunos ejemplos de piezas que pueden faltar o estar sueltas o dañadas son los tornillos de fijación, los resortes, los resortes curvos, los pernos y los dientes.
- Los extremos de acoplamiento no presentan daños (mechas, hendiduras, curvaturas, etc.) que interferirían en la función de acoplamiento.
- Se ha realizado una comprobación visual de los instrumentos canulados con una guía u otra herramienta de inserción.

Inspección funcional

Cuando proceda, compruebe lo siguiente:

- Las piezas móviles se mueven libremente sin fricción y sin atascarse ni bloquearse.
- Los resortes devuelven el mango del instrumento a su posición inicial.
- Las pestañas de retención mantienen unidas en posición las piezas de acoplamiento adecuadas y no presentan daños.
- El instrumento funcionará conforme a lo previsto con las piezas de acoplamiento adecuadas.
- Los retenedores de bola mantienen unidas en posición las piezas de acoplamiento y no presentan daños.
- Los bordes afilados están afilados al tacto, no romos, y no presentan muescas ni ningún otro daño.
- Las puntas se unen cuando corresponde.
- Los mecanismos de trinquete funcionan. Esto incluye mangos, pestillos y otros mecanismos. No falta ningún diente y todos están operativos.
- Las puntas impulsoras no presentan un grado de desgaste que impida su funcionamiento. En caso necesario, acople al instrumento la pieza adecuada.
- Los pestillos, soportes, módulos o tapas encajan correctamente.

REPROCESAMIENTO: CONSIDERACIONES GENERALES

La limpieza es la eliminación de la suciedad orgánica. La limpieza eficaz:

- Impide la transferencia de materia orgánica de un paciente a otro.
- Permite una esterilización de seguimiento satisfactoria. El reprocesamiento adecuado está supeditado a la rigurosidad de la limpieza.

La limpieza es el paso inicial. En el reprocesamiento, a continuación tiene lugar la esterilización, cuya finalidad es destruir los microorganismos para reducir la probabilidad de su transmisión y la posibilidad de infecciones. Para garantizar un reprocesamiento aceptable, no debe producirse ninguna demora entre los pasos indicados en este documento.

Los instrumentos pueden procesarse de forma segura y eficaz utilizando los procedimientos de limpieza manuales o una combinación de los procedimientos de limpieza manuales y los procedimientos de limpieza con una lavadora-desinfectadora automática (limpieza enzimática o alcalina) descritos en este documento. Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic pueden procesarse de forma segura y eficaz utilizando los procedimientos de limpieza manuales o una combinación de los procedimientos de limpieza manuales y los procedimientos de limpieza con una lavadora-desinfectadora automática (limpieza enzimática) descritos en este documento.

El encargado del procesamiento del instrumental debe cumplir las leyes y ordenanzas locales en los países donde los requisitos de procesamiento sean más estrictos que los especificados en este documento.

Patógenos transmitidos por la sangre

Todo el personal del hospital debe observar las precauciones universales para la manipulación de este instrumento según la norma 29 CFR 1910.1030 de la Administración de seguridad y salud profesional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) relativa a la exposición profesional a los patógenos transmitidos por la sangre.

Agentes de limpieza y herramientas de limpieza

Instrumentos: se recomienda el uso de detergentes neutros, limpiadores enzimáticos (pH 7.0-8.0), limpiadores alcalinos (pH 8.0-11.0), cepillos de cerdas suaves y limpiapiipas suaves. No se deben usar limpiadores alcalinos fuertes (pH >11.0).

Nota: Los limpiadores alcalinos pueden requerir su neutralización después de la limpieza. Consulte las instrucciones del fabricante para determinar si es preciso realizar la neutralización y siga las instrucciones del fabricante para la neutralización. Es esencial que se neutralicen correctamente y se añadan las soluciones de limpieza alcalina de los instrumentos.

Casetes de transporte/esterilización de aluminio: se recomienda el uso de detergentes neutros, limpiadores enzimáticos (pH 7.0-8.0), cepillos de cerdas suaves y limpiapiipas suaves. No use agentes limpiadores alcalinos, ya que los limpiadores alcalinos causarían un daño significativo y dejarían los casetes de transporte/esterilización de aluminio inutilizables.

Los agentes de limpieza, las soluciones o las herramientas siguientes no deben utilizarse en los instrumentos o casetes de transporte/esterilización de Medtronic:

- Solución salina.
- Soluciones que contengan cloro (p. ej., lejía) o aldehídos (p. ej., glutaraldehído).
- Formol, mercurio, cloruros, bromuros, yoduros y solución de Ringer.
- Cepillos metálicos y estropajos.

Agua para limpieza y enjuague

Si se dispone de ella, debe utilizarse agua corriente ablandada. Para el paso de enjuague final se debe emplear agua crítica (se recomienda agua desionizada) para evitar los depósitos minerales sobre las superficies. Para tratar el agua definida como agua crítica se pueden utilizar uno o más de los siguientes procesos: ultrafiltración, ósmosis inversa, desionización o un proceso equivalente. Debe evitarse el uso de agua dura.

Uso de lubricantes a base de vaselina líquida (parafina líquida) o de silicona

No deben utilizarse lubricantes a base de vaselina líquida o de silicona, ya que es posible que no puedan eliminarse siguiendo estas instrucciones de limpieza. Estos tipos de lubricantes pueden recubrir los microorganismos, impedir el contacto directo del vapor con la superficie de los instrumentos y dificultar la esterilización.

Advertencias y medidas preventivas en relación con el reprocesamiento

- No permita que los instrumentos o los casetes de transporte/esterilización de Medtronic sucios se sequen después de su uso y antes de la limpieza. La limpieza y la posterior esterilización pueden verse dificultadas si se dejan secar manchas de sangre o de soluciones sanguinolentas en los instrumentos o los casetes de transporte/esterilización de Medtronic.
- Los instrumentos reutilizables de Medtronic se consideran dispositivos críticos (es decir, dispositivos de contacto crítico) y deben limpiarse minuciosamente y, a continuación, esterilizarse antes de su utilización inicial o de acuerdo con estas instrucciones de reprocesamiento antes de volver a utilizarse.
- No deben cargarse instrumentos sucios o usados en los casetes de transporte/esterilización de Medtronic para limpieza en una lavadora-desinfectadora automática. Los instrumentos sucios deben procesarse independientemente de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic.

- Los casetes de transporte/esterilización de aluminio de Medtronic solo se pueden usar con soluciones de limpieza enzimáticas (neutras).
- Ciertas soluciones (p. ej., alcalinas, que contengan lejía, glutaraldehído o formalina) pueden dañar significativamente los casetes de transporte/esterilización de aluminio. Dichas soluciones no deben utilizarse.
- Todo el personal del centro sanitario que trabaje con instrumentos o casetes de transporte/esterilización de Medtronic contaminados o potencialmente contaminados debe cumplir con las precauciones universales. Debe tenerse precaución al manipular instrumentos punteados o con bordes cortantes.
- Deben utilizarse PPE (equipos de protección personal) adecuados al manipular o trabajar con materiales, dispositivos y equipos contaminados o potencialmente contaminados. Los equipos de protección personal incluyen batas, mascarillas, gafas de seguridad, protectores faciales, guantes y calzas.
- No ponga instrumentos pesados encima de instrumentos delicados.
- Deben evitarse las corrientes de aire frío procedentes de conductos de aire u otras corrientes de aire durante la fase de enfriamiento para evitar la humedad posterior a la esterilización causada por un enfriamiento rápido.

Limitaciones sobre el reprocesamiento

- El procesamiento repetido tiene un efecto mínimo sobre estos instrumentos o sobre los casetes de transporte/esterilización de Medtronic.
- El final de la vida útil está determinado por el desgaste excesivo y por los daños ocasionados por el uso normal. Aunque el tratamiento del instrumento o de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic, los materiales empleados y los detalles de la limpieza y de la esterilización tienen un efecto importante, no existe, por razones prácticas, un límite para el número de veces que los instrumentos y los casetes de transporte/esterilización de Medtronic pueden reprocesarse.
- Consulte la sección EXAMEN de este documento para determinar si el dispositivo se encuentra al final de su vida útil.

INSTRUCCIONES: solo instrumentos (Las instrucciones para los casetes de transporte/esterilización de aluminio se incluyen después de las instrucciones para los instrumentos)				
Preparación de un instrumento nuevo para su utilización	- Los instrumentos se suministran sin esterilizar y deben limpiarse minuciosamente y después esterilizarse antes de su primer uso y de cualquier uso posterior. - Retire todo el material de envasado antes de proceder a la limpieza y la esterilización.			
Punto de uso	- Elimine toda la suciedad visible de los instrumentos usando paños sin pelusa. - Los instrumentos deben limpiarse minuciosamente en los 30 minutos siguientes a su uso para minimizar la posibilidad de que se sequen. - Si los instrumentos no pueden reprocesarse de inmediato, manténgalos húmedos durante el transporte. - Coloque los instrumentos en una bandeja con agua del grifo ablandada, si se dispone de ella, o cubralos con toallas húmedas.			
Almacenamiento y transporte	- Lleve de inmediato la bandeja con los instrumentos cubiertos a un área de trabajo destinada al reprocesamiento adicional. - Los instrumentos sucios deben transportarse por separado de los instrumentos no contaminados para evitar la contaminación del personal y del entorno.			
Preparación para la limpieza	- Los instrumentos que deben desmontarse antes de su limpieza y esterilización vienen acompañados de instrucciones concretas de reprocesamiento, desmontaje y montaje. Si desea más información, consulte las instrucciones concretas de procesamiento, desmontaje y montaje del instrumento. - Antes de la limpieza, elimine las oclusiones que pueda haber. Lave a chorro los dispositivos canulados con agua del grifo o tratada para evitar que se sequen la suciedad y los residuos en el interior. - Los instrumentos pueden procesarse de forma segura y eficaz utilizando los procedimientos de limpieza manuales o una combinación de los procedimientos de limpieza manuales y los procedimientos de limpieza con una lavadora-desinfectadora automática (limpieza enzimática o alcalina) descritos en este documento en las tablas 1 y 2.			
Limpieza automática: enzimática o alcalina	- Enjuague, lave a chorro y friegue los instrumentos bajo agua del grifo corriente (fría) a una temperatura < 43 °C (< 110 °F) durante entre 30 segundos y 1 minuto. Friegue los instrumentos con cepillos de cerdas suaves del tamaño adecuado para eliminar la suciedad visible. Friegue el interior de las luces o cavidades y accione el dispositivo (si procede). - Con agua del grifo, prepare una solución de limpieza enzimática¹ (descrita después de la tabla 1) o una solución de limpieza alcalina² (descrita después de la tabla 2) siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de dilución y las temperaturas especificadas por el fabricante en un sonificador del tamaño adecuado. - Introduzca los instrumentos en el limpiador enzimático, sumérjelos completamente y sométalos a ultrasonificación a 40-50 kHz durante un tiempo mínimo de 15 minutos. Pueden utilizarse varios ciclos de ultrasonificación para un tiempo total mínimo de ultrasonificación de 15 minutos. Asegurese de que todas las superficies, luces y componentes del dispositivo estén en contacto con la solución de limpieza. Nota: La limpieza ultrasónica solamente es eficaz si la superficie que se va a limpiar está sumergida en la solución de limpieza. Las bolsas de aire reducen la eficacia de la limpieza ultrasónica. Reduzca al mínimo la formación de bolsas o burbujas de aire lavando a chorro las luces, cavidades, hendiduras o resortes con la solución de limpieza mientras el instrumento está sumergido en el tanque de ultrasonidos. - Transfiera los instrumentos a la lavadora-desinfectadora y programe esta con los parámetros del ciclo indicados en las tablas 1 (limpieza enzimática) o 2 (limpieza alcalina). Asegurese de que los instrumentos canulados o que tengan agujeros ciegos estén colocados en la lavadora-desinfectadora de manera que se permita un drenaje adecuado y no se acumule el agua de lavado. Asegurese de que se han programado correctamente los parámetros del ciclo indicados en las tablas 1 o 2. - Una vez extraídos los instrumentos, examínelos visualmente, incluidas todas las luces y cavidades, para asegurarse de que se ha eliminado toda la suciedad visible. Si todavía queda suciedad, repita el proceso de limpieza o póngase en contacto inmediatamente con Medtronic para organizar la eliminación o sustitución del producto. No realice el reprocesamiento de un instrumento que este sucio.			

Tabla 1: Limpiador enzimático (pH 7,0-8,0)				
Ciclo		Ajuste de temperatura	Tiempo mínimo (min:s)	Concentración
Prelavado		<43 °C (<110 °F) (agua del grifo fría)	2:00	No procede
Lavado enzimático pulsátil	Lavado	Agua del grifo caliente	10:00	0,2-0,8 ml/l
	Enjuague	Agua del grifo caliente	≥ 00:15	No procede
Lavado con detergente (pH neutro)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2-0,8 ml/l
Enjuague		71 °C (160 °F)	15:00	No procede
Enjuague térmico (desinfección) (agua desionizada)		93 °C (200 °F)	5:00	No procede
Secado		98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	No procede
Nota: Ciclo validado con el producto Prostlytica Enzymatic Presoak and Cleaner ¹ (1-4 ml/l) para la ultrasonificación y con los productos Prostlytica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner y Prostlytica Neutral Detergent para el uso de la lavadora-desinfectadora.				

Tabla 2: Limpiador alcalino (pH 8,0-11,0)				
Ciclo		Ajuste de temperatura	Tiempo mínimo (min:s)	Concentración
Prelavado		<43 °C (<110 °F) (agua del grifo fría)	2:00	No procede
Lavado alcalino pulsátil	Lavado	Agua del grifo caliente	10:00	2-6 ml/l
	Enjuague	Agua del grifo caliente	≥ 00:15	No procede
Lavado con detergente alcalino		60 °C (140 °F)	5:00	2-6 ml/l
Enjuague		71 °C (160 °F)	15:00	No procede
Enjuague térmico (desinfección) (agua desionizada)		93 °C (200 °F)	5:00	No procede
Secado		98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	No procede

INSTRUCCIONES: solo instrumentos (Las instrucciones para los casetes de transporte/esterilización de aluminio se incluyen después de las instrucciones para los instrumentos)			
Tabla 2: Limpiador alcalino (pH 8.0-11.0)			
	Ciclo	Ajuste de temperatura	Tiempo mínimo (min:s)
Nota: Ciclo validado con el producto neodisher MediClean Forte ² (5-10 ml/l: ultrasonificación; 2-6 ml/l: lavadora-desinfectadora). No se requiere un paso de neutralización para neodisher MediClean Forte. No obstante, otros limpiadores alcalinos pueden requerir este paso. Consulte las instrucciones del fabricante para determinar si se requiere neutralización.			
Nota: Debido a las numerosas variables que intervienen en las lavadoras-desinfectadoras, cada centro sanitario debe instalar correctamente, calibrar y verificar el proceso (p. ej., temperaturas y tiempos) utilizado para su equipo. Siempre deben seguirse las recomendaciones del fabricante de la lavadora-desinfectadora. Cuando limpie más de un dispositivo en un mismo ciclo de limpieza, asegurese de que no se supera la carga máxima indicada por el fabricante. La validación de la limpieza se realiza con una cámara a carga completa.			
Limpieza manual: enzimática	1. Limpie manualmente los instrumentos solo si no se dispone de una lavadora-desinfectadora automática. 2. Desmonte los instrumentos, si procede. 3. Enjuague, lave a chorro y fregue los instrumentos bajo agua del grifo corriente (fria) a una temperatura < 43 °C (< 110 °F) durante un tiempo mínimo de 3 minutos. Fregue los instrumentos empleando cepillos de cerdas suaves o limpiapiipas del tamaño adecuado para eliminar la suciedad visible. Fregue el interior de las luces o cavidades y accione el dispositivo (si procede). 4. Fregue hasta que haya desaparecido toda la suciedad visible. 5. Con agua del grifo, prepare una solución de limpieza enzimática siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de dilución y las temperaturas del fabricante. 6. Introduzca los instrumentos en el limpiador enzimático, sumérjelos completamente y déjelos en remojo entre 45 y 60 minutos. Asegurese de que todas las superficies, luces y componentes del dispositivo estén en contacto con la solución de limpieza. 7. Extraiga los instrumentos del limpiador enzimático y enjuáguelos con agua del grifo corriente (fria). Enjuague todas las luces y cavidades con el chorro de agua. Enjuague con agua del grifo (fria) durante un tiempo mínimo de 3 minutos. 8. Con agua del grifo, prepare una segunda solución de limpieza enzimática siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de dilución y las temperaturas del fabricante en un sonicator del tamaño adecuado. 9. Introduzca los instrumentos en la solución de limpieza enzimática, sumérjelos completamente y sométalos a ultrasonificación a 40-50 kHz durante un tiempo mínimo de 45 minutos. Pueden utilizarse varios ciclos de ultrasonificación para un tiempo total mínimo de ultrasonificación de 45 minutos. Asegurese de que todas las superficies, luces y componentes del dispositivo estén en contacto con la solución de limpieza. Nota: La limpieza ultrasonica solamente es eficaz si la superficie que se va a limpiar está sumergida en la solución de limpieza. Las bolsas de aire reducen la eficacia de la limpieza ultrasonica. Reduzca al mínimo las bolsas y burbujas de aire lavando a chorro las luces, cavidades, hendiduras o resortes con la solución de limpieza mientras el instrumento está sumergido en el tanque de ultrasonidos. 10. Extraiga los instrumentos del sonicator y enjuáguelos con agua del grifo corriente (fria). Enjuague todas las luces y cavidades con el chorro de agua. Enjuague durante un tiempo mínimo de 3 minutos. 11. Repita el enjuague como se indica en el paso 10, pero esta vez con agua desionizada durante otros 3 minutos. 12. Examine visualmente de forma minuciosa los instrumentos, incluidas todas las luces y cavidades, para asegurarse de que se ha eliminado toda la suciedad visible. Si todavía queda suciedad, repita el proceso de limpieza o pongase en contacto inmediatamente con Medtronic para organizar la eliminación o sustitución del producto. No realice el reprocesamiento de un instrumento que este sucio.		
Desinfección: térmica	- Descontamine térmicamente los dispositivos mediante un enjuague térmico final en una lavadora-desinfectadora automática a 93 °C (200 °F) durante entre 5 y 10 minutos. - No se requiere una desinfección con soluciones desinfectantes o productos químicos debido a que el proceso de descontaminación consta de un paso de limpieza seguido de un paso de esterilización. - La desinfección térmica por sí sola no hace que los instrumentos sean seguros para su uso en pacientes.		
Secado: lavadora/ desinfectadora automática	- Una vez finalizado el ciclo de la lavadora-desinfectadora, realice un examen visual para asegurarse de que los instrumentos están secos. - Si se observa humedad en los instrumentos después del ciclo de la lavadora-desinfectadora, séquelos con paños limpios, absorbentes y sin pelusa, con aire forzado (para uso médico) y/o en un horno de calor seco a ≥ 118 °C (≥ 245 °F) durante un tiempo mínimo de 30 minutos. - Para instrumentos complejos (p. ej., manguito del eje, cánula y orificios ciegos) se requiere un horno de calor seco a ≥ 118 °C (≥ 245 °F) durante un tiempo mínimo de 30 minutos. Realice un examen visual para asegurarse de que los instrumentos están secos. - Los instrumentos deben estar completamente secos antes de empaquetarlos para su esterilización.		
Secado manual	- Seque los dispositivos con paños limpios, absorbentes y sin pelusa y/o con aire forzado (para uso médico) y/o en un horno de calor seco. Realice un examen visual para asegurarse de que los instrumentos están secos y repita el proceso en caso necesario. - Los instrumentos deben estar completamente secos antes de empaquetarlos para su esterilización.		
Inspección y montaje	- Si se ha desmontado el instrumento antes de su limpieza y esterilización, vuelva a montarlo si procede. - Inspeccione minuciosamente el instrumento en busca de daños realizando un examen meticuloso según se describe en la sección EXAMEN de este documento. - Si el instrumento está dañado, pongase en contacto inmediatamente con Medtronic para disponer su eliminación o reemplazo. No continúe con el reprocesamiento si el dispositivo está dañado.		
Empaquetado	- Debe usarse un material de empaquetado no tejido y resistente a la humedad convencional o un material equivalente. - Los instrumentos individuales y las bandejas de esterilización dedicadas deben empaquetarse con un envoltorio doble antes de su esterilización. - Solamente deben incluirse instrumentos fabricados y/o distribuidos por Medtronic. - Continúe con el apartado Esterilización.		

INSTRUCCIONES: casetes de transporte/esterilización de aluminio de Medtronic solamente (Las instrucciones para los dispositivos reutilizables se proporcionan en la tabla anterior)	
Puesta en servicio de los nuevos casetes de transporte/esterilización de Medtronic	- Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic se suministran sin esterilizar y deben limpiarse minuciosamente y después esterilizarse antes de su primer uso y de cualquier uso posterior. - Retire todo el material de envasado antes de proceder a la limpieza y la esterilización.
Punto de uso	- Elimine toda la suciedad visible de la carcasa y las bandejas usando paños sin pelusa. - Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic deben limpiarse minuciosamente inmediatamente después de su uso para minimizar la posibilidad de que se sequen.
Almacenamiento y transporte	- Si los casetes de transporte/esterilización de Medtronic no pueden reprocesarse de inmediato, manténgalos húmedos durante el transporte. - Use agua de grifo ablandada en los casetes de transporte/esterilización sucios de Medtronic, si dispone de ella, o cubralos con toallas húmedas. - Lleve de inmediato los casetes de transporte/esterilización de Medtronic a un área de trabajo dedicada al reprocesamiento adicional.
Preparación para la limpieza	- Los casetes de transporte/esterilización de Medtronic deben limpiarse individualmente y no incrustarse unos dentro de otros. Las tapas de las carcasas y de los módulos deben quitarse y limpiarse por separado o limpiarse en una posición abierta si no es posible quitarlas. - Las carcasas y bandejas pueden procesarse de forma segura y eficaz utilizando los procedimientos de limpieza manuales o una combinación de los procedimientos de limpieza manuales y los procedimientos de limpieza con una lavadora-desinfectadora automática (limpieza enzimática solo para carcasas y bandejas de aluminio) descritos en este documento. No use soluciones alcalinas en los casetes de transporte/esterilización de aluminio de Medtronic, ya que estos agentes dañan el aluminio.
Limpieza automática: enzimática	1. Enjuague, lave a chorro y fregue las carcasas y bandejas debajo de agua del grifo (fria) a menos de <43 °C (110 °F) durante 30 segundos como mínimo. 2. Transfiera los dispositivos a la lavadora-desinfectadora automática y prográmelos con los parámetros de lavado que se mencionan en la Tabla 3. Asegurese de que la carcasa y las bandejas estén ubicadas en la lavadora-desinfectadora de manera tal que permita un drenaje correcto. Asegurese de que las partes

INSTRUCCIONES: casetas de transporte/esterilización de aluminio de Medtronic solamente (Las instrucciones para los dispositivos reutilizables se proporcionan en la tabla anterior)																																											
	internas de los casetes/modulos se encuentren en ángulo hacia abajo en dirección hacia el brazo del rociador y que los parametros de lavado de la Tabla 3 estén correctamente programados.																																										
	3. Una vez extraídos los dispositivos, examínelos visualmente, incluidas todas las luces y cavidades/superficies acopladas, para asegurarse de que se ha eliminado toda la suciedad visible. Si todavía queda suciedad, repita el proceso de limpieza o póngase en contacto con Medtronic para organizar la eliminación o sustitución del producto. No continúe con el reprocesamiento de un dispositivo sucio.																																										
	Tabla 3: Limpiador enzimático (neutral) (pH 7.0-8.0)																																										
	<table><tr><th colspan="2">Ciclo</th><th>Ajuste de temperatura</th><th>Tiempo mínimo (min:s)</th><th>Concentración</th></tr><tr><td colspan="2">Prelavado</td><td><43 °C (<110 °F) (agua del grifo fría)</td><td>2:00</td><td>No procede</td></tr><tr><td rowspan="2">Lavado enzimático pulsátil</td><td>Lavado</td><td>Agua del grifo caliente <60 °C (<140 °F)</td><td>4:00</td><td>0,2-0,8 ml/l</td></tr><tr><td>Enjuague</td><td>Agua del grifo caliente <60 °C (<140 °F)</td><td>≥ 00:15</td><td>No procede</td></tr><tr><td colspan="2">Lavado con detergente (pH neutro)</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2-0,8 ml/l</td></tr><tr><td colspan="2">Enjuague</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>5:00</td><td>No procede</td></tr><tr><td colspan="2">Enjuague térmico (desinfección) (agua desionizada)</td><td>90 °C (194 °F)</td><td>5:00</td><td>No procede</td></tr><tr><td colspan="2">Secado</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥15:00</td><td>No procede</td></tr></table>				Ciclo		Ajuste de temperatura	Tiempo mínimo (min:s)	Concentración	Prelavado		<43 °C (<110 °F) (agua del grifo fría)	2:00	No procede	Lavado enzimático pulsátil	Lavado	Agua del grifo caliente <60 °C (<140 °F)	4:00	0,2-0,8 ml/l	Enjuague	Agua del grifo caliente <60 °C (<140 °F)	≥ 00:15	No procede	Lavado con detergente (pH neutro)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2-0,8 ml/l	Enjuague		71 °C (160 °F)	5:00	No procede	Enjuague térmico (desinfección) (agua desionizada)		90 °C (194 °F)	5:00	No procede	Secado		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	No procede
	Ciclo		Ajuste de temperatura	Tiempo mínimo (min:s)	Concentración																																						
	Prelavado		<43 °C (<110 °F) (agua del grifo fría)	2:00	No procede																																						
	Lavado enzimático pulsátil	Lavado	Agua del grifo caliente <60 °C (<140 °F)	4:00	0,2-0,8 ml/l																																						
		Enjuague	Agua del grifo caliente <60 °C (<140 °F)	≥ 00:15	No procede																																						
	Lavado con detergente (pH neutro)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2-0,8 ml/l																																						
	Enjuague		71 °C (160 °F)	5:00	No procede																																						
Enjuague térmico (desinfección) (agua desionizada)		90 °C (194 °F)	5:00	No procede																																							
Secado		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	No procede																																							
Nota: Programa validado con los productos Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner y Prolystica Neutral Detergent para el uso de la lavadora-desinfectadora.																																											
Nota: Debido a las numerosas variables que intervienen en las lavadoras-desinfectadoras, cada centro sanitario debe instalar correctamente, calibrar y verificar el proceso (p. ej., temperaturas y tiempos) utilizado para su equipo. Siempre deben seguirse las recomendaciones del fabricante de la lavadora-desinfectadora. Cuando limpie mas de un dispositivo en un mismo ciclo de limpieza, asegurese de que no se supera la carga máxima indicada por el fabricante. La validación de la limpieza se realiza con una cámara a carga completa.																																											
Limpieza manual: enzimática	1. Limpie manualmente los casetes de transporte/esterilización de Medtronic si no dispone de una lavadora-desinfectadora automatica. 2. Enjuague, lave a chorro y friegue los casetes de transporte/esterilización de Medtronic bajo agua corriente fría a menos de <43 °C (110 °F) durante 1 minuto como mínimo. 3. Friegue los dispositivos empleando cepillos de cerdas suaves o limpiapiipas del tamaño adecuado para eliminar la suciedad visible. Friegue el interior de las luces o cavidades y accione el dispositivo (si procede). 4. Friegue hasta que haya desaparecido toda la suciedad visible. 5. Con agua del grifo, prepare una solución de limpieza enzimática siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de dilución y las temperaturas del fabricante. Meta los dispositivos en el limpiador enzimático, totalmente sumergidos, y déjelos en remojo al menos 10 minutos. Asegurese de que todas las superficies, luces y componentes estén en contacto con la solución de limpieza. 6. Extraiga los dispositivos del limpiador enzimático y enjuáguelos con agua del grifo corriente (fría). Todas las luces y cavidades deben enjuagarse con el chorro de agua. Enjuague con agua del grifo fría durante un tiempo mínimo de 1 minuto. 7. Con agua del grifo, prepare una segunda solución de limpieza enzimática siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de dilución y las temperaturas del fabricante en un sonicador del tamaño adecuado. 8. Introduzca los dispositivos en la solución de limpieza enzimática, sumérjelos completamente y sométalos a ultrasonificación a 40-50 kHz durante un tiempo mínimo de 20 minutos. Pueden utilizarse varios ciclos de ultrasonificación para un tiempo total mínimo de ultrasonificación de 20 minutos. Asegurese de que todas las superficies, luces y componentes estén en contacto con la solución de limpieza. Nota: La limpieza ultrasónica solamente es eficaz si la superficie que se va a limpiar está sumergida en la solución de limpieza. Las bolsas de aire reducen la eficacia de la limpieza ultrasónica. Asegurese de reducir al mínimo la formación de bolsas o burbujas de aire lavando a chorro las luces, cavidades, hendiduras o resortes con la solución de limpieza mientras el dispositivo está sumergido en el tanque de ultrasonidos. 9. Retire todos los dispositivos del sonicador y enjuáguelos con agua corriente fría. Todas las luces y cavidades deben enjuagarse con el chorro de agua. Enjuague durante un tiempo mínimo de 10 minutos. Se pueden usar varios programas durante al menos 10 minutos. 10. Repita el enjuague como se indica en el paso 9, pero esta vez con agua desionizada durante otros 10 minutos. Se pueden usar varios programas durante al menos 10 minutos. 11. Inspeccione visual y detenidamente los dispositivos, incluidos lúmenes y cavidades, para comprobar que se haya eliminado toda la suciedad visible. Si todavía queda suciedad, repita el proceso de limpieza o póngase en contacto inmediatamente con Medtronic para organizar la eliminación o sustitución del producto. No continúe con el reprocesamiento de un dispositivo sucio. Nota: Programa validado con el producto Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1-4 ml/l).																																										
Secado	Lavadora/desinfectadora automática • Una vez finalizado el ciclo de la lavadora-desinfectadora, realice una inspección visual para asegurarse de que los instrumentos están secos. • Si se observa humedad en los casetes de transporte/esterilización de Medtronic, séquelos con paños limpios, absorbentes y que no dejen pelusa, con aire forzado (para uso médico) hasta que ya no haya humedad. Manual Séque los dispositivos con paños limpios, absorbentes y sin pelusa y/o con aire forzado (para uso médico). Realice un examen visual para asegurarse de que los instrumentos están secos y repita el proceso en caso necesario.																																										
Inspección y recarga	• Inspeccione minuciosamente los casetes de transporte/esterilización en busca de daños realizando un examen meticuloso según se describe en la sección EXAMEN de este documento. • Si los casetes de transporte/esterilización o los módulos de Medtronic están dañados, póngase en contacto de inmediato con Medtronic para disponer su eliminación o reemplazo. • Cargue los casetes de transporte/esterilización o los módulos de Medtronic con sus correspondientes dispositivos. • Continúe con el apartado Esterilización.																																										

INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACION para instrumentos y casetes de transporte/esterilización de Medtronic												
Esterilización	1. Empaque con un envoltorio doble con paños para esterilización quirúrgica resistentes a la humedad y no tejidos los instrumentos individuales o casetes de transporte/esterilización dedicados que contengan instrumentos. 2. Inspeccione el envoltorio para asegurarse de que no haya rasgaduras, agujeros ni defectos de hermeticidad antes de introducirlo en el esterilizador. 3. Introduzca los instrumentos en el esterilizador siguiendo los procedimientos y las configuraciones de carga recomendados por el fabricante del esterilizador. 4. Siga los procedimientos recomendados por el fabricante del esterilizador para programar el esterilizador con uno de los siguientes conjuntos de parámetros del ciclo de esterilización mostrados en la tabla 4.											
	Tabla 4: Parámetros del ciclo de esterilización											
	<table><tr><th>Ciclo</th><th>Temperatura</th><th>Tiempo de exposición</th><th>Tiempo mínimo de secado³</th></tr><tr><td>Eliminación dinámica del aire (4 pulsos de preacondicionamiento)</td><td>132 °C (270 °F)</td><td>4 minutos</td><td>30 minutos</td></tr></table>				Ciclo	Temperatura	Tiempo de exposición	Tiempo mínimo de secado ³	Eliminación dinámica del aire (4 pulsos de preacondicionamiento)	132 °C (270 °F)	4 minutos	30 minutos
	Ciclo	Temperatura	Tiempo de exposición	Tiempo mínimo de secado ³								
	Eliminación dinámica del aire (4 pulsos de preacondicionamiento)	132 °C (270 °F)	4 minutos	30 minutos								

INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACIÓN para instrumentos y casetes de transporte/esterilización de Medtronic			
Tabla 4: Parámetros del ciclo de esterilización (continuación)			
Ciclo	Temperatura	Tiempo de exposición	Tiempo mínimo de secado ³
Eliminación dinámica del aire (4 pulsos de preacondicionamiento)	135 °C (275 °F)	3 minutos	30 minutos
Eliminación dinámica del aire (4 pulsos de preacondicionamiento)	134 °C (273 °F)	4 minutos	30 minutos
Eliminación dinámica del aire (4 pulsos de preacondicionamiento)	134 °C (273 °F)	20 minutos	30 minutos

³Los tiempos mínimos de secado se han validado mediante esterilizadores con capacidad de secado al vacío. Los ciclos de secado que usan presión atmosférica ambiente pueden necesitar tiempos de secado más largos. Consulte las recomendaciones del fabricante del esterilizador.

Pueden existir diferencias en el tamaño de la cámara y en la carga de la cámara entre los modelos de esterilizadores industriales y los modelos de esterilizadores de centros sanitarios. Los parámetros de esterilización indicados en la tabla 4 se pueden conseguir tanto en los modelos de esterilizadores de centros sanitarios como en los modelos de esterilizadores industriales, de mayor tamaño. Debido al gran número de variables implicadas en la esterilización, cada centro sanitario deberá calibrar y verificar el proceso de esterilización (p. ej., temperaturas y tiempos) usado con su equipo.

Nota: El vapor para la esterilización debe generarse a partir de agua tratada para eliminar las partículas sólidas disueltas totales y los gases no condensables, filtrada para eliminar los contaminantes y las gotas de agua, y suministrada a través de tuberías sin puntos de estancamiento ni remansos donde pueda acumularse contaminación.

Precaución: Para la esterilización de estos dispositivos NO se recomiendan los métodos de esterilización por óxido de etileno (OE), plasma gaseoso, radiación gamma, vapor químico o calor seco. El vapor/calor húmedo es el método de esterilización recomendado.

| Información adicional | Limpie y reesterilice inmediatamente todos los instrumentos utilizados en una intervención quirúrgica. Los instrumentos deben limpiarse minuciosamente, inspeccionarse y esterilizarse antes de su devolución a Medtronic. | | |
| | Los dispositivos médicos que hayan estado en contacto con un paciente que se sabe o se sospecha que padece una enfermedad por priones o relacionada con priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no deben devolverse a Medtronic y deben ponerse en cuarentena y procesarse conforme a las directrices para el procesamiento de dispositivos contaminados con tejidos de alto riesgo en el centro sanitario. Póngase en contacto con Medtronic para obtener información sobre la correcta eliminación/destrucción. | | |

La información sobre limpieza y esterilización proporcionada es conforme con las normas AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 e ISO 15883-5. Las instrucciones sobre reprocesamiento proporcionadas en este documento se han validado como capaces de preparar instrumentos para su reutilización. La validación de la esterilización demuestra un nivel de garantía de esterilidad de 10⁻⁶. Los parámetros de esterilización se evaluaron con casetes de transporte/esterilización de Medtronic. La validación de la esterilización se realizó con una cámara vacía. En las actividades de validación se utilizó una configuración de bandeja perforada correspondiente al 'peor caso posible', con doble envoltorio.

Sigue siendo responsabilidad de la persona encargada del procesamiento asegurarse de que este se realice utilizando un equipo validado y un personal capacitado del centro de reprocesamiento a fin de lograr los resultados deseados. Esto normalmente requiere la validación y la supervisión sistemática del proceso. Toda desviación por parte de la persona encargada del procesamiento respecto de las instrucciones proporcionadas deberá ser evaluada adecuadamente para determinar su eficacia y las posibles consecuencias adversas. Algunos dispositivos tienen instrucciones específicas de desmontaje/montaje. En este caso, consulte las instrucciones que se entregan con el instrumento para ver instrucciones adicionales. Los usuarios deben establecer protocolos de reprocesamiento adecuados para los dispositivos médicos reutilizables utilizados en sus centros empleando las recomendaciones del fabricante del dispositivo y del fabricante del limpiador.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Para los instrumentos no estériles y los casetes de transporte/esterilización de Medtronic: almacenar en condiciones secas y limpieza a temperatura ambiente. Los instrumentos no estériles y los casetes de transporte/esterilización de Medtronic son reutilizables y no tienen una vida útil específica. El final de la vida útil está determinado por el desgaste excesivo y por los daños ocasionados por el uso normal. Consulte el apartado "Limitaciones de reprocesamiento" para obtener más información.

Para los instrumentos esterilizados y los casetes de transporte/esterilización de Medtronic: asegúrese de que los instrumentos y los casetes de transporte/esterilización de Medtronic estén secos antes de guardarlos. Almacene los instrumentos limpios y secos a temperatura ambiente. La vida útil de los instrumentos esterilizados y de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic dependen de la envoltura de esterilización comercializada legalmente. El centro de atención médica debe establecer una vida útil para la instrumentación esterilizada a partir del tipo de envoltorio de esterilización que se utilice y a las recomendaciones del fabricante de envoltorios estériles.

RECLAMACIONES RELATIVAS AL PRODUCTO

Para notificar problemas relacionados con el producto, póngase en contacto con Medtronic.

INFORMACIÓN SOBRE RESONANCIAS MAGNÉTICAS

Los instrumentos de Medtronic no están destinados a usarse en el entorno de la resonancia magnética (RM). En consecuencia, no se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad de los instrumentos de Medtronic en el entorno de la RM. Por consiguiente, se desconoce la seguridad de los instrumentos de Medtronic en el entorno de la RM.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Póngase en contacto con Medtronic si tiene dudas o preocupaciones acerca del uso correcto de cualquier instrumento reutilizable de Medtronic o sobre el reprocesamiento de los instrumentos o de los casetes de transporte/esterilización de Medtronic. Por otra parte, si hay alguna técnica quirúrgica disponible, se suministrará sin coste alguno.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Todos los derechos reservados.

OLULINE TEAVE ETTEVÖTTE MEDTRONIC KORDUSKASUTATAVATE INSTRUMENTIDE NING KORDUSKASUTATAVATE TRANSPORDI- JA STERILISEERIMISKASSETTIDE KOHTA

KIRJELDUS

Korduskasutatavad instrumentid on valmistatud mitmesugustest materjalidest, mida kasutatakse ortopeedilistel protseduuridel laialdaselt ning mis vastavad kohaldatavatele riiklikele ja/või rahvusvahelistele standarditele. Nende instrumentide transportimiseks võib kasutada ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskasseid. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskasseid on mõeldud kasutamiseks koos seaduslikult turustatava ja/või sobiliku steriliseerimismähisega, mis võimaldab mittesterilistest seadmetest steriliseerimist auruga.

Ettevõtte Medtronic alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskasseid sisaldavad mitmesugustest materjalidest valmistatud ümbriseid, aluseid, kaasi, karpe, moodleid või klambreid, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele ning mida kasutatakse laialdaselt ettevõtte Medtronic mittesterilistele ortopeedilistele või neuroloogilistele seadmetele hoidmiseks, kaitsmiseks ja korastamiseks.

KAVANDATUD KASUTUS

Ortopeedilised kirurgilised instrumentid on mõeldud kasutamiseks kirurgilistel protseduuridel kudede või luuga manipuleerimiseks või kasutamiseks koos teiste seadmetega ortopeedilises kirurgias. Instrumentidil võib olla ka mõõtefunktsioon, mille kasutusvõimalusi on kirjeldatud etiketil ja instrumendil.

Markus. Instrumente mitte implanteerida.

Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskasseid on mõeldud tervishoiuasutustele meditsiiniseadmetele ning muude instrumentide korastamiseks, hoidmiseks, steriliseerimiseks, transportimiseks ja hoiustamiseks ajal, mil need ei ole parajasti kirurgilises või muud laadi meditsiinilises kasutuses. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskasseid ei sobi eraldi kasutatuna steriilses olekus säilitamiseks; need on mõeldud kasutamiseks koos seaduslikult turustatava ja/või sobiliku steriliseerimismähisega.

Medtronic ei anna garantiid nendele instrumentidele, ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetidele ega ühelegi nende osale, mida on remonditud või puudut remondida mujal kui ettevõttes Medtronic või ettevõtte Medtronic volitatud esindaja hooldekeskuses. Kaudsed garantiid turustatavuse ja konkreetseks otstarbeks või kasutusala sobivuse kohta on selgelt valistatud. Ettevaatust! Need juhised ei kehti ühekordselt kasutatavate seadmete puhul. Teavet mittesterilistele ühekordselt kasutatavate seadmete kohta leiate ettevõtte Medtronic ühekordselt kasutatavate ja mittesterilistest instrumentide kasutusjuhendist, M708348B359.

HOIATUSED

- Instrumentide murdamine, libisemine, valesti tarvitamine või vaar kasitsemine võib patsienti, operatsiooni- või umbertöötlemispersonalit vigastada, näiteks teravate servade tõttu.
- Vale hoiduse, käsitsemise või puhastamise tagajärjel võib instrument muutuda kasutuskõlbmatuks ja isegi ohuks patsiendile või operatsiooni- või umbertöötlemispersonalile.

- Varraste painutamiseks ja lõikamiseks kasutatavate instrumentidega kaasnevad täiendavad riskid. Seda tüüpi instrumentide kasutamine võib ülisuure jõu kasutamise tõttu patsienti vigastada. Ärge lõigake varfade *in situ*. Instrumenti või implantaadi murdumine sellises olukorras võib olla äärmiselt ohtlik. Paljude instrumentide puhul nõutavad füüsilised omadused ei võimalda neid toota implantaatide materjalidest ning kui mõni purunenud instrumenti osa jääb patsiendi kehasse, võib see tekitada allergiat või infektsioone.
- Kirurg peab elutsatsile elundite, närvide või veresoonte läheduses töötamisel olema äärmiselt ettevaatlik. Samuti ei tohi instrumentide või implantaatide posttsioneerimisel kasutada ülemäärast jõudu, kuna see võib patsienti vigastada.
- Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetteid murdumine, libisemine, valesti tarvitamine või väär käsitlemine võib patsienti või operatsiooni- või ümbertöötlemispersonalit vigastada, näiteks teravate servade tõttu.
- Vale hoolduse, kasitlemise või puhastamise tagajärjel võivad ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettid muutuda kasutuskõlbmatuks ning isegi ohtlikuks patsiendile või operatsioonipersonalile.
- Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetteid õige kasitlemine on äärmiselt oluline. Ärge modifitseerige ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette. Ärge lakkige ega panutage ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette. Takked, kriimustused ning muud kahjustused ja/või kulumisajärged, mis tekivad ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidele operatsiooni ajal, võivad viia nende murdmiseni.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Instrumentidega implantaatidele rakendatav ülemäärane jõud võib seadmeid, eriti korpse, paigalt nihutada.
- Instrumentid ei tohiks puutuda kokku temperatuuriga üle 135 °C (275 °F). Sellisel tasemel kuumutamine võib muuta instrumenti füüsiliselt olematuks. Juhul kui on ebaselge, kas instrumentid puutuvad kokku temperatuuriga üle 135 °C (275 °F), kontrollige instrumente hoolikalt veendumaks, et need toimivad endiselt ettenähtud moel.
- Ei instrumentid jääksid heasse töökorda, tuleb olla ülimalt hoolikas. Nende instrumentide korrekto toimimine protseduuri ajal on äärmiselt oluline. Instrumente ei tohi panutada ega kahjustada. Instrumentide vaarkasutus või instrumenti mis tahes komponentide korrosioon, kinnikilumine, kriimustamine, lõdvenemine, paindumine või murdumine võib nende ettenähtud funktsiooni täielikult takistada või selle võimatusks teha.
- Ärge kasutage instrumente selleks mitte ettenähtud otstarbeks.
- Kontrollige kõigi instrumentide töökorras olekut regulaarselt ja pöörduge vajaduse korral ettevõtte Medtronic poole või ettevõtte Medtronic volitatud hooldekeskusesse. Enne kasutamist tuleb patsienti vigastuste vältimiseks instrumenti hoolikalt kontrollida funktsionaalsuse või kahjustuste puudumise suhtes. Kahjustatud instrumenti ei tohi kasutada. Kaepärast peavad olema täiendavad varuinstrumentid.
- Olulised tegurid instrumentide tulemuslikkuse kasutamiseks kirurgi poolt on operatsioonitehnika ja -aegsed protseduurid, sealhulgas kirurgiliste tööviiside tundmine. Tulemusi mõjutavad suuri määral patsiendi korrekto vahik ja temapoolse juhiste järgimine.
- Patsiendi sobiv vahik ja operatsioonitehnika hoolitus on operatsiooni õnnestumises ning operatsioonitraumade vältimises otsustava tähtsusega. Lugege ja järgige kogu tootelehte, mida on andnud implantaatide või instrumentide tootja.
- Kui instrumente kasutatakse lastel, tuleb seda teha väga ettevaatlikult; sest need patsiendid võivad olla vastuvõtlikumad instrumentide kasutamise seonduvate survele.
- Veenduge, et mõõtefunktsiooniga instrumentid ei oleks kulumise ja kõik graveeringud nende pinnal oleks selgelt nähtavad.
- Kokkupuude temperatuuriga üle 135 °C (275 °F) võib muuta ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetteid füüsiliselt olematuks. Kui ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettid puutuvad kokku temperatuuriga üle 135 °C (275 °F), kontrollige need üle, et veenduda nende korrekto toimimises. Lisateavet leiate jaotsest „KONTROLLIMINE“.
- Selleks, et ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettid jääksid heasse töökorda, tuleb rakendada äärmist ettevaatust. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettide korrekto kasutamine protseduuri ajal on ülimalt oluline. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette ei tohi mingil moel painutada ega kahjustada. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetteid väärkasutus, mis viib nende ühe või mitme osa korrosiooni, kinnikilumise, kriimustamise, lõdvenemise, paindumise või murdmiseni, võib nende ettenähtud funktsiooni täielikult takistada või selle võimatusks teha.
- Tavaprase transpordimise, puhastamise ja steriliseerimise käigus avaldatakse ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidele korduvat survet. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette tuleb enne igat kasutuskorda hoolikalt kontrollida, et veenduda nende heas töökorras.
- Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidele ei tohi langeda raskus või koormus, mis ületab 11,4 kg / 25 lb.
- Kõik töötagad peaksid kandma steriilsaatori tööaja soovitatud isikukaitsevahendeid.
- Steriliseerimise ajal tuleks erinevad metallid üksteisest korrosiooni vältimiseks eraldada. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettide konstruktsiooni kuuluvad kaetud pinnaga klambri või silikoon, et vältida ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettides kasutatavate roostevabast terasest instrumentide vahelist kokkupuudet.

VOIMALIKUD KÕRVALTOIMED

- Närvikahjustus, paralüüs, valu või pehme kudede, siseelundite või liigeste kahjustus.
- Infektsioon, juhul kui instrumente või ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette ei ole korralikult puhastatud ning steriliseeritud.
- Seadme olemasolust tulenev valu, ebamugavustunne või ebaloosumise aistingud.
- Närvikahjustus kirurgilise trauma tõttu.
- Ülemäärase koormuse kasutamisel leke kõvkestas.
- Instrumenti nihkumise või valesti asetamise tõttu lähedal asuvate soonte, närvide või elundite mõjutamine.
- Vigastused teatud instrumentide klambri seadmete või vedrumechanismide spontaanse vallandumise tõttu.
- Operatsiooni- või ümbertöötlemispersonalit naha või kinnaste sisselõiked.
- Luumurd deformeerunud lülisamba või nõrga luu korral.
- Patsiendi kudede kahjustus, operatsioonipersonali füüsiline trauma ja/või operatsiooni aja pikenedamine, mis võib olla põhjustatud mitmeosaliste instrumentide soovimatust demonteerimisest operatsiooni ajal.
- Kasutusmeetodid peavad vastama kasutaja kogemustele ja väljaajppe kirurgiliste protseduuride alal. Iga operatsiooniga ei saavutata alati edukat tulemust. See kehtib eriti lülisambakirurgias, kus patsiendi muud seisundid võivad tulemusi halvendada.

Märkus arstile. Kuigi arst on kvalifitseeritud vahetama ettevõtte ja patsiendi vahel, tuleb kaesolevas dokumendis sisalduv oluline meditsiiniline teave edastada ka patsiendile.

Neid seadmeid tohib kasutada ainult arst, kes tunneb neid seadmeid, nende ettenähtud kasutust, täiendavaid instrumente ja kõiki rakendatavaid kirurgilisi tehnikaid. Lisaks tohivad ~~seadmeid~~ kasutada üksnes isikud, kes on seadmega, selle kasutusotsustab ega ümbertöötlemisega kursis.

PAKEND

Instrumente võib transportida kas eraldi pakendites või ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettides. Eraldi pakendid, ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettid ning nendes sisalduvad meditsiiniseadmed peavad kättesaamisel olema lerved. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette ning nendes sisalduvad meditsiiniseadmeid tuleb enne kasutamist kontrollida, et veenduda nende kompleksuses ja kahjustuste puudumises. Kahjustatud pakendeid, kassette ega instrumente ei tohi kasutada ning need tuleb tagastada ettevõtte Medtronic.

KONTROLLIMINE

Enne ja pärast puhastamist ning enne operatsiooni peab kasutaja instrumente alati kontrollima. Kontroll peab olema põhjalik ning hõlmama visuaalset ja funktsionaalset ülevaatus, mis kehtendab tööpinadale, pöördele, raamidele, vedru- või väandemehhanismidele, paigaldusaukude või kanuulide puhtusele, võimalikele mõradele, paindumisele, deformatsioonile või väandele ning sellele, et kõik komponendid oleksid olemas. Ärge kunagi kasutage ilmselt kulumismarkidega, kahjustatud, mittekomplekseid või muul viisil mittefunktsionaalseid instrumente ega ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette.

Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette tuleb enne kasutamist kontrollida. Kontroll peab olema põhjalik ning hõlmama visuaalset ja funktsionaalset ülevaatus. Kontrollimise kaigus tuleb veenduda ka ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettide kompleksuses. Ärge töödelge ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetti umber, kui see on kahjustatud.

Visuaalne kontroll

Veenduge järgmises.

- Lasermärgised, graveeringud ja muud märgised on loetavad.
- Ei esine mõrasis, deformatsioone ega defekte.
- Instrumenti kaepidemetele ega ühelgi osal ei ole mõrasis.
- Ei esine värvimuutust, korrosiooni, plekke ega roostet. Nende esinemise korral puhastage vastavalt juhistele, mis on esitatud selle dokumendi osas „ÜMBERTÖÖTLEMINE“.
- Kaepidemedevärred ei ole lahti tulnud ning kaepideme ja varre ühendused on kindlad.
- Silikoonis, silikoonklambrites ega instrumentide kaepidemetele ei ole sisselõikeid ega auke.
- Metallklambrite nallonkattes ei esine mõrasis ega koormist.
- Isoleeraines ei esine kahjustusi (siselõiked, rebendid jne).
- Tööotsakutel ei ole kahjustusi. Tööotsakul ei tohi olla mõrasis, õnartsu ega muid kahjustusi. Kui see on asjakohane, peab tööotsak olema lerved.
- Instrumentide keermestikul ei ole kahjustusi.
- Kõik osad on olemas ning neil ei ole kahjustusi ega defekte. Kadunud, lahti tulnud või kahjustatud võivad olla näiteks sellised osad nagu seadekruid, vedrud, kaarvedrud, tihtid ja harud.
- Kokkuehituvatel osadel ei ole kahjustusi (lõiked, õnartsu, paindeid jne), mis võiksid häirida kokkuehitumist.
- Kanuuliga instrumente, millel on juhttraat või muu sisestamisvahend, tuleb visuaalselt kontrollida.

Funktsionaalsuse kontroll

Veenduge vastavalt vajadusele järgmises.

- Liikuvad osad liiguvad vabalt, ilma kinnijäämise, seonduvise või hõõrdumiseta.

- Vedrud taastavad instrumendi käepideme alge asendi.
- Kinnitusklaambrid hoiavad vastavaid kokkusoobitavaid osi kinni ega ole kahjustatud.
- Instrument töötab koos vastavate kokkusoobitavate osadega ettenähtud viisil.
- Kuulikaatorid hoiavad kokkusoobitavaid osi kinni ja ei ole kahjustatud.
- Teravad servad on katsumisel teravad, mitte nured, ning neil ei ole takkeid ega muid kahjustusi.
- Otsakud puutuvad kokku, kui see on asjakohane.
- Põrkemehhanismid töötavad. See hõlmab käepidemeid, fiksaatoreid ja teisi mehhanisme. Kõik hambad on alles ja toimivad.
- Ajami otsakud pole eedavõrd kulunud, et see vahendaks instrumendi funktsionaalsust. Vajaduse korral ühendage instrumendiga sobiv osa.
- Riivid, karbid, moodulid või kaaned on sobiva kuju ja suurusega.

ÜMBERTÖÖTLEMINE – ÜLDINE TEAVE

Puhastamine tähendab orgaanilise saaste eemaldamist. Tõhus puhastamine:

- valdib orgaanilise saaste ülekandumist ühelt patsiendilt teisele;
- võimaldab edasist edukat steriliseerimist. Pisav ümbertöötlemine on puhastamise põhjalikkusest.

Esimeseks sammuks on puhastamine. Hiljem järgneb sellele edasise ümbertöötlemise käigus steriliseerimine, mille eesmärk on mikroorganismide hävitamine infektsioonide edasikandumise tõenäosuse ja nakatumisvõimaluse vähendamiseks. Vastuvõetava ümbertöötlemise tagamiseks ei tohi tekkida selles dokumendis esitatud sammude vahel viivitusi.

Instrumente saab ohutult ja tohusalt töödelda, kasutades selles dokumendis kirjeldatud (ensumaatilisi või leeliselisi) manuaalseid või kombineeritud manuaalseid ja automaatseid puhastusprotseduure pesuri-desinfektoriga. Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette saab ohutult ja tohusalt töödelda, kasutades selles dokumendis kirjeldatud (ensumaatilisi) manuaalseid või kombineeritud manuaalseid ja automaatseid puhastusprotseduure pesuri-desinfektoriga.

Riikides, kus tootmisnouded on rangemad, kui kaesolevas dokumendis kirjeldatud, peab tootja juhenduma kohalikest oigusraamistest.

Verega edasikanduvad patogeenid

Kogu haiglapersonal peab järgima uldehtivaid ettevaatusabinousid USA Tööhutuse ja Töötlevishoiu Ameti (OSHA) standardi 29 CFR 1910.1030 järgi, mis käsitleb kutealast kokkupuudet verega edasikanduvate patogeenidega.

Puhastusained ja -vahendid

Instrumentid: soovitatav on kasutada neutraalseid puhastusvahendeid, ensumaatilisi puhastusaineid (pH 7,0–8,0), leeliselisi puhastusaineid (pH 8,0–11,0), pehmete harjastega harju ja pehmeid torupuhasteid. Kasutada ei tohiks tugevalt leeliselisi puhastusaineid (pH > 11,0).

Märkus. Leeliselised puhastusvahendid võivad pärast puhastamist vajada neutraliseerimist. Teavet neutraliseerimise vajaduse kohta ja neutraliseerimisjuhised leiata tootja koostatud kasutusjuhendist. Leeliselised puhastuslahused tuleb kindlasti korralikult neutraliseerida ja instrumentidekt maha loputada.

Alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassette: soovitatav on kasutada neutraalseid puhastusvahendeid, ensumaatilisi puhastusaineid (pH 7,0–8,0), pehmete harjastega harju ja pehmeid torupuhasteid. Ärge kasutage leeliselisi puhastusaineid, kuna need tekitavad suuri kahjustusi ning muudavad alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassette kasutuskolbmatusks.

Instrumentidel ega ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidel ei tohi kasutada järgmisi puhastusaineid, -lahuseid ega -tootist:

- soolalahus;
- kloori (nt valgendit) või aldehüüde (nt glutaaraldehüüdi) sisaldavad lahused;
- formalin, elavhõbe, kloriidid, bromiidid, jodiidid või Ringeri lahus;
- metallharjad või kuurimispadjad.

Puhastus- ja loputusvesi

Võimaluse korral tuleb kasutada pehmendatud kraanivett. Viimaseks loputuseks tuleb kasutada kriitilist vett (soovitatavalt deioniseeritud vett), et vältida mineraalainete sadestumist seadme pindadele. Kriitilise vee määralatut vee puhastamiseks võib kasutada ühte või mitut järgmist meetodit: ultrafiltratsioon (UF), poordosmoos (RO), deioniseerimine (DI) või muu samaväärne meetod. Vältida tuleks kareda vee kasutamist.

Mineraalõli või silikoonil põhinevate määrdeainete kasutamine

Mineraalõli või silikoonil põhinevad määrdeained ei tohi kasutada, sest kaesolevaid puhastusjuhiseid järgides ei pruugi nende eemaldamine olla võimalik. Seda tüüpi määrdeained võivad katta mikroorganismide, takistada instrumendi pindade otsest kokkupuudet auruga ning takistada steriliseerimist.

Ümbertöötlemist puudutavad hoiatused ja ettevaatusabinoud

- Ärge laske saastunud instrumentidel ega ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidel pärast kasutamist ning enne puhastamist kuivada. Kui verel või verd sisaldavatel lahustel lastakse instrumentidel või ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidel kuivada, võib see takistada puhastamist ja sellele järgnevat steriliseerimist.
- Ettevõtte Medtronic korduskasutatavate instrumente käsitlekse kriitilise tahtsusega seadmena (st kriitilise tahtsusega kontaktina) ning need tuleb enne esmakasutamist või enne korduvat kasutamist kaesolevaid ümbertöötlemisjuhiseid järgides põhjalikult puhastada ja seejärel steriliseerida.
- Saastunud või kasutatud instrumente ei tohi automaatses pesuri-desinfektoris puhastamiseks laadida ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidesse. Saastunud instrumente tuleb töödelda ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettides lahuse.
- Ettevõtte Medtronic alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassette tohib puhastada üksnes ensumaatiliste (neutraalsete) puhastuslahustega.
- Teatud lahused (st leeliselised ja/või pleegitid, glutaaraldehüüdi või formalini sisaldavad lahused) võivad alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassette tugevalt kahjustada. Neid lahuseid ei tohi kasutada.
- Kõik tervishoiuasutuse töötajad, kes töötavad saastunud või potentsiaalselt saastunud instrumentidega või ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidega, peavad järgima üldisi ettevaatusabinousid. Teravate otste või lõikeservadega instrumentide käsitlemisel tuleb olla ettevaatlik.
- Saastunud või potentsiaalselt saastunud materjalide, seadmete või varustuse kasutamisel või nendega töötamisel tuleb kanda sobivaid isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendite hulka kuuluvad kiidid, maskid, kaitsepiidid, naokaitseid, kindad ja jalanõude kaited.
- Ärge asetage raskeid instrumente omade instrumentide peale.
- Jahutusfaasis tuleb vältida ventilatsioonivadest pärinevat jahedat tuuletõmbust või muid õhuvoole, et ennetada kiirest jahutamisest tulenevat steriliseerimisargset niiskumist.

Ümbertöötlemise piirangud

- Ümbertöötlemine avaldab nendele instrumentidele või ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettidele minimaalset mõju.
- Tööea lõpu maarak ära tavapärast kasutamist tulenev ülemaarak kulumine ja kahjustumine. Ehkki instrumendi või ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettide töötlemisel, kasutatud materjalidel ning puhastamise ja steriliseerimise parameetritel on oluline mõju, võib neid instrumente ning ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette praktikas ümber töödelda piiramatult arv kordi.
- Selle väljasegitamisel, kas seade on jõudnud oma tööea lõppu, on abiks kaesoleva dokumendi jaotisi „KONTROLLIMINE“.

JUHISED – ainult instrumentid (Alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassette puudutavad juhised on toodud pärast instrumentide kohta kaalvaid juhiseid)	
Uue instrumendi kasutusevõtt	• Instrumentid tarnitakse mittesteriilsena ning need tuleb enne esmakasutust ja enne iga järgnevat kasutuskorda põhjalikult puhastada ning seejärel steriliseerida. • Enne puhastamist tuleb eemaldada kogu pakkematerjal.
Kasutuskohal	• Eemaldage kiuvabade puhastuslappidega instrumentidelt kogu nähtav saaste. • Instrumentid tuleks põhjalikult puhastada 30 minuti jooksul pärast kasutamist, et vähendada võimalikku kuivamist. • Kui instrumente ei ole võimalik kohe ümber töödelda, hoidke need transportimise ajal niiskena. • Asetage instrumentid pehme kraaniveega täidetud akusse, kui see on käepärast, või katke niiskete rätidega.
Pakendamine ja transportimine	• Viige kaetud instrumentidega alus kohe tööpiirkonda, kus toimub nende edasine ümbertöötlemine. • Saastunud instrumentid tuleb transpordida mittesaastunud instrumentidest lahuse, et vältida personali ja ümbritseva keskkonna saastumist.
Puhastuseelne ettevalmistus	• Instrumentidega, mis tuleb enne puhastamist ja steriliseerimist koost lahti võtta, on kaasas töötlemise / lahutvõtmise / uuesti kokkupanemise juhised. Tapsemat teavet leiata konkreetse instrumendi töötlemise / lahutvõtmise / uuesti kokkupanemise juhistest. • Enne puhastamist eemaldage võimalikud ummistused. Uhtuge kanuleeritud seadmeid kraani- või puhastatud veega, et vältida saaste ja/või purdmaterjali kuivamist sisepiinal. • Instrumente saab ohutult ja tohusalt töödelda, kasutades selle dokumendi tabelis 1 ja tabelis 2 kirjeldatud (ensumaatilisi või leeliselisi) manuaalseid või kombineeritud manuaalseid ja automaatseid puhastusprotseduure pesuri-desinfektoriga.

<

JUHISED – ainult instrumentid (Alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassette puudutavad juhised on toodud pärast instrumentide kohta käivaid juhiseid)	
	- Desinfitseerivate lahuse või kemikaalidega desinfitseerimist vaja ei lähe, sest dekontamineerimisprotsess hõlmab puhastamist ja sellele järgnevat steriliseerimist. - Ainuüksi termiline desinfitseerimine ei muuda instrumente patsientidel kasutamise jaoks ohutuks.
Kuivatamine: automaatne pesu-desinfektor	- Pesu-desinfektori tsükli lõppedes kontrollige kuivust visuaalselt. - Kui instrumentidel leidub pärast pesu-desinfektori tsükli lõppu niiskust, kuivatage need puhaste imavate kuivabade lappidega, (meditsiinilise) suruõhuga ja/või kuiva kuumusega ahjus $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) juures vähemalt 30 minuti jooksul. - Mitmeosaliste instrumentide puhul (nt vars koos hülssiga, kanüülikohad ja suvendid) tuleb kasutada kuiva kuumusega ahju temperatuuriga $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) vähemalt 30 minuti jooksul. Kontrollige kuivust visuaalselt. - Instrumentid peavad enne steriliseerimise jaoks pakendamist olema täiesti kuivad.
Kuivatamine: manuaalne	- Kuivatage seadmed puhaste imavate kuivabade lappidega, (meditsiinilise) suruõhuga ja/või kuiva kuumusega ahjus. Kontrollige kuivust visuaalselt ja vajadusel korrake protseduuri. - Instrumentid peavad enne steriliseerimise jaoks pakendamist olema täiesti kuivad.
Kontrollimine ja uuesti kokkupanek	- Kui instrument võeti enne puhastamist ja steriliseerimist lahti, pange see uuesti kokku. - Kontrollige hoolikalt, et instrumentil ei oleks kahjustusi, teostades põhjaliku kontrolli, mida on kirjeldatud selle dokumendi osas „KONTROLLIMINE“. - Kui instrument on saanud kahjustusi, võtke selle lõppkätlemise või väljavahetamise korraldamiseks kohe ühendust ettevõttega Medtronic. Ärge jätkake kahjustatud seadme ümbertöötlmist.
Pakendamine	- Kasutada tuleb standardset mittekoetud niiskuskindlast materjalist kirurgilist steriliseerimismahist või sellega samaväärset mahist. - Üksikinstrumentid või spetsiaalsed steriliseerimisalused tuleb enne steriliseerimist kahekordselt sisse mahkida. - Alustele lohib paigutada üksnes ettevõtte Medtronic toodetud ja/või turustatavaid instrumente. - Liikuge joontesse „Steriliseerimine“.

JUHISED – ainult ettevõtte Medtronic alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassette (Korduskasutatavate instrumentide kohta käivad juhised on toodud eelmises tabelis)				
Uute ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette kasutuselevõtmine	- Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetteid lamitakse mittesteriliseks ning need tuleb enne esmakasutust ja enne iga järgnevat kasutuskorda põhjalikult puhastada ning seejärel steriliseerida. - Enne puhastamist ja steriliseerimist tuleb eemaldada kogu pakkematerjal.			
Kasutuskohal	- Eemaldage kuivabade puhastuslappidega karbil ja alustelt kogu nähtav saaste. - Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette tuleb kohe pärast kasutamist põhjalikult puhastada, et vältida nende kuivamist.			
Pakendamine ja transportimine	- Kui ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette ei ole võimalik kohe ümber töödelda, hoidke neid transportimise ajal niiskena. - Võimaluse korral kasutage ettevõtte Medtronic saastunud transpordi- ja steriliseerimiskassetteid pehmenetatud kraanivett või katke need niiskete rätikutega. - Viige ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette viivitamatult kohta, mis on mõeldud nende täiendavaks ümbertöötlmiseks.			
Puhastuseelne ettevalmistus	- Ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette tuleb puhastada ühekaupa ning neid ei tohi paigutada üksteise sisse. Karbi ja moodulite kaaned tuleb eemaldada ning puhastada eraldi või puhastada avatud asendis, kui neid ei ole võimalik eemaldada. - Karpe ja aluseid saab ohutult ning tõhusalt töödelda, kasutades selles dokumendis kirjeldatud (alumiiniumkarpide ja -aluste puhul üksnes ensumaatilisi) manuaalseid või kombineeritud manuaalseid ja automaatseid puhastusprotseduure pesu-desinfektori. Ärge kasutage ettevõtte Medtronic alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassetteid leeliselise puhastuslahuseid, kuna need kahjustavad alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassette.			
Automaatne puhastus: ensumaatiline	- Loputage, uhtuge ja kuurige karpe ning aluseid külma kraanivee all temperatuuril $< 43^{\circ}\text{C}$ (110°F) vähemalt 30 sekundi jooksul. - Asetage seadmed automaatsesse pesurisse-desinfektorisse ja programmeerige pesu-desinfektor tabelis 3 nimetatud tsükli parameetritele. Veenduge, et karp ja alused oleksid pesurisse-desinfektorisse paigutatud viisil, mis võimaldab vedeliku korralikku äranoormist. Kandke hoolt, et kassette/moodulite sissekuld oleksid suunatud allapoole, puhustussõlgede suunas, ja et tabelis 3 toodud tsükli parameetrid oleksid õigesti programmeeritud. - Tuhjaklaadimisel kontrollige seadmeid (sealhulgas kõiki valendikke, õõnsusi ja kokkupuutuvad pindu) visuaalselt, et veenduda kogu nähtava saaste eemaldamises. Kui leidub veel saaste jälgi, korrake puhastamisprotsessi või võtke ühendust ettevõttega Medtronic lõppkättemise või väljavahetamise korraldamiseks. Ärge jätkake saastunud seadme ümbertöötlmist.			
Tabel 3: Ensumaatiline (neutraalne) puhastusaine (pH 7,0–8,0)				
Tsükkel		Temperatuurisäte	Minimaalne kestus (min:s)	Kontsentratsioon
Eelpesu		$< 43^{\circ}\text{C}$ ($< 110^{\circ}\text{F}$) (külm kraanivesi)	2:00	Puudub
Pulseeriv ensumaatiline pesu	Pesu	$< 60^{\circ}\text{C}$ ($< 140^{\circ}\text{F}$) kuum kraanivesi	4:00	0,2–0,8 ml/l
	Loputus	$< 60^{\circ}\text{C}$ ($< 140^{\circ}\text{F}$) kuum kraanivesi	$\geq 00:15$	Puudub
Puhastusvahendiga pesemine (neutraalne pH)		60°C (140°F)	5:00	0,2–0,8 ml/l
Loputus		71°C (160°F)	5:00	Puudub
Termiline (desinfitseeriv) loputus (deioniseeritud)		90°C (194°F)	5:00	Puudub
Kuivatus		$98,8^{\circ}\text{C}$ (210°F)	$\geq 15:00$	Puudub
Markus. Tsükli valdeemmisel kasutati pesu-desinfektori puhul vahendeid Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner ja Prolystica Neutral Detergent.				
Markus. Kuna pesurisse-desinfektorite kasutamine hõlmab mitmeid muutujaid, peab iga tervishoiuasutus oma aparatuuri korrektset paigaldama ja kalibreerima ning kinnitama selle kasutamist (nt temperatuuri, kestuse). Alati tuleb järgida pesu-desinfektori tootja soovitusi. Mitme seadme puhastamisel ühes puhastusahjus arvestage ületage tootja soovitatud maksimaalset laadungit. Puhastuse valdeemmisel oli kamber täielikult laaditud.				
Manuaalne puhastus: ensumaatiline	- Kui automaatset pesu-desinfektori saadaval ei ole, puhastage ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette käsiti. - Loputage, uhtuge ja kuurige ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassette külma kraanivee all temperatuuril $< 43^{\circ}\text{C}$ (110°F) vähemalt 1 minuti jooksul. - Kuurige seadmeid sobivas suuruses pehme harjadega või torupuhastitega, et eemaldada nähtav saaste. Kuurige kõiki valendikke või õõnsusi ja aktiveerige seade (võimalusel). - Kuuri instrumente, kuni kogu nähtav saaste on eemaldatud. - Valmistage kraaniveega ensumaatiline puhastuslahus vastavalt tootja juhisele, lahjendamissoovitustele ja temperatuurinõuetele. Asetage seadmed ensumaatilisse puhastusahjusse, nii et need oleksid täielikult lahusega kaetud, ja loetage vähemalt 10 minutit. Veenduge, et kõik pinnad, valendikud ja komponendid puutuksid puhastuslahusega kokku. - Võtke seadmed ensumaatilisest puhastuslahusest välja ja uhtuge neid voolava (külma) kraanivee all. Valendikke ja õõnsusi tuleb uhtuda veejoaga. Loputage külma kraaniveega vähemalt 1 minuti jooksul. - Valmistage sobiva suurusega sonikaatoris kraanivee baasil teine ensumaatiline puhastuslahus vastavalt tootja juhisele, lahjendamissoovitustele ja temperatuurinõuetele. - Asetage seadmed ensumaatilisse puhastusahjusse, nii et need on täielikult lahusega kaetud, ja töödelge neid ultraheliga sagedusel 40–50 kHz vähemalt 20 minutit. Kasutada võib ka mitut ultrahelitsükli, nii et ultrahelitoetuse kogukestus on vähemalt 20 minutit. Veenduge, et kõik pinnad, valendikud ja komponendid puutuksid puhastuslahusega kokku.			

JUHISED – ainult ettevõtte Medtronic alumiiniumist transpordi- ja steriliseerimiskassetid (Korduskasutatavate Instrumentide kohta käivad juhised on toodud eelmises tabelis)	
	Märkus. Ultrahelipuhastus toimib üksnes juhul, kui puhastatav pind on täielikult puhastuslahusega kaetud. Ohutaskud vähendavad ultrahelipuhastuse tõhusust. Ohutaskute või -muldade tekkimise vähendamiseks uhtuge valendikke, õõnsusi, onarusi või vedrusid kindlasti puhastuslahusega sellal, kui seade on kastetud ultraheliseadme mahutisse. 9. Võtke seadmed sonikaatorist välja ja loputage neid jooksva külma kraanivee all. Valendikke ja õõnsusi tuleb uhtuda veejoga. Loputage vähemalt 10 minuti jooksul. Kasutada võib ka mitut tsükli kogukestusega vähemalt 10 minutit. 10. Korake 9. sammus kirjeldatud loputamist, seekord deioniseeritud veega, veel 10 minutit. Kasutada võib ka mitut tsükli kogukestusega vähemalt 10 minutit. 11. Kontrollige seadmeid (sealhulgas koiki valendikke ja õõnsusi) hoolikalt visuaalselt, et veenduda kogu nähtava saaste eemaldamisest. Kui leidub veel saaste jälgi, korake puhastamisprotsessi või võtke kohe ühendust ettevõttega Medtronic lõppkäitlemise või vajavahetamise korraldamiseks. Ärge jätkake saastunud seadme ümbertöötlemist. Märkus. Tsükli valideerimisel kasutati vahendit Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1–4 ml/litrit).
Kuivatamine	Automaatne pesu-desinfektor • Pesu-desinfektori tsükli lõppedes kontrollige kuivust visuaalselt. • Kui näete ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetidel niiskust, kuivatage need puhasse imavate kuivabade lappidega ja/või (meditsiinilise) suruõhuga, kuni niiskust enam ei leidu. Manuaalne Kuivatage seadmed puhasse imavate kuivabade lappidega ja/või (meditsiinilise) suruõhuga. Kontrollige kuivust visuaalselt ja vajadusel korake protseduuri.
Kontrollimine ja uuesti laadimine	• Kontrollige, et transpordi- ja steriliseerimiskassetidel ei oleks kahjustusi, teostades põhjaliku kontrolli, mida on kirjeldatud selle dokumendi jaotises „KONTROLLIMINE“. • Kui ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetid või moodulid on saanud kahjustada, võtke lõppkäitlemise või vajavahetamise korraldamiseks kohe ühendust ettevõttega Medtronic. • Laadige ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetitesse või moodulitesse neile vastavad seadmed. • Liikuge jaotisesse „Steriliseerimine“.

Instrumentide ning ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetide STERILISEERIMISJUHISED				
Steriliseerimine	1. Mähiäge üksikinstrumentid ja/või instrumente sisaldavad spetsiaalsed transpordi- ja steriliseerimiskassetid kahekordselt mittekootud/hiiskindlast materjalist kirurgilistesse steriliseerimisvahenditesse. 2. Kontrollige, et pakendis ega pakendil ei oleks enne sterilisaatorisse laadimist rebendeid, torkeavasid ega tihendi kahjustusi. 3. Laadige instrumentid sterilisaatorisse sterilisaatori tootja soovitatud laadimiskorra ja -süsteemi järgi. 4. Järgige sterilisaatori tootja soovitusi sterilisaatori programmeerimiseks tabelis 4 toodud mis tahes steriliseerimistsükli parameetrite komplektiga.			
	Tabel 4: Steriliseerimistsükli parameetrid			
	Tsükkel	Temperatuur	Töödusperiood	Minimaalne kuivatusaeg ³
	Dünaamiline õhuetõus (4 ettevalmistavat impulssi)	132 °C (270 °F)	4 minutit	30 minutit
	Dünaamiline õhuetõus (4 ettevalmistavat impulssi)	135 °C (275 °F)	3 minutit	30 minutit
Dünaamiline õhuetõus (4 ettevalmistavat impulssi)	134 °C (273 °F)	4 minutit	30 minutit	
Dünaamiline õhuetõus (4 ettevalmistavat impulssi)	134 °C (273 °F)	20 minutit	30 minutit	
³Minimaalsed kuivatusaegade valideerimiseks kasutati vaakumkuivatuse võimalusega sterilisaatoreid. Atmosfäärõhuga kuivatustsükli puhul võib kuivatusaeg kujuneda pikemaks. Vt sterilisaatori tootja soovitusi. Tööstuslike ja tervishoiuasutuste sterilisaatorite mudelite kambri suurus ning kambri last võivad erineda. Tabelis 4 loetletud steriliseerimisparameetreid on võimalik saavutada nii tervishoiuasutuste mudelitega kui ka suuremate, tööstuslike sterilisaatorite mudelitega. Kuna steriliseerimisega on seotud väga palju muutujaid, peab iga tervishoiuasutus kalibreerima ja kontrollima seadmetele kohaldatavat steriliseerimisprotsessi (nt temperatuurid, ajad). Märkus. Steriliseerimiseks kasutatav aur peab olema valmistatud veest, mida on töödeldud kõigi lahustunud ainete ja mittekontendseeruvate gaaside eemaldamiseks, ning filtreeritud saasteainete ja veepeikade eemaldamiseks ning selle varustus peab tõrjuma torustiku kaudu, kus ei leidu umbotsi ega muid tsirkulatsioonit oot, kuhu võiks koguneda saastet. Ettevaatust! Steriliseerimine etüleenoksidi (EO), gaasplasmaga, gammakiirgusega, kemikaalaurudega või kuiva kuumusega ei ole nende seadmete puhul soovitatav. Soovitatav steriliseerimismeetod on steriliseerimine auruga / niiske kuumusega.				
Lisateave	Puhastage ja restiliseeriage kõik operatsioonil kasutatud instrumentid kohe. Enne ettevõtte Medtronic tagastamist tuleb instrumentid põhjalikult puhastada, kontrollida ja steriliseerida. Ettevõtte Medtronic ei tohi tagastada ühtegi meditsiiniseadet, mis on puutunud kokku patsiendiga, kellel esineb või kellel kahtlustatakse prioonhaigust või prioonseoselist haigust, nagu Creutzfeldt-Jakobi tõbi. Sellised seadmed tuleb panna karantiini ja töödelda tervishoiuasutuses vastavalt ohtlike kudedega saastunud seadmete töötlemise suunistele. Teabe saamiseks korrekse lõppkäitlemise/havitamise kohta pöörduge ettevõtte Medtronic poole.			

Siin esitatud puhastus- ja steriliseerimisala teave vastab standarditele AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 ning ISO 15883-5. Selles dokumendis sisalduvad ümbertöötlemisjuhised võimaldavad valideeritult valmistada instrumente ette korduskasutamiseks. Steriliseerimisprotsessi valideerimine andis steriliseerimise tagamise tasemeks 10⁻⁶. Steriliseerimisparameetreid katsetati ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetidega. Steriliseerimisprotsessi valideerimisel kasutati tühja, laadimata kambrit. Valideerimisel lähtuti „koige raskemast juhust“, kahekordselt mõhitud perforatsiooniga seadme konfiguratsioonist.

Töötaja kohustus on tagada, et töötlemine viaks töötlemiskohas läbi soovitud tulemuste saavutamiseks valideeritud vahenditega ja välja poole saanud tootjate poolt. Üldjuhul nõuab see protseduuri valideerimist ja rutiinset seiret. Kõiki töötajate korvalekaldeid antud juhistest tuleb lõhustuse ja võimalike ebacoodsate tagajärgede suhtes põhjalikult uurida. Mõningate seadmetega kaivad kaasas spetsifilised lahutvõtmise ja uuesti kokkupanemise juhised. Sellistel puhudel leiate täiendavaid juhiseid instrumentidiga kaasasolevast juhendist. Kasutajad peavad kehtestama asutuses kasutatavate korduskasutusega meditsiiniseadmete jaoks sobiva ümbertöötlemiskorra, lähtudes seadme ja puhastusvahendi tootja soovistest.

HOIUSTAMINE JA KÖLBLIKUSAEG

Mittesterilised instrumentid ning ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetid: hoistage kuivas ja puhtas kohas toatemperatuuril. Mittesterilised instrumentid ning ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetid on korduskasutatavad ning neil puudub kindlaksmääratud kõlblikusaeg. Tööea (kõlblikkusa) lõpu määrab ära tavapraseest kasutamisest tulenev ülemäärane kulumine ja kahjustumine. Lisateave leiate jaotises „Ümbertöötlemise piirangud“.

Steriliseeritud instrumentid ning ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetid: enne hoistamist veenduge, et instrumentid ning ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetid oleks kuivad. Hoistage kuivas ja puhtas kohas toatemperatuuril. Steriliseeritud instrumentide ning ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassetide kõlblikusaeg sõltub seaduslikult turustatavast steriliseerimisvahendist. Tervishoiuasutus peaks steriliseeritud instrumentide kõlblikkusaaja määramisel lahtuma kasutatava steriliseerimisvahendise tüübi ja steriliseerimisvahendise tootja antud soovistest.

KAEBUSED TOOTE KOHTA

Toodet puudutavate probleemide korral võtke ühendust ettevõttega Medtronic.

TEAVE MRT-UURINGU KOHTA

Ettevõtte Medtronic instrumentid ei ole mõeldud kasutamiseks magnetresonantskeskkonnas (MR-keskkonnas). Seetõttu ei ole ettevõtte Medtronic instrumentide ohutust ja ühilduvust MR-keskkonnas uuritud. Niisiis puuduvad andmed ettevõtte Medtronic instrumentide ohutuse kohta MR-keskkonnas.

LISATEAVE

Mis tahes kahtluste või kõhkluste tekkimisel seoses ettevõtte Medtronic mis tahes korduskasutatava instrumendi kasutamisega või instrumentide või ettevõtte Medtronic transpordi- ja steriliseerimiskassettide ümberlootamisega võtke ühendust ettevõttega Medtronic. Ühtlasi on võimalik saada tasuta teavet kõigi teadaolevate kirurgiliste tehnikate kohta.

© 2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Kõik õigused kaitsitud.

TÄRKEITÄ KESTOKÄYTTÖISIIN MEDTRONIC-INSTRUMENTTEIHIN JA KESTOKÄYTTÖISIIN KULJETUS- JA STERILIOINTIKASSETTEIHIN LIITUVI OHJEITA

KUVAUS

Kestokäyttöiset instrumentit on valmistettu materiaaleista, joita käytetään yleisesti ortopedisissa, kansalliset ja/tai kansainväliset vaadittavat standardit laittavissa toimenpiteissä. Instrumentit voidaan toimittaa Medtronic-kuljetus- ja sterilointikaseteissa. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit on suunniteltu käytettäväksi yhdessä laillisesti kaupattavan ja/tai sopivan sterilointikaareen kanssa ei-steriilien kohteiden hoysteriloinnissa.

Alumiinirakenteisten Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien sisältämät, eri materiaaleista valmistetut kotelo, alustat, kannet, lokerit, moduulit tai kiinnikkeet täyttävät kansalliset ja kansainväliset standardit, ja niitä käytetään yleisesti ei-steriilien ortopedisten tai neurologisten Medtronic-laitteiden säilyttämiseen, suojaamiseen ja järjestyksessä pitämiseen.

KÄYTTÖTARKOITUS

Ortopediset kirurgiset instrumentit on tarkoitettu käytettäväksi kirurgisissa toimenpiteissä kudoksen tai luun käsittelyyn tai muiden laitteiden kanssa ortopedisessa kirurgiassa. Instrumentissa voi olla mittaustointinto, jonka käyttötarkoituksella on kuvattu etiketissä ja instrumentissa.

Huomautus: Älä implantoi instrumentteja.

Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit on tarkoitettu terveydenhuollon laitosten käyttöön laaketieteellisten ja muiden laitteiden säilytykseen, sterilointiin, kuljettamiseen sekä varastointiin kirurgisen ja muun lääketieteellisen käytön yhteydessä. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteja ei ole sellaisenaan tarkoitettu kohteiden pitämiseen steriileinä. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä laillisesti kaupattavan ja/tai asianmukainen sterilointikaareen kanssa.

Medtronic ei takaa instrumenttien, Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien tai niiden osien toimivuuksi, jos ne on korjannut tai jos niiden korjaamista on yrittänyt muu kuin Medtronic tai valtuutettu Medtronic-huolledustaja. Konkududentist takuut, jotka koskevat myytävyyttä ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöön, suljetaan nimenomaisesti pois.

Varoit: nämä ohjeet eivät koske kertakäyttöisiä laitteita. Katso ei-steriilejä, kertakäyttöisiä välineitä koskevat ohjeet kertakäyttöisten ei-steriilien Medtronic-instrumenttien käyttöohjeista, M708348B359.

VAARAT

- Instrumenttien rikkoutuminen, putoaminen tai vaaranlainen käyttö tai käsittely, kuten osuminen terävin reunoihin, saattaa aiheuttaa vamman potilaalle tai leikkauks- tai jälkikasittelyhenkilökunnalle.
- Virheellinen huolto, käsittely tai riittämätön puhdistus voi tehdä instrumentin käyttötarkoituksensa sopimattomaksi ja vaaralliseksi potilaalle tai leikkauks- tai jälkikasittelyhenkilökunnalle.
- Tankojen taivuttamiseen ja leikkaamiseen käytettävien instrumentteihin liittyy lisäriskejä. Tämän tyyppiset instrumentit voivat aiheuttaa vamman potilaalle, koska ne vaativat erittäin suurta voimankäyttöä. Tankoja ei saa leikata toimenpidapaikassa. Instrumentin tai implantin rikkoutuminen tssä tilanteessa voi olla äärimmäisen vaarallista. Monilta instrumenteilla vaaditaan fyysisiä ominaisuuksia, joiden takia niitä ei voida valmistaa implantoitavista materiaaleista. Tämän vuoksi potilaan kehoon mahdollisesti jääva instrumentin sirpale voi aiheuttaa allergiaa tai infektiota.
- Kirurgin on oltava äärimmäisen varovainen työskennellessään lähellä elintärkeitä elimiä, hermoja tai suonia. Instrumenttien tai implanttien asetuksessa ei saa myöskään käyttää liiallista voimaa, sille se voi aiheuttaa potilaan vahingoittumisen.
- Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien rikkoutuminen, putoaminen tai vääränlainen käyttö, kuten osuminen terävin reunoihin, saattaa vahingoittaa potilasta tai toimenpiteeseen tai jälkikasittelyyn osallistuvaa henkilökuntaa.
- Virheellinen kunnossapito, käsittely tai huolimaton puhdistus voi saattaa Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit niiden käyttötarkoituksen kannalta sopimattomiksi tai jopa vaaralliksi potilaalle tai leikkaushenkilöstölle.
- Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien asianmukainen käsittely on ensiarvoisen tärkeää. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteihin ei saa tehdä muutoksia. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteihin ei saa tehdä löviä, eikä niitä saa taivuttaa. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteihin leikkauksen aikana syntyvät lövet, naarmut tai muut vauriot ja/tai kuluminen voivat aiheuttaa kohteen särkimisen.

VAROITIMET

- Instrumenttien välityksellä implanteihin kohdistettu liiallinen voima voi siirtää laitteita pois paikaltaan, etenkin koukkuja.
- Instrumentteja ei saa altistaa yli 135 °C:n (275 °F:n) lämpötiloille. Tällainen kuumeneminen voi muuttaa fyysisiä ominaisuuksia. Jos ei ole varmaa, ovatko instrumentit altistuneet yli 135 °C:n (275 °F:n) lämpötiloille, tarkasta instrumentit huolellisesti, jotta ne toimivat varmasti tarkoitellulla tavalla.
- Noudata äärimmäistä huolellisuutta, jotta instrumentit pysyvät hyvässä toimintakunnossa. Toimenpiteen aikana instrumenttien asianmukainen toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Instrumentit eivät saa olla taipuneita tai vaurioituneita. Instrumenttien väärinkäyttö sekä instrumentin jonkin osan tai kaikkien osien syöpyminen, jumittuminen, naarmuuntuminen, löystyminen, taipuminen tai murtuminen voivat heikentää asianmukaista toimintaa tai estää sen.
- Älä käytä instrumentteja mihinkään toimenpiteeseen, johon niitä ei ole tarkoitettu.
- Tarkista kaikkien instrumenttien toimintakunto säännöllisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä Medtronic-yhtiöön tai sen valtuuttamaan Medtronic-huolledustajaan. Vammojen välttämiseksi instrumentin toiminta ja eheys on tarkastettava huolellisesti ennen käyttöä. Vaurioitunutta instrumenttia ei saa käyttää. Saatavilla tulee olla varainstrumentteja.
- Leikkauksa edeltävät ja leikkauksen aikaiset toimenpiteet, kuten leikkaustechnikain tuntemus, ovat kirurgille tärkeitä nakokohtia instrumenttien onnistuneessa käytössä. Oikea potilasvalinta ja potilaan hoitoyhteytyvyys vaikuttavat erittäin paljon saavutettaviin tuloksiin.
- Asianmukainen potilasvalinta ja leikkauksitoimet ovat äärimmäisen tärkeitä leikkauksen onnistumiseksi ja vammojen välttämiseksi leikkauksen aikana. Lue kaikki implanttien ja instrumenttien valmistajien toimittamat tuotetiedot ja noudata niitä.
- Eriyistä huolellisuutta tulee noudattaa instrumenttien käytössä lapsipotilailla, koska he voivat olla alttiimpia instrumenttien käytössä tarvittaville rasituksille.
- Varmista, että mittausinstrumentilla varustetut instrumentit eivät ole kulumet ja että pinnassa olevat kaiverrukset näkyvät selvästi.
- Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien altistaminen yli 135 °C:n (275 °F:n) lämpötiloille voi muuttaa niiden fyysisiä ominaisuuksia. Jos Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit altistuvat yli 135 °C:n (275 °F:n) lämpötiloille, varmista niiden asianmukainen toiminta suorittamalla lisatarkastus. Lisätietoja löytyy kohdasta TARKASTUS.
- Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit pidetään hyvässä toimintakunnossa toimimalla niiden suhteen erittäin huolellisesti. Toimenpiteen aikana Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien asianmukainen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteja ei saa taivuttaa tai vahingoittaa millään tavoin. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien väärä käsittely, jonka johdosta kohde jollain osin tai kokonaan syöpyy, naarmuuntuu, löystyy, taipuu tai säröytyy, voi heikentää kohteen asianmukaista toimintaa tai estää sen.
- Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit altistuvat toistuvasti tavanomaiseen kuljettamiseen, puhdistamiseen ja sterilointiin liittyvälle kulutukselle. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien toiminnallisuus on varmistettava ennen kutakin käyttökertaa tarkastamalla ne huolellisesti.
- Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien 11,4 kg:n (25 paunan) enimmäispainoa ja kuormanjakautumista ei saa ylittää.
- Henkilöstön on käytettävä kaikkia sterilointilaitteen valmistajan suosittelemaa henkilökohtaisia suojavarusteita.
- Korroosio estetaan pitämällä eri metallit erillään toisistaan steriloimien aikana. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikaseteissa on pinnoitetut kiinnikkeet tai silikonisuojaus, joka estää kosketuksen Medtronic-kuljetus- ja sterilointikaseteissa käytettyjen ruostumattomien teräsinstrumenttien kanssa.

MAHDOLLISEIT HAITTAVAIKUTUKSET

- hermovaurio, paralyysi, kipu tai pehmytkudoksen, sisäelinten tai nivelien vahingoittuminen
- infektio, jos instrumentteja tai Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteja ei ole asianmukaisesti puhdistettu ja steriloitu
- laitteen aiheuttama kipu, epämukavuus tai epanormaalit tuntemukset
- leikkauksivamman aiheuttama hermovaurio
- liiallisen kuormituksen aiheuttama kovakalvon vuoto
- instrumentin putoamisen tai vaaran asettamisen aiheuttama vereisten suonien, hermojen ja elimien puristuminen
- tiettyjen instrumenttien puristumien tai jousimekanismin spontaanista avautumisesta aiheutuva vaurio
- leikkauks- tai jälkikasittelyhenkilökunnan hohaavat tai kasineiden villot
- luunmurtuma, kun selkäranka on epämudostunut tai luu on heikko
- potilaan kudosaurio, leikkaushenkilökunnan fyysinen vamma ja/tai leikkauksen pidentynyt kesto, joka voi aiheutua monosaisten instrumenttien leikkauksen aikana epähuomiossa tapahtuvasta purkautumisesta.
- Käyttölavet tulee määrittää käyttäjän kirurgisen kokemuksen ja koulutuksen mukaan. Kaikissa kirurgisissa toimenpiteissä ei aina saavuteta onnistunutta tulosta. Tama patee erityisesti selkärankakirurgiaan, jossa potilaan muut tilat saattavat vaarantaa lopputuloksen.

Huomautus laakarille: vaikka lääkäri on asiantunteva valittäjä yrityksen ja potilaan välillä, tämän asiakirjan sisältämät tärkeät laaketieteelliset tiedot tulisi valittaa potilaalle.

Näitä laitteita saa käyttää ainoastaan lääkäri, joka tuntee laitteet, niiden käyttötarkoituksen, lisävälineistön ja asianmukaisen kirurgisen tekniikan. Lisäksi laitteita saavat käyttää ainoastaan laiteen, sen käyttötarkoituksen ja jälleenkäsittelyyn tuttavat henkilöt.

PAKKAUS

Instrumentit voidaan toimittaa erillisessä pakkauksessa tai Medtronic-kuljetus- ja sterilointikaseteissa. Erillisen pakkauksen, Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien sekä niiden sisällä olevien lääkinnällisten laitteiden on oltava vastaanotettaessa ehjiä. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit sekä niiden sisältämät lääkinnälliset laitteet on tarkistettava puutteiden ja vaurioiden varalta ennen käyttöä. Vahingoittuneita pakkauskas, kasetteja tai instrumentteja ei saa käyttää. Ne on palautettava Medtronic-yhtiölle.

TARKASTUS

Käyttäjän tulee aina tarkastaa instrumentit ennen puhdistusta ja sen jälkeen sekä ennen leikkausta. Tarkastus täytyy tehdä huolellisesti, ja siihen tulee sisällyä tyopinnojen, nivelien, hammastankojen ja jousi- tai väänntoimintojen silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus sekä kohdennusreikien tai kanyloitten puhtauden tarkastus. Instrumentit tulee myös tarkastaa säröjen, taipumisen, epämutoisuuden tai väännyksen ja osien puuttumisen varalta. Instrumentteja tai Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteja ei saa käyttää, jos niissä näkyy selviä kulumisen tai vaurion merkkejä tai jos niistä puuttuu osa tai ne eivät muutoin ole toimintakunnossa.

Käyttäjän on tarkastettava Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit ennen käyttöä. Silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus on tehtävä huolellisesti. Tarkastuksessa on niin ikään kiinnitettävä huomiota Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien täydellisyyteen. Vahingoittunutta Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettia ei saa käyttää.

Silmämääräinen tarkastus

Varmista seuraavat asiat:

- Lasermerkinnät, kaiverukset ja muut merkinnät ovat luettavissa.
- Kohteessa ei ole halkeamia, väännyksiä tai säröjä.
- Instrumenttien kahvoissa tai muissa osissa ei ole säröjä.
- Kohteessa ei ole värimuutoksia, korroosioita, tahroja tai ruostetta. Jos niitä on, pyyhi instrumentti puhtaaksi tämän asiakirjan JÄLKIKÄSITTELY-kohdan ohjeiden mukaisesti.
- Kahva ja varsi eivät ole enillään, ja ne on yhdistetty toisiinsa kunnolla.
- Silikoniosissa, silikonikiinnikkeissä tai instrumenttien kahvoissa ei ole viittoja tai koljoja.
- Metallikiinnikkeiden nallapinnotteissa ei ole halkeamia eikä lohkeilua.
- Eristyksessä ei ole vaurioita (kuten viittoja tai repeämiä).
- Työpäissä tai kärjissä ei ole vaurioita. Työpäissä ei saa olla säröjä, koljoja eikä muita vaurioita. Työpään tulee olla terävä, jos terävää päätä on tarkoitettu käyttäjä.
- Instrumentin kiertete eivät ole vaurioituneet.
- Kaikki osat ovat tallella, ja niissä ei ole vaurioita tai kulumia. Puuttuvia, löysä tai vaurioituneita osia voivat olla esimerkiksi asetusruuvit, jouset, kaarevat jouset, tapit ja piikit.
- Liitospäissä ei ole vaurioita (lovia, koljoja, taipumia tms.), jotka estävät niiden liittämisen tiivistä yhteen.
- Tarkasta silmämääräisesti sellaiset kanyloidut instrumentit, joissa on ohjainvaijeri, tai muu asetusytäväluku.

Toiminnallinen tarkastus

Varmista seuraavat asiat tarpeen mukaan:

- Liikkuvat osat pääsevät liikkumaan jumiutumatta, tarttumatta tai hankaamatta.
- Jouset palauttavat instrumentin kahvan alkuperäiseen asentoon.
- Kiinnityskielekkeet pitävät liitososat toisissaan kiinni evätkä ole vaurioituneet.
- Instrumentti toimii tarkoitetulla tavalla, kun liitososat ovat asianmukaisesti kiinni toisissaan.
- Pallonäppäimet pitävät liitososat kiinni toisissaan evätkä ole vaurioituneet.
- Terävät reunat ovat kosketettaessa teräviä, ne eivät ole kuluneet eikä niissä ole lovia tai muita vaurioita.
- Kärjet koskettavat toisiaan, jos se on asianmukaista.
- Räikkämekanismit toimivat. Tämä koskee myös kahvoja, salpoja ja muita mekanisme. Koko hammastus on ehjä ja toimintakuntoinen.
- Vääntimen kärjet eivät ole kuluneet toimintakelvottomiksi. Liitä instrumentti ja sen liitäntäosa tarvittaessa yhteen.
- Salvat, lokerit, moduulit tai kannet sopivat paikoilleen.

JÄLKIKÄSITTELY – YLEISTÄ HUOMIOON OTETTAVAA

Puhdistus tarkoittaa orgaanisen lian poistamista. Tehokas puhdistus

- estää orgaanisen lian siirtymisen potilaasta toiseen.
- mahdollistaa onnistuneen jälkisteriloinnin. Asianmukainen jälkikäsittely edellyttää perusteellista puhdistusta.

Puhdistus on ensimmäinen toimenpide. Sterilointi tehdään jälkikäsittelyn myöhemmässä vaiheessa, ja sen tarkoitus on tappaa mikro-organismit ja vähentää niiden siirtymisen ja infektioiden mahdollisuutta. Riittävän hyvän jälkikäsittelyn varmistamiseksi tässä asiakirjassa kuvattujen vaiheiden välillä ei saa olla viivettä.

Instrumentit voidaan käsitellä turvallisesti ja tehokkaasti tässä asiakirjassa kuvatulla manuaalisella puhdistuksella tai manuaalisen ja pesu-desinfointilaitteella tehtävän automaattisen puhdistuksen (entsymaattisen tai emäksisen puhdistuksen) yhdistelmällä. Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit voidaan käsitellä turvallisesti ja tehokkaasti tässä asiakirjassa kuvatulla manuaalisella puhdistuksella tai manuaalisen ja pesu-desinfointilaitteella tehtävän automaattisen (entsymaattisen) puhdistuksen yhdistelmällä.

Käsitteily on noudatettava paikallisia lakeja ja määräyksiä maassa, jossa käsitteilyvaatimukset ovat tämän asiakirjan vaatimuksia tiukempia.

Veren patogeenit

Sairaalan koko henkilöstön tulee noudattaa yleisiä varotoimia instrumentin käsittelyssä sen käytön jälkeen, sen mukaan kuin ne on selitetty OSHA-standardissa 29 CFR 1910.1030, joka koskee ammatillista altistumista veren patogeenille.

Puhdistusaineet ja puhdistusvälineet

Instrumentit on suositeltavaa käyttää neutraaleja puhdistusaineita, entsymaattisia puhdistusaineita (pH 7,0–8,0), emäksisiä puhdistusaineita (pH 8,0–11,0) sekä pehmeäharjaksia harjoja ja pippuharjoja. Enitään emäksisiä puhdistusaineita (pH > 11,0) ei saa käyttää.

Huomautus: emäksiset puhdistusaineet saattavat edellyttää neutralointia puhdistuksen jälkeen. Kato valmistajan ohjeista, tarvitaanko neutralointia, ja noudata valmistajan antamia neutralointiohjeita. On erittäin tärkeää, että emäksiset puhdistusliuokset neutraloidaan ja huuhdellaan instrumenteista kunnolla.

Alumiinivalmisteiset kuljetus- ja sterilointikasetit: on suositeltavaa käyttää neutraaleja puhdistusaineita, entsymaattisia puhdistusaineita (pH 7,0–8,0) ja pehmeäharjaksia harjoja sekä pehmeitä pippuharjoja. Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita, sillä emäksiset puhdistusaineet aiheuttavat merkittävää vahinkoa alumiinille ja tekevät kuljetus- ja sterilointikasetit käyttökelvottomiksi.

Seuraavia puhdistusaineita, liuoksia tai työkaluja ei saa käyttää instrumenttien tai Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien yhteydessä:

- **teräväkäsittely**
- klooria sisältävät liuokset (esim. valkaisuaine) tai aldehydyjä sisältävät liuokset (esim. glutaarialdehydi)
- formaliniini-, etohopea-, kloridi- tai jodidiliuokset tai Ringerin liuos
- metalliset harjat tai hankaustynny.

Puhdistus- ja huuhteluvesi

Pehmennettyä vesijohtovettä tulee käyttää, jos sitä on saatavilla. Mineraalikeiden kertyminen pinnolle estetään käyttämällä loppuhuuhdeluun kriittistä vettä (deionisoitu vesi **on suositeltavaa**).

Kriittiseksi vedeksi määritellyn veden käsitellyn voidaan käyttää yhtä tai useampaa seuraavista prosesseista: ultra-suodatus (UF), kaanteisosmoosi (RO), deionisointi (DI) tai vastaava. Kovan veden käyttöä tulee välttää.

Mineraaliöljy- tai silikonipohjaisten voiteluaineiden käyttö

Mineraaliöljy- tai silikonipohjaisia voiteluaineita ei saa käyttää, koska niitä ei ehkä voi poistaa näiden puhdistusohjeiden mukaisesti. Tämän tyyppiset voiteluaineet saattavat peittää mikro-organismit, estää suoran hyörykosketuksen instrumentin pintaan ja estää steriloinnin.

Jälkikäsittelyä koskevat vaarat ja varoitukset

- Älä anna likaisten instrumenttien tai Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien kuumua käytön jälkeen ja ennen puhdistusta. Puhdistusta ja sen jälkeistä sterilointia voi haitata, jos vesi tai vesiset liuokset saavat kuumua instrumenttien tai Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien pinnalle.
- Kestokäyttöiset Medtronic-instrumentit katsotaan kriittisiksi laitteiksi (eli kriittisessä kosketuksessa oleviksi laitteiksi), ja ne on puhdistettava perusteellisesti ja sitten steriloitava ennen ensimmäistä käyttöä tai näiden jälkikäsittelyohjeiden mukaisesti ennen uudelleenkäyttöä.
- Likaista tai käytettyä instrumentteja ei saa asettaa Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteihin, kun ne puhdistetaan automaattisessa pesu-desinfointilaitteessa. Likaantuneet instrumentit käsitellään erillään Medtronic-kuljetus- ja sterilointikaseteista.
- Alumiinivalmisteiset Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit puhdistetaan vain entsymaattisilla (neutraaleilla) puhdistusliuoksilla.
- Erät liuokset (kuten emäspohjaiset ja/tai valkaisuaineita, glutaarialdehydiä tai formaliniiniä sisältävät liuokset) voivat merkittävästi vahingoittaa alumiinivalmisteisia kuljetus- ja sterilointikasetteja. Käytä liuoksia ei saa käyttää.
- Koko terveydenhuollotoimen henkilökunnan on noudatettava yleisiä varotoimia työskennellessään kontaminoituneiden tai mahdollisesti kontaminoituneiden instrumenttien tai Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien kanssa. Instrumentteja, joissa on teräviä kärkiä tai viiltäviä reunoja, on käsiteltävä varovasti.

- Sopivia henkilonsuojaimia on käytettävä työskennellessä kontaminoituneiden tai mahdollisesti kontaminoituneiden materiaalien, laitteiden ja varusteiden parissa tai niitä käsiteltäessä.
- Henkilonsuojaimiin kuuluvat suojapuvut, maskit, suojalasit, kasvosuojaimet, käineet ja kenkäsuojat.
- Älä aseta raskaita instrumentteja herkkien instrumenttien päälle.
- Ilmanvaihtokanavista tulevaa kylmää viimaa tai muuta viileää ilmavirtaa on vältettävä jäähdytysvaiheen aikana, jotta nopea jäähtyminen ei aiheuta kosteuden tiivistymistä steriloinnin jälkeen.

Jalkikäsittelyn rajoitukset

- Toistuva käsittely vaikuttaa näihin instrumentteihin tai Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasetteihin hyvin vähän.
- Käyttöä ei pidä jättää keskeyttämättä, kun instrumentti on kulunut pahoin ja vaarautunut normaaliin käyttöön. Vaikka instrumentin tai Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasettien käsittelyllä, käytetyillä materiaaleilla ja puhdistus- ja steriloitavilla on merkittävä vaikutus, instrumenttien ja Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasettien uusille jalkikäsittelykerroille ei ole käytännössä mitään rajoituksia.
- Määritä tämän asiakirjan TARKASTUS-kohdan avulla, onko laitteen käyttöä jätettävä keskeyttämättä.

OHJEET – vain instrumentit (Alumiinivalmisteen kuljetus- ja steriloitinkasettien ohjeet ovat Instrumentteja koskevien ohjeiden jälkeen)			
Uuden instrumentin käyttöönotto	- Instrumentit toimitetaan steriileinä, ja ne on puhdistettava perusteellisesti ja sitten steriloitava ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaista uudelleenkäyttöä. - Poista kaikki pakkausmateriaali ennen puhdistusta ja steriloitinta.		
Käyttöpaikka	- Poista kaikki näkyvä lika instrumentteista nukkaamattomilla pyyhkeillä. - Instrumentit tulee puhdistaa perusteellisesti 30 minuutin kuluessa käytöstä, jotta lika ei kiuku kiinni. - Jos instrumentteja ei voida käsitellä välittömästi uudelleen, pidä ne kosteana kuljetuksen aikana. - Aseta instrumentit tarjottimeen, jossa on pehmenneitä vesijohtovettä, jos tilainen tarjotin on käytettävissä, tai peitä ne kosteilla pyyhkeillä.		
Suojaus ja kuljetus	- Siirrä peitetty instrumentti sisältävä tarjotin välittömästi alueelle, joka on varattu jatkokäsittelyä varten. - Likaiset instrumentit on siirrettävä erillään kontaminoitumattomista instrumenteista, jotta henkilökunta ja ympäristö eivät kontaminoitu.		
Puhdistuksen valmistelu	- Instrumentit, jotka puretaan osin ennen puhdistusta ja steriloitinta, toimitetaan erityisten käsittely-, purkamis- ja kokoamisohjeiden kanssa. Lisätietoja on instrumenttien erityisissä käsittely-, purkamis- ja kokoamisohjeissa. - Poista mahdolliset tukokset ennen puhdistamista. Huuhtelee kanyloidut laitteet vesijohtovedellä tai käsitellyillä vedellä, jotta lika ja/tai debris ei kiuku kiinni niiden sisäpuolelle. - Instrumentit voidaan käsitellä turvallisesti ja tehokkaasti tämän asiakirjan taulukoissa 1 ja 2 kuvatulla manuaalisella puhdistuksella tai manuaalisen ja pesu-desinfiointilaitteella tehtävän automaattisen puhdistuksen (entsymaattisen tai emäksisen puhdistuksen) yhdistelmällä.		
Automaattinen puhdistus: entsymaattinen tai emäksinen	- Huuhtelee ja harjaa instrumentteja juoksevalle (kylmällä) vesijohtovedellä < 43 °C:ssa (< 110 °F:ssa) vähintään 30 sekunnin ja enintään 1 minuutin ajan. Poista näkyvä lika harjaamalla instrumentteja sopivan kokoisilla pehmeäharjaisilla harjoilla. Harjaa luumenien ja onteloiden sisäpuolet ja liikuta laitteen osia (jos mahdollista). - Valmistaa sopivan kokoisien ultraäänipesurin entsymaattinen puhdistusliuos¹ (kuvattu taulukossa 1) tai emäksinen puhdistusliuos² (kuvattu taulukossa 2) vesijohtoveteen valmistajan antamien laimennusta ja lämpötilaa koskevien ohjeiden mukaisesti. - Upota instrumentit kokonaan entsymaattiseen puhdistusaineeseen ja anna ultraäänipesurin käydä 40–50 kHz:llä vähintään 15 minuuttia. Voit käyttää useita ultraäänipesujaksia, kun niiden ultraäänipesu-aika on yhteensä vähintään 15 minuuttia. Varmista, että laitteen kaikki pinnat, luument ja osat ovat kosketuksessa puhdistusliuokseen. Huomautus: Ultraäänipesu on tehokas vain silloin, kun puhdistettava pinta on upotettu puhdistusliuokseen. Ilmataskut heikentävät ultraäänipesun tehokkuutta. Minimoi ilmataskut ja kuplanmuodostus huutellemalla luument, ontelot, kolot ja jouset puhdistusliuoksella, kun instrumentti on upotettuna ultraäänipesuriin. - Siirrä instrumentit automaattiseen pesu-desinfiointilaitteeseen ja ohjelmoi pesu-desinfiointilaitteeseen jaksoparametrit, jotka on luettelu taulukossa 1 (entsymaattinen) tai taulukossa 2 (emäksinen). Varmista, että kanyloidut ja/tai umpireikiä sisältävät instrumentit asetetaan pesu-desinfiointilaitteeseen niin, että pesuvesi valuu hyvin pois eikä kerry niihin. Varmista, että taulukossa 1 tai 2 annetut jaksoparametrit ohjelmoidaan oikein. - Kun tyhjennät laitteen, tarkasta instrumentit ja niiden luument ja ontelot silmämaarisesti ja varmista, että kaikki näkyvä lika on irronnut. Jos likaa näkyy, toista puhdistusvaihet tai ota välittömästi yhteys Medtronic-yhtiön tuotteen havittamasta tai vaihto varten. Älä jatka likaisen instrumentin jalkikäsittelyä.		

Taulukko 1: Entsymaattinen puhdistusaine (pH 7,0–8,0)			
Jakso	Lämpötila-asetus	Vähimmäisaika (min:s)	Pitoisuus
Esipesu	< 43 °C (< 110 °F) (kylmä vesijohtovesi)	2:00	–
Pulssitettu entsymaattinen pesu	Pesu	Kuuma vesijohtovesi	10:00
	Huuhtelu	Kuuma vesijohtovesi	≥ 00:15
Pesu puhdistusaineella (neutraali pH)	65 °C (149 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/litra
Huuhtelu	71 °C (160 °F)	15:00	–
Lämpö (desinfointi)	93 °C (200 °F)	5:00	–
Huuhtelu (deionisoitu)	93 °C (200 °F)	5:00	–
Kuivaus	98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	–
Huomautus: jakso on valittu ultraäänipesun osalta käyttämällä ainetta Polytetia Enzymatic Presoak and Cleaner ¹ (1–4 ml/litra) ja pesu-desinfiointilaitteen käytön osalta käyttämällä ainetta Polytetia Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner ja Polytetia Neutral Detergent.			

Taulukko 2: Emäksinen puhdistusaine (pH 8,0–11,0)			
Jakso	Lämpötila-asetus	Vähimmäisaika (min:s)	Pitoisuus
Esipesu	< 43 °C (< 110 °F) (kylmä vesijohtovesi)	2:00	–
Pulssitettu emäksinen pesu	Pesu	Kuuma vesijohtovesi	10:00
	Huuhtelu	Kuuma vesijohtovesi	≥ 00:15
Pesu emäksisellä puhdistusaineella	60 °C (140 °F)	5:00	2–6 ml/litra
Huuhtelu	71 °C (160 °F)	15:00	–
Lämpö (desinfointi)	93 °C (200 °F)	5:00	–
Huuhtelu (deionisoitu)	93 °C (200 °F)	5:00	–
Kuivaus	98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	–
Huomautus: jakso on valittu ultraäänipesun osalta käyttämällä ainetta neodisher MediClean Forte ² (ultraäänipesussa 5–10 ml/litra; pesu-desinfiointilaitteessa 2–6 ml/litra). Neutralointivaihetta ei tarvita käytettäessä ainetta neodisher MediClean Forte. Muut emäksiset puhdistusaineet voivat kuitenkin edellyttää tätä vaihetta. Katso valmistajan ohjeita, tarvitaanko neutralointia.			
Huomautus: Koska pesu-desinfiointilaitteisiin liittyy monia muuttujia, jokaisen terveydenhuollotoimen tulisi asentaa, kalibroida ja tarkistaa asianmukaisesti laitteen käytettävät prosessit (esimerkiksi lämpötilat ja ajat). Pesu-desinfiointilaitteen valmistajan suosituksia on aina noudatettava. Kun puhdistat useita laitteita yhdellä puhdistusjaksolla, varmista, ettei valmistajan määrittämä maksimikuorma yity. Puhdistus on valittu käyttämällä kammiin täytettyä kuormaa.			

Manuaalinen puhdistus: entsymaattinen	- Puhdista instrumentit manuaalisesti vain silloin, kun käytettävissä ei ole automaattista pesu-desinfiointilaitetta. - Pura instrumentit osin tarvittaessa.
---------------------------------------	---

OHJEET – vain Instrumentit (Alumiinivalmisteisten kuljetus- ja sterilointikasettien ohjeet ovat instrumenttija koskavien ohjeiden jälkeen)	
	3. Huuhtelee ja harjaa instrumentteja juoksevalla (kylmällä) vesijohtovedellä < 43 °C:ssa (< 110 °F:ssa) vähintään 3 minuutin ajan. Poista näkyvä lika harjaamalla instrumentteja sopivan kokoisilla pehmeäharjaksisilla harjoilla tai piippuharjoilla. Harjaa luumenien ja onteloiden sisäpuolet ja liikuta laitteen osia (jos mahdollista). 4. Harjaa, kunnes kaikki näkyvä lika on irronnut. 5. Valmista entsymaattinen puhdistusliuos vesijohtoveteen valmistajan antamien laimennusta ja lämpötilaa koskevien ohjeiden mukaisesti. 6. Upota instrumentit kokonaan entsymaattiseen puhdistusaineeseen ja anna niiden liota 45–60 minuuttia. Varmista, että laitteen kaikki pinnat, luomenit ja osat ovat kosketuksissa puhdistusliuokseen. 7. Poista instrumentit entsymaattisesta puhdistusliuoksesta ja huuhtelee ne juoksevalla (kylmällä) vesijohtovedellä. Huuhtelee myös luomenit ja ontelot juoksevalta vedellä. Huuhtelee (kylmällä) vesijohtovedellä vähintään 3 minuutin ajan. 8. Valmista sopivan kokoiseen ultraäänipesuriin toinen entsymaattinen puhdistusliuos vesijohtoveteen valmistajan antamien laimennusta ja lämpötilaa koskevien ohjeiden mukaisesti. 9. Upota instrumentit kokonaan entsymaattiseen puhdistusliuokseen ja anna ultraäänipesurin käydä 40–50 kHz:lla vähintään 45 minuuttia. Voit käyttää useita ultraäänipesujaksia, kun niiden ultraäänipesuaika on yhteensä vähintään 45 minuuttia. Varmista, että laitteen kaikki pinnat, luomenit ja osat ovat kosketuksissa puhdistusliuokseen. Huomautus: Ultraäänipesu on tehokas vain silloin, kun puhdistettava pinta on upotettu puhdistusliuokseen. Ilmataskut heikentävät ultraäänipesun tehokkuutta. Minimo ilmataskut ja kuplanmuodostus huuhtelemalla luomenit, ontelot, kolot ja jousit puhdistusliuoksella, kun instrumentti on upotettuna ultraäänipesuriin. 10. Poista instrumentit ultraäänipesurista ja huuhtelee ne juoksevalla (kylmällä) vesijohtovedellä. Huuhtelee myös luomenit ja ontelot juoksevalta vedellä. Huuhtelee vähintään 3 minuutin ajan. 11. Toista huuhteluvaihe 10 huuhtelemalla tällä kertaa deionisoitulla vedellä vielä 3 minuuttia. 12. Tarkasta instrumentit ja niiden luomenit ja ontelot huolellisesti silmämääräisesti ja varmista, että kaikki näkyvä lika on irronnut. Jos likaa näkyy, toista puhdistusvaiheet tai ota välittömästi yhteys Medtronic-yhtiön tuotteen hävittämistä tai vaihtoa varten. Älä jatka likaisen instrumentin jälkikäsittelyä.
Desinfiointi: lämpö	• Lämpödesinfioi laitteet kuumalla loppuhuutellulla automaattisella pesu-desinfiointilaitteella 93 °C:ssa (200 °F:ssa) 5–10 minuutin ajan. • Desinfiointi desinfiointiliuoksilla tai -kemikaaleilla ei tarvita, koska dekontaminointiprosessiin sisältyy puhdistus ja sitä seuraava sterilointi. • Lämpödesinfiointi ei yksinään tee instrumenteista turvallisita potilaskäyttöön.
Kuivaus: automaattinen pesu-desinfiointilaitte	• Kun pesu-desinfiointilaitteen jakso on päättynyt, tarkista kuivaus ohjeiden mukaisesti. • Jos havaitset instrumenteissa kosteutta pesu-desinfiointilaitteen jakson päätyttyä, kuivaa ne puhtalla, imukykyisillä, nukkaamattomilla pyyhkeillä, laakinnalliseen käyttöön tarkoitettulla paineilmalla ja/tai kuumailemuunissa $\geq 118^{\circ}\text{C}$:ssa ($\geq 245^{\circ}\text{F}$:ssa) vähintään 30 minuutin ajan. • Monimutkaisten instrumenttien (joissa on esim. varsi holkon sisällä, kanyyli ja umpireikä) yhteydessä on käytettävä kuumailemuunissa $\geq 118^{\circ}\text{C}$:ssa ($\geq 245^{\circ}\text{F}$:ssa) vähintään 30 minuutin ajan. Tarkista kuivaus silmämääräisesti. • Instrumenttien on oltava täysin kuivia, ennen kuin ne pakataan sterilointia varten.
Kuivaus: manuaalinen	• Kuivaa laitteet puhtalla, imukykyisillä, nukkaamattomilla pyyhkeillä ja/tai laakinnalliseen käyttöön tarkoitettulla paineilmalla ja/tai kuumailemuunissa. Tarkista kuivaus silmämääräisesti ja toista kuivaus tarvittaessa. • Instrumenttien on oltava täysin kuivia, ennen kuin ne pakataan sterilointia varten.
Tarkastus ja kokoaminen	• Jos instrumentti on purettu osin ennen puhdistusta ja sterilointia, kokoa se tarvittaessa uudelleen. • Tarkasta instrumentti huolellisesti vaurioiden varalta tekemällä perusteellinen tarkastus tämän asiakirjan TARKASTUS-kohdan mukaisesti. • Jos instrumentti on vaurioitunut, ota välittömästi yhteys Medtronic-yhtiön sen havittamista tai vaihtoa varten. Älä jatka vaurioituneen laitteen jälkikäsittelyä.
Pakkaus	• Steriloimisessa käytettävä tavonomaista kuitukankaista ja kosteudenpitävää kirurgista sterilointikäärettä tai vastaavaa. • Yksittäiset instrumentit ja erityiset sterilointitarvikkeet on käärittävä kahteen kertaan ennen sterilointia. • Mukana saa olla vain Medtronic-yhtiön valmistamia ja/tai jälleenmyymisiä instrumentteja. • Jatka kohtaan Sterilointi.

OHJEET – vain alumiinivalmisteiset Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit
(Kestokäyttöisten instrumenttien ohjeet ovat edellisessä taulussa)

Uusien Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien ottaminen käyttöön	- Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit toimitetaan steriileinä ja ne on puhdistettava perusteellisesti ja sitten steriloitava ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaista uudelleenkäyttöä. - Poista kaikki pakkausmateriaali ennen puhdistusta ja sterilointia.
Käyttöpaikka	- Poista kaikki näkyvä lika kotelosta ja alustoilta nukkaamattomilla pyyhkeillä. - Kuivumisen estämiseksi Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit puhdistetaan huolellisesti välittömästi käytön jälkeen.
Suojaus ja kuljetus	- Jos Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetteja ei voida käsitellä välittömästi uudelleen, ne on pidettävä kosteina kuljetuksen aikana. - Pida likaiset Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit mahdollisuuden mukaan kosteina käyttämällä pehmennyttä hanavettä tai kaarimalla ne kosteisiin pyyhkeisiin. - Siirrä Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit välittömästi jatkokäsittelyyn tarkoitettuun paikkaan.
Puhdistuksen valmistelu	- Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasetit on puhdistettava yksitellen, eikä niitä saa laittaa toistensa sisään. Koteloiden ja moduulien kannot irrotetaan ja puhdistetaan erikseen tai puhdistetaan kannot auki, mikäli irrottaminen ei ole mahdollista. - Kotelot ja alustat voidaan käsitellä turvallisesti ja tehokkaasti tassa asiakirjassa kuvatulla manuaalisella puhdistusliuoksella tai manuaalisen ja pesu-desinfiointilaitteella tehtävän automaattisen puhdistuksen (alumiinikotelot ja -alustat vain entsymaattisen puhdistuksen) yhdistelmällä. Alumiinivalmisteisten Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien yhteydessä ei saa käyttää emaksisia liuoksia, sillä nämä vahingoittavat Medtronic-kuljetus- ja sterilointikasettien alumiinia.
Automaattinen puhdistus: entsymaattinen	- Viruta, huuhtelee ja hankaa kotelointa ja alustoja alle < 43 °C:ssa (110 °F) (kylmässä) hanavedessä vähintään 30 sekuntia. - Siirrä kohteet automaattiseen pesu-desinfiointilaitteeseen ja ohjelmoi laitteeseen ohjelma, jonka parametrit on ilmoitettu taulukossa 3. Varmista, että kotelot ja alustat on sijoitettu pesu-desinfiointilaitteeseen siten, että ne voivat kuivua. Varmista, että kasettien/moduulien sisäosat ovat kallellaan alaspäin kohdalla suihkutinvarsia ja että ohjelman taulukossa 3 ilmoitetut parametrit on ohjelmoitu oikein. - Kun tyhjennät laitteen, tarkasta käsitellyt kohteet ja niiden luomenit sekä ontelot silmämääräisesti ja varmista, että kaikki näkyvä lika on irronnut. Jos likaa näkyy, toista puhdistusvaiheet tai ota yhteyttä Medtronic-yhtiön tuotteen hävittämistä tai vaihtoa varten. Likaisen laitteen jälkikäsittelyä ei saa jatkaa.

Taulukko 3: Entsymaattinen (neutraali) puhdistusaine (pH 7,0–8,0)

Jakso	Lämpötila-asetus	Vahimmassaika (min:s)	Pitoisuus	
Esiipesu	< 43 °C (< 110 °F) (kylmä vesijohtovesi)	2:00	–	
Pulssitettu entsymaattinen pesu	Pesu	< 60 °C (< 140 °F) Kuuma vesijohtovesi	4:00	0,2–0,8 ml/litra
	Huuhtelu	< 60 °C (< 140 °F) Kuuma vesijohtovesi	≥ 00:15	–
Pesu puhdistusaineella (neutraali pH)	60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/litra	
Huuhtelu	71 °C (160 °F)	5:00	–	
Lämpö (desinfiointi) Huuhtelu (deionisoitu)	90 °C (194 °F)	5:00	–	
Kuivaus	98,8 °C (210 °F)	≥15:00	–	

Huomautus: ohjelma on validoitu ultraäänipesun osalta käyttämällä ainetta Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner ja pesu-desinfiointilaitteen käytön osalta käyttämällä ainetta Prolystica Neutral Detergent.

OHJEET – vain alumiinivalmistelset Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasetit (Kestokäyttöisten instrumenttien ohjeet ovat edellisessä taulussa)	
	Huomautus: Koska pesu-desinfointilaitteisiin liittyy monia muuttujia, jokaisen terveydenhuoltolaitoksen tulisi asentaa, kalibroida ja tarkistaa asianmukaisesti laitteilleen käytettävät prosessit (esimerkiksi lämpötilat ja ajat). Pesu-desinfointilaitteen valmistajan suosituksia on aina noudatettava. Kun puhdistat useita laitteita yhdellä puhdistusjaksoilla, varmista, ettei valmistajan maantama maksimikuorma ylitä. Puhdistus on valittu käyttämällä kammiön lähtöä kuormaa.
Manuaalinen puhdistus- entsymaattinen	1. Jos automaattista pesu-desinfointilaitetta ei ole käytettävissä, Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasetit puhdistetaan manuaalisesti. 2. Viruta, huuhtelee ja hankaa Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasetteja kylmällä alle < 43 °C:n (110 °F:n) vesiohjoivedellä vähintään 1 minuutti. 3. Poista näkyvä lika harjaamalla laitteita sopivan kokoisilla pehmeäharjaisilla harjoilla tai piippuharjoilla. Harjaa luumenien ja onteloiden sisäpuolet ja liikutta laitteiden osia (jos mahdollista). 4. Harjaa, kunnes kaikki näkyvä lika on irronnut. 5. Valmista entsymaattinen puhdistusliuos vesiohjooteen valmistajan antamien laimennusta ja lämpötilaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Upota laitteet entsymaattiseen puhdistusaineeseen, pida ne taysin pinnan alla ja anna liota vähintään 10 minuuttia. Varmista, että kaikki pinnat, luumenit ja osat ovat kosketuksessa puhdistusliuokseen. 6. Poista laitteet entsymaattisesta puhdistusliuoksesta ja huuhtelee ne juoksevalle (kylmällä) vesiohjovedellä. Luumenit ja ontelot on huuhteltava juoksevalle vedellä. Huuhtelee kylmällä vesiohjovedellä vähintään 1 minuutin ajan. 7. Valmista sopivan kokoiseen ultraäänipesuriin toinen entsymaattinen puhdistusliuos vesiohjooteen valmistajan antamien laimennusta ja lämpötilaa koskevien ohjeiden mukaisesti. 8. Upota laitteet kokonaan entsymaattiseen puhdistusliuokseen ja anna ultraäänipesurin käydä 40–50 kHz:llä vähintään 20 minuuttia. Voit käyttää useita ultraäänipesujaksia, kun niiden ultraäänipesu-aika on yhteensä vähintään 20 minuuttia. Varmista, että kaikki pinnat, luumenit ja osat ovat kosketuksessa puhdistusliuokseen. Huomautus: Ultraäänipesu on tehokas vain silloin, kun puhdistettava pinta on upotettu puhdistusliuokseen. Ilmataskut heikentävät ultraäänipesun tehokkuutta. Varmista, että ilmataskut ja kuplanmuodostus on minimoitu, huuhtelemalla luumenit, ontelot, kolot ja jouset puhdistusliuoksella, kun laite on upotettuna ultraäänipesuriin. 9. Poista laitteet ultraäänipesurista ja huuhtelee kylmällä juoksevalle vesiohjovedellä. Luumenit ja ontelot on huuhteltava juoksevalle vedellä. Huuhtelee vähintään 10 minuutin ajan. Tarkoitukseen voidaan käyttää useita ohjelmia, joiden yhteiskesto on vähintään 10 minuuttia. 10. Toista huuhteluvaihe 9 huuhtelemalla tällä kertaa deionisoidulla vedellä vielä 10 minuuttia. Tarkoitukseen voidaan käyttää useita ohjelmia, joiden yhteiskesto on vähintään 10 minuuttia. 11. Varmista, että kaikki näkyvä lika on poistunut, tarkastamalla huolellisesti kaikki laitteet mukaan lukien mahdolliset luumenit ja ontelot. Jos likaa näkyy, toista puhdistusvaihet tai ota välittömästi yhteys Medtronic-yhtiöön tuotteen hävittämistä tai vaihtoa varten. Likaisen laitteen jatkaisittelyä ei saa jatkaa. Huomautus: ohjelma on valittu käyttäen ainetta Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1–4 ml/litra).
Kuivatus	Automaattinen pesukone/desinfointilaitte ▪ Kun pesu-desinfointilaitteen ohjelma on päättynyt, tarkista kuivuus silmämääräisesti. ▪ Jos Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasetissa ilmenee kosteutta, kuivaa puhtailla, imukykyisillä nukkaamattomilla pyyhkeillä jätai lääkinälliseen käyttöön tarkoitetulla paineilmalla, kunnes kosteutta ei enää esiinny. Manuaalinen Kuivaa laitteet puhtailla, imukykyisillä, nukkaamattomilla pyyhkeillä jätai lääkinälliseen käyttöön tarkoitetulla paineilmalla. Tarkista kuivuus silmämääräisesti ja toista kuivaus tarvittaessa.
Tarkastaminen ja lataaminen uudelleen	• Tarkasta kuljetus- ja steriloitinkasetit huolellisesti vaurioiden varalta tekemällä perusteellinen tarkastus tämän asiakirjan TARKASTUS-kohdan mukaisesti. • Jos Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasetit tai moduulit ovat vahingoittuneet, ota välittömästi yhteyttä Medtronic-yhtiöön hävittämistä tai vaihtamista varten. • Lataa Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasetit tai moduulit käyttämällä niille sopivia laitteita. • Jatka kohtaan Sterilointi.

Sekä instrumenttien että Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasettien STERILOINTIOHJEET				
Sterilointi	1. Kaari yksittäiset instrumentit jätät instrumentteja sisältävät erityiset kuljetus- ja steriloitinkasetit kahteen kertaan kuitukankaisiin ja kosteudenpitäviin kirurgisiin steriloitinkääreisiin. 2. Tarkasta pakkaus repeytymien, reikien tai puutteellisen tiiviyden varalta sekä sisältä että päältä ennen sen laittamista steriloitilaitteeseen. 3. Laita instrumentit steriloitilaitteeseen laitteiden valmistajan täyttö- ja asetteluhjeiden mukaisesti. 4. Ohjelmoi steriloitilaitteen valmistajan suositusten mukaisesti käyttäen jotain sterilointiohjelman parametrisarjaa taulukosta 4.			
	Taulukko 4: Sterilointijaksen parametrit			
	Jakso	Lämpötila	Ajatusaika	Vähimmäiskuivaus aika³
	Dynaaminen ilmanpoisto (4 esikäsitteily-pulssia)	132 °C (270 °F)	4 minuuttia	30 minuuttia
	Dynaaminen ilmanpoisto (4 esikäsitteily-pulssia)	135 °C (275 °F)	3 minuuttia	30 minuuttia
Dynaaminen ilmanpoisto (4 esikäsitteily-pulssia)	134 °C (273 °F)	4 minuuttia	30 minuuttia	
Dynaaminen ilmanpoisto (4 esikäsitteily-pulssia)	134 °C (273 °F)	20 minuuttia	30 minuuttia	
³Vähimmäiskuivausajat on valittu steriloitilaitteilla, joissa on tyhjiökuivausominaisuus. Ympäristön ilmanpaineessa toimivat kuivausajaksot voivat vaatia pidempiä kuivausaikoja. Noudata steriloitilaitteen valmistajan suosituksia. Kammiön koko ja täytökapasiteetti voivat vaihdella teollisuuden ja terveydenhuoltolaitosten steriloitilaitteilla. Taulukossa 4 lueteltuja sterilointiparametreja voidaan käyttää sekä terveydenhuoltolaitosten käyttämässä steriloitilaitteissa että suuremmissa teollisissa malleissa. Koska sterilointiin liittyy monia muuttujia, jokaisen terveydenhuoltolaitoksen tulisi kalibroida ja tarkistaa laitteissaan käytettävä sterilointiprosessi (esimerkiksi lämpötilat ja ajat). Huomautus: sterilointiohje on tuotettava käsitellystä vedestä, josta on poistettu kaikki liuenneet kiintoaineet ja tiivistymättömät kaasut, sterilointiohjeesta on suodatettava pois epäpuhtaudet ja vesipisararat, ja se on syötettävä putkistosta, jossa ei ole käytöstä poistettuja haaroja tai muita virtauksellisia alueita, joihin voisi kertyä epäpuhtauksia. Varoitus: eteeniksidit (EO), kaasuplasma, gammasäteily, kemiallinen höyritys tai kuivaustierointi eivät ole suositeltuja sterilointimenetelmiä näille laitteille. Höyritys (kosteakuivuuks) on suositeltava sterilointimenetelmä.				
Lisätietoja	Puhdistaja ja steriloiti heit uudelleen kaikki leikkauksessa käytetyt instrumentit. Instrumentit on puhdistettava, tarkastettava ja steriloitava perusteellisesti, ennen kuin ne palautetaan Medtronic-yhtiölle. Jos lääkinällaitte on ollut kosketuksessa potilaaseen, jolla tiedetään tai epäillään olevan prionitauti tai prioneihin liittyvä tauti, kuten Creutzfeldt–Jakobin tauti, laitteita ei saa palauttaa Medtronic-yhtiölle. Laitte on asetettava karanteeniin ja käsiteltävä suurinkesin kuoksen kontaminoimien laitteiden käsittelyohjeiden mukaisesti terveydenhuoltolaitoksessa. Voit pyytää tietoja asianmukaisesta hävittämisestä ja tuhoamisesta ottamalla yhteyden Medtronic-yhtiöön.			

Annetut puhdistus- ja steriloitintiedot ovat seuraavan standardin mukaisia: AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 ja ISO 15883-5. Tämä ohjeistus annettu jatkikasittelyohjeet on valittu instrumenttien valmisteluun uudelleenkäyttöä varten. Steriloinnin validoinnissa osoitettiin steriiliyden vamuustaso 10⁻⁶. Sterilointiparametrien kanssa käytettiin Medtronic-kuljetus- ja steriloitinkasetteja. Sterilointi validoitiin käyttämällä tyhjää kammiota. Validointitoimenpiteissä käytettiin kaksinkertaisesti kaaritua, pahinta tapausa vastaan reititetyä tarjontia.

Käsittelijän vastuulla on varmistaa, että käsittelyssä käytetään valittuja laitteita ja jälkikasittelystä vastaavan laitoksen koulutettua henkilökuntaa, jotta halutut tulokset saavutetaan. Tämä edellyttää normaalisti prosessin validointia ja rutiinimoista seuranta. Jos käsittelijä poikkeaa annetuista ohjeista, poikkeavan menetelyn tehokkuus ja mahdolliset haitalliset seuraukset on arvioitava

asianmukaisesti. Joillakin laitteilla on erityiset purkamis- ja kokoamisohjeet. Noudata talloin instrumentin mukana toimitettuja lisäohjeita. Käyttäjien on vahvistettava omassa laitoksessaan käytettävien kestokäyttöisille laakinkäyttöille soveltuva jälkikasittelykäytäntö, joka noudattaa laitteen ja puhdistusaineen valmistajan suosituksia.

VARASTOINTI JA KESTOAIKA

Ei-steriilit välineet ja Medtronic-kuljetus- ja steriointikasetit säilytetään kuivassa, puhtaassa paikassa huoneenlämmössä. Ei-steriilit laitteet ja Medtronic-kuljetus- ja steriointikasetit ovat kestokäyttöisiä, eikä niiden kestoaikaa ole määritetty. Käyttöikä päättyy, kun instrumentti on kulunut pahoin ja vaurioitunut normaalista käytöstä. Lisätietoja löydät kohdasta Jälkikasittelyn rajoitukset. Steriloidut instrumentit ja Medtronic-kuljetus- ja steriointikasetit: varmista ennen varastointia, että instrumentit ja Medtronic-kuljetus- ja steriointikasetit ovat kuivia. Säilytä instrumentteja kuivassa ja puhtaassa tilassa huoneenlämmössä. Steriloitujen instrumenttien ja Medtronic-kuljetus- ja steriointikasettien säilyvyys määräytyy laillisesti kaupattavien steriointikäreiden mukaan. Terveydenhuollon laitoksen on syytä määrittää steriloitujen instrumenttien käytettävien steriointikäreiden ja steriointikäreen valmistajan suositukseen perustuva käyttöaika.

TUOTTEITA KOSKEVAT VALITUKSET

Voit ilmoittaa tuotteiden ongelmista ottamalla yhteyden Medtronic-yhtiöön.

MAGNEETTILUKUAUSTIETOJA

Medtronic-instrumentteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi magneettikuvauksympäristössä. Näin ollen Medtronic-instrumenttien turvallisuutta ja yhteensopivuutta magneettikuvauksympäristössä ei ole arvioitu. Siksi Medtronic-instrumenttien turvallisuutta magneettikuvauksympäristössä ei tiedetä.

LISÄTIETOJA

Jos jonkin kestokäyttöisen Medtronic-instrumentin asianmukaiseen käyttöön tai instrumenttien tai Medtronic-kuljetus- ja steriointikasettien jälkikasittelyyn liittyy epäilyksiä tai epävarmuutta, ota yhteyttä Medtronic-yhtiöön. Lisäksi kaikki saatavilla olevat leikkaustekniikkaa koskevat ohjeet toimitetaan veloituksella.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES INSTRUMENTS RÉUTILISABLES ET LES CASSETTES DE TRANSPORT/STÉRILISATION RÉUTILISABLES DE MEDTRONIC

DESCRIPTION

Les instruments réutilisables sont fabriqués à partir de divers matériaux couramment utilisés dans les interventions orthopédiques et conformes aux normes nationales et/ou internationales en vigueur. Ces instruments peuvent être expédiés dans des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic. Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic sont conçues pour être utilisées conjointement avec une enveloppe de stérilisation légalement commercialisée et/ou appropriée pour permettre la stérilisation à la vapeur des appareils non stériles.

Les cassettes de transport/stérilisation en aluminium de Medtronic comprennent des boîtiers, des plateaux, des couvercles, des chariots, des modules ou des supports fabriqués à partir de divers matériaux conformes aux normes nationales et internationales et sont couramment utilisés pour entourer, protéger et organiser les appareils orthopédiques ou neurologiques non stériles de Medtronic.

UTILISATION PRÉVUE

Les instruments de chirurgie orthopédique sont conçus pour manipuler les tissus et les os lors d'interventions chirurgicales ou pour être utilisés avec d'autres dispositifs en chirurgie orthopédique. Un instrument peut comprendre une fonction de mesure dont l'utilisation est décrite sur l'étiquette et sur l'instrument.

Remarque : Ne pas implanter les instruments.

Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic sont conçues pour être utilisées dans des établissements de santé afin d'organiser, d'entourer, de stériliser, de transporter et de stocker des appareils médicaux et d'autres instruments entre deux interventions chirurgicales ainsi que pour toute autre utilisation médicale. Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic ne sont pas conçues en tant que telles pour maintenir la stérilité ; elles sont destinées à être utilisées conjointement avec une enveloppe de stérilisation légalement commercialisée et/ou appropriée.

Medtronic ne garantit pas l'utilisation des instruments, des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic ou d'autres composants sur lesquels des réparations ont été faites ou tentées, sauf si ces dernières ont été effectuées par Medtronic ou par un réparateur agréé par Medtronic. Les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un objectif ou un usage particulier sont expressément exclues.

Attention : Ces instructions ne s'appliquent pas aux appareils à usage unique. Pour les instruments à usage unique non stériles, consulter le mode d'emploi des instruments non réutilisables et non stériles de Medtronic (M708348B359).

AVERTISSEMENTS

- Une rupture, un glissement, une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation des instruments, par exemple sur des bords tranchants, peut blesser le patient, le personnel chirurgical ou le personnel chargé du retraitement.
- Un entretien et une manipulation inappropriés ou des procédures de nettoyage inadéquates peuvent rendre l'instrument impropre à l'utilisation prévue et présenter un danger pour le patient, le personnel chirurgical ou le personnel chargé du retraitement.
- Les instruments utilisés pour piler et couper les liges présentent des risques supplémentaires. L'utilisation de ces types d'instrument peut entraîner des blessures chez le patient en raison des forces très importantes qui sont requises. Ne pas couper les liges *in situ*. Toute rupture d'un instrument ou de l'implant dans cette situation pourrait s'avérer extrêmement dangereuse. Les caractéristiques physiques requises pour de nombreux instruments ne permettent pas de les fabriquer à partir de matériaux implantables et si des fragments des instruments restent dans le corps d'un patient, des allergies ou des infections pourraient survenir.
- Le chirurgien doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il opère à proximité immédiate des organes vitaux, des nerfs ou des vaisseaux. De plus, il convient de ne pas appliquer une force excessive lors du positionnement des instruments ou des implants sous peine de blesser le patient.
- Une rupture, un glissement, une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic, par exemple sur des bords tranchants, peut blesser le patient, le personnel du bloc opératoire et le personnel chargé du retraitement.
- Un entretien et une manipulation inappropriés ou de mauvaises procédures de nettoyage peuvent rendre les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic impropres à leur utilisation prévue, voire même s'avérer dangereux pour le patient ou l'équipe chirurgicale.
- Il est extrêmement important de manipuler correctement les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic. Ne pas modifier les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic. Ne pas entailler ou courber les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic. Les entailles, les rayures ou tout autre dommage et/ou usure sur les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic survenant au cours de l'intervention chirurgicale peuvent contribuer à la rupture.

PRÉCAUTIONS

- L'application d'une force excessive par les instruments sur les implants peut déplacer les dispositifs, en particulier les crochets.
- Les instruments ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 135 °C (275 °F). Ce niveau de température peut modifier les caractéristiques physiques. En cas de doute quant à une éventuelle exposition des instruments à des températures supérieures à 135 °C (275 °F), inspecter soigneusement les instruments pour vérifier qu'ils fonctionnent encore comme prévu.
- Faire preuve d'une extrême prudence afin de s'assurer que les instruments restent en bon état de marche. Il est extrêmement important que ces instruments fonctionnent correctement au cours de l'intervention. Les instruments ne doivent pas être tordus ou endommagés. Une mauvaise utilisation des instruments, une corrosion, un "figeage", des rayures, un desserrement, une torsion ou une fracture d'un ou de tous les composants de l'instrument peut entraver ou empêcher un fonctionnement correct.
- Ne pas utiliser ces instruments pour effectuer une action pour laquelle ils n'ont pas été conçus.
- Examiner régulièrement l'état opérationnel de tous les instruments et, le cas échéant, contacter Medtronic ou un réparateur agréé par Medtronic. Afin d'éviter toute blessure, l'instrument doit être méticuleusement examiné avant l'utilisation pour vérifier son fonctionnement ou des dommages éventuels. Un instrument endommagé ne doit pas être utilisé. Des instruments de secours supplémentaires doivent être disponibles.
- Les procédures préopératoires et opératoires, notamment la connaissance des techniques chirurgicales, sont des éléments importants à prendre en compte pour une bonne utilisation des instruments par le chirurgien. La sélection appropriée des patients ainsi que leur respect des instructions auront des conséquences considérables sur les résultats.
- Pour assurer le succès de la chirurgie et éviter toute lésion pendant celle-ci, il est fondamental de sélectionner correctement les patients et de prodiguer les soins opératoires appropriés. Lire et suivre toutes les autres informations sur les produits fournies par le fabricant des implants ou des instruments.
- Le plus grand soin est de rigueur lors de l'utilisation des instruments chez les patients pédiatriques, car ces patients peuvent être plus sensibles aux contraintes requises par l'utilisation des instruments.
- Vérifier que les instruments disposant d'une fonction de mesure ne sont pas usés et que toutes les gravures de surface sont nettement visibles.
- L'exposition des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic à des températures supérieures à 135 °C (275 °F) peut modifier les caractéristiques physiques. Si les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic sont exposées à des températures dépassant 135 °C (275 °F), effectuer une inspection supplémentaire pour s'assurer qu'elles fonctionnent comme prévu. Consulter la section EXAMEN pour de plus amples informations.
- Faire preuve d'une extrême prudence afin de s'assurer que les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic restent en bon état de marche. Il est extrêmement important d'utiliser correctement les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic au cours de l'intervention. Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic ne doivent pas être courbées ou endommagées d'une quelconque façon. Une mauvaise utilisation des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic entraînant une corrosion, des rayures, un desserrement, une courbure ou une fracture d'une ou de toutes les sections peut entraver ou empêcher un fonctionnement correct.

- Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic sont soumises à des contraintes répétées liées aux processus de transport, de nettoyage et de stérilisation de routine. Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic doivent être soigneusement inspectées avant chaque utilisation pour s'assurer qu'elles sont entièrement fonctionnelles.
- Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic ne doivent pas dépasser la charge maximale et une répartition du poids de 11,4 kg/25 livres.
- Le personnel doit porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié comme recommandé par le fabricant du stérilisateur.
- Les métaux différents ne doivent pas être en contact direct au cours de la stérilisation pour résister à la corrosion. Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic sont conçues avec des supports enduits ou du silicone pour empêcher le contact avec les instruments en acier inoxydable utilisées dans les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

- Lésions nerveuses, paralysie, douleur ou lésions des tissus mous, des organes viscéraux ou des articulations.
- Infection, si les instruments ou les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic ne sont pas correctement nettoyés et stérilisés.
- Douleur, gêne ou sensations anormales dues à la présence du dispositif.
- Lésions nerveuses dues à un traumatisme chirurgical.
- Fuite d'urale en cas d'application d'une charge excessive.
- Coincement des vaisseaux, des nerfs et des organes se trouvant à proximité à la suite du glissement ou du placement incorrect de l'instrument.
- Lésions dues au relâchement spontané des dispositifs de serrage ou des mécanismes à ressort de certains instruments.
- Coupure de la peau ou des gants du personnel chirurgical ou du personnel chargé du retraitement.
- Fracture osseuse dans les cas d'un rachis déformé ou d'une fragilité osseuse.
- Lésions tissulaires chez le patient, lésions physiques chez le personnel chirurgical et/ou prolongation de la durée de l'intervention qui peuvent être provoquées par le démontage accidentel des instruments à plusieurs composants pendant l'intervention chirurgicale.
- L'expérience et la formation aux procédures chirurgicales de l'utilisateur déterminent les méthodes d'utilisation. Les patients opérés n'obtiennent pas tous systématiquement un résultat satisfaisant. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la chirurgie rachidienne, car le patient peut souffrir d'autres pathologies pouvant compromettre les résultats.

Remarque à l'attention du médecin : bien que le médecin soit l'intermédiaire informé entre la société et le patient, les informations médicales importantes contenues dans ce document doivent être transmises au patient.

Ces appareils ne doivent être utilisés que par des médecins qui connaissent bien les appareils, leur usage prévu, tout instrument supplémentaire et toutes les techniques chirurgicales disponibles. De plus, ces appareils ne doivent être utilisés que par des opérateurs qui connaissent bien les appareils, leur usage prévu et les informations de retraitement.

CONDITIONNEMENT

Les instruments peuvent être expédiés dans un emballage autonome ou dans des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic. L'emballage autonome, les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic et les appareils médicaux contenus doivent être intacts à réception. Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic et les appareils médicaux contenus doivent faire l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont complets et qu'ils ne présentent pas de dommages avant l'utilisation. Les emballages, cassettes ou instruments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être renvoyés à Medtronic.

EXAMEN

Les instruments doivent systématiquement être examinés par l'utilisateur avant/après le nettoyage et avant une chirurgie. L'examen doit être minutieux et doit comprendre une inspection visuelle et fonctionnelle des surfaces de travail, des pivots, des crémaillères, du fonctionnement des ressorts ou des opérations de torsion, de la propreté des trous de positionnement ou des canules, et de la présence de fissures, de courbures, de déformation ou de distorsion, et doit également contrôler que tous les composants sont présents. Ne jamais utiliser d'instruments ou de cassettes de transport/stérilisation de Medtronic comportant des signes évidents d'usure ou de dommages excessifs, ou étant incomplets ou par ailleurs non fonctionnels.

Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic doivent être examinées par l'utilisateur avant l'utilisation. L'examen doit être minutieux et inclure une inspection visuelle et fonctionnelle. L'examen doit également vérifier que les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic sont complètes. Ne pas effectuer le retraitement d'une cassette de transport/stérilisation de Medtronic endommagée.

Inspection visuelle

Vérifier les points suivants :

- Les marques au laser, les gravures et autres marques sont lisibles.
- Aucune fissure, déformation ou distorsion n'est présente.
- Aucune fissure n'est présente sur les poignées ou sur toute autre partie de l'instrument.
- Aucune décoloration, corrosion, tache ou rouille n'est présente. Le cas échéant, nettoyer conformément aux instructions décrites à la section RETRAITEMENT de ce document.
- Il n'y a pas de séparation entre la poignée et l'arbre, et la connexion poignée-arbre est solide.
- Aucune coupure ou rayure du silicone, des supports en silicone ou des poignées de l'instrument n'est présente.
- Aucune fissure ou décollement du revêtement en nylon sur les supports métalliques.
- L'isolation n'est pas endommagée (coupures, déchirures, etc.).
- Les extrémités de travail ou les pointes ne sont pas endommagées. L'extrémité de travail ne doit pas comporter de fissures, de rayures ni d'autres dommages. Le cas échéant, l'extrémité de travail doit être tranchante.
- Les filetages de l'instrument ne sont pas endommagés.
- Tous les composants sont présents et ne comportent pas de trace de dommages ou de détérioration. Les composants pouvant être manquants, desserrés ou endommagés sont notamment les vis de serrage, les ressorts, les ressorts incurvés, les broches et les griffes.
- Les extrémités de raccordement ne présentent pas de dommages (entailles, rayures, torsions, etc.) pouvant compromettre la fonction de raccordement.
- Les instruments tubulaires comportant un fil-guide ou un autre outil d'insertion sont vérifiés visuellement.

Inspection fonctionnelle

Selon les besoins, vérifier les points suivants :

- Les composants mobiles doivent se déplacer librement sans coincer, forcer ou grincer.
- Les ressorts ramènent la poignée de l'instrument dans sa position d'origine.
- Les languettes de retenue maintiennent les composants de raccordement appropriés et ne sont pas endommagées.
- L'instrument fonctionne comme prévu avec les composants de raccordement appropriés.
- Des détentes à bille maintiennent les composants de raccordement et ne sont pas endommagées.
- Les bords affûtés sont tranchants au toucher et ne sont pas émoussés, ne comportent pas d'entailles ou d'autres dommages.
- Les pointes sont en contact lorsqu'elles doivent l'être.
- Les mécanismes à cliquet sont fonctionnels. Ils comprennent les poignées, les verrous et d'autres mécanismes. Toutes les dents doivent être présentes et fonctionnelles.
- Les pointes d'entraînement ne sont pas usées au point de ne plus pouvoir fonctionner. Le cas échéant, appairer l'instrument avec la pièce appropriée.
- Les verrous, les chariots, les modules ou les couvercles s'adaptent correctement.

RETRAITEMENT - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le nettoyage consiste à éliminer les souillures organiques. Un nettoyage efficace :

- Évite le transfert de souillure organique d'un patient à un autre ;
- Permet une stérilisation ultérieure réussie. (un retraitement adéquat dépend de la minutie du nettoyage).

Le nettoyage constitue l'étape initiale. La stérilisation intervient ultérieurement au cours du retraitement et est destinée à éradiquer les micro-organismes pour réduire la probabilité de transmission et le risque d'infection. Pour garantir un retraitement acceptable, aucun retard ne doit être pris entre les différentes étapes présentées dans ce document.

Les instruments peuvent être traités de manière sûre et efficace au moyen d'une procédure de nettoyage manuel ou d'une combinaison de procédures de nettoyage manuel et de nettoyage avec un laveur-désinfecteur automatique (enzymatique ou alcalin) présentées dans ce document. Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic peuvent être traitées de manière sûre et efficace au moyen d'une procédure de nettoyage manuel ou d'une combinaison de procédures de nettoyage manuel et de nettoyage avec un laveur-désinfecteur automatique (enzymatique) présentées dans ce document.

Le responsable du traitement doit respecter les lois et règlements locaux dans les pays où les exigences de traitement sont plus strictes que celles détaillées dans ce document.

Agents pathogènes transmis par le sang

Les précautions universelles relatives à la manipulation de cet instrument après utilisation doivent être observées par l'ensemble du personnel hospitalier conformément à la norme OSHA 29 CFR 1910.1030 qui régit l'exposition professionnelle aux agents pathogènes transmis par le sang.

Agents de nettoyage et outils de nettoyage

Instruments : Il est recommandé d'utiliser des détergents neutres, des nettoyants enzymatiques (pH 7,0-8,0), des agents de nettoyage alcalins (pH 8,0-11,0), des brosses à poils souples et des nettoirs-pipes souples. Les agents de nettoyage fortement alcalins (pH >11,0) ne doivent pas être utilisés.

Remarque : Les agents de nettoyage alcalins peuvent nécessiter une neutralisation après le nettoyage. Consulter les instructions du fabricant pour déterminer si la neutralisation est requise et pour suivre les instructions de neutralisation du fabricant. Il est essentiel que les solutions de nettoyage alcalines soient correctement neutralisées et rincées des instruments. Cassettes de transport/stérilisation en aluminium : il est recommandé d'utiliser des détergents neutres, des nettoyants enzymatiques (pH 7,0-8,0), des brosses à poils souples et des nettoies-pipes souples. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage alcalins, car les nettoyants alcalins occasionneront des dommages importants et rendront les cassettes de transport/stérilisation en aluminium inutilisables.

Les agents, solutions ou outils de nettoyage suivants ne doivent pas être utilisés sur les instruments ou les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic :

- Serum physiologique.
- Solutions contenant du chlore (par exemple, eau de Javel) ou des aldéhydes (par exemple, glutaraldéhyde).
- Solutions à base de formol, mercure, chlorures, bromures, iodures ou solution de Ringer
- Brosses métalliques ou tampons à recycler

Eau de nettoyage et de rinçage

De l'eau du robinet adoucie doit être utilisée, si possible. De l'eau critique doit être utilisée pour l'étape de rinçage finale afin d'éviter la formation de dépôts minéraux sur les surfaces (de l'eau desionisée est recommandée). Un ou plusieurs des processus suivants peuvent être utilisés pour traiter l'eau définie comme de l'eau critique : ultrafiltration (UF), osmose inverse (OI), desionisation ou équivalent. L'utilisation d'une eau dure doit être évitée.

Utilisation d'huile minérale ou de lubrifiants à base de silicone

Les lubrifiants à base d'huile minérale ou de silicone ne doivent pas être utilisés parce qu'il peut être impossible de les enlever en suivant ces instructions de nettoyage. Ces types de lubrifiant peuvent recouvrir les micro-organismes, empêcher le contact direct de la vapeur avec les surfaces des instruments et entraver la stérilisation.

Avertissements/Précautions relatifs au retraitement

- Ne pas laisser des instruments ou des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic souillés sécher après l'utilisation et avant le nettoyage. Le nettoyage et la stérilisation qui s'ensuit peuvent être entravés lorsque du sang ou des solutions contenant du sang ont séché sur les instruments ou sur les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic.
- Les instruments réutilisables de Medtronic sont considérés comme des appareils critiques (c.-à-d. contact critique) et doivent être nettoyés soigneusement, puis stérilisés avant leur première utilisation ou conformément aux présentes instructions de retraitement avant toute réutilisation.
- Les instruments souillés ou usagés ne doivent pas être chargés dans les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic en vue d'un nettoyage dans un laveur-désinfecteur automatique. Les instruments souillés doivent être traités séparément des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic.
- Les cassettes de transport/stérilisation en aluminium de Medtronic peuvent uniquement être nettoyées avec des solutions de nettoyage enzymatiques (neutres).
- Certaines solutions (c'est-à-dire alcalines et/ou contenant de l'eau de Javel, du glutaraldéhyde ou du formol) peuvent endommager considérablement les cassettes de transport/stérilisation en aluminium. Ces solutions ne doivent pas être utilisées.
- Les précautions universelles doivent être observées par l'ensemble du personnel de l'établissement de santé qui manipule des instruments ou des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic contaminés ou potentiellement contaminés. Les instruments pointus ou aux bords tranchants doivent être manipulés avec une grande prudence.
- Il convient de porter un EPI approprié lors de la manipulation ou de l'utilisation de matériaux, d'appareils et d'équipements contaminés ou potentiellement contaminés. L'EPI inclut une blouse, un masque, des lunettes, un masque de protection, des gants et des surchaussures.
- Ne pas poser d'instruments lourds sur des instruments fragiles.
- Il convient d'éviter les courants d'air froid provenant des conduits d'air ainsi que les autres courants d'air durant la phase de refroidissement pour empêcher l'apparition d'humidité après la stérilisation causée par un refroidissement rapide.

Limites du retraitement

- Un traitement répété exerce un effet minimal sur ces instruments ou sur les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic.
- La fin de vie est déterminée par une usure et des dommages excessifs découlant d'une utilisation normale. Bien que le traitement de l'instrument ou des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic, les matériaux utilisés et les délais du nettoyage et de la stérilisation aient un effet important, sur le plan pratique, le nombre de fois où les instruments et les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic peuvent être retraités n'est pas limité.
- Consulter la section EXAMEN de ce document pour déterminer si l'appareil arrive à la fin de sa durée de vie utile.

INSTRUCTIONS - Instruments uniquement (Les instructions concernant les cassettes de transport/stérilisation en aluminium figurent après les instructions concernant les instruments)																				
Mise en service d'un nouvel instrument	• Les instruments sont fournis non stériles et doivent être soigneusement nettoyés, puis stérilisés avant la première utilisation et toute réutilisation. • Retirer l'ensemble des matériaux d'emballage avant le nettoyage et la stérilisation.																			
Point d'utilisation	• Enlever toute saillie visible des instruments à l'aide d'un chiffon non pelucheux. • Les instruments doivent être soigneusement nettoyés dans les 30 minutes qui suivent leur utilisation pour réduire au maximum le risque de séchage. • Si les instruments ne peuvent pas être traités immédiatement, maintenir les appareils humides pendant le transport. • Placer les instruments dans un plateau rempli d'eau du robinet adoucie, le cas échéant, ou les recouvrir d'un linge humide.																			
Confinement et transport	• Transporter immédiatement le plateau contenant les instruments couverts vers une zone de travail dédiée au retraitement ultérieur. • Les instruments souillés doivent être transportés séparément des instruments non contaminés afin d'éviter de contaminer le personnel et les alentours.																			
Préparation du nettoyage	• Les instruments qui doivent être démontés avant le nettoyage et la stérilisation sont fournis avec des instructions spécifiques concernant le traitement/démontage/remontage. Pour des détails supplémentaires, consulter les instructions spécifiques concernant le traitement/démontage/remontage s'appliquant à l'instrument. • Éliminer les éventuelles obstructions avant le nettoyage. Rincer les dispositifs tubulaires à l'eau du robinet ou à l'eau traitée pour empêcher les saillies et/ou les débris de sécher à l'intérieur. • Les instruments peuvent être traités de manière sûre et efficace au moyen d'une procédure de nettoyage manuel ou d'une combinaison de procédures de nettoyage manuel et de nettoyage avec un laveur-désinfecteur automatique (enzymatique ou alcalin) présentées dans ce document dans les tableaux 1 et 2.																			
Nettoyage automatisé : enzymatique ou alcalin	1. Rincer et frotter les instruments à l'eau courante du robinet (froide) à une température < 43 °C (<110 °F) pendant 30 secondes à 1 minute. Frotter les instruments avec une brosse à poils souples de taille appropriée pour éliminer les saillies visibles. Frotter à l'intérieur des lumières ou des cavités et actionner l'appareil (le cas échéant). 2. Utiliser de l'eau du robinet pour préparer une solution de nettoyage enzymatique¹ (décrite après le tableau 1) ou une solution de nettoyage alcaline² (décrite après le tableau 2) en respectant les instructions, les recommandations de dilution et les températures préconisées par le fabricant dans un sonicateur de taille adéquate. 3. Placer les instruments dans le nettoyant enzymatique en les immergeant complètement et ultrasoniquer à 40-50 kHz pendant 15 minutes minimum. Il est possible d'effectuer plusieurs cycles d'ultrasonication totalisant 15 minutes de durée d'ultrasonication minimum. S'assurer que toutes les surfaces, lumières et composants de l'appareil sont en contact avec la solution de nettoyage. Remarque : Le nettoyage à ultrasons est efficace uniquement si la surface à nettoyer est immergée dans la solution de nettoyage. Les poches d'air diminueront l'efficacité du nettoyage à ultrasons. Réduire les poches d'air ou la formation de bulles au maximum en rinçant les lumières, les cavités, les fissures ou les ressorts avec la solution de nettoyage pendant que l'instrument est immergé dans le bain à ultrasons. 4. Transférer les instruments dans le laveur-désinfecteur automatique et programmer ce dernier avec les paramètres de cycle indiqués dans le tableau 1 (enzymatique) ou le tableau 2 (alcalin). S'assurer que les instruments qui sont tubulaires et/ou qui comportent des trous borgnes sont positionnés dans le laveur-désinfecteur pour permettre un drainage approprié, et que l'eau de lavage ne s'accumule pas. Vérifier que les paramètres de cycle du tableau 1 ou du tableau 2 sont programmés correctement. 5. Lors du déchargement, inspecter visuellement les instruments, notamment les lumières et les cavités, pour s'assurer que toute saillie visible a été éliminée. Si des saillies sont encore présentes, répéter le processus de nettoyage ou contacter immédiatement Medtronic pour organiser la mise au rebut ou le remplacement. Ne pas effectuer le retraitement d'un instrument souillé.																			
Tableau 1 : Nettoyant enzymatique (pH 7,0-8,0)																				
<table><tr><th>Cycle</th><th>Réglage de la température</th><th>Durée minimum (min:s)</th><th>Concentration</th></tr><tr><td>Pre-lavage</td><td>< 43 °C (< 110 °F) (eau froide du robinet)</td><td>2:00</td><td>S.O.</td></tr><tr><td rowspan="2">Lavage enzymatique pulse</td><td>Lavage</td><td>Eau chaude du robinet</td><td>10:00</td></tr><tr><td>Rinçage</td><td>Eau chaude du robinet</td><td>≥ 00:15</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>S.O.</td></tr></table>		Cycle	Réglage de la température	Durée minimum (min:s)	Concentration	Pre-lavage	< 43 °C (< 110 °F) (eau froide du robinet)	2:00	S.O.	Lavage enzymatique pulse	Lavage	Eau chaude du robinet	10:00	Rinçage	Eau chaude du robinet	≥ 00:15				S.O.
Cycle	Réglage de la température	Durée minimum (min:s)	Concentration																	
Pre-lavage	< 43 °C (< 110 °F) (eau froide du robinet)	2:00	S.O.																	
Lavage enzymatique pulse	Lavage	Eau chaude du robinet	10:00																	
	Rinçage	Eau chaude du robinet	≥ 00:15																	
			S.O.																	

INSTRUCTIONS - Instruments uniquement (Les instructions concernant les cassettes de transport/stérilisation en aluminium figurent après les instructions concernant les instruments)			
	Tableau 1 : Nettoyant enzymatique (pH 7,0-8,0) (suite)		
	Cycle	Reglage de la température	Durée minimum (min:s)
	Lavage avec un détergent (pH neutre)	65 °C (149 °F)	5:00
	Rinçage	71 °C (160 °F)	15:00
	Thermique (désinfection)	93 °C (200 °F)	5:00
	Rinçage (eau désionisée)		5:00
	Séchage	98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00
	Remarque : Cycle valide avec la solution enzymatique pour pretrempe et nettoyage Prolystica ¹ (1-4 ml/litre) pour l'ultrasonication, et le nettoyant enzymatique ultra-concentré Prolystica et le détergent neutre Prolystica pour le laveur-désinfecteur.		
	Tableau 2 : Agent de nettoyage alcalin (pH 8,0-11,0)		
	Cycle	Reglage de la température	Durée minimum (min:s)
	Pre-lavage	< 43 °C (< 110 °F) (eau froide du robinet)	2:00
	Lavage alcalin pulse	Eau chaude du robinet	10:00
	Rinçage	Eau chaude du robinet	≥ 00:15
	Lavage avec un détergent alcalin	60 °C (140 °F)	5:00
	Rinçage	71 °C (160 °F)	15:00
	Thermique (désinfection)	93 °C (200 °F)	5:00
	Rinçage (eau désionisée)		5:00
	Séchage	98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00
	Remarque : Cycle valide avec neodisher MediClean Forte ² (5-10 ml/litre - ultrasonication ; 2-6 ml/litre laveur-désinfecteur). Aucune étape de neutralisation n'est requise pour neodisher MediClean Forte. D'autres agents de nettoyage alcalins peuvent toutefois nécessiter cette étape. Consulter les instructions du fabricant pour déterminer si la neutralisation est requise.		
	Remarque : En raison des nombreuses variables entrant en jeu avec les laveurs-désinfecteurs, chaque établissement de santé doit installer correctement, étalonner et vérifier le processus (par exemple, températures, durées) utilisé pour son équipement. Les recommandations du fabricant du laveur-désinfecteur doivent toujours être suivies. Lors du nettoyage de plusieurs appareils au cours d'un cycle de nettoyage, s'assurer que la charge maximum du fabricant n'est pas dépassée. La validation du nettoyage a été réalisée avec une charge de chambre pleine.		
Nettoyage manuel : enzymatique	- Nettoyer manuellement les instruments uniquement lorsqu'aucun laveur-désinfecteur automatique n'est disponible. - Démonter les instruments, le cas échéant. - Rincer et frotter les instruments à l'eau courante du robinet (froide) à une température < 43 °C (< 110 °F) pendant 3 minutes minimum. Frotter les instruments avec une brosse à poils souples ou un nettoie-pipe de taille appropriée pour éliminer les saillies visibles. Frotter à l'intérieur des lumières ou des cavités et actionner l'appareil (le cas échéant). - Frotter jusqu'à ce que toutes les saillies visibles soient éliminées. - Préparer une solution de nettoyage enzymatique avec de l'eau courante en respectant les instructions, les recommandations de dilution et les températures préconisées par le fabricant. - Placer les instruments dans le nettoyant enzymatique, les immerger complètement et les laisser tremper pendant 45-60 minutes. S'assurer que toutes les surfaces, lumières et composants de l'appareil sont en contact avec la solution de nettoyage. - Retirer les instruments de la solution de nettoyage enzymatique et les rincer à l'eau courante du robinet (froide). Rincer toutes les lumières ou cavités sous le jet d'eau. Rincer à l'eau du robinet (froide) pendant 3 minutes minimum. - Dans un sonicateur de taille adaptée, préparer une seconde solution de nettoyage enzymatique avec de l'eau du robinet en respectant les instructions, les recommandations de dilution et les températures préconisées par le fabricant. - Placer les instruments dans la solution de nettoyage enzymatique, les immerger complètement et ultrasoniquer à 40-50 kHz pendant 45 minutes minimum. Il est possible d'employer plusieurs cycles d'ultrasonication totalisant 45 minutes de durée d'ultrasonication minimum. S'assurer que toutes les surfaces, lumières et composants de l'appareil sont en contact avec la solution de nettoyage. Remarque : Le nettoyage à ultrasons est efficace uniquement si la surface à nettoyer est immergée dans la solution de nettoyage. Les poches d'air diminueront l'efficacité du nettoyage à ultrasons. Réduire les poches d'air ou la formation de bulles au maximum en rinçant les lumières, les cavités, les fissures ou les ressorts avec la solution de nettoyage pendant que l'instrument est immergé dans le bain à ultrasons. - Retirer les instruments du sonicateur et rincer à l'eau courante du robinet (froide). Rincer toutes les lumières ou cavités sous le jet d'eau. Rincer pendant 3 minutes minimum. - Répéter le rinçage comme décrit à l'étape 10 en utilisant cette fois de l'eau désionisée pendant 3 minutes supplémentaires. - Inspecter soigneusement les instruments visuellement, notamment les lumières et les cavités, pour s'assurer que toute saillie visible a été éliminée. Si des saillies sont encore présentes, répéter le processus de nettoyage ou contacter immédiatement Medtronic pour organiser la mise au rebut ou le remplacement. Ne pas effectuer le retraitement d'un instrument souillé.		
Désinfection : thermique	- Decontaminer thermiquement les appareils avec un rinçage thermique final dans un laveur-désinfecteur automatique à 93 °C (200 °F) pendant 5 à 10 minutes. - Il n'est pas nécessaire de procéder à la désinfection avec des solutions ou des produits chimiques désinfectants, car le processus de decontamination inclut un nettoyage suivi d'une stérilisation. - La désinfection thermique seule ne garantit pas la sécurité d'utilisation des instruments pour le patient.		
Séchage : laveur-désinfecteur automatique	- À la fin du cycle du laveur-désinfecteur, procéder à une inspection visuelle pour s'assurer que les instruments sont secs. - En cas de présence d'humidité sur les instruments après le cycle du laveur-désinfecteur, sécher avec un chiffon non pelucheux absorbant propre, de l'air forcé (qualité médicale) et/ou un four à chaleur sèche à ≥ 118 °C (≥ 245 °F) pendant 30 minutes minimum. - Pour les instruments complexes (par exemple, manchon à tige interne, canule et trous borgnes), un four à chaleur sèche à ≥ 118 °C (≥ 245 °F) pendant 30 minutes minimum est requis. Procéder à une inspection visuelle pour s'assurer que les instruments sont secs. - Les instruments doivent être complètement secs avant d'être emballés pour la stérilisation.		
Séchage : manuel	- Sécher les appareils avec un chiffon non pelucheux absorbant propre et/ou de l'air forcé (qualité médicale) et/ou un four à chaleur sèche. Procéder à une inspection visuelle pour s'assurer que les instruments sont secs et répéter le cas échéant. - Les instruments doivent être complètement secs avant d'être emballés pour la stérilisation.		
Inspection et remontage	- Si l'instrument a été démonté avant le nettoyage et la stérilisation, le remonter, le cas échéant. - Inspecter soigneusement l'instrument pour détecter la présence de dommages éventuels en procédant à un examen minutieux selon les instructions décrites à la section EXAMEN de ce document. - Si l'instrument est endommagé, contacter immédiatement Medtronic pour organiser sa mise au rebut ou son remplacement. Ne pas effectuer le retraitement d'un appareil endommagé.		
Conditionnement	- Une enveloppe de stérilisation chirurgicale non tissée/résistante à l'humidité standard ou équivalent doit être utilisée. - Les instruments individuels ou les plateaux de stérilisation dédiés doivent être placés dans une double enveloppe avant la stérilisation. - Seuls les instruments fabriqués et/ou distribués par Medtronic doivent être inclus. - Passer à la section Stérilisation.		

INSTRUCTIONS - Cassettes de transport/stérilisation en aluminium de Medtronic uniquement (Les instructions concernant les instruments réutilisables sont fournies dans le tableau précédent)																																																
Mise en service de cassettes de transport/stérilisation de Medtronic neuves	- Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic sont fournies non stériles et doivent être soigneusement nettoyées, puis stérilisées avant la première utilisation et toute réutilisation. - Retirer l'ensemble des matériaux d'emballage avant le nettoyage et la stérilisation.																																															
Point d'utilisation	- Enlever toute saleté visible du boîtier et des plateaux à l'aide de chiffons non pelucheux. - Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic doivent être soigneusement nettoyées immédiatement après l'utilisation afin de réduire au maximum le risque de séchage.																																															
Confinement et transport	- Si les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic ne peuvent pas être retirées immédiatement, maintenir les appareils humides pendant le transport. - Utiliser de l'eau du robinet adoucie sur les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic souillées, le cas échéant, ou les recouvrir avec des serviettes humides. - Transporter immédiatement les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic dans une zone de travail dédiée au retraitement complémentaire.																																															
Préparation du nettoyage	- Les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic doivent être nettoyées individuellement, et non imbriquées l'une dans l'autre. Les couvercles des boîtiers et des modules doivent être retirés et nettoyés séparément ou nettoyés en position ouverte si le retrait n'est pas possible. - Les boîtiers et les plateaux peuvent être traités de manière sûre et efficace au moyen d'une procédure de nettoyage manuel ou d'une combinaison de procédures de nettoyage manuel et de nettoyage avec un laveur-désinfecteur automatique (enzymatique uniquement pour les boîtiers et les plateaux en aluminium) présentés dans ce document. Ne pas utiliser de solutions alcalines sur les cassettes de transport/stérilisation en aluminium de Medtronic, car ces agents les endommageront.																																															
Nettoyage automatique : enzymatique	- Rincer et frotter les boîtiers et les plateaux à l'eau (froide) du robinet à une température < 43 °C (110 °F) pendant 30 secondes minimum. - Transférer les appareils sur le laveur-désinfecteur automatique et programmer ce dernier avec les paramètres de cycle énumérés dans le tableau 3. S'assurer que le boîtier et les plateaux sont positionnés dans le laveur-désinfecteur pour permettre un drainage approprié. S'assurer que les parties internes des cassettes/modules sont inclinées vers le bas en direction des bras du vaporisateur et que les paramètres de cycle indiqués dans le tableau 3 sont correctement programmés. - Lors du déchargement, inspecter visuellement les appareils, notamment les lumières et les cavités/surfaces en contact, pour s'assurer que toute saleté visuelle a été éliminée. Si des saletés sont encore présentes, répéter le processus de nettoyage ou contacter Medtronic pour organiser la mise au rebut ou le remplacement. Ne pas effectuer le retraitement d'un appareil souillé. Tableau 3 : Nettoyant enzymatique (neutre) (pH 7,0-8,0) <table> <tr> <th colspan="2">Cycle</th><th>Réglage de la température</th><th>Durée minimum (min:s)</th><th>Concentration</th></tr> <tr> <td colspan="2">Pré-lavage</td><td>< 43 °C (< 110 °F) (eau froide du robinet)</td><td>2:00</td><td>S.O.</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Lavage enzymatique pulse</td><td>Lavage</td><td>< 60 °C (< 140 °F) Eau chaude du robinet</td><td>4:00</td><td>0,2-0,8 ml/litre</td></tr> <tr> <td>Rinçage</td><td>< 60 °C (< 140 °F) Eau chaude du robinet</td><td>≥ 00:15</td><td>S.O.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Lavage avec un détergent (pH neutre)</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2-0,8 ml/litre</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rinçage</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>5:00</td><td>S.O.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Thermique (désinfection)</td><td>90 °C (194 °F)</td><td>5:00</td><td>S.O.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rinçage (eau désionisée)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Séchage</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥ 15:00</td><td>S.O.</td></tr> </table> Remarque : Cycle valide avec le nettoyant enzymatique ultra-concentré Prolyselica et le détergent neutre Polystyca pour le laveur-désinfecteur de Steris. Remarque : En raison des nombreuses variables entrant en jeu avec les laveurs-désinfecteurs, chaque établissement de santé doit installer correctement, étalonner et vérifier le processus (par exemple, températures, durées) utilisé pour son équipement. Les recommandations du fabricant du laveur-désinfecteur doivent toujours être suivies. Lors du nettoyage de plusieurs appareils au cours d'un cycle de nettoyage, s'assurer que la charge maximum du fabricant n'est pas dépassée. La validation du nettoyage a été réalisée avec une charge de chambre pleine.				Cycle		Réglage de la température	Durée minimum (min:s)	Concentration	Pré-lavage		< 43 °C (< 110 °F) (eau froide du robinet)	2:00	S.O.	Lavage enzymatique pulse	Lavage	< 60 °C (< 140 °F) Eau chaude du robinet	4:00	0,2-0,8 ml/litre	Rinçage	< 60 °C (< 140 °F) Eau chaude du robinet	≥ 00:15	S.O.	Lavage avec un détergent (pH neutre)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2-0,8 ml/litre	Rinçage		71 °C (160 °F)	5:00	S.O.	Thermique (désinfection)		90 °C (194 °F)	5:00	S.O.	Rinçage (eau désionisée)					Séchage		98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	S.O.
Cycle		Réglage de la température	Durée minimum (min:s)	Concentration																																												
Pré-lavage		< 43 °C (< 110 °F) (eau froide du robinet)	2:00	S.O.																																												
Lavage enzymatique pulse	Lavage	< 60 °C (< 140 °F) Eau chaude du robinet	4:00	0,2-0,8 ml/litre																																												
	Rinçage	< 60 °C (< 140 °F) Eau chaude du robinet	≥ 00:15	S.O.																																												
Lavage avec un détergent (pH neutre)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2-0,8 ml/litre																																												
Rinçage		71 °C (160 °F)	5:00	S.O.																																												
Thermique (désinfection)		90 °C (194 °F)	5:00	S.O.																																												
Rinçage (eau désionisée)																																																
Séchage		98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	S.O.																																												
Nettoyage manuel : enzymatique	- Nettoyer manuellement les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic en l'absence de laveur-désinfecteur automatique disponible. - Rincer et frotter les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic à l'eau froide du robinet à une température < 43 °C (110 °F) pendant 1 minute minimum. - Frotter les appareils avec une brosse à poils souples ou un nettoie-pipe de taille appropriée pour éliminer les saletés visibles. Frotter à l'intérieur des lumières ou des cavités et actionner l'appareil (le cas échéant). - Frotter jusqu'à ce que toutes les saletés visibles soient éliminées. - Préparer une solution de nettoyage enzymatique avec de l'eau courante en respectant les instructions, les recommandations de dilution et les températures préconisées par le fabricant. Placer les appareils dans le nettoyant enzymatique, immerger complètement et laisser tremper pendant 10 minutes minimum. S'assurer que toutes les surfaces, lumières et composants sont en contact avec la solution de nettoyage. - Retirer les appareils de la solution de nettoyage enzymatique et rincer à l'eau courante du robinet (froide). Les lumières ou les cavités doivent être rincées sous le jet d'eau. Rincer à l'eau froide du robinet pendant 1 minute minimum. - Dans un sonicateur de taille adaptée, préparer une seconde solution de nettoyage enzymatique avec de l'eau du robinet en respectant les instructions, les recommandations de dilution et les températures du fabricant. - Placer les appareils dans la solution de nettoyage enzymatique, immerger complètement et ultrasoniquer à 40-50 kHz pendant 20 minutes minimum. Il est possible d'employer plusieurs cycles d'ultrasonication totalisant 20 minutes de durée d'ultrasonication minimum. S'assurer que toutes les surfaces, lumières et composants sont en contact avec la solution de nettoyage. Remarque : Le nettoyage à ultrasons est efficace uniquement si la surface à nettoyer est immergée dans la solution de nettoyage. Les poches d'air diminueront l'efficacité du nettoyage à ultrasons. Veiller à réduire les poches d'air ou la formation de bulles au maximum en rinçant les lumières, les cavités, les fissures ou les ressorts avec la solution de nettoyage pendant que l'appareil est immergé dans le bain à ultrasons. - Retirer les appareils du sonicateur et rincer à l'eau courante du robinet froide. Les lumières ou les cavités doivent être rincées sous le jet d'eau. Rincer pendant 10 minutes minimum. Il est possible d'employer plusieurs cycles totalisant 10 minutes minimum. - Répéter le rinçage comme décrit à l'étape 9 en utilisant cette fois de l'eau désionisée pendant 10 minutes supplémentaires. Il est possible d'employer plusieurs cycles totalisant 10 minutes minimum. - Inspecter visuellement et soigneusement les appareils, notamment les lumières et les cavités, pour s'assurer que toutes les saletés visibles ont été éliminées. Si des saletés sont encore présentes, répéter le processus de nettoyage ou contacter immédiatement Medtronic pour organiser la mise au rebut ou le remplacement. Ne pas effectuer le retraitement d'un appareil souillé. Remarque : Cycle valide avec la solution enzymatique pour prétrempage et nettoyage Polystyca¹ (1-4 ml/litre).																																															
Séchage	Laveur-désinfecteur automatique - À la fin du cycle du laveur-désinfecteur, procéder à une inspection visuelle pour s'assurer que les appareils sont secs. - En cas de présence d'humidité sur les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic, sécher avec des chiffons non pelucheux absorbants propres et de l'air force (qualité médicale) jusqu'à ce que l'humidité ait disparu. Manuel Sécher les appareils avec des chiffons non pelucheux absorbants propres et/ou de l'air force (qualité médicale). Procéder à une inspection visuelle pour s'assurer que les instruments sont secs et répéter le cas échéant.																																															

INSTRUCTIONS - Cassettes de transport/stérilisation en aluminium de Medtronic uniquement (Les instructions concernant les instruments réutilisables sont fournies dans le tableau précédent)	
Inspection et rechargement	• Inspecter les cassettes de transport/stérilisation pour détecter la présence de dommages en procédant à un examen minutieux selon les instructions décrites à la section EXAMEN de ce document. • Si les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic ou les modules sont endommagés, contacter immédiatement Medtronic pour organiser la mise au rebut ou le remplacement. • Charger les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic ou les modules sur leurs appareils respectifs. • Passer à la section Stérilisation.

INSTRUCTIONS DE STÉRILISATION concernant à la fois les instruments et les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic				
Stérilisation	- Placer les instruments individuels et/ou les cassettes de transport/stérilisation dédiées contenant les instruments dans une double enveloppe de stérilisation chirurgicale non tissée/résistante à l'humidité. - Vérifier l'absence de déchirure, de perforation ou de rupture d'étanchéité sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci avant de le charger dans le stérilisateur. - Charger les instruments dans le stérilisateur en respectant les procédures et configurations de chargement recommandées par le fabricant du stérilisateur. - Suivre les procédures recommandées par le fabricant du stérilisateur pour programmer le stérilisateur avec l'une des séries de paramètres des cycles de stérilisation du tableau 4.			
	Tableau 4 : Paramètres du cycle de stérilisation			
	Cycle	Température	Durée d'exposition	Durée de séchage minimum ³
	Évacuation dynamique de l'air (4 impulsions de preconditionnement)	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes
	Évacuation dynamique de l'air (4 impulsions de preconditionnement)	135 °C (275 °F)	3 minutes	30 minutes
Évacuation dynamique de l'air (4 impulsions de preconditionnement)	134 °C (273 °F)	4 minutes	30 minutes	
Évacuation dynamique de l'air (4 impulsions de preconditionnement)	134 °C (273 °F)	20 minutes	30 minutes	
³Les durées de séchage minimum ont été validées en utilisant des stérilisateurs dotés de fonctions de séchage par aspiration. Les cycles de séchage utilisant la pression atmosphérique ambiante peuvent durer plus longtemps. Se reporter aux recommandations du fabricant du stérilisateur. Des différences au niveau de la taille et de la charge de la chambre peuvent exister entre les modèles de stérilisateurs pour l'industrie et ceux pour les établissements de santé. Les paramètres de stérilisation répertoriés dans le tableau 4 peuvent être atteints avec des modèles de stérilisateurs pour les établissements de santé, mais aussi avec des modèles de stérilisateurs plus grands pour l'industrie. En raison des nombreuses variables entrant en jeu au cours de la stérilisation, chaque établissement médical doit étalonner et vérifier la procédure de stérilisation (par exemple, températures, durées) utilisée pour son équipement. Remarque : La vapeur pour la stérilisation doit être produite à partir d'eau traitée pour éliminer les solides dissous totaux et les gaz non condensables, filtrée pour éliminer les contaminants et les gouttelettes d'eau, et alimentée par des tuyaux sans branches mortes ou autres zones de stagnation ou une contamination peut se produire. Attention : Les méthodes de stérilisation à l'oxyde d'éthylène, au plasma gazeux, par rayons gamma, par vapeur chimique ou par chaleur sèche ne sont pas recommandées pour la stérilisation de ces appareils. La vapeur/chaleur humide constitue la méthode de stérilisation recommandée.				
Informations supplémentaires	Nettoyer et restériliser immédiatement tous les instruments utilisés en chirurgie. Les instruments doivent être nettoyés, inspectés et stérilisés soigneusement avant d'être renvoyés à Medtronic. Tout appareil médical ayant été en contact avec un patient atteint ou présumé atteint d'une maladie à prions ou liée aux prions telle que la maladie de Creutzfeldt-Jakob ne doit pas être renvoyé à Medtronic et doit être mis en quarantaine et traité selon les directives s'appliquant au traitement des appareils contaminés par des tissus à haut risque dans l'établissement de santé. Contacter Medtronic pour des informations relatives à une mise au rebut et une destruction adéquates.			

Les informations relatives au nettoyage et à la stérilisation fournies sont conformes aux normes AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 et ISO 15883-5. Les instructions de retraitement fournies dans ce document ont été validées comme permettant de préparer les instruments en vue de leur réutilisation. La validation de la stérilisation a montré un niveau de garantie de stérilité de 10⁻⁶. Les paramètres de stérilisation ont été appliqués avec des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic. La validation de la stérilisation a été réalisée avec une charge de chambre vide. Une configuration de plateau perforé à double enveloppe correspondant au "scénario le plus défavorable" a été utilisée au cours des activités de validation.

Il incombe au responsable du traitement de s'assurer que le traitement est effectué à l'aide de l'équipement valide et du personnel formé de l'établissement chargé du retraitement afin d'obtenir les résultats voulus. Ceci requiert habituellement une validation et une surveillance périodique du processus. Toute déviation par rapport aux instructions fournies par le responsable du traitement doit être correctement évaluée en termes d'efficacité et de conséquences indésirables potentielles. Certains appareils comportent des instructions de démontage/remontage spécifiques. Dans ce cas, consulter les instructions fournies avec l'instrument pour des instructions supplémentaires. Les utilisateurs doivent établir des protocoles de retraitement appropriés pour les appareils médicaux réutilisables utilisés sur leurs sites à l'aide des recommandations du fabricant de l'appareil et du fabricant de l'agent de nettoyage.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Pour les instruments et les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic non stériles : stocker dans un environnement propre et sec à température ambiante. Les instruments et les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic non stériles et n'ont pas de durée de conservation spécifiée. La fin de vie (durée de conservation) est déterminée par une usure et des dommages excessifs découlant d'une utilisation normale. Consulter la section Limites du retraitement pour de plus amples informations.

Pour les instruments et les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic stériles : s'assurer que les instruments et les cassettes de transport/stérilisation de Medtronic sont secs avant de les stocker. Stocker dans un environnement sec et propre à température ambiante. La durée de conservation des instruments et des cassettes de transport/stérilisation de Medtronic stériles est fonction de l'enveloppe de stérilisation légalement commercialisée. L'établissement de santé doit déterminer une durée de conservation pour les instruments stériles en fonction du type d'enveloppe de stérilisation utilisée et des recommandations du fabricant de l'enveloppe de stérilisation.

RÉCLAMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Pour signaler tout problème concernant un produit, contacter Medtronic.

INFORMATIONS RELATIVES À L'IRM

Les instruments de Medtronic ne sont pas destinés à être utilisés dans l'environnement de ~~champs~~ magnétique (RM). En tant que tels, les instruments de Medtronic n'ont ~~pas été évalués en~~ termes de sécurité et de compatibilité dans l'environnement RM. Par conséquent, la ~~sécurité des~~ instruments de Medtronic dans l'environnement RM est inconnue.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

En cas de doute ou d'incertitude quant à l'utilisation correcte d'un instrument réutilisable de Medtronic ou du retraitement des instruments ou des ~~cassettes de~~ transport/stérilisation de Medtronic, contacter Medtronic. De plus, toutes les techniques chirurgicales disponibles seront fournies gratuitement.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Tous droits réservés.

FONTOS INFORMÁCIÓK A MEDTRONIC ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ MŰSZEREKRŐL ÉS ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ SZÁLLÍTÓ/STERILIZÁLÓ KAZETTÁKRÓL

LEÍRÁS

Az újrafelhasználható műszerek különböző, az ortopédiai eljárásokban gyakran használt, a vonatkozó nemzeti és/vagy a nemzetközi szabványok előírásainak megfelelő anyagokból készülnek. Ezek a műszerek a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákban kerülhetnek átadásra. A Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták rendelkezése a törvényesen forgalmazott és/vagy megfelelő sterilizáló lakorokkal összefüggésben való olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi a nem steril eszközök gőzsterilizálását.

A Medtronic alumínium újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettái különböző anyagokból gyártott, a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelő dobozokat, tálcákat, fedőket, kocsikat, modulokat vagy rögzítőelemeket tartalmaznak, melyek alkalmasok felhasználásra a Medtronic ortopédiai vagy neurológiai nem steril eszközök becsomagolása, megóvása és rendezése.

RENDELTELÉSI

Az ortopediai sebészeti műszerek sebészeti eljárásokhoz javalltak, a szöveteket és a csontokat megvett műveletekhez, illetve ortopediai műtétek során más eszközökkel való használatra. A műszer mérési funkcióit is tartalmazhat, melynek alkalmazása a címen és a műszeren van feltüntetve.

Megjegyzés: ne üsse be a műszereket!

A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták rendelése az egészségügyi létesítményekben való alkalmazás orvosi eszközök és más műszerek rendezésére, becsomagolására, sterilizálására, szállítására és tárolására a sebészeti és más orvosi felhasználások közötti időben. A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettáknak nem feladata a sterilizálás önálló eszközként való megőrzése, rendelkezésük a törvényesen forgalmazott és/vagy megfelelő sterilizáló takarokkal összefüggésben való alkalmazás.

A Medtronic nem garantálja a használhatóságot, ha a műszereket, a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákat vagy azok bármely összetevőjét megjavították vagy megpróbálták javítani, kivéve, ha azt a Medtronic vagy hivatalos Medtronic szerviz képviselő végezte. A gyártó kifejezetten kizárja az értekezletet, valamint egy adott célra való alkalmazásra vonatkozó vélekedést jótállásokat.

Figyelem! Az egyszer használatos eszközök esetén ez az útmutató nem érvényes. A nem steril, egyszer használatos műszerekkel kapcsolatosan lásd a Medtronic nem újravezetési szűrő/sterilizáló és nem steril műszerekre vonatkozó használati útmutatóját (M708348B359).

FIGYELMEZTETÉSEK

- A műszerek eltérése, csúszása, helytelen használata, illetve a műszerek nem megfelelő kezelése, például éles szkeken való használata, a beteg vagy a sebészeti, illetve az újravezetési szűrő/sterilizáló személyzet sérülését okozhatja.
- A helytelen karbantartás, kezelése vagy nem megfelelő tisztítási eljárások a műszert alkalmatlanná tehetik a javallott célra, és az eszköz veszélyessé is válhat a betegre vagy a sebészeti, illetve újravezetési szűrő/sterilizáló személyzetre nézve.
- A rudak hajlítására vagy vágására használt műszerekhez további kockázatok társulnak. Az ilyen típusú műszerek használata sérülést okozhat a betegnek a szükséges rendkívül nagy erőfeszítések miatt. Ne vágjon rudakat *in situ*. Valamely műszer vagy implantátum törése ebben a helyzetben különösen veszélyes lehet. Számos műszer esetében olyan fizikai jellemzők szükségesek, amelyek miatt azok nem gyarthatók implantálható anyagból, és ha a műszer törött darabja a beteg testében marad, akkor allergiát vagy fertőzést okozhat.
- A sebésznek különös körültekintéssel kell eljárnia, ha fontos szervek, idegek vagy erek közvetlen közelében dolgozik. Ezenkívül kerülni kell a túlzott mértékű erőfeszítést a műszerek vagy implantátumok pozícionálása során, mivel ez a beteg sérüléséhez vezethet.
- A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták törése, csúszása vagy helytelen használata, esetleg nem megfelelő kezelése, például éles szkeken való használata, a beteg vagy a műtet és az újravezetési szűrő/sterilizáló személyzet sérülését okozhatja.
- A helytelen karbantartás, kezelése vagy nem megfelelő tisztítási eljárások a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákat alkalmatlanná tehetik a javallott célra, sőt azok veszélyessé is válhatnak a betegre vagy a műtéli személyzetre nézve.
- A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták helyes kezelése rendkívül fontos. Ne módosítsa a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákat. Ne mossa be vagy hajlítsa meg a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákat. A sebészeti eljárás során a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákban keletkező bemeztések, karcolások vagy más sérülések és/vagy kopás törést eredményezhetnek.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Ha a műszerrel túlzott erőfeszítést kell tenni az implantátumokra, akkor más eszközök, különösen a horgok, elmozdulhatnak.
- A műszereket tilos 135 °C (275 °F) fölötti hőmérsékletnek kitenni. Az ilyen mértékű felmelegítés módosíthatja a műszerek fizikai jellemzőit. Ha bizonytalan abban, hogy a műszerek ki voltak-e téve 135 °C (275 °F) fölötti hőmérsékletnek, gondosan vizsgálja meg őket és ellenőrizze, hogy még mindig rendelkezésszerűen működnek-e.
- Különös gondot kell fordítani arra, hogy a műszerek megfelelő, működőképes állapotban maradjanak. Rendkívül fontos, hogy az eljárás alatt a műszerek megfelelően működjenek. A műszereket nem szabad meghajlítani vagy azokon sérülést okozni. A műszer helytelen használata, vagy az eszköz bármely vagy összes alkatrészének korróziója, összetapadása, karcolódása, meglazulása, elhajlása vagy törése gátolhatja vagy megakadályozhatja a helyes működést.
- Ne használja ezeket a műszereket a rendelkezésükkel eltérő műveletekre.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes műszer működőképességét, és ha szükséges, lépjen kapcsolatba a Medtronic vállalattal, vagy a Medtronic hivatalos szerviz képviselőjével. A sérülés elkerülése érdekében a használat előtt alaposan meg kell vizsgálni, hogy a műszer működik-e és nem sérült-e meg. Sérült műszert nem szabad használni. Álljanak rendelkezésre további tartalék műszerek.
- A műszerek sebészeti általi sikeres használatának fontos pontja a műtét előtti és utáni eljárások, valamint a sebészeti technikák ismerete. A beteg megfelelő kiválasztása és együttműködése nagyban befolyasolja az eredményeket.
- A helyes beteg kiválasztás és műtét ellátás kritikus fontosságú a műtét sikeréhez és a műtét közbeni sérülés elkerüléséhez. Olvassa el és tartsa be az összes egyéb termékinformációt, melyet az implantátumok vagy a műszerek gyártója biztosított.
- Különös körültekintéssel kell eljárni, amikor a műszereket gyermekgyógyászati betegeknek használják, mivel ezek a betegek érzékenyebbek a műszerek használatával járó feszülésekre.
- Ügyeljen arra, hogy a mérési funkcióval rendelkező műszerek ne legyenek kopottak, és minden felületi bemeztés jól látható legyen rajtuk.
- A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták fizikai tulajdonságai 135 °C (275 °F) feletti hőmérsékleten módosulhatnak. Ha a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták 135 °C (275 °F) feletti hőmérsékletnek vannak kitéve, kiegészítő ellenőrzés elvégzésével győződjön meg azok rendelkezésszerű működéséről. További tudnivalókat lásd a VIZSGÁLAT részben.
- Különösen óvatosan kell eljárni annak biztosítására, hogy a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták megfelelő működési állapotban maradjanak. Az eljárás során a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták megfelelő használata rendkívül fontos. A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákat semmilyen módon nem szabad meghajlítani vagy megsérteni. A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták helytelen, korróziót, karcolódást, meglazulást, elhajlást vagy bármely részük törését eredményező használata gátolhatja vagy megakadályozhatja a helyes működést.
- A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták a szokványos szállítással, tisztítással és sterilizációs folyamatokkal összefüggésben ismétlődő igénybevételnek vannak kitéve. A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákat minden egyes használat előtt körültekintően ellenőrizni kell a teljes körű működőképesség biztosítása érdekében.
- A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták maximális tömege és tömegeloszlása nem haladhatja meg a 11,4 kg/25 font értéket.
- A személyzetnek megfelelő, a sterilizációs eszköz gyártója által ajánlott egyenyi védőfelszerelést (PPE) kell használni.
- A sterilizálás során az eszközök anyagától eltérő fémeket a korrózió elkerülése érdekében el kell különíteni. A Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákat bevonatos rögzítőelemekkel vagy szilikon alkalmazásával tervezik, hogy azok ne érintkezzenek a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákban használt rozsdamentes műszerekkel.

LEHETSÉGES NEMKÍVÁNTOS ESEMÉNYEK

- Idégsérülés, paralizis, fájdalom vagy a légzőszövetek, zseger szervek vagy izületek sérülése.
- Fertőzés, ha a műszerek vagy Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták nem voltak megfelelően megtisztítva és sterilizálva.
- Fájdalom, kellemetlenség vagy rendellenes érzések, melyet a műszer jelenléte okoz.
- Idégsérülés műtét trauma miatt.
- Duraszívargas túlzottan terhelt alkalmazás esetén.
- Közelbi veredények, idegek és szervek érintkezése a műszer elcsúszása vagy elmozdulása miatt.
- Bizonyos műszerek kapcsolóelemeinek vagy rugós mechanizmusainak spontán kiengedése miatti sérülés.
- A sebészeti vagy újravezetési szűrő/sterilizáló bőrt vagy kesztyűjét érintő vágás.
- Csontos törések deformált gerinc vagy gyenge csont esetén.
- A beteg szövetsérülése, a sebészeti személyzet fizikai sérülése és/vagy hosszabb műtét idő, mely a többkomponensű műszerek műtét közbeni véletlen szétszereléséből eredhet.
- A műszerek használati módosításai a felhasználó tapasztalata és a sebészeti eljárásokban való képzettsége határozza meg. Nem minden műtét esetén sikerül elérni a megfelelő eredményt. Ez a tény különösen igaz olyan gerincműtétek esetén, ahol egyéb állapotok is veszélyeztetik az eredményeket.

Megjegyzés az orvos számára: noha az orvos a közvetítő szakember a vállalat és a beteg között, a jelen dokumentumban megadott fontos orvosi tudnivalókat továbbítani kell a beteg részére.

Ezeket az eszközöket csak olyan orvosok használhatják, akik ismerik azokat, azok rendelkezésszerű használatát, a további műszereket és minden rendelkezésre álló sebészeti technikát. Továbbá ezeket az eszközöket csak olyan kezelőszemélyzet használhatja, aki ismeri az eszközöket, azok rendelkezésszerű használatát és az újravezetési szűrő/sterilizálókat vonatkozó tudnivalókat.

CSOMAGOLÁS

A műszerek önálló csomagolásban vagy Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákban szállíthatók. Átvetelekor az önálló csomagolásnak, a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettáknak és az azokban lévő orvosi eszközöknek epnek kell lenniük. Használat előtt ellenőrizni kell a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták hiánytalanságát, valamint azokon az esetleges sérülések nyomait. A sérült csomagokat, kazettákat, illetve műszereket nem szabad használni, hanem vissza kell őket juttatni a Medtronic vállalatához.

VIZSGÁLAT

A műszereket a felhasználónak mindig meg kell vizsgálnia a tisztítás előtt és után, valamint a műtét előtt. A vizsgálatnak alaposnak kell lennie, és ki kell terjednie a munkafelületek, forgócsapok, állványok, rugók vagy torziós műveletek vizuális és funkcionális ellenőrzésére, az elhelyező furatok vagy kanulások tisztaságára, valamint az esetleges repedésekre, elhajlásokra, deformálódások vagy torzulások jelenlétének vizsgálatára, továbbá ellenőrizni kell, hogy az összes komponens megvan-e. Soha ne használjon olyan műszert vagy Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettát, amelyen nyilvánvaló jelei vannak a túlzott kopásnak, sérülésnek, vagy amely nem teljes vagy egyéb módon nem működőképes.

Használat előtt a felhasználó a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazettákat vizsgálja meg. Az ilyen vizsgálat legyen alapos, és egyaránt terjedjen ki a szemrevételezésre és a működés ellenőrzésére. A vizsgálatnak biztosítania kell, hogy a Medtronic újravezetési szűrő/sterilizáló kazetták hiánytalanok. Ne folytassa a sérült Medtronic szállító/sterilizáló kazetta újravezetési szűrő/sterilizálását.

Szemrevételezés ellenőrzés

Ellenőrizze az alábbiakat:

- Olvasható-e a lezeres jelek, bemetszések és egyéb jelölések.
- Nincs-e az eszközön karcolás, illetve deformálódás vagy torzulás.
- Nincs-e repedés a műszer fogantyuján vagy bármely alkatrészén.
- Nem található-e az eszközön elszíneződés, korrozio, folt vagy rozsdás. Ha ilyen nyomot lát a műszeren, próbálja tisztára törölni azt a jelen dokumentum UJRAFELDOLGOZÁS című részében olvasható utasítások szerint.
- Nincs-e elválva a fogantyútengely, és a fogantyútengely csatlakozás biztonságos-e.
- Nincsenek-e a szilikonon, a szilikon rozgató elemeken vagy a műszer fogantyuján vágások vagy bevesodések.
- A fém rozgató elemeken nincsenek karcolások, esetleg a műanyag bevonat nem vált-e el.
- Nincs-e sérülés (vágás, kopás stb.) a szigetelésen.
- Nincs-e sérülés a munkavégeken vagy hegyeken. A munkavegen nem lehet repedés, bemetszés vagy egyéb sérülés. Ha szükséges, a munkavég legyen éles.
- Nincs-e sérülés a műszer meneten.
- Minden alkatrész rendelkezésre áll-e, és azok kar- és sérülésmentesek-e. Olyan alkatrészek hiányozhatnak, lazulhatnak meg vagy sérülhetnek, mint csavarkaszletek, rugók, görbe rugók, csapszegek és szarvak.
- Nincs-e olyan sérülés a csatlakozó vegeken (csorbulások, vágatok, meghajlás stb.), amely befolyásolhatja a csatlakoztatási funkciót.
- A vezéldrótál vagy más beillesztő eszközzel rendelkező, kanulált műszereket szemrevételezni kell.

Funkcionális ellenőrzés

Ügyeljen az alábbiakra (értelmeszerűen alkalmazandó):

- A mozgatható alkatrészek szabadon mozognak-e, tapadás vagy súrlódás nélkül.
- A rugók visszahúzzák-e a műszer fogantyuját az eredeti helyzetébe.
- A visszatartó fűlek megfelelően a helyükön tartják-e a csatlakozó részeket, és sérülésmentesek-e.
- A műszer a megfelelő csatlakozó részekkel rendelkezés szerint működik-e.
- Golyós rozgatók tartják-e majd a csatlakozó részeket, és nem sérültek-e meg.
- Az éles szélek érintése élesek-e, nem tompultak-e ki, és nincs-e rajtuk egyéb sérülés.
- A csucsk szűkeg szerint érintik-e egymást.
- A reteszlemezmechanizmusok működnek-e. Ide tartoznak a fogantyúk, reteszek és más szerkezetek. Minden fog meg van-e, és működik-e.
- A vezető hegyek nem koptak-e el annyira, hogy ne legyenek használhatók. Ha szükséges, kapcsolja össze a műszert a megfelelő alkatrészekkel.
- A reteszek, kocsik, modulok vagy fedelek megfelelően illeszkednek-e.

ÚJRAFELDOLGOZÁS - ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK

A tisztítás a szerves szennyeződés eltávolítása. Hatékony tisztítás:

- Kérülje a szerves szennyeződés átvitelét egyik beáramló a másikra.
- Lehetővé teszi a sikeres utankövét sterilizálást. A megfelelő újrafeldolgozás függ a tisztítás alapszintjétől.

A tisztítás az első lépés. A sterilizálás az újrafeldolgozás későbbi szakaszában történik, és célja a mikroorganizmusok elpusztítása, így csökkentve a fertőzés terjesztésének és lehetőségének valószínűségét. Az elfogadható újrafeldolgozás biztosításához a dokumentumban szereplő lépések között nem lehet késlekedés.

A műszerek biztonságosan és hatékonyan feldolgozhatók a jelen dokumentumban feltüntetett kezi vagy kombinált kezi és gépi mosó-fertőtlenítő (enzimátikus vagy lugos) tisztítási eljárásokkal. A Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták biztonságosan és hatékonyan feldolgozhatók a jelen dokumentumban feltüntetett kezi vagy kombinált kezi és gépi mosó-fertőtlenítő (enzimátikus) tisztítási eljárásokkal.

A feldolgozást végző személynek be kell tartania az olyan országok helyi törvényeit és előírásait, ahol a feldolgozási követelmények szigorúbbak, mint a jelen dokumentumban foglaltak.

Verben lévő patogének

A műszert az általános óvintézkedések betartásával kell kezelnie a teljes körű szennyeződésnek a verben lévő patogéneknek való munkahelyi kitétségére vonatkozó OSHA 29 CFR 1910.1030 szabvány szerint.

Tisztítószer és tisztítóeszközök

Műszerek: semleges pH-ju mosószer, enzimatikus tisztítószer (7,0–8,0 pH), lugos tisztítószer (8,0–11,0 pH), valamint puhasortes kefék és puha csőtisztító használata javasolt. Élesen lugos (> 11,0 pH) tisztítószereket nem szabad használni.

Megjegyzés: lugos tisztítószer használata esetén a tisztítás után szükség lehet semlegesítésre. Olvassa el a gyártó útmutatóját, annak megítésére, hogy szükség van-e semlegesítésre, illetve a semlegesítéssel kapcsolatos utasítások követése érdekében. Nagyon fontos, hogy a lugos tisztítószerrel megfelelően semlegesítse és leöblítse a műszereket.

Alumínium szállító/sterilizáló kazetták: semleges pH-ju mosószer, enzimatikus tisztítószer (7,0–8,0 pH), valamint puhasortes kefék és puha csőtisztító használata javasolt. Ne használjon lugos tisztítószereket, mert azok károsítják az alumíniumot, és a szállító/sterilizáló kazettákat használhatatlanná teszik.

Az alábbi tisztítószereket, oldatokat vagy eszközöket nem szabad a műszereken vagy a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákon használni:

- sóoldat
- Klor (pl. hipoklorit oldatot) vagy aldehideket (pl. glutaraldehidet) tartalmazó oldatok
- formalin, higany, kloridok, bromidok, jodidok vagy Ringer-oldatok
- fémkefék vagy dörzsszivacsok

Tisztító- és öblítővíz

Amennyiben elérhető, lajtított csapvizet kell használni. Kritikus vizet (ioncsereelt vizet) javasolt használni az utolsó öblítési lépéshez, hogy ne rakódjanak le ásványok a felületekre. Az alábbi módszerek közül egy vagy több alkalmazható a kritikusnak meghatározott víz kezelésére: ultrafiltráció (UF), reverz ozmózis (RO), ionmentesítés (DI) vagy más ezekkel ekvivalens eljárások. A kemény víz használatát kerülni kell.

Ásványi olaj vagy szilikon alapú kenőanyagok használata

Ásványi olaj vagy szilikon alapú kenőanyagokat soha nem szabad használni, mivel lehet, hogy nem távolíthatók el a jelen tisztítási utasítások szerint. Ezek a kenőanyagok elfedhetik a mikroorganizmusokat, megakadályozhatják a gőz közvetlen érintkezését a műszer felületeivel, és gátolhatják a sterilizálást.

Újrafeldolgozással kapcsolatos figyelmeztetések

- A szennyezett műszereket vagy a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákat ne hagyja megszáradni a használatot követően, illetve a tisztítás előtt. A tisztítást és az ezt követő sterilizálást gátolhatja, ha vert vagy veres oldatokat hagynak megszáradni a műszereken vagy a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákon.
- A Medtronic újrafelhasználható műszerek kritikus eszköznek (vagyis érintkezés tekintetében kritikusnak) tekintendők, és alaposan meg kell tisztítani, majd sterilizálni őket az első használat előtt vagy a jelen újrafeldolgozási utasítások szerint az újrafelhasználást előtt.
- A szennyezett vagy használt műszereket tilos a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákba helyezni gépi tisztító-fertőtlenítő berendezésben való használatához. A szennyezett műszereket a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettáktól elkülönítve kell feldolgozni.
- Az alumínium Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták kizárólag enzimatikus (semleges) tisztítószerrel szabad tisztítani.
- Egyes oldatok (pl. lugalapu és/vagy lugot tartalmazó fehérítők, a glutaraldehid vagy formalin) számottevő kárt okozhatnak az alumínium szállító/sterilizáló kazettákban. Ilyen oldatokat tilos használni.
- Az általános óvintézkedéseket minden olyan egészségügyi intézményi dolgozónak be kell tartania, aki szennyezett vagy potenciálisan szennyezett műszerekkel vagy Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákkal dolgozik. Az éles vágóeszközök vagy élektől való távolmaradás során óvatosan kell eljárni.
- Szennyezett vagy potenciálisan szennyezett anyagok, eszközök és készülékek kezelése, illetve felhasználása esetén megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselni. Az egyéni védőfelszerelések (PPE) közé tartozik a kópány, a maszk, a védőszemüveg, az arcmaszk, a kesztyű, valamint a lábszár.
- Ne legyen nehéz műszereket a törékeny műszerek telejére.
- A hűtési fázis alatt el kell kerülni a levegőáramlatokból származó hűvös légáramlatokat vagy más legmozgásokat, ellenkező esetben a gyors hűtés következtében kialakuló sterilizálás utáni **nedvesség kialakulását**.

Az újrafeldolgozást korlátozó tényezők

- Az ismételt feldolgozás minimális hatással van ezekre a műszerekre vagy a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákra.
- A műszer élettartamának lejártát a túlzott kopás és a szabályos használat okozta károsodás határozza meg. Annak ellenére, hogy a műszer vagy a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták kezelése, a használt anyagok és a tisztítási lépések jelentős hatással bírnak, gyakorlati szempontból nincs korlátozás, hogy a műszerek és Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták hány alkalommal dolgozhatnak fel újra.

- Annak meghatározására, hogy a muszer hasznos élettartama lejárt-e, olvassa el a jelen dokumentum „VIZSGÁLAT” című részét.

ÚTMUTATÁSOK – csak műszerekhez (Az alumínium szálító/sterilizáló kassetákra vonatkozó utmutatasok a műszerekhez kapcsolodo utmutatasok után találhatók)																																																																																		
Új muszer használatba vetele	• A műszereket nem steri állapotban biztosítjuk, és az első használat, illetve minden újrafelhasználás előtt alaposan meg kell tisztítani, majd sterilizálni őket. • Tisztítás és sterilizálás előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.																																																																																	
A használat helyen	• Távolítsa el az összes látható szennyeződést a műszerről nem foszlo törődendővel. • A műszereket a használatot követő 30 percen belül alaposan meg kell tisztítani, hogy a lehető legkisebb legyen a rászáradás lehetősége. • Amennyiben a muszer újrafeldolgozása nem kivitelezhető azonnal, a szállítás során tartsa őket nedvesen. • Helyezze a muszereket egy tálcá lágyított csapvizbe, ha ez rendelkezésre áll, vagy takarja le őket nedves kendőkkel.																																																																																	
Tárolas és szállítás	• Haladéktalanul vigye a letakart műszereket tartalmazó tálcát arra a munkaterületre, melyet a további újrafeldolgozásra kijelöltek. • A szennyezett műszereket a nem szennyeződött műszerektől elkülönítve kell szállítani, a személyzet és a környezet szennyeződésének elkerülése érdekében.																																																																																	
Előkészítés tisztításhoz	• Az olyan műszerekre, melyeket a tisztítás és sterilizálás előtt szét kell szelni, specifikus feldolgozási/szetszerelési/összeszerelési utasítások vonatkoznak. További részletekért lásd a muszer speciális feldolgozási/szetszerelési/összeszerelési utasításait. • Tisztítás előtt szét kell szelni minden elszáradást. A kanulát rendelkező eszközöket öblítse át csapvízzel vagy kezelt vízzel, hogy a szennyeződés és/vagy a szövettermékek ne száradjanak rá a belsejére. • A műszerek biztonságosan és hatékonyan feldolgozhatók a jelen dokumentum 1. és 2. táblázatában részletezett kezi, vagy kombinált kezi és gépi mosó-fertőtlenítő (enzimátikus vagy lúgos) tisztítási eljárásokkal.																																																																																	
Gépi tisztítás: enzimátikus vagy lúgos	1. Öblítse le és át, illetve sűrölje le a muszereket (hideg) folyó csapvíz alatt 43 °C (110 °F) alatti hőmérsékleten 30 másodperc és 1 perc közötti ideig. Sűrölje át a műszereket megfelelő meretu, puha sörteű kefékkel a látható szennyeződések eltávolításához. Sűrölje át a műszerek lumeneinek vagy üregeinek belsejét, majd (adott esetben) aktiválja őket. 2. Csapvízzel készítsen enzimátikus tisztítóoldatot¹ (leírás az 1. táblázat után) vagy lúgos tisztítóoldatot² (leírás a 2. táblázat után) a gyártó utasításai, a higítási és hőmérsékleti javaslatok szerint egy megfelelő meretű ultrahangos tisztítóban. 3. Tegye a műszereket az enzimátikus tisztítóoldatba, teljesen merítse bele és áztassa legalább 15 percig az ultrahangos tisztítóban 40–50 kHz-en. Alkalmazhat több ultrahangos tisztítási ciklust, összesen minimum 15 percig. Gondoskodjon arról, hogy a muszer összes felülete, lumene, és alkatrésze érintkezzen a tisztítóoldattal. Megjegyzés: az ultrahangos tisztítás csak akkor hatékony, ha a tisztítandó felületet a tisztítóoldatba merítik. A levegőfelhalmozódások csökkentik az ultrahangos tisztítás hatékonyságát. Miközben a műszert az ultrahangos tartályba meríti, öblítse át tisztítóoldattal a lumeneket, uregeket, nyílásokat és rugókat, így csökkentve a levegőfelhalmozódások és legbuborékok kialakulását. 4. Helyezze át a műszereket a mosó-fertőtlenítő gépbe és programozza be a mosó-fertőtlenítő berendezést az 1. táblázatban (enzimátikus) vagy a 2. táblázatban (lúgos) feltüntetett ciklusparaméterekkel. Ügyeljen arra, hogy a kanulát és/vagy vakfurattal rendelkező muszerük úgy helyezkedjenek el a mosó-fertőtlenítő berendezésben, hogy a megfelelő lefolyás biztosítva legyen, és a mosóvíz ne gyűljön fel. Ügyeljen arra, hogy az 1. és a 2. táblázatban feltüntetett ciklusparaméterek megfelelően be legyenek programozva. 5. Kivételkor gondosan vizsgálja át a muszereket, beleértve a lumeneket és uregeket is, annak ellenőrzésére, hogy minden látható szennyeződés el lett-e távolítva. Ha bármilyen szennyeződés maradt, ismételje meg a tisztítási folyamatot, vagy haladéktalanul forduljon a Medtronic vállalathoz, és egyeztetse a leszerelést vagy a cserét. Ne folytassa a szennyezett muszer újrafeldolgozását. 1. táblázat. Enzimátikus tisztítószer (7,0–8,0 pH) <table><thead><tr><th colspan="2">Ciklus</th><th>Beállított hőmérséklet</th><th>Minimális idő (perc:mp)</th><th>Koncentráció</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Előmosás</td><td><43 °C (<110 °F) (hideg csapvíz)</td><td>2:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td rowspan="2">Pulzáló enzimátikus mosás</td><td>Mosás</td><td>Forró csapvíz</td><td>10:00</td><td>0,2–0,8 ml/liter</td></tr><tr><td>Öblítés</td><td>Forró csapvíz</td><td>≥00:15</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Mosás tisztítószerez (semleges pH-jú)</td><td>65 °C (149 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2–0,8 ml/liter</td></tr><tr><td colspan="2">Öblítés</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>15:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Termikus (fertőtlenítés) Öblítés (ionmentes)</td><td>93 °C (200 °F)</td><td>5:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Szárítás</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥30:00</td><td>N/A</td></tr></tbody></table> Megjegyzés: a ciklusok validálása Polystica enzimátikus előáztató- és tisztítószerez¹ (1–4 ml/liter) történt az ultrahangos tisztításhoz, illetve Polystica Ultra koncentrát enzimátikus tisztítószerez, valamint Polystica semleges mosószerez a mosó-fertőtlenítő berendezéshez. 2. táblázat. Lúgos tisztítószer (8,0–11,0 pH) <table><thead><tr><th colspan="2">Ciklus</th><th>Beállított hőmérséklet</th><th>Minimális idő (perc:mp)</th><th>Koncentráció</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Előmosás</td><td><43 °C (<110 °F) (hideg csapvíz)</td><td>2:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td rowspan="2">Pulzáló lúgos mosás</td><td>Mosás</td><td>Forró csapvíz</td><td>10:00</td><td>2–8 ml/liter</td></tr><tr><td>Öblítés</td><td>Forró csapvíz</td><td>≥00:15</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Lúgos tisztítószerez mosás</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>2–8 ml/liter</td></tr><tr><td colspan="2">Öblítés</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>15:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Termikus (fertőtlenítés) Öblítés (ionmentes)</td><td>93 °C (200 °F)</td><td>5:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Szárítás</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥30:00</td><td>N/A</td></tr></tbody></table> Megjegyzés: a ciklus validálása Neodisher MediClean Forte² tisztítószerez történt (5–10 ml/liter: ultrahangos tisztítás; 2–6 ml/liter: mosó-fertőtlenítő). A Neodisher MediClean Forte eseleben nincs szükség semlegesítő lepesre. Mas lúgos tisztítószerez eseleben azonban szükség lehet erre a lepesre. Olvassa el a gyártó utmutatóját annak meghatározása érdekében, hogy szükség van-e semlegesítésre. Megjegyzés: a mosó-fertőtlenítő berendezésekkel kapcsolatos nagyszamu változó miatt, minden egészségügyi intézményben megfelelően kell telepíteni, kalibrálni és ellenőrizni a saját berendezésükhöz használt folyamatot (pl. hőmérsékletek, idők). Mindig követni kell a mosó-fertőtlenítő berendezés gyártójának ajánlásait. Amikor egyazon tisztító ciklusban több eszköz tisztítást vegzi, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a gyártó által meghatározott maximális töltetet. A tisztítás validálása teljes kamratöltettel történt.				Ciklus		Beállított hőmérséklet	Minimális idő (perc:mp)	Koncentráció	Előmosás		<43 °C (<110 °F) (hideg csapvíz)	2:00	N/A	Pulzáló enzimátikus mosás	Mosás	Forró csapvíz	10:00	0,2–0,8 ml/liter	Öblítés	Forró csapvíz	≥00:15	N/A	Mosás tisztítószerez (semleges pH-jú)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/liter	Öblítés		71 °C (160 °F)	15:00	N/A	Termikus (fertőtlenítés) Öblítés (ionmentes)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A	Szárítás		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	N/A	Ciklus		Beállított hőmérséklet	Minimális idő (perc:mp)	Koncentráció	Előmosás		<43 °C (<110 °F) (hideg csapvíz)	2:00	N/A	Pulzáló lúgos mosás	Mosás	Forró csapvíz	10:00	2–8 ml/liter	Öblítés	Forró csapvíz	≥00:15	N/A	Lúgos tisztítószerez mosás		60 °C (140 °F)	5:00	2–8 ml/liter	Öblítés		71 °C (160 °F)	15:00	N/A	Termikus (fertőtlenítés) Öblítés (ionmentes)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A	Szárítás		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	N/A
Ciklus		Beállított hőmérséklet	Minimális idő (perc:mp)	Koncentráció																																																																														
Előmosás		<43 °C (<110 °F) (hideg csapvíz)	2:00	N/A																																																																														
Pulzáló enzimátikus mosás	Mosás	Forró csapvíz	10:00	0,2–0,8 ml/liter																																																																														
	Öblítés	Forró csapvíz	≥00:15	N/A																																																																														
Mosás tisztítószerez (semleges pH-jú)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/liter																																																																														
Öblítés		71 °C (160 °F)	15:00	N/A																																																																														
Termikus (fertőtlenítés) Öblítés (ionmentes)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A																																																																														
Szárítás		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	N/A																																																																														
Ciklus		Beállított hőmérséklet	Minimális idő (perc:mp)	Koncentráció																																																																														
Előmosás		<43 °C (<110 °F) (hideg csapvíz)	2:00	N/A																																																																														
Pulzáló lúgos mosás	Mosás	Forró csapvíz	10:00	2–8 ml/liter																																																																														
	Öblítés	Forró csapvíz	≥00:15	N/A																																																																														
Lúgos tisztítószerez mosás		60 °C (140 °F)	5:00	2–8 ml/liter																																																																														
Öblítés		71 °C (160 °F)	15:00	N/A																																																																														
Termikus (fertőtlenítés) Öblítés (ionmentes)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A																																																																														
Szárítás		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	N/A																																																																														
Kezi tisztítás: enzimátikus	1. A műszereket kizárólag abban az esetben tisztítsa manualisan, ha nem áll rendelkezésre mosó-fertőtlenítő gép. 2. Szerelje szét a muszereket, ha lehetséges. 3. Öblítse le és át, illetve sűrölje le a muszereket (hideg) folyó csapvíz alatt 43 °C (110 °F) alatti hőmérsékleten minimum 3 percig. Sűrölje át a muszereket megfelelő meretu, puha sörteű kefékkel vagy csőtisztítókkal a látható szennyeződések eltávolításához. Sűrölje át a műszerek lumeneinek vagy üregeinek belsejét, majd (adott esetben) aktiválja őket. 4. Addig sűrölje, amíg az összes szennyeződést el nem távolította. 5. Csapvíz felhasználásával készítsen enzimátikus tisztítóoldatot a gyártó utasításai, valamint a higítási javaslatok és hőmérsékletek szerint. 6. Tegye a műszereket enzimátikus tisztítószerezbe, teljesen merítse bele, és áztassa 45–60 percig. Gondoskodjon arról, hogy a muszer összes felülete, lumene, és alkatrésze érintkezzen a tisztítóoldattal.																																																																																	

UTMUTATÁSOK – csak műszerekhez (Az alumínium szállító/sterilizáló kazettákra vonatkozó útmutatások a műszerekhez kapcsolódó útmutatások után találhatók)	
	7. Vegye ki a műszereket az enzimátikus tisztítóoldatból, és öblítse le (hideg) folyó csapvízzel. Öblítse a lumeneket vagy resek vizsugar alatt. Öblítse le (hideg) folyó csapvízzel legalább 3 percig. 8. Csapvíz felhasználásával egy megfelelő meretű ultrahangos tisztítóban készítsen második enzimátikus tisztítóoldatot a gyártó utasításai, a hígítási javaslatok és hőmérsékletek szerint. 9. Helyezze a műszereket enzimátikus tisztítóoldatba, teljesen merítse bele, és áztassa az ultrahangos tisztítóban legalább 45 percig 40–50 kHz-en. Alkalmazhat több ultrahangos tisztítási ciklust, összesen minimum 45 percig. Gondoskodjon arról, hogy a műszer összes felülete, lumene, és alkatrésze érintkezzen a tisztítóoldattal. Megjegyzés: az ultrahangos tisztítás csak akkor hatékony, ha a tisztítandó felületet a tisztítóoldatba merítik. A levegőfelhalmazodások csökkentik az ultrahangos tisztítás hatékonyságát. Miközben a műszert az ultrahangos tartályba meríti, öblítse a tisztítóoldattal a lumeneket, uregeket, nyílásokat és rugókat, így csökkentve a levegőfelhalmazodások és legyuborek kialakulását. 10. Vegye ki a műszereket az ultrahangos tisztítóból, és öblítse le (hideg) folyó csapvízzel. Öblítse a lumeneket vagy resek vizsugar alatt. Öblítse le legalább 3 percig. 11. Ismételje meg a 10. lépés szerinti öblítést, ezúttal ioncserélt vízzel további 3 percig. 12. Szemrevételezéssel gondosan vizsgálja át a műszereket, beleértve a lumeneket és üregeket is, annak ellenőrzésére, hogy minden látható szennyeződés eltűnt-e. Ha bármilyen szennyeződés maradt, ismételje meg a tisztítási folyamatot, vagy haladéktalanul forduljon a Medtronic vállalathoz, és egyeztessen a leselejezést vagy a cserét. Ne folytassa a szennyezett műszer újrafeldolgozását.
Fertőtlenítés: termikus	- Végezze el a műszerek termikus dekontaminálását mosó-fertőtlenítő berendezésben, 93 °C-on (200 °F-on) 5–10 percig vegzett vegso termikus öblítéssel. - Fertőtlenítőkoldatokkal vagy vegyszerekkel vegzett fertőtlenítésre nincs szükség, mivel a dekontaminációs folyamat sterilizálással folytatott tisztítást tartalmaz. - A termikus fertőtlenítés önmagában nem teszi a műszereket alkalmissá a betegeknek történő biztonságos felhasználásra.
Szarítás: mosó-fertőtlenítőgéppel	- A mosó-fertőtlenítőgépi ciklus befejeztével ellenőrizze szemrevételezéssel a műszerek állapotát. - Ha a mosó-fertőtlenítőgépi ciklus után nedvesség figyelhető meg a műszereken, torolja azokat szárazra tiszta, nedvesszívó, nem foszó törőkendővel, vagy szarítás orvosi minőségű süritett levegővel és/vagy szarítókemencében ≥ 118 °C-on (≥ 245 °F-on) legalább 30 percig. - A bonyolultabb műszereket (pl. szába épített hőveléket, kanuláló eszközöket és vakturattal rendelkező eszközöket) szarítókemencében ≥ 118 °C-on (≥ 245 °F-on) legalább 30 percig kell szarítani. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szárazak-e a műszerek. - A műszereket csak teljesen száraz állapotban szabad becsomagolni sterilizáláshoz.
Szarítás: mosó	- A műszereket torolja szárazra tiszta, nedvesszívó, nem foszó törőkendővel és/vagy szarítsa meg orvosi minőségű süritett levegővel és/vagy szarítókemencében. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szárazak-e a műszerek, és szükség esetén ismételje meg a lépést. - A műszereket csak teljesen száraz állapotban szabad becsomagolni sterilizáláshoz.
Ellenőrzés és összeszerelés	- Ha a műszert szerszerek a tisztítás és sterilizálás előtt, akkor szükség szerint szerelje össze. - Alaposan ellenőrizze a műszert, hogy nem sérült-e meg, a jelen dokumentum VIZSGÁLAT című részében leírtak szerint. - Ha a műszer sérült, forduljon haladéktalanul a Medtronic vállalathoz, az eszköz ártalmatlanítása vagy csereje érdekében. Ne folytassa a sérült eszköz újrafeldolgozását.
Csomagolás	- Szabványos nem szőtt / nedvességgel szemben ellenálló sebészeti sterilizálási csomagolóanyagot vagy ennek megfelelőjét kell használni a csomagoláshoz. - Az egyes műszereket vagy a sterilizálási tálcákat keltős csomagolásba kell csomagolni sterilizálás előtt. - A csomagokba csak a Medtronic által gyártott és/vagy forgalmazott műszerek kerülhetnek. - Lépjön a Sterilizálás részre.

UTMUTATÁSOK – csak alumínium Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták (Az újrafelhasználható műszerekre vonatkozó útmutatásokat az előző táblázat tartalmazza)	
Új Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták használata vétele	- A Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákat nem steril állapotban biztosítjuk, és az első használat, illetve minden újrafelhasználás előtt a kazettát meg kell tisztítani, majd sterilizálni őket. - Tisztítás és sterilizálás előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.
A használat helyen	- Távolítsa el az összes látható szennyeződést a dobozokról és tálcákról nem foszó törőkendővel. - A rászárítás lehetőségeinek minimalizálása érdekében a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákat a használatot követően azonnal alaposan meg kell tisztítani.
Tárolás és szállítás	- Amennyiben a Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták újrafeldolgozása nem kivitelezhető azonnal, a szállítás során tartsa őket nedvesen. - A szennyezett Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákhoz használjon lágyított csapvizet – ha ilyen rendelkezésre áll –, vagy azokat takarja le nedves kendővel. - A Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákat haladéktalanul vigye át a további újrafeldolgozásra kijelölt munkaterületre.
Előkészítés tisztításhoz	- A Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazettákat egyedileg kell meg tisztítani, azok nem helyezhetők egymásba. A dobozokat és modulfedeleket el kell távolítani, majd egymástól elkülönítve kell tisztítani, illetve ha az eltávolítás nem lehetséges, azok tisztítása nyitott állásban történjen. - A dobozok és tálcák biztonságosan és hatékonyan feldolgozhatók a jelen dokumentumban részletezett kézi, vagy kombinált kézi és gépi mosó-fertőtlenítő (az alumínium dobozok és tálcák esetében kizárólag enzimátikus) tisztítási eljárásokkal. Ne használjon lugos oldatokat az alumínium Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták esetében, mert az ilyen vegyi anyagok az alumínium szállító/sterilizáló kazettákban kárt okoznak.
Gépi tisztítás: enzimátikus	- Öblítse le és át, illetve sűrölje le a dobozokat és tálcákat (hideg) csapvíz alatt 43 °C (110 °F) alatti hőmérsékleten, legalább 30 másodpercig. - Helyezze át az eszközöket a mosó-fertőtlenítőgéppbe, és programozza be a mosó-fertőtlenítő berendezést a 3. táblázatban feltüntetett ciklusparaméterekkel. Ügyeljen arra, hogy a dobozok és a tálcák úgy helyezkedjenek el a mosó-fertőtlenítő berendezésben, hogy a megfelelő lefolyás biztosítva legyen. Ügyeljen arra, hogy a kazetták/modulok belső részei lefele, a fűvókaszarak irányába nézzenek, továbbá a 3. táblázatban feltüntetett ciklusparaméterek megfelelően be legyenek programozva. - Kivételkor gondosan vizsgálja át az eszközöket, beleértve a lumeneket és üregeket/csatlakoztatott felületeket is, annak ellenőrzésére, hogy minden látható szennyeződés eltűnt-e. Ha meg mindig maradt szennyeződés, ismételje meg a tisztítási folyamatot, vagy forduljon a Medtronic vállalathoz, és egyeztessen a leselejezést vagy a cserét. Ne folytassa a szennyezett eszköz újrafeldolgozását.
3. táblázat. Enzimátikus (semleges) tisztítószér (7,0–8,0 pH)	
Ciklus	
Előmosás	
Pulzáló enzimátikus mosás	
Mosás	
Öblítés	
Mosás tisztítószérrel (semleges pH-ju)	
Öblítés	
Termikus (fertőtlenítés) Öblítés (ionmentes)	
Szarítás	
Beállított hőmérséklet	
Minimális idő (perc:mp)	
Koncentráció	
<43 °C (<110 °F) (hideg csapvíz)	
2:00	
N/A	
<60 °C (<140 °F) Forró csapvíz	
4:00	
0,2–0,8 ml/liter	
<60 °C (<140 °F) Forró csapvíz	
≥00:15	
N/A	
60 °C (140 °F)	
5:00	
0,2–0,8 ml/liter	
71 °C (160 °F)	
5:00	
N/A	
90 °C (194 °F)	
5:00	
N/A	
98,8 °C (210 °F)	
≥15:00	
N/A	
Megjegyzés: a mosó-fertőtlenítő berendezéshez a ciklusok validálása Steris Prolystica ultrakonzentrat enzimátikus tisztítószérrel és Prolystica semleges mosószérrel történt.	

UTMUTATÁSOK – csak alumínium Medtronic újrafelhasználható szállító/sterilizáló kazetták (Az újrafelhasználható műszerekre vonatkozó útmutatásokat az előző táblázat tartalmazza)	
	Megjegyzés: a moso-fertőtlenítő berendezésekkel kapcsolatos nagyszámú változó miatt, minden egészségügyi intézményben meg kell teleíteni, kalibrálni és ellenőrizni a saját berendezéskörhöz használt folyamatot (pl. hőmérséklet, idő). Mindig követni kell a moso-fertőtlenítő berendezés gyártójának ajánlásait. Amikor egyazon tisztító ciklusban több eszközt tisztítást végez, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a gyártó által meghatározott maximális töltetet. A tisztítás validálása teljes kamratöltettel történt.
Kezi tisztítás: enzimatikus	1. Amikor moso-fertőtlenítő gép nem áll rendelkezésre a Medtronic szállító/sterilizáló kazettákat kezzel tisztítsa. 2. Öblítse le és át, illetve sűrítse a Medtronic szállító/sterilizáló kazettákat hideg csapvíz alatt, 43 °C (110 °F) alatti hőmérsékleten, legalább 1 percig. 3. Sűrítse át az eszközöket megfelelő meretű, puha sortűz kefékkel vagy csőtisztítókkal a látható szennyeződések eltávolításához. Sűrítse át a műszerek lumeneként vagy üregének belsejét, majd (adott esetben) aktiválja őket. 4. Addig sűrítse, amíg az összes szennyeződést el nem távolította. 5. Csapvíz felhasználásával készítsen enzimatikus tisztítóoldatot a gyártó utasításai, valamint a higítási javaslatok és hőmérsékletek szerint. Tegye és teljesen merítse bele az eszközöket enzimatikus tisztítóba, és áztassa azokat legalább 10 percig. Gondoskodjon arról, hogy minden felület, lumen és alkatrész érintkezzen a tisztítóoldattal. 6. Vegye ki az eszközöket az enzimatikus tisztítóoldatból, és öblítse le (hideg) folyó csapvízzel. A lumeneket vagy réseket vizsgárral kell leöblíteni. Öblítse le hideg folyó csapvízzel legalább 1 percig. 7. Csapvíz felhasználásával egy megfelelő meretű ultrahangos tisztítóban készítsen második enzimatikus tisztítóoldatot a gyártó utasításai, a higítási javaslatok és hőmérsékletek szerint. 8. Helyezze az eszközöket enzimatikus tisztítóoldatba, teljesen merítse bele, és áztassa őket az ultrahangos tisztítóban legalább 20 percig 40–50 kHz-en. Alkalmazhat több ultrahangos tisztítási ciklust, összesen legalább 20 percig. Gondoskodjon arról, hogy minden felület, lumen és alkatrész érintkezzen a tisztítóoldattal. Megjegyzés: az ultrahangos tisztítás csak akkor hatékony, ha a tisztítandó felületet a tisztítóoldatba merítik. A levegőfelhalmozódások csökkentik az ultrahangos tisztítás hatékonyságát. Miközben az eszközt az ultrahangos tartályba meríti, a lumenek, üregek, nyílások és rugók tisztítóoldatból való eltávolítását minimalizálja a levegőfelhalmozódások és legbuborékok kialakulását. 9. Vegye ki az ultrahangos tisztítóba és öblítse le hideg folyó csapvízzel az eszközöket. A lumeneket vagy réseket vizsgárral kell leöblíteni. Öblítse le legalább 10 percig. Alkalmazhat több ciklust, összesen legalább 10 percig. 10. Ismételje meg a 9. lépés szerinti öblítést, ezúttal ionosert vízzel további 10 percig. Alkalmazhat több ciklust, összesen legalább 10 percig. 11. Alaposan szemrevételezze meg az eszközöket, valamint az üregeket és nyílásokat, meggyőződve arról, hogy minden látható szennyeződést eltávolított. Ha bármilyen szennyeződés maradt, ismételje meg a tisztítási folyamatot, vagy haladéktalanul forduljon a Medtronic vállalathoz, és egyeztesse a leselejtezt vagy a cserét. Ne folytassa a szennyezett eszköz újrafeldolgozásával. Megjegyzés: a ciklusok validálása Polystica enzimatikus előzato- és tisztítószerekkel¹ (1–4 ml/liter) történt.
Észrevétel	Moso-fertőtlenítő gép - A moso-fertőtlenítő gépi ciklus befejeztével ellenőrizze szemrevételezéssel a műszerek szárazságát. - Ha a Medtronic szállító/sterilizáló kazettákban nedvesség figyelhető meg, törölje azokat szárazra, nedvszívó, nem foszto törőköendővel, vagy szárítási (orvosi minőségű) sűrített levegővel addig, amíg nedvesség már nem tapasztalható. Manuális Az eszközöket törölje szárazra, nedvszívó, nem foszto törőköendővel és/vagy szárítsa meg (orvosi minőségű) sűrített levegővel. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szárazak-e a műszerek, és szükség esetén ismételje meg a lépést.
Ellenőrzés és visszahelyezés	- Ellenőrizze a szállító/sterilizáló kazettákat, hogy nem sérültek-e meg, a jelen dokumentum VIZSGÁLAT című részében leírt alapos vizsgálat elvégzéseivel. - Ha a Medtronic szállító/sterilizáló kazetták vagy modulok sérültek, haladéktalanul forduljon a Medtronic vállalathoz, és egyeztesse a leselejtezt vagy a cserét. - A megfelelő eszközök használatával helyezze be a Medtronic szállító/sterilizáló kazettákat vagy modulokat. - Lepjen a Sterilizálás részre.

STERILIZÁSI UTMUTATÁSOK mind műszerekhez, mind Medtronic szállító/sterilizáló kazettákhoz																							
Sterilizálás	1. Csomagolja az egyes műszereket és/vagy a műszereket tartalmazó, az adott célra biztosított szállító/sterilizáló kazettákat kettes csomagolásba nem szőtt / nedvességgel szemben ellenálló becsesztel sterilizációs csomagolóanyaggal. 2. A sterilizátorba történő behelyezés előtt ellenőrizze a csomagolást, és győződjön meg róla, hogy az a felületen vagy belül nincs-e felszakadva, kiszurva vagy rosszul lezárva. 3. Tegye a műszereket a sterilizátorba a sterilizátor gyártójának javasolt behelyezési eljárását és konfigurációt betartva. 4. Kövesse a sterilizátor gyártója által javasolt eljárásokat a sterilizátor programozásához a 4. táblázatban feltüntetett sterilizációs ciklus paraméterekhez bármelyikével. 4. táblázat. A sterilizációs ciklus paraméterei																						
	<table><tr><th>Ciklus</th><th>Hőmérséklet</th><th>Expozíciós idő</th><th>Minimális száradási idő³</th></tr><tr><td>Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)</td><td>132 °C (270 °F)</td><td>4 perc</td><td>30 perc</td></tr><tr><td>Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)</td><td>135 °C (275 °F)</td><td>3 perc</td><td>30 perc</td></tr><tr><td>Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>4 perc</td><td>30 perc</td></tr><tr><td>Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>20 perc</td><td>30 perc</td></tr></table>			Ciklus	Hőmérséklet	Expozíciós idő	Minimális száradási idő ³	Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)	132 °C (270 °F)	4 perc	30 perc	Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)	135 °C (275 °F)	3 perc	30 perc	Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)	134 °C (273 °F)	4 perc	30 perc	Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)	134 °C (273 °F)	20 perc	30 perc
	Ciklus	Hőmérséklet	Expozíciós idő	Minimális száradási idő ³																			
	Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)	132 °C (270 °F)	4 perc	30 perc																			
	Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)	135 °C (275 °F)	3 perc	30 perc																			
	Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)	134 °C (273 °F)	4 perc	30 perc																			
	Dinamikus levegőellátás (4 előkondicionálási impulzus)	134 °C (273 °F)	20 perc	30 perc																			
	³ A minimális száradási időket vákuumszáritásos sterilizátorokkal egyenestették. A környezeti, legkörülményezett használatú ciklusok esetén több időre lehet szükség. Lásd a sterilizátor gyártójának ajánlásait. Az ipari és az egészségügyi intézmények sterilizátormodellei között a kamra méreteiben és terhelhetőségeiben különbségek lehetnek. A 4. táblázatban felsorolt sterilizációs paraméterek az egészségügyi intézmények és a nagyobb, ipari sterilizátormodellek esetében egyaránt elérhetők. A sterilizációs folyamatok számos változója miatt valamennyi egészségügyi intézménynek magának kell kalibrálnia és ellenőriznie a saját berendezéséhez használandó sterilizációs folyamatot (pl. hőmérsékletek, időtartamok). Megjegyzés: a sterilizáláshoz használt gőzt olyan vízből kell előállítani, amelyből minden oldott szennyeződést és nem lecsapódó gázt eltávolítottak, kiszűrtek belőle a szennyeződések és vízcseppek, és olyan csőből érkezik, amelyen nincsenek olyan kidomborodó vagy egyéb, a folyadék megkezdését elősegítő szakaszok, ahol a szennyeződés összegyűlhet. Figyelem! Nem javasolt ezen eszközök etilen-oxidos (EO), plazmáz, gamma sugárzásos, kemiai gőzös vagy szárazhő sterilizálása. Az ajánlott sterilizációs módszer a gőzhőves hő.																						
	További információk																						
	Azonnal tisztítsa meg és sterilizálja újra a műtét során használt összes műszert. A műszereket alaposan meg kell tisztítani, ellenőrizni és sterilizálni, mielőtt visszaküldene azokat a Medtronic vállalathoz. Azokat a műszereket, amelyek kapcsolatba kerültek olyan beteggel, aki ismert vagy gyanított prionbetegségben vagy azzal kapcsolatos megbetegedésben, például Kreutzfeld-Jacobson-kórban szenved, tilos visszaküldeni a Medtronic vállalathoz, ehelyett karanténba kell őket helyezni és a magas kockázatu szövetekkel fertőzött eszközök feldolgozására vonatkozó irányelvek szerint fel kell dolgozni az egészségügyi intézményben. A helyes ártalmatlanítás/megsemmisítésre vonatkozó információkért lépjen kapcsolatba a Medtronic vállalattal.																						

Az itt ismertetett tisztítási és sterilizálási információk a következő szabványok előírásának felelnek meg: AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2, and ISO 15883-5. A jelen dokumentumban ismertetett újrafeldolgozási utasításokat validálták, és alkalmasnak bizonyultak a műszerek újrafelhasználáshoz történő előkészítésére. A sterilizálási validálás során a kimutatott tisztítási biztonsági szint 10^{-6} volt. A sterilizálási paramétereket Medtronic szállító/sterilizáló kazettákkal biztosították. A sterilizálás validálási üres kamrával végeztek. A validálási műveletek során kettős csomagolással, „legrosszabb esetben”, lyukacsos tálcakonfigurációt alkalmaztak.

A feldolgozást végző felelőssége annak biztosítása, hogy a feldolgozás végrehajtása a kívánt eredmények elérése érdekében a jóváhagyott berendezéssel és képzett személyzettel történjen a feldolgozó létesítményben. Ehhez rendes körülmények között a folyamatot validálni kell, és rendszeresen figyelemmel kell kísérni. Ha a feldolgozást végző bármilyen elter a megadott utasításoktól, annak hatékonyságát és lehetséges nemkívánatos következményeit megfelelően ki kell értékelni. Egyes eszközök esetében speciális szetszerelés/összeszerelési utasítások vannak érvenyen. Ilyen esetekben a további utasításokért lásd a műszerhez mellékelt útmutatót. A felhasználóknak ki kell alakítaniuk egy megfelelő újrafeldolgozási protokollt a telephelyükön alkalmazott újrafelhasználható orvosi eszközök számára a műszer és a tisztítószert gyártó által meghatározott ajánlások felhasználásával.

TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁGI IDŐ

Nem steril műszerek és Medtronic szállító/sterilizáló kazetták esetében: száraz, tiszta körülmények között, szobahőmérsékleten tarolandó. A nem steril műszerek és Medtronic szállító/sterilizáló kazetták többször használhatók, és nincs meghatározott szavatossági idejük. Az élettartamot (szavatosságot) a túlzott kopás és a szabályos használat okozta károsodás határozza meg. További tudnivalókat lásd az Az újrafeldolgozást korlátozó tényezők című részben.

Sterilizált műszerek és Medtronic szállító/sterilizáló kazetták esetében: a tárolás előtt győződjön meg a műszerek és a Medtronic szállító/sterilizáló kazetták szárazságáról. Tiszta, száraz körülmények között, szobahőmérsékleten tarolandó. A sterilizált műszerek és Medtronic szállító/sterilizáló kazetták eltarthatósága a törvényesen forgalmazott sterilizáló takaróktól függ. Az egészségügyi létesítmény az alkalmazott sterilizáló takaró típusa és a sterilizáló takaró gyártójának ajánlása alapján határozza meg a sterilizált műszer szavatossági idejét.

A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS PANASZOK

A termékkel kapcsolatos problémák jelzéséhez forduljon a Medtronic vállalatához.

MRI-INFORMÁCIÓK

A Medtronic műszerek nem használhatók mágneses rezonanciák (MR) környezetben. Így például, a Medtronic műszereket nem értekeltek az MR környezetben való biztonság és kompatibilitás tekintetében. Ezért a Medtronic műszerek MR-környezetben való biztonságossága nem ismert.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Amennyivel bármelyik Medtronic újrafelhasználható műszerrel, esetleg a műszerek vagy Medtronic szállító/sterilizáló kazetták újrafeldolgozásával kapcsolatban kétség vagy bizonytalanság merül fel, egyeztessen a Medtronic vállalattal. Emellett minden elérhető sebészi technikát ingyen biztosítunk.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Minden jog fenntartva.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI STRUMENTI RIUTILIZZABILI E LE CASSETTE PER IL TRASPORTO/LA STERILIZZAZIONE RIUTILIZZABILI DI MEDTRONIC

DESCRIZIONE

Gli strumenti riutilizzabili sono confezionati in una varietà di materiali utilizzati comunemente nelle procedure ortopediche conformi agli standard nazionali e/o internazionali applicabili. Tali strumenti possono essere consegnati all'interno delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic sono progettate per l'uso in congiunzione con un involucro per sterilizzazione appropriato e/o legalmente commercializzato per consentire la sterilizzazione mediante vapore dei dispositivi non sterili.

Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio di Medtronic comprendono contenitori, vassoi, coperchi, scatole, moduli o staffe fabbricati con diversi materiali in conformità con gli standard nazionali e internazionali. Le cassette vengono utilizzate per collezionare, proteggere e organizzare i dispositivi ortopedici o neurologici di Medtronic non sterili.

USO PREVISTO

Gli strumenti chirurgici ortopedici sono destinati all'uso in procedure chirurgiche per la manipolazione di tessuti o di ossa, oppure per l'uso in concomitanza con altri strumenti nella chirurgia ortopedica. Uno strumento può includere una funzione di misurazione per gli usi descritti sull'etichetta e sullo strumento stesso.

Nota: non impiantare gli strumenti.

Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic sono destinate all'uso nella struttura sanitaria per l'organizzazione, la collezione, la sterilizzazione, il trasporto e la conservazione dei dispositivi medici o degli altri strumenti utilizzati in chirurgia o per altri usi medici. Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic non sono progettate per garantire direttamente la sterilità dei dispositivi, ma devono essere utilizzate in congiunzione con un involucro per sterilizzazione appropriato e/o legalmente commercializzato.

Medtronic non garantisce il corretto funzionamento degli strumenti, delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic o di qualsiasi altro componente che sia stato sottoposto, o che si sia tentato di sottoporre, ad interventi di riparazione, tranne nei casi in cui l'intervento di riparazione sia stato eseguito da Medtronic o da un addetto alla riparazione autorizzato da Medtronic. Sono espressamente escluse le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per usi o scopi specifici.

Attenzione: le presenti istruzioni non riguardano i dispositivi monouso. Per gli strumenti monouso non sterili, consultare le istruzioni per l'uso degli strumenti non riutilizzabili e non sterili Medtronic (codice manuale: M708348B359).

AVVERTENZE

- L'eventuale rottura, sconvolgimento o uso improprio degli strumenti, ad esempio, in caso di contatto con bordi taglienti, potrebbe causare lesioni al paziente, al personale chirurgico o agli addetti al ritrattamento.
- La manutenzione e manipolazione improprie o l'uso di procedure di pulizia inadeguate possono rendere lo strumento inadatto all'uso previsto e rappresentare un pericolo per il paziente, il personale chirurgico o gli addetti al ritrattamento.
- Ulteriori rischi sono associati agli strumenti utilizzati per il piegamento e il taglio delle aste. L'uso di questo tipo di strumenti può causare danni al paziente a causa delle forze estremamente elevate richieste da tali strumenti. Non tagliare le aste *in situ*. In tale situazione, l'eventuale rottura di uno strumento o dell'impianto potrebbe essere estremamente pericolosa. Le caratteristiche fisiche di cui devono essere dotati numerosi strumenti non ne consentono la realizzazione in materiali impiantabili. Pertanto, la presenza di frammenti lasciati nel corpo di un paziente potrebbe provocare reazioni allergiche o infezioni.
- Il chirurgo deve esercitare estrema cautela durante le operazioni in stretta prossimità di organi vitali, nervi o vasi sanguigni. Inoltre, la forza applicata durante il posizionamento degli strumenti o degli impianti non deve essere eccessiva, in quanto potrebbe causare lesioni al paziente.
- L'eventuale rottura, sconvolgimento o uso improprio delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic, dovuti, ad esempio, al contatto con bordi taglienti, potrebbe causare lesioni al paziente o al personale addetto al ritrattamento.
- La manutenzione e manipolazione improprie o l'uso di procedure di pulizia inadeguate possono rendere le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic inadatte all'uso a cui sono destinate, se non addirittura porre un rischio per il paziente o per il personale chirurgico.
- La corretta manipolazione delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic è di fondamentale importanza. Non modificare le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. Non scalfire né piegare le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. Eventuali scalfiture, graffi o altri danni e/o segni di usura sulle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic verificatisi durante la procedura chirurgica possono contribuire alla rottura dei dispositivi.

PRECAUZIONI

- Una forza eccessiva applicata dagli strumenti agli impianti può spostare i dispositivi, specialmente gli uncini.
- Gli strumenti non devono essere esposti a temperature superiori a 135 °C (275 °F). Temperature tali potrebbero modificare le caratteristiche fisiche. Se non si è sicuri che gli strumenti non siano stati esposti a temperature superiori a 135 °C (275 °F), ispezionare con cura gli strumenti per assicurarsi che funzionino ancora come previsto.
- È necessario usare estrema cautela per garantire il corretto funzionamento degli strumenti. Il corretto funzionamento di questi strumenti è di fondamentale importanza durante la procedura chirurgica. Gli strumenti non devono essere piegati o danneggiati. Un utilizzo errato degli strumenti, corrosione, blocco, graffi, allentamento, piegamento o rottura di uno o tutti i componenti degli strumenti, potrebbe limitare o impedire il corretto funzionamento.
- Non utilizzare gli strumenti per scopi diversi da quelli previsti.
- Verificare regolarmente lo stato operativo di tutti gli strumenti e, se necessario, contattare Medtronic o un tecnico di riparazione autorizzato da Medtronic. Per evitare lesioni, esaminare attentamente lo strumento per accertarne il corretto funzionamento e l'assenza di segni di danneggiamento prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati. Tenere a portata di mano degli strumenti di scorta.
- Le procedure preoperatorie e operatorie, compresa la conoscenza delle tecniche chirurgiche, rappresentano delle premesse importanti per un impiego efficace degli strumenti da parte del chirurgo. Gli esiti sono in gran parte determinati dalla corretta selezione dei pazienti e dalla loro adesione alle indicazioni ricevute.
- La corretta selezione dei pazienti e l'uso della debita cautela durante l'intervento chirurgico rivestono un'importanza fondamentale per garantire il buon esito dell'intervento e prevenire eventuali lesioni durante la procedura chirurgica. Leggere e seguire tutti gli altri materiali informativi sul prodotto forniti dal fabbricante degli impianti o degli strumenti.
- È necessario esercitare una particolare cautela nell'utilizzo degli strumenti su pazienti pediatrici, poiché tali pazienti potrebbero risentire maggiormente degli stress derivanti dall'utilizzo di tali strumenti.
- **Avvertenza:** che gli strumenti con funzioni di misurazione non presentino segni di usura e che qualsiasi incisione sulla superficie sia chiaramente visibile.

- **L'importanza delle cassette:** per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic a temperature superiori a 135 °C (275 °F) può modificarne le caratteristiche fisiche. Se le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic vengono esposte a temperature superiori a 135 °C (275 °F), eseguire un'ispezione supplementare per verificarne il corretto funzionamento. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione CONTROLLO.
- Prestare estrema cautela per garantire il corretto funzionamento delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. Durante la procedura, il corretto utilizzo delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic è di estrema importanza. Non piegare né danneggiare in qualsiasi modo le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. Un utilizzo errato delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic risultante in corrosione, graffi, allentamento, piegamento o rottura di una o tutte le sezioni delle stesse, potrebbe limitarne o impedire il corretto funzionamento.
- Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic sono soggette agli stress ripetuti legati alle procedure di trasporto, pulizia e sterilizzazione. Ispezionare le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic prima di ogni uso per verificare che siano completamente funzionali.
- La distribuzione di carico e il peso massimo delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic non devono essere superiori a 11,4 kg (25 lb).
- Il personale deve indossare i dispositivi di protezione personale appropriati in base a quanto raccomandato dal fabbricante dello sterilizzatore.
- Onde evitare la corrosione, i metalli diversi devono essere separati e non in contatto diretto durante la sterilizzazione. Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic sono dotate di staffe rivestite o parti in silicone per evitare il contatto degli strumenti in acciaio inossidabile utilizzati nelle cassette stesse.

POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

- Lesioni a carico dei nervi, paralisi, dolore o lesioni ai tessuti molli, agli organi viscerali o alle articolazioni.
- Infezione, qualora le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic non siano pulite e sterilizzate in maniera appropriata.
- Dolore, fastidio o sensazioni anomale dovute alla presenza del dispositivo.
- Lesioni a carico dei nervi dovute a trauma chirurgico.
- Fuoriuscita di liquido durale in caso di carichi eccessivi.
- Incisione di vasi sanguigni, nervi e organi vicini dovuta a slittamento o posizionamento errato dello strumento.
- Lesioni dovute al rilascio spontaneo dei dispositivi di clampaggio o dei meccanismi a molla di alcuni strumenti.
- Tagli sulla cute o sui guanti del personale chirurgico o degli addetti al ritrattamento.
- Frattura ossea in caso di deformazioni alla colonna vertebrale o fragilità delle strutture ossee.
- Lesioni ai tessuti del paziente, lesioni fisiche al personale chirurgico e/o durata prolungata dell'intervento in conseguenza del disassemblaggio accidentale degli strumenti composti da più parti durante l'intervento chirurgico.
- Le modalità di utilizzo sono determinate dall'esperienza e dalla formazione dell'utente sulle procedure chirurgiche. Il conseguimento di esiti soddisfacenti può non verificarsi in ogni singolo caso chirurgico. Ciò vale soprattutto nel caso di interventi a carico della colonna vertebrale in presenza di altre patologie che possono compromettere il buon esito dell'intervento.

Nota per il medico: nonostante il ruolo di intermediario esperto tra l'azienda e il paziente svolto dal medico, le importanti informazioni mediche presentate in questo documento dovranno essere comunicate al paziente.

Questi dispositivi devono essere usati solo da medici con una conoscenza approfondita degli stessi, del relativo uso previsto e della strumentazione aggiuntiva, nonché delle tecniche chirurgiche disponibili. Inoltre, questi dispositivi devono essere usati solo da operatori con una conoscenza approfondita degli stessi, del relativo uso previsto e delle informazioni relative alle procedure di ritrattamento.

IMBALLAGGIO

Gli strumenti possono essere consegnati in confezioni separate o all'interno delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. Le confezioni separate, le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic e i dispositivi medici contenuti al loro interno devono essere integri al momento della consegna. Prima dell'uso, controllare le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic e i dispositivi medici contenuti al loro interno per verificarne l'integrità e l'assenza di danni. Le confezioni, le cassette o gli strumenti danneggiati non devono essere utilizzati e devono essere resi a Medtronic.

CONTROLLO

Gli strumenti devono essere sempre esaminati dall'utente prima e dopo la pulizia e prima della procedura chirurgica. Il controllo deve essere completo e includere un esame visivo e funzionale di superfici di lavoro, perni, supporti, meccanismi a molla o di torsione, pulizia delle cannulazioni o dei fori di posizionamento; inoltre, deve essere verificata l'eventuale presenza di incrinature, piegamenti, deformazioni o distorsioni, nonché la presenza di tutti i componenti. Non utilizzare mai strumenti o cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic con segni evidenti di eccessiva usura o danni, che siano incompleti o non funzionali.

Prima dell'uso, l'utente deve esaminare le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. Tale esame deve essere meticoloso e deve includere un'ispezione visiva e funzionale. L'ispezione deve anche essere volta a verificare la presenza di tutte le parti delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. In caso di danni, non eseguire il ritrattamento delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic.

Ispezione visiva

Assicurarsi che:

- Le marcature e le incisioni al laser o altri segni siano leggibili.
- Non vi siano incrinature, deformazioni o distorsioni.
- Gli strumenti non presentino incrinature nelle impugnature o in altre parti.
- Non siano presenti scolorimento, corrosione, macchie o ruggine. In caso di presenza di tali segni, pulire con un panno in conformità con le istruzioni fornite nella sezione di questo documento relativa al RITRATTAMENTO.
- Le impugnature siano saldamente montate sulle aste, senza alcuno spazio tra i componenti.
- Non siano presenti tagli o incisioni nelle parti in silicone, nelle staffe in silicone o sulle impugnature degli strumenti.
- Il rivestimento in nylon delle staffe in metallo non presenti incrinature o sfaldamento.
- Il rivestimento isolante non presenti danni (tagli, lacerazioni o altro).
- Non vi siano danni alle estremità di lavoro o alle punte. L'estremità di lavoro deve essere priva di incrinature, scanalature e altri danni. Ove appropriato, l'estremità di lavoro deve essere tagliente.
- Non vi siano danni alle filettature degli strumenti.
- Siano presenti tutte le parti e che esse siano prive di danni e deterioramento. Esempi di parti che potrebbero risultare mancanti, allentate o danneggiate includono viti di fissaggio, molle, molle curve, perni e rebbi.
- Le estremità d'innesto siano prive di danni (tagli, scanalature, pieghe o altro) che potrebbero interferire con la funzione di innesto.
- Gli strumenti a cannula provvisti di filo guida o altri strumenti di inserimento siano sottoposti a controllo visivo.

Ispezione funzionale

Ove possibile, assicurarsi che:

- Tutte le parti mobili possano muoversi liberamente, senza impedimenti, vincoli o blocchi.
- Le molle permettano all'impugnatura dello strumento di ritornare alla posizione iniziale.
- Le linguette di fissaggio garantiscano l'innesto corretto dei componenti e siano prive di danni.
- Lo strumento funzioni come previsto con le parti di innesto appropriate.
- Gli innesti sferici siano saldamente connessi alle parti corrispondenti e non siano danneggiati.
- Le estremità affilate siano taglienti al tatto e non presentino bordi smussati, scalfitture o danni di altro tipo.
- Le punte corrispondano quando necessario.
- I meccanismi a cricchietto siano funzionali. Questo include impugnature, fermi e altri meccanismi. Tutti i denti devono essere presenti e funzionali.
- Le estremità guida non siano usurate oltre il normale uso. Ove necessario, innestare la parte appropriata sullo strumento.
- I fermi, le scatole, i moduli o i coperchi possano essere posizionati correttamente.

RITRATTAMENTO - CONSIDERAZIONI GENERALI

La pulizia si riferisce alla rimozione di residui organici. Una pulizia efficace:

- Evita il trasferimento di sporco organico da un paziente all'altro.
- Permette sterilizzazioni successive adeguate. Un ritrattamento adeguato dipende dall'accuratezza della pulizia.

La pulizia rappresenta la fase iniziale del procedimento. La sterilizzazione avviene invece in una fase successiva del ritrattamento, e ha lo scopo di eliminare i microrganismi per ridurre la probabilità di trasmissione e la possibilità di infezione. Per garantire un ritrattamento idoneo, non devono sussistere tempi di attesa fra le diverse fasi descritte in questo documento.

Gli strumenti possono essere trattati in modo sicuro ed efficace mediante procedure di pulizia manuale o tramite una combinazione di pulizia manuale e automatizzata con sistema di lavaggio e disinfezione (enzimatica o alcalina), come descritto in questo documento. Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic possono essere trattate in modo sicuro ed efficace mediante procedure di pulizia manuale o tramite una combinazione di pulizia manuale e automatizzata con sistema di lavaggio e disinfezione (enzimatica), come descritto in questo documento.

L'operatore deve conformarsi alle normative e ai decreti locali nei paesi che prevedono requisiti di trattamento più restrittivi di quelli elencati in questo documento.

Agenti patogeni ematici

Le precauzioni universali per la manipolazione di questo strumento dopo l'uso devono essere osservate da tutto il personale ospedaliero, secondo lo standard OSHA 29 CFR 1910.1030, relativo all'esposizione occupazionale agli agenti patogeni ematici.

Agenti e strumenti di pulizia

Per gli strumenti: si consiglia l'uso di detergenti neutri, enzimatici (pH 7,0 – 8,0), alcalini (pH 8,0 – 11,0), di spazzole e scovolini con setole morbide. Non utilizzare detergenti ad alto contenuto alcalino (>11,0 pH).

Nota: i detergenti alcalini potrebbero richiedere una procedura di neutralizzazione dopo la pulizia. Consultare le istruzioni del fabbricante per stabilire se la neutralizzazione è necessaria e, in tal caso, seguire le relative indicazioni. È indispensabile che le soluzioni detergenti alcaline siano adeguatamente neutralizzate e rimosse dagli strumenti mediante risciacquo.

Per le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio: si consiglia l'uso di detergenti neutri, enzimatici (pH 7,0 – 8,0), di spazzole e scovolini a setole morbide. Non utilizzare detergenti alcalini in quanto questi potrebbero causare danni significativi e rendere inutilizzabili le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio.

Non utilizzare i detergenti, le soluzioni o le attrezzature seguenti sugli strumenti o sulle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic:

- Soluzione salina.
- Soluzioni contenenti cloro (ad esempio candeggina) o aldeidi (ad esempio glutaraldeide).
- Formalina, mercurio, cloruri, bromuri, ioduri o soluzione di Ringer.
- Spazzole metalliche o spugnette abrasive.

Acqua per la pulizia e il risciacquo

Per la pulizia è necessario utilizzare acqua di rubinetto decalcificata, quando disponibile. Per il risciacquo finale si consiglia l'uso di acqua critica per evitare la formazione di depositi minerali sulle superfici (si raccomanda il ricorso all'acqua deionizzata). Per il trattamento dell'acqua definita come acqua critica è possibile scegliere uno o più dei seguenti metodi: ultrafiltraggio, osmosi inversa, deionizzazione o un metodo equivalente. Evitare di utilizzare acqua dura.

Uso di lubrificanti a base di olio minerale o silicone

I lubrificanti a base di olio minerale o silicone non devono essere utilizzati, poiché le presenti istruzioni per la pulizia potrebbero non essere sufficienti a rimuoverli. Questi tipi di lubrificanti possono rivestire i microrganismi, impedire il contatto diretto del vapore con le superfici degli strumenti e compromettere la sterilizzazione.

Avvertenze e precauzioni sul ritrattamento

- Non permettere che gli strumenti o le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic caratterizzati da sporco si asciugino dopo l'uso e prima della pulizia. La pulizia e la successiva sterilizzazione possono essere compromesse se sangue o soluzioni ematiche si asciugano sugli strumenti o sulle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic.
- Gli strumenti riutilizzabili Medtronic sono considerati dispositivi "critici" (ossia, di contatto critico) e devono essere puliti e sterilizzati accuratamente prima dell'uso iniziale, oppure rispettando queste istruzioni per il ritrattamento prima del riutilizzo.
- Gli strumenti sporchi o già utilizzati non devono essere caricati nelle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic per la pulizia nel sistema di lavaggio e disinfezione automatizzato. Gli strumenti sporchi devono essere trattati separatamente dalle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic.
- Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio di Medtronic possono essere pulite esclusivamente con soluzioni detergenti enzimatiche (neutre).
- Alcune soluzioni (ossia le soluzioni a base alcalina e/o contenenti candeggina, glutaraldeide o formalina) possono danneggiare in modo significativo le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio. Tali soluzioni non devono essere usate.
- Le precauzioni universali devono essere rispettate da tutto il personale della struttura sanitaria che lavora con gli strumenti o le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic contaminati o potenzialmente contaminati. Usare cautela nel maneggiare strumenti con punte acuminate o bordi taglienti.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati quando si maneggiano o si utilizzano materiali, dispositivi e apparecchiature contaminati o potenzialmente contaminati. I dispositivi di protezione individuale comprendono camici, maschere, occhiali a mascherina o protezioni per il viso, guanti e copriscarpe.
- Non riporre strumenti pesanti su strumenti delicati.
- Durante la fase di raffreddamento, evitare le correnti d'aria fredda provenienti da condotti dell'aria o altri tipi di correnti d'aria. In caso contrario, il raffreddamento rapido potrebbe formare una patina di umidità dopo la sterilizzazione.

Limitazioni del ritrattamento

- Il trattamento ripetuto ha un effetto minimo su questi strumenti o sulle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic.
- La fine della durata dei dispositivi è determinata da usura eccessiva e dai danni conseguenti al normale utilizzo. Sebbene il trattamento dello strumento o delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic, i materiali utilizzati e i dettagli della pulizia e della sterilizzazione siano di fondamentale importanza, per tutti gli scopi pratici, non vi è limite al numero di ritrattamenti ai quali è possibile sottoporre gli strumenti e le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic.
- Consultare la sezione CONTROLLO di questo documento per determinare se il dispositivo ha raggiunto la fine della durata utile.

ISTRUZIONI - Solo per gli strumenti (le istruzioni per le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio sono riportate dopo le istruzioni per gli strumenti)	
Messa in servizio di un nuovo strumento	▪ Gli strumenti vengono forniti non sterili e devono essere accuratamente puliti e sterilizzati prima del primo utilizzo e di ogni riutilizzo. ▪ Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima della pulizia e della sterilizzazione.
Punto di utilizzo	▪ Rimuovere tutti i residui visibili dagli strumenti utilizzando un panno privo di lanugine. ▪ Gli strumenti devono essere puliti accuratamente entro 30 minuti dall'utilizzo per ridurre al minimo il rischio che si asciughino. ▪ Se non è possibile effettuare subito il ritrattamento degli strumenti, mantenere umidi i dispositivi durante il trasporto. ▪ Riporre gli strumenti in una bacinella d'acqua di rubinetto decalcificata, se disponibile, oppure coprirli con un panno umido.
Contenitore e trasporto	▪ Trasportare immediatamente la bacinella contenente gli strumenti coperti in un'area di lavoro dedicata per proseguire con il ritrattamento. ▪ Gli strumenti sporchi devono essere trasportati separatamente rispetto agli strumenti non contaminati per evitare la contaminazione del personale e dell'ambiente circostante.
Preparazione per la pulizia	▪ Gli strumenti che devono essere disassemblati prima della pulizia e della sterilizzazione, vengono forniti con istruzioni specifiche relative a trattamento, disassemblaggio e riassetto. Per ulteriori dettagli, consultare le apposite istruzioni di trattamento, disassemblaggio e riassetto dello strumento. ▪ Rimuovere ogni occlusione prima della pulizia. Irrigare i dispositivi cannulati con acqua di rubinetto o trattata per evitare l'essiccazione dello sporco e/o dei residui nelle parti interne. ▪ Gli strumenti possono essere trattati in modo sicuro ed efficace mediante procedure di pulizia manuale o tramite una combinazione di pulizia manuale e automatizzata con sistema di lavaggio e disinfezione (enzimatica o alcalina), come descritto nella tabella 1 e nella tabella 2.
Pulizia automatizzata: enzimatica o alcalina	1. Risciacquare, irrigare e frizionare gli strumenti sotto un getto di acqua corrente (fredda), a una temperatura <43 °C (<110 °F), per un tempo compreso fra 30 secondi e 1 minuto. Per rimuovere i residui visibili, frizionare gli strumenti con una spazzola a setole morbide della misura adatta. Frizionare all'interno di ogni lume o cavità e azionare i dispositivi (se pertinente). 2. Utilizzando acqua di rubinetto, preparare una soluzione detergente enzimatica¹ (descritta dopo la tabella 1) o alcalina² (descritta dopo la tabella 2), secondo le istruzioni, le raccomandazioni per la diluizione e le temperature consigliate dal fabbricante, in un dispositivo a ultrasuoni delle dimensioni adeguate. 3. Immergere completamente gli strumenti nel detergente enzimatico ed esporre a ultrasuoni a 40–50 kHz per almeno 15 minuti. È possibile utilizzare più cicli di ultrasuoni, per una durata minima totale di 15 minuti. Assicurarsi che tutte le superfici, i lumi e i componenti dei dispositivi siano in contatto con la soluzione detergente. Nota: la pulizia a ultrasuoni è efficace solo se la superficie da pulire è immersa nella soluzione detergente. Le sacche d'aria riducono l'efficacia della pulizia a ultrasuoni. Ridurre al minimo la formazione di sacche o bolle d'aria irrigando lumi, cavità, fenditure o scanalature con una soluzione detergente, mentre lo strumento è immerso nella vasca di lavaggio a ultrasuoni. 4. Trasferire gli strumenti nel sistema di lavaggio e disinfezione automatizzato e programmare il sistema con i parametri di ciclo riportati nella tabella 1 (detergente enzimatico) o nella tabella 2 (detergente alcalino). Assicurarsi che gli strumenti cannulati e/o con fori ciechi siano posizionati nel sistema di lavaggio e disinfezione in modo da consentire un corretto drenaggio ed evitare il ristagno dell'acqua di lavaggio. Assicurarsi che i parametri di ciclo riportati nella tabella 1 o nella tabella 2 siano programmati correttamente. 5. Durante la rimozione degli strumenti dal sistema, effettuare un'attenta ispezione visiva, inclusi lumi e cavità, per garantire che tutte le impurità visibili siano state eliminate. Qualora fossero ancora presenti residui, ripetere la procedura di pulizia o contattare immediatamente Medtronic per concordare lo smaltimento o la sostituzione. Non procedere con il ritrattamento di uno strumento sporco.

ISTRUZIONI - Solo per gli strumenti (le istruzioni per le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio sono riportate dopo le istruzioni per gli strumenti)				
Tabella 1: Detergente enzimatico (pH 7,0 – 8,0)				
Ciclo		Temperatura	Tempo minimo (min:s)	Concentrazione
Prelavaggio		<43 °C (<110 °F) (acqua di rubinetto fredda)	2:00	N/A
Lavaggio enzimatico a impulsi	Lavaggio	Acqua di rubinetto calda	10:00	0,2–0,8 ml/litro
	Risciacquo	Acqua di rubinetto calda	≥00:15	N/A
Lavaggio con detergente (pH neutro)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/litro
Risciacquo		71 °C (160 °F)	15:00	N/A
Trattamento termico (disinfezione) Risciacquo (acqua deionizzata)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A
Asciugatura		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	N/A
Nota: ciclo convalidato utilizzando un agente di pre-immersione e detergente enzimatico Prolystica ¹ (1–4 ml/litro) per il trattamento con ultrasuoni, un detergente enzimatico ultraconcentrato Prolystica e un detergente enzimatico neutro Prolystica per l'utilizzo con il sistema di lavaggio e disinfezione.				
Tabella 2: Detergente alcalino (pH 8,0 – 11,0)				
Ciclo		Temperatura	Tempo minimo (min:s)	Concentrazione
Prelavaggio		<43 °C (<110 °F) (acqua di rubinetto fredda)	2:00	N/A
Lavaggio alcalino a impulsi	Lavaggio	Acqua di rubinetto calda	10:00	2–6 ml/litro
	Risciacquo	Acqua di rubinetto calda	≥00:15	N/A
Lavaggio con detergente alcalino		60 °C (140 °F)	5:00	2–6 ml/litro
Risciacquo		71 °C (160 °F)	15:00	N/A
Trattamento termico (disinfezione) Risciacquo (acqua deionizzata)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A
Asciugatura		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	N/A
Nota: ciclo convalidato utilizzando un detergente Neodisher MediClean Forte ² (5–10 ml/litro: trattamento con ultrasuoni; 2–6 ml/litro: sistema di lavaggio e disinfezione). Per il detergente Neodisher MediClean Forte non è necessaria la fase di neutralizzazione. Tuttavia, questa fase potrebbe essere necessaria per altri detergenti alcalini. Consultare le istruzioni del fabbricante per stabilire se la neutralizzazione è necessaria.				
Nota: a causa delle diverse variabili riscontrabili nell'uso dei sistemi di lavaggio e disinfezione, ogni struttura sanitaria deve effettuare la corretta installazione, calibrazione e verifica del procedimento (ad esempio temperature e tempi) utilizzato per le proprie apparecchiature. Attenersi sempre ai consigli del fabbricante del sistema di lavaggio e disinfezione. Quando si effettua la pulizia di più dispositivi in un unico ciclo, assicurarsi di non superare il carico massimo previsto dal fabbricante. La convalida della pulizia è stata effettuata utilizzando una camera a pieno carico.				
Pulizia manuale: enzimatica	1. Pulire gli strumenti manualmente solo qualora non fosse disponibile un sistema di lavaggio e disinfezione automatizzato. 2. Disassemblare gli strumenti ove applicabile. 3. Risciacquare, irrigare e frizionare gli strumenti sotto un getto di acqua corrente (fredda) a una temperatura <43 °C (<110 °F) per almeno 3 minuti. Per rimuovere i residui visibili, frizionare gli strumenti con spazzole o scovolini a setole morbide della misura adatta. Frizionare all'interno di ogni lume o cavità e azionare i dispositivi (se pertinente). 4. Frizionare finché non siano stati rimossi tutti i residui visibili. 5. Utilizzando acqua di rubinetto, preparare una soluzione detergente enzimatica secondo le istruzioni, le raccomandazioni per la diluizione e le temperature consigliate dal fabbricante. 6. Immergere completamente gli strumenti nella soluzione enzimatica, lasciandoli a bagno per 45–60 minuti. Assicurarsi che tutte le superfici, i lumi e i componenti dei dispositivi siano in contatto con la soluzione detergente. 7. Rimuovere gli strumenti dalla soluzione detergente enzimatica e irrigare con acqua corrente (fredda). Irrigare tutti i lumi e le cavità con acqua corrente. Risciacquare con acqua corrente (fredda) per almeno 3 minuti. 8. Utilizzando acqua di rubinetto, preparare una seconda soluzione detergente enzimatica secondo le istruzioni, le raccomandazioni per la diluizione e le temperature consigliate dal fabbricante, in un dispositivo a ultrasuoni dalle dimensioni adeguate. 9. Immergere completamente gli strumenti nella soluzione detergente enzimatica ed esporre agli ultrasuoni a 40–50 kHz per almeno 45 minuti. È anche possibile utilizzare più cicli di ultrasuoni, per una durata minima totale di 45 minuti. Assicurarsi che tutte le superfici, i lumi e i componenti dei dispositivi siano in contatto con la soluzione detergente. Nota: la pulizia a ultrasuoni è efficace solo se la superficie da pulire è immersa nella soluzione detergente. Le sacche d'aria riducono l'efficacia della pulizia a ultrasuoni. Ridurre al minimo la formazione di sacche o bolle d'aria irrigando lumi, cavità, fenditure o scanalature con una soluzione detergente, mentre lo strumento è immerso nella vasca di lavaggio a ultrasuoni. 10. Rimuovere gli strumenti dal dispositivo a ultrasuoni e risciacquareli sotto un getto d'acqua corrente (fredda). Irrigare tutti i lumi e le cavità con acqua corrente. Risciacquare per almeno 3 minuti. 11. Ripetere il risciacquo come indicato al punto 10, questa volta con acqua deionizzata, per altri 3 minuti. 12. Ispezionare visivamente con attenzione gli strumenti, inclusi lumi e cavità, per garantire che tutti i residui visibili siano stati rimossi. Qualora fossero ancora presenti residui, ripetere la procedura di pulizia o contattare immediatamente Medtronic per concordare lo smaltimento o la sostituzione. Non procedere con il ritrattamento di uno strumento sporco.			
Disinfezione: trattamento termico	▪ Decontaminare termicamente i dispositivi mediante un risciacquo termico finale, all'interno di un sistema di lavaggio e disinfezione automatizzato a 93 °C (200 °F), per un tempo compreso tra 5 e 10 minuti. ▪ Non è necessario effettuare la disinfezione con soluzioni disinfettanti o sostanze chimiche, in quanto il processo di decontaminazione comprende la pulizia seguita dalla sterilizzazione. ▪ La sola disinfezione termica non rende gli strumenti sicuri per l'uso sul paziente.			
Asciugatura: sistema di lavaggio e disinfezione automatizzato	▪ Una volta completato il ciclo con il sistema di lavaggio e disinfezione, effettuare un'ispezione visiva per verificare l'asciugatura. ▪ Se si osserva umidità sugli strumenti dopo il ciclo con il sistema di lavaggio e disinfezione, asciugare utilizzando panni assorbenti puliti e privi di lanugine, ventilazione forzata (di grado medico) e/o un forno a calore secco a una temperatura ≥118 °C (≥245 °F) per almeno 30 minuti. ▪ Per gli strumenti complessi, ad esempio i manici con asta, le cannulazioni e i fori ciechi, è necessario un forno a calore secco a una temperatura ≥118 °C (≥245 °F) per almeno 30 minuti. Effettuare un'ispezione visiva per verificare l'asciugatura. ▪ Gli strumenti devono essere completamente asciutti prima di essere confezionati per la sterilizzazione.			
Asciugatura: manuale	▪ Asciugare i dispositivi utilizzando panni assorbenti puliti e privi di lanugine e/o ventilazione forzata (di grado medico) e/o un forno a calore secco. Effettuare un'ispezione visiva per verificare l'asciugatura e ripetere l'asciugatura se necessario. ▪ Gli strumenti devono essere completamente asciutti prima di essere confezionati per la sterilizzazione.			
Ispezione e riassetto	▪ Se lo strumento è stato disassemblato prima della pulizia e della sterilizzazione, riassetto, se applicabile. ▪ Ispezionare attentamente lo strumento per verificare eventuali danni tramite un esame approfondito, come specificato nella sezione CONTROLLO del presente documento. ▪ Qualora lo strumento fosse danneggiato, contattare immediatamente Medtronic per concordare lo smaltimento o la sostituzione. Non procedere con il ritrattamento di un dispositivo danneggiato.			

ISTRUZIONI - Solo per gli strumenti (le istruzioni per le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio sono riportate dopo le istruzioni per gli strumenti)	
Imballaggio	- Utilizzare un involucro per sterilizzazione chirurgica di tipo standard, in tessuto non tessuto e resistente all'umidità o un prodotto equivalente. - Gli strumenti singoli o gli appositi vassoi per la sterilizzazione devono essere avvolti due volte prima della sterilizzazione. - Includere esclusivamente gli strumenti fabbricati e/o distribuiti da Medtronic. Non esporre alla sezione relativa alla sterilizzazione.

ISTRUZIONI - Solo per le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio di Medtronic (le istruzioni per gli strumenti riutilizzabili sono riportate nella tabella precedente)				
Messa in servizio delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic nuove	- Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic vengono fornite non sterili e devono essere accuratamente pulite e sterilizzate prima del primo utilizzo e di ogni riutilizzo. - Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima della pulizia e della sterilizzazione.			
Punto di utilizzo	- Rimuovere tutti i residui visibili dal contenitore e dai vassoi utilizzando un panno privo di lanugine. - Pulire accuratamente le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic subito dopo l'uso per ridurre al minimo il rischio che si asciugino.			
Contenitore e trasporto	- Se non è possibile effettuare subito il ritrattamento delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic, mantenere umidi i dispositivi durante il trasporto. - Se disponibile, utilizzare acqua di rubinetto decalcificata sulle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic sporche, oppure coprirle con panni umidi. - Trasportare immediatamente le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic in un'area di lavoro dedicata per proseguire con il ritrattamento.			
Preparazione per la pulizia	- Le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic devono essere pulite individualmente e non quando si trovano l'una nell'altra. I coperchi delle cassette e dei moduli devono essere rimossi e puliti separatamente; oppure, qualora non fosse possibile rimuoverli, pulirli nella posizione aperta. - I contenitori e i vassoi possono essere trattati in modo sicuro ed efficace mediante procedure di pulizia manuale o tramite una combinazione di pulizia manuale e automatizzata con sistema di lavaggio e disinfezione (enzimatica solo per i vassoi e i contenitori in alluminio), come descritto in questo documento. Non utilizzare soluzioni alcaline sulle cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio di Medtronic, poiché queste soluzioni danneggiano l'alluminio delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione.			
Pulizia automatizzata: enzimatica	- Risciacquare, irrigare e strofinare i contenitori e i vassoi con acqua corrente (fredda) a una temperatura <43 °C (110 °F) per almeno 30 secondi. - Trasferire i dispositivi nel sistema di lavaggio e disinfezione automatizzato e programmare il sistema secondo i parametri di ciclo riportati nella tabella 3. Assicurarsi che il contenitore e i vassoi siano posizionali nel sistema di lavaggio e disinfezione in modo da permettere un drenaggio adeguato. Assicurarsi inoltre che le parti più interne delle cassette/dei moduli siano orientate verso il basso verso le braccia del nebulizzatore, e che i parametri di ciclo riportati nella tabella 3 siano programmati correttamente. - Dopo la rimozione dei dispositivi dal sistema, effettuare un'attenta ispezione visiva, inclusi lumi e cavità/superfici di innesto, per garantire che tutte le impurità visibili siano state eliminate. Qualora fossero ancora presenti residui, ripetere la procedura di pulizia o contattare Medtronic per concordare lo smaltimento o la sostituzione. Non procedere con il ritrattamento di un dispositivo sporco.			
Tabella 3: Detergente enzimatico (neutro) (pH 7,0 – 8,0)				
Ciclo		Temperatura	Tempo minimo (min:s)	Concentrazione
Prelavaggio		<43 °C (<110 °F) (acqua di rubinetto fredda)	2:00	N/A
Lavaggio enzimatico a impulsi	Lavaggio	<60 °C (<140 °F) Acqua di rubinetto calda	4:00	0,2–0,8 ml/litro
	Risciacquo	<60 °C (<140 °F) Acqua di rubinetto calda	≥00:15	N/A
Lavaggio con detergente (pH neutro)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/litro
Risciacquo		71 °C (160 °F)	5:00	N/A
Trattamento termico (disinfezione) Risciacquo (acqua deionizzata)		90 °C (194 °F)	5:00	N/A
Asciugatura		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	N/A
Nota: ciclo convalidato utilizzando il detergente enzimatico ultraconcentrato Steris Prolystica e il detergente neutro Prolystica per sistema di lavaggio e disinfezione.				
Nota: a causa delle diverse variabili riscontrabili nell'uso dei sistemi di lavaggio e disinfezione, ogni struttura sanitaria deve effettuare la corretta installazione, calibrazione e verifica del procedimento (ad esempio temperatura e tempi) utilizzato per le proprie apparecchiature. Attenersi sempre ai consigli del fabbricante del sistema di lavaggio e disinfezione. Quando si effettua la pulizia di più dispositivi in un unico ciclo, assicurarsi di non superare il carico massimo previsto dal fabbricante. La convalida della pulizia è stata effettuata utilizzando una camera a pieno carico.				
Pulizia manuale: enzimatica	- Qualora non fosse disponibile un sistema di lavaggio e disinfezione automatizzato, pulire manualmente le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. - Risciacquare, irrigare e strofinare le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic con acqua corrente fredda a una temperatura <43 °C (110 °F) per almeno 1 minuto. - Per rimuovere i residui visibili, frizionare i dispositivi con strumenti per la pulizia dotati di una spazzola o uno scovolino a setole morbide della misura adatta. Frizionare all'interno di ogni lume o cavità e azionare i dispositivi (se pertinente). - Frizionare finché non siano stati rimossi tutti i residui visibili. - Utilizzando acqua di rubinetto, preparare una soluzione detergente enzimatica secondo le istruzioni, le raccomandazioni per la diluizione e le temperature consigliate dal fabbricante. Immergere completamente i dispositivi nella soluzione detergente enzimatica e lasciarli a bagno per almeno 10 minuti. Assicurarsi che tutte le superfici, i lumi e i componenti siano in contatto con la soluzione detergente. - Rimuovere i dispositivi dalla soluzione detergente enzimatica e irrigare con acqua corrente (fredda). Irrigare tutti i lumi e le cavità con acqua corrente. Risciacquare con acqua corrente fredda per almeno 1 minuto. - Utilizzando acqua di rubinetto, preparare una seconda soluzione detergente enzimatica secondo le istruzioni, le raccomandazioni per la diluizione e le temperature consigliate dal fabbricante in un dispositivo a ultrasuoni dalle dimensioni adeguate. - Immergere completamente i dispositivi nella soluzione detergente enzimatica ed esporre agli ultrasuoni a 40–50 kHz per almeno 20 minuti. È anche possibile effettuare più cicli di ultrasuoni, per una durata minima totale di 20 minuti. Assicurarsi che tutte le superfici, i lumi e i componenti siano in contatto con la soluzione detergente. Nota: la pulizia a ultrasuoni è efficace solo se la superficie da pulire è immersa nella soluzione detergente. Le sacche d'aria riducono l'efficacia della pulizia a ultrasuoni. Assicurarsi di ridurre al minimo la formazione di sacche o bolle d'aria irrigando lumi, cavità, fenditure o scanalature con la soluzione detergente, mentre il dispositivo è immerso nella vasca per il lavaggio a ultrasuoni. - Rimuovere i dispositivi dal dispositivo a ultrasuoni e risciacquare in acqua corrente fredda. Irrigare tutti i lumi e le cavità con acqua corrente. Risciacquare per almeno 10 minuti. È anche possibile effettuare più cicli per una durata minima totale di 10 minuti. - Ripetere il risciacquo come indicato al punto 9, questa volta con acqua deionizzata, per altri 10 minuti. È anche possibile effettuare più cicli per una durata minima totale di 10 minuti. - Sottoporre i dispositivi ad una ispezione visiva approfondita, inclusi i lumi e le cavità, per assicurarsi che sia stato rimosso tutto lo sporco visibile. Qualora fossero ancora presenti residui, ripetere la procedura di pulizia o contattare immediatamente Medtronic per concordare lo smaltimento o la sostituzione. Non procedere con il ritrattamento di un dispositivo sporco. Nota: ciclo convalidato utilizzando un agente di pre-immersione e detergente enzimatico Prolystica¹ (1–4 ml/litro).			

ISTRUZIONI - Solo per le cassette per il trasporto/la sterilizzazione in alluminio di Medtronic (le istruzioni per gli strumenti riutilizzabili sono riportate nella tabella precedente)	
Asciugatura	Sistema di lavaggio e disinfezione automatizzato - Una volta completato il ciclo di lavaggio e disinfezione, effettuare un'ispezione visiva per verificare l'asciugatura. - Se viene osservata la presenza di umidità sulle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic, asciugare utilizzando panni assorbenti puliti e privi di lanugine e ventilazione forzata (di grado medico) fino a eliminare tutta l'umidità. Manuale Asciugare i dispositivi utilizzando panni assorbenti puliti e privi di lanugine e/o ventilazione forzata (di grado medico). Effettuare un'ispezione visiva per verificare l'asciugatura e ripetere l'asciugatura se necessario.
Ispezione e caricamento	- Ispezionare le cassette per il trasporto/la sterilizzazione per verificare la presenza di eventuali danni tramite un esame approfondito, come specificato nella sezione CONTROLLO del presente documento. - Se i moduli o le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic risultano danneggiati, contattare Medtronic immediatamente per lo smaltimento o la sostituzione. - Caricare i moduli o le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic con i relativi dispositivi. - Passare alla sezione relativa alla sterilizzazione.

ISTRUZIONI DI STERILIZZAZIONE - Valide per gli strumenti e le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic

Sterilizzazione

- Avvolgere due volte i singoli strumenti e/o le apposite cassette per il trasporto/la sterilizzazione contenenti strumenti con un involucro per sterilizzazione chirurgica di tipo standard, in tessuto non tessuto e resistente all'umidità.
- Prima di inserirli nello sterilizzatore, ispezionare la confezione per verificare che non vi siano lacerazioni, fori o difetti di sigillatura.
- Caricare gli strumenti nello sterilizzatore seguendo le procedure e le configurazioni di carico consigliate dal fabbricante dello sterilizzatore.
- Attenersi alle procedure consigliate dal fabbricante dello sterilizzatore e programmare lo sterilizzatore su uno dei set di parametri per il ciclo di sterilizzazione riportati nella tabella 4.

Tabella 4: Parametri del ciclo di sterilizzazione

Ciclo	Temperatura	Tempo di esposizione	Tempo minimo di asciugatura ³
Rimozione dinamica dell'aria (4 impulsi di preconditionamento)	132 °C (270 °F)	4 minuti	30 minuti
Rimozione dinamica dell'aria (4 impulsi di preconditionamento)	135 °C (275 °F)	3 minuti	30 minuti
Rimozione dinamica dell'aria (4 impulsi di preconditionamento)	134 °C (273 °F)	4 minuti	30 minuti
Rimozione dinamica dell'aria (4 impulsi di preconditionamento)	134 °C (273 °F)	20 minuti	30 minuti

³ I tempi minimi di asciugatura sono stati convalidati utilizzando sterilizzatori con funzionalità di asciugatura a vuoto. I cicli di asciugatura a pressione atmosferica possono richiedere tempi più lunghi. Fare riferimento alle raccomandazioni del fabbricante dello sterilizzatore.

Possono esistere differenze nelle dimensioni e nelle capacità delle camere tra i modelli di sterilizzatori industriali e quelli disponibili presso le strutture sanitarie. I parametri di sterilizzazione elencati nella tabella 4 possono essere adottati sia negli sterilizzatori disponibili presso le strutture sanitarie che in quelli più grandi, di ambito industriale. A causa delle diverse variabili presenti nel processo di sterilizzazione, ciascuna struttura sanitaria dovrà calibrare e verificare il processo di sterilizzazione (ad esempio, temperature e tempi) utilizzato per le proprie apparecchiature.

Nota: il vapore per la sterilizzazione deve essere generato da acqua trattata per rimuovere i solidi totali disciolti e i gas non condensabili, filtrata per rimuovere i contaminanti e le goccioline d'acqua ed erogata tramite tubazioni prive di "direzioni morte" o altre zone stagnanti in cui potrebbe accumularsi della contaminazione.

Attenzione: i metodi di sterilizzazione con calore a secco, ossido di etilene, plasma gassoso, irradiazione a raggi gamma o vapori chimici non sono consigliati per la sterilizzazione di questi dispositivi. Si consiglia la sterilizzazione a vapore/calore umido.

Informazioni aggiuntive

Pulire e riesterilizzare immediatamente gli strumenti utilizzati nella procedura chirurgica. Gli strumenti devono essere accuratamente puliti, ispezionati e sterilizzati prima di essere restituiti a Medtronic.

Ogni dispositivo medico che sia stato a contatto con un paziente affetto da reale o sospetta malattia da prioni o in relazione a prioni, come la malattia di Creutzfeldt-Jakob, non deve essere restituito a Medtronic, e deve essere sottoposto a quarantena e trattamento nella stessa struttura sanitaria, in base alle linee guida per il trattamento dei dispositivi contaminati da tessuti ad alto rischio. Contattare Medtronic per informazioni relative alla corretta procedura di smaltimento o distruzione.

Le informazioni sulla pulizia e sterilizzazione qui riportate sono conformi alle norme AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 e ISO 15883-5. Le istruzioni sul trattamento fornite in questo documento sono state convalidate come idonee alla preparazione degli strumenti per il riutilizzo. La convalida della sterilizzazione ha dimostrato un livello di sicurezza della sterilità di 10⁻⁶. I parametri di sterilizzazione sono stati implementati con le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic. La convalida della sterilizzazione è stata effettuata utilizzando una camera vuota. Nelle attività di convalida è stata utilizzata una configurazione da "caso limite", con vassoio perforato e doppio avvolgimento dell'involucro.

È responsabilità dell'operatore preposto al trattamento garantire che lo stesso venga effettuato utilizzando apparecchiature convalidate e personale addestrato nella struttura adibita al trattamento per poter ottenere i risultati desiderati. Ciò richiede normalmente la convalida e il monitoraggio di routine del processo. Qualsiasi deviazione dalle presenti istruzioni da parte dell'operatore preposto alla lavorazione deve essere valutata attentamente in rapporto all'efficacia e alle possibili conseguenze avverse. Per alcuni dispositivi vengono fornite istruzioni specifiche di disassemblaggio e riassettaggio. In tal caso, per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni fornite con lo strumento. Gli utenti devono stabilire dei protocolli di trattamento adeguati per i dispositivi medici riutilizzabili impiegati nel proprio centro facendo riferimento alle raccomandazioni del fabbricante dei dispositivi e del fabbricante degli agenti utilizzati per la pulizia.

CONSERVAZIONE E SCADENZA

Per gli strumenti non sterili e le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic: conservare in un luogo pulito e asciutto e a temperatura ambiente. Gli strumenti non sterili e le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic sono riutilizzabili e non hanno una data di scadenza precisa. La fine della durata degli strumenti (scadenza) è determinata dall'usura eccessiva e dai danni conseguenti al normale utilizzo. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Limitazioni del trattamento.

Per gli strumenti e le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic sottoposti a sterilizzazione: assicurarsi che gli strumenti e le cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic siano asciutti prima della conservazione. Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. La scadenza degli strumenti e delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic sottoposti a sterilizzazione dipende dall'involucro per sterilizzazione legalmente commercializzato utilizzato. La struttura sanitaria deve stabilire una scadenza per la strumentazione sterilizzata in base al tipo di involucro per sterilizzazione utilizzato e alle indicazioni del fabbricante dell'involucro per sterilizzazione.

RECLAMI RELATIVI AL PRODOTTO

Per segnalare problemi del prodotto, contattare Medtronic.

INFORMAZIONI SULLA RISONANZA MAGNETICA

Gli strumenti Medtronic non sono destinati all'uso in un ambiente di risonanza magnetica (RM). Di conseguenza, la sicurezza e la compatibilità degli strumenti Medtronic in ambiente di risonanza magnetica non sono state sottoposte a valutazione. Di conseguenza, non è nota la sicurezza degli strumenti Medtronic in ambiente di risonanza magnetica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di dubbi o domande sul corretto utilizzo di qualsiasi strumento riutilizzabile Medtronic o sul trattamento degli strumenti o delle cassette per il trasporto/la sterilizzazione di Medtronic, contattare Medtronic. Inoltre, qualsiasi tecnica chirurgica disponibile verrà fornita senza alcun costo.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Tutti i diritti riservati.

SVARBI INFORMACIJA APIE „MEDTRONIC“ DAUGKARTINIO NAUDOJIMO INSTRUMENTUS IR DAUGKARTINIO NAUDOJIMO TRANSPORTAVIMO / STERILIZAVIMO KASETES

APRAŠYMAS

Daugkartinio naudojimo instrumentai yra pagaminti iš įvairių medžiagų, kurios įprastai naudojamos ortopedinių procedūrų metu ir atitinka taikomus šalies ir (arba) tarptautinius standartus. Šiuos instrumentus galima transportuoti „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasete. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės skirtos naudoti kartu su teisei taikijama ir (arba) tinkama sterilizavimo vinyjimo medžiaga, kad būtų galima sterilizuoti garais nesterilius gaminius.

„Medtronic“ aliuminio transportavimo / sterilizavimo kasetės sudaro dėžę, padėklai, dangčiai, dėklai, moduliai ar laikikliai, pagaminti iš įvairių medžiagų, kurios atitinka nacionalinius ir tarptautinius standartus, ir dažniausiai naudojami įdėti, saugoti ir perduoti „Medtronic“ ortopedinius ar neurologinius nesterilius prietaisus.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Ortopediniai chirurginiai instrumentai skirti manipulacijoms su audiniais ir kaulais atliekant chirurginių procedūrų metu arba naudoti su kitais (taisais ortopedinių operacijų metu. Šie instrumentai gali taip pat būti skirti ir matavimams, kurie atliekami taip, kaip aprašyta etiketėje ir ant instrumento.

Pastaba. Instrumentų neimplantuokite.

„Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės skirtos naudoti sveikatos priežiūros įstaigose ruošti, sterilizuoti, transportuoti ir laikyti medicininius prietaisus ir kitus instrumentus tarp operacijų ar kitokio medicininio panaudojimo. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės neskirtos pačios išlaikyti sterilumą; jos skirtos naudoti kartu su teisei taikijamomis ir (arba) tinkamomis sterilizavimo vinyjimo medžiagomis.

„Medtronic“ nesuteikia garantijos šiems instrumentams, „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms bei jų sudediniams dalims, jei jie buvo remontuojami arba mėginama remontuoti, išskyrus tuos atvejus, kai remontą atliko „Medtronic“ arba įgaliojtas „Medtronic“ remonto atstovas. Numanomos sutartinės garantijos sąlygos, kad prekės tinkamos parduoti ir naudoti tam tikram tikslui, neįtraukiamos.

Dėmesio! Ši instrukcija netaikoma vienkartiniams įtaisams. Nesteriliams, vienkartinio naudojimo instrumentams žr. „Medtronic“ vienkartininių ir nesterilių instrumentų naudojimo instrukciją M708348B359.

ĮSPĖJIMAI

- Sulūžę, išslydę iš rankų ar netinkamai panaudoti, pvz., aštriais asmenimis, instrumentai gali sužaloti pacientą arba operacijoje ar apdorojime dalyvaujancius darbuotojus.
- Netinkamai prižiūrimas, naudojamas arba nepakankamai valomas instrumentas gali tapti netinkamu naudoti pagal jo paskirtį arba kelti pavojų pacientui arba operacijoje dirbantiems darbuotojams ar apdorojime dalyvaujantiems darbuotojams.
- Yra papildomų pavojų, susijusių su instrumentais, naudojamais strypų lenkimui ar pjovimui. Naudojant šių tipų instrumentus galima sužaloti pacientą, nes juos naudojant reikia labai didelės jėgos. Strypų negalima pjaušyti *in situ*. Bet koks instrumento arba implanto lūžimas tokiomis aplinkybėmis gali būti ypač pavojingas. Daugelio instrumentų dėl jiems būtinų specifinių fizinių savybių negalima gaminti implantuojamųjų medžiagų, todėl jei atsitiktų instrumentų fragmentų likti paciento kune, gali kilti alerginė reakcija arba infekcija.
- Chirurgas turi labai apdairiai dirbti šalia gyvybiškai svarbių organų, nervų ar kraujagyslių. Be to, negalima naudoti per didelės jėgos, kai nustatoma instrumentų ar implantų padėtis, nes tai gali sužaloti pacientą.
- Sulūžę, išslydę iš rankų ar netinkamai panaudotos „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės, pvz., su aštriais kraštais, gali sužaloti pacientą ar operacines ir apdorojant darbuotoją.
- Netinkamai prižiūrimas, tvarkomas ar valomas „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės tampa netinkamos numatyti paskirčiai ar net pavojingos pacientui ir operacines darbuotojams.
- Itin svarbu tinkamai naudoti „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių nemodifikuokite. Nepajaukite ir nelenkite „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių įrątos, įbrėžimai ar kiti pažeidimai ir (arba) „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių nusidėvėjimas operacijos metu gali prisidėti prie lūžimo.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Instrumentais veikiant implantą per didelę jėgą, gali išsijudinti prietaisai, ypač kablukai.
- Instrumentų negalima veikti aukštesne nei 135 °C (275 °F) temperatūra. Toks šilumos lygis gali pakeisti fizines savybes. Jeigu nesate tikras, ar instrumentai nebuvo veikti didesne nei 135 °C (275 °F) temperatūra, atidžiai patikrinkite instrumentus ir įsitikinkite, ar jie veiks kaip numatyta.
- Reikia imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad būtų užtikrinta, jog šie instrumentai visada yra geros darbinės būklės. Procedūros metu itin svarbu, kad šie instrumentai būtų tinkamai. Instrumentai negali būti sulenkiami arba sugadinti. Netinkamai naudojant instrumentus bet kuris jų komponentas arba visi komponentai gali surūdėti, užsikristi, susibražyti, atsilaisvinti, susilankstyti arba sulūžti, ir dėl to jie gali veikti netinkamai.
- Šių instrumentų nenaudokite darbams, kuriems jie nėra skirti.
- Reguliariai peržiūrėkite visų instrumentų darbinę būklę ir, jeigu reikia, susisiekite su „Medtronic“ ar įgaliojtu „Medtronic“ remonto atstovu. Norint išvengti sužalojimų, prieš naudojimą reikia rūpestingai patikrinti, kaip veikia instrumentas ir ar nėra sugadintas. Sugadinto instrumento naudoti negalima. Reikia turėti papildomų atsarginių instrumentų.
- Kad chirurgas gautų sėkmingai naudoti šį instrumentą, turi gerai išmanyti priešoperacines ir operacines procedūras, įskaitant chirurginę metodiką. Rezultatai taip pat labai priklausys nuo tinkamo pacientų atrinkimo ir jų atlikimo reikalavimų.
- Svarbu tinkamai atrinkti pacientus ir prižiūrėti operacijos metu, kad operacija būtų sėkminga ir operacijos metu būtų išvengta sužalojimų. Perskaitykite ir vadovaukitės visa kita apie implantus ar instrumentus gamintojo suteikiama informacija.
- Šiuos instrumentus vaikams reikia naudoti itin atsargiai, kadangi šie pacientai gali būti jautresni įtampoms, atsiradusioms naudojant instrumentus.
- Įsitikinkite, kad instrumentai su matavimo funkcija neusidėvėję ir gerai matosi visos paviršuje esančios įrątos.
- „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės veikiančios didesne nei 135 °C (275 °F) temperatūra gali pakeisti fizines savybes. Jeigu „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės buvo veikiamos didesne nei 135 °C (275 °F) temperatūra, papildomai patikrinkite ir įsitikinkite, ar jos veikia kaip numatyta. Daugiau informacijos galite rasti skyriuje PATIKRINIMAS.
- Reikia būti itin atsargiems, kad būtų užtikrinta, jog „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės liktų geros darbinės būklės. Procedūros metu itin svarbu tinkamai naudoti „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių negalima lankstyti ar kitaip gadinti. Netinkamai naudojant „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes, bet kuri jų dalis arba visos dalys gali surūdėti, susibražyti, atsilaisvinti, susilankstyti arba sulūžti, ir dėl to gali veikti netinkamai.
- „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės yra veikiamos kartotines įtampoms, susijusios su įprastiniu transportavimu, valymu ir sterilizavimo procesais. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės prieš kiekvieną naudojimą reikia kruopščiai patikrinti ir įsitikinti, ar jos tinkamai veikia.
- „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės neturėtų viršyti didžiausio 11,4 kg / 25 lb svorio ir apkrovos pasiskirstymo.
- Darbuotojai turėtų dėvėti visas tinkamas asmenų apsaugos priemones (AAP), kaip rekomenduoja sterilizatoriaus gamintojas.
- Sterilizavimo metu skirtingus metalus reikia atskirti, kad tiesiogiai nesiliestų ir būtų išvengta korozijos. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms skirti dengti laikytuvai ar silikonas, kad būtų išvengta kontakto su nerūdijančio plieno instrumentais, naudojamais „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėse.

GALIMI NEPAGEIDAUJAMI POVEIKIAI

- Nervo pažeidimas, paralyžius, skausmas arba minkštųjų audinių, vidaus organų arba sąnarių pažeidimas.
- Infekcija netinkamai išvalius ir sterilizavus instrumentus ar „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes.
- Skausmas, diskomfortas arba nenormalus prietaiso sukelti pojūčiai.
- Nervo pažeidimas dėl chirurginės traumos.
- Cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas dėl per didelės apkrovos.
- Greitųjų kraujagyslių, nervų arba organų sumušimas instrumentu paslydus arba jį netinkamai įstadius.
- Pažeidimas netyčia atleidus kai kurių instrumentų spaustuvus arba spyruoklinius mechanizmus.
- Operaciją ar apdorojimą atliekančių darbuotojų odos ar pirštinių pjūvimas.
- Kaulų lūžimai dėl deformuoto stuburo arba slėpnių kaulų.
- Paciento audinių pažeidimas, operacines darbuotojų sužalojimas ir (arba) paalgejusios operacijos trukmės dėl sudėtingų instrumentų netyčinio išsiardymo atliekant operaciją.
- Naudojimo metodus būtina nustatyti atsižvelgiant į naudotojo patirtį ir kvalifikaciją atliekant chirurgines procedūras. Kiekvieno operacijos atveju ne visuomet pasiekiami sėkmingi rezultatai. Tai dažniausiai taikytina stuburo operacijoms, kurių rezultatams įtaką gali daryti kitos paciento ligos.

Pastaba gydytojams. Nors gydytojas yra informuotas tarpininkas tarp bendrovės ir paciento, šiame dokumente pateiktą svarbią medicininę informaciją būtina perduoti pacientui.

Šiuos prietaisus turi naudoti tik gydytojai, susipažinę su prietaisais, jų naudojimo paskirtimi ir papildomais instrumentais bei taikytiniais chirurginiais metodais. Be to, šiuos prietaisus turi naudoti operatoniai, susipažinę su įrenginiu, jo paskirtimi ir apdorojimo informacija.

PAKUOTĖ

Instrumentai gali būti siunčiami atskiroje pakuotėje arba „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėse. Gautas atskiros pakuotės „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės ir jose esantys medicininiai prietaisai turi būti nepažeisti. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės ir jose esantys medicininiai prietaisai prieš naudojimą reikia patikrinti, ar jie pilni, ir ar nėra pažeidimo požymių. Jeigu pakuotės, kasetės ar instrumentai pažeisti, jų naudoti negalima ir reikia grąžinti „Medtronic“.

PATIKRINIMAS

Prieš valymą, po valymo ir prieš operaciją naudotojas visada privalo patikrinti instrumentus. Patikrinimas turi būti nuoseklus ir turi apimti vizualią apžiūrą ir darbinį paviršių funkcinių patikrinimų, ašų, rėmų, spiralių arba sukimosi veikimo patikrinimą, angų vietų arba vamzdelių švarumo patikrinimą, ir patikrinimą, ar nėra jokių įskilimų, sulinkimų, deformacijų arba iškreipimų ir ar yra visi

komponentai. Jokiū būdu nenaudokite instrumentų ar „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių, jei yra akivaizdžių per didelio nusidėvėjimo, pažeidimo požymių, jei trūksta dalių arba dėl kitų priežasčių instrumentas neveikia.

Prieš naudojimą naudotojas privalo patikrinti „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes. Patikrinimas turi būti kruopštesnis ir turi apimti apžiūrą ir funkcijų patikrinimą. Patikrinimas taip pat privalo užtikrinti, kad „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės yra sukomplektuotos. Pažeistų „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių nebeapdorokite.

Vizualinis tikrinimas

Išsikinkite, ar:

- Matomos lazerio žymos, išgraviruotos vietos ir kitokie ženkliniai.
- Nėra įtrūkimų, deformacijų ar iškreipimų.
- Neįskilusių instrumento rankenėlių ar kuri kita jo dalis.
- Nėra spalvos pakitimų, korozijos, dėmių ar rūdžių. Jei yra, švariai nuvalykite laikydami šio dokumento PAKARTOTINIO APDOROJIMO skyriuje pateiktų instrukcijų.
- Neatsiskyrusių rankenėlių / strypų ir rankenėlių tvirtai sujungta su strypu.
- Nėra silikonų, silikoninių laikytuvų ar instrumento rankenų įprovimų ar išėmimų.
- Nėra metalinių laikytuvų nailono dangos įtrūkimų ar nusilupimų.
- Nėra izoliacijos pažeidimų (įprovių, atplyšimų ir t. t.).
- Nepažeisti darbiniai galiukai arba antgaliai. Darbiniame galiuke nėra įskilimų, išprovių ir kitokių pažeidimų. Darbinis galiukas turi būti aštrus (jei reikia).
- Nepažeisti instrumentų sriegiai.
- Netrūksta dalių ir nėra pažeidimų ar deformacijų. Dalių, kurių gali trūkti, kurios gali atslaisvinti arba būti sugadintos – tai tvirtinimo varžtai, spirales, lenktos spirales, kištukai ir dantukai.
- Jungiamieji gali nepažeisti taip, kad trukdytų sujungti (nėra įprovių, įdubimų, įlenkimų ir t. t.).
- Kanifuoti instrumentai, kuriuose yra vamzdelių su kreiptuvu arba kokių įstatymo įrankių, tikrinami vizualiai.

Funkcinis tikrinimas

Jeigu reikia, užtikrinkite, kad:

- Visos judančios dalys laisvai juda nesukibdamos, nestrigdamos ir nestrindamos.
- Spirales grąžina rankenėlę į pradinę padėtį.
- Sulaikymo kilpelės laiko atitinkamas jungiamąsias dalis ir nėra pažeistos.
- Instrumentas veikia kaip numatyta su atitinkamomis jungiamosiomis dalimis.
- Rutuliniai fiksiatoriai laiko jungiamąsias dalis ir nėra pažeisti.
- Aštrūs kraštai nėra atšipe (aštrumas jautamas palietus), įpjauti ar kitaip pažeisti.
- Tinkamai sutampa antgaliai.
- Reketo mechanizmai veikia. Tai apima rankenėles, strektes ir kitus mechanizmus. Netrūksta nė vieno dantuko ir jie veikia.
- Įakimo prietaiso antgaliai nėra susidėję iki tokio laipsnio, kad neveiktų. Jei reikia, sujunkite instrumentą su atitinkama dalimi.
- Sikagščiai, deklai, moduliai ar dangšiai tinkamai prisiderina.

PAKARTOTINIS APDOROJIMAS – BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

Valymas yra organinių nesvarumų pašalinimas. Efektyvus valymas:

- Padaeda išvengti organinių nesvarumų perdavimo nuo vieno paciento kitam.
- Sudaro sąlygas sėkmingai atlikti paskesnę sterilizaciją. Tinkamas pakartotinis apdorojimas galimas tik kruopščiai išvalius prietaisą.

Valymas yra pradinis veiksmas. Sterilizavimas atliekamas vėliau pakartotinio apdorojimo metu ir skirtas mikroorganizmams naikinti ir infekcijos pėmsimo tikimybei bei galimybei sumažinti. Norint užtikrinti priimtina pakartotinio apdorojimo rezultatą, tarp šiame dokumente nurodytų proceso veiksmų negalima daryti pertraukų.

Instrumentus galima saugiai ir veiksmingai apdoroti laikant šiame dokumente aprašytas rankinio ar rankinio ir automatinio plovimo ir dezinfekavimo prietaiso (fermentinio ar šarminio) derinio valymo procedūras. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės galima saugiai ir veiksmingai apdoroti laikant šiame dokumente aprašytas rankinio ar rankinio ir automatinio plovimo ir dezinfekavimo prietaiso (fermentinio) derinio valymo procedūras.

Paruošimo technologas turi laikytis vietinių įstatymų ir potvarkių tose sąlyse, kuriose apdorojimo reikalavimai yra griežtesni, negu aprašyti šiame dokumente.

Kraujui plintantys patogenai

Visi ligoninės darbuotojai, panaudoję šį prietaisą, turi laikytis bendrų atsargos priemonių pagal OSHA standartą 29 CFR 1910.1030 dėl profesinės ekspozicijos kraujui patogenais.

Valymo medžiagos ir valymo priemonės

Instrumentai: rekomenduojama naudoti neutralius ploviklius, fermentinius valiklius (7,0 - 8,0 pH), šarmines valymo medžiagas (8,0 - 11,0 pH), šveičiamuosius šepetis minkštais šeriais ir minkštus vamzdelių valytuvus. Labai šarminis valymo medžiagų (>11,0 pH) naudoti nedereit.

Pastaba. Po valymo šarminės valymo medžiagos gali reikėti neutralizuoti. Noredami nustatyti, ar reikia neutralizavimo, žr. gamintojo instrukcijas. Laikykites gamintojo neutralizavimo instrukcijų.

Svarbu tinkamai neutralizuoti ir nuo instrumentų nuplauti šarminius valymo tirpalus.

Aluminio transportavimo / sterilizavimo kasetės: rekomenduojama naudoti neutralius ploviklius, fermentinius valiklius (7,0 - 8,0 pH), šveičiamuosius šepetis minkštais šeriais ir minkštus vamzdelių valytuvus. Nenaudokite šarminio valymo medžiagų, nes šarminiai valikliai sukelia reikšmingą pažeidimą, dėl ko aluminio transportavimo / sterilizavimo kasetės tampa nebeužduotinos.

Šių valiklių, tirpalų ar įrankių negalima naudoti instrumentams ar „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms:

- Fiziologinis tirpalas.
- Tirpalai, kurių sudėtyje yra chloro (pvz., chlorokalių) arba aldehidų (pvz., gliutaraldehido).
- Formalinas, gyvsidabris, chloridai, bromidai, jodidai arba Ringerio tirpalas.
- Metaliniai šepetiai arba šveistukai.

Valymas ir skalavimas vandeniu

Jei (manoma, reikia naudoti suminkstintą vandentiekio vandenį). Noredami išvengti mineralinių medžiagų nuosėdų susikaupimo ant paviršiaus, galutiniam praplovimui naudokite kritinį vandenį (rekomenduojamas dejonizuotas vanduo). Kad vanduo būtų laikomas kritiniu, gali būti naudojamas vienas arba daugiau iš šių procesų: ultrafiltravimas (UF), reversinė osmozė (RO), dejonizavimas (DI) arba lygiavertis procesas. Reikėtų vengti naudoti kietą vandenį.

Mineralinės alyvos arba silikoninių tepalų naudojimas

Mineralinės alyvos ar silikoninių tepalų negalima naudoti, kadangi jie gali būti nepasalinami vadovaujantis šia valymo instrukcija. Šių tipų tepalai gali padengti mikroorganizmus, neleisti tiesiogiai patekti garams ant instrumento paviršių ir trukdyti sterilizavimo procesui.

Pakartotinio apdorojimo įspėjimai / atsargumo priemonės

- Neleiskite, kad instrumentai ar „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės išdžiūtų po naudojimo prieš valymą. Jei kraujas arba kraujingi skysčiai išdžiūsta ant instrumentų ar „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių, juos gali būti sunku valyti ir sterilizuoti.
- „Medtronic“ daugkartinio naudojimo instrumentai yra laikomi labai svarbiais įtaisais (t.y. svarbius kontaktus) ir turi būti kruopščiai valomi, po to sterilizuojami prieš naudojant pirmą kartą arba, vadovaujantis šiomis pakartotinio apdorojimo instrukcijomis, prieš kiekvieną pakartotinį naudojimą.
- Užteršti ar panaudoti instrumentai neturi būti dedami į „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes valymui automatiškai plovimo ir dezinfekavimo prietaise. Užterštus instrumentus būtina apdoroti atskirai nuo „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių.
- Aluminio „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės galima valyti tik fermentiniais (neutraliais) valymo tirpalais.
- Tam tikri tirpalai (t.y. šarminiai ir (arba) kurių sudėtyje yra baliklio, gliutaraldehido ar formalino) gali stipriai pažeisti aluminio transportavimo / sterilizavimo kasetes. Tokių tirpalų naudoti negalima.
- Visi sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, dirbantys su užkrečiamais arba potencialiai užkrečiamais instrumentais ar „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėmis, turi laikytis visų atsargumo priemonių. Reikia imtis atsargumo priemonių tvarkant instrumentus su aštriais galais ar ašmenimis.
- Reikia naudoti tinkamas AAP tvarkant užkrečiamus arba potencialiai užkrečiamus medicininius instrumentus ir prietaisus arba su jais dirbant. AAP apima drabužius, kaukes, apsauginius akinus arba veido skydelius, pirštines ir batų apdangalus.
- Ant jautrų prietaisų nedėkite sunkių instrumentų.
- Vesinimo fazės metu reikia vengti vesti srovį iš oro lataų ar kitų oro srovių, kad būtų išvengta drėgmės po sterilizavimo dėl greito aušinimo.

Pakartotinio apdorojimo apribojimai

- Kartotinio apdorojimo poveikis šioms instrumentams ar „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms yra minimalus.

INSTRUKCIJOS – tik instrumentams (Instrukcijos aliuminio „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetoms pateiktos po instrumentų instrukcijų)	
	7. Instrumentus išimkite iš fermentinio valymo tirpalo ir perplaukite tekančiu (šaltu) vandentiekio vandeniu. Vandens srove perplaukite visus spindžius ar ertmes. Mažiausiai 3 minutes skalaukite (šaltu) vandentiekio vandeniu. 8. Naudodami vandentiekio vandenį, pagal gamintojo instrukcijas, taip pat atsižvelgdami į temperatūros rekomendacijas tinkamo dydžio valymo ultragarsu įrenginyje paruoškite kitą fermentinį valymo tirpalą. 9. Instrumentus panardinkite į fermentinį valymo tirpalą, pamerkite visą į valykite ultragarsu 40 – 50 KHz dažniu mažiausiai 45 minutes. Galima taikyti kelis ultragarsu ciklus, kad visas valymo ultragarsu laikas būtų mažiausiai 45 minutes. Užtikrinkite, kad prietaiso visi paviršiai, spindžiai ir komponentai kontaktuotų su valymo tirpalu. Pastaba. Ultragarinis valymas veiksmingas tik įėjimo paviršiai valomi pamerkti į valymo tirpalą. Oro kišenės sumažins ultragarinio valymo veiksmingumą. Sumažinkite oro kišenių ir burbulukų susidarymą spindžius, ertmes, plyšius ar spyruokles skalaudami valymo tirpalu, kai instrumentas yra pamerktas ultragarinėje talpoje. 10. Išimkite instrumentus iš ultragarsu vonelės ir skalaukite tekančiu (šaltu) vandentiekio vandeniu. Vandens srove perplaukite visus spindžius ar ertmes. Skalaukite mažiausiai 3 minutes. 11. Dar 3 minutes skalaukite dejonizuotu vandeniu pagal 10 punkto nurodymus. 12. Atidžiai apžiūrėkite instrumentus, įskaitant visus spindžius ir ertmes, kad įsitikintumėte, jog buvo pašalinti visi matomi nešvarumai. Jei dar yra nešvarumų, pakartokite valymo procesą arba nedelsiant kreipkitės į „Medtronic“ platintoją, kad pasirūpintų užtikrinimu arba pakeitimu. Nešvaraus instrumento pakartotinai apdoroti negalima.
Dezinfekavimas: terminis	- Terminiškai nuklenksminkite prietaisus galutiniu terminiu skalavimu automatiniai plovimo ir dezinfekavimo prietaise 93 °C (200 °F) temperatūroje 5–10 minučių. - Nereikia dezinfekuoti dezinfekavimo tirpalais ar cheminėmis medžiagomis, nes nuklenksminimo procesas apima valymą ir sterilizavimą. - Vien tik terminis dezinfekavimas instrumento nepadaro saugiu naudoti pacientui.
Džiovinimas: automatinis plovimo ir dezinfekavimo prietaisais	- Atlikę visą plovimo ir dezinfekavimo ciklą, apžiūrėkite, ar instrumentas sausas. - Po plovimo ir dezinfekavimo ciklo ant instrumento paslebejus dregmes, nudžiovinkite švaria, skysčius sugeriančia šluoste be pūkų, pučiamu (medicininu) oru ir (arba) sauso karščio krosneleje $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) temperatūroje mažiausiai 30 minučių. - Sudėtingus instrumentus (pvz., ašis movoje, kaniules ar su akinomis angomis) gali reikėti džiovinoti mažiausiai 30 minučių sauso karščio krosneleje $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) temperatūroje. Apžiūrėkite, ar išdžiovė. - Prieš supakuojant sterilizavimui, instrumentai turi būti visiškai sausi.
Džiovinimas: rankinis	- Prietaisus nusauskinkite švariomis, skysčius sugendančiomis šluostėmis be pūkų ir (arba) pučiamu (medicininu) oru ir (arba) sauso karščio krosneleje. Patikrinkite ar išdžiovė ir, jeigu reikia, pakartokite. - Prieš supakuojant sterilizavimui, instrumentai turi būti visiškai sausi.
Patikrinimas ir surinkimas iš naujo	- Jei prieš valant ir sterilizuojant instrumentas buvo išardytas, surinkite jį iš naujo, jeigu būtina. - Atidžiai patikrinkite instrumentą, ar nesugadintas, kaip nurodyta šio dokumento skyriuje PATIKRINIMAS. - Jei instrumentas yra sugadintas, nedelsiant kreipkitės į „Medtronic“, kad pasirūpintų jo užtikrinimu arba pakeitimu. Sugadinto prietaiso pakartotinai apdoroti negalima.
Pakuotė	- Reikia naudoti standartinę neaustinę / dregmei atsparią chirurginio sterilizavimo ar kitą higieninę vyniojimo medžiagą. - Prieš sterilizavimą atskirus instrumentus ar specialius sterilizavimo padėklus reikia apvynioti du kartus. - Turi būti dedami tik „Medtronic“ gaminami ir (arba) platinami instrumentai. - Pereikite į skyrį „Sterilizavimas“.

INSTRUKCIJOS – tik aliuminio „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetoms (Daugkartinio naudojimo instrumentų instrukcijos pateiktos ankstesnėje lentelėje)				
„Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetių perdavimas priežūrai	„Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes tiekiamos nesterilios ir prieš naudojimą pirmą kartą bei prieš bet kurį pakartotiną naudojimą jas būtina kruopščiai išvalyti ir po to sterilizuoti. - Prieš plaudami ir sterilizuodami nuimkite visas pakavimo medžiagas.			
Naudojimo vieta	- Visus matomus nešvarumus nuo dežių ir dekų nuvalykite šluostėmis be pūkų. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes reikia kruopščiai nuvalyti iš karto po naudojimo, kad sumažėtų išdžiovimo tikimybė.			
Laikymas ir transportavimas	- Jeigu „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetę iš karto negalima pakartotinai apdoroti, transportuodami prietaisus laikykite dregnai. - Užterštoms „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms naudokite suminkštinantį vandentiekio vandenį (jeigu įmanoma) arba uždenkite dregnais rankšluostais. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes nedelsiant transportuokite į tolesniam apdorojimui skirtą darbo vietą.			
Paruošimas valymui	„Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes būtina valyti atskirai, o ne sumautas viena į kitą. Dežė ir modulių dangčius reikia nuimti ir valyti atskirai arba valyti atdaryta, jeigu negalima nuimti. - Dežės ir deklus galima saugiai ir veiksmingai apdoroti taikant šiame dokumente aprašytas rankinio ar rankinio ir automatinio plovimo ir dezinfekavimo prietaiso (fermentinio tik aliuminio dežės ir deklams) derinio valymo proceduras. Aliuminio „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms nenaudokite šarminių tirpalų, nes šios medžiagos gadina aliuminio „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo laiką.			
Automatinis valymas: fermentinis	- Dežės ir deklus plaukite, skalaukite ar valykite šepetiais po (šaltu) vandentiekio vandeniu, mažesnes nei $<43^{\circ}\text{C}$ (110°F) temperatūros, mažiausiai 30 sekundžių. - Prietaisus perdekite į automatinį plovimo ir dezinfekavimo prietaisą ir jį suprogramuokite pagal 3 lentelėje nurodytus ciklo parametrus. Įsitinkite, kad dežė ir deklai plovimo ir dezinfekavimo prietaise būtų tokiame padėtyje, kad būtų tinkamas drenžas. Įsitinkite, kad kasetę / modulių vidines dalis būtų pakreiptos žemyn link purkštuvų atšakų, o 3 lentelėje nurodyti ciklo parametrai būtų tinkamai suprogramuoti. - Išėmę atidžiai apžiūrėkite prietaisus, įskaitant visus spindžius ir ertmes / besiliečiančius paviršius, kad įsitikintumėte, jog buvo pašalinti visi matomi nešvarumai. Jei dar yra nešvarumų, pakartokite valymo procesą arba kreipkitės į „Medtronic“ platintoją, kad pasirūpintų užtikrinimu arba pakeitimu. Nesvarių prietaisų pakartotinai apdoroti negalima.			
3 lentelė. Fermentinis (neutralus) valiklis (7,0 – 8,0 pH)				
Ciklas		Temperatūros nuostata	Minimalus laikas (min.:s)	Koncentracija
Pradinis plovimas		$<43^{\circ}\text{C}$ ($<110^{\circ}\text{F}$) (Šaltas vandentiekio)	2:00	Netaikoma
Impulsinis fermentinis plovimas	Plovimas	$<60^{\circ}\text{C}$ ($<140^{\circ}\text{F}$) Karštas vandentiekio	4:00	0,2 – 0,8 ml/litru
	Skalavimas	$<60^{\circ}\text{C}$ ($<140^{\circ}\text{F}$) Karštas vandentiekio	$\geq 00:15$	Netaikoma
Plovimas valymo medžiagomis (neutralus pH)		60°C (140°F)	5:00	0,2 – 0,8 ml/litru
Skalavimas		71°C (160°F)	5:00	Netaikoma
Terminis (dezinfekavimas) Skalavimas (dejonizuotas)		90°C (194°F)	5:00	Netaikoma
Džiovinimas		$98,8^{\circ}\text{C}$ (210°F)	$\geq 15:00$	Netaikoma
Pastaba. Ciklas patvirtintas naudojant „Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner“ ir „Prolystica Neutral Detergent“ plovimo ir dezinfekavimo prietaise.				

INSTRUKCIJOS – tik aliuminio „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms (Daugkartinio naudojimo instrumentų instrukcijos pateiktos ankstesnėje lentelėje)	
	Pastaba: Dėl didelio kiekio plovimo ir dezinfekavimo prietaisų kintamųjų kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga turėtų tinkamai įdiegti, kalibruoti ir patvirtinti procesą (pvz., temperatūrą, trukmę), taikomą savo įrangai. Visada laikykitės plovimo ir dezinfekavimo prietaiso gamintojo rekomendacijų. Kai vienu valymo ciklu valote kelis prietaisus, užtikrinkite, kad neviršijate gamintojo didžiausios apkrovos. Valymas patvirtintas esant visiškai pakrūvintai kamerai.
Rankinis valymas: fermentinis	1. Kai nera automatinio valymo ir dezinfekavimo prietaiso, „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes valykite rankiniu būdu. 2. „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes mažiausiai 1 minutę plaukite, skalaukite ir šveiskite po šaltu vandentekio <43 °C (<110 °F) temperatūros vandeniu. 3. Prietaisus nušveiskite tinkamo dydžio, minkštų šerių šepeteliais ar vamzdelių valymo šepeteliais, kad būtų pašalinti matomi nešvarumai. Iššveiskite visus spindžius ar ertmes ir įjunkite prietaisą (jeigu galima). 4. Šveiskite, kol pašalinsite visus matomus nešvarumus. 5. Pagal gamintojo instrukcijas, taip pat atskiedimo ir temperatūros rekomendacijas naudodami vandentekio vandenį paruoškite fermentinį valymo tirpalą. Visiškai panardinkite prietaisus į fermentinio tirpalo vonelę ir mirkykite mažiausiai 10 minučių. Užtikrinkite, kad visi paviršiai, spindžiai ir komponentai kontaktuoti su valymo tirpalu. 6. Prietaisus išimkite iš fermentinio valymo tirpalo ir perplaukite tekančiu (šaltu) vandentekio vandeniu. Vandens srove būtina perplauti visus spindžius ir ertmes. Mažiausiai 1 minutę skalaukite šaltu vandentekio vandeniu. 7. Naudodami vandentekio vandenį, pagal gamintojo instrukcijas, taip pat atskiedimo ir temperatūros rekomendacijas tinkamo dydžio valymo ultragarsu įrenginyje paruoškite kitą fermentinį valymo tirpalą. 8. Prietaisus panardinkite į fermentinį valymo tirpalą, pamerkite visą ir valykite ultragarsu 40 – 50 kHz dažniu mažiausiai 20 minučių. Galima taikyti kelis ultragarsu ciklus, kad visas valymo ultragarsu laikas būtų mažiausiai 20 minučių. Užtikrinkite, kad visi paviršiai, spindžiai ir komponentai kontaktuoti su valymo tirpalu. Pastaba: Ultragarso valymas veiksmingas tik jeigu paviršiai valomi pamerkti į valymo tirpalą. Oro kišenės sumažins ultragarso valymo veiksmingumą. Būtinai sumažinkite oro kišenių ir burbuliukų susidarymą spindžius, ertmes, plyšius ar spyruokles skalaudami valymo tirpalu, kai prietaisai yra pamerkti ultragarso talpoje. 9. Išimkite prietaisą iš valymo ultragarsu įrenginio ir skalaukite tekančiu šaltu vandentekio vandeniu. Vandens srove būtina perplauti visus spindžius ir ertmes. Skalaukite mažiausiai 10 minučių. Galima taikyti kelis ciklus, iš viso mažiausiai 10 minučių. 10. Dar 10 minučių skalaukite deionizuotu vandeniu pagal 9 punkto nurodymus. Galima taikyti kelis ciklus, iš viso mažiausiai 10 minučių. 11. Prietaisus atidžiai apžiūrėkite, įskaitant spindžius ir ertmes, noredami įsitikinti, ar buvo pašalinti visi nešvarumai. Jei dar yra nešvarumų, pakartokite valymo procesą arba nedelsiant kreipkitės į „Medtronic“ platintoją, kad pasirūpintų užtikrinimu arba pakeitimu. Nešvarių prietaisų pakartotinai apdoroti negalima. Pastaba: ciklas patvirtintas naudojant „Prolystica“ fermentinį mirkymo ir valymo tirpalą¹ (1 – 4 mL).
Džiovinimas	Automatinis plovimo ir dezinfekavimo prietaiso • Atlikę visą plovimo ir dezinfekavimo ciklą, apžiūrėkite, ar instrumentas sausas. • Jeigu ant „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės pastebėjote drėgmę, nusausinkite švaromis, skysčius sugeriančiomis šluostėmis be pūkų, pučiamu (medicininiu) oru, kol nebeliks drėgmės. Rankinis Prietaisus nusausinkite švaromis, skysčius sugeriančiomis šluostėmis be pūkų ir (arba) pučiamu (medicininiu) oru. Patikrinkite ar išdžiūvo ir, jeigu reikia, pakartokite.
Patikrinimas ir pakartotinis įdėjimas	• Atidžiai patikrinkite „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes, ar nesugadintos, kaip nurodyta šio dokumento skyriuje PATIKRINIMAS. • Jeigu „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės ar moduliai pažeisti, nedelsiant susisiekite su „Medtronic“ su susitarite dėl užtikrinimo ar pakeitimo. • „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės ar moduliai įkelkite su jų atitinkamais prietaisais. • Perekite į skyrį „Sterilizavimas“.

STERILIZAVIMO INSTRUKCIJOS tik instrumentams, tik „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms																							
Sterilizavimas	1. Du kartus apvyniokite atskirus instrumentus ir (arba) specialias transportavimo / sterilizavimo kasetes, kuriose yra instrumentai, apvynioti neaustine / drėgmei atsparia chirurginio sterilizavimo vyniojimo medžiaga. 2. Prieš dedami į sterilizatorių, patikrinkite pakuotę ir įsitikinkite, kad nėra įplyšimo, pradūrimo vietų arba sandarumo pažeidimų. 3. Įdėkite prietaisą į sterilizatorių laikydamiesi sterilizatoriaus gamintojo rekomenduojamų sudėjimo procedūrų ir krovimo konfigūracijų. 4. Vykdydami sterilizatoriaus gamintojo rekomenduojamas procedūras užprogramuokite sterilizatorių pagal bet kurį sterilizavimo ciklo parametrų rinkinį pateiktą 4 lentelėje. 4 lentelė. Sterilizavimo ciklo parametrai <table><tr><th>Ciklas</th><th>Temperatūra</th><th>Poveikdo trukmė</th><th>Minimali džiovinimo trukmė³</th></tr><tr><td>Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)</td><td>132 °C (270 °F)</td><td>4 min.</td><td>30 min.</td></tr><tr><td>Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)</td><td>135 °C (275 °F)</td><td>3 min.</td><td>30 min.</td></tr><tr><td>Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>4 min.</td><td>30 min.</td></tr><tr><td>Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>20 min.</td><td>30 min.</td></tr></table>			Ciklas	Temperatūra	Poveikdo trukmė	Minimali džiovinimo trukmė ³	Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)	132 °C (270 °F)	4 min.	30 min.	Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)	135 °C (275 °F)	3 min.	30 min.	Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)	134 °C (273 °F)	4 min.	30 min.	Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)	134 °C (273 °F)	20 min.	30 min.
Ciklas	Temperatūra	Poveikdo trukmė	Minimali džiovinimo trukmė ³																				
Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)	132 °C (270 °F)	4 min.	30 min.																				
Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)	135 °C (275 °F)	3 min.	30 min.																				
Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)	134 °C (273 °F)	4 min.	30 min.																				
Dinaminis oro pašalinimas (4 impulsai prieš kondicionavimą)	134 °C (273 °F)	20 min.	30 min.																				

Pateikta valymo ir sterilizavimo informacija atitinka AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 ir ISO 15883-5. Šiame dokumente pateiktos pakartotinio apdorojimo instrukcijos buvo patvirtintos kaip tinkamos ruošti instrumentus pakartotinam naudojimui. Sterilumo patvirtinimo procesas parodė 10⁻⁶ sterilumo užtikrinimo lygį (SAL). Sterilizavimo parametrai buvo taikomi su „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėmis. Sterilizavimo patvirtinimas buvo atliekamas naudojant tuscą kameros įkrovą. Atliekant patvirtinimo veiksmus, buvo naudojama „Praešausio atvejo“ perforuoto dukart apvynoto padėklų konfigūracija.

Apdorojimo technologas atsako, kad apdorojimas būtų atliekamas naudojant patvirtintą įrangą, o darbuotojai apdorojimo įstaigoje būtų išmokyti, kad būtų pasiekti pageidaujami rezultatai. Paprastai tam reikia patvirtinimo ir reguliarių proceso stebėjimų. Reikia tinkamai įvertinti visų technologų nukrypimų nuo pateiktų instrukcijų veiksmingumą ir galimas neigiamas pasekmes. Kai kurie prietaisai

turi specifines išardymo / surinkimo instrukcijas. Tokiu atveju papildomos informacijos galite rasti su instrumentais pateiktose instrukcijose. Naudotojai turi sudaryti atitinkamus jų įstaigose naudojamų daugkartinio naudojimo instrumentų pakartotinio apdorojimo protokolus, pritaikant instrumentų ir valymo priemonių gamintojų rekomendacijas.

SAUGOJIMAS IR LAIKYMO TERMINAS

Nesteriliams instrumentams ir „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms: laikyti sausi, švarioje aplinkoje kambario temperatūroje. Nesterilius instrumentus ir „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetes yra daugkartinio naudojimo ir jie neturi konkretaus laikymo termino. Tarnavimo laikas (laikymo terminas) nustatomas pagal didelį nusidėvėjimą ir pažeidimus naudojant įprastai. Daugiau informacijos galite rasti apdorojimo apribojimų skyjuje.

Sterilizuotiems instrumentams ir „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetėms: prieš saugojimą įsitikinkite, ar instrumentai ir „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasetės yra sausi. Laikyti švarioje, sausoje, kambario temperatūros aplinkoje. Sterilizuotų instrumentų ir „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių laikymo terminas priklauso nuo teisetai rinkoje esančių sterilizavimo įvyntojamų medžiagų. Sveikatos priežiūroje įstaiga turėtų nustatyti sterilizuotų instrumentų laikymo terminą pagal naudojamų sterilizavimo įvyntojamų medžiagų tipą ir sterilijų įvyntojamų medžiagų gamintojo rekomendacijas.

SKUNDAI DĖL GAMINIŲ

Noredami pranešti apie problemą dėl gaminio, susisieki su „Medtronic“.

MRT INFORMACIJA

„Medtronic“ instrumentai neskirti naudoti magnetinio rezonanso (MR) aplinkoje. Iš esmės, „Medtronic“ instrumentų saugumas ir suderinamumas su MR aplinka nebuvo vertintas. Todėl „Medtronic“ instrumentų saugumas MR aplinkoje nežinomas.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA

Jeigu iškilo abejonių arba nesate tikri dėl tinkamo bet kurio daugkartinio „Medtronic“ instrumento naudojimo ar instrumentų bei „Medtronic“ transportavimo / sterilizavimo kasečių apdorojimo, susisieki su „Medtronic“. Visų chirurginių metodų aprašymai pateikiami nemokamai.

© „Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.“, 2016. Visos teisės saugomos.

SVARIGA INFORMACIJA PAR MEDTRONIC ATKARTOTI LIETOJAMIEI INSTRUMENTIEM UN ATKARTOTI LIETOJAMAM TRANSPORTĖŠANAS/STERILIZACIJAS KASETĖM

APRAKSTAS

Atkartinai lietojami instrumentai tiek izgatavoti no daždiem materiāliem, kuras parasti lieto ortopediskās procedūrās un kuri atbilst piemeramo valsts un/vai starptautisko standartu prasībām. Šie instrumentai var tikt piegādāti Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēs. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēs ir paredzēts izmantot kopā ar legāli tirgotiem un/vai atbilstošiem sterilizācijas ietīšanas materiāliem, kas pieļauj nesterilu ierīču sterilizāciju ar tvaiku.

Medtronic alumīnija transportēšanas/sterilizācijas kasetes ietīst korpusi, papildus, vāki, kārbas, moduļi un skavas, kas izgatavotas no daždiem materiāliem atbilstoši valsts un starptautiskiem standartiem, un šīs kasetes tiek izmantotas Medtronic ortopēdisko vai neiroloģisko nesterilo ierīču ievietošanai, aizsardzībai un kārtosai.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Ortopēdiskas ķirurģijas instrumenti ir paredzēti izmantošanai ķirurģiskās procedūras audu un kaulu manipulēšanai vai ir izmantojami kopā ar citām ortopēdiskās ķirurģijas ierīcēm. Instruments var nodrošināt arī mērīšanas funkciju, kuras lietojums ir norādīts uz etiķetes un uz instrumenta.

Piezīme: neimplantei šos instrumentus.

Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir paredzēts izmantot veselības aprūpes iestādēs, lai kārtotu, ievietotu, sterilizētu, transportētu un uzglabātu medicīnas ierīces un citus instrumentus starptautiskā starp to lietošanu ķirurģiskās un citās medicīniskās procedūrās. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nav paredzētas kā atsevišķs līdzeklis sterilizācijai nodrošināšanai; tās ir paredzētas izmantot kopā ar legāli tirgotiem un/vai atbilstošiem sterilizācijas ietīšanas materiāliem.

Uzņēmums Medtronic negarantē šo instrumentu, Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasešu vai jebkuru to sastāvdaļu darbību, ja tās ir remontētas vai mēģinātas remontēt, izņemot gadījumus, kad remontu veicis uzņēmums Medtronic vai Medtronic pilnvarots remonta pārstāvis. Īpaši tiek izslēgtas netiesas garantijas attiecībā uz komerciālo derīgumu vai piemērotību noteiktām mērķīm vai lietošanai.

Uzmanību! Šie norādījumi neattiecas uz vienreizējas lietošanas ierīcēm. Nesterilu, vienreizējas lietošanas instrumentu gadījumā skatiet Medtronic atkārtoti neizmantojamu, nesterilo instrumentu lietošanas pamācību, M708348B359.

BRĪDINĀJUMI

- Instrumentu salūšana, noslīdējumi, nepareiza izmantošana vai, piemēram, nepareiza rīcība asu šķautņu tuvumā, var izraisīt ievainojumu pacientam vai ķirurģijas vai atkārtotās apstrādes personālam.
- Nepareiza apkope un lietošana vai neatbilstošas tīrīšanas procedūras var padarīt instrumentu nepiemērotu tam paredzēto darbu veikšanai un apdraudēt pacientu vai ķirurģijas vai atkārtotās apstrādes personālu.
- Papildu riski ir saistīti ar spriegu locīšanai un griesanai paredzētajiem instrumentiem. Lietojot šādus instrumentus, var ievainot pacientu, jo to izmantošana ir nepieciešams liels spēks. Negrēziet spriegu to lietošanas vieta (in situ). Instrumenta vai implantāta salūšana sāda situācija var būt ārkārtīgi bīstama. Fiziskās īpašības, kas nepieciešamas daudziem instrumentiem, nepieļauj to izgatavošanu no implantējamajiem materiāliem, tāpēc, ja kads nolūzis instrumenta fragments paliek pacienta ķermenī, tas var izraisīt alerģiju vai infekciju.
- Ķirurģam, strādājot dzīvībai svarīgu orgānu, nervu vai asinsvadu tuvumā, jāievēro īpaša piesardzība. Turklāt, pozicionējot instrumentus vai implantātus, nedrīkst lietot pārmerīgu spēku, jo tā var savainot pacientu.
- Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasešu bojājumi, noslīdējumi, nepareiza izmantošana vai nepareiza rīcība ar tam, piemēram, asu šķautņu tuvumā, var savainot pacientu vai ķirurģisko un atkārtotās apstrādes personālu.
- Atbilstošu apkopes, lietošanas vai tīrīšanas procedūru neievērošana var padarīt Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nepiemērotas paredzētajai lietošanai vai pat apdraudēt pacientu vai ķirurģijas personālu.
- Ļoti svarīgi ir pareizi rīkoties ar Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nedrīkst modificēt. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nedrīkst saliekt un ierīcēt. Ierīcēt, skrāpējumi un cita veida Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasešu bojājumi un/vai nodilums, kas rodas lietošanas laikā, var izraisīt salūšanu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Pamērīgs spēks, ar instrumentiem iedarbojoties uz implantātiem, var mainīt ierīču, īpaši aķu pozīciju.
- Instrumenti nedrīkst atrasties temperatūrā, kas pārsniedz 135 °C (275 °F). Sāks karstuma līmenis var mainīt fiziskās īpašības. Ja nav zināms, vai instrumenti ir atradusies temperatūrā, kas pārsniedz 135 °C (275 °F), rūpīgi pārbaudiet instrumentus, lai pārbaudītu, vai tie joprojām darbojas, kā paredzēts.
- Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai šie instrumenti vienmēr būtu labā darba kārtībā. Procedūras laikā ir ļoti svarīga šo instrumentu pareiza darbība. Instrumentus nedrīkst likt vai bojāt. Instrumentu nepareiza lietošana, kādas instrumenta sastāvdaļas vai visu tā sastāvdaļu korozija, sastingums, skrāpējumi, atvienošanās, saliekšanās vai lūzums var traucēt vai nepieļaut tā pareizu darbību.
- Neizmantojiet šos instrumentus darbībām, kurām tie nav paredzēti.
- Regulārī pārskatiet visu instrumentu darba stāvokli un, ja nepieciešams, sazinieties ar Medtronic vai ar pilnvarotu Medtronic remonta pārstāvi. Lai izvairītos no ievainojumiem, instrumentus pirms izmantošanas rūpīgi jāpārbauda, vai tas darbojas un nav bojāts. Bojātu instrumentu nedrīkst lietot. Vienmēr ir jābūt pieejamiem papildu rezerves instrumentiem.
- Pirms operācijas un operācijas procedūru, tostarp ķirurģisko metožu parzināšana, ir svarīgi faktori, lai ķirurģu spētu sekmīgi lietot šos instrumentus. Rezultātus lielā mērā ietekmē pareiza pacienta izvēle un pacienta sadarbība.
- Pareiza pacienta izvēle un aprūpe operācijas laikā ir ļoti svarīga, lai panāktu veiksmīgu operācijas rezultātu un operācijas laikā nepieļautu ievainojumus. Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet informāciju par citiem izstrādājumiem, ko piegādājis implantātu vai instrumentu ražotāji.
- Pediatrijas pacientiem instrumenti ir jālieto sevisīgi uzmanīgi, jo šie pacienti var būt jutīgāki pret slodzēm, kas nepieciešamas šo instrumentu lietošanai.
- Pārīecieties, vai ar mērīšanas funkciju nodrošinātie instrumenti nav nolietoti un visi gravējumi uz virsmām ir skaidri redzami.
- Ja Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes tiek pakļautas temperatūrai, kas pārsniedz 135 °C (275 °F), var mainīties to fiziskās īpašības. Ja Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir tikušas pakļautas temperatūrai, kas pārsniedz 135 °C (275 °F), veiciet papildu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai tās darbojas, kā paredzēts. Papildinformāciju skatiet sadaļā "PĀRBAUDE".
- Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes vienmēr būtu labā darba kārtībā. Procedūras laikā ir ļoti svarīga Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasešu pareiza lietošana. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nedrīkst nekada veida saliekt vai bojāt. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nepareiza lietošana, kas var izraisīt kadas vai visu kasešu daļu koroziju, skrāpējumus, atvienošanās, saliekšanās vai lūzumu, var traucēt vai liegt tam pareizi darboties.
- Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes tiek pakļautas atkārtotām slodzēm, kas saistītas ar transportēšanas, tīrīšanas un sterilizācijas rūtnas procesu. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir rūpīgi jāpārbauda pirms katras lietošanas, lai pārbaudītu, vai tās pilnībā darbojas.
- Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nedrīkst pārsniegt maksimālo svāra un slodzes sadalījumu 11,4 kg/25 mārciņas.
- Personālam ir jāizmanto piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi (Personal Protective Equipment — PPE) atbilstoši sterilizācijas aprīkojuma ražotāja ieteikumiem.

- Lai novērstu koroziju, sterilizācijas laikā nedrīkst pieļaut atšķirīgu metālu tiešu saskari. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir aprīkotas ar skavām ar īpašu pārklājumu vai silikoni, kas novērš Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēs izmantoto nerūsējošā tērauda instrumentu saskari.

IESPĒJAMĀS NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

- Nervu bojājums, paralīze, sāpes vai mīksto audu, iekšējo orgānu vai locītavu bojājumi.
- Infekcija, ja instrumenti vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nav pareizi notīrītas un sterilizētas.
- Sāpes, diskomforts vai nepatīkamas sajūtas, ko izraisa ievietotie ierīces iekšējās daļas.
- Operācijas traucējumi, ko izraisa nervu bojājumi.
- Cerebrospīnālā šķidrums noplūde pārmerīgas slodzes lietošanas dēļ.
- Instrumenta noslīdēšanas vai nepareizas ievietošanas izraisīta tuvāko asinsvadu, nervu orgānu saspiešana.
- Noteiktu instrumentu skavas vai atsperes mehānisma spontānas atbrīvošanās izraisīti bojājumi.
- Ķirurģijas vai atkārtotās apstrādes speciālistu ādas vai ķirurģisko cimdņu sagriešana.
- Kaula lūzums deformēta mugurkaula vai vāka kaula gadījumā.
- Pacienta audu bojājumi, ķirurģijas personāla fiziskās traumas un/vai pagātnes operācijas līgums, ko var izraisīt daudzkomponentu instrumentu nejausa izjūkšana operācijas laikā.
- Izmantošanas metodes ir atkarīgas no lietotāju pieredzes un iegūtajām zināšanām ķirurģisko procedūru veikšanā. Ne visas operācijas ir veiksmīgas. Šis fakts īpaši attiecas uz mugurkaula ķirurģiju, kur rezultātu var pasliktināt citi pacienta stāvokļi.

Piezieme ārstam: lai gan ārsts ir profesionāls starpnieks starp uzņēmumu un pacientu, pacients ir jāinformē par šajā dokumentā sniegto svarīgo medicīnisko informāciju.

Šīs ierīces drīkst lietot tikai ārsti, kuri ir iepazinies ar ierīcēm, to paredzēto lietošanas veidu, visiem papildu instrumentiem un pārzina visus zināmos ķirurģiskos panākumus. Turklāt šīs ierīces drīkst izmantot tikai operatori, kuri pārzina ierīci, kas paredzēto lietošanas veidu un atkārtotās apstrādes informāciju.

IEPAKOJUMS

Instrumenti var tikt piegādāti atsevišķā iepakojumā vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēs. Atsevišķajam iepakojumam, Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm un tajās ietilpstotajās ierīcēs saturošajam iepakojumam jābūt nesekmīgiem. Pirms Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes un tajās ietilpstotajās ierīcēs saturošajam iepakojumam jābūt nesekmīgiem, ja ierīces ir veselās un nav konstatējamas bojājumu pazīmes. Bojātus iepakojumus, kasetes un instrumentus nedrīkst izmantot, tie ir jānosūtīta atpakaļ uzņēmumam Medtronic.

PĀRBAUDE

Pirms un pēc tīrīšanas un pirms operācijas lietotajam vienmēr ir jāpārbauda instrumenti. Pārbaude jāveic rūpīgi, un tās laikā gan vizuāli, gan funkcionāli jāpārbauda darba virsmas, viras, stāļi, atsperes vai vērpes darbība, tvertnu atverumu vai kanulu tīrība, ka arī jāpārbauda, vai nav pīsumu, saišķumu, deformāciju vai kroplību un vai ir visas sastāvdaļas. Nēkādā gadījumā neļietojiet instrumentus vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes, kurām ir acīmredzamas nolietojuma pazīmes un bojājumi un kuras nav pilnībā nokomplektētas vai citādā veidā funkcionālas.

Pirms Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes lietošanas lietotājam ir jāveic to pārbaude. Pārbaude jāveic rūpīgi, un tā ietver vizuālu apskati un funkciju pārbaudi. Pārbaudes ietvaros ir jāpārbauda arī par to, vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir veselās. Bojātās Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nedrīkst apstrādāt atkārtoti.

Vizuālā apskate

Pārbaudiet, vai:

- Izmērījumi, gravējumi un citi uzraksti ir salasāmi;
- Nav konstatējamas plaisas, deformācija vai kroplība;
- Instrumenta rokturis vai jebkura instrumenta daļa nav plaisā;
- Nav novērojama krāsas maiņa, korozija, traipi vai rūsas. Ja tā ir, noslaukiet atbilstoši šī dokumenta sadaļā "ATKĀRTOTA APSTRĀDE" sniegtajiem norādījumiem;
- Rokturis vai ass nav atvienojusies un roktura savienojums ar asi ir ciešs;
- Nav konstatējami griezumai vai iespaidumi silikonā, silikona skavās vai instrumentu rokturos;
- Nav konstatējamas plaisas metāla skavu nollona pārklājumā vai pārklājuma lobīšanās;
- Nav izolācijas bojājumu (iegriezumus, pīsumu u. c.);
- Darba gali vai uzgāļi nav bojāti (darba galam jābūt bez plaisām, robežiem un citiem bojājumiem; visiem asmeņiem jābūt asiem);
- Instrumentu vītne nav bojāta;
- Visas daļas ir pieejamas, un tām nav bojājumu vai nolietojuma pazīmju (trūkstošo, vaļīgo vai bojāto daļu piemēri ir iestāšanās skrūves, atsperes, liektās atsperes, tapas un dakšas);
- Salāgojamajiem galiem nav bojājumu (iespaidumu, robu, locījumu u. c.), kas var nelabvēlīgi ietekmēt salāgojamību;
- Kanulētie instrumenti ar citu ievadīerīci ir vizuāli pārbaudīti.

Funkcionālā pārbaude

Nodrošiniet tālāk minētos nosacījumus, ja tie ir piemērojami.

- Vieās kustīgās daļas kustas brīvi, bez ķeršanās, iestrēģšanās vai berzes.
- Atsperes atgriež instrumenta rokturi sākotnējā pozīcijā.
- Fiksējošie izciļņi notur atbilstošās savienojamās daļas un nav bojāti.
- Instruments darbojas paredzētajā veidā ar atbilstošajām savienojamajām daļām.
- Lodīšu aizturi notur atbilstošās savienojamās daļas un nav bojāti.
- Asās malas piekaroties ir asas un nav nodilušas, ir bez ierobežiem vai jebkādiem citiem bojājumiem.
- Gali savienojas, ja nepieciešams.
- Sprudmehānismi funkcionē. Tas attiecas arī uz rokturiem, slēdžiem un citiem mehānismiem. Neiztrūkst neviena zobs un visi ir lietojami.
- Dzenošie gali nav tik nodiluši, ka tie nevarētu funkcionēt. Ja nepieciešams, pievienojiet instrumentam atbilstošo daļu.
- Fiksatori, kārbas, moduļi un vāki ir atbilstoši.

ATKĀRTOTA APSTRĀDE — VISPĀRĪGI APSVĒRUMI

Tīrīšana ir organisko netīrumu noņemšana. Efektīva tīrīšana:

- novērš organisko netīrumu pārešanu no viena pacienta uz otru,
- nodrošina sekmīgu tīrīšanu pirms sterilizācijas. Rūpīga tīrīšana nodrošina atbilstošu atkārtoto apstrādi.

Sākotnējā darbība ir tīrīšana. Atkārtotā apstrāde ietver sterilizāciju, kuras uzdevums ir iznīcināt mikroorganismus, lai samazinātu to pārnešanas varbūtību un infekcijas iespējamību. Lai nodrošinātu pieņemamu atkārtoto apstrādi, nedrīkst pieļaut aizkavi starp šajā dokumentā minēto darbību izpildi.

Instrumentus var droši un efektīvi apstrādāt, izmantojot manuālas vai kombinētas manuālas un automatizētas mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā (ar fermentiem vai sārmu) veiktas tīrīšanas procedūras, kas izklāstītas šajā dokumentā. Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes var droši un efektīvi apstrādāt, izmantojot manuālas vai kombinētas manuālas un automatizētas mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā (ar fermentiem) veiktas tīrīšanas procedūras, kas izklāstītas šajā dokumentā.

Valef, kurās apstrādes prasības ir stingrākas, nekā šajā dokumentā minētās, apstrādātājam ir jāievēro vietējie likumi un rīkojumi.

Asins patogēni

Pēc šī instrumenta lietošanas visiem slimnīcas darbiniekiem ir jāievēro vispārīgie ar šī instrumenta lietošanu saistītie piesardzības pasākumi atbilstoši ASV Darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldes (Occupational Safety and Health Administration — OSHA) standartam 29 CFR 1910.1030 attiecībā uz asins patogēnu iedarbību darba apstākļos.

Tīrīšanas līdzekļi un tīrīšanas darbarīki

Instrumenti: ieteicams lietot neitrālus mazgāšanas līdzekļus, tīrīšanas līdzekļus ar fermentiem (7,0–8,0 pH), sārmains tīrīšanas līdzekļus (8,0–11,0 pH), sukas ar mīkstiem sariem un saudzīgus cauruļu tīrītājus. Nedrīkst lietot stipri sārmains tīrīšanas līdzekļus (>11,0 pH).

Piezieme: pēc tīrīšanas ar sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem var būt nepieciešama neitralizācija. Lai noteiktu, vai neitralizācija ir nepieciešama, un izpildītu ražotāja norādījumus par neitralizāciju, skatiet ražotāja sniegtos norādījumus. Loh svarīgi, lai tiktu pareizi neitralizēti un noskaloti uz instrumentiem esošie sārmiekie tīrīšanas šķīdumi.

Alumīnija transportēšanas/sterilizācijas kasetes: ieteicams lietot neitrālus mazgāšanas līdzekļus, tīrīšanas līdzekļus ar fermentiem (7,0–8,0 pH), sukas ar mīkstiem sariem un saudzīgus cauruļu tīrītājus. Nedrīkst lietot sārmains tīrīšanas līdzekļus, jo saskare ar tiem izraisīs būtiskus bojājumus un alumīnija transportēšanas/sterilizācijas kasetes vairs nebūs lietojamas.

Šādi tīrīšanas līdzekļi, šķīdumi un darbarīki nav piemēroti lietošanai ar instrumentiem vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm:

- fizioloģiskais šķīdums;
- hlora saturoši šķīdumi (piemēram, balinātāji) vai aldehīdi (piemēram, glutaraldehīds);
- formāls, dzīvsudrabs, hlorīdi, bromīdi, jodīdi vai Rīngera šķīdums;
- metāla sukas vai abrazīvi materiāli.

Mazgāšanas un skalošanas ūdens

Jālieto mikstināts krāna ūdens (ja tas ir pieejams). Lai nepieļautu minerālvielu nogulsēšanos uz virsmām, pedejās skalošanas laikā ir jāizmanto kritisks ūdens (ieteicams dejonizēts ūdens). Tāda ūdens attīrīšanai, kas definēta kā kritiska, var izmantot vienu vai vairākus no šiem procesiem: ultrafiltrāciju (UF), reverso osmozi (RO), dejonizāciju (DI) vai līdzīgu procesu. Jāizvairās no cietā ūdens izmantošanas.

Minerāļļājas vai silikona smērvielu lietošana

Nedrīkst lietot minerāļļājas vai silikona smērvielas, jo tās nav iespējams notīrīt, ievērojot šos tīrīšanas norādījumus. Šāda veida smērvielas var pārklāt mikroorganismus, neļaujot tiem atkal nonākt tiešā saskarē ar instrumenta virsmām un traucēt sterilizācijas procesu.

Bridinājumi/piesardzības pasākumi attiecībā uz atkārtoto apstrādi

- Nepieļaujiet, ka netīri instrumenti vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes pēc lietošanas un pirms tīrīšanas nožūst. Asins vai asiņainu šķidrumu nožūšana uz instrumentu vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetu virsmām var traucēt tīrīšanas un pēc tam sterilizācijas procesu.
- Medtronic atkārtoti lietojamie instrumenti tiek uzskatīti par kritiskām ierīcēm (piemeram, kritiska saskare), un tās ir pilnībā jānotīra un pēc tam jāsterilizē pirms sākotnējās lietošanas vai atkārtotas lietošanas atbilstoši šiem atkārtotās apstrādes norādījumiem.
- Netīrus vai lietotus instrumentus nedrīkst ievietot Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēs tīrīšanai automatizētajā mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā. Netīri instrumenti ir jāapstrādā atsevišķi no Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm.
- Alumīnija Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetu tīrīšanai drīkst izmantot tikai tīrīšanas līdzekļus ar fermentiem (neitrālus).
- Notiekot šķidrumu (piemēram, uz sāmu bāzes un/vai bālīnātāju, glutaraldehīdu vai formālinu saturošu) var izraisīt būtiskus alumīnija transportēšanas/sterilizācijas kasetu bojājumus. Tāpēc šādus šķidrumus nedrīkst lietot.
- Visam veselības aprūpes personālam, kas strādā ar piesārņotiem vai potenciāli piesārņotiem instrumentiem vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm, ir jāievēro vispārīgās piesardzības pasākumi. Rīkojoties ar instrumentiem, kuriem ir asi gali vai asmeņi, ir jāievēro piesardzība.
- Rīkojoties vai strādājot ar piesārņotiem vai potenciāli piesārņotiem materiāliem, ierīcēm un aprīkojumu, ir jāizmanto piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi. Individuālie aizsardzības līdzekļi ir vīrsvalki, maskas, aizsargbrilles, sejsargi, cimdi un apavu pārvalki.
- Neovietojiet smagus instrumentus uz traukiem instrumentiem.
- Lai pēc sterilizācijas novērstu mitruma veidošanos, ko var izraisīt strauja atdzesana, dzesēšanas fāzē ir jānovērš aukstas plūsmas gaisa kanālos vai citas gaisa plūsmas.

Atkārtotās apstrādes ierobežojumi

- Atkārtotai apstrādei nav būtiskas ietekmes uz šiem instrumentiem vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm.
- Darbības ilgumu nosaka pārmērīgs nodilums un normālas lietošanas izraisīti bojājumi. Lai gan instrumentu vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetu apstrādei, lietotajiem materiāliem un tīrīšanas un sterilizācijas izpildei ir liela nozīme, faktiski nepastāv ierobežojumi instrumentu vai Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetu atkārtotās apstrādes skaitam.
- Lai noskaidrotu, vai tuvojas ierīces darbības beigās, skatiet šī dokumenta sadaļu "PARBAUDE".

NORĀDĪJUMI — attiecas tikai uz instrumentiem (Norādījumi, kas attiecas uz alumīnija transportēšanas/sterilizācijas kasetēm, ir ietverti pēc norādījumiem, kas attiecas instrumentos)																																																
Jauna instrumenta ekspluatācijas sākšana	- Instrumenti tiek piegādāti nesterili, un tie pirms pirmās lietošanas reizes ir jābūt atkārtoti izmantotiem un rūpīgi jānotīra un pēc tam jāsterilizē. - Pirms tīrīšanas un sterilizācijas noņemiet visu iesaiņojuma materiālu.																																															
Lietošanas vieta	- Notīriet visus redzamos netīrumus no instrumentiem ar bezplūksnu salveti. - Instrumenti ir pilnībā jānotīra 30 minūšu laikā pēc lietošanas, lai pēc iespējas samazinātu to nožūšanas risku. - Ja instrumentus nevar tūlīt apstrādāt, transportēšanas laikā uzglabāiet ierīces mitrumā. - Novietojiet instrumentus uz paplātes ar mikstinātu krāna ūdeni, ja tas ir pieejams, vai pārklāiet ar mitriem dvieļiem.																																															
Iepakojums un pārveidošana	- Nekavējoties pāriesiet paplāti ar aplūkotajiem instrumentiem uz darba vietu, kas paredzēta tālākai atkārtotai apstrādei. - Lai novērstu personāla vai tuvākas apkārtnes inficēšanas iespējamību, netīrie instrumenti ir jātransportē atsevišķi no tīriem.																																															
Sagatavošana tīrīšanai	- Instrumentiem, kuri pirms tīrīšanas un sterilizācijas ir jāizjauč, ir sniegti īpaši apstrādes/izjaušanas/salikšanas norādījumi. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet īpašo instrumenta apstrādes/izjaušanas/salikšanas norādījumus. - Pirms tīrīšanas likvidējiet visus nosprostojumus. Izskalojiet kanulētas ierīces ar krāna ūdeni vai attīrītu ūdeni, lai nepieļautu iekšpusē esošo netīrumu un/vai atlieku izžūšanu. - Instrumentus var droši un efektīvi apstrādāt, izmantojot manuālas vai kombinētas manuālas un automatizētas mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā (ar fermentiem vai sārmu) veiktas tīrīšanas procedūras, kas izklāstītas šī dokumenta 1. un 2. tabulā.																																															
Automatizēta tīrīšana: ar fermentiem vai sārmu	1. No 30 sekundēm līdz 1 minūtei skalojiet un berziet instrumentus zem tekoša (aukstā) krāna ūdens, kura temperatūra ir <43 °C (<110 °F). Lai noņemtu redzamos netīrumus, noberziet instrumentus ar atbilstoša lieluma mīkstu suku birstēm. Izberziet lūmenu un iedobumu iekšpusi un iedarbiniet ierīci (ja iespējams). 2. Izmantojot krāna ūdeni, sagatavojiet tīrīšanas šķidrumu ar fermentiem¹ (kas aprakstīts 1. tabulā) vai sārmu tīrīšanas šķidrumu² (kas aprakstīts 2. tabulā) atbilstoša lieluma ultraskaņas iekārtā pēc ražotāja norādījumiem par atšķaidīšanu un temperatūru. 3. Ievietojiet instrumentus tīrīšanas līdzeklī ar fermentiem, pilnībā iegremdējiet un vismaz 15 minūtes apstrādājiet ar ultraskaņu, kuras frekvence ir 40–50 kHz. Var izmantot vairākus apstrādes ciklus ar ultraskaņu, kopumā ar ultraskaņu apstrādājot vismaz 15 minūtes. Pārlecinieties, vai visas virsmas, lumeni un ierīces sastāvdaļas ir saskarē ar tīrīšanas līdzekli. Piezīme: tīrīšana ar ultraskaņu ir efektīva tikai tad, ja tīrāmā virsma ir iemerkta tīrīšanas līdzeklī. Gaisa burbuļi samazina tīrīšanas ar ultraskaņu efektivitāti. Samaziniet gaisa burbuļu daudzumu vai burbuļu veidošanos, ar tīrīšanas šķidrumu izskalojot lumenus, dobumus, plāksas un atsperes, instrumentam esot iegremdētam ultraskaņas tvertnē. 4. Pārveidojiet instrumentus uz automatisko mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu un ieprogrammējiet mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas ciklu parametrus, kas minēti 1. tabulā (ar fermentiem) vai 2. tabulā (ar sārmu). Nodrošiniet, lai instrumenti, kas ir kanulēti un/vai kuriem ir neaizvērtas atveres, tiktu novietoti mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā tā, lai būtu pienācīga notece un neuzkrātos mazgājamais ūdens. Nodrošiniet, lai tiktu pareizi ieprogrammēti ciklu parametri, kas norādīti 1. vai 2. tabulā. 5. Izņemšanas laikā apskatiet instrumentus, tostarp lūmenus un iedobumus, lai pārlecinātos, vai visi netīrumi ir nozagti. Ja vēl ir palikuši kadi netīrumi, atkārtotiet tīrīšanas procesu vai nekavējoties sazinieties ar uzņēmumu Medtronic, lai vienotos par ierīces likvidēšanu vai nomaiņu. Neturpiniet neērā instrumenta atkārtotu apstrādi.																																															
1. Tabula Tīrīšanas līdzeklis ar fermentiem (7,0–8,0 pH)																																																
<table><tr><th colspan="2">Cikls</th><th>Iestatītā temperatūra</th><th>Minimālais ilgums (min:s)</th><th>Koncentrācija</th></tr><tr><td colspan="2">Priekšmazgāšana</td><td><43 °C (<110 °F) (auksts krāna ūdens)</td><td>2:00</td><td>Nav piemērojams</td></tr><tr><td rowspan="2">Mazgāšana ar impulsiem ar fermentiem</td><td>Mazgāšana</td><td>Karsts krāna ūdens</td><td>10:00</td><td>0,2–0,8 ml uz litru</td></tr><tr><td>Skalošana</td><td>Karsts krāna ūdens</td><td>≥00:15</td><td>Nav piemērojams</td></tr><tr><td colspan="2">Mazgāšana ar mazgāšanas līdzekli (neitrāls pH)</td><td>65 °C (149 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2–0,8 ml uz litru</td></tr><tr><td colspan="2">Skalošana</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>15:00</td><td>Nav piemērojams</td></tr><tr><td colspan="2">Apstrāde ar karstumu (dezinfekcija)</td><td>93 °C (200 °F)</td><td>5:00</td><td>Nav attiecināms</td></tr><tr><td colspan="2">Skalošana (dejonizēta)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Žāvēšana</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥30:00</td><td>Nav attiecināms</td></tr></table>					Cikls		Iestatītā temperatūra	Minimālais ilgums (min:s)	Koncentrācija	Priekšmazgāšana		<43 °C (<110 °F) (auksts krāna ūdens)	2:00	Nav piemērojams	Mazgāšana ar impulsiem ar fermentiem	Mazgāšana	Karsts krāna ūdens	10:00	0,2–0,8 ml uz litru	Skalošana	Karsts krāna ūdens	≥00:15	Nav piemērojams	Mazgāšana ar mazgāšanas līdzekli (neitrāls pH)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2–0,8 ml uz litru	Skalošana		71 °C (160 °F)	15:00	Nav piemērojams	Apstrāde ar karstumu (dezinfekcija)		93 °C (200 °F)	5:00	Nav attiecināms	Skalošana (dejonizēta)					Žāvēšana		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	Nav attiecināms
Cikls		Iestatītā temperatūra	Minimālais ilgums (min:s)	Koncentrācija																																												
Priekšmazgāšana		<43 °C (<110 °F) (auksts krāna ūdens)	2:00	Nav piemērojams																																												
Mazgāšana ar impulsiem ar fermentiem	Mazgāšana	Karsts krāna ūdens	10:00	0,2–0,8 ml uz litru																																												
	Skalošana	Karsts krāna ūdens	≥00:15	Nav piemērojams																																												
Mazgāšana ar mazgāšanas līdzekli (neitrāls pH)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2–0,8 ml uz litru																																												
Skalošana		71 °C (160 °F)	15:00	Nav piemērojams																																												
Apstrāde ar karstumu (dezinfekcija)		93 °C (200 °F)	5:00	Nav attiecināms																																												
Skalošana (dejonizēta)																																																
Žāvēšana		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	Nav attiecināms																																												
Piezīme: cikls ir apstiprināts, izmantojot Prolystica iepriekšējās mērcēšanas un tīrīšanas līdzekli ar fermentiem ¹ (1–4 ml/l) tīrīšanai ar ultraskaņu un Prolystica Ultra koncentrēto tīrīšanas līdzekli ar fermentiem un Prolystica neitrālo mazgāšanas līdzekli lietošanai mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā.																																																

NORĀDĪJUMI — attiecas tikai uz instrumentiem (Norādījumi, kas attiecas uz alumīnija transportēšanas/sterilizācijas kasetām, ir ietverti pēc norādījumiem, kas attiecas instrumentiem)				
2. Tabula Sarmalna tīrīšanas līdzeklis (8,0-11,0 pH)				
Cikls		Iestāpīta temperatūra	Minimālais ilgums (min:s)	Koncentrācija
Priekšmazgāšana		<43 °C (<110 °F) (auksts krāna ūdens)	2:00	Nav piemērojams
Mazgāšana ar impulsu un sārmu	Mazgāšana	Karsts krāna ūdens	10:00	2-6 ml uz litru
	Skalošana	Karsts krāna ūdens	≥00:15	Nav piemērojams
Mazgāšana ar sārmu mazgāšanas līdzekli		60 °C (140 °F)	5:00	2-6 ml uz litru
Skalošana		71 °C (160 °F)	15:00	Nav piemērojams
Apstrāde ar karstumu (dezinfekcija)		93 °C (200 °F)	5:00	Nav attiecinams
Skalošana (dejonizēta)				
Žāvēšana		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	Nav attiecinams
Piezīme: cikls ir apstiprināts, izmantojot Neodisher Mediclean Forte ² (5-10 ml uz litru: ar ultraskaņu, 2-6 ml uz litru: mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā). Izmantojot Neodisher Mediclean Forte, neitralizācijas darbība nav nepieciešama. Tomēr citu sārmu tīrīšanas līdzekļu gadījumā šī darbība var būt nepieciešama. Lai noteiktu, vai ir nepieciešama neitralizācija, skatiet ražotāja sniegtos norādījumus.				
Piezīme: ar mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu saistīto daudzو mainīgo dēļ katrā veselības aprūpes iestādē ir pareizā ianstale, jākalibrē un jāpārbauda procedūra (piemēram, temperatūra, ilgums), kuru izmanto attiecīgajam aprīkojumam. Vienmēr ir jāievēro mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas ražotāja ieteikumi. Tīrīt variākas ierīces vienā tīrīšanas ciklā, nodrošiniet, lai netiktu pārsniegta ražotāja noteikta maksimālā noslodze. Tīrīšanas apstiprināšana tika veikta, izmantojot pilnu kameras noslodzi.				
Manuāla tīrīšana: ar fermentiem	- Manuāli tīrīt instrumentus tikai tad, ja automātiska mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā nav pieejama. - Izjauciet instrumentus, ja nepieciešams. - Vismaz 3 minūtes skalojiet un berziet instrumentus zem tekoša (auksta) krāna ūdens, kura temperatūra ir <43 °C (<110 °F). Lai noņemtu redzamos netīrumus, nobierziet instrumentus ar abilstosa lieluma mikstu sari birstem un cauruļu tīrītājiem. Izberziet lūmenu un iedobumu iekšpusi un iedarbiniet ierīci (ja iespējams). - Berziet, līdz visi redzami netīrumi ir noņemti. - Izmantojot krāna ūdeni, sagatavojiet tīrīšanas šķīdumu ar fermentiem atbilstoši ražotāja norādījumiem par atšķaidīšanu un temperatūru. - Ievietojiet instrumentus tīrīšanas līdzeklī ar fermentiem, tos pilnībā iegremdējiet un ļaujiet tiem mīkāt 45-60 minūtes. Pārīcinieties, vai visas virsmas, lūmeni un ierīces sastāvdaļas ir saskarē ar tīrīšanas līdzekli. - Izņemiet instrumentus no tīrīšanas līdzeklī ar fermentiem un skalojiet tos zem tekoša (auksta) krāna ūdens. Skalojiet visus lūmenus un iedobumus zem ūdens strūkļas. Skalojiet ar (aukstu) krāna ūdeni vismaz 3 minūtes. - Izmantojot krāna ūdeni, sagatavojiet atbilstosa lieluma ultraskaņas iekārtā otru tīrīšanas šķīdumu ar fermentiem saskaņā ar ražotāja norādījumiem par atšķaidīšanu un temperatūru. - Ievietojiet instrumentus tīrīšanas šķīdumā ar fermentiem, pilnībā tos iegremdējot, un vismaz 45 minūtes apstrādājiet ar ultraskaņu, kuras frekvence ir 40-50 kHz. Var izmantot vairākus apstrādes ciklus ar ultraskaņu, kopā ar ultraskaņu apstrādājot vismaz 45 minūtes. Pārīcinieties, vai visas virsmas, lūmeni un ierīces sastāvdaļas ir saskarē ar tīrīšanas līdzekli. Piezīme: tīrīšana ar ultraskaņu ir efektīva tikai tad, ja tīrāmā virsma ir iemērta tīrīšanas līdzeklī. Gaisa burbuļi samazina tīrīšanas ar ultraskaņu efektivitāti. Samaziniet gaisa burbuļu daudzumu vai burbuļu veidošanos, ar tīrīšanas šķīdumu izskalojot lūmenus, dobumus, plāksas vai iesūkumus, instrumentam esot iegremdētam ultraskaņas tvertnē. - Izņemiet instrumentus no ultraskaņas iekārtas un skalojiet zem tekoša (auksta) krāna ūdens. Skalojiet visus lūmenus un iedobumus zem ūdens strūkļas. Skalojiet vismaz 3 minūtes. - Atkārtotiet skalošanu, kā minēts 10. darbības apraksta, soriēz ar dejonizētu ūdeni vēl 3 minūtes. - Uzmanīgi apskatiet instrumentus, tostarp lūmenus un iedobumus, lai pārīcinātos, vai visi netīrumi ir nomazgāti. Ja vēl ir palikuš kādi netīrumi, atkārtotiet tīrīšanas procesu vai nekavējoties sazinieties ar uzņēmumu Medtronic, lai vienotos par ierīces likvidēšanu vai nomaiņu. Neturpiniet tīrīt instrumenta atkārtotu apstrādi.			
Dezinfekcija: termiska	- Termiski attīrīt ierīces, no 5 līdz 10 minūtēm veicot karsto beigu skalošanu automatizētā mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā 93 °C (200 °F) temperatūrā. - Dezinfekcija ar dezinfekcijas šķīdumu vai ķīmikālijām nav nepieciešama, jo atīrīšanas process ietver tīrīšanu, kam seko sterilizācija. - Tikai termiskā dezinfekcija vien nepadara instrumentus drošus lietošanai pacientiem.			
Žāvēšana: automātiska mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā	- Pabeidzot mazgāšanas un dezinfekcijas ciklu, veiciet vizuālu sausuma pārbaudi. - Ja uz instrumentiem pēc mazgāšanas un dezinfekcijas cikla ir vērrojams mitrums, nosusiniet tos, izmantojot tīras, absorbējošas bezplūksnu salvetes, spasiestu (medicīniskās kategorijas) gaisu un/vai vismaz 30 minūtes patiniet sausa karstuma krāsnī, kuras temperatūra ir ≥118 °C (≥245 °F). - Sāļi instrumenti (piemēram, ar ass uznavām, kanulām un neaurošām atverēm) vismaz 30 minūtes ir jāžāvē sausa karstuma krāsnī, kuras temperatūra ir ≥118 °C (≥245 °F). Apskatiet, vai sausums ir pietiekams. - Pirms instrumentu iepakojšanas sterilizēšanai tiem ir jābūt pilnīgi sausi.			
Žāvēšana: manuāla	- Nožāvējiet ierīces, izmantojot tīras, absorbējošas bezplūksnu salvetes un/vai spasiestu (medicīniskās kategorijas) gaisu un/vai sausa karstuma krāsnī. Vizuāli pārbaudiet sausuma pakāpi un atkārtotiet žāvēšanu, ja nepieciešams. - Pirms instrumentu iepakojšanas sterilizēšanai tiem ir jābūt pilnīgi sausi.			
Pārbaude un atkārtota tīrīšana	- Ja instruments pirms tīrīšanas un sterilizācijas tika izgauts, salieciet to atpakaļ, ja nepieciešams. - Rūpīgi pārbaudiet, vai instrumentam nav bojājumu, veicot šo dokumenta sadaļā PĀRBAUDE minēto pilnīgu pārbaudi. - Ja instruments ir bojāts, nekavējoties sazinieties ar uzņēmumu Medtronic, lai vienotos par ierīces likvidēšanu vai nomaiņu. Neturpiniet bojātas ierīces atkārtotu apstrādi.			
Iepakojums	- Jāizmanto standarta neaust/mitrumsizturīgs ķirurģiskās sterilizācijas vai līdzvērtīgs ietīšanas materiāls. - Atsevišķi instrumenti vai sterilizācijai paredzētās paplātes pirms sterilizācijas ir jāpān ar divkārsu ietīšanas materiālu. - Jalekļau vienīgi instrumenti, kuras ražojis un/vai izplatījis uzņēmums Medtronic. - Turpiniet ar sadaļu "Sterilizācija".			

NORĀDĪJUMI — attiecas tikai uz alumīnija Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetām (Norādījumi, kas attiecas uz atkārtoti lietotajiem instrumentiem, ir sniegti iepriekšējā tabulā)	
Jaunu Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetu ekspluatācijas eskšana	- Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes tiek piegādātas nesterilās, un tās pirms pirmās lietošanas un jebkuras atkārtotas izmantošanas ir rūpīgi jānotīra un pēc tam jāsterilizē. - Pirms tīrīšanas un sterilizācijas noņemiet visu iepakojuma materiālu.
Lietošanas vieta	- Notīriet visus redzamos netīrumus no korpasa un paplātes, izmantojot bezplūksnu salvetes. - Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir rūpīgi jānotīra uzreiz pēc lietošanas, lai samazinātu nožūšanas iespēju.
Iepakojums un pārvadāšana	- Ja Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes nevar tūlīt atkārtoti apstrādāt, transportēšanas laikā uzglabājiet ierīces mitruma. - Netīras Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes samitriniet ar mikstinātu krāna ūdeni (ja pieejams) vai pārsedziet ar mitriem dvieļiem. - Nekavējoties pārvietojiet Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes uz darba zonu, kas paredzēta turpmākai apstrādei.
Sagatavošana tīrīšanai	Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir jātīra atsevišķi, tas nedrīkst ievietot vienu otru. Korpasa un moduļu vadīji ir jānotīra atsevišķi, vai tīrīšana jāveic atvērtā stavoklī, ja tos nav iespējams noņemt.

NORĀDĪJUMI — attiecās tikai uz alumīnija Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm (Norādījumi, kas attiecas uz atkārtoti lietojamiem instrumentiem, ir sniegti iepriekšējā tabulā)																																											
	Korpusus un paplates var droši un efektīvi apstrādāt, izmantojot manuālas vai kombinētas manuālas un automatizētas mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu (tikai ar fermentiem alumīnija korpusiem un paplāšiem) veiktas tīrīšanas procedūras, kas izklāstītas šajā dokumentā. Samāinās šķīdumus nedrīkst lietot ar alu- mīnija Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasešiem, jo saskars ar šādiem līdzekļiem izraisa alumīnija Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasešu bo- ja- jumus.																																										
Automatizēta tīrīšana: ar fermentiem	- Skalojiet, mazgājiet un berziet korpusus un paplates zem (auksta) krana ūdens <43 °C (110 °F) temperatūrā vismaz 30 sekundes. - Pārveidojiet ierīces uz automatizēto mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu ieprogrammējiet to ar cikla parametriem, kas norādīti 3. tabulā. Nodrošiniet, lai korpusu un paplāšu novietojums mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā netraucētu pareizu noplūdi. Nodrošiniet, lai kasešu/moduļu iekšpuse būtu versta uz leju pret izsmidzinātājiem un 3. tabulā norādītie cikla parametri būtu pareizi ieprogrammēti. - Izņemšanas laikā vizuāli apskatiet ierīces, tostarp lūmenus un iedobumus/virsma saskares vietas, lai pārliecinātos, vai visi redzami netīrumi ir nomazgāti. Ja vēl ir palikuši kādi netīrumi, atkārtojiet tīrīšanas procesu vai sazinieties ar uzņēmumu Medtronic, lai vienotos par ierīces likvidēšanu vai nomainu. Neturpiniet netīras ierīces atkārtotu apstrādi. 3. Tabula Tīrīšanas līdzekļi ar fermentiem (neitrāls) (7,0–8,0 pH) <table><tr><th colspan="2">Cikls</th><th>Iestatītā temperatūra</th><th>Minimālais ilgums (min.:s)</th><th>Koncentracija</th></tr><tr><td colspan="2">Pirmsmazgāšana</td><td><43 °C (<110 °F) (auksts krana ūdens)</td><td>2:00</td><td>Nav piemērojams</td></tr><tr><td rowspan="2">Mazgāšana ar impulsiem un fer- mentiem</td><td>Mazgāšana</td><td><60 °C (<140 °F) Karsts krāna ūdens</td><td>4:00</td><td>0,2–0,8 ml uz litru</td></tr><tr><td>Skalošana</td><td><60 °C (<140 °F) Karsts krāna ūdens</td><td>≥00:15</td><td>Nav piemērojams</td></tr><tr><td colspan="2">Mazgāšana ar mazgāšanas līdzekli (neitrāls pH)</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2–0,8 ml uz litru</td></tr><tr><td colspan="2">Skalošana</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>5:00</td><td>Nav piemērojams</td></tr><tr><td colspan="2">Apstrāde ar karstumu (dezinfekcija) Skalošana (dejonizēta)</td><td>90 °C (194 °F)</td><td>5:00</td><td>Nav attiecināms</td></tr><tr><td colspan="2">Žāvēšana</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥15:00</td><td>Nav piemērojams</td></tr></table> Piezīme: cikls ir apstiprināts, izmantojot Steris Polysetica Ultra koncentrēto tīrīšanas līdzekli ar fermentiem un Polysetica neitrālo mazgāšanas līdzekli lietošanai maz- gāšanas un dezinfekcijas iekārtā. Piezīme: ar mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu saistīto daudzo manģo dēļ katrā veselības aprūpes iestādē ir pareizi jāiestata, ja kalibrē un jāpārbauda proce- dūra (piemēram, temperatūra, ilgums), kuru izmanto attiecīgajam aprīkojumam. Vienmēr ir jāievēro mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas ražotāja ieteikumi. Tīrīt vairākas ierīces vienā tīrīšanas ciklā, nodrošiniet, lai netiktu pārsniegta ražotāja noteiktā maksimālā noslodze. Tīrīšanas apstiprināšana tiks veikta, izmanto- jot pīnu kameras noslodzi.				Cikls		Iestatītā temperatūra	Minimālais ilgums (min.:s)	Koncentracija	Pirmsmazgāšana		<43 °C (<110 °F) (auksts krana ūdens)	2:00	Nav piemērojams	Mazgāšana ar impulsiem un fer- mentiem	Mazgāšana	<60 °C (<140 °F) Karsts krāna ūdens	4:00	0,2–0,8 ml uz litru	Skalošana	<60 °C (<140 °F) Karsts krāna ūdens	≥00:15	Nav piemērojams	Mazgāšana ar mazgāšanas līdzekli (neitrāls pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 ml uz litru	Skalošana		71 °C (160 °F)	5:00	Nav piemērojams	Apstrāde ar karstumu (dezinfekcija) Skalošana (dejonizēta)		90 °C (194 °F)	5:00	Nav attiecināms	Žāvēšana		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	Nav piemērojams
Cikls		Iestatītā temperatūra	Minimālais ilgums (min.:s)	Koncentracija																																							
Pirmsmazgāšana		<43 °C (<110 °F) (auksts krana ūdens)	2:00	Nav piemērojams																																							
Mazgāšana ar impulsiem un fer- mentiem	Mazgāšana	<60 °C (<140 °F) Karsts krāna ūdens	4:00	0,2–0,8 ml uz litru																																							
	Skalošana	<60 °C (<140 °F) Karsts krāna ūdens	≥00:15	Nav piemērojams																																							
Mazgāšana ar mazgāšanas līdzekli (neitrāls pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 ml uz litru																																							
Skalošana		71 °C (160 °F)	5:00	Nav piemērojams																																							
Apstrāde ar karstumu (dezinfekcija) Skalošana (dejonizēta)		90 °C (194 °F)	5:00	Nav attiecināms																																							
Žāvēšana		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	Nav piemērojams																																							
Manuāla tīrīšana: ar fermentiem	- Ja automatizēta mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā nav pieejama, veiciet Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasešu manuālu tīrīšanu. - Skalojiet, mazgājiet un berziet Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes zem auksta krana ūdens <43 °C (110 °F) temperatūrā vismaz 1 minūti. - Lai noņemtu redzamos netīrumus, nobierziet ierīces ar atbilstoša lieluma mīkstu sūnu sukām vai cauruli tīrītājiem. Izberziet lūmenu un iedobumu iekšpusi un iedarbiniet ierīci (ja iespējams). - Berziet, līdz visi redzami netīrumi ir notīrīti. - Izmantojot krana ūdeni, sagatavojiet tīrīšanas šķīdumu ar fermentiem atbilstoši ražotāja norādījumiem par atšķaidīšanu un temperatūru. Ievietojiet ierīces tīrīšanas līdzeklī ar fermentiem, tas pilnīgi iegremdējot un ļaujot tam mīkrt vismaz 10 minūtes. Pārīcinieties, vai visas virsmas, lūmeni un sastāvdaļas saska- ras ar tīrīšanas līdzekli. - Izņemiet ierīces no tīrīšanas līdzeklī ar fermentiem un noskalojiet tās zem tekoša (auksta) krāna ūdens. Visiem lūmeniem un iedobumiem jāliek izskalotiem ar ūdens strūklu. Skalojiet ar aukstu krāna ūdeni vismaz 1 minūti. - Izmantojot krāna ūdeni, sagatavojiet atbilstoša lieluma ultraskaņas iekārtā otru tīrīšanas šķīdumu ar fermentiem saskaņā ar ražotāja norādījumiem par atšķai- dīšanu un temperatūru. - Ievietojiet ierīces tīrīšanas šķīdumā ar fermentiem, pilnībā tos iegremdējot, un vismaz 20 minūtes apstrādājiet ar ultraskaņu, kuras frekvence ir 40–50 kHz. Var izmantot vairākus apstrādes ciklus ar ultraskaņu, kopā ar ultraskaņu apstrādājot vismaz 20 minūtes. Pārīcinieties, vai visas virsmas, lūmeni un sastāv- daļas saskaras ar tīrīšanas līdzekli. Piezīme: tīrīšana ar ultraskaņu ir efektīva tikai tad, ja tīrāma virsma ir iemerkta tīrīšanas līdzeklī. Gaisa burbuļi samazina tīrīšanas ar ultraskaņu efektivitāti. Noteikti samaziniet gaisa burbuļu daudzumu vai burbuļu veidošanos, ar tīrīšanas šķīdumu izskalojot lūmenus, iedobumus, plāksas un atspēres, ierīcei esot iegremdētai ultraskaņas tvertne. - Izņemiet ierīces no ultraskaņas iekārtas un skalojiet zem auksta tekoša krāna ūdens. Visiem lūmeniem un iedobumiem jāliek izskalotiem ar ūdens strūklu. Skalojiet vismaz 10 minūtes. Var izmantot vairākus ciklus, kuru kopējais ilgums ir vismaz 10 minūtes. - Atkārtojiet skalošanu, kā minēts 9. darbībā, šoreiz ar dejonizētu ūdeni vēl 10 minūtes. Var izmantot vairākus ciklus, kuru kopējais ilgums ir vismaz 10 minūtes. - Rūpīgi apskatiet ierīces, tostarp lūmenus un iedobumus, lai pārliecinātos, vai visi redzami netīrumi ir notīrīti. Ja vēl ir palikuši kādi netīrumi, atkārtojiet tīrīsa- nas procesu vai nekavējoties sazinieties ar uzņēmumu Medtronic, lai vienotos par ierīces likvidēšanu vai nomainu. Neturpiniet netīras ierīces atkārtotu apstra- di. Piezīme: cikls ir apstiprināts, izmantojot Polysetica iepriekšējās mercēšanas un tīrīšanas līdzekli ar fermentiem¹ (1–4 ml/l).																																										
Žāvēšana	Automatizēta (mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā) - Pabeidzot mazgāšanas un dezinfekcijas ciklu, apskatiet ierīci, vai tā ir sausa. - Ja uz Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm ir konstatējams mitrums, nosusiniet tās, izmantojot tīras, absorbējošas bezplūksnu salvetes un saspīestu (medicīnas kategorijas) gaisu, līdz mitrums vairs nepastāv. Manuāli Nožāvējiet ierīces, izmantojot tīras, absorbējošas bezplūksnu salvetes un/vai saspīestu (medicīnas kategorijas) gaisu. Vizuāli pārbaudiet sausuma pakāpi un atkārtojiet žāvēšanu, ja nepieciešams.																																										
Pārbaude un atkārtota ievietošana	- Pārbaudiet, vai transportēšanas/sterilizācijas kasetes nav bojātas, veicot šī dokumenta sadaļa "PĀRBAUDE" minēto pilnīgu pārbaudi. - Ja Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes vai moduļi ir bojāti, nekavējoties sazinieties ar uzņēmumu Medtronic, lai vienotos par likvidēšanu vai nomainu. - Ievietojiet attiecīgās ierīces Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēs vai moduļos. - Turpiniet ar sadaļu "Sterilizācija".																																										

STERILIZĀCIJAS NORĀDĪJUMI attiecībā uz instrumentiem un Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm	
Sterilizācija	- Aptiniet instrumentus un/vai speciālas transportēšanas/sterilizācijas kasetes, kurās atrodas instrumenti, ar divām neaustai mitrumizturīgai kirurģiskai sterilizācijas ierīšanas materiāla kārtām. - Pirms ievietošanas sterilizatorā pārbaudiet iepakojumu, lai pārliecinātos, vai tā iekšpusē nav plūsmu, caurumu vai izolācijas bojājumu. - Ievietojiet instrumentus sterilizatorā atbilstoši sterilizatora ražotāja ieteiktajai ievietošanas procedūrai un slodzes konfigurācijai. - Lai ieprogramētu sterilizatoru, izpildiet sterilizatora ražotāja ieteiktās procedūras, izmantojot jebkuru no 4. tabulā sniegtajam sterilizācijas ciklu parametri kopām.

STERILIZĀCIJAS NORĀDĪJUMI attiecībā uz instrumentu un Medicron transportēšanas/sterilizācijas kasetēm				
4. Tabula Sterilizācijas ciklu parametri				
	Cikls	Temperatūra	Apstrādes ilgums	Minimālais žāvēšanas ilgums¹
	Dinamiska gaisa izvadīšana (4 sagatavošanas impulsi)	132 °C (270 °F)	4 minūtes	30 minūtes
	Dinamiska gaisa izvadīšana (4 sagatavošanas impulsi)	135 °C (275 °F)	3 minūtes	30 minūtes
	Dinamiska gaisa izvadīšana (4 sagatavošanas impulsi)	134 °C (273 °F)	4 minūtes	30 minutes
	Dinamiska gaisa izvadīšana (4 sagatavošanas impulsi)	134 °C (273 °F)	20 minūtes	30 minutes
¹Minimālie žāvēšanas ilgumi tika apstiprināti, izmantojot sterilizatorus ar vakuumā žāvēšanas iespējām. Žāvēšanas cikliem, lietojot apkārtējās vides atmosfēras spiedienu, var būt nepieciešams ilgāks žāvēšanas laiks. Ievērojiet sterilizatora ražotāja ieteikumus. Ražošana ar aprūpes iestāžu sterilizatoru kameru izmēri un kameru noslodze var atšķirties. 4. tabulā minētos sterilizācijas parametrus var izmantot gan veselības aprūpes iestāžu, gan lielākos ražošanas sterilizatoru modeļos. Tā kā sterilizācija ir saistīta ar daudziem mairīgiem faktoriem, katrai veselības aprūpes iestādei ir pašai jākalibrē un jāpārbauda sterilizācijas process (piemēram, temperatūra, ilgums), kas lietojams iestādes iekārtā. Piezīme: Ivaiks sterilizācijai jāveido no apstrādātā ūdens, lai novērstu visas izšķīdušās cietvielas un nekondensējošās gāzes, kas ir filtrētas, atdalot piesārņojumu un ūdens pilienu, un piegādāts pa caurējumiem bez aizpotiem atzariem vai citām ierīcēm zonām, kur var sakrāties piesārņojums. Uzmanību! Etilēnoksidu (EO), gāzes plazma, gamma starojums, ķīmiski garāni un/vai sausa karstuma sterilizācijas paņēmieni nav ieteicami šo ierīču sterilizācijai. Ieteicamā sterilizācijas metode ir Ivaiksmītrs karstums.				
Papildu informācija	Nekavējoties nolietiet un atkarotli sterilizējiet instrumentus, kas lietoji operācijas laikā. Instruments pirms nosūtīšanas atpakaļ uzņēmumam Medtronic ir rūpīgi jānoņem, jāpārbauda un, jāsterilizē. Nevienam medicīniskam ierīcī, kura ir bijusi saskare ar pacientu, kuram ir konstatēta prionu vai ar prioniem saistīta slimība, piemēram, Kreicfelda-Jakoba slimība, vai kuram pastāv aizdomas par šādu slimību, nedrīkst nosūtīt atpakaļ uzņēmumam Medtronic, un tai veselības aprūpes iestādē ir jāveic karantīna un apstrāde atbilstoši vadlīnijām par ierīču, kas piesārotas ar augsta riska audiem, apstrādi. Lai saņemtu informāciju par pareizo likvidēšanu/iznīcināšanu, sazinieties uzņēmumu Medtronic.			

Tīršanas un sterilizācijas informācija ir sniegta atbilstoši AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 un ISO 15883-5. Šajā dokumentā sniegta norādījumi par atkaroto apstradi ir apstiprināti kā piemērojami, lai instrumentus sagatavotu atkarotai izmantošanai. Sterilizācijas apstiprināšana tika uzrādīta sterilitātes garantijas līmenis 10^{-6} . Sterilizācijas parametri ir pārbaudīti, izmantojot Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes. Sterilizācijas apstiprināšana tika veikta, izmantojot tukšās kameras noslodzi. Apstiprināšanas darbības tika izmantotas divkārtējo, perforēto "sīkātā scenarijā" papildus konfigurācija.

Par apstrādes veikšanu, izmantojot apstiprinātu aprīkojumu un materiālus, kā arī apmācīta ārtārtas apstrādes iestādes personāla iesaistīšanu vēlamo rezultātu sasniegšana, ir atbildīgs apstrādes veicējs. Parasti tam nepieciešama procesa apstiprināšana un regulāra uzraudzība. Tūnītā jābūtu novirze no norādījumiem procesa gaitā ir pienācīgi jānovērtē, ņemot vērā efektivitāti un iespējami nevēlamās sekas. Dažām ierīcēm ir prasība izvērtēt/salikšanas norādījumi. Tādā gadījumā papildu norādījumiem skatīt pamācībā, kas piegādāta kopā ar instrumentu. Lietotājiem ir jāsaprot atbilstošas ārtārtas apstrādes aprīkojuma lietojama medicīniskajām iekārtām, kuras tiek izmantotas viņu centros, ņemot vērā iekārtas un tīrīšanas līdzekļu ražotāju ieteikumus.

UZGLABĀŠANA UN GLABĀŠANAS ILGUMS

Nesterilie instrumenti un Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir jāuzglabā sausā un tīrā vietā istabas temperatūrā. Nesterilie instrumenti un Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes ir atkārtoti izmantojamas, un tām nav noteikts glabāšanas ilgums. Darbmūža ilgumu (glabāšanas ilgumu) nosaka pārņemris nodilums un normālas lietošanas izraisīti bojājumi. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Atkārtotās anestēzijas ierobežojumi".

Atbaidā uz sterilizētiem instrumentiem un Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetēm, nodrošiniet, lai instrumenti un Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetes pirms uzglabāšanas būtu sausas. Uzglabāiet tās, sausā vāidā istabas temperatūrā. Sterilizēto instrumentu un Medtronic transportēšanas/sterilizācijas kasetu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no tā, kāliņģi tīrotajiem sterilizācijas iekārtas materiāliem. Veselības aprūpes iestādē ir jānosaka steno instrumentu glabāšanas ilgums atbilstoši izmantoto steno iekārtas materiālu veidam un to ražotāja sniegtajiem ieteikumiem.

SŪDZĪBAS PAR IZSTRĀDĀJUMU

Lai zinotu par problēmām saistībā ar šo izstrādājumu, sazinieties ar uzņēmumu Medtronic.

INFORMĀCIJA PAR MAGNĒTISKĀS REZONANSES ATTĒLDIAGNOSTIKU

Medtronic instrumentus nav paredzēts izmantot magnētiskās rezonanses (MR) vidē. Medtronic instrumentu drošums un sadarbība MR vidē nav novērtēta. Tāpēc Medtronic instrumentu drošums MR vidē nav zināms.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Ja pastāv jebkādas saības vai neskaidrības par jebkādu Medtronic atkārtoti lietojamo instrumentu izmantošanu vai instrumentu vai Medtronic transportēšanas/stilizācijas kasesu atkārtotu anārsti, sazinieties ar uzņēmumu Medtronic. Turklāt visi pieejamie ķirurģisko paņēmienu apraksti tiks sniegti bez maksas.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Visas tiesības paturētas.

**BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HERBRUIKBARE INSTRUMENTEN EN HERBRUIKBARE CASSETTES
VOOR TRANSPORT/STERILISATIE VAN MEDTRONIC**

BESCHRIJVING

Herbruikbare instrumenten zijn gemaakt van diverse materialen die veel worden gebruikt bij orthopedische procedures, en die voldoen aan toepasselijke nationale en/of internationale normen. Deze instrumenten kunnen worden verzonden in cassette's voor transport/sterilisatie van Medtronic. De cassette's voor transport/sterilisatie van Medtronic zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met een wettelijk op de markt gebrachte en/of geschikte sterilisatiekwilkel om stoomsterilisatie van niet-steriele instrumenten mogelijk te maken.

De aluminium cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic omvatten behuizingen, trays, deksels, houders, modules en beugels die zijn gemaakt van diverse materialen, die voldoen aan nationale en internationale normen, en die veel worden gebruikt om orthopedische of neurologische niet-steriele instrumenten van Medtronic te omsluiten, te beschermen en te organiseren.

TOEPASSING

Orthopedische chirurgische instrumenten zijn bestemd voor gebruik bij chirurgische procedures voor het manipuleren van weefsel, bot of voor gebruik met andere instrumenten bij orthopedische chirurgie. Een instrument kan voorzien zijn van een meeftunctie die gebruikt kan worden zoals beschreven staat op het etiket en op het instrument.

Opmerking: De instrumenten niet implanteren.

De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic zijn bedoeld voor gebruik in gezondheidszorginstellingen voor het organiseren, omsluiten, steriliseren, transporteren en opslaan van medische instrumenten en ander instrumentarium tussen chirurgische en andere medische gebruikstoepassingen. De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic zijn niet bedoeld om zelf hun steriliteit te handhaven; ze zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met een wettelijk op de markt gebrachte en/of gespecificeerde sterilisatiekwel.

Medtronic geeft geen garantie op het gebruik van de instrumenten, de cassettes voor transport/stilisatie van Medtronic of enig onderdeel wanneer er een reparatie of poging tot reparatie aan is gedaan, tenzij uitgevoerd door Medtronic of een door Medtronic erkende onderhoudsvertegenwoordiger. Geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik zijn specifiek uitgesloten.

Let op: Deze instructies zijn niet van toepassing op instrumenten voor eenmalig gebruik. Zie voor niet-steriele instrumenten voor eenmalig gebruik de gebruiksaanwijzing voor niet-herbruikbare en niet-steriele instrumenten van Medtronic. M708348B359.

WAARSCHUWINGEN

- Breken, wegglijden, verkeerd gebruik of onjuiste hantering van instrumenten, bijvoorbeeld op scherpe randen, kan letsel veroorzaken bij de patient, het operatiepersoneel of het personeel dat de instrumenten hanteert.
- Operatie onderhoud, onjuiste hantering of slechte reinigingsprocedures kunnen het instrument ongeschikt voor het beoogde gebruik of zelfs gevaarlijk maken voor de patient, het operatiepersoneel of het personeel dat het instrument hanteert.

- Instrumenten die worden gebruikt voor het buigen en afsnijden van staven brengen bijkomende risico's met zich mee. Het gebruik van deze typen instrumenten kan letsel veroorzaken bij de patiënt vanwege de benodigde extreem sterke krachten. De staven niet *in situ* afsnijden. Een breuk van een instrument of het implantaat in deze situatie kan extreem gevaar opleveren. De fysieke voorwaarden die aan veel instrumenten worden gesteld, staan niet toe dat ze van implantaatbaar materiaal worden geproduceerd; mochten eventuele van een instrument afgebroken fragmenten in het lichaam van een patiënt achterblijven, dan kunnen deze tot allergische reacties of ontstekingen leiden.
- De chirurg dient uitermate zorgvuldig te werk te gaan wanneer hij dicht in de buurt van vitale organen, zenuwen of valen handelingen verricht. Bovendien mag er geen bovenmatige kracht worden uitgeoefend wanneer de instrumenten of implantaten in positie worden gebracht, aangezien dit letsel bij de patiënt kan veroorzaken.
- Breken, wegglijden, verkeerd gebruik of onjuiste hantering van cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic, bijvoorbeeld op scherpe randen, kan letsel veroorzaken bij de patiënt, het operatiepersoneel of het personeel dat de instrumenten hervenwerkt.
- Onjuist onderhoud, onjuiste hantering of slechte reinigingsprocedures kunnen de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic ongeschikt voor het beoogde gebruik of zelfs gevaarlijk maken voor de patiënt of het operatiepersoneel.
- Het juist hanteren van de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic is van uitermate groot belang. Maak geen aanpassingen aan cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic. Maak geen inkepingen in de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic en buig ze niet. Inkepingen in, krassen op of andere beschadigingen aan en/of slijtage van de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic die zich tijdens ingrepen voordoen, kunnen bijdragen aan het kapotgaan ervan.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Als met instrumenten overmatige kracht op implantaten wordt uitgeoefend kunnen met name haken losschieten.
- Instrumenten mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 135 °C (275 °F). Door een hogere temperatuur kunnen de fysieke eigenschappen worden gewijzigd. Als er geen zekerheid bestaat omtrent de vraag of de instrumenten al dan niet zijn blootgesteld aan temperaturen hoger dan 135 °C (275 °F), dient u de instrumenten zorgvuldig te inspecteren om u ervan te vergewissen dat ze nog steeds naar behoren werken.
- Neem de uiterste zorgvuldigheid in acht om te verzekeren dat de instrumenten goed blijven werken. Het is van uitermate groot belang dat deze instrumenten tijdens de procedure correct functioneren. Gebruik geen verbogen of beschadigde instrumenten. Verkeerd gebruik van instrumenten, corrosie, vastzitten, bekrassen, losraken, verbuigen of breken van een of meer onderdelen van het instrument kan het juist functioneren daarvan belemmeren of voorkomen.
- Deze instrumenten niet gebruiken voor handelingen waarvoor ze niet bestemd zijn.
- Controleer regelmatig of alle instrumenten nog naar behoren functioneren en neem zo nodig contact op met Medtronic of een door Medtronic erkende reparateur. Om letsel te vermijden, moet het instrument nauwgezet worden onderzocht op functionaliteit of beschadiging voordat het wordt gebruikt. Een beschadigd instrument mag niet worden gebruikt. Er moeten extra reserve-instrumenten beschikbaar zijn.
- Preoperatieve en operatieprocedures, waaronder kennis van chirurgische technieken, zijn belangrijke factoren voor een succesvol gebruik van de instrumenten door de chirurg. De juiste patiëntselectie en naleving door de patiënt zijn van aanzienlijke invloed op de resultaten.
- Een juiste selectie van patienten en zorgvuldigheid tijdens de operatie zijn van essentieel belang voor een succesvolle ingreep en het vermijden van operatieliesel. Lees en volg alle andere productinformatie van de door de fabrikant geleverde implantaten of instrumenten.
- Er moet extra zorg in acht worden genomen bij het gebruik van instrumenten bij kinderen, omdat die patiënten gevoeliger kunnen zijn voor de spanningen die worden uitgeoefend tijdens het gebruik van de instrumenten.
- Verzeker u ervan dat instrumenten met een meetfunctie niet zijn versleten en alle graveringen op de buitenkant duidelijk zichtbaar zijn.
- Als cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic worden blootgesteld aan temperaturen van meer dan 135 °C (275 °F) kan dit de fysieke eigenschappen ervan veranderen. Als cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic zijn blootgesteld aan temperaturen van meer dan 135 °C (275 °F), moet een aanvullende inspectie worden uitgevoerd om te waarborgen dat ze naar behoren functioneren. Zie de sectie **CONTROLE** voor meer informatie.
- Er dient uiterste zorg te worden betracht om te waarborgen dat de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic in goede staat blijven verkeren. Het is van uitermate groot belang dat de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic tijdens de procedure correct worden gebruikt. De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic mogen op geen enkele wijze worden gebogen of beschadigd. Verkeerd gebruik van de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic kan leiden tot corrosie, bekrassen, losraken, verbuigen of breken van een of meer onderdelen, en het juist functioneren daarvan belemmeren of voorkomen.
- De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic worden onderworpen aan herhaalde spanning in verband met processen voor routinematig transport, reiniging en sterilisatie. De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic moeten voor elk gebruik zorgvuldig worden gecontroleerd om te waarborgen dat ze juist functioneren.
- De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic mogen niet zwaarder worden belast dan 11,4 kg (25 lb).
- Het personeel moet alle beschermingsuitrusting dragen zoals aanbevolen door de fabrikant van de sterilisator.
- Verschillende metalen moeten worden gescheiden om tijdens sterilisatie direct contact en latere corrosie te voorkomen. De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic zijn ontworpen met gecoatde beugels of siliconen om contact te voorkomen met roestvrijstalen instrumenten die in de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic worden gebruikt.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

- Zenuwbeschadiging, verlamming, pijn of beschadiging van weke delen, inwendige organen of gewrichten.
- Infectie, indien de instrumenten of cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic niet op de juiste wijze gereinigd en gesteriliseerd zijn.
- Pijn, ongemak of abnormale gewaarwordingen als gevolg van de aanwezigheid van het instrument.
- Zenuwbeschadiging als gevolg van een chirurgisch trauma.
- Duraal lekkage in geval van overmatige belasting.
- Indemning van vaten, zenuwen en organen door het wegglijden of verkeerd plaatsen van het instrument.
- Beschadiging als gevolg van spontaan losgaan van klemmen of het veermechanisme van bepaalde instrumenten.
- Snede in huid of handschoenen van operatiepersoneel of personeel dat de instrumenten hervenwerkt.
- Botfractuur in geval van vervormde wervelkolom of zwak bot.
- Weefselbeschadiging bij de patiënt, lichamelijk letsel bij operatiepersoneel en/of verlenging van de operatietijd die het gevolg kunnen zijn van het onbedoeld losraken van uit meerdere onderdelen bestaande instrumenten tijdens de operatie.
- De gebruiker bepaalt de wijze van gebruik, op basis van ervaring en training in chirurgische procedures. Niet elke chirurgische ingreep is succesvol. Dit is vooral het geval bij spinale chirurgie, waarbij andere aandoeningen van de patiënt het resultaat kunnen beïnvloeden.

Opmerking voor de arts: Hoewel de arts de deskundige tussenpersoon tussen het bedrijf en de patiënt is, dient de in dit document vermelde belangrijke medische informatie te worden meegedeeld aan de patiënt.

Deze instrumenten mogen uitsluitend worden gebruikt door artsen die bekend zijn met de instrumenten, het beoogde gebruik ervan, eventueel aanvullend instrumentarium en beschikbare chirurgische technieken. Bovendien mogen deze instrumenten alleen worden gebruikt door personen die vertrouwd zijn met het instrument, het beoogde gebruik ervan en informatie over hervenwerking.

VERPAKKING

Instrumenten kunnen in losse verpakkingen worden verzonden of in cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic. De losse verpakking, de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic en de betreffende medische instrumenten moeten bij ontvangst intact zijn. De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic en de erin aanwezige medische instrumenten moeten op volledigheid en op tekenen van beschadiging worden gecontroleerd alvorens ze worden gebruikt. Beschadigde verpakkingen, cassettes of instrumenten mogen niet gebruikt worden en moeten aan Medtronic geretourneerd worden.

CONTROLE

Instrumenten moeten voor en na reiniging en voor de operatie altijd worden geïnspecteerd door de gebruiker. Voer een grondige visuele en functionele inspectie uit van de werkkoppervlakken, draaipunten, heugels, veer- of torsiewerking, reinheid van de locatiegaten of canulaties, en controleer op scheurtjes, verbuigingen, vervormingen of verdraaiingen, en of alle onderdelen aanwezig zijn. Gebruik nooit instrumenten of cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic met duidelijke tekenen van ernstige slijtage of beschadiging, of instrumenten die incompleet zijn of anderszins niet functioneren.

De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic moeten voor gebruik worden geïnspecteerd door de gebruiker. Deze inspectie moet grondig zijn en een visuele en functionele inspectie omvatten. Ook moet worden gecontroleerd of de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic compleet zijn. Ga niet door met hervenwerking van een beschadigde cassette voor transport/sterilisatie van Medtronic.

Visuele inspectie

Vergewis u van het volgende:

- De lasermarkeringen, graveringen en andere markeringen zijn leesbaar.
- Er is geen sprake van scheurtjes, vervormingen of verdraaiingen.
- Er zitten geen barstjes in de instrumentgrepen of op een ander deel van het instrument.
- Er is geen sprake van verkleuring, corrosie, vlekken of roest. Indien aanwezig moet worden geprobeerd om schoon te vegen in overeenstemming met de instructies in de sectie **HERVENWERKING** in dit document.
- Er is geen speling tussen het handvat en de schacht, en het handvat zit stevig vast aan de schacht.
- Er zitten geen sneetjes of groeven in siliconen, siliconenbeugels of instrumentgrepen.
- Er is geen sprake van barstjes of afschilfering van de nylon coating van metalen beugels.
- Er is geen schade (sneetjes, scheuren, enz.) aan de isolatie.
- Er is geen schade aan de werktuilen of de tips. Het werktuinde moet vrij zijn van barstjes, groeven en andere beschadigingen. Indien van toepassing, moet het werktuinde scherp zijn.

- Er is geen schade aan de schroefdraden van instrumenten.
- Alle onderdelen zijn aanwezig, en vrij van schade en slijtage. Onderdelen die kunnen ontbreken, loszitten of beschadigd zijn, zijn bijvoorbeeld: stelschroeven, veren, ronde veren, pinnen en tanden.
- Koppelingsonderdelen zijn vrij van beschadigingen (inkepingen, groeven, verbuigingen, enz.) die het koppelen zouden kunnen hinderen.
- Gecontrolerde instrumenten met een voerdrad of ander inbrengmiddel zijn visueel gecontroleerd.

Functionele inspectie

Vergewis u, waar van toepassing, van het volgende:

- Eventuele bewegende onderdelen bewegen zonder belemmering en zonder vastzitten, klemmen of schuren.
- Veren brengen het handvat van het instrument terug in zijn oorspronkelijke positie.
- De vergrendelmechanismen houden de koppelingsonderdelen op hun plaats en zijn niet beschadigd.
- Het instrument functioneert zoals beoogd met de bijbehorende koppelingsonderdelen.
- De kogelknoppen houden de koppelingsonderdelen op hun plaats en zijn niet beschadigd.
- Scherpe randen zijn scherp bij aanraking en niet slomp, hebben geen inkepingen en zijn ook niet anderszins beschadigd.
- Tips sluiten aanee waar dat noodzakelijk is.
- De ratelmechanismen zijn functioneel. Hiertoe behoren handvatten, vergrendelingen en andere mechanismen. Alle tanden moeten aanwezig en functioneel zijn.
- Aandrijvvertpie mogen niet zodanig versleten zijn dat functioneel gebruik onmogelijk is. Combineer indien nodig het instrument met het juiste onderdeel.
- Vergrendelingen, houders, modules en deksels passen op de juiste manier.

HERVERWERKING - ALGEMENE OVERWEGINGEN

Reiniging is de verwijdering van organische verontreiniging. Effectief reinigen:

- Voorkomt de overdracht van organische vervuiling van patient op patient.
- Maakt daarop volgende sterilisatie succesvol. Een adequate herverwerking is afhankelijk van een grondige reiniging.

De eerste stap is reiniging. Sterilisatie vindt later plaats tijdens het herwerken, en is bestemd voor het doden van micro-organismen om de kans op overdracht en de mogelijkheid van infecties te verminderen. Voor een adequate herverwerking mag er geen vertraging tussen de stappen in dit document optreden.

Instrumenten kunnen veilig en doeltreffend worden verwerkt met gebruikmaking van een combinatie van procedures voor handmatige reiniging en geautomatiseerde (enzymatische of alkalische) reiniging met een was- en desinfectiemachine, zoals beschreven in dit document. De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic kunnen veilig en doeltreffend worden verwerkt met gebruikmaking van een combinatie van procedures voor handmatige reiniging en geautomatiseerde (enzymatische of alkalische) reiniging met een was- en desinfectiemachine, zoals beschreven in dit document.

In landen waar de eisen ten aanzien van verwerking strikter zijn dan die in dit document vermeld staan, moet de verwerker zich aan de plaatselijke wetten en voorschriften te houden.

Bloedpathogenen

Algemene voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met dit instrument na gebruik moeten door alle ziekenhuismedewerkers in acht worden genomen overeenkomstig OSHA Standard 29 CFR 1910.1030, betreffende de procedure voor professionele blootstelling aan met bloed overdraagbare ziekteverwekkers.

Reinigingsmiddelen en reinigingshulpstukken

Instrumenten: Het wordt aanbevolen neutrale detergentia, enzymatische reinigingsmiddelen (pH 7,0 – 8,0), alkalische reinigingsmiddelen (pH 8,0 – 11,0), zachte borstels en zachte pipreinigers te gebruiken. Er mogen geen sterk alkalische reinigingsmiddelen (pH > 11,0) worden gebruikt.

Opmerking: Bij gebruik van alkalische reinigingsmiddelen is na het reinigen mogelijk neutralisatie nodig. Raadpleeg de instructies van de fabrikant om vast te stellen of neutralisatie nodig is en volg de instructies voor neutralisatie op. Bij gebruik van alkalische reinigingsoplossingen is het van cruciaal belang dat deze juist worden geneutraliseerd en van instrumenten worden gespoeld.

Aluminium cassettes voor transport/sterilisatie: Het wordt aanbevolen neutrale detergentia, enzymatische reinigingsmiddelen (pH 7,0 – 8,0), zachte borstels en zachte pipreinigers te gebruiken. Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen omdat deze ernstige beschadiging veroorzaken en de aluminium cassettes voor transport/sterilisatie onbruikbaar zullen maken.

De volgende reinigingsmiddelen, -oplossingen en -hulpstukken mogen niet worden gebruikt op de instrumenten of cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic:

- Zoutoplossing.
- Oplossingen die chloor bevatten (bv. bleek) of aldehyden (bv. glutaraldehyde).
- Formaline, kwik, chloriden, bromiden, jodiden of Ringers-oplossing.
- Metalen borstels of schuursponsjes.

Reinigen en spoelen met water

Indien beschikbaar moet zacht kraanwater worden gebruikt. Er moet kritisch water worden gebruikt voor de laatste spoelstap om mineraalafzetting op de oppervlakken te voorkomen (gedemineraliseerd water wordt aanbevolen). Water, dat is gedefinieerd als kritisch water, kan via een of meer van de volgende procedures worden behandeld: ultrafilter (UF), omgekeerde osmose (RO), gedemineraliseerd (DI) of een gelijkwaardig procedee. Het gebruik van hard water moet worden vermeden.

Het gebruik van minerale olie of op siliconen gebaseerde smeermiddelen

Smeermiddelen op basis van minerale olie of siliconen mogen niet worden gebruikt omdat zij mogelijk niet met behulp van deze reinigingsinstructies kunnen worden verwijderd. Dit type smeermiddelen kan micro-organismen bedekken, het directe contact van stoom met de instrumentoppervlakken verhinderen en de sterilisatie belemmeren.

Waarschuwingen bij herverwerking

- Laat verontreinigde instrumenten of cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic tussen gebruik en reiniging niet opdrogen. Reiniging en de daarop volgende sterilisatie kunnen worden belemmerd als bloed of bloederige oplossingen de kans krijgen op de instrumenten of de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic op te drogen.
- Herbruikbare instrumenten van Medtronic worden als kritische instrumenten beschouwd (dat wil zeggen, kritisch contact) en moeten grondig worden gereinigd en vervolgens gesteriliseerd voorafgaand aan het eerste gebruik of overeenkomstig deze herverwerkingsinstructies voordat ze opnieuw worden gebruikt.
- Verontreinigde of gebruikte instrumenten of cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic mogen niet in de speciale dozen en trays voor geautomatiseerde reiniging in een was- en desinfectiemachine worden geplaatst. Verontreinigde instrumenten moeten apart van de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic worden verwerkt.
- Aluminium cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic kunnen alleen worden gereinigd met behulp van enzymatische (neutrale) reinigingsoplossingen.
- Bepaalde oplossingen (zoals alkalische oplossingen en oplossingen die bleek, glutaraldehyde of formaline bevatten) kunnen de aluminium cassettes voor transport/sterilisatie ernstig beschadigen. Deze middelen mogen niet gebruikt worden.
- Algemene voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen door alle ziekenhuismedewerkers die met besmette of mogelijk besmette instrumenten of cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic in aanraking komen. Bij het hanteren van instrumenten met scherpe punten of snijvlakken moet voorzichtig te werk worden gegaan.
- Er moet een geschikte beschermingsuitrusting worden gedragen bij het hanteren van of werken met besmette of mogelijk besmette materialen, producten en apparatuur. De beschermingsuitrusting omvat schorten, maskers, brillen of gezichtsbescherming, handschoenen en schoenhoezen.
- Plaats geen zware instrumenten boven op kwetsbare instrumenten.
- Koude lucht afkomstig van luchtkanalen, en andere luchtstromen moeten tijdens de koelfase worden vermeden om vochtvorming na sterilisatie als gevolg van snel afkoelen te voorkomen.

Beperkingen betreffende herverwerking

- Herhaaldelijk herwerken heeft minimaal effect op deze instrumenten of cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic.
- Het einde van de levensduur wordt bepaald door overmatige slijtage en schade als gevolg van normaal gebruik. Hoewel de behandeling van het instrument of de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic, de gebruikte materialen en de reinigings- en sterilisatiegegevens een belangrijk effect hebben, is er in de praktijk geen beperking aan het aantal keren dat instrumenten en cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic kunnen worden herverwerkt.
- Zie de sectie CONTROLE in dit document voor het bepalen of het instrument aan het eind van de bruikbare levensduur is.

INSTRUCTIES - Alleen voor instrumenten (instructies voor de aluminium cassettes voor transport/sterilisatie zijn aanwezig na de instructies voor de instrumenten)	
Een nieuw instrument in gebruik nemen	▪ De instrumenten worden niet-steriel geleverd en moeten grondig worden gereinigd en vervolgens voor het eerste gebruik en elk hergebruik worden gesteriliseerd. ▪ Verwijder voor de reiniging en sterilisatie al het verpakkingsmateriaal.
Gebruik	▪ Verwijder alle zichtbare vuil van de instrumenten met pluisvrije doekjes. ▪ De instrumenten moeten binnen 30 minuten na gebruik grondig worden gereinigd om het risico van opdrogen voor het reinigen zo klein mogelijk te houden. ▪ Als de instrumenten niet onmiddellijk kunnen worden herverwerkt, dienen ze tijdens transport vochtig te worden gehouden.

INSTRUCTIES - Alleen voor instrumenten (instructies voor de aluminium cassettes voor transport/sterilisatie zijn aanwezig na de instructies voor de instrumenten)	
	Opmerking: Ultrasoonreiniging is alleen doeltreffend indien het te reinigen oppervlak in de reinigingsoplossing is ondergedompeld. Luchtblazen verminderen de effectiviteit van ultrasoonreiniging. Minimaliseer luchtblazen en vervorming door lumina, hollen, scheurtjes of barstjes door te spoelen met reinigingsoplossing terwijl het instrument is ondergedompeld in de ultrasoon tank. 10. Haal de instrumenten uit de sonicator en spoel ze af onder (koud) leidingwater. Lumina of hollen onder de waterstroom doorspoelen. Minimaal 3 minuten afspoelen. 11. Herhaal het spoelen zoals in stap 10, deze keer met gedemineraliseerd water gedurende nogmaals 3 minuten. 12. Inspecteer de instrumenten, waaronder eventuele lumina en hollen, visueel om er zeker van te zijn dat alle verontreinigingen zijn verwijderd. Herhaal het reinigingsproces als er nog verontreiniging aanwezig is of neem onmiddellijk contact op met Medtronic om verwijdering of vervanging te regelen. Ga niet door met herverwerking van een verontreinigd instrument.
Desinfectie: thermisch	- Onsmet de instrumenten thermisch met behulp van een thermische laatste spoelbeurt van 5 tot 10 minuten in een automatische was- en desinfectiemachine bij 93 °C (200 °F). - Desinfectie met desinfectieoplossingen of chemicaliën is niet vereist omdat het proces voor ontsmetting reiniging met daaropvolgende sterilisatie omvat. - Alleen thermische desinfectie is niet afdoende om het veilig gebruik van instrumenten bij patiënten te waarborgen.
Drogen: automatische was- en desinfectiemachine	- Controleer zodra de cyclus in de was- en desinfectiemachine voltooid is visueel of de instrumenten droog zijn. - Als na de cyclus in de was- en desinfectiemachine vocht op de instrumenten wordt waargenomen, droog ze dan met schone, absorberende en pluisvrije doekjes en/of geforceerde lucht (van medische kwaliteit) en/of hete lucht gedurende minimaal 30 minuten op ≥ 118 °C (≥ 245 °F). - Voor complexe instrumenten (zoals schacht in huls, canulatie en blinde gaten) is een minimaal 30 minuten durende behandeling in een hete luchtsterilisator op ≥ 118 °C (≥ 245 °F) vereist. Inspecteer visueel of de instrumenten droog zijn. - De instrumenten moeten volkomen droog zijn voordat ze voor het behoud van de steriliteit worden verpakt.
Drogen: handmatig	- Droog de instrumenten met schone, absorberende en pluisvrije doekjes en/of geforceerde lucht (van medische kwaliteit) en/of hete lucht. Inspecteer visueel of de instrumenten droog zijn en herhaal zo nodig het droogproces. - De instrumenten moeten volkomen droog zijn voordat ze voor het behoud van de steriliteit worden verpakt.
Inspectie en hermontage	- Als het instrument voorafgaand aan reiniging en sterilisatie gedemonteerd werd, moet het opnieuw in elkaar gezet worden. - Inspecteer het instrument zorgvuldig op schade door een grondig onderzoek uit te voeren, waarnaar in de sectie CONTROLE in dit document wordt verwezen. - Als het instrument op de een of andere manier beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met Medtronic om verwijdering of vervanging te regelen. Ga niet door met herverwerking van een beschadigd product.
Verpakking	- Gebruik van een standaard chirurgische sterilisatiepakket (vlies/vochtbestendig) of equivalent product is vereist. - Inspecteer instrumenten of speciale sterilisatiepakketten moeten voor sterilisatie dubbel worden verpakt. - De verpakking mag alleen instrumenten bevatten die zijn vervaardigd en/of gedistribueerd door Medtronic. - Ga verder naar de sectie Sterilisatie.

INSTRUCTIES - Alleen voor aluminium cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic (instructies voor herbruikbare instrumenten staan in de vorige tabel)	
Nieuwe cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic in gebruik nemen	- De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic worden niet-steriel geleverd en moeten grondig worden gereinigd en vervolgens voor het eerste gebruik en elk opvolgend gebruik worden gesteriliseerd. - Verwijder voor de reiniging en sterilisatie al het verpakkingsmateriaal.
Gebruik	- Verwijder alle zichtbare vuil van de behuizing en trays met pluisvrije doekjes. - De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic moeten direct na gebruik grondig worden gereinigd om de mogelijkheid op opdrogende verontreiniging te minimaliseren.
Verpakking en transport	- Als de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic niet onmiddellijk kunnen worden herverwerkt, dienen ze tijdens transport vochtig te worden gehouden. - Gebruik indien mogelijk onthard leidingwater op verontreinigde cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic of dek ze af met vochtige doeken. - Vervoer de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic direct naar een werkruimte die speciaal bestemd is voor verdere herverwerking.
Voorbereiding voor reiniging	- De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic moeten individueel worden gereinigd en niet in elkaar worden geplaatst. Dekkels van behuizingen en modules moeten worden verwijderd en afzonderlijk worden gereinigd of, als het niet mogelijk is ze te verwijderen, moeten ze in de open positie worden gereinigd. - Behuizingen en trays kunnen veilig en doeltreffend worden ontsmet met gebruikmaking van een combinatie van procedures voor handmatige reiniging en geautomatiseerde reiniging (voor aluminium behuizingen en trays alleen enzymatisch) met een was- en desinfectiemachine, zoals beschreven in dit document. Gebruik geen alkalische oplossingen op de aluminium cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic omdat deze middelen de aluminium cassettes voor transport/sterilisatie beschadigen.
Geautomatiseerde reiniging: enzymatisch	- De behuizingen en trays moeten gedurende minimaal 30 seconden worden afgespoeld, doorspoeld en geschrobd onder (koud) leidingwater van < 43 °C (< 110 °F). - Breng de instrumenten over naar de automatische was- en desinfectiemachine en programmeer de was- en desinfectiemachine met de cyclusparameters zoals aangegeven in Tabel 3. Zorg ervoor de behuizing en trays zodanig in het apparaat worden geplaatst dat het water goed kan worden afgevoerd. Controleer of de binnendelen van de cassettes/modules naar beneden gericht zijn in de richting van de armen van de sproeier en de cyclusparameters zoals vermeld in Tabel 3 juist staan geprogrammeerd. - Als u de instrumenten uit het reinigingsmiddel haalt, dient u ze inclusief eventuele lumina en hollen/gekoppelde oppervlakken, visueel te inspecteren om er zeker van te zijn dat alle zichtbare verontreinigingen zijn verwijderd. Herhaal het reinigingsproces als er nog verontreiniging aanwezig is of neem contact op met Medtronic om verwijdering of vervanging te regelen. Ga niet door met herverwerking van een verontreinigd instrument.

Tabel 3: Enzymatisch (neutraal) reinigingsmiddel (pH 7,0 - 8,0)

Cyclus		Ingestelde temperatuur	Minimale tijd (min:s)	Concentratie
Voor het wassen		< 43 °C (< 110 °F) (koud leidingwater)	2:00	N.v.t.
Gepulseerd enzymatisch wassen	Wassen	< 60 °C (< 140 °F) Heet leidingwater	4:00	0,2 - 0,8 ml/liter
	Afspoelen	< 60 °C (< 140 °F) Heet leidingwater	$\geq 00:15$	N.v.t.
Wassen met detergens (pH-neutraal)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2 - 0,8 ml/liter
Afspoelen		71 °C (160 °F)	5:00	N.v.t.
Thermisch (desinfectie)		90 °C (194 °F)	5:00	N.v.t.
Spoelen (gedemineraliseerd)				
Drogen		98,8 °C (210 °F)	$\geq 15:00$	N.v.t.

Opmerking: Cyclus gevalideerd met gebruikmaking van Steris Prolystica ultrageconcentreerd enzymatisch reinigingsmiddel en Prolystica neutrale detergens voor gebruik in was- en desinfectiemachine.

Opmerking: Vanwege de vele variabelen die bij was- en desinfectiemachines betrokken zijn, dient elke gezondheidszorginstelling het voor hun apparaatuurgebruikte proces correct te installeren, te kalibreren en te verifiëren (bv. temperaturen, tijden). Aanbevelingen van de fabrikant van de was- en desinfectiemachine moeten te allen tijde worden opgevolgd. Als er meerdere instrumenten in een cyclus worden gereinigd, moet men erop letten dat de door de fabrikant aangegeven maximale lading niet wordt overschreden. De reinigingsvalidatie is uitgevoerd met gebruikmaking van een volledig geladen kamer.

INSTRUCTIES - Alleen voor aluminium cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic (Instructies voor herbruikbare instrumenten staan in de vorige tabel)	
Handmatige reiniging: enzymatisch	1. Reinig cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic handmatig wanneer er geen automatische was- en desinfectiemachine beschikbaar is. 2. De cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic moeten gedurende minimaal 1 minuut worden afgespoeld, doorgespoeld en geschrobd onder koud leidingwater van < 43 °C (< 110 °F). 3. Schrob de instrumenten met zachte borstels of pipereinigings van het juiste formaat om zichtbare verontreiniging te verwijderen. Schrob de binnenkant van lumina of hollen en activeer het instrument (indien van toepassing). 4. Schrob tot alle zichtbare verontreiniging is verwijderd. 5. Bereid met gebruikmaking van leidingwater een enzymatische reinigingsoplossing volgens de instructies, verdunningsaanbevelingen en temperaturen van de fabrikant. Dompel de instrumenten volledig onder in het enzymatische reinigingsmiddel en laat ze minimaal 10 minuten weken. Vergewis u ervan dat alle oppervlakken, lumina en componenten in aanraking komen met de reinigingsoplossing. 6. Haal de instrumenten uit het enzymatisch reinigingsmiddel en spoel ze af onder (koud) leidingwater. Lumina en hollen moeten onder het stromende water worden doorgespoeld. Minimaal 1 minuut afspoelen onder koud leidingwater. 7. Bereid met gebruikmaking van leidingwater een tweede enzymatische reinigingsoplossing volgens de instructies, verdunningsaanbevelingen en temperaturen van de fabrikant in een sonicator van de juiste afmeting. 8. Dompel de instrumenten volledig onder in de enzymatische reinigingsoplossing en reinig ze minimaal 20 minuten ultrasoon bij 40 – 50 kHz. Er mogen meerdere ultrasoonreinigingscycli van in totaal minimaal 20 minuten ultrasoonreiniging worden uitgevoerd. Vergewis u ervan dat alle oppervlakken, lumina en componenten in aanraking komen met de reinigingsoplossing. Opmerking: Ultrasoonreiniging is alleen doeltreffend indien het te reinigen oppervlak in de reinigingsoplossing is ondergedompeld. Luchtblazen verminderen de effectiviteit van ultrasoonreiniging. Minimaliseer luchtblazen en belvorming door lumina, hollen, scheurtjes of barsjes door te spoelen met reinigingsoplossing terwijl het instrument is ondergedompeld in de ultrasoonbak. 9. Haal de instrumenten uit de sonicator en spoel ze af onder koud leidingwater. Lumina en hollen moeten onder het stromende water worden doorgespoeld. Minimaal 10 minuten afspoelen. Er mogen meerdere cycli van in totaal minimaal 10 minuten worden gebruikt. 10. Herhaal het spoelen zoals in stap 9, deze keer met gedemineraliseerd water, gedurende nogmaals 10 minuten. Er mogen meerdere cycli van in totaal minimaal 10 minuten worden gebruikt. 11. Inspecteer de instrumenten, waaronder eventuele lumina en hollen, visueel om er zeker van te zijn dat alle verontreinigingen zijn verwijderd. Herhaal het reinigingsproces als er nog verontreiniging aanwezig is of neem onmiddellijk contact op met Medtronic om verwijdering of vervanging te regelen. Ga niet door met herverwerking van een verontreinigd instrument. Opmerking: Cyclus gevalideerd met gebruikmaking van Prolystica enzymatisch voorweek- en reinigingsmiddel¹ (1-4 mL/liter).
Drogen	Automatische was- en desinfectiemachine ▪ Controleer zodra de cyclus in de was- en desinfectiemachine voltooid is visueel of de instrumenten droog zijn. ▪ Als vocht wordt waargenomen op de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic, droog ze dan met schone, absorberende en pluisvrije doekjes en/of geforceerde lucht (van medische kwaliteit) tot er geen vocht meer aanwezig is. Handmatig Droog de instrumenten met schone, absorberende en pluisvrije doekjes en/of geforceerde lucht (van medische kwaliteit). Inspecteer visueel of de instrumenten droog zijn en herhaal zo nodig het droogproces.
Inspectie en opnieuw laden	▪ Inspecteer de cassettes voor transport/sterilisatie zorgvuldig op schade door een grondige inspectie uit te voeren, waarnaar in de sectie CONTROLE in dit document wordt verwezen. ▪ Als de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic of de modules zijn beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met Medtronic om afvoer of vervanging te regelen. ▪ Laad de cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic of de modules met de toepasselijke instrumenten. ▪ Ga verder naar de sectie Sterilisatie.

INSTRUCTIES VOOR STERILISATIE voor zowel instrumenten als cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic

Sterilisatie

1. Afzonderlijke instrumenten en/of speciale cassettes voor transport/sterilisatie met instrumenten moeten dubbel worden verpakt in een chirurgische sterilisatiebewikkel (vriesvochtbestendig).

2. Inspecteer de verpakking om te controleren dat er geen scheuren, gaatjes of afsluitfouten aanwezig zijn in of op de verpakking voorafgaand aan het in de sterilisator plaatsen.

3. Plaats de instrumenten in de sterilisator door de aanbevolen plaatsingsprocedures en -configuraties van de fabrikant van de sterilisator te volgen.

4. Volg de door de fabrikant van de sterilisator aanbevolen procedures om de sterilisator te programmeren met een van de sterilisatiecyclusparametersets in Tabel 4.

Tabel 4: Parameters sterilisatiecyclus

Cyclus	Temperatuur	Blootstellingstijd	Minimale droogtijd ³
Dynamische luchtverwijdering (4 vooraf geconditioneerde pulsen)	132 °C (270 °F)	4 minuten	30 minuten
Dynamische luchtverwijdering (4 vooraf geconditioneerde pulsen)	135 °C (275 °F)	3 minuten	30 minuten
Dynamische luchtverwijdering (4 vooraf geconditioneerde pulsen)	134 °C (273 °F)	4 minuten	30 minuten
Dynamische luchtverwijdering (4 vooraf geconditioneerde pulsen)	134 °C (273 °F)	20 minuten	30 minuten

³De minimale droogtijden zijn gevalideerd met gebruikmaking van sterilisatoren met vacuümdrogingsmogelijkheden. Bij droogcycli die atmosferische omgevingsdruk gebruiken, kunnen de droogtijden langer zijn. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant van de sterilisator.

Er kunnen kamerafmetings- en kamerladingverschillen bestaan tussen industriële sterilisatormodellen en sterilisatormodellen die in gezondheidszorginstellingen worden gebruikt. De in Tabel 4 genoemde sterilisatieparameters kunnen worden verkregen in zowel sterilisatormodellen voor gezondheidszorginstellingen als grotere industriële modellen. Wegens de vele variabelen bij sterilisatie moet elke gezondheidszorginstelling het voor de apparatuur gebruikte sterilisatieproces kalibreren en verifiëren (bv. voor temperatuur, duur, enz.).

Opmerking: Stoom voor het steriliseren dient voort te komen uit water dat is behandeld voor het verwijderen van totaal opgeloste bestanddelen en niet-condenseerbare gassen, is gefilterd om vervuiling en waterdruppels te verwijderen, en afkomstig is uit leidingen waarin water niet kan stilstaan en zich geen andere obstakels kunnen vormen waar vervuiling zich kan ophopen.

Let op: Sterilisatiemethoden die gebruikmaken van ethenoxyde (EO), gasplasma, gammastraling, chemische stoom of droge hitte worden niet aanbevolen voor het steriliseren van deze instrumenten. De aanbevolen sterilisatiemethode is sterilisatie door middel van stoomvochtige hitte.

Aanvullende informatie

Instrumenten die bij operaties gebruikt zijn, moeten onmiddellijk gereinigd en opnieuw gesteriliseerd worden. Alvorens instrumenten naar Medtronic te retourneren dienen ze grondig te worden gereinigd, geïnspecteerd en gesteriliseerd.

Medische instrumenten die in aanraking zijn gekomen met een patient met een bekende of vermoede prion- of priongerelateerde ziekte, zoals Creutzfeldt-Jakob, mogen niet naar Medtronic worden geretourneerd maar moeten op de gezondheidszorgvoorziening in quarantaine worden geplaatst en worden ontsmet volgens de richtlijnen voor het ontsmetten van instrumenten die zijn gecontamineerd met hoogrisicoweeftsel. Neem voor informatie over correcte afvoer/vernielting contact op met Medtronic.

De verstrekte reinigings- en sterilisatie-informatie is in overeenstemming met AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 en ISO 15883-5. De in dit document vermelde instructies voor herverwerking zijn na validatie geschikt gebleken voor het prepareren van instrumenten voor hergebruik. De sterilisatievalidatie toonde een gegarandeerd steriliteitsniveau

(SAL) van 10^{-6} . De sterilisatieparameters zijn uitgevoerd met cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic. De sterilisatievalidatie is uitgevoerd met gebruikmaking van een lege kamertafel. Tijdens de validatie is gebruikgemaakt van een voor het slechtste scenario geschikt gemaakte dubbelverpakte geperforeerde tray.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de persoon die de herverpakking uitvoert om te waarborgen dat het herverpakken wordt uitgevoerd met gevalideerde apparatuur en daartoe opgeleid personeel om de gewenste resultaten te verkrijgen. Hiervoor is doorgaans validatie en standaardbewaking van het proces vereist. Zo moet ook elke afwijking van de aangeleverde instructies door degene die het product behandelt op de juiste wijze worden geëvalueerd ten aanzien van effectiviteit en mogelijke ongunstige gevolgen. Voor sommige instrumenten gelden specifieke instructies voor demontage en hermontage. Raadpleeg in dergelijke gevallen de met het instrument meegeleverde instructies voor aanvullende instructies. Gebruikers moeten een toepasselijk herverwerkingsprotocol opstellen voor het gebruik van herbruikbare medische producten op hun locatie, waarbij de aanbevelingen van de fabrikant van het product en van het reinigingsmiddel worden gebruikt.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Voor niet-steriele instrumenten en cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic: opstaan bij kamertemperatuur onder droge en hygienische omstandigheden. Niet-steriele instrumenten en cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic zijn herbruikbaar en hebben geen vooraf aangegeven houdbaarheid. Het einde van de levensduur (houdbaarheid) wordt bepaald door overmatige slijtage en schade als gevolg van normaal gebruik. Raadpleeg de sectie Beperkingen betreffende herverpakking voor meer informatie.

Voor gesteriliseerde instrumenten en cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic: controleer of de instrumenten en cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic droog zijn voordat ze worden opgeslagen. Opstaan bij kamertemperatuur onder droge en hygienische omstandigheden. De houdbaarheid van gesteriliseerde instrumenten en cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic is afhankelijk van de wetgeving op de markt gebrachte sterilisatiepakketten. De gezondheidszorginstelling moet een houdbaarheid voor gesteriliseerd instrumentarium bepalen op basis van het type gebruikte sterilisatiepakketten en de aanbevelingen van de fabrikant van deze sterilisatiepakketten.

PRODUCTKLACHTEN

Neem contact op met Medtronic als u problemen met het product wilt melden.

INFORMATIE OVER MRI

Instrumenten van Medtronic zijn niet bedoeld voor gebruik in een omgeving met magnetische resonantie (MR). Als zodanig zijn instrumenten van Medtronic niet beoordeeld op veiligheid en compatibiliteit in een MR-omgeving. De veiligheid van de instrumenten van Medtronic in een MR-omgeving is derhalve onbekend.

VERDERE INFORMATIE

Neem contact op met Medtronic als er twijfel of onzekerheid bestaat over een juist gebruik van herbruikbare instrumenten van Medtronic of de herverpakking van de instrumenten of cassettes voor transport/sterilisatie van Medtronic. Bovendien worden alle beschikbare chirurgische technieken kosteloos verstrekt.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Alle rechten voorbehouden.

VIKTIG INFORMATIE OM MEDTRONIC GJENBRUKBARE INSTRUMENTER OG GJENBRUKBARE TRANSPORT-/STERILISERINGSKASSETTER

BESKRIVELSE

Gjenbrukbare instrumenter er laget av en rekke materialer som vanligvis brukes i ortopediske prosedyrer, og som oppfyller gjeldende nasjonale og/eller internasjonale standarder. Disse instrumentene kan leveres i Medtronic transport-/steriliseringskassetter. Medtronic transport-/steriliseringskassetter er utformet for bruk sammen med et lovlig markedsført og/eller egnet steriliseringsmiddel, for å gi mulighet for dampsterilisering av usterile enheter.

Medtronic transport-/steriliseringskassetter av aluminium omfatter beholdere, brett, lokk, bokser, moduler eller braketter som er fremstilt av en rekke ulike materialer, som oppfyller nasjonale og internasjonale standarder, og som vanligvis brukes til å dekke til, beskytte og holde orden på ortopediske eller nevrologiske usterile enheter fra Medtronic.

BEREGET BRUK

Ortopediske kirurgiske instrumenter er beregnet for bruk i kirurgiske prosedyrer for å manipulere vev og ben, eller for bruk med andre enheter i ortopedisk kirurgi. Et instrument kan ha en målefunksjon som kan brukes som beskrevet på etiketten og instrumentet.

Merk! Instrumentene må ikke implanteres.

Medtronic transport-/steriliseringskassetter er beregnet for bruk ved helseinstitusjoner for å holde orden på, dekke til, sterilisere, transportere og oppbevare medisinske enheter og andre instrumenter mellom kirurgisk og annen medisinsk bruk. Medtronic transport-/steriliseringskassetter er ikke beregnet for bruk alene for å opprettholde sterilitet. De er beregnet for bruk sammen med et lovlig markedsført og/eller egnet steriliseringsmiddel.

Medtronic gir ingen garanti for bruken av instrumentene, Medtronic transport-/steriliseringskassetter eller noen av komponentdelene hvis det er foretatt reparasjoner eller gjort forsøk på dette, med mindre slike reparasjoner er utført av Medtronic eller en godkjent reparasjonsrepresentant for Medtronic. Underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål eller en bestemt bruk er spesifikt utelukket.

Forsiktig! Disse instruksjonene gjelder ikke for enheter som er til engangsbruk. Du finner informasjon om usterile instrumenter til engangsbruk i bruksanvisningen for ikke-gjenbrukbare og usterile instrumenter fra Medtronic, M708348B359.

ADVARSLER

- Brudd, glidning, feilaktig bruk eller feil håndtering av instrumenter, for eksempel på skarpe kanter, kan føre til skade på pasienten eller operasjons- eller ombearbeidspersonellet.
- Feilaktig vedlikehold og håndtering eller dårlige rengjøringsprosedyrer kan føre til at instrumentet ikke egner seg til det tiltenkte formålet, og kan bli farlig for pasienten eller operasjons- eller ombearbeidspersonellet.
- Instrumenter som brukes til å bære og kutte stenger, er forbundet med ytterligere risikoer. Bruk av disse typene instrumenter kan føre til skade på pasienten som følge av de ekstremt store kreftene som kreves. Stenger må ikke kuttet *in situ*. Et eventuelt brudd på et instrument eller implantatet i denne situasjonen være svært farlig. De fysiske egenskapene som er nødvendige for mange instrumenter, gjør at de ikke kan produseres av implanterbart materiale, og hvis avbrutte fragmenter av instrumentene blir værende i pasientens kropp, kan dette føre til allergiske reaksjoner eller infeksjon.
- Kirurgen må utvise ekstrem forsiktighet under arbeid i umiddelbar nærhet av vitale organer, nerver eller blodkar. Det skal heller ikke brukes for stor kraft ved posisjonering av instrumenter eller implantater, da dette kan føre til skade på pasienten.
- Brudd, glidning, feilaktig bruk eller feil håndtering av Medtronic transport-/steriliseringskassetter, for eksempel på skarpe kanter, kan føre til skade på pasienten eller operasjons- og ombearbeidspersonellet.
- Feilaktig vedlikehold og håndtering eller dårlige rengjøringsprosedyrer kan føre til at Medtronic transport-/steriliseringskassetter ikke egner seg til det tiltenkte formålet, eller til og med bli farlig for pasienten eller operasjonspersonellet.
- Riktig håndtering av Medtronic transport-/steriliseringskassetter er svært viktig. Du må ikke foreta endringer på Medtronic transport-/steriliseringskassetter. Du må ikke lage hakk i eller bøye Medtronic transport-/steriliseringskassetter. Hakk, riper eller annen skade og/eller slitasje på Medtronic transport-/steriliseringskassetter under det kirurgiske inngrepet kan bidra til brudd.

FORHOLDSREGLER

- Hvis implantater påføres for stor kraft ved bruk av instrumenter, kan det føre til at enheter forskyves, spesielt krokar.
- Instrumenter skal ikke utsettes for temperaturer over 135°C (275°F). Et slikt varmenivå kan endre de fysiske egenskapene. Hvis du er usikker på om instrumentene har blitt utsatt for temperaturer over 135°C (275°F), må du inspisere instrumentene nøye for å være sikker på at de fremdeles fungerer som de skal.
- Det må utvises ekstrem forsiktighet for å sikre at instrumentene holdes i god driftsmessig stand. Det er svært viktig at disse instrumentene fungerer riktig under prosedyren. Instrumenter må ikke være bøyd eller skadet. Ved feil bruk av instrumentene, eller hvis noen eller alle deler av et instrument korroderer, "låser seg", får riper eller brudd, løsner eller bøyes, kan riktig funksjon hemmes eller hindres.
- Bruk ikke disse instrumentene til handlinger de ikke er beregnet på.
- Kontroller alle instrumentenes driftsmessige stand regelmessig, og kontakt Medtronic eller en godkjent reparasjonsrepresentant for Medtronic ved behov. For å unngå skade må instrumentet undersøkes nøye før bruk for å kontrollere at det fungerer slik det skal og ikke er skadet. Et skadet instrument må ikke brukes. Ekstra reservinstrumenter må være tilgjengelige.
- Preoperative og operative prosedyrer, inkludert kunnskap om kirurgiske teknikker, er viktige faktorer for at kirurgen skal kunne bruke instrumentene på en vellykket måte. Riktig valg og samarbeid fra pasientens side vil ha stor innflytelse på resultatet.
- Riktig valg av pasient og operativ nøyaktighet er svært viktig for et vellykket resultat og for å unngå skader under kirurgiske inngrep. Les og følg all annen produktinformasjon fra produsenten av implantatene eller instrumentene.
- Vær ekstra forsiktig ved bruk av instrumenter på pediatriske pasienter, da disse pasientene kan være mer utsatt for belastningene som bruken av instrumentene krever.
- Kontroller at instrumenter som har en målefunksjon, ikke er slitt, og at eventuell overflategravering er godt synlig.
- Hvis Medtronic transport-/steriliseringskassetter utsettes for temperaturer over 135°C (275°F), kan de fysiske egenskapene endres. Hvis Medtronic transport-/steriliseringskassetter utsettes for temperaturer over 135°C (275°F), må det foretas en ekstra kontroll for å sikre at de fungerer som de skal. Du finner mer informasjon i avsnittet KONTROLL.

- Vær svært nøye med å sørge for at Medtronic transport-/steriliseringsskassetter holdes i god driftsmessig stand. Riktig bruk av Medtronic transport-/steriliseringsskassetter under prosedyren er svært viktig. Medtronic transport-/steriliseringsskassetter må ikke bøyes eller skades på noen måte. Feilaktig bruk av Medtronic transport-/steriliseringsskassetter, som fører til at noen eller alle deler korroderer, får riper eller brudd, løsner eller bøyes, kan hemme eller hindre riktig funksjon.
- Medtronic transport-/steriliseringsskassetter utsettes for gjentatte belastninger i forbindelse med rutinemessig transport, rengjøring og sterilisering. Medtronic transport-/steriliseringsskassetter skal alltid kontrolleres nøye før bruk for å sikre at de fungerer som de skal.
- Medtronic transport-/steriliseringsskassetter skal ikke overskride en maksimal vekt- og belastningsfordeling på 11,4 kg / 25 lbs.
- Personellet skal bruke alt egnet personlig verneutstyr (PPE) i henhold til anbefalingene fra sterilisatorprodusenten.
- For å unngå korrosjon må ulike metaller skilles fra hverandre og ikke være i direkte kontakt under sterilisering. Medtronic transport-/steriliseringsskassetter er utformet med belagte braketter eller silikon for å unngå kontakt med instrumenter av rustfritt stål som brukes i Medtronic transport-/steriliseringsskassetter.

MULIGE BIVIRKNINGER

- Nerveskader, lammelser, smerter eller skader på bløtvev, viscerale organer eller ledd.
- Infeksjon, hvis Medtronic transport-/steriliseringsskassetter ikke er tilstrekkelig rengjort og sterilisert.
- Smerter, ubehag eller unormale fornemmelser som følge av enhetens nærvær.
- Nerveskader som følge av kirurgisk traume.
- Durallekkasje ved overdreven belastning.
- Press mot nærliggende kar, nerver og organer forårsaket av glidning eller feil plassering av instrumentet.
- Skader som skyldes at klemmeenheter eller fjærmekanismer på visse instrumenter løses spontant.
- Kutt i hud eller hansker hos operasjons- eller ombehandlingspersonell.
- Beinfraktur i tilfeller av deformert ryggrad eller svak beinstruktur.
- Skader på pasientens vev, fysiske skader på operasjonspersonell og/eller økt operasjonstid som følge av utilsiktet demontering av flerkomponentsinstrumenter under det kirurgiske inngrepet.
- Metodene for bruk avgjøres av brukers erfaring og opplæring i kirurgiske prosedyrer. Det oppnås ikke alltid et vellykket resultat i alle kirurgiske tilfeller. Dette gjelder spesielt for spinalkirurgi, der andre pasienttilstander kan virke inn på resultatet.

Merknad til legen: Selv om legen er det kyndige mellomleddet mellom selskapet og pasienten, skal de viktige medisinske opplysningene i dette dokumentet formidles til pasienten.

Disse enhetene skal bare brukes av leger som er kjent med enhetene, deres tiltenkte bruk, eventuelle ytterligere instrumenter og tilgjengelige kirurgiske teknikker. I tillegg skal disse enhetene bare brukes av operatører som er kjent med enheten og enhetens tiltenkte bruk og ombehandlingsinformasjon.

PAKNING

Instrumentene kan leveres i enkeltpakninger eller i Medtronic transport-/steriliseringsskassetter. Enkeltpakningene, Medtronic transport-/steriliseringsskassetter og de medisinske enhetene de inneholder, skal være intakt ved mottak. Medtronic transport-/steriliseringsskassetter og de medisinske enhetene de inneholder, skal kontrolleres før bruk for å sikre at de er fullstendige og ikke har tegn på skade. Skadde pakninger, kassetter eller instrumenter skal ikke brukes og må returneres til Medtronic.

KONTROLL

Instrumenter må alltid kontrolleres av brukeren før/etter rengjøring og før det kirurgiske inngrepet. Kontrollen skal være grundig og må omfatte en visuell og funksjonell inspeksjon av arbeidsoverflater, ledd, stenger, fjær- eller dreiemekanismer, renheten til posisjoneringshull eller kanyleringer, samt forekomst av eventuelle sprekker, bøyninger, deformeringer eller forvrengninger. Det må også kontrolleres at alle komponenter er til stede. Bruk aldri instrumenter eller Medtronic transport-/steriliseringsskassetter som har åpenbare tegn på overdreven slitasje eller skader, eller som er mangelfulle eller på annen måte ikke kan brukes.

Medtronic transport-/steriliseringsskassetter må kontrolleres av brukeren før bruk. Kontrollen skal være grundig og må inkludere en visuell og funksjonell inspeksjon. Kontrollen må også sikre at Medtronic transport-/steriliseringsskassetter er fullstendige. En skadet Medtronic transport-/steriliseringsskasset skal ikke ombehandles.

Visuell inspeksjon

Kontroller følgende:

- Lasermarkeringer, graveringer og andre markeringer er leselige.
- Det finnes ingen sprekker, deformeringer eller forvrengninger.
- Det finnes ikke sprekker på instrumenthandtakene eller på noen del av instrumentet.
- Det finnes ingen misfarging, korrosjon, flekker eller rust. Hvis dette finnes, må du tørke det av i henhold til instruksjonene i avsnittet OMBEARBEIDING i dette dokumentet.
- Håndtak og skaft er koblet sammen, og håndtak-til-skaft-tilkoblingen er sikker.
- Det finnes ingen kutt eller uthulinger i silikon, silikonbraketter eller instrumenthandtak.
- Nylonbelegget på metallbrakettene er ikke oppsprukket eller avskallet.
- Det er ikke skader (kutt, rifter osv.) på isoleringen.
- Det er ikke skader på arbeidsender eller -spisser. Arbeidsenden skal være fri for sprekker, uthulinger og andre skader. Når det er aktuelt, skal arbeidsenden være skarp.
- Det er ikke skader på instrumentenes gjenger.
- Alle deler er til stede og fri for skader og foringelse. Eksempler på deler som kan mangle eller være løse eller skadet, er justeringskruer, fjær, buede fjær, pinner og utstikkere.
- Tilkoblingsender er fri for skade (hakk, uthulinger, bøyninger osv.) som kan forstyrre sammenkoblingsfunksjonen.
- Kanylerede instrumenter med en ledevaler eller andre innsettsverktøy er visuelt kontrollert.

Funksjonell inspeksjon

Kontroller følgende hvis det er aktuelt:

- Bevegelige deler beveger seg fritt, uten å klebe seg fast, henge seg opp eller skrape.
- Fjær setter instrumenthåndtaket tilbake i utgangsposisjonen.
- Festetappene har egnede tilkoblingsdeler og er ikke skadet.
- Instrumentet fungerer som det skal med riktige tilkoblingsdeler.
- Kulesperren holder på tilkoblingsdeler og er fri for skader.
- Skarpe kanter er skarpe å ta på og ikke sløve, og de har ikke hakk eller andre skader.
- Spisser mates når de skal.
- Sperremekanismer er funksjonelle. Dette inkluderer håndtak, sperrehaker og andre mekanismer. Alle tenner er til stede og funksjonelle.
- Tuppen på drev er ikke slitt utover funksjonell bruk. Koble den aktuelle delen til instrumentet ved behov.
- Sperrehaker, bokser, moduler eller lokk er riktig tilpasset.

OMBEARBEIDING – GENERELLE HENSYN

Rengjøring er fjerning av organisk smuss. Effektiv rengjøring:

- fører til at overføring av organisk smuss fra en pasient til en annen unngås;
- gir mulighet for vellykket oppfølgingssterilisering. Tilstrekkelig ombehandling avhenger av hvor grundig rengjøringen er.

Rengjøring er det første trinnet. Steriliseringen skjer senere i ombehandling og er ment å drepe mikroorganismer for å redusere sannsynligheten for overføring og muligheten for infeksjon. For å sikre akseptabel ombehandling må det ikke være noen forsikelse mellom innene i dette dokumentet.

Instrumentene kan bearbeides trygt og effektivt ved bruk av manuelle eller en kombinasjon av manuelle og automatiserte rengjøringsprosedyrer med en vaske-/desinfiseringsmaskin (enzymatisk eller alkalisk) som beskrevet i dette dokumentet. Medtronic transport-/steriliseringsskassetter kan bearbeides trygt og effektivt ved bruk av manuelle eller en kombinasjon av manuelle og automatiserte rengjøringsprosedyrer med en vaske-/desinfiseringsmaskin (enzymatisk) som beskrevet i dette dokumentet.

Bearbeideren må følge lokale lover og forskrifter i land der bearbeidingskravene er strengere enn de som er forklart i dette dokumentet.

Blodbårne patogener

Universelle forholdsregler for håndtering av dette instrumentet etter bruk må overholdes av alt sykehushpersonell i henhold til OSHA-standard 29 CFR 1910.1030 vedrørende yrkesmessig eksponering for blodbårne patogener.

Rengjøringsmidler og -verktøy

Instrumenter: Det anbefales å bruke nøytrale, enzymatiske rengjøringsmidler (7,0–8,0 pH), alkaliske rengjøringsmidler (8,0–11,0 pH), børster med myk bust og myke piperensere. Hay-alkaliske rengjøringsmidler (> 11,0 pH) skal ikke brukes.

Merk! Etter rengjøring med alkaliske rengjøringsmidler kan det være nødvendig med nøytralisering. Se produsentens instruksjoner for å avgjøre om det er nødvendig med nøytralisering, og for å følge produsentens instruksjoner for nøytralisering. Det er avgjørende at alkaliske rengjøringsløsninger nøytraliseres skikkelig og skylles av instrumentene.

Transport-/steriliseringskassetter av aluminium: Det anbefales å bruke nøytrale, enzymatiske rengjøringsmidler (7,0–8,0 pH), børster med myk bust og myke piperensere. Bruk ikke alkaliske rengjøringsmidler, ettersom alkaliske rengjøringsmidler vil gi betydelig skade på aluminium og gjøre transport-/steriliseringskassetten ubrukelige.

De følgende rengjøringsmidlene, -løsningene eller -verktøyene skal ikke brukes på instrumentene eller på Medtronic transport-/steriliseringskassetter:

- saltvannsoppløsning
- løsninger som inneholder klor (f.eks. blekemiddel) eller aldehyder (f.eks. glutaraldehyd)
- formalin, kvikksølv, klorid, bromid, jodid eller Ringers løsning
- metallbørster eller skurepulver

Rengjørings- og skyllevann

Avherdet springvann bør brukes hvis det er tilgjengelig. Kritisk vann bør brukes i det avsluttende skylletrinnet for å hindre mineralavleiringer på overflater (avionisert vann anbefales). En eller flere av følgende metoder kan brukes til å behandle vann som er definert som kritisk vann: ultrafilter, omvendt osmose, avionisering eller tilsvarende. Bruk av hardt vann bør unngås.

Bruk av mineralolje- eller silikonbaserte smøremidler

Mineralolje eller silikonbaserte smøremidler må ikke brukes, siden de ikke kan fjernes ved å følge disse rengjøringsinstruksjonene. Disse typene smøremidler kan legge seg som et belegg rundt mikroorganismer, hindre at dampen kommer i direkte kontakt med instrumentoverflatene og hindre sterilisering.

Advarsler/forsiktighetsregler for ombehandling

- La ikke tilsmussede instrumenter eller Medtronic transport-/steriliseringskassetter få tørke etter bruk og før rengjøring. Rengjøring og påfølgende sterilisering kan hindres når blod eller blodige løsninger får lov til å tørke på instrumentene eller på Medtronic transport-/steriliseringskassetter.
- Medtronic gjenbrukbare instrumenter anses som kritiske enheter (dvs. kritisk kontakt) og må rengjøres grundig og deretter steriliseres før førstegangs bruk, eller ifølge disse instruksjonene for ombehandling før de brukes på nytt.
- Tilsmussede eller brukte instrumenter skal ikke legges i Medtronic transport-/steriliseringskassetter for rengjøring i en automatisert vaske-/desinfiseringsmaskin. Tilsmussede instrumenter må bearbeides adskilt fra Medtronic transport-/steriliseringskassetter.
- Medtronic transport-/steriliseringskassetter av aluminium kan bare rengjøres med enzymatiske (nøytrale) rengjøringsløsninger.
- Visse løsninger (dvs. som er alkaliske og/eller inneholder blekemiddel, glutaraldehyd eller formalin) kan gi betydelig skade på transport-/steriliseringskassetter av aluminium. Disse løsningene må ikke brukes.
- Generelle forholdsregler skal overholdes av alt helsepersonell som arbeider med instrumenter eller Medtronic transport-/steriliseringskassetter som er eller kan være kontaminerte. Det må utvises forsiktighet når instrumenter med skarpe spisser eller egger håndteres.
- Egnert personlig verneutstyr skal brukes ved håndtering av eller arbeid med materialer, enheter og utstyr som er eller kan være kontaminert. Personlig verneutstyr innbefatter frakker, masker, briller, ansiktsskjerm, hansker og skotekk.
- Plasser ikke tunge instrumenter oppå skjøre instrumenter.
- Kjølig trekk fra luftkanaler eller andre luftstrømmer under nedkjølingsfasen må unngås for at det ikke skal oppstå fukt etter sterilisering som følge av hurtig nedkjøling.

Begrensninger ved ombehandling

- Gjentatt bearbeiding har minimal effekt på disse instrumentene eller på Medtronic transport-/steriliseringskassetter.
- Brukstiden bestemmes av kraftig slitasje og skade som følge av vanlig bruk. Selv om behandlingen av instrumentet eller Medtronic transport-/steriliseringskassetter, materialene som er brukt, og detaljer ved rengjøringen og steriliseringen spiller en viktig rolle, er det i praksis ingen grense for hvor mange ganger instrumenter og Medtronic transport-/steriliseringskassetter kan ombehandles.
- Se delen KONTROLL i dette dokumentet for å avgjøre om enheten har nådd slutten av brukstiden.

INSTRUKSJONER – kun instrumenter (Instruksjoner for transport-/steriliseringskassetter av aluminium følger etter instruksjonene for instrumenter)	
Klargjøre et nytt instrument for bruk	▪ Instrumentene leveres usterile og må rengjøres grundig og deretter steriliseres før førstegangs bruk og eventuell gjenbruk. ▪ Fjern all emballasje før rengjøring og sterilisering.
Bruksstedet	▪ Fjern alt synlig smuss fra instrumentene ved bruk av en fuktig klut. ▪ Instrumentene bør rengjøres nøyte innen 30 minutter etter bruk for å minimere muligheten for at de tørker ut. ▪ Hvis instrumentene ikke kan ombehandles omgående, skal de holdes fuktige under transport. ▪ Plasser instrumentene i et brett med avherdet springvann, hvis tilgjengelig, eller dekk dem til med fuktige håndklær.
Beskyttelse og transport	▪ Flytt umiddelbart brettet med de tildekkede instrumentene til et arbeidsområde som er avsatt til videre ombehandling. ▪ Tilsmussede instrumenter skal transporteres adskilt fra ikke-kontaminerte instrumenter for å unngå kontaminering av personell og omgivelser.
Forberedelser før rengjøring	▪ Instrumenter som skal demonteres før rengjøring og sterilisering, har spesifikke instruksjoner for bearbeiding / demontering / ny montering. Du finner mer informasjon i de spesifikke instruksjonene for bearbeiding / demontering / ny montering for instrumentet. ▪ Fjern eventuelle okklusjoner før rengjøring. Skyll kanylerne enheter med behandlet vann eller springvann for å hindre uttørring av smuss og/eller urenheter på insiden. ▪ Instrumentene kan bearbeides trygt og effektivt ved bruk av manuelle eller en kombinasjon av manuelle og automatiserte rengjøringsprosedyrer med en vaske-/desinfiseringsmaskin (enzymatisk eller alkalisk) som beskrevet i tabell 1 og tabell 2 i dette dokumentet.
Automatisert rengjøring: enzymatisk eller alkalisk	1. Skyll, spyl og skrub instrumentene under rennende (kaldt) springvann ved en temperatur på < 43 °C (< 110 °F) i 30 sekunder til 1 minutt. Skrub instrumentene med en børste med myk bust og hensiktsmessig størrelse for å fjerne synlig smuss. Skrub inn i eventuelle lumen eller hulrom og aktiver enhetens mekanismer (hvis aktuelt). 2. Klargjør en enzymatisk rengjøringsløsning¹ (beskrevet etter tabell 1) eller en alkalisk rengjøringsløsning² (beskrevet etter tabell 2) ved bruk av springvann, i henhold til produsentens instruksjoner og anbefalingene om fortynning og temperaturer i et ultralyddbad av hensiktsmessig størrelse. 3. Plasser instrumentene i den enzymatiske rengjøringsløsningen slik at de er helt nedsenket, og behandle med ultralyd ved 40–50 kHz i minimum 15 minutter. Flere ultralydbehandlingscykluser med en total ultralydbehandlingsstid på minimum 15 minutter kan brukes. Sørg for at alle enhetens overflater, lumen og komponenter kommer i kontakt med rengjøringsløsningen. Merk! Rengjøring med ultralydbehandling er kun effektiv hvis overflaten som skal rengjøres, dekkes av rengjøringsløsningen. Luftlommer vil redusere effektiviteten av ultralydengjøringen. Minimer dannelse av luftlommer eller bobler ved å skylle lumen, hulrom, sprekker eller fjær med rengjøringsløsning mens instrumentet ligger i ultralydtanken. 4. Legg instrumentene over i den automatiserte vaske-/desinfiseringsmaskinen og programmer denne med syklusparametrene oppført i tabell 1 (enzymatisk) eller tabell 2 (alkalisk). Kontroller at instrumenter som er kanyler og/eller har blindhull, er plassert riktig i vaske-/desinfiseringsmaskinen med tanke på drenering, slik at oppsamling av vaskevann unngås. Kontroller at syklusparametrene i tabell 1 eller tabell 2 er riktig programmert. 5. Inspiser instrumentene visuelt når du tar dem ut, inkludert alle lumen og hulrom, for å være sikker på at alt synlig smuss er fjernet. Hvis det fortsatt finnes smuss, skal du gjenta rengjøringsprosessen eller umiddelbart ta kontakt med Medtronic for å gjøre avtale om avhending eller utskifting. Fortsett ikke ombehandling hvis instrumentet er tilsmusset.

Tabell 1: Enzymatisk rengjøringsløsning (7,0–8,0 pH)				
Syklus		Temperaturinnstilling	Minimumstid (min:s)	Konsentrasjon
Forvask		< 43 °C (< 110 °F) (Kaldt springvann)	2:00	Ikke relevant
Pulset enzymatisk vask	Vask	Varmt springvann	10:00	0,2–0,8 ml/liter
	Skyll	Varmt springvann	≥ 00:15	Ikke relevant
Vask med vaskemiddel (nøytral pH)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/liter
Skyll		71 °C (160 °F)	15:00	Ikke relevant
Varme (desinfeksjon)		93 °C (200 °F)	5:00	Ikke relevant
Skyll (avionisert)				
Tørk		98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	Ikke relevant

INSTRUKSJONER – kun instrumenter (Instruksjoner for transport-steriliseringsskassetter av aluminium følger etter instruksjonene for instrumenter)				
Tabell 1: Enzymatisk rengjøringsløsning (7,0–8,0 pH)				
Syklus		Temperaturinnstilling	Minimumstid (min:s)	Konsentrasjon
Merk! Syklusen er validert ved bruk av Polystica Enzymatic Presoak and Cleaner ¹ (1–4 ml/liter) for behandling med ultralyd og Polystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner og Polystica Neutral Detergent for bruk til vaske-/desinfiseringsmaskin.				
Tabell 2: Alkalisk rengjøringsmiddel (8,0–11,0 pH)				
Syklus		Temperaturinnstilling	Minimumstid (min:s)	Konsentrasjon
Førvaske		< 43 °C (< 110 °F) (Kaldt springvann)	2:00	Ikke relevant
Pulset alkalisk vask	Vask	Varmt springvann	10:00	3–6 ml/liter
	Skyll	Varmt springvann	2:00 15	Ikke relevant
Alkalisk vask med vaskemiddel		60 °C (140 °F)	5:00	2–6 ml/liter
Skyll		71 °C (160 °F)	15:00	Ikke relevant
Varme (desinfeksjon) Skyll (avionisert)		93 °C (200 °F)	5:00	Ikke relevant
Tørk		98,8 °C (210 °F)	2:30:00	Ikke relevant
Merk! Syklusen er validert ved bruk av neodisher MediClean Forte ² (5–10 ml/liter, behandling med ultralyd, 2–6 ml/liter, vaske-/desinfiseringsmaskin). Det er ikke nødvendig med en nøytraliseringsstrøm for neodisher MediClean Forte. Dette trinnet kan imidlertid være nødvendig for andre alkaliske rengjøringsmidler. Se produsentens instruksjoner for å avgjøre om det er nødvendig med nøytralisering.				
Merk! På grunn av de mange variablene som er involvert i forbindelse med vaske-/desinfiseringsmaskiner, skal hver helseinstitusjon installere, kalibrere og verifisere prosessen som brukes for utstyret, skikkelig (f.eks. temperaturer, tid). Anbefalingene fra produsenten av vaske-/desinfiseringsmaskinen må alltid følges. Sørg for at produsentens grense for maksimal belastning ikke overskrides ved rengjøring av flere enheter i en rengjøringscyklus. Valideringen av rengjøringen ble utført med full kammetast.				
Manuell rengjøring: enzymatisk	- Instrumentene skal rengjøres manuelt kun når det ikke finnes en automatisert vaske-/desinfiseringsmaskin tilgjengelig. - Demontér instrumentene, hvis aktuelt. - Skyll, spyl og skrub instrumentene under rennende (kaldt) springvann ved en temperatur på < 43 °C (< 110 °F) i minimum 3 minutter. Skrub instrumentene med en børste med myk bust eller piperensere av hensiktsmessig størrelse for å fjerne synlig smuss. Skrub inne i eventuelle lumen eller hulrom og aktiver enhetens mekanismer (hvis aktuelt). - Skrub til alt synlig smuss er fjernet. - Klargjør en enzymatisk rengjøringsløsning ved bruk av springvann, i henhold til produsentens instruksjoner og anbefalingene om fortynning og temperaturer. - Legg instrumentene i den enzymatiske rengjøringsløsningen slik at de er helt nedsenket, og la dem ligge i bløt i 45–60 minutter. Sørg for at alle enhetens overflater, lumen og komponenter kommer i kontakt med rengjøringsløsningen. - Fjern instrumentene fra den enzymatiske rengjøringsløsningen og skyll under rennende (kaldt) springvann. Sørg for at alle lumen og hulrom skylles i vannstrålen. Skyll med (kaldt) springvann i minimum 3 minutter. - Klargjør nok en enzymatisk rengjøringsløsning ved bruk av springvann, i henhold til produsentens instruksjoner og anbefalingene om fortynning og temperaturer. Klargjør løsningen i et ultralydbad av hensiktsmessig størrelse. - Legg instrumentene i den enzymatiske rengjøringsløsningen slik at de er helt nedsenket, og behandle med ultralyd ved 40–50 kHz i minimum 45 minutter. Flere ultralydbehandlingscykluser med en total ultralydbehandlingstid på minimum 45 minutter kan brukes. Sørg for at alle enhetens overflater, lumen og komponenter kommer i kontakt med rengjøringsløsningen. Merk! Rengjøring med ultralydbehandling er kun effektiv hvis overflaten som skal rengjøres, dekkes av rengjøringsløsningen. Luftlommer vil redusere effektiviteten av ultralydrenngjøringen. Minimer danning av luftlommer eller bobler ved å skylle lumen, hulrom, sprekker eller fjær med rengjøringsløsning mens instrumentet er nedsenket i ultralydtanken. - Ta instrumentene ut av ultralydbadet og skyll dem med (kaldt) rennende springvann. Sørg for at alle lumen og hulrom skylles i vannstrålen. Skyll i minimum 3 minutter. - Gjenta skyllingen som i trinn 10, denne gang med avionisert vann, i ytterligere 3 minutter. - Inspiser instrumentene nøye visuelt, inkludert alle lumen og hulrom, for å sikre at alt synlig smuss er fjernet. Hvis det fortsatt finnes smuss, skal du gjenta rengjøringsprosessen eller umiddelbart ta kontakt med Medtronic for å gjøre avtale om avhending eller utskifting. Fortsett ikke ombehandling hvis instrumentet er tilsmusset.			
Desinfisering, varme	- Dekontaminer enhetene ved bruk av varme, ved å foreta en endelig, varm skylling i en automatisert vaske-/desinfiseringsmaskin ved 93 °C (200 °F) i 5 til 10 minutter. - Desinfisering med desinfiseringsløsninger eller kjemikalier er ikke nødvendig, fordi dekontamineringsprosessen består av rengjøring etterfulgt av sterilisering. - Varmedesinfisering alene gjør ikke instrumentene sikre for pasientbruk.			
Tørring: automatisert vaske-/ desinfiseringsmaskin	- Utfør en visuell inspeksjon med tanke på tørrhet etter at vaske-/desinfiseringscyklusen er fullført. - Hvis det observeres fuktighet på instrumentene etter vaske-/desinfiseringscyklusen, skal de tørkes med rene, absorberende, løfte kluter, (medisinsk) trykkluft og/eller i en ovn som produserer tørr varme, ved $\geq 118\text{ °C}$ ($\geq 245\text{ °F}$) i minimum 30 minutter. - For sammensatte instrumenter (f.eks. med skaft i hylse, kanylering og blindhull) må det brukes en ovn som produserer tørr varme, ved $\geq 118\text{ °C}$ ($\geq 245\text{ °F}$) i minimum 30 minutter. Utfør en visuell inspeksjon med tanke på tørrhet. - Instrumentene skal være helt tørre før de pakkes for sterilisering.			
Tørring: manuell	- Tørk enhetene med rene, absorberende, løfte kluter og/eller (medisinsk) trykkluft og/eller i en ovn som produserer tørr varme. Utfør en visuell inspeksjon med tanke på tørrhet, og gjenta om nødvendig. - Instrumentene skal være helt tørre før de pakkes for sterilisering.			
Inspeksjon og ny montering	- Hvis instrumentet ble demontert før rengjøring og sterilisering, må det monteres på nytt, hvis det er aktuelt. - Inspiser instrumentet nøye for å se om det er skadet. Utfør en grundig undersøkelse som nevnt i avsnittet KONTROLL i dette dokumentet. - Hvis instrumentet er skadet, må du kontakte Medtronic umiddelbart for å gjøre avtale om avhending eller utskifting. Fortsett ikke ombehandling av en skadet enhet.			
Pakking	- Det må brukes et standard uvevd/fuktbestandig kirurgisk steriliseringsomslag eller lignende. - Individuelle instrumenter eller avsatte steriliseringsbrett må ha dobbel innpakning før sterilisering. - Bare instrumenter som er produsert og/eller distribuert av Medtronic, skal tas med. - Gå til avsnittet om sterilisering.			

INSTRUKSJONER – kun Medtronic transport-steriliseringsskassetter av aluminium (Instruksjoner for gjenbrukbare instrumenter finner du i tabellen ovenfor)	
Klargjør nye Medtronic transport-/steriliseringsskassetter for bruk	- Medtronic transport-steriliseringsskassetter leveres usterile og må rengjøres grundig og deretter steriliseres før første gangs bruk og eventuelt gjenbruk. - Fjern all emballasje før rengjøring og sterilisering.

INSTRUKSJONER – kun Medtronic transport-/steriliseringsskassetter av aluminium (Instruksjoner for gjenbrukbare instrumenter finner du i tabellen ovenfor)																																											
Oppsett	- Fjern alt synlig smuss fra beholdere og brett ved bruk av en luftri klut. - Medtronic transport-/steriliseringsskassetter skal rengjøres nøye rett etter bruk for å minimere muligheten for at de tørker ut.																																										
Beskyttelse og transport	- Hvis Medtronic transport-/steriliseringsskassetter ikke kan ombehandles omgående, skal de holdes fuktige under transport. - Bruk avherdet springvann på tilsmussede Medtronic transport-/steriliseringsskassetter hvis det er tilgjengelig, eller dekk dem til med fuktige håndklær. - Flytt umiddelbart Medtronic transport-/steriliseringsskassetter til et arbeidsområde som er avsatt til videre ombehandling.																																										
Forberedelser før rengjøring	- Medtronic transport-/steriliseringsskassetter må rengjøres hver for seg og ikke settes inni hverandre. Løkk på beholdere og moduler må fjernes og rengjøres hver for seg, eller mens de er åpne hvis det ikke er mulig å fjerne dem. - Beholdere og brett kan bearbejdes trygt og effektivt ved bruk av manuelle eller en kombinasjon av manuelle og automatiserte rengjøringsprosedyrer med en vaske-/desinfiseringsmaskin (kun enzymatisk for beholdere og brett av aluminium) som beskrevet i dette dokumentet. Bruk ikke alkaliske løsninger på Medtronic transport-/steriliseringsskassetter av aluminium, ellersom slike midler kan skade transport-/steriliseringsskassetter av aluminium.																																										
Automatisert rengjøring: enzymatisk	- Skyll, spyl og scrubb beholdere og brett under (kaldt) springvann med en temperatur på < 43 °C (110 °F) i minimum 30 sekunder. - Legg enhetene over i den automatiserte vaske-/desinfiseringsmaskinen og programmer denne med sykklusparametrene som er oppført i tabell 3. Sørg for at beholdere og brett plasseres riktig i vaske-/desinfiseringsmaskinen med tanke på drenering. Kontroller at de innvendige delene av kassetten/moduleen vender nedover mot dusjearmene, og at sykklusparametrene i tabell 3 er riktig programmert. - Inspiser enhetene visuelt når du tar dem ut, inkludert alle lumen og hulrom / steder der overflater møtes, for å være sikker på at alt synlig smuss er fjernet. Hvis det fortsatt finnes smuss, skal du gjenta rengjøringsprosessen eller ta kontakt med Medtronic for å gjøre avtale om avhending eller utskifting. Forsett ikke ombehandling av en tilsmusset enhet. Tabell 3: Enzymatisk (nøytral) rengjøringsløsning (7,0–8,0 pH) <table><tr><th colspan="2">Syklus</th><th>Temperaturinnstilling</th><th>Minimumstid (min.:a)</th><th>Konsentrasjon</th></tr><tr><td colspan="2">Forvask</td><td>< 43 °C (< 110 °F) (Kaldt springvann)</td><td>2:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td rowspan="2">Pulset enzymatisk vask</td><td>Vask</td><td>< 60 °C (< 140 °F) Varmt springvann</td><td>4:00</td><td>0,2–0,8 ml/liter</td></tr><tr><td>Skyll</td><td>< 60 °C (< 140 °F) Varmt springvann</td><td>≥ 00:15</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Vask med vaskemiddel (nøytral pH)</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2–0,8 ml/liter</td></tr><tr><td colspan="2">Skyll</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>5:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Varme (desinfeksjon) Skyll (avionisert)</td><td>90 °C (194 °F)</td><td>5:00</td><td>Ikke relevant</td></tr><tr><td colspan="2">Tørk</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥ 15:00</td><td>Ikke relevant</td></tr></table> Merk! Syklusen er validert ved bruk av Steris Prostlytica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner og Prostlytica Neutral Detergent for bruk til vaske-/desinfiseringsmaskin. Merk! På grunn av de mange variablene som er involvert i forbindelse med vaske-/desinfiseringsmaskiner, skal hver helseinstitusjon installere, kalibrere og verifisere prosessen som brukes for utstyret, skikkelig (f.eks. temperaturer, tid). Anbefalingene fra produsenten av vaske-/desinfiseringsmaskinen må alltid følges. Sørg for at produsentens grense for maksimal belastning ikke overskrides ved rengjøring av flere enheter i en rengjøringscyklus. Valideringen av rengjøringen ble utført med full kammerlast.				Syklus		Temperaturinnstilling	Minimumstid (min.:a)	Konsentrasjon	Forvask		< 43 °C (< 110 °F) (Kaldt springvann)	2:00	Ikke relevant	Pulset enzymatisk vask	Vask	< 60 °C (< 140 °F) Varmt springvann	4:00	0,2–0,8 ml/liter	Skyll	< 60 °C (< 140 °F) Varmt springvann	≥ 00:15	Ikke relevant	Vask med vaskemiddel (nøytral pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/liter	Skyll		71 °C (160 °F)	5:00	Ikke relevant	Varme (desinfeksjon) Skyll (avionisert)		90 °C (194 °F)	5:00	Ikke relevant	Tørk		98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	Ikke relevant
Syklus		Temperaturinnstilling	Minimumstid (min.:a)	Konsentrasjon																																							
Forvask		< 43 °C (< 110 °F) (Kaldt springvann)	2:00	Ikke relevant																																							
Pulset enzymatisk vask	Vask	< 60 °C (< 140 °F) Varmt springvann	4:00	0,2–0,8 ml/liter																																							
	Skyll	< 60 °C (< 140 °F) Varmt springvann	≥ 00:15	Ikke relevant																																							
Vask med vaskemiddel (nøytral pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/liter																																							
Skyll		71 °C (160 °F)	5:00	Ikke relevant																																							
Varme (desinfeksjon) Skyll (avionisert)		90 °C (194 °F)	5:00	Ikke relevant																																							
Tørk		98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	Ikke relevant																																							
Manuell rengjøring: enzymatisk	- Medtronic transport-/steriliseringsskassetter skal rengjøres manuelt når det ikke finnes en automatisert vaske-/desinfiseringsmaskin tilgjengelig. - Skyll, spyl og scrubb Medtronic transport-/steriliseringsskassetter under kaldt springvann med en temperatur på < 43 °C (110 °F) i minimum 1 minutt. - Skrubb enhetene med en børste med myk bust eller piperensere av hensiktsmessig størrelse for å fjerne synlig smuss. Skrubb inne i eventuelle lumen eller hulrom og aktiver enhetens mekanismer (hvis aktuelt). - Skrubb til alt synlig smuss er fjernet. - Klargjør en enzymatisk rengjøringsløsning ved bruk av springvann, i henhold til produsentens instruksjoner og anbefalingene om fortynning og temperaturer. Legg enhetene i den enzymatiske rengjøringsløsningen slik at de er helt nedsenket, og la dem ligge i bløt i minimum 10 minutter. Sørg for at alle overflater, lumen og komponenter kommer i kontakt med rengjøringsløsningen. - Fjern enhetene fra den enzymatiske rengjøringsløsningen og skyll under rennende (kaldt) springvann. Lumen og hulrom må skylles i vannstrålen. Skyll med kaldt springvann i minimum 1 minutt. - Klargjør nok en enzymatisk rengjøringsløsning ved bruk av springvann, i henhold til produsentens instruksjoner og anbefalingene om fortynning og temperaturer. Klargjør løsningen i et ultralydbad av hensiktsmessig størrelse. - Legg enhetene i den enzymatiske rengjøringsløsningen slik at de er helt nedsenket, og behandle med ultralyd ved 40–50 kHz i minimum 20 minutter. Flere ultralydbehandlingscykluser med en total ultralydbehandlingstid på minimum 20 minutter kan brukes. Sørg for at alle overflater, lumen og komponenter kommer i kontakt med rengjøringsløsningen. Merk! Rengjøring med ultralydbehandling er kun effektiv hvis overflaten som skal rengjøres, dekkes av rengjøringsløsningen. Lufttommer vil redusere effektiviteten av ultralydrenngjøringen. Sørg for å minimere danning av lufttommer eller bobler ved å skylle lumen, hulrom, sprekker eller fjær med rengjøringsløsning mens enheten ligger i ultralydtanken. - Ta enhetene ut av ultralydbadet og skyll dem med kaldt, rennende springvann. Lumen og hulrom må skylles i vannstrålen. Skyll i minimum 10 minutter. Flere sykkluser med en total tid på minimum 10 minutter kan brukes. - Gjenta skyllingen som i trinn 9, denne gangen med avionisert vann, i ytterligere 10 minutter. Flere sykkluser med en total tid på minimum 10 minutter kan brukes. - Inspiser enhetene nøye visuelt, inkludert alle lumen og hulrom, for å sikre at alt synlig smuss er fjernet. Hvis det fortsatt finnes smuss, skal du gjenta rengjøringsprosessen eller umiddelbart ta kontakt med Medtronic for å gjøre avtale om avhending eller utskifting. Forsett ikke ombehandling av en tilsmusset enhet. Merk! Syklusen er validert ved bruk av Prostlytica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1–4 ml/liter).																																										
Tørring	Automatisert vaske-/desinfiseringsmaskin - Utfør en visuell inspeksjon med tanke på tørrhet etter at vaske-/desinfiseringscyklusen er fullført. - Hvis det observeres fuktighet på Medtronic transport-/steriliseringsskassetter, skal de tørkes med rene, absorberende, lufte kluter og/eller (medisinsk) trykkluft til fuktigheten forsvinner. Manuell Tørk enhetene med rene, absorberende, lufte kluter og/eller (medisinsk) trykkluft. Utfør en visuell inspeksjon med tanke på tørrhet, og gjenta om nødvendig.																																										
Inspeksjon og ny fylling	- Inspiser transport-/steriliseringsskassettena for å se om de er skadet. Utfør en grundig undersøkelse som nevnt i avsnittet KONTROLL i dette dokumentet. - Hvis Medtronic transport-/steriliseringsskassetter eller -moduler er skadet, må du kontakte Medtronic umiddelbart for å gjøre avtale om avhending eller utskifting. - Fyll Medtronic transport-/steriliseringsskassetter eller -moduler med de aktuelle enhetene. - Gå til avsnittet om sterilisering.																																										

STERILISERINGSSINSTRUKSJONER for både instrumenter og Medtronic transport-/steriliseringskassetter																						
Sterilisering	1. Bruk dobbel innpakning på individuelle instrumenter og/eller transport-/steriliseringskassetter som inneholder instrumenter, ved bruk av uvevd/fuktbestandig kirurgisk steriliseringsomslag. 2. Inspiser emballasjen for å sikre at det ikke finnes rifter, punkteringer eller brudd på forseglingen verken i eller på emballasjen, før den legges i sterilisatoren. 3. Legg instrumentene i sterilisatoren ved å følge sterilisatorproduktens anbefalte prosedyrer og konfigurasjoner for innlegging. 4. Følg sterilisatorproduktens anbefalte prosedyrer for å programmere sterilisatoren med ett av parametersettene for steriliseringscyklusen i tabell 4.																					
	Tabell 4: Parametre for steriliseringscyklusen <table> <tr> <th>Syklus</th><th>Temperatur</th><th>Eksponeringstid</th><th>Minimum tørketid³</th></tr> <tr> <td>Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)</td><td>132 °C (270 °F)</td><td>4 min</td><td>30 min</td></tr> <tr> <td>Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)</td><td>135 °C (275 °F)</td><td>3 min</td><td>30 min</td></tr> <tr> <td>Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>4 min</td><td>30 min</td></tr> <tr> <td>Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>20 min</td><td>30 min</td></tr> </table> ³Minimum tørketid ble validert ved bruk av sterilisatorer med mulighet for vakuertørking. Tørkesykluser som bruker atmosfærisk trykk, kan kreve lengre tørketider. Se sterilisatorproduktens anbefalinger. Det kan forekomme forskjeller i kammersterørrelse og -belastning mellom industrielle sterilisatormodeller og sterilisatormodeller beregnet på helseinstitusjoner. Steriliseringsparametrene som er angitt i tabell 4, kan oppnås både i sterilisatorer for helseinstitusjoner og i større, industrielle sterilisatormodeller. På grunn av de mange variablene som er involvert i steriliseringen, må hver helseinstitusjon kalibrere og kontrollere steriliseringsprosessen (f.eks. temperatur, tid) som benyttes for utstyret. Merk! Damp for steriliseringen skal genereres fra vann som er behandlet for å fjerne oppløste faste stoffer og ikke-kondenserbare gasser, filtreres for å fjerne kontaminanter og vanndråper og tilføres via rør uten "dead legs" eller andre dødsoner der det kan samle seg opp kontaminering. Forskittig! Etylenoksid (EO), gassplasma, gammastråling, kjemisk damp eller metoder for sterilisering med tørr varme anbefales ikke til sterilisering av disse enhetene. Sterilisering med damp / fuktig varme er den anbefalte steriliseringsmetoden.			Syklus	Temperatur	Eksponeringstid	Minimum tørketid ³	Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)	132 °C (270 °F)	4 min	30 min	Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)	135 °C (275 °F)	3 min	30 min	Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)	134 °C (273 °F)	4 min	30 min	Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)	134 °C (273 °F)	20 min
Syklus	Temperatur	Eksponeringstid	Minimum tørketid ³																			
Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)	132 °C (270 °F)	4 min	30 min																			
Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)	135 °C (275 °F)	3 min	30 min																			
Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)	134 °C (273 °F)	4 min	30 min																			
Dynamisk luftfjerning (4 forbehandlingspulser)	134 °C (273 °F)	20 min	30 min																			
Tilleggsinformasjon	Alle instrumenter som har blitt brukt under et kirurgisk inngrep, skal rengjøres og restenileres umiddelbart. Instrumenter skal rengjøres, inspiseres og steriliseres grundig før de returneres til Medtronic. Alt medisinsk utstyr som har vært i kontakt med en pasient med en kjent eller mistenkt prionsykdom eller prionrelatert sykdom, f.eks. Creutzfeldt-Jakobs sykdom, skal ikke returneres til Medtronic og skal plasseres i karantene og behandles i henhold til helseinstitusjonens retningslinjer for bearbeiding av enheter som er kontaminert med høyrisikovev. Kontakt Medtronic for å få informasjon om riktig avhending/destruering.																					

Den oppgitte informasjonen om rengjøring og sterilisering er i samsvar med AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 og ISO 15883-5. Instruksjonene om ombehandling i dette dokumentet er validert som egnet for klargjøring av instrumenter for gjenbruk. Valideringen av steriliseringen viste et sikkerhetsnivå for sterilitet på 10⁻⁶. Steriliseringsparametrene ble utført med Medtronic transport-/steriliseringskassetter. Valideringen av steriliseringen ble utført med tomt kammer. En brettkonfigurasjon med dobbel innpakning og "verste tilfelle"-perforering ble brukt i valideringsaktivitetene.

Det er bearbeiderens ansvar å sørge for at bearbeidingen utføres ved bruk av validert utstyr og opplært personell ved ombeholdingsinstitusjonen, slik at ønsket resultat oppnås. Dette krever vanligvis validering og rutinemessig overvåking av prosessen. Hvis bearbeideren velger å avvike fra de oppgitte instruksjonene, må dette vurderes grundig med tanke på effektivitet og mulige uheldige konsekvenser. Noen enheter har spesifikke instruksjoner for demontering / ny montering. I slike tilfeller finner du ytterligere instruksjoner i instruksjonene som følger med instrumentet. Brukerne må opprette en passende ombeholdingsprotokoll for de gjenbrukbare medisinske enhetene som brukes på stedet, i henhold til anbefalingene fra produsenten av enhetene og rengjøringsmidlene.

OPPBEVARING OG HOLDBARHET

Usterile instrumenter og Medtronic transport-/steriliseringskassetter: Oppbevares under tørre, rene forhold ved romtemperatur. Usterile instrumenter og Medtronic transport-/steriliseringskassetter er gjenbrukbare og har ikke en spesifisert holdbarhet. Brukstiden (holdbarheten) bestemmes av kraftig slitasje og skade som følge av vanlig bruk. Du finner mer informasjon i avsnittet Begrensninger ved ombehandling.

Steriliserte instrumenter og Medtronic transport-/steriliseringskassetter: Sørg for at instrumentene og Medtronic transport-/steriliseringskassetter er tørre før oppbevaring. Oppbevares under rene, tørre forhold ved romtemperatur. Holdbarheten til steriliserte instrumenter og Medtronic transport-/steriliseringskassetter avhenger av det lovlig markedsførte steriliseringsomslaget. Helseinstitusjonen skal fastsette en holdbarhet for steriliserte instrumenter basert på typen steriliseringsomslag som brukes, og anbefalingene fra produsenten av steriliseringsomslaget.

KLAGER PÅ PRODUKTET

Kontakt Medtronic hvis du ønsker å rapportere problemer.

MR-INFORMASJON

Instrumenter fra Medtronic er ikke beregnet for bruk i MR-miljøet. Derfor har ikke instrumenter fra Medtronic blitt evaluert for sikkerhet og kompatibilitet i MR-miljøet. Sikkerheten til instrumenter fra Medtronic i MR-miljøet er derfor ikke kjent.

ANDRE OPPLYSNINGER

Hvis du er i tvil om eller usikker på riktig bruk av gjenbrukbare instrumenter fra Medtronic eller ombehandling av instrumenter eller Medtronic transport-/steriliseringskassetter, kan du kontakte Medtronic. Eventuelle tilgjengelige kirurgiske teknikker vil i tillegg bli formidlet uten kostnad.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Med enerett.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW WIELOKROTNEGO UŻYTKU FIRMY MEDTRONIC ORAZ KASET TRANSPORTOWYCH/STERYLIZACYJNYCH WIELOKROTNEGO UŻYTKU

OPIS

Instrumenty wielokrotnego użytku wytwarzane są z różnych materiałów powszechnie stosowanych w procedurach ortopedycznych. Materiały te spełniają wymagania określone w obowiązujących normach krajowych i/lub międzynarodowych. Te instrumenty mogą być transportowane w kaselach transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic. Kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy stosować razem z wprowadzonym do obrotu zgodnie z prawem i/lub odpowiednim opakowaniem do sterylizacji, tak aby umożliwić sterylizację parową urządzeń niejadalnych.

W skład wykonanych z aluminium kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic wchodzi wytworzone z różnych materiałów kasety, taśm, pokrywy, wózki, moduły lub klamry, spełniające normy krajowe i międzynarodowe. Kasety są powszechnie stosowane do umieszczania w nich, ochrony i układania niejadalnych urządzeń ortopedycznych i neurologicznych firmy Medtronic.

PRZEZNACZENIE

Ortopedyczne instrumenty chirurgiczne przeznaczone są do stosowania w procedurach chirurgicznych, które obejmują manipulację tkankami, kośćmi i użytkowanie w połączeniu z innymi urządzeniami stosowanymi w chirurgii ortopedycznej. Instrument może spełniać funkcję pomiarową o zastosowaniu opisanym na etykiecie oraz na samym instrumencie.

Uwaga: nie implantować instrumentów.

Kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy stosować w placówkach medycznych do układania, umieszczania w nich, sterylizacji, transportu i przechowywania urządzeń medycznych oraz innego instrumentarium chirurgicznego oraz do innych zastosowań medycznych. Zastosowanie samych kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic nie prowadzi do utrzymania sterylności, należy stosować je razem z wprowadzonym do obrotu zgodnie z prawem i/lub odpowiednim opakowaniem do sterylizacji.

Firma Medtronic nie obejmuje gwarancją użytkowania tych instrumentów, kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic ani żadnych części składowych, jeśli dokonano lub podjęto próbę ich naprawy, za wyjątkiem napraw przeprowadzonych przez firmę Medtronic lub autoryzowanego przedstawiciela firmy Medtronic ds. napraw. W szczególności wyklucza się dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania.

Przeostaga: nnniejsze instrukcje nie mają zastosowania do urządzeń przeznaczonych do jednorazowego użytku. Informacje na temat niejających instrumentów przeznaczonych do jednorazowego użytku, patrz Instrukcja użytkowania jednorazowych i niejających instrumentów firmy Medtronic, M708348B359.

OSTRZEŻENIA

- Złamanie, zezłizgnięcie się, niewłaściwe użytkowanie lub obsługa instrumentów, np. na ostrych krawędziach, mogą doprowadzić do urazu pacjenta, personelu chirurgicznego lub przygotowującego instrumenty do ponownego użycia.
- Niewłaściwa konserwacja, użytkowanie lub niewłaściwe procedury czyszczenia mogą spowodować nieprzydatność instrumentu do zamierzonego celu i stwarzać zagrożenie dla pacjentów, personelu chirurgicznego lub przygotowującego instrumenty do ponownego użycia.
- Ze stosowaniem instrumentów służących do wyginania i dziecia prętów ~~można~~ się dodatkowe czynniki ryzyka. Ze względu na stosowanie bardzo dużych sił, tego rodzaju instrumenty mogą spowodować urazy pacjentów. Nie ciąć prętów *in situ*. Każde złamanie instrumentu lub implantu w takiej sytuacji może być skrajnie niebezpieczne. Właściwości fizyczne, którymi musi charakteryzować ~~te~~ wiele instrumentów, uniemożliwiają wykonanie ich z materiałów nadających się do implantacji, więc jeśli jakikółwiek odlamany fragment instrumentu pozostanie w cieie pacjenta, może spowodować powikłania alergiczne lub infekcyjne.
- Chirurg powinien zachować szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu ważnych narządów, nerwow lub naczyn. Ponadto do ustawiania instrumentów lub implantów w żądanym położeniu nie należy stosować nadmiernej siły, ponieważ mogłoby to spowodować obrażenia u pacjenta.
- Złamanie, zezłizgnięcie się, niewłaściwe użytkowanie lub obsługa kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic, np. na ostrych krawędziach, mogą doprowadzić do urazu pacjenta lub personelu operacyjnego lub przygotowującego instrumenty do ponownego użycia.
- Nieprawidłowa konserwacja, użytkowanie lub nieodpowiednie procedury czyszczenia mogą spowodować, że kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic staną się niezdatne do użycia u celu, do jakiego są przeznaczone, a nawet niebezpieczne dla pacjenta lub zespołu operacyjnego.
- Prawidłowa obsługa kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic jest niezwykle istotna. Kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic nie należy modyfikować. Kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic nie należy nacinać ani wyginać. Nadeicia, rysy lub inne uszkodzenia i/lub oznaki zużycia kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic, do których doszło podczas zabiegu chirurgicznego, mogą przyczynić się do wystąpienia złamania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Wywieranie przez instrumenty nadmiernej siły na implanty może spowodować dyslokację urządzeń, szczególnie zaczepów.
- Instrumentów nie należy poddawać działaniu temperatury wyższej niż 135°C (275°F). Ogrzanie do takiej temperatury mogłoby spowodować zmianę ich charakterystyki fizycznej. Jeśli nie wiadomo, czy instrumenty były poddawane działaniu temperatury wyższej niż 135°C (275°F), należy je dokładnie skontrolować, aby upewnić się, że nadal działają zgodnie z przeznaczeniem.
- Należy dochoować maksymalnej staranności, aby instrumenty zawsze były sprawne technicznie. Właściwe działanie tych instrumentów podczas zabiegu jest niezwykle istotne. Nie należy wyginać ani uszkadzać instrumentów. Niewłaściwe użytkowanie instrumentów, korozja, „zacinanie się”, zadrapanie, poluzowanie, zgięcie lub złamanie dowolnej lub wszystkich części instrumentu może utrudnić lub uniemożliwić jego prawidłowe działanie.
- W żadnym przypadku instrumentów tych nie wolno używać do działań, do jakich nie są przeznaczone.
- Należy regularnie dokonywać przeglądów wszystkich instrumentów, sprawdzając, czy nadal działają prawidłowo, a w razie potrzeby — skontaktować się z firmą Medtronic lub autoryzowanym przedstawicielem firmy Medtronic ds. napraw. Aby uniknąć obrażeń, instrument przed użyciem należy dokładnie zbadać pod kątem prawidłowości działania i obecności uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego instrumentu. Zapewnić dostępność zapasowych instrumentów.
- Procedury przedoperacyjne i operacyjne, w tym znajomość technik chirurgicznych, są ważnymi czynnikami decydującymi o powodzeniu stosowania instrumentów przez chirurga. Znaczący wpływ na uzyskane rezultaty będzie miała również odpowiednia kwalifikacja pacjenta i przestrzeganie przez niego stosownych zaleceń.
- Właściwa kwalifikacja pacjenta i opieka okołoperacyjna są kluczowe dla powodzenia operacji i uniknięcia urazów podczas operacji. Należy przeczytać i stosować się do informacji o wszystkich innych produktach dostarczonych przez producentów implantów lub instrumentów.
- Stosowanie instrumentów u dzieci wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ lacy pacjenci mogą być bardziej podatni na obrażenia związane z ich użyciem.
- Upewnić się, że instrumenty z funkcją pomiarową nie są zużyte, a wszelkie grawerunki na powierzchni są wyraźnie widoczne.
- Narażenie kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic na działanie temperatury przekraczającej 135°C (275°F) może prowadzić do zmian właściwości fizycznych. W wypadku narażenia kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic na działanie temperatury przekraczającej 135°C (275°F), należy przeprowadzić dodatkową kontrolę w celu upewnienia się, że działają one zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji zawiera sekcja PRZEGLĄD.
- Należy szczególnie zadbać o sprawność kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic. Prawidłowe stosowanie kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic podczas zabiegu jest niezwykle istotne. Kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic nie należy w żaden sposób wyginać ani uszkadzać. Niewłaściwe użytkowanie kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic, skutkujące korozją, zadrapaniami, poluzowaniem, zgięciem lub złamaniem dowolnej lub wszystkich części może utrudnić lub uniemożliwić ich prawidłowe działanie.
- Kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic poddawane są ustawicznemu obciążeniu związanemu z rutynowymi procesami transportu, czyszczenia i sterylizacji. Kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy dokładnie sprawdzać przed każdym użyciem, aby upewnić się, że są w pełni funkcjonalne.
- Nie należy przekraczać maksymalnej wagi kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic ani rozkładu obciążenia 11,4 kg / 25 funtów.
- Personel powinien mieć na sobie wszelkie odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ang. Personal Protective Equipment, PPE), zgodnie z zaleceniami wytwórcy sterylizatora.
- Aby zapobiec korozji, podczas sterylizacji różne metale nie powinny pozostawać w bezpośrednim kontakcie. Kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic są wyposażone w powłokane lub silikonowe klamry, zapobiegające stykaniu się stalowych instrumentów umieszczanych w kasetach transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

- Uszkodzenie nerwów, paraliż, ból lub uszkodzenie tkanki miękkiej, narządów wewnętrznych lub stawów.
- Zakazanie w przypadku niewłaściwego oczyszczenia i wysterylizowania kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic.
- Ból, dyskomfort lub niełupowe odczucia wynikające z obecności urządzenia.
- Uszkodzenie nerwów wywołane urazem operacyjnym.
- Wyciek z opony twardej w przypadku zastosowania nadmiernego obciążenia.
- Ucisnienie sąsiednich naczyń, nerwów i narządów w wyniku wysłizgnięcia się lub przesunięcia instrumentów.
- Uszkodzenie spowodowane samorutnym zwolnieniem zacisków lub mechanizmów sprężynowych niektórych instrumentów.
- Przecięcie skóry lub rękawiczek personelu chirurgicznego lub przygotowującego instrumenty do ponownego użycia.
- Złamanie kości w przypadku zniekształconego kręgosłupa lub słabych kości.
- Uszkodzenie tkanek pacjenta, obrażenia fizyczne członków personelu chirurgicznego i/lub wydłużenie czasu operacji będące wynikiem przypadkowego demontażu instrumentów wieloskładnikowych podczas operacji.
- Sposób korzystania z instrumentów określa użytkownik na podstawie swojego doświadczenia i szkoleń z zakresu procedur chirurgicznych. Nie każda operacja zapewnia zadowalający wynik. Ta zasada odnosi się szczególnie do operacji chirurgicznej kręgosłupa, w przypadku której inne czynniki związane ze stanem pacjenta mogą negatywnie wpłynąć na rezultat.

Uwaga dla lekarza: chociaż do lekarza jest specjalistą pośredniczącym między producentem a pacjentem, należy przekazać pacjentowi ważne informacje medyczne znajdujące się w tym dokumencie.

Te urządzenia powinny być używane wyłącznie przez lekarzy zaznajomionych z tymi urządzeniami, ich przeznaczeniem, wszelkimi dodatkowymi instrumentami, jak i dostępnymi technikami chirurgicznymi. Ponadto urządzenia te powinny być stosowane wyłącznie przez operatorów zaznajomionych z tym urządzeniem, jego przeznaczeniem oraz informacjami dotyczącymi przygotowania go do ponownego użycia.

OPAKOWANIE

Instrumenty mogą być transportowane w samodzielnym opakowaniu lub w kasetach transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic. W momencie otrzymania samodzielnego opakowanie, kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic oraz zawarte w nich urządzenia medyczne powinny być nienaruszone. Przed użyciem należy sprawdzić czy kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic oraz zawarte w nich urządzenia medyczne są kompletne i nie noszą oznak uszkodzeń. Nie należy stosować uszkodzonych opakowań, kaset ani instrumentów; należy zwrócić je do firmy Medtronic.

PRZEGLĄD

Użytkownik musi zawsze skontrolować instrumenty przed czyszczeniem, po czyszczeniu i przed zabiegiem chirurgicznym. Kontrola musi być dokładna i musi obejmować przegląd wzrokowy i sprawdzenie działania powierzchni roboczych, osi obrotu, zębatek, mechanizmów sprężynowych lub skretnych, czystości otworów osadzania lub kaniulacji oraz sprawdzenie pod kątem ewentualnych pęknięć, wycieków, odkształceń lub zniekształceń, a także weryfikację kompletności instrumentów. Nigdy nie należy używać instrumentów ani kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic z widocznymi oznakami nadmiernego zużycia, uszkodzenia lub niekompletnych bądź w inny sposób niesprawnych.

Przed użyciem użytkownik musi skontrolować kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic. Instrumenty musi być dokładny i musi obejmować kontrolę wizualną i funkcjonalną. Podczas przeglądu należy się również upewnić, że kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic są kompletne. Uszkodzonych kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic nie należy przygotowywać do ponownego użycia.

Kontrola wzrokowa

Należy upewnić się, że:

- Oznakowania wykonane laserowo, grawerunkami i inne oznaczenia są czytelne.
- Nie ma pęknięć, odkształceń lub deformacji.
- Nie ma pęknięć na uchwyłach instrumentów ani jakikółkolwiek częściach instrumentów.

- Brak jest odbarwień, korozji, płam lub rdzy. W przypadku stwierdzenia ich obecności należy je wytrzeć zgodnie z instrukcjami podanymi w części niniejszego dokumentu zatytułowanej PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA.
- Nie doszło do oddzielenia uchwyty od trzpienia i ich połączenie jest pewne.
- Brak jest nacięć i wyłobień w silikonie, silikonowych klamrach lub uchwytych urządzenia.
- Nie ma pęknięć na metalowych klamrach lub złuszczenia ich nylonowej powłoki.
- Nie ma uszkodzeń (przecięć, rozerwów itd.) izolacji.
- Nie ma uszkodzeń końcówek roboczych ani końców. Końcówka robocza powinna być wolna od pęknięć, wyłobień i innych uszkodzeń. W stosownych przypadkach końcówka robocza powinna być ostra.
- Gwintowane elementy instrumentu nie są uszkodzone.
- Wszystkie części są obecne i nie są uszkodzone ani zniszczone. Przykłady części, których może brakować, które mogą być obciążone lub uszkodzone, to m.in.: sruby zabezpieczające, sprężyny, sprężyny wyobłone, bolce i kołos.
- Elementy współpracujące są wolne od uszkodzeń (nacięć, wyłobień, zagięć itp.), które mogłyby pogorszyć funkcję ich łączenia.
- Instrumenty kanilulowane z przewodnikiem lub inne narzędzia wsuwane skontrolowano wzrokowo.

Kontrola prawidłowości działania

Tam, gdzie ma to zastosowanie, należy upewnić się że spełnione są następujące warunki:

- Wszelkie części ruchome poruszają się swobodnie, bez przywierania, zacieków lub tarcia.
- Sprężyny powodują powrót uchwyty instrumentu do położenia wyjściowego.
- Ustawiacze utrzymują właściwe części współpracujące i nie są uszkodzone.
- Instrument będzie działał zgodnie z przeznaczeniem z właściwymi częściami współpracującymi.
- Ustawiacze kulkowe utrzymują właściwe części współpracujące i nie są uszkodzone.
- Ostre krawędzie są ostre w dotyku i nie są tępe, nie mają nacięć ani żadnych innych uszkodzeń.
- Odpowiadające sobie końcówki stykają się.
- Mechanizmy grzechotkowe są sprawne. Dotyczy to uchwyty, zapadek i innych mechanizmów. Wszystkie zaczepy powinny być obecne i sprawne.
- Końce uchwyty nie są bardziej zużyte niż w wyniku normalnego używania. Jeśli jest to konieczne, dopasować instrument do właściwej części.
- Zapadki, wózki, moduły i pokrywy są prawidłowo dopasowane.

PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA — UWAGI OGÓLNE

Czyszczenie oznacza usuwanie zanieczyszczeń organicznych. Skuteczne czyszczenie:

- Eliminuje ryzyko przeniesienia zabrudzeń pochodzenia organicznego na kolejnego pacjenta.
- Umożliwia skuteczną sterylizację po użyciu instrumentów. Prawidłowe przygotowanie do ponownego użycia zależy od dokładności czyszczenia.

Czyszczenie jest etapem początkowym. Kolejnym etapem procesu przygotowania do ponownego użycia jest sterylizacja, która ma na celu eliminację mikroorganizmów oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa ich przeniesienia i zakażenia. Aby zapewnić właściwe przygotowanie do ponownego użycia, nie należy opóźniać wykonywania kolejnych etapów omówionych w tym dokumencie.

Instrumenty można bezpiecznie i skutecznie przygotowywać stosując opisane w niniejszym dokumencie ręczne procedury czyszczenia lub połączenie ręcznych procedur czyszczenia i zastosowania zautomatyzowanej myjni-dezynfektora (ze środkiem enzymatycznym lub zasadowym). Kasyety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic można bezpiecznie i skutecznie przygotowywać stosując opisane w tym dokumencie ręczne procedury czyszczenia lub połączenie ręcznych procedur czyszczenia i zastosowania zautomatyzowanej myjni-dezynfektora (ze środkiem enzymatycznym).

Użytkownik/jednostka przygotowująca instrumenty do ponownego użycia w krajach, w których przepisy dotyczące przygotowania instrumentów są bardziej rygorystyczne niż opisane w tej instrukcji, musi stosować się do lokalnych wymagań.

Patogeny przenoszone przez krew

Sposób postępowania z tymi instrumentami po użyciu wymaga przestrzegania powszechnych środków ostrożności przez cały personel szpitalny, zgodnie z normą 29 OSHA, CFR 1910.1030, dotyczącą narażenia zawodowego na patogeny przenoszone przez krew.

Środki czyszczące i narzędzia do czyszczenia

W przypadku instrumentów zaleca się stosowanie enzymatycznych detergentów o obojętnym odczynie (pH 7,0–8,0), zasadowych środków czyszczących (pH 8,0–11,0), szczotek o miękkim włosiu oraz miękkich wyciorów. Nie należy stosować środków czyszczących o silnym odczynie zasadowym (pH > 11,0).

Uwaga: po czyszczeniu z zastosowaniem zasadowych środków czyszczących może być konieczne zobojętnienie tych środków. Należy zapoznać się z instrukcją producenta, aby ustalić, czy zobojętnianie jest wymagane, i w razie potrzeby postępować zgodnie z podaną przez producenta instrukcją zobojętniania. Prawidłowe zobojętnienie i splukanie zasadowych rozтворów czyszczących z instrumentów jest niezwykle ważne.

W przypadku kaset transportowych/sterylizacyjnych wykonanych z aluminium zaleca się stosowanie enzymatycznych detergentów o obojętnym odczynie (pH 7,0–8,0), szczotek o miękkim włosiu oraz miękkich wyciorów. Nie należy stosować środków czyszczących o odczynie zasadowym ponieważ doprowadzą do znacznych uszkodzeń wykonanych z aluminium kaset transportowych/sterylizacyjnych i spowodują, że staną się one niezdalne do użytku.

Następujących środków czyszczących, rozтворów oraz narzędzi nie należy stosować z tymi instrumentami ani z kasetami transportowymi/sterylizacyjnymi firmy Medtronic:

- Roztwór soli fizjologicznej.
- Roztwory zawierające chlor (np. wybielacze) lub aldehydy (np. aldehyd glutarowy).
- Roztwory formaliny, rtęci, chlorków, bromków, jodków lub płynu Ringera.
- Metalowe szczotki lub druciaki.

Woda do czyszczenia i płukania

Jeśli to możliwe, należy używać zmiekkzonej wody z kranu. Na ostatnim etapie płukania należy stosować wodę o krytycznym znaczeniu, aby zapobiec tworzeniu się złożeń mineralnych na powierzchniach (zalecana jest woda dejonizowana). Do uzdatniania wody o krytycznym znaczeniu można stosować jedną lub kilka z następujących technologii: ultrafiltrację (UF), osmozę odwróconą (RO), dejonizację (DI) lub technologie równoważne. Należy unikać stosowania twardej wody.

Używanie środków smarowych na bazie oleju mineralnego lub silikonu

Nie należy używać środków smarowych na bazie oleju mineralnego lub silikonu, ponieważ opisane tutaj metody czyszczenia mogą nie zapewnić usunięcia takich środków. Tego typu środki smarowe mogą pokrywać mikroorganizmy, uniemożliwić bezpośredni kontakt pary z powierzchniami instrumentów i pogorszyć skuteczność sterylizacji.

Ostrzeżenia/przestrogi dotyczące przygotowania do ponownego użycia

- Nie należy dopuścić do wyschnięcia zanieczyszczonych instrumentów oraz kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic po użyciu, a przed czyszczeniem. Czyszczenie i następująca po nim sterylizacja mogą być utrudnione, gdy na instrumentach lub kasetach transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic pozostanie zaschnięta krew lub roztwór zawierający krew.
- Instrumenty wielokrotnego użytku firmy Medtronic uznawane są za urządzenia o znaczeniu krytycznym (tj. wchodzące w niewłaściwy kontakt z organizmem pacjenta) i muszą być dokładnie wyczyszczone, a następnie wysterylizowane przed pierwszym użyciem, a przed ponownym użyciem odpowiednio przygotowane zgodnie z zamieszczonymi tutaj instrukcjami.
- Instrumentów zabrudzonych lub używanych nie należy wkładać do kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic, przeznaczonych do czyszczenia w zautomatyzowanej myjni-dezynfektora. Zanieczyszczone instrumenty należy przygotować do użycia oddzielnie od kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic.
- Kasyety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic wykonane z aluminium należy czyścić wyłącznie przy użyciu enzymatycznych rozтворów czyszczących (o odczynie obojętnym).
- Niektóre roztwory (tzn. zasadowe i/lub zawierające wybielacz, aldehyd glutarowy lub formalinę) mogą spowodować znaczne uszkodzenie wykonanych z aluminium kaset transportowych/sterylizacyjnych. Tych roztworów nie można stosować.
- Personel placówki medycznej mający styczność ze skażonymi lub potencjalnie skażonymi instrumentami lub kasetami transportowymi/sterylizacyjnymi firmy Medtronic powinien przestrzegać uniwersalnych środków ostrożności. Przy obchodzeniu się z instrumentami lub posiadającymi krawędź tnącą należy zachować środki ostrożności.
- Przy kontakcie lub w trakcie pracy ze skażonymi lub potencjalnie skażonymi materiałami, urządzeniami i instrumentarium należy mieć na sobie odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE). Do indywidualnych środków ochrony należą fartuchy, maski, gogle, osłony na twarz, rękawiczki i ochraniacze obuwia.
- Na delikatnych instrumentach nie wolno kłaść ciężkich instrumentów.
- W fazie chłodzenia nie należy umieszczać instrumentów w chłodnych strumieniach powietrza z kanałów wentylacyjnych i innych źródeł powietrza, ponieważ szybkie schładzanie mogłoby prowadzić do skraplania się wody po sterylizacji.

Ograniczenia dotyczące przygotowywania do ponownego użycia

- Wielokrotne przygotowywanie do użycia ma minimalny wpływ na opisywane instrumenty i kasyety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic.

- Kryterium wycofania z eksploatacji jest nadmierne zużycie i uszkodzenia występujące w toku normalnego użytkowania. Mimo że stan instrumentu oraz kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic zależy od sposobu obróbki, stosowanych materiałów i procedury czyszczenia oraz sterylizacji, instrumenty i kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic można przygotowywać do ponownego użycia dowolną liczbę razy.
- Informacja o tym, jak stwierdzić, czy urządzenie osiągnęło kres swojej użytecznej eksploatacji, zamieszczono w sekcji niniejszego dokumentu zatytułowanej PRZEGLĄD.

INSTRUKCJE dotyczące wyłącznie instrumentów (Instrukcje dotyczące kaset transportowych/sterylizacyjnych wykonanych z aluminium zamieszczono pod instrukcjami dotyczącymi instrumentów).				
Wprowadzanie nowego instrumentu do eksploatacji	• Dostarczane instrumenty są niesterylne i przed pierwszym oraz każdym ponownym użyciem muszą zostać dokładnie oczyszczone, a następnie wysterylizowane. • Przed czyszczeniem i sterylizacją należy usunąć wszystkie elementy opakowania.			
Miejsce zastosowania	• Usunąć z instrumentów wszystkie widoczne zanieczyszczenia za pomocą niepozostawiających włókien ściereczek. • Instrumenty należy dokładnie wycisnąć w ciągu 30 minut po użyciu, aby zminimalizować ryzyko ich wyschnięcia. • Jeżeli instrumentów nie można od razu przygotować do ponownego użycia, to podczas transportu należy utrzymywać urządzenia w stanie wilgotnym. • Ułożyć instrumenty na tacy napełnionej zmiekkającą wodą z kranu (o ile dostępna) lub przykryć wilgotnymi ręcznikami.			
Przechowywanie i transport	• Natychmiast przenieść tacę zawierającą przykryte instrumenty do miejsca, w którym będą dalej przygotowywane do ponownego użycia. • Instrumenty zanieczyszczone i nieskalone należy transportować oddzielnie, aby uniknąć skażenia personelu i otoczenia.			
Przygotowanie do czyszczenia	• Do instrumentów, które należy zdemontować przed czyszczeniem i sterylizacją, dołączone są specjalne instrukcje przygotowania do ponownego użycia/demontażu/powrotnego montażu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji przygotowania do użycia/demontażu/powrotnego montażu danego instrumentu. • Przed przystąpieniem do czyszczenia należy usunąć wszelkie niedrożności. Urządzenia kaniulowane przepłukwać wodą z kranu lub wodą uzdatnioną, aby nie dopuścić do zaschnięcia zanieczyszczeń i/lub resztek w ich wnętrzu. • Instrumenty można bezpiecznie i skutecznie przygotowywać stosując opisane w tym dokumencie (w tabelach 1 i 2) ręczne procedury czyszczenia lub połączenie ręcznych procedur czyszczenia i zastosowania zautomatyzowanej myjni-dezynfektora (ze środkami enzymatycznym lub zasadowym).			
Czyszczenia automatyczne: z zastosowaniem środka enzymatycznego lub zasadowego	1. Obmywać, przepłukiwać i szorować instrumenty pod bieżącą (zimną) wodą z kranu o temperaturze < 43°C (< 110°F) przez czas od 30 sekund do 1 minuty. Do szorowania instrumentów używać szczotki odpowiedniej wielkości, o miękkim włosiu, aby usunąć widoczne zanieczyszczenia. Szorować wnętrza wszelkich kanałów lub zagłębień i poruszać częściami urządzenia (tam, gdzie instrukcja ta ma zastosowanie). 2. Używając wody z kranu, przygotować enzymatyczny roztwór czyszczący¹ (opisany za Tabelą 1) lub zasadowy roztwór czyszczący² (opisany za Tabelą 2), zgodnie z instrukcją producenta, zaleceniami co do stężenia roztworu i zachowaniem odpowiednich temperatur w sonikatorze o odpowiednich rozmiarach. 3. Umieścić instrumenty w enzymatycznym środku czyszczącym, całkowicie zanurzyć i prowadzić ultrasonikację z częstotliwością 40–50 kHz przez co najmniej 15 minut. Można zastosować wiele cykli ultrasonikacji trwających łącznie co najmniej 15 minut. Należy dopilnować, aby wszystkie powierzchnie, wnętrza kanałów oraz części składowe urządzenia miały kontakt z roztworem czyszczącym. Uwaga: czyszczenie ultradźwiękowe jest skuteczne tylko wtedy, gdy czyszczone powierzchnie są zanurzone w roztworze czyszczącym. Korki powietrzne pogarszają skuteczność czyszczenia ultradźwiękowego. Należy minimalizować powstawanie korków powietrznych lub pęcherzyków powietrza, przepłukując kanały, zagłębia, szczeliny lub sprężyny środkiem czyszczącym, gdy instrument jest zanurzony w zbiorniku do czyszczenia ultradźwiękowego. 4. Przenieść instrumenty do zautomatyzowanej myjni-dezynfektora i zaprogramować myjnię-dezynfektor zgodnie z parametrami cyklu podanymi w Tabeli 1 (w przypadku użycia środka enzymatycznego) albo Tabeli 2 (w przypadku użycia środka zasadowego). Instrumenty kaniulowane i/lub mające ślepe otwory należy tak ułożyć w myjni-dezynfektorze, by zapewniony był odpowiedni odpływ i nie dochodziło do gromadzenia się wody mijającej. Dopilnować, aby parametry cyklu podane w Tabeli 1 lub Tabeli 2 zostały prawidłowo zaprogramowane. 5. Po wyjściu instrumentów dokładnie je skontrolować, uwzględniając w tym wszelkie kanały i zagłębia, aby upewnić się, że wszystkie widoczne zanieczyszczenia zostały usunięte. W przypadku stwierdzenia obecności zanieczyszczeń powtórzyć proces czyszczenia lub niezwłocznie skontaktować się z firmą Medtronic, aby zlecić użycie lub wymianę instrumentów. Nie kontynuować przygotowania do ponownego użycia instrumentu, który jest zanieczyszczony.			

Tab. 1: Enzymatyczny środek czyszczący (pH 7,0–8,0)				
Cykl		Ustawiona temperatura	Czas minimalny (min:s)	Stężenie
Mycie wstępne		< 43°C (< 110°F) (Zimna woda z kranu)	2:00	Nd.
Impulsowe mycie enzymatyczne	Mycie	Gorąca woda z kranu	10:00	0,2–0,8 ml/litr
	Płukanie	Gorąca woda z kranu	≥ 00:15	Nd.
Mycie detergentem (pH obojętne)		65°C (149°F)	5:00	0,2–0,8 ml/litr
Płukanie		71°C (160°F)	15:00	Nd.
Obrobka termiczna (dezynfekcja) Płukanie (woda dejonizowana)		93°C (200°F)	5:00	Nd.
Suszenie		98,8°C (210°F)	≥ 30:00	Nd.
Uwaga: cykl zatwierdzony przy użyciu środka Polystica Enzymatic Presoak and Cleaner ¹ (1–4 ml/litr) do mycia ultradźwiękowego oraz środków Polystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner i Polystica Neutral Detergent do mycia w myjni-dezynfektorze.				

Tab. 2: Zasadowy środek czyszczący (pH 8,0–11,0)				
Cykl		Ustawiona temperatura	Czas minimalny (min:s)	Stężenie
Mycie wstępne		< 43°C (< 110°F) (Zimna woda z kranu)	2:00	Nd.
Impulsowe mycie środkiem zasadowym	Mycie	Gorąca woda z kranu	10:00	2–6 ml/litr
	Płukanie	Gorąca woda z kranu	≥ 00:15	Nd.
Mycie detergentem zasadowym		60°C (140°F)	5:00	2–6 ml/litr
Płukanie		71°C (160°F)	15:00	Nd.
Obrobka termiczna (dezynfekcja) Płukanie (woda dejonizowana)		93°C (200°F)	5:00	Nd.
Suszenie		98,8°C (210°F)	≥ 30:00	Nd.
Uwaga: cykl zatwierdzony przy użyciu środka neodisher MediClean Forte ² (5–10 ml/litr: mycie ultradźwiękowe; 2–6 ml/litr: myjni-dezynfektor). Środek neodisher MediClean Forte nie wymaga zobojętniania. Jednak ten krok może być wymagany w przypadku innych zasadowych środków czyszczących. Informacji o tym, czy zobojętnianie jest wymagane, należy szukać w instrukcji producenta.				
Uwaga: ponieważ na działanie myjni-dezynfektorów ma wpływ wiele zmiennych czynników, każda placówka medyczna powinna prawidłowo zainstalować i skalibrować swoje urządzenia oraz zweryfikować parametry realizowanego w nich procesu (np. temperatury, czasu). W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń producenta myjni-dezynfektora. W przypadku czyszczenia więcej niż jednego urządzenia w jednym cyklu nie wolno przekraczać maksymalnej wielkości wsadu określonej przez producenta. Walidację czyszczenia przeprowadzono z maksymalnym wsadem w komorze.				

Czyszczenie ręczne: z zastosowaniem środka enzymatycznego	1. Instrumenty należy czyścić ręcznie tylko w sytuacji, gdy nie jest dostępna zautomatyzowana myjni-dezynfektor. 2. Zdemontować instrumenty, jeśli jest to wymagane. 3. Obmywać, przepłukiwać i szorować instrumenty pod bieżącą (zimną) wodą z kranu o temperaturze < 43°C (< 110°F) przez co najmniej 3 minuty. Instrumenty szorować odpowiedniej wielkości szczotką o miękkim włosiu lub wycierem, aby usunąć widoczne zanieczyszczenia. Szorować wnętrza wszelkich kanałów lub zagłębień i poruszać częściami urządzenia (tam, gdzie instrukcja ta ma zastosowanie). 4. Szorować do usunięcia wszelkich widocznych zanieczyszczeń.
---	---

INSTRUKCJE dotyczące wyłącznie instrumentów (Instrukcje dotyczące kaset transportowych/sterylizacyjnych wykonanych z aluminium zamieszczone pod instrukcjami dotyczącymi instrumentów).	
	5. Używając wody z kranu, przygotować enzymatyczny roztwór czyszczący zgodnie z instrukcjami producenta oraz zaleceniami co do stężenia roztworu i temperatury. 6. Umieścić instrumenty w enzymatycznym środku czyszczącym, całkowicie zanurzyć i moczyć przez 45–60 minut. Należy dopilnować, aby wszystkie powierzchnie, wnętrza kanałów oraz części składowe urządzenia miały kontakt z roztworem czyszczącym. 7. Wyjąć instrumenty z enzymatycznego roztworu czyszczącego i opłukać pod bieżącą (zimną) wodą z kranu. W strumieniu wody przepłukać również wszelkie kanały i zagłębienia. Płukać (zimną) wodą z kranu przez co najmniej 3 minuty. 8. Używając bieżącej wody, przygotować drugi enzymatyczny roztwór czyszczący zgodnie z instrukcjami producenta oraz zaleceniami co do stężenia roztworu i temperatury w sonikatorze o odpowiednich rozmiarach. 9. Umieścić instrumenty w enzymatycznym roztworze czyszczącym, całkowicie zanurzyć i poddawać ultrasonikacji z częstotliwością 40–50 kHz przez co najmniej 45 minut. Można zastosować wiele cykli ultrasonikacji trwających łącznie co najmniej 45 minut. Należy dopilnować, aby wszystkie powierzchnie, wnętrza kanałów oraz części składowe urządzenia miały kontakt z roztworem czyszczącym. Uwaga: czyszczenie ultradźwiękowe jest skuteczne tylko wtedy, gdy czyszczone powierzchnie są zanurzone w roztworze czyszczącym. Korki powietrzne pogarszają skuteczność czyszczenia ultradźwiękowego. Należy minimalizować powstawanie korków powietrznych lub pęcherzyków powietrza, przepłukując kanały, zagłębienia, szczeliny lub sprężymy środkami czyszczącymi, gdy instrument jest zanurzony w zbiorniku do czyszczenia ultradźwiękowego. 10. Wyjąć instrumenty z sonikatora i płukać pod bieżącą (zimną) wodą z kranu. W strumieniu wody przepłukać również wszelkie kanały i zagłębienia. Płukać przez co najmniej 3 minuty. 11. Powtórzyć płukanie jak w punkcie 10 przez dodatkowe 3 minuty, tym razem przy użyciu wody dejonizowanej. 12. Dokładnie obejrzeć instrumenty, w tym wszelkie kanały i zagłębienia, aby upewnić się, że wszystkie widoczne zanieczyszczenia zostały usunięte. W przypadku stwierdzenia obecności zanieczyszczeń powtórzyć proces czyszczenia lub niezwłocznie skontaktować się z firmą Medtronic, aby zlecić użycie lub wymianę instrumentów. Nie kontynuować przygotowania do ponownego użycia instrumentu, który jest zanieczyszczony.
Dezynfekcja: termiczna	- Należy przeprowadzić termiczną dekontaminację urządzeń poprzez końcowe płukanie termiczne w zautomatyzowanej myjni-dezynfektorze — w temperaturze 93°C (200°F) przez 5–10 minut. - Dezynfekcja przy użyciu roztworów dezynfekujących lub środków chemicznych nie jest wymagana, ponieważ proces dekontaminacji obejmuje czyszczenie, po którym następuje sterylizacja. - Samą dezynfekcją termiczną nie jest wystarczającą, by instrumentów można było bezpiecznie używać do zabiegów u pacjenta.
Suszenie: zautomatyzowana myjnia-dezynfektor	- Po zakończeniu cyklu w myjni-dezynfektorze należy obejrzeć instrumenty, aby sprawdzić, czy są suche. - Jeśli po cyklu w myjni-dezynfektorze na instrumentach widoczna jest wilgoć, należy je osuszyć za pomocą czystych, pochłaniających wilgoć, niepozostawiających włókien ściereczek, wymuszonego obiegu powietrza (klasy medycznej) i/lub w piecu do suszenia (w temperaturze $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) przez co najmniej 30 minut). - W przypadku skomplikowanych instrumentów (takich jak osłonka z trzonem, narzędzia do kanulacji i otwory nieprzelotowe) wymagane jest suszenie gorącym powietrzem w piecu, w temperaturze $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) przez co najmniej 30 minut. Obejrzeć instrumenty, aby sprawdzić, czy są suche. - Przed zapakowaniem do sterylizacji instrumenty powinny być całkowicie suche.
Suszenie: ręczne	- Osuszyć urządzenia za pomocą czystych, pochłaniających wilgoć, niepozostawiających włókien ściereczek i/lub wymuszonego obiegu powietrza (klasy medycznej) i/lub w piecu do suszenia. Obejrzeć instrumenty, aby sprawdzić, czy są suche, i w razie potrzeby powtórzyć suszenie. - Przed zapakowaniem do sterylizacji instrumenty powinny być całkowicie suche.
Kontrola i powtórny montaż	- Jeśli instrument został zdemontowany przed czyszczeniem i sterylizacją, należy go z powrotem zmontować. - Dokładnie sprawdzić instrument pod kątem uszkodzeń, wykonując dokładną kontrolę, o której mowa w sekcji niniejszego dokumentu zatytułowanej PRZEGŁĄD. - Jeśli instrument jest uszkodzony, niezwłocznie skontaktować się z firmą Medtronic, aby zlecić użycie lub wymianę instrumentu. Nie kontynuować przygotowania do ponownego użycia urządzenia, które jest uszkodzone.
Opakowanie	- Wymagane jest użycie standardowego, niekannowego/odpornego na wilgoć opakowania do sterylizacji instrumentów chirurgicznych lub równoważnego środka. - Osobne instrumenty lub specjalne tace do sterylizacji należy przed sterylizacją opakować podwójnie. - Należy uwzględnić tylko instrumenty wyprodukowane i/lub dystrybuowane przez firmę Medtronic. - Należy przejść do sekcji „Sterylizacja”.

INSTRUKCJE dotyczące wyłącznie wykonanych z aluminium kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic
(Instrukcje dotyczące instrumentów wielokrotnego użytku przedstawiono w poprzedniej tabeli).

Przygotowanie nowych kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic do użytku	- Dostarczane kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic są niesterylne i przed pierwszym oraz każdym ponownym użyciem muszą zostać dokładnie oczyszczone, a następnie wysterylizowane. - Przed czyszczeniem i sterylizacją należy usunąć wszystkie elementy opakowania.
Miejsce zastosowania	- Usunąć z kasety i tacy wszystkie widoczne zanieczyszczenia za pomocą niepozostawiających włókien ściereczek. - Kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy dokładnie wyczyścić natychmiast po użyciu, aby zminimalizować ryzyko ich wyschnięcia.
Przechowywanie i transport	- Jeżeli kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic nie można od razu przygotować do ponownego użycia, to podczas transportu należy utrzymywać urządzenia w stanie wilgotnym. - W przypadku zabrudzonych kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic należy stosować zmiekkającą wodę wodociągową, jeśli jest dostępna, lub przykryć je wilgotnymi ręcznikami. - Kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy niezwłocznie przetransportować do przestrzeni roboczej przeznaczonej do dalszego przygotowania ich do ponownego użycia.
Przygotowanie do czyszczenia	- Kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy czyścić oddzielnie; nie należy umieszczać ich jedna w drugiej. Kasety i pokrywę modułów należy usunąć i wyczyścić oddzielnie lub, jeśli usunięcie nie jest możliwe, wyczyścić je w położeniu otwartym. - Kasety i tace można bezpiecznie i skutecznie przygotowywać stosując opisane w niniejszym dokumencie ręczne procedury czyszczenia lub połączenie ręcznych procedur czyszczenia i zastosowania zautomatyzowanej myjni-dezynfektora (za środkiem enzymatycznym wyłącznie w przypadku kaset i tacy wykonanych z aluminium). Z wykonanymi z aluminium kasetami transportowymi/sterylizacyjnymi firmy Medtronic nie należy stosować roztworów zasadowych, ponieważ powodują one ich uszkodzenie.
Czyszczenie automatyczne: z zastosowaniem środka enzymatycznego	- Kasety i tace należy obmywać, przepłukiwać i szorować pod (zimną) wodą wodociągową o temperaturze wynoszącej mniej niż < 43°C (110°F), przez co najmniej 30 sekund. - Umieścić urządzenia w zautomatyzowanej myjni-dezynfektorze i zaprogramować w myjni-dezynfektorze parametry cyklu wymienione w tabeli 3. Należy upewnić się, że kaseta i tace zostały umieszczone w myjni-dezynfektorze w taki sposób, aby umożliwić właściwy drenaż. Należy się upewnić, że wewnętrzne części kaset/modułów są wygięte w dół, w kierunku ramion spryskiwacza, a parametry cyklu, podane w tabeli 3, zostały właściwie zaprogramowane. - Po rozładowaniu obejrzeć urządzenia, w tym wszelkie kanały i zagłębienia/dopasowane do siebie powierzchnie, aby upewnić się, że wszystkie widoczne zanieczyszczenia zostały usunięte. W przypadku stwierdzenia obecności zanieczyszczeń powtórzyć proces czyszczenia lub skontaktować się z firmą Medtronic, aby zlecić użycie lub wymianę. Zabrudzonego urządzenia nie należy przygotowywać do ponownego użycia.

Tab. 3: Enzymatyczny środek czyszczący (o odczynie obojętnym) (pH 7,0–8,0)

Cykl		Ustawiona temperatura	Czas minimalny (min:s)	Stężenie
Mycie wstępne		< 43°C (< 110°F) (Zimna woda z kranu)	2:00	Nd.
Impulsowe mycie enzymatyczne	Mycie	< 60°C (< 140°F) Gorąca woda z kranu	4:00	0,2–0,8 ml/litr
	Płukanie	< 60°C (< 140°F) Gorąca woda z kranu	≥ 00:15	Nd.

INSTRUKCJE dotyczące wyłącznie wykonanych z aluminium kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic (Instrukcje dotyczące instrumentów wielokrotnego użytku przedstawiono w poprzedniej tabeli).			
Tab. 3: Enzymatyczny środek czyszczący (o odczynie obojętnym) (pH 7,0-8,0) (ciąg dalszy)			
Cykl	Ustawiona temperatura	Czas minimalny (min:s)	Stężenie
Mycie detergentem (pH obojętne)	60°C (140°F)	5:00	0,2-0,8 ml/litr
Płukanie	71°C (160°F)	5:00	Nd.
Obrobka termiczna (dezynfekcja) Płukanie (woda dejonizowana)	90°C (194°F)	5:00	Nd.
Suszenie	98,8°C (210°F)	≥ 15:00	Nd.
Uwaga: cykl zatwierdzony przy użyciu środków Steris Polystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner i Polystica Neutral Detergent do mycia w myjni-dezynfektorze.			
Uwaga: ponieważ na działanie myjni-dezynfektorów ma wpływ wiele zmiennych czynników, każda placówka medyczna powinna prawidłowo zainstalować i skalibrować swoje urządzenia oraz zweryfikować parametry realizowanego w nich procesu (np. temperatury, czasu). W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń producenta myjni-dezynfektora. W przypadku czyszczenia więcej niż jednego urządzenia w jednym cyklu nie wolno przekraczać maksymalnej wielkości wsadu określonej przez producenta. Walidację czyszczenia przeprowadzono z maksymalnym wsadem w komorze.			
Czyszczenie ręczne: z zastosowaniem środka enzymatycznego	1. W wypadku braku dostępu do zautomatyzowanej myjni-dezynfektora kasy transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy czyścić ręcznie. 2. Kasy transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy obmywać, przepłukiwać i szorować pod zimną wodą wodociagową o temperaturze wynoszącej mniej niż 43°C (110°F) przez co najmniej 1 minutę. 3. Urządzenia szorować odpowiedniej wielkości szczotką o miękkim włosiu lub wyciorem, aby usunąć widoczne zanieczyszczenia. Szorować wnętrza wszelkich kanałów lub zagłębień i poruszać częściami urządzenia (tam, gdzie instrukcja ta ma zastosowanie). 4. Szorować do usunięcia wszelkich widocznych zanieczyszczeń. 5. Używając wody z kranu, przygotować enzymatyczny roztwór czyszczący zgodnie z instrukcjami producenta oraz zaleceniami co do stężenia roztworu i temperatury. Umieścić urządzenia w enzymatycznym środku czyszczącym, całkowicie zanurzyć i moczyć przez co najmniej 10 minut. Należy dopilnować, aby wszystkie powierzchnie, kanały oraz części składowe miały kontakt z roztworem czyszczącym. 6. Wyjąć urządzenia z enzymatycznego roztworu czyszczącego i opłukać pod bieżącą (zimną) wodą z kranu. Kanały i zagłębienia należy przepłukać w strumieniu wody. Płukać zimną wodą z kranu przez co najmniej 1 minutę. 7. Używając wody z kranu, przygotować drugi enzymatyczny roztwór czyszczący zgodnie z instrukcjami producenta oraz zaleceniami co do stężenia roztworu i temperatur w sonikatorze o odpowiednich rozmiarach. 8. Umieścić urządzenia w enzymatycznym roztworze czyszczącym, całkowicie zanurzyć i poddawać ultrasonikacji przy częstotliwości 40-50 kHz, przez co najmniej 20 minut. Można zastosować wiele cykli ultrasonikacji trwających łącznie co najmniej 20 minut. Należy dopilnować, aby wszystkie powierzchnie, kanały oraz części składowe miały kontakt z roztworem czyszczącym. Uwaga: czyszczenie ultradźwiękowe jest skuteczne tylko wtedy, gdy czyszczone powierzchnie są zanurzone w roztworze czyszczącym. Korki powietrzne pogarszają skuteczność czyszczenia ultradźwiękowego. Należy zminimalizować powstawanie korków powietrznych lub pęcherzyków powietrza, przepłukując kanały, zagłębienia, szczeliny lub sprężyny środkami czyszczącymi, gdy urządzenie jest zanurzone w zbiorniku do czyszczenia ultradźwiękowego. 9. Wyjąć urządzenia z sonikatora i płukać pod bieżącą zimną wodą z kranu. Kanały i zagłębienia należy przepłukać w strumieniu wody. Płukać przez co najmniej 10 minut. Można zastosować wiele cykli trwających łącznie co najmniej 10 minut. 10. Powtórzyć płukanie, jak w punkcie 9, przez dodatkowe 10 minut, tym razem przy użyciu wody dejonizowanej. Można zastosować wiele cykli trwających łącznie co najmniej 10 minut. 11. Dokładnie obejrzeć urządzenia, w tym wszelkie kanały i zagłębienia, aby upewnić się, że wszystkie widoczne zanieczyszczenia zostały usunięte. W przypadku stwierdzenia obecności zanieczyszczeń powtórzyć proces czyszczenia lub niezwłocznie skontaktować się z firmą Medtronic, aby zlecić utylizację lub wymianę instrumentów. Zabrudzonego urządzenia nie należy przygotowywać do ponownego użycia. Uwaga: cykl zatwierdzony przy użyciu środka Polystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1-4 ml/litr).		
Suszenie	Zautomatyzowana myjnia-dezynfektor ▪ Po zakończeniu cyklu w myjni-dezynfektorze należy obejrzeć instrumenty, aby sprawdzić, czy są suche. ▪ W wypadku zaobserwowania wilgoci na kasetach transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic, należy je suszyć przy użyciu czystych, chłonných, niepozostawiających włókien ściereczek i/lub wymuszonego obiegu powietrza (klasy medycznej) do momentu wyeliminowania zawilgocenia. Ręczne Osuszyć urządzenia za pomocą czystych, chłonných, niepozostawiających włókien ściereczek i/lub wymuszonego obiegu powietrza (klasy medycznej). Obejrzeć instrumenty, aby sprawdzić, czy są suche, i w razie potrzeby powtórzyć suszenie.		
Kontrola i powtórne ładowanie	▪ Sprawdzić kasy transportowe/sterylizacyjne pod kątem uszkodzeń, przeprowadzając dokładną kontrolę, o której mowa w sekcji niniejszego dokumentu zatytułowanej PRZEGŁĄD. ▪ W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kaset transportowych/sterylizacyjnych lub modułów firmy Medtronic należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Medtronic, aby zlecić utylizację lub wymianę. ▪ Załadować odpowiednie urządzenia do kaset transportowych/sterylizacyjnych lub modułów firmy Medtronic. ▪ Należy przejść do sekcji „Sterylizacja”.		

INSTRUKCJE STERYLIZACJI dotyczące zarówno instrumentów, jak i kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic

Sterylizacja

</

INSTRUKCJE STERYLIZACJI dotyczące zarówno instrumentów, jak i kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic	
	wających ważną rolę w sterylizacji każda placówka medyczna powinna przeprowadzić kalibrację i zweryfikować proces sterylizacji (temperatury, czasy itp.) realizowany za pomocą własnego sprzętu. Uwaga: para do sterylizacji powinna być uzyskiwana z wody uzdatnionej poprzez usunięcie cząstek stałych i gazów nieskrapających się, odfiltrowanej w celu usunięcia zanieczyszczeń i kropeł wody oraz dostarczanej przewodami bez martwych odnog lub innych miejsc, gdzie mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia. Przeostrogą: sterylizacja tlenkiem etylenu (EO), plazmowa, promieniowaniem gamma, przez naparowywanie chemiczne lub sterylizacja w suchym, gorącym powietrzu nie jest zalecana do sterylizacji tych urządzeń. Zaleca się sterylizację parową w cieple wilgotnym.
Informacje dodatkowe	Wszystkie używane podczas operacji instrumenty muszą być natychmiast czyszczone i ponownie sterylizowane. Instrumenty zwracane do firmy Medtronic należy dokładnie oczyścić, skontrolować i wysterylizować przed odesłaniem. Jeśli urządzenie medyczne miało kontakt z pacjentem, u którego stwierdzono lub podejrzewa się chorobę wywołaną przez priony bądź związaną z prionami, taką jak choroba Creutzfeldta-Jakoba, to urządzenia tego nie należy zwracać do firmy Medtronic, lecz należy je poddać kwarantannie i obróbce zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania w placówce medycznej z urządzeniami skażonymi tkanką stwarzającą duże zagrożenie. Aby uzyskać informacje na temat prawidłowego sposobu utylizacji/niszczenia, należy skontaktować się z firmą Medtronic.

Podane informacje na temat czyszczenia i sterylizacji są zgodne z wymaganiami określonymi w normach AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 oraz ISO 15883-5. Instrukcje przygotowania instrumentów do ponownego użycia zawarte w tym dokumencie zostały zwalidowane i walidacja ta potwierdziła ich skuteczność. Walidacja sterylizacji wykazała, że zapewniona ona poziom sterylności SAL równy 10⁻⁶. Parametry sterylizacji określono przy użyciu kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic. Walidację sterylizacji przeprowadzono z komorą niezawierającą wsadu. W procedurach walidacji stosowano „najmniejszą” konfigurację z podwójnie opakowaną, perforowaną tacą.

Jednostka przygotowująca instrumenty do ponownego użycia odpowiedzialna jest za to, aby procedura ta realizowana była za pomocą zwalidowanych urządzeń przez przeszkolony personel placówki przygotowującej instrumenty do ponownego użycia, tak aby uzyskać żądane wyniki. Z reguły wymaga to walidacji i regularnego monitorowania procesu. Jakiegokolwiek odstępstwa jednostki przygotowującej instrumenty od podanych instrukcji winno zostać poddane szczegółowej ocenie efektywności i potencjalnych skutków niepożądanych. W odniesieniu do niektórych urządzeń obowiązującą szczegółowe instrukcje demontażu/ponownego montażu. W takich przypadkach należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami zawartymi w instrukcjach dołączonych do instrumentu. Użytkownicy muszą ustalić własowe protokoły przygotowania do ponownego użycia urządzeń medycznych wielokrotnego użytku w swoich placówkach, opierając się na zaleceniach producentów tych wyrobów i producentów środków czyszczących.

PRZECZYSZCZANIE I OKRES TRWAŁOŚCI

Niejałowe instrumenty oraz kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic należy przechowywać w suchym, czystym środowisku o temperaturze pokojowej. Niejałowe instrumenty oraz kasety transportowe/sterylizacyjne firmy Medtronic nadają się do wielokrotnego użycia i nie mają określonego okresu trwałości. Kryterium wycofania z eksploatacji (konca okresu trwałości) jest nadmierne zużycie i uszkodzenia występujące w toku normalnego użytkowania. Więcej informacji zawiera sekcja "Ograniczenia dotyczące przygotowywania do ponownego użycia".

W wypadku stosowania sterylnych instrumentów i kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic przed przystąpieniem do ich przechowywania należy się upewnić, że są one suche. Należy przechowywać w czystym, suchym środowisku o temperaturze pokojowej. Okres trwałości sterylnych instrumentów i kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic zależy od wprowadzonego do obrotu zgodnie z prawem opakowania do sterylizacji. Placówka medyczna powinna ustalić okres trwałości dla wysterylizowanego instrumentarium w oparciu o typ zastosowanego opakowania do sterylizacji oraz zaleceń producenta sterylnego opakowania.

REKLAMACJE PRODUKTU

W sprawie zgłoszenia problemów dotyczących produktu należy kontaktować się z firmą Medtronic.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MRI

Instrumenty firmy Medtronic nie są przeznaczone do użycia w środowisku rezonansu magnetycznego (MR). W związku z tym nie badano bezpieczeństwa instrumentów firmy Medtronic w środowisku MR ani ich kompatybilności w takim środowisku. Brak zatem informacji na temat bezpieczeństwa instrumentów Medtronic w środowisku MR.

DALSZE INFORMACJE

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niepewności co do właściwego stosowania dowolnego instrumentu wielokrotnego użytku firmy Medtronic lub przygotowania do powtórzonego użycia instrumentów lub kaset transportowych/sterylizacyjnych firmy Medtronic, należy skontaktować się z firmą Medtronic. Ponadto wszelkie dostępne techniki chirurgiczne będą udostępniane bezpłatnie. ©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OS INSTRUMENTOS REUTILIZÁVEIS E AS CASSETES DE ESTERILIZAÇÃO/TRANSPORTE REUTILIZÁVEIS DA MEDTRONIC

DESCRIÇÃO

Os instrumentos reutilizáveis são fabricados numa variedade de materiais geralmente utilizados em procedimentos ortopédicos, que estão em conformidade com as normas nacionais e/ou internacionais aplicáveis. Estes instrumentos podem ser enviados em cassetes de esterilização/transporte da Medtronic. As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic foram concebidas para serem utilizadas em combinação com um invólucro para esterilização apropriado e/ou comercializado legalmente, de forma a permitir a esterilização a vapor de dispositivos não estéreis.

As cassetes de esterilização/transporte em alumínio da Medtronic incluem caixas, bandejas, lampas, estojos, módulos ou suportes fabricados numa variedade de materiais, que estão em conformidade com as normas nacionais e internacionais, e são normalmente usadas para envolver, proteger e organizar os dispositivos ortopédicos ou neurológicos não estéreis da Medtronic.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os instrumentos cirúrgicos ortopédicos destinam-se a ser utilizados em procedimentos cirúrgicos para a manipulação de tecidos, osso, ou juntamente com outros dispositivos em cirurgias ortopédicas. Um instrumento poderá integrar uma função de medição cuja utilização e descrição na etiqueta e no instrumento.

Nota: Não implante os instrumentos.

As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic destinam-se a ser usadas em unidades de cuidados de saúde para organizar, envolver, esterilizar, transportar e armazenar os dispositivos médicos e outra instrumentação entre utilizações cirúrgicas e outras utilizações clínicas. As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic não se destinam por si só a manter a esterilidade; elas destinam-se a ser utilizadas em combinação com um invólucro para esterilização apropriado e/ou comercializado legalmente.

A Medtronic não garante a utilização dos instrumentos, das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic nem de qualquer uma das peças dos componentes nos quais tenham sido feitas ou tentadas reparações, exceto se realizadas pela Medtronic ou por um representante de reparação autorizado da Medtronic. As garantias implícitas de comercialização e de adequação a uma determinada finalidade ou utilização são especificamente excluídas.

Atenção: Estas instruções não se aplicam a dispositivos de utilização única. Para instrumentos de utilização única não estéreis, consulte as instruções de utilização dos instrumentos não reutilizáveis e não estéreis da Medtronic, M708348B359.

AVISOS

- A quebra, o deslizamento, a utilização indevida ou o manuseamento inadequado dos instrumentos, como no caso de extremidades afiadas, poderá causar lesões no doente ou no pessoal cirúrgico ou responsável pelo reprocessamento.
- A manutenção, o manuseamento ou procedimentos de limpeza inadequados podem fazer com que o instrumento se torne impróprio para a sua finalidade prevista, podendo constituir um perigo para o doente ou para o pessoal cirúrgico ou responsável pelo reprocessamento.
- Há riscos adicionais associados aos instrumentos utilizados para dobrar e cortar hastes. A utilização deste tipo de instrumentos pode provocar lesões no doente devido às forças extremamente elevadas que são necessárias. Não corte hastes *in situ*. Qualquer quebra de um instrumento ou do implante nesta situação pode ser extremamente perigosa. Como as características físicas necessárias para muitos instrumentos não permitem o seu fabrico a partir de materiais implantáveis, se quaisquer fragmentos dos instrumentos quebrados ficarem alojados no corpo de um doente, poderão ocorrer reações alérgicas ou infecciosas.
- O cirurgião deverá ter o máximo cuidado quando trabalhar na proximidade de órgãos vitais, nervos ou vasos. Além disso, não deverá utilizar força excessiva durante o posicionamento dos instrumentos ou dos implantes, uma vez que pode provocar lesões no doente.
- A quebra, o deslizamento, a utilização indevida ou o manuseamento inadequado das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic, como no caso de extremidades afiadas, poderá causar lesões no doente ou no pessoal cirúrgico ou responsável pelo reprocessamento.
- A manutenção, o manuseamento ou procedimentos de limpeza inadequados podem fazer com que as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic se tornem impróprias para a sua finalidade prevista, podendo mesmo ser perigosas para o doente ou o pessoal cirúrgico.
- O manuseamento correto das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic é extremamente importante. Não modifique as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic. Não faça entalhes nem dobre as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic. Os entalhes, riscos ou outros danos e/ou o desgaste das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic que têm lugar durante a cirurgia podem contribuir para a sua quebra.

PRECAUÇÕES

- Qualquer força excessiva aplicada por instrumentos em implantes pode desalojar dispositivos, particularmente ganchos.
- Os instrumentos não devem ser expostos a temperaturas superiores a 135 °C (275 °F). Este nível de aquecimento pode modificar as características físicas. Caso não tenha a certeza se os instrumentos foram expostos a temperaturas superiores a 135 °C (275 °F), inspecione-os cuidadosamente para garantir que continuem a funcionar da forma prevista.
- É importante ter o máximo cuidado para assegurar que os instrumentos se mantêm em boas condições de funcionamento. Durante o procedimento, o correto funcionamento destes instrumentos é extremamente importante. Os instrumentos não devem ser dobrados nem danificados. A utilização indevida de instrumentos, a corrosão, o "congelamento", os riscos, o afrouxamento, a curvatura ou a fratura em qualquer um ou em todos os componentes do instrumento pode inibir ou impedir o seu funcionamento adequado.
- Não utilize estes instrumentos para qualquer ação para a qual não sejam indicados.
- Inspeção regularmente o estado funcional de todos os instrumentos e, se necessário, contacte a Medtronic ou um representante de reparação autorizado da Medtronic. Para evitar lesões, o instrumento deve ser cuidadosamente examinado em termos de funcionalidade ou de danos antes de ser utilizado. Não deve utilizar-se um instrumento danificado. Devem estar disponíveis instrumentos de apoio adicionais.
- Os procedimentos pré-operatórios e operatórios, incluindo o conhecimento de técnicas cirúrgicas, são considerações importantes para a utilização bem-sucedida dos instrumentos pelo cirurgião. A seleção adequada do doente e a sua capacidade de cumprimento das instruções afetarão significativamente os resultados.
- A seleção dos doentes e os cuidados operatórios adequados são fundamentais para o sucesso da cirurgia e para evitar lesões durante a mesma. Leia e siga toda a restante informação relativa ao produto fornecida pelo fabricante dos implantes ou dos instrumentos.
- A utilização de instrumentos em doentes pediátricos requer um cuidado especial, uma vez que estes doentes podem ser mais suscetíveis às tensões envolvidas na utilização dos instrumentos.
- Assegure-se de que os instrumentos com uma função de medição não estão desgastados e de que quaisquer marcações na superfície são claramente visíveis.
- A exposição das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic a temperaturas superiores a 135 °C (275 °F) poderá modificar as características físicas. Caso as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic sejam expostas a uma temperatura superior a 135 °C (275 °F), efetue uma inspeção adicional para garantir que funcionam da forma prevista. Consulte a secção EXAME para obter mais informações.
- É importante ter o máximo cuidado para assegurar que as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic se mantêm em boas condições de funcionamento. Durante o procedimento, a correta utilização das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic é extremamente importante. As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic não devem ser dobradas nem danificadas de qualquer forma. Uma utilização indevida das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic, que resulte em corrosão, riscos, afrouxamento, curvatura ou fratura em qualquer uma ou todas as secções, pode inibir ou impedir o seu funcionamento adequado.
- As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic estão sujeitas a tensões repetidas relacionadas com os processos de transporte, limpeza e esterilização de rotina. As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic devem ser cuidadosamente inspecionadas antes de cada utilização para garantir que estão totalmente funcionais.
- As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic não deverão exceder uma distribuição de carga e peso máximos de 11,4 kg/25 libras.
- O pessoal deverá usar equipamento de proteção pessoal (PPE) apropriado de acordo com as recomendações do fabricante do esterilizador.
- Os metais diferentes devem ser afastados do contacto direto durante a esterilização para resistir à corrosão. As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic foram concebidas com suportes revestidos ou em silicone para evitar o contacto com os instrumentos de aço inoxidável usados nas mesmas.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS

- Lesões neurológicas, paralisia, dor ou danos em tecidos moles, órgãos viscerais ou articulações.
- Infecção, se os instrumentos ou as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic não forem adequadamente limpos e esterilizados.
- Dor, desconforto ou sensações anormais como consequência da presença do dispositivo.
- Lesões neurológicas devido a traumatismo cirúrgico.
- Fuga dural, em casos de aplicação de carga excessiva.
- Compressão em vasos, nervos e órgãos próximos por deslizamento ou colocação incorreta do instrumento.
- Lesões devido a abertura espontânea de dispositivos de clampagem ou mecanismos com mola de certos instrumentos.
- Corte na pele ou luvas do pessoal cirúrgico ou responsável pelo reprocessamento.
- Fratura óssea em casos de deformação da coluna ou de enfraquecimento do osso.
- Lesões nos tecidos do doente, lesões físicas no pessoal cirúrgico e/ou tempo operatorio mais extenso que poderão resultar da desmontagem acidental de instrumentos com múltiplos componentes durante a cirurgia.
- Os métodos de utilização são determinados pela experiência e formação do utilizador em procedimentos cirúrgicos. Nem sempre se obtém um resultado com êxito em todos os casos cirúrgicos. Este facto é especialmente válido no caso de intervenções cirúrgicas a coluna, nas quais outras condições do doente podem comprometer os resultados.

Nota para o médico: Embora o médico seja o intermediário informado entre a empresa e o doente, as informações médicas importantes constantes deste documento devem ser comunicadas ao doente.

Estes dispositivos devem ser utilizados apenas por médicos que estejam familiarizados com os dispositivos, a sua utilização prevista, qualquer instrumentação adicional e quaisquer técnicas cirúrgicas disponíveis. Além disso, estes dispositivos devem ser utilizados apenas por operadores que estejam familiarizados com o dispositivo, a sua utilização prevista e a informação relativa ao seu reprocessamento.

ACONDICIONAMENTO

Os instrumentos podem ser enviados em embalagens autónomas ou em cassetes de esterilização/transporte da Medtronic. As embalagens autónomas, as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic e os dispositivos médicos incluídos devem estar intactos aquando da receção. As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic e os dispositivos médicos incluídos devem ser verificados antes da utilização para garantir que estão completos e não apresentam sinais de danos. As embalagens, cassetes ou instrumentos danificados não devem ser utilizados e devem ser devolvidos a Medtronic.

EXAME

Os instrumentos devem ser sempre examinados pelo utilizador antes/depois da limpeza e antes da cirurgia. O exame deve ser exaustivo e incluir uma inspeção visual e funcional das superfícies de funcionamento, pivôs, cremalheiras, mecanismos de mola ou torção, da limpeza de orifícios de localização ou cânulas e da presença de fissuras, curvas, deformação ou distorção, bem como uma verificação da presença de todos os componentes. Nunca utilize instrumentos nem cassetes de esterilização/transporte da Medtronic com sinais óbvios de desgaste excessivo, danos ou que estejam incompletos ou não funcionem.

As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic devem ser examinadas pelo utilizador antes da utilização. O exame deve ser exaustivo e incluir uma inspeção visual e funcional. O exame também deverá garantir que as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic estão completas. Não prossiga com o reprocessamento de uma cassette de esterilização/transporte da Medtronic danificada.

Inspeção visual

Certifique-se de que:

- As marcações de laser, gravações e outras marcas são legíveis.
- Não há fissuras, deformações nem distorções.
- Não estão presentes fissuras nos manipuladores do instrumento nem em qualquer outra parte.
- Não existe descoloração, corrosão, manchas, nem ferrugem. Caso estejam presentes, limpe de acordo com as instruções fornecidas na secção REPROCESSAMENTO deste documento.
- O manipulador não está separado do eixo e a ligação entre manipulador e eixo está segura.
- Não há cortes nem sulcos no silicone, nos suportes em silicone, nem nos manipuladores dos instrumentos.
- Não há fissuras nem descolamento do revestimento em nylon dos suportes metálicos.
- Não há danos (cortes, ruturas, etc.) no isolamento.
- Não há danos nas extremidades ou pontas de funcionamento. A extremidade de funcionamento não deve apresentar fissuras, sulcos, nem outros danos. Quando aplicável, a extremidade de funcionamento deve estar afiada.
- Não há danos nas rosas dos instrumentos.
- Todas as peças estão presentes e sem danos nem deterioração. Exemplos de peças que possam estar em falta, soltas ou danificadas incluem parafusos de fixação, molas, molas curvas, pinos e dentes.
- A extremidade de acoplamento não tem danos (cortes, fendas, curvas, etc.) que poderiam interferir com o respetivo funcionamento.
- Os instrumentos canulados com fio-guia ou outra ferramenta de inserção são visualmente verificados.

Inspeção funcional

Quando aplicável, certifique-se de que:

- Todas as peças móveis se movimentam livremente, sem aderência, fixação ou fricção.
- As molas permitem colocar o manipulador do instrumento na sua posição original.
- As palhilhas de retenção seguras as peças correspondentes adequadas e não estão danificadas.
- O instrumento funciona conforme previsto com as peças correspondentes adequadas.
- Os detentores esféricos seguras as peças correspondentes e não apresentam danos.
- As extremidades afiadas são afiadas ao toque e não são rombas, não tendo cortes nem quaisquer outros danos.

- As pontas encontram-se quando apropriado.
- Os mecanismos de roquete funcionam. Isto inclui manipuladores, trincos e outros mecanismos. Todos os dentes devem estar presentes e funcionar.
- As pontas condutoras não estão desgastadas ao ponto de impossibilitarem a utilização. Se necessário, acople o instrumento a peça adequada.
- As linguetas, os estojos, os módulos ou as tampas ajustam-se corretamente.

REPROCESSAMENTO - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A limpeza consiste na remoção de sujidade orgânica. Limpeza eficaz:

- Evita a transferência de sujidade orgânica de um doente para outro.
- Permite uma esterilização de seguimento bem-sucedida. O reprocessamento adequado depende da exaustividade da limpeza.

A limpeza e o passo inicial. A esterilização ocorre mais tarde no reprocessamento e destina-se a matar os microrganismos para reduzir a probabilidade de transmissão e as possibilidades de infeção. Para garantir um reprocessamento aceitável, não devem verificar-se atrasos entre os passos expressos neste documento.

Os instrumentos poderão ser processados de forma segura e eficaz, utilizando os procedimentos de limpeza manual ou uma combinação dos procedimentos de limpeza manual e automática com máquina de lavar/desinfetar (enzimática ou alcalina) descritos neste documento. As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic poderão ser processadas de forma segura e eficaz, utilizando os procedimentos de limpeza manual ou uma combinação dos procedimentos de limpeza manual e automática com máquina de lavar/desinfetar (enzimática) descritos neste documento.

O processador deverá cumprir as leis e regulamentos locais em países onde os requisitos de processamento sejam mais rigorosos do que os indicados neste documento.

Agentes patogénicos transmitidos por via sanguínea

As precauções universais para manusear este instrumento após a utilização devem ser observadas por toda a equipa hospitalar, conforme a Norma OSHA 29 CFR 1910.1030, referente a exposição ocupacional a agentes patogénicos sanguíneos.

Agentes de limpeza e ferramentas de limpeza

Instrumentos: Recomenda-se a utilização de detergentes neutros, agentes de limpeza enzimáticos (pH 7,0 – 8,0), agentes de limpeza alcalinos (pH 8,0 – 11,0), escovas de cerdas macias e escovilhões macios. Não devem utilizar-se agentes de limpeza de alcalinidade elevada (pH >11,0).

Nota: Os agentes de limpeza alcalinos poderão exigir uma neutralização após a limpeza. Consulte as instruções do fabricante para determinar se é necessário efetuar uma neutralização e para seguir as suas instruções quanto à neutralização. É determinante que as soluções de limpeza alcalinas sejam adequadamente neutralizadas e enxaguadas dos instrumentos.

Cassetes de esterilização/transporte em alumínio. Recomenda-se a utilização de detergentes neutros, agentes de limpeza enzimáticos (pH 7,0 – 8,0), escovas de cerdas macias e escovilhões macios. Não utilize agentes de limpeza alcalinos, pois estes agentes de limpeza causam danos significativos e deixam os cassetes de esterilização/transporte em alumínio inutilizáveis.

Os seguintes agentes, soluções ou ferramentas de limpeza não devem ser utilizados nos instrumentos nem nas cassetes de esterilização/transporte da Medtronic:

- Soro fisiológico
- Soluções com cloro (por ex., lixívia) ou aldeídos (por ex., glutaraldeído)
- Formalina, mercúrio, doretos, brometos, iodetos ou solução de Ringer
- Escovas de metal ou esfregões

Água de limpeza e lavagem

Se disponível, deve utilizar-se água de torneira macia. Deve utilizar-se água crítica para o enxaguamento final, de modo a prevenir a formação de depósitos minerais nas superfícies (recomenda-se o uso de água desionizada). Um ou mais dos seguintes processos poderá ser usado para tratar a água qualificada como água crítica: ultrafiltração (UF), osmose inversa (RO), desionização (DI) ou equivalente. O uso de água dura deve ser evitado.

Utilização de lubrificantes à base de óleo mineral ou silicone

Os lubrificantes à base de óleo mineral ou silicone não devem ser utilizados, pois não se consegue removê-los com estas instruções de limpeza. Este tipo de lubrificantes pode cobrir microrganismos, impedir o contacto direto do vapor com as superfícies do instrumento e prejudicar a esterilização.

Avisos/precauções relativos ao reprocessamento

- Não deixe que instrumentos ou cassetes de esterilização/transporte da Medtronic sejam sujos após a utilização e antes da limpeza. A limpeza e a esterilização subsequente podem ser prejudicadas quando se permite a secagem de sangue ou soluções com sangue nos instrumentos ou nas cassetes de esterilização/transporte da Medtronic.
- Os instrumentos reutilizáveis da Medtronic são considerados dispositivos críticos (isto é, de contacto crítico) e devem ser meticulosamente limpos e depois esterilizados antes da utilização inicial, ou em conformidade com estas instruções de reprocessamento antes da sua reutilização.
- Os instrumentos sujos ou usados não devem ser carregados nas cassetes de esterilização/transporte da Medtronic aquando da limpeza numa máquina de lavar/desinfetar automática.
- Os instrumentos sujos devem ser processados em separado das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic.
- As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic em alumínio só podem ser limpas com soluções de limpeza enzimáticas (neutras).
- Determinadas soluções (por exemplo, de base alcalina e/ou contendo lixívia, glutaraldeído ou formalina) podem danificar de forma significativa as cassetes de esterilização/transporte em alumínio. Estas soluções não podem ser utilizadas.
- Todos os funcionários de unidades de cuidados de saúde que trabalhem com instrumentos ou cassetes de esterilização/transporte da Medtronic contaminados ou potencialmente contaminados deverão adotar as precauções universais. O manuseio de instrumentos com pontas cortantes ou arestas de corte deve ser feito com cuidado.
- Deve usar-se PPE apropriado ao manusear ou trabalhar com materiais, dispositivos e equipamentos contaminados ou potencialmente contaminados. O PPE inclui batas, máscaras, óculos, proteções de rosto, luvas e coberturas de sapatos.
- Não coloque instrumentos pesados em cima de instrumentos delicados.
- As correntes de ar fresco provenientes de condutas de ar ou outras correntes de ar devem ser evitadas durante a fase de arrefecimento, de modo a prevenir a humidade pós-esterilização causada por um arrefecimento rápido.

Limitações no reprocessamento

- O processamento repetido tem um efeito mínimo nestes instrumentos ou nas cassetes de esterilização/transporte da Medtronic.
- O fim de vida é determinado pelo desgaste excessivo e pelos danos resultantes de uma utilização normal. Embora o tratamento do instrumento ou das cassetes de esterilização/transporte da Medtronic, os materiais utilizados e as especificidades da limpeza e esterilização tenham um efeito importante, para todos os efeitos práticos, o número de vezes que os instrumentos ou as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic podem ser reprocessados não tem limite.
- Consulte a secção EXAME deste documento para determinar se o dispositivo está no fim da sua vida útil.

INSTRUÇÕES - Apenas para os instrumentos (As instruções para as cassetes de esterilização/transporte em alumínio estão incluídas após as instruções para os instrumentos)	
Entrada em serviço de um instrumento novo	• Os instrumentos são fornecidos não esteréis e devem ser meticulosamente limpos e depois esterilizados antes da primeira utilização e de qualquer reutilização. • Retire todo o material de acondicionamento antes da limpeza e esterilização.
Ponto de utilização	• Remova toda a sujidade visível dos instrumentos utilizando toalhas de limpeza que não libertem resíduos. • Os instrumentos devem ser meticulosamente limpos no prazo de 30 minutos após a utilização para minimizar o potencial de secagem. • Se os instrumentos não puderem ser reprocessados imediatamente, mantenha os dispositivos húmidos durante o transporte. • Coloque os instrumentos numa bandeja com água da torneira macia, caso esteja disponível, ou cubra-os com toalhas húmidas.
Acondicionamento e transporte	• Transporte imediatamente a bandeja com os instrumentos cobertos para uma área de trabalho dedicada, para continuação do reprocessamento. • Os instrumentos sujos devem ser transportados separadamente dos instrumentos não contaminados para evitar a contaminação do pessoal e das áreas circundantes.
Preparação para limpeza	• Os instrumentos que devem ser desmontados antes da limpeza e esterilização são fornecidos com instruções de processamento/desmontagem/montagem específicas. Para obter pormenores adicionais, consulte as instruções de processamento/desmontagem/montagem específicas para o instrumento. • Remova quaisquer obstruções antes da limpeza. Irigue os dispositivos canulados com água tratada ou água da torneira para evitar a secagem de sujidade e/ou resíduos no seu interior. • Os instrumentos poderão ser processados de forma segura e eficaz, utilizando os procedimentos de limpeza manual ou uma combinação dos procedimentos de limpeza manual e automática com máquina de lavar/desinfetar (enzimática ou alcalina) descritos neste documento na Tabela 1 e na Tabela 2.
Limpeza automática: enzimática ou alcalina	1. Lave, irigue e esfregue os instrumentos sob água da torneira corrente (fria) a uma temperatura <43 °C (<110 °F), durante 30 segundos a 1 minuto. Esfregue os instrumentos com escovas de cerdas macias de tamanho adequado para remover a sujidade visível. Esfregue no interior de quaisquer lúmens ou cavidades e movimente o dispositivo (se aplicável).

INSTRUÇÕES - Apenas para os instrumentos
(As instruções para as cassetes de esterilização/transporte em alumínio estão incluídas após as instruções para os instrumentos)

2. Utilizando água da torneira, prepare uma solução de limpeza enzimática¹ (descrita após a Tabela 1) ou uma solução de limpeza alcalina² (descrita após a Tabela 2) em conformidade com as instruções, recomendações de diluição e temperaturas indicadas pelo fabricante, numa unidade de sonicção de dimensão apropriada.
3. Coloque os instrumentos no agente de limpeza enzimático, submerja-os completamente e submeta a ultrassonicação a 40 – 50 kHz, durante pelo menos 15 minutos. É possível utilizar múltiplos ciclos de ultrassonicação, totalizando um tempo de ultrassonicação mínimo de 15 minutos. Certifique-se de que todas as superfícies, lumens e componentes do dispositivo estão em contacto com a solução de limpeza.
- Nota: A limpeza por ultrassons só é eficaz se a superfície que se pretende limpar estiver submersa na solução de limpeza. As bolsas de ar diminuirão a eficácia da limpeza por ultrassons. Minimize a formação de bolsas de ar ou de bolhas irrigando os lumens, cavidades, fendas ou molas com solução de limpeza, enquanto o instrumento se encontra mergulhado no tanque de ultrassons.
4. Transfira os instrumentos para a máquina de lavar/desinfetar automática e programe-a com os parâmetros do ciclo indicados na Tabela 1 (enzimática) ou Tabela 2 (alcalina). Certifique-se de que os instrumentos canulados e/ou com orifícios cegos são posicionados na máquina de lavar/desinfetar de forma a permitir uma drenagem adequada, não havendo acumulação da água de lavagem. Assegure-se de que os parâmetros do ciclo na Tabela 1 ou Tabela 2 são correlatamente programados.
5. Após o carregamento, inspecione visualmente os instrumentos, incluindo quaisquer lumens e cavidades, para garantir que toda a sujidade visível foi removida. Se ainda estiver presente alguma sujidade, repita o processo de limpeza ou contacte imediatamente a Medtronic para organizar uma eliminação ou substituição. Não prossiga com o reprocessamento de um instrumento com sujidade.

Tabela 1: Agente de limpeza enzimático (pH 7,0 – 8,0)

Ciclo		Definição da temperatura	Tempo mínimo (min:s)	Concentração
Pre-lavagem		<43 °C (<110 °F) (Água da torneira fria)	2:00	N/A
Lavagem enzimática pulsátil	Lavagem	Água da torneira quente	10:00	0,2 – 0,8 mL/litro
	Enxaguamento	Água da torneira quente	≥00:15	N/A
Lavagem com detergente (pH neutro)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2 – 0,8 mL/litro
Enxaguamento		71 °C (160 °F)	15:00	N/A
Termico (desinfecção)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A
Enxaguamento (água desionizada)				
Secagem		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	N/A

Nota: Ciclo validado utilizando agente de limpeza e pre-embibimento enzimático Prolystica¹ (1-4 mL/litro) para a ultrassonicação e agente de limpeza enzimático ultraconcentrado Prolystica e detergente neutro Prolystica para a máquina de lavar/desinfetar.

Tabela 2: Agente de limpeza alcalino (pH 8,0 – 11,0)

Ciclo		Definição da temperatura	Tempo mínimo (min:s)	Concentração
Pre-lavagem		<43 °C (<110 °F) (Água da torneira fria)	2:00	N/A
Lavagem alcalina pulsátil	Lavagem	Água da torneira quente	10:00	2 – 6 mL/litro
	Enxaguamento	Água da torneira quente	≥00:15	N/A
Lavagem com detergente alcalino		60 °C (140 °F)	5:00	2 – 6 mL/litro
Enxaguamento		71 °C (160 °F)	15:00	N/A
Termico (desinfecção)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A
Enxaguamento (água desionizada)				
Secagem		98,8 °C (210 °F)	≥30:00	N/A

Nota: Ciclo validado utilizando neodisher MediClean Forte² (5-10 mL/litro: ultrassonicação; 2-6 mL/litro: máquina de lavar/desinfetar). Não é necessário um passo de neutralização para o neodisher MediClean Forte. Contudo, outros agentes de limpeza alcalinos poderão exigir este passo. Consulte as instruções do fabricante para determinar se é necessário efetuar uma neutralização.

Nota: Devido as muitas variáveis envolvidas nas máquinas de lavar/desinfetar, cada unidade de cuidados de saúde deve instalar, calibrar e verificar adequadamente o processo (p. ex., temperaturas, tempos) utilizado para o seu equipamento. As recomendações do fabricante da máquina de lavar/desinfetar devem ser sempre seguidas. Quando proceder a limpeza de múltiplos dispositivos num ciclo de limpeza, certifique-se de que não excede a carga máxima indicada pelo fabricante. A validação do processo de limpeza foi efetuada utilizando uma câmara totalmente carregada.

Limpeza manual: enzimática

1. Limpe os instrumentos manualmente somente quando não dispuser de uma máquina de lavar/desinfetar automática.
2. Desmonte os instrumentos, se aplicável.
3. Lave, iníque e esfregue os instrumentos sob água da torneira corrente (fria) a uma temperatura <43 °C (<110 °F), durante pelo menos 3 minutos. Esfregue os instrumentos com escovilhões ou escovas de cerdas macias de tamanho adequado, para remover a sujidade visível. Esfregue no interior de quaisquer lumens ou cavidades e movimente o dispositivo (se aplicável).
4. Esfregue até que toda a sujidade visível seja removida.
5. Utilizando água da torneira, prepare uma solução de limpeza enzimática em conformidade com as instruções, recomendações de diluição e temperaturas indicadas pelo fabricante.
6. Coloque os instrumentos no agente de limpeza enzimático, submerja-os completamente e demolhe durante 45 - 60 minutos. Certifique-se de que todas as superfícies, lumens e componentes do dispositivo estão em contacto com a solução de limpeza.
7. Retire os instrumentos da solução de limpeza enzimática e enxague sob água da torneira corrente (fria). Enxague quaisquer lumens ou cavidades com o caudal de água. Enxague com água da torneira (fria) durante pelo menos 3 minutos.
8. Utilizando água da torneira, prepare uma segunda solução de limpeza enzimática em conformidade com as instruções, recomendações de diluição e temperaturas indicadas pelo fabricante numa unidade de sonicção de dimensão apropriada.
9. Coloque os instrumentos na solução de limpeza enzimática, submerja-os completamente e submeta a ultrassonicação a 40 – 50 kHz, durante pelo menos 45 minutos. É possível utilizar múltiplos ciclos de ultrassonicação, totalizando um tempo de ultrassonicação mínimo de 45 minutos. Certifique-se de que todas as superfícies, lumens e componentes do dispositivo estão em contacto com a solução de limpeza.
- Nota: A limpeza por ultrassons só é eficaz se a superfície que se pretende limpar estiver submersa na solução de limpeza. As bolsas de ar diminuirão a eficácia da limpeza por ultrassons. Minimize a formação de bolsas de ar ou de bolhas irrigando os lumens, cavidades, fendas ou molas com solução de limpeza, enquanto o instrumento se encontra mergulhado no tanque de ultrassons.
10. Remova os instrumentos da unidade de sonicção e enxague com água da torneira corrente (fria). Enxague quaisquer lumens ou cavidades com o caudal de água. Enxague durante pelo menos 3 minutos.
11. Repita o enxaguamento como no passo 10, desta vez utilizando água desionizada durante mais 3 minutos.
12. Inspecione visual e cuidadosamente os instrumentos, incluindo quaisquer lumens e cavidades, para garantir que toda a sujidade visível foi removida. Se ainda estiver presente alguma sujidade, repita o processo de limpeza ou contacte imediatamente a Medtronic para organizar uma eliminação ou substituição. Não prossiga com o reprocessamento de um instrumento com sujidade.

Desinfecção: termica

- Descontamine termicamente os dispositivos mediante um enxaguamento final termico numa máquina de lavar/desinfetar automática a uma temperatura de 93 °C (200 °F), durante 5 a 10 minutos.

INSTRUÇÕES - Apenas para os instrumentos (As instruções para as cassetes de esterilização/transporte em alumínio estão incluídas após as instruções para os instrumentos)	
	- A desinfecção com soluções ou produtos químicos desinfetantes não é necessária, uma vez que o processo de descontaminação inclui a limpeza seguida de esterilização. - A desinfecção térmica isoladamente não torna os instrumentos seguros para serem utilizados num doente.
Secagem: máquina de lavar/desinfetar automática	- Após finalização do ciclo da máquina de lavar/desinfetar, efetue uma inspeção visual para confirmar a secura. - Se observar humidade nos instrumentos após o ciclo da máquina de lavar/desinfetar, seque utilizando toalhas de limpeza limpas, absorventes e que não libertem resíduos, ar forçado (qualidade médica) e/ou uma estufa de calor seco a uma temperatura $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$), durante pelo menos 30 minutos. - No caso de instrumentos complexos (por exemplo, manga contendo um eixo, canulação e orifícios cegos), é necessária uma estufa de calor seco a uma temperatura $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) durante um período mínimo de 30 minutos. Efetue uma inspeção visual para confirmar a secura. - Os instrumentos deverão estar totalmente secos antes de serem acondicionados para a esterilização.
Secagem: manual	- Seque os dispositivos utilizando toalhas de limpeza limpas, absorventes e que não libertem resíduos e/ou ar forçado (qualidade médica) e/ou uma estufa de calor seco. Efetue uma inspeção visual para confirmar a secura e repita em caso de necessidade. - Os instrumentos deverão estar totalmente secos antes de serem acondicionados para a esterilização.
Inspeção e montagem	- Se o instrumento foi desmontado antes da limpeza e esterilização, volte a montar se aplicável. - Inspeccione cuidadosamente o instrumento para detetar eventuais danos, fazendo um exame exaustivo conforme descrito na secção EXAME deste documento. - Se o instrumento estiver danificado, contacte imediatamente a Medtronic para organizar a sua eliminação ou substituição. Não prossiga com o reprocessamento de um dispositivo danificado.
Acondicionamento	- É necessário utilizar um invólucro para esterilização cirúrgica padrão, resistente a humidade/não-tecido, ou sistema equivalente. - Os instrumentos individuais ou as bandejas de esterilização específicas deverão ser duplamente envolvidos antes da esterilização. - Apenas os instrumentos fabricados e/ou distribuídos pela Medtronic devem ser incluídos. - Prossiga para a secção Esterilização.

INSTRUÇÕES - Apenas para as cassetes de esterilização/transporte em alumínio da Medtronic (As instruções para os instrumentos reutilizáveis são fornecidas na tabela anterior)				
Entrada em serviço de cassetes de esterilização/transporte da Medtronic novas	- As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic são fornecidas não esteréis e devem ser meticulosamente limpas e depois esterilizadas antes da primeira utilização e de qualquer reutilização. - Retire todo o material de acondicionamento antes da limpeza e esterilização.			
Ponto de utilização	- Remova toda a sujidade visível da caixa e das bandejas utilizando toalhas de limpeza que não libertem resíduos. - As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic devem ser meticulosamente limpas imediatamente após a utilização para minimizar o potencial de contaminação.			
Acondicionamento e transporte	- Se as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic não puderem ser reprocessadas imediatamente, mantenha os dispositivos húmidos durante o transporte. - Utilize água da torneira morna nas cassetes de esterilização/transporte da Medtronic sujas, caso esteja disponível, ou cubra-as com toalhas húmidas. - Transporte imediatamente as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic para uma área de trabalho dedicada, para continuação do reprocessamento.			
Preparação para limpeza	- As cassetes de esterilização/transporte da Medtronic devem ser limpas individualmente e não devem estar encaixadas umas dentro das outras. As tampas das caixas e dos módulos devem ser removidas e limpas em separado ou, caso a remoção não seja possível, devem ser limpas na posição aberta. - As caixas e as bandejas poderão ser processadas de forma segura e eficaz, utilizando os procedimentos de limpeza manual ou uma combinação dos procedimentos de limpeza manual e automática com máquina de lavar/desinfetar (enzimática apenas para as bandejas e caixas em alumínio) descritos neste documento. Não utilize soluções alcalinas nas cassetes de esterilização/transporte em alumínio da Medtronic, pois estes agentes danificam as cassetes de esterilização/transporte em alumínio.			
Limpeza automática: enzimática	- Lave, irigue e esfregue as caixas e as bandejas sob água da torneira (fria) a uma temperatura inferior a 43 °C (110 °F), durante pelo menos 30 segundos. - Transfira os dispositivos para a máquina de lavar/desinfetar automática e programe-a com os parâmetros do ciclo indicados na Tabela 3. Certifique-se de que as caixas e as bandejas são posicionadas na máquina de lavar/desinfetar de forma a permitir uma drenagem adequada. Assegure-se de que as partes internas das cassetes/módulos são inclinadas para baixo na direção dos braços aspersores e de que os parâmetros do ciclo na Tabela 3 são corretamente programados. - Ao descarregar, inspecione visualmente os dispositivos, incluindo quaisquer lúmens e cavidades/superfícies acopladas, para garantir que toda a sujidade visível foi removida. Se ainda estiver presente sujidade, repita o processo de limpeza ou contacte a Medtronic para organizar uma eliminação ou substituição. Não prossiga com o reprocessamento de um dispositivo com sujidade.			
Tabela 3: Agente de limpeza enzimático (neutro) (pH 7,0 – 8,0)				
Ciclo		Definição da temperatura	Tempo mínimo (min:s)	Concentração
Pre-lavagem		<43 °C (<110 °F) (Água da torneira fria)	2:00	N/A
Lavagem enzimática pulsátil	Lavagem	<60 °C (<140 °F) Água da torneira quente	4:00	0,2 – 0,8 ml/litro
	Enxaguamento	<60 °C (<140 °F) Água da torneira quente	≥00:15	N/A
Lavagem com detergente (pH neutro)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2 – 0,8 ml/litro
Enxaguamento		71 °C (160 °F)	5:00	N/A
Térmico (desinfecção)		90 °C (194 °F)	5:00	N/A
Enxaguamento (água desionizada)				
Secagem		98,8 °C (210 °F)	≥15:00	N/A
Nota: Ciclo validado utilizando agente de limpeza enzimático ultraconcentrado Steris Prolystica e detergente neutro Prolystica para a máquina de lavar/desinfetar.				
Nota: Devido às muitas variáveis envolvidas nas máquinas de lavar/desinfetar, cada unidade de cuidados de saúde deve instalar, calibrar e verificar adequadamente o processo (p. ex., temperaturas, tempos) utilizado para o seu equipamento. As recomendações do fabricante da máquina de lavar/desinfetar devem ser sempre seguidas. Quando proceder à limpeza de múltiplos dispositivos num ciclo de limpeza, certifique-se de que não excede a carga máxima indicada pelo fabricante. A validação do processo de limpeza foi efetuada utilizando uma câmara totalmente carregada.				
Limpeza manual: enzimática	- Limpe as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic manualmente quando não dispuser de uma máquina de lavar/desinfetar automática. - Lave, irigue e esfregue as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic sob água da torneira fria a uma temperatura inferior a 43 °C (110 °F), durante pelo menos 1 minuto. - Esfregue os dispositivos com escovilhas ou escovas de cerdas macias de tamanho adequado, para remover a sujidade visível. Esfregue no interior de quaisquer lúmens ou cavidades e movimente o dispositivo (se aplicável). - Esfregue até que toda a sujidade visível seja removida. - Utilizando água da torneira, prepare uma solução de limpeza enzimática em conformidade com as instruções, recomendações de diluição e temperaturas indicadas pelo fabricante. Coloque os dispositivos no agente de limpeza enzimático, submerja-os completamente e demolhe durante pelo menos 10 minutos. Certifique-se de que todas as superfícies, lúmens e componentes estão em contacto com a solução de limpeza. - Retire os dispositivos da solução de limpeza enzimática e enxague sob água da torneira corrente (fria). Os lúmens ou cavidades devem ser enxaguados no caudal de água. Enxague com água da torneira fria durante pelo menos 1 minuto. - Utilizando água da torneira, prepare uma segunda solução de limpeza enzimática em conformidade com as instruções, recomendações de diluição e temperaturas indicadas pelo fabricante numa unidade de sonicação de dimensão apropriada.			

INSTRUÇÕES - Apenas para as cassetes de esterilização/transporte em alumínio da Medtronic (As instruções para os instrumentos reutilizáveis são fornecidas na tabela anterior)	
	8. Coloque os dispositivos na solução de limpeza enzimática, submerja-os completamente e submeta a ultrassonicação a 40 – 50 kHz durante pelo menos 20 minutos. É possível utilizar múltiplos ciclos de ultrassonicação, totalizando um tempo de ultrassonicação mínimo de 20 minutos. Certifique-se de que todas as superfícies, lumens e componentes estão em contato com a solução de limpeza. Nota: A limpeza por ultrassons so e eficaz se a superfície que se pretende limpar estiver submersa na solução de limpeza. As bolsas de ar diminuirão a eficácia da limpeza por ultrassons. Certifique-se de que minimiza a formação de bolsas de ar ou de bolhas irigando os lumens, cavidades, fendas ou molas com solução de limpeza, enquanto o dispositivo se encontra mergulhado no tanque de ultrassons. 9. Remova os dispositivos da unidade de sonicação e enxague com água da torneira corrente fria. Os lumens ou cavidades devem ser enxaguados no caudal de água. Enxague durante pelo menos 10 minutos. É possível utilizar múltiplos ciclos, totalizando um tempo mínimo de 10 minutos. 10. Repita o enxaguamento como no passo 9, desta vez utilizando água desionizada durante mais 10 minutos. É possível utilizar múltiplos ciclos, totalizando um tempo mínimo de 10 minutos. 11. Inspeção visual e cuidadosamente os dispositivos, incluindo quaisquer lumens e cavidades, para garantir que toda a sujidade visível foi removida. Se ainda estiver presente alguma sujidade, repita o processo de limpeza ou contacte imediatamente a Medtronic para organizar uma eliminação ou substituição. Não prossiga com o reprocessamento de um dispositivo com sujidade. Nota: Ciclo validado utilizando agente de limpeza e pre-embimento enzimático Prolystica¹ (1 – 4 mL/litro).
Secagem	Máquina de lavar/desinfetar automática ▪ Após finalização do ciclo da máquina de lavar/desinfetar, efetue uma inspeção visual para confirmar a secura. ▪ Se observar humidade nas cassetes de esterilização/transporte da Medtronic, seque utilizando toalhetes de limpeza limpas, absorventes e que não libertem resíduos e/ou ar forçado (qualidade médica) até já não estar presente humidade. Manual Seque os dispositivos utilizando toalhetes de limpeza limpas, absorventes e que não libertem resíduos e/ou ar forçado (qualidade médica). Efetue uma inspeção visual para confirmar a secura e repita em caso de necessidade.
Inspeção e carregamento	• Inspeção as cassetes de esterilização/transporte para detetar eventuais danos, fazendo um exame exaustivo conforme descrito na secção EXAME deste documento. • Se os módulos ou as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic estiverem danificados, contacte imediatamente a Medtronic para organizar a sua eliminação ou substituição. • Carregue as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic ou os módulos com os respetivos dispositivos aplicáveis. • Prossiga para a secção Esterilização.

INSTRUÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO para os instrumentos e as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic																								
Esterilização	1. Envolver duplamente os instrumentos individuais e/ou as cassetes de esterilização/transporte específicas contendo os instrumentos com o invólucro para esterilização cirúrgica resistente à humidade/não-tecido. 2. Inspeção a embalagem para garantir que não está rasgada, perfurada, nem apresenta falhas na vedação antes de a colocar no esterilizador. 3. Coloque os instrumentos no esterilizador seguindo os procedimentos de carregamento e as configurações de carga recomendados pelo fabricante do esterilizador. 4. Siga os procedimentos recomendados pelo fabricante do esterilizador para programar o esterilizador com qualquer um dos conjuntos de parâmetros do ciclo de esterilização referidos na Tabela 4.																							
	Tabela 4: Parâmetros do ciclo de esterilização																							
	<table><tr><th>Ciclo</th><th>Temperatura</th><th>Tempo de exposição</th><th>Tempo mínimo de secagem³</th></tr><tr><td>Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)</td><td>132 °C (270 °F)</td><td>4 minutos</td><td>30 minutos</td></tr><tr><td>Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)</td><td>135 °C (275 °F)</td><td>3 minutos</td><td>30 minutos</td></tr><tr><td>Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>4 minutos</td><td>30 minutos</td></tr><tr><td>Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)</td><td>134 °C (273 °F)</td><td>20 minutos</td><td>30 minutos</td></tr></table>				Ciclo	Temperatura	Tempo de exposição	Tempo mínimo de secagem ³	Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)	132 °C (270 °F)	4 minutos	30 minutos	Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)	135 °C (275 °F)	3 minutos	30 minutos	Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)	134 °C (273 °F)	4 minutos	30 minutos	Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)	134 °C (273 °F)	20 minutos	30 minutos
	Ciclo	Temperatura	Tempo de exposição	Tempo mínimo de secagem ³																				
	Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)	132 °C (270 °F)	4 minutos	30 minutos																				
Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)	135 °C (275 °F)	3 minutos	30 minutos																					
Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)	134 °C (273 °F)	4 minutos	30 minutos																					
Remoção de ar dinâmica (4 impulsos de pré-condicionamento)	134 °C (273 °F)	20 minutos	30 minutos																					
³Os tempos mínimos de secagem foram validados utilizando esterilizadores com funções de secagem a vácuo. Os ciclos de secagem que utilizam a pressão atmosférica podem exigir tempos de secagem mais longos. Consulte as recomendações do fabricante do esterilizador. Podem existir diferenças no laminho da câmara e na carga da câmara entre os modelos de esterilizador industriais e os das unidades de cuidados de saúde. Os parâmetros de esterilização indicados na Tabela 4 podem ser atingidos com modelos de esterilizadores de unidades de cuidados de saúde e modelos de esterilizadores industriais maiores. Dado que existem muitas variáveis envolvidas na esterilização, cada unidade de cuidados de saúde deve calibrar e verificar o processo de esterilização (por exemplo, temperaturas e tempos) utilizado para o respetivo equipamento. Nota: O vapor para a esterilização deve ser gerado a partir de água que tenha sido tratada para remoção de sólidos totais dissolvidos e gases não condensáveis, filtrada para remoção de contaminantes e gotas de água e fornecido através de tubos sem secções isoladas ou outras zonas de estagnação onde a contaminação se possa concentrar. Atenção: Os métodos de esterilização com óxido de etileno (OE), gás plasma, radiação gama, vapor químico ou calor seco não são recomendados para a esterilização destes dispositivos. O vapor/calor húmido e o método de esterilização recomendado.																								
Informações adicionais	Limpe e reesterilize imediatamente todos os instrumentos que tenham sido utilizados em cirurgia. Os instrumentos deverão ser meticulosamente limpos, inspecionados e esterilizados antes de serem devolvidos a Medtronic. Todos os dispositivos médicos que tenham estado em contacto com um doente que tem ou é suspeito de ter uma doença prionica ou relacionada com príons, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, não devem ser devolvidos a Medtronic, devendo ser submetidos a quarentena e processados em conformidade com as diretrizes para o processamento de dispositivos contaminados com tecidos de alto risco na unidade de cuidados de saúde. Contacte a Medtronic para obter informações relativamente a uma eliminação/destruição correta.																							

As informações sobre limpeza e esterilização fornecidas estão em conformidade com as normas AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 e ISO 15883-5. As instruções de reprocessamento fornecidas neste documento foram validadas no sentido de permitirem a preparação dos instrumentos para reutilização. A validação da esterilização demonstrou um nível de garantia de esterilidade de 10⁻⁶. Os parâmetros de esterilização foram aplicados com cassetes de esterilização/transporte da Medtronic. A validação da esterilização foi efetuada utilizando uma carga de câmara vazia. Utilizou-se uma configuração de bandeja perfurada "de pior cenário possível", duplamente envolvida em invólucro, nas atividades de validação.

É da responsabilidade do processador garantir que o processamento seja efetuado com recurso a equipamento validado e pessoal da unidade de reprocessamento devidamente treinado, de modo a atingir os resultados pretendidos. Para isso, é normalmente necessária a validação e o acompanhamento de rotina do processo. Qualquer desvio das instruções fornecidas por parte do processador deverá ser devidamente avaliado em matéria de eficácia e de potenciais consequências adversas. Alguns dispositivos possuem instruções de desmontagem/montagem específicas. Neste caso, consulte as instruções fornecidas juntamente com o instrumento para obter instruções adicionais. Os utilizadores devem estabelecer protocolos adequados de reprocessamento para os dispositivos médicos reutilizáveis usados nas respetivas instalações, usando as recomendações do fabricante do dispositivo e do agente de limpeza.

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

No caso de instrumentos e cassetes de esterilização/transporte da Medtronic não estéreis: armazene a temperatura ambiente em condições secas e limpas. Os instrumentos e as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic não estéreis são reutilizáveis e não tem um prazo de validade especificado. O fim de vida (prazo de validade) é determinado pelo desgaste excessivo e pelos danos resultantes de uma utilização normal. Consulte a secção Limitações no reprocessamento para obter mais informações.

No caso de instrumentos e cassetes de esterilização/transporte da Medtronic esterilizados: Certifique-se de que os instrumentos e as cassetes de esterilização/transporte da Medtronic estão secos antes de proceder ao seu armazenamento. Armazene a temperatura ambiente em condições secas e limpas. O prazo de validade dos instrumentos e das cassetes de esterilização/transporte da

Medtronic esterilizados esta dependente do involucro para esterilização comercializado legalmente. A unidade de cuidados de saúde deve estabelecer um prazo de validade para a instrumentação esterilizada com base no tipo de involucro para esterilização usado e nas recomendações do fabricante relativamente ao mesmo.

RECLAMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO

Para comunicar problemas com o produto, contacte a Medtronic.

INFORMAÇÕES SOBRE RM

Os instrumentos da Medtronic não se destinam a ser utilizados no ambiente de ressonância magnética (RM). Como tal, os instrumentos da Medtronic não foram avaliados em termos de segurança e compatibilidade no ambiente de RM. Por conseguinte, a segurança dos instrumentos da Medtronic no ambiente de RM não é conhecida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Se tiver qualquer dúvida ou incerteza em relação à utilização correta de qualquer instrumento reutilizável da Medtronic ou ao reprocessamento dos instrumentos ou cassetes de esterilização/ transporte da Medtronic, contacte a Medtronic. Além disso, quaisquer técnicas cirúrgicas disponíveis serão fornecidas gratuitamente.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Todos os direitos reservados.

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OPĚTOVNĚ POUŽITELNÝCH NÁSTROJŮ A OPĚTOVNĚ POUŽITELNÝCH PREPRAVNÝCH/STERILIZAČNÝCH KAZIET OD SPOLOČNOSTI MEDTRONIC

POPIS

Opäťovne použiteľné nástroje sa vyrábajú z rôznych materiálov, ktoré sa bežne používajú pri ortopedických zákrokoch a spĺňajú platné národné a/alebo medzinárodné normy. Tieto nástroje sa môžu používať v prepravných/sterilizačných kazietach od spoločnosti Medtronic. Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sú navrhnuté na používanie spolu s legálne predávaným a/alebo vhodným sterilizačným obalom umožňujúcim pamäť sterilizáciu nesterilných zariadení.

Hliníkové prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic zahŕňajú puzdrá, zásobníky, kryty, ochranné puzdrá, moduly alebo konzoly vyrábané z rôznych materiálov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné normy a často sa používajú na uloženie, ochranu a organizovanie ortopedických alebo neurologických nesterilných zariadení od spoločnosti Medtronic.

ÚČEL POUŽITIA

Ortopedické chirurgické nástroje sú určené na použitie pri chirurgických zákrokoch, a to na manipuláciu s tkanivom či kosťami, alebo na použitie s inými zariadeniami pri ortopedických operáciách. Nástroj môže poskytovať aj meraciu funkciu, ktorú možno využiť podľa popisu na štítku a nástroji.

Poznámka: Tieto nástroje neimplantuje.

Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sú určené na používanie v zdravotníckych zariadeniach na organizovanie, uloženie, sterilizáciu, prepravu a uchovávanie zdravotníckych pomôcok a iných nástrojov medzi chirurgickými a inými medicínskymi použitiami. Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic nie sú určené na to, aby samostatne udržiavali sterilitu. Sú určené na používanie spolu s legálne predávaným a/alebo vhodným sterilizačným obalom.

Spoločnosť Medtronic neručí za používanie nástrojov, prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic ani žiadnych ich komponentov, na ktorých vykoná opravu alebo pokus o opravu niekto iný než spoločnosť Medtronic alebo autorizovaný servis spoločnosti Medtronic. Implicitné záruky na obchodovateľnosť a vhodnosť na konkrétny účel alebo použitie sú špecificky vylúčené.

Upozornenie: tieto pokyny sa nevzťahujú na jednorazovo použiteľné nástroje. Pri používaní nesterilných jednorazovo použiteľných nástrojov sa riadiť pokynmi na používanie jednorazových a nesterilných nástrojov od spoločnosti Medtronic (dokument M708348B359).

VAROVANIA

- Zlomenie, posunutie, nesprávne alebo nevhodné použitie nástrojov, napríklad na ostrých hranách, môže spôsobiť poranenie pacienta alebo chirurgického či obslužného personálu.
- Nesprávna udržba, manipulácia alebo neadekvátne postupy pri čistení môžu spôsobiť nevhodnosť nástroja na určený ucel použitia a môžu predstavovať nebezpečenstvo pre pacienta alebo chirurgický či obslužný personál.
- U nástrojov určených na ohybanie a rezanie tyčí navyše existujú ďalšie riziká. Používanie týchto typov nástrojov môže spôsobiť zranenie pacienta vplyvom extrémne vysokej sily, ktorú si vyžadujú. Tyče nerezte v mieste aplikácie. Akkoľvek naloženie nástroja alebo implantátu v tejto situácii by mohlo byť mimoriadne nebezpečné. Požadované fyzikálne vlastnosti mnohých nástrojov neumožňujú ich výrobu z implantovateľných materiálov, a pokiaľ by v tele pacienta ostali nejaké úlomky nástroja, mohli by spôsobiť alergické reakcie alebo infekcie.
- Chirurg musí pri práci v tesnej blízkosti životne dôležitých orgánov, nervov alebo ciev postupovať mimoriadne opatrne. Pri umiestňovaní nástrojov alebo implantátov sa tiež nesmie použiť nadmerná sila, pretože to by mohlo spôsobiť zranenie pacienta.
- Prasknutie, skĺznutie, nesprávne alebo nevhodné používanie prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic, napríklad na ostrých hranách, môže spôsobiť poranenie pacienta alebo personálu vykonávajúceho operáciu alebo regeneráciu.
- Nesprávna udržba, manipulácia alebo nedostatočné postupy pri čistení môžu spôsobiť, že prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sa stanú nevhodnými na účel ich použitia alebo dokonca nebezpečnými pre pacienta alebo chirurgický personál.
- Správna manipulácia s prepravnými/sterilizačnými kazetami od spoločnosti Medtronic je mimoriadne dôležitá. Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic neupravujú. Do prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic nerobte zárezy ani ich neohýbajte. Zárezy, škrabance alebo ine poškodenie a/alebo opotrebovanie prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic počas chirurgického zákroku môžu viesť k prasknutiu.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Nadmerná sila aplikovaná nástrojmi na implantáty môže spôsobiť posunutie zariadení, najmä háčikov.
- Nástroje nesmú byť vystavované teplotám vyšším ako 135 °C (275 °F). Táto úroveň teplot by mohla zmeniť ich fyzikálne vlastnosti. Ak si nie ste istí, či nástroje boli vystavené teplotám vyšším ako 135 °C (275 °F), pozorne skontrolujte, či nástroje fungujú tak, ako by mali.
- Iba dôkladnou starostlivosťou zabezpečte vyhovujúci pracovný stav nástrojov. Je mimoriadne dôležité, aby tieto nástroje počas zákroku správne fungovali. Nástroje nesmú byť ohnuté ani poškodené. Nevhodné použitie, korózia, zaseknutie, poskrabanie, uvoľnenie alebo ohnutie nástrojov, prípadne prasknutie ktoréhokoľvek časti alebo celého nástroja, môže zhoršiť alebo znemožniť správne fungovanie nástroja.
- Tieto nástroje nepoužívajte na účely, na ktoré neboli určené.
- Pravidelne kontrolujte prevádzkový stav všetkých nástrojov a v prípade potreby kontaktujte spoločnosť Medtronic alebo autorizovaný servis spoločnosti Medtronic. Pred použitím treba dôkladne preventívne funkcie nástroja a jeho možné poškodenie, aby sa predišlo zraneniam. Poškodený nástroj sa nesmie použiť. Mali by ste mať dodatočne zásoby rezervných nástrojov.
- Dôležitými faktormi úspešného použitia nástrojov chirurgom sú predoperačné a operačné postupy vrátane znalosti chirurgických techník. Výsledky sú do značnej miery ovplyvnené správnym výberom pacienta a dodržiavaním pokynov.
- Správny výber pacienta a operačná starostlivosť sú rozhodujúce pre úspech chirurgického zákroku a predchádzanie zraneniam počas operácie. Precitajte si a dodržiavajte aj všetky ostatné pokyny k produktu poskytnuté výrobcom implantátov alebo nástrojov.
- Pri používaní týchto nástrojov u pediatrickych pacientov je potrebná zvýšená opatnosť, pretože títo pacienti môžu byť citlivejší na tlak, ktorý sa vyžaduje pri používaní týchto nástrojov.
- V prípade nástrojov s meracou funkciou sa uistite, že nie sú opotrebované a že vyryté povrchové značky sú jasne viditeľné.
- Vystavenie prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic teplotám nad 135 °C (275 °F) môže zmeniť ich fyzikálne parametre. Ak sa prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic vystavia teplotám nad 135 °C (275 °F), vykonajte dodatočnú kontrolu, aby sa zaručilo ich správne fungovanie. Ďalšie informácie nájdete v časti PREHLIADKA.
- Dôkladná starostlivosť zabezpečí vyhovujúci pracovný stav prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic. Počas zákroku je mimoriadne dôležité správne používanie prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic. Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic nesmú byť ohnuté ani žiadnym spôsobom poškodené. Nevhodné použitie prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic, ktoré spôsobí ich koróziu, poskrabanie, uvoľnenie alebo ohnutie, prípadne prasknutie ktoréhokoľvek časti alebo celej kazety, môže zhoršiť alebo znemožniť správne fungovanie.
- Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sú opakovane vystavované nomahe súvisiacej s rutinnými postupmi prepravy, čistenia a sterilizácie. Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sa musia pred každým použitím dôkladne prezrieť a skontrolovať, či sú plne funkčné.
- Pre prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sa nesmie prekročiť maximálna hmotnosť a rozloženie nákladov s hmotnosťou 11,4 kg/25 lb.
- Personál musí nosiť všetky príslušné osobné ochranné prostriedky (OOP) v súlade s odporúčaním výrobcu sterilizátora.
- Pocas sterilizácie sa musí zabrániť priamemu kontaktu rozdielnych kovov, aby sa zabránilo korózii. Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sú skonštruované s konzolami s ochranným povlakom alebo siličkom, aby sa zabránilo kontaktu nástrojov z nehrdzavejúcej ocele používaných v prepravných/sterilizačných kazetach od spoločnosti Medtronic.

MOŽNÉ NEŽIADUCE ŮČINKY

- Poškodenie nervov, paralýza, bolesť alebo poškodenie makkeho tkaniva, vnútorných orgánov alebo kĺbov.
- Infekcia, ak nástroje alebo prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic nie sú správne vyčistené a sterilizované.
- Bolesť, nepohodlie alebo abnormálne pocity v dôsledku prítomnosti nástroja.
- Poškodenie nervov z dôvodu chirurgickej traumy.
- Duralný unik pri aplikácii s nadmerným zaťažением.
- Zasiachnutie blízkych ciev, nervov a orgánov pri posuve alebo nesprávnom umiestnení nástroja.
- Poškodenie spôsobené spontánnym uvoľnením zvieračieho zaťaženia alebo pružinového mechanizmu niektorých nástrojov.
- Porezanie kože alebo kukavíc chirurgického alebo obslužného personálu.

- Zlomenina kosti v prípadoch deformovanej chrbtice alebo slabej kosti.
- Poškodenie tkaniva pacienta, fyzické zranenie chirurgického personálu a/alebo predĺžený čas operácie v dôsledku náhodného rozobratia nástrojov zložených z viacerých komponentov počas operácie.
- Spôsoby použitia určuje používateľ na základe svojich skúseností a odbornej prípravy v oblasti chirurgických postupov. Úspešný výsledok sa nemusí dosiahnuť pri každom chirurgickom zákroku. To platí najmä pre operácie chrbtice, pri ktorých môžu byť výsledky ovplyvnené inými stavmi pacienta.

Poznámka pre lekára: Hoci je lekár erudovaným prostriedkom medzi spoločnosťou a pacientom, pacient musí byť oboznámený s dôležitými zdravotníckymi informáciami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

Tieto zariadenia smú používať iba lekári, ktorí sú s nimi oboznámení, poznajú ich účel použitia, všetky doplnkové nástroje a všetky dostupné chirurgické techniky. Okrem toho smú tieto zariadenia používať iba chirurgovia oboznámení s daným zariadením, jeho účelom použitia a informáciami o regenerácii.

BALENIE

Nástroje sa môžu prepravovať v samostatnom balení alebo v prepravných/sterilizačných kazetách od spoločnosti Medtronic. Samostatné balenie, prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic a obsahnuté zdravotnícke pomôcky musia byť pri doručení neporušené. Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic a obsahnuté zdravotnícke pomôcky sa musia pred použitím skontrolovať, či sú kompletne a neobsahujú známky poškodenia. Poškodené balenia, kazety alebo nástroje sa nesmú používať a musia sa vrátiť spoločnosti Medtronic.

PREHLIADKA

Používateľ musí vykonať prehliadku nástrojov pred každým chirurgickým zákrokom, ako aj pred a po ich čistení. Prehliadka má byť dôkladná a musí zahŕňať vizuálnu a funkčnú kontrolu pracovných povrchov, závesov, stojanov, pružín alebo otáčkových súčastí, čistoty lokalizačných otvorov a kanylačných prípojek a kontrolu kompletnosti všetkých súčastí a musí vylúčiť prítomnosť prasklín, ohýbov, deformácií alebo pokrivení. Nikdy nepoužívajte nástroje ani prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic s viditeľnými znakmi nadmerného opotrebenia, poškodenia alebo nekompletné či inak nefunkčné.

Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic musí používateľ pred ich použitím prehliadnuť. Prehliadka má byť dôkladná a musí zahŕňať vizuálnu a funkčnú kontrolu. Prehliadka musí tiež zaručiť, že prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sú kompletne. Poškodenú prepravnú/sterilizačnú kazetu od spoločnosti Medtronic neregenerujte.

Vizuálna kontrola

Overte nasledujúce skutočnosti:

- Laserové označenia, gravírovania a iné značky sú čitateľné.
- Nie sú prítomné žiadne praskliny, deformácie ani pokrivenia.
- Na rukovätiach nástroja ani iných častiach nástroja nie sú praskliny.
- Nie sú prítomné žiadne zmeny farbenia, korózia, škvrny ani hrdza. Ak sú prítomné, pokúste sa nástroje vyčistiť v súlade s pokynmi na čistenie uvedenými v časti REGENERÁCIA tohto dokumentu.
- Rukoväť a driek nie sú oddelené a rukoväť je pevne spojená s driekom.
- Silikon, silikonové konzoly ani rukoväť nástrojov neobsahujú zarezý ani iné povrchové poškodenie.
- Žiadne praskliny ani odlupovanie nylonového povlaku na kovových konzolách.
- Izolácia nie je poškodená (rezy, trhliny atď.).
- Pracovné koncovky hroty nie sú poškodené. Pracovné zakončenie by nemalo mať praskliny, drážky ani iné poškodenie. V závislosti od aplikácie by malo byť pracovné zakončenie ostré.
- Závitný nástroj nie je poškodený.
- Všetky časti sú prítomné a bez poškodenia a opotrebovania. Medzi časti, ktoré by mohli chýbať, byť ovčene alebo poškodené, patria poistné skrutky, pružiny, ohnuté pružiny, kolíky a vidlice.
- Licujúce konce nie sú tak poškodené (napríklad výrpy, ryhami, ohybmi a podobne), aby to bránilo ich licovaniu.
- Kanylovane nástroje s vodiacim drôtom alebo iným zavádzacím nástrojom sú vizuálne skontrolované.

Funkčná kontrola

V závislosti od potreby skontrolujte, či sú splnené nasledujúce skutočnosti:

- Všetky pohyblivé časti sa môžu voľne pohybovať bez zasekávania, viaznutia alebo drhnutia.
- Pružiny vracajú rukoväť nástroja späť do pôvodnej polohy.
- Zadrživacie plošky pridržiava príslušné licujúce časti a nie sú poškodené.
- Nástroj s vhodnými licujúcimi časťami bude fungovať v súlade s určeným účelom.
- Guľôčkové zářky udržiava licujúce časti a nie sú poškodené.
- Ostré hrany sú ostré na dotyk a nie sú tupe, nemajú žiadne výrpy ani iné poškodenie.
- Hroty sú oproti sebe, ak sú tak navrhnuté.
- Rohatkové mechanizmy sú funkčné. To zahŕňa rukoväť, západky a iné mechanizmy. Všetky zuby by mali byť prítomné a funkčné.
- Opotrebovanie riadiacich hrotoz neovplyvňuje ich funkčné použitie. V prípade potreby spájajte nástroj s príslušnou časťou.
- Zátkopky, ochranné puzdra, moduly a veľa dosadajú správne.

REGENERÁCIA – VŠEOBECNÉ POKYNY

Čistenie znamená odstránenie organického znečistenia. Účinné čistenie.

- Zabráňuje prenosu organických nečistôt medzi pacientmi.
- Umožňuje úspešnú naslednú sterilizáciu. Správna regenerácia závisí od dôsledného čistenia.

Čistenie predstavuje prvý krok. K sterilizácii dochádza neskôr v procese regenerácie a jej úlohou je zneškodniť mikroorganizmy, aby sa tak znížila pravdepodobnosť prenosu alebo možnosti výskytu infekcie. Na zabezpečenie prijateľného opätovného použitia by medzi jednotlivými krokmi v tomto dokumente nemalo dochádzať k omeškaniu.

Nástroje možno bezpečne a účinne regenerovať pomocou manuálnych čistiacich postupov alebo kombinácie manuálnych a automatizovaných (dezinfekčná umývačka) enzymatických alebo zásaditých čistiacich postupov uvedených v tomto dokumente. Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic možno bezpečne a účinne regenerovať pomocou manuálnych čistiacich postupov alebo kombinácie manuálnych a automatizovaných (dezinfekčná umývačka) enzymatických čistiacich postupov uvedených v tomto dokumente.

Obsluhujú pracovník v krajínach, v ktorých sú požiadavky na regeneráciu nástrojov prísnejšie než tie, ktoré sú uvedené v tejto príručke, by mali dodržiavať miestne zákony a nariadenia.

Krvou prenosné patogény

Všetok personál nemocnice musí dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia pri narábaní s týmto nástrojom podľa normy OSHA 29 CFR 1910.1030 týkajúcej sa pracovného kontaktu s patogennými prenosnými krvou.

Čistiace činidlá a čistiace náradie

Nástroje odporúčajú sa neutrálne detergenty, enzymatické čistiace prostriedky (pH 7,0 – 8,0), zasadiť čistiace činidlá (pH 8,0 – 11,0), kefy s jemnými štetinami a jemné fajkové čističe. Vysoko zasadiť čistiace činidlá (pH > 11,0) sa nemajú používať.

Poznámka: Po čistení zásaditými čistiacími činidlami sa môže vyžadovať neutralizácia. Informácie o tom, či je neutralizácia potrebná, ako aj pokyny na neutralizáciu nájdete v príručke od výrobcu.

Zasadiť čistiace roztoky je potrebné riadne zneutralizovať a opláchnuť z nástrojov.

Hliníkové prepravné/sterilizačné kazety: odporúčajú sa neutrálne detergenty, enzymatické čistiace prostriedky (pH 7,0 – 8,0), kefy s jemnými štetinami a jemné fajkové čističe. Nepoužívajte zasadiť čistiace činidlá, pretože spôsobujú významné poškodenie hliníkových prepravných/sterilizačných kaziet, ktoré sa stanú nepoužiteľnými.

Na nástrojoch alebo prepravných/sterilizačných kazetách od spoločnosti Medtronic by sa nemali používať nasledujúce čistiace činidlá, roztoky a náradia:

- soľný roztok;
- roztoky obsahujúce chlór (napr. bielidlo) alebo aldehydy (napr. glutaraldehyd);
- formalín, ortuť, chloridy, bromidy, jodidy alebo Ringerov roztok;
- kovové kefy alebo drsné úberky.

Voda na umývanie a oplachovanie

Treba používať zmäkčenú vodu z vodovodu, pokiaľ je k dispozícii. Na posledné opláchnutie treba použiť kritickú vodu, aby sa predišlo usadeninám minerálov na povrchoch (odporúča sa deionizovaná voda). Na čistenie vody označenej ako kritická voda možno použiť jeden alebo viacero nasledujúcich postupov: koloidný filter (UF), reverzná osmoza (RO), deionizácia (DI) alebo ekvivalentný postup. Nepoužívajte tvrdú vodu.

Používanie minerálnych olejov alebo silikónových mazív

Mazivá na báze minerálnych olejov alebo silikónu by sa nemali používať, pretože sa nemusia dať odstrániť pomocou týchto postupov čistenia. Tieto typy mazív môžu vytvoriť vrstvu prekryvajúcu mikroorganizmy, zabránia priamemu kontaktu pary s povrchmi nástroja a znemožnia riadnu sterilizáciu.

Upozornenia a varovania týkajúce sa regenerácie

- Po použití a pred čistením nenechajte znečistené nástroje ani prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic vyschnúť. Čistenie a následná sterilizácia môžu byť sťažené, ak krv alebo krvné roztoky na nástrojoch alebo prepravných/sterilizačných kazetách od spoločnosti Medtronic zaschnu.
- Nástroje Medtronic na opakované použitie sa považujú za dôležité zariadenia (t. j. nástroje kritického kontaktu) a musia byť pred prvotným použitím, alebo v súlade s týmito pokynmi pre regeneráciu pred opätovným použitím, vyčistené a sterilizované.
- Znečistené alebo použité nástroje sa nesmú vkladať do prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic na čistenie v automatickej dezinfekčnej umývačke. Znečistené nástroje sa musia regenerovať samostatne od prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic.
- Hliníkové prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sa môžu čistiť iba použitím enzymatických (neutrálnych) čistiacich roztokov.
- Niektoré roztoky (napr. zasadiť a/alebo obsahujúce bičidlo, glutaraldehyd alebo formalín) môžu výrazne poškodiť hliníkové prepravné/sterilizačné kazety. Tieto roztoky sa nesmú používať.
- Všetci zamestnanci zdravotníckeho zariadenia, ktorí pracujú s kontaminovanými alebo potenciálne kontaminovanými nástrojmi alebo prepravnými/sterilizačnými kazetami od spoločnosti Medtronic, musia dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia. Pri manipulácii s nástrojmi, ktoré majú ostre hroty alebo hrany, je potrebné postupovať opatrne.
- Počas manipulácie alebo práce s kontaminovanými alebo potenciálne kontaminovanými materiálmi, zariadeniami a príslušenstvom je potrebné používať vhodné osobné ochranné pomôcky. Osobné ochranné pomôcky zahŕňajú plášte, masky, okuliare alebo tvárové kryty, rukavice a ochranné navleky na obuv.
- Neumiestňujte ťažké nástroje na krehké nástroje.
- Počas fázy ochladnutia by nástroje nemali byť umiestnené do studeného prievanu prúdaceho zo vzduchovodov alebo iných vzdušných prúdov, aby pri náhlom ochladení po sterilizácii nedošlo k nahromadeniu vlhkosti.

Obmedzenia pre regeneráciu

- Opakované regenerovanie má minimálny vplyv na tieto nástroje alebo prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic.
- Koniec životnosti nástrojov určuje ich nadmerne opotrebovanie a poškodenie vyplývajúce z bežného používania. Ak keď ošetrovanie nástrojov alebo prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic, použité materiály a postupy čistenia a sterilizácie predstavujú významne ovplyvňujúce faktory, na všetky praktické účely neexistuje žiadny limit počtu vykonaných regenerácií nástrojov a prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic.
- Pri rozhodovaní o tom, či zariadenie dosiahlo koniec životnosti, si pozrite časť PREHLADKA tohto dokumentu.

POKYNY – iba nástroje (Pokyny pre hliníkové prepravné/sterilizačné kazety sú uvedené za pokynmi pre nástroje.)				
Spravádzkovanie nového nástroja	- Nástroje sa dodávajú nesterilne a pred prvým použitím, ako aj pred každým opakovaným použitím sa musia vyčistiť a sterilizovať. - Pred čistením a sterilizáciou odstráňte všetky obalové materiály.			
Základné body použitia	- Odstráňte všetky viditeľné nečistoty z nástrojov pomocou utierky, ktorá neumožňuje materiál. - Nástroje treba riadne vyčistiť do 30 minút po použití s cieľom minimalizovať možnosť schnutia pred čistením. - Ak nie je možné nástroje ihneď regenerovať, udržiavajte ich počas prepravy mokré. - Vložte nástroje do zásobníka so zmäknutou vodou z vodovodu (ak je k dispozícii) alebo ich prikryte navlhčenými utierkami.			
Zamedzenie šírenia chorôb a doprava	- Zásobník obsahujúci prikryté nástroje ihneď dopravte do pracovného priestoru vyhradeného na ďalšiu regeneráciu. - Znečistené nástroje sa musia prepravovať oddelene od nekontaminovaných nástrojov, aby sa predišlo kontaminácii personálu a okolia.			
Príprava na čistenie	- Nástroje, ktoré treba pred čistením a sterilizáciou rozobrať, sa dodávajú so špecifickými pokynmi na regeneráciu/demontáž/opätovnú montáž. Ďalšie podrobnosti nájdete v konkrétnych pokynoch na regeneráciu/demontáž/opätovnú montáž príslušného nástroja. - Pred čistením spríchlňte všetky upchate časti. Kanylovane nástroje prepláchnite vodou z vodovodu alebo čistenou vodou, aby nedošlo k zaschnutiu špičky a/alebo nečistôt v ich vnútri. - Nástroje možno bezpečne a účinne regenerovať pomocou manuálnych čistiacich postupov alebo kombinácie manuálnych a automatizovaných (dezinfekčná umývačka) enzymatických alebo zasadiť čistiacich postupov uvedených v tomto dokumente v tabuľke 1 a tabuľke 2.			
Automatizované čistenie: enzymatické alebo zasadiť	- Oplachujte, dŕhajte a preplachujte nástroje pod tečúcou (studenou) vodou z vodovodu s teplotou < 43 °C (< 110 °F) 30 sekúnd až 1 minútu. Vydrhajte nástroje kefou s mäkkými stelinami patriacej veľkosti, čím odstránite viditeľné znečistenie. Vydrhajte aj vnútro všetkých dutín a trubičiek a spustite pritom zariadenie (ak je to možné). - S použitím vody z vodovodu pripravte v sonikatore primeranej veľkosti enzymatický čistiaci roztok¹ (opísaný po tabuľke 1) alebo zasadiť čistiaci roztok² (opísaný po tabuľke 2) v súlade s pokynmi výrobcu a odporúčaniami pre pomer nariadenia a teploty. - Uložte nástroje do enzymatického roztoku, úplne ich ponorte a minimálne 15 minút ich ultrazvukovo čistite pri frekvencii 40 – 50 kHz. Môžete vykonať aj viaceré ultrazvukové čistiace cykly s celkovou dĺžkou minimálne 15 minút. Zabezpečte, aby všetky povrchy, dutiny a súčasti zariadenia boli v kontakte s čistiacim roztokom. Poznámka: Ultrazvukové čistenie je účinné iba vtedy, ak je čistený povrch úplne ponorený v čistiacom roztoku. Vzduchové bubliny znižujú účinnosť ultrazvukového čistenia. Minimalizujte vzduchové bubliny alebo ich tvorbu tak, že preplachnete dutiny, hadičky, štrbiny alebo pružiny čistiacim roztokom, kým je nástroj ponorený v ultrazvukovej nádrži. - Premiestnite nástroje do automatizovanej umývačky/dezinfekčného zariadenia, pričom na umývačke/dezinfekčnom zariadení naovo parametre cyklu uvedené v tabuľke 1 (enzymatické čistenie) alebo tabuľke 2 (zasadiť čistenie). Nástroje, ktoré sú kanylovane a/alebo majú slepe otvory, umiestnite v umývačke/dezinfekčnom zariadení tak, aby sa v nich nehromadila voda z čistenia a mohla z nich riadne vytekať. Zabezpečte správne naprogramovanie parametrov cyklu uvedených v tabuľke 1 alebo tabuľke 2. - Nástroje po vybratí dôkladne skontrolujte vrátane dutín a trubičiek, aby ste sa uistili, že boli odstránené všetky viditeľné nečistoty. Ak naďalej existuje znečistenie, zopakujte proces čistenia alebo ihneď kontaktujte spoločnosť Medtronic s cieľom zabezpečiť likvidáciu alebo výmenu. Nepokracujte v regenerácii znečistených nástrojov.			

Tabuľka 1: Enzymatický čistič (7,0 – 8,0 pH)				
Cyklus		Nastavená teplota	Minimálny čas (min:s)	Konzentrácia
Predbežné opláchnutie		< 43 °C (< 110 °F) (studená voda z vodovodu)	2:00	nevztahuje sa
Impulzné enzymatické umývanie	Premývanie	Horúca voda z vodovodu	10:00	0,2 – 0,8 ml/liter
	Oplachovanie	Horúca voda z vodovodu	≥ 00:15	nevztahuje sa
Umyvanie detergentom (neutrálna pH)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2 – 0,8 ml/liter
Oplachovanie		71 °C (160 °F)	15:00	nevztahuje sa
Termálne čistenie (dezinfekcia) Oplachovanie (deionizovanou vodou)		93 °C (200 °F)	5:00	nevztahuje sa
Sušenie		98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	nevztahuje sa

Poznámka: Cyklus bol schválený pri použití enzymatického namáčacieho a čistiaceho prostriedku Prostylca¹ (1 – 4 ml/liter) v prípade ultrazvukového čistenia a ultrakonzentrovaneho enzymatického čistiaceho prostriedku Prostylca s neutrálnym detergentu Prostylca v prípade čistenia v umývačke/dezinfekčnom zariadení.

Tabuľka 2: Zasadiť čistiace činidlo (pH 8,0 – 11,0)				
Cyklus		Nastavená teplota	Minimálny čas (min:s)	Konzentrácia
Predbežné opláchnutie		< 43 °C (< 110 °F) (studená voda z vodovodu)	2:00	nevztahuje sa
Impulzné zasadiť umývanie	Premývanie	Horúca voda z vodovodu	10:00	2 – 6 ml/liter
	Oplachovanie	Horúca voda z vodovodu	≥ 00:15	nevztahuje sa

POKYNY – iba nástroje (Pokyny pre hliníkové prepravné/sterilizáčne kazety sú uvedené za pokynmi pre nástroje.)			
Tabuľka 2: Zásady čistiaceho cyklu (pokrčovanie)			
Cykly	Nastavená teplota	Minimálny čas (min:s)	Koncentrácia
Umyvanie zasadeným detergentom	60 °C (140 °F)	5:00	2 – 6 ml/liter
Oplachovanie	71 °C (160 °F)	15:00	nevzťahuje sa
Termálne čistenie (dezinfekcia) Oplachovanie (deionizovanou vodou)	93 °C (200 °F)	5:00	nevzťahuje sa
Susenie	98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	nevzťahuje sa
Poznámka: Cyklus bol schválený pri použití čistiaceho prostriedku neodisher MediClean Forte ² (5 – 10 ml/liter: ultrazvukové čistenie; 2 – 6 ml/liter: umývačka/dezinfekčné zariadenie). V prípade použitia prostriedku neodisher MediClean Forte sa nevyžaduje neutralizácia. Pri iných zasadených čistiacich činidlách sa však tento krok môže vyžadovať. Informácie o tom, či je neutralizácia potrebná, nájdete v pokynoch výrobcu.			
Poznámka: Každé umývačky/dezinfekčné zariadenia umožňujú nastavenie mnohých premenných, každé zdravotnícke zariadenie by malo riadne nastaviť, nainštalovať a overiť čistiaci proces (napr. teploty, časy), ktorý používa pre svoje nástroje. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu umývačky/dezinfekčného zariadenia. Ak v rámci jedného cyklu čistíte viacere zariadenia, zaistite, aby nebola prekročená maximálna kapacita udávaná výrobcom. Schválenie čistiaceho cyklu prebehlo pri úplnom naplnení kapacity komory.			
Manuálne čistenie: enzýmami	- Nástroje čistíte manuálne len vtedy, keď nie je k dispozícii automatizovaná umývačka/dezinfekčné zariadenie. - Ak je to potrebné, nástroje demontujte. - Oplachujte, dhrňte a preplachujte nástroje pod tečúcou (studenou) vodou z vodovodu s teplotou < 43 °C (< 110 °F) minimálne 3 minúty. Vydrhnite nástroje kefkou s mäkkými štetinami patriacej veľkosti alebo ľahkovou kefkou, čím odstránite viditeľné znečistenie. Vydrhnite aj vnútro všetkých dutín a trubičiek a spustite prítom zariadenie (ak je to možné). - Dhrňte, kým neodstránite všetky viditeľné nečistoty. - Pomocou vody z vodovodu pripravte enzymatický čistiaci roztok podľa pokynov výrobcu, odporúčaní pre pomer riešenia a teplot. - Uložte nástroje do enzymatickeho čistiaceho roztoku, úplne ich ponorte a nechajte ich namáčať 45 – 60 minút. Zabezpečte, aby všetky povrchy, dutiny a súčasti zariadenia boli v kontakte s čistiacim roztokom. - Nástroje vyberte z enzymatickeho čistiaceho roztoku a oplachnite ich pod tečúcou (studenou) vodou z vodovodu. Všetky dutiny a trubičky vypláchnite vodným prúdom. Oplachujte (studenou) vodou z vodovodu aspoň 3 minúty. - Pomocou vody z vodovodu pripravte druhý enzymatický čistiaci roztok v súlade s pokynmi výrobcu, odporúčaniami pre pomer riešenia a teploty v sonikatore prímernej veľkosti. - Uložte nástroje do enzymatickeho čistiaceho roztoku, úplne ich ponorte a minimálne 45 minút ich ultrazvukovo čistíte pri frekvencii 40 – 50 kHz. Môžete vykonať aj viacere ultrazvukové čistiace cykly s celkovou dĺžkou minimálne 45 minút. Zabezpečte, aby všetky povrchy, dutiny a súčasti zariadenia boli v kontakte s čistiacim roztokom. Poznámka: Ultrazvukové čistenie je účinné iba vtedy, ak je čistený povrch úplne ponorený v čistiacom roztoku. Vzduchové bubliny znižujú účinnosť ultrazvukového čistenia. Minimalizujte vzduchové bubliny alebo ich tvorbu tak, že prepláchnete dutiny, hadičky, štrby alebo pružiny čistiacim roztokom, kým je nástroj ponorený v ultrazvukovej nádži. - Nástroje vyberte zo sonikатора a oplachnite ich pod tečúcou (studenou) vodou z vodovodu. Všetky dutiny a trubičky vypláchnite vodným prúdom. Oplachujte minimálne 3 minúty. - Opakujte oplachovanie podľa kroku 10, tentokrát však použite destilovanú vodu. Oplachujte ďalšie 3 minúty. - Dokladne vizuálne skontrolujte nástroje vrátane dutín a trubičiek, aby ste sa uistili, že boli odstránené všetky viditeľné nečistoty. Ak naďalej existuje znečistenie, zopakujte proces čistenia alebo ihneď kontaktujte spoločnosť Medtronic s cieľom zabezpečiť likvidáciu alebo výmenu. Nepokračujte v regenerácii znečistených nástrojov.		
Dezinfekcia: termálna	- Nástroje termálne dekontaminujte tak, že na 5 až 10 minút spustíte finálne termálne oplachovanie v automatizovanej dezinfekčnej umývačke pri teplote 93 °C (200 °F). - Dezinfekcia pomocou dezinfekčných roztokov alebo chemických prípravkov sa nevyžaduje, pretože súčasťou dekontaminácie procesu je aj sterilizácia nasledujúca po čistení. - Po samotnej termálnej dezinfekcii nástroje ešte nie sú bezpečne na použitie u pacienta.		
Sušenie: automatizovaná umývačka/dezinfekčné zariadenie	- Po dokončení cyklu v umývačke/dezinfekčnom zariadení vykonajte vizuálnu kontrolu s cieľom overiť, či sú nástroje suché. - Ak sú po dokončení cyklu v umývačke/dezinfekčnom zariadení nástroje vlhke, vysušte ich pomocou čistej absorpčnej utierky, ktorá neuvolňuje vlákna, nuteného prúdenia vzduchu (medicínskej kvality) a/alebo suchého tepla v rúre pri teplote ≥ 118 °C (≥ 245 °F) počas minimálne 30 minút. - V prípade komplexných nástrojov (napríklad puzdro s dríekom, kanylačné pomôcky a slepe otvory) sa vyžaduje sušenie v rúre pri teplote ≥ 118 °C (≥ 245 °F) po dobu minimálne 30 minút. Vizualne skontrolujte, či sú nástroje suché. - Nástroje musia byť pred zabalením na sterilizáciu úplne suché.		
Sušenie: manuálne	- Nástroje vysušte pomocou čistej absorpčnej utierky, ktorá neuvolňuje vlákna, nuteného prúdenia vzduchu (medicínskej kvality) a/alebo suchého tepla v rúre. Vizualne skontrolujte, či sú nástroje suché, a v prípade potreby sušenie zopakujte. - Nástroje musia byť pred zabalením na sterilizáciu úplne suché.		
Kontrola a opätovná montáž	- Ak bol nástroj pred čistením a sterilizáciou demontovaný, opätovne ho zmontujte (ak je to potrebné). - Podľa časti PREHLIADKA tohto dokumentu dôkladne skontrolujte, či nástroj nejaví známky poškodenia. - Ak je nástroj poškodený, ihneď kontaktujte spoločnosť Medtronic, ktorá zabezpečí jeho likvidáciu alebo výmenu. Nevykonávajte regeneráciu poškodeného zariadenia.		
Balenie	- Musi sa použiť štandardný netkaný/vodovzdorný chirurgický obal na sterilizáciu alebo jeho ekvivalent. - Jednotlivé nástroje alebo vyhradené sterilizačné zásobníky musia byť pred sterilizáciou dvakrát obalené. - Balte iba nástroje vyrobené a/alebo distribuované spoločnosťou Medtronic. - Pokračujte časťou Sterilizácia.		

POKYNY – iba hliníkové prepravné/sterilizáčne kazety od spoločnosti Medtronic (Pokyny pre opätovné použiteľné nástroje sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke.)	
Spreádzkovanie nových prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic	- Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sa dodávajú nesterilne a pred prvým použitím aj pred každým ďalším použitím sa musia dôkladne vyčistiť a následne sterilizovať. - Pred čistením a sterilizáciou odstráňte všetky obalové materiály.
Základné body použitia	- Ostráňte všetky viditeľné nečistoty z puzdra a zásobníkov pomocou utierok neuvolňujúcich vlákna. - Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic treba dôkladne vyčistiť ihneď po použití, aby sa minimalizovala možnosť zaschnutia nečistôt.
Zamedzenie šírenia choroby a doprava	- Ak prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic nemožno ihneď regenerovať, udržiavajte ich počas prepravy mokré. - Na znečistené prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic použite zmkoncu vodu z vodovodu, ak je k dispozícii, alebo ich zakryte vlhkými utierkami. - Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic ihneď premiestnite do pracovného priestoru vyhradeného na ďalšie regenerovanie.
Príprava na čistenie	- Prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sa musia čistiť individuálne, a nie poukladané na sebe. Puzdro a veka modulov sa musia odstrániť a čistiť samostatne, alebo sa musia čistiť v otvorenej polohe, pokiaľ ich nemožno odstrániť. - Puzdra a zásobníky možno bezpečne a účinne regenerovať pomocou manuálnych čistiacich postupov alebo kombinácie manuálnych a automatizovaných (dezinfekcia umývačka) čistiacich postupov (enzymatických iba pre hliníkové puzdra a zásobníky) uvedených v tomto dokumente. Na hliníkové prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic nepoužívajte zasadené roztoky, pretože tieto prostriedky poškodzujú hliníkové prepravné/sterilizačné kazety.

POKYNY – iba Hliníkové prepravne/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic (Pokyny pre opätovné použitie nástroje sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke.)																																															
Automatizované čistenie: enzymatické	- Opláchnite, prepláchnite a vydrhnite puzdra a zásobníky pod (studenou) vodou z vodovodu s teplotou < 43 °C (110 °F) po dobu minimálne 30 sekúnd. - Premiestnite zariadenia do automatizovanej dezinfekčnej umývačky, pričom na dezinfekčnej umývačke nastavte program s parametrami cyklu uvedenými v tabuľke 3. Zabezpečte umiestnenie puzdra a zásobníkov v dezinfekčnej umývačke tak, aby sa umožnil riadny odtok. Zabezpečte, aby vnútorne časti kaziet/modulov boli otočené nadol smerom k ostrekovacím ramenám a aby boli správne naprogramované parametre cyklu podľa tabuľky 3. - Zariadenia po vybratí vizuálne skontrolujte vrátane kanálov a dutín/fújucich povrchov, aby ste sa uistili, že boli odstránené všetky viditeľné nečistoty. Ak je stále prítomné znečistenie, zopakujte proces čistenia alebo požiadajte spoločnosť Medtronic o likvidáciu alebo výmenu. Znečistené zariadenie neregenerujte.																																														
	Tabuľka 3: Enzymatický (neutrálny) čistíč (pH 7,0 – 8,0) <table> <tr> <th colspan="2">Cyklus</th><th>Nastavená teplota</th><th>Minimálny čas (min:s)</th><th>Konzentrácia</th></tr> <tr> <td colspan="2">Predbežné opláchnutie</td><td>< 43 °C (< 110 °F) (studená voda z vodovodu)</td><td>2:00</td><td>nevztahuje sa</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Impulzné enzymatické umývanie</td><td>Premývanie</td><td>< 60 °C (< 140 °F) (horúca voda z vodovodu)</td><td>4:00</td><td>0,2 – 0,8 ml/liter</td></tr> <tr> <td>Oplachovanie</td><td>< 60 °C (< 140 °F) (horúca voda z vodovodu)</td><td>≥ 00:15</td><td>nevztahuje sa</td></tr> <tr> <td colspan="2">Umývanie detergentom (neutrálne pH)</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2 – 0,8 ml/liter</td></tr> <tr> <td colspan="2">Oplachovanie</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>5:00</td><td>nevztahuje sa</td></tr> <tr> <td colspan="2">Termálne čistenie (dezinfekcia)</td><td>90 °C (194 °F)</td><td>5:00</td><td>nevztahuje sa</td></tr> <tr> <td colspan="2">Oplachovanie (deionizovanou vodou)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Sušenie</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥ 15:00</td><td>nevztahuje sa</td></tr> </table> Poznámka: cyklus bol schválený pri použití koncentrovaného enzymatického čistiacieho prostriedku Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner a neutrálneho detergentu Prolystica Neutral Detergent určených na použitie v dezinfekčnej umývačke. Poznámka: Každé umývačky/dezinfekčné zariadenia umožňujú nastavenie mnohých premenných, každé zdravotnícke zariadenie by malo riadne nastaviť, nakalibrovať a overiť čistiaci proces (napr. teploty, casy), ktorý používa pre svoje nástroje. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu umývačky/dezinfekčného zariadenia. Ak v rámci jedného cyklu čistíte viacere zariadenia, zaistite, aby nebola prekročená maximálna kapacita udržiavaná výrobcom. Schválenie čistiacieho cyklu prebehlo pri úplnom naplnení kapacity komory.				Cyklus		Nastavená teplota	Minimálny čas (min:s)	Konzentrácia	Predbežné opláchnutie		< 43 °C (< 110 °F) (studená voda z vodovodu)	2:00	nevztahuje sa	Impulzné enzymatické umývanie	Premývanie	< 60 °C (< 140 °F) (horúca voda z vodovodu)	4:00	0,2 – 0,8 ml/liter	Oplachovanie	< 60 °C (< 140 °F) (horúca voda z vodovodu)	≥ 00:15	nevztahuje sa	Umývanie detergentom (neutrálne pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2 – 0,8 ml/liter	Oplachovanie		71 °C (160 °F)	5:00	nevztahuje sa	Termálne čistenie (dezinfekcia)		90 °C (194 °F)	5:00	nevztahuje sa	Oplachovanie (deionizovanou vodou)					Sušenie		98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00
Cyklus		Nastavená teplota	Minimálny čas (min:s)	Konzentrácia																																											
Predbežné opláchnutie		< 43 °C (< 110 °F) (studená voda z vodovodu)	2:00	nevztahuje sa																																											
Impulzné enzymatické umývanie	Premývanie	< 60 °C (< 140 °F) (horúca voda z vodovodu)	4:00	0,2 – 0,8 ml/liter																																											
	Oplachovanie	< 60 °C (< 140 °F) (horúca voda z vodovodu)	≥ 00:15	nevztahuje sa																																											
Umývanie detergentom (neutrálne pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2 – 0,8 ml/liter																																											
Oplachovanie		71 °C (160 °F)	5:00	nevztahuje sa																																											
Termálne čistenie (dezinfekcia)		90 °C (194 °F)	5:00	nevztahuje sa																																											
Oplachovanie (deionizovanou vodou)																																															
Sušenie		98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	nevztahuje sa																																											
Manuálne čistenie: enzymatické	- Prepravne/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic čistite manuálne len vtedy, keď nie je k dispozícii automatizovaná dezinfekčná umývačka. - Opláchnite, prepláchnite a vydrhnite prepravne/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic pod studenou vodou z vodovodu s teplotou < 43 °C (110 °F) po dobu minimálne 1 minúty. - Vydrhnite zariadenia kefkou s mäkkými štetinami vhodnej veľkosti alebo fajkovou kefkou, aby sa odstránilo viditeľné znečistenie. Vydrhnite aj vnútro všetkých dutín a trubičiek a spustite pritom zariadenie (ak je to možné). - Drhnite, kým neodstránite všetky viditeľné nečistoty. - Pomocou vody z vodovodu pripravte enzymatický čistiaci roztok podľa pokynov výrobcu, odporúčaní pre pomer nariadenia a teplot. Úplne ponorte zariadenia do enzymatického čistiacieho prostriedku a nechajte ich namáčať minimálne po dobu 10 minút. Zabezpečte, aby všetky povrchy, kanály a komponenty boli v kontakte s čistiacim roztokom. - Zariadenia vyberte z enzymatického čistiacieho roztoku a opláchnite ich pod tečúcou (studenou) vodou z vodovodu. Kanály a dutiny sa musia prepláchnuť prúdom vody. Oplachujte studenou vodou z vodovodu minimálne po dobu 1 minúty. - Pomocou vody z vodovodu pripravte v ultrazvukovej čistíčke vhodnej veľkosti druhý enzymatický čistiaci roztok podľa pokynov výrobcu s odporúčaným pomerom nariadenia a odporúčanou teplotou. - Zariadenia úplne ponorte do enzymatického čistiacieho roztoku a ultrazvukovo ich čistite pri frekvencii 40 – 50 kHz minimálne po dobu 20 minút. Môžete použiť aj viacero cyklov ultrazvukového čistenia s celkovou dĺžkou minimálne 20 minút. Zabezpečte, aby všetky povrchy, kanály a komponenty boli v kontakte s čistiacim roztokom. Poznámka: Ultrazvukové čistenie je účinné iba vtedy, ak je čistený povrch úplne ponorený v čistiacom roztoku. Vzduchové bubliny znižujú účinnosť ultrazvukového čistenia. Dbajte na to, aby sa minimalizoval vznik vzduchových kaps alebo bublín, a to tak, že prepláchnete kanály, dutiny, strbiny alebo pružiny čistiacim roztokom, kým je zariadenie ponorené v ultrazvukovej nádrži. - Zariadenia vyberte z ultrazvukovej čistíčky a opláchnite ich pod tečúcou studenou vodou z vodovodu. Kanály a dutiny sa musia prepláchnuť prúdom vody. Oplachujte minimálne po dobu 10 minút. Môžete použiť aj viacero cyklov s celkovou dĺžkou minimálne 10 minút. - Opakujte oplachovanie podľa kroku 9, tentoraz však použite deionizovanú vodu a oplachujte po dobu ďalších 10 minút. Môžete použiť aj viacero cyklov s celkovou dĺžkou minimálne 10 minút. - Dôkladne vizuálne skontrolujte zariadenia vrátane kanálov a dutín, aby ste sa uistili, že boli odstránené všetky viditeľné nečistoty. Ak naďalej existuje znečistenie, zopakujte proces čistenia alebo ihneď kontaktujte spoločnosť Medtronic s cieľom zabezpečiť likvidáciu alebo výmenu. Znečistené zariadenie neregenerujte. Poznámka: cyklus bol schválený pri použití enzymatického namáčacieho a čistiacieho prostriedku Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1 – 4 ml/liter).																																														
Sušenie	Automatizovaná dezinfekčná umývačka - Po dokončení cyklu v dezinfekčnej umývačke vykonajte vizuálnu kontrolu suchosti. - Ak zistíte, že prepravne/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sú vlhke, vysušte ich pomocou čistých absorpčných utierok neuvoľňujúcich vlákna a/alebo núteného prúdenia vzduchu (medicínskej kvality), až kým už nebude prítomná žiadna vlhkosť. Manuálne Zariadenia vysušte pomocou čistých absorpčných utierok neuvoľňujúcich vlákna a/alebo núteného prúdenia vzduchu (medicínskej kvality). Vizuálne skontrolujte, či sú nástroje suché, a v prípade potreby sušenie zopakujte.																																														
Prehliadka a opätovné naplnenie	- Podľa časti PREHLIADKA tohto dokumentu dôkladne skontrolujte, či prepravne/sterilizačné kazety nejavia známky poškodenia. - Ak sú prepravne/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic alebo moduly poškodené, ihneď požiadajte spoločnosť Medtronic o likvidáciu alebo výmenu. - Do prepravnych/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic alebo modulov vložte príslušné zariadenia. - Pokračujte časťou Sterilizácia.																																														

POKYNY NA STERILIZÁCIU pre nástroje aj prepravne/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic				
Sterilizácia	1. Jednotlivé nástroje a/alebo vyhradené prepravne/sterilizačné kazety obsahujúce nástroje dvakrát obalte do netkaného/vodovzdorného chirurgického sterilizačného obalu. 2. Pred vkladanim do sterilizátora skontrolujte obal a uistite sa, že v obale alebo na ňom nie sú žiadne trhliny, defekty a netesnosti. 3. Nástroje vložte do sterilizátora v súlade s odporúčaniami pre postup vkladania a pre konfigurácie vkladania výrobcu sterilizátora. 4. Pri programovaní sterilizátora na jednu zo skupín parametrov sterilizačného cyklu uvedených v tabuľke 4 postupujte podľa odporúčaní výrobcu sterilizátora.			
	Tabuľka 4: Parametre sterilizačného cyklu			
	Cyklus	Teplota	Čas expozície	Minimálny čas sušenia ³
	Dynamické odstránenie vzduchu (4 predprípravné pulzy)	132 °C (270 °F)	4 minúty	30 minút

POKYNY NA STERILIZÁCIU pre nástroje aj prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic

Tabuľka 4: Parametre sterilizačného cyklu (pokračovanie)

Cykľus	Teplota	Čas expozície	Minimálny čas sušenia ³
Dynamicke odstránenie vzduchu (4 predprípravné pulzy)	135 °C (275 °F)	3 minúty	30 minút
Dynamicke odstránenie vzduchu (4 predprípravné pulzy)	134 °C (273 °F)	4 minúty	30 minút
Dynamicke odstránenie vzduchu (4 predprípravné pulzy)	134 °C (273 °F)	20 minút	30 minút

³ Minimálne časy sušenia boli schválené pri použití sterilizačných zariadení s funkciou vakuového sušenia. Cykly sušenia pri atmosférickom tlaku okolia si môžu vyžadovať dlhšie doby sušenia. Viac informácií nájdete v odporúčaniach výrobcu sterilizátora.

Medzi modelmi priemyselných sterilizátorov a sterilizátorov zdravotníckych zariadení môžu existovať rozdiely vo veľkosti a kapacite komory. Parametre sterilizácie uvedené v tabuľke 4 možno dosiahnuť v modeloch sterilizátorov určených pre zdravotnícke zariadenia aj vo väčších modeloch priemyselných sterilizátorov. Keďže sterilizáciu ovplyvňuje množstvo premenných veličín, každé zdravotnícke zariadenie musí nakaliťovať a overiť sterilizačný postup (napr. teploty, casy), ktorý používa pre svoje nástroje.

Poznámka: Paru na sterilizáciu je nutné vytvárať z vody, ktorá bola ošetrovaná, aby neobsahovala rozpustené pevné látky a nekondenzujúce plyny, filtrovaná s cieľom odstrániť znečisťujúce látky a vodné kvapky a ktorá sa dodáva cez hadice bez slepých odbočiek alebo iných stagnačných miest, kde sa môžu hromadiť znečisťujúce látky.

Upozornenie: na sterilizáciu týchto zariadení sa neodporúča používať metódy sterilizácie etylenoxidom (EO), plynou plazmou, žiarením gama, výparmi chemických látok ani suchým teplom. Odporúčanou metódou sterilizácie je para sterilizácia (vlhké teplo).

Ďalšie informácie

Všetky nástroje použité pri chirurgickom zákroku ihneď vyčistíte a opätovne sterilizujete. Skor než nástroje vrátite spoločnosti Medtronic, dokladé ich vyčistíte, skontrolujete a sterilizujete.

Akkoľvek zdravotnícky nástroj, ktorý prišiel do kontaktu s pacientom s potvrdeným prionovým alebo od prionu odvodeným ochorením (prípadne s podozrením na takéto ochorenie), ako je napríklad Creutzfeldt-Jakobova choroba, nesmie byť vrátený spoločnosti Medtronic a mal by byť uvedený do karantény a byť spracovaný v danom zdravotníckom zariadení, a to v súlade s pokynmi na spracovanie nástrojov kontaminovaných vysokorizikovými tkanivami. Informácie o správnom postupe likvidácie/zneškodnenia vám poskytne spoločnosť Medtronic.

Poskytnuté informácie o čistení a sterilizácii sú v súlade s normami AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 a ISO 15883-5. Pokyny na regeneráciu uvedené v tomto dokumente boli schválené ako postupy vhodné na prípravu nástrojov na opätovné použitie. Pri schválení sterilizácie sa preukázalo dosiahnutie úrovne sterility s hodnotou 10⁻⁶. Parametre sterilizácie boli stanovené s prepravnými/sterilizačnými kazetami od spoločnosti Medtronic. Schválenie sterilizácie bolo vykonané s použitím prázdnej komory. Pri schvaľovacích činnostiach bola použitá konfigurácia pre „najhorší prípad“ s dvakrát obaleným perforovaným zásobníkom.

Zodpovednosťou osoby vykonávajúcej regeneráciu je zaručiť jej vykonanie pomocou schválených zariadení a vyškoleným personálom v regeneračnom stredisku, aby sa dosiahli požadované výsledky. To si vyžaduje schválenie a rutinné monitorovanie tohto procesu. Akákoľvek odchýlka spracovúcej osoby od uvedených pokynov sa musí vhodným spôsobom zhodnotiť z hľadiska efektívnosti a možných nežiaducich následkov. Niektoré zariadenia majú špecifické postupy demontáže/opätovnej montáže. V takom prípade si prečítajte pokyny dodané spolu s príslušným nástrojom. Používatelia musia potom vypracovať vhodné protokoly regenerácie pre opakovane používané medicínske zariadenia, ktoré sa používajú na ich pracovisku, pričom musia postupovať podľa odporúčaní výrobcu zariadenia a čistiacieho činidla.

UCHOVÁVANIE A DOBA POUŽITELNOSTI

Nesterilné nástroje a prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic uchovávajte na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote. Nesterilné nástroje a prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic sú opätovne použiteľné a nemajú stanovenú žiadnu konkrétnu dobu použiteľnosti. Koniec životnosti (doby použiteľnosti) určuje nadmerne opotrebovanie a poškodenie vyplývajúce z bežného používania. Ďalšie informácie môžete získať v časti Obmedzenia regenerácie.

Sterilizované nástroje a prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic zabezpečte, aby nástroje a prepravné/sterilizačné kazety od spoločnosti Medtronic boli pred uskladnením suché. Uchovávajte na čistom a suchom mieste pri izbovej teplote. Doba použiteľnosti sterilizovaných nástrojov a prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic závisí od legálne predávaného sterilizačného obalu. Zdravotnícke zariadenie stanoví dobu použiteľnosti sterilizovaných nástrojov na základe použitého typu sterilizačného obalu a odporúčaní výrobcu sterilného obalu.

REKLAMÁCIA PRODUKTU

Ak chcete nahlásiť problémy s produktom, kontaktujte spoločnosť Medtronic.

INFORMÁCIE O MAGNETICKEJ REZONANCIÍ (MR)

Nástroje Medtronic nie sú určené na použitie v prostredí magnetickej rezonancie (MR). Nástroje Medtronic neboli ako také hodnotené z hľadiska bezpečnosti v prostredí MR a z hľadiska kompatibility s týmto prostredím. Bezpečnosť nástrojov Medtronic v prostredí MR preto nie je známa.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo neistôt týkajúcich sa správneho používania akýchkoľvek opätovne použiteľných nástrojov od spoločnosti Medtronic alebo regenerácie nástrojov alebo prepravných/sterilizačných kaziet od spoločnosti Medtronic sa obráťte na spoločnosť Medtronic. Okrem toho budú bezplatne poskytnuté všetky dostupné chirurgické techniky.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Všetky práva vyhradené.

VIKTIG INFORMATION AVSEENDE ÅTERANVÄNDBARA INSTRUMENT OCH ÅTERANVÄNDBARA TRANSPORT- OCH STERILISERINGSKASSETTER FRÅN MEDTRONIC

BESKRIVNING

Återanvändbara instrument tillverkas av flera material som ofta används vid ortopediska ingrepp och som uppfyller tillämpliga nationella och/eller internationella standarder. Dessa instrument kan fraktas i Medtronic transport- och steriliseringskassetter. Medtronic transport- och steriliseringskassetter är utformade för att användas tillsammans med ett för försäljning godkänt och/eller lämpligt steriliseringsomslag för att möjliggöra ångsterilisering av icke-sterila enheter.

Medtronic transport- och steriliseringskassetter av aluminium omfattar lådor, brickor, lock, hållare, moduler och konsoler som är tillverkade i en mängd olika material, uppfyller nationella och internationella standarder och vanligtvis används för att innesluta, skydda och organisera ortopediska eller neurologiska icke-sterila enheter från Medtronic.

AVSEDD ANVÄNDNING

Ortopediska kirurgiska instrument är avsedda att användas vid kirurgiska ingrepp för att behandla vävnad, ben eller att användas tillsammans med andra enheter vid ortopedisk kirurgi. Ett instrument kan innefatta en matfunktion som har användningsområden som beskrivs på märkningen och på instrumentet.

Observera. Implantera inte instrumenten.

Medtronic transport- och steriliseringskassetter är avsedda att användas vid sjukvårdsinrättningar för att organisera, innesluta, sterilisera, transportera och lagra medicintekniska produkter och andra instrument mellan tillfällen för kirurgiskt och annat medicinskt bruk. Medtronic transport- och steriliseringskassetter är inte avsedda att på egen hand upprätthålla sterilitet. De är avsedda att användas i kombination med ett för försäljning godkänt och/eller lämpligt steriliseringsomslag.

Medtronic garanterar inte användningen av dessa instrument, av Medtronic transport- och steriliseringskassetter eller av någon av dess komponenter som har reparerats eller på vilka forsk till reparation har utförts, förutom när detta utförts av Medtronic eller av en reparatör auktoriserad av Medtronic. Underförstådda garantier för produktens sämhet och lämplighet för ett bestämt ändamål är särskilt uteslagna.

Var försiktig: De har anvisningarna gäller inte för enheter för engångsbruk. För information om icke-sterila instrument för engångsbruk, se bruksanvisningen till Medtronic icke-återanvändbara och icke-sterila instrument (M708348B359).

VARNINGAR

- Om instrument gar sonder, slinter, felanvänds eller felhanteras, till exempel på vassa kanter, kan detta orsaka skador på patienten eller på personalen som rekonditionerar utrustningen.
- Felaktigt underhåll, hantering eller otillräckliga rengöringsrutiner kan göra att instrumentet blir olämpligt att använda för dess avsedda syften och kan utgöra en fara för patienten, för operationspersonalen eller för personalen som rekonditionerar det.

- Del finns ytterligare risker förknippade med instrument som används för att boja och kapa stavar. Användning av den här typen av instrument kan orsaka skador på patienten på grund av de extremt stora krafter som krävs. Kapa inte stavar på plats. Ett instrument eller implantat som går sönder i den här situationen kan utgöra en stor fara. De fysiska egenskaper som krävs för många instrument gör att de inte kan tillverkas av implanterbara material och om några avbrutna fragment av ett instrument blir kvar i kroppen på en patient kan det leda till konsekvenser i form av allergi eller infektion.
- Kirurgen ska iaktta yttersta försiktighet vid arbete i närheten av vitala organ, nerver eller karl. Dessutom ska alltför stor kraft inte användas när instrumentet eller implantatet placeras eftersom det kan leda till skada på patienten.
- Om Medtronic transport- och steriliseringskassetter går sönder, slinter, felanvänds eller felhanteras, såsom på vassa kanter, kan detta orsaka skador på patienten eller på personalen som använder eller rekonditionerar utrustningen.
- Felaktigt underhåll, felaktig hantering eller bristfälliga rengöringsförfaranden kan göra att Medtronic transport- och steriliseringskassetter blir olämpliga för sitt avsedda syfte eller eventuellt till och med blir farliga för patient eller operationspersonal.
- Korrekt hantering av Medtronic transport- och steriliseringskassetter är oerhört viktig. Ändra inte Medtronic transport- och steriliseringskassetter. Gör inga hack i och boj inte Medtronic transport- och steriliseringskassetter. Hack, repor eller andra skador och/eller slitage på Medtronic transport- och steriliseringskassetter som uppstår under kirurgi kan bidra till att de går sönder.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Om instrument används med alltför stor kraft på implantat kan delar lossna, särskilt hakar.
- Instrument ska inte utsättas för temperaturer över 135 °C (275 °F). Sådan uppvärmning kan förändra de fysiska egenskaperna. Om det är osäkert ifall instrument utsatts för temperaturer över 135 °C (275 °F) ska instrumentet kontrolleras noggrant för att säkerställa att de fortfarande fungerar som avsett.
- Yttersta försiktighet ska iaktas för att se till att instrumentet hålls i gott fungerande skick. Det är ytterst viktigt att de har instrumenten fungerar som de ska under ingreppet. Instrumenten får inte vara böjda eller skadade. Felaktig användning av instrument som leder till att en del av eller hela instrumentet rostar, kanvar, repas, lossnar, böjs eller spricker, kan förhindra att instrumentet eller någon eller alla dess delar fungerar som de ska.
- Använd inte de har instrumenten för något annat än vad de är avsedda för.
- Kontrollera regelbundet funktionen hos alla instrument och, om nödvändigt, kontakta Medtronic eller en reparatör auktoriserad av Medtronic. För att undvika personsador ska instrumentet granskas noggrant avseende funktionsduglighet eller skador innan det används. Använd inte ett skadat instrument. Reservinstrument ska finnas tillgängliga.
- Procedurer före och under operation, samt kunskaper om kirurgiska tekniker, är viktiga för att kirurgen ska kunna använda instrumenten på rätt sätt. Lämpligt patientutvärdering och gott samarbete med patienten har stor inverkan på resultatet.
- Lämpligt patientutvärdering och noggrannhet under användningen är avgörande för ett lyckat operationsresultat och för att undvika personsador under ingreppet. Läs och följ all övrig produktinformation som tillhandahålls av tillverkarna av implantaten och instrumenten.
- Var särskilt försiktig när instrument används på pediatrika patienter eftersom dessa patienter kan vara känsligare för de påfrestningar som krävs när instrumenten används.
- Kontrollera att instrument med mätfunktion inte är slita och att all märkning på ytan kan ses tydligt.
- Om Medtronic transport- och steriliseringskassetter utsätts för temperaturer över 135 °C (275 °F) kan de fysiska egenskaperna förändras. Om Medtronic transport- och steriliseringskassetter utsätts för temperaturer över 135 °C (275 °F) ska en ytterligare kontroll utföras för att säkerställa att de fungerar som avsett. Mer information finns i avsnittet KONTROLL.
- Yttersta försiktighet ska iaktas för att se till att Medtronic transport- och steriliseringskassetter hålls i gott fungerande skick. Det är ytterst viktigt att Medtronic transport- och steriliseringskassetter används på rätt sätt under ingreppet. Medtronic transport- och steriliseringskassetter får inte böjas eller skadas på något sätt. Felaktig användning av Medtronic transport- och steriliseringskassetter, som leder till att en del av eller hela instrumentet rostar, repas, lossnar, böjs eller spricker, kan hindra instrumentet från att fungera ordentligt.
- Medtronic transport- och steriliseringskassetter utsätts för upprepade påfrestningar i samband med rutinmässig transport, rengöring och sterilisering. Medtronic transport- och steriliseringskassetter ska kontrolleras noggrant före varje användning för att säkerställa att de fungerar korrekt i alla avseenden.
- Medtronic transport- och steriliseringskassetter får inte överskrida en maximal vikt och lastfördelning på 11,4 kg/25 lbs.
- Personalen måste använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) i enlighet med sterilisatorstillverkarens rekommendationer.
- Direktkontakt mellan olika metaller under sterilisering ska förhindras för att förhindra korrosion. Medtronic transport- och steriliseringskassetter är utformade med belagda fasten eller silikon för att förhindra kontakt mellan instrument av rostfritt stål som används i Medtronic transport- och steriliseringskassetter.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

- Nervskada, paralis, smärta eller skador på mjukdelar, inre organ eller leder.
- Infektion om instrumenten eller Medtronic transport- och steriliseringskassetter inte är korrekt rengjorda och steriliserade.
- Smärta, obehag eller onormala förmimmelser orsakade av närvaron av enheten.
- Nervskada på grund av kirurgiskt trauma.
- Duraruptur vid anbringande av alltför hög belastning.
- Påverkan på närliggande kärl, nerver och organ på grund av att man slinter med instrumentet eller placerar det fel.
- Skada på grund av att klämanordningar eller fjädermekanismer på vissa instrument plötsligt lossnar.
- Skårskador på den kirurgiska personalens eller den rekonditionerande personalens hud eller handskar.
- Benfraktur vid fall med ryggradsdeformation eller svagt skelett.
- Vävnadsskada på patienten, fysisk skada på operationspersonalen och/eller förlängd operationstid som kan uppstå på grund av att instrument med flera komponenter oavsiktligt faller isär under ingreppet.
- Metoderna för användning ska avgöras av användarens erfarenhet och utbildning i kirurgiska ingrepp. Ett lyckat resultat uppnås inte alltid vid alla operationer. Detta faktum gäller särskilt vid ryggradsoperationer där andra patientsjukdomar kan påverka resultaten.

Information till läkaren: Även om läkaren är den utbildade mellanhanden mellan företaget och patienten, ska den viktiga medicinska information som tillhandahålls i detta dokument förmedlas till patienten.

Dessa enheter ska endast användas av läkare som är väl förtrogna med enheterna, deras avsedda användning, eventuell ytterligare instrumentutrustning och tillgängliga kirurgiska tekniker. Dessutom ska dessa enheter användas endast av operatörer som är väl förtrogna med enheterna, deras avsedda användning och relaterad rekonditioneringsinformation.

FÖRPACKNING

Instrument kan fraktas i enskilda förpackningar eller i Medtronic transport- och steriliseringskassetter. Enskilda förpackningar, Medtronic transport- och steriliseringskassetter och fraktade medicintekniska produkter ska vara intakta vid mottagandet. Medtronic transport- och steriliseringskassetter och fraktade medicintekniska produkter ska kontrolleras med avseende på fullständighet och skador före användning. Skadade förpackningar, kassetter eller instrument ska inte användas, utan ska i stället returneras till Medtronic.

KONTROLL

Alla instrument måste kontrolleras av användaren före och efter rengöring samt innan de används vid en operation. Undersökningen ska göras noggrant och måste omfatta en visuell granskning och en funktionsgranskning av arbetsytor, axel-, kuggetågs- fjäder- eller vridfunktioner, granskning av renheten hos placeringshål eller kanaler och eventuell förekomst av sprickor, böjning, missformning eller förvridning samt säkerställande av att alla komponenter finns med. Använd aldrig instrument eller Medtronic transport- och steriliseringskassetter med uppenbara tecken på kraftigt slitage eller skador, eller instrument som inte är kompletta eller på annat sätt inte är funktionsdugliga.

Medtronic transport- och steriliseringskassetter måste kontrolleras av användaren före användning. Undersökningen ska göras noggrant och måste omfatta en visuell granskning och en funktionsgranskning. Undersökningen måste även säkerställa att Medtronic transport- och steriliseringskassetterna är kompletta. Försätt inte att rekonditionera en skadad Medtronic transport- och steriliseringskasset.

Visuell granskning

Kontrollera följande:

- Lasermärkningar, gravyrer och andra märkningar är läsbara.
- Det finns inga sprickor och ingen missformning eller förvridning.
- Det finns inga sprickor i instrumenthandtag eller någon del av instrumentet.
- Instrumentet är fritt från missfärgningar, korrosion, fläckar eller rost. Om så inte är fallet, torka det rent i enlighet med instruktionerna i avsnittet REKONDITIONERING i detta dokument.
- Det finns inget mellanrum mellan handtaget och skaffet och kopplingen mellan handtaget och skaffet är säker.
- Det finns inga snitt eller hål i silikon, silikonfästet eller instrumenthandtag.
- Det finns ingen sprickbildning i eller flagnig av nylonbeläggningen på metallfästena.
- Det finns inga skador på isoleringen (enl. revor osv.).
- Det finns inga skador på arbetsdelarna eller spetsarna. Arbetsdelen ska vara fri från sprickor, hål eller andra skador. I förekommande fall ska arbetsdelen vara vass.
- Det finns inga skador på instrumentets gångor.
- Alla delar finns och är fria från skador och församlingar. Exempel på delar som kan saknas, vara lösa eller skadade är ställskruvar, fjädrar, bojda fjädrar, stift och spetsar.
- Kontaktändarna har inga skador (hack, repor, krökar osv.) som kan påverka inkopplingen.
- Kanyleringsinstrument med ledare eller annat införingsverktyg har kontrollerats visuellt.

Funktionskontroll

Kontrollera, i förekommande fall, följande:

- Rörliga delar kan röra sig fritt utan att fastna, káva eller skrapa emot.
- Fjädrar återför instrumentets handtag till dess ursprungliga position.
- Låsflikar håller fast kontaktdelar och inte är skadade.
- Instrumentet fungerar som avsett med rätt kontaktdelar.
- Kullåsningsrör håller fast kontaktdelarna och är fria från skador.
- Vassa kanter känns vassa vid beröring och inte slöa, har inte några hack eller andra skador.
- Spetsar mots där de ska.
- Alla sparmekanismer fungerar som avsett. Det gäller handtag, låshakar och andra mekanismer. Alla tandar finns och fungerar.
- Drivspetsar är inte nedslitna så pass mycket att de inte fungerar längre. Passa vid behov ihop instrumentet med rätt del.
- Låshakar, hållare, moduler eller lock passar korrekt.

REKONDITIONERING – ATT TÄNKA PÅ

Rengöring innebär borttagning av organisk smuts. Effektiv rengöring:

- Undviker att organiskt smuts överförs från en patient till en annan.
- Ger förutsättningar för lyckad efterföljande sterilisering. Ordentlig rekonditionering är beroende av noggrann rengöring.

Rengöring är det första steget. Sterilisering sker senare under rekonditioneringen och är avsedd att avdoda mikroorganismer och på så sätt minska sannolikheten och risken för överföring och infektion. För att säkerställa godtagbar rekonditionering ska varje steg i detta dokument utföras direkt efter det föregående steget, utan drojsmål.

Instrument kan bearbetas säkert och effektivt för hand eller med en kombination av manuella rengöringsprocedurer och rengöring i automatiserad diskdesinfektor (enzymatisk eller alkalisk) enligt beskrivningarna i detta dokument. Medtronic transport- och steriliseringskassetter kan bearbetas säkert och effektivt för hand eller med en kombination av manuella rengöringsprocedurer och rengöring i automatiserad diskdesinfektor (enzymatisk) enligt beskrivningarna i detta dokument.

Användaren/beredaren ska följa lokala lagar och förordningar i de länder där kraven på rekonditionering är strängare än de som beskrivs i det här dokumentet.

Blodburna patogener

Allmänna försiktighetsåtgärder vid hantering av det här instrumentet efter användning ska vidtas av all sjukhuspersonal enligt OSHA Standard 29 CFR 1910.1030 vad gäller yrkesmässig exponering för blodburna patogener.

Rengöringsmedel och rengöringsverktyg

Instrument: Användning av neutrala rengöringsmedel (pH 7,0–8,0), alkaliska rengöringsmedel (pH 8,0–11,0), mjuka borstar och mjuka piprensare rekommenderas. Högalkaliska rengöringsmedel (pH > 11,0) ska inte användas.

Observera: Alkaliska rengöringsmedel kan kräva neutralisering efter rengöring. Se tillverkarens anvisningar för att avgöra om det är nödvändigt att neutralisera och för att följa tillverkarens anvisningar för neutralisering. Det är mycket viktigt att neutralisera alkaliska rengöringslösningar ordentligt och att skölja bort dem från instrumenten.

Transport- och steriliseringskassetter av aluminium: Användning av neutrala rengöringsmedel, enzymatiska rengöringsmedel (pH 7,0–8,0), mjuka borstar och mjuka piprensare rekommenderas. Använd inte alkaliska rengöringsmedel eftersom de orsakar betydande skador och gör att transport- och steriliseringskassetterna av aluminium blir obrukbara.

Följande rengöringsmedel, -lösningar eller -verktyg får inte användas på instrumenten eller på Medtronic transport- och steriliseringskassetter:

- Koksaltlösning.
- Lösningar som innehåller klor (t.ex. blekmedel) eller aldehyder (t.ex. glutaraldehyd).
- Formalin, kvicksilver, klonder, bromider, jodider eller Ringer-lösning.
- Borstar eller skursvampar av metall.

Vatten för rengöring och sköljning

Avhårdat kranvatten ska användas om det finns tillgängligt. Kritiskt vatten ska användas vid den sista sköljningen för att förhindra avlagring av mineraler på instrumentens ytor (avjoniserat vatten rekommenderas). En eller flera av följande processer kan användas för behandling av vatten som definieras som kritiskt vatten: ultrafiltrer (UF), omvand osmos (RO), avjonisering (DI) eller likvärdig metod. Användning av hårt vatten ska undvikas.

Användning av mineralolja eller silikonbaserade smörjmedel

Smörjmedel baserade på mineralolja eller silikonolja ska inte användas eftersom de inte kan tas bort med de här rengöringsmetoderna. De har typerna av smörjmedel kan täcka mikroorganismer, förhindra att ånga kommer i direkt kontakt med instrumentens ytor och förhindra sterilisering.

Varningar/försiktighetsåtgärder vid rekonditionering

- Låt inte nedsmutsade instrument eller Medtronic transport- och steriliseringskassetter torka efter användning och före rengöring. Rengöring och efterföljande sterilisering kan förhindras om blod eller blodhaltiga lösningar får torka in på instrumenten eller på Medtronic transport- och steriliseringskassetter.
- Återanvändbara instrument från Medtronic betraktas som kritiska instrument (dvs. kritisk kontakt) och måste rengöras noggrant och sedan steriliseras innan de används första gången, eller enligt de här anvisningarna för rekonditionering, innan de används.
- Nedsmutsade eller använda instrument ska inte laddas i Medtronic transport- och steriliseringskassetter för rengöring i en automatiserad diskdesinfektor. Nedsmutsade instrument måste bearbetas separat från Medtronic transport- och steriliseringskassetter.
- Medtronic transport- och steriliseringskassetter av aluminium får endast rengöras med enzymatiska (neutrala) rengöringslösningar.
- Vissa lösningar (dvs. alkaliskt baserade och/eller som innehåller blekmedel, glutaraldehyd eller formalin) kan avsevärt skada transport- och steriliseringskassetterna av aluminium. Dessa lösningar får inte användas.
- Universella försiktighetsåtgärder ska vidtas av all personal vid vårdinrättningar som arbetar med kontaminerade eller potentiellt kontaminerade instrument eller Medtronic transport- och steriliseringskassetter. Iaktta försiktighet vid hantering av instrument med vassa spetsar eller skarande kanter.
- Lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) ska användas vid hantering av eller arbete med kontaminerade eller potentiellt kontaminerade material, enheter och utrustning. PPE inkluderar skyddskläder, masker, skyddsglasögon, ansiktsskydd, handskar och skoskydd.
- Placera inte tunga instrument ovanpå omlägliga instrument.
- Kalldrag från luftkanaler eller andra luftströmmar ska undvikas under nedkylningsfasen för att undvika kondens efter steriliseringen som uppstår genom snabb nedkylning.

Begränsningar för rekonditionering

- Upprepad bearbetning har minimal påverkan på de här instrumenten eller på Medtronic transport- och steriliseringskassetter.
- Slutet av deras livstid bestäms av kraftigt slitage och skador till följd av normal användning. Även om behandlingen av instrumentet eller Medtronic transport- och steriliseringskassetter, de använda materialen och detaljerna runt rengöringen och steriliseringen spelar stor roll, finns det i praktiken ingen gräns för hur många gånger instrumenten och Medtronic transport- och steriliseringskassetter kan rekonditioneras.
- Se avsnittet KONTROLL i det här dokumentet för att avgöra om enhetens livstid är på väg att nå sitt slut.

ANVISNINGAR – endast instrument (Anvisningar för transport- och steriliseringskassetter av aluminium kommer efter anvisningarna för instrumenten.)	
Ta ett nytt instrument i bruk	▪ Instrument levereras icke-sterila och måste rengöras noggrant och sedan steriliseras innan första användningen och vid varje återanvändning. ▪ Ta bort allt förpackningsmaterial före rengöring och sterilisering.
Vid användningsstället	▪ Ta bort all synlig smuts från instrumenten med luddfria trasor. ▪ Instrument ska rengöras noggrant inom 30 minuter efter användningen för att minimera risken för intorkning. ▪ Om instrumenten inte kan rekonditioneras omedelbart ska de hållas fuktiga under transporten. ▪ Placera instrumenten på en bricka med mjukgjort kranvatten, om sådant finns, eller lack över med fuktiga handdukar.
Inpackning och transport	▪ Flytta genast brickan med de oövertäckta instrumenten till en arbetsyta där instrumenten kan bearbetas vidare. ▪ Smutsiga instrument ska transporteras separat från icke-kontaminerade instrument för att undvika att personalen och omgivningen kontamineras.
Förberedelser inför rengöring	▪ Instrument som ska monteras isär innan rengöring och sterilisering tillhandahålls med specifika anvisningar för bearbetning, isärmontering och hopmontering. Mer information finns i de särskilda anvisningarna för bearbetning, isärmontering och hopmontering av instrumentet. ▪ Ta bort alla ocklusioner före rengöring. Spola enheter som har kanaler med kranvatten eller renat vatten för att förhindra att smuts och/eller skrap torkar in på insidan. ▪ Instrument kan bearbetas säkert och effektivt för hand eller med en kombination av manuella rengöringsprocedurer och rengöring i automatiserad diskdesinfektor (enzymatisk eller alkalisk) enligt beskrivningarna i Tabell 1 och Tabell 2 i detta dokument.

ANVISNINGAR – endast instrument

(Anvisningar för transport- och steriliseringskassetter av aluminium kommer efter anvisningarna för instrumenten.)

Automatiserad rengöring: enzymatisk eller alkalisk

1. Skölj, spola och skrubba instrumenten under rinnande (kallt) kranvatten som håller < 43 °C (< 110 °F) i 30 sekunder till 1 minut. Skrubba instrument med mjuka borstar av lämplig storlek för att avlägsna synlig smuts. Skrubba insidan av lumen eller håligheter och manövrera enheten (om tillämpligt).
 2. Blanda till en enzymatisk rengöringslösning med kranvatten¹ (beskrivs efter Tabell 1) eller en alkalisk rengöringslösning² (beskrivs efter Tabell 2) i en sonikator av lämplig storlek enligt tillverkarens instruktioner, rekommendationer för utspädning och temperaturer.
 3. Sänk ned instrumenten helt i det enzymatiska rengöringsmedlet och rengör med ultraljud vid 40–50 kHz i minst 15 minuter. Flera ultraljudsrengöringscykler på totalt minst 15 minuters ultraljudsrengöringstid kan användas. Se till att instrumentets alla ytor, lumen och komponenter kommer i kontakt med rengöringslösningen.
- Observera: Ultraljudsrengöringen är endast effektiv om ytan som ska rengöras sänks ned i rengöringslösningen. Luftfickor minskar ultraljudsrengöringens effekt. Minimera bildandet av luftfickor genom att spola lumen, håligheter, skrymslen eller fjädrar med rengöringslösning medan instrumentet är nedsänkt i ultraljudsbehållaren.
4. För över instrumenten till den automatiska diskdesinfektorn och programmera diskdesinfektorn med cykelparametrarna som anges i Tabell 1 (enzymatisk) eller Tabell 2 (alkalisk). Se till att instrumenten som är kanylerade och/eller har blindhål är placerade i diskdesinfektorn så att de rinner av ordentligt och att tvättvatten inte ansamlas. Se till att cykelparametrarna i Tabell 1 eller Tabell 2 programmeras korrekt.
 5. Inspektera instrumenten nogra vid urlastning, bland annat alla lumen och håligheter, för att säkerställa att all synlig smuts är borta. Om det fortfarande finns smuts kvar ska du upprepa rengöringsprocessen eller omedelbart kontakta Medtronic för att kassera eller byta ut instrumenten. Fortsätt inte att rekonditionera ett orent instrument.

Tabell 1: Enzymatiskt rengöringsmedel (7,0–8,0 pH)

Cykel		Inställd temperatur	Minsta tid (min:s)	Koncentration
Fordiskning		< 43 °C (< 110 °F) (kallt kranvatten)	2:00	N/A
Pulserad enzymatisk diskning	Diskning	Varmt kranvatten	10:00	0,2–0,8 ml/liter
	Sköljning	Varmt kranvatten	≥ 00:15	N/A
Diskning med rengöringsmedel (neutralt pH)		65 °C (149 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/liter
Sköljning		71 °C (160 °F)	15:00	N/A
Värmning (desinfektion) Sköljning (avjoniserad)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A
Torkning		98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	N/A

Observera: Cykeln har validerats med Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1–4 ml/liter) för ultraljudsrengöring och Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner och Prolystica Neutral Detergent för användning av diskdesinfektor.

Tabell 2: Alkaliskt rengöringsmedel (pH 8,0–11,0)

Cykel		Inställd temperatur	Minsta tid (min:s)	Koncentration
Fordiskning		< 43 °C (< 110 °F) (kallt kranvatten)	2:00	N/A
Pulserad alkalisk diskning	Diskning	Varmt kranvatten	10:00	2–6 ml/liter
	Sköljning	Varmt kranvatten	≥ 00:15	N/A
Diskning med alkaliskt rengöringsmedel		60 °C (140 °F)	5:00	2–6 ml/liter
Sköljning		71 °C (160 °F)	15:00	N/A
Värmning (desinfektion) Sköljning (avjoniserad)		93 °C (200 °F)	5:00	N/A
Torkning		98,8 °C (210 °F)	≥ 30:00	N/A

Observera: cykeln har validerats med neodisher MediClean Forte² (5–10 ml/liter: ultraljudsrengöring, 2–6 ml/liter: diskdesinfektor). Neutraliseringssteget krävs inte för neodisher MediClean Forte. Andra alkaliska rengöringsmedel kan emellertid kräva detta steg. Se tillverkarens instruktioner för att avgöra om det är nödvändigt att neutralisera.

Observera: på grund av de många variablerna vid användning av diskdesinfektorer ska varje vårdinrättning på ett korrekt sätt installera, kalibrera och verifiera processen (t.ex. temperatur och tider) som används för dess utrustning. Rekommendationerna från tillverkaren av diskdesinfektorer ska alltid följas. Kontrollera att tillverkarens högsta gräns för last inte överskrids när flera enheter rengörs i en rengöringscykel. Valideringen av rengöringen utfördes med fullastad kammare.

Manuell rengöring: enzymatisk

1. Rengör instrument manuellt enbart när det inte finns en automatisk diskdesinfektor tillgänglig.
 2. Montera isär instrumenten, om tillämpligt.
 3. Skölj, spola och skrubba instrumenten under rinnande (kallt) kranvatten som håller < 43 °C (< 110 °F) i minst 3 minuter. Skrubba instrument med mjuka borstar eller piprensare av lämplig storlek för att avlägsna synlig smuts. Skrubba insidan av lumen eller håligheter och manövrera enheten (om tillämpligt).
 4. Skrubba tills all synlig smuts är borta.
 5. Blanda till en enzymatisk rengöringslösning med kranvatten enligt tillverkarens instruktion, spädningseffekt och temperatur.
 6. Sänk ned instrumenten helt i det enzymatiska rengöringsmedlet i 45–60 minuter. Se till att instrumentets alla ytor, lumen och komponenter kommer i kontakt med rengöringslösningen.
 7. Ta upp instrumenten från det enzymatiska rengöringsmedlet och spola under rinnande (kallt) kranvatten. Spola alla lumen och håligheter under vattenstrålen. Skölj i (kallt) kranvatten i minst 3 minuter.
 8. Blanda till en andra enzymatisk rengöringslösning med kranvatten i en sonikator av lämplig storlek enligt tillverkarens instruktioner, rekommendationer för utspädning och temperaturer.
 9. Sänk ned instrumenten helt i den enzymatiska rengöringslösningen och rengör med ultraljud vid 40–50 kHz i minst 45 minuter. Flera ultraljudsrengöringscykler på totalt minst 45 minuters ultraljudsrengöringstid kan användas. Se till att instrumentets alla ytor, lumen och komponenter kommer i kontakt med rengöringslösningen.
- Observera: Ultraljudsrengöringen är endast effektiv om ytan som ska rengöras sänks ned i rengöringslösningen. Luftfickor minskar ultraljudsrengöringens effekt. Minimera bildandet av luftfickor genom att spola lumen, håligheter, skrymslen eller fjädrar med rengöringslösning medan instrumentet är nedsänkt i ultraljudsbehållaren.
10. Ta ur instrumenten från sonikatorn och skölj med rinnande (kallt) kranvatten. Spola alla lumen och håligheter under vattenstrålen. Skölj i minst 3 minuter.
 11. Skölj en gång till, som i steg 10, men den här gången med avjoniserat vatten i ytterligare 3 minuter.
 12. Inspektera instrumenten nogra visuellt, bland annat alla lumen och håligheter, för att säkerställa att all synlig smuts är borta. Om det fortfarande finns smuts kvar ska du upprepa rengöringsprocessen eller omedelbart kontakta Medtronic för att kassera eller byta ut instrumenten. Fortsätt inte att rekonditionera ett orent instrument.

Desinfektion: värme

- Värmedesinficera enheterna med en slutlig varmsköljning i en automatisk diskdesinfektor vid 93 °C (200 °F) i 5 till 10 minuter.
- Desinfektion med desinfektionslösningar eller -kemikalier krävs inte eftersom dekontamineringsprocessen omfattar rengöring följt av sterilisering.
- Värmedesinfektion enbart gör inte instrumenten säkra för användning på patient.

Torkning: automatiserad diskdesinfektor

- Vid diskdesinfektorcykelns slut ska en visuell kontroll göras med avseende på torrhets.

ANVISNINGAR – endast instrument (Anvisningar för transport- och steriliseringskassetter av aluminium kommer efter anvisningarna för instrumenten.)	
	- Om det finns fukt på instrumenten efter diskdesinfektorcykeln ska de torkas med rena, absorberande, luddfria trasor, medicinsk tryckluft och/eller torr varmluft-sug vid $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) i minst 30 minuter. - För komplicerade instrument (Lex, axel-hylsa, kanylering och blindhål) krävs att torr varmluft-sug vid $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) används i minst 30 minuter. Gör en visuell kontroll med avseende på torrhets. - Instrument ska vara helt torra innan de packas för sterilisering.
Torkning: manuell	- Torka enheterna med torra, uppsugande trasor som inte faller och/eller medicinsk tryckluft och/eller torr varmluft-sug. Gör en visuell kontroll med avseende på torrhets och upprepa vid behov. - Instrument ska vara helt torra innan de packas för sterilisering.
Inspektion och ihop-montering	- Om instrumentet var isärmonterat innan rengöring och sterilisering ska du montera ihop det, om tillämpligt. - Inspektera instrumentet noggrant avseende skador genom att göra en noggrann undersökning som beskrivs i avsnittet KONTROLL i det här dokumentet. - Om instrumentet är skadat ska du omedelbart kontakta Medtronic för att kassera eller ersätta det. Fortsätt inte att rekonditionera ett skadat instrument.
Förpackning	- Ett vanligt non-woven/fuktbeständigt kirurgiskt steriliseringsomslag eller motsvarande måste användas. - Enskilda instrument eller särskilda steriliseringsbrickor måste dubbelförpackas före sterilisering. - Endast instrument som tillverkats och/eller distribuerats av Medtronic ska ingå. - Gå vidare till avsnittet Sterilisering.

ANVISNINGAR – endast Medtronic transport- och steriliseringskassetter av aluminium (Anvisningar för återanvändbara instrument finns i följande tabell.)																																											
Ta nya Medtronic transport- och steriliseringskassetter i bruk	- Medtronic transport- och steriliseringskassetter levereras icke-sterila och måste rengöras noggrant och sedan steriliseras innan första användningen och varje återanvändning. - Ta bort allt förpackningsmaterial före rengöring och sterilisering.																																										
Vid användningsstället	- Ta bort all synlig smuts från lådor och brickor med hjälp av luddfria trasor. - Medtronic transport- och steriliseringskassetter ska rengöras noggrant omedelbart efter användningen för att minimera risken för intorkning.																																										
Inpackning och transport	- Om Medtronic transport- och steriliseringskassetter inte kan rekonditioneras omedelbart ska enheterna hållas fuktiga under transporten. - Använd avhärdat kravatten på smutsiga Medtronic transport- och steriliseringskassetter, om tillgängligt, eller täck över med fuktiga dukar. - Flytta genast Medtronic transport- och steriliseringskassetter till en arbetsyta avsedd för vidare rekonditionering.																																										
Förberedelser inför rengöring	- Medtronic transport- och steriliseringskassetter måste rengöras individuellt, inte staplade på varandra. Lock till lådor och moduler måste avlägsnas och rengöras separat eller rengöras i öppet läge om det inte går att ta bort dem. - Lådor och brickor kan bearbetas säkert och effektivt för hand eller med en kombination av manuella rengöringsprocedurer och rengöring i automatiserad diskdesinfektor (endast enzymatisk för lådor och brickor av aluminium) enligt beskrivningarna i detta dokument. Använd inte alkaliska lösningar på Medtronic transport- och steriliseringskassetter av aluminium eftersom dessa medel kan orsaka skador på transport- och steriliseringskassetter av aluminium.																																										
Automatiserad rengöring: enzymatisk	- Skölj, spola och skrubba lådor och brickor under rinnande (kallt) kravatten som håller < 43 °C (< 110 °F) i minst 30 sekunder. - Flytta över enheterna till den automatiska diskdesinfektorn och programmera diskdesinfektorn med cykelparametrarna som anges i Tabell 3. Se till att lådor och brickor är placerade i diskdesinfektorn så att de rinner av ordentligt. Se till att de inre delarna av kassetterna/modulerna är vinklade nedåt, mot spolarmarna, och att cykelparametrarna som anges i Tabell 3 är korrekt programmerade. - Inspektera enheterna visuellt vid urlastning, bland annat alla lumen och håligheter/kontaktytor, för att säkerställa att all synlig smuts är borta. Om det fortfarande finns smuts kvar ska du upprepa rengöringsprocessen eller kontakta Medtronic för att kassera eller byta ut enheterna. Fortsätt inte att rekonditionera en smutsig enhet. Tabell 3: Enzymatiskt (neutralt) rengöringsmedel (pH 7,0–8,0) <table><tr><th colspan="2">Cykel</th><th>Inställd temperatur</th><th>Minsta tid (min:s)</th><th>Koncentration</th></tr><tr><td colspan="2">Fördiskning</td><td>< 43 °C (< 110 °F) (kallt kravatten)</td><td>2:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td rowspan="2">Pulserad enzymatisk diskning</td><td>Diskning</td><td>< 60 °C (< 140 °F) Varmt kravatten</td><td>4:00</td><td>0,2–0,8 ml/liter</td></tr><tr><td>Sköljning</td><td>< 60 °C (< 140 °F) Varmt kravatten</td><td>≥ 00:15</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Diskning med rengöringsmedel (neutralt pH)</td><td>60 °C (140 °F)</td><td>5:00</td><td>0,2–0,8 ml/liter</td></tr><tr><td colspan="2">Sköljning</td><td>71 °C (160 °F)</td><td>5:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Värmning (desinfektion) Sköljning (avjoniserad)</td><td>90 °C (194 °F)</td><td>5:00</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Torkning</td><td>98,8 °C (210 °F)</td><td>≥ 15:00</td><td>N/A</td></tr></table> Observera: Cykeln har validerats med Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner och Prolystica Neutral Detergent för användning av diskdesinfektor. Observera: på grund av de många variablerna vid användning av diskdesinfektorer ska varje värdrättning på ett korrekt sätt installera, kalibrera och verifiera processen (Lex, temperatur och tider) som används för dess utrustning. Rekommendationerna från tillverkaren av diskdesinfektorn ska alltid följas. Kontrollera att tillverkarens högsta grans för last inte överskrids när flera enheter rengörs i en rengöringscykel. Valideringen av rengöringen utfördes med fullastad kammare.				Cykel		Inställd temperatur	Minsta tid (min:s)	Koncentration	Fördiskning		< 43 °C (< 110 °F) (kallt kravatten)	2:00	N/A	Pulserad enzymatisk diskning	Diskning	< 60 °C (< 140 °F) Varmt kravatten	4:00	0,2–0,8 ml/liter	Sköljning	< 60 °C (< 140 °F) Varmt kravatten	≥ 00:15	N/A	Diskning med rengöringsmedel (neutralt pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/liter	Sköljning		71 °C (160 °F)	5:00	N/A	Värmning (desinfektion) Sköljning (avjoniserad)		90 °C (194 °F)	5:00	N/A	Torkning		98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	N/A
Cykel		Inställd temperatur	Minsta tid (min:s)	Koncentration																																							
Fördiskning		< 43 °C (< 110 °F) (kallt kravatten)	2:00	N/A																																							
Pulserad enzymatisk diskning	Diskning	< 60 °C (< 140 °F) Varmt kravatten	4:00	0,2–0,8 ml/liter																																							
	Sköljning	< 60 °C (< 140 °F) Varmt kravatten	≥ 00:15	N/A																																							
Diskning med rengöringsmedel (neutralt pH)		60 °C (140 °F)	5:00	0,2–0,8 ml/liter																																							
Sköljning		71 °C (160 °F)	5:00	N/A																																							
Värmning (desinfektion) Sköljning (avjoniserad)		90 °C (194 °F)	5:00	N/A																																							
Torkning		98,8 °C (210 °F)	≥ 15:00	N/A																																							
Manuell rengöring: enzymatisk	- Rengör Medtronic transport- och steriliseringskassetter manuellt om en automatiserad diskdesinfektor inte är tillgänglig. - Skölj, spola och skrubba Medtronic transport- och steriliseringskassetter under rinnande kallt kravatten som håller < 43 °C (< 110 °F) under minst 1 minut. - Skrubba enheterna med mjuka borstar av lämplig storlek eller pipensare för att avlägsna synlig smuts. Skrubba insidan av lumen eller håligheter och manövrera enheten (om tillämpligt). - Skrubba tills all synlig smuts är borta. - Blanda till en enzymatisk rengöringslösning med kravatten enligt tillverkarens instruktion, spädningseffekt och temperatur. Sänk ned enheterna helt i den enzymatiska rengöringslösningen och låt dem ligga i blöt i minst 10 minuter. Se till att alla ytor, lumen och komponenter kommer i kontakt med rengöringslösningen. - Ta upp enheterna från den enzymatiska rengöringslösningen och spola under rinnande (kallt) kravatten. Lumen eller håligheter måste spolas under vattenstrålen. Skölj i kallt kravatten i minst 1 minut. - Blanda till en andra enzymatisk rengöringslösning med kravatten i en sonikator av lämplig storlek enligt tillverkarens instruktioner, rekommendationer för utspädning och temperaturer. - Sänk ned enheterna helt i den enzymatiska rengöringslösningen och rengör med ultraljud vid 40–50 kHz i minst 20 minuter. Flera ultraljudsrengöringscykler på totalt minst 20 minuters ultraljudsrengöringstid kan användas. Se till att alla ytor, lumen och komponenter kommer i kontakt med rengöringslösningen.																																										

ANVISNINGAR – endast Medtronic transport- och steriliseringskassetter av aluminium (Anvisningar för återanvändbara instrument finns i föregående tabell.)	
	Observera: Ultraljudsrengöringen är endast effektiv om ytan som ska rengöras sänks ned i rengöringslösningen. Luftfickor minskar ultraljudsrengöringens effekt. Se till att minimera bildandet av luftfickor och bubblor genom att spola lumen, hålligheter, skrymslen eller fjädrar med rengöringslösning medan enheten är nedsänkt i ultraljudsbehållaren. 9. Ta ut enheterna ur sonikator och skölj med rinnande kallt kranvatten. Lumen eller hålligheter måste spolas under vattenstrålen. Skölj i minst 10 minuter. Flera cykler på totalt minst 10 minuter kan användas. 10. Skölj en gång till, som i steg 9, men den här gången med avjoniserat vatten i ytterligare 10 minuter. Flera cykler på totalt minst 10 minuter kan användas. 11. Utför en noggrann visuell inspektion av enheterna, inklusive lumen och hålligheter, för att kontrollera att all synlig smuts är borta. Om det fortfarande finns smuts kvar ska du upprepa rengöringsprocessen eller omedelbart kontakta Medtronic för att kassera eller byta ut instrumenten. Fortsätt inte att rekonditionera en smutsig enhet. Observera: Cykeln har validerats med Prolystica Enzymatic Presoak and Cleaner¹ (1–4 ml/liter).
Torkning	Automatiserad diskdesinfektor - Vid diskdesinfektorcykelns slut ska en visuell kontroll göras med avseende på torrhets. - Om det finns fukt på Medtronic transport- och steriliseringskassetter ska du torka med rena, absorberande, luddfria trasor och/eller medicinsk tryckluft tills det inte finns någon fukt kvar. Manuellt Torka enheterna med rena, absorberande, luddfria trasor och/eller medicinsk tryckluft. Gör en visuell kontroll med avseende på torrhets och upprepa vid behov.
Inspektion och omladdning	- Inspektera transport- och steriliseringskassetterna avseende skador genom att göra en noggrann undersökning enligt avsnittet KONTROLL i det här dokumentet. - Om Medtronic transport- och steriliseringskassetter eller -moduler är skadade ska du omedelbart kontakta Medtronic för att kassera eller ersätta dem. - Placera de tillämpliga enheterna i Medtronic transport- och steriliseringskassetter eller -moduler. - Gå vidare till avsnittet Sterilisering.

ANVISNINGAR FÖR STERILISERING – gäller för både instrument och Medtronic transport- och steriliseringskassetter

Sterilisering

- Dubbelpacka enskilda instrument och/eller särskilda transport- och steriliseringskassetter som innehåller instrument med non-woven/fuktbeständigt kirurgiskt steriliseringsomslag.
- Se till att det inte finns några revor, hål eller bristfällig förslutning i eller utanpå förpackningen innan de placeras i sterilisatorn.
- Placera instrumenten i sterilisatorn enligt tillverkarens rekommendationer för lastning och konfigurationer.
- Följ rekommendationerna från tillverkaren av sterilisatorn för att programmera denna enligt någon av uppsättningarna av cykelparametrar i Tabell 4.

Tabell 4: Parametrar för steriliseringscykler

Cykel	Temperatur	Exponeringstid	Minsta torktid ³
Dynamisk lufttugning (4 förkonditioneringspulser)	132 °C (270 °F)	4 minuter	30 minuter
Dynamisk lufttugning (4 förkonditioneringspulser)	135 °C (275 °F)	3 minuter	30 minuter
Dynamisk lufttugning (4 förkonditioneringspulser)	134 °C (273 °F)	4 minuter	30 minuter
Dynamisk lufttugning (4 förkonditioneringspulser)	134 °C (273 °F)	20 minuter	30 minuter

³Den minsta torktiden validerades med sterilisatorer med vakuumtorkning. Torkningscykler med omgivande atmosfärtryck kan behöva längre torktider. Se rekommendationerna från sterilisatorns tillverkare.

Det kan finnas skillnader i kammarens storlek och last mellan sterilisatormodeller för industriellt bruk respektive sjukhusbruk. Steriliseringsparametrarna i Tabell 4 kan uppnås både i sterilisatormodeller för sjukhusbruk och i större modeller för industriellt bruk. På grund av de olika variabler som ingår i sterilisering ska varje vårdinrättning kalibrera och verifiera steriliseringsprocessen (t.ex. temperaturer, tider) som den använder för sin utrustning.

Observera: Ångan för sterilisering ska genereras från vatten som har renats så att totalupplösta partiklar och icke-kondenserande gaser avlägsnats, filterats för att avlägsna kontaminerade ämnen och vattendroppar och tillföras via rör utan vattenlös eller andra stillastående zoner där kontaminering kan förekomma.

Var försiktig: Steriliseringsmetoder som innefattar etylenoxid (EO), gasplasma, gammastrålning, kemisk ånga eller torr värme rekommenderas inte för sterilisering av dessa enheter. Ånga (fuktig värme) är den steriliseringsmetod som rekommenderas.

Ytterligare information

Alla instrument som använts vid operation ska rengöras och omsteriliseras omedelbart. Instrument ska rengöras, kontrolleras och steriliseras noggrant innan de returneras till Medtronic.

Inga medicintekniska produkter som varit i kontakt med en patient som har eller misstänks ha en prion- eller prionrelaterad sjukdom, till exempel Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, får returneras till Medtronic och ska sättas i karantän och bearbetas enligt vårdinrättningens riktlinjer för bearbetning av enheter som kontaminerats med hogriskväv.

Kontakta Medtronic för information om korrekt avyttring/destruktion.

Den här informationen om rengöring och sterilisering står i överensstämmelse med AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 och ISO 15883-5. Anvisningarna för rekonditionering i det här dokumentet har validerats som användbara för att förbereda instrument för återanvändning. Steriliseringsvalideringen visade på en sterilitetssgarantinivå på 10^{-6} . Steriliseringsparametrarna utfördes med Medtronic transport- och steriliseringskassetter. Valideringen av steriliseringen utfördes med tom kammare. Vid valideringen användes en dubbelpackad "värsta-fall"-konfiguration med perforerad bricka.

Det är beredarens ansvar att säkerställa att bearbetningen utförs med validerad utrustning och av utbildad personal på rekonditioneringsstället för att uppnå önskade resultat. Detta kräver vanligtvis validering och en rutinmässig övervakning av proceduren. Varje avsteg som beredaren tar från instruktionerna ska utvärderas på lämpligt sätt för att avgöra dess effektivitet och möjliga skadliga effekter. För vissa instrument finns det särskilda anvisningar för isärmontering och ihopmontering. Läs i sådant fall anvisningarna som lämnas med instrumentet för ytterligare anvisningar. Användarna måste upprätta lämpliga rekonditioneringsprotokoll för återanvändbara medicintekniska produkter som används på inrättningarna, baserat på rekommendationerna från tillverkarna av enheterna och rengöringsmedlen.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHETSTID

För icke-sterila instrument och Medtronic transport- och steriliseringskassetter: Förvaras torrt och rent vid rumstemperatur. Icke-sterila instrument och Medtronic transport- och steriliseringskassetter är återanvändbara och har inte en specifik hållbarhetstid. Slutet av deras livstid (hållbarhetstid) bestäms av kraftigt slitage och skador till följd av normal användning. Se avsnittet Begränsningar för rekonditionering för mer information.

För sterila instrument och Medtronic transport- och steriliseringskassetter: Se till att instrumenten och Medtronic transport- och steriliseringskassetter är torra innan de läggs undan för förvaring. Förvaras torrt och rent vid rumstemperatur. Hållbarhetstiden för sterila instrument och Medtronic transport- och steriliseringskassetter beror på det för försäljning godkända steriliseringsomslaget. Vårdinrättningen ska ange en hållbarhetstid för steriliserade instrument baserat på den typ av steriliseringsomslag som använts och rekommendationerna från tillverkaren av steriliseringsomslaget.

REKLAMATIONER

Kontakta Medtronic vid problem med produkten.

MR-INFORMATION

Instrument från Medtronic är inte avsedda att användas i magnetresonansmiljö (MR). Instrument från Medtronic har inte utvärderats med avseende på säkerhet och kompatibilitet i MR-miljö. Därför är säkerheten hos instrument från Medtronic i MR-miljö inte känd.

YTTERLIGARE INFORMATION

Om det foreligger några tveksamheter eller någon osäkerhet kring hur återanvändbara Medtronic-instrument ska användas eller hur instrumenten eller Medtronic transport- och steriliseringskassetter ska rekonditioneras, kontakta Medtronic. Dessutom tillhandahålls alla tillgängliga kirurgiska tekniker utan kostnad.

©2016 Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Med ensamrätt.

AUSTRALIAN SPONSOR:
Medtronic Australasia Pty Ltd
5 Alma Road
Macquarie Park, NSW 2113
Australia


Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place
Memphis, TN 38132
Telephone: 800 933 2635 (USA)
901 396 3133 (Outside USA)
Fax: 901 396 0356


Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel: + 31 45 566 80 00

EXPLANATION OF SYMBOLS



Authorized representative in the European Community
Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
Autoriseret representant i Det Europæiske Fællesskab
Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Gemeinschaft
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Representante autorizado en la Comunidad Europea
Valtuudetud esindaja Euroopa Ühenduses
Representante autorisee dans la Communauté européenne
Hivatalos képviselő az Európai Közösségen

The device complies with European Directive MDD 93/42/EEC
Zařízení splňuje požadavky evropské směrnice MDD 93/42/EHS
Enheten overholder Det Europæiske Direktiv MDD 93/42/EF
Die Vorrichtung erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
Το προϊόν προϋποσχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί καταπονητικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ
El dispositivo cumple con la Directiva europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Seade vastab Euroopa meditsiiniseadmeid käsitlevale direktiivile 93/42/EÜ
Täna laele nõudetakse euroopaalaista laekintalaidirektiivia 93/42/ETY
Le dispositif est conforme à la directive européenne MDD 93/42/CEE
A műszer megfelel az orvostechnikai eszközökrol szoló 93/42/EGK európai irányelvnek

The device complies with European Directive MDD 93/42/EEC
Zařízení splňuje požadavky evropské směrnice MDD 93/42/EHS
Enheten overholder Det Europæiske Direktiv MDD 93/42/EF
Die Vorrichtung erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
Το προϊόν προϋποσχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί καταπονητικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ
El dispositivo cumple con la Directiva europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Seade vastab Euroopa meditsiiniseadmeid käsitlevale direktiivile 93/42/EÜ
Täna laele nõudetakse euroopaalaista laekintalaidirektiivia 93/42/ETY
Le dispositif est conforme à la directive européenne MDD 93/42/CEE
A műszer megfelel az orvostechnikai eszközökrol szoló 93/42/EGK európai irányelvnek

Catalogue number
Katalogové číslo
Katalognummer
Katalognummer
Αριθμός καταλόγου
Numero de catalogo
Katalognummer
Luettelonumero
Reference
Katalogusszám

Batch code
Kód šarže
Batchkode
Chargennummer
Κωδικός παρτίδας
Codigo de lote
Partis kood
Eriskoodi
Code du lot
Tetelkood

Manufacturer
Výrobce
Fabrikant
Hersteller
Κατασκευαστής
Fabricante
Tootja
Valmistaja
Fabricant
Gyártó

Non-sterile
Nesterilni
Ikke-steril
Unsteril
Μη αποστειρωμένο
No esteril
Mõtesteriline
Epasterilni
Non sterile
Nem steril

Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
Igalotisis atbilstas Eiropas Bendrijas
Pārvārtais pārstāvis Eiropas Kopienā
Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
Autoriseret representant i Det europæiske fællesskab
Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
Representante autorizado na Comunidade Europeia
Autorizovaný zástupca pre Európske spoločenstvo
Autoriserad representant inom EG

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva europea MDD 93/42/CEE
Šis pabeigas atbilsta Eiropas Direktīvai 93/42/EEB del medicinos
prietaisų
Ierice atbilst Eiropas Padomes Medicīnas ierīcu direktīvas 93/42/EEK
prasībām
Dit product voldoet aan de Europese Richtlijn MDD 93/42/EEG
Enheten er i samsvær med EU-direktiv MDD 93/42/EF
To urządzenie jest zgodne z dyrektywą europejską MDD 93/42/EWG
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva Europeia MDD 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos.
Pomõcka spõlita ustanõvenia smernice EU o zdravõtnických pomõckach 93/42/EHS
Delta instrument uppfyller Europadåtets direktiv MDD 93/42/EEG

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva europea MDD 93/42/CEE
Šis pabeigas atbilsta Eiropas Direktīvai 93/42/EEB del medicinos
prietaisų
Ierice atbilst Eiropas Padomes Medicīnas ierīcu direktīvas 93/42/EEK
prasībām
Dit product voldoet aan de Europese Richtlijn MDD 93/42/EEG
Enheten er i samsvær med EU-direktiv MDD 93/42/EF
To urządzenie jest zgodne z dyrektywą europejską MDD 93/42/EWG
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva Europeia MDD 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos.
Pomõcka spõlita ustanõvenia smernice EU o zdravõtnických pomõckach 93/42/EHS
Delta instrument uppfyller Europadåtets direktiv MDD 93/42/EEG

Numero di catalogo
Katalogo numurs
Katalogo numurs
Catalognummer
Αριθμός καταλόγου
Numero de catalogo
Katalognummer
Numero de catalogo
Katalogové číslo
Katalognummer

Codice del lotto
Senjos kodes
Partijas kods
Partijnummer
Batchkode
Kod parti
Codigo do lote
Cislo šarže
Lotnummer

Fabbricante
Gaminiojas
Ražotājs
Fabrikant
Produsent
Productent
Fabricante
Võroba
Tõlvkare

Non sterile
Nesterilni
Nesterilni
Nesterilni
Niet-steriel
Usteril
Niegalowy
Nõo esteril
Nesterilne
Ikke-steril



Consult instructions for use
Viz navod k pouziti
Se brugsanvisningen
Gebrauchsanweisung beachten
Egyébalkalmazás utasításait figyelje
Consultar las instrucciones de uso
Lugege kasutusjuhendit
Käesko kasutusjuhendit
Consulte le mode d'emploi
Tekintse át a használati útmutatót

Consultare le istruzioni per l'uso
Skaitykite naudojimo instrukcijas
Skaiti lietošanas pamācību
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Se i bruksanvisningen
Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania
Consulte as instruções de utilização
Pracitajte si navod na pouzitie
Se bruksanvisningen

[Перевод с английского языка на русский язык]

[На бланке компании «Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.»]

«Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.»
(Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.)
1800 Пирамид Плейс, Мемфис
Теннесси 38132
США
(1800 Pyramid Place, Memphis, TN 38132, USA)
www.medtronic.com
Тел. 800-876 3133

Выступая в качестве уполномоченного лица компании «Медтроник Софамор Данек», настоящим удостоверяю, что прилагаемая к настоящему удостоверению копия документа «Инструкция-вкладыш в отношении изделий “Наборы инструментов для спинальной хирургии Carystone PMI, Peek Prevail, CD Horizon Longitude, METRX II”» является верной и точной.

Подпись: /подпись/

Дата: 04 августа 2017 г.

Филсун Мусса

Старший специалист по нормативно-
правовому регулированию
«Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.»

Печать производителя:

[Штамп:
«Медтроник Софамор Данек»
1800 Пирамид Плейс, Мемфис
Теннесси 38132
США
www.medtronic.com
Тел.: 800-876-3133
Факс: 901-346-9738]

УДОСТОВЕРЕНИЕ

В качестве зарегистрированного нотариуса штата Теннесси, округ Шелби, я настоящим удостоверяю, что настоящий документ является верной и точной копией оригинала.

ОКРУГ ШЕЛБИ
ШТАТ ТЕННЕССИ

ПОДТВЕРЖДЕНО ПОД ПРИСЯГОЙ И ПОДПИСАНО В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ
СЕГОДНЯ, 04 АВГУСТА 2017 Г.

/подпись/

[Печать нотариуса]

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕ США И ИХ ТЕРРИТОРИЙ

Инструменты многоразового применения производства компания Medtronic

М708348В571, ред. С

17 августа 2016 г.



Medtronic

[Штрих-код: *М708348В571-С*]

РУССКИЙ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ MEDTRONIC И МНОГОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ/СТЕРИЛИЗАЦИИ

ОПИСАНИЕ

При изготовлении инструментов многоразового применения применяют различные материалы, обычно используемые в инструментах для проведения ортопедических процедур, которые отвечают применимым федеральным и/или международным стандартам. Такие инструменты могут поставляться в контейнерах для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. Контейнеры для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic предназначены для использования совместно с официально реализуемой и/или подходящей стерилизационной оберткой в целях стерилизации нестерильных изделий паром.

Алюминиевые контейнеры для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic включают в себя контейнеры, лотки, крышки, тележки, модули и скобы, изготовленные из различных материалов, которые отвечают федеральным и международным стандартам и широко используются для упаковки, защиты и упорядочения нестерильных изделий производства компании Medtronic для проведения ортопедических и неврологических процедур.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данные ортопедические хирургические инструменты предназначены для использования при проведении хирургических процедур для работы с тканями, костной тканью, а также для использования в комбинации с другими изделиями при ортопедической хирургии. Данные инструменты могут использоваться для проведения измерений. Способы его использования указаны в маркировке.

Примечание: имплантировать инструменты запрещено.

Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic предназначены для использования в медицинских учреждениях для упорядочения, упаковки, стерилизации, транспортировки и хранения медицинских изделий и иных инструментов в промежутках между хирургическим или иным медицинским использованием. Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании

Medtronic как таковые не предназначены для поддержания стерильности. Они предназначены для использования совместно с официально реализуемой и/или подходящей стерилизационной оберткой

Компания Medtronic не предоставляет гарантию в отношении использования инструментов, кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic или каких-либо их составных частей, подвергшихся ремонту или попытке ремонта лицами, не являющимися специалистами компании Medtronic или уполномоченным сервисным представителем компании Medtronic. Кроме того, исключаются также подразумеваемые гарантии пригодности для продажи и соответствия определенным целям или использованию.

Предупреждение: данные инструкции не применимы к одноразовым изделиям. Инструкции по нестерильным одноразовым инструментам см. в ИП одноразовых нестерильных инструментов компании Medtronic № M708348B359.

ВНИМАНИЕ

- Поломка, соскальзывание инструментов, ненадлежащее использование или неправильное обращение с инструментами (например, контакт с острыми краями) могут привести к травмам у пациентов, операционного персонала и сотрудников, занятых проведением повторной обработки.
- При ненадлежащем уровне обслуживания, обращения или процедур очистки инструменты могут стать непригодными для их использования по назначению и опасными для пациента, операционного персонала и сотрудников, занятых проведением повторной обработки.
- Использованию инструментов для сгибания и резки стержней присущ ряд дополнительных рисков. Использование инструментов данных типов может привести к травме пациента по причине воздействия очень большого усилия. Резать стержень в месте хирургического вмешательства запрещено. Любая поломка инструмента в такой ситуации несет в себе чрезвычайную опасность. Требования к физическим характеристикам многих инструментов не позволяют изготавливать их из материалов, пригодных для имплантации. Наличие отломанных фрагментов инструментов в теле пациента может вызывать аллергические и инфекционные последствия.
- Очень важно для хирурга соблюдать предельную осторожность при работе в непосредственной близости от жизненно важных органов, нервов и сосудов, а также не применять чрезмерных усилий при коррекции положения инструментов, которые могут привести к травмированию пациента.
- Поломка, соскальзывание кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic, ненадлежащее использование или неправильное обращение с ними (например, контакт с острыми краями) могут привести к травмам у пациентов, операционного персонала и сотрудников, занятых проведением повторной обработки.
- При ненадлежащем уровне обслуживания, обращения или процедур очистки кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic могут стать непригодными для их использования по назначению и даже опасными для пациента или операционного персонала.
- Крайне важно обращаться с кассетами для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic надлежащим образом. Модификация кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic запрещена. Запрещено надрезать и сгибать кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. Надрезы, царапины и иные повреждения и/или следы износа на кассетах для

транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic во время хирургического вмешательства могут привести к поломке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Приложение избыточного усилия к инструментам может привести к смещению изделий, в особенности крючков.
- Запрещено подвергать инструменты воздействию температуры выше 135°C (275°F); это может привести к значительным изменениям физических характеристик. При подозрении на то, что инструменты подвергались воздействию температуры выше 135°C (275°F), тщательно проверьте их на предмет надлежащего функционирования.
- Необходимо соблюдать особую осторожность в целях сохранения хорошего рабочего состояния инструментов. При проведении процедуры крайне высокую важность имеет успешное применение данного инструмента. Инструменты не должны быть погнуты или повреждены. Неправильное использование инструментов, ржавчина, замораживание, появление царапин, ослабление соединений, изгибание или перелом какой-либо или всех деталей инструмента может стать причиной ухудшения надлежащего функционирования или ненадлежащего функционирования.
- Запрещается нецелевое использование инструментов.
- Регулярно проверяйте рабочее состояние всех инструментов и, при необходимости, связывайтесь с компанией Medtronic или уполномоченным сервисным представителем компании «Медтроник». Во избежание травм, перед использованием инструмент необходимо внимательно проверить на функциональность или отсутствие повреждений. Запрещается эксплуатация поврежденного инструмента. Необходимо обеспечить наличие дополнительных резервных инструментов.
- Предоперационные и операционные процедуры, в том числе знание хирургической техники, являются важными факторами успешного применения системы хирургом. Кроме того, правильный выбор и приверженность пациента лечению в значительной степени влияют на результаты.
- Правильный выбор пациента и методов операционного ухода имеет решающее значение для успеха оперативного вмешательства и недопущения травм во время операции. Необходимо ознакомиться с информацией о продукции, предоставляемой производителем инструментов, и следовать приведенным рекомендациям.
- Особые меры предосторожности необходимы при использовании инструментов у педиатрических пациентов, так как такие пациенты могут быть более восприимчивы к возникающим при этом нагрузкам.
- Необходимо удостовериться в отсутствии на инструментах, которые могут использоваться для проведения измерений, следов износа и четкой видимости нанесенной на их поверхность гравировки.
- Воздействие на кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic температуры выше 135°C (275°F) может привести к изменениям физических характеристик. Если кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic подвергались воздействию температуры выше 135°C (275°F), дополнительно проверьте их на предмет надлежащего функционирования. Более подробную информацию см. в разделе «ОСМОТР».
- Необходимо соблюдать особую осторожность в целях сохранения хорошего рабочего состояния кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. При проведении процедуры крайне высокую важность имеет успешное применение кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic не должны быть

погнуты или повреждены. Неправильное использование кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic, ведущее к образованию ржавчины, появлению царапин, ослаблению соединений, изгибанию или перелому какой-либо или всех деталей может стать причиной ухудшения надлежащего функционирования или ненадлежащего функционирования.

- Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic подвергаются многократным нагрузкам при нормальном ходе транспортировки, очистки и стерилизации. Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic следует тщательно проверять перед каждым использованием на предмет полноты сохранения функционала.
- Вес и распределение нагрузки кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic не должны превышать 11,4 кг/ 25 фунтов.
- Персонал должен надевать все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ), рекомендуемые производителем стерилизатора.
- Разнородные металлы не должны соприкасаться во время стерилизации во избежание появления ржавчины. Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic имеют скобы со специальным покрытием или силиконовое покрытие для предотвращения контакта с инструментами из нержавеющей стали, которые могут размещаться в кассетах для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

- Повреждение нервов, паралич, боль, повреждение мягких тканей, внутренних органов или суставов.
- Инфекции при ненадлежащей очистке и стерилизации инструментов или кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic.
- Боль, дискомфорт или необычные ощущения, обусловленные наличием изделия.
- Повреждение нервов вследствие хирургической травмы.
- Дуральная утечка при чрезмерной нагрузке.
- Сжатие близко расположенных сосудов, нервов и органов вследствие проскальзывания или смещения инструмента.
- Повреждения, вызванные внезапной разблокировкой зажимных устройств или пружинных механизмов некоторых инструментов.
- Порезы кожных покровов или перчаток сотрудников, занятых проведением повторной обработки.
- Переломы костей в случаях деформированного позвоночника или слабой костной ткани.
- Повреждение тканей пациента, физические травмы операционного персонала и/или увеличение времени операции, которые могут возникнуть в результате непреднамеренной разборки многокомпонентных инструментов во время операции.
- Способы использования инструментов должны определяться на основании опыта и подготовки пользователя в области хирургических процедур. Не каждое хирургическое вмешательство ведет к успешному исходу, в особенности при оперировании позвоночника, когда причиной неудовлетворительного исхода могут стать другие патологии пациента.

Примечание для врача: несмотря на то, что врач выступает в качестве образованного посредника между компанией и пациентом, важная медицинская информация, представленная в настоящем документе, должна быть доведена до сведения пациента.

Данные изделия должны использоваться только врачами, имеющими представление об устройстве изделий, их использовании по назначению, о дополнительных инструментах, а также о применяемых хирургических методах. Помимо этого, данные изделия должны использоваться только исполнителями, имеющими представление об устройстве изделий, их использовании по назначению и повторной обработке.

УПАКОВКА

Инструменты могут поставляться в отдельной упаковке или в кассетах для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. При получении на отдельной упаковке, кассетах для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic и содержащихся в них медицинских изделиях не должно быть признаков повреждений. Перед использованием необходимо проверить комплектность всех наборов, содержащихся в кассетах для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic, а все медицинские изделия следует проверить на предмет повреждений. Не допускается использование поврежденных инструментов, а также изделий в поврежденной упаковке или кассете. Такие изделия необходимо вернуть в компанию Medtronic.

ОСМОТР

До/после очистки и перед проведением операции пользователь должен обязательно проводить осмотр инструментов. Процедура осмотра должна быть тщательной и включать визуальный и функциональный контроль рабочих поверхностей, осей, стоек, проверку функциональности пружинных или торсионных механизмов, проверку чистоты фиксирующих отверстий и отверстий для канюлирования, проверку на наличие трещин, изгибов, деформаций или короблений, а также контроль наличия всех компонентов инструментов. Не допускается использование инструментов или кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic с явными признаками чрезмерного износа, повреждений, некомплектных или любых нерабочих инструментов.

До начала использования пользователь должен обязательно проводить осмотр кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. Процедура осмотра должна быть тщательной и включать визуальный и функциональный контроль. Помимо этого, необходимо убедиться в комплектности кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. Повторная обработка поврежденных кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic запрещена.

Визуальный осмотр

Убедиться:

- В разборчивости лазерной маркировки, гравировки и прочей маркировки.
- В отсутствии трещин, деформаций или короблений.
- В отсутствии растрескиваний на рукоятках инструмента или каких-либо частях инструмента.
- В отсутствии обесцвечивания, пятен или ржавчины. При обнаружении отчистите их в порядке, описанном в разделе «ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА» настоящего документа.
- В отсутствии признаков разъединения рукоятки/оси и в надежности соединения рукоятки с осью.
- В отсутствии порезов или вмятин на силиконе, силиконовых компонентах и рукоятках инструментов.
- В отсутствии растрескивания или отслаивания нейлонового покрытия металлических скоб.

- В отсутствии повреждений (порезов, разрывов и т.д.) в изоляции.
- В отсутствии повреждений на рабочих концах или наконечниках. На рабочих концах не должно быть трещин, вмятин с острыми краями и других повреждений. Рабочие концы должны быть острыми (если применимо).
- В отсутствии повреждений на резьбовой части.
- В наличии всех частей инструмента и отсутствии на них повреждений и следов износа. В число деталей, которые могут отсутствовать, могут быть слабо закреплены или повреждены, входят установочные винты, пружины, изогнутые пружины, стержни и зубцы.
- В отсутствии повреждений на сопрягаемых концах (зазубрин, вмятин, изгибов и т.д.), которые препятствовали бы сопряжению.
- В результатах визуального контроля канюлированных инструментов с проводником или иным инструментом для введения.

Проверка функциональности

Убедиться (если применимо):

- В свободном перемещении движущихся частей без залипания, спутывания или притирки.
- В возврате рукоятки инструмента в исходное положение под действием пружины.
- В удержании крепежными лапками соответствующих стыковочных поверхностей и отсутствии повреждений крепежных лапок.
- В надлежащем функционировании инструментов с соответствующими сопрягаемыми частями.
- В удержании шариковыми фиксаторами стыковочных поверхностей и отсутствии повреждений шариковых фиксаторов.
- В заострении острых краев (отсутствии притуплений) на ощупь, отсутствии трещин или каких-либо других повреждений.
- В надлежащем соединении наконечников.
- В функциональности храповых механизмов, включая рукоятки, фиксаторы и другие механизмы, в наличии всех зубцов на месте и их функциональности.
- В отсутствии следов чрезмерного износа на наконечниках инструментов в допустимых пределах. При необходимости подсоедините к инструменту соответствующую деталь.
- Фиксаторы, защитные контейнеры, модули и крышки должны прилегать надлежащим образом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОВТОРНОЙ ОБРАБОТКЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процесс очистки предусматривает удаление органических загрязнений. Эффективная очистка:

- Позволяет избежать передачи органических загрязнений от одного пациента к другому.
- Обеспечивает успешный результат последующей стерилизации. Надлежащий уровень повторной обработки зависит от тщательности очистки.

Очистка является начальным этапом. Стерилизацию проводят позже, в процессе повторной обработки, с целью уничтожения микроорганизмов и снижения вероятности передачи и возможности заражения. Для обеспечения приемлемого уровня повторной обработки не допускается возникновение каких-либо задержек между этапами, описываемыми в настоящем документе.

Инструменты можно безопасно и эффективно обрабатывать посредством процедур ручной очистки и сочетания процедур ручной очистки с автоматизированным циклом

очистки в моечной машине/дезинфекторе (с использованием чистящих средств на энзимной или щелочной основе), описанных в настоящем документе. Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic можно безопасно и эффективно обрабатывать посредством процедур ручной очистки и сочетания процедур ручной очистки с автоматизированным циклом очистки в моечной машине/дезинфекторе (с использованием чистящих средств на энзимной основе), описанных в настоящем документе.

Ответственные за проведение обработки лица должны соблюдать местные законы и требования регулирующих документов в странах, где выдвигаются более строгие требования к обработке, чем указано в настоящем документе.

Гемоконтактные патогены

Весь персонал медицинского учреждения при обращении с данным инструментом после их использования обязан соблюдать требования универсальных мер безопасности, прописанных в стандарте 29 OSHA (Закона об охране труда и технике безопасности), раздел 1910.1030 Свода федеральных нормативных актов США «Воздействие гемоконтактных патогенов на рабочем месте».

Чистящие средства и инвентарь для очистки

Инструменты: Рекомендуется использование чистящих средств с нейтральным уровнем pH, чистящих средств на энзимной основе (pH 7,0-8,0), чистящих средств на щелочной основе (pH 8,0-11,0), щеток с мягкой щетиной и мягких ершиков для чистки труб. Использовать высокощелочные чистящие средства (pH > 11,0) запрещено.

Примечание: при использовании чистящих средств на щелочной основе после очистки может требоваться нейтрализация. Информацию для определения необходимости в нейтрализации см. в инструкциях производителя. При необходимости нейтрализации, следуйте инструкциям производителя. Крайне важно надлежащим образом нейтрализовать и смыть чистящие средства на щелочной основе с инструментов.

Алюминиевые кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic: Рекомендуется использование чистящих средств с нейтральным уровнем pH, чистящих средств на энзимной основе (pH 7,0-8,0), щеток с мягкой щетиной и мягких ершиков для чистки труб. Использовать чистящие средства на щелочной основе запрещено ввиду значительности вызванных их использованием повреждений и невозможности дальнейшего использования алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic.

Не допускается применение следующих чистящих средств, растворов или инвентаря для очистки инструментов и кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic:

- физиологический раствор;
- растворы, содержащие хлор (например, отбеливатель) или альдегиды (например, глютеральдегид);
- формалин, ртуть, хлориды, бромиды, йодиды или раствор Рингера;
- металлические щетки или мочалки.

Вода для очистки и полоскания

Для очистки может быть использована водопроводная умягченная вода (при наличии). На конечном этапе промывки используют критическую жидкость (рекомендуется деионизированная вода) с целью недопущения образования минеральных отложений на поверхностях. Для получения критической жидкости из воды может применяться один из

нижеследующих процессов: ультрафильтрация (УФ), обратный осмос (ОС), деионизация (ДИ), либо эквивалентный им. Следует избегать использования жесткой воды.

Использование минерального масла или смазок на силиконовой основе

Запрещается применение минерального масла или смазок на силиконовой основе, так как их удаление не может быть обеспечено с помощью данной инструкции по очистке. Данные типы смазочных веществ способны накапливать микроорганизмы, препятствовать прямому контакту пара с поверхностями инструментов и препятствовать процессу стерилизации.

Повторная обработка: предупреждения

- После использования инструментов или кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic и перед их очисткой не допускать их высыхания. Засыхание крови или растворов, содержащих кровь, на изделиях может затруднять процесс очистки и последующей стерилизации инструментов или кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic.
- Инструменты многоразового применения производства компании Medtronic считаются критическими (ввиду критического контакта) и подлежат обязательной тщательной очистке с последующей стерилизацией до первого использования либо в соответствии с настоящими инструкциями по повторной обработке до повторного использования.
- Загружать загрязненные или использованные инструменты в кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic для автоматизированного цикла очистки в моечной машине/дезинфекторе запрещено. Загрязненные инструменты необходимо обрабатывать отдельно от кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic.
- Для очистки алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic допускаются только чистящие средства на энзимной основе (с нейтральным pH).
- Некоторые растворы (растворы на основе щелочи и/или растворы, содержащие отбеливатель, глютаральдегид или формалин) могут привести к значительному повреждению алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. Использование таких растворов запрещено.
- Весь персонал медицинского учреждения должен соблюдать универсальные меры предосторожности, работая с загрязненными или потенциально загрязненными инструментами или кассетами для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. Необходимо соблюдать осторожность при манипуляциях с инструментами с острыми краями или режущими кромками.
- При манипуляциях или работе с загрязненными или потенциально загрязненными материалами, изделиями и оборудованием следует использовать соответствующие СИЗ. СИЗ включают в себя халаты, маски, очки, предохранительные щитки, перчатки и бахилы.
- Помещать тяжелые инструменты поверх хрупких запрещено.
- Следует избегать потоков холодного воздуха из вентиляции и иных потоков воздуха во время фазы охлаждения во избежание образования влаги по окончании стерилизации по причине быстрого охлаждения.

Повторная обработка: ограничения

- Многократная обработка не оказывает значимого воздействия на данные инструменты и кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic.

- Конец срока службы наступает при избыточном износе и повреждении изделия в результате эксплуатации в нормальных условиях. Несмотря на важность обработки инструмента или кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic, используемых материалов, а также условий очистки и стерилизации, количество раз повторной обработки инструментов и кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic для любых практических целей не ограничено.
- См. раздел «ОСМОТР» настоящего документа, чтобы определить, подошел ли срок службы изделия к концу.

ИНСТРУКЦИИ (только для инструментов) (Инструкции для алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic приведены после инструкций для инструментов)	
Запуск нового инструмента в эксплуатацию	• Инструменты поставляются в нестерильном состоянии и подлежат обязательной тщательной очистки с последующей стерилизации до первого и каждого повторного использования. • Удалите все упаковочные материалы до проведения очистки и стерилизации.
Место использования	• Удалить с инструментов все видимые следы загрязнений с помощью безворсовых салфеток. • В целях сведения к минимуму вероятности высыхания, инструменты следует очищать в течение 30 минут после использования. • Если незамедлительная повторная обработка инструментов невозможна, то необходимо поддерживать изделия во влажном состоянии при транспортировке. • Если возможно, поместить инструменты в лоток с умягченной водопроводной водой или накрыть влажными полотенцами.
Хранение транспортировка	• Незамедлительно переместите лоток с накрытыми инструментами в рабочую зону, предназначенную для проведения повторной обработки. • Загрязненные инструменты необходимо перемещать отдельно от чистых инструментов во избежание загрязнения персонала и окружающей среды.
Подготовка к очистке	• Инструменты, подлежащие разборке до проведения очистки и стерилизации, поставляются со специальными инструкциями по обработке/разборке/повторной сборке. Дополнительную информацию см. в специальных инструкциях по обработке/разборке/повторной сборке инструмента. • Необходимо удалить все помехи до проведения очистки. Следует промыть канюлированные изделия водопроводной или обработанной водой, чтобы предотвратить засыхание грязи и/или инородных частиц внутри. • Инструменты можно безопасно и эффективно обрабатывать посредством процедур ручной очистки и сочетания процедур ручной очистки с автоматизированным циклом очистки в моечной машине/дезинфекторе (с использованием чистящих средств на энзимной или щелочной основе), описанных в таблицах 1 и 2 настоящего документа.
Автоматизированный цикл очистки с использованием чистящих средств на энзимной или щелочной основе	1. Промыть, прополоскать и почистить инструменты под струей водопроводной (холодной) воды температурой < 43°C (< 110°F) в течение 30-60 секунд. Очистите инструменты с помощью щетки с мягкой щетиной подходящего размера для удаления всех видимых загрязнений. Прочистите все просветы и полости и включите изделие (если применимо). 2. Используя водопроводную воду, приготовить чистящий раствор на энзимной основе¹ (описан после таблицы 1) или чистящий раствор на щелочной основе² (описан после таблицы 2) в соответствии с инструкциями производителя, рекомендациями по разведению и температурному режиму в соникаторе соответствующего размера. 3. Полностью погрузите инструменты в чистящее средство на энзимной основе и подвергните ультразвуковой обработке с частотой 40-50 кГц в течение не менее 15 минут. Допускается использование нескольких циклов ультразвуковой обработки общей продолжительностью не менее 15 минут. Убедитесь, что все поверхности, просветы и компоненты изделия находятся в чистящем средстве. Примечание: ультразвуковая очистка эффективна только в том случае, если очищаемая поверхность погружена в чистящий раствор. Наличие воздушных пузырей снижает эффективность ультразвуковой очистки. Чтобы свести к минимуму количество воздушных пузырей и риск образования пузырей, промойте просветы, полости, щели и пружины чистящим раствором, когда инструмент погружен в бак ультразвуковой очистки. 4. Переместите инструменты в автоматизированную моечную машину/дезинфектор и установите параметры цикла мойки/дезинфекции в соответствии с таблицей 1 (для чистящих средств на энзимной основе) или 2 (для чистящих средств на щелочной основе). Убедитесь, что канюлированные инструменты и/или инструменты с несквозными отверстиями расположены внутри моечной машины/дезинфектора таким образом, чтобы обеспечить надлежащий сток промывочной воды для предотвращения ее накопления в инструменте. Убедитесь в правильной настройке параметров циклов в соответствии с таблицей 1 или 2. 5. При извлечении инструментов тщательно визуально осмотреть их, включая все просветы и полости, на предмет отсутствия в них каких-либо видимых следов загрязнений. При обнаружении каких-либо остаточных загрязнений необходимо повторить процесс очистки или незамедлительно связаться с компанией Medtronic для утилизации или замены инструмента. Продолжение повторной обработки загрязненного изделия запрещено.

ИНСТРУКЦИИ (только для инструментов)
(Инструкции для алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic приведены после инструкций для инструментов)

Таблица 1: Чистящее средство на энзимной основе (pH 7,0-8,0)				
Цикл		Температура	Минимальная продолжительность (мин:с)	Концентрация
Предварительная промывка		< 43°C (< 110°F) (Холодная водопроводная вода)	2:00	Не применимо
Импульсная мойка чистящим средством на энзимной основе	Промывка	Горячая водопроводная вода	10:00	0,2-0,8 мл/литр
	Полоскание	Горячая водопроводная вода	≥ 00:15	Не применимо
Мойка чистящим средством (с нейтральным pH)		65°C (149°F)	5:00	0,2-0,8 мл/литр
Полоскание		71°C (160°F)	15:00	Не применимо
Тепловая обработка (дезинфекция)		93°C (200°F)	5:00	Не применимо
Полоскание (деионизация)				
Сушка		98,8°C (210°F)	≥ 30:00	Не применимо
Примечание: валидация цикла осуществлялась с помощью моющего средства на энзимной основе с чистящим средством Prolystica ¹ (1-4 мл/литр) для ультразвуковой обработки и ультразвукоцентрированного чистящего средства на энзимной основе Prolystica и чистящего средства с нейтральным pH Prolystica для использования моечной машины/дезинфектора.				

Таблица 2: Чистящее средство на щелочной основе (pH 8,0-11,0)				
Цикл		Температура	Минимальная продолжительность (мин:с)	Концентрация
Предварительная промывка		< 43°C (< 110°F) (Холодная водопроводная вода)	2:00	Не применимо
Импульсная мойка чистящим средством на щелочной основе	Промывка	Горячая водопроводная вода	10:00	2-6 мл/литр
	Полоскание	Горячая водопроводная вода	≥ 00:15	Не применимо
Мойка чистящим средством на щелочной основе		60°C (140°F)	5:00	2-6 мл/литр
Полоскание		71°C (160°F)	15:00	Не применимо
Тепловая обработка (дезинфекция)		93°C (200°F)	5:00	Не применимо
Полоскание (деионизация)				
Сушка		98,8°C (210°F)	≥ 30:00	Не применимо
Примечание: валидация цикла осуществлялась с помощью чистящего средства Neodisher MediClean Forte ² (5-10 мл/литр: ультразвуковая обработка; 2-6 мл/литр: использование моечной машины/дезинфектора). Нейтрализации чистящего средства Neodisher MediClean Forte не требуется. В то же время, она может требоваться для других чистящих средств на щелочной основе. Информацию для определения необходимости в нейтрализации см. в инструкциях производителя.				

Примечание: так как на работу моечных машин/дезинфекторов влияет множество переменных, каждое медицинское учреждение должно надлежащим образом установить собственное оборудование, обеспечить его калибровку и проверку используемого процесса (например, значения температуры, продолжительность). Обязательно следуйте рекомендациям производителя моечной машины/дезинфектора. При очистке нескольких изделий в рамках одного цикла очистки убедитесь, что вы не превышаете максимальный заявленный производителем вес. Валидация очистки осуществлялась с полной загрузкой камеры.

Ручная очистка чистящим средством на энзимной основе

1. Проводите ручную очистку инструментов только в отсутствие автоматизированной моечной машины/дезинфектора.
2. Разберите инструменты (если применимо).
3. Промойте, прополоскайте и почистите инструменты под струей водопроводной (холодной) воды температурой < 43°C (< 110°F) в течение не менее 3 минут. Очистите инструменты с помощью щетки с мягкой щетиной подходящего размера для удаления всех видимых загрязнений. Прочистите все просветы и полости и включите изделие (если применимо).
4. Продолжайте очистку до удаления всех видимых загрязнений.
5. Используя водопроводную воду, приготовить чистящий раствор на энзимной основе в соответствии с инструкциями производителя, рекомендациями по разведению и температурному режиму.
6. Полностью погрузите инструменты в чистящее средство на энзимной основе; оставьте на 45-60 минут. Убедитесь, что все поверхности, просветы и компоненты изделия находятся в чистящем средстве.

ИНСТРУКЦИИ (только для инструментов) (Инструкции для алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic приведены после инструкций для инструментов)	
	7. Вынуть инструменты из чистящего раствора на энзимной основе и промыть под проточной (холодной) водопроводной водой. Промойте проточной водой все просветы и полости. Ополосните водопроводной (холодной) водой в течение не менее 3 минут. 8. Используя водопроводную воду, приготовить второй чистящий раствор на энзимной основе в соответствии с инструкциями производителя, рекомендациями по разведению и температурному режиму в соникаторе соответствующего размера. 9. Полностью погрузите инструменты в чистящее средство на энзимной основе и подвергните ультразвуковой обработке с частотой 40-50 кГц в течение не менее 45 минут. Допускается использование нескольких циклов ультразвуковой обработки общей продолжительностью не менее 45 минут. Убедитесь, что все поверхности, просветы и компоненты изделия находятся в чистящем средстве. Примечание: ультразвуковая очистка эффективна только в том случае, если очищаемая поверхность погружена в чистящий раствор. Наличие воздушных пузырей снижает эффективность ультразвуковой очистки. Чтобы свести к минимуму количество воздушных пузырей и риск образования пузырей, промойте просветы, полости, шели и пружины чистящим раствором, когда инструмент погружен в бак ультразвуковой очистки. 10. Извлеките инструменты из соникатора и ополосните проточной водопроводной (холодной) водой. Промойте проточной водой все просветы и полости. Ополосните в течение не менее 3 минут. 11. Повторите этап полоскания (№ 10), ополаскивая инструменты деионизированной водой в течение еще 3 минут. 12. Тщательно визуально осмотреть инструменты, включая все просветы и полости, на предмет отсутствия в них каких-либо видимых загрязнений. При обнаружении каких-либо остаточных загрязнений необходимо повторить процесс очистки или незамедлительно связаться с местным представительством компании Medtronic для утилизации или замены инструмента. Продолжение повторной обработки загрязненного изделия запрещено.
Дезинфекция: тепловая обработка	• Термически дезинфицируйте изделия в рамках последнего полоскания при повышенной температуре (93°C) (200°F) в автоматизированной моечной машине/дезинфекторе в течение 5-10 минут. • Дезинфекции дезинфицирующими растворами или химическими средствами не требуется ввиду того, что процесс дезинфекции включает в себя очистку с последующей стерилизацией. • Тепловой дезинфекции недостаточно для безопасного использования инструментов у пациентов.
Сушка: автоматизированный цикл очистки моечной машиной/дезинфектором	• По завершении цикла очистки моечной машиной/дезинфектором визуально осмотрите изделия на предмет высушивания. • При обнаружении влаги на инструментах после цикла очистки моечной машиной/дезинфектором протрите их чистыми абсорбирующими безворсовыми салфетками, высушите чистым сжатым воздухом и/или в сушильном шкафу при температуре $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) в течение не менее 30 минут. • Для высушивания многокомпонентных инструментов (например, с валом во втулке, отверстиями для канюлирования и сквозными отверстиями) использование сушильного шкафа при температуре $\geq 118^{\circ}\text{C}$ ($\geq 245^{\circ}\text{F}$) в течение не менее 30 минут обязательно. Визуально осмотрите изделия на предмет высушивания. • Инструменты должны полностью высохнуть, прежде чем паковать их для стерилизации.
Сушка: ручная очистка	• Протрите изделия чистыми абсорбирующими безворсовыми салфетками и/или высушите чистым сжатым воздухом и/или в сушильном шкафу. Визуально осмотрите изделия на предмет высушивания и повторите процедуру сушки, если необходимо. • Инструменты должны полностью высохнуть, прежде чем паковать их для стерилизации.
Контроль и повторная сборка	• Если инструмент разбирали до проведения очистки и стерилизации, соберите его (если применимо). • Тщательно осмотрите инструмент на предмет повреждений. Такой осмотр осуществляется в соответствии с разделом «ОСМОТР» настоящего документа. • При обнаружении повреждений незамедлительно связаться с компанией Medtronic для утилизации или замены инструмента. Продолжение повторной обработки загрязненного изделия запрещено.
Упаковка	• Необходимо использовать стандартную нетканую/влагонепроницаемую стерилизационную салфетку или эквивалент. • Отдельные инструменты или специализированные стерилизационные лотки необходимо обернуть двумя салфетками до проведения стерилизации. • Пакуются только инструменты, произведенные и/или распространяемые компанией Medtronic. • Переходите к разделу «Стерилизация».

ИНСТРУКЦИИ (только для алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic) (Инструкции для изделий многоразового применения приведены в предыдущей таблице)	
Запуск новой кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic в эксплуатацию	• Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic поставляются в нестерильном состоянии и подлежат обязательной тщательной очистке с последующей стерилизацией до первого и каждого повторного использования. • Удалите все упаковочные материалы до проведения очистки и стерилизации.
Место использования	• Удалить с контейнера и лотков все видимые следы загрязнений с помощью безворсовых салфеток. • В целях сведения к минимуму вероятности высыхания, кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic следует очищать сразу после использования.
Хранение и транспортировка	• Если незамедлительная повторная обработка кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic невозможна, то необходимо поддерживать изделия во влажном состоянии при транспортировке. • Если возможно, поместить загрязненные кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic в смягченную водопроводную воду или накрыть влажными полотенцами.

ИНСТРУКЦИИ (только для алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic)
(Инструкции для изделий многоразового применения приведены в предыдущей таблице)

Подготовка к очистке

Автоматизированный цикл очистки с использованием чистящих средств на энзимной или щелочной основе

• Незамедлительно переместите кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic в рабочую зону, предназначенную для проведения повторной обработки.

• Кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic необходимо чистить отдельно друг от друга и не складывать друг в друга. Необходимо снять крышки контейнера и модуля и чистить их отдельно либо чистить их в открытом положении, если снять их невозможно.

• Контейнеры и лотки можно безопасно и эффективно обрабатывать посредством процедур ручной очистки и сочетания процедур ручной очистки с автоматизированным циклом очистки в моечной машине/дезинфекторе (с использованием чистящих средств только на энзимной основе для алюминиевых контейнеров и лотков), описанных в настоящем документе. Использовать чистящие средства на щелочной основе запрещено ввиду повреждения ими алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic.

1. Промыть, прополоскать и почистить контейнеры и лотки под струей водопроводной (холодной) воды температурой < 43°C (< 110°F) в течение не менее 30 секунд.

2. Переместите инструменты в автоматизированную моечную машину/дезинфектор и установите параметры цикла мойки/дезинфекции в соответствии с таблицей 3. Убедитесь, что контейнеры и лотки расположены внутри моечной машины/дезинфектора таким образом, чтобы обеспечить надлежащий сток. Убедитесь, что кассеты/модули повернуты открытой частью к форсункам, а также в правильной настройке параметров циклов в соответствии с таблицей 3.

3. При извлечении изделий тщательно визуально осмотреть их, включая все просветы и полости, на предмет отсутствия в них каких-либо видимых следов загрязнений. При обнаружении каких-либо остаточных загрязнений необходимо повторить процесс очистки или незамедлительно связаться с компанией Medtronic для утилизации или замены инструмента. Продолжение повторной обработки загрязненного изделия запрещено.

Таблица 1: Чистящее средство на энзимной основе (с нейтральным pH) (pH 7,0-8,0)

Цикл		Температура	Минимальная продолжительность (мин:с)	Концентрация
Предварительная промывка		< 43°C (< 110°F) (Холодная водопроводная вода)	2:00	Не применимо
Импульсная мойка чистящим средством на энзимной основе	Промывка	< 60°C (< 140°F) Горячая водопроводная вода	4:00	0,2-0,8 мл/литр
	Полоскание	< 60°C (< 140°F) Горячая водопроводная вода	≥ 00:15	Не применимо
Мойка чистящим средством (с нейтральным pH)		60°C (140°F)	5:00	0,2-0,8 мл/литр
Полоскание		71°C (160°F)	5:00	Не применимо
Тепловая обработка (дезинфекция)		90°C (194°F)	5:00	Не применимо
Полоскание (деионизация)				
Сушка		98,8°C (210°F)	≥ 15:00	Не применимо

Примечание: валидация цикла осуществлялась с помощью ультраконцентрированного чистящего средства на энзимной основе Prolystica и чистящего средства с нейтральным pH Prolystica производства компании «Стерис» для использования моечной машины/дезинфектора.

Примечание: так как на работу моечных машин/дезинфекторов влияет множество переменных, каждое медицинское учреждение должно надлежащим образом установить собственное оборудование, обеспечить его калибровку и проверку используемого процесса (например, значения температуры, продолжительность). Обязательно следуйте рекомендациям производителя моечной машины/дезинфектора. При очистке нескольких изделий в рамках одного цикла очистки убедитесь, что вы не превышаете максимальный заявленный производителем вес. Валидация очистки осуществлялась с полной загрузкой камеры.

Ручная очистка чистящим средством на энзимной основе

1. Проводите ручную очистку кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic, если автоматизированная моечная машин/дезинфектор отсутствует.

2. Промыть, прополоскать и почистить кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic под струей холодной водопроводной воды температурой < 43°C (110°F) в течение не менее 1 минуты.

3. Очистите инструменты с помощью щетки с мягкой щетиной подходящего размера или мягкого ершика для чистки труб для удаления всех видимых загрязнений. Прочистите все просветы и полости и включите изделие (если применимо).

4. Продолжайте очистку до удаления всех видимых загрязнений.

5. Используя водопроводную воду, приготовить чистящий раствор на энзимной основе в соответствии с инструкциями производителя, рекомендациями по разведению и температурному

ИНСТРУКЦИИ (только для алюминиевых кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic) (Инструкции для изделий многоразового применения приведены в предыдущей таблице)	
	режиму. Полностью погрузите инструменты в чистящее средство на энзимной основе; оставьте не менее чем на 10 минут. Убедитесь, что все поверхности, просветы и компоненты изделия находятся в чистящем средстве. 6. Вынуть инструменты из чистящего раствора на энзимной основе и промыть под проточной (холодной) водопроводной водой. Промойте проточной водой все просветы и полости. Ополосните холодной водопроводной водой в течение не менее 1 минуты. 7. Используя водопроводную воду, приготовить второй чистящий раствор на энзимной основе в соответствии с инструкциями производителя, рекомендациями по разведению и температурному режиму в соникаторе соответствующего размера. 8. Полностью погрузите инструменты в чистящее средство на энзимной основе и подвергните ультразвуковой обработке с частотой 40-50 кГц в течение не менее 20 минут. Допускается использование нескольких циклов ультразвуковой обработки общей продолжительностью не менее 20 минут. Убедитесь, что все поверхности, просветы и компоненты изделия находятся в чистящем средстве. Примечание: ультразвуковая очистка эффективна только в том случае, если очищаемая поверхность погружена в чистящий раствор. Наличие воздушных пузырей снижает эффективность ультразвуковой очистки. Чтобы свести к минимуму количество воздушных пузырей и риск образования пузырей, промойте просветы, полости, щели и пружины чистящим раствором, когда инструмент погружен в бак ультразвуковой очистки. 9. Извлеките изделия из соникатора и ополосните холодной проточной водопроводной водой. Промойте проточной водой все просветы и полости. Ополосните в течение не менее 10 минут. Допускается использование нескольких циклов ополаскивания общей продолжительностью не менее 10 минут. 10. Повторите этап полоскания (№ 9), ополаскивая инструменты деионизированной водой в течение еще 10 минут. Допускается использование нескольких циклов ополаскивания общей продолжительностью не менее 10 минут. 11. Тщательно визуально осмотреть изделия, включая все просветы и полости, на предмет отсутствия в них каких-либо видимых загрязнений. При обнаружении каких-либо остаточных загрязнений необходимо повторить процесс очистки или незамедлительно связаться с местным представительством компании Medtronic для утилизации или замены инструмента. Продолжение повторной обработки загрязненного изделия запрещено. Примечание: валидация цикла осуществлялась с помощью моющего средства на энзимной основе с чистящим средством Prolystica¹ (1-4 мл/литр).
Сушка	Автоматизированный цикл очистки моечной машиной/дезинфектором - По завершении цикла очистки моечной машиной/дезинфектором визуально осмотрите изделия на предмет высушивания. - При обнаружении влаги на кассетах для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic, протирайте их чистыми абсорбирующими безворсовыми салфетками или сушите чистым сжатым воздухом до тех пор, пока влага не исчезнет. Ручная очистка Протрите изделия чистыми абсорбирующими безворсовыми салфетками и/или высушите чистым сжатым воздухом. Визуально осмотрите изделия на предмет высушивания и повторите процедуру сушки, если необходимо.
Контроль и повторная сборка	- Тщательно осмотрите кассеты для транспортировки/стерилизации на предмет повреждений. Такой осмотр осуществляется в соответствии с разделом «ОСМОТР» настоящего документа. - При обнаружении повреждений кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic или модулей незамедлительно связаться с компанией Medtronic для утилизации или замены изделия. - Загрузите в кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic или модули соответствующие изделия. - Переходите к разделу «Стерилизация».

ИНСТРУКЦИИ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ инструментов и кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic							
Стерилизация	1. Обернуть отдельные инструменты и/или специализированные кассеты для транспортировки/стерилизации с инструментами двумя неткаными/влагонепроницаемыми хирургическими стерилизационными салфетками. 2. Перед загрузкой в стерилизатор проверить упаковку на предмет отсутствия разрывов, проколов или нарушения герметичности. 3. Загрузить инструменты в стерилизатор, следуя требованиям рекомендованной изготовителем стерилизатора процедуры и конфигурации загрузки. 4. Выполнить рекомендуемые производителем стерилизатора процедуры по программированию стерилизатора с использованием какого-либо из наборов параметров цикла стерилизации, приведенных в таблице 4. Таблица 4: Параметры цикла стерилизации <table> <tr> <th>Цикл</th><th>Температура</th><th>Продолжительность воздействия</th><th>Минимальная продолжительность</th></tr> </table>			Цикл	Температура	Продолжительность воздействия	Минимальная продолжительность
Цикл	Температура	Продолжительность воздействия	Минимальная продолжительность				

				сушки ¹
	Динамическое удаление воздуха (4 предварительных импульса)	132°C (270°F)	4 минуты	30 минут
	Динамическое удаление воздуха (4 предварительных импульса)	135°C (275°F)	3 минуты	30 минут
	Динамическое удаление воздуха (4 предварительных импульса)	134°C (273°F)	4 минуты	30 минут
	Динамическое удаление воздуха (4 предварительных импульса)	134°C (273°F)	20 минут	30 минут
	³ Значения минимальной продолжительности сушки одобрены с использованием стерилизаторов, имеющих функции вакуумной сушки. Для циклов сушки при атмосферном давлении окружающей среды может потребоваться больше времени для высыхания. См. рекомендации производителя стерилизатора.			
	Между моделями стерилизаторов для промышленного применения и использования в медицинских учреждениях возможны различия по размерам камеры и параметрам загрузки камеры. Параметры стерилизации, указанные в таблице 4, могут быть достигнуты как в крупных моделях стерилизаторов для промышленного применения, так и в моделях, предназначенных для использования в медицинских учреждениях. Так как в процессе стерилизации задействовано множество переменных, каждое медицинское учреждение должно обеспечить калибровку и проверку процесса стерилизации (например, значения температуры, продолжительность), используемого для собственного оборудования. Примечание: пар для стерилизации должен образовываться из воды, прошедшей обработку для удаления полностью растворенных твердых частиц и неконденсируемых газов и отфильтрованной для удаления загрязнений и капель воды, поставляемой по трубам без тупиков и иных застойных зон, где может скапливаться грязь. Внимание! Не рекомендуется применение для стерилизации данных изделий этиленоксида (ЭО), газовой плазмы, гамма-излучения, химического парофазного осаждения или сухого жара. Рекомендованным методом стерилизации является применение тепла, отдаваемого паром / влажного жара.			
Дополнительная информация	Необходимо незамедлительно чистить и повторно стерилизовать все использованные хирургически инструменты. Инструменты необходимо тщательно очистить, проверить и стерилизовать прежде, чем возвращать компании Medtronic. Медицинские изделия, входившие в контакт с пациентом с прионной или прионоподобной болезнью, например, болезнью Крейтцфельда-Якоба, или подозрением на такую болезнь, не подлежат возврату компании Medtronic, должны помещаться в карантин и проходить обработку в соответствии с инструкциями по обработке изделий, загрязненных тканями повышенного риска в медицинском учреждении. Свяжитесь с компанией Medtronic для получения информации о надлежащем порядке утилизации/уничтожения.			

Представленная информация по очистке и стерилизации соответствует стандартам AAMI TIR12, AAMI TIR30, ANSI/AAMI ST81, ISO 17664, ISO 17665, ISO 15883-2 и ISO 15883-5. Инструкции по повторной обработке, представленные в настоящем документе, утверждены для подготовки инструментов к повторному использованию. Валидация стерилизации продемонстрировала достижение гарантированного уровня стерильности 10⁻⁶. Параметры стерилизации были удостоверены с помощью кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic. Валидация стерилизации осуществлялась с пустой камерой. Для валидации также использовали наихудший возможный вариант – перфорированный лоток, обернутый в две салфетки. Ответственность за проведение обработки с помощью утвержденного оборудования и подготовленными специалистами в учреждении, занимающемся вопросами повторной обработки, в целях достижения желаемых результатов лежит на лице, ответственном за проведение обработки. В общем случае это означает необходимость валидации и планового мониторинга процесса. Любое отклонение специалистов по обработке от предоставленных инструкций следует рассматривать надлежащим образом с точки зрения эффективности и риска нежелательных последствий. Некоторые изделия имеют специальные инструкции по разборке/повторной сборке. Дополнительные инструкции для таких инструментов см. в поставляемых с ними инструкциях. Пользователи должны внедрить надлежащие протоколы проведения повторной обработки изделий многократного применения в своих учреждениях с учетом рекомендаций производителя изделий и производителя чистящих средств.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Нестерильные инструменты и кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic: хранить в сухом, чистом месте при комнатной температуре. Нестерильные инструменты и кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic могут применяться неоднократно и не имеют четко определенного срока годности. Конец срока службы (истечение срока годности) наступает при избыточном износе и повреждении изделия в результате эксплуатации в нормальных условиях. Более подробную информацию см. в разделе «Повторная обработка: ограничения».

Стерилизуемые инструменты и кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic: убедитесь, что инструменты и кассеты для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic высохли прежде, чем передавать их на хранение. Хранить в сухом, чистом месте при комнатной температуре. Срок годности стерилизуемых инструментов и кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic зависит от срока годности официально реализуемых стерилизационных салфеток. Медицинское учреждение должно установить срок годности стерилизуемых инструментов в зависимости от типа используемых стерилизационных салфеток с учетом рекомендаций производителя стерилизационных салфеток.

ПРЕТЕНЗИИ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

Для подачи претензии в отношении изделия свяжитесь с компанией Medtronic.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МРТ

Инструменты производства компании Medtronic не предназначены для использования в условиях магнитно-резонансной томографии (МРТ). Более того, инструменты производства компании Medtronic не анализировали с точки зрения безопасности и совместимости с МРТ. В связи с этим безопасность использования инструментов производства компании Medtronic в условиях МРТ не установлена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае наличия сомнений или вопросов относительно надлежащей эксплуатации какого-либо из инструментов многоразового применения производства компании Medtronic или повторной обработки инструментов или кассет для транспортировки/стерилизации производства компании Medtronic, следует обратиться в компанию Medtronic. Информация по всем доступным хирургическим техникам предоставляется бесплатно.

© 2016 «Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.». Все права защищены.

Спонсор в Австралии:
«Медтроник Австралазия Пти Лтд»
5 Алма Роуд
г. Маккуори Парк, шт. Новый Южный
Уэльс, 2113
Австралия


**«Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй,
Инк.»**
1800 Пирамид Плейс
г. Мемфис, шт. Теннесси, 38132
Телефон: 800 933 2635 (в США)
901 396 3133 (вне США)
Факс: 901 396 0356


«Медтроник Б.В.»
Эрл Баккенстраат 10
6422 RJ, г. Херлен
Нидерланды
Тел.: +31 45 566 80 00

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
	Изделие соответствует требованиям Директивы Европейского Совета по медицинским изделиям 93/42/ЕЕС
	Изделие соответствует требованиям Директивы Европейского Совета по медицинским изделиям 93/42/ЕЕС
	Номер по каталогу
	Номер партии
	Производитель
	Нестерильно
	См. инструкцию по применению

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Клепневым Виктором Игоревичем

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Десятого августа две тысячи семнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Клепнева Виктора Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 15-32648.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: --- руб.

ПОДПИСЬ

Г.Б. Акимов

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Акимова Г.Б

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 42 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва
Десятого августа две тысячи семнадцатого года.

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 15-32648

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 730 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:
руб. 00 коп.

Г.Б. Акимов

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 42 лист(а) (о в)

Нотариус

Medtronic

Medtronic
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.
1800 Pyramid Place, Memphis
TN 38132
USA
www.medtronic.com

tel 800.876.3133

Custodian:

Miriam Estrano

Miriam Estrano
Prin. Regulatory Affairs Specialist
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.

20 Nov 2017

Date

Addendum to Appendix to IFU for

Spinal Instrument Sets Capstone PMI, Peek Prevail, CD Horizon Longitude, METRX II

ATTESTATION

STATE OF TENNESSEE
SHELBY COUNTY

On this 20th day of November 2017, I attest that the preceding or attached documents are true, exact, complete, and unaltered photocopies made by me of the following, Document, issued by Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., presented to me by the document's custodian, Miriam Estrano, and, to the best of my knowledge, that the photocopied document is neither a public record nor a publicly recordable document, certified copies of which are available from an official source other than a notary public.

Notary:

Ramona V Brown
Official Notary Signature

Subscribed and sworn to before me
This 20th day of November, 2017



2017

Дополнение к Приложению к Инструкции по применению/Addendum to Appendix to IFU

I. Наименование медицинского изделия/ Name of medical device	Наборы инструментов для спинальной хирургии Capstone PMI, Peek Prevail, CD Horizon Longitude, METRX II I. Наборы инструментов для спинальной хирургии Capstone PMI, Peek Prevail, CD Horizon Longitude, METRX II: 1. Набор инструментов Capstone PMI, код товара CAPPMI907, в составе: - Остеотом, 6 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Остеотом, 8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Резак вращаемый, малый – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Резак вращаемый, средний – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Резак вращаемый, большой – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Кюретка байонетная, малая, прямая – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Кюретка байонетная, угловая, левая – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Кюретка байонетная, угловая, правая – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Кюретка байонетная, прямая, кольцевая – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 9 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 10 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 11 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 12 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 13 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 14 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Крышка контейнера, комбинированная, универсальная – 1 шт. (но не	Spinal Instrument Sets Capstone PMI, Peek Prevail, CD Horizon Longitude, METRX II I. Spinal Instrument Sets Capstone PMI, Peek Prevail, CD Horizon Longitude, METRX II: 1. Instrument set Capstone PMI, CAPPMI907, content: - Osteotome, 6 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Osteotome, 8 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Rotate cutter, small – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Rotate cutter, medium – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Rotate cutter, large – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Forward angle curette, small – no more 10 pcs.; - Left angled cup curette – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Right angled cup curette – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Ring curette – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor, 8 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor, 9 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor, 10 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor, 11 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor, 12 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor, 13 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor, 14 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Outer case lid – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Reamer T-handle – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Shaver, 8mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Shaver, 10mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Shaver, 12mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Shaver, 14mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Inserter threaded – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Shaft Capstone threaded inserter – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Slap plate – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 8x22 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed);
---	--	---

более 10 при необходимости); - Рукоятка Т-формы для сменных инструментов – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Шейвер, 8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости).; - Шейвер, 10 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Шейвер, 12 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Шейвер, 14 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Установитель кейджа резьбовой – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Вал установителя кейджа – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Удалитель пластинный, выбивающий – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 8 мм х 22 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 8 мм х 32 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 10 мм х 22 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 10 мм х 32 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 12 мм х 22 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 12 мм х 32 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 14 мм х 22 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 14 мм х 32 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 8 мм х 26 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 8 мм х 36 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 10 мм х 26 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 10 мм х 36 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 12 мм х 26 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости);	- Distractor/Trial, 8x32 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 10x22 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 10x32 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 12x22 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 12x32 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 14x22 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 14x32 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 8x26 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 8x36 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 10x26 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 10x36 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 12x26 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 12x36 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 14x26 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Distractor/Trial, 14x36 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Upper Instrument tray Capstone Posterior Microscope – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Middle Instrument tray Capstone Posterior Microscope – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Lower Instrument tray Capstone Posterior Microscope – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Capstone instruments, instruments set case – 1 ea (no more 10 pcs. if needed);
--	---

	необходимости); - Дистрактор пробный, 12 мм х 36 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 14 мм х 26 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Дистрактор пробный, 14 мм х 36 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Полка верхняя для инструментов Capstone – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Полка средняя для инструментов Capstone – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Полка нижняя для инструментов Capstone – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Контейнер трехуровневый для инструментов Capstone – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Молоток пластинный, выбивающий – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Держатель кейджа для наполнения костным трансплантатом – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Импактор костного трансплантата – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Инструкция-вкладыш. 2. Набор инструментов Peek Prevail, код товара PREVIN421, в составе: - Удалитель кейджа – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Вал отверточный, четырехгранный, самоудерживающийся, для костного винта – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Шило, 8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Гильза отвертки для костного винта – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Вал отверточный, четырехгранный, гибкий, для костного винта, 2,2 мм – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Вал установителя кейджа, резьбовой – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Установитель кейджа, резьбовой, прямой – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Контейнер комбинированный, универсальный, одноуровневый – 1 шт. (но не более 10 при необходимости);	10 pcs. if needed); - Slap hammer – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Implant holder – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Graft impactor – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - IFU-leaflet. 2. Instrument set Peek Prevail, PREVIN421, content: - Revision tool – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Quad Drive screwdriver – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - Awl, 8mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Sleeve – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - Quad flex Driver – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Threaded inserter shaft – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - Threaded inserter – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Single outer case – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Outer case lid – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Trasp 5x16x14mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Trasp 6x16x14mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Trasp 7x16x14mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Trasp 8x16x14mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Trasp 9x16x14mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Mallet assembly – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Universal handle – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - Peek Prevail tray – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Peek Prevail case label – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - IFU-leaflet. 3. Instrument set CD Horizon Longitude, LONGIT757, content: - French Bender w/ silicone handles – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Removable break-off handle – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Counter torque – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Suction trephine – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Fixed angle screw driver – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Reduction bonescrew driver – 2 ea (no more 10 pcs. if
--	---	--

	- Крышка контейнера, комбинированная, универсальная – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рашпиль, 16 мм х 14 мм х 5 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рашпиль, 16 мм х 14 мм х 6 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рашпиль, 16 мм х 14 мм х 7 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рашпиль, 16 мм х 14 мм х 8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рашпиль, 16 мм х 14 мм х 9 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Молоток – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рукоятка универсальная для сменных инструментов – 2 шт. (но не более 10 при необходимости) - Полка Peek Prevail – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Этикетка контейнера Peek Prevail – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Инструкция-вкладыш. 3. Набор инструментов CD Horizon Longitude, код товара LONGIT757, в составе: - Сгибатель стержня с силиконовыми ручками – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рукоятка Т-формы для финального затягивания блокирующего винта – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Ключ для финального затягивания блокирующего винта – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Трубка аспирационная длинная с зубчатым краем – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Вал отверточный для моноаксиального транспедикулярного канюлированного винта – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Вал отверточный, редуционный для полиаксиального транспедикулярного канюлированного винта – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Вал отверточный, шариковый редуционный для полиаксиального транспедикулярного канюлированного винта – 1 шт. (но не более 10 при необходимости);	needed); - Reduction ball-end driver – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Reduction retain driver – 2 ea (no more 20 pcs. if needed); - Compressor/distractor rack – 2 ea (no more 20 pcs. if needed); - Compressor/distractor positioner arm – 2 ea (no more 20 pcs. if needed); - Reduction T27 Removal bone screwdriver – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - CD Horizon Longitude Instrument set #1 outer case – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - CD Horizon Longitude Instrument tray 1 – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - CD Horizon Longitude Instrument tray #2 – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - CD Horizon Longitude Instrument tray #3 – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Reduction nut driver – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - QC ratcheting T-handle – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Set screw retaining driver – 2 ea (no more 20 pcs. if needed); - 4.0mm cannulated tap – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Tap 4.5mm – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Tap 5.5mm – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Tap 6.5mm – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - 4.5mm-5.5mm self drilling tap – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - 5.5mm-6.5mm self drilling tap – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Dilator – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - Ratchet egg handle – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - Modified QC ratchet handle – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Dilator, 5.3 mm – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - Dilator, 9.4 mm – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - Generic Lid, Base – 2 ea (no more 10 pcs. if needed);
--	--	--

	- Вал отверточный самоудерживающийся, редукционный для полиаксиального транспедикулярного канюлированного винта – 2 шт. (но не более 20 при необходимости); - Контрактор/ дистрактор рамный – 2 шт. (но не более 20 при необходимости); - Ключ для контрактора/ дистрактора рамного – 2 шт. (но не более 20 при необходимости); - Вал отверточный T27 редукционный для удаления блокирующего винта – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Контейнер №1 внешний, двухуровневый для инструментов CD Horizon Longitude – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Полка №1 для инструментов CD Horizon Longitude – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Полка №2 для инструментов CD Horizon Longitude – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Полка №3 для инструментов CD Horizon Longitude – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Ключ для редуцирующего удлинителя – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рукоятка Т-формы "с трещоткой" для сменных инструментов – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Ключ самоудерживающийся для блокирующего винта – 2 шт. (но не более 20 при необходимости); - Метчик канюлированный, 4,0 мм – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Метчик канюлированный, 4,5 мм – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Метчик канюлированный, 5,5 мм – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Метчик канюлированный, 6,5 мм – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Метчик канюлированный, саморезный, 4,5-5,5 мм – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Метчик канюлированный, саморезный, 5,5-6,5 мм – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Расширитель – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рукоятка канюлированная яйцевидная "с трещоткой" для сменных	- Nitinol rod template – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Rod confirmation tool – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Rod entry point estimator – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - CD Horizone Spinal System – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Longitude Rod Inserter Assembly – 2 ea (no more 10 pcs. if needed); - CD Horizon Spinal System Longitude Reduction extender assembly – 8 ea (no more 20 pcs. if needed); - CD Horizon Spinal system Longitude Reduction inner sleeve – 8 ea (no more 10 pcs. if needed); - CD Horizon Longitude Inst set 2 outer case – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Blunt guidewire – 12 ea (no more 50 pcs. if needed); - Guidewire, sharp – 12 ea (no more 50 pcs. if needed) - IFU-leaflet. 4. Instrument set METRX II, MXIIFLEX, content: - Dilator, 5.3 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Dilator, 9.4 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Dilator 12.8 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Dilator, 14.6mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Dilator 16.8mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Metrx dilator 18.8 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Metrx dilator 20.8 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - MetrxII system Metrx dilator 22.8mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - MetrxII system Metrx dilator 24.8mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Bed rail attachment – 1 ea (no more 20 pcs. if needed); - Flex arm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Self retaining nerve root retractor arm – no more 10 pcs.; - Self retaining nerve root retractor arm post – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - MetrxII System dilators tray rigid – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - MetrxII System Outer case flex arm – 1 ea (no more 10
--	---	---

	инструментов – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Рукоятка "с трещоткой" для сменных инструментов – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель, 5,3 мм – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель, 9,4 мм – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Крышка контейнера универсальная – 2 шт. (но не более 10 при необходимости); - Шаблон стержня, нитиноловый, длина 500 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Шаблон обнаружения стержня – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Шаблон для выбора точки ввода стержня – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Установитель стержня CD Horizon Longitude – 2 шт. (но не более 20 при необходимости); - Тубус удлиняющий редуцирующий CD Horizon Longitude – 8 шт. (но не более 10 при необходимости); - Гильза редуцирующая внутренняя тубуса CD Horizon Longitude – 8 шт. (но не более 20 при необходимости); - Контейнер №2 внешний одноуровневый для инструментов CD Horizon Longitude – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Спираль тупая – 12 шт. (но не более 50 при необходимости); - Спираль острая – 12 шт. (но не более 50 при необходимости). - Инструкция-вкладыш. 4. Набор инструментов METRX II, код товара MXIIFLEX, в составе: - Расширитель, 5,3 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель, 9,4 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель Metrx, 12,8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель Metrx, 14,6 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель Metrx, 16,8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель Metrx, 18,8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель Metrx, 20,8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости);	pcs. if needed); - MetrxII Flex arm tray rigid – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Generic Lid, Base – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - Med guidewire 1.57 mm – 1 ea (no more 10 pcs. if needed); - IFU-leaflet.
--	---	---

	- Расширитель Metrx, 22,8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Расширитель Metrx, 24.8 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Зажим крепежа гибкой стрелы к операционному столу – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Стрела направляющая – 1 шт. (но не более 20 при необходимости); - Ретрактор рамный, самоудерживающийся для нервных корешков – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Винт блокирующий, самоудерживающийся для рамного ретрактора нервного корешка – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Полка жесткая, для расширителей Metrx II – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Контейнер внешний Metrx II для гибкой стрелы – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Полка жесткая Metrx II для направляющей стрелы – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Крышка контейнера универсальная – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Спица с резьбой на кончике, 1,57 мм – 1 шт. (но не более 10 при необходимости); - Инструкция-вкладыш.	
2. Условия поставки/ How supply	Наборы инструментов поставляются конечному пользователю в собранном виде: инструменты помещены в закрытые внешние контейнеры. Несмотря на гарантию качества и надежность инструментов компании Medtronic, в ходе хирургической операции не исключена непредвиденная поломка или другая неисправность инструмента (например, вследствие неправильного использования), которая может потребовать экстренной замены инструмента. Финальное количество инструментов в составе каждого набора может определяться хирургом до операции в соответствии с наиболее оптимальным вариантом лечения для каждого пациента. В документации производителя указано минимальное поставляемое количество инструментов в составе каждого набора и отдельное	Instrument sets are delivered to the end user in assembled form: the instruments are placed in closed outer trays. Despite the assurance of the quality and reliability of Medtronic's instruments, unexpected damage or other instrument malfunction (for example, due to improper use) that may require an emergency instrument change is not excluded during the surgical operation. The quantity of instruments is determined by the end user (surgeon) before surgery as to the best mode of treatment for each patient. The documentation specifies the minimum quantity of instruments to be supplied in each instrument set and a

	дополнительное количество при необходимости и на усмотрение хирурга.		separate additional quantity, if necessary.
3. Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента (телом человека)/ List and description of medical device materials with direct or indirect contact with the patient's body (human body)			
Изделие / Instrument	Часть изделия / Part of instrument	Материал / Material	Тип контакта / Type of contact
Набор инструментов Capstone PMI / Instrument set Capstone PMI			
Остеотом, 6 мм / Osteotome, 6 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Остеотом, 8 мм / Osteotome, 8 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Резак вращаемый, малый / Rotate cutter, small	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		(C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 369 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Green 369 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Резак вращаемый, средний / Rotate cutter, medium	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Резак вращаемый, большой / Rotate cutter, large	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый золотой каучук PMS 110 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Gold 110 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Кюретка байонетная, малая, прямая / Forward angle curette, small	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 –	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal

		5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 3288 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Teal 3288 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Кюретка байонетная угловая, левая / Left angled cup curette	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 3288 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Teal 3288 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Кюретка байонетная угловая, правая / Right angled cup curette	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 3288 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Teal 3288 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Кюретка байонетная,	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь	Кратковременный контакт с внутренней

прямая, кольцевая / Ring curette		(C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 3288 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Teal 3288 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор расклинивающий, вращаемый. 8 мм / Distractor, 8 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Дистрактор расклинивающий, вращаемый. 9 мм /		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 –	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal

Distractor, 9 mm		5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Покрытие золотым Нитридом титана TiN (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	environment of the body, a hard bone tissue
Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 10 мм / Distractor, 10 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Покрытие золотым Нитридом титана TiN (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	
Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 11 мм / Distractor, 11 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 12 мм / Distractor, 12 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	
Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 13 мм / Distractor, 13 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Дистрактор расклинивающий, вращаемый, 14 мм / Distractor, 14 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max;	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Покрытие золотым Нитридом титана TiN (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)		
Крышка контейнера, комбинированная, универсальная, / Outer case lid	Защелки крышки контейнера / handles	Термопластовый эластомер Santoprene TPV 8221-85 / Thermoplastic Elastomer Santoprene TPV 8221-85 (MSDS Santoprene TPV 8221-85) Краситель синий UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301) / Colorant Blue UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301) (MSDS UGLZP301C)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
	Основание крышки контейнера / Base lid	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
	Окошко в основании крышки / lid component	Серый полифенилсульфон Radel R5100 GY1137 / Grey Polyphenylsulfone Radel R5100 GY1137 (MSDS Radel R-5100)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	

Рукоятка Т-формы для сменных инструментов / Reamer T-handle	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Шейвер, 8 мм / Shaver, 8mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Шейвер, 10 мм / Shaver, 10mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Шейвер, 12 мм / Shaver, 12mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		(MSD-MS-101)	
Шейвер, 14 мм / Shaver, 14mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Установитель кейджа резьбой / Inserter threaded	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Вал установителя кейджа / Shaft Capstone threaded inserter	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Удалитель пластинный, выбивающий / Slap plate		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S –	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости /

		макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Дистрактор пробный, 8 мм х 22 мм / Distractor/Trial, 8х22 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 8 мм х 32 мм / Distractor/Trial, 8х32 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 10 мм х 22 мм / Distractor/Trial, 10х22 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		(C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 10 мм х 32 мм / Distractor/Trial, 10x32 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 12 мм х 22 мм / Distractor/Trial, 12x22 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 12 мм х 32 мм / Distractor/Trial, 12x32 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 –	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal

		5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 14 мм x 22 мм / Distractor/Trial, 14x22 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 14 мм x 32 мм / Distractor/Trial, 14x32 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 8 мм	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь	Кратковременный контакт с внутренней

x 26 мм / Distractor/Trial, 8x26 mm		(C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 8 мм x 36 мм / Distractor/Trial, 8x36 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 10 мм x 26 мм / Distractor/Trial, 10x26 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works

			in gloves.
Дистрактор пробный, 10 мм х 36 мм / Distractor/Trial, 10x36 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 12 мм х 26 мм / Distractor/Trial, 12x26 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 12 мм х 36 мм / Distractor/Trial, 12x36 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в

	handle	Elastosil® (MSD-PC-124)	перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 14 мм х 26 мм / Distractor/Trial, 14x26 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Дистрактор пробный, 14 мм х 36 мм / Distractor/Trial, 14x36 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Полка верхняя для инструментов Capstone / Upper Instrument tray Capstone Posterior Microscope	Основание полки верхней / Case	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.

		Маркировка основания синими эпоксидными чернилами UNIGLAZE P301C BLUE (цвет Pantone® PMS 301) методом шелкографии/ Case marking – silk-printing by Blue Epoxy Ink UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301) (MSDS UGLZP301C)		
	Внутренние держатели инструментов полки верхней/ Internal tool holders	Жидкий силиконовый черный каучук PP0422 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber black PP0422 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
	Боковые вставки полки верхней / side inserts	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
	Ручки полки верхней / Handles	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
Полка средняя для инструментов Capstone / Middle Instrument tray Capstone Posterior Microscope	Основание полки средней / Case	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32) Маркировка основания синими эпоксидными чернилами UNIGLAZE P301C BLUE (цвет Pantone® PMS 301) методом шелкографии/ Case marking – silk-printing by Blue Epoxy Ink UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	

		(MSDS UGLZP301C)	
	Внутренние держатели инструментов полки средней / Internal tool holders	Жидкий силиконовый черный каучук PP0422 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber black PP0422 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Боковые вставки полки средней / side inserts	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Ручки полки средней / Handles	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Полка нижняя для инструментов Capstone / Lower Instrument tray Capstone Posterior Microscope	Основание полки нижней / Case	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32) Маркировка основания синими эпоксидными чернилами UNIGLAZE P301C BLUE (цвет Pantone® PMS 301) методом шелкографии/ Case marking – silk-printing by Blue Epoxy Ink UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301) (MSDS UGLZP301C)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Внутренние держатели инструментов полки нижней /	Жидкий силиконовый черный каучук PP0422 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber black PP0422 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works

	Internal tool holders		in gloves.
	Боковые вставки полки нижней / side inserts	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Ручки полки нижней / Handles	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Контейнер трехуровневый для инструментов Capstone / Capstone instruments, instruments set case	Ручки контейнера трехуровневого / handles	Термопластовый эластомер Santoprene TPV 8221-85 / Thermoplastic Elastomer Santoprene TPV 8221-85 (MSDS Santoprene TPV 8221-85) Краситель синий Pantone® PMS 301 / Colorant Blue Pantone® PMS 301) (MSDS Pantone colors PMS 301)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Основание контейнера трехуровневого / Base lid	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Окошко в основании крышки / lid component	Серый полифенилсульфон Radel R5100 GY1137 / Grey Polyphenylsulfone Radel R5100 GY1137 (MSDS Radel R-5100)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Молоток пластинный, выбивающий / Slap hammer		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works

		/ 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	in gloves.	
Держатель кейджа для наполнения костным трансплантатом / Implant holder		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
Импактор костного трансплантата / Graft impactor		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	
Набор инструментов Peek Prevail / Instrument set Peek Prevail				
Удалитель кейджа / Revision tool		465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11.25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	
Вал отверточный, четырёхгранный, самоудерживающийся, для костного винта / Quad Drive screwdriver		465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11.25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	

		(C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	
Шило, 8 мм / Awl, 8mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Гильза отвертки для костного винта / Sleeve		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) <i>Или / or</i> 455 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,05; P – макс. 0,040; Si – макс. 0,50; Ni – 7,5-9,5; Cu – 1,5-2,5; Cb + Ta – 0,10-0,50; Mn – макс. 0,50; S – макс. 0,030; Cr – 11,0-12,5; Mo – макс. 0,50; Ti – 0,80-1,4; Fe - остаток) / 455 Stainless Steel (C - 0.05 max; P - 0.040 max; Si - 0.50 max; Ni - 7.5-9.5; Cu - 1.5-2.5; Cb + Ta - 0.10-0.50; Mn - 0.50 max; S - 0.030 max; Cr - 11.0-12.5; Mo - 0.50 max; Ti - 0.80-1.4; Fe - all the rest) (MSD-MS-107) <i>Или / or</i> 304L нержавеющая сталь (C – макс. 0,03; Mn – макс. 2,0; P – макс. 0,045; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 18,0 – 20,0; Ni – 8,0 – 12,0; N – макс. 0,1; Fe - остаток)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		304L Stainless Steel (C - 0.03 max; Mn - 2.0 max; P - 0.045 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 18.0 - 20.0; Ni - 8.0 - 12.0; N - 0.1 max; Fe - all the rest) (MSDS SS 304L)	
Вал отверточный, четырехгранный, гибкий, для костного винта, 2,2 мм / Quad flex Driver		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) <i>Или / or</i> 465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Вал установителя кейджа, резьбовой / Threaded inserter shaft		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Установитель кейджа, резьбовой, прямой / Threaded inserter	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		/ 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	
	Силиконовая рукоятка / Silicon handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Контейнер комбинированный, универсальный, одноуровневый / Single outer case	Ручки контейнера / handles	Термопластовый эластомер Santoprene TPV 8221-85 / Thermoplastic Elastomer Santoprene TPV 8221-85 (MSDS Santoprene TPV 8221-85) Краситель синий Pantone® PMS 301 / Colorant Blue Pantone® PMS 301) (MSDS Pantone colors PMS 301)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Основание контейнера / Base lid	Алюминий 5052-H32 (Al - 95,7 - 97,7, Cr - 0,15 - 0,35, Cu - макс. 0,1, Fe - макс. 0,4, Mg - 2,2 - 2,8, Mn - макс. 0,1, Si - макс. 0,25, Zn - макс. 0,1, остаток - макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Крышка контейнера, комбинированная, универсальная / Outer case lid	Ручки / handles	Термопластовый эластомер Santoprene TPV 8221-85 / Thermoplastic Elastomer Santoprene TPV 8221-85 (MSDS Santoprene TPV 8221-85) Краситель синий Pantone® PMS 301 / Colorant Blue Pantone® PMS 301) (MSDS Pantone colors PMS 301)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.

	Зашелки / Base lid	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Окошко в основании крышки / lid component	Серый полифенилсульфон Radel R5100 GY1137 / Grey Polyphenylsulfone Radel R5100 GY1137 (MSDS Radel R-5100)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Рашпиль, 16 мм x 14 мм x 5 мм / Trasp 5x16x14mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 369 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Green 369 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Рашпиль, 16 мм x 14 мм x 6 мм / Trasp 6x16x14mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 369 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Green 369 Elastosil®	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have

		(MSD-PC-124)	contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Рашпиль, 16 мм х 14 мм х 7 мм / Trasp 7x16x14mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 369 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Green 369 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Рашпиль, 16 мм х 14 мм х 8 мм / Trasp 8x16x14mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 369 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Green 369 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Рашпиль, 16 мм х 14 мм х 9 мм / Trasp 9x16x14mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая	Жидкий силиконовый зеленый каучук PMS 369	Изделие не имеет контакта с пациентом.

	рукоятка / Silicone handle	Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Green 369 Elastosil® (MSD-PC-124)	Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Молоток / Mallet assembly	Стержень / Core	Сплав титана и алюминия /Ti-6Al-4V ELI Alloy (Al - 5.50 – 6.50; V - 3.50 – 4.50; Fe - 0.25 max; O - 0.13 max; C - 0.08 max; N - 0.05 max; H - 0.012 max (Matl <=0.032": 0.015 Max); Ti – Balance) (MSD-MS-103)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Рукоятка / Handle	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Ударная часть / Impact part	Белый сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности / White Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) (MSDS UHMWPE)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Рукоятка универсальная для сменных инструментов / Universal handle	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Полка Peek Prevail / Peek Prevail tray	Основание полки/ Base	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс.	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have

		0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32) Маркировка основания синими эпоксидными чернилами UNIGLAZE P301C BLUE (цвет Pantone® PMS 301) методом шелкографии/ Case marking – silk-printing by Blue Epoxy Ink UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301) (MSDS UGLZP301C)	contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Боковые вставки полки нижней / side inserts	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Этикетка контейнера Peek Prevail / Peek Prevail case label		Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Набор инструментов CD Horizon Longitude / Instrument set CD Horizon Longitude			
Сгибатель стержня с силиконовыми ручками / French Bender w/ silicone handles	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Силиконовые рукоятки / Silicone handles	Жидкий силиконовый серый каучук PMS 443 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Gray 443 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.

Рукоятка Т-формы для финального затягивания блокирующего винта / Removable break-off handle	Основание / Base	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Ключ для финального затягивания блокирующего винта / Counter torque	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Силиконовая рукоятка / Silicone handles	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Трубка аспирационная длинная с зубчатым краем / Suction trephine		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Вал отверточный для моноаксиального транспедикулярного канюлированного винта / Fixed angle screw driver		465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 – 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110) <i>Или / or</i> 455 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,05; P – макс. 0,040; Si – макс. 0,50; Ni – 7,5-9,5; Cu – 1,5-2,5; Cb + Ta – 0,10-0,50; Mn – макс. 0,50; S – макс. 0,030; Cr – 11,0-12,5; Mo – макс. 0,50; Ti – 0,80-1,4; Fe - остаток) / 455 Stainless Steel (C - 0.05 max; P - 0.040 max; Si - 0.50 max; Ni - 7.5-9.5; Cu - 1.5-2.5; Cb + Ta - 0.10-0.50; Mn - 0.50 max; S - 0.030 max; Cr - 11.0-12.5; Mo - 0.50 max; Ti - 0.80-1.4; Fe - all the rest) (MSD-MS-107)	
Вал отверточный, редуционный для полиаксиального транспедикулярного канюлированного винта / Reduction bonescrew driver		465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 – 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110) <i>Или / or</i> 455 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,05; P – макс. 0,040; Si – макс. 0,50; Ni – 7,5-9,5; Cu – 1,5-2,5; Cb + Ta – 0,10-0,50; Mn – макс. 0,50; S – макс. 0,030; Cr – 11,0-12,5; Mo – макс. 0,50; Ti – 0,80-1,4; Fe - остаток) / 455 Stainless Steel (C - 0.05 max; P - 0.040 max; Si - 0.50 max; Ni - 7.5-9.5; Cu - 1.5-2.5; Cb + Ta - 0.10-0.50; Mn - 0.50 max; S - 0.030 max; Cr - 11.0-12.5; Mo - 0.50 max; Ti - 0.80-1.4; Fe - all the rest) (MSD-MS-107)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

Вал отверточный, шариковый редукционный для полиаксиального транспедикулярного канюлированного винта / Reduction ball-end driver		465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 – 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110) <i>Или / or</i> 455 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,05; P – макс. 0,040; Si – макс. 0,50; Ni – 7,5-9,5; Cu – 1,5-2,5; Cb + Ta – 0,10-0,50; Mn – макс. 0,50; S – макс. 0,030; Cr – 11,0-12,5; Mo – макс. 0,50; Ti – 0,80-1,4; Fe - остаток) / 455 Stainless Steel (C - 0.05 max; P - 0.040 max; Si - 0.50 max; Ni - 7.5-9.5; Cu - 1.5-2.5; Cb + Ta - 0.10-0.50; Mn - 0.50 max; S - 0.030 max; Cr - 11.0-12.5; Mo - 0.50 max; Ti - 0.80-1.4; Fe - all the rest) (MSD-MS-107)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	
Вал отверточный самоудерживающийся, редукционный для полиаксиального транспедиканюлированного винта / Reduction retain driver		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	
Контрактор/ дистрактор рамный / Compressor/distractor rack		465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 – 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	

		(MSD-MS-110) <i>Или / or</i> 455 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,05; P – макс. 0,040; Si – макс. 0,50; Ni – 7,5-9,5; Cu – 1,5-2,5; Cb + Ta – 0,10-0,50; Mn – макс. 0,50; S – макс. 0,030; Cr – 11,0-12,5; Mo – макс. 0,50; Ti – 0,80-1,4; Fe - остаток) / 455 Stainless Steel (C - 0.05 max; P - 0.040 max; Si - 0.50 max; Ni - 7.5-9.5; Cu - 1.5-2.5; Cb + Ta - 0.10-0.50; Mn - 0.50 max; S - 0.030 max; Cr - 11.0-12.5; Mo - 0.50 max; Ti - 0.80-1.4; Fe - all the rest) (MSD-MS-107)	
Ключ для контрактора/ дистрактора рамного / Compressor/distractor positioner arm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Вал отверточный T27 редукционный для удаления блокирующего винта / Reduction T27 Removal bone screwdriver		465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110) <i>Или / or</i> 455 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,05; P – макс. 0,040; Si – макс. 0,50; Ni – 7,5-9,5; Cu – 1,5-2,5; Cb + Ta – 0,10-0,50; Mn – макс. 0,50; S – макс. 0,030; Cr – 11,0-12,5; Mo – макс. 0,50; Ti – 0,80-1,4; Fe - остаток) / 455 Stainless Steel	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		(C - 0.05 max; P - 0.040 max; Si - 0.50 max; Ni - 7.5-9.5; Cu - 1.5-2.5; Cb + Ta - 0.10-0.50; Mn - 0.50 max; S - 0.030 max; Cr - 11.0-12.5; Mo - 0.50 max; Ti - 0.80-1.4; Fe - all the rest) (MSD-MS-107)	
Контейнер №1 внешний, двухуровневый для инструментов CD Horizon Longitude / CD HorizonR Longitude™ Instrument set #1 outer case		Алюминий 5052-H32 (Al - 95,7 - 97,7, Cr - 0,15 - 0,35, Cu - макс. 0,1, Fe - макс. 0,4, Mg - 2,2 - 2,8, Mn - макс. 0,1, Si - макс. 0,25, Zn - макс. 0,1, остаток - макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Полка №1 для инструментов CD Horizon Longitude / CD Horizon Longitude Instrument tray 1	Основание полки / Case	Алюминий 5052-H32 (Al - 95,7 - 97,7, Cr - 0,15 - 0,35, Cu - макс. 0,1, Fe - макс. 0,4, Mg - 2,2 - 2,8, Mn - макс. 0,1, Si - макс. 0,25, Zn - макс. 0,1, остаток - макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32) Маркировка основания синими эпоксидными чернилами UNIGLAZE P301C BLUE (цвет Pantone® PMS 301) методом шелкографии/ Case marking - silk-printing by Blue Epoxy Ink UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301) (MSDS UGLZP301C)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Внутренние держатели инструментов / Internal tool holders	Жидкий силиконовый черный каучук PP0422 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber black PP0422 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Ручки полки / Handles	17-4 PH Нержавеющая сталь (C - макс. 0,07; Mn - макс. 1,0; P - макс. 0,04; S - макс. 0,03; Si - макс. 1,0; Cr - 15,0 - 17,5; Ni - 3,0 - 5,0; Nb - 0,15 - 0,45; Cu - 3,0 - 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.

		(C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	
Полка №2 для инструментов CD Horizon Longitude / CD HorizonR Longitude™ Instrument tray #2	Основание полки/ Base	Алюминий 5052-H32 (Al - 95,7 - 97,7, Cr - 0,15 - 0,35, Cu - макс. 0,1, Fe - макс. 0,4, Mg - 2,2 - 2,8, Mn - макс. 0,1, Si - макс. 0,25, Zn - макс. 0,1, остаток - макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32) Маркировка основания синими эпоксидными чернилами UNIGLAZE P301C BLUE (цвет Pantone® PMS 301) методом шелкографии/ Case marking - silk-printing by Blue Epoxy Ink UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301) (MSDS UGLZP301C)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Внутренние держатели инструментов / Internal tool holders	Жидкий силиконовый черный каучук PP0422 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber black PP0422 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Ручки полки/ Handles	17-4 PH Нержавеющая сталь (C - макс. 0,07; Mn - макс. 1,0; P - макс. 0,04; S - макс. 0,03; Si - макс. 1,0; Cr - 15,0 - 17,5; Ni - 3,0 - 5,0; Nb - 0,15 - 0,45; Cu - 3,0 - 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Полка №3 для инструментов CD Horizon Longitude / CD HorizonR Longitude™ Instrument tray #3	Основание полки/ Base	Алюминий 5052-H32 (Al - 95,7 - 97,7, Cr - 0,15 - 0,35, Cu - макс. 0,1, Fe - макс. 0,4, Mg - 2,2 - 2,8, Mn - макс. 0,1, Si - макс. 0,25, Zn - макс. 0,1, остаток - макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe -	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.

		Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32) Маркировка основания синими эпоксидными чернилами UNIGLAZE P301C BLUE (цвет Pantone® PMS 301) методом шелкографии/ Case marking – silk-printing by Blue Epoxy Ink UNIGLAZE P301C BLUE (color Pantone® PMS 301) (MSDS UGLZP301C)	
	Внутренние держатели инструментов / Internal tool holders	Жидкий силиконовый черный каучук PP0422 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber black PP0422 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Ручки полки/ Handles	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Ключ для редуцирующего удлинителя / Reduction nut driver		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Рукоятка Т-формы "с трещеткой" для сменных инструментов / QC ratcheting T-handle	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max;	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.

		Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Ключ самоудерживающийся для блокирующего винта / Set screw retaining driver	Стержень / Core	465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Метчик канюлированный, 4,0 мм / 4,0mm cannulated tap	Стержень / Core	465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Покрытие головки / Cap coating	Покрытие золотым Нитридом титана TiN (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)		
Метчик канюлированный, 4,5 мм / Tap 4,5mm	Стержень / Core	465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 – 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	
	Покрытие головки / Cap coating	Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	

Метчик канюлированный, 5,5 мм / Tap 5,5mm	Стержень / Core	465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 – 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Покрытие головки / Cap coating	Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Метчик канюлированный, 6,5 мм / Tap 6,5mm	Стержень / Core	465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 – 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Покрытие головки / Cap coating	Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		(MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	
Метчик канюлированный, саморезный, 4,5-5,5 мм / 4.5-5.5 mm self drilling tap	Стержень / Core	465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Покрытие головки / Cap coating	Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Метчик канюлированный, саморезный, 5,5-6,5 мм / 5,5mm-6,5mm self drilling tap	Стержень / Core	465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	
	Покрытие головки / Cap coating	Покрытие золотым Нитридом титана TiN (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы / PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (TiN AMS2444A) (MSD-PC-102) / Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм/ Thickness 0.75 – 5.0 µm Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм/ Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C) / Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Расширитель / Dilator	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Рукоятка канюлированная яйцевидная "с трещеткой" для сменных инструментов / Ratchet egg handle	Основание / Base	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.

	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый серый каучук PMS 443 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Gray 443 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Рукоятка "с трещеткой" для сменных инструментов / Modified QC ratchet handle	Основание / Base	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Расширитель, 5,3 мм / Dilator, 5.3 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Расширитель, 9,4 мм / Dilator, 9.4 mm	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb - 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Крышка контейнера универсальная / Generic Lid, Base	Крышка / Lid	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.

		(Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	
Шаблон стержня, нитиноловый, 500 мм / Nitinol rod template	Основание / Base	Никель-титановый сплав (Нитинол) (Ni – 54,50 – 57,00, C – макс. 0,050, Co – макс. 0,050, Cu – макс. 0,010, Cr – макс. 0,010, H – макс. 0,005, Fe – макс. 0,050, Nb – макс. 0,025, N + O – макс. 0,050, Titanium – остаток) / Nickel Titanium Alloy (Nitinol) (Ni - 54.50 – 57.00, C - 0.050 max, Co - 0.050 max, Cu - 0.010 max, Cr - 0.010 max, H - 0.005 max, Fe - 0.050 max, Nb - 0.025 max, N + O - 0.050 max, Titanium – Balance) (MSD-MS-116)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Шаблон обнаружения стержня / Rod confirmation tool		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Шаблон для выбора точки ввода стержня / Rod entry point estimator		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Установитель стержня CD Horizon Longitude / CD Horizone Spinal System	Стержень / Core	17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 –	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal

Longitude Rod Inserter Assembly		5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C – 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Или / or 465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max 0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	environment of the body, a hard bone tissue
	Силиконовая рукоятка / Silicone handle	Жидкий силиконовый синий каучук PMS 301 Elastosil® / Liquid Silicone Rubber PMS Blue 301 Elastosil® (MSD-PC-124)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Тубус удлиняющий редуцирующий CD Horizon Longitude / CD HorizonR Spinal System Longitude™ Reduction extender assembly		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C – 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101) Или / or 465 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,02; Cr – 11,00 – 12,50; Mn – макс. 0,25; Mo – 0,75 – 1,25; Ni – 10,75 - 11,25; P – макс. 0,015; Si – макс. 0,25; S – макс. 0,01; Ti – 1,50 – 1,80; Fe – остаток;) 465 Stainless Steel (C – max 0.02; Cr - 11.00 - 12.50; Mn – max 0.25; Mo - 0.75 - 1.25; Ni - 10.75 - 11.25; P – max 0.015; Si – max	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		0.25; S – max 0.01; Ti - 1.50 - 1.80; Fe – Balance;) (MSD-MS-110)	
Гильза редуцирующая внутренняя тубуса CD Horizon Longitude / CD HorizonR Spinal system Longitude Reduction inner sleeve		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Контейнер №2 внешний одноуровневый для инструментов CD Horizon Longitude / CD HorizonR LongitudeTM Inst set 2 outer case		Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Спица тупая / Blunt guidewire		Медицинская нержавеющая сталь 316L (Cr – 17,00 – 19,00, Ni – 13,00 – 15,00, Mo – 2,25 – 3,00, Mn – макс. 2,00, Si – макс. 0,75, Cu – макс. 0,50, N – макс. 0,10, C – макс. 0,030, P – макс. 0,025, S – макс. 0,010, Fe – остаток) / Medical Grade Stainless Steel for Instruments 316L (MGSS) (Cr - 17.00 – 19.00, Ni - 13.00 – 15.00, Mo - 2.25 – 3.00, Mn - 2.00 max, Si - 0.75 max, Cu - 0.50 max, N - 0.10 max, C - 0.030 max, P - 0.025 max, S - 0.010 max, Fe – bal.) (MSD-MS-119)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Спица острая / Guidewire, sharp		Медицинская нержавеющая сталь 316L (Cr – 17,00 – 19,00, Ni – 13,00 – 15,00, Mo – 2,25 – 3,00, Mn – макс. 2,00, Si – макс. 0,75, Cu – макс. 0,50, N – макс. 0,10, C – макс. 0,030, P – макс. 0,025, S – макс. 0,010, Fe – остаток) / Medical Grade Stainless Steel for Instruments 316L (MGSS) (Cr - 17.00 – 19.00, Ni - 13.00 – 15.00, Mo - 2.25 – 3.00,	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

		Mn - 2.00 max, Si - 0.75 max, Cu - 0.50 max, N - 0.10 max, C - 0.030 max, P - 0.025 max, S - 0.010 max, Fe – bal.) (MSD-MS-119)	
Набор инструментов METRX II / Instruments set METRX II			
Расширитель, 5,3 мм / Dilator, 5.3 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Расширитель, 9,4 мм / Dilator, 9.4 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Расширитель Metrx, 12,8 мм / Dilator 12,8mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Расширитель Metrx, 14,6 мм / Dilator 14,6mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue

Расширитель Metrx, 16,8 мм / Dilator 16,8mm		(MSD-MS-101) 17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Расширитель Metrx, 18,8 мм / Metrx dilator 18,8 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Расширитель Metrx, 20,8 мм / Metrx dilator 20,8 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Расширитель Metrx, 22,8 мм / MetrxR system Metrx dilator 22,8mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Расширитель Metrx, 24,8 мм / MetrxR system Metrx dilator 24,8mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 –	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal

		5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	environment of the body, a hard bone tissue
Зажим крепежа гибкой стрелы к операционному стола / Bed rail attachment	Стержень / Core	Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
	Крепеж / Clamp	303 Нержавеющая сталь (C – макс. 0,15, Mn – 2,0, Si – 1,0, P – 0,20, S – 0,15min, Cr - 17-19, Ni - 8-10) / 303 Stainless Steel (C - 0.15max, Mn - 2.0, Si - 1.0, P - 0.20, S - 0.15min, Cr - 17-19, Ni - 8-10) (MSDS for 303 SS)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.
Стрела направляющая / Flex arm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Ретрактор рамный, самоудерживающийся для нервных корешков / Self retaining nerve root retractor arm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue
Винт блокирующий, самоудерживающийся для		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S –	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости /

рамного ретрактора нервного корешка / Self retaining nerve root retractor arm post		макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe - остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	
Полка жесткая, для расширителей Metrx II / Metrx II System dilators tray rigid		Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32) Маркировка основания черными эпоксидными чернилами UNIGLAZE BLACK (цвет Pantone® PMS Black) методом шелкографии/ Case marking – silk-printing by Black Epoxy Ink UNIGLAZE BLACK (color Pantone® PMS Black) (MSDS UGLZ8000R)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
Контейнер внешний Metrx II для гибкой стрелы / Metrx II System Outer case flex arm		Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
Полка жесткая Metrx II для направляющей стрелы / MetrxIIFlex arm tray rigid		Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	

		Маркировка основания черными эпоксидными чернилами UNIGLAZE BLACK (цвет Pantone® PMS Black) методом шелкографии/ Case marking – silk-printing by Black Epoxy Ink UNIGLAZE BLACK (color Pantone® PMS Black) (MSDS UGLZ8000R)		
Крышка контейнера универсальная / Generic Lid, Base		Алюминий 5052-H32 (Al – 95,7 – 97,7, Cr – 0,15 – 0,35, Cu – макс. 0,1, Fe – макс. 0,4, Mg – 2,2 – 2,8, Mn – макс. 0,1, Si – макс. 0,25, Zn – макс. 0,1, остаток – макс. 0,15) / Aluminium 5052-H32 (Al - 95.7 - 97.7, Cr - 0.15 - 0.35, Cu - Max 0.1, Fe - Max 0.4, Mg - 2.2 - 2.8, Mn - Max 0.1, Si - Max 0.25, Zn - Max 0.1, Other - Max 0.15) (MSDS Aluminum 5052-H32)	Изделие не имеет контакта с пациентом. Медицинский персонал работает в перчатках. / The product does not have contact with the patient. Medical staff works in gloves.	
Спица с резьбой на кончике, 1,57 мм / Med guidewire 1,57 mm		17-4 PH Нержавеющая сталь (C – макс. 0,07; Mn – макс. 1,0; P – макс. 0,04; S – макс. 0,03; Si – макс. 1,0; Cr – 15,0 – 17,5; Ni – 3,0 – 5,0; Nb – 0,15 – 0,45; Cu – 3,0 – 5,0; Fe – остаток) / 17-4 PH Stainless Steel (C - 0.07 max; Mn - 1.0 max; P - 0.04 max; S - 0.03 max; Si - 1.0 max; Cr - 15.0 - 17.5; Ni - 3.0 - 5.0; Nb – 0.15 - 0.45; Cu - 3.0 - 5.0; Fe - all the rest) (MSD-MS-101)	Кратковременный контакт с внутренней средой организма, твердой тканью кости / Short-term contact with the internal environment of the body, a hard bone tissue	
4. Характеристики покрытий/ Coating parameters	Покрытие золотым Нитридом титана Tin (хим. соединение TiN в соответствии с AMS2444A) методом физического осаждения из газовой фазы Толщина покрытия: 0,75 – 5,0 мкм Минимальная сила адгезии 0,3283 Н/мм Максимально допустимая температура воздействия на покрытие – 900°F (482,2°C)		PVD coating Gold TITANIUM NITRIDE Tin (chemical formula TiN in accordance with AMS2444A) Thickness 0.75 – 5.0 µm Minimum adhesion force 0.3283 N/mm Allowable maximum temperature for coating 900°F (482.2°C)	
5. Информация на русскоязычном стикере/ Information in Russian sticker	Для продажи на территории Российской Федерации финальная упаковка сопровождается дополнительным стикером. Стикер будет нанесен на транспортную коробку и будет сопровождать закрытые внешние контейнеры. Следующая информация должна быть нанесена на русскоязычном стикере (порядок слов и шрифт текста, могут изменяться): • Название медицинского изделия на русском языке;		The final packaging for the Russian market is accompanied with additional sticker. Devices supplied in packaging marked with the following possible information: • Name of medical device in Russian language; • Name of the manufacturer; • Country of origin;	

- Название завода производителя;
- Дата изготовления
- Страна происхождения;
- Код UPN (уникальный код продукта);
- Код CFN (код набора);
- Дата и номер Регистрационного удостоверения;
- Знак соответствия в России;
- Метериал изделия
- Число инструментов в наборе
- Предупредительные и информирующие знаки и надписи (если применимо).
- Материалы изготовления изделий из набора

Пример стикера

	Название медицинского изделия	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение № ____ от ____	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке
	Материалы: Нержавеющая сталь, Алюминий, Силикон	

- Code UPN (unique product number);
- Code CFN (customer facing number);
- Date and number of Registration Certificate;
- Sign of conformity in Russia;
- Warning and informing symbols and inscriptions (if applicable).
- Materials for Instruments in Sets

Sample of the sticker

	Name of medical device	
	Manufacturer:	Code UPN
	Country of origin:	Code CFN
	Manufacturer's authorized representative:: Regestretion Certificate № ____ от ____	
	Date of manuf./Lot/UBD: See on pack	See IFU See packaging symbols
	Materials: Stainless Steel, Aluminum, Silicone	

[Перевод с английского языка на русский язык]

[На бланке компании «Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.»]

«Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.»

(Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.)

1800 Пирамид Плейс, Мемфис

Теннесси 38132

США

(1800 Pyramid Place, Memphis

TN 38132

USA)

www.medtronic.com

Тел. 800.876.3133

Хранитель:

/подпись/

Мириам Эстрано

Старший специалист по нормативно-правовому регулированию
компании «Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.»

20 ноября 2017 г.

Дата

Дополнение к Приложению к Инструкции по применению изделия

«Наборы инструментов для спинальной хирургии Capstone PMI, Peek Prevail, CD Horizon
Longitude, METRX II»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ШТАТ ТЕННЕССИ

ОКРУГ ШЕЛБИ

Сегодня, 20 ноября 2017 г., я удостоверяю, что предшествующие или прилагаемые документы являются верными, точными, полными и неизменными фотокопиями, снятыми мною со следующего Документа, выданного компанией «Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.», представленного мне хранителем документов, Мириам Эстрано, а также что, исходя из имеющейся у меня информации, оригинал документа, с которого сделана фотокопия, не носит публичного характера, не подлежит регистрации в публичных реестрах и не относится к документам, копии которых должны быть заверены определенными официальными органами, а не нотариусом.

Нотариус:

/подпись/

Официальная подпись нотариуса

Подписано под присягой в моем присутствии
сегодня, 20 ноября 2017 г.

[Печать:

Рамона В. Браун


Нотариус штата Теннесси

Округ Шелби

Моя лицензия действительна до 30 мая 2021 г.]

[Далее следует текст документа «Дополнение к Приложению к Инструкции по применению. Наборы инструментов для спинальной хирургии Capstone PMI, Peek Prevail, CD Horizon Longitude, METRX II», представленного на русском и английском языках.]

Перевела Шорохова Мария Сергеевна



Российская Федерация. Город Москва.

Двадцать третьего ноября две тысячи семнадцатого года.

Я, Хамидуллина Айгуль Амировна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Шороховой Марии Сергеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 5-944

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 50 руб.

А. А. Хамидуллина



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 59 лист(-а, -ов).

Нотариус

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 59 лист(-а, -ов).
Нотариус:

Российская Федерация. Город Москва.

Я, Хамидуллина Айгуль Амировна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре за № 3-3826

Взыскано по тарифу 600р.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500р.

А.А. Хамидуллина

