

ГРАНУДИАЛ В184

Инструкция по применению

Великобритания

Сухой бикарбонатный концентрат для бикарбонатного гемодиализа.

Назначение:

Для экстракорпорального гемодиализа или гемодиализации в соответствии с предписанием врача.

Состав готового к употреблению раствора для гемодиализа:

Na⁺ 35.00 ммоль/ л

H₂CO⁺ 35.00 ммоль/ л

получаемый при смешивании:

1,000 л Кислотного концентрата для гемодиализа

32,775 л Очищенной воды

1,225 л NaHCO₃ 8,4% = ГРАНУДИАЛ В184

Приготовление жидкого бикарбонатного концентрата ГРАНУДИАЛ В184

Чтобы получить 100 л бикарбонатного концентрата ГРАНУДИАЛ В184, необходимо растворить в 100 л воды, пригодной для проведения гемодиализа, все количество порошка В184, содержащееся в коробке (4 пакета), в емкостях для смешивания ГРАНУМИКС или в другом соответствующем устройстве для смешивания (в соответствии с инструкциями по использованию смешивающих устройств).

4 пакета ГРАНУДИАЛ В184

добавить 100 л очищенной воды

Полученный жидкий бикарбонатный концентрат необходимо профильтровать, хранить в контейнерах или канистрах и использовать в течение 12 часов после приготовления. Используйте только чистый раствор. Остатки слить.

Противопоказания и побочные эффекты

Обычные противопоказания и побочные эффекты, возникающие при проведении гемодиализа.

При проведении гемодиализа отмечаются гипотония, тошнота, рвота и спазмы.

Меры предосторожности

Использовать только в комбинации с кислотным концентратом для бикарбонатного гемодиализа в разведении, соответствующем предписанию врача.

Другие разведения могут представлять угрозу для больных.

Всегда проверяйте состав готового к употреблению раствора для гемодиализа.

Содержание алюминия в диализате < 10 ppb.

В целях безопасности диализ должен проводиться квалифицированным персоналом, хорошо знакомым с данной инструкцией по применению и руководством по использованию устройства для проведения диализа.

Примечание:

Кислотный и основной концентраты для бикарбонатного гемодиализа должны разводиться непосредственно перед применением, водой, пригодной для проведения гемодиализа.

Держать закрытым до употребления.

Не применять, если упаковка повреждена.

Не делите содержимое пакетов.

Порошок является непирогенным.

Хранить сухой концентрат при температуре 5 - 30 С.

Пакет: полиэтилен.



Инструкция по применению Bibag

Порошок для приготовления жидкого бикарбонатного концентрата для бикарбонатного гемодиализа

Способ применения: Предназначен для внешнего искусственного бикарбонатного гемодиализа или гемодиализа в соответствии с назначением врача. Обеспечивает сеанс бикарбонатного диализа продолжительностью 5-6 часов (BiBag 650г, BiBag 700г) и 7-8 часов (BiBag 900 г, BiBag 950 г) при интенсивности потока диализа 500 мл/мин и концентрации натрия бикарбоната 38 миллиэкв/л. Концентрация насыщенного раствора натрия бикарбоната (28°C): $\text{HCO}_3^- \approx 1190$ млэкв/л. $\text{Na}^+ \approx 1190$ млэкв/л. Предназначено только для одного сеанса диализа.

Противопоказания и побочные эффекты: Действительны противопоказания и побочные эффекты, относящиеся к сеансам гемодиализа.

Меры предосторожности: Только для использования в сочетании с кислым концентратом для бикарбонатного гемодиализа в данном разбавлении в соответствии с назначением врача. Другие разбавления могут быть опасными для пациентов. Предназначено только для использования в сочетании с машинами гемодиализа, оборудованными адаптером BiBag и модифицированными на ответственность АО Медицинское обслуживание Фрезениус. Для безопасной эксплуатации сеансы диализа должны проводиться только квалифицированным в области гемодиализа персоналом, знакомым как с действующей инструкцией по использованию, так и с инструкциями изготовителя оборудования на данную используемую машину.

Замечание: Кислотные и основные концентраты для бикарбонатного гемодиализа должны быть разбавлены непосредственно перед использованием, при этом должна применяться вода такого качества, который подходит для гемодиализа. Избавляйтесь от остатков. Всегда проверяйте состав готового к использованию раствора для гемодиализа. Не пользуйтесь поврежденными BiBagми. Предполагается использование в течение 12 часов с момента открывания. Выбросьте остатки. Порошок не пирогенный. Хранение: храните при температуре от 5°C до 30°C, не охлаждайте. Мешок: PP. Упаковка, превышающая необходимую прочность: PE.

Предоставляется: BiBag®650 г ; BiBag® 700 г ; BiBag 900 г ; BiBag® 950 г

Общие инструкции для диализа с BiBag

Осмотр Следует внимательно прочитать инструкции, содержащие общую информацию, относящуюся к данному продукту. Даваемая здесь информация, касающаяся пуска, обмена и окончания, очень краткая. Более подробные сведения приводятся в «Инструкциях по эксплуатации BiBag®(2008 или 4008)». Инструкции действительны только тогда, когда BiBag® используется вместе с машиной гемодиализа 2008 или 4008 производства АО Медицинское обслуживание Фрезениус.

Пуск Проверьте, что машина гемодиализа оборудована адаптером BiBag® АО Медицинское обслуживание Фрезениус. Включите машину и подсоедините BiBag®. Тщательно проверьте, чтобы BiBag® был правильно помещен в держатель. Подсоедините кислый концентрат. Начните лечение согласно указаниям, даваемым в руководстве для машины 2008 или 4008.

Окончание Диализ с BiBag® может быть окончен в любой момент путем отсоединения BiBag®. Однако, мы рекомендуем оканчивать диализ путем использования программы опорожнения в соответствии с указаниями, даваемыми в руководстве «Инструкции по эксплуатации BiBag®(2008 или 4008)».

Замена BiBag® во время лечения: Если BiBag® пуст или дефектен, может оказаться необходимым заменить его во время лечения. Следуйте процедуре, указанной в «Инструкциях по эксплуатации BiBag®(2008 или 4008)».

Чистка Выполняется в соответствии с инструкциями для машин 4008

