

T.C.
BÜYÜKCEKMECE 26. NOTERLİK
Mah. Yigirteci Cd. Marizimrdi Sk.
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 271100 / Oda No: 13
Tercüme / Tercüme
TERCÜME*

Cover № 1817

Мы, Set Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş., ("СЕТ
МЕДИКАЛ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ", Турция), Osmangazi Mah. Maresal
Fevzi Cakmak Cd. No: 18, 34522 Esenyurt Istanbul
Turkey (Османгази Мах. Маресал Февзи
Джакмак Кд. №18 34522 Эсеньюрт
Стамбул Турция) направляем следующую
эксплуатационную документацию нашему

уполномоченному представителю, ООО
«РАДИОМЕТЕР», 109004, г. Москва, ул.
Станиславского, дом № 21, строение 3,
помещение I, ОГРН 1147746147460, ИНН
7714927643 (доверенность от 9 ноября 2022),
для целей регистрации медицинского изделия
Шприц Set Bloodgas для анализа газов крови
для диагностики in vitro: 2 мл без иглы в
Федеральной Службе по Надзору в Сфере
Здравоохранения (Росздравнадзор):

- Эксплуатационная документация

Шприц Set Bloodgas для анализа газов крови для
диагностики in vitro: 2 мл без иглы

Настоящим удостоверяем, что представленная
документация разработана на русском языке в
соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

Достоверность представленной информации
подтверждаем.

Дата: 11.03.2024

Должность: Генеральный директор Имя:

Али Ихсан Шербетчи
(Ali İhsan Şerbetçi)

Подпись: /Подпись/

Печать: / Фирменный печать/

İşbu Türkçe metnin, aslına uygun
olarak tarafımdan Rusça diline
tercüme edildiğini beyan ederim.
Yeminli Tercüman: Gülzade Cengeloğlu

We, Set Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Osmangazi Mah. Maresal Fevzi Cakmak Cd.
No:18 34522 Esenyurt Istanbul Turkey submit
following operating documents to our authorized
representative Radiometer LLC, with registered
office at 21 Stanislavskogo street, Building 3,
Facility 1, Moscow, 109004, Russian Federation,
OGRN 1147746147460, INN 7714927643
(power of attorney dated November 9, 2022), for
purposes of registration for medical devices:

**Set bloodgas Syringe in vitro diagnostic blood
Gas Analysis: 2 ml without needle**
in the Federal Service for Supervision in the
Sphere of Health Care (Roszdravnadzor):

- Operating documentation

**Set bloodgas Syringe for In Vitro Diagnostic blood Gas
Analysis: 2 ml without needle.**

We hereby certify that the submitted
documentation developed in Russian language, in
accordance with the laws of the Russian
Federation

We confirm the accuracy of the provided
information.

Date:

Job title:


Name:


Signature:

Stamp:

BÜYÜKCEKMECE 26. NOTERİ
Özkan TURAN
Yerine imza Yetkili Katip
Alcan AKINCI

İşbu metnin noterliğimizin yeminli
tercümanı tarafından Türkçe
dilinden Rusça diline
tercüme edildiğini onaylım.





BÜYÜKŞEKESE 26. NOTERİ
OZKAN TURAN
Yerine imza yetkisi kanun
Alihan AKINCI

«УТВЕРЖДАЮ»/ «APPROVE»
Set Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(“СЕТ МЕДИКАЛ САНАЙИ ВЕ ТИКАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ”, Турция)

Али Ихан Шербетчи, Генеральный директор
(имя/name, должность/position)



«день» месяц год/ «day» month year

/Фирменный печать и подпись/

Эксплуатационная документация Шприц Set Bloodgas для анализа газов крови для диагностики in vitro: 2 мл без иглы

производства Set Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Osmangazi Mah. Maresal Fevzi Cakmak Cd. No:18, 34522 Esenyurt Istanbul,
Турция

İşbu Türkçe metnin, aslına uygun
olarak tarafımdan Rusça diline
tercüme edildiğini beyan ederim.
Yeminli Tercüman: Gülzade Çengelolu

İşbu metnin noterliğimizin yeminli
tercümanı tarafından
dilinden Rusça diline
tercüme edildiğini onaylarım.

Dok./Doc.No: <DOC_KODU>

Дата/Date: <ONAY_TAR>

Rev.No: <REV_NO>

REF	TR	RU	EN
	Ürün Adı	Название изделия	Product Name
21HP-0203223202 21HP-0203000003	Kan Gazı Analiz Şırıngası	Шприц Set Bloodgas для анализа газов крови для диагностики in vitro 2 мл без иглы	Set Bloodgas Syringe for In Vitro Diagnostic Blood Gas Analysis: 2 ml without needle.
	Ürün Tipi	Тип изделия	Product Type
	2 ml 3P Luer İğneli / İğnesiz Şırınga	Шприц Люэра 3P 2 мл с/без иглы	2 ml 3P Luer Syringe without Needle
	Tanıtım	Назначение, описание и область применения	Intended Use, description and intended use environment
	Kan gazı analizi, hastaların solunum ve metabolik durumları hakkında pH, karbondioksit (pCO ₂) ve oksijen (pO ₂) ölçümlerinin yanı sıra elektrolitler, laktat ve hemoglobin ölçümleri ile ilgili bilgi sağlar. Kan Gazı Analiz Şırıngaları, gaz analizinde kullanılacak kanın alınması için kullanılır. İçerdiği antikoagülan kanın pıhtılaşmasını önler. Şırıngaya, yaklaşık 80 IU kuru elektrolit dengeli heparin (domuz bağırsak mukozası) ile önceden heparin uygulanmıştır. In vitro cihaz hastanelerde veya bu gibi ortamlarda kullanılabilir.	Анализ газов крови предоставляет информацию о дыхательном и метаболическом статусе пациентов, информацию об измерениях pH, углекислого газа (pCO ₂) и кислорода (pO ₂), а также информацию об измерениях электролитов, лактата и гемоглобина. Шприцы для анализа газов крови предназначены для забора крови для проведения анализа газов крови. Входящий в состав антикоагулянт предотвращает свертывание крови. Шприц предварительно гепаринизируется с использованием около 80 МЕ сухого сбалансированного по электролитам гепарина (слизистая кишечника свиньи). Медицинское изделие для диагностики in vitro можно использовать в больницах или подобных условиях.	Blood gas analysis provides information on the respiratory and metabolic status of patients with measurements of pH, carbon dioxide (pCO ₂) and oxygen (pO ₂), as well as electrolytes, lactate and hemoglobin. Syringes for Blood Gas Analysis are intended to draw blood to be used in gas analysis. The anticoagulant contained prevents the blood clotting. The syringe is preheparinized with approx. 80 IU dry electrolyte-balanced heparin (porcine intestinal mucosa). IVD can be used in hospitals or in similar to those conditions.
	IVD tıbbi cihazının performansı	Характеристики медицинского изделия для диагностики in vitro	The performance of IVD medical device
	Yaklaşık 80 IU kuru elektrolit dengeli heparin içeren şırınga 30 dakika süresince analiz için alınan kanın pıhtılaşmasını önlemektedir.	Шприц, содержащий примерно 80 МЕ сухого сбалансированного по электролитам гепарина, предотвращает свертывание крови, взятой на анализ, в течение 30 минут.	The syringe containing approximately 80 IU of dry electrolyte balanced heparin prevents clotting of the blood taken for analysis for 30 minutes.
	Ürün Bileşenleri	Компоненты изделия	Product Components

	Silindir - Polipropilen Piston - Polietilen Conta - İzopren kauçuk Antikoagulan - 80 IU Kuru Li- Heparin Kapak - Polipropilen Ambalaj Malzemesi - Medikal kağıt ve şeffaf bariyer film	Компоненты изделия Цилиндр — Полипропилен, Поршень — Полиэтилен, Прокладка — Изопреновый каучук Антикоагулянт - 80 IU сухой литий-гепарин Колпачок - Полипропилен. Упаковочный материал - Медицинская бумага и прозрачная барьерная пленка.	Cylinder - Polypropylene Piston - Polyethylene Gasket - Isoprene rubber Anticoagulant - 80 IU Dry Li-Heparin Cap - Polypropylene Packaging Material - Medical paper and transparent barrier film
	Kullanma Talimatı	Инструкция по применению	Instruction for Use
	Kan gazları ölçümü için üretilmiştir. Arteriyel damardan kan alımı için kullanılır. Enjeksiyon amaçlı kullanmayınız. <u>Kan örneği yalnızca yetkili personel tarafından alınmalıdır.</u> Kan örneği alındıktan sonra, kanla heparinin karışması için şırıngayı kendi etrafında çeviriniz. Şırıngadaki hava kabarcıklarını hızlıca tahliye edip kapağı kapatınız. CLSI'nin tavsiyelerine göre, kan alma ve analiz yapma arasındaki süre oda sıcaklığında 30 dakikayı geçmemelidir. Analizden önce, şırıngadaki ölü boşluk bir damla kanın bir pede akıtılması yoluyla dışarı atılmalıdır.	Производится для измерения газов крови. Используется для забора крови из артерии или вены. <u>Забор крови должен производиться только квалифицированным персоналом.</u> После взятия образца поверните шприц вокруг себя, чтобы гомогенизировать кровь и гепарин. После взятия образца немедленно удалите пузырьки воздуха из шприца и закройте колпачок. Согласно рекомендациям CLSI, между забором крови и проведением анализа должно пройти не более 30 минут при комнатной температуре. Перед анализом необходимо выпустить первую каплю крови на ватный тампон.	Produced to measure blood gases. It is used for blood collection from arterial vein. <u>Blood sampling should be performed by authorized personnel only.</u> After sampling, rotate the syringe around itself to homogenize blood and heparin. Immediately evacuate air bubbles from the syringe and close the cap. According to the recommendations from CLSI, the time between drawing blood and performing analysis should not exceed 30 minutes at room temperature. Before analysis, expell the volume of dead space from the syringe by allowing a drop of blood onto a gauze swab.
	Hasta Popülasyonu	Популяция пациентов	Patient Population
	Her yaş grubu hasta için kullanılabilir.	Шприц можно использовать для пациентов всех возрастных групп	It can be used for patients of all age groups.
	Amaçlanan Kullanıcılar	Предполагаемые пользователи	Intended Users
	Sağlık personellerinin ve klinik destek uzmanlarının kullanımı için tasarlanmıştır.	Шприц предназначен для использования медицинскими работниками и специалистами клинической поддержки.	Designed for use by medical staff and clinical support professionals.
	Cihaz Standardı	Стандарт изделия	Device Standard
	TS EN ISO 7886-2 ve TS EN ISO 80369-7	TS EN ISO 7886-2 и TS EN ISO 80369-7	EN ISO 7886-2 and EN ISO 80369-7
	Cihazla birlikte kullanılması amaçlanan cihaz tanımı	Описание изделия, предназначенного для использования с шприцем для анализа газов крови	Device Description Intended for Use With The Device

	Artık Risk	Остаточный риск	Residual Risk
	Talimatta belirtildiği gibi kan örneği alındıktan sonra, kanla heparinin yeterli karışması sağlanmazsa heparin taşıyıcı plaka etkin çalışmaz.	Если после взятия образца крови, как указано в инструкции, не будет достигнуто адекватное смешивание гепарина с кровью, пластина-носитель гепарина не будет работать эффективно.	After taking the blood sample as stated in the instructions, if adequate mixing of the heparin with the blood is not achieved, the heparin carrier plate will not work effectively.
	Yan etkiler	Побочные эффекты	Side effects
	Cihazın bilinen bir yan etkisi yoktur.	Изделие не имеет известных побочных эффектов.	The device has no known side effects.
	Saklama ve Taşıma Koşulları	Условия хранения	Storage and Transportation Conditions
	Orijinal açılmamış ambalajında 2-32 °C ve bağıl nemin 20-80 % aralığında olduğu koşullarda saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Kuru tutun.	В оригинальной невскрытой упаковке изделие следует хранить при температуре 2-32 °C и относительной влажности 20-80%. Не допускать воздействия солнечного света. Хранить в сухом месте.	The product should be stored in the original unopened package at 2-32 °C and relative humidity between 20-80%. Keep away from direct sunlight. Keep dry.
	Sterilite	Стерильность	Sterility
	EO ile steril edilmiştir.	Стерилизовано оксидом этилена	Sterilized with EO
	"Sadece Tek Kullanım İçin"	"Запрет на повторное применение"	"For Single Use Only"
	Ürün, her bir hasta ile bir kerelik ve steril durumda kullanılmalıdır. Temizlik veya yeniden sterilizasyon yapılamaz. Tek kullanımlık ürünlerin yeniden kullanımı, hasta ve kullanıcı için potansiyel riskler taşır. Malzemenin yeniden kullanımı veya yeterli olmayan sterilite, hastalığa veya hastada hasara neden olabilir.	Изделие следует использовать с каждым пациентом однократно и в стерильном виде. Очистка или повторная стерилизация невозможны. Повторное использование одноразовых изделий потенциально опасно для пациента и пользователя. Повторное использование материала или недостаточная стерильность могут привести к заболеванию или травме пациента.	The product should be used in sterile condition and only once with each patient. No cleaning or re-sterilization is allowed. Re-using single use products bears potential risks for patient and user. Re-use or improper sterility of material may result in illness or harm to the patient.
	Bilgilendirme	Информация	Information
	Tıbbi cihaz ile ilgili ciddi olumsuz olay durumunda aşağıda verilen adreslerden imalatçı veya distribütöre ulaşabilirsiniz.	В случае серьезного неблагоприятного события, связанного с медицинским изделием, вы можете связаться с производителем или дистрибьютором по адресам, указанным ниже.	In case of a serious adverse event related to the medical device, you can contact the manufacturer or distributor at the addresses given below.
	Kullanılan Sembol Açıklaması	Объяснение используемых символов	Description of Symbols Used

	Tekrar kullanmayınız.	Запрет на повторное применение	Do not reuse.
	Hasarlı ambalajı kullanmayınız.	Не использовать при повреждении упаковки	If packaging is damaged, do not use the product.
	Üretim tarihi	Дата изготовления	Date of manufacture
	Son kullanma tarihi	Использовать до	Expiry date
	Üretici	Изготовитель	Manufacturer
	Ürün lot numarası	Код партии	Batch code
	Katalog numarası	Номер по каталогу	Catalogue number
	EO ile steril edilmiştir	Стерилизация оксидом этилена	Sterilized with ethylene oxide
	Kullanma kılavuzuna bakınız.	Обратитесь к инструкции по применению	Consult instructions for use.
	Uyarılar	Осторожно!	Warnings
	Güneş ışığından koruyunuz.	Не допускать воздействия солнечного света	Keep away from sunlight.
	Kuru yerde muhafaza ediniz.	Беречь от влаги	Store in a dry place.
	Alt sıcaklık sınırı	Нижняя граница температурного диапазона	Lower limit of temperature

IVD	Vücut dışı tıbbi tanı cihazı	Медицинское изделие для диагностики in vitro	In vitro diagnostic medical device
	Üretici	Производитель	Manufacturer
	Set Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Osmangazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:18 34522 Esenyurt İstanbul Türkiye Tel: +90 212 622 04 00 www.setmedikal.com.tr	"Сет Медикал Санайи ве Тикарет А.С.", Турция Set Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Osmangazi Mah. Maresal Fevzi Cakmak Cad. No:18 34522 Esenyurt Istanbul Turkey Тел.: +90 212 622 04 00 www.setmedikal.com.tr	Set Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Osmangazi Mah. Maresal Fevzi Cakmak Cad. No:18 34522 Esenyurt Istanbul Turkey Tel: +90 212 622 04 00 www.setmedikal.com.tr
	Üreticinin Rusya Federasyonu'ndaki yetkili temsilcisi	Уполномоченный представитель производителя в РФ:	Russian Authorized Rep
	"RADIOMETRE" (LLC "RADIOMETRE") LTD. Adres: Rusya Federasyonu, 109004, Moskova, st. Stanislavsky, 21, bina 3, oda I Tel.: +7 495 228 92 06 moskova@radiometer.ru www.radiometer.ru	Общество с ограниченной ответственностью «РАДИОМЕТЕР» (ООО «РАДИОМЕТЕР») Адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.3, помещение I Тел.: +7 495 228 92 06 moscow@radiometer.ru www.radiometer.ru	Radiometer LLC Address: 109004, Moscow, st. Stanislavsky, 21, B 3, R I Russia Tel.: +7 495 228 92 06 moscow@radiometer.ru www.radiometer.ru



Total number of pages: 7

Job title: General Manager

Name of signed person: Ali İhsan Şerbetçi

SET MEDİKAL SAN.VE TİC.A.Ş.

Merkez: Çarşıyazı Mah. Hisaralı Neval Çakmak Cad.
No: 15/2 Kat: 2 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 542 638 04 00 / Fax: +90 212 639 48 28
Ticaret Sicil No: 570143 Etiler / D: 764 037 0585
www.setmedikal.com.tr

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

e/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

resemi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Alişan AKINCI tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı İMZA YETKİLİSİ'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Büyükkemence 26. Notarlığı'nın mührü/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est
revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Esenyurt Kaymakamlığı' da/a/à/in


6. 11.03.2024 günü/the/le/Am

7. Hukuk İşleri Şef Vekili Sevda ÇELİK tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 81416 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mührü, Damgası/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



ayşe COŞKUN
Memor

Страница 1:

Штамп: * ПЕРЕВОД *

Штамп: № 1817..

Гербовая печать на шийке документа:

* Турецкая Республика 1923 * Двадцать шестая нотариальная контора района Бююкчекмедже *

Штамп:

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 26 района
БЮЮКЧЕКМЕДЖЕ
г. Стамбул, район Бююкчекмедже
квартал Караагач, проспект Йигиттюрк,
ул. Мевизюмрют, бизнес-центр Али Центр,
внешняя дверь № 21, офис № 13
тел.: 0212 727 89 11

Круглая печать: Сертифицированное бюро переводов «Эмирай Терджюме».
info@emiraytercume.com / +90 212 853 08 48; +90 212 85 08 49

Сопроводительное письмо

[ТЕКСТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ]

Штамп:

Заместитель нотариуса, уполномоченный
секретарь с правом подписи
Алиджан АКЫНДЖЫ,
действующий от имени нотариуса
нотариальной конторы № 26 района
Бююкчекмедже
Озкан ТУРАН /подписано/

Гербовая печать:

* Турецкая Республика 1923 * Двадцать шестая
нотариальная контора района Бююкчекмедже *

Штамп: Заявляю, что настоящий перевод с турецкого языка на русский язык выполнен мной в полном соответствии с оригиналом документа. Сертифицированный переводчик: Гюльзаде Ченгелоглу /подписано/	Штамп: Подтверждаю, что настоящий перевод с <u>турецкого</u> языка на <u>русский</u> язык выполнен сертифицированным переводчиком нашей нотариальной конторы
--	--

Круглая печать: Сертифицированное бюро переводов «Эмирай Терджюме».
info@emiraytercume.com/ +90 212 853 08 48; +90 212 85 08 49

Утверждаю
«СЕТ МЕДИКАЛ САНАЙИ ВЕ ТИКАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»
Али Ихсан Шербетчи, Генеральный директор
(имя, должность)

(подпись)

11.03.2024
«день» месяц год

М.П.
(фирменная печать и подпись)

Эксплуатационная документация

Шприц Set Bloodgas для анализа газов крови для диагностики in vitro: 2 мл без иглы

производства Сет Медикал Санайи ве Тикарет А. Ш., Османгази Мах. Маресал Февзи
Джакмак, Кд. №: 18, 34522 Эсеньюрт Стамбул, Турция

Штамп: Заявляю, что настоящий перевод с турецкого языка на русский язык выполнен мной в полном соответствии с оригиналом документа. Сертифицированный переводчик: Гюльзаде Ченгелоглу /подписано/	Штамп: Подтверждаю, что настоящий перевод с турецкого языка на русский язык выполнен сертифицированным переводчиком нашей нотариальной конторы
--	--

Штамп: Заместитель нотариуса,
уполномоченный секретарь с правом подписи
Алиджан АКЫНДЖЫ,
действующий от имени нотариуса
нотариальной конторы № 26 района
Бююкчекмедже
Озкан ТУРАН /подписано/

Гербовая печать:
* Турецкая Республика. 1923 * Двадцать шестая
нотариальная контора района Бююкчекмедже *

Всего пронумеровано страниц: 7

Наименование должности: Генеральный директор

ФИО подписанта: Али Исхан Шербетчи

/подписано/

«СЕТ МЕДИКАЛ САН. ВЕ ТИК. А.Ш»

Головной офис: 34522, Османгази Мах. Маресал Фекзи Джакмак Кад,

№: 18, Эсенйорт – Стамбул - Турция

Тел.: +90 212 622 04 00 Факс: +90 212 689 48 28

Торговый реестровый №: 670143 Налоговая инспекция Эсенйорт: 764 037 0585

www.setmedikal.com.tr

Гербовая печать на шийке документа: * Турецкая Республика 1923 * Районная государственная администрация Эсеньюрт *

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Страна ТУРЦИЯ

Настоящий официальный документ

2. был подписан Алиджан АКЫНДЖЫ

3. выступающим в качестве УПОЛНОМОЧЕННОГО С ПРАВОМ ПОДПИСИ

4. скреплен печатью/штампом нотариальной конторы № 26 района Бююкчекмедже

УДОСТОВЕРЕНО:

5. в Районной государственной администрации Эсеньюрт

6. 11.03.2024 г.

7. Заместителем начальника отдела документационного обеспечения Севда Челик

8. за № 81416

9. Печать/штамп:

10. Подпись:

/подписано/

Гербовая печать: * Турецкая Республика 1923 * Районная государственная администрация Эсеньюрт *

Штамп:

Айше ЧОПУР

/подписано/

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Исингалиевой Динарой Аркадьевной.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Четвертого июня две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Исингалиевой Динары Аркадьевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2024-

35-1840

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Квитко Ф.А

Ф.А. Квитко



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Четвертого июня две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2024-

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп

Ф.А. Квитко



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 13 лист(а) (ов)

Нотариус

[Signature]