


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями


2024 г.

I. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC60 в составе:


1. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC60 – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт;
3. Стикеры – 4 шт.




Потребительская упаковка




Потребительская упаковка



Индивидуальная упаковка



Индивидуальная упаковка со стикерами



Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC60 – 1 шт.

- ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принадлежности:

- 1) Картридж MLCR60-3,8 в составе:
 1. Картридж MLCR60-3,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт.



Потребительская упаковка



to Life

CE
2195

MIRUS™

Cartridges for Mirus™ Linear Cutter (Blue) (60mm-3.8mm)
Kartidze do noza linowego Mirus™ (niebieski)
Mirus™ Dogrusal Kesici Kartujları (Mavi)
Carticce per taglienna lineare Mirus™ (Turchinu)
Cartouches pour agrafeuse lineaire coupante Mirus™ (Bleue)
Patroner til Mirus™ lineær skærer (blå)

FOR EXPORT
ONLY

LCRZE006 JUN 2023

REF MLCR60-3.8 MAY 2026

(01)18906070909597

 Manufactured By :

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.

Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No.135/2/B & 174/2.

Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191, Gujarat, India.

Customer Care No. for India : 18004194433.


Customer Care No. for other than India : + 91-260-2408005

E: enquiry.endosurgery@merilife.com, W: www.merilife.com


Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2018/000027

ME/DPC/EMD/063 Rev. 05


Потребительская упаковка




Потребительская упаковка



Индивидуальная упаковка



Картридж MLCR60-3,8




Картридж MLCR60-3,8

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


- 2) Картридж MLCR60-4,8 в составе:
1. Картридж MLCR60-4,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт.



Потребительская упаковка




Потребительская упаковка



Индивидуальная упаковка



Картридж MLCR60-4,8



Картридж MLCR60-4,8


- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

II. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC80 в составе:

1. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC80 – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт;
3. Стикер – 4 шт.




Потребительская упаковка



Индивидуальная упаковка



Индивидуальная упаковка со стикерами



Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC80 – 1 шт.

17. Το σπυρτιακό με ύψος 3,8 mm δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υλικά, που δεν μπορούν να συμπιεστούν με βάρος 1,5 mm. Αυτό οι υλικά είναι πολύ σκληρά για το σπυρτιακό. Μικρότερος, αν υπάρχει ο υλός να συμπιεστεί με βάρος 2 mm, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σπυρτιακά με ύψος 4,8 mm.

18. To meggyújtásig mélyre, 4-8 mm, bevésztve a gyújtócsap és a gyújtógyertya csatlakoztatásánál az utolsó 2 mm bevésztve és meggyújtással az utolsó 2 mm. A szétcsúszás elkerülése érdekében a gyújtógyertyát meggyújtásig nem szabad kivenni a gyújtócsapból.

19. Αναρωτιέται το γνήσιο του ημερολογίου να μην είναι διαφορετικό από τα άλλα, όπως η ομάδα

29. Διαμορφωθείτε και διατηγείτε στους επόμενους μήνες και μην αφήσετε να περάσει ο χρόνος χωρίς να έχετε κάνει τίποτα.

- 2). To optimize the identification conditions (aqueous phase, pH, buffer, ionic strength, organic solvent) in order to improve the efficiency of the extraction of the target compounds.

22. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το άρρωστο μελέτηται σε ένα συγκεκριμένο άτομο, τότε ο γνήσιος, δε είναι σε θέση ή οι συνθήκες να είναι κρυφά, επιβάλλεται να αποφευχθεί, ενώ το μέγεθος της ομάδας να είναι μικρότερο από πέντε.

- [illegible]

24. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a katasztrófa megelőzés és enyhítés érdekében?

ADOLTEIP(12.10)

To Γραμματεία κέντρου, Μάρτιο™ και ποσοστά (ανά αντικείμενο) σε απόλυτους (F.O.) όρους, υποδεικνύεται στη μελέτη παρακάτω.


A1100HKEY124

Διατηρήσεις: συνθήκες: Μετά 15 ° C έως 30 ° C, εφάρμοξη για 20 min το πρωί και το βράδυ 6 φορές την εβδομάδα. Για πιο συγκεκριμένα μετρήσεις της συμπεριφοράς, δείτε:

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΜΙΡΟΣ™ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΤΕ ΕΑΝΑ

[illegible]

22-58862-1 (U) 14 JUL 64 HONOLULU AIRLTON FIELD HAWAII



Instruction for use

MIRUS™ LINEAR CUTTER AND RELOAD

CAREFULLY READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

DESCRIPTION

Mirus™ Linear Cutter stapler and the Reload have two groups of staple lines in the target area, both of which are composed of a double row of titanium staples interlaced with each other and automatically cut the tissues between the two groups of staple lines when suturing. There are three suturing lengths of 60mm, 80mm and 100mm. The cartridge/reload for Mirus™ Linear Cutter are supplied separately.

INDICATIONS

Miras™ Linear Cutter and Reload have application in gastrointestinal, gynecologic, thoracic, and pediatric surgery for transection, resection, and/or creation of anastomoses and can be used with staple line or tissue buttressing materials.

PERFORMANCE/MECHANISM OF ACTION


The stapler holds the staples in 2 linear rows within the staple cartridge. The linear staples, on firing (squeezing the handle), simultaneously staple and cut tissue to create an anastomosis.

CONTRAINDICATIONS

1. The product is not applicable to patients with alimentary canal mucosal edema, excessively thick muscular layer or weak healing capacity.
2. The product is not applicable for patients with suspected residual carcinoma tissues at the cutting end or severe injury of the cutting end.
3. The product is not applicable to patients who cannot tolerate traditional suture materials or suture technology.
4. MIRA™ Linear Cutter should not be used to cut or staple tissues that are necrotic, friable, or have altered integrity, e.g., ischemic or edematous tissues.

SCHEMATIC VIEW

- A) Cartridge Fork B) Shoulder C) Locking Lever Handle-cartridge
D) Release Button-cartridge E) Firing Knob F) Anvil Fork
G) Shipping Wedge H) Single Use Loading Unit (Reload)



DIRECTIONS FOR USE

- Insert to select a Relead with the appropriate staple size for the desired thickness.
Note: The stapler may be used for thin, standard and thick tissues. Overly thick (or thin) tissue may result in unacceptable staple formation.
- Open the instrument by pushing in on the release button on the cartridge lock lever handle (located at end of instrument).
- Remove the shipping wedge from Relead channel by lifting and pulling it out at the finger tabs. (Remove shipping wedge after Relead is fully loaded. Relead will "blow" on and down into final loaded position).

4. Position the tissue to be stapled between the instrument cartridge and anvil fork, or, if the tissue is to be anastomosed, place the cartridge fork in one lumen and the anvil fork into the other lumen as appropriate. Align tissue edges equally on cartridge and anvil. This may be accomplished with the instrument halves separated or hinged at the rear. Close the instrument by moving the lever handle towards the instrument body until the audible click is heard.

5. With the instrument securely closed, rotate the firing knob to either side of the instrument.

6. Place a thumb behind the firing knob and two fingers on the instrument shoulders. Fire the instrument by sliding the firing knob forward to a complete stop.
- Caution:** Do not rotate the firing knob during firing. Rotating the knob during firing may cause damage and possible instrument malfunction.


- Note:** The stapler performs only single firing. Failure to advance the handle completely may result in incomplete staple formation, which may compromise the integrity of the staple line.

7. After firing, return firing knob all the way back to its pre-fire position.


8. Push in the cartridge release button to open the instrument (refer to step 1). Remove the instrument from the surgical site.

- Caution:** After firing, always inspect the staple line for hemostasis & integrity by visual inspection for oozing or bleeding. Minor bleeding can be controlled by electrocautery or manual sutures. At the surgeon's discretion, a laparotomy or thoracotomy may be performed.

- Note:** When a fired instrument is opened, the lockout device will deploy. The safety lockout prevents clamping of the instrument with a Reload that has been fired.



RELOADING INSTRUMENT





- To remove the third Reload, separate the instrument halves holding the cartridge half of the instrument, grasp the proximal end of the Reload tube and pull up and out to remove Reload from instrument. H) Reload
- To place a new Reload into the instrument, hold the Reload by the proximal end tube and insert into the cartridge lock at a 30 to 45 degree angle from the distal end down until snap into place. Removing shipping wedge after Reload is fully loaded. Reload will "float" up and down in final loaded position. G) Shipping Wedge

Принадлежности:

- 1) Картридж MLCR80-3,8 в составе:
 1. Картридж MLCR80-3,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт.



Потребительская упаковка



Endo-Surgery

CE
2195

EC REP OBELIS S.A

Bd. Général Waha, 53,
1000 Brussels, Belgium
T +32 2 732 59 54 F +32 2 732 60 03
E mail@obelis.net W www.obelis.net

Cartridges for Mirus™ Linear Cutter (Blue) (80mm 3.8mm)
Kartridze do noża liniowego Mirus™ (niebieski)
Mirus™ Doğrusal Kesici Kartrijleri (Mavi)
Carticce per taglienna lineare Mirus™ (Turchinu)
Cartouches pour agrafeuse lineaire coupante Mirus™ (Bleue)

LOT HLC8038089

DEC 2022

REF MLCR80-3.8

NOV 2025

FOR EXPORT
ONLY



(01)18906070909610

Manufactured By

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.

Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No.135/2/B & 174/2,
Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191, Gujarat, India.

Customer Care No. for India : 18004194433.

Customer Care No. for other than India : + 91-260-2408005


E: enquiry.endosurgery@merillife.com, W: www.merillife.com

Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2018/000027

ME/DPOEMD/063 Rev 05



Потребительская упаковка



Индивидуальная упаковка



Endo-Surgery

MIRUS™

Cartridges for Mirus™ Linear Cutter (Blue) (80mm-3.8mm)
 Kartridze do noża liniowego Mirus™ (niebieski)
 Mirus™ Doğrusal Kesicinin Kartuşları (Mavi)
 Carticce per taglierina lineare Mirus™ (Turchino)
 Cartouches pour agrafeuse linéaire coupante Mirus™ (bleue)



2195



STERILE EO

Manufactured by:

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.

Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No.135/2/B & 174/2,
 Muktanand Marg, Chala, Vapi 396191, Gujarat, India.

Customer Care No. for India: +91 260 2406005

Customer Care No. for other than India: +91 260 2406005
 W: www.merilife.com, E: enquiry.endosurgery@merilife.com

Mfg. Lic. No. 1

FC REP. OBELIS S.A.

Bd. Général Wakis, 53,
 1030 Brussels, Belgium.
 T: +32 2 732 59 54 F: +32 2 732 60 03
 E: mail@obelis.net W: www.obelis.net

LOT HLC8038089



DEC 2022

REF MLCR80-3.8



NOV 2025



(01)08906070909613

FOR EXPORT
 ONLY


MIRUS™
 Meril
 Endo-Surgery
 Linear Cutter Reload
 (Blue)(80mm-3.8mm)
 LOT HLC8038089 DEC 2022
 REF MLCR80-3.8 NOV 2025
 STERILE EO

MIRUS™
 Meril
 Endo-Surgery
 Linear Cutter Reload
 (Blue)(80mm-3.8mm)
 LOT HLC8038089 DEC 2022
 REF MLCR80-3.8 NOV 2025
 STERILE EO


MIRUS™
 Meril
 Endo-Surgery
 Linear Cutter Reload
 (Blue)(80mm-3.8mm)
 LOT HLC8038089 DEC 2022
 REF MLCR80-3.8 NOV 2025
 STERILE EO

MIRUS™
 Meril
 Endo-Surgery
 Linear Cutter Reload
 (Blue)(80mm-3.8mm)
 LOT HLC8038089 DEC 2022
 REF MLCR80-3.8 NOV 2025
 STERILE EO

Индивидуальная упаковка со стикерами



Картридж MLCR80-3,8



Картридж MLCR80-3,8


24. May be present, but not always; may be absent.

Συντηρημένες, μηδενικές, συνθήκες: Μετάθε 15° C έως 30° C, εφάρμοξη μόνον επί του υδατικού και του αερίου φάσματος. Να μη χρησιμοποιείται μετά την εφάρμοξη 1 έτος.

[illegible]

				Безопасность.
Не использовать инструмент	Не использовать инструмент	Можно использовать инструмент		Посмотреть инструкцию.
Не продолжать работу если не спустит пар.		Коротко замкнуть.		Защититься от ударов, огня.
Можно продолжать работу если не использовать		Коротко, замкнуть.		Защититься от ударов, огня.
		Посмотреть инструкцию.		Защититься от ударов, огня.


D) Release Button Cartridge E) Firing Knob F) Anvil Fork
G) Shipping Wedge H) Single Use Loading Unit (Reload)



3. Remove the shipping wedge from Reload channel by lifting and pulling it out at the finger tabs. (Remove shipping wedge after Reload is fully loaded. Reload will "float" up and down in final loaded position).

7. After firing, return firing knob all the way back to its pre-fire position.

- Note:** When a fired instrument is opened, the lockout device will deploy. The safety lockout prevents clamping of the instrument with a Reload that has been fired.



- To place a new Reload into the instrument, hold the Reload by the proximal end tabs and insert into the cartridge fork at a 30 to 45 degree angle from the distal end down until unit snaps into place. Removing shipping wedge after Reload is fully loaded. Reload will "float" up and down in final loaded position. (1) Shipping Wedge

- 2) Картридж MLCR80-4,8 в составе:
1. Картридж MLCR80-4,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт.



Потребительская упаковка



Потребительская упаковка



Индивидуальная упаковка



MIRUS™

Cartridges for Mirus™ Linear Cutter (Green) (80mm-4.8mm)
Kartridge do noża liniowego Mirus™ (Zielony)
Mirus™ Doğrusal Kesicinin Kartuşları (Yeşil)
Carticce per taglierina lineare Mirus™ (Verde)
Cartouches pour agrafeuse lineaire coupante Mirus™ (Verte)
Patroner til Mirus™ Lineær skærer (grøn)

CE
2195



Manufactured by
Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.
Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No.135/2/B & 174/2,
Muktanand Marg, Chala, Vapi 396191, Gujarat, India.
Customer Care No. for India : 18004194433.
Customer Care No. for other than India : + 91-260-2408005.
W: www.merilife.com, E: enquiry.endosurgery@merilife.com
Mfg. L

EC REF OBELIS S.A

Bd. Général Waha, 53,
1000 Brussels, Belgium.
T : +32 2 732 59 54 F : +32 2 732 60 03
E : mail@obelis.net W : www.obelis.net

LOT LCRZE009

JUL 2023

REF MLCR80-4.8

JUN 2026

FOR EXPORT
ONLY



(n1)C 70909620

5111

02


MIRUS™
Linear Cutter Reload
(Green)(80mm-4.8mm)
LOT LCRZE009 JUL 2023
REF MLCR80-4.8 JUN 2026
STERILE EO

MIRUS™
Linear Cutter Reload
(Green)(80mm-4.8mm)
LOT LCRZE009 JUL 2023
REF MLCR80-4.8 JUN 2026
STERILE EO


MIRUS™
Linear Cutter Reload
(Green)(80mm-4.8mm)
LOT LCRZE009 JUL 2023
REF MLCR80-4.8 JUN 2026
STERILE EO

MIRUS™
Linear Cutter Reload
(Green)(80mm-4.8mm)
LOT LCRZE009 JUL 2023
REF MLCR80-4.8 JUN 2026
STERILE EO

Индивидуальная упаковка со стикерами



Картридж MLCR80-4,8



Картридж MLCR80-4,8

24. May to September: the only time to visit when temperatures are in the 60s


Συνεπώς, οι συνθήκες αναδύσεως, μεταξύ 15 °C έως 30 °C, ερμηνεύονται ως η υπαρκτή και η άμεση θάλασσα. Να μη χρησιμοποιούνται μετέ την ανακάλυψή της.

Species, age, sex	Nesting, egg-laying and incubation										Remarks
	Incubation period (days)	Egg-laying period (days)	Incubation period (days)	Egg-laying period (days)	Incubation period (days)	Egg-laying period (days)	Incubation period (days)	Egg-laying period (days)	Incubation period (days)	Egg-laying period (days)	
ME 1200	80	80	70	ME 1200-1.0	1.0	1.0	ME 1200	200	Incubated on 10/10/1960	20	
				ME 1200-2.0	2.0	2.0			Incubated on 10/10/1960		
				ME 1200-3.0	3.0	3.0			Incubated on 10/10/1960		
ME 1200	80	80	70	ME 1200-4.0	4.0	4.0	ME 1200	200	Incubated on 10/10/1960		
				ME 1200-5.0	5.0	5.0			Incubated on 10/10/1960		
				ME 1200-6.0	6.0	6.0			Incubated on 10/10/1960		
ME 1200	80	80	70	ME 1200-7.0	7.0	7.0	ME 1200	200	Incubated on 10/10/1960		
				ME 1200-8.0	8.0	8.0			Incubated on 10/10/1960		
				ME 1200-9.0	9.0	9.0			Incubated on 10/10/1960		

	Позови ги!		Не пукај! (огнено оружје)		Користете лифт.
	Не дозволувајте дождов.		Место за запакување забрането		Излезете од аудиториумот.
	Не дозволувајте пчелите да излеат од кошарите.		Хитно, опас.		Излезете од аудиториумот, апликации, глумици.
	Не дозволувајте да се пукај во аудиториумот.		Користете лифтот.		Излезете од аудиториумот.
	Не дозволувајте да се пукај во аудиториумот.		Не пукајте во аудиториумот.		Излезете од аудиториумот, апликации, глумици.

3) Remove the shipping wedge from Reload channel by lifting and pulling it out at the finger tabs. (Remove shipping wedge after Reload is fully loaded. Reload will "float" up and down in final loaded position).

-




- To place a new Reload into the instrument, hold the Reload by the proximal end tabs and insert into the cartridge fork at a 30 to 45 degree angle from the distal end down until unit snaps into place. Removing shipping wedge after Reload is fully loaded. Reload will "float" up and down in final loaded position. G) Shipping Wedge

III. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC100 в составе:


1. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC100 – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт;
3. Стикер – 4 шт.



Потребительская упаковка



Потребительская упаковка





Индивидуальная упаковка



MIRUS

Sterile Disposable Linear Cutter
Sterylny jednorazowy nóż liniowy
Steril Tek Kutanemik Doğrusal Kesici
Tagliere lineare monouso sterile
Agrafeuse linéaire coupante jetable stérile

Linear Cutter (100 mm)
Liniowy Nożem
Linear Kesici
Cutter Lineare
Linéaire Coupante



Manufactured By
Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.
Third Floor, E1-C3, Meril Park, Survey No.126/2/B & 174/2,
Mukundan Marg, Chole, West - 386 101, Gujarat, India.
Customer Care No. for India : 18004194433,
Customer Care No. for other than India : + 91-260-3408095
E: enquiry.endosurgery@merilife.com, W: www.merilife.com
Mfg. Lic. No.: MP/180/2016/006627
MLC/L/180/2016 Rev J4

EC REP: OBELIS S.A.
Bd Général Waha, 53,
1000 Brussels, Belgium
T: +32 2 732 58 54 F: +32 2 732 60 63
E: mail@obelis.net W: www.obelis.net

FOR EXPORT
ONLY

LOT MLC100029

FEB 2023

REF MLC100

JAN 2026

(01)08906070909583


MIRUS
Linear Cutter (100 mm)
LOT MLC100029 FEB 2023
REF MLC100 JAN 2026
STERILE EO

MIRUS
Linear Cutter (100 mm)
LOT MLC100029 FEB 2023
REF MLC100 JAN 2026
STERILE EO

MIRUS
Linear Cutter (100 mm)
LOT MLC100029 FEB 2023
REF MLC100 JAN 2026
STERILE EO

MIRUS
Linear Cutter (100 mm)
LOT MLC100029 FEB 2023
REF MLC100 JAN 2026
STERILE EO

Индивидуальная упаковка со стикерами



Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC100 – 1 шт.


-  **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

Принадлежности:

- 1) Картридж MLCR100-3,8 в составе:
 1. Картридж MLCR100-3,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт.



Потребительская упаковка



to Life

Meril

Endo-Surgery

CE
2195

EC REP OBELIS S.A.
Bd. General Wafis, 53
1030 Brussels, Belgium
T : +32 2 732 59 54 F : +32 2 732 60 03
E : mail@obelis.net W : www.obelis.net

Cartridges for Mirus™ Linear Cutter (Blue) (100mm-3.8mm)
Kartidze do noza liniowego Mirus™ (niebieski)
Mirus™ Doğrusal Kesici Kartıjları (Mavi)
Carticce per taglienna lineare Mirus™ (Turchinu)
Cartouches pour agrafeuse lineaire coupante Mirus™ (Bleue)
Patroner til Mirus™ Lineær skærer (blå)

FOR EXPORT
ONLY

FOI LCRZE016

SEP 2023

REF MLCR100-3.8

AUG 2026

(01)18906070909634

 Manufactured By :

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.

Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No.135/2/B & 174/2.

Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191, Gujarat, India.

Customer Care No. for India : 18004194433.


Customer Care No. for other than India : + 91-260-2408005

E: enquiry.endosurgery@merilife.com, W: www.merilife.com


Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2018/000027

ME/DPC/EMD/063 Rev. 05


Потребительская упаковка




Индивидуальная упаковка



Индивидуальная упаковка со стикерами



Картридж MLCR100-3,8



Картридж MLCR100-3,8

Instruction for use

MIRUS™ LINEAR CUTTER AND RELOAD

CAREFULLY READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

DESCRIPTION

Mirus™ Linear Cutter and Reload have two groups of single bars in the front and back of the instrument. The front bars are used for cutting and the back bars are used for reloading. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

INDICATIONS

Mirus™ Linear Cutter and Reload have applications in general surgery, orthopedics, and trauma. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

PERFORMANCE, MECHANISM OF ACTION

The instrument has two groups of single bars in the front and back of the instrument. The front bars are used for cutting and the back bars are used for reloading. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

CONTRAINDICATIONS

The instrument is not recommended for use in patients with bleeding disorders, coagulopathy, or other conditions that may increase the risk of bleeding. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

STERILIZATION

The instrument should be sterilized before use. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

CAUTION

The instrument should be used with care. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

RELOADING INSTRUCTIONS



DISINFECTION

The instrument should be disinfected after use. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

STORAGE

The instrument should be stored in a dry, clean place. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

WARRANTY

The instrument is covered by a warranty. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

CONTACT

For more information, contact the manufacturer. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

Инструкция по применению – 1 шт.

Instruction for use

MIRUS™ LINEAR CUTTER AND RELOAD

CAREFULLY READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

DESCRIPTION

Mirus™ Linear Cutter and Reload have two groups of single bars in the front and back of the instrument. The front bars are used for cutting and the back bars are used for reloading. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

INDICATIONS

Mirus™ Linear Cutter and Reload have applications in general surgery, orthopedics, and trauma. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

PERFORMANCE, MECHANISM OF ACTION

The instrument has two groups of single bars in the front and back of the instrument. The front bars are used for cutting and the back bars are used for reloading. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

CONTRAINDICATIONS

The instrument is not recommended for use in patients with bleeding disorders, coagulopathy, or other conditions that may increase the risk of bleeding. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.


STERILIZATION

The instrument should be sterilized before use. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

CAUTION

The instrument should be used with care. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

RELOADING INSTRUCTIONS



DISINFECTION

The instrument should be disinfected after use. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

STORAGE

The instrument should be stored in a dry, clean place. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

WARRANTY

The instrument is covered by a warranty. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

CONTACT


For more information, contact the manufacturer. The instrument is designed for use in the field and is easy to carry. The instrument is made of high quality materials and is very durable.

Инструкция по применению – 1 шт.

- 2) Картридж MLCR100-4,8 в составе:
1. Картридж MLCR100-4,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт



Потребительская упаковка



Endo-Surgery

CE
2195

EC REP: OBELIS S.A

Bd. Général Wakis, 53,

1030 Brussels, Belgium.

T: +32 2 732 59 54 F: +32 2 732 60 03

E: mail@obelis.net W: www.obelis.net

MIRUS™

Cartridges for Mirus™ Linear Cutter (Green) (100mm – 4.8mm)

Kartridge do noża liniowego Mirus™ (Zielony)

Mirus™ Doğrusal Kesicinin Kartuşları (Yeşil)

Carticco per taglierina lineare Mirus™ (Verde)

Cartouches pour agrafeuse lineaire coupante Mirus™ (Verte)

Patroner til Mirus™ Lineær skærer (grøn)

FOR EXPORT
ONLY

LO™ LCRZE017

SEP 2023

REF MLCR100-4.8

AUG 2026



(01)18906070909641

Manufactured By :

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.

Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No.135/2/B & 174/2,

Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191, Gujarat, India.

Customer Care No. for India : 18004194433,


Customer Care No. for other than India : + 91-260-2408005

E: enquiry.endosurgery@merillife.com, W: www.merillife.com


Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2018/000027

ME/DPC/EMD/119 Rev 01


Потребительская упаковка




Индивидуальная упаковка



Индивидуальная упаковка со стикерами




Картридж MLCR100-4,8



Картридж MLCR100-4,8



Пример транспортной упаковки



Пример транспортной упаковки

Макеты русскоязычной маркировки для потребительской упаковки

I. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC60 в составе:

1. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC60 – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт;
3. Стикер – 4 шт.

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC60 1 шт.

LOT HMLC60039 06-2022 05-2025



Негорюче



«Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.» («Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»)

Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Место «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.»

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»
Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктан анд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помещ. 2/1
Телефон: +79153110372

Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

РУ №

Принадлежности:

1) Картридж MLCR60-3,8 в составе:

1. Картридж MLCR60-3,8 – 6 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт;
3. Стикер – 4 шт.

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями

Картридж MLCR60-3,8

6 шт.

LOT LCRZE006 06-2023 05-2026

**STERILE EO**

Нестократно



«Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.» («Мерил Эндо Сурджери Пвт. Лтд.»)

Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Mukhtanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Мукхтананд Марг. Чала, Вали, Гуджарат 396191.
ИНДИЯ)

Mecto «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.»

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Сёрджерс Пвт. Лтд.»
Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктан анд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191
ИНДИЯ)

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помеш. 2/1
Телефон: +79153110372

Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

Р/У №2

2) Картридж MLCR60-4,8 в составе:

1. Картридж MLCR60-4,8 – 6 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт;
3. Стикер – 4 шт.

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями

Картридж MLCR60-4,8

6 шт.

LOT LCRZE004  06-2023  05-2026



Нетоксично



«Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.» («Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»)

Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вали, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Место «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.»

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»
Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктан анд Марг, Чала, Вали, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помещ. 2/1
Телефон: +79153110372

Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

РУ №

II. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC80 в составе:

1. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC80 – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт;
3. Стикер – 4 шт.

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC80

1 шт.

LOT HMLC80048  08-2022  07-2025



Нетоксично



«Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.» («Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»)

Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Место «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.»

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»
Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктан анд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помещ. 2/1
Телефон: +79153110372

Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

РУ №

Принадлежности:

- 1) Картридж MLCR80-3,8 в составе:
1. Картридж MLCR80-3,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт.

Степлер линейный режущий одноразовый Migus моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями

Картридж MLCR80-3,8

6 шт.

LOT HLC8038089  12-2022  11-2025



Нетоксично



«Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.» («Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»)

Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, E1-E3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Место «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.»

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»)
Третий этаж, E1-E3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помещ. 2/1

Телефон: +79153110372

Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

РУ №

- 2) Картридж MLCR80-4,8 в составе:
1. Картридж MLCR80-4,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт.

Степлер линейный режущий одноразовый Migas моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями

Картридж MLCR80-4,8

6 шт.

LOT LCRZE009  07-2023  06-2026



STERILE EO



Нетоксично



«Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.» («Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»)

Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вали, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Место «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.»

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»
Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктан анд Марг, Чала, Вали, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помещ. 2/1
Телефон: +79153110372

Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

РУ №

III. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC100 в составе:

1. Степлер линейный режущий одноразовый Mirus MLC100 – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт;
3. Стикер – 4 шт.

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями

Степлер линейный режущий одноразовый Mirus, модель MLC100 1 шт.

LOT IMLC100029 02-2023 01-2026



Нетоксично

 «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.» («Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»)
Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Место «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.»

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»
Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помещ. 2/1
Телефон: +79153110372
Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

РУ №

Принадлежности:

- 1) Картридж MLCR100-3,8 в составе:
 1. Картридж MLCR100-3,8 – 6 шт;
 2. Инструкция по применению – 1 шт;
 3. Стикер – 4 шт.

Степлер линейный режущий одноразовый Miguз моделей: MLC60, MLC80, MLC100, с принадлежностями

Картридж MLCR100-3,8

6 шт.

LOT LCRZE016  09-2023  08-2026



Неокиснимо



«Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.» («Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»)

Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Место «Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.»

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.»
Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктан анд Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помещ. 2/1
Телефон: +79153110372
Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

РУ №

3. Стикер – 4 шт.

6 шт.

~~XX~~**STERILE EO**

Third floor, E1-E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананда Марг, Чала, Вапи, Гуджарат 396191, ИНДИЯ)

производства: Third floor, E1 - E3, Meril Park, Survey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat 396191, INDIA
(«Мерил Эндо Серджерс Пвт. Лтд.»)
Третий этаж, Е1-Е3, Мерил Парк, Офис № 135/2/Б и 174/2, Муктананд Марг, Чала, Вали, Гуджарат 396191,
ИНДИЯ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИЛ МЕДИКАЛ» (ООО «МЕРИЛ МЕДИКАЛ»)
108811, г. Москва, Вн.Тер.г. Поселение Московский, км Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), д. 4/4, помп. 2/1
Телефон: +79153110372

Электронная почта: tapas.sun@gmail.com

PY No
.....

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 73

сорок три листах

