


BE IT KNOWN that I Laura Anne Pawley, Mezzanine Floor, Epsom Square, Epsom, Surrey, KT19 8AG, a duly authorised Notary Public, duly admitted, sworn and practice throughout England and Wales.

CERTIFY ONLY that Brian Michael Howes, a United Kingdom Citizen, who is well known to me, who, is duly authorised by Jo Moore of HALEON ('the Company') to represent them in this matter, has today caused the annexed Instructions for Use for Nozzles for the Nasal Aspirator "Otrivin Baby" for use in Russia to be produced to me and that they have represented to me on behalf of the Company that the said document is a true electronic copy of the original document.

SIGNED and sealed at Mezzanine Floor, Epsom Square, Epsom, Surrey, KT19 8AG on the 22nd October 2024.

Protocol No: 2024-6382



Laura Anne Pawley
Notary Public



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Laura Anne Pawley
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	24 October 2024
7. by par / por	His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-NQXA-AF7X-PH5A-VYGJ
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	10. Signature Signature Firma



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

HALEON

St. George's Avenue,
Weybridge, Surrey, UK
KT13 0DE
haleon.com

I, Jo Moore, of Haleon hereby certify that the attached Instruction for Use for Nozzles for Nasal Aspirator "Otrivin Baby" is a true electronic copy of the original document.

Name: Jo Moore

Signature:



Date: 22nd October 2024

INSTRUCTION FOR USE

Nozzles for the nasal aspirator “Otrivin Baby”

2024

AF

JM

Name of the medical device

Refill nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby"

Available options

1. Refill nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby" (Hard) – 10 pcs.
2. Refill nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby Comfort" (Soft) – 10 pcs.

Manufacturer of the medical device

Haleon CH SARL

Route de l'Etraz

1197 Prangins

Switzerland

Site of manufacture

Stiplastics, 62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France.

Intended use of the device

Refill nozzles for the nasal aspirators "Otrivin Baby" and "Otrivin Baby Comfort" are used in children (newborn, infants, and children) to gently remove bothering nasal secretions.

Principle of operation

Principle of operation: Manual Aspiration/Suction

Mode of action: The compressed air generated by mouth aspiration, passing through a narrow tube, creates a vacuum which sucks the mucus from the patient's nose into the nozzle. If the mucus quantity is important, it gets absorbed in the foam present in the nozzle.

Refill nozzles, which are inserted into the nasal passage of the child, contain an absorbing filter that traps mucus while suction (aspiration). They facilitate clearing the child's nose by gently removing nasal secretions. Removal of nasal secretions helps to prevent further complications such as ear infections (otitis), sinus infections (sinusitis), and cough.

Nasal aspiration is recommended whenever your baby has a blocked nose, as often as necessary and especially before feeding your baby and before your baby goes to sleep.

The Disposable Nozzle Refills (Hard) are designed to adjust to the child's nose, what makes it easy to install it in the child's nasal passage, eliminating injury. Each refill includes an absorbent filter to retain mucus, thus the process is completely hygienic.

The Disposable Nozzle Refills (Soft) ergonomic shape and soft touch ensure a better handling; gentle to the baby's nose; perfect and safe adjustment to the baby's nose. Each refill includes an absorbent filter to retain mucus, thus the process is completely hygienic.

Easy and hygienic to use, Disposable Nozzle Refills help your baby to breathe, eat, and sleep normally and feel better again.

For hygienic reasons and to avoid contamination, the nozzles are for single use only. Wash your hands carefully before using "Otrivin Baby" Nasal Aspirator and ensure that the various components are properly assembled. After use, nozzle has to be discarded, the mouthpiece and your hands washed.

Indications and contraindications

Indications: stuffy and congested nose.

Contraindications: Do not use the product in case of allergy to any of the device materials.

Warnings

- Use only the manufacturer's Nasal Refills with the manufacturer's Nasal Aspirator.
- Keep out of sight and reach of children. Keep in the original pack.
- Do not use a broken or damaged product or a nozzle with a missing or damaged filter.
- You should consult a doctor before using Nasal Aspirator and Disposable Nozzle Refills following an injury or recent nasal surgery.
- The product should be used on a resting subject. The mouthpiece should be held firmly between the lips.
- Do not use the product after the expiry date shown on the packaging.
- For hygienic reasons and to avoid contamination, the nozzles are for single use only.

Precautions

The aspiration should be conducted by the parent or caregiver an adult (parents, relatives of the child).

Refill nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby" (Hard)

Component parts of a refill disposable nozzle:

- an ergonomic tip allowing to penetrate into the nostril of the child;
- absorbing filter to trap mucus discharge;
- a component of transparent material – allow to control the mucus removal procedure.




Fig. 1. Diagram of the refill nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby" (Hard) (A) and option for use as part of the nasal aspirator "Otrivin Baby"

Device specifications

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby" (Hard)

Device component	Size, mm
Nozzle inlet diameter (A)	3.75 ± 0.17 mm
Nozzle outlet diameter (A)	15.55 ± 0.25 mm
Nozzle length (A)	43.77 ± 0.37 mm
Filter height in the nozzle	11 ± 1 mm
Filter diameter in the nozzle	16.00 ± 0.15 mm
Weight of refill nozzle	$2,2 \pm 0,5$ g

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby Comfort" (Soft)

Component parts of a refill disposable nozzle:

- an ergonomic tip allowing to penetrate into the nostril of the child;
- absorbing filter to trap mucus discharge;
- a component of transparent material – allow to control the mucus removal procedure.




Fig. 2. Diagram of the refill nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby Comfort" (Soft) (A) and option for use as part of the nasal aspirator "Otrivin Baby Comfort"

Device specifications

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby Comfort" (Soft)

Device component	Size, mm
Nozzle inlet diameter (A)	3.75 ± 0.17 mm
Nozzle outlet diameter (A)	15.55 ± 0.25 mm
Nozzle length (A)	43.77 ± 0.37 mm
Filter height in the nozzle	11 ± 1 mm
Filter diameter in the nozzle	16.00 ± 0.15 mm
Weight of refill nozzle	$3,5 \pm 0,35$ g

Materials of construction

Device or part and accessory name (tested)	Materials of construction
Nozzles for the aspirator "Otrivin Baby Comfort" (Soft)	
Nozzle	Body: Polyvinyl Chloride FV285AW2178CRY; Filter: Melamine Basotec G+
Bag (package for nozzles)	Polypropylene
Box	Carton
Nozzles for the aspirator "Otrivin Baby" (Hard)	
Nozzle	Body: Polypropylene ISPLEN RC 590 S2M; Filter: Melamine Basotec G+
Bag (package for nozzles)	Polypropylene
Box	Carton

The product does not connect to power sources.

Method of administration:

1. Before using Nasal Aspirator wash your hands carefully.
2. Fit a soft nozzle (A) into the central part (B) of the device. Do not assemble with a used nozzle.
3. Place the mouthpiece (C) between your lips and insert the end of the nozzle (A) to the opening of the baby's nostril.
4. Aspire gently, slowly and regularly through the mouthpiece (C).
5. If the nozzle becomes full during an aspiration, change the nozzle, do not re-use.
6. Repeat procedure with the other nostril.
7. Remove and dispose of the used nozzle (A). Wipe the outer surface of the mouthpiece (C) using a clean moistened tissue with warm water, dry it with tissue. Only in case of mucus or secretion inside the body (B), detach the silicone tubing, rinse the body with warm water and drain to dry, reattach the tube.

Sterilization

The device is not sterile.

Cleaning

Remove and dispose of the used nozzle (A).

Wipe the outer surface of the mouthpiece (C) using a clean moistened tissue with warm water, dry it with tissue.

Only in case of mucus or secretion inside the body (B), detach the silicone tubing, rinse the body with warm water and drain to dry, reattach the tube.

Procedure and conditions for utilization/disposal of the medical device

According to SanPiN 2.1.3684-21, utilize this medical device as solid household waste. The device is intended for individual use.

Transportation

Transportation is carried out by all types of vehicles in covered vehicles with transportation rules applicable to this type of transport.

Device transportation is carried out at a temperature 0 °C to +30 °C and humidity up to 65%, non-condensing.

Storage

Store the device in its original packaging out of reach of children at a temperature between 0 °C and + 30 °C and humidity of 65%.

Operation

Operate the device at a temperature between +15 °C and +42 °C.

Packaging

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby" (Hard) are supplied in a carton box. Each nozzle is packed in a polypropylene flow pack. Carton box dimensions: 128.00 ± 0.9 mm x 47.00 ± 0.6 mm x 92.00 ± 0.9 mm. Instruction for use is provided on the carton box. Product weight with packaging: 40.7 g ± 10%.

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby Comfort" (Soft) are supplied in a carton box. Each nozzle is packed in a polypropylene flow pack. Carton box dimensions: 128.00 ± 0.9 mm x 47.00 ± 0.6 mm x 92.00 ± 0.9 mm. Instruction for use is provided on the carton box. Product weight with packaging 51.3 g ± 10%.

Labeling

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby" (Hard)

The package contains the following information:

- Name of the device (option);
- Composition of the device;
- Intended use of the device;
- Manufacturer;
- Manufacturing site;
- Details of the complaint handling organization;
- Marketing Authorization number;
- Logo of Marketing Authorization Holder;
- Number of products in the package;
- Storage conditions;
- Shelf life;
- Contraindications and warnings;
- Instruction for use;
- Lot number;
- Best before.

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby Comfort" (Soft)

The package contains the following information:

- Name of the device (option);
- Composition of the device;
- Intended use of the device;
- Manufacturer;
- Manufacturing site;
- Details of the complaint handling organization;
- Marketing Authorization number;
- Logo of Marketing Authorization Holder;
- Number of products in the package;
- Storage conditions;
- Shelf life;
- Contraindications and warnings;
- Instruction for use;
- Lot number;
- Best before.

Supply package

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby" (Hard)

10 nozzle pcs. for the aspirator "Otrivin Baby", packed in an individual polypropylene bag each, are supplied in a carton box. Instruction for use is printed on the carton box.

Nozzles for the nasal aspirator "Otrivin Baby Comfort" (Soft)

10 nozzle pcs. for the aspirator "Otrivin Baby Comfort", packed in an individual polypropylene bag each, are supplied in a carton box. Instruction for use is printed on the carton box.

Warranty and shelf life

The manufacturer guarantees the operability of the device throughout the expiration date, subject to the consumer observing the operating rules.

Shelf life for "Otrivin Baby" Aspirator and refills (Hard nozzles) is 5 years.

Shelf life for "Otrivin Baby Comfort" Aspirator and refills Comfort (Soft Nozzles) is 3 years.

Do not use after expiration date.

Complaints

In the event of complaints about the quality of the medical device or questions related to the use of the medical device, send complaints to the address:

JSC Haleon Rus

10, Presnenskaya emb., premise III, room 9, floor 6, Moscow, 123112, the Russian Federation

Tel.: +7 (495) 777-98-50

Toll-free "Hotline" telephone number

8 (800) 333-46-94

E-mail: rus.info@haleon.com

Haleon CH SARL (formerly known as GSK Consumer Healthcare SARL)

By: LM Representative
Name: Jennifer Maillard

Title: Quality Compliance Manager
Medical Devices

Date:

Digitally signed by JENNIFER MAILLARD
Reason: I am signing to confirm that content is signed with the EU Technical Document
Date: 2024.10.11 15:52:08+02:00

By: Regulatory
Name: Aurelie Farfaro

Title: Regulatory Strategy
and Innovations Lead

Date:

Digitally signed by AURELIE CLAUDE FARFARO
Reason: I am signing as a representative that this document is signed with the EU medical device
Date: 2024.10.11 17:45:17+01:00



ДА БУДЕТ ИЗВЕСТНО, что я, Лора Энн Поли, должным образом уполномоченный государственный нотариус Англии и Уэльса, присягнувший и осуществляющий практику по адресу: Мезонинный этаж, Эпсом Сквер, Эпсом, графство Суррей, KT19 8AG (Mezzanine Floor, Epsom Square, Epsom, Surrey, KT19 8AG),

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЮ, что Брайан Майкл Хоус, гражданин Соединенного Королевства, личность которого мне хорошо известна, должным образом уполномоченный Джо Мур от имени компании ХЕЛЕОН (HALEON) (именуемой далее «Компания») для представления ее интересов по данному вопросу, сегодня предоставил мне прилагаемую Инструкцию по применению насадок сменных для aspirатора назального «Отривин Бэби» для использования на территории России, и что он заверил меня от имени Компании, что указанный документ является точной электронной копией оригинального документа.

ПОДПИСАНО и скреплено печатью по адресу: Мезонинный этаж, Эпсом Сквер, Эпсом, графство Суррей, KT19 8AG, 22 октября 2024 г.

Номер протокола: 2024-6382

/подпись/

Лора Энн Поли
Государственный нотариус

Круглая рельефная печать: Лора Энн Поли, государственный нотариус

1215717 РОССИЯ
БЛЭР КОНСУЛАР СЕРВИСЕЗ ЛТД

АПОСТИЛЬ	
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)	
1. Страна: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	
Настоящий официальный документ	
2. подписан	Лорой Энн Поли
3. выступающей в качестве	Государственного нотариуса
4. скреплен печатью/штампом	Указанного выше Государственного нотариуса
Удостоверено	
5. в г. Лондоне	6. 24 октября 2024 года
7. кем: Главным секретарем Его Величества по иностранным делам, делам Содружества и развития	
8. Под номером: APO-NQXA-AF7X-PH5A-VYGJ	
9. Печать/штамп: Круглая гербовая печать: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА И РАЗВИТИЯ ЛОНДОН	10. Подпись: Н. Лэйн /подпись/

Настоящий апостиль не предназначен для использования на территории Соединенного Королевства и подтверждает исключительно подлинность подписи, печати или штампа на прилагаемом официальном документе Соединенного Королевства. Апостиль не является подтверждением подлинности прилагаемого документа. Апостили на заверенных фотокопиях документов Соединенного Королевства подтверждают исключительно подпись государственного должностного лица Соединенного Королевства, которое заверило документ, но никоим образом не подтверждают подлинность подписи на оригинальном документе и не свидетельствуют о правильности его содержания.

В случае если настоящий документ будет использоваться в стране, не ратифицировавшей Гаагскую конвенцию от 5 октября 1961 года, его необходимо подать в консульский отдел дипломатического представительства данной страны.

Для проверки подлинности данного апостиля перейдите по ссылке www.verifyapostille.service.gov.uk

Логотип: ХЕЛЕОН

Сент Джордж'з Авеню,
Вейбридж, Суррей,
Соединенное Королевство
KT13 0DE
(St. George's Avenue,
Weybridge, Surrey, UK
KT13 0DE)
haleon.com

Я, Джо Мур, от имени компании Хелеон, настоящим удостоверяю, что прилагаемая Инструкция по применению насадок сменных для аспиратора назального «Отривин Бэби» является точной электронной копией оригинального документа.

Имя: Джо Мур

Подпись: /подпись/

Дата: 22 октября 2024 г.

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе
Регистрационный № 9237643

Хелеон ЮКей Трейдинг Лимитед (Haleon UK Trading Limited)
Юридический адрес: Здание 5, 1-й этаж, Хайтс, Вейбридж, Суррей,
Соединенное Королевство, KT13 0NY (Building 5, 1st Floor, The Heights,
Weybridge, Surrey, UK, KT13 0NY)
Идентификационный номер плательщика НДС: GB217928976

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби»

2024 г.

А.Ф.

Дж.М.

Наименование медицинского изделия

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби».

Варианты исполнения

1. Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие) – 10 шт.
2. Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие) – 10 шт.

Производитель медицинского изделия

Хелеон КХ САРЛ

Рю де Летраз

1197 Пранжен

Швейцария

Производственная площадка

Стипластикс (Stiplastics), 62 Чемин дес Плантес, 38160 Сен-Марселлен, Франция
(62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France).

Назначение медицинского изделия

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» и аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа.

Принцип действия

Принцип действия: Механическая аспирация/отсасывание.

Механизм действия: Сжатый воздух, создаваемый при всасывании ртом, проходя через узкую трубку, создает вакуум, который позволяет отсосать слизь из носа ребенка. Слизь абсорбируется на губке, находящейся в насадке.

Сменные насадки, которые вставляются в носовой ход ребенка, содержат абсорбирующий фильтр, который захватывает слизь при отсасывании воздуха (аспирации). Они облегчают очистку носовых ходов ребенка путем осторожного удаления носовых секретов. Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.

Аспирация секрета носовых путей рекомендуется при заложенности носа ребенка и может проводиться так часто, как это необходимо, особенно перед кормлением и перед сном.

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие) спроектированы с учетом анатомии носа ребенка, что позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеничное использование.

Эргономическая форма и покрытие «soft touch» насадок сменных для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягких) гарантируют более удобное обращение, комфортное для носа ребенка с учетом его анатомии. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеничное использование.

Простота и гигиеничность применения сменных насадок позволяют ребенку нормально дышать, есть и спать, а также чувствовать себя лучше.

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно. Тщательно вымойте руки перед использованием аспиратора назального «Отривин Бэби» и убедитесь, что разные его компоненты собраны надлежащим образом. После использования насадку следует утилизировать, а мундштук и руки вымыть.

Показания к применению и противопоказания

Показания к применению: заложенность носа.

Противопоказания:

Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия.

Предупреждения

- Используйте сменные насадки только с соответствующим аспиратором, поставляемым производителем отдельно.
- Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке.
- Не используйте сломанное или поврежденное изделие или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром.
- Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора и сменных насадок после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа.
- Проводите аспирацию у ребенка в положении лежа или полулежа, надежно удерживая мундштук между губами.

- Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.
- В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Меры предосторожности

Аспирацию должны проводить родители или лица, осуществляющие уход за ребенком (родители, родственники ребенка).

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие)

Компоненты сменной насадки:

- эргономический наконечник, позволяющий проникать в ноздрю ребенка;
- абсорбирующий фильтр для удерживания слизистого отделяемого носа;
- компонент из прозрачного материала позволяет контролировать процедуру удаления слизи.




Рисунок 1. Изображение насадки сменной для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткой) (А) и варианта использования в составе аспиратора назального «Отривин Бэби»

Спецификация изделия

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие)

Компонент изделия	Размер, мм
Диаметр входного отверстия насадки (А)	$3,75 \pm 0,17$ мм
Диаметр выходного отверстия насадки (А)	$15,55 \pm 0,25$ мм
Длина насадки (А)	$43,77 \pm 0,37$ мм
Высота фильтра в насадке	11 ± 1 мм
Диаметр фильтра в насадке	$16,00 \pm 0,15$ мм
Масса насадки	$2,2 \pm 0,5$ г

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)

Компоненты сменной насадки:

- эргономический наконечник, позволяющий проникать в ноздрю ребенка;
- абсорбирующий фильтр для удерживания слизистого отделяемого носа;
- компонент из прозрачного материала позволяет контролировать процедуру удаления слизи.




Рисунок 2. Изображение насадки сменной для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкой) (А) и варианта использования в составе аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт»

Спецификация изделия

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)

Компонент изделия	Размер, мм
Диаметр входного отверстия насадки (А)	$3,75 \pm 0,17$ мм
Диаметр выходного отверстия насадки (А)	$15,55 \pm 0,25$ мм
Длина насадки (А)	$43,77 \pm 0,37$ мм
Высота фильтра в насадке	11 ± 1 мм
Диаметр фильтра в насадке	$16,00 \pm 0,15$ мм
Масса насадки	$3,5 \pm 0,35$ г

Материалы конструкции

Название изделия или части и компонента (проверенного)	Материалы конструкции
Насадки для аспиратора «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)	
Насадка	Корпус: Поливинилхлорид FV285AW2178CRY; Фильтр: Melamine Basotec G+
Пакет (упаковка для насадок)	Полипропилен
Коробка	Картон
Насадки для аспиратора «Отривин Бэби» (жесткие)	
Насадка	Корпус: Полипропилен ISPLEN RC 590 S2M; Фильтр: Melamine Basotec G+
Пакет (упаковка для насадок)	Полипропилен
Коробка	Картон

Продукт не подсоединяется к источникам питания.

Способ применения:

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.
3. Возьмите мундштук (С) в рот и вставьте конец насадки (А) в один из носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.
6. Повторите процедуру для другого носового хода.
7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А). Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

Стерилизация

Медицинское изделие не является стерильным.

Очистка

Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А).

Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой.

В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

Процедура и условия утилизации медицинского изделия

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 данное медицинское изделие утилизируют как твердые бытовые отходы. Медицинское изделие предназначено для индивидуального использования.

Транспортировка

Транспортировку осуществляют всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах с использованием правил транспортировки, приемлемых для данного типа транспорта.

Транспортировку изделия проводят при температуре от 0 °С до +30 °С и влажности до 65%, не допуская конденсации влаги.

Условия хранения

Медицинское изделие хранят в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре от 0 °С до +30 °С и влажности 65%.

Эксплуатация

Медицинское изделие эксплуатируют при температуре от +15 °С и +42 °С.

Упаковка

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие) поставляют в картонной коробке. Каждую насадку упаковывают в полипропиленовый пакет. Размеры картонной коробки: 128,00 ± 0,9 мм х 47,00 ± 0,6 мм х 92,00 ± 0,9 мм. Инструкция по применению нанесена на картонную коробку. Масса изделия с упаковкой: 40,7 г ± 10%.

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие) поставляют в картонной коробке. Каждую насадку упаковывают в полипропиленовый пакет. Размеры картонной коробки: 128,00 ± 0,9 мм х 47,00 ± 0,6 мм х 92,00 ± 0,9 мм. Инструкция по применению нанесена на картонную коробку. Масса изделия с упаковкой: 51,3 г ± 10%.

Маркировка

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие)

Упаковка содержит следующую информацию:

- Название медицинского изделия (вариант исполнения);
- Состав медицинского изделия;
- Назначение медицинского изделия;
- Производитель;
- Производственная площадка;
- Контактные данные компании, принимающей претензии;
- Номер регистрационного удостоверения;
- Логотип держателя регистрационного удостоверения;
- Количество изделий в упаковке;
- Условия хранения;
- Срок годности;
- Противопоказания и предупреждения;
- Способ применения;
- Номер серии;
- Дата истечения срока годности.

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)

Упаковка содержит следующую информацию:

- Название медицинского изделия (вариант исполнения);
- Состав медицинского изделия;
- Назначение медицинского изделия;
- Производитель;
- Производственная площадка;
- Контактные данные компании, принимающей претензии;
- Номер регистрационного удостоверения;
- Логотип держателя регистрационного удостоверения;
- Количество изделий в упаковке;
- Условия хранения;
- Срок годности;
- Противопоказания и предупреждения;
- Способ применения;
- Номер серии;
- Дата истечения срока годности.

Комплектация поставки

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие)

10 насадок для аспиратора «Отривин Бэби», упакованные в отдельные полипропиленовые пакеты, поставляют в картонной коробке. Инструкция по применению нанесена на картонную коробку.

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)

10 насадок для аспиратора «Отривин Бэби Комфорт», упакованные в отдельные полипропиленовые пакеты, поставляют в картонной коробке. Инструкция по применению нанесена на картонную коробку.

Гарантийные обязательства и срок годности

Производитель гарантирует эксплуатацию медицинского изделия до истечения срока годности при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Срок годности аспиратора «Отривин Бэби» и сменных насадок (жестких) составляет 5 лет.

Срок годности аспиратора «Отривин Бэби Комфорт» и сменных насадок (мягких) составляет 3 года.

Не используйте их после истечения срока годности.

Претензии

При возникновении претензий к качеству медицинского изделия или вопросов, касающихся его применения, направляйте их по адресу:

АО «Хелеон Рус»

Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6.

Тел.: +7 (495) 777-98-50;

Телефон бесплатной «Горячей линии»:

☎ 8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haleon.com

Хелеон КХ САРЛ (ранее называемый ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ)

Подпись: Представитель
официального
производителя

ФИО: Дженнифер Майар
(Jennifer Maillard)

Должность: Менеджер по
соответствию качества
медицинских изделий

Дата: /подпись/

Подписано электронной
подписью ДЖЕННИФЕР
МАРИ-ЛУИЗ МЮГЕТТ
МАЙАР (JENNIFER
MARIE-LOUISE
MUGUETTE MAILLARD)

Основание: Я подписываю
настоящий документ в целях
подтверждения
соответствия его
содержания Техническому
документу ЕС

Дата:
11.10.2024 18:52:08
+02:00

Подпись: Представитель
регуляторного отдела

ФИО: Аурели Фарфаро
(Aurelie Farfaro)

Должность: Директор по
стратегическому
развитию и инновациям

Дата: /подпись/

Подписано электронной
подписью АУРЕЛИ КЛЭР
ФАРФАРО (AURELIE
CLAIRE FARFARO)

Основание: Я подписываю
настоящий документ в
целях подтверждения
соответствия документации
Техническому файлу
медицинского изделия ЕС

Дата:
11.10.2024 17:45:37
+01:00

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Павленко Владиславом
Станиславовичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого ноября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи
переводчика Павленко Владислава Станиславовича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2024- **67-3856**

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Квитко Ф.А

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 26 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Ф.А. Квитко



Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого ноября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2024- **67-3857**

Уплачено за совершение нотариального действия: **2700** руб. 00 коп.



Ф.А. Квитко

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 26 лист(а) (ов)

Нотариус