«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Коротков Анатолий Александрович
_____ Коротков А.Л.
«__» _____ 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению: пластмасса стоматологическая горячего отверждения УРАКРИЛ+ для базисов зубных протезов.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пластмасса стоматологическая горячего отверждения УРАКРИЛ+ для базисов зубных протезов (далее по тексту - пластмасса УРАКРИЛ+) применяется в ортопедической стоматологии для изготовления базисов съемных полных или частичных протезов.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластмасса УРАКРИЛ+ соответствует требованиям ТУ 9391-001-83042571-2009 и выпускается по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
Комплект пластмассы УРАКРИЛ+ является двухкомпонентным материалом, состоящим из 150 г бесцветной или слегка желтоватой прозрачной жидкости метилового эфира метакриловой кислоты ингибированного (компонент 1-далее жидкость) и 200 или 170 г порошка полимера (компонент 2-далее порошок).

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Системные и онкологические заболевания в полости рта, индивидуальная непереносимость к компонентам пластмассы.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Порошок и жидкость пластмассы УРАКРИЛ+ смешивают в соотношении 2,0 : 1,2 в стеклянном или фарфоровым сосуде. Порошок должен полностью пропитаться жидкостью, поверхность массы должна быть однородной, блестящей. Посуду с массой закрывают, оставляют для набухания 15-25 минут при комнатной температуре. Массу считают готовой к формованию, когда она теряет липкость и не пристает к рукам и стенкам сосуда.
Производят паковку массы в кювету, после полного закрытия кюветы, ее выдерживают под холодным прессом, в течение 10-15 минут.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Полимеризация.

Полимеризацию материала производят на водяной бане .

1. Повышают температуру в бане до 60 °С в течении 30 минут.
2. Выдерживают температуру 60 °С в течение 1 часа.
3. Повышают температуру до 100 °С в течение 30 минут.
4. Выдерживают температуру 100°С в течение 30 минут.

Извлекают из кюветы только полностью охлажденный протез.

Обработку и полировку протеза производят по общепринятой методике.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УРАКРИЛ - хранят в герметично закрываемой алюминиевой, стальной, полимерной таре, защищенной от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, в огнебезопасных помещениях при температуре не выше 20 °С.

Гарантийный срок хранения препарата - два года, при температуре от +5 до 20 °С и вдали от отопительных приборов не менее 1 м.

Главный врач МУЗ «Батыревская Центральная районная больница» **Тишков П.А.**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU