«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Коротков Александрович
_____ Коротков А.А.
«__» _____ 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению: пластмасса стоматологическая холодного отверждения КОРАКРИЛ+ для базисов зубных протезов.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пластмасса стоматологическая холодного отверждения КОРАКРИЛ + для базисов зубных протезов (далее по тексту — пластмасса КОРАКРИЛ+) предназначена для починок и перебазировок пластмассовых протезов в случаях нарушения их фиксации, неправильного оформления границ протезного базиса, неточного прилегания съемного протеза слизистой оболочки протезного ложа и естественным зубам, а также для изготовления ортодонтических и ортопедических аппаратов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластмасса КОРАКРИЛ+ соответствует требованиям ТУ 9391-002-83042571-2009 и выпускается по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Комплект пластмассы КОРАКРИЛ+ является двухкомпонентным материалом, состоящим из 150 г бесцветной или слегка желтоватой прозрачной жидкости метилового эфира метакриловой кислоты ингибированного (компонент 1-далее жидкость) и 200 или 170 г порошка полимера (компонент 2-далее порошок).

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Системные и онкологические заболевания в полости рта, индивидуальная непереносимость к компонентам пластмассы.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Подготовка протеза

Уменьшают толщину базисной пластинки со стороны, прилегающей к слизистой оболочке, на 1-1,5 мм равномерно по всей поверхности при помощи фрезы. При перебазировании частных протезов фрезирование производят и на участках прилегания базисной пластинки к естественным зубам. При излишней длине их укорачивают, а в случаях, когда границы

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

протеза укорочены - удлиняют пластмассовым тестом. Ортодонтические и ортопедические аппараты готовят путем формовки на гипсовых моделях.

Приготовление формовочной массы.

Порошок и жидкость КОРАКРИЛ смешивают в соотношении 2:1,2 в стеклянном или фарфоровом сосуде. Порошок должен полностью пропитаться жидкостью, поверхность массы должна быть однородной, блестящей. Масса готова к применению, если она не прилипает к рукам (в течение 15-20 минут).

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Приготовленную массу шпателем наносят на протез и равномерно распределяют по всей поверхности, которую предварительно слегка смачивают жидкостью КОРАКРИЛ.

Через 1-1,5 минуты, когда поверхность массы становится матовой, протез вводят в полость рта, помещают на челюсть и слегка придавливают пальцами. Окончательную установку протеза производит сам больной сжатием челюстей до установки зубов в привычную центральную окклюзию. Больной ощущает при этом кратковременное жжение на слизистой, о чем следует предупредить.

Оттиск формируют под жевательным давлением в течение одной минуты. Производят функциональное оформление краев протеза, на которых для этого оставляют небольшой излишек пластмассового теста.

Предлагают больному производить различные движения губами и языком. По истечении 1 минуты протез осторожно извлекают из полости рта.

Больному предлагают обильно прополоскать рот водой.

Извлеченный из полости рта протез помещают в полимеризатор. Обработку и полировку протеза производят обычным путем. Поверхность протеза, прилегающая к слизистой оболочке протезного ложа, обработке не подлежит.

Починка протеза и изготовление ортодонтических и ортопедических аппаратов производится на гипсовых моделях. Высокое качество ортодонтических и ортопедических аппаратов, протезов после починки и перебазировки достигается при полимеризации под давлением 3 атм и 40-45°С в полимеризаторе.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОРАКРИЛ хранят в герметично закрываемой алюминиевой, стальной, полимерной таре, защищенной от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, в огнебезопасных помещениях при температуре не выше 20 °С.

Гарантийный срок хранения препарата 18 месяцев, при температуре от + 5 до 20 °С и вдали от отопительных приборов не менее 1 м.

Главный врач МУЗ «Батыревская Центральная районная больница» **Типоков Н.А.**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU