ОКП 94 3210

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Интра»



/Сабурова Е. А./
«17» декабря 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Иглы хирургические INTRARICH

для наложения швов,

одноразовые и многоразовые

2010

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Производитель: SM ENG. CO., LTD.
Адрес производства: 356-3, Samnak-dong, Sasang-gu, Busan, Korea
(356-3, Самнак-донг, Сасанг-гу, Бусан, Корея)
Продукция: Иглы хирургические INTRARICH для наложения швов, одноразовые и многоразовые

- Одноразовые иглы:
  Диаметр иглы: 0,075 мм – 2,0 мм
  Длина иглы: 3 мм – 100 мм
  Диаметр отверстия иглы: 0,05мм – 0,80 мм
  Изогнутость: 1/2, 3/8, 7/16, 1/4
  Тип иглы: колющий, режущий, обратно режущий, ланцетовидный, тупоконечный, таперкат
- Многоразовые иглы:
  Диаметр иглы: 0,25 мм – 2,0 мм
  Длина иглы: 5 мм – 100 мм
  Изогнутость: 1/2, 3/8, 7/16, 1/4
  Вид ушка: пружинное (eye spring), обычное (regular)
  Тип иглы: колющий, режущий, обратно режущий, ланцетовидный, тупоконечный, таперкат

Область применения: хирургия

Иглы хирургические произведены из нержавеющей стали SUS 304.

Необходимо хранить в упаковке, чтобы избежать повреждений, при температуре ниже 40°C и влажности ниже 80% вдали от солнечных лучей. Товар годен в течение 5 лет с даты производства.

Важно помнить, что продукт не является стерильным. Перед использованием иглу необходимо подвергнуть стерилизации (обычно используется газовая стерилизация этиленоксидом).

- Перед использованием необходимо определить характер травмы и правильно подобрать тип иглы.
- Необходимо убедиться в том, что игла не повреждена.
- Удалить упаковку
- Соединить иглу с нитью
- Подвергнуть стерилизации
- Начать операцию.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU