МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
ОМЕТА

ИНН 6658181854 КПП 665801001
р/с 40702810316120121657 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

ООО Мебельная фабрика «Омета»
Юр. адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 22
Почт. адрес: 620010, г.Екатеринбург, ул.Черняховского, 67 Б
тел:(343) 216-16-89 (90, 98), факс:(343) 216-16-97.

Руководство по эксплуатации
Кровати медицинские

Общие сведения об изделии

Кровати медицинские (далее по тексту – кровати) предназначены для оснащения лечебно-профилактических учреждений в отделениях реанимации, интенсивной терапии, кардиологии, неврологии , травматологии и гинекологии.

Каркас кроватей изготавливается из трубы стальной круглой D 12-25 мм и/или прямоугольного профиля 20х20, 25х25, 30х30, 20х40 мм, стенка 1,2-2 мм. Покрытие металлокаркасов - порошково-полимерная окраска, стойкая к агрессивным средам с предварительной химической подготовкой поверхности под покраску.

Подматрацное ложе выполнено из стального листа толщиной 0,8 мм или ABS-пластика , с перфорацией обеспечивающей свободную вентиляцию подматрацного пространства и облегчающую дезинфекционную обработку.

Боковые ограждения кроватей и спинки являются легкосъемными.

На спинках кроватей имеются бампера для смягчения ударов при столкновениях со стенами.

Вращение колёс контролируются с помощью тормозной системы.

Отдельные варианты исполнения оснащаются различными приводами: электрическим («Э») или механическим («М»).

Указание мер безопасности

Запрещается самостоятельно разбирать движущиеся части при включенной в сеть кровати.

При помещении больного на кровать колеса должны быть застопорены.

При опускании ложа кровати необходимо следить, чтобы между ложем и основанием не находились посторонние предметы.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Все зажимы съемных и навесных частей оборудования должны быть надежно закреплены.

Подготовка к работе

После транспортировки кровати в условиях отрицательных температур перед распаковкой она должна быть выдержана в условиях комнатных температур в течение не менее 4 часов.

Распакуйте кровать, освободив ее от упаковочного материала.

Проверьте комплектность кровати.

Установите основные и дополнительные съемные узлы в рабочее положение, надежно зафиксировав зажимы.

Проведите санитарную обработку кровати протиранием наружных поверхностей салфеткой смоченной любым средством.

Установите матрац на ложе кровати. Изделие готово к эксплуатации после проверки работоспособности.

Технические характеристики

Вариант исполнения	Количество секций	Вид привода регулировки угла наклона секций	Допустимая нагрузка, кг	Диаметр колёс,мм	Габариты(Д х Ш х В)
КФО-1э	4	Электрический	300	150	2350x1500x1100
КФА-1э	4	Электрический	300	150	2350x1500x1100
КФА-1м	4	Механический	300	150	2350x1500x1100
КФО-2э	4	Электрический	300	150	2350x1500x1100
КФО-3э	4	Электрический	300	150	2350x1500x1100
КФО-4м	4	Механи-ческий	300	150	2350x1500x1100
КФО-5м	4	Механический	300	150	2350x1500x1100
КО-2	2	Механический	300	Нет	2350x1500x1100
КО-1	1	нет	300	нет	2350x1500x1100

Эксплуатация

Регулировка положения пациента

Для перемещения соответствующей секции ложа в необходимое положение нажмите на соответствующую кнопку на блоке управления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Экстренное отключение:

Если кровать перестала функционировать, и персонал не может осуществлять контроль при помощи блока управления, прежде чем больной может получить травму, необходимо нажать кнопку экстренного отключения, и кровать немедленно прекратит работу

Боковые ограждения

Обе стороны кровати имеют легкосъёмные боковые ограждения. Для поднятия ограждения, нажмите на кнопку управления ограждением, чтобы поднять его до конечного положения, оно заблокируется автоматически. После пользования им, нажмите на кнопку повторно для возвращения его в первоначальное положение.

Директор
ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА» Поляков А. А.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито и опечатано

3 листов

Директор _____ Поляков А. А.

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА»



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU