«УТВЕРЖДАЮ»
ООО "Компания ВиЦыАн"
_____ В.Ю. Цыганков
«28» 10 2014 г.
МП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Матрацы противопролежневые по ТУ 9396 - 007- 97965187 – 2013

2014 г.
г. Уфа

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1.Описание и работа……стр.3
1.1.Назначение изделия……стр.3
1.2. Технические характеристики……стр.3
1.3. Состав изделия……стр.4
1.4. Устройство и работа……стр.5
1.5. Маркировка……стр. 6
1.6. Упаковка……стр.6
2. Показания к применению……стр.6
3. Противопоказания к применению……стр.6
4. Использование по назначению……стр.7
4.1. Эксплуатационные ограничения……стр.7
4.2. Подготовка изделия к работе……стр.7
4.3. Использование изделия……стр.7
5. Техническое обслуживание……стр.7
6. Хранение……стр.7
7. Транспортирование……стр.7
8. Утилизация……стр.8
9. Гарантии производителя ……стр.8
10. Контактные данные производителя……стр.8

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Матрацы противопролежневые (далее матрацы) – медицинское изделие, применяемое в восстановительной и профилактической медицине (больницы, лечебно-профилактические учреждения, домашние условия) для предотвращения образования пролежней.

1)**Описание и работа**

1.1)**Назначение изделия**

- **Матрац противопролежневый полиуретановый**

Матрац противопролежневый полиуретановый для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Область применения: медицинские лечебно-профилактические стационарные учреждения, а так же домашние условия.

- **Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)**

Матрац противопролежневый (комбинированный с натуральным латексом) способствует к равномерному распределению нагрузки за счет натурального латекса, тем самым снижая риск образования пролежней, обеспечивающий исключительную степень комфорта для пациента и максимально снижающую давление на тело пациента. Область применения: медицинские лечебно-профилактические стационарные учреждения.

- **Матрац противопролежневый гелевый №№1,2**

Матрац противопролежневый гелевый для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Область применения: медицинские лечебно-профилактические стационарные учреждения, а так же домашние условия.

- **Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №№1,2**

Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Область применения: медицинские лечебно-профилактические стационарные учреждения, а так же домашние условия.

1.2)**Технические характеристики**

Основные размеры матрацев представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Артикул	Исполнение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ВыЦыАн-МПП-ВП-01	Матрац противопро-лежневый полиуретановый	1600	600	100	2,9
ВыЦыАн-МПП-ВП-02		1600	700	100	3,4
ВыЦыАн-МПП-ВП-03		1900	700	100	4,1
ВыЦыАн-МПП-ВП-04		1900	800	100	4,5
ВыЦыАн-МПП-ВП-05		1900	840	100	4,8
ВыЦыАн-МПП-ВП-06		2000	800	100	4,9
ВыЦыАн-МПП-ВП-07		2000	850	100	5,1
ВыЦыАн-МПП-ВП-08		2000	900	100	5,4
ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-01/1	Матрац противопро-лежневый полиуретановый (с натуральным латексом)	1600	600	100	4,1
ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-01		1900	700	130	6,7
ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-02		1900	800	130	7,5
ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-03		1900	840	130	7,9
ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-04		2000	800	130	8,0
ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-05		2000	850	130	8,4
ВиЦыАн-МПП-ВП-Л-06		2000	900	130	9,7
ВиЦыАн-МПП-Г1-01	Матрац противопро-лежневый гелевый №1	1900	700	120	11,7
ВиЦыАн-МПП-Г1-02		1900	800	120	12,4
ВиЦыАн-МПП-Г1-03		1900	840	120	12,6
ВиЦыАн-МПП-Г1-04		2000	800	120	12,7
ВиЦыАн-МПП-Г1-05		2000	850	120	13,1
ВиЦыАн-МПП-Г1-06		2000	900	120	13,5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Артикул	Исполнение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ВиЦыАн-МПП-Г2-01	Матрац противопролежневый гелевый №2	1900	700	120	7,4
ВиЦыАн-МПП-Г2-02		1900	800	120	7,7
ВиЦыАн-МПП-Г2-03		1900	840	120	8,0
ВиЦыАн-МПП-Г2-04		2000	800	120	8,3
ВиЦыАн-МПП-Г2-05		2000	850	120	8,7
ВиЦыАн-МПП-Г2-06		2000	900	120	9,1
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г1-01	Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №1	1900	700	130	7,5
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г1-02		1900	800	130	8,2
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г1-03		1900	840	130	8,4
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г1-03/1		2000	860	100	7,5
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г1-04		2000	800	130	8,4
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г1-05		2000	850	130	8,8
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г1-06		2000	900	120	8,6
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г2-01	Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №2	1900	700	120	11,7
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г2-02		1900	800	120	12,4
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г2-03		1900	840	120	12,6
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г2-04		2000	800	120	12,7
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г2-05		2000	850	120	13,1
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г2-06		2000	900	120	13,5
ВиЦыАн-МПП-ВП-Г2-07		2100	1000	150	15,9

Допуски по длине и ширине ±10 мм, по высоте ± 15 мм, по массе ±0,5 кг.

Матрацы имеют категорию мягкости I и II по ГОСТ 19917:

Наименование матраца	Категория мягкости
Матрац противопролежневый полиуретановый	I
Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)	I
Матрац противопролежневый гелевый №1	II
Матрац противопролежневый гелевый №2	II
Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №1	II
Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №2	II

1.3)**Состав изделия**

Модификации матрацев отличаются между собой формой, наполнителями и чехлами. Основные модификации матрацев представлены в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование матраца	Нап./ чех.	Используемые материалы	Поставщики сырья
1	2		3	4
1	**Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)**	Наполнитель	Пенополиуретан стандартный марка ST профильный Латекс листовой перфорированный	ООО «Эгида»+» по ТУ 2254-002-50615505-2004 Yangzhou Erkev Hair Products,Китай
		Чехол	ТК-1 **или** Поликоттон	«СВИТАП Ж.Х.Ж.СПОЛ.С.Р.О.», Чехия «SITARA Textile Industries Limited»,Пакистан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2	**Матрац противопролежневый полиуретановый**	Наполнитель	Пенополиуретан стандартный марка ST профильный	ООО «Эгида»+» по ТУ 2254-002-50615505-2004
		Чехол	ТК-1 **или** Поликоттон	«СВИТАП Ж.Х.Ж.СПОЛ.С.Р.О.», Чехия «SITARA Textile Industries Limited»,Пакистан
3	**Матрац противопролежневый гелевый №№1,2**	Наполнитель	Пенополиуретан стандартный марка ST Мат гелевый	ООО «Эгида»+» по ТУ 2254-002-50615505-2004 «ШЕНЬЖЕНЬ ЛИДФАР ИНДУСТРИ КО. ЛТД.». Китай
		Чехол	ТК-1	«СВИТАП Ж.Х.Ж.СПОЛ.С.Р.О.», Чехия
4	**Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №№1,2**	Наполнитель	Пенополиуретан стандартный марка ST профильный Мат гелевый	ООО «Эгида»+» по ТУ 2254-002-50615505-2004 «ШЕНЬЖЕНЬ ЛИДФАР ИНДУСТРИ КО. ЛТД.». Китай
		Чехол	ТК-1	«СВИТАП Ж.Х.Ж.СПОЛ.С.Р.О.», Чехия

1.4)Устройство и работа

- **Матрац противопролежневый полиуретановый**

Конструкция матраца состоит из блока пенополиуретана, представляющий рельефную форму в виде трапециевидного профиля, создающий эффект воздушной подушки, служит для распределения остаточной нагрузки, в момент давления образует трубчатые полости для циркуляции воздуха, обеспечивающие исключительную степень комфорта для пациента. Воздух постоянно циркулирует по поверхности кожи, снижая потоотделение и создавая пациенту максимально комфортный микроклимат.

- **Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)**

Основа матраца прямоугольный блок, состоящий из профилированного пенополиуретана с трапециевидным контуром и перфорированного натурального латекса. Латекс - натуральный, исключительно мягкий материал из вспененного сока каучукового дерева гевеи, долговечен, обладает высокой воздухопроницаемостью, благодаря перфорированной структуре улучшает ортопедические свойства матраца.
Данная формула включает в себя уникальную рельефную форму в виде трапециевидного профиля, создающего эффект воздушной подушки и перфорированный натуральный латекс который способствует к равномерному распределению нагрузки тем самым снижая риск образования пролежней, обеспечивающие исключительную степень комфорта для пациента и максимально снижающую давление на тело пациента.

- **Матрац противопролежневый гелевый №1**

Основа матраца прямоугольный блок, состоящий из пенополиуретана и цельного блока из мата гелевого.

- **Матрац противопролежневый гелевый №2**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Основа матраца прямоугольный блок, состоящий из пенополиуретана трапециивидной формы на поверхности, в эти формы вставляются маты гелевые. В итоге рабочая поверхность получается комбинированная из пенополиуретана и матов гелевых по очередно.

- **Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №1**

Основа матраца прямоугольный блок, состоящий из пенополиуретана трапециивидной формы на поверхности с малыми и большими промежутками, в эти большие промежутки вставляются маты гелевые. В итоге рабочая поверхность получается комбинированная из пенополиуретана и матов гелевых по очередно с трапециивидной полостью между каждым соединением.

- **Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №2**

Основа матраца прямоугольный блок, состоящий из пенополиуретана трапециивидной формы на поверхности с малыми промежутками, сверху укладывается целиковый мат гелевый.

1.5)**Маркировка**

Маркировка матрацев содержит следующую информацию:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличие);
- тип матраца;
- дата изготовления;
- обозначение настоящих технических условий.

Также допускается указывать в маркировке другие дополнительные сведения (например, массу нетто, сведения о сертификации и др.).
Маркировка может выполняться на самом изделии, пришиваться к кромке матраца, а также на бирке, прикрепляемой к упаковочным пакетам, таре.
На транспортной таре нанесена маркировка:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение матраца;
- количество матрацев в упаковке;
- год и месяц упаковывания.

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.
На транспортную упаковку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: “Беречь от влаги”.

1.6)**Упаковка**

Упаковка матрацев обеспечивает их сохранность при транспортировании и хранении.
Матрацы упакованы в упаковочный рукав из полиэтилена и запаяны.

2)**Показания к применению**

- Профилактика пролежней при длительном лежании;
- Обеспечение максимального комфорта;
- Комплексная реабилитация лечения пролежней;
- Реабилитация после заболеваний и операций в области промежности;
- Дискомфорт и мышечное напряжение в области тела;
- Для комфортного сна.

3)**Противопоказания к применению**

- Аллергические реакции на материалы, из которых изготовлены матрацы;
- При наличии открытых пролежней перед применением матраца необходимо посоветоваться с врачом.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4)**Использование по назначению**

4.1)**Эксплуатационные ограничения**

- не кладите матрац на сломанное или не предназначенное для этого основание;
- не кладите матрац на неровное основание, на основания разного уровня, на решетчатое основание, если зазор между рейками превышает 5 см. Это может сказаться на форме матраца и сократить срок его службы;
- не кладите матрац на основание неподходящего размера. Матрац в кровати должен располагаться свободно (внутренние размеры кровати не должны быть меньше размеров матраца);
- не используйте матрац для глаженья – это может привести к необратимым повреждениям покрытия матраца;
- эксплуатировать изделие в сухих помещениях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности 85% (при +25°С);
- изделие нельзя подвергать резким механическим воздействиям (прыгать, ходить по матрацу, ронять).

ВНИМАНИЕ!

- **Матрац противопролежневый полиуретановый** имеет рабочую поверхность со стороны трапецеивидной формы;
- **Матрац противопролежневый полиуретановый (с натуральным латексом)** сторона матраца с листом латекса, является рабочей поверхностью;
- **Матрац противопролежневый гелевый №№1,2** и **Матрац противопролежневый гелевый (с эффектом воздушной подушки) №№1,2** сторона матраца с матом гелевым, является рабочей поверхностью.

4.2)**Подготовка изделия к использованию**

- перед использованием снимите с матраца полиэтиленовый мешок;
- пройти дезинфекцию наружных поверхностей 2х кратным протиранием матраца с салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос". Салфетки должны быть отжаты.

4.3)**Использование изделия**

- поместите матрац на предназначенное для него основание.

5)**Техническое обслуживание**

- матрацы требуют своевременной (в зависимости от загрязнения) дезинфекции и сушки.

6)**Хранение**

6.1)**Условия хранения**

Матрацы должны храниться в закрытом сухом помещении вдали от солнечных лучей, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 85 %.

7)**Транспортирование**

Матрацы допускается перевозить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и контейнерах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта. Не допускается выгружать матрацы сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

8)**Утилизация**

Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9)**Гарантии**
- гарантийный срок на матрац 1 год;
- срок службы не менее 1 года;
- при использовании матраца свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта;
- эксплуатация согласно руководству по эксплуатации обеспечит максимально эффективное и безопасное использование матраца.

10)**Контактные данные**
ООО "Компания ВиЦыАн"
Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 44, офис 143.
Адрес производства: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, д. 15/2
тел/факс (347) 223-39-23, 223-57-75, 282-80-49
E-mail: office@vitsyan.ru
Адрес в сети интернет: www.vitsyan.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 8 (Восемь) листа (ов)
Директор
ООО «Компания ВиЦыАн»
_____ В.Ю.Цыганков



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU