Искусственные зубы
Инструкция по применению

Зубы акриловые PX (CROWN, SOLUUT, SIMPLERR EFUCERA), фронтальная и боковая группы.

Описание:
Зубы трёхслойные из композитной пластмассы различных форм, размеров и оттенков.
Применение:
Применяются для изготовления съёмных и постоянных зубных протезов.
Инструкция по применению:

1) Подберите наиболее подходящие цвет и форму / размер зубов.
2) На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и залейте восковую заготовку гипсом.
3) Согласно обычной процедуре, вытопите воск из формы и залейте акриловой пластмассой.
4) После затвердевания пластмассы, отшлифуйте и отполируйте готовый съёмный протез.
5) Съёмный протез готов к применению.

Зубы акриловые New Ace, фронтальная группа.

Описание:
Зубы двухслойные из акриловой пластмассы различных форм, размеров и оттенков.
Применение:
Применяются для изготовления съёмных и постоянных зубных протезов.
Инструкция по применению:

1) Подберите наиболее подходящие цвет и форму / размер зубов.
2) На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и залейте восковую заготовку гипсом.
3) Согласно обычной процедуре, вытоните воск из формы и залейте акриловой пластмассой.
4) После затвердевания пластмассы, отшлифуйте и отполируйте готовый съёмный протез.
5) Съёмный протез готов к применеению.

Зубы пластмассовые MILLION, боковая группа.

Описание:
Однослойные пластмассовые зубы различных форм, размеров и оттенков.
Применение:
Применяются для изготовления съёмных и постоянных зубных протезов.
Инструкция по применению:

1) Подберите наиболее подходящие цвет и форму / размер зубов.
2) На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и залейте восковую заготовку гипсом.
3) Согласно обычной процедуре, вытопите воск из формы и залейте акриловой пластмассой.
4) После затвердевания пластмассы, отшлифуйте и отполируйте готовый съёмный протез.
5) Съёмный протез готов к применеению.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Зубы акриловые Naperce, боковая группа.

Описание:

Зубы двухслойные из акриловой пластмассы различных форм, размеров и оттенков.

Применение:

Применяются для изготовления съёмных и постоянных зубных протезов.

Инструкция по применению:

1) Подберите наиболее подходящие цвет и форму / размер зубов.
2) На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и залейте восковую заготовку гипсом.
3) Согласно обычной процедуре, вытопите воск из формы и залейте акриловой пластмассой.
4) После затвердевания пластмассы, отшлифуйте и отполируйте готовый съёмный протез.
5) Съёмный протез готов к применению.

Зубы акриловые FX, фронтальная и боковая группы.

Описание:

Двухслойные зубы из твёрдой акриловой пластмассы различных форм, размеров и оттенков.

Применение:

Применяются для изготовления съёмных и постоянных зубных протезов.

Инструкция по применению:

1) Подберите наиболее подходящие цвет и форму / размер зубов.
2) На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и залейте восковую заготовку гипсом.
3) Согласно обычной процедуре, вытопите воск из формы и залейте акриловой пластмассой.
4) После затвердевания пластмассы, отшлифуйте и отполируйте готовый съёмный протез.
5) Съёмный протез готов к применению.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Преимущества:
Искусственные зубы серии NAPERCE обладают достаточно высокой прочностью для акриловых зубов, анатомические формы прикусных поверхностей наиболее приближены к естественным зубам, что позволяет быстро создать правильный прикус с учётом всех жевательных движений и трений между верхними и нижними зубами. В процессе использования зубного протеза зубы NAPERCE длительное время сохраняют изначальный цвет и форму.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения не ограничен.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений.

Зубы пластмассовые **MILLION**, боковая группа.

Зубы однослойные из акриловой пластмассы различных форм, размеров и оттенков.

Состав:
Поли-метилметакрилат, химическая формула: (CH2=C (CH3) COOCH3) n - 99.99%
Углерод, химическая формула: C – незначительная примесь

Назначение:
Применяются для изготовления съёмных и постоянных зубных протезов.

Номенклатура:
Зубы серии MILLION поставляются в ассортименте из 16 цветов по шкале VITA:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.
Формы (фасоны) боковых зубов MILLION:
Верхние и нижние: 28, 29, 30, 31, 32

Упаковка:
Боковые зубы MILLION поставляются на пластиковых планках по 8 зубов на каждой.
Стандартная картонная упаковка содержит 12 планок по 8 зубов.
Зубы серии MILLION также поставляются в полных наборами (28 зубов, в комплекте с фронтальными зубами NEW ACE) на одной планке – 12 фронтальных зубов и 16 боковых зубов. Полные наборы по 28 зубов поставляются в картонной упаковке по 6 наборов в каждой.
Зубы серии MILLION также поставляются в пластиковых боксах, содержащих по 20 полных наборов (28 зубов, в комплекте с фронтальными зубами NEW ACE * 20), в одном боксе – 240 фронтальных зубов и / или 320 боковых зубов.

Инструкция по применению:
1) Подберите наиболее подходящие цвет и форму / размер зубов.
2) На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и залейте восковую заготовку гипсом.
3) Согласно обычной процедуре, вытопите воск из формы и залейте акриловой пластмассой.
4) После затвердевания пластмассы, отшлифуйте и отполируйте готовый съёмный протез.
5) Съёмный протез готов к применению.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО «Дентал-Ист»

125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, Россия, тел. (495) 458-67-37, 458-73-27

Доверенность

Настоящим ООО «Дентал-Ист» в лице Директора Афанасьева А.Н., действующего на основании устава, доверяет курьеру Глебову О.В. паспорт № 4603 553220 выдан: 05.11.2002 года, Рязановским пом. Подольского УВД. Моск.обл. , совершать следующие действия:

- получить РУ НЮ 12457 в Федеральной службе Росздравнадзор.

Зубы акриловые «PX», «FX», «New Ace», «Naperce», «Million»

производства: **Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan. Ямахачи Дентал МГФ., КО. 54-1 Очигара, Нишиура-чо, Гамагори, Айчи-преф., Япония**

Подпись _____ Глебов О. В. удостоверяю.

Директор ООО «Дентал-Ист» _____ Афанасьев А.Н.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU