Инструкция на стоматологические воски
YAMAHACHI DENTAL MFG

Воск базисный PARAFFIN WAX.

Воск в пластинах толщиной 1.4мм, розового цвета.

Описание:
Воск в пластинах толщиной 1.4мм, розового цвета. Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Парафин (C_nH_{2n+2}) – 99,98%, красящий пигмент (незначительное количество).

Назначение:
Применяется при моделировании постоянных и съёмных зубных протезов.

Номенклатура:
Базисный воск поставляется в ассортименте из двух размеров и трёх типов твёрдости.
Стандартный размер: 146 * 74 * 1,4мм
Увеличенный размер: 170 * 85 * 1,4мм
Типы твёрдости: Мягкий, Средний, Твёрдый.

Упаковка:
Базисный воск Paraffin Wax поставляется в картонных упаковках по 500гр и 1000гр.

Инструкция по применению:

1) Обработайте поверхность гипсовой модели изолирующим лаком.
2) Возьмите пластину воска Paraffin Wax и обожмите гипсовую модель, имитируя поверхность нёба.
3) Установите в созданный базис протеза искусственные зубы.
4) Залейте гипсом модель и вытопите воск.
5) После вытапливания воска получите готовую гипсовую форму для заливки пластмассой.
6) После заливки и последующего затвердевания пластмассы, отшлифуйте и отполируйте готовый съёмный протез.
7) Съёмный протез готов к применению.

Преимущества:
Толщина пластин воска Paraffin Wax – 1.4мм, что идеально подходит для создания основ протезов. Обычно из одной пластины можно изготовить два базиса протеза без излишков воска. Три типа твёрдости – для применения в различных климатических условиях.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Воск литьевой ROLLING WAX.

Восковая проволока в рулоне, розового цвета.

Описание:
Восковая проволока толщиной 5мм / 6мм 7мм, розового цвета.
Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Микро воск (CnH(2n+2)) – 99,98%, красящий пигмент (незначительное количество).

Назначение:
Применяется для создания литников для заливки пластмассы в гипсовые формы при моделировании зубных протезов.

Номенклатура:
Литьевой воск поставляется в ассортименте из трёх размеров: диаметр 5мм, 6мм, 7мм.

Упаковка:
Литьевой воск Rolling Wax поставляется в рулонах в картонных упаковках по 270гр.

Инструкция по применению:

1) К восковой модели перед заливкой гипсом присоедините литники необходимого диаметра, формируя каналы заливки формы пластмассой.
2) После вытапливания воска, в гипсовой форме сохранятся каналы с гладкими стенками для оптимальной заливки формы пластмассой.

Преимущества:
Воск Rolling Wax поставляется в удобной упаковке, обладает идеальной гибкостью для восков подобного назначения, не ломается на сгибах. При выгорании оставляет лишь незначительный осадок.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

Воск моделировочный CARVING WAX.

Моделировочный воск в цилиндрах и прутках различных цветов.

Описание:
Воск для моделирования в цилиндрах по 50г и в прутках различного цвета.
Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Парафин (CnH2n+2) – 80%, Пчелиный воск – 20%, красящий пигмент (незначительное количество).

Назначение:
Применяется зубными техниками для моделирования форм коронок, мостов, вкладок, виниров.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Номенклатура:
Литьевой воск поставляется в ассортименте из пяти цветов: бежевый, серый, красный, синий, зелёный. Форма поставки – цилиндр / блок прутков.

Упаковка:
Моделировочный воск Curving Wax поставляется в картонных упаковках по 50гр.

Инструкция по применению:
1) Наносите моделировочный воск на гипсовую заготовку и моделируйте нагретым инструментом до придания нужной формы.

Преимущества:
Воск Curving Wax поддаётся воздействию температуры рабочей среды, не крошится, стружки не прилипают к рукам и инструментам, обладает стойким цветом и низким коэффициентом термического расширения, что обеспечивает максимальную точность при отливки моделей.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

Воск литьевой PRO LINE WAX.

Восковая проволока в прутках и рулонах, синего цвета.

Описание:
Восковая проволока различных форм и размеров, синего цвета.
Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Микро воск (CnH(2n+2)) – 99,98%, красящий пигмент (незначительное количество).

Назначение:
Применяется для отливки коронок, мостов, моделирования протезов.

Номенклатура:
Литьевой воск в прутках поставляется в ассортименте из 22 форм:
YR 05, YR 07, YR 10, YR 12, YR 15, YR 20, YR 25, YR 32, YR 35, YR 40, YR 50, YR 60, YH 14, YH 16, YH 18, YH 19, YH 22, YH 28, YP I, YP II, YL I, YL II
Литьевой воск в рулонах поставляется в ассортименте из 5 диаметров:
3,2 мм, 3,5мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм

Упаковка:
Литьевой воск Pro Line Wax поставляется в форме прутков длиной 200мм, в картонных упаковках по 120, 60, 30, 12 и 10 штук.
Литьевой воск Pro Line Wax в рулоне поставляется в картонных каробках по 250 гр.

Инструкция по применению:
1) Подберите желаемую форму проволоки и смоделируйте на гипсовой модели .
2) После вытапливания воска, в гипсовой форме сохранятся каналы с гладкими стенками для оптимальной заливки формы пластмассой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Преимущества:
Прутья воска Pro Line Wax обладают превосходной гибкостью – не ломаются даже при множественном сгибании. Ровная поверхность обеспечивает наилучшие условия для течения металла. При выгорании оставляет лишь незначительный осадок.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

Воск прикусной BITE RIM STICK

Восковые прутья розового цвета.

Описание:
Восковые прутья особой формы.
Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Микро воск ($C_nH_{(2n+2)}$) – 99,98%, красящий пигмент (незначительное количество).

Назначение:
Применяется для постановки искусственных зубов на базисном протезе при моделировании протезов.

Номенклатура:
Прикусной воск поставляется в ассортименте из двух размеров: S и L.

Упаковка:
Прикусной воск Bite Rim Stick поставляется в форме прутков длиной 250мм, в картонных упаковках по 50 штук.

Инструкция по применению:
1) На гипсовой модели, в тех областях, где будут остановлены зубы, поместите воск Bit Rim Stick подходящей длины.
2) Установите искусственный зубы, закрепив их воске
3) Продолжаейте моделирование и отливку обычным способом.

Преимущества:
Особая форма валика для более удобной постановки зубов на альвеолярном гребне модели. Одного валика длиной хватает для построения прикуса на двух базисных протезах.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Воск KOLBEN WAX

Восковые прутья розового цвета.

Описание:
Восковые прутья круглой формы.
Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Микро воск (CnH(2n+2)) – 99,98%, красящий пигмент (незначительное количество).

Назначение:
Применяется для моделирования краёв базисного протеза.

Номенклатура:
Воск KOLBEN поставляется в прутках длиной 200мм и диаметром 2,2мм.

Упаковка:
Воск KOLBEN WAX поставляется в прутках длиной 200мм в картонных упаковках по 500 штук.

Инструкция по применению:

1) После формирования базиса с помощью пластины базисного воска, обклейте края пластины прутками Kolben Wax.
2) Продолжаейте моделирование и отливку обычным способом.

Преимущества:
Экономия времени при моделировании краёв базисного протеза, простота и универсальность в применении.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

Воск PRO UTILITY WAX

Восковые прутья розового цвета.

Описание:
Восковые прутья круглой формы в блоках.
Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Микро воск (CnH(2n+2)) – 99,98%, красящий пигмент (незначительное количество).

Назначение:
Применяется для различных работ при моделировании базисных протезов.

Номенклатура:
Воск PRO UTILITY поставляется в прутках диаметром 5мм и длиной 140мм и 280мм.
Доступны два типа твёрдости: Жёсткий / Мягкий.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка:
Воск PRO UTILITY поставляется в картонных упаковках по 125 грамм.

Инструкция по применению:
1) Применяйте воск для вспомогательных работ при моделировании базисных протезов по своему усмотрению.

Преимущества:
Великолепные физические характеристики, мягкий, простой в обращении и моделировании.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

Воск PEARL WAX.

Воск в пластинах толщиной 1.4мм, бежевого цвета.

Описание:
Воск в пластинах толщиной 1.4мм, бежевого цвета. Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Парафин (C_nH_{2n+2}) – 100%.

Назначение:
Применяется при моделировании зубного ряда постоянных и съёмных зубных протезов.

Номенклатура:
Воск Pearl Wax поставляется в ассортименте пластинах размером 146 * 74 * 1,4мм.

Упаковка:
Воск Pearl Wax поставляется в картонных упаковках по 500гр и 1000гр.

Инструкция по применению:
1) Поверх прикусного воска наложите пластину Pearl Wax неободимой ширины.
2) Специальным инструментом обозначьте границы зубов.
3) Опробуйте созданный восковой прикус во рту пациента.
4) Откорректируйте восковую модель прикуса.
5) Создайте пластмассовый протез на основе получившейся модели.

Преимущества:
Воск Pearl Wax позволяет моделировать высоко-эстетичные протезы с идеальным прикусом.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Воск погружной DIPPING WAX.

Воск в гранулах (горошинах), жёлтого / серого цвета.

Описание:
Воск в гранулах (горошинах), жёлтого / серого цвета. Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Парафин (CnH2n+2) – 100%. Красящий пигмент – незначительное количество.

Назначение:
Применяется для создания восковых колпачков при моделировании коронок и мостов.

Номенклатура:
Воск Dipping Wax поставляется в ассортименте из двух цветов (Жёлтый и Серый), двух типов вязкости (Высокой и Низкой).

Упаковка:
Воск Dipping Wax поставляется в пластиковых банках по 200гр.

Инструкция по применению:

1) Растопите необходимое количество погружного воска в специальной воскотопке.
2) Окуните гипсовую заготовку под коронку в воск.
3) После застывания воска получите точный восковой оттиск заготовки.
4) Продолжайте моделирование коронки обычным способом.

Преимущества:
Воск Dipping Wax обладает "памятью изначальной формы», что позволяет добиться точной восковой модели без искажений. Воск Dipping Wax прост и удобен в работе.

Хранение и транспортировка:
Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций

Воск прикусной BITE WAX PRECUT TYPE.

Воск в пластинах толщиной 1.4мм, розового цвета.

Описание:
Воск в пластинах толщиной 1.4мм, розового цвета, с параллельными надрезами.
Температура плавления 70-90°С.

Состав:
Парафин (CnH2n+2) – 99,98%, красящий пигмент (незначительное количество).

Назначение:
Применяется для определения прикуса пациента при протезировании.

Номенклатура:
Прикусной воск поставляется в пластинах размером 146 * 74 * 1,4мм.

Упаковка:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Базисный воск Bite Wax Precut Type поставляется в картонных упаковках по 500гр и 1000гр.

Инструкция по применению:

1) Визьмите пинцетом прямоугольный фрагмент пластины прикусного воска и попросите пациента прикусить его.
2) Полученный восковой оттиск прикуса установите на прикусной плоскости в артикуляторе.
3) На гипсовых моделях челюстей смоделируйте протез согласно восковому оттиску прикуса.

Преимущества:

Толщина пластин воска Bite Wax – 1.4мм, что идеально подходит для создания основ протезов. Обычно из одной пластины можно изготовить два базиса протеза без излишков воска. Три типа твёрдости – для применения в различных климатических условиях.

Хранение и транспортировка:

Рекомендуется хранение в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения – 2 года.
При транспортировке рекомендуется не ронять, избегать повреждений и деформаций.

К основным свойствам стоматологических восков, обеспечивающих, необходимую точность моделей относятся:

- малая усадка при охлаждении воска (< 0,1 - 0,15% объемн./1°С в диапазоне от 90 до 0°С);
- хорошая пластичность в интервале температур 41-55°С;
- достаточная твердость при температуре 37-40°С, обеспечивающая сохранность формы модели в условиях полости рта;
- отсутствие липкости и расслоения в процессе обработки;
- отсутствие заметной зольности, другими словами, исключение образования налета или нагара на стенках формы после выжигания восковой модели;
- гомогенность при размягчении, отсутствие расслаивания;
- исключение окрашивания гипсовой модели;
- восковой слой должен держаться на модели и сращиваться с предварительно нанесенным слоем материала;
- стооматологические воски должны быть окрашены в яркие контрастные цвета, облегчающие процесс моделирования.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU