



ООО «ЛАВАРСАН»

115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 2

ИНН 7725768410, КПП 772501001

lavarsan@mail.ru

www.lavarsan.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия медицинские, по уходу за лежачими больными
по ТУ 9398-001-11544795-2015

ИМЛБ. 11544795.000ИП

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Изделия медицинские, по уходу за лежачими больными по ТУ 9398-001-11544795-2015.

2. СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

1. Губка одноразовая в вариантах исполнения:

Лаварсан лайт 12 х 10 см (24 шт.);
Лаварсан классик 12 х 20 см (24 шт.);
Лаварсан профи 20 х 20 см (12 шт.);
Лаварсан флора 12 х 20 см (10 шт.);
Лаварсан стандарт 15, 5 х 20 см (10 шт.);
Лаварсан премиум 22 х 15 см (12 шт.);
Лаварсан бэби 12 х 10 см (6 шт. или 40 шт.);
Лаварсан соло 12 х 7, 5 х 2.5 см (50 шт.);
Лаварсан мед 12 х 20 х 1 см (20 шт.);
ФЁРСТАИД 12 х 20 см (10 шт.).

2. Полотенце одноразовое в вариантах исполнения:

Лаварсан софт 30 х 40 см (70 или 100 шт.);
Лаварсан лоск 30 х 30 см; 30 х 40 см (50 или 60 шт.);
Лаварсан макси 50 х 80 см (50 или 60 шт.).

3. Лаварсан система смарт: губка 20 х 21 см и
полотенце 29 х 40 см (100 губок + 100 полотенец).

3. НАЗНАЧЕНИЕ.

Для ухода за лежачими больными в лечебно-профилактических учреждениях.

Данные изделия представляют собой одноразовые изделия, помогающие проводить медицинскому персоналу уход за лежачими больными неспособными провести данную манипуляцию самостоятельно. Варианты исполнения позволяют выбрать наиболее подходящую форму для индивидуального использования.

Проблемы длительного пребывания в постели: риск развития пролежней, опрелостей, мацерации.

Пролежни.

Очень важная проблема, которая может возникнуть у ослабленных пациентов, вынужденных длительно находиться в горизонтальном положении, или сидеть без движения - это пролежни (омертвление мягких тканей). Эта проблема может возникнуть уже через несколько часов неподвижного положения. Выглядеть пролежни могут разнообразно, в зависимости от площади и глубины поражения (от пузырей на коже до глубоких и больших по площади ран, нередко инфицированных). Профилактике и лечению пролежней посвящен целый раздел медицины, потому что материала много и он требует серьезного изучения. Отметим самое главное для профилактики пролежней: во-первых, частое изменение положения тела пациента (каждые два часа), избегая трения об кровать; во-вторых, содержание кожи в чистоте и сухости; в-третьих, мягкое и упругое ложе.

Опрелости.

Воспаление кожи в ее складках, вследствие загрязнения кожи. Загрязнению кожи способствуют выделения сальных и потовых желез, роговые чешуйки, пыль.

Кожа промежности дополнительно загрязняется выделениями из мочеполовых органов и кишечника. Наиболее частые места образования опрелостей: подмышечные впадины, складки под молочными железами у женщин, складки живота, кожа промежности.

Для профилактики опрелостей необходимо:

- ☐ проводить процедуры ухода в постели;
- ☐ применять такие средства, как присыпка;
- ☐ своевременно менять нательное и постельное белье;
- ☐ применять хлопчатобумажную ткань для прокладывания в складках кожи;
- ☐ мыть пациента не реже одного раза в неделю;
- ☐ подмышечные впадины и паховые области, складки кожи под грудными железами проводить ежедневный уход, особенно у тучных людей, страдающих повышенной потливостью;
- ☐ после мытья и ухода насухо вытирать кожу одноразовым полотенцем.

Мацерации.

Пропитывание кожи жидкостью и ее набухание.

Факторы риска и причины: длительный контакт с водой, повышенная потливость, избыточная масса тела, кожные заболевания.

Мацерация проявляется в местах длительного контакта кожи с влагой. Кожа становится дряблой, шелушится, лопается с обнажением подкожного слоя дермы. Это может происходить при наличии ран, из которых обильно выделяется жидкое содержимое, при недержании мочи. При недержании мочи большое значение имеет концентрация мочи (концентрированная моча приводит к более серьезным поражениям кожи), поэтому ни в коем случае не следует уменьшать количество потребляемой жидкости, если только это не предписано врачом.

С целью профилактики мацерации рекомендуют:

- ☐ при недержании мочи использовать одноразовые памперсы и пеленки;
- ☐ своевременно проводить очистку кожи и смену постельного и нательного белья;
- ☐ если мацерация связана с истечением содержимого из ран, то применять защитные препараты (например, цинковую мазь) и часто менять повязки, используя полотенца (например, 100% целлюлозы или вискозы/полиэстера (50:50)).

Свойства изделий медицинских, по уходу за лежачими больными:

Специально разработанные изделия для ухода за лежачими больными. Данные изделия главным образом предназначены для применения младшим медицинским персоналом.

Преимущества изделий медицинских, по уходу за лежачими больными:

Данные изделия удобны и просты в использовании.

Предотвращают развитие инфекционных заболеваний, поскольку является одноразовым изделием и НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДВАЖДЫ!

Точный контроль и, таким образом, экономия на потреблении мыла, поскольку данный продукт уже содержит его.

Губки и полотенца просты в применении, одного изделия хватает для обработки всего тела пациента при уходе.

Описание:

Губки - изделия квадратной, прямоугольной формы или в виде рукавички из полиуретана (ЭЛАСТА-104Р) или полиэфирное волокно (ПЛАСТПОЛ 041-КФ). Мылистая губка не содержит химических продуктов, пропитанная дерматологическим гелем, с нейтральным рН (5,5 – 8,0 единиц рН), гипоаллергенная.


Пропитка:

Пропитка - дерматологический гель.

Полотенца - изделия прямоугольной формы из целлюлозы (МФБ-03) или вискозы/полиэстера (50:50), (Арт. PV258).

Губка одноразовая Лаварсан лайт

Изготовлена из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением рН (5,5 – 8,0 единиц рН).



Размеры: 12x10 см, в упаковке 24 шт.

Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартазин (жёлтый).


Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.

6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая Лаварсан классик

Изготовлена из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением pH (5,5 – 8,0 единиц pH).



Размеры: 12х20 см, в упаковке 24 шт.


Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая Лаварсан профи

Изготовлена из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением pH (5,5 – 8,0 единиц pH).



Размеры: 20х20 см, в упаковке 12 шт.

Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая Лаварсан флора

Изготовлена из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением рН (5,5 – 8,0 единиц рН).



Размеры: 12х20 см, в упаковке 10 шт.


Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, алоэ вера, ромашка, децил глюкозид и лаурил глюкозид, кокамидопропил, бетаин, натрия С-14 С-16 олефин сульфат, парфюм, цитронеллол, гераниол, линалоол, гексил циннамал, кокамид, пропилен гликоль, бензиловый спирт, метилхлороизолины, метилизотиазолины, лимонная кислота, С.І.61570, С.І.19140

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая Лаварсан стандарт

Изготовлена из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением рН (5,5 – 8,0 единиц рН).



Размер: 15,5 x 20см, в упаковке 10 шт.


Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая Лаварсан премиум

Изготовлена из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением pH (5,5 – 8,0 единиц pH).



Размер: 22 x 15 см, в упаковке 12 шт.


Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая Лаварсан бэби

Изготовлена из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением pH (5,5 – 8,0 единиц pH).



Размеры: 12 x 10 см, в упаковке 6 шт. или 40 шт.


Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, алоэ вера, ромашка, децил глюкозид и лаурил глюкозид, кокамидопропил, бетаин, натрий С-14 С-16 олефин сульфат, парфюм, цитронеллол, гераниол, линалоол, гексил циннамал, кокамид, пропилен гликоль, бензиловый спирт, метилхлороизолины, метилизотиазолины, лимонная кислота, С.І.61570, С.І.19140

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая Лаварсан соло

Изготовлена полиуретана (ЭЛАСТА-104Р), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением рН (5,5 – 8,0 единиц рН).



Размеры: 12 x 7,5 x 2,5 см, в упаковке 50 шт.


Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая Лаварсан мед

Изготовлена из полиуретана (ЭЛАСТА-104Р), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением pH (5,5 – 8,0 единиц pH).



Размеры: 12 x 20 x 1 см, в упаковке 20 шт.

Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Губка одноразовая ФЁРСТАИД

Изготовлена из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитанная дерматологическим гелем с нейтральным значением pH (5,5 – 8,0 единиц pH).



Размеры: 12 x 20, в упаковке 10 шт.


Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).

Способ применения:

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Полотенце одноразовое Лаварсан софт

Полотенца одноразового применения собой изделия, состоящие из 50% вискозы/50% полиэстера.




Размеры: 30 x 40 см, в упаковке 70 или 100 шт.

Способ применения: После очистки тела губкой, протрите кожу одноразовым полотенцем.

Полотенце одноразовое Лаварсан лоск

Полотенца одноразового применения представляют собой изделия, состоящие из 100% целлюлозы.




Размеры: 30 x 30 см, в упаковке 50 или 60 шт.

Способ применения: После очистки тела губкой, протрите кожу одноразовым полотенцем.

Полотенце одноразовое Лаварсан макси.

Полотенца одноразового применения представляют собой изделия, состоящие из 50% вискозы/50% полиэстера.



Размеры: 50 x 80 см, в упаковке 50 или 60 шт.


Способ применения: После очистки тела губкой протрите кожу одноразовым полотенцем.

Лаварсан система смарт включает в себя губки и полотенца.

Губки изготовлены из полиэфирного волокна (ПЛАСТПОЛ 041-КФ), пропитаны дерматологическим гелем с нейтральным значением pH (5,5 – 8,0 единиц pH).

Губки - состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, алоэ вера, ромашка, децил глюкозид и лаурил глюкозид, кокамидопропил, бетаин, натрия С-14 С-16 олефин сульфат, парфюм, цитронеллол, гераниол, линалоол, гексил циннамал, кокамид, пропилен гликоль, бензиловый спирт, метилхлороизолины, метилизотиазолины, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).

Полотенца одноразового применения представляют собой изделия, состоящие из 50% вискозы/50% полиэстера.



Размер губки: 20 x 21 см.
Размер полотенца: 29 x 40 см.
Количество: 1 упаковка (100 губок + 100 полотенец).
Состав геля: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, кокамидопропилбетаин, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолиноном, пропилен гликоль, лимонная кислота, ализарингруен G (зелёный), тартразин (жёлтый).
Способ применения:
1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной мыльной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.
8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

Область применения – гипургия.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение	Погрешность
Губка одноразовая Лаварсан лайт		
Форма	Прямоугольная	
Габаритные размеры	12 x10 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Показатель рН – геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц рН	-
Губка одноразовая Лаварсан классик		
Форма	Прямоугольная	
Габаритные размеры	12 x 20 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение	Погрешность
Показатель pH – геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц pH	-
Губка одноразовая Лаварсан профи		
Форма	Квадратная	
Габаритные размеры	20 x 20 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Показатель pH – геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц pH	-
Губка одноразовая Лаварсан флора		
Форма	Прямоугольная	
Габаритные размеры	12 x 20 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Показатель pH - геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц pH	-
Губка одноразовая Лаварсан стандарт		
Форма	Рукавичка	
Габаритные размеры	15,5 x 20 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Показатель pH - геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц pH	-
Губка одноразовая Лаварсан премиум		
Форма	Прямоугольная	
Габаритные размеры	22 x 15 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение	Погрешность
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Губка одноразовая Лаварсан бэби		
Форма	Прямоугольная	
Габаритные размеры	12 x 10 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Показатель pH - геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц pH	-
Губка одноразовая Лаварсан соло		
Форма	Прямоугольная	
Габаритные размеры	12 x 7,5 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	2,5 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Показатель pH – геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц pH	-
Губка одноразовая Лаварсан мед		
Форма	Прямоугольная	
Габаритные размеры	12 x 20 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Показатель pH – геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц pH	-
Губка одноразовая ФЁРСТАИД		
Форма	Прямоугольная	
Габаритные размеры	12 x 20 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение	Погрешность
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-
Показатель pH - геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц pH	-
Полотенце одноразовое Лаварсан софт		
Форма	Прямоугольное	
Габаритные размеры	30 x 40 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	0,1 см	± 0,03 см
Цветовое исполнение	белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 100 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 150 МПа	-
Полотенце одноразовое Лаварсан лоск		
Форма	Прямоугольное	
Габаритные размеры	30 x 30 см; 30 x 40 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	0,1 см	± 0,03 см
Цветовое исполнение	белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 100 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 150 МПа	-
Полотенце одноразовое Лаварсан макси		
Форма	Прямоугольное	
Габаритные размеры	50 x 80 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	0,1 см	± 0,03 см
Цветовое исполнение	белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 100 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 150 МПа	-
Лаварсан система смарт включает в себя губки и полотенца		
Губка		
Форма	Квадратная	
Габаритные размеры	20 x 21 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	1 см	± 0,3 см
Цветовое исполнение	зеленый, голубой, белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 10 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 100 МПа	-

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение	Погрешность
Показатель рН - геля	В диапазоне 5,5 – 8,0 единиц рН	-
Полотенце		
Форма	Прямоугольное	
Габаритные размеры	29 x 40 см	± 2 см
Масса	Не более 100 г	± 5 г
Толщина	0,1 см	± 0,03 см
Цветовое исполнение	белый	-
Поверхностная плотность	В диапазоне от 100 до 400 г/м ²	-
Впитываемость	не менее 100 капель/см ²	-
Разрывная нагрузка	не менее 150 МПа	-

5. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Данное медицинское изделие предназначено для использования младшим медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость
- поврежденные кожные покровы.

Побочные действия:

- аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов пропитки.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Перед началом ухода за пациентом необходимо помыть руки или обработать их антисептиком. Подобрать изделие необходимого размера и формы в зависимости от площади и участка тела, на котором будет производиться процедура ухода. Вскрыть упаковку, достать изделие и выполнить тщательно процедуру в соответствии с инструкцией по применению.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Подобрать изделие необходимого размера и формы в зависимости от площади и участка тела, на котором будет производиться процедура ухода. Вскрыть упаковку, достать изделие.

1. Слегка смочите губку водой (не погружая губку в воду полностью).
2. Сожмите ее несколько раз до появления обильной пены.
3. Несколько раз сожмите и разожмите смоченную губку.
4. После получения пены губка готова к использованию.
5. Воспользуйтесь губкой на тех участках тела, которые необходимо вымыть. Мягко протрите.
6. По окончании процедуры насухо (без применения воды) протрите тело одноразовым полотенцем Лаварсан.
7. Выбросите губку. Изделия только одноразового применения.

8. Процедуру можно повторять без смывания ежедневно, не более 15 дней, после рекомендуется обмыть кожу водой.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ.

Хранение:

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 30 градусов.

Транспортировка:

Данное медицинское изделие можно транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида.

Утилизация:

Использованные материалы можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам. Так же необходимо соблюдать официальные требования к утилизации в вашем регионе.

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

Изделия должны расфасовываться в отдельных полиэтиленовых упаковках, сложенных в складные картонные коробки (количество может зависеть от размеров губок и полотенец), и далее в транспортные коробки из гофрированного картона, клапан коробки заклеивается полиэтиленовой лентой с липким слоем.

На потребительской упаковке должно быть указано следующее:

- наименование изделий;
- габаритный размер;
- количество штук в упаковке;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер партии;
- дата производства (число, месяц и год);
- срок годности (число, месяц и год);
- условия хранения: хранить в интервале температуры от +5 до +25 °С и знак: «Беречь от нагрева», «Беречь от влаги», «Обратитесь к сопроводительной документации», «Не использовать повторно»;
- адрес предприятия-изготовителя;
- состав геля (для губок);
- инструкция по применению;
- информация по способу утилизации изделия после его использования;
- номер настоящих ТУ.

Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- описание содержимого с указанием количества;
- год и месяц упаковывания.

11. СРОК ГОДНОСТИ.

Данные изделия поставляются не стерильными, срок сохранения при неповрежденной и не вскрытой упаковке составляет 60 месяцев.

После вскрытия упаковки использовать в течение 12 месяцев.

Данное медицинское изделие запрещается использовать после даты окончания срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности – 5 лет.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Производитель ООО «ЛАВАРСАН», Россия, гарантирует соответствие медицинского изделия всем показателям и свойствам, указанным в данной инструкции, при условии выполнения правил транспортировки, хранения и использования. Если до истечения гарантийного срока будут обнаружены дефекты, необходимо обратиться в службу клиентской поддержки или связаться с региональным дистрибьютором.

Производитель:

ООО «ЛАВАРСАН», Россия,

Адрес: 115419, Россия, г. Москва ул. Орджоникидзе, д.11, стр. 2,

Телефон: 8 (905) 757-84-90

E-mail: lavarsan@mail.ru, www.lavarsan.ru

Адрес места производства:

140080, Московская область,

г. Лыткарино, ул. Парковая, ст. Заводская, стр.1.

тел. 8(964)622-64-56

Прошито 22 листа(ов)
Генеральный директор
ООО «ЛАВАРСАН»

Гудков М.В. Гудков М.В.

