



Симулятор

Пакет с гидрофобизирующей жидкостью

Отвертка тарированная

100

Приложение Б





ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ТИПА DDDR

"VIRSAR DR"

IS-1B_i

ТУ 9444-028-52783477-2014

ПАРАМЕТРЫ, запрограммированные при отправке (37°C, 510 Ом)

Режим	DDO
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Амплитуда стимулирующих импульсов	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов	366 мкс
Порог чувствительности А-канала	0,8 мВ
Порог чувствительности V-канала	3,0 мВ
Рефрактерный период А-канала	300 мс
Рефрактерный период V-канала	260 мс
AV-задержка	180 мс
Режим работы	Мног
Сглаживание частоты	Выкл.

СОДЕРЖИМОЕ: электрокардиостимулятор, пакет с гидрофобизирующей жидкостью, отвертка, эксплуатационная документация.


Стерильно! Стерилизовано окисью этилена.
Срок хранения стерильности 2 года:

Дата стерилизации	11.06.2015
Использовать до	11.06.2017
Дата изготовления	11.06.2015
SN	1506 - 00178

СДЕЛАНО В РОССИИ




ОАО "Ижевский механический завод"
426063, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
<http://www.baikalinc.ru>
Разработчик ЗАО "Кардикс"
117342, Россия, г. Москва, ул. Введенского, 5



Пакет с гидрофобизирующей
жидкостью

Стимулятор

Отвертка тарированная





ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ТИПА SSIR

"VIRSAR SR"

IS-1B/

ТУ 9444-028-52783477-2014

ПАРАМЕТРЫ, запрограммированные при отправке (37°C, 510 Ом)


Режим	VVI
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Амплитуда стимулирующих импульсов	2,9 В
Длительность стимулирующих импульсов	366 мкс
Порог чувствительности	3,0 мВ
Рефрактерный период	280 мс
Режим работы	Моно
Сглаживание частоты	Выкл.

СОДЕРЖИМОЕ: электрокардиостимулятор, пакет с гидрофобизирующей жидкостью, отвертка, эксплуатационная документация.

Стерильно! Стерилизовано окисью этилена.
Срок хранения стерильности 2 года.


Дата стерилизации	10.06.2015
Использовать до	10.06.2017
Дата изготовления	10.06.2015
SN	1506 - 00127

СДЕЛАНО В РОССИИ



ОАО "Ижевский механический завод"
426063, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
<http://www.baikalinc.ru>
Разработчик ЗАО "Кардикс"
117342, Россия, г. Москва, ул. Введенского, 6





Вторая упаковка
(контейнер)

Первая упаковка
(контейнер)



ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ТИПА DDD

"VIRSAR DC"

IS-18i

ТУ 9444-028-52783477-2014

ПАРАМЕТРЫ, запрограммированные при отправке (37°C, 510 Ом)

Режим	DDD
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Амплитуда стимулирующих импульсов	2.9 В
Длительность стимулирующих импульсов	366 мс
Порог чувствительности А-канала	0.8 мВ
Порог чувствительности V-канала	3.0 мВ
Рефрактерный период А-канала	300 мс
Рефрактерный период V-канала	290 мс
AV-задержка	180 мс
Режим работы	Множ


СОДЕРЖИМОЕ: электрокардиостимулятор, пакет с гидрофобизирующей жидкостью, опечатка, эксплуатационная документация.

Стерильно! Стерилизовано окисью этилена.

Срок хранения стерильности 2 года.

Дата стерилизации	10.06.2015
Использовать до	10.06.2017.
Дата изготовления	10.06.2015
SN	1506-00163

СДЕЛАНО В РОССИИ



30°C

ОАО "Ижевский механический завод"
426063, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
<http://www.baikalinc.ru>

Разработчик ЗАО "Кардикс"
117342, Россия, г. Москва, ул. Введенского А



**Вторая упаковка
(контейнер)**

**Первая упаковка
(контейнер)**

Стимулятор VIRSAR SC с принадлежностями в стерильной упаковке
(упаковка вскрыта)





**ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ТИПА SSI
"VIRSAR SC"**

IS-1B1

TU 9444-028-52783477-2014

ПАРАМЕТРЫ, запрограммированные при отправке (37°C, 510 Ом)

Режим	VVI
Частота стимулирующих импульсов	60 имп/мин
Амплитуда стимулирующих импульсов	2.9 В
Длительность стимулирующих импульсов	366 мкс
Порог чувствительности	3.0 мВ
Рефрактерный период	260 мс
Режим работы	Моно

СОДЕРЖИМОЕ: электрокардиостимулятор, пакет с гидрофобизирующей жидкостью, отвертка, эксплуатационная документация.

Стерильно! Стерилизовано окисью этилена.
Срок сохранения стерильности - 2 года

Дата стерилизации	<u>11.06.2015</u>
Использовать до	<u>11.06.2017</u>
Дата изготовления	<u>11.06.2015</u>
SN	<u>1506 - 00125</u>

СДЕЛАНО В РОССИИ

ОАО "Ижевский механический завод"
426083, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
<http://www.baikalinc.ru>
Разработчик ЗАО "Кардикс"
117342, Россия, г. Москва, ул. Введенского, 8



ПРОШИТО
ПРОНУМЕРОВА

12 (Двенадцат)

Генеральный дире

ЗАО «КАРДИКС»

В.Э. Мам

