

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДМЭЛ»



Н.Г. Домидзе

мая 2002 г.

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ», ШМП-01-«МЕДМЭЛ», ШМБ-01-«МЕДМЭЛ»,
ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ», ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ»,
ШМПК-01-«МЕДМЭЛ», ШМ2-01-«МЕДМЭЛ».

ПАСПОРТ

ГАБР.942819.001 ПС



КОПИ
ЕРНА

*Ген. директор
ЗАО МЕДМЭЛ.*

19.05.2002 г. Волосевский А.В.

2002г

Подп. и дата

взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	4
4. Технические характеристики.....	5
5. Свидетельство о приемке.....	7
6. Свидетельство об упаковке.....	7
7. Транспортирование и хранение.....	8
8. Гарантии изготовителя	9
9. Сведения о рекламациях	10

					ГАБР.942819.001 ПС						
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ШКАФЫШМЯ-01-«МЕДМЭЛ», ШМП-01-«МЕДМЭЛ», ШМБ-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ1-01- «МЕДМЭЛ», ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ», ШМЛД-01-«МЕД-МЭЛ», ШМПК-01- «МЕДМЭЛ», ШМ2-01- «МЕДМЭЛ»			Лит.	Лист	Листов	
Разработал	Сотников И.В.	Сотников	20.05.08							2	11
Проверил	Ушаков А.В.	Ушаков	20.05.08								
Нач. отдела											
Н. контроль											
Утвердил	Ломидзе Н.Г.	Ломидзе	20.05.08		Паспорт						

Φ2, 106-5

Копировал

Формат А4

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние шкафа медицинского зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, поправки, незавершенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Шкафы медицинские предназначены для оснащения клиник, больниц, аптек и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.
- 2.2 Шкафы медицинские изготавливаются в нескольких вариантах (Рис.1).
Шкаф медицинский металлический для оснащения кабинета главной (старшей) медицинской сестры с внутренним сейфом для хранения лекарственных средств и ящиками для хранения медицинских изделий ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ».
Шкаф медицинский металлический для оснащения главной (старшей) медицинской сестры с внутренним сейфом для хранения лекарственных средств и полками для хранения ШМП-01-«МЕДМЭЛ».
Шкаф медицинский металлический для хранения больничных хозяйственных принадлежностей ШМБ-01-«МЕДМЭЛ».
Шкаф металлический для одежды медперсонала, в 2-х исполнениях:
- одностворчатый ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ»;
- двухстворчатый ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ».
Шкаф одностворчатый металлический для процедурных кабинетов с внутренним сейфом для хранения лекарственных средств и документов ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ».
Шкаф одностворчатый металлический двухсекционный с полками для процедурных кабинетов ШМПК-01-«МЕДМЭЛ».
Шкаф медицинский металлический с двумя отсеками для процедурных кабинетов ШМ2-01-«МЕДМЭЛ».
- 2.3 Шкафы изготавливаются из стальной профильной трубы и стального листа.
- 2.4 Шкафы медицинские имеют четыре регулируемых опоры.
- 2.5 Все двери шкафов медицинских имеют внутренние замки.
- 2.6 Шкафы имеют полимерное покрытие белого цвета, наносимое методом порошкового напыления с последующей обработкой.

					ГАБР.942819.001 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист Ф	№ документа	Подпись	Дата		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблицах.

Таблица 1

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.001	1
2. Ящик	ГАБР.304000.001	5
3. Металлическая полка	ГАБР.806010.001	5
4. Паспорт	ГАБР.942819.001 ПС	1

Таблица 2

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф ШМП-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.026 – 01	1
2. Металлическая полка	ГАБР.806010.001	7
3. Паспорт	ГАБР.942819.001 ПС	1

Таблица 3

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф ШМБ-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.001 – 02	1
2. Металлическая полка	ГАБР.806010.001	9
3. Паспорт	ГАБР.942819.001 ПС	1

Таблица 4

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.001 – 03	1
2. Подставка под обувь	ГАБР.304010.001	2
3. Паспорт	ГАБР.942819.001 ПС	1

Таблица 5

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.001 – 04	1
2. Подставка под обувь	ГАБР.304010.001	4
3. Паспорт	ГАБР.942819.001 ПС	1

					ГАБР.942819.001 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

Таблица 6

Наименование изделия	Децимальный номер Изделия	Количество штук
1. Шкаф ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.943819.001-05	1
2. Металлическая полка	ГАБР.806010.001	4
3. Паспорт	ГАБР.943819.001 ПС	1

Таблица 7

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф ШМПК-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.943819.001-06	1
2. Металлическая полка	ГАБР.806010.001	6
3. Паспорт	ГАБР.943819.001 ПС	1

Таблица 8

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф ШМ2-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.943819.001-07	1
2. Ящик	ГАБР.304000.001	5
3. Металлическая полка		3
4. Паспорт	ГАБР.943819.001 ПС	1

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Шкаф ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и закрывается двумя стеклянными дверцами. Нижний отсек разделен по вертикали на две части. Левая часть имеет сейф и одну металлическую полку. Правая часть имеет пять выдвижных ящиков, верхний имеет замок.
- 4.2 Шкаф ШМП-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и закрывается двумя стеклянными дверцами. Нижний отсек разделен по вертикали на две части. Левая часть имеет сейф и одну металлическую полку. Правая часть имеет три металлические полки.
- 4.3 Шкаф ШМБ-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и две стеклянные дверцы. Нижний отсек разделен по вертикали на две части. Каждая часть имеет по три полки и одной двери.

					ГАБР.942819.001 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4


- 4.4 Шкаф ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ» разделен по вертикали на два одинаковых отсека, каждый из которых имеет дверь с замком, вертикальную перегородку, полку для головных уборов, перекладину для вешалок и две подставки для обуви.
- 4.5 Шкаф ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ» имеет два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и стеклянную дверцу. Нижний отсек имеет сейф, одну металлическую полку и дверцу.
- 4.6 Шкаф ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ» имеет вертикальную перегородку, полку для головных уборов, перекладину для вешалок, две подставки для обуви и дверь.
- 4.7 Шкаф ШМПК-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Каждый отсек имеет по три съемные металлические полки. Верхний отсек имеет стеклянную дверь, а нижний - металлическую.
- 4.8 Шкаф ШМ2-01-«МЕДМЭЛ» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные металлические полки и закрывается стеклянной дверцей. Нижний отсек имеет пять выдвижных ящиков.
- 4.9 Металлические полки шкафов выдерживают равномерно-распределенную нагрузку массой:
- ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ», ШМП-01-«МЕДМЭЛ», ШМБ-01-«МЕДМЭЛ» – 12кг;
- ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ», ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ», ШМПК-01-«МЕДМЭЛ», ШМ2-01-«МЕДМЭЛ» – 8 кг.
- 4.10 Габаритные размеры шкафов, не более, мм - (высота, ширина, глубина):
- ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ», ШМП-01-«МЕДМЭЛ», ШМБ-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ» – 1950*850*420.
- ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ», ШМПК-01-«МЕДМЭЛ», ШМ2-01-«МЕДМЭЛ», ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ» – 1950*650*420.
- 4.11 Масса шкафов, не более, кг:
- ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ» – 70, ШМП-01-«МЕДМЭЛ» – 65, ШМБ-3 – 60, ШОМ2-01 – 60, ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ» – 45, ШМПК-01-«МЕДМЭЛ» – 40, ШМ2-01-«МЕДМЭЛ» – 40, ШОМ-01-«МЕДМЭЛ» – 45.
- 4.12 Шкафы устойчивы на горизонтальной плоскости.
- 4.13 Шкафы медицинские изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150.

					ГАБР.942819.001 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		


Ф2.106-5а

Копировал


Формат А4




ШМЯ-01-«МЕДМЭЛ»



ШМП-01-«МЕДМЭЛ»




ШМБ-01-«МЕДМЭЛ»




ШОМ1-01-«МЕДМЭЛ»




ШОМ2-01-«МЕДМЭЛ»



ШМЛД-01-«МЕДМЭЛ»



ШМПК-01-«МЕДМЭЛ»



ШМ2-01-«МЕДМЭЛ»

Рис.1

					ГАБР.942819.001 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4