



«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор

ООО «Ли́ра»

Беленди́нова Р.А.

«4» августа 2014 г

## ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материалы стоматологические паковочные для изготовления зубных протезов в наборе и отдельных упаковках с принадлежностями, производства Dentaурum GmbH & Co. KG (Дентаурум ГмбХ энд Ко. КГ), Германия.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Масса паковочная «rema CC» не более 20 кг
2. Масса паковочная «rema TT» не более 20 кг
3. Масса паковочная «rema-Exakt» не более 20 кг
4. Масса паковочная «rema Exakt F» не более 20 кг
5. Масса паковочная «rema dynamic S» не более 20 кг
6. Масса паковочная «Castorit all speed» не более 20 кг
7. Масса паковочная «Castorit-super C» не более 20 кг
8. Масса паковочная «rematitan Plus» не более 20 кг
9. Масса паковочная «rematitan Plus speed» не более 20 кг
10. Масса паковочная «Trinell » не более 7 кг
11. Масса паковочная «DentCeram LF press invest » не более 20 кг
12. Масса паковочная «Trivest» не более 6 кг
13. Жидкость для замешивания «rema CC mixing liquid» не более 1 л
14. Жидкость для замешивания «rema TT mixing liquid» не более 1 л
15. Жидкость для замешивания «rema-Exact mixing liquid » не более 1 л
16. Жидкость для замешивания «rema-Exact F mixing liquid» не более 1 л
17. Жидкость для замешивания «rema dynamic S mixing liquid» не более 1 л
18. Жидкость для замешивания «Castorit all speed mixing liquid не более 1 л
19. Жидкость для замешивания «Castorit-super C mixing liquid» не более 1 л
20. Жидкость для замешивания «rematitan Plus mixing liquid» не более 1 л
21. Жидкость для замешивания «rematitan Plus speed mixing liquid» не более 1 л
22. Жидкость для замешивания «Trinell special speed liquid» не более 1 л
23. Жидкость для замешивания «Trinell mixing liquid» не более 1 л
24. Жидкость для замешивания «DentCeram LF press invest mixing liquid » не более 1 л
25. Жидкость для замешивания «Castorit Super A mixing liquid» не более 1 л
26. Жидкость для замешивания «Trivest mixing fluid» не более 1 л
27. Лента муфельная «Kera-Vlies», не более 25 м
28. Кольца стальные паковочные «Muffelring» не более 10 шт.
29. Кольцо муфельное силиконовое «rematitan», размер 3, не более 10 шт.
30. Кольцо муфельное силиконовое «rematitan», размер 6, не более 10 шт.
31. Кольцо муфельное силиконовое «rematitan», размер 9, не более 10 шт.
32. Дно муфельное, размер 3, не более 10 шт.
33. Дно муфельное, размер 6, не более 10 шт.
34. Дно муфельное, размер 9, не более 10 шт.
35. Воронки для литья «Gusstrichter» не более 100 шт.

Масса паковочная «rema CC»

rema® CC



Phosphatgebundene Präzisions-Universaleinbettmasse zum Gießen,  
Pressen und Überpressen von Kronen und Brücken.

Phosphate-bonded precision universal investment material for casting  
crowns and bridges, press ceramics and overpressing.

Revêtement de précision universel à liant phosphate destiné en  
prothèse conjointe à la coulée, pressée et sur-pressée.

Revestimiento universal de precisión ligado con fosfato para colar,  
prensar y sobreprensar coronas y puentes.

Rivestimento di precisione, universale, a base fosfatica per  
la fusione e la pressatura di corone e ponti.

100 g e



D


DENTAUTUM


Tumstraße 31 • 75228 Espenbach (Germany) • Tel. +49 7231/803-410


www.dentaurum.de • Fax +49 7231/803-410

## Масса паковочная «rema TT»









# Castorit® all speed



Phosphatgebundene speedfähige Präzisionseinbettmasse  
für die Kronen- und Brückentechnik.

Phosphate bonded precision investment material for the  
crown and bridge technique, suitable for speed preheating.

Revêtement de précision à liant phosphate pour la technique  
des couronnes et bridges (convient au préchauffage rapide).

Revestimiento de precisión ligado con fosfato para la técnica  
de coronas y puentes apto para el precalentamiento rápido.

Rivestimento rapido di precisione a legante fosfatico per  
corone e ponti.

150 g e



**DENTURUM**

Wormstraße 31 · 75226 Ispringen · Germany · Telefon +49 7231/803-410

Internet: [www.dentaurum.de](http://www.dentaurum.de) E-Mail: [info@dentaurum.de](mailto:info@dentaurum.de)

# Castorit® super C



Phosphatebundene Präzisionseinbettmasse für die  
Kronen- und Brückentechnik aus CoCr/NiCr.

Phosphate bonded precision investment material for the  
CoCr/NiCr crown and bridge technique.

Revêtement de précision à liant phosphate pour alliages  
CoCr/NiCr pour la technique des couronnes et bridges.


Revestimiento de precisión ligado con fosfato para aleaciones  
de CoCr/NiCr para la técnica de coronas y puentes.

Rivestimento di precisione a legante fosfatico per corone e  
ponti realizzati con leghe di CoCr/NiCr.

150 g e



**D**  
DENTALURUM



11  
Масса паковочная «rematitan Plus speed»

rematitan® Plus  
Speed

Universelle Speed-Einbettmasse für den Titanguss.

Universal speed investment material for titanium casting.

Revêtement rapide universel pour la coulée du titane.

Revestimiento rápido universal para colado de titanio.

Rivestimento rapido universale per titanio.

250 g<sup>e</sup>




DENTAURUM

Turnstraße 31 · 75228 Leinfelden-Echterdingen · Germany · Telefon +49 72 31 / 803-410

www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de

## Масса паковочная «Trinell»



**Trinell**



Speedfähige Präzisions-Investmentmasse für die  
Titan-Kronen- und Brückentechnik.

Precision investment material for the titanium crown  
and bridge technique, suitable for speed preheating.

Revêtement de précision pour la technique des couronnes  
et bridges en titane (convient au préchauffage rapide).

Revestimiento de precisión para la técnica de coronas y  
puentes con titanio para el precalentamiento rápido.

Rivestimento rapido di precisione per corone e ponti  
in titanio.

**250 g e**



**D**  
**DENTAURUM**

Turnstraße 31 · 75228 Espenbach, Germany · Telefon +49 72 31/303-410  
Fax +49 72 31/303-411 · E-Mail: info@dentaurum.de

13  
Масса паковочная «DentCeram LF press invest»

**dent ceram**  
**LF Press**  
**invest**



Phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für die  
Kronen- und Brückentechnik aus CoCr/NiCr.

Phosphate bonded precision investment material for the  
CoCr/NiCr crown and bridge technique.

Revêtement de précision à liant phosphate pour alliages  
CoCr/NiCr pour la technique des couronnes et bridges.

Revestimiento de precisión ligado con fosfato para alea-  
ciones de CoCr/NiCr para la técnica de coronas y puentes.

Rivestimento di precisione a legante fosfatico per corone  
e ponti realizzati con leghe di CoCr/NiCr.

150 g<sup>e</sup>




**D**


**DENTAURUM**

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31/803-410


www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de




# Жидкость для замешивания «Castorit all speed mixing liquid




# Жидкость для замешивания «rema CC mixing liquid»



Жидкость для замешивания «rema TT mixing liquid»



Жидкость для замешивания «rema-Exact mixing liquid»  
 Жидкость для замешивания «rema-Exact F mixing liquid»




955-543-00 DENTALPRODUKT / DENTAL PRODUCT  
 Anwendung nur durch Fachpersonal / for professional use only

**rema<sup>®</sup> Exakt**  
**rema<sup>®</sup> Exakt F**

LOT 051374

Anmischflüssigkeit  
 Mixing fluid  
 Liquide de mélange  
 Líquido de mezcla  
 Liquido di miscelazione



REF 105-501-00

1000ml

rema<sup>®</sup> Exakt

200 g : 26 ml  
 400 g : 52 ml



rema<sup>®</sup> Exakt F

200 g : 30 ml  
 400 g : 60 ml

400 g : 56 ml



400 g : 68 ml

2015-05


HIBC



D


DENTAURUM

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31/8 03-0



HIBC +J011105501000/\$05150513740

Жидкость для замешивания «rema dynamic S mixing liquid»



981-152-01

DENTALPRODUKT / DENTAL PRODUCT  
Anwendung nur durch Fachpersonal / For professional use only

rema® dynamic S **LOT** 061379

Anmischflüssigkeit

Mixing fluid

Liquide de mélange


Líquido de mezcla

Liquido di miscelazione



**REF 105-620-50**

**1000ml**



%

180 g : 29 ml

500 g : 80 ml



2015-06



HIBC



**D**


**DENTALURUM**

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31/8 03 0




HIBC +3011105620500/4\$0615061379M

Жидкость для замешивания «Castorit all speed mixing liquid



Жидкость для замешивания «Castorit-super C mixing liquid»



981-059-00

DENTALPRODUKT / DENTAL PRODUCT

Anwendung nur durch Fachpersonal / for professional use only

**Castorit®-super C**

LOT 051374

Anmischflüssigkeit

Mixing fluid


Liquide de mélange

Líquido de mezcla

Liquido di miscelazione

**REF 106-704-00**

**1000ml**



60 g : 13 ml  
150 g : 34 ml

2015-05



**D**  
**DENTAUURUM**


Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31/8 08-0



HIBC +J011106704000/\$40515051374E



Жидкость для замешивания «rematitan Plus speed mixing liquid»



Жидкость для замешивания «Trinell special speed liquid»



# Жидкость для замешивания «Trinell mixing liquid»



987-753-00

DENTALPRODUKT / DENTAL PRODUCT  
Anwendung nur durch Fachpersonal / for professional use only

**Trinell**

LOT 121211

Spezial-Speedflüssigkeit  
Keine Verdünnung vornehmen.

Special Speed Liquid  
Do not dilute.

Liquide de mélange spécial speed  
Ne pas diluer.

Líquido rápido especial  
No diluirlo.

Líquido rapido speciale  
Non diluibile.

REF 107-655-00

1000ml

%

250 g : 35 ml

2015-12

HBC



D

DENTAURUM

Tunstrasse 31 · 75228 Hightown - Germany · Telefon +49 72 31/8 03-0




HBC +3011107655000/5512151212116

107-655-00 Trinell special  
жидкость 1 л. шт.



2 000001 647011

Жидкость для замешивания «DentCeram LF press invest mixing liquid »



Жидкость для замешивания «Castorit Super A mixing liquid»

001-007-00 DENTALPRODUKT / DENTAL PRODUCT  
Anwendung nur durch Fachpersonal / for professional use only

Castorit® Super A LOT 061262

**Anmischflüssigkeit**  
gebrauchsfertig, für niedrig schmelzende  
Edelmetall - Legierungen.

**mixing liquid**  
ready to use, for low melting precious alloys.

**Liquide de mélange**  
prêt à l'emploi, pour alliages précieux  
à bas point de fusion.

**Liquido de mezcla**  
Listo para es uso,  
para aleaciones de oro de baja fusión.

**REF 106-702-00**

**1000ml** 150 g Beutel : 35 ml  
60 g Beutel : 14 ml

2014-06



D




DENTAURUM

Teutstraße 11 · 75228 Löffingen · Germany · Telefon +49 72 31/8 03-0




HIBC +J011106702000/\$\$06140612629

106-702-00 Касторит супер  
жидкость А 1л; шт.



2 000007 504011

# Жидкость для замешивания «Trivest mixing fluid»



## Лента муфельная «Kera-Vlies»

### Kera-Vlies®

Asbestfrei Einlagestreifen für Metallmuffelringe in der Krone- und Brückentechnik.  
Umweltfreundlich, Temperaturfest. Gestattet eine freie Expansion der Einbettmasse nach allen Seiten.  
Leichtes Ausbetten.

Asbestos free liner for metal casting rings in the crown and bridge technique. Environment-friendly.  
Temperature resistant. Permits full expansion of the investment in all directions. Easy to deflask.

Bande de revêtement sans amiante pour cylindres métalliques dans la technique des couronnes  
et bridges. Respectueux de l'environnement. Résistante à la température. Permet une libre expansion  
du revêtement dans le cylindre. Démoulage facile.

Cinta especial para revestir cilindros metálicos en la técnica de coronas y puentes. No lleva asbesto.  
No es contaminante. Resistente a la temperatura. Permite una libre expansión del revestimiento en  
todas las direcciones. Facilita sacar de moldes.


Striscia priva di amianto per il rivestimento dei cilindri metallici nella tecnica di corone e ponti.  
È biodegradabile, resiste alle alte temperature, permette una libera espansione del rivestimento in  
tutte le direzioni e facilita lo smottolamento.

☐ 1 mm<sup>2</sup> x 50 mm x 25 m REF 127-250-00

REF 127-251-00

☒ 2 mm<sup>2</sup> x 50 mm x 15 m REF 127-251-00

Hersteller / The Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricador




**DENTAURUM**

Turnstraße 31 · 75228 Hirsingen · Germany · Telefon +49 72 31 / 803-410  
www.dentaurum.com · E-Mail: info@dentaurum.de

Кольца стальные пакочные «Muffelring»





## Дно муфельное



Воронки для литья «Gusstrichter»



Генеральный директор  
ООО «Ли́ра»



Белендинова Р.А.

Пронумеровано 4  
пронумеровано  
33 место

