



**ЭКО
СЕРВИС**

РОО Санкт-Петербургское
общество естествоиспытателей
199034 Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7/9

Набор реагентов для постановки
фенолфталеиновой пробы для
контроля качества отмывки
медицинского инструментария
от щелочных компонентов

Состав: фенолфталеин, 1% - 1 фл, инструк-
ция по применению, паспорт

Серия	0712
Изготовлен	07.2012
Годен до	01.2014
Хранить при	18-25°C
Только для "in vitro" диагностики	

**КлиниТест-
Фенолфталеин**

ТУ 9398-27511906-2013

Директор РООСПСОБ ИЛЧ



[Handwritten signature]

/Сфелко А.П./