

03

Set of Five inch castors for Anthro Carts
STAMP Firmware Version 3.0 EPROM for LabSystem EP Laboratory
LabSystem Administrator for Windows 95/98, V2.0
MS Office V4.3 for OS/2 & LabSystem
Shorting Plug for ECG Cable (5 per package)
Trigger Cable for Biotronik Stimulator
Trigger Cable for Bloom or EP MedSystems Stimulator
Trigger Cable for Medtronic Stimulators

КАТЕТЕРЫ

Катетеры подсоединяют к распределительным коробкам, которые, в свою очередь, соединяют с усилителем (поставляются отдельно).

УСИЛИТЕЛЬ

В качестве усилителя системы используется усилитель STAMP Amplifier.

БОЛЬНИЧНАЯ СЕТЬ

Система также может быть подключена к сети с помощью промежуточного сетевого сервера, расположенного в любом месте стационара. Сетевое соединение может использоваться для хранения данных пациента на сетевом файл-сервере.

Г. ВНЕШНИЙ ВИД СИСТЕМЫ



Г. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Компьютер с системным оборудованием, техническим и программным обеспечением