


Компакт-диск с руководством пользователя



Кабель соединительный



COVIDIEN™

REF FTRCMT

ForceTriad™

Remote Control Activation Kit

- en Instructions for Use
- fr Mode d'emploi
- pt Instruções de uso
- de Gebrauchsanleitung
- es Instrucciones de uso
- it Istruzioni per l'uso
- nl Gebruiksaanwijzing
- sv Bruksanvisning
- ru Инструкция по применению
- zh 使用说明



Инструкция по применению

Металлическая панель с двумя винтами


Набор активации дистанционного управления

Инструкция по применению

Кабель соединительный



Пластиковая информационная панель



Информационные наклейки - 2шт.

Компакт-диск с руководством пользователя

Набор активации биполярной резекции

Педаль для биполярной резекции



Набор активации биполярной резекции



Кабель для биполярной резекции Wolf

Набор для активации биполярной резекции Wolf

Педаль для биполярной резекции



COVIDIEN™

REF FTBRKIT

ForceTriad™

Bipolar Resection Activation Kit

Набор активации
биполярной резекции



Кабель для биполярной резекции Storz

Набор для активации биполярной резекции Storz