




Макет упаковки

 KEIM <i>artwork . repro</i> Keim GmbH Rheinstraße 1-5, 63225 Langen Standort: Otto-Hahn-Straße 41, 63456 Hanau, Tel. +49 6181-9886-10	Job No.: me507344		Created at: 24.04.2019		Operator: lw	
	Size: 55,5 x 34,5 x 190,5 mm (w x h x d)					
	MN 63179	MC 0000	1. AC: 2. AC: 3. AC: 4. AC:			5. AC: 6. AC: 7. AC: 8. AC:
	AM 33133	MZ/AZ 0000				
	Typestyle: Myriad Pro			Type size: 6 pt		
Belotero Balance FS Russland						



BELOTERO® BALANCE

Implant for intradermal application in a 1 ml syringe supplied with one 27 G½ (0,4 x 13) and one 30 G½ (0,3 x 13) needles.

Consisting of:

Cross-linked sodium hyaluronate 22.5 mg/ml
Phosphate buffer pH 7 q.s.: 1.0 ml

**БЕЛОТЕРО БАЛАНС
(BELOTERO BALANCE)**

Имплантат для интрадермального применения в шприце объемом 1 мл с двумя запасными иглами 27 G½ (0,4 x 13) и 30 G½ (0,3 x 13).

Инъецируемый стерильный гель, состоящий из:
Перекрестно связанный натрия гиалуронат:
22,5 мг/мл

Размеры игл: 27G ½ (0,4 x 13) и 30G ½ (0,3 x 13).
Фосфатный буфер pH 7 q.s. до 1 мл

РУ № ФСЗ 2009/04843 от 20.10.15

Условия хранения:

Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C.
Беречь от света, заморозания и ударов.

Дата производства, срок годности и серия
указаны внизу упаковки

STERILEGel
Гель**STERILE R**Needles
Иглы

2 °C 30 °C



Manufacturer of /
Производитель:
Belotero® Balance:

«Антейс СА», Швейцария,
Anteis SA, Chemin des Aulx 18,
1228 Plan-les-Ouates, Geneva,
Switzerland.

Distributed by/
Официальный представитель
в РФ/Претензии направлять
по адресу:


ООО «Мерц Фарма»
125040, г. Москва, Ямского
Поля 3-я ул., д. 2 корпус 26, эт.
2 пом. VII ком. 29
Тел.: +7 (495) 653-8555
Факс: +7 (495) 653-8554,
e-mail: merz@merz.ru

BALANCE

MN 63179

BALANCE

MERZ AESTHETICS




Pharmaceutical	Approval	Approval after correction	Submission after correction	Date, Signature
Product Manager	☐	☐	☐	
Research and Development	☐	☐	☐	
Drug Regulatory Affairs	☐	☐	☐	
Information Officer	☐	☐	☐	
Legal Department	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	



adhesive label
with variable data



 Keim GmbH Rheinstraße 1-5, 63225 Langen Standort: Otto-Hahn-Straße 41, 63456 Hanau, Tel. +49 6181-9886-10	Job No.: me507342			Created at: 23.04.2019		Operator: lw	
	Size: 55,5 x 34,5 x 190,5 mm (w x h x d)			1. AC: 2. AC: 3. AC: 4. AC:		5. AC: 6. AC: 7. AC: 8. AC:	
	MN 63178	MC 0000					
	AM 33135	MZ/AZ 0000					
	Typestyle: Myriad Pro			Type size: 6 pt			
Belotero Soft FS Russland	 Black  P 109  Stanz- farbe  Simula- tion						



BELOTERO® SOFT

Implant for intradermal application in a 1 ml syringe supplied with two 30 G½ (0,3 x 13) needles.
Consisting of:
Cross-linked sodium hyaluronate 20,0 mg/ml
Phosphate buffer pH 7 q.s.: 1.0 ml

**БЕЛОТЕРО СОФТ
(BELOTERO SOFT)**

Имплантат для интрадермального применения в шприце объемом 1 мл с двумя запасными иглами 30 G½ (0,3 x 13).

Инъецируемый стерильный гель, состоящий из:
Перекрестно связанный натрия гиалуронат:
20,0 мг/мл

Размеры игл: 30G ½ (0,3 x 13)

Фосфатный буфер pH 7 q.s. до 1 мл

РУ № ФСЗ 2009/04843 от 20.10.15

Условия хранения:

Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C.
Беречь от света, заморозания и ударов.

**Дата производства, срок годности и серия
указаны внизу упаковки**

STERILEGel
Гель**STERILE R**Needles
Иглы

2 °C 30 °C



Manufacturer of /
Производитель:
Belotero® Soft:


«Антейс СА», Швейцария,
Anteis SA, Chemin des Aulx 18,
1228 Plan-les-Ouates, Geneva,
Switzerland.

Distributed by/
Официальный
представитель в РФ/
Претензии направлять по
адресу:

ООО «Мерц Фарма»
125040, г. Москва, Ямского
Поля 3-я ул., д. 2 корпус 26,
эт. 2 пом. VII ком. 29
Тел.: +7 (495) 653-8555
Факс: +7 (495) 653-8554,
e-mail: merz@merz.ru

S O F T**S O F T****MERZ AESTHETICS**

MN 63178



YYYY-MM

LOT

XXXXXX



YYYY-MM

Pharmaceutical	Approval	Approval after correction	Submission after correction	Date, Signature
Product Manager	☐	☐	☐	
Research and Development	☐	☐	☐	
Drug Regulatory Affairs	☐	☐	☐	
Information Officer	☐	☐	☐	
Legal Department	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	



YYYY-MM

XXXXXX

YYYY-MM

adhesive label
with variable data

