

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «РостБиоМед»**



А.А. Шалагинов

«02» декабря 2015 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед»


по ТУ 9398-002-93458855-2015 ,

производства ООО «РостБиоМед», Россия

Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед» по ТУ 9398-002-93458855-2015

1. Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø3 мм
2. Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø5 мм
3. Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø6 мм
4. Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø7 мм
5. Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø8 мм
6. Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø9 мм
7. Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø10 мм

Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед». Ø3 мм



Производитель: ООО «РостБиоМед»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2

тел: (495) 545 7206 e-mail: rostmed@rambler.ru

РостБиоМед



ТУ 9398-002-93458855-2015

Способ применения:

Перед использованием по назначению изделия необходимо стерилизовать паровым, воздушным методом по МУ-287-113, плазменным, газовым или радиационным методом стерилизации. Установка трубки проводится врачом – хирургом в соответствии с принятыми методиками.

Условия транспортирования и хранения:

+5°C ... +40°C,

относительная влажность 80 % при +20 °C.

Трубка в условиях эксплуатации, до их стерилизации, должны транспортироваться и храниться в упаковке.

Утилизация: Должна осуществляться в соответствии с принятой медицинской практикой и действующими нормами местного и федерального законодательства.

№ партии 01/02 Дата изготовления 02.02.2015


Кол-во в упаковке 50 шт.

Диаметр и длина трубок, мм 3/1000

Гарантийный срок хранения: 5 лет.



Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø5 мм



Производитель ООО «РостБиоМед»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2

тел: (495) 545 7306 e-mail: rostmed@rambler.ru

Трубки силиконовые для дренирования



РостБиоМед

ТУ 9398-002-93458855-2015

Способ применения:

Перед использованием по назначению изделия необходимо стерилизовать паровым, воздушным методом по МУ-287-113, плазменным, газовым или радиационным методом стерилизации. Установка трубки проводится врачом – хирургом в соответствии с принятыми методиками.

Условия транспортирования и хранения:

+ 5°C ... + 40°C,

относительная влажность 80 % при + 20 °C.

Трубки в условиях эксплуатации, до их стерилизации, должны транспортироваться и храниться в упаковке.

Утилизация: Должна осуществляться в соответствии с принятой медицинской практикой и действующими нормами местного и федерального законодательства.

№ партии 01/02 Дата изготовления 02.02.2015


Кол-во в упаковке 50 шт.

Диаметр и длина трубок, мм 5/1000

Гарантийный срок хранения: 5 лет.



Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед». Ø6 мм



Производитель: ООО «РостБиоМед»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2

тел: (495) 345 7206 e-mail: rostmed@rambler.ru

Трубки для дренажа



РостБиоМед

ТУ 9398-002-93458855-2015

Способ применения:

Перед использованием по назначению изделия необходимо стерилизовать паровым, воздушным методом по МУ-287-111, плазменным, газовым или радиационным методом стерилизации. Установка трубки проводится врачом – хирургом в соответствии с принятыми методиками.

Условия транспортирования и хранения:

+5°C ... +40°C,

относительная влажность 80 % при +20 °C.

Трубки в условиях эксплуатации, до их стерилизации, должны транспортироваться и храниться в упаковке.

Утилизация: Должна осуществляться в соответствии с принятой медицинской практикой и действующими нормами местного и федерального законодательства.

№ партии 01/02 Дата изготовления 02.02.2015


Кол-во в упаковке 50 шт.

Диаметр и длина трубок, мм 6/1000

Гарантийный срок хранения: 5 лет.



Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед». Ø7 мм



Производитель: ООО «РостБиоМед»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2

тел: (495) 545 7206 e-mail: rostmed@tambler.ru

Трубки силиконовые для дренажа



ТУ 9398-002-93458855-2015

Способ применения:

Перед использованием по назначению изделия необходимо стерилизовать паровым, воздушным методом по МУ-287-113, плазменным, газовым или радиационным методом стерилизации. Установка трубки проводится врачом – хирургом в соответствии с принятыми методиками.

Условия транспортирования и хранения:

+5°C ... +40°C.

относительная влажность 80 % при +20 °C.

Трубки в условиях эксплуатации, до их стерилизации, должны транспортироваться и храниться в упаковке.

Утилизация: Должна осуществляться в соответствии с принятой медицинской практикой и действующими нормами местного и федерального законодательства.

№ партии 01/02 Дата изготовления 02.02.2015


Кол-во в упаковке 50 шт.

Диаметр и длина трубки, мм 7/1000

Гарантийный срок хранения: 5 лет.



Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед». Ø8 мм



Производитель: ООО «РостБиоМед»
■ 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2
тел: (495) 545 7206 e-mail: rostmed@rambler.ru

Трубки евдикомовые для дренирования



ТУ 9398-002-93458855-2015

Способ применения:

Перед использованием по назначению изделия необходимо стерилизовать паровым, воздушным методом по МУ-287-113, кипячением, газовым или радиационным методом стерилизации. Установка трубки проводится врачом – хирургом в соответствии с принятыми методиками.

Условия транспортирования и хранения:

+5°C ... +40°C,

относительная влажность 80 % при +20 °С.

Трубки в условиях эксплуатации, до их стерилизации, должны транспортироваться и храниться в упаковке.

Утилизация: Должна осуществляться в соответствии с принятой медицинской практикой и действующими нормами местного и федерального законодательства.

№ партии 01/02 Дата изготовления 02.02.2015


Кол-во в упаковке 50 шт.

Диаметр и длина трубок, мм 8/1000

Гарантийный срок хранения: 5 лет.



Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед». Ø9 мм




Производитель: ООО «РостБиоМед»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2

тел: (495) 545 7206 e-mail: rostmed@rambler.ru

Трубки силиконовые для дренирования



ТУ 9398-002-93458855-2015

Способ применения:

Перед использованием по назначению изделия необходимо стерилизовать паровым, воздушным методом по МУ-287-113, плазменным, газовым или радиационным методом стерилизации. Установка трубки проводится врачом – хирургом в соответствии с принятыми методиками.

Условия транспортирования и хранения:

+ 5°C ... + 40°C,

относительная влажность 80 % при + 20 °C.

Трубки в условиях эксплуатации, до их стерилизации, должны транспортироваться и храниться в упаковке.

Утилизация: Должна осуществляться в соответствии с принятой медицинской практикой и действующими нормами местного и федерального законодательства.

№ партии __01/02__ Дата изготовления 02.02.2015


Кол-во в упаковке __50__ шт.

Диаметр и длина трубок, мм 9/1000

Гарантийный срок хранения: 5 лет.



Трубки силиконовые для дренирования «РостБиоМед», Ø10 мм



Грунтосеквестрант для дренажа



~~TV 9-198-001-93458855-2015~~

Перед использованием по назначению изделия необходимо ~~стерилизовать~~ ~~методом~~ ~~пропаривания~~, ~~вакуумным методом~~ по МУ-287-113, плазменным, газовым или радиационным методом стерилизации.

Установка трубки проводится врачом – хирургом в соответствии с принятыми методиками.

Трубки в условиях **засорения**, до их стерилизации, должны транспортироваться и храниться в упаковке.

Утилизация: Должна осуществляться в соответствии с принятой ~~отраслевой~~ практикой и действующими нормами (местной) и федерального законодательства.

№ партии 01/02 Дата изготовления 02.02.2015

Кол-во в упаковке 50 шт.

Диаметр и длина труб, мм 10/1000

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

