



ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Генеральный директор

М.Д. Хусанов





Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Бест»
М.П.

М.Д. Хусаинов

ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирский р-н, г. Новосибирск, ж/д 121, ЗАО «Вектор-Бест»
ПАСПОРТ № 1281-15
RealBest-Генетика Интерлейкин 28В
Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов гена интерлейкина 28В методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления

Номер серии 2
Дата изготовления 03.04.2016
Дата выдачи паспорта 03.04.2016
Срок годности набора до 03.04.2018

Хранить при температуре -20°C. Транспортировать при температуре 2-8°C. Допустимо транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Состав набора	Характеристики и нормы	Рез-ты контроля
Выявите вид Контрольный образец «Нормальная гемоглобинурия» (КО1), серия 2 Контрольный образец «Мутация гемоглобинурия» (КО2), серия 2 Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), серия 2 Элюирующий раствор «Генетика», серия 2	Продовольственная жидкость, 1 пробирка, 1 мл Продовольственная жидкость, 1 пробирка, 1 мл Амплификат белового цвета, 48 пробирок (8 образцов по 6 пробирок) Продовольственная жидкость, 2 флакона по 12 мл	Продовольственная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует) Продовольственная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует) Амплификат белового цвета, 48 пробирок (8 образцов по 6 пробирок) (соответствует) Продовольственная жидкость, 2 флакона по 12 мл (соответствует)
Применимость Оптимальная линия	1 линия	1 линия (соответствует)
Технические характеристики Генотип, определяемый в контрольном образце «Нормальная гемоглобинурия» (КО1) Генотип, определяемый в контрольном образце «Мутация гемоглобинурия» (КО2)	Генотип «Нормальная гемоглобинурия» по полиморфизмам rs1297860 C/T и rs3099917 T/C Генотип «Мутация гемоглобинурия» по полиморфизмам rs1297860 C/T и rs3099917 T/C	Соответствует Соответствует
Специфичность определения однонуклеотидных полиморфизмов rs1297860 C/T и rs3099917 T/C по стандартному образцу «Гемоглобинурия» СООП 28В, Интерлейкин 28В (50-2-585), %	100	100 (соответствует)

В комплект набора входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.

Заключение: Показатели качества, комплектности, упаковки и маркировки соответствуют требованиям
ТУ 8396-521-23548172-2016

