







Инъекторы для эндоскопии однократного применения по ТУ 9432-007-89134710-2015 (артикул 9437.51167)



Инъекторы для эндоскопии однократного применения по ТУ 9432-007-89134710-2015 (артикул 9437.51159)





Инъекторы для эндоскопии однократного применения по ТУ 9432-007-89134710-2015 (артикул 9437.51144)

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru



Инъектор однократного применения, диаметр иглы
0,9 мм, длина иглы 6 мм, диаметр 2,3 мм, для канала
2,8 мм, длина 160 см

по ТУ 9432-007-89134710-2015

АПТ 9437.51160

ЗАВ.№ 20150407/387

МД 2015.02 - 2017.02



EndoStar

производитель:
ООО «Эндо Стар»
Волжская Мобильная 27А
Самара-Пензенский
Россия, 107101

8 (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 850-25-26
e-mail: info@endo-star.ru
www.endo-star.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Инъекторы для эндоскопии однократного применения по ТУ 9432-007-89134710-2015 (маркировка)

Инъектор однократного применения, диаметр иглы
0,6 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 1,8 мм, для канала
2,0 мм, длина 230 см, тип 1

по ТУ 9432-007-89134710-2015

АПТ 9437.51115

ЗАВ.№ 20150407/350

 2015.02 - 2017.02



EndoStats

производитель:

ООО «Эндо Статс»
Большая Морская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

телефон: +7 (812) 555-56-57
e-mail: info@endo-stats.ru
www.endo-stats.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Инъектор однократного применения, диаметр иглы
0,7 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 2,3 мм, для канала
2,8 мм, длина 160 см, тип 2

по ТУ 9432-007-89134710-2015

АПТ 9437.51118

ЗАВ.№ 20150407/353

 2015.02 - 2017.02



EndoStats

производитель:

ООО «Эндо Статс»
Большая Морская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

телефон: +7 (812) 555-56-57
e-mail: info@endo-stats.ru
www.endo-stats.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Прочитано и пронумеровано

10/05/2017 / м.п.в

Генеральный Директор

ООО «Эндо Старс»

Самоец В.С.

