


Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Общий вид.




Каркас изделия.



Основной мат.



Дополнительный мат.



Пятишариковый проектор (устройство с подогревом).



Карман для пятишарикового проектора.



Пульт управления.



Держатель пульта.




Защитное покрытие основного мата.



NUGA BEST®

Миостимулятор.



Пояс для миостимулятора.



Салфетка для миостимулятора.



NUGA BEST®


Чехол для пятишарикового проектора.

 **NUGA BEST®**

Соединительный кабель.




Сетевой шнур.



NUGA

www.nuga.kr



NM-5000



Руководство пользователя

Благодарим за покупку!

Перед использованием полностью прочтите данное руководство и ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации изделия.

Гарантийный талон прилагается

Изделие из турмания

 **NUGA MEDICAL CO., LTD.**


Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Каркас изделия. Шильдик.



Наименование и тип изделия	Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями
Производитель	«Нуга Медикал Ко., Лтд.» 185, Джирал-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея. Тел: +82-33-730-0001
Продавец	«Нуга Медикал Ко., Лтд.» 185, Джирал-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея. Тел: +82-33-730-0001
Импортер	ООО «Нуга Медикал» 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3 Тел.: +7(499) 372-50-48
Серийный номер и дата изготовления	KJ14110602 2014.11.17
Вес изделия	37,5 кг
Меры предосторожности при использовании	См. руководство пользователя
Способы применения	См. руководство пользователя
Электрические параметры	220 В~, 50Гц
Потребляемая мощность	260 Вт
Гарантийный срок	2 года с даты приобретения
Номер лицензии	02-831
Тип и класс защиты от поражения электрическим током	Класс 1, тип BF

Данное изделие является медицинским оборудованием

IPX0



MADE IN KOREA

Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Основной мат. Шильдик.



Наименование и тип изделия	Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями
Производитель	«Нуга Медикал Ко., Лтд.» 185, Джирал-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея. Тел: +82-33-730-0001
Продавец	«Нуга Медикал Ко., Лтд.» 185, Джирал-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея. Тел: +82-33-730-0001
Импортёр	ООО «Нуга Медикал» 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3 Тел.: +7(499) 372-50-48
Серийный номер и дата изготовления	MONK0447 2014.11.12
Вес изделия	31 кг
Меры предосторожности при использовании	См. руководство пользователя
Способы применения	См. руководство пользователя
Электрические параметры	220 В~, 50Гц
Потребляемая мощность	260 Вт
Гарантийный срок	2 года с даты приобретения
Номер лицензии	02-831
Тип и класс защиты от поражения электрическим током	Класс 1, тип BF
Данное изделие является медицинским оборудованием IPX0  =170kg    CE ₁₀₂₃	

MADE IN KOREA


Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Дополнительный мат. Шильдик.



Наименование и тип изделия	Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями
Производитель	«Нуга Медикал Ко., Лтд.» 185, Джирал-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея. Тел: +82-33-730-0001
Продавец	«Нуга Медикал Ко., Лтд.» 185, Джирал-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея. Тел: +82-33-730-0001
Импортер	ООО «Нуга Медикал» 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3 Тел.: +7(499) 372-50-48
Серийный номер и дата изготовления	SONK0447 2014.11.12
Вес изделия	13 кг
Меры предосторожности при использовании	См. руководство пользователя
Способы применения	См. руководство пользователя
Электрические параметры	220 В~, 50Гц
Потребляемая мощность	260 Вт
Гарантийный срок	2 года с даты приобретения
Номер лицензии	02-831
Тип и класс защиты от поражения электрическим током	Класс 1, тип BF


Данное изделие является медицинским оборудованием

IPX0



MADE IN KOREA


Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Каркас изделия. Упаковка 1.
Маркировка.



Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Каркас изделия. Упаковка 2.
Маркировка.




Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Основной мат. Упаковка 1.
Маркировка.



Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Основной мат. Упаковка 2.
Маркировка.



Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Дополнительный мат. Упаковка 1.
Маркировка.



Массажер-стимулятор термотерапевтический персональный NM-5000 с принадлежностями. Дополнительный мат. Упаковка 2.
Маркировка.



Генеральный директор ООО «Нуга Медикал»



Бэк Дон Хван

(Подпись)

М.П.



Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 26 листа (ов).
Генеральный директор ООО "Нуга Медикал"
Бак Дон Хван [подпись] (подпись)
М.П.
" " 20 15 года