



Устройства для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их операционному полю «Гейзер» исполнение 1, (общий вид)

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Приложение 3 Фотографическое изображения медицинского изделия




Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер» исполнение 2 (общий вид)

Устройства для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер» исполнение 3, (общий вид)







Принадлежности: Ирригаспиратор для брюшной полости



Принадлежности: Ирригоаспиратор для плевральной полости







Принадлежности: Распылитель прямой




Принадлежности: Педаль ножная



Принадлежности: Переходник для использования ирригаспираторов совместно с лапароскопом




Принадлежности: Приспособление для интраоперационной санации толстой кишки



Принадлежности: Приспособление для сближения краев раны



Принадлежности: Трубопровод для слива воды (слева), трубопровод подвода воды (справа)



Принадлежности: Трубопровод



Принадлежности: уровнемер



Принадлежности: фильтр грубой очистки

Принадлежность: боронка



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ПРОМЫВНЫХ  
РАСТВОРОВ И ПОДАЧИ ИХ К ОПЕРАЦИОННОМУ ПОЛЮ

**ГЕЙЗЕР**

ИСПОЛНЕНИЕ

1

ТУ 9444-002-41031644-2015

Серийный номер 0010115 20 15 г.



IP24 СЕТЬ ~220 В 50 Гц 5000 ВА

Производитель: ООО ПКФ «Кварц» 660037, Российская Федерация, г. Красноярск,  
пр.им. газеты Красноярский рабочий д. 47А, пом.48. E-mail: [mail@pkfquartz.ru](mailto:mail@pkfquartz.ru)  
тел./факс 8 (391)219-888-5 (доб.5), 8 (495)374-0-888 (доб.5) [www.pkfquartz.ru](http://www.pkfquartz.ru)

Фотография маркировки Устройства «Гейзер» в исп. 1 (сер. номер 0010115)

БЕЗ ВОДЫ  
НЕ ВКЛЮЧАТЬ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ПРОМЫВНЫХ  
РАСТВОРОВ И ПОДАЧИ ИХ К ОПЕРАЦИОННОМУ ПОЛЮ

**ГЕЙЗЕР**

ИСПОЛНЕНИЕ

2

ТУ 9444-002-41031644-2015

Серийный номер

0030215

20 15 г.



IP24 СЕТЬ ~220 В 50 Гц 5000 ВА

Производитель: ООО ПКФ «Кварц» 660037, Российская Федерация, г. Красноярск,  
пр.им. газеты Красноярский рабочий д. 47А, пом.48. E-mail: mail@pkfquartz.ru  
тел./факс 8 (391)219-888-5 (доб.5), 8 (495)374-0-888 (доб.5) www.pkfquartz.ru

Фотография маркировки Устройства «Гейзер» исп.2 (сер. номер 0030215)



БЕЗ ВОДЫ  
НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ПРОМЫВНЫХ РАСТВОРОВ И ПОДАЧИ ИХ К ОПЕРАЦИОННОМУ ПОЛЮ

**гейзер**

ИСПОЛНЕНИЕ 3 ТУ 9444-002-41031644-2015

Серийный номер 0020315 2015 г.

IP24 СЕТЬ ~220 В 50 Гц 5000 ВА

ООО ПКФ «Гейзер», 660007, Красноярская Федерация, г. Красноярск, рабочий д. 47А, этаж 4Б Е mail: msk@pharmquartz.ru