

Общий вид Устройства-маски полиэтиленовой для искусственной
вентиляции легких одноразового использования «рот-устройство-рот» —
«ФЭСТ» по ТУ 9393-158-10973749-2015

Устройство-маска полиэтиленовая
для искусственной вентиляции
легких одноразового использования
«Рот-Устройство-Рот»-«ФЭСТ»
по ТУ 9393-158-10973749-2015

Рег.уд. № РЗН 2016/3806
от
Дата выпуска 2018 год
Срок годности - 5 лет

ООО «Предприятие «ФЭСТ»
156025, Россия, г. Кострома,
Рабочий пр-т, д. 8.
Тел.: (4942) 49-32-05
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43
Система менеджмента качества
ISO 9001
<http://www.fest-k.ru>,
e-mail: sale@fest-k.ru
Берегите от растворителей
и источников тепла.
Стерильная упаковка



1. Ослабьте одежду пострадавшего

2. Вычистите рот чистым платком или ватой

3. Подложите руку под шею пострадавшего, чтобы запрокинуть голову

4. Поддерживайте максимальный наклон головы назад

5. Начните дыхание рот-в-рот

При проведении искусственного дыхания обязательно поддерживайте голову пострадавшего в запрокинутом состоянии. Частота дыхания составляет 10-12 раз в минуту для взрослых, в случае с маленькими детьми - дышите часто и неглубоко. При правильном дыхании увидите, как грудная клетка пострадавшего поднимается при каждом Вашем выдохе. В противном случае необходимо улучшить проходимость дыхательных путей увеличением наклона головы назад. Искусственное дыхание проводите спокойно и без лишней суеты.

Общий вид Устройства-маски полиэтиленовой для искусственной вентиляции легких одноразового использования «рот-устройство-рот» – «ФЭСТ» по ТУ 9393-158-10973749-2015 в индивидуальной упаковке



Общий вид Устройства-маски полиэтиленовой для искусственной вентиляции легких одноразового использования «рот-устройство-рот» — «ФЭСТ» по ТУ 9393-158-10973749-2015 в транспортной упаковке с маркировкой



Прошито, пронумеровано,
опечатано

3 (три) _____ ЛИСТОВ



Директор Якунов В.Б.