

ОРТО
ГАРАНТ

СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ –
«Ортогарант»



Назначение

Оказывают амортизирующее, массажное воздействие, улучшая кровообращение. Снижают ударную нагрузку на стопу и позвоночник.

Показания к применению:

Применяются при хронической усталости ног, нагрузке на стопы, вызванной длительным нахождением на ногах, заболеваниях суставов ног, а также при наличии мозолей, наминов, натоптышей.

Использование:

Зафиксировать изделие в обуви.

Состав:

100% медицинский силикон.

Обработка изделия:

Периодически промывать изделие в теплой мыльной воде, сушить при комнатной температуре. После мытья и сушки посыпать тальком. Для лучшей фиксации в обуви рекомендуется мыть изделие ежедневно.

Размеры:

XS	L
S	XL
M	XXL

Дата изготовления:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
Тел.: (812) 313-68-70 ТУ 9396 – 001 – 27464667 – 2013
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Срок сохранения - 2 года. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи.

ОРТО

ГАРАНТ

ПОЛУСТЕЛЬКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
«Ортогарант»**Назначение**

Поддерживают и разгружают поперечные своды стоп. Снижают болезненные ощущения при ходьбе и ношении обуви на высоком каблуке. Защищают от ударной нагрузки область плюснефаланговых суставов. Повышают комфортность обуви, не снижая ее глубину.

Показания к применению:

Применяются для коррекции поперечного свода стопы с целью профилактики поперечного плоскостопия, при наличии потертостей, наминов, мозолей, мелких трещин на стопе.

Использование:

Зафиксировать изделие в обуви под пяточной областью стопы.

Состав:

100% медицинский силикон.

Обработка изделия:

Периодически промывать изделие в теплой мыльной воде, сушить при комнатной температуре. После мытья и сушки посыпать тальком. Для лучшей фиксации в обуви рекомендуется мыть изделие ежедневно.

Размеры:

S
M
L
XL

Дата изготовления:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
Тел.: (812) 313-68-70 ТУ 9396 – 001 – 27464667 – 2013
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Срок хранения - 2 года. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи.

ОРТО
ГАНТ

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ –
«Ортогарант»

Назначение: смягчает давление на поврежденные участки кожи. Предотвращает болезненные участки стопы от перегрузки при наличии сухих мозолей, наминов, бурсите и других повреждениях. Снижает болевые ощущения при ходьбе.

Показания к применению: применяется при наличии потертостей, мозолей, плотных затвердевших участков, костных выступов и других образований, возникающих от постоянного трения и давления обуви.

Использование: изделие устанавливается на проблемный участок стопы, затем фиксируется с помощью медицинского лейкопластыря.

Состав: 100% медицинский силикон.

Обработка изделия: периодически промывать изделие в теплой мыльной воде, сушить при комнатной температуре. После мытья и сушки посыпать тальком. Для лучшей фиксации рекомендуется мыть изделие ежедневно.

Размер:

S
M
L

Дата

изготовления:

Срок сохранности - 2 года. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27 Тел.: (812) 313-68-70
ТУ 9396 – 001 – 27464667 – 2013
Регистрационное удостоверение №

от

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

ОРТО
ГАНТ

ПОДПЯТОЧНИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ –
«Ортогарант»

Назначение:

Оказывает корригирующее, амортизирующее действие. Снижает нагрузку на пяточную область, препятствует образованию наминов и натоптышей. Уменьшает болевые ощущения во время ходьбы. Для больных со «шпорой» предусмотрена дополнительная выемка.

Показания к применению:

Применяется для лечения и предотвращения боли в пяточной области, при наличии пяточной шпоры и других образований, возникающих в результате трения и давления обуви.

Использование:

Зафиксировать изделие в обуви под пяточной областью стопы.

Состав:

100% медицинский силикон.

Обработка изделия:

Периодически промывать изделие в теплой мыльной воде, сушить при комнатной температуре. После мытья и сушки посыпать тальком. Для лучшей фиксации рекомендуется мыть изделие ежедневно.

Размер:

S
M
L

Дата изготовления:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
Тел.: (812) 313-68-70 ТУ 9396 – 001 – 27464667 – 2013
Регистрационное удостоверение №

от

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Срок сохранности - 2 года. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи.

ОРТО
ГАРАНТ

ПАЛЬЦЕВЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛИТЕЛИ – «Ортогарант»

Назначение: предотвращает и исправляет деформацию пальцев стопы.

Показания к применению: применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потертостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.

Использование: разделитель помещается между пальцами ступни узкой стороной изделия к основанию пальцев.

Состав: 100% медицинский силикон.

Обработка изделия: периодически промывать изделие в теплой мыльной воде, сушить при комнатной температуре. После мытья и сушки посыпать тальком. Для лучшей фиксации рекомендуется мыть изделие ежедневно.

Размер:

1	S
2	M
3	L

Дата

изготовления:

Срок сохранности – 2 года. Средний срок службы изделия – 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 1 месяц со дня продажи.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27 Тел.: (812) 313-68-70
ТУ 9396 – 001 – 27464667 – 2013
Регистрационное удостоверение №
ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

от

ТО
АНТ

ПОДУШЕЧКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ПОД СТОПУ – «Ортогарант»

Назначение:

Уменьшает давление на средние плюсневые кости стопы и предотвращает болезненное натирание кожи при ходьбе. Препятствует образованию натоптышей. Обеспечивает максимальный комфорт в обуви.

Показания к применению:

Предназначена для уменьшения боли в области переднего отдела стопы у больных с поперечным плоскостопием. Уменьшает искривление 2-го пальца стопы. Применяется также в качестве профилактического средства для тех, кому приходится длительное время ходить.

Использование:

Надеть силиконовое кольцо на 2-ой палец ноги, расположив подушечку в области переднего отдела стопы.

Состав:

100% медицинский силикон.

Обработка изделия:

Периодически промывать изделие в теплой мыльной воде, сушить при комнатной температуре. После мытья и сушки посыпать тальком. Для лучшей фиксации рекомендуется мыть изделие ежедневно.

Размер: универсальный

Дата изготовления:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
Тел.: (812) 313-68-70 ТУ 9396 – 001 – 27464667 – 2013
Регистрационное удостоверение № от
ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Срок сохранности – 2 года. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.