

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный
предприниматель

Бобков М.А.



2015 г.

Матрасы ортопедические «Honnemed»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9396-001-0151345694-РЭ

1. Назначение

Ортопедические матрасы Nonnemed, производства ИП Бобков М.А., предназначены для длительного лежания тяжело больных в условиях стационарных отделений больниц и клиник, а также по рекомендации врача в домашних условиях.

2. Показания к применению

2.1 Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время сна или дневного отдыха.

2.2 Профилактика возникновения болей в спине при остеохондрозе, спондилоартрозах, спондилитах позвоночника.

2.3 Профилактика развития нарушения осанки (кифоз, сколиоз) у подростков и взрослых.

2.4 Комплексная терапия нарушения осанки и осевых изменений в позвоночнике — функциональные нарушения, кифозы, сколиозы до 3ей степени.

2.5 Комплексная терапия заболеваний грудного и поясничного отделов позвоночника.

2.6 Лечение болевых синдромов в спине.

2.7 Нарушение кровоснабжение мышц и связочного аппарата позвоночника при остеохондрозах и хронических заболеваниях позвоночного столба.

2.8 Комплексная реабилитация после травм позвоночника на поздних этапах восстановления.

3. Противопоказания к применению

В следующих ситуациях не следует использовать ортопедический Матрас:

- а) при выраженной нестабильности позвонков;
- б) в раннем периоде реабилитации после травм позвоночника;
- в) при наличии множественных межпозвонковых грыж;
- г) в первые две недели после оперативного вмешательства на позвоночнике;

4. Способ применения

4.1 Матрас укладывается на основание спального места и накрывается простыней.

4.2 Ограничений по времени использования Матраса нет.

4.3 Побочных действий из-за использования ортопедических Матрасов Nonnemed нет.

4.4 В случае выявления специфического запаха при вскрытии упаковки необходимо проверить Матрас на свежем воздухе.

4.5 Для предотвращения деформации Матрас нужно использовать на ровной и жесткой поверхности. В противном случае срок службы изделия сократится.

4.6 Один раз в неделю Матрас необходимо встряхивать и поворачивать на 180°.

5. Состав поставки изделия.

5.1 Состав различных моделей матрасов представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование/тип	Пружинная система жесткости	Размер/вес изделия	Макс. нагрузка на одно спальное место Вес/кг
1. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Traum	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м ² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190x18 см/17 кг, 80x195x18 см/17.5 кг, 80x200x18 см/17.5 кг, 90x190x18 см/20.5 кг, 90x195x18 см/22 кг, 90x200x18 см/23.5 кг, 120x190x18 см/26 кг, 120x195x18 см/27.5 кг, 120x200x18 см/30 кг, 140x190x18 см/30 кг, 140x195x18 см/30.5 кг, 140x200x18 см/32 кг, 160x190x18 см/32 кг, 160x195x18 см/34 кг, 160x200x18 см/36 кг, 180x190x18 см/40 кг, 180x195x18 см/42 кг, 180x200x18 см/40 кг, 190x200x18 см/41 кг.	100 кг
2. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Traum L	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м ² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190x20 см/17 кг, 80x195x20 см/17.5 кг, 80x200x20 см/17.5 кг, 90x190x20 см/20.5 кг, 90x195x20 см/22 кг, 90x200x20 см/23.5 кг, 120x190x20 см/26 кг, 120x195x20 см/27.5 кг, 120x200x20 см/30 кг, 140x190x20 см/30 кг, 140x195x20 см/30.5 кг, 140x200x20 см/32 кг, 160x190x20 см/32 кг, 160x195x20 см/34 кг, 160x200x20 см/36 кг, 180x190x20 см/40 кг, 180x195x20 см/42 кг, 180x200x20 см/40 кг, 190x200x20 см/41 кг.	105 кг
3. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Traum XL	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м ² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190x19 см/17 кг, 80x195x19 см/17.5 кг, 80x200x19 см/17.5 кг, 90x190x19 см/20.5 кг, 90x195x19 см/22 кг, 90x200x19 см/23.5 кг, 120x190x19 см/26 кг, 120x195x19 см/27.5 кг, 120x200x19 см/30 кг, 140x190x19 см/30 кг, 140x195x19 см/30.5 кг, 140x200x19 см/32 кг, 160x190x19 см/32 кг, 160x195x19 см/34 кг, 160x200x19 см/36 кг, 180x190x19 см/40 кг, 180x195x19 см/42 кг, 180x200x19 см/40 кг, 190x200x19 см/41 кг.	110 кг
4. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Health	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м ² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190x21 см/17 кг, 80x195x21 см/17.5 кг, 80x200x21 см/17.5 кг, 90x190x21 см/20.5 кг, 90x195x21 см/22 кг, 90x200x21 см/23.5 кг, 120x190x21 см/26 кг, 120x195x21 см/27.5 кг, 120x200x21 см/30 кг, 140x190x21 см/30 кг, 140x195x21 см/30.5 кг, 140x200x21 см/32 кг, 160x190x21 см/32 кг, 160x195x21 см/34 кг, 160x200x21 см/36 кг, 180x190x21 см/40 кг, 180x195x21 см/42 кг, 180x200x21 см/40 кг, 190x200x21 см/41 кг.	110 кг
5. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Health L	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м ² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190x21 см/17 кг, 80x195x21 см/17.5 кг, 80x200x21 см/17.5 кг, 90x190x21 см/20.5 кг, 90x195x21 см/22 кг, 90x200x21 см/23.5 кг, 120x190x21 см/26 кг, 120x195x21 см/27.5 кг, 120x200x21 см/30 кг, 140x190x21 см/30 кг, 140x195x21 см/30.5 кг, 140x200x21 см/32 кг, 160x190x21 см/32 кг, 160x195x21 см/34 кг, 160x200x21 см/36 кг, 180x190x21 см/40 кг, 180x195x21 см/42 кг, 180x200x21 см/40 кг, 190x200x21 см/41 кг.	100 кг
6. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Health XL	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м ² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190x20 см/17 кг, 80x195x20 см/17.5 кг, 80x200x20 см/17.5 кг, 90x190x20 см/20.5 кг, 90x195x20 см/22 кг, 90x200x20 см/23.5 кг, 120x190x20 см/26 кг, 120x195x20 см/27.5 кг, 120x200x20 см/30 кг, 140x190x20 см/30 кг, 140x195x20 см/30.5 кг, 140x200x20 см/32 кг, 160x190x20 см/32 кг, 160x195x20 см/34 кг, 160x200x20 см/36 кг, 180x190x20 см/40 кг, 180x195x20 см/42 кг, 180x200x20 см/40 кг, 190x200x20 см/41 кг.	105 кг

7. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Leben	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190 см/17 кг, 80x195 см/17,5 кг, 80x200 см/17,5 кг, 90x190 см/20,5 кг, 90x195 см/22 кг, 90x200 см/23,5 кг, 120x190 см/26 кг, 120x195 см/27,5 кг, 120x200 см/30 кг, 140x190 см/30 кг, 140x195 см/30,5 кг, 140x200 см/32 кг, 160x190 см/32 кг, 160x195 см/34 кг, 160x200 см/36 кг, 180x190 см/40 кг, 180x195 см/42 кг, 180x200 см/40 кг, 190x200 см/41 кг.	110 кг
8. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Leben L	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190 см/17 кг, 80x195 см/17,5 кг, 80x200 см/17,5 кг, 90x190 см/20,5 кг, 90x195 см/22 кг, 90x200 см/23,5 кг, 120x190 см/26 кг, 120x195 см/27,5 кг, 120x200 см/30 кг, 140x190 см/30 кг, 140x195 см/30,5 кг, 140x200 см/32 кг, 160x190 см/32 кг, 160x195 см/34 кг, 160x200 см/36 кг, 180x190 см/40 кг, 180x195 см/42 кг, 180x200 см/40 кг, 190x200 см/41 кг.	105 кг
9. Матрас ортопедический «Nonnemed», модель Leben XL	Независимый пружинный блок, h-140 mm, 290 шт./м² с усилением вставок из пенополиуретана.	80x190 см/17 кг, 80x195 см/17,5 кг, 80x200 см/17,5 кг, 90x190 см/20,5 кг, 90x195 см/22 кг, 90x200 см/23,5 кг, 120x190 см/26 кг, 120x195 см/27,5 кг, 120x200 см/30 кг, 140x190 см/30 кг, 140x195 см/30,5 кг, 140x200 см/32 кг, 160x190 см/32 кг, 160x195 см/34 кг, 160x200 см/36 кг, 180x190 см/40 кг, 180x195 см/42 кг, 180x200 см/40 кг, 190x200 см/41 кг.	120 кг

6. Комплектность

Состав комплекта поставки указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт
Матрас	1
Упаковка из ПВХ	1
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт изделия	1
Этикетка	1

7. Техническое обслуживание

7.1 Матрасы не рекомендуется стирать в домашних условиях.

7.2 Для стирки матраса необходимо использовать профессиональную мокрую чистку с использованием барабанной сушики при температуре свыше 50°C.

7.3 Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

7.4. Не использовать отбеливатели и органический растворители.

7.5 Утюжка запрещена.

7.6 Срок годности не установлен.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок на изделия — 12 месяцев со дня продажи.

8.2 Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства Матраса.

8.3 Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

9. Правила транспортирования и хранения

9.1 Транспортировать матрасы следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

10. Утилизация

10.1 Подлежат утилизации и уничтожению специализированными предприятиями по сбору и переработке вторичного сырья согласно ГОСТ Р 54098-2010.

Всего прошито, прокуеровано
и ссреллено пекать 5 (пять)
листов.
Индивидуальный
предприниматель 1201612101

