



ООО фирма «Технология-Стандарт»  
д/я 1351 г. Барнаул, Алтайский край, 656037  
Тел. факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37


ПАСПОРТ № 081  
набора реагентов для определения протромбинового времени  
(Техпластин-тест)  
ТУ 9398-056-42349142-2015

### Техпластин-тест

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению набора реагентов  
для определения протромбинового времени  
(с жидким реагентом на 400-800 опр.)

**НАЗНАЧЕНИЕ**  
Техпластин-тест предназначен для оценки протромбино-  
вого времени свертывания на разных коагулометрах, в том  
числе автоматических, или мануально. Определение протром-  
бинового времени используется для тестирования факторов  
свертываемости крови (II - протромбина, V, VII, X) и  
действия антикоагулянтами непрямого действия.



Директор ООО фирмы  
«Технология-Стандарт»  А.П. Момот

Серия № 502017  
Годен до 8 2016



ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ

# ТЕХПЛАСТИН-ТЕСТ

## 1000-2000

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРОТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

Хранить  
при +2...+8 °C



### Техпластин-тест

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению набора реагентов  
для определения протромбинового времени  
на автоматических коагулометрах  
(с жидким реагентом на 1000-2000 опр.)



Директор ООО фирмы  
«Технология-Стандарт»

*Минин А.П. Момот*

«Технология-Стандарт»  
г. Саратов, Саратовский край, 410037  
Тел: (8452) 27-13-00, 27-11-01, 27-99-37

Дипломат № 083

ТУ 9398-056-42349142-2015  
«Техпластин-тест»  
для определения протромбинового времени

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью *19601* листов  
Руководитель *А.П. Младенко*  
*А.П. Младенко*  
« 06 » Октября 20 15 г.

