


СТЕНТЫ НИТИНОВЫЕ САМОРАСШИРЯЮЩИЕСЯ ДЛЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА И ТРАХЕО-БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА




 **M.I.Tech**

БИЛИАРНЫЕ СТЕНТЫ

HANAROSTENT

билиарный стент



Показания

- Пациенты с опухолью поджелудочной железы, сдавливающей желчные пути
- Экстрапеченочная обструкция желчных протоков, вызванная опухолью желчного пузыря, метастазами или стриктурой

HANAROSTENT

покрытый билиарный стент




Показания

- Пациенты с раком поджелудочной железы, сдавливающим желчные протоки
- Экстрапеченочная обструкция желчных протоков, вызванная опухолью желчного пузыря, метастазами или стриктурой

Характеристики стента



- Возможность репозиции
- Силиконовое покрытие: Нет прорастания опухоли



- Анти-миграционный механизм: Стент имеет расширение на обоих концах




- Превосходная гибкость



Рентген-позитивные метки:


- Золотые рентген-позитивные метки на концах стента и по центру
- Хорошая рентгеновизуализация



Хорошая совместимость:

- Повторяет все анатомические изгибы, простота установки
- Минимально укорачивается при расправлении




СТЕНТ ДЛЯ ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ



- ✓ Саморасширяющийся нитиноловый, полностью покрытый
- ✓ С дополнительным антимиграционным механизмом «+4 FLEP»
- ✓ С усиленной рентгеноконтрастностью – 12 золотых меток на стенте и на флэпах
- ✓ С усовершенствованной конструкцией для репозиции и удаления
- ✓ С оптимальным соотношением малой длины и большого диаметра

ПОКАЗАНИЯ:

- ✓ Кисты больших размеров (более 6 см)
- ✓ Кисты меньшего размера при наличии клинических проявлений (болевой синдром, деформация желудка и 12-перстной кишки, обструкция выходного отдела желудка, инфицирование кисты)
- ✓ Сформировавшаяся стенка кисты (длительность процесса более 6 недель)
- ✓ Негомогенное содержимое кисты
- ✓ Наличие мелких детритов в полости кисты



Номер заказа	Стент, мм			Доставочное устройство	
	Рабочая длина	Общая длина	Диаметр	Длина, мм	Диаметр (мм/fr)
BCF-10-030-60	30	40	25-10-25	600	3,40/10,2
BCF-10-040-60	30	60	25-10-25	600	3,40/10,2
BCF-12-030-60	30	40	25-12-25	600	3,40/10,2
BCF-12-040-60	30	60	25-12-25	600	3,40/10,2
BCF-10-030-180	30	40	25-10-25	1800	3,40/10,2
BCF-10-040-180	30	60	25-10-25	1800	3,40/10,2
BCF-12-030-180	30	40	25-12-25	1800	3,40/10,2
BCF-12-040-180	30	60	25-12-25	1800	3,40/10,2

БИЛИАРНЫЕ СТЕНТЫ

HANAROSTENT®

эндоскопическая установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/фр)
SHS-08-030-180	16	30	12-08-12	1800	2,33/7
SHS-08-040-180	26	40	12-08-12	1800	2,33/7
SHS-08-050-180	36	50	12-08-12	1800	2,33/7
SHS-08-060-180	46	60	12-08-12	1800	2,33/7
SHS-08-070-180	56	70	12-08-12	1800	2,33/7
SHS-08-080-180	66	80	12-08-12	1800	2,33/7
SHS-08-090-180	76	90	12-08-12	1800	2,33/7
SHS-08-100-180	86	100	12-08-12	1800	2,33/7
SHS-10-030-180	16	30	14-10-14	1800	2,33/7
SHS-10-040-180	26	40	14-10-14	1800	2,33/7
SHS-10-050-180	36	50	14-10-14	1800	2,33/7
SHS-10-060-180	46	60	14-10-14	1800	2,33/7
SHS-10-070-180	56	70	14-10-14	1800	2,33/7
SHS-10-080-180	66	80	14-10-14	1800	2,33/7
SHS-10-090-180	76	90	14-10-14	1800	2,33/7
SHS-10-100-180	86	100	14-10-14	1800	2,33/7

HANAROSTENT®

чрескожная установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/фр)
SHS-08-030-060	16	30	12-08-12	600	2,33/7
SHS-08-040-060	26	40	12-08-12	600	2,33/7
SHS-08-050-060	36	50	12-08-12	600	2,33/7
SHS-08-060-060	46	60	12-08-12	600	2,33/7
SHS-08-070-060	56	70	12-08-12	600	2,33/7
SHS-08-080-060	66	80	12-08-12	600	2,33/7
SHS-08-090-060	76	90	12-08-12	600	2,33/7
SHS-08-100-060	86	100	12-08-12	600	2,33/7
SHS-10-030-060	16	30	14-10-14	600	2,33/7
SHS-10-040-060	26	40	14-10-14	600	2,33/7
SHS-10-050-060	36	50	14-10-14	600	2,33/7
SHS-10-060-060	46	60	14-10-14	600	2,33/7
SHS-10-070-060	56	70	14-10-14	600	2,33/7
SHS-10-080-060	66	80	14-10-14	600	2,33/7
SHS-10-090-060	76	90	14-10-14	600	2,33/7
SHS-10-100-060	86	100	14-10-14	600	2,33/7

HANAROSTENT® стент «Хилар» с крупноячеистой средней частью, для создания Y-образной конфигурации, эндоскопическая установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/ft)
BNY-10-060-180	46	60	14-10-14	1800	2,33/7
BNY-10-080-180	66	80	14-10-14	1800	2,33/7
BNY-10-100-180	86	100	14-10-14	1800	2,33/7

HANAROSTENT® стент Хилар, чрескожная установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/ft)
BNY-10-060-060	46	60	14-10-14	600	2,33/7
BNY-10-080-060	66	80	14-10-14	600	2,33/7
BNY-10-100-060	86	100	14-10-14	600	2,33/7

HANAROSTENT® стент Хилар, чрескожная установка, эндоскопическая установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/ft)
BNY-10-060-180	46	60	14-10-14	1800	2,33/7
BNY-10-080-180	66	80	14-10-14	1800	2,33/7
BNY-10-100-180	86	100	14-10-14	1800	2,33/7
BNY-10-120-180	106	120	14-10-14	1800	2,33/7

HANAROSTENT® стент «Хилар» с крупноячеистой средней частью, для создания Y-образной конфигурации, чрескожная установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/ft)
BNY-10-060-060	46	60	14-10-14	600	2,33/7
BNY-10-080-060	66	80	14-10-14	600	2,33/7
BNY-10-100-060	86	100	14-10-14	600	2,33/7
BNY-10-120-060	106	120	14-10-14	600	2,33/7

БИЛИАРНЫЕ СТЕНТЫ

HANAROSTENT® непокрытая проксимальная половина
стенда, эндоскопическая установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/фр)
BPN-08-030-180	16	30	12-08-12	1800	2,33/7
BPN-08-040-180	26	40	12-08-12	1800	2,33/7
BPN-08-050-180	36	50	12-08-12	1800	2,33/7
BPN-08-060-180	46	60	12-08-12	1800	2,33/7
BPN-08-070-180	56	70	12-08-12	1800	2,33/7
BPN-08-080-180	66	80	12-08-12	1800	2,33/7
BPN-08-090-180	76	90	12-08-12	1800	2,33/7
BPN-08-100-180	86	100	12-08-12	1800	2,33/7
BPN-10-030-180	16	30	14-10-14	1800	2,33/7
BPN-10-040-180	26	40	14-10-14	1800	2,33/7
BPN-10-050-180	36	50	14-10-14	1800	2,33/7
BPN-10-060-180	46	60	14-10-14	1800	2,33/7
BPN-10-070-180	56	70	14-10-14	1800	2,33/7
BPN-10-080-180	66	80	14-10-14	1800	2,33/7
BPN-10-090-180	76	90	14-10-14	1800	2,33/7
BPN-10-100-180	86	100	14-10-14	1800	2,33/7

HANAROSTENT® непокрытая дистальная половина
стенда, чрескожная установка




Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/фр)
BPN-08-030-060	16	30	12-08-12	600	2,33/7
BPN-08-040-060	26	40	12-08-12	600	2,33/7
BPN-08-050-060	36	50	12-08-12	600	2,33/7
BPN-08-060-060	46	60	12-08-12	600	2,33/7
BPN-08-070-060	56	70	12-08-12	600	2,33/7
BPN-08-080-060	66	80	12-08-12	600	2,33/7
BPN-08-090-060	76	90	12-08-12	600	2,33/7
BPN-08-100-060	86	100	12-08-12	600	2,33/7
BPN-10-030-060	16	30	14-10-14	600	2,33/7
BPN-10-040-060	26	40	14-10-14	600	2,33/7
BPN-10-050-060	36	50	14-10-14	600	2,33/7
BPN-10-060-060	46	60	14-10-14	600	2,33/7
BPN-10-070-060	56	70	14-10-14	600	2,33/7
BPN-10-080-060	66	80	14-10-14	600	2,33/7
BPN-10-090-060	76	90	14-10-14	600	2,33/7
BPN-10-100-060	86	100	14-10-14	600	2,33/7

HANAROSTENT® покрытый,
эндоскопическая установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/фр)
SHC-08-030-180	16	30	12-08-12	1800	2,8/8,5
SHC-08-040-180	26	40	12-08-12	1800	2,8/8,5
SHC-08-050-180	36	50	12-08-12	1800	2,8/8,5
SHC-08-060-180	46	60	12-08-12	1800	2,8/8,5
SHC-08-070-180	56	70	12-08-12	1800	2,8/8,5
SHC-08-080-180	66	80	12-08-12	1800	2,8/8,5
SHC-08-090-180	76	90	12-08-12	1800	2,8/8,5
SHC-08-100-180	86	100	12-08-12	1800	2,8/8,5
SHC-10-030-180	16	30	14-10-14	1800	2,8/8,5
SHC-10-040-180	26	40	14-10-14	1800	2,8/8,5
SHC-10-050-180	36	50	14-10-14	1800	2,8/8,5
SHC-10-060-180	46	60	14-10-14	1800	2,8/8,5
SHC-10-070-180	56	70	14-10-14	1800	2,8/8,5
SHC-10-080-180	66	80	14-10-14	1800	2,8/8,5
SHC-10-090-180	76	90	14-10-14	1800	2,8/8,5
SHC-10-100-180	86	100	14-10-14	1800	2,8/8,5



HANAROSTENT® покрытый, чрескожная установка

Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/фр)
SHC-08-030-060	16	30	12-08-12	600	2,8/8,5
SHC-08-040-060	26	40	12-08-12	600	2,8/8,5
SHC-08-050-060	36	50	12-08-12	600	2,8/8,5
SHC-08-060-060	46	60	12-08-12	600	2,8/8,5
SHC-08-070-060	56	70	12-08-12	600	2,8/8,5
SHC-08-080-060	66	80	12-08-12	600	2,8/8,5
SHC-08-090-060	76	90	12-08-12	600	2,8/8,5
SHC-08-100-060	86	100	12-08-12	600	2,8/8,5
SHC-10-030-060	16	30	14-10-14	600	2,8/8,5
SHC-10-040-060	26	40	14-10-14	600	2,8/8,5
SHC-10-050-060	36	50	14-10-14	600	2,8/8,5
SHC-10-060-060	46	60	14-10-14	600	2,8/8,5
SHC-10-070-060	56	70	14-10-14	600	2,8/8,5
SHC-10-080-060	66	80	14-10-14	600	2,8/8,5
SHC-10-090-060	76	90	14-10-14	600	2,8/8,5
SHC-10-100-060	86	100	14-10-14	600	2,8/8,5

БИЛИАРНЫЕ СТЕНТЫ

HANAROSTENT® покрытый,
с одним лассо, эндоскопическая установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/ft)
SHCL-08-030-180	16	30	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-040-180	26	40	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-050-180	36	50	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-060-180	46	60	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-070-180	56	70	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-080-180	66	80	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-090-180	76	90	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-100-180	86	100	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-10-030-180	16	30	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-040-180	26	40	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-050-180	36	50	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-060-180	46	60	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-070-180	56	70	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-080-180	66	80	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-090-180	76	90	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-100-180	86	100	14-10-14	1800	3,1/9,5

HANAROSTENT® покрытый, с двумя лассо, для легкого
удаления стента, эндоскопическая установка



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/ft)
SHCL-08-030-180	16	30	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-040-180	26	40	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-050-180	36	50	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-060-180	46	60	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-070-180	56	70	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-080-180	66	80	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-090-180	76	90	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-08-100-180	86	100	12-08-12	1800	3,1/9,5
SHCL-10-030-180	16	30	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-040-180	26	40	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-050-180	36	50	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-060-180	46	60	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-070-180	56	70	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-080-180	66	80	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-090-180	76	90	14-10-14	1800	3,1/9,5
SHCL-10-100-180	86	100	14-10-14	1800	3,1/9,5

HANAROSTENT® покрытый,
с одним лассо, чрескожная установка



Номер заказа	Сtent			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/фг)
SHCL-08-030-060	16	30	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-040-060	26	40	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-050-060	36	50	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-060-060	46	60	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-070-060	56	70	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-080-060	66	80	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-090-060	76	90	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-100-060	86	100	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-10-030-060	16	30	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-040-060	26	40	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-050-060	36	50	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-060-060	46	60	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-070-060	56	70	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-080-060	66	80	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-090-060	76	90	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-100-060	86	100	14-10-14	600	3,1/9,5

HANAROSTENT® покрытый, с двумя лассо, для легкого
удаления стента, чрескожная установка



Номер заказа	Сtent			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/фг)
SHCL-08-030-060	16	30	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-040-060	26	40	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-050-060	36	50	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-060-060	46	60	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-070-060	56	70	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-080-060	66	80	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-090-060	76	90	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-08-100-060	86	100	12-08-12	600	3,1/9,5
SHCL-10-030-060	16	30	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-040-060	26	40	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-050-060	36	50	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-060-060	46	60	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-070-060	56	70	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-080-060	66	80	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-090-060	76	90	14-10-14	600	3,1/9,5
SHCL-10-100-060	86	100	14-10-14	600	3,1/9,5

БИЛИАРНЫЕ СТЕНТЫ

HANAROSTENT® фиксаторы – флэпы,
эндоскопическая установка, покрытый



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/ft)
BCS08040-D180	26	40	08-08-12	1800	3,1/9,5
BCS08050-D180	36	50	08-08-12	1800	3,1/9,5
BCS08060-D180	46	60	08-08-12	1800	3,1/9,5
BCS08070-D180	56	70	08-08-12	1800	3,1/9,5
BCS08080-D180	66	80	08-08-12	1800	3,1/9,5
BCS08090-D180	76	90	08-08-12	1800	3,1/9,5
BCS08100-D180	86	100	08-08-12	1800	3,1/9,5
BCS10030-D180	16	30	10-10-14	1800	3,1/9,5
BCS10040-D180	26	40	10-10-14	1800	3,1/9,5
BCS10050-D180	36	50	10-10-14	1800	3,1/9,5
BCS10060-D180	46	60	10-10-14	1800	3,1/9,5
BCS10070-D180	56	70	10-10-14	1800	3,1/9,5
BCS10080-D180	66	80	10-10-14	1800	3,1/9,5
BCS10090-D180	76	90	10-10-14	1800	3,1/9,5
BCS10100-D180	86	100	10-10-14	1800	3,1/9,5


HANAROSTENT® фиксаторы – флэпы,
чрескожная установка, покрытый



Номер заказа	Стент			Доставочное устройство	
	Рабочая длина (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр (мм/ft)
BCS08040-R060	26	40	12-08-08	600	3,1/9,5
BCS08050-R060	36	50	12-08-08	600	3,1/9,5
BCS08060-R060	46	60	12-08-08	600	3,1/9,5
BCS08070-R060	56	70	12-08-08	600	3,1/9,5
BCS08080-R060	66	80	12-08-08	600	3,1/9,5
BCS08090-R060	76	90	12-08-08	600	3,1/9,5
BCS08100-R060	86	100	12-08-08	600	3,1/9,5
BCS10030-R060	16	30	14-10-10	600	3,1/9,5
BCS10040-R060	26	40	14-10-10	600	3,1/9,5
BCS10050-R060	36	50	14-10-10	600	3,1/9,5
BCS10060-R060	46	60	14-10-10	600	3,1/9,5
BCS10070-R060	56	70	14-10-10	600	3,1/9,5
BCS10080-R060	66	80	14-10-10	600	3,1/9,5
BCS10090-R060	76	90	14-10-10	600	3,1/9,5
BCS10100-R060	86	100	14-10-10	600	3,1/9,5

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью

11 листов
Генеральный директор



С.Н.Кур