

**Приложение В к акту оценки результатов
клинических испытаний медицинского
изделия № 14 от «03» октября 2015 г.**

**Инструкция по применению и этикетка медицинского изделия
«Носилки мягкие «Виталфарм» по ТУ 9451-035-85535470-2015»,
производства ЗАО «Виталфарм», Россия**



Носилки мягкие «Виталфарм»

**Тип 1 (без ремней для фиксации пострадавшего). Исполнение 1
Зарегистрировано под названием: Носилки мягкие «Виталфарм»
ТУ 9451-035-85535470-2015**

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №.....

1. Назначение и технические данные

Носилки мягкие «Виталфарм» (в дальнейшем - носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда пользование каркасными носилками затруднено или невозможно (в частности при переноске людей по узким лестницам или извилистым проходам).

Основные размеры: - Длина, мм – 1850 ± 50

- Ширина, мм – 800 ± 10

- Длина ручек, мм – 295 ± 5,0

- Ширина ручек, мм – 40 ± 2,0

- Расстояние между стропами должно быть, мм – 220 ± 10

Имеют 4 пары ручек. Масса носилок чехла должна быть не более, кг. (1,10 ± 0,05).

Носилки должны выдерживать распределенный по площади груз массой не более 160 кг.

2. Комплектность

В комплект входят: носилки мягкие – 1 шт., сумка – чехол – 1 шт., этикетка / инструкция по применению – 1 шт.

3. Применение

Уложить транспортируемого человека на носилки.

Два или три человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние. Носилки изготовлены из материалов: Ткань полиэфиновая (100% полиэстер) с поливинилхлоридным покрытием.

Очистка носилок от грязи производится мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой. Обеззараживание носилок производится после очистки путём протирания их щёткой смоченной 3% раствором перекиси водорода, с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. После обработки носилки просушить в расправленном состоянии.

4. Противопоказания

Не использовать носилки при образовании трещин, надрывов, отслоения нитей, влияющих на прочностные и эксплуатационные свойства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать носилки, если распределенный по площади груз массой более 160 кг.

5. Хранение

Хранение и транспортирование при температуре от - 50°C до + 50°C при относительной влажности воздуха не выше 80%. Носилки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфиновые волокна.

6. Утилизация

Носилки, загрязненные кровью и иными биологическими жидкостями, в случае необходимости, при нецелесообразности обеззараживания складывают в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Вышедшие из строя и обеззараженные Носилки утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сумку-чехол утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Спаяино, ул. Садовая д.2.
т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011

Средний срок службы: 2 года.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Номер партии – 01



Этикетка

Носилки мягкие «Виталфарм» Тип 1, Исполнение 1



Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 1 (без ремней для фиксации пострадавшего), Исполнение 2
Зарегистрировано под названием: Носилки мягкие «Виталфарм»

ТУ 9451-035-85535470-2015

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №.....

1. Назначение и технические данные

Носилки мягкие «Виталфарм» (в дальнейшем - носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда пользование каркасными носилками затруднено или невозможно (в частности при переноске людей по узким лестницам или извилистым проходам).

Основные размеры: - Длина, мм - 2000 ± 50

- Ширина, мм - 850 ± 10

- Длина ручек, мм - $300 \pm 5,0$

- Ширина ручек, мм - $40 \pm 2,0$

- Расстояние между стропами должно быть, мм - 240 ± 10

Имеют 4 пары ручек. Масса носилок в чехле должна быть не более, кг. $(1,10 \pm 0,05)$.

Носилки должны выдерживать распределенный по площади груз массой не более 160 кг.

2. Комплектность

В комплект входят: носилки мягкие - 1 шт., сумка - чехол - 1 шт., этикетка / инструкция по применению - 1 шт.

3. Применение

Уложить транспортируемого человека на носилки.

Два или три человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

Носилки изготовлены из материалов: Ткань полиэфирная (100% полиэстер) с поливинилхлоридным покрытием.

Очистка носилок от грязи производится мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой. Обеззараживание носилок производится после очистки путём протирания их щёткой смоченной 3% раствором перекиси водорода, с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. После обработки носилки просушить в расправленном состоянии.

4. Противопоказания

Не использовать носилки при образовании трещин, надрывов, отслоения нитей, влияющих на прочностные и эксплуатационные свойства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать носилки, если распределенный по площади груз массой более 160 кг.

5. Хранение

Хранение и транспортирование при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Носилки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфирные волокна.

6. Утилизация

Носилки, загрязненные кровью и иными биологическими жидкостями, в случае необходимости, при нецелесообразности обеззараживания складывают в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Вышедшие из строя и обеззараженные Носилки утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сумку-чехол утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2.
т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011

Средний срок службы: 2 года.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Номер партии - 01



Этикетка

Носилки мягкие «Виталфарм» Тип 1, Исполнение 2



Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 2 (с ремнями для фиксации пострадавшего), Исполнение 1
Зарегистрировано под названием: Носилки мягкие «Виталфарм»
ТУ 9451-035-85535470-2015

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №.....

1. Назначение и технические данные

Носилки мягкие «Виталфарм» (в дальнейшем - носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда пользование каркасными носилками затруднено или невозможно (в частности при переноске людей по узким лестницам или извилистым проходам).

Основные размеры: - Длина, мм - 1850 ± 50

- Ширина, мм - 800 ± 10

- Длина ручек, мм - $295 \pm 5,0$

- Ширина ручек, мм - $40 \pm 2,0$

- Расстояние между стропами должно быть, мм - 220 ± 10

- Ширина ремней для фиксации пострадавшего, мм - $40 \pm 2,0$

- Длина ремней для фиксации пострадавшего, мм:

а) - конец ремня фиксированной длины - $400 \pm 10,0$

б) - конец ремня, регулируемый по длине, в диапазоне $400 + 700 \pm 10,0$

Имеют 4 пары ручек. Масса носилок в чехле должна быть не более, кг. ($1,10 + 0,05$).

Носилки должны выдерживать распределенный по площади груз массой не более 160 кг.

2. Комплектность

В комплект входят: носилки мягкие - 1 шт., сумка - чехол - 1 шт., этикетка / инструкция по применению - 1 шт.

3. Применение

Уложить транспортируемого человека на носилки.

Два или три человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

Носилки изготовлены из материалов: Ткань полиэфиновая (100% полиэстер) с поливинилхлоридным покрытием.

Очистка носилок от грязи производится мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой. Обеззараживание носилок производится после очистки путём протирания их щёткой смоченной 3% раствором перекиси водорода, с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. После обработки носилки просушить в расправленном состоянии.

4. Противопоказания

Не использовать носилки при образовании трещин, надрывов, отслоения нитей, влияющих на прочностные и эксплуатационные свойства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать носилки, если распределенный по площади груз массой более 160 кг.

5. Хранение

Хранение и транспортирование при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Носилки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфиновые волокна.

6. Утилизация

Носилки, загрязненные кровью и иными биологическими жидкостями, в случае необходимости, при нецелесообразности обеззараживания складывают в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Вышедшие из строя и обеззараженные Носилки утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сумку-чехол утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Сиявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011

Средний срок службы: 2 года.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления: см. на упаковке. Номер партии - 01



Этикетка

Носилки мягкие «Виталфарм» Тип 2, Исполнение 1



Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 2 (с ремнями для фиксации пострадавшего), Исполнение 2
Зарегистрировано под названием: Носилки мягкие «Виталфарм»
ТУ 9451-035-85535470-2015

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №.....

1. Назначение и технические данные

Носилки мягкие «Виталфарм» (в дальнейшем - носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда пользование каркасными носилками затруднено или невозможно (в частности при переноске людей по узким лестницам или извилистым проходам).

Основные размеры: - Длина, мм – 2000 ± 50

- Ширина, мм – 850 ± 10

- Длина ручек, мм – $300 \pm 5,0$

- Ширина ручек, мм – $40 \pm 2,0$

- Расстояние между стропами должно быть, мм – 240 ± 10

- Ширина ремней для фиксации пострадавшего, мм – $40 \pm 2,0$

- Длина ремней для фиксации пострадавшего, мм:

а) – конец ремня фиксированной длины - $400 \pm 10,0$

б) – конец ремня, регулируемый по длине, в диапазоне $400 + 700 \pm 10,0$.

Имеют 4 пары ручек. Масса носилок в чехле должна быть не более, кг. $(1,10 + 0,05)$.

Носилки должны выдерживать распределенный по площади груз массой не более 160 кг.

2. Комплектность

В комплект входят: носилки мягкие – 1 шт., сумка – чехол – 1 шт., этикетка / инструкция по применению – 1 шт.

3. Применение

Уложить транспортируемого человека на носилки.

Два или три человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

Носилки изготовлены из материалов: Ткань полиэфирная (100% полиэстер) с поливинилхлоридным покрытием.

Очистка носилок от грязи производится мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой. Обеззараживание носилок производится после очистки путём протирания их щеткой смоченной 3% раствором перекиси водорода, с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. После обработки носилки просушить в расправленном состоянии.

4. Противопоказания

Не использовать носилки при образовании трещин, надрывов, отслоения нитей, влияющих на прочностные и эксплуатационные свойства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать носилки, если распределенный по площади груз массой более 160 кг.

5. Хранение

Хранение и транспортирование при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Носилки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфирные волокна.

6. Утилизация

Носилки, загрязненные кровью и иными биологическими жидкостями, в случае необходимости, при нецелесообразности обеззараживания складируют в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Вышедшие из строя и обеззараженные Носилки утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сумку-чехол утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Сипявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011

Средний срок службы: 2 года.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления: см. на упаковке. Номер партии – 01.



Этикетка

Носилки мягкие «Виталфарм» Тип 2, Исполнение 2



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

«Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 1 (без ремней для фиксации пострадавшего), Исполнение 1

ТУ 9451-035-85535470-2015

Производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.100-001И

Назначение медицинского изделия: Носилки мягкие «Виталфарм» предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда пользование каркасными носилками затруднено или невозможно (переноска людей по узким лестницам или извилистым проходам).

Область применения медицинского изделия: может использоваться в больницах, поликлиниках, для перемещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Показания: транспортировка пострадавших или больных в узком помещении или ином ограниченном пространстве

Характеристики:

Основные размеры:

- Длина, мм – 1850 ± 50
- Ширина, мм – 800 ± 10
- Длина ручек, мм – $295 \pm 5,0$
- Ширина ручек, мм – $40 \pm 2,0$
- Расстояние между стропами должно быть, мм – 220 ± 10

Имеют 4 пары ручек. Масса носилок в чехле должна быть не более, кг. ($1,10 \pm 0,05$).

Носилки должны выдерживать распределенный по площади груз массой не более 160 кг.

Применение: Уложить транспортируемого человека на носилки.

Два или три человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

Противопоказания: не использовать носилки при образовании трещин, надрывов, отслоения нитей, влияющих на прочностные и эксплуатационные свойства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать носилки, если распределенный по площади груз массой более 160 кг.

Комплектность: носилки мягкие – 1 шт., сумка – чехол – 1 шт., этикетка – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

Транспортирование и хранение: Хранение и транспортирование при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Носилки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфирные волокна.

Утилизация: Носилки, загрязненные кровью и иными биологическими жидкостями, в случае необходимости, при нецелесообразности обеззараживания складывают в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Вышедшие из строя и обеззараженные Носилки утилизируют, как отходы класса А в

ВЛТС.939.100-001И

соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сумку-чехол утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о сертификации: Подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.

Средний срок службы: 2 года.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления и номера партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н,
г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru,
ГОСТ ISO 9001-2011

ВЛТС.939.100-001И

Инструкция по применению Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 1, Исполнение 1



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

«Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 1 (без ремней для фиксации пострадавшего), Исполнение 2

ТУ 9451-035-85535470-2015

Производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.100-002И

Назначение медицинского изделия: Носилки мягкие «Виталфарм» предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда пользование каркасными носилками затруднено или невозможно (переноска людей по узким лестницам или извилистым проходам).

Область применения медицинского изделия: может использоваться в больницах, поликлиниках, для перемещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Показания: транспортировка пострадавших или больных в узком помещении или ином ограниченном пространстве

Характеристики:

Основные размеры:

- Длина, мм – 2000 ± 50
- Ширина, мм – 850 ± 10
- Длина ручек, мм – $300 \pm 5,0$
- Ширина ручек, мм – $40 \pm 2,0$
- Расстояние между стропами должно быть, мм – 240 ± 10

Имеют 4 пары ручек. Масса носилок в чехле должна быть не более, кг. $(1,10 + 0,05)$. Носилки должны выдерживать распределенный по площади груз массой не более 160кг.

Применение: Уложить транспортируемого человека на носилки.

Два или три человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

Противопоказания: не использовать носилки при образовании трещин, надрывов, отслоения нитей, влияющих на прочностные и эксплуатационные свойства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать носилки, если распределенный по площади груз массой более 160кг.

Комплектность: носилки мягкие – 1 шт., сумка – чехол – 1 шт., этикетка – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

Транспортирование и хранение: Хранение и транспортирование при температуре от $- 50^{\circ}\text{C}$ до $+ 50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Носилки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфирные волокна.

Утилизация: Носилки, загрязненные кровью и иными биологическими жидкостями, в случае необходимости, при нецелесообразности обеззараживания складывают в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Вышедшие из строя и обеззараженные Носилки утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

ВЛТС.939.100-002И

Сумку-чехол утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о сертификации: Подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.

Средний срок службы: 2 года.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления и номера партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н,
г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru;
ГОСТ ISO 9001-2011

ВЛТС.939.100-002И

Инструкция по применению Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 1, Исполнение 2



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

«Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 2 (с ремнями для фиксации пострадавшего), Исполнение 1

ТУ 9451-035-85535470-2015

Производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.100-003И

Назначение медицинского изделия: Носилки мягкие «Виталфарм» предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда пользование каркасными носилками затруднено или невозможно (переноска людей по узким лестницам или извилистым проходам).

Область применения медицинского изделия: может использоваться в больницах, поликлиниках, для перемещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Показания: транспортировка пострадавших или больных в узком помещении или ином ограниченном пространстве

Характеристики:

Основные размеры:

- Длина, мм – 1850 ± 50
 - Ширина, мм – 800 ± 10
 - Длина ручек, мм – $295 \pm 5,0$
 - Ширина ручек, мм – $40 \pm 2,0$
 - Расстояние между стропами должно быть, мм – 220 ± 10
 - Ширина ремней для фиксации пострадавшего, мм – $40 \pm 2,0$
 - Длина ремней для фиксации пострадавшего, мм:
 - а) – конец ремня фиксированной длины - $400 \pm 10,0$
 - б) – конец ремня, регулируемый по длине, в диапазоне $400 \div 700 \pm 10,0$
- Имеют 4 пары ручек. Масса носилок в чехле должна быть не более, кг. $(1,10 \pm 0,05)$.
- Носилки должны выдерживать распределенный по площади груз массой не более 160кг.

Применение: Уложить транспортируемого человека на носилки.

Два или три человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

Противопоказания: не использовать носилки при образовании трещин, надрывов, отслоения нитей, влияющих на прочностные и эксплуатационные свойства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать носилки, если распределенный по площади груз массой более 160кг.

Комплектность: носилки мягкие – 1 шт., сумка – чехол – 1 шт., этикетка – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

Транспортирование и хранение: Хранение и транспортирование при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Носилки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфирные волокна.

Утилизация: Носилки, загрязненные кровью и иными биологическими

ВЛТС.939.100-003И

жидкостями, в случае необходимости, при нецелесообразности обеззараживания складируют в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Вышедшие из строя и обеззараженные Носилки утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сумку-чехол утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о сертификации: Подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.

Средний срок службы: 2 года.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления и номера партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011

ВЛТС.939.100-003И

Инструкция по применению Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 2, Исполнение 1



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

«Носилки мягкие «Виталфарм»

Тип 2 (с ремнями для фиксации пострадавшего), Исполнение 2

ТУ 9451-035-85535470-2015

Производства ЗАО «Виталфарм»

ВЛТС.939.100-004И

Назначение медицинского изделия: Носилки мягкие «Виталфарм» предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда пользование каркасными носилками затруднено или невозможно (переноска людей по узким лестницам или извилистым проходам).

Область применения медицинского изделия: может использоваться в больницах, поликлиниках, для перемещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Показания: транспортировка пострадавших или больных в узком помещении или ином ограниченном пространстве

Характеристики:

Основные размеры:

- Длина, мм – 2000 ± 50
- Ширина, мм – 850 ± 10
- Длина ручек, мм – $300 \pm 5,0$
- Ширина ручек, мм – $40 \pm 2,0$
- Расстояние между стропами должно быть, мм – 240 ± 10
- Ширина ремней для фиксации пострадавшего, мм – $40 \pm 2,0$
- Длина ремней для фиксации пострадавшего, мм:

а) – конец ремня фиксированной длины - $400 \pm 10,0$

б) – конец ремня, регулируемый по длине, в диапазоне $400 + 700 \pm 10,0$.

Имеют 4 пары ручек. Масса носилок в чехле должна быть не более, кг. $(1,10 + 0,05)$.

Носилки должны выдерживать распределенный по площади груз массой не более 160кг.

Применение: Уложить транспортируемого человека на носилки.

Два или три человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

Противопоказания: не использовать носилки при образовании трещин, надрывов, отслоения нитей, влияющих на прочностные и эксплуатационные свойства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать носилки, если распределенный по площади груз массой более 160кг.

Комплектность: носилки мягкие – 1 шт., сумка – чехол – 1 шт., этикетка – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт.

Транспортирование и хранение: Хранение и транспортирование при температуре от $- 50^{\circ}\text{C}$ до $+ 50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Носилки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих полиэфирные волокна.

Утилизация: Носилки, загрязненные кровью и иными биологическими

ВЛТС.939.100-004И

жидкостями, в случае необходимости, при нецелесообразности обеззараживания складывают в контейнер или пакет для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Вышедшие из строя и обеззараженные Носилки утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сумку-чехол утилизируют, как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о сертификации: Подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.

Средний срок службы: 2 года.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Дата изготовления и номера партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru; ГОСТ ISO 9001-2011

ВЛТС.939.100-004И

Инструкция по применению Носилки мягкие Тип 2, Исполнение 2

Подписи:

Председатель комиссии:

к.м.н., ассистент кафедры общих хирургии

Член комиссии:

Р.И. Фатыхов

И.А. Мингазов