

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации-
заявителя

Калабин Ю.В.

«23» июля 2007 г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению маски операционные «Foliodress mask»

1. Защита органов дыхания медицинского персонала.

2. Модели:

- «Foliodress mask Protect Perfect» Фолиодресс маск Протект Перфект
- «Foliodress mask Anti fogging» Фолиодресс маск Анти фоггин
- «Foliodress mask Anti splash» Фолиодресс маск Анти сплэш
- «Foliodress mask Anti splash with visor» Фолиодресс маск Анти сплэш с экраном
- «Foliodress mask Comfort Loop» Фолиодресс маск Комфорт Луп
- «Foliodress mask Comfort Perfect» Фолиодресс маск Комфорт Перфект
- «Foliodress mask Comfort Senso» Фолиодресс маск Комфорт Сенсо
- «Foliodress mask Comfort Special» Фолиодресс маск Комфорт Спешиал
- «Foliodress mask Loop» Фолиодресс маск Луп
- «Foliodress mask Perfect» Фолиодресс маск Перфект
- «Foliodress mask Special» Фолиодресс маск Спешиал
- «Foliodress mask Senso» Фолидресс маск Сенсо
- «Foliodress mask Protect Senso» Фолиодресс маск Протект Сенсо
- «Foliodress mask Protect Special» Фолиодресс маск Протект Спешиал
- «Foliodress mask Respirator FFP2» Фолиодресс маск Респиратор FFP2
- «Foliodress mask Respirator FFP2» Фолиодресс маск Респиратор FFP2
- «Foliodress mask Respirator FFP3» Фолиодресс маск Респиратор FFP3
- «Foliodress mask Respirator-E FFP2» Фолиодресс маск Респиратор-Е FFP2
- «Medimask Loop» Медимаск Луп

3. Технические характеристики

1	Материал	нетканый материал\полипропилен\целлюлоза\нетканый материал
---	----------	--

3. Технические характеристики

1	Материал	Rayon (вискоза+полиэфир) - 75% Binder (этилен винил ацетат кополимер) - 25 %
2	Прочность при растяжении	MD 55,0 Н

4. Противопоказания – индивидуальная непереносимость

5. Подготовка к работе:

Достать шапочку из упаковки, одеть на голову, убрав под шапочку волосы, зафиксировать по размеру (при необходимости).

6. Правила хранения и использования:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°C до +25°C.

1	Срок годности	5 лет
2	Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам
3	Упаковка	Упакованы в деспенсерную картонную коробку; согласно DIN упакованы в транспортную коробку; заклеены липкой лентой и упакованы в европалеты.

2	Технические характеристики	Бактериальная фильтрация – 98% Дифференциальное давление (ΔP) - 29,4 кПа

4. Противопоказания – индивидуальная непереносимость

5. Подготовка к работе:

Достать маску из упаковки, одеть, зафиксировать плотно наносник. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов

6. Правила хранения и использования:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°С до +25°С.

1	Срок годности	5 лет
2	Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам
3	Упаковка	Упакованы в деспенсерную картонную коробку; согласно DIN упакованы в транспортную коробку; заклеены липкой лентой и упакованы в европалеты.