



ООО научно-производственная фирма

«Костромская медтехника»

156000, г. Кострома, ул. Шагова, д. 48 а,
тел.: (4942) 45-33-45, 55-55-61, факс: 51-62-81

Справка

об изделии медицинского назначения

**Наименование изделия : Стойки медицинские марки «КМ-Магма»,
согласно ТУ 9452 – 005 – 32494920 – 2008.**

**2. Описание изделия: Стойки медицинские марки «КМ-Магма»,
согласно ТУ 9452 – 005 – 32494920 – 2008, предназначены для
комплексного оснащения, палат и лабораторий лечебно-профилактических
учреждений.**

**3. Ассортимент: Стойки медицинские марки «КМ-Магма», согласно
ТУ 9452 – 005 – 32494920 – 2008:**

1. Стойки медицинские приборные СП-01.
2. Стойки медицинские приборные СПя-01.
3. Стойки медицинские приборные СП-02.
4. Стойки медицинские приборные СПя-02.
5. Стойки медицинские приборные СП-03.
6. Стойки медицинские приборные СПя-03.
7. Стойки медицинские приборные СП-04.
8. Стойки медицинские приборные СПя-04.
9. Стойки медицинские приборные СП-05.
10. Стойки медицинские приборные СПя-05.
11. Стойки медицинские приборные СП-06.
12. Стойки медицинские приборные СПя-06.
13. Стойки медицинские приборные СПп-05.
14. Стойки медицинские приборные СПпя-05.
15. Стойки медицинские приборные СПз-03.
16. Стойки для аргонового коагулятора СПа.
17. Навесные элементы (держатели монитора) к стойкам медицинским приборным ДМ.
18. Навесные элементы (держатели банок) к стойкам медицинским приборным ДБ.
19. Навесные элементы (держатели эндоскопов) к стойкам медицинским приборным ДЭ.
20. Навесные элементы (полка) к стойкам медицинским приборным ДП.

4. Назначение.

Инструментальные штативы, стойки и навесные элементы предназначены для размещения лекарственных средств, инструментов и перевязочных материалов, медицинских приборов и аппаратов, документов, одежды и принадлежностей персонала и пациента.

5. Основные технические характеристики.

Основные параметры и размеры изделий по исполнениям приведены в Приложении А.

Масса стоек должна быть не более 30 кг.

Х а р а к т е р и с т и к и (с в о й с т в а).

Материалы и покрытия.

При изготовлении стоек медицинских марки «КМ-Магма» должны использоваться материалы и покрытия рекомендованные МЗ РФ для применения мебели медицинской, имеющие гигиенические заключения и документы о подтверждении соответствия в установленном порядке.

Каркас стоек должен быть изготовлен по единой технологии с использованием:

- трубы стальной профильной по ГОСТ 1050 и ГОСТ 10705;
- нержавеющей стали по ГОСТ 4543

Металлические детали из углеродистой стали должны быть покрыты краской порошковой эпоксиднополиэфирной «Эколак» по ТУ 2329-338-02068474.

Все используемые материалы и покрытия элементов стоек должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности их использования в изготовлении мебели медицинской для кабинетов и палат.

Наружная поверхность стоек не должна иметь вмятин, царапин, трещин, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, клеевых пятен, следов коррозии и других дефектов.

Стойки должны выдерживать двукратную номинальную равномерно-распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 20 ± 1 кг. Полки стеклянные должны выдерживать двукратную номинальную равномерно-распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой $3 \pm 0,5$ кг.

Полки металлические должны выдерживать двукратную номинальную равномерно-распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 15 ± 1 кг.

Колеса стоек должны вращаться на горизонтальной оси свободно, без заедания от усилия не более 0,35 Н. Колеса должны вращаться относительно вертикальной оси свободно, без заедания.

Усилие перемещения стойки по горизонтальному бесшовному каменному полу с нагрузкой 20 кг должно быть не более 30 Н.

Стойки должны быть оснащены 4 одинаковыми колесами диаметрами в мм: 50, 75, 100, 125, два из которых снабжены тормозами.

Наибольшее усилие, необходимое для перемещения стойки с равномерно распределенной по каждой полке 1,5 кратной нагрузкой, должно быть не более 60 Н.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия стоек должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

Лакокрасочные покрытия изделий должны быть выполнены по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2. Наружные поверхности стоек должны иметь покрытия не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI класса по ГОСТ 9.104.

Цвет лакокрасочных покрытий элементов мебели должен быть одного цветового ряда: РАL.

Наружные поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции средствами, рекомендованными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с МУ-287-113 и действующей НД на эти средства.

Изделия набора мебели при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

Стойки при транспортировании и хранении должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

Стойки при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям и по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

Изделия, упакованные в транспортную упаковку должны сохранять работоспособность после механических воздействий в соответствии с ГОСТ Р 50444.

Средний срок службы изделий до списания, не менее 7 лет.
Комплект поставки стоек медицинских марки «КМ-Магма» должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1.

№№ п/п	Наименование, обозначение	Обозначение документа	Количество шт.
1	2	3	4
1	Стойки медицинские приборные СП-01	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
2	Стойки медицинские приборные СПя-01	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
3	Стойки медицинские приборные СП-02	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
4	Стойки медицинские приборные СПя-02	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
5	Стойки медицинские приборные СП-03	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
6	Стойки медицинские приборные СПя-03	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
7	Стойки медицинские приборные СП-04	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
8	Стойки медицинские приборные СПя-04	ТУ 9452-005-32494920-2008	1

9	Стойки медицинские приборные СП-05	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
10	Стойки медицинские приборные СПя-05	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
11	Стойки медицинские приборные СП-06	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
12	Стойки медицинские приборные СПя-06	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
13	Стойки медицинские приборные СПп-05	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
14	Стойки медицинские приборные СПпя-05	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
15	Стойки медицинские приборные СПз-03	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
16	Стойки для аргонового коагулятора СПа	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
17	Навесные элементы (держатели монитора) к стойкам медицинским приборным ДМ	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
18	Навесные элементы (держатели банок) к стойкам медицинским приборным ДБ	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
19	Навесные элементы (держатели эндоскопов) к стойкам медицинским приборным ДЭ	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
20	Навесные элементы (полка) к стойкам медицинским приборным ДП	ТУ 9452-005-32494920-2008	1
21	Эксплуатационная документация Паспорт	ТУ 9452-005-32494920-2008	1

ПРИЛОЖЕНИЕ А

№№ п/п	Наименование	Исполнение	Габаритные размеры, мм, ±4 мм
1	Стойки медицинские приборные	СП-01	1200x550x450
2	Стойки медицинские приборные	СПя-01	1200x550x450
3	Стойки медицинские приборные	СП-02	1200x550x450
4	Стойки медицинские приборные	СПя-02	1200x550x450
5	Стойки медицинские приборные	СП-03	1700x550x450
6	Стойки медицинские приборные	СПя-03	1700x550x450
7	Стойки медицинские приборные	СП-04	1700x550x450
8	Стойки медицинские приборные	СПя-04	1700x550x450
9	Стойки медицинские приборные	СП-05	1700x550x450

10	Стойки медицинские приборные	СПя-05	1700x550x450
11	Стойки медицинские приборные	СП-06	1700x550x450
12	Стойки медицинские приборные	СПя-06	1700x550x450
13	Стойки медицинские приборные	СПп-05	510x450x830
14	Стойки медицинские приборные	СПя-05	870x650x870
15	Стойки медицинские приборные	СПз-03	510x450x830
16	Стойки для аргонного коагулятора	СПа	870x650x870
17	Навесные элементы (держатели монитора)	к стойкам медицинским приборным ДМ	
18	Навесные элементы (держатели банок)	к стойкам медицинским приборным ДБ	
19	Навесные элементы (держатели эндоскопов)	к стойкам медицинским приборным ДЭ	
20	Навесные элементы (полка)	к стойкам медицинским приборным ДП	

Характеристики (свойства).

Материалы и покрытия.

При изготовлении стоек, должны использоваться материалы и покрытия рекомендованные МЗ РФ для применения мебели медицинской, имеющие гигиенические заключения и документы о подтверждении соответствия в установленном порядке.

Каркас стоек должен быть изготовлен по единой технологии с использованием:

- металлического листа из углеродистой стали по ГОСТ 380, толщиной не менее 0,4 мм;
- трубы стальной профильной по ГОСТ 1050 и ГОСТ 10705;
- нержавеющей стали по ГОСТ 4543



Металлические детали из углеродистой стали должны быть покрыты краской порошковой эпоксиднополиэфирной «Эколак» по ТУ 2329-338-02068474.

Все используемые материалы и покрытия элементов мебели должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности их использования в изготовлении мебели медицинской для кабинетов и палат.

Наружная поверхность стоек не должна иметь вмятин, царапин, трещин, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, следов коррозии и других дефектов.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия изделий набора должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

Лакокрасочные покрытия изделий набора должны быть выполнены по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2. Наружные поверхности изделий набора должны иметь покрытия не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI класса по ГОСТ 9.104.

Цвет лакокрасочных покрытий элементов мебели должен быть одного цветового ряда: PAL.

Наружные поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции средствами, рекомендованными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с МУ-287-113 и действующей НД на эти средства.

6. Информация о сферах применения изделия

Стойки и навесные элементы предназначены для размещения лекарственных средств, инструментов и перевязочных материалов, медицинских приборов и аппаратов, документов, одежды и принадлежностей персонала и пациента.

Директор

ООО НПФ «Костромская медтехника»



Герасимов А.И.