

Стулья медицинские «КМ-Магма»
ТУ 9452-008-32494920-2008
паспорт

Г. Кострома



Стулья медицинские «КМ-Магма» ТУ 9452-008-32494920-2008 предназначены для оснащения лечебно - профилактических учреждений.

Условия эксплуатации стульев соответствуют климатическому исполнению УХЛ.2 по ГОСТ 15150: t от +10°C до +35°C; относительная влажность – 80% при t 25°C.

1. Основные технические данные

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Габаритные размеры, мм (DxB) D-диаметр/габариты* сиденья B-высота стула	Номинальная нагрузка на сиденье, кг, не более	Номинальная нагрузка на спинку, кг, не более	Масса, кг, не более	Средний срок службы, лет, не менее
1	СМ (лаб.подкатные)	(665-370)x850 460-580-высота сиденья	60±5	25±2,5	5	7
2	СМс (лаб. стационар)	(430x408)*x880 490-высота сиденья	60±5	25±2,5	3	7
3	СМт (лаб.табуреты)	(665-370) 460-580-высота сиденья	60±5	25±2,5	4	7
4	СМв (врача)	(600x500)*x1100 460-580-высота сиденья	60±5	25±2,5	12	7
5	СМСв (стомат.врача)	(665-370)x800 460-580-высота сиденья	60±5	25±2,5	5	7
6	СМСв (стомат.ассистента)	(665-370)x800 460-580-высота сиденья	60±5	25±2,5	5	7
7	СМС (секционные)	(520x500)*x750	60±5	25±2,5	5	7

2. Устройство изделий

Стулья медицинские «КМ-Магма» представляют собой сборно-сварные конструкции из металла, пластмассы, мягких элементов, в стационарном и подвижном исполнении (на колесных опорах). Стулья имеют стационарные и регулируемые по высоте сиденья. В качестве наполнителя мягких элементов из кожаменителя и синтетической ткани используется пенополиуретан/поролон.

Металлические поверхности стульев покрыты эпоксидной порошковой краской, дающей механически прочное, химически и влагоустойчивое покрытие.

Конструктивные особенности стульев отражены в Таблице 2

Таблица 1

п/п	Обозначение	Конструктивное исполнение
1	СМ (лаб.подкатные)	Сборно – сварная конструкция из металла и мягких элементов. Стул имеет пятилучевое металлическое основание на подвижных колесных опорах с вертикально расположенной штангой, на которую опирается регулируемое по высоте мягкое сиденье, покрытое кожаменителем. На корпусе стула закреплена мягкая спинка.
2	СМс (лаб. стационар)	Сборно – сварная конструкция из металла, мягких элементов, пластмассы. Стул опирается на четыре металлических ножки, имеет стационарные сиденье и спинку.
3	СМт (лаб.табуреты)	Сборно – сварная конструкция из металла и мягких элементов. Табурет имеет пятилучевое металлическое основание на

		подвижных колесных опорах с вертикально расположенной штангой, на которую опирается регулируемое по высоте мягкое сиденье, покрытое кожзаменителем.
4	СМв (кресло врача)	Сборно – сварная конструкция из металла, пластмассы и мягких элементов. Стул имеет пятилучевое металлическое основание на подвижных колесных опорах с вертикально расположенной штангой, на которую опирается регулируемое по высоте мягкое сиденье. На корпусе стула закреплены спинка и подлокотники.
5	СМСв (стомат. врача)	Сборно – сварная конструкция из металла и мягких элементов. Стул имеет пятилучевое металлическое основание на подвижных колесных опорах с вертикально расположенной штангой, на которую опирается регулируемое по высоте мягкое сиденье. На корпусе стула подвижно закреплена мягкая спинка.
6	СМСв (стомат. ассистента)	Сборно – сварная конструкция из металла и мягких элементов. Стул имеет пятилучевое металлическое основание на подвижных колесных опорах с вертикально расположенной штангой, на которую опирается регулируемое по высоте мягкое сиденье. На корпусе стула стационарно закреплена мягкая спинка.
7	СМС (секционные)	Сборно – сварная конструкция из металла, мягких элементов, пластмассы. Стул (одна секция) имеет четыре металлических ножки, сиденье и спинку из перфорированного металлического листа. Конструкция стула позволяет изготавливать блоки стульев из нескольких секций.

3. Правила эксплуатации

3.1. Для исключения повреждений стулья не следует нагружать выше нагрузки, указанной в технических данных, избегать чрезмерных механических воздействий.

3.2. Дезинфекцию и мойку наружных поверхностей стульев проводить 3% раствором хлорамина в комплекте с моющим средством типа «Лотос». После дезинфекции и мойки поверхности стульев вытирают насухо.

4. Сведения об упаковке

4.1. Стулья поставляются и упаковываются в соответствии с требованиями нормативных документов (НД).

4.2. Эксплуатационная документация помещается во влагонепроницаемую упаковку и прикрепляются к корпусу стула.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование стульев должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.4. Изделия в упаковке должны храниться в закрытом помещении при t от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $\leq 80\%$ в вертикальном положении.

5.6. Хранение изделий в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стульев требованиям НД при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации стойки - 12 месяцев со дня продажи.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке



Свидетельство о приемке изделия модели.....«КМ-Магма» зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 9452-008-32494920-2008 и признан годным.

Должность

Личная подпись

И.О.Ф.

Дата

Регистрационное удостоверение ФСН в сфере здравоохранения и содразвития №
Сертификат соответствия №