

Шкафы медицинский металлический

ТУ 9452-007-32494920-2008

паспорт

Г. Кострома



Шкафы медицинские металлические двухстворчатые модели «КМ-Магма», предназначен для оснащения кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений здравоохранения.

Шкафы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ.2 по ГОСТ 15150.

1. Основные технические данные:

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	Номинальная нагрузка на полку, кг, не более	Масса, кг, не более	Средний срок службы, лет, не менее
1	ШМ-ММ-01 одностворчатый	1700x560x325	15±1	40	7
2	ШМ-СС-01 одностворчатый	1700x560x325	3±0,5	40	7
3	ШМ-СМ-01 одностворчатый	1700x560x325	3±0,5 15±1	40	7
4	ШМ-М-01 одностворчатый	1700x560x325	15±1	40	7
5	ШМ-ММ-02 двухстворчатый	1700x700x325	15±1	50	7
6	ШМ-СМ-02 двухстворчатый	1700x700x325	15±1 3±0,5	50	7
7	ШМ-СС-02 двухстворчатый	1700x700x325	3±0,5	50	7
8	ШМ-М-02 двухстворчатый	1700x700x325	15±1	50	7
9	СТМ стеллаж	1700x700x325	15±1	50	7
10	ШКМ картотеки	1700x560x325	15±1 3±0,5	50	7

2. Устройство изделия

2.1. Шкафы представляют собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из несущего металлического каркаса и навесных панелей. Шкафы комплектуются металлическими дверцами и полками и устанавливаются на опоры.

Шкафы изготавливаются из листа углеродистой стали по ГОСТ 380, толщиной не менее 0,4 мм, трубы стальной профильной по ГОСТ 1050 и ГОСТ 10705, нержавеющей стали по ГОСТ 4543. Металлические поверхности стоек покрыты эпоксидной порошковой краской, дающей механически прочное, химически и влагонепроницаемое покрытие.

Конструктивные особенности стоек отражены в Таблице 2

Таблица 2

п/п	Обозначение	Конструктивное исполнение
1	ШМ-ММ-01 одностворчатый	Металлический одностворчатый шкаф с металлическими дверцами, с замками, сборно-сварной конструкции, имеет в верхней и в нижней части, за распашными дверями отделения с полками, устанавливается на регулируемые по высоте опоры или ножки.
2	ШМ-СС-01 одностворчатый	Шкаф металлический одностворчатый со стеклянными дверцами, с замками, сборно-сварной конструкции, имеет в верхней и в нижней части, за стеклянными дверями, верхнее и

		нижнее отделения со стеклянными полками.
3	ШМ-СМ-01 одностворчатый	Шкаф металлический одностворчатый сборно-сварной конструкции, с замками, имеет в верхней части за распашной стеклянной дверью отделение со стеклянными полками, в нижней части шкаф имеет распашную металлическую дверь.
4	ШМ-М-01 одностворчатый	Шкаф металлический одностворчатый, с замками, сборно-сварной конструкции, имеет отделение с металлическими полками за одной распашной дверцей.
5	ШМ-ММ-02 двухстворчатый	Шкаф медицинский металлический двухстворчатый с металлическими дверцами, с замками, сборно-сварной конструкции, имеет за распашными, вкладными металлическими дверями два отделения с полками, устанавливается на регулируемые по высоте опоры или ножки.
6	ШМ-СМ-02 двухстворчатый	Шкаф медицинский металлический двухстворчатый, с замками, сборно-сварной конструкции, имеет за двумя верхними распашными, вкладными стеклянными дверями отделение со стеклянными полками и за двумя нижними распашными, вкладными металлическими дверями отделение с металлическими полками, устанавливается на регулируемые по высоте опоры или ножки.
7	ШМ-СС-02 двухстворчатый	Шкаф медицинский металлический двухстворчатый, с замками, сборно-сварной конструкции, имеет за двумя верхними распашными, вкладными стеклянными дверями отделение со стеклянными полками и за двумя нижними распашными, вкладными стеклянными дверями отделение с металлическими полками, устанавливается на регулируемые по высоте опоры или ножки.
8	ШМ-М-02 двухстворчатый	Шкаф медицинский металлический двухстворчатый с металлическими дверцами, с замками, сборно-сварной конструкции, имеет за двумя распашными, вкладными металлическими дверями отделение с полками, устанавливается на регулируемые по высоте опоры или ножки.
9	СТМ стеллаж	Сборно-сварная конструкция, имеет отделение с полками, устанавливается на регулируемые по высоте опоры или ножки.
10	ШКМ картотеки	Шкаф имеет в верхней части четыре отделения за распашными дверцами запирающимися на ключ, в нижней части шкафа имеется восемь выдвижных ящиков.

3. Использование изделия

3.1. При эксплуатации следует избегать чрезмерных механических воздействий на шкаф, открывать и закрывать двери, замки шкафа плавно и мягко, без рывков и ударов.

3.2. Дезинфекцию и мойку наружных поверхностей шкафов проводить 3% раствором хлорамина в комплекте с моющим средством типа «Лотос». После дезинфекции и мойки поверхность шкафа вытирают насухо.

3.3. Наиболее тяжелые вещи рекомендуется ставить на дно нижнего отделения шкафа.

3.4. Жидкости хранить в плотно закрытой таре, острые металлические предметы укладывать на полки на мягких салфетках или картонных прокладках.

4. Сведения об упаковке

4.1. Шкафы упаковывается в соответствии с требованиями ТУ 9452-007-32494920-2008.

4.2. Эксплуатационная документация помещается во влагонепроницаемую упаковку и прикрепляется к корпусу шкафа.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование шкафов должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования шкафов крытыми транспортными средствами должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение изделий в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям ТУ 9452-007-32494920-2008 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 18 месяцев со дня продажи.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский металлический модели _____ «КМ-Магма», зав. № _____
изготовлен и принят _____ с требованиями ТУ 9452-007-32494920-2008 и признан
годным к эксплуатации
МП _____

Должность _____ Подпись _____ И.О.Ф. _____ Дата _____

Регистрационное удостоверение _____ в сфере здравоохранения и сощразвития № _____
Сертификат соответствия _____