



Фото внутреннего пакета потребительской упаковки (лицевая сторона)




Фото внутреннего пакета потребительской упаковки (оборотная сторона)



YOUNILIFT 3Z
facial threads 10pcs 150mm
Sterile Single Use Polypropylene Suture

MODEL : YOUNILIFT-01
SIZE : 150mm
LOT : PP15030002
2015.03.23
2018.03.22

Non-Pyrogenic | Non-Toxic | Single Use Only | Heavy metal free

- This device is intended for inserting the suture into the human body .
- Check whether it is well-packed before used since 10pcs is packed.

WISNET Co.,Ltd.

567-12 302 Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | www.younilift.com |

E-mail : younilift@gmail.com | Tel : +82-10-6364-9674

Manufacturer: YURIM MEDICAL Co.,Ltd.



Фото внешнего пакета потребительской упаковки (лицевая сторона)

НИТИ НЕАБСОРБИРУЕМЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТКАНЕЙ ЛИЦА YOUNILIFT 3Z, ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ YOUNILIFT-01

Нити неабсорбируемые для фиксации тканей лица YOUNILIFT-01 применяют в хирургической и терапевтической косметологии для лифтинга и армирования мягких тканей лица и тела.

Вводится в гиподерму.

Комплектация: 10 нитей размером 150 мм в потребительской упаковке.

Состав: полипропилен 100%.

Меры предосторожности:

- медицинское изделие должно применяться только врачами, специально обученными методике восстановления объема лица и тела;
- применять только после ознакомления с инструкцией;
- использовать однократно;
- после хранения материала в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед применением необходимо выдержать упаковку с материалом при комнатной температуре в течение 2-х часов.

При соблюдении рекомендованного способа хранения, стабильны до конца срока годности, отмеченного на упаковке.

Рекомендованный способ хранения не вскрытых упаковок:
температура от +18°С до +25°С, не замораживать, влажность от 10 до 80%.
Избегать попадания прямого солнечного света.

Номер лота (партии), дата производства и срок годности указаны на стикере производителя, на лицевой стороне упаковки.

Утилизация: образующиеся отходы и отработанное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

РУ №

**Уполномоченный представитель
в России:**

ООО «АЛЬЯНЗА»
ГК МАРТИНЕКС
Центральный офис
Москва, ул. Усачева, д. 33 стр. 4.
Тел/факс: +7 (495) 741-70-87/
+7 (499) 707-09-00
alo@martinex.ru



Производитель:

 YURIM MEDICAL
YURIM MEDICAL Co., Ltd.

Республика Корея



Фото внешнего пакета потребительской упаковки (оборотная сторона)