

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по управлению процессами
регистрации и сертификации России и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»




Н.С. Анхимова

"23" ноября 2015г

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

"Система цифровая рентгенографическая
Optima XR 646 с принадлежностями"


Система цифровая рентгенографическая Optima XR 646 с принадлежностями



Система цифровая рентгенографическая Optima XR 646 с принадлежностями
Генератор




2. Детекторы цифровые (не более 3 шт.)




3. Потолочный подвес для трубки.





II. Принадлежности


1. Батареи детектора (не более 4 шт.)




2. Боковой держатель детектора (не более 2 шт.)



3. Держатели для решеток (не более 2 шт.)



4. Дистанционный пульт управления (не более 2 шт.)



5. Дозиметры (не более 2шт.)



6. Зарядные корзины для детектора (не более 2 шт.)



7. Зарядные устройства батарей (не более 2 шт.)



GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO., LTD

Nº1 Yong Chang North Road, Beijing Economic Technological
Development Zone, Beijing 100176 China **Made in China**

Description: Digital Radiographic System

Model: Optima XR646

Source: 380/400/420/440/460/480V, 3~, 50/60Hz

Input Current: 195A (Momentary), 45A (Continuous)

Serial #: R3S15033

Manufactured: June 2015



9. Клавиатуры (не более 2 шт.)




10. Кабели для подключения (не более 100 шт.)



11. Кабели высоковольтные (не более 50 шт.)



12. Кабели коаксиальные (не более 10 шт.).




13. Кабели оптические для передачи информации (не более 10 шт.)




14. Кабели питания (не более 10 шт.)



15. Кабели силовые (не более 20 шт.)



16. Кабели соединительные (10 комплектов)



17. Кабели управляющие (не более 20 шт.)




18. Ключи активации для программного обеспечения двуэнергетическая субтракция (не более 2 шт.)



19. Ключи активации для программного обеспечения для панорамирования (не более 2 шт.)



20. Ключи активации для программного обеспечения для исследований (не более 2 шт.)




21. Ключи активации для программного обеспечения для поддержки формата DICOM. (не более 2 шт.)




22. Ключи активации для программного обеспечения для сбора данных (не более 2 шт.)




23. Мониторы рабочей станции (не более 4 шт.)




Мосты потолочные (не более 2 шт.).











Передвижной держатель для детектора (не более 2 шт.)



переговорное устройство



30. Плоский фантом



31. Подвижные столы (не более 2 шт.)




32. Приспособления для укладки пациента (не более 10 шт.)



Рабочие станции для получения изображений (не более 4 шт.)



34. Распределительный щит питания




35. Рельсы потолочные (не более 2 шт.)






1 Ремни приводные в комплекте (не более 4 шт.)




38. Рентгенографический стол



39. Решетки для стойки снимков (не более 2 шт.)



40. Решетки для стола (не более 2 шт.)





производства оператора (не более 2 шт.)



Цифровая рентгенографическая система

Optima* XR646

Руководство оператора

5495975-1RU

Ред. 2



<<Approved>>

GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. Ltd
Republic of China /
Regulatory Affairs Manager

Ken Min

Feb. 08, 2015

(Signature and seal
GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. Ltd
Republic of China)

© General Electric Company, 2014. Все права защищены.



GE Healthcare

Сопроводительная документация


**Система цифровая
рентгенографическая
Optima XR 646
с принадлежностями**

Приложение к руководству оператора

© General Electric Company. Все права защищены.

* Данный документ предоставляется по требованию

43. Стекла рентгенозащитные с рамой (не более 2 шт.)




44. Сканер штрихкода




Тележки передвижные для станции рабочей (не более 2 шт.)




46. Телескопическая стойка





48. Фильтры рентгеновского излучения (не более 5 шт.)



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

55

листа (ов)

