

Способ приготовления	1. В стерильную среду добавить по 1 мл каждой из добавок. 2. Растворить в 45-50°C. 3. Добавить 2 мл стерильной воды. 4. Перемешать. 5. Раствор разлить в стерильные флаконы по 200 мл. 6. Стерилизовать при 121°C в течение 15 мин.	ФБУН РостовНИИМП Роспотребнадзора 344000, г. Ростов-на-Дону, Гагариный пр-д, д. 119 тел. факс (863) 240-27-03 E-mail: rosniiimp@yandex.ru	СОСТАВ КОМПЛЕКТА: 1 фла. основа среды 2 фла. ростовые добавки 2 фла. селективные добавки
	Питательная среда для выделения и культивирования возбудителя легнионеллеза селективная (Среда СЭЛ) Только для in vitro диагностики	Дата изготовления: 2015-1 Годен до: 2016-1	Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре +2...+8°C

