

Микропериметр МР-3



Микропериметр МР-3

Сетевой кабель

Резиновая группа

Стипус с подставкой

Кнопка пациента с держателем

Крышка объектива с держателем

Чехол от пыли

USB лицензионный ключ

USB ключ восстановления программы

Фиксатор бумаги для подбородка (2 шт)

Бумага для подбородка (1 уп.)

Микропериметр МР-3



Установочный CD для ПО NAVIS-EX

INSTALLATION SOFTWARE
NAVIS-EX

Руководство по эксплуатации для ПО NAVIS-EX



MICROPERIMETER
MP-3

Инструкция по эксплуатации

OPERATOR'S MANUAL



Микропериметр МР-3

Моторизованный стол OT-600BF

Сетевой кабель

Зажим кабельный (2 шт.)

Шуруп (2 шт.)

Инструкция по эксплуатации

Предохранитель запасной (2 шт.)

Стяжка кабельная (2 шт.)

Remove the protective film from the table top
before use.

A white mobile computer stand with a flat top and a control dial on the front. The stand has a lower section with a shelf and is mounted on wheels. The background shows a room with a blue carpet and some equipment.


Микропериметр МР-3

Компьютерная стойка

52

Сшито и заверено печатью
(2.9.16) лист 06

Генеральный директор
ООО «МД ВИЖН»


Колесников Д.О.

