

Наименование МИ	«Кровать медицинская электрическая многофункциональная»	«Кровать медицинская функциональная Hill-Rom 405, модель P1440 электрическая с принадлежностями»
Внешний вид медицинского изделия		

Исходя из таблицы сравнения можно сделать вывод, что в части назначения, основных параметров и методики применения изделия«Кровать медицинская функциональная Hill-Rom 405, модель P1440 электрическая с принадлежностями», «Hill-Rom, Inc» (1069 StateRoute 46 East, Batesville, Indiana, 47006, USA), номер регистрационного удостоверения: ФЦЗ 2008/03272 от 24.12.2008, выдано экстренно, аналогичны(эквивалентны), что в том числе подтверждает эффективность и безопасность применения МИ и подтверждает взаимозаменяемость медицинских изделий в части функционального назначения, качественных и технических характеристик.

1.8. Нароботка медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количество измерений, циклов стерилизации (при наличии).
 При проведении клинических испытаний в форме исследований (анализа и оценка клинических данных) клинические испытания медицинского изделия с участием человека не предусмотрены. В связи с чем, наработка медицинского изделия в часах в течение клинических испытаний, количество измерений, циклов стерилизации в данном акте оценки результатов клинических испытаний медицинского изделия «Кровать медицинская электрическая многофункциональная» производства «ХопфуллМедикалЭкуипмент Ко, Лтд», Китайотсутствуют.


1.9. Функциональные качества медицинского изделия, эффективность его применения, показания и противопоказания к его применению.
 Функциональные характеристики изделия «Кровать медицинская электрическая многофункциональная» производства «ХопфуллМедикалЭкуипмент Ко, Лтд», Китайсоответствуют изложенным в руководстве по эксплуатации и нормативно-технической документации.

В руководстве по эксплуатации медицинского изделия «Кровать медицинская электрическая многофункциональная» производства «ХопфуллМедикалЭкуипмент Ко, Лтд», Китай.содержится достаточный объем сведений, иллюстраций и схем по устройству медицинского изделия и принципам его практического использования.

- Показания:**
 Электрическая кровать используется для обследования, сестринского ухода и лечения больных.
- Противопоказания:**
 Аллергические реакции на материалы, из которых изготовлены части изделия.
- Потенциальные осложнения:**
 Отсутствуют



Фотография или изображение



Состав и перечень комплектующих принадлежностей

Аккумулятор.

Колёсики поворотные – 4 шт.

Набор креплений кровати.

Панель для головы и ног – 2 шт.

Платформа матраца опорная.

Поручень боковой – 2шт.

Рама основная.

Руководство по эксплуатации.

Система управления электрическая.

Показания:


Электрическая кровать используется для обследования, сестринского ухода и лечения больных.

Программа анализа клинических данных «Кровать медицинская электрическая многофункциональная»


Страница 3 из 6

Модель	Функции	Поручень	Расширение опорной платформы	Использование при сердечно-лёгочной реанимации	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Режим блокировки колес	Изображение
B566a	2 функции (подъем спиной и ножной секции)	Выдувное формование	нет	нет	2200*1060*530	156 кг	Независимая блокировка	
B568y		Выдувное формование	нет	нет	2200*1010*500	152 кг	Блокировка одним нажатием кнопки	
B568a		Инжекционное формование	нет	нет	2200*1010*500			
B768y	3 функции (подъем спиной и ножной секции, опорной платформы)	Выдувное формование, закруглённые	нет	нет	2200*1060*480/720	156 кг	Блокировка одним нажатием кнопки	
B766a		Выдувное формование	нет	нет	2200*1060*480/720		Независимая	

Модель	Функции	Поручень	Расширение опорной платформы	Использование при сердечно-лёгочной реанимации	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Режим блокировки колес	Изображение
	матраца)	е, закруглённые					блокировка	
B868y	5 функций (подъем спиной и ножной секции, опорной платформы матраца, наклон вперед и назад)	Выдувное формование, закруглённые	нет	есть	2250*1060*480/720	156 кг	Блокировка одним нажатием кнопки	
B868y-s		Выдувное формование, закруглённые	нет	нет	2200*1060*480/720			
Ba868y		Выдувное формование, закруглённые	есть	есть	2250*1060*480/720			
B968y		Выдувное формование, закруглённые	есть	есть	2200*1060*530/930	160 кг		

Модель	Функции	Поручень	Расширение опорной платформы	Использование при сердечно-лёгочной реанимации	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Режим блокировки колес	Изображение
B988t	7 функций (подъем спиной и ножной секции, опорной платформы матраца, наклон вперед и назад, вправо и влево)	Выдувное формование, закругленные	есть	нет	2200*1060*530/930			
Da858a	5 функций (подъем спиной и ножной секции, опорной платформы матраца,	алюминиевый сплав + стальная трубка	нет	нет	2200*980*480/720	152 кг	Блокировка одним нажатием	
Da856a	опорной платформы матраца,	алюминиевый сплав + стальная	нет	нет	2200*980*480/720		Независимая блокировка	

Модель	Функции	Поручень	Расширение опорной платформы	Использование при сердечно-лёгочной реанимации	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Режим блокировки колес	Изображение
	наклон вперед и назад)	трубка						
Da758a	3 функции (подъем спиной и ножной секции, опорной платформы матраца)	алюминиевый сплав + стальная трубка	нет	нет	2200*980*480/720	152 кг	Блокировка одним нажатием кнопки	
Da756a		алюминиевый сплав + стальная трубка	нет	нет	2200*980*480/720	152 кг	Независимая блокировка	
Da558a	2 функции (подъем спиной и ножной секции)	алюминиевый сплав + стальная трубка	нет	нет	2200*980*500	152 кг	Блокировка одним нажатием кнопки	
Da556a		алюминиевый сплав + стальная трубка	нет	нет	2200*980*500	152 кг	Независимая блокировка	

			рение опорно й платфо рмы	ание при сердечно- лёгочной реанимаци и	е размеры, мм	а, кг	Режим блокировки колес	Изображение
Sa738a	3 функции (подъем спиной и ножной секции, ложе кровати)	алюминиевый сплав	нет	нет	2200*950* 480/720	145 кг	Блокировка одним нажатием кнопки	
Sa736a		алюминиевый сплав	нет	нет	2200*950* 480/720		Независи ма я блокировка	
Ch738a	3 функции (подъем спиной и ножной секции, ложе кровати)	Закруглённые , стальные	нет	нет	1900*1020 *480/720	152 кг	Блокировка одним нажатием кнопки	
Ch736a		Закруглённые , стальные	нет	нет	1900*1020 *480/720		Независи ма я блокировка	

Модель	Функции	Поручень	Расширение опорной платформы	Использование при сердечно-лёгочной реанимации	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Режим блокировки колес	Изображение
Ch538a	2 функции (подъем спиной и ножной секции)	Закруглённые, стальные	нет	нет	1900*1020*480/720	152 кг	Блокировка одним нажатием кнопки	
Ch536a		Закруглённые, стальные	нет	нет	1900*1020*480/720		Независимая блокировка	