

Генеральный директор

ООО "Бард Рус"



Веков О.Н.


« 04 » 12 2015 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Порты имплантируемые сосудистые,
модели BardPort, SlimPort, X-Port, X-Port isp,
в наборах, в вариантах исполнения**

Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT (M.R.I.) с присоединяемым
одноходовым венозным катетером Groshong 8 F (2,7 мм) в наборе (средняя
комплектация)



ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

бразец первичной упаковки (внешний лоток) «Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT (M.R.I.) с присоединяемым одноходовым венозным катетером Groshong 8 F (2,7 мм) в наборе (средняя комплектация)»



Образец первичной упаковки (внутренний лоток) «Порт имплантируемый
сосудистый BardPort MPT (M.R.I.) с присоединяемым одноходовым венозным
катетером Groshong 8 F (2,7 мм) в наборе (средняя комплектация)»



Образец маркировки «Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT (M.R.I.) с присоединяемым одноходовым венозным катетером Groshong 8 F (2,7 мм) в наборе (средняя комплектация)»

Bard Access Systems

BardPort*
Implantable Port

REF 0602830

M.R.I.* Implantable Port
With Attachable 8 F Groshong*
Single-Lumen Venous Catheter



Intermediate Kit - Contents:

- 1 Each - M.R.I.* Implantable Port
- 1 Each - Groshong* Radiopaque Silicone Single-Lumen Catheter, Distally-Valved, With Preloaded Stylet, 8 F • 60 cm Effective Length
- 2 Each - Catheter Lock
- 1 Each - Guidewire, "J" Tip (3 mm Radius) with Straightener, 0.88 mm (0.035 in.) OD x 46 cm
- 1 Each - Introducer Needle, 18 G (1.3 mm OD, 1.0 mm ID) x 70 mm
- 1 Each - Introducer, Peel-Apart Sheath, 8 F (3.5 mm OD, 2.8 mm ID, 15 cm Length) with Vessel Dilator (1.0 mm ID)
- 1 Each - Non-Coring Needle, 22 G (0.7 mm OD) x 25 mm, Right Angle
- 1 Each - Non-Coring Needle, 22 G (0.7 mm OD) x 25 mm, Straight
- 1 Each - Syringe, 12 mL
- 1 Each - Tuner
- 1 Each - Vein Pick
- 1 Each - Winged Infusion Set, 20 G (0.9 mm OD) x 25 mm



Assembled in Mexico

* Bard, BardPort, Groshong and M.R.I. are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc.
For U.S. patent information that may apply, see www.bardaccess.com/ip

LA90730216



LOT REXK0481

2018-11

0207

Rx Only - Caution: Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

BARD

Bard Access Systems, Inc.
605 North 5500 West
Salt Lake City, UT 84116

CEA Authorized Representative
Bard Limited
Forest House,
Lewes, West Sussex
BN11 9GU, UK

LOT Lot Number REF Ref Number

Use By Expiration date

STERILE EO

This product and packaging do not contain natural rubber latex

This product does not contain DEHP



BardPort*
Implantable Port

REF 0602830

M.R.I.* Implantable Port
With Attachable 8 F Groshong*
Single Lumen Venous Catheter



Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT (M.R.I.) с присоединяемым одноканальным венозным катетером Hickman 6,6 F (2,2 мм), имеющим открытый конец, в наборе (средняя комплектация)




[illegible]

Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT (M.R.I.) с присоединяемым
одноходовым венозным катетером Hickman 9,6 F (3,2 мм), имеющим открытый
конец, в наборе (средняя комплектация)




Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT (M.R.I.) с подсоединяемым одноходовым венозным катетером ChronoFlex 8 F (2,7 мм), имеющим открытый конец, в наборе (средняя комплектация)



[illegible]

Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT двухкамерный (M.R.I. Dual Lumen) с присоединяемым двухходовым венозным катетером Groshong 9,5 F (3 мм) в наборе (средняя комплектация)



[illegible]

A collection of medical equipment is laid out on a light-colored wooden surface. At the top left is a large, clear plastic syringe with a black plunger and a scale from 1 to 12. To its right is a small, clear plastic tube with a yellow connector and a blue connector. Below the syringe is a long, thin, clear plastic tube that forms a large loop. A yellow connector is attached to the top of this loop. Inside the loop, there are two small, clear plastic connectors and a small, clear plastic tube. To the right of the loop is a small, clear plastic tube with a yellow connector. Below the loop is a long, thin, clear plastic tube with a blue handle and a blue connector. To the right of this tube is a small, clear plastic tube with a red connector. At the bottom right is a clear plastic tube with a blue handle and a blue connector, forming a loop.


A collection of medical supplies is laid out on a light-colored, textured surface. The items include: a large clear syringe with black markings; a clear plastic catheter with blue connectors; a white plastic catheter with black connectors; a long, thin metal needle; a shorter metal needle with a yellow handle; a red-tipped needle; a small roll of white tape; a blue and white syringe; a yellow syringe; a small clear container with a yellow cap; and a small clear container with a white cap.

A collection of medical equipment and tools laid out on a light-colored surface. The items include a syringe, a catheter with a blue connector, a long thin tube, a small white circular device, a yellow-handled tool, a red-handled tool, a small orange tool, a purple-handled tool, a yellow block, a white heart-shaped object, and two coiled white tubes.

Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT с жестким основанием (M.R.I. Hard-Base) с присоединяемым одноходовым венозным катетером Hickman 9,6 F (3,2 мм), имеющим открытый конец, в наборе (средняя комплектация)



Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT низкопрофильный (M.R.I. Low-Profile), с присоединяемым одноходовым венозным катетером Groshong 7 F (2,3 мм)
(средняя комплектация)




Порт имплантируемый сосудистый BardPort MPT низкопрофильный (M.R.I. Low-Profile), с присоединяемым одноходовым венозным катетером Hickman 6,6 F (2,2 мм), в наборе (средняя комплектация)



A collection of medical instruments and supplies laid out on a wooden surface. The items include two long, thin metal rods or catheters; a syringe with a scale from 0 to 12 ml; a small white electronic device with a probe; several coiled clear plastic tubes with blue connectors; various colored caps (red, yellow, purple); and other small medical components like a needle and a small tube.

Порт имплантируемый сосудистый BardPort титановый (Titanium) с присоединяемым одноходовым венозным катетером Hickman 9,6 F (3,2 мм), имеющим открытый конец, в наборе (средняя комплектация)



[illegible]

[illegible]

[illegible]

A collection of medical instruments and supplies, including a large blue looped tube, a syringe, a long thin tube, a small white bulb, a circular metal component, and various connectors, laid out on a light-colored surface.

[illegible]


[illegible]

[illegible]

Порт имплантируемый сосудистый SlimPort титановый плоский (Titanium SlimPort)
с присоединяемым одноходовым венозным катетером ChronoFlex 6 F (2 мм),
имеющим открытый конец, в наборе (средняя комплектация)




Порт имплантируемый сосудистый X-Port isp среднеразмерный МРТ (M.R.I.) с присоединяемым одноходовым венозным катетером ChronoFlex 6 F (2 мм), имеющим открытый конец, в наборе (средняя комплектация)



[illegible]

[illegible]

Порт имплантируемый сосудистый X-Port isp среднеразмерный MPT (M.R.I.) с
присоединяемым одноходовым венозным катетером Groshong 8 F (2,7 мм), в наборе
(средняя комплектация)



Порт имплантируемый сосудистый X-Port isp среднеразмерный MPT (M.R.I.) с присоединяемым одноходовым венозным катетером Hickman 9,6 F (3,2 мм), имеющим открытый конец, в наборе (средняя комплектация)



