

Инструкция

Зубы Ivocryl являются зеркальным отражением живых зубов.

Разносторонние исследования морфологии живых зубов, обширные специальные знания и современные способы работы обеспечили широкий выбор высококачественных пластмассовых зубов. Как и их природный прототип, зубы Ivocryl отличаются оптимальной функциональностью и эстетикой. Широкое разнообразие форм и цветов зубов Ivocryl покрывает большинство существующих в природе форм и цветов.

Этот зуб имеет живой внешний вид. В отделе исследований и разработок опытные специалисты разрабатывают рецептуру органических исходных компонентов для производства зубов Ivocryl. Высококвалифицированные специалисты изготавливают с высочайшей точностью и применением современных технологий необходимые для производства зубов формы.

Цветовая шкала Chromascop / Ivocryl -цветовой стандарт для всех продуктов Ivoclar Vivadent

Широкий выбор цветов облегчает определение цвета для каждого пациента.

Изготовленная из материала Ivocryl цветовая шкала позволяет точно и эффективно определить соответствующий цвет пластмассовых зубов.

По образцу природы Широкое разнообразие форм и цветов зубов Ivocryl соответствует эстетическим требованиям современной стоматологии. Анализ морфологии живых зубов, современные способы работы, хорошо организованное производство, построенное на научной основе позволили разработать широкий выбор этих высококачественных зубов. Как и их природный прототип, зубы Ivocryl отличаются оптимальной функциональностью и превосходной эстетикой, прежде всего они подкупают своим живым внешним видом и естественными цветами - эти факторы делают зубы Ivocryl зеркальным отражением природы.

Фронтальные зубы Ivocryl Обширный ассортимент линии зубов Ivocryl состоит из десяти различных форм фронтальных зубов для верхней челюсти и шести соответствующих форм фронтальных зубов нижней челюсти. Зубы Ivocryl разделяются на три группы квадратных, треугольных и овальных форм зубов различных размеров.

Верхние фронтальные зубы

Боковые зубы Ivocryl 3 формы боковых зубов, созданных по принципу Orthotur, позволяют легко произвести функциональную постановку боковых зубов в полной гармонии с фронтальными зубами.

Критерии выбора

Существует множество методов выбора, ориентированных на овал лица, строение тела и пола пациента. Однако, если информация о размере, форме и положении зубов полностью отсутствует, можно дополнительно извлечь полезную информацию из формы верхней челюсти. Из широкого выбора форм верхней челюсти принципиально можно выделить три типа форм:

- квадратную
- треугольную
- овальную

Если фронтальные зубы Ivoclar Vivadent группировать по их анатомическим особенностям на эти три основных формы, то и получится такое разделение. Выбор нижних фронтальных зубов Ivoclar Vivadent происходит с помощью комбинационной таблицы.

Цвета зубов разделены на пять групп и обозначены хроматически в соответствии с интенсивностью цвета.

Цветовая шкала Chroma-skor является единым цветовым стандартом для всей программы продуктов Ivoclar Vivadent.