


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЛАБИКС»
С.В.Скоморохова



«10» декабря 2015 г.



ФОТОГРАФИИ медицинского изделия

**«Анализатор гематологический автоматический ABX MICROS 60,
варианты исполнения ABX MICROS 60 ОТ, ABX MICROS 60 СТ,
с принадлежностями»**

производства

**HORIBA ABX SAS
(ХОРИБА АБХ САС),
Франция**



Анализатор ABX MICROS 60 CT



Анализатор ABX MICROS 60 OT



Кабель питания



Трубка для отходов



Трубка соединительная для подачи
реагентов 2 м × 1,52 мм



Трубка соединительная для подачи
реагентов 3 м × 6 мм



Трубка соединительная для подачи
реагентов 2 м × 2,28 мм



Трубка для подключения реагентов



Крышка для реагентов
с отверстием



Пробка резиновая
с двумя отверстиями



Ключ для открывания
контейнера с реагентом



Коннектор для подключения
реагентов, размер 3 мм



Уплотнительное кольцо

поршня вакуума



Уплотнительное кольцо
прокалывающей иглы



Уплотнительное кольцо
поршня разбавителя



Уплотнительное кольцо

поршня лизина



Уплотнительное кольцо

поршня пробы

GBC052AS



AIGUILLE DE PRELEVEMENT T.F.

7950405

18/09/13

1



Пробоотборник



Пробоотборник




Пылезащитный чехол

для анализатора



Контейнер для отходов, 5 л





Смазка, 100 мл



Силиконовая смазка

для гидравлической системы, 2,5 мл



DAR040B





Ключ шестигранный
Г-образный 1,5 мм





Ключ шестигранный
Г-образный 2,5 мм



Ключ Г-образный

звездочка Т-10



Ключ для открывания



Отвертка с шестигранной
сферической головкой 2,5 мм × 100 мм



Карта памяти
для анализатора

Крепко и лично
Пен. директор
Скороходов С.В.
Драев

