

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Аппарат лазерный CLARITY, варианты исполнения:
CLARITY LPC (Alexandrite Laser/Long Pulsed Nd:YAG Laser),
CLARITY LPY (Long Pulsed Nd:YAG Laser), CLARITY LPA
(Alexandrite Laser) с принадлежностями**


**ВНЕШНИЙ ВИД:
CLARITY LPC (Alexandrite Laser/Long Pulsed Nd:YAG Laser)**



CLARITY LPY (Long Pulsed Nd:YAG Laser)



CLARITY LPA (Alexandrite Laser)



**VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE
OR SKIN EXPOSURE
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
CLASS IV LASER PRODUCT
MAX. ALEXANDRITE LASER POWER: 60J
MAX. Nd:YAG LASER POWER: 100J
MAX. PULSE DURATION: 300ms
MAX. AIMING LASER POWER@ 515nm: <5mW**

LUTRONIC

CE 0434

**Product Name : Alexandrite Laser
Long Pulsed Nd:YAG Laser**

Model Name : CLARITY™ LPC

Laser Product Class : CLASS IV

Laser Wavelength : 755nm / 1064nm

Electrical Shock Class : CLASS I, TYPE B

Electrical Rating : AC220-230V: 50/60Hz / 4.0kVA

AC220-230V: 50/60Hz / 4.3kVA



SN A2015G004



Manufacturer : Lutronic Corporation.

Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu,

Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea

TEL : +82-31-908-3440 FAX: +82-31-907-3440

http://www.lutronic.com

MADE IN KOREA




EC REP

Before operating the device, read the operator's manual


EC Representative : Read the operator's manual

I. Аппарат лазерный CLARITY, варианты исполнения: CLARITY LPC (Alexandrite Laser/Long Pulsed Nd:YAG Laser), CLARITY LPY (Long Pulsed Nd:YAG Laser), CLARITY LPA (Alexandrite Laser), в составе:




1. Основной блок системы – 1 шт.
2. Оптический кабель с манипулой – не более 2 шт.
3. Держатель для оптического кабеля – 1 шт.
4. Педаль управления ножная – 1 шт.

II. Принадлежности:



1. Оптический кабель с манипулой - АС (воздушное охлаждение) – 1 шт.



2. Оптический кабель с манипулой - ICD (охлаждения с хладагентом) – 1 шт.



3. Набор картриджей для манипулы - АС с воздушным охлаждением (диаметры рабочей поверхности: 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм) — не более 9 шт.



4. Набор картриджей для манипулы - ICD с охлаждением с помощью хладагента (диаметры рабочей поверхности: 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм) – не более 9 шт.



5. Фракционный картридж (FRX) – не более 2 шт.



6. "I – тип " картридж – не более 2 шт.



7. Кейс (коробка) для картриджей – не более 2 шт.



8. Ключ запуска – не более 2 шт.



9. Блокиратор дистанционный – 1 шт.

10.Предохранитель – не более 2 шт.



11. Соединительный кабель системы охлаждения к манипуле - АС – 1 шт.



12.Очки защитные для врача – не более 4 шт.



13.Очки защитные металлические для пациента – не более 2 шт.




14.Контейнер с хладагентом 360 гр. – не более 2 шт.



15.Контейнер с хладагентом 780 гр. – не более 2 шт.

16.Набор для замены воды в системе охлаждения:

- воронка – 1 шт.;
- трубки – 2 шт.



19. Знак предупреждения об опасности лазерного излучения (для внешней стороны двери процедурного кабинета) – не более 2 шт.

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

24 (двадцать четыре) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Лутроник центр»

Золотарев А. А.

