

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Зеленая дубрава»



О.Ю. Патеева
2015 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Гель электродный контактный

СканГель (SkanGel)

варианты исполнения 250 г; 500 г; 1000 г; 5000 г

по ТУ 9398-028-48783520-2015

Фотографическое изображение медицинского изделия
Гель электродный контактный СканГель (SkanGel)
ТУ 9398-028-48783520-2015
250 г



Фотографическое изображение медицинского изделия
Гель электродный контактный СканГель (SkanGel)
ТУ 9398-028-48783520-2015

500 г




Фотографическое изображение медицинского изделия
гель электродный контактный СканГель (SkanGel)
У 9398-028-48783520-2015

1000 г



Фоторафическое изображение медицинского изделия
 Гель электродажный контактный СканГель (ScanGel)
 ТУ 9398-028-48783520-2015

5000г



СканГель (ScanGel)
 Electrode Contacting Gel

1. Назначение: Гель предназначен для использования в качестве электродажного материала при проведении электрокардиографии (ЭКГ), электромиографии (ЭМГ), электроэнцефалографии (ЭЭГ) и других электрофизиологических исследований.

2. Состав: Гель состоит из электропроводящих компонентов, обеспечивающих надежный контакт с кожей пациента.

3. Применение: Гель наносится на подготовленную кожу пациента перед подключением электрода.

4. Упаковка: Гель поставляется в виде пачки, содержащей 5000 г геля.

5. Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

6. Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °С.

7. Производитель: ООО «Цирми» (CIRMI), Россия.

8. Адрес: 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 12/13, стр. 1.

9. Контактная информация: Тел. (495) 123-45-67, E-mail: info@cirmi.ru

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 5 листа(ов).

Генеральный директор
О.Ю. Патеева

(подпись)

28 12

2015 года

