

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «БАЛУМЕД»

В. В. Шелест

“28” декабря 2015 года

**ФОТОГРАФИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**МАТЕРИАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШОВНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ,
С ИГЛАМИ И БЕЗ ИГЛ, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ,
НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ**

по ТУ 9393-001-53530594-2015

2015




Рис. 1. SSW75N, «ШЕЛК», нерассасывающаяся нить из шелка, плетеная, с покрытием, белая, 0 (метр.3,5), 75см




Рис.2. SSB75T, «ШЕЛК», нерассасывающаяся нить из шелка плетеная, с покрытием, черная, 3 (метр.6), 75см

8/0 USP
0.4 Метр


ООО «БАЛТИМЕД» ТУ 9393-001-53530564-2013
344001, г.Ростов-на-Дону, ул.Машинистовского, д.9а

OUL30E0330
материал хирургический шовный
ШЕЛК

нерассасывающаяся нить из шелка, псевдомонофиламентная комплексная, синяя
шпат/2 3/8 6.4мм Ø 0.20мм



30 см



Стерильно EO, алкирогенно, не токсично
Партия 1015 Лот O1624 Изг. 10.2015 Годен до 10.2020

Рис.3.OUL30E0330, «ШЕЛК», нерассасывающаяся нить из шелка плетеная, с покрытием, синяя, 8/0 (метр.0,4), 30см, шпат/2, 3/8, 6,4мм, 0,20мм




Рис.4. VUU75W, «НЕЙЛОН МОНО», нерассасывающаяся мононить из нейлона (полиамида), неокрашенная, 5 (метр.7), 75см




Рис.5. VUB13C1115, «НЕЙЛОН МОНО», нерассасывающаяся мононить из нейлона (полиамида), черная, 10/0(метр.0,2), 13см, кол/1, 3/8, 4 мм, 0,07мм




Рис. 6. VUB5B1111, «НЕЙЛОН МОНО», нерассасывающаяся мононить из нейлона (полиамида), черная, 11/0 (метр.0,1), 5см, кол/1, 3/8, 3,4 мм, 0,07мм




Рис.7. VUL100M8131, «НЕЙЛОН МОНО», нерассасывающаяся мононить из нейлона (полиамида), синяя, 2/0(метр.3), 100см, реж/1, прямая, 60мм, 0,78мм




Рис.8. KUU75M, «НЕЙЛОН-К», нерассасывающаяся нить из нейлона (полиамида), псевдомонофиламентная кабельная, неокрашенная, 2/0(метр.3), 75см




Рис. 9. KUB75M, «НЕЙЛОН-К», нерассасывающаяся нить из нейлона (полиамида), псевдомонофиламентная кабельная, черная, 2/0(метр.3), 75см




Рис. 10. NSW75R, «НЕЙЛОН ПЛЕТЕННЫЙ», нерассасывающаяся нить из нейлона (полиамида), плетеная, с покрытием, белая, 2 (метр.5), 75см




Рис. 11. NSB1500x2, «НЕЙЛОН ПЛЕТЕНЬ», нерассасывающаяся нить из нейлона (полиамида), плетеная, с покрытием, черная, 1 (метр.4), 2*150см, МУЛЬТИПАК




Рис. 12. NSB300K, «НЕЙЛОН ПЛЕТЕННЫЙ», нерассасывающаяся нить из нейлона (полиамида), плетеная, с покрытием, черная, 4/0 (метр.1,5), 300см





Рис. 13. NSB75L9751, «НЕЙЛОН ПЛЕТЕННЫЙ», нерассасывающаяся нить из нейлона (полиамида), плетеная, с покрытием, черная, 3/0 (метр.2), 75см, кол/1, крючкообразная, 26мм, 0,58мм




Рис. 14. NSB7504829, «НЕЙЛОН ПЛЕТЕНый», нерассасывающаяся нить из нейлона (полиамида), плетеная, с покрытием, черная, 1 (метр.4), 75см, реж/1, 1/2, 48мм, 0,88мм





Рис. 15. WUW750, «КАПРОН», нерассасывающаяся нить из капрона (полиамида), плетеная, белая, 1 (метр.4), 75см




Рис. 16. WUL75M, «КАПРОН», нерассасывающаяся нить из капрона (полиамида), плетеная, голубая (синяя), 2/0 (метр.3), 75см




Рис. 17. WFW75O, «КАПРОН-Ф», нерассасывающаяся нить из капрона (полиамида), плетеная, с покрытием, белая, 1 (метр.4), 75см




Рис. 18. WFL75L, «КАПРОН-Ф», нерассасывающаяся нить из капрона (полиамида), плетеная, с покрытием, синяя, 3/0 (метр.2), 75см





Рис.19. CSW100S8231, «ПОЛИЭФИР-С», нерассасывающаяся нить из полиэфир, плетеная, с покрытием, белая, 7 (метр.9), 100см, кол-реж/1, прямая, 110мм, 1,18мм




Рис. 20. CSG90M6432, «ПОЛИЭФИР-С», нерассасывающаяся нить из полиэфир, плетеная, с покрытием, зеленая, 2/0 (метр.3), 90см, кол-реж/2, 1/2, 25мм, 0,68мм




Рис. 21. ESW75L, «ПОЛИЭФИР-С КАРДИО», нерассасывающаяся нить из полиэфир, плетеная, с покрытием, белая, 3/0 (метр.2), 75см




Рис. 22. ESG75L2449R7x6x0,9, «ПОЛИЭФИР-С КАРДИО», нерассасывающаяся нить из полиэфир, плетеная, с покрытием, зеленая, 3/0 (метр.2), 75см, кол/1, 1/2, 26мм, 0,71мм, прокладка 7 x 6 x 0,9мм





Рис. 23. CPW75L, «ПОЛИЭФИР-Т», нерассасывающаяся нить из полиэфира, плетеная, с покрытием, белая, 3/0 (метр.2), 75см




Рис. 24. CPG75H, «ПОЛИЭФИР-Т», нерассасывающаяся нить из полиэфира, плетеная, с покрытием, зеленая, 5/0 (метр.1), 75см




Рис. 25. CUW75K, «ПОЛИЭФИР», нерассасывающаяся нить из полиэфира, плетеная, белая, 4/0 (метр.1,5), 75см




Рис. 26. CUG75M, «ПОЛИЭФИР», нерассасывающаяся нить из полиэфира, плетеная, зеленая, 2/0 (метр.3), 75см




Рис. 27. TUW75_3, «ПОЛИЭФИР ТЕСЬМА», нерассасывающаяся тесьма из полиэфира, плетеная, белая, шириной 3мм; 75см




Рис. 28. TUG75_5, «ПОЛИЭФИР ТЕСЬМА», нерассасывающаяся тесьма из полиэфира, плетеная, зеленая, шириной 5мм; 75см





Рис. 29. TUW35_59567, «ПОЛИЭФИР ТЕСЬМА», нерассасывающаяся нить из полиэфир, плетеная, белая, шириной 5мм; 35см; тип/1, 1/2, 48мм, 1,78мм



Рис. 30. CFW750, «ПОЛИЭФИР-Ф», нерассасывающаяся нить из полиэфир, плетеная, с покрытием, белая, 1 (метр.4), 75см




Рис. 31. CFG750, «ПОЛИЭФИР-Ф», нерассасывающаяся нить из полиэфир, плетеная, с покрытием, зеленая, 1 (метр.4), 75см




Рис. 32. TFW75_3, «ПОЛИЭФИР-Ф ТЕСЬМА», нерассасывающаяся тесьма из полиэфира, плетеная, с покрытием, белая, шириной 3мм; 75см




Рис. 33. TFG75_5, «ПОЛИЭФИР-Ф ТЕСЬМА», нерассасывающаяся тесьма из полиэфира, плетеная, с покрытием, зеленая, шириной 5мм; 75см




Рис. 34. HNW75L «ПОЛИЭТИЛЕН ПЛЕТЁНЫЙ», нерассасывающаяся нить из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), плетеная, белая, 3/0 (метр.2), 75см




Рис. 35. HUP75O, «ПОЛИЭТИЛЕН ПЛЕТЁНЫЙ», нерассасывающаяся нить из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), плетеная с вплетением мононитей из полипропилена, белая с синим, 1 (метр.4), 75см




Рис. 36. HUN75N, «ПОЛИЭТИЛЕН ПЛЕТЁНЫЙ», нерассасывающаяся нить из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), плетеная с вплетением мононитей из полиамида, белая с черным, 0 (метр. 3,5), 75см




Рис. 37. AUU45K3343, «ПОЛИПРОПИЛЕН», нерассасывающаяся мононить из полипропилена, неокрашенная, 4/0 (метр.1,5), 45 см, реж/1 3/8. 19мм. 0.43мм




Рис. 38. AUL30C0101/0301, «ПОЛИПРОПИЛЕН», нерассасывающаяся мононить из полипропилена, синяя, 10/0 (метр.0,2), 30 см;
2 иглы: шпат. прямая, 16мм, диаметр-0,10мм и шпат. 3/8 4мм, 0,10мм





Рис. 39. AUL100N8133, «ПОЛИПРОПИЛЕН», нерассасывающаяся мононить из полипропилена, синяя, 0 (метр.3,5), 100 см, реж/1, прямая, 60мм, 0,88мм





Рис. 40. BUU45K3303, «ПОЛИПРОПИЛЕН КАРДИО», нерассасывающаяся мононить из полипропилена, неокрашенная, 4/0 (метр.1,5), 45 см, реж/1, 3/8, 16мм, 0,43мм




Рис. 41. BUL75G1222R3x3, «ПОЛИПРОПИЛЕН КАРДИО», нерассасывающаяся мононить из полипропилена, синяя, 6/0 (метр.0,7), 75 см, кол/2, 3/8, 10мм, 0,38мм, прокл. прокладка 3 x 3 x 1,5мм




Рис. 42. BUL90L6426O6x3, «ПОЛИПРОПИЛЕН КАРДИО», нерассасывающаяся мононить из полипропилена, синяя, 3/0 (метр.2), 90 см, кол-реж/2, 1/2, 25мм, 0,53мм, прокл. прокладка 6 x 3 x 1,5мм





Рис. 43. BUL90H1262C6, «ПОЛИПРОПИЛЕН КАРДИО», нерассасывающаяся мононить из полипропилена, синяя, 5/0 (метр.1), 90 см, кол/2, 3/8, 13мм, 0,33мм, круглая прокладка 6 мм




Рис. 44. FUU75K, «ПВДФ», нерассасывающаяся мононить из поливинилиденфторида, неокрашенная, 4/0 (метр.1,5), 75 см




Рис. 45. FUL75M3505E, «ПВДФ», нерассасывающаяся мононить из поливинилиденфторида, синяя, 2/0 (метр.3), 75 см, реж/1, 3/8, 30мм, 0,66мм; 2 бус. 4мм, 2 зажима







Рис. 46. RUW90M2352, «ПТФЭ», нерассасывающаяся мононить из политетрафторэтилена, белая, 2/0 (метр.3), 90 см, кол/2, 1/2, 20мм, 0,33мм



7750, «ПОЛИЭФИР-С», нерассасывающаяся нить из полиэфира, плетеная, с покрытием, белая, 1 (метр. 4), 75см — 1шт.






Рис. 48-1. KC002 «Комплект групповой травматологический № 2». ОБЩИЙ ВИД. Состав:

- 1) CSG7504729, «ПОЛИЭФИР-С», нерассасывающаяся нить из полиэфира, плетеная, с покрытием, зеленая, 1 (метр. 4), 75см, реж/1, 1/2, 40мм, 0,99мм — 1шт.
- 2) CSW75M2503, «ПОЛИЭФИР-С», нерассасывающаяся нить из полиэфира, плетеная, с покрытием, белая, 2/0 (метр. 3), 75см, кол/1, 1/2, 30мм, 0,63мм — 1шт.
- 3) FUL45L3347, «ПВДФ», нерассасывающаяся






Рис. 48-2. КС002 «Комплект групповой травматологический № 2»

Фото этикетки групповой упаковки комплекта и изделий-представителей состава комплекта






Рис. 48-3. KC002 «Комплект групповой травматологический № 2».
 Фото этикетки групповой упаковки комплекта и изделия-представителя,
 код CSG7504729




Рис. 48-4. KC002 «Комплект групповой травматологический № 2».
 Фото этикетки групповой упаковки комплекта и изделия-представителя,





Рис. 48-5. KC002 «Комплект групповой травматологический № 2».
Фото этикетки групповой упаковки комплекта и изделия-представителя,
код: FUL45L3347

примено, примено ..
скреплено печатью



Директор

Шелест В.В.