

I hereby certify accuracy, correctness and
«Подтверждаю точность, правильность и
reliability of this document translated
достоверность содержания текста перевода
into Russian
на русский язык»

«APPROVE» / «УТВЕРЖДАЮ»
ABG LAB LLC, «ЭйБиДжи ЛАБ ЛЛК», США

Президент

(position / должность)

Элина Гестер

(name / имя)

(signature / подпись)

«20» декабря 2015 г.

«day» month (numerals)/«день» месяц (цифрами)

Stamp/М.П.

ABG LAB LLC

«ЭйБиДжи ЛАБ ЛЛК», США

ЭСКИЗЫ

упаковки и этикеток

Гель-имплантата для интрадермального введения MESOSculpT C 71™

Эскиз
этикетки шприца



Эскиз
этикетки стикера



Эскиз
этикетки блистера

100 MM

50 MM

Гель-имплантат для интрадермального введения
МЕЗОСКАЛПТ C71
MESO SCULPT C71

1 мл

Описание

Гель-имплантат для интрадермального введения представляет собой стерильный, апиrogenный, вязкоэластичный, бесцветный гидрогель, основанный на биорезорбируемой гиалуроновой кислоте, поставленный в стерильном шприце BD Нурак с Люер-Лок адаптером.
Изделие не комплектуется иглами для введения геля.

Состав

Гиалуронат натрия в концентрации от 3 до 4 мг/мл, фосфатидилэтанол-1.5 мг/мл, полисорбат 80-0.96 мг/мл, лизолетин-0.96 мг/мл, хлорид натрия-2.98 мг/мл, триметилциклогексил бутилкарбонат-0.5 мг/мл, вода для инъекций- до 1.0 мл.

Предупреждение

- соблюдать инструкцию по применению изделия,
- хранить при температуре от 2 до 25 °С,
- перед применением проверить срок годности,
- не использовать, если упаковка повреждена,
- не подвергать повторной стерилизации,
- беречь от осадков,
- не использовать повторно,
- хранить в недоступном для детей месте,
- стерилизовано радиационным методом,
- для применения рекомендованы иглы:
0,3х4; 0,3х5; 0,25х4; 0,2х4; 0,2х8.

Годен до: 16.08.2015

Дата изготовления: 19.08.2015

Серия: MS-150817001



Перевод с английского языка на русский язык

Печать:

«ЭйБиДжи ЛАБ ЛЛК»

Нью-Йорк, 2009 год

Перевёл с английского языка на русский язык
профессиональный переводчик Кунцевич Андрей Вячеславович



Город Москва.

Двадцать первое января две тысячи шестнадцатого года.

Я, Авдеева Елена Ивановна, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы, Макаренко Алексея Алексеевича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Кунцевичем Андреем Вячеславовичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 6-626

Взыскано по тарифу 300 р.


вр.и.о. нотариуса:



Документ.ру
Документ.ру
Документ.ру

Документ.ру Документ.ру Документ.ру

Гель-имплантат для интрадермального введения MESOSCULPT C 71^{IM}



из аптечного расч.
 N 50084 от 13.10.2015