

ФОТОГРАФИИ

медицинского изделия

Аппарат для терапии контролируемым
отрицательным давлением VENTURI с
принадлежностями

- VENTURI NPWT Pump.



into mains power supply

NB. The battery will charge the unit is connected to mains power supply will provide automatic backup if mains power fails.

6. Press RUN/STOP button to exit stand-by mode (power off). Press RUN/STOP button to initialise and run the pump.

NB. Display screen is off for a short period after power on.

DANGER: POSSIBLE OF FLAMMABLE AND TO QUALIFIED SERVICE IDENTICAL REPLACEMENT

MAINS ADAPTING AND ELECTRICAL

OPERATING VOLTAGE: 6V
PEAK CURRENT: 850mA RMS
MAX. LOAD WATTAGE: 7W


Serial Number
 VEN03772
 99-01-06-222

MADE IN ENGLAND BY

TALLEY
 MEDICAL

Talley Group Ltd., Premier Way,
 Abbey Park Industrial Estate,
 Romsey, Hampshire,
 SO51 9DQ England
 Tel: +44 (0)1794 503600
www.talleygroup.com

- Compact VENTURI NPWT Pump.





2. Емкость для сбора экссуданта с затвердителем, 600мл



3. Дренаж плоский, стандартный комплект, не более 10 комплектов, в составе:


- Дренаж плоский, 10мм - 10 шт.
- Марлевый квадрат (x2) Kerlix AMD, 15см x 17см - 10 шт.
- Раствор изотонический Irripod, 20мл - 10 бут.
- Пластырь самоклеющийся гелевый - 10 шт.
- Пленка прозрачная, 20см x 20см - 20 шт.
- Трубка соединительная Venturi - 10 шт.
- Трубка U-образная - 10 шт.











4. Комплект абдоминальный, не более 10 комплектов, в составе:

- Дренаж плоский, 10мм - 20 шт.
- Марлевый рулон Kerlix AMD, 11.4см x 3.7м - 20 рул.
- Раствор изотонический Irriprod, 20мл - 30 бут.
- Пластырь самоклеющийся гелевый - 30 шт.
- Контактный слой Telfa Clear, 60см x 60см - 1 шт.
- Пленка прозрачная, 20см x 20см - 60 шт.
- Трубка соединительная Venturi - 10 шт.
- Трубка U-образная - 10 шт.







Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 9 листов
Смирнов
Рубинчик С.С.

