

Фотографии медицинского изделия:

«Инструменты стоматологические полировальные (полиры, диски) в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями»

Производства «Гебр. Брасслер» ГмбХ и Ко. КГ/ Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo, Germany

Список фото:

Рис. 1. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9632.204.060 полир конический, диаметр (мм): 6,0;

Рис. 2. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9632.204.060 полир конический, диаметр (мм): 6,0;

Рис. 3. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9608.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм;

Рис. 4. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9608.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм;

Рис. 5. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9553.204.060 Полир чашевидный, диаметр (мм): 6,0 мм;

Рис. 6. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9553.204.060 Полир чашевидный, диаметр (мм): 6,0 мм;

Рис. 7. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 94026F.204.100 Полир колесовидный, диаметр (мм): 10,0 мм;

Рис. 8. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 94026F.204.100 Полир колесовидный, диаметр (мм): 10,0 мм;

Рис. 9. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9406.204.100 Полир линзообразный, диаметр (мм): 10,0 мм;

Рис. 10. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9406.204.100 Полир линзообразный, диаметр (мм): 10,0 мм;

Рис. 11. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9663.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм;

Рис. 12. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9663.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм;

Рис. 13. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9665.204.055 Полир чашевидный, диаметр (мм): 5,5 мм;

Рис. 14. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9665.204.055 Полир чашевидный, диаметр (мм): 5,5 мм;

Рис. 15. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9526UF.204.100 Полир колесовидный, диаметр (мм): 10,0 мм;

Рис. 16. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9526UF.204.100 Полир колесовидный, диаметр (мм): 10,0 мм;

Рис. 17. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9523UF.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм;

Рис. 18. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9523UF.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм;

Рис. 19. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9525UF.204.085 Полир чашевидный, диаметр (мм): 8,5 мм;

Рис. 20. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9525UF.204.085 Полир чашевидный, диаметр (мм): 8,5 мм;

Рис. 21. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9556.204.110 Полир линзообразный, диаметр (мм): 11,0 мм;

Рис. 22. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9556.204.110 Полир линзообразный, диаметр (мм): 11,0 мм;

Рис. 23. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9656.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм;

Рис. 24. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9656.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм;

Рис. 25. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9653.204.060 Полир чашевидный, диаметр (мм): 6,0 мм;

Рис. 26. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9653.204.060 Полир чашевидный, диаметр (мм): 6,0 мм;

Рис. 27. Диск алмазный: 952.900.100 Диск дисковидный, диаметр (мм): 10,0 мм;

Рис. 28. Диск алмазный: 952.900.100 Диск дисковидный, диаметр (мм): 10,0 мм;

Рис. 29. Держатель стальной: 303.204;

Рис. 30. Держатель стальной: 303.204;

Рис. 38. Набор для полирования высокопрочной керамики (например, ZrO_2) 4622.204.

А.Г.Трофименко






Рис. 1. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9632.204.060 Полир конический, диаметр (мм): 6,0.




Рис. 2. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9632.204.060 Полир конический, диаметр (мм): 6,0.



Рис. 3. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9608.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм.





Рис. 4. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9608.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм.



Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo · Germany

CE 0197



ohne Polierpaste einsetzen
use without polishing paste

9553 204 060

658 204 034523 060

794484

REF

ISO

LOT




BRASSELER



+E226007506K00/\$794484

Made in Germany



⊘_{max.} 15000 min⁻¹

⊘_{opt.} 6000 min⁻¹

Рис. 5. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9553.204.060 Полир чашевидный, диаметр (мм): 6,0 мм.




Рис. 6. Полир полиуретановый с частицами карбида кремния: 9553.204.060 Полир чашевидный, диаметр (мм): 6,0 мм.




Рис. 7. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 94026F.204.100 Полир колесовидный, диаметр (мм): 10,0 мм.




Рис. 8. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 94026F.204.100 Полир колесовидный, диаметр (мм): 10,0 мм.





Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo · Germany

CE 0197



für Komposit / for Composite



REF

9406 204 100

$\bigcirc_{\text{max.}} 15000 \text{ min}^{-1}$

LOT

792819

$\bigcirc_{\text{opt.}} 6000 \text{ min}^{-1}$



BRASSELER



+E226023494K20/\$792819

Made in Germany

Рис. 9. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9406.204.100 Полир линзообразный, диаметр (мм): 10,0 мм.



Рис. 10. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9406.204.100 Полир линзообразный, диаметр (мм): 10,0 мм.



Рис. 11. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9663.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм.




Рис. 12. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9663.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм.




Рис. 13. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9665.204.055 Полир чашевидный, диаметр (мм): 5,5 мм.



Рис. 14. Полир полиуретановый с алмазными частицами: 9665.204.055 Полир чашевидный, диаметр (мм): 5,5 мм.



Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo · Germany


CE 0197



für Composite / for Composite

REF

9526UF 204 100



LOT

794607

$\text{O}_{\text{max.}} 15000 \text{ min}^{-1}$

$\text{O}_{\text{opt.}} 6000 \text{ min}^{-1}$



BRASSLER



+E226037194K20/\$794607

Made in Germany

Рис. 15. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9526UF.204.100 Полир колесовидный, диаметр (мм): 10,0 мм.




Рис. 16. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9526UF.204.100 Полир колесовидный, диаметр (мм): 10,0 мм.





Рис. 17. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9523UF.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм.



Рис. 18. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9523UF.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм.




Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo · Germany



für Composite / for Composite

REF

9525UF 204 085




LOT

794605

$\bigcirc_{\text{max.}} 15000 \text{ min}^{-1}$

$\bigcirc_{\text{opt.}} 6000 \text{ min}^{-1}$



BRASSELER

+E226037193K20/\$794605

Made in Germany


Рис. 19. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9525UF.204.085 Полир чашевидный, диаметр (мм): 8,5 мм.



Рис. 20. Полир силиконовый с алмазными частицами: 9525UF.204.085 Полир чашевидный, диаметр (мм): 8,5 мм.



Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo · Germany




ohne Polierpaste einsetzen

use without polishing paste

9556 204 110

658 204 304523 110

756215



$\text{O}_{\text{max.}}$ 15000 min⁻¹

$\text{O}_{\text{opt.}}$ 6000 min⁻¹



+E226007512K00/\$756215

Made in Germany

BRASSLER

Рис. 21. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9556.204.110 Полир линзообразный, диаметр (мм): 11,0 мм.




Рис. 22. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9556.204.110 Полир линзообразный, диаметр (мм): 11,0 мм.




Рис. 23. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9656.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм.




Рис. 24. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9656.204.030 Полир пламевидный, диаметр (мм): 3,0 мм.



Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo · Germany

CE 0197




ohne Polierpaste einsetzen
use without polishing paste

REF
ISO
LOT

9653 204 060

658 204 034523 060

737278



$\bigcirc_{\text{max.}}$ 15000 min⁻¹

$\bigcirc_{\text{opt.}}$ 6000 min⁻¹



BRASSELER



+E226018704K00/\$737278

Made in Germany

Рис. 25. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9653.204.060 Полир чашевидный, диаметр (мм): 6,0 мм.



Рис. 26. Полир силиконовый с частицами карбида кремния: 9653.204.060 Полир чашевидный, диаметр (мм): 6,0 мм.



Рис. 27. Диск алмазный: 952.900.100 Диск дисковидный, диаметр (мм): 10,0 мм




Рис. 28. Диск алмазный: 952.900.100 Диск дисковидный, диаметр (мм): 10,0 мм



Рис. 29. Держатель стальной: 303.204.



Рис. 30. Держатель стальной: 303.204.



Рис. 31. Набор для полирования композитных материалов 4312A.204.




Рис. 32. Набор для полирования композитных материалов 4312A.204.




Рис. 33. Набор для полирования композитных материалов 4652.204.




Рис. 34. Набор для полирования композитных материалов 4652.204.




Рис. 35. Набор для полирования керамики 4313В.204.




Рис. 36. Набор для полирования керамики 4313В.204.



CE 0197

Politur von
Vollkeramiken (z.B. ZrO_2)
REF 4622



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo · Germany
Telefon +49(0)5261 701-0
Telefax +49(0)5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

CE 0197

Beigleitetinformation ist unbedingt zu beachten und für den Gebrauch



94020F
204
040



94021F
204
050



94022F
204
060

Рис. 37. Набор для полирования высокопрочной керамики (например, ZrO_2) 4622.204.




Рис. 38. Набор для полирования высокопрочной керамики (например, ZrO_2) 4622.204.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

41 лист(ов)

Генеральный директор ООО

"МедТехКомплект"

Трофименко

